


ОКП 93 9890

УТВЕРЖДАЮ



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
«КОМПОГЕМ® 100/100»
ТУ 9398-097-17121966-2007

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПИ-096.00.00 РЭ

Настоящий документ содержит сведения о технических характеристиках контейнеров для компонентов крови однократного применения «Компогем® 100/100» ТУ 9398-097-17121966-2007 (в дальнейшем контейнер «Компогем® 100/100»), его составе и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Контейнер «Компогем® 100/100» предназначен для присоединения к контейнеру с фракционированными компонентами крови, включая лейкотромбослой, для получения концентрата тромбоцитов, их хранения, переливания и транспортировки.

Контейнер «Компогем® 100/100» предназначен для работы в условиях станций переливания крови, а также в отделениях переливания крови лечебных учреждений.

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150, при температуре от -40 до 40°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контейнер «Компогем® 100/100» стерилен внутри, апирогенен и нетоксичен.


Соединение трубок с деталями контейнера выдерживает нагрузку на растяжение не менее (20⁺⁵) Н после стерилизации.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контейнер «Компогем® 100/100» создает закрытую замкнутую систему при присоединении его к контейнеру с консервированной кровью или ее компонентами за счет специального коннектора для стерильного подсоединения, выполненного в виде полимерной иглы с защитной оболочкой, закрытой колпачком. Коннектор обеспечивает стерильное подсоединение к контейнеру с трансфузионной средой и создание закрытой замкнутой системы.

ВНИМАНИЕ! Контейнер «Компогем® 100/100» не применять при нарушении целостности потребительской тары.

1. Проверьте срок годности контейнера «Компогем® 100/100», целостность потребительской тары и пригодность трансфузионной среды.
2. Извлеките контейнер «Компогем® 100/100» из упаковки. Переведите зажим 1 как можно ближе к контейнеру и закройте его.
3. Вскройте штуцер 2 контейнера 3 с лейкотромбослоем.
4. Снимите колпачок 4 с иглы полимерной 5 коннектора для стерильного подсоединения 6, при этом защитная оболочка 7 должна оставаться на игле полимерной 5.



Вращательным движением введите иглу полимерную в штуцер 2 контейнера 3 до упора, проколов мембрану.

5. Переведите лейкотромбослой в основную емкость контейнера «Компогем® 100/100» 8.

6. Загерметизируйте трубку 9 ближе к емкости 8 и перережьте по месту герметизации. При разъединении контейнеров полимерную иглу 5 не извлекать из штуцера 2 контейнера 3.

7. Отцентрифугируйте контейнер «Компогем® 100/100» в мягком режиме (190 – 240) g в течение 10 мин. При этом тромбоциты оказываются наверху, а лейкоциты и эритроциты оседают на дно.

8. Расположите основную емкость контейнера «Компогем® 100/100» 8 в плазмозекстраторе, откройте зажим 1 и переведите концентрат тромбоцитов в дополнительную емкость 10.

9. Загерметизируйте трубку 11 и перережьте по месту герметизации.

10. Произведите маркировку обеих емкостей контейнера «Компогем® 100/100» с полученными компонентом крови.

ТРАНСФУЗИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ

1. Переливайте компонент крови через устройство для переливания крови.

2. Вскройте штуцер контейнера с компонентом крови, подсоедините устройство для переливания крови в соответствии с его руководством по эксплуатации и произведите операцию трансфузии.

Примечание: заполненный контейнер храните при температуре, указанной на этикетке.

Зав. Отделом ООО «НТЦ «Мепотекс»

Demina Демина Н.А.


Ведущий конструктор ООО «НТЦ «Мепотекс»

Sapokova Сапкова Г.Н.

ОКП 93 9890

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
«КОМПОГЕМ® 300»
ТУ 9398-097-17121966-2007

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПИ 097.00.00 РЭ

Настоящий документ содержит сведения о технических характеристиках контейнеров для компонентов крови однократного применения «Компогем® 300» ТУ 9398-097-17121966-2007 (в дальнейшем контейнер «Компогем® 300»), его составе и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Контейнер «Компогем® 300» предназначен для присоединения к контейнеру с консервированной кровью или компонентами для получения компонентов крови, их хранения, переливания и транспортировки.

Контейнер «Компогем® 300» предназначен для работы в условиях станций переливания крови, а также в отделениях переливания крови лечебных учреждений.

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150, при температуре от -40 до 40°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контейнер «Компогем® 300» стерилен внутри, апирогенен и нетоксичен.


Соединение трубки с деталями контейнера выдерживает нагрузку на растяжение не менее (20^{+5}) Н после стерилизации.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контейнер «Компогем® 300» создает закрытую замкнутую систему при присоединении его к контейнеру с консервированной кровью или ее компонентами за счет специального коннектора для стерильного подсоединения, выполненного в виде полимерной иглы с защитной оболочкой, закрытой колпачком. Коннектор обеспечивает стерильное подсоединение к контейнеру с трансфузионной средой и создание закрытой замкнутой системы.

ВНИМАНИЕ! Контейнер «Компогем® 300» не применять при нарушении целостности потребительской тары.

1. Проверьте срок годности контейнера «Компогем® 300», целостность потребительской тары и пригодность трансфузионной среды.
2. Извлеките контейнер «Компогем® 300» 1 из упаковки.
3. Вскройте штуцер 2 контейнера 3 с фракционированной кровью или компонентами.



4. Снимите колпачок 4 с иглы полимерной 5 коннектора для стерильного подсоединения 6, при этом защитная оболочка 7 должна оставаться на игле полимерной 5.
5. Вращательным движением введите иглу полимерную в штуцер контейнера 3 до упора, проколов мембрану.
5. Переведите компонент крови при помощи плазмоекстрактора в контейнер «Компогем® 300» 1, расположенный на горизонтальной поверхности.
6. Произведите маркировку контейнера «Компогем® 300» с полученным компонентом крови.
7. Загерметизируйте трубку 8 и перережьте по месту герметизации. При разъединении контейнеров полимерную иглу 5 не извлекать из штуцера 2 контейнера 3.

ТРАНСФУЗИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ

1. Переливайте компонент крови только через устройство для переливания крови.
2. Вскройте штуцер контейнера 1 с компонентом крови, подсоедините устройство для переливания крови в соответствии с его руководством по эксплуатации и произведите операцию трансфузии.

Примечание: заполненный контейнер храните при температуре, указанной на этикетке.

Зав. Отделом ООО «НТЦ «Мепотекс»

Демина Демина Н.А.

Ведущий конструктор ООО «НТЦ «Мепотекс»

Салкова Салкова Г.Н.

ОКП 93 9890

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



Н.М.Шипов

3 2007 г.

**КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
«КОМПОГЕМ® 500»
ТУ 9398-097-17121966-2007**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПИ 098.00.00 РЭ**

Настоящий документ содержит сведения о технических характеристиках контейнеров для компонентов крови однократного применения «Компогем® 500» ТУ 9398-097-17121966-2007 (в дальнейшем контейнер «Компогем® 500»), его составе и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Контейнер «Компогем® 500» предназначен для присоединения к контейнеру с консервированной кровью или компонентами для получения компонентов крови; их хранения, переливания и транспортировки.

Контейнер «Компогем® 500» предназначен для работы в условиях станций переливания крови, а также в отделениях переливания крови лечебных учреждений.

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150, при температуре от -40 до 40°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контейнер «Компогем® 500» стерилен внутри, апирогенен и нетоксичен.


Соединение трубки с деталями контейнера выдерживает нагрузку на растяжение не менее (20^{+5}) Н после стерилизации.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контейнер «Компогем® 500» создает закрытую замкнутую систему при присоединении его к контейнеру с консервированной кровью или ее компонентами за счет специального коннектора для стерильного подсоединения, выполненного в виде полимерной иглы с защитной оболочкой, закрытой колпачком. Коннектор обеспечивает стерильное подсоединение к контейнеру с трансфузионной средой и создание закрытой замкнутой системы.

ВНИМАНИЕ! Контейнер «Компогем® 500» не применять при нарушении целостности потребительской тары.

1. Проверьте срок годности контейнера «Компогем® 500», целостность потребительской тары и пригодность трансфузионной среды.
2. Извлеките контейнер «Компогем® 500» 1 из упаковки.
3. Вскройте штуцер 2 контейнера 3 с фракционированной кровью или компонентами.



4. Снимите колпачок 4 с иглы полимерной 5 коннектора для стерильного подсоединения 6, при этом защитная оболочка 7 должна оставаться на игле полимерной 5. Вращательным движением введите иглу полимерную в штуцер контейнера 3 до упора, проколов мембрану.

5. Переведите компонент крови, при помощи плазмозекстрактора в контейнер «Компогем® 500» 1, расположенный на горизонтальной поверхности.

6. Произведите маркировку контейнера «Компогем® 500» с полученным компонентом крови.

7. Загерметизируйте трубку 8 и перережьте по месту герметизации. При разъединении контейнеров полимерную иглу 5 не извлекать из штуцера 2 контейнера 3.

ТРАНСФУЗИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ

1. Переливайте компонент крови только через устройство для переливания крови.
2. Вскройте штуцер контейнера 1 с компонентом крови, подсоедините устройство для переливания крови в соответствии с его руководством по эксплуатации и произведите операцию трансфузии.

Примечание: заполненный контейнер храните при температуре, указанной на этикетке.

Зав. Отделом ООО «НТЦ «Мпотекс»

Демина Демина Н.А.

Ведущий конструктор ООО «НТЦ «Мпотекс»

Сапкова Сапкова Г.Н.

ОКП 93 9890

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



Н.М.Шишов

2007 г.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
«КОМПОГЕМ® 300/300»
ТУ 9398-097-17121966-2007

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПИ 099.00.00 РЭ

Настоящий документ содержит сведения о технических характеристиках контейнеров для компонентов крови однократного применения «Компогем® 300/300» ТУ 9398-097-17121966-2007 (в дальнейшем контейнер «Компогем® 300/300»), его составе и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Контейнер «Компогем® 300/300» предназначен для присоединения к контейнеру с фракционированной кровью или компонентами для получения компонентов крови, их хранения, переливания и транспортировки.

Контейнер «Компогем® 300/300» предназначен для работы в условиях станций переливания крови, а также в отделениях переливания крови лечебных учреждений.

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150, при температуре от -40 до 40°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контейнер «Компогем® 300/300» стерилен внутри, апирогенен и нетоксичен.


Соединения трубок с деталями контейнера выдерживает нагрузку на растяжение не менее (20^{+5}) Н после стерилизации.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контейнер «Компогем® 300/300» создает закрытую замкнутую систему при присоединении его к контейнеру с консервированной кровью или ее компонентами за счет специального коннектора для стерильного подсоединения, выполненного в виде полимерной иглы с защитной оболочкой, закрытой колпачком. Коннектор обеспечивает стерильное подсоединение к контейнеру с трансфузионной средой и создание закрытой замкнутой системы.

ВНИМАНИЕ! Контейнер «Компогем® 300/300» не применять при нарушении целостности потребительской тары.

1. Проверьте срок годности контейнера «Компогем® 300/300», целостность потребительской тары и пригодность трансфузионной среды.
2. Извлеките контейнер «Компогем® 300/300» из упаковки. Закройте зажим 1.
3. Вскройте штуцер 2 контейнера 3 с фракционированной кровью или компонентами.
4. Снимите колпачок 4 с иглы полимерной 5 коннектора для стерильного подсоединения 6, при этом защитная оболочка 7 должна оставаться на игле полимерной 5.



Вращательным движением введите иглу полимерную в штуцер 2 контейнера 3 до упора, проколов мембрану.

5. Переведите компонент крови при помощи плазмозекстрактора в основную емкость контейнера «Компогем® 300/300» 8.

6. Загерметизируйте трубку 9 ближе к емкости 8 и перережьте по месту герметизации. При разъединении контейнеров полимерную иглу 5 не извлекать из штуцера 2 контейнера 3.

7. Отцентрифугируйте контейнер «Компогем® 300/300» для разделения содержимого на компоненты.

8. Расположите основную емкость контейнера «Компогем® 300/300» 8 в плазмозекстракторе, откройте зажим 1 и переведите вновь полученный компонент крови в дополнительную емкость 10.

9. Загерметизируйте трубку 11 и перережьте по месту герметизации.

10. Произведите маркировку обеих емкостей контейнера «Компогем® 300/300» с полученными компонентом крови.

ТРАНСФУЗИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ

1. Переливайте компонент крови через устройство для переливания крови.

2. Вскройте штуцер контейнера с компонентом крови, подсоедините устройство для переливания крови в соответствии с его руководством по эксплуатации и произведите операцию трансфузии.

Примечание: заполненный контейнер храните при температуре, указанной на этикетке.

Зав. Отделом ООО «НТЦ «Мепотекс»

Демина Н.А. Демина Н.А.

Ведущий конструктор ООО «НТЦ «Мепотекс»

Сапкова Г.Н. Сапкова Г.Н.

ОКП 93 9830

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НТИ «Мепотекс»

Н.М.Шишов



03 2007 г.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
«КОМПОГЕМ® 600-ОЭ»
ТУ 9398-097-17121966-2007

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПИ - 108.00.00 РЭ

Настоящий документ содержит сведения о технических характеристиках контейнеров для компонентов крови однократного применения «Компогем® 600-ОЭ» ТУ 9398-097-17121966-2007 (в дальнейшем контейнер «Компогем® 600-ОЭ»), его составе и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Контейнер «Компогем® 600-ОЭ» предназначен для отмывания нативных эритроцитов от белков плазмы, тромбоцитов и лейкоцитов, и криоконсервированных эритроцитов от консерванта, а также для хранения, переливания отмывых эритроцитов реципиенту.

Контейнер «Компогем® 600-ОЭ» предназначен для работы в условиях станций переливания крови, а также в отделениях переливания крови лечебных учреждений.

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150, но при температуре от 4 до 40°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контейнер «Компогем® 600-ОЭ» стерилен внутри, апирогенен и нетоксичен.

Соединение трубки с деталями контейнера выдерживает нагрузку на растяжение не менее (20^{+5}) Н.

Вместимость емкости контейнера не менее 600 мл.


УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Контейнер «Компогем® 600-ОЭ» не применять при нарушении целостности пакета потребительской тары.

1. Проверьте целостность пакета потребительской тары и срок годности контейнера «Компогем® 600-ОЭ».
2. Вскройте пакет и извлеките контейнер «Компогем® 600-ОЭ».
3. Заполните емкость контейнера 2 эритроцитами.

При переводе эритроцитов из полимерного контейнера вскройте штуцер полимерного контейнера и повесьте контейнер на стойке штуцером вниз. Снимите колпачок 3 с иглы полимерной 4 и введите иглу 4 в штуцер контейнера.

После заполнения контейнера 2 эритроцитами, герметизируйте трубку 1 вблизи сварного шва контейнера 2. Отделите трубку 1 с иглой 4 от контейнера 2.



4. При переводе отмывающего раствора из полимерного контейнера или стеклянной бутылки вскройте штуцер полимерного контейнера или обработайте пробку бутылки антисептиком. Снимите колпачок 5 с иглы 6 и введите ее в штуцер контейнера или пробку бутылки до упора. Повесьте контейнер или бутылку с раствором на стойке на высоте, примерно 0,8м от стола с расположенным на нем контейнером 2, и переведите в него отмывающий раствор.

При переводе отмывающего раствора:

из бутылки - откройте клапан 7,

из контейнера – не открывайте клапан 7.

Герметизируйте трубку 8 вблизи иглы 6 и отделите иглу 6.

5. Закройте зажимы 10 и 11, расположенные вблизи сварного шва контейнера. Проведите центрифугирование.

6. Установите контейнер в плазмоекстрактор. Перекройте трубку 9 клиновым зажимом или зажимом Кохера вблизи тройника 12. Отрежьте герметизированный участок трубки 8. Откройте зажим 10 и слейте надсадочную жидкость.

Герметизируйте трубку 8.

7. Снимите зажим с трубки 9 и заполните контейнер 2 отмывающим раствором через иглу 13 по п.4.

8. Закройте зажим 10, отделите иглу 13 и проведите центрифугирование.

9. Установите контейнер в плазмоекстрактор. Откройте зажим 10 и слейте надсадочную жидкость. Герметизируйте трубку 14.

10.Откройте зажим 11. Заполните контейнер 2 отмывающим раствором через иглу 15 по п. 4.

Герметизируйте трубку 16 вблизи иглы 15 и отделите иглу 15. Закройте зажим 11. Проведите центрифугирование.

11.Слейте надосадочную жидкость через трубку 16 по п. 6.

12.Заполните контейнер 2 ресуспендирующим раствором через иглу 17 по п. 4.

13. Герметизируйте трубку 18 вблизи сварного шва контейнера.

Зав. отделом ООО «НТЦ «Мепотекс»



Демина Н.А.


Ведущий конструктор ООО «НТЦ «Мепотекс»



Сапкова Г.Н.

ОКП 93 9890

УТВЕРЖДАЮ



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ
КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
«КОМПОГЕМ® 600М»
ТУ 9398-097-17121966-2007

Руководство по эксплуатации
ПИ-112.00.00 РЭ

Настоящий документ содержит сведения о технических характеристиках контейнера для хранения замороженных компонентов крови однократного применения «Компогем® 600М» ТУ 9398-097-17121966-2007, его составе и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Контейнер «Компогем® 600М» предназначен для хранения в нем замороженных клеток крови в условиях станций и отделений переливания крови, имеющих необходимые условия для хранения.

Вид климатического исполнения контейнера УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, но при температуре от минус 40 до 40°C.

СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контейнер «Компогем® 600М» представляет собой плоскую пленочную емкость с вваренными в нее штуцером для опорожнения контейнера и трубкой, идущей к тройнику, соединяющему с помощью трубок две иглы: совмещенную с воздушным каналом полимерную иглу для подключения к емкости с ограждающим раствором (в том числе к жесткому флакону) и одноканальную полимерную иглу для подключения к контейнеру с клетками крови. На трубке соединяющий тройник с совмещенной полимерной иглой установлен регулятор истечения жидкости роликового типа (в дальнейшем – роликовый зажим), на трубке соединяющий тройник с одноканальной полимерной иглой зажим, перекрывающий ток жидкости типа «да - нет».

Контейнер внутри стерильный, апирогенный и нетоксичный.

Вместимость емкости контейнера – 600 мл.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация использованных контейнеров в установленном порядке.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Схема использования контейнера представлена на рисунке 1.

ПОДГОТОВКА КОНТЕЙНЕРА К РАБОТЕ И ЕГО ЗАПОЛНЕНИЕ

1. Проверьте срок годности контейнера и целостность пакета потребительской тары.

Внимание! Контейнер не применять при нарушении целостности потребительской тары.

2. Вскройте пакет потребительской тары и извлеките из него контейнер.

3. Заполните этикетку контейнера.

4. Проверьте срок годности предназначенных для замораживания клеток крови.

5. Проверьте срок годности и соответствие ограждающего раствора предназначенным для замораживания клеткам крови.

6. Закройте зажим 1 и роликовый зажим 2.

7. Вскройте штуцер 3 контейнера с клетками крови, снимите защитный колпачок 4 с одноканальной полимерной иглы 5 и вращательным движением введите до упора иглу 5 в штуцер контейнера с клетками крови.

8. Снимите защитный колпачок 6 с полимерной иглы 7 с воздушным каналом и подключитесь этой иглой к емкости с ограждающим раствором.

9. Закрепите емкости, с клетками крови и ограждающим раствором, на высоте 1м от контейнера.

10. Расположите контейнер на столе.

11. Откройте полностью роликовый зажим 2.

12. Откройте пробку 8 на воздушном канале полимерной иглы 7, если емкость с ограждающим раствором представляет собой жесткую емкость (стеклянную бутылку, емкость из полиэтилена). При нахождении ограждающего раствора в эластичном полимерном контейнере пробку воздушного канала иглы не открывать.

13. Откройте зажим 1 .

14. С помощью роликового зажима 2 установите скорость опорожнения емкости с ограждающим раствором, равную скорости опорожнения емкости с клетками крови.

15. Переведите клетки крови и ограждающий раствор в емкость контейнера.

16. Перекройте роликовый зажим 2 и закройте зажим 1 после завершения заполнения емкости контейнера.

17. Загерметизируйте трубку 9 , идущую от емкости контейнера к тройнику, на расстоянии около 20 мм от емкости контейнера любым используемым в медицинской практике способом.

18. Отделите трубку 9 от заполненной и загерметизированной емкости контейнера.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ КЛЕТОК КРОВИ В КОНТЕЙНЕРЕ

1. Поместите заполненный контейнер в специальный холдер.
2. Произведите замораживание клеток крови в контейнере, помещенном в холдер, в соответствии с методикой, принятой для замораживания данного типа клеток крови.
3. Поместите контейнер с замороженными клетками крови, помещенный в холдер, в холодильник на хранение.

ХРАНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА, С ЗАМОРОЖЕННЫМИ В НЕМ КЛЕТКАМИ КРОВИ, В ХОЛДЕРЕ ВОЗМОЖНО КАК ГОРИЗОНТАЛЬНОМ, ТАК И В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИЯХ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ И ОПОРОЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА

1. Достаньте из холодильника холдер с находящимся в нем контейнером, стараясь оказывать на холдер как можно меньше механических воздействий (ударов, бросков, перегибов).
2. Проверьте по этикетке на контейнере сведения о находящихся в нем клетках крови.
3. Поместите холдер с контейнером в устройство для размораживания и произведите размораживание по принятой для данного типа клеток крови методике.
4. Достаньте размороженный контейнер из холдера и положите на стол.
5. Подготовьте к работе, в соответствии с руководством по его эксплуатации, устройство, с помощью которого будет производиться опорожнение контейнера (устройство для переливания крови, контейнер для отмывания).
6. Вскройте штуцер 10 контейнера, снимите защитный колпачок с иглы устройства для опорожнения, и введите иглу устройства до упора в штуцер контейнера.
7. Подвесьте контейнер за специальное отверстие 11 на необходимой высоте и произведите опорожнение.




Рисунок 1. Схема использования контейнера "Компогем 600М"