

Руководство по эксплуатации изделий медицинских компрессионных и профилактических (компрессионного трикотажа ВЕНОСАН)

Как надевать медицинские компрессионные изделия

- Лучше всего компрессионные колготы, чулки и гольфы надевать с утра до появления возможного отека ног.
- Ноги должны быть сухими.
- При надевании обязательно рекомендуется использовать резиновые перчатки, благодаря которым проще надевать и снимать компрессионные гольфы, чулки, колготы. Резиновые перчатки также защитят компрессионное изделие от повреждения во время надевания и снятия.
- Для того, чтобы изделия «сидело» на ноге правильно, рекомендуется сначала натянуть пятку, затем равномерно распределять изделие выше по ноге.
- Если Вы носите повязку (бинт) на ноге, то лучше сначала надеть на повязку тонкий нейлоновый чулок, а затем на него без особых усилий надевать компрессионные гольфы, чулки или колготы.

Порядок надевания компрессионного изделия

1. Для изделий с открытым мыском – сначала наденьте шелковый носочек, который прилагается в комплекте и служит в качестве вспомогательного средства при надевании компрессионного изделия.
2. Используя резиновые перчатки, натяните изделие на пятку.
3. Не следует тянуть компрессионные чулочные изделия за верхний край. С помощью резиновых перчаток равномерно распределяйте изделие по ноге по направлению к колену. Удостоверьтесь, что нигде не образовались складки. Если Вы надеваете чулки или колготы, то после всех вышеперечисленных действий натяните изделие выше на бедро. Для изделий с открытым мыском: благодаря хорошей эластичности Вы можете оставить пальцы ног свободными или закрытыми, в зависимости от того, как Вам удобно.
4. Шелковый носочек можно легко снять, ухватив его за мысок.

Как снимать гольфы, чулки и колготы

5. С помощью резиновых перчаток можно легко снять компрессионное изделие. Возьмите гольфы, чулки или колготы за верхний край и, выворачивая изделие наизнанку, стягивайте его по направлению к пятке. С пятки изделие стягивается с помощью ладони.

Как правильно носить компрессионные изделия ВЕНОСАН

- Гольфы надеты правильно, если верхний край (манжет) находится под коленом.

- Чулки до середины бедра – резинка должна находиться на середине бедра.
- Чулки до паха – резинка должна быть натянута до паха.
- Колготы – прорезиненная часть должна находиться на уровне паха.

Генеральный директор ООО «Билайф»



Аверьянов А.А.

М.п.

