

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 февраля 2017 года № РЗН 2016/5219

Лист 1

На медицинское изделие

Ретрактор (протектор) ректальный GelPOINT Path (CN011), в составе:

- крышка GELSEAL - 1 шт.;
- канал доступа - 1 шт.;
- канюля, 10 мм - 3 шт.;
- обтуратор, 10 мм - 1 шт.;
- интродьюсер - 1 шт.;
- инструкция по применению.

Место производства:

1. Applied Medical Resources Corporation, 22822 Avenida Empresa, Rancho Santa Margarita, CA 92688, USA.
2. Applied Medical Resources Corporation, 20161 Windrow Drive, Lake Forest, CA 92630, USA.

[Handwritten signature]

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

[Handwritten signature]

М.А. Мурашко

0031085

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор дивизии медицинского изделия
«Applied Medical Resources Corporation» США
(Applied Medical Resources Corporation) USA



Тед Стенли (Ted Stenley)

Инструкция по применению

«Ретрактор (протектор) ректальный GelPOINT Path (CN011)»,
производства «Эпплайд Медикал Ресорсез Корпорейшн», США.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ДАННЫЕ КОМПАНИИ
2. ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ
3. НОМЕНКЛАТУРА
4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
5. МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
7. МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ
8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
9. УПАКОВКА
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
11. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
12. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
13. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
14. УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ
15. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
16. СРОК ГОДНОСТИ
17. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ

Версия документа	Действия
01	Перевод на русский язык эксплуатационной документации.

1. ДАННЫЕ О КОМПАНИИ:

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

«Эпплайд Медикал Ресорсез Корпорейшн», США

«Applied Medical Resources Corporation»

Адрес:

Юридический адрес: 22872 Avenida Empressa, Rancho Santa Margarita, CA 92688, USA

Тел.: +1 (949) 713 8000

Факс.: +1 (949) 713 8200

e-mail: contact@appliedmedical.com

Контактная информация для справок:

«Эпплайд Медикал Ресорсез Корпорейшн», США

«Applied Medical Resources Corporation»

22872 Avenida Empressa, Rancho Santa Margarita, CA 92688, USA

Тел.: +1 (949) 713 8000

Факс.: +1 (949) 713 8200

e-mail: contact@appliedmedical.com

Адреса производственных площадок:

1. 22822 Avenida Empressa, Rancho Santa Margarita, CA 92688, USA

2. 20161 Windrow Drive Lake Forest, CA 92630, USA

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

В соответствии с Директивой по медицинским приборам 93/42/CEE, изделие имеет маркировку CE0843

Как предусмотрено ст. 11 MDD 93/42/EEC с поправками, внесенными Директивой 2007/47/EC, процедура оценки соответствия Эпплайд Медикал Ресорсез Корпорейшн заключается в следующем:

Медицинское изделие не содержат животных тканей, как определено в Директиве 2003/32/EEC

Медицинское изделие не содержат лекарственные вещества, как определено в Директиве 2001/81/EEC

Медицинское изделие не содержат производные крови человека, как определено в Директиве 2000/70/EEC

Эпплайд Медикал Ресорсез Корпорейшн, США, со всей ответственностью заявляет, что все производственные площадки имеют сертификаты на производство медицинских изделий, вся идентичная продукция выпускается по одной документации и имеет гарантированно высокое качество.

2. ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ

Ретрактор (протектор) ректальный GelPOINT Path (CN011)

3. НОМЕНКЛАТУРА

Ретрактор (протектор) ректальный GelPOINT Path (CN011), набор:

- Крышка GELSEAL, 1 шт.
- Канал доступа, 1 шт.
- Канюля, 10мм, 3 шт.
- Обтуратор, 10мм, 1 шт.
- Интродьюсер, 1 шт.
- Инструкция по применению.

4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

«Ретрактор (протектор) ректальный GelPOINT Path (CN011)» – это стерильный хирургический инструмент предназначенный для расширения анального сфинктера и канала, для введения инструментов при обследовании или выполнении хирургических процедур на прямой кишке. Это изделие одноразового использования. Применяется в хирургических отделениях, операционных палатах.

Ретрактор (протектор) ректальный – это набор, состоящий из крышки GELSEAL, канала доступа, канюли, 10мм, в количестве 3шт., обтуратора, 10мм и интродьюсера.

Помимо расширения отверстия, ретрактор предназначен для защиты прямой кишки от повреждений в ходе хирургического вмешательства.

«Ретрактор (протектор) ректальный GelPOINT Path (CN011)» предназначен для применения в условиях лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Компоненты, входящие в комплект ретракторов (протекторов), изготовлены из материалов медицинского качества.

Противопоказания

Применение медицинского изделия «Ретрактор (протектор) ректальный GelPOINT Path (CN011)» противопоказано, когда, по мнению лечащего врача, лапароскопическая или эндоскопическая операция противоречит интересам здоровья пациента.

Осложнения:

Потенциальными осложнениями, ассоциируемыми с использованием ретракторов, являются такие, ассоциируемые с использованием лапароскопической хирургии в целом; они могут быть следующими (перечень не является исчерпывающим): повреждения прямой кишки, кровотечение, гематома, инфекция.

Пострегистрационные данные

Система пострегистрационного надзора Applied обеспечивает оценку информации по мере поступления обратной связи от потребителей, после чего предпринимаются действия по коррекции/улучшению проектирования продукции, процесса производства и/или маркировки, чтобы снизить риски до приемлемого уровня. В течение года проводится постоянный мониторинг, результаты которого обсуждаются на полугодовом Анализе менеджмента качества, собраниях по тенденциям ОПО (дважды в месяц), а при необходимости и чаще.

Applied постоянно взаимодействует с практическими специалистами, что гарантирует осведомленность о трендах индустрии, новых методах применения и изменениях уже имеющихся, новейших технологиях и прочей информации, связанной с постоянным контролем безопасности и эффективности устройства. Эти взаимодействия осуществляются в форме прямых закупок, посещения операционных членами инженерных команд и команд клинической разработки, образовательных курсов, организуемых или посещаемых Applied, визитов хирургов на предприятия Applied, конференций и собраний хирургов. Посредством этих взаимодействий Applied непрерывно обновляет данные об использовании устройства.


5. МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Ретрактор (протектор) ректальный GelPOINT Path (CN011)» используется там где это возможно для повышения удобства и расширения поля работы хирурга при минимальной и мягкой нагрузке на пациента.


6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

6.1. Размеры ретракторов (протекторов) приведены ниже

Крышка GELSEAL



Канал доступа



Канюля, 10мм.



Обтуратор, 10мм.



Интродюсер.



7. МЕТОД ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ

Медицинское изделие «Ретрактор (протектор) ректальный GelPOINT Path (CN011)» поставляется стерильным, апиrogenным. Стерилизуется радиационным методом и является биологически инертным.

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ретрактор (протектор) GelPOINT Path (CN011)

ПОКАЗАНИЯ:

Устройство GelPOINT path применяется для обеспечения доступа нескольких инструментов или камеры внутрь прямой кишки через анальное отверстие в рамках проведения таких вмешательств на прямой кишке, как ТЭМ (трансанальная эндоскопическая микрохирургия), ревизия лоскута и закрытие свища.

ОПИСАНИЕ:

Устройство GelPOINT path стерильно и предназначено для однократного пользования; оно показано к применению у пациентов, подвергающихся вмешательству на прямой кишке, для обеспечения инсуффляционного доступа к прямой кишке и нижней части сигмовидной кишки. Прилагающиеся канюли с obturatorом (троакары) можно проводить через крышку GelSeal для обеспечения инструментального доступа к месту вмешательства. Каждое устройство GelPOINT path поставляется в упаковке с пакетом. В пакете находится стерильный лоток, предназначенный для применения в стерильных условиях. Содержимое лотка стерильно, если упаковка не вскрыта и не повреждена. Лоток, расположенный в пакете, не является стерильным барьером.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Необходимо соблюдать особую осторожность при введении изогнутых под углом и асимметричных инструментов, например J-образных крючков и клипсонакладывателей.
- При введении через клапан канюли все инструменты необходимо центрировать по оси.



- Для минимизации эверсии клапана канюли необходимо перед введением покрывать инструменты с высокоструктурированными поверхностями стерильной смазкой.
- Через крышку GelSeal допускается введение только прилагаемых канюль с obturatorом (троакаров) Applied Medical.

ОСЛОЖНЕНИЯ:

Потенциальные осложнения, ассоциируемые с использованием устройства GelPOINT path, совпадают с таковыми, ассоциируемыми с вмешательствами на прямой кишке. Более подробную информацию см. в текущей медицинской литературе.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

УСТРОЙСТВО (Рисунок 1):

A. Крышка GelSeal

A1. Запорный кран

A2. Инсуффляционный порт

A3. Порт для эвакуации дыма

A4. Синий язычок

B. Канал доступа

B1. Шовные распорки

B2. Верхнее кольцо

B3. Нижнее кольцо

C. Obturator


D. Канюля

E. Интродьюсер

• ВВЕДЕНИЕ КАНАЛА ДОСТУПА

- Выньте изделие из стерильной упаковки.
- Расширьте анальное отверстие при помощи стандартных методик трансанальной хирургии. В качестве вспомогательного инструмента для расширения можно использовать интродьюсер.
- Нанесите стерильный лубрикант на канал доступа и интродьюсер.
- Вручную (Рисунок 2a) или при помощи пинцета (Рисунок 2b) сдавите канал доступа и в сложенном виде вводите его в анальное отверстие, пока нижнее кольцо канала доступа не зафиксируется за аноректальным кольцом. (Рисунок 3). Для помощи в установке канала доступа можно ввести интродьюсер (Рисунок 4).
- Проведите лигатуру через два отверстия для лигатуры, расположенные в верхнем кольце, удерживая канал доступа на месте (Рисунок 5).

- Канал доступа теперь полностью установлен (Рисунок 6).



● ВВЕДЕНИЕ ТРОАКАРОВ В КОЛПАЧОК GELSEAL

- Для сборки троакара Applied Medical введите обтуратор через клапан в канюлю так, чтобы из нее показался наконечник обтуратора (Рисунок 7).
- Введите троакары (канюля с обтуратором) через крышку GelSeal на расстоянии по крайней мере 1,5см от периметра в требуемых рабочих положениях посредством давления на троакар (Рисунок



8), чтобы наконечник троакара и кромка канюли прошли через колпачок GelSeal (Рисунок 9). Удалите obturator.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструменты следует вводить только через сборки троакаров.

• КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ GELSEAL

- Заведите синий язычок, расположенный на дне крышки GelSeal под верхнее кольцо канала доступа (Рисунок 10).
- Подтяните верхнее кольцо к нижней части крышки GelSeal. Закрепите противоположную сторону канала доступа, закрыв рычаг и заблокировав крышку GelSeal на месте (Рисунок 11).
- Теперь можно подсоединить инсуффляционную трубку к инсуффляционному порту, расположенному на крышке GelSeal. Перед наложением пневморекума убедитесь, что клапан крана порта для эвакуации дыма находится в закрытом положении (Рисунок 12). Теперь можно наложить пневморекум.
- При подключении линий инсуффляции CO₂, орошения, освещения, видео-наблюдения и размещения инструментов в рабочих каналах устройства GelPOINT path следуйте стандартным протоколам лапароскопической хирургии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для эвакуации дыма в ходе процедуры переведите кран запорного клапана порта для эвакуации дыма в открытое положение. После эвакуации дыма переведите клапан запорного крана в закрытое положение. При замене инструментов верните канюли в их начальное положение в крышке GelSeal перед удалением инструмента. Не удаляйте инструмент, если канюли расположены под углом или закручены в крышке GelSeal.

• УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

- Откройте ручку и удалите крышку GelSeal с троакарами из канала доступа (Рисунок 13).
- Удалите швы и нажмите на наружный край нижнего кольца, осторожно вытягивая его наружу до удаления (Рисунок 14).

!Внимание

Повторное использование одноразовых медицинских средств может привести к снижению или полной потере функциональности. Кроме того, повторное использование одноразовых средств может привести к распространению вирусов, бактерий, грибков или прионов. К таким медицинским средствам не применяются стандартные методы чистки и стерилизации, а также инструкции, соответствующие принятым спецификациям. Этот продукт нельзя чистить, дезинфицировать или стерилизовать.

9. УПАКОВКА.

Ретрактор (протектор) ректальный GelPOINT Path (CN011) поставляется в стерильной упаковке

Компоненты упаковки изделия:

Формованный внутренний лоток из ПЭТГ. Пригоден для стерилизации и соответствует ISO 11607-

1

Пакет: одна сторона изготовлена из бумаги, вторая сторона из пленки. Пригоден для стерилизации и соответствует ISO 11607-1

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Транспортировка: от -40°C до +50°C при относительной влажности до 80% .

Избегайте воздействия пыли, влаги, механических воздействий, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировка может осуществляться любыми видами крытого транспорта с соблюдением условий хранения МИ.

11. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Условия хранения

Храните продукт в оригинальной упаковке в сухом месте, защищенном от влаги, а также источников света или тепла:

Температура: от 0°C до 40°C

Относительная влажность: от 0% до 80%(без конденсации)

Условия эксплуатации:

Температура: от +10°C до + 35 °C

Относительная влажность: от 0 до 80% (без конденсации)

12. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать изделие следует строго с предназначением, определенным разработчиком и в соответствии с руководством по эксплуатации.

Изделия является одноразовым и повторное использование его не предусмотрено, что связано с вероятностью перекрестной контаминации.

12.1. Меры предосторожности:

Использовать изделие следует строго с предназначением, определенным разработчиком и в соответствии с руководством по эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Не используйте изделие при повреждении его или его стерильной упаковки.
- Данное устройство разработано и испытано только для однократного использования. Не используйте повторно, не осуществляйте повторную обработку и стерилизацию данного устройства. Повторное использование, обработка и стерилизация могут изменить структурную и/или функциональную целостность данного устройства, что может привести к развитию травмы, инфекции, заболевания или смерти пациента. Риск остаточной контаминации и неудачная повторная стерили-

зация могут привести к развитию травмы, инфекции, заболевания или смерти пациента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ: Федеральный закон (США) ограничивает продажу этих устройств. Они могут продаваться только врачам или по заказу врачей.

Обращайтесь с устройством аккуратно. Не допускайте контакта чехла с острыми инструментами во избежание его повреждений.

12.2. Маркировка

На упаковку нанесена следующая информация:

- наименование производителя и фирменный знак;
- адрес производителя;
- наименование изделия и каталожный номер
- предупреждение об одноразовом использовании изделия;
- иные знаки, расшифрованные в таблице:

	Код партии (номер), (код для отслеживания изделия).
	Номер (код) по каталогу.
	Только для однократного применения
	Не подлежит повторной стерилизации
	Использовать до (срок годности).
	Стерильно - стерилизовано излучением
	Не использовать, если упаковка повреждена
	Внимание! Обратитесь к инструкции
CE 0843	Соответствие директиве 93/42/ЕЕС по медицинским приборам
	Уполномоченный представитель в Европе
	Федеральным законом США продажа устройства разрешена только по заказу врача
	Изделия компании Applied Medical не содержат натурального латекса

13. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Медицинские изделия предназначены для применения в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях под наблюдением медицинского персонала.

14. УТИЛИЗАЦИЯ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ.

Упаковка утилизируются как бытовые отходы.

Само изделие, после использования, положить в емкость, например, пластмассовый мешок, чтобы

исключить непосредственный контакт с кожей, затем утилизировать как потенциально контаминированные медицинские отходы класса Б в соответствии с действующим законодательством и принятой медицинской практикой.

15. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

1. Ограниченная гарантия. Компания Applied гарантирует, что изделие: (i) соответствует спецификациям, переданным покупателю; (ii) на момент отгрузки соответствует требованиям Закона США о пищевых продуктах, лекарственных веществах и косметических средствах, а также нормативным актам, принятым на его основе.

2. Гарантийные претензии. Относительно изделия, которое не соответствует условиям Ограниченной гарантии, приведенным выше, компания Applied по своему выбору: (i) отремонтирует или заменит изделие за свой счет; или (ii) возместит покупателю полную стоимость изделия. Изложенные в данном разделе обязательства компании Applied имеют силу при соблюдении покупателем всех инструкций и требований, связанных с использованием изделия.

3. ИСКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И САНКЦИЙ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ КОМПАНИЯ APPLIED ИСКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ПРЯМЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ ИЛИ СООТВЕТСТВИЕ КОНКРЕТНЫМ ЦЕЛЯМ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ APPLIED НЕ ПРИМЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ УБЫТКИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ РАСХОДЫ, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ. КОМПАНИЯ APPLIED НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ И НЕ ДАЕТ КАКОМУ-ЛИБО ИНОМУ ЛИЦУ ПРАВА ПРИНИМАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С НАСТОЯЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ APPLIED В СВЯЗИ С НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНУ ПОКУПКИ ИЗДЕЛИЯ.

16. СРОК ГОДНОСТИ.

Срок годности до начала эксплуатации определяется сохраняющейся стерильностью изделия и определен производителем в 3 года.

17. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ.

ЗАО «СЭЙДЖ»

Россия, 121069 Москва, ул. Малая Никитская, д.20/9, стр.2

Тел.: +7 (495) 234 39 45/46/47; 795 03060/61

e-mail: info@sagedmed.ru

APPLIED MEDICAL RESOURCES CORP.

Rancho Santa Margarita, California 92688

USA

ТЕЛ.: 949-713-8300

ФАКС: 949-713-8400



Уполномоченный представитель в Европе:

Applied Medical Europe BV

Wiekenweg 57

3815 KL Amersfoort

The Netherlands



® Зарегистрировано в Патентном ведомстве США

Applied Medical и логотип Applied Medical являются зарегистрированными в США торговыми марками компании Applied Medical Resources Corporation.

©2010 Applied Medical Resources Corporation

Все права защищены.

Штамп: Applied Medical

Нормативно-правовой отдел

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Перевод данного текста на русский язык сделан мной, переводчиком Семерниным Олегом Сергеевичем. Требования к тексту перевода (максимальная точность, грамотное изложение) мне разъяснены.

Принимаю на себя личную ответственность за верность выполненных мною переводов.

ПОДПИСЬ

Город Москва

Пятнадцатого августа две тысячи шестнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Семерниным Олегом Сергеевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 7-32 904

Взыскано по тарифу 100 руб.

Нотариус

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Акимова Г.Б.



Всего прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью 15 листа

Нотариус

ПОДПИСЬ

15 АВГ 2016

г. Москва. _____ года.
Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую
верность этой копии с подлинником документа. В последнем листе
приписи, зачеркнутых слов и иных неопределенных исправлений или
каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального
действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии
документа не подтверждается законность содержания документа и
соответствие напечатанной в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № 7-32905

Взыскано по тарифу 100 руб.

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 15 листа(ов)

Нотариус