

To whom it may concern

To be submitted to the Competent Health Authorities in Russian Federation

Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752 USA, is the original manufacturer of the device mentioned in the Instruction for use.

Vicky L. Hagens
Regulatory Affairs Specialist
Boston Scientific Corporation

STATE OF MINNESOTA)
) SS.
COUNTY OF HENNEPIN)

Subscribed and sworn to before me this 17th day of July, 2017.


Doris E. Noyes, Notary Public



Boston Scientific

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Катетер для прохождения хронических тотальных окклюзий, в
исполнении:**

Катетер Stingray LP, длина 135 см

Rx ONLY

Предостережение. Федеральное законодательство США разрешает продажу этого устройства только врачам или по их предписанию.

Поставляемое содержимое **СТЕРИЛИЗОВАНО** этиленоксидом (ЭО). Запрещается использовать, если стерильный барьер поврежден. В случае обнаружения повреждения звоните представителю компании Boston Scientific.

Только для одноразового использования. Запрещается повторно использовать, подвергать повторной обработке или стерилизации. Повторное использование, обработка или стерилизация могут нарушить структурную целостность устройства и (или) вызвать его поломку, что, в свою очередь, может привести к травме, болезни или смерти пациента. Повторное использование, обработка или стерилизация могут также создать риск загрязнения устройства и (или) привести к инфицированию или перекрестному инфицированию пациента, включая, помимо прочего, передачу **инфекционных** заболеваний среди пациентов. Загрязнение устройства может привести к травме, **болезни** или **смерти пациента**.

После использования утилизируйте изделие и упаковку в **соответствии** с **порядком**, который установлен больницей, административными органами и/или органами местного самоуправления.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Катетер Stingray LP облегчает внедрение и поддержку проводника, а также управление им в удаленных участках коронарных и периферических сосудов через центральный просвет или один из двух боковых портов (расположены на противоположных сторонах баллона и обозначаются рентгеноконтрастными маркерами). Боковые порты соединяются с центральным просветом и способствуют управлению **проводником (под углом к центральному просвету)**, позволяя ему выходить из катетера Stingray LP. Этот катетер оснащен небольшим баллоном, используемым для рентгеноскопической ориентации по дистальному кончику гибкого стержня. Дистальный наконечник катетера имеет гидрофильное покрытие. Катетер Stingray LP совместим с направляющими **катетерами 6F** с минимальным внутренним диаметром 0,070 дюйма (1,7 мм) и может **использоваться с** проводниками, диаметр которых не превышает 0,014 дюйма (0,36 мм). Все компоненты катетера Stingray LP апиrogenны и поставляются в стерильном виде. **Информацию** о размерах см. на этикетке.

Информация о потребителе

Интервенционный кардиолог, выполняющий процедуры чрескожного коронарного воздействия.

Состав

Количество	Изделие
1	Катетер Stingray LP

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Катетер Stingray LP предназначен для контроля и поддержки проводника, а также управления им и позволяет достигать удаленных участков коронарных и периферических сосудов.

При использовании в составе системы, включающей катетеры CrossBoss и Stingray LP, а также проводник Stingray, катетер Stingray LP предназначен для облегчения внутрисосудистого размещения стандартных проводников в **обход стенозированных коронарных артерий** (в том числе хронических тотальных **окклюзий [ХТО]**) до проведения чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) или стентирования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не предназначен для работы с церебральной сосудистой сетью.
- Нельзя использовать в «незащищенном» стволе левой коронарной артерии.
- Запрещается применять в случае спазма коронарной артерии при отсутствии значимого стеноза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- К использованию катетеров Stingray LP допускаются только врачи, прошедшие тщательную подготовку по выполнению внутрисосудистых процедур.
- Чтобы снизить риск повреждения сосудов, раздутый баллон разрешается использовать только для операций на сосудах с диаметром не менее 2,5 мм (измеряются проксимальный и дистальный участки относительно места раздувания).
- Давление в баллоне не должно превышать расчетное давление разрыва. Во избежание чрезмерного давления рекомендуется использовать устройство для контроля давления.
- Для раздувания баллона следует использовать только рекомендованную среду.
- **Не продвигайте и не вытягивайте катетер Stingray LP, пока баллон не будет полностью сдут под действием вакуума.**
- **Соблюдайте особую осторожность, направляя проводник через боковой порт.** Запрещается продвигать, извлекать или вращать компоненты, встречающие сопротивление. Это может привести к скручиванию/повреждению устройства или повреждению сосудов. Во время манипуляций с устройством следует всегда использовать рентгеноскопический контроль.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещено использовать по истечении срока годности.
- Катетер Stingray LP разрешается использовать для вмешательства на коронарных артериях, только если в лечебном учреждении существует возможность проведения экстренного коронарного шунтирования в случае возникновения потенциально опасного или угрожающего жизни осложнения.
- Перед введением катетера пациенту следует провести соответствующую терапию антикоагулянтами и вазодилататорами.
- **Соблюдайте осторожность при использовании катетера Stingray LP. До применения** тщательно осмотрите упаковку, а во время процедуры следите за тем, чтобы не возникало изгибов, перекручиваний или других повреждений катетера. Запрещается использовать катетер в случае его повреждения.

- Не подвергайте воздействию органических растворителей.
- Всегда используйте проводник для продвижения и извлечения катетера Stingray LP, а также манипулирования им.
- Работать с катетером Stingray LP следует только с применением рентгеноскопического контроля.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ниже приведены возможные побочные эффекты (неполный список).

- Острый инфаркт миокарда
- Кровотечение или образование гематомы
- Травма сосуда, которая может потребовать дополнительного вмешательства или хирургического лечения
- Спазм артерии
- Эмболия
- Инсульт/неврологические расстройства
- Аллергическая реакция на лекарство или контрастное вещество
- Инфицирование
- Тампонада сердца
- Рецидивирование стенокардии

ФОРМА ПОСТАВКИ

Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или неразборчивая.

Обращение и хранение

Хранить в прохладном сухом темном месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Расходные материалы

Перечисленные ниже расходные материалы не входят в комплект поставки и должны быть подготовлены до применения катетера Stingray LP.

- Направляющий катетер
- Средства для ангиографического контроля (например, рентгеноконтрастный препарат, разветвитель, трубки и т. д.)
- Стерильный гепаринизированный физиологический раствор
- Проводник
- Другие материалы, необходимые для соблюдения установленного лабораторного регламента

Подготовка продукта

1. Извлеките катетер Stingray LP из стерильной упаковки.
2. Извлеките протектор баллона и сердечник.
3. Промойте просвет для проводника физиологическим раствором.
4. Убедитесь, что все поверхности устройства обработаны стерильным гепаринизированным физиологическим раствором.
5. Подготовьте баллон по методу 1 или 2, описанным ниже.

Метод подготовки 1

- А. Смешайте контрастное вещество и стерильный физиологический раствор в соотношении 1:1.
- Б. Наполните шприц емкостью от 20 cc (ml) контрастной смесью в объеме 3 cc (ml) – 4 cc (ml) и удалите воздух из цилиндра шприца.
- В. Присоедините шприц к разъему Люэра с внутренней резьбой на трехходовом запорном кране и заполните полости крана контрастной смесью.
- Г. Присоедините трехходовой запорный кран со шприцом к порту для раздувания катетера Stingray LP.
- Д. Держа шприц или устройство для раздувания выпускным отверстием вниз, проводите аспирацию в течение 5 секунд.
- Е. Закройте порт для раздувания катетера Stingray LP с помощью трехходового запорного крана, извлеките шприц и удалите из цилиндра весь воздух.
- Ж. Повторно подсоедините к трехходовому запорному крану шприц и удалите из крана воздух.
- З. Откройте запорный кран, проводите аспирацию до прекращения появления пузырьков, а затем отпустите поршень и отсоедините шприц от трехходового запорного крана.

Метод подготовки 2

- А. Присоедините новый/неиспользованный запорный кран к новому/неиспользованному шприцу емкостью 20 cc (ml) и закройте боковой порт запорного крана.
- Б. Присоедините запорный кран к порту для раздувания катетера Stingray LP.
- В. Держа шприц или устройство для раздувания выпускным отверстием вниз, проводите аспирацию в течение 15 секунд.
- Г. Закройте запорный кран на катетере Stingray LP.
- Д. Отсоедините шприц и удалите из цилиндра весь воздух.
- Е. Повторно подсоедините шприц к трехходовому запорному крану и закройте боковой порт.
- Ж. Держа шприц или устройство для раздувания выпускным отверстием вниз, проводите аспирацию в течение 15 секунд.
- З. Закройте запорный кран на катетере Stingray LP и извлеките шприц.
- И. Наполните шприц емкостью 3 cc (ml) соответствующим количеством чистого контрастного вещества.
- К. Удалите воздух из шприца емкостью 3 cc (ml).
- Л. Подсоедините к запорному крану шприц емкостью 3 cc (ml) и удалите из крана воздух.
- М. Откройте запорный кран между шприцем емкостью 3 cc (ml) и катетером Stingray LP, чтобы контрастное вещество проникло в катетер.
- Н. Закройте запорный кран на катетере Stingray LP и извлеките шприц емкостью 3 cc (ml).
6. Подготовьте баллонное устройство для раздувания в соответствии с инструкциями изготовителя.

Эксплуатация продукта

1. Проникните в сосудистую систему и поместите направляющую интродьюсера надлежащего размера в соответствии с инструкциями изготовителя.

2. Введите в нужный сосуд соответствующий направляющий катетер согласно инструкциям изготовителя. Присоедините гемостатический Y-образный адаптер к разъему направляющего катетера.
3. Убедитесь, что катетер Stingray LP подготовлен согласно инструкциям.
4. Извлеките соответствующий проводник из упаковки и проверьте его на наличие повреждений.
5. Продвиньте проводник к месту назначения, используя рентгеноскопический контроль.
6. Наденьте катетер Stingray LP на проксимальную часть проводника.
7. Ослабьте рычаг на гемостатическом Y-образном адаптере.
8. Продвиньте катетер Stingray LP по проводнику в проксимальный просвет направляющего катетера.
9. Затяните гемостатический Y-образный адаптер, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы создать уплотнение вокруг катетера Stingray LP.
10. Продвиньте катетер Stingray LP к месту назначения по проводнику, используя рентгеноскопический контроль. Расположите порты катетера Stingray LP в месте назначения (используя рентгеноконтрастные маркеры).
11. Замените установленный проводник на проводник специальной формы (с дистальным сегментом [1,5 мм], согнутым под углом около 45°).
12. Присоедините баллонное устройство для раздувания к трехходовому запорному крану и промойте кран контрастной смесью.
13. Раздуйте баллон до 3 атм – 4 атм (304 kPa – 405 kPa).
14. Отрегулируйте рентгеноскопическую визуализацию таким образом, чтобы баллон отображался в месте своей минимальной ширины.
15. Направьте через необходимый порт проводник специальной формы, медленно поворачивая его в непосредственной близости от маркера, пока проводник не начнет выходить из порта.
16. Убедитесь в надлежащем положении и направлении проводника.
17. Если положение или направление проводника неправильно, воспользуйтесь другим боковым портом. При этом направьте через необходимый порт проводник специальной формы, медленно поворачивая его в непосредственной близости от маркера, пока проводник не начнет выходить из порта.
18. Продвиньте проводник специальной формы через порт, насколько это необходимо.
19. Завершив процедуру, сдуйте баллон, извлеките катетер Stingray LP и утилизируйте его согласно стандартам лечебного учреждения и требованиям национального законодательства.

МЕТОДИКА ЗАХВАТА ПРОВОДНИКА

Одновременное использование двух баллонных катетеров в направляющем катетере для фиксации проводника (методика захвата проводника): Лабораторные исследования показали, что один катетер Stingray LP и один баллонный катетер MR размером 3,0 мм (или меньше) с максимальным наружным диаметром стержня 0,036 дюйма можно одновременно вставить в направляющий катетер 7F (минимальный внутренний диаметр 0,080 дюйма). При попытке одновременно использовать два баллонных катетера в одном проводниковом катетере следует соблюдать осторожность; данная методика не проходила клиническую оценку на предмет ее безопасности и эффективности в рамках клинического

исследования. Баллонные катетеры с диаметром больше вышеуказанного не тестировались на предмет их одновременного использования в одном проводниковом катетере.

ГАРАНТИЯ

Компания Boston Scientific Corporation (BSC) гарантирует, что при разработке и производстве данного инструмента была проявлена достаточная осторожность. Данная гарантия заменяет собой и исключает все остальные гарантии, явно не изложенные в настоящем документе, прямые или подразумеваемые в силу закона или иным способом, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для достижения любой конкретной цели. Обращение, хранение, очистка и стерилизация данного инструмента, а также другие факторы, связанные с пациентом, диагнозом, лечением, хирургическими процедурами и иными обстоятельствами, не зависящими от компании BSC, оказывают непосредственное влияние на инструмент и результаты, полученные при его использовании. Обязательства компании BSC по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой данного инструмента. Компания BSC не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного инструмента. Компания BSC не берет на себя и не уполномочивает какое бы то ни было лицо брать на себя от ее имени любые другие или дополнительные обязательства или ответственность в связи с данным инструментом. Компания BSC не несет никакой ответственности за повторно использованные, повторно обработанные или повторно стерилизованные инструменты и не предоставляет в отношении таких инструментов никаких явных или подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для достижения любой конкретной цели.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Компонент катетера	Материал
Клей для манифольда	HB Fuller, УФ-отверждаемый
Манифольд	Лексан
Разгрузочная муфта	Пеллетан
Внутренний шaft	<u>Внутренний слой:</u> Полиэтилен высокой плотности низкого давления 98%, 2% ярко-синий краситель <u>Соединительный слой:</u> Модифицированный полиэтилен низкой плотности высокого давления 98%, 2% фиолетовый краситель <u>Наружный слой:</u> Пебакс, 5% синий краситель
Внешний шaft	<u>Наружный градиент:</u> Дистальный отдел: Пебакс Проксимальный отдел: 91% Нейлон, 9% наноглина <u>Метка шaftа:</u> Горячая фольга, белый цвет
Баллон	Пебакс медицинского назначения

Рентгеноконтрастные метки	90% платина / 10% иридий
Гидрофильное покрытие	Поливинилпирролидон

Упаковка:

Элемент	Материал
Сердечник	Нержавеющая сталь
Протектор баллона	Политетрафторэтилен
Диспенсер	Полиэтилен
Пакет	Высокоплотный полиэтилен Tyvek
Коробка для хранения	Картон

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требование	Значение характеристики
Эффективная длина	Проводник должен иметь достаточную длину и диаметр для проведения чрескожной коронарной ангиопластики (ЧКА). Эффективная длина 135 ± 1 см
Внешний диаметр проксимального shaft	3,2 F (1,07 мм)
Внешний диаметр дистального shaft	2,7 F (0,92 мм)
Нормальная нагрузка на растяжение	Все элементы и соединения устройства должны оставаться подсоединенными или нетронутыми при нормальной нагрузке на растяжение и вращательной нагрузке ≥ 5 Н (1,12 фунтов)
Устойчивость устройства к изгибу.	Устройство не должно перегибаться при сгибании во время обычного применения. Проксимальный конец не должен перегибаться при сгибании с радиусом 25 мм
	Средняя часть катетера не должна перегибаться при сгибании с радиусом 20 мм
	Дистальный конец устройства не должен перегибаться при сгибании с радиусом 10 мм
Метки на проксимальной части shaft	Устройство должно иметь метки на расстоянии $85 \pm 1,5$ см от дистального конца и $95 \pm 1,5$ см от дистального конца.
Рентгеноконтрастность	Дистальный конец устройства должен быть виден посредством флюороскопии при слабом освещении и увеличении
Соединение манифольда	Манифольд должен иметь стандартные разъемы Люэра (6% конусности)
Диаметр проксимального разъема Люэра	Внутренний диаметр не более 4,15 мм Наружный диаметр не более 7,77 мм
Рекомендуемый проводниковый катетер	Устройство должно быть совместимым с проводниковыми катетерами наиболее часто используемых размеров. Внешний диаметр устройства не менее 6F (2,0 мм), внутренний диаметр 0,070 дюйма (1,7 мм)
Рекомендуемый	Через катетер должен проходить проводник диаметром 0,014

проводник	дюйма (0,36 мм)
Длина баллона	10 мм ± 0,1 мм
Ширина баллона	1 мм ± 0,05 мм
Высота баллона	2,5 мм ± 0,05 мм
Номинальное давление баллона	3 атм (304 кПа)
Давление разрыва баллона катетера	≥ 4 атм (405 кПа)
Время раздувания и сдувания	Баллоны должны раздуваться до номинального разрывного давления в течение <20 секунд и сдуваться от уровня номинального разрывного давления в течение <20 секунд с использованием 50/50 контраста / физиологического раствора.
Длина гидрофильного покрытия на дистальном конце катетера	25 см ± 0,1 см

УПАКОВКА

Конфигурация упаковки представляет собой одобарьерную упаковку, предназначенную для защиты устройства посредством стерилизации этиленоксидом (ЭО), распределения, обработки и хранения, а также для поддержания стерильности барьера в течение всего срока годности изделия.

Каждый катетер оснащен сердечником изделия, вставленным во внутренний просвет дистального конца устройства, и баллонным протектором над баллоном. Он погружается в защитную полимерную трубку-держатель, которая свернута в спираль и сохраняет свою форму с помощью ряда зажимов для трубки-держателя. Устройство зафиксировано в трубке-держателе (диспенсере) с помощью конструктивного элемента манифольда устройства / разгрузочной муфты. Спиральную трубку, содержащую катетер, помещают внутрь пакета, состоящего из полиэтилена и Тайвека. Пакет герметизирован. Пакет в сборе вместе с инструкцией по применению помещается в картонную коробку. Каждый пакет в сборе и картонная коробка снабжены этикеткой с информацией для идентификации и отслеживания содержимого. Конфигурация изделия предусматривает индивидуальную упаковку (по одному изделию на упаковку) и облегчает хранение и транспортировку. Индивидуально упакованные коробки для хранения помещаются в транспортировочные контейнеры и стерилизуются этиленоксидом (ЭО), а затем отправляются в распределительные центры БСК. Все устройства поставляются апиrogenными и стерильными и предназначены для использования только в одной процедуре.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Срок хранения стерильных инструментов – 24 месяца со дня стерилизации.

Инструменты, освобожденные от транспортной упаковки, должны храниться при температуре окружающего воздуха от +10 °C до +40 °C и относительной влажности от 30% до 75 % без конденсации влаги в защищенном воздействии прямых солнечных лучей.

Условия эксплуатации инструментов:

– температура окружающего воздуха от +10°C до +40°C;

- относительная влажность – от 30 до 75 % без конденсации влаги;
 - атмосферное давление от 76 до 106,7 кПа.
- Особых требований к транспортировке инструментов не предъявляется.

МАРКИРОВКА

Описание символов маркировки представлено в таблице.

Символ	Расшифровка символа
	Содержимое
	Номинальное давление разрыва
	Номинальное давление
	Рекомендованный направляющий катетер
	Рекомендованный проволочный направитель
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Апирогенно
GTIN	Уникальный номер
LOT	Номер партии
REF	№ по кат.
	Срок годности
CE	Соответствует CE
STERILE EO	Стерилизовано этиленоксидом
EC REP	Официальный представитель ЕС
	Законный изготовитель
Rx ONLY	Продается только врачам и лечебным учреждениями
	Только для одноразового использования. Не использовать повторно

	Не подлежит повторной стерилизации
	Следуйте инструкции по применению
	Не используйте в случае повреждения упаковки
	Хрупкое. Осторожно
	Не вскрывать ножом
	Вторичная переработка

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Катетер Stingray LP является изделием одноразового применения и не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с соответствующими правилами лечебных учреждений, нормативными документами и законами, принятыми в стране применения.

Использованные медицинские изделия утилизируют как эпидемиологически опасные отходы (наличие контакта с кровью и тканями пациента). В Российской Федерации изделия классифицируются как класс отходов Б.

По истечении срока годности неиспользованные медицинские изделия, контактирующие с кровью и слизистыми следует утилизировать, как эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

РЕКЛАМАЦИИ

По вопросам эксплуатации медицинского изделия, нежелательных явлений выявленных при применении инструментов обращаться к производителю по адресу:
300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752, USA (США)

Вопросы можно направлять производителю через контактное лицо в Московском представительстве компании Boston Scientific International B.V. по адресу:
Ленинградский проспект, д. 72 стр. 2

Москва 125315, Россия

Тел: +7 (495) 780-43-30

E-mail: info-russia@bsci.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Результат-Аудит», 127572, г.Москва, ул.Абрамцевская, д.14А

Тел: 8 (495) 455-11-16

Email: 4551116@gmail.com

[На бланке компании «Бостон Сайентифик Корпорейшн»]

«Бостон Сайентифик Корпорейшн»
(Boston Scientific Corporation)
300 Бостон Сайентифик Уэй
Мальборо, Массачусетс 01752
(300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752)
Тел.: 508-683-4000
www.bostonscientific.com

Для предоставления по месту требования

Для подачи в компетентные органы здравоохранения Российской Федерации

Настоящим подтверждаю, что содержание документа «Инструкция по применению» на медицинское изделие «Катетер Stingray LP для прохождения хронических тотальных окклюзий», является действительным и верным.

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн», адрес: 300 Бостон Сайентифик Уэй, Мальборо, Массачусетс 01752, США, является оригинальным производителем изделия, упомянутого в документе «Инструкция по применению».

/подпись/

Викки Л. Хагенс

Специалист отдела нормативно-правового регулирования
компании «Бостон Сайентифик Корпорейшн»

ШТАТ МИННЕСОТА)
) ТОЧНОЕ МЕСТО
ОКРУГ ХЕННЕПИН)

Подписано под присягой в моем присутствии сегодня, 17 июля 2017 г.

/подпись/

Дорис Э. Нойес, нотариус

[Штамп:

Дорис Э. Нойес

Нотариус

Штат Миннесота

Моя лицензия действительна до 31 января 2020 г.]

[Далее следует текст документа "Инструкция по применению. Катетер для прохождения хронических тотальных окклюзий, в исполнении: Катетер Stingray LP, длина 135 мм", представленного на русском языке.]

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Кузьмичёвой Евгенией Артуровной.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого июля две тысячи семнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кузьмичёвой Евгении Артуровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 15-30677.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: ----- руб.

Г.Б. Акимов

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ лист(а)(ов)

Нотариус

