

УТВЕРЖДАЮ

Главный исполнительный директор
«Fysiotech» OÜ
Аллар Ахвонен




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Модели

**MEDISTAR H1, MEDISTAR X1, MEDISTAR CX1, MEDISTAR CX2, MEDISTAR CXT1,
MEDISTAR CXT2, MEDISTAR CXT3, MEDISTAR Gyne X1, MEDISTAR Gyne Plus X1,
FLEXI X1, FLEXI CX1, MEDICO, STANDARD H1, STANDARD X1, PROFESSIONAL H1,
PROFESSIONAL X1, PROFESSIONAL H2, PROFESSIONAL X2, ULTRA H1, ULTRA X1,
ULTRA H2, ULTRA X2, EXPERT X1, EXPERT X2, EXPERT PRO, EXPERT YX1,
TREAT, TREAT NAPRA, TREAT-811, TREAT-821.**



MEDISTAR H1



MEDISTAR X1




**MEDISTAR CX1, MEDISTAR CX2
MEDISTAR CXT1, MEDISTAR CXT2, MEDISTAR CXT3**



MEDISTAR Gyne X1



MEDISTAR Gyne Plus X1



FLEXI X1



FLEXI CX1



MEDICO




STANDARD H1




STANDARD X1




PROFESSIONAL H1



PROFESSIONAL X1



PROFESSIONAL H2




PROFESSIONAL X2



ULTRA H1



ULTRA X1



ULTRA H2



ULTRA X2



EXPERT X1



EXPERT X2



EXPERT PRO




EXPERT YX1



TREAT



TREAT NAPRA



TREAT-811



TREAT-821



ВНИМАНИЕ! Нельзя приступать к работе со Столом, не ознакомившись с настоящим Руководством.

1. Перед началом эксплуатации необходимо снять упаковочные материалы, освободить движущиеся механизмы.
2. Если стол транспортировали при температуре ниже 0 гр., подождите пока он примет температуру помещения.
3. Перед эксплуатацией Стола обслуживающий персонал должны ознакомиться с настоящим Руководством.

ВВЕДЕНИЕ.

В настоящем Руководстве по эксплуатации (далее - «Руководство») приводится описание и правила эксплуатации Столов медицинских многофункциональных, моделей: Medistar H1, Medistar X1, Medistar CX1, Medistar CX2, Medistar CXT1, Medistar CXT2, Medistar CXT3, Medistar Gyne X1, Medistar Gyne Plus X1, Flexi X1, Flexi CX1, Medico, Standard H1, Standard X1, Professional H1, Professional X1, Professional H2, Professional X2, ULTRA H1, ULTRA X1, ULTRA H2, ULTRA X2, Expert X1, Expert X2, Expert PRO, Expert YX1, TREAT, TREAT NAPRA, TREAT 811, TREAT 821 (далее «Стол» или «Столы»).

Руководство предназначено для ознакомления обслуживающего медицинского персонала с особенностями конструкции Стола в целях правильной его эксплуатации.

Содержит основные технические данные Стола, а также указания по хранению, мерам предосторожности и другие сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Столы многофункциональные медицинские (в дальнейшем – столы) предназначены для размещения на них пациентов с целью проведения диагностических осмотров, а также для проведения лечебных процедур, в основном, связанных с лечением опорно-двигательного аппарата, лечением нарушений в позвоночнике путем проведения массажных, мануальных, лечебно-гигиенических и профилактических процедур.

Столы могут использоваться в приемных отделениях, гигиенических отделениях, в отделениях мануальной терапии различных медицинских учреждений, в санаториях, в оздоровительных центрах, в косметологических кабинетах и в спортивных организациях.

Символы безопасности



- изделие класса II



- изделие типа B



- Наименование и адрес изготовителя



- дата изготовления



- серийный номер



- **ВНИМАНИЕ** – используется, когда нужно привлечь внимание персонала к способам и приемам, которые следует точно выполнять во избежание ошибок при эксплуатации изделия или в случае, когда требуется повышенная осторожность в обращении с изделием.



- Перед использованием внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

IP 54 - степень защиты



– Переменный ток.



- знак безопасности (во избежание заземления конечностей)



– Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

В комплект поставки столов включены следующие принадлежности, создающие дополнительные удобства при использовании столов по назначению:

«Столы медицинские многофункциональные»:

I. Medistar H1, Medistar X1. Medistar CX1, Medistar CX2, Medistar CXT1, Medistar CXT2, Medistar CXT3, Medistar Gyne X1, Medistar Gyne Plus X1. Flexi X1, Flexi CX1. Medico, Standard H1, Standard X1. Professional H1, Professional X1, Professional H2, Professional X2. ULTRA H1, ULTRA X1, ULTRA H2, ULTRA X2. Expert X1, Expert X2, Expert PRO, Expert YX1. TREAT. TREAT NAPRA, TREAT 811, TREAT 821 .

II. Принадлежности:

1. Педаль в виде рамы для регулировки высоты.
 2. Ручной пульт управления на магните для крепления в любое место на раме;
 3. Ручной пульт управления двойной на магните для крепления в любое место на раме.
 4. Опора для ноги под коленом.
 5. Крепление для опоры для ноги под коленом.
 6. Опора для ног под пятку.
 7. Усеченный валик диаметром 10 см.
 8. Усеченный валик диаметром 20 см.
 9. Заглушка для отверстия лицевой части.
 10. Мат по ширине лицевой части для закрытия отверстия лицевой части креплением ремнями к лицевой части.
 11. Пара боковых рельс с креплениями.
 12. Держатель аксессуаров на боковых рельсах.
 13. Ложе с отверстием с фиксирующейся заглушкой.
 14. Удлинитель ложа до 20 см.
 15. Боковая опора для рук.
 16. Боковая опора для ног.
 17. Передняя опора для рук.
 18. Держатель одноразовых простыней.
 19. Ножной пульт управления.
 20. Лицевая часть в виде подковы.
 21. Лицевая часть в виде прямоугольника без отверстия для лица.
 22. Лицевая часть в виде двух параллельных секций.
 23. Электропривод.
- III. Руководство по эксплуатации.

Показания: не применимо

Противопоказания: не имеют противопоказаний

Возможные побочные действия: нет

Режим работы столов, которые подключаются к электрическим сетям - продолжительный с повторно-кратковременной нагрузкой



ВНИМАНИЕ! Электропривод Стола должен эксплуатироваться только в прерывистом режиме.

Максимальное время непрерывной работы - 2 мин. После этого должен следовать перерыв не менее 10 мин.

При перегреве, сработает температурный датчик, электропривод не будет работать до остывания.

Эксплуатация электропривода Стола в режимах, выходящих за указанные ограничения, считается нарушением режима его эксплуатации. Изготовитель Стола не несет ответственности за возможный отказ электропривода, возникший в связи с несоблюдением указанного ограничения.

В воздушных магистралях давление не должно превышать 100 мм.рт.ст.

Время установления рабочего режима – 1 сек.

Степень защиты- IP 54

Конструкция стола такова, что при различных его положениях создается возможность проведения процедур, осмотра и массажа с максимальным комфортом для клиента и массажиста.

Стол используется следующим образом. В исходном положении все четыре опоры Стола должны находиться на горизонтальной поверхности пола.

Отрегулируйте высоту излома ложа или угол наклона ножной части мануально без пациента.

В модели EXPERT X2 высоту излома ложа можно регулировать вторым электроприводом вместе с пациентом.

В модели EXPERT PRO: Грудной отдел ложа вместе с лицевой частью трансформируется в сидячее положение при помощи второго электропривода вместе с пациентом.

В моделях MEDISTAR CX2, MEDISTAR CXT2, MEDISTAR CXT3 угол грудного отдела можно регулировать вторым электроприводом вместе с пациентом.

В моделях PROFESSIONAL H2, PROFESSIONAL X2, ULTRA H2, ULTRA X2 высоту излома ложа можно регулировать вторым электроприводом вместе с пациентом

Механическая ступенчатая регулировка ножной части ложа стола в положение "ноги вверх" может производиться вместе с пациентом на столе.

После размещения пациента на ложе специалист поднимает его вместе с пациентом до необходимого уровня. При нажатии на соответствующую часть ножной педали включается электропривод подъема-опускание ложа стола. С отпуском педали перемещение ложа прекращается.

Для регулировки угла наклона положения лицевой части пользуйтесь рычагом.

Отрегулируйте высоту секции переднего подлокотника под длину локтя пациента.

При необходимости поднимите боковые подлокотники. Чтобы привести в горизонтальное положение боковые подлокотники и/или поддержки для ног, поднимите его одной рукой до уровня ложа, сработает пружина и поддержка зафиксируется. Что бы опустить подлокотники нажмите на них сбоку в направлении горизонта. Механизм выйдет из зацепления и подлокотник вернется в положение под столом.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1.1. К работе со Столом допускаются только лица изучившие настоящее Руководство.

1.2. При работе со Столом необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе с механическими устройствами и меры безопасности, описанные в Руководстве.

1.3. Перед началом работы специалист обязан провести визуальный осмотр обивки на предмет её целостности, работу электропривода, возможность фиксации углов наклона секций ложа, положений подлокотников.

1.4. При изменении высоты Стола запрещается одновременно регулировать углы наклона его секций.

1.5. Пользователь всегда должен быть внимателен при изменении высоты и трансформации стола, а также всегда проверять наличие объектов, одежды и других препятствий около подвижных рычагов или соединений. Следите за тем, чтобы педаль подъема-опускания не мешалась под ногами, чтобы избежать случайного нажатия. Не допускайте попадания предметов на воздушную трубку и шнур электропривода.

1.6. При изменении углов наклона необходимо следить за тем, чтобы пальцы или другие части тела пациента не находились в промежутках между секциями.

1.7. При изменении угла любой из секций всегда придерживайте её.

1.8. Избегайте перегрузок стола, максимальная несущая способность которого указана в таблице технических данных.

1.9. Кожух электропривода открывать запрещено. В любом случае при вскрытии электропривода сетевой шнур должен быть предварительно выключен из розетки.

1.10. Любое использование стола не по назначению, несанкционированные изменения и ремонт без согласования запрещен. В этом случае вся ответственность за любые повреждения и травмы, причиненные собственности и людям, возлагаются на пользователя.



ВНИМАНИЕ! Электропривод Стола должен эксплуатироваться только в прерывистом режиме.

Максимальное время непрерывной работы - 2 мин. После этого должен следовать перерыв не менее 10 мин.

2. УСТАНОВКА СТОЛА.

- 2.1. Не устанавливайте массажные Столы в месте, где имеется избыточная влажность, в пыльных местах, в местах прямого попадания солнечных лучей, возле обогревательных приборов и каминов.
- 2.2. Не устанавливайте массажный Стол на толстом ковре.
- 2.3. Для долговечной работы массажных Столов важно, чтобы они находились на ровной поверхности.
- 2.4. Установите рулон бумаги в полотенцедержатель, для этого ослабьте винты, выньте одну деталь держателя из рельса, вставьте рулон, вставьте обратно деталь в рельс. Отрегулируйте нужную ширину. Закрепите оба винта.
- 2.5. Если стол транспортировали при низкой температуре, отсоедините воздушную трубку от педали, подождите 3-5 часов, пока он примет температуру помещения. Присоедините воздушную трубку от электропривода к педали.
- 2.6. Проверьте правильность подключения электрического шнура к электроприводу.
- 2.7. Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение сети соответствует данным, указанным на электроприводе – 220 В, 50 Гц.
- 2.8. Обеспечьте беспрепятственный доступ к розетке электропитания для того, чтобы вы в любой момент могли отсоединить шнур электропитания.
- 2.9. Массажные столы обладают довольно большим весом, передвигайте их осторожно и только при уверенности в своих силах. При наличии колесиков катите столы.
- 2.10. Столы с колесиками не предназначены для перевозки пациентов.
- 2.11. После завершения всех вышеописанных операций стол готов к работе.
- 2.12. Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.



2.13 Установка и снятие принадлежностей указаны в Приложении В.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

- 3.1. Основные параметры и характеристики столов соответствуют указанным в приложении А (таблицы А1 ÷ А8).
- 3.2. Нагрузка на составные части столов, не более:
 - 3.2.1. на грудной отдел ложа – 40 % от максимальной нагрузки на стол (максимальная нагрузка указана в Таблице А8)
 - 3.2.2. на ножной отдел ложа – 60 % от максимальной нагрузки на стол (максимальная нагрузка указана в Таблице А8)
 - 3.2.3. на каждый подлокотник – 15 % от максимальной нагрузки на стол (максимальная нагрузка указана в Таблице А8)
 - 3.2.4. на каждую опору для ног – 25 % от максимальной нагрузки на стол (максимальная нагрузка указана в Таблице А8)
 - 3.2.5. на лицевую часть стола – 10 % от максимальной нагрузки на стол (максимальная нагрузка указана в Таблице А8)
- 3.3. Наружные поверхности столов устойчивы к многократной дезинфекции с помощью реагентов, рекомендованных производителем.
- 3.4. Части столов, в том числе, имеющие контакт с неповрежденными кожными покровами, изготовлены из следующих материалов:
 1. Рама столов - сталь марки Form 220C, S420MH / S355J2H, окрашенная полиэфирной порошковой краской «Y54CB02 RAL 9010 BIANCO 30 G TRIBO AB DG» фирмы Arsonsisi s.p.a.

2. Держатель одноразовых простыней, опора для ног под пятку, пара боковых рельс с креплениями, держатель аксессуаров на боковых рельсах - оцинкованная сталь марки AISI 304.
3. Мат по ширине лицевой части для закрытия отверстия лицевой части с креплением ремнями к лицевой части, усеченный валик диаметром 10 см, усеченный валик диаметром 20 см, заглушка для отверстия лицевой части - кожзаменитель Master Plus (хлопок, полиэстер), фирмы ATN GmbH Kreative Produktionen; поролон марки HR фирмы OÜ RECTICEL (Эстония).
4. Ложе стола, ложе с отверстием с фиксирующейся заглушкой, боковая опора для рук, боковая опора для ног, передняя опора для рук, лицевая часть в виде подковы, лицевая часть в виде прямоугольника без отверстия для лица, лицевая часть в виде двух параллельных секций - кожзаменитель Master Plus (хлопок, полиэстер), фирмы ATN GmbH Kreative Produktionen; поролон марки HR фирмы OÜ RECTICEL (Эстония); фанера марки ФСФ (с применением клея на основе фенолформальдегидной смолы марки СФЖ-3013; СФЖ-3014, по ГОСТ 20907-2016) фирмы НАО «СВЕЗА Кострома», РФ.
5. Удлинитель ложа до 20 см - кожзаменитель Master Plus (хлопок, полиэстер), фирмы ATN GmbH Kreative Produktionen; поролон марки HR фирмы OÜ RECTICEL (Эстония); фанера марки ФСФ (с применением клея на основе фенолформальдегидной смолы марки СФЖ-3013; СФЖ-3014, по ГОСТ 20907-2016) фирмы НАО «СВЕЗА Кострома», РФ; сталь марки Form 220C, S420MH / S355J2H, окрашенная полиэфирной порошковой краской «Y54CB02 RAL 9010 BIANCO 30 G TRIBO AB DG» фирмы Arsonsisi s.p.a.
6. Опора для ноги под коленом - кожзаменитель Master Plus (хлопок, полиэстер), фирмы ATN GmbH Kreative Produktionen; поролон марки HR фирмы OÜ RECTICEL (Эстония); фанера марки ФСФ (с применением клея на основе фенолформальдегидной смолы марки СФЖ-3013, СФЖ-3014, по ГОСТ 20907-2016) фирмы НАО «СВЕЗА Кострома», РФ; оцинкованная сталь марки AISI 304.
7. Ручной пульт управления на магните для крепления в любое место на раме, ручной пульт управления двойной на магните для крепления в любое место на раме, заглушки под крепления в раме стола - АБС пластик GF10%.
8. Рукоятка для управления манипуляцией секцией TREAT NAPRA, крепление для опоры для ноги под коленом для MEDISTAR Gyne X1, MEDISTAR Gyne Plus X1 - нержавеющая сталь марки AISI 304, окрашенная полиэфирной порошковой краской «Y421N00 RAL 9005 CA NERO 50G T SEC», «Y54CB02 RAL 9010 BIANCO 30 G TRIBO AB DG», «K710HJH MET.GRIGIO IKEA SILVER» фирмы Arsonsisi s.p.a.

3.5. Столы сохраняют свою работоспособность в климатических условиях со следующими параметрами:

- температура окружающего воздуха – от +10 до +35°C;
- относительная влажность воздуха – до 80 % при температуре +25°C;
- атмосферное давление – от 700 до 1060 мм рт. ст.

3.6 Столы устойчивы к механическим воздействиям в процессе эксплуатации. Конструкция столов не должна иметь повреждений в процессе и после воздействия вибрации со следующими параметрами:

- частота вибрации – от 10 до 55 Гц;
- амплитуда вибрации – 0,15 мм;
- количество циклов вибрации – 3.

Под циклом понимается прохождение частотного диапазона от 10 до 55 Гц и обратно.

3.7. Столы, упакованные в транспортную тару, устойчивы к климатическим воздействиям, возникающим при транспортировании и имеющим следующие параметры:

- температура окружающего воздуха – от минус 50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха – до 98 % при температуре +25°C (без конденсации влаги);
- атмосферное давление – от 700 до 1060 мм рт. ст.

3.8. Столы, упакованные в транспортную тару, устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании и имеющим следующие параметры.

Вибрация:

- частота вибрации – от 10 до 55 Гц;
- амплитуда вибрации – 0,35 мм;
- количество циклов вибрации – 6.

Удары:

- ускорение ударного импульса – 98 м/с² (10 g);

длительность ударного импульса – (16 ± 2) мс;
частота повторения ударных импульсов – от 40 до 100 уд/мин;
количество ударных импульсов – 2000.

3.9. Средний срок службы столов до списания не менее 10 лет. Критерием предельного состояния считаются такие повреждения в конструкции столов, когда восстановление работоспособного состояния технически или экономически нецелесообразно.

4. МАРКИРОВКА.

4.1 Маркировка столов содержит следующую информацию:

Наименование изделия: Столы медицинские многофункциональные

Модель:


Напряжение питания: ~ 220 В

Частота: 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт:

Режим работы:

Максимальная нагрузка (max.), кг:



«Fysiotech OÜ», Estonia, Halli tee 10, Viimsi, Harjumaa, EE74001,



- дата изготовления



- серийный номер

5. УПАКОВКА.

5.1. Упаковка производится по конструкторской документации предприятия-изготовителя и обеспечивает сохранность столов при транспортировании и хранении.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА.

6.1. Столы могут транспортироваться любыми видами закрытого транспорта при соблюдении требований, установленных для параметров климатических и механических воздействий в процессе транспортирования.

Температура окружающего воздуха в процессе транспортирования – от минус 50°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность воздуха в процессе транспортирования – до 98 % при температуре $+35^{\circ}\text{C}$ (без конденсации влаги).

Атмосферное давление – от 700 до 1060 мм рт. ст.

Параметры механических воздействий должны не превышать указанных в пункте 3.8 настоящего документа.

Если стол транспортировали при низкой температуре, отсоедините воздушную трубку от педали, подождите 3-5 часов, пока он примет температуру помещения.

7. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

7.1. По безопасности столы должны соответствовать требованиям IEC 60601-1:2005, класса II, тип B.

7.2. По электромагнитной совместимости столы должны соответствовать требованиям IEC 60601-1-2:2007.

7.3. Материалы, из которых изготовлены части столов, которых может касаться пациент в процессе медицинского применения, обладают токсикологической безопасностью и должны иметь документ, подтверждающий их токсикологическую безопасность.

8. ХРАНЕНИЕ.

8.1. Условия хранения столов в упаковке предприятия-изготовителя:

температура окружающего воздуха – от минус 40 до +50°C;

относительная влажность воздуха – до 90 % при температуре +25°C (без конденсации влаги);

атмосферное давление – от 700 до 1060 мм рт. ст.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

9.1. Гарантийный срок эксплуатации столов – 12 месяцев с даты приобретения, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

9.2. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев

10. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

10.1. Материалы, из которых изготовлены столы, не содержат компонентов, опасных для человека и окружающей среды.

10.2. После окончания эксплуатации столов они могут быть утилизированы как промышленные отходы класса А.

10.3. Электрические компоненты Стола должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным для электронных приборов

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание имеет право проводить квалифицированный персонал.

Электропривод не требует специального ухода. Тем не менее, проверяйте трубку педали и сетевой шнур на износ каждые 3 месяца.

Если есть повреждения, немедленно замените испорченную трубку и сетевой шнур.

Примерно каждые 6 месяцев или после особо интенсивного использования проверяйте прочность закрутки всех винтов, при необходимости в подвижных соединениях смазывайте их техническим маслом.

Периодически проверяйте, хорошо ли работают колеса (если они имеются), если есть проблемы, замените их. Они должны быть заменены на колеса, которые имеют те же характеристики.

При проведении обслуживания или протирании рамы обязательно выдерните шнур питания из розетки.

Покрытие из кожзаменителя, раму, электропривод, переключатели и электрические провода протирайте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства в теплой воде.

Пыль может скапливаться в переключателе и на электроприводе. Осторожно пропылесосьте их и протрите.

Если вы не собираетесь использовать массажный стол продолжительное время, протрите его, просушите, опустите до минимальной высоты, накройте непрозрачной пленкой.

Хранить стол необходимо в месте, где нет прямых солнечных лучей, обогревательных приборов, нормальная влажность и следите, чтобы на поверхность не устанавливали предметы, которые продавят или повредят покрытие из кожзаменителя.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и травмы, причиненные людям и собственности по причине отсутствия надлежащего ухода и нарушении правил использования.



ВНИМАНИЕ: следите, чтобы на поверхность не устанавливали предметы, которые продавят или повредят покрытие из кожзаменителя.

12. РЕМОНТ.

Изготовитель производит бесплатный ремонт столов в течение гарантийного срока, при условии отсутствия следов несанкционированного самостоятельного ремонта. В отдельных случаях производится дистанционное консультирование и поставка ремонтных комплектов. В отдельных случаях изготовитель по запросу может предоставлять дополнительную информацию для использования квалифицированным персоналом пользователя при ремонте тех частей изделия, которые указаны изготови-

телем как ремонтпригодные. Производить дистанционные консультации по эксплуатации и ремонту изделия.

Любое использование стола не по назначению, несанкционированные изменения и ремонт без согласования с представительством запрещен. В этом случае изготовитель не может считаться ответственным за любые повреждения и травмы, причиненные собственности и людям, ответственным в данном случае считается только сам пользователь.

13. ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

Покрытие из кожзаменителя и раму мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства в теплой воде.

Никогда не используйте органические растворители, абразивные, хлор- и аммиак- содержащие вещества.

Дезинфекция: наружные поверхности столов и их частей протирать салфеткой, смоченной в 3 % растворе перекиси водорода

14. ОБРАЩЕНИЕ И РЕКЛАМАЦИИ.

По обращениям и рекламациям обращаться:

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТЛИНК»

ИНН 4707022126

Адрес: 188480 Ленинградская обл. г. Кингисепп ул. Дорожников 6

тел/факс +7 (81375) 51706, (812) 273 99 01; 8(911) 211 92 56

allaco@fysiotech.ru

15. ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1

Наименование исполнения	Параметры и характеристики				
	Общая длина стола, не более, мм	Ширина ложа стола, не более, мм	Толщина ложа стола, не более, мм	Ширина лицевой части стола, не более, мм	Длина лицевой части стола, мм
1 MEDISTAR H1	2000	750	50	630	400±10
2 MEDISTAR X1	То же	То же	То же	630	То же
3 MEDISTAR CX1	2100	750	50	-	-
4 MEDISTAR CX2	2100	750	50	-	-
5 MEDISTAR CXT1	2100	750	50	-	-
6 MEDISTAR CXT2	2100	750	50	-	-
7 MEDISTAR CXT3	2100	750	50	-	-
8 FLEXI X1	2000	1400	50	-	-
9 FLEXI CX1	2000	1400	50	-	-
10 MEDISTAR Gyne X1	1900	650	50	650	600±10
11 MEDISTAR Gyne Plus X1	1900	650	50	650	580±10
12 TREAT	2000	600	50	335	320±10
13 TREAT NAPRA	2000	600	50	335	320±10
14 TREAT-811	1900	650	50	650	370±10
15 TREAT-821	2000	900	50	-	-
16 PROFESSIONAL H1	2000	750	50	270	350±10
17 PROFESSIONAL X1	2000	750	50	270	350±10
18 PROFESSIONAL H2	2000	750	50	270	350±10
19 PROFESSIONAL X2	2000	750	50	270	350±10
20 ULTRA H1	2000	750	50	270	350±10
21 ULTRA X1	2000	750	50	270	350±10
22 ULTRA H2	2000	750	50	270	350±10

23 ULTRA X2	2000	750	50	270	350±10
24 STANDARD H1	2000	750	50	270	350±10
25 STANDARD X1	2000	750	50	270	350±10
26 MEDICO	2030	600	50	600	500±10
27 EXPERT X1	2000	750	50	270	350±10
28 EXPERT X2	2000	750	50	270	350±10
29 EXPERT PRO	2000	750	50	270	350±10
30 EXPERT YX1	2000	750	50	270	350±10

Таблица А2

Наименование исполнения	Параметры и характеристики				
	Длина грудного отдела ложа стола, мм	Длина ножного отдела ложа стола, мм	Размеры подлокот- ников спереди, мм	Размеры подло- котников спереди сбоку, мм	Размеры опор для ног сбоку сзади, мм
1 MEDISTAR H1	1600±20	-	-	-	-
2 MEDISTAR X1	1600±20	-	-	-	-
3 MEDISTAR CX1	800±10	1200±20	-	-	-
4 MEDISTAR CX2	800±10	1200±20	-	-	-
5 MEDISTAR CXT1	800±10	1200±20	-	-	-
6 MEDISTAR CXT2	800±10	1200±20	-	-	-
7 MEDISTAR CXT3	800±10	1200±20	-	-	-
8 FLEXI X1	2000±20	-	-	-	-
9 FLEXI CX1	650±10	1350±20	-	-	-
10 MEDISTAR Gyne X1	880±10	400±10	-	-	-
11 MEDISTAR Gyne Plus X1	940±10	370±10	-	-	-
12 TREAT	450±10	1160±20	300±10)x (110±10)	390±10)x (110±10)	-
13 TREAT NAPRA	450±10	1160±20	300±10)x (110±10)	390±10)x (110±10)	-
14 TREAT-811	1550±20	-	-	-	-
15 TREAT-821	2000±20	-	-	-	-
16 PROFESSIONAL H1	550±10	1060±20	(350±10)x (150±10)	(550±10)x (150±10)	-
17 PROFESSIONAL X1	То же	То же	То же	То же	-
18 PROFESSIONAL H2	То же	То же	То же	То же	-
19 PROFESSIONAL X2	То же	То же	То же	То же	-
20 ULTRA H1	То же	То же	То же	То же	(760±10)x (160±10)
21 ULTRA X1	То же	То же	То же	То же	То же
22 ULTRA H2	То же	То же	То же	То же	То же
23 ULTRA X2	550±10	1060±20	(350±10)x (150±10)	(550±10)x (150±10)	(760±10)x (160±10)
24 STANDARD H1	1600±20	-	То же	То же	-
25 STANDARD X1	1600±20	-	То же	То же	-
26 MEDICO	820±10	590±10	-	-	-
27 EXPERT X1	550±10	1060±20	(350±10)x (150±10)	(550±10)x (150±10)	(760±10)x (160±10)
28 EXPERT X2	550±10	1060±20	То же	То же	То же
29 EXPERT PRO	600±10	1060±20	То же	То же	То же
30 EXPERT YX1	700±10	900±10	То же	То же	-

Таблица А3

Наименование исполнения	Параметры и характеристики				
	Размеры платформы для размещения нож- ного пульта, мм	Размеры ножного пульта, мм	Нали- чие или отсут- ствие в лицевой части ложа отвер- стия для лица и его раз- меры, мм	Наличие в лицевой части ло- жа сту- пенчатого приспо- собления двойной артику- ляции для проведе- ния мас- сажа во- ротнико- вой зоны спины	Величина и способ регуливовки высоты ложа стола, мм
1 MEDISTAR H1	(165±5)х (140±5)х (50±1)	(160±3)х (95±3)х (20±1) Несъемный соедини- тельный электро- привод, длина (4000±100). Несъемная воздушная трубка, Длина (2000±100)	Имеет- ся. Размер (170±5) х (100±5)	-	Относительно пола от 560 до 850, с помо- щью электропривода. Отклонение не более ±10 %÷
2 MEDISTAR X1	То же	То же	То же	-	Относительно пола от 420 до 920, с помо- щью электропривода. Отклонение не более ±10 %
3 MEDISTAR CX1	(165±5)х (140±5)х (50±1)	(160±3)х (95±3)х (20±1) Несъемный соедини- тельный электро- привод, длина (4000±100). Несъемная воздушная трубка, Длина (2000±100)	-	-	Относительно пола от 500 до 1000, с помо- щью электропривода. Отклонение не более ±10 %

4 MEDISTAR CX2	То же	То же	-	-	Относительно пола от 500 до 1000, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
5 MEDISTAR CXT1	То же	То же	-	-	Относительно пола от 550 до 1050, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
6 MEDISTAR CXT2	То же	То же	-	-	Относительно пола от 550 до 1050, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
7 MEDISTAR CXT3	(165 $\pm$ 5)x (140 $\pm$ 5)x (50 $\pm$ 1)	(160 $\pm$ 3)x (95 $\pm$ 3)x (20 $\pm$ 1) Несъемный соединительный электропривод, длина (4000 $\pm$ 100). Несъемная воздушная трубка, Длина (2000 $\pm$ 100)	-	-	Относительно пола от 550 до 1050, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
8 FLEXI X1	То же	То же	-	-	Относительно пола от 450 до 870, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
9 FLEXI CX1	То же	То же	Имеется. Размер (170 $\pm$ 5) x (100 $\pm$ 5)	-	Относительно пола от 450 до 870, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
10 MEDISTAR Gyne X1	То же	То же	-	-	Относительно пола от 460 до 960, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
11 MEDISTAR Gyne Plus X1	(165 $\pm$ 5)x (140 $\pm$ 5)x (50 $\pm$ 1)	(160 $\pm$ 3)x (95 $\pm$ 3)x (20 $\pm$ 1) Несъемный соединительный электропривод, длина	-	-	Относительно пола от 460 до 960, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$

		(4000±100). Несъемная воздушная трубка, Длина (2000±100)			
12 TREAT	-	То же	Имеет- ся. Размер 320 х (30±25)	-	Относительно пола от 500 до 880, с помо- щью электропривода. Отклонение не более ±10 %
13 TREAT NAPRA	-	То же	Имеет- ся. Размер 320 х (30±25)	-	Относительно пола от 500 до 880, с помо- щью электропривода. Отклонение не более ±10 %
14 TREAT-811	-	(160±3)х (95±3)х (20±1) Несъемный соедини- тельный электро- привод, длина (4000±100). Несъемная воздушная трубка, Длина (2000±100)	-	-	Относительно пола от 500 до 880, с помо- щью электропривода. Отклонение не более ±10 %
15 TREAT-821	-	То же	-	-	Относительно пола от 500 до 880, с помо- щью электропривода. Отклонение не более ±10 %
16 PROFESSIONAL H1	(165±5)х (140±5)х (50±1)	(160±3)х (95±3)х (20±1) Несъемный соедини- тельный электро- привод, длина (4000±100). Несъемная воздушная трубка, Длина (2000±100)	Имеет- ся. Размер (200±5) х (110±5)	Имеется	Относительно пола от 560 до 850, с помо- щью электропривода. Отклонение не более ±10 %

17 PROFESSIONAL X1	То же	То же	То же	Имеется	Относительно пола от 420 до 920, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
18 PROFESSIONAL H2	То же	То же	То же	Имеется	Относительно пола от 560 до 850, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
19 PROFESSIONAL X2	То же	То же	То же	Имеется	Относительно пола от 420 до 920, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
20 ULTRA H1	(165 $\pm$ 5)x (140 $\pm$ 5)x (50 $\pm$ 1)	(160 $\pm$ 3)x (95 $\pm$ 3)x (20 $\pm$ 1) Несъемный соединительный электропривод, длина (4000 $\pm$ 100). Несъемная воздушная трубка, Длина (2000 $\pm$ 100)	Имеется. Размер (200 $\pm$ 5) x (110 $\pm$ 5)	Имеется	Относительно пола от 560 до 850, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
21 ULTRA X1	То же	То же	То же	Имеется	Относительно пола от 420 до 920, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
22 ULTRA H2	То же	То же	То же	Имеется	Относительно пола от 560 до 850, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
23 ULTRA X2	То же	То же	То же	Имеется	Относительно пола от 420 до 920, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$
24 STANDARD H1	(165 $\pm$ 5)x (140 $\pm$ 5)x (50 $\pm$ 1)	(160 $\pm$ 3)x (95 $\pm$ 3)x (20 $\pm$ 1) Несъемный соединительный электропривод, длина (4000 $\pm$ 100).	Имеется. Размер (200 $\pm$ 5) x (110 $\pm$ 5)	Имеется	Относительно пола от 560 до 850, с помощью электропривода. Отклонение не более $\pm 10\%$

		Несъемная воздушная трубка, Длина (2000±100)			
25 STANDARD X1	То же	То же	То же	Имеется	Относительно пола от 420 до 920, с помощью электропривода. Отклонение не более ±10 %
26 MEDICO	-	(160±3)х(95±3)х(20±1) Несъемный соединительный электропривод, длина (4000±100). Несъемная воздушная трубка, Длина (2000±100)	-	-	Относительно пола от 420 до 920, с помощью электропривода. Отклонение не более ±10 %
27 EXPERT X1	(165±5)х(140±5)х(50±1)	(160±3)х(95±3)х(20±1) Несъемный соединительный электропривод, длина (4000±100). Несъемная воздушная трубка, Длина (2000±100)	Имеется. Размер (200±5)х(110±5)	Имеется	Относительно пола от 420 до 920, с помощью электропривода. Отклонение не более ±10 %
28 EXPERT X2	То же	То же	То же	Имеется	То же
29 EXPERT PRO	То же	То же	То же	Имеется	То же
30 EXPERT YX1	То же	То же	То же	Имеется	То же

Таблица А4

Наименование исполнения	Параметры и характеристики				
	Величина скорости регулировки высоты ложа стола, мм/с	Величина и способ регулировки излома ложа «дренаж», мм	Величина скорости регулировки излома ложа «дренаж» при использовании электропривода	Величина и способ регулировки ложа в положение «ноги вверх», угл. град.	Величина дискретности при регулировке ложа в положение «ноги вверх», угл. град.
1 MEDISTAR H1	14±10 %	-	-	-	-
2 MEDISTAR X1	То же	-	-	-	-
3 MEDISTAR CX1	То же	-	-	-	-
4 MEDISTAR CX2	То же	-	-	-	-
5 MEDISTAR CXT1	То же	-	-	-	-
6 MEDISTAR CXT2	То же	-	-	-	-
7 MEDISTAR CXT3	То же	-	-	-	-
8 FLEXI X1	То же	-	-	-	-
9 FLEXI CX1	То же	-	-	-	-
10 MEDISTAR Gyne X1	То же	-	-	-	-
11 MEDISTAR Gyne Plus X1	То же	-	-	-	-
12 TREAT	То же	С помощью газовых пружин на величину (200±10)	-	С помощью газовых пружин на величину (50gr±10)	-
13 TREAT NAPRA	То же	С помощью газовых пружин на величину (200±10)	-	С помощью газовых пружин на величину (50gr±10)	-
14 TREAT-811	То же	-	-	-	-
15 TREAT-821	То же	-	-	-	-
16 PROFESSIONAL H1	То же	Вручную на величину (200±10)	-	Вручную. От горизонтального положения до (65±5)	Фиксированные точки установки угла наклона: 0/18/25/29/ 33/37/40/43/ 46/49/52/55/ 57/60/63. Допустимое отклонение ±1

17 PROFESSIONAL X1	14±10 %	Вручную на величину (200±10)	-	Вручную. От горизонтального положения до (65±5)	Фиксированные точки установки угла наклона: 0/18/25/29/ 33/37/40/43/ 46/49/52/55/ 57/60/63. Допустимое отклонение ±1
18 PROFESSIONAL H2	То же	С помощью электропривода на величину (200±10)	14±10 %	То же	Фиксированные точки установки угла наклона: 0/16/23/27/ 31/35/38/41/ 44/47/50/53/ 55/58/61. Допустимое отклонение ±1
19 PROFESSIONAL X2	То же	То же	То же	То же	То же
20 ULTRA H1	То же	Вручную на величину (200±10)	-	То же	Фиксированные точки установки угла наклона: 0/18/25/29/ 33/37/40/43/ 46/49/52/55/ 57/60/63. Допустимое отклонение ±1
21 ULTRA X1	14±10 %	Вручную на величину (200±10)	-	Вручную. От горизонтального положения до (65±5)	Фиксированные точки установки угла наклона: 0/18/25/29/ 33/37/40/43/ 46/49/52/55/ 57/61/63. Допустимое отклонение ±1
22 ULTRA H2	То же	С помощью электропривода на величину (200±10)	14±10 %	То же	Фиксированные точки установки угла наклона: 0/16/23/27/ 31/35/38/41/ 44/47/50/53/ 55/58/61. Допустимое отклонение ±1
23 ULTRA X2	То же	То же	То же	То же	То же
24 STANDARD H1	То же	-	-	-	-
25 STANDARD X1	То же	-	-	-	-
26 MEDICO	14±10 %	-	-	-	-
27 EXPERT X1	14±10 %	Вручную. На величину (200±10)	-	-	-

28 EXPERT X2	То же	С помощью электропривода на величину (200±10)	14±10 %	-	-
29 EXPERT PRO	То же	-	-	Вручную. От горизонтального положения до (65±5)	Фиксированные точки установки угла наклона: 0/16/23/27/ 31/35/38/41/ 44/47/50/53/ 55/58/61. Допустимое отклонение ±1
30 EXPERT YX1	То же	-	-	-	-

Таблица А5

Наименование исполнения	Параметры и характеристики				
	Величина и способ регулировки ложа в сидячее положение, угл. град.	Величина дискретности при регулировке ложа в сидячее положение, угл. град.	Величина регулировки высоты подлокотника спереди, мм	Величина перемещения высоты подлокотников сбоку спереди и наличие механизма быстрой фиксации, мм	Наличие держателя для бумаги и максимальная длина устанавливаемого рулона, мм
1	2	3	4	5	6
1 MEDISTAR H1	-	-	-	-	Имеется. Длина рулона бумаги до 600
2 MEDISTAR X1	-	-	-	-	То же
3 MEDISTAR CX1	Вручную. От горизонтального положения до 70 Отклонение не более ±10 %	-	-	-	То же

4 MEDISTAR CX2	С помощью электропривода. От горизонтального положения до 70 Отклонение не более $\pm 10\%$	-	-	-	То же
5 MEDISTAR CXT1	Вручную. От горизонтального положения до 70 Отклонение не более $\pm 10\%$	-	-	-	Имеется. Длина рулона бумаги до 600
6 MEDISTAR CXT2	С помощью электропривода. От горизонтального положения до 70 Отклонение не более $\pm 10\%$	-	-	-	То же
7 MEDISTAR CXT3	То же	-	-	-	То же
8 FLEXI X1	-	-	-	-	То же
9 FLEXI CX1	-	-	-	-	То же
10 MEDISTAR Gyne X1	Вручную. От горизонтального положения до 60 Отклонение не более $\pm 10\%$	-	-	-	То же
11 MEDISTAR Gyne Plus X1	То же	-	-	-	То же
12 TREAT	-	-	-	-	То же
13 TREAT NAPRA	-	-	-	-	То же
14 TREAT-811	-	-	-	-	То же
15 TREAT-821	-	-	-	-	То же

16 PROFESSIONAL H1	-	-	Величина регу- ровки 220±30	Переме- щение вниз от уровня ложа на величину не менее 200 с быстрой фиксаци- ей	Имеется. Длина руло- на бумаги до 600
17 PROFESSIONAL X1	-	-	То же	То же	То же
18 PROFESSIONAL H2	-	-	То же	То же	То же
19 PROFESSIONAL X2	-	-	То же	То же	То же
20 ULTRA H1	-	-	То же	То же	То же
21 ULTRA X1	-	-	То же	То же	То же
22 ULTRA H2	-	-	То же	То же	То же
23 ULTRA X2	-	-	То же	То же	То же
24 STANDARD H1	-	-	То же	То же	То же
25 STANDARD X1	-	-	То же	То же	То же
26 MEDICO	С помо- щью электро- привода. От гори- зонталь- ного по- ложения до 90. Отклоне- ние не более ±10 %	-	-	-	То же
27 EXPERT X1	Вручную. От гори- зонталь- ного по- ложения до 65. Отклоне- ние не более ±10 %	-	Величина регули- ровки 220±30	Переме- щение вниз от уровня ложа на величину не менее 200 с быстрой фиксаци- ей	То же
28 EXPERT X2	То же	-	То же	То же	То же
29 EXPERT PRO	С помо- щью электро- привода. От гори- зонталь- ного по- ложения до 65.	-	Величина регули- ровки 220±30	Переме- щение вниз от уровня ложа на величину не менее 200 с быстрой	Имеется. Длина руло- на бумаги до 600

	Отклоне- ние не более $\pm 10\%$			фиксаци- ей	
30 EXPERT YX1	Вручную. От гори- зонталь- ного по- ложения до 65. Отклоне- ние не более $\pm 10\%$	-	То же	То же	То же

Таблица А6

Наименование исполнения	Параметры и характеристики				
	Наличие, количе- ство и размеры колес для переме- щения стола, мм	Наличие и способ блоки- ровки ко- лес	Наличие, ко- личество, величина ре- гулировки высоты и размеры опорной ча- сти ножек, мм	Масса стола, не более, кг	Усилие для пере- мещения стола на колесах, не более Н (кгс)
1 MEDISTAR H1	4 колеса $d=50\pm 2$ $t=19\pm 1$	Имеется цен- тральный блокиру- ющий механизм	4 ножки. Величина регулировки не менее 30. Диаметр опорной площадки 30 ± 3	70	50 (5)
2 MEDISTAR X1	То же	То же	То же	70	50 (5)
3 MEDISTAR CX1	То же	То же	То же	85	50 (5)
4 MEDISTAR CX2	То же	То же	То же	87	50 (5)
5 MEDISTAR CXT1	То же	То же	То же	90	50 (5)
6 MEDISTAR CXT2	То же	То же	То же	92	50 (5)
7 MEDISTAR CXT3	То же	То же	То же	92	50 (5)
8 FLEXI X1	То же	То же	То же	90	50 (5)
9 FLEXI CX1	То же	То же	То же	95	50 (5)
10 MEDISTAR Gyne X1	То же	То же	То же	74	50 (5)
11 MEDISTAR Gyne Plus X1	То же	То же	То же	79	50 (5)
12 TREAT	2 колеса $d=50\pm 2$ $t=19\pm 1$	Тормоз- ное устрой- ство от- сутствует	4 ножки. Диаметр опорной площадки 45 ± 3	85	50 (5)

13 TREAT NAPRA	То же	То же	То же	90	50 (5)
14 TREAT-811	4 колеса $d=75\pm 2$ $t=19\pm 1$	Каждое колесо имеет тормозное устройство	Отсутствует	80	50 (5)
15 TREAT-821	То же	То же	Отсутствует	90	50 (5)
16 PROFESSIONAL H1	4 колеса $d=50\pm 2$ $t=19\pm 1$	Имеется центральный блокирующий механизм	4 ножки. Величина регулировки не менее 30. Диаметр опорной площадки 30 ± 3	74	50 (5)
17 PROFESSIONAL X1	То же	То же	То же	80	50 (5)
18 PROFESSIONAL H2	То же	То же	То же	88	50 (5)
19 PROFESSIONAL X2	То же	То же	То же	96	50 (5)
20 ULTRA H1	То же	То же	То же	76	50 (5)
21 ULTRA X1	То же	То же	То же	84	50 (5)
22 ULTRA H2	То же	То же	То же	90	50 (5)
23 ULTRA X2	То же	То же	То же	98	50 (5)
24 STANDARD H1	То же	То же	То же	70	50 (5)
25 STANDARD X1	То же	То же	То же	78	50 (5)
26 MEDICO	4 колеса $d=50\pm 2$ $t=19\pm 1$	Имеется центральный блокирующий механизм	То же	78	50 (5)
27 EXPERT X1	То же	Имеется центральный блокирующий механизм	То же	82	50 (5)
28 EXPERT X2	То же	То же	То же	96	50 (5)
29 EXPERT PRO	То же	То же	То же	96	50 (5)
30 EXPERT YX1	То же	То же	То же	82	50 (5)

Таблица А7

Наименование исполнения	Параметры и характеристики				
	Параметры сети электропитания	Способ подключения к сети электропитания и длина шнура, мм	Потребляемая мощность, не более, Вт	Габаритные размеры сложенных столов, мм	Величина и способ регулировки в положении Транделенберг, угл. град.
1 MEDISTAR H1	Однофазная сеть. Напряжение (220±22) В, частота 50 Гц	Несъемный сетевой шнур. Длина не менее 2000	800	-	-
2 MEDISTAR X1	То же	То же	800	-	-
3 MEDISTAR CX1	То же	То же	800	-	-
4 MEDISTAR CX2	То же	То же	1200	-	-
5 MEDISTAR CXT1	То же	То же	1200	-	Вручную. От горизонтального положения до 15. Отклонение не более ±10 %
6 MEDISTAR CXT2	То же	То же	1200	-	С помощью электропривода. От горизонтального положения до 15. Отклонение не более ±10 %
7 MEDISTAR CXT3	То же	То же	1200	-	То же
8 FLEXI X1	То же	То же	800	-	-
9 FLEXI CX1	То же	То же	800	-	-
10 MEDISTAR Gyne X1	То же	То же	1200	-	-
11 MEDISTAR Gyne Plus X1	То же	То же	1200	-	-
12 TREAT	Однофазная сеть. Напряжение (220±22) В, частота 50 Гц	Несъемный сетевой шнур. Длина не менее 2000	800	-	Вручную. От горизонтального положения до 18. Отклонение не более ±10 %
13 TREAT NAPRA	То же	То же	800	-	То же
14 TREAT-811	То же	То же	800	-	-
15 TREAT-821	То же	То же	800	-	-
16 PROFESSIONAL H1	То же	То же	800	-	-
17 PROFESSIONAL X1	То же	То же	800	-	-
18 PROFESSIONAL H2	То же	То же	1200	-	-
19 PROFESSIONAL X2	То же	То же	1200	-	-
20 ULTRA H1	То же	То же	800	-	-
21 ULTRA X1	То же	То же	800	-	-

22 ULTRA H2	Однофазная сеть. Напряжение (220±22) В, частота 50 Гц	Несъемный сетевой шнур. Длина не менее 2000	1200	-	-
23 ULTRA X2	То же	То же	1200	-	-
24 STANDARD H1	То же	То же	800	-	-
25 STANDARD X1	То же	То же	800	-	-
26 MEDICO	Однофазная сеть. Напряжение (220±22) В, частота 50 Гц	Несъемный сетевой шнур. Длина не менее 2000	800	-	-
27 EXPERT X1	То же	То же	800	-	-
28 EXPERT X2	То же	То же	1200	-	-
29 EXPERT PRO	То же	То же	1200	-	-
30 EXPERT YX1	То же	То же	800	-	-

Таблица А8

Наименование исполнения	Параметры и характеристики			
	Величина регулировки высоты опор для ног, мм	Величина угла наклона лицевой части, угл. град.	Размеры подголовника, мм	Допустимая максимальная нагрузка, кг
1 MEDISTAR H1	-	От минус 90 до плюс 40. Допустимое отклонение не более ±5 %	(630±10)х (400±10)	270
2 MEDISTAR X1	-	То же	То же	350
3 MEDISTAR CX1	-	То же	-	350
4 MEDISTAR CX2	-	То же	-	350
5 MEDISTAR CXT1	-	То же	-	350
6 MEDISTAR CXT2	-	То же	-	350
7 MEDISTAR CXT3	-	То же	-	350
8 FLEXI X1	-	То же	-	350
9 FLEXI CX1	-	То же	-	350
10 MEDISTAR Gyne X1	Плавная регулировка на величину (300±30)	От нуля до плюс 60. Допустимое отклонение не более ±5 %	(650±10)х (600±10)	350
11 MEDISTAR Gyne Plus X1	Плавная регулировка на величину (300±30)	То же	(650±10)х (580±10)	350

12 TREAT	-	От минус 50 до плюс 25. Допустимое отклонение не более $\pm 5\%$	$(335 \pm 10) \times$ (320 ± 10)	180
13 TREAT NAPRA	-	То же	$(335 \pm 10) \times$ (320 ± 10)	180
14 TREAT-811	-	От минус 25 до плюс 15. Допустимое отклонение не более $\pm 5\%$	$(650 \pm 10) \times$ (370 ± 10)	180
15 TREAT-821	-	-	-	180
16 PROFESSIONAL H1	-	От минус 90 до плюс 40. Допустимое отклонение не более $\pm 5\%$	$(270 \pm 10) \times$ (350 ± 10)	270
17 PROFESSIONAL X1	-	То же	То же	350
18 PROFESSIONAL H2	-	То же	То же	270
19 PROFESSIONAL X2	-	То же	То же	350
20 ULTRA H1	-	То же	То же	270
21 ULTRA X1	-	То же	То же	350
22 ULTRA H2	-	То же	То же	270
23 ULTRA X2	-	То же	То же	350
24 STANDARD H1	-	То же	То же	270
25 STANDARD X1	-	То же	То же	180
26 MEDICO	-	От минус 30 до плюс 30. Допустимое отклонение не более $\pm 5\%$	$(600 \pm 10) \times$ (500 ± 10)	180
27 EXPERT X1	-	То же	$(270 \pm 10) \times$ (350 ± 10)	350
28 EXPERT X2	-	От минус 90 до плюс 40. Допустимое отклонение не более $\pm 5\%$	$(270 \pm 10) \times$ (350 ± 10)	350
29 EXPERT PRO	-	То же	$(270 \pm 10) \times$ (350 ± 10)	350
30 EXPERT YX1	-	То же	$(270 \pm 10) \times$ (350 ± 10)	350

6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Ю электромагнитной совместимости Стол соответствует требованиям IEC 60601-1-2:2007. Стол требует специальных мер предосторожности в отношении электромагнитной совместимости и должна быть установлена и введена в эксплуатацию в соответствии с информацией по ЭМС, содержащейся в настоящем документе; в противном случае на оборудование могут оказать неблагоприятное воздействие мобильные радиочастотные средства связи

 Использование принадлежностей, преобразователей и кабелей не указанных в перечне может увеличить эмиссию радиопомех и снижению помехоустойчивости

Таблицы электромагнитной совместимости

Таблица 1 - Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия

Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия		
Стол предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю ванны следует обеспечить ее применение в указанной электромагнитной обстановке		
Испытание на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Электромагнитная обстановка - указания
Нормативный документ для измерения радиопомех	СИСПР 14.1	Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования.
Гармонические составляющие тока по МЭК 61000-3-2	Класс А	Стол пригоден для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома
Колебания напряжения и фликер по МЭК 61000-3-3	Соответствует	

Таблица 2. Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость			
Стол предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю системы следует обеспечить ее применение в указанной электромагнитной обстановке			
Испытание на помехоустойчивость	Уровень испытаний	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
Электростатические разряды (ЭСР) по МЭК 61000-4-2	±6 кВ - контактный разряд	Соответствует	Пол в помещении- твёрдая ровная поверхность. При полах, покрытых синтетическим материалом, относительная влажность воздуха - не менее 30%
	±8 кВ - воздушный разряд	Соответствует	
Наносекундные импульсные помехи по МЭК 61000-4-4	±2 кВ - для линий электропитания	Соответствует	Качество электрической энергии в сети в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки
	±1 кВ - для линий ввода/ вывода		
Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5	±1 кВ при подаче помех по схеме "провод-провод"	Соответствует	Качество электрической энергии в сети в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки
	±2 кВ при подаче помехи по схеме "провод-земля"		

Провалы напряжения, кратковременные прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11	<5% Uн (провал напряжения >95% Uн) в течение 0,5 периода	Соответствует	Качество электрической энергии в сети в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки
	40% Uн (провал напряжения 60% Uн) в течение 5 периодов		
	70% Uн (провал напряжения 30% Uн) в течение 25 периодов		
	<5% Uн (провал напряжения >95% Uн) в течение 5 с		
Магнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) по МЭК 61000-4-8	3 А / м	Соответствует	Уровни магнитного поля промышленной частоты следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки

ПРИМЕЧАНИЕ: Uн – уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного воздействия.

Таблица 3. Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ			
Стол предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю ванны следует обеспечить ее применение в указанной электромагнитной обстановке			
Испытание оборудования на устойчивость	Уровень испытания	Уровень соответствия	Электромагнитная среда - указания
			Портативное и мобильное радиочастотное оборудование, в т.ч. кабели, не должно использоваться рядом с аппаратом ближе, чем на рекомендованном расстоянии, вычисленном по формуле согласно частоте передатчика: Рекомендованное расстояние
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по МЭК 61000-4-6	3В от 150кГц до 80МГц	V1 - 3 (В)	$d = \left[\frac{35}{V_1} \right] \sqrt{P}$
Радиочастотное электромагнитное поле по МЭК 61000-4-3	3В/м от 80МГц до 2,5ГГц	E1 - 3 (В/м)	$d = \left[\frac{35}{E_1} \right] \sqrt{P}$ от 80 МГц до 800 МГц
			$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ от 800 МГц до 2,5 ГГц

где Р – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии со спецификациями производителя, и рекомендованное расстояние в метрах (м).

d- рекомендуемый пространственный разнос, м;

Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой ^{a)}, должна быть ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот ^{b)}

Влияние помех может иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком:





a) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных), и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, АМ и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков не могут быть определены расчетным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения [МЕ ИЗДЕЛИЯ или МЕ СИСТЕМЫ] превышают применимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой [МЕ ИЗДЕЛИЯ или МЕ СИСТЕМЫ] с целью проверки их нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение [МЕ ИЗДЕЛИЯ или МЕ СИСТЕМЫ].

b) За пределами частотного диапазона от 150 кГц до 80 МГц, сила поля не должна превышать (V1) В/м.

Таблица 4. Рекомендуются значения пространственного разноса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и столом

Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и столом			
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ			
Стол предназначен для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь ванны может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и ванной, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи			
Максимальная выходная мощность передатчика (Вт)	Расстояние в зависимости от частоты передатчика (м)		
	150 кГц ÷ 80 МГц	80 МГц ÷ 800 МГц	800 МГц ÷ 2,5 ГГц ^d
	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$= \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33
При определении рекомендуемых значений пространственного разноса d для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.			
Примечания			
1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.			
2 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.			
3 При определении рекомендуемых значений пространственного разноса d для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика			



FLEXI CX1

2000MM

не более 1400MM


(450 ÷ 870) MM ±10 %



FLEXI X1



2000MM

не более 1400MM



(450 ÷ 870) MM ±10 %











MEDISTAR Gyne PLUS X1





MEDISTAR Gyne X1







MEDISTAR H1




MEDISTAR X1











STANDARD H1














TREAT 821





TREAT NAPRA





TREAT



ULTRA H1
ULTRA H2





Приложение В

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ

1. Педаль в виде рамы для регулировки высоты.

Потребуются ключи для сборки: шестигранник на 6 и торцевой ключ на 13. Установите педаль на место, указанное на рисунке и закрепите. Для этого вставьте прилагаемые болты в корпус педали регулировки высоты. Далее болты вместе с педалью вставьте в отверстия на раме (как показано на рисунке). Накрутите гайки (по часовой стрелке) с другой стороны рамы и закрепите их торцевым ключом на 13, придерживая шестигранником на 6 болт от вращения. Наденьте трубку от педали в виде рамы на штуцер у электропривода, не нажимая при этом на педаль. Проверьте, чтобы трубка не зажималась каким либо механизмом. Проверьте работу педали. При нажатии на педаль электропривод должен поднимать или опускать ложе стола. При прекращении нажатия на педаль электропривод останавливается.




Схема установки педали для моделей: MEDISTAR H1, STANDARD H1, PROFESSIONAL H1, PROFESSIONAL H2, ULTRA H1, ULTRA H2.

Снятие производится в обратном порядке.




Схема установки педали для моделей: TREAT, TREAT NAPRA, TREAT-811, TREAT-821.
Снятие производится в обратном порядке.




Схема установки педали для моделей: MEDISTAR X1, MEDISTAR Gyne X1, MEDISTAR CX1, MEDISTAR CX2, MEDISTAR CXT1, MEDISTAR CXT2, MEDISTAR CXT3, MEDISTAR Gyne Plus X1, MEDICO, FLEXI X1, FLEXI CX1, STANDARD X1, PROFESSIONAL X1, PROFESSIONAL X2, ULTRA X1, ULTRA X2, EXPERT X1, EXPERT X2, EXPERT PRO, EXPERT YX1.

Снятие производится в обратном порядке.

2. Ручной пульт управления на магните для крепления в любое место на раме.

Наденьте трубку от пульта управления на штуцер у электропривода не нажимая при этом на кнопки. Проверьте, чтобы трубка не зажималась каким либо механизмом. Проверьте работу пульта. При нажатии на кнопки электропривод должен поднимать или опускать ложе стола. При прекращении нажатия на кнопку электропривод останавливается.




Схема установки для всех моделей столов.

Снятие производится в обратном порядке.

3. Ручной пульт управления двойной на магните для крепления в любое место на раме.

Наденьте трубку от пульта управления на штуцер у электропривода не нажимая при этом на кнопки. Проверьте, чтобы трубка не зажималась каким либо механизмом. Проверьте работу пульта. При нажатии на кнопки электропривод должен поднимать или опускать ложе стола. При прекращении нажатия на кнопку электропривод останавливается.





Схема установки для всех моделей столов.

Снятие производится в обратном порядке.

4. Крепление для опоры для ноги под коленом

Установите на место указанное на рисунке. Закрепите поворотом по часовой стрелке ручки-держателя.




Применяется только для моделей: MEDISTAR Gyne X1, MEDISTAR Gyne Plus X1.
Снятие производится в обратном порядке.

5. Опора для ноги под коленом

Используется при установленной принадлежности «Крепление для опоры для ноги под коленом».


Вставьте в отверстие крепление для опоры, как показано на рисунке. Закрепите поворотом по часовой стрелке ручки-держателя.



Применяется только для моделей: MEDISTAR Gyne X1, MEDISTAR Gyne Plus X1).
Снятие производится в обратном порядке.

6. Опора для ног под пятку

Установите на место, указанное на рисунке. Закрепите поворотом по часовой стрелке ручки-держателя.



Применяется только для моделей: MEDISTAR Gyne X1, MEDISTAR Gyne Plus X1.
Снятие производится в обратном порядке.

7. Усеченный валик диаметром 10 см.

Валик располагается в любом месте на ложе стола по усмотрению врача.




Схема расположения для всех моделей столов.
Снятие производится в обратном порядке.

8. Усеченный валик диаметром 20 см.

Валик располагается в любом месте на ложе стола по усмотрению врача.




Схема расположения для всех моделей столов.

Снятие производится в обратном порядке.

9. Заглушка для отверстия лицевой части.

Вставьте в отверстие лицевой части заглушку. Для снятия - потяните заглушку на себя.





Схема установки для всех моделей с отверстием для лица.

Снятие производится в обратном порядке.

10. Мат по ширине лицевой части для закрытия отверстия лицевой части креплением ремнями к лицевой части

Мат разместите на лицевой части. Ремни заведите под лицевую часть и закрепите между собой при помощи застёжки-липучки.

При снятии расцепите застёжки-липучки. Снимите мат с лицевой части.




Применяется только для моделей: MEDISTAR H1, MEDISTAR X1.

Снятие производится в обратном порядке.

11. Пара боковых рельс с креплениями

Потребуются ключи для сборки: шестигранник на 6 и торцевой ключ на 13.

В раме стола имеются отверстия для установки рельс. Вставьте болты в отверстие в рельсе. С другой стороны наденьте на вставленные болты приложенные втулки. Рельс с болтами и втулками вставьте в отверстия на раме (как показано на рисунке). Накрутите гайки по часовой стрелке с другой стороны рамы. Закрепите их ключом, придерживая шестигранником болт от вращения. Проверьте надежность крепления: не должно быть люфтов в креплении.



Применяется только для моделей: MEDISTAR H1, TREAT-811, TREAT-821, MEDICO, MEDISTAR X1, MEDISTAR Gyne X1, MEDISTAR CX1, MEDISTAR CX2, MEDISTAR CXT1, MEDISTAR CXT2, MEDISTAR CXT3, MEDISTAR Gyne Plus X1, FLEXI X1, FLEXI CX1.


Снятие производится в обратном порядке.

12. Держатель аксессуаров на боковых рельсах

(Используется при установленной принадлежности «Пара боковых рельс с креплениями»).

На корпусе держателя имеется паз, соответствующий размеру рельса. Наденьте держатель аксессуаров на рельс и закрепите поворотом по часовой стрелке ручкой-держателем.

Держатель аксессуаров может быть закреплен по всей длине рельса на усмотрение врача.



Применяется только для моделей: MEDISTAR H1, TREAT-811, TREAT-821, MEDICO, MEDISTAR X1, MEDISTAR Gyne X1, MEDISTAR CX1, MEDISTAR CX2, MEDISTAR CXT1, MEDISTAR CXT2, MEDISTAR CXT3, MEDISTAR Gyne Plus X1, FLEXI X1, FLEXI CX1.

Снятие производится в обратном порядке.

13. Ложе с отверстием с фиксирующейся заглушкой

Потребуется крестовая отвертка или шуруповерт.

Разместите ложе с отверстием на металлической рамке, как показано на рисунке. Прикрутите шурупами к металлической рамке в местах крепления.




Схема установки.

Применяется только для моделей: MEDISTAR H1, MEDISTAR X1, TREAT-811, MEDICO).

Снятие производится в обратном порядке.

14. Удлинитель ложа до 20 см.

Установите удлинитель ложа стола, как показано на рисунке. Закрепите его вращением по часовой стрелке ручки-держателя.




Схема установки для всех моделей столов.

Снятие производится в обратном порядке.

15. Боковая опора для рук

Потребуется крестовая отвертка или шуруповерт.

Разместите боковую опору для рук на кронштейнах, как показано на рисунке. Прикрутите шурупами к кронштейнам в местах крепления.




Схема установки.

Применяется только для моделей: STANDARD H1, STANDARD X1, PROFESSIONAL H1, PROFESSIONAL X1, PROFESSIONAL H2, PROFESSIONAL X2, ULTRA H1, ULTRA X1, ULTRA H2, ULTRA X2, TREAT, TREAT NAPRA, EXPERT X1, EXPERT X2, EXPERT PRO, EXPERT YX1.

Снятие производится в обратном порядке.

16. Боковая опора для ног

Потребуется крестовая отвертка или шуруповерт.

Разместите боковую опору для ног на кронштейнах, как показано на рисунке. Прикрутите шурупами к кронштейнам в местах крепления.




Схема установки.

Применяется только для моделей: ULTRA H1, ULTRA X1, ULTRA H2, ULTRA X2, EXPERT X1, EXPERT X2, EXPERT PRO.

Снятие производится в обратном порядке.

17. Передняя опора для рук

Потребуется крестовая отвертка или шуруповерт.

Разместите переднюю опору для рук на кронштейнах, как показано на рисунке. Прикрутите шурупами к кронштейнам в местах крепления.




Схема установки.

Применяется только для моделей: STANDARD H1, STANDARD X1, PROFESSIONAL H1, PROFESSIONAL X1, PROFESSIONAL H2, PROFESSIONAL X2, ULTRA H1, ULTRA X1, ULTRA H2, ULTRA X2, TREAT, TREAT NAPRA, EXPERT X1, EXPERT X2, EXPERT PRO, EXPERT YX1.

Снятие производится в обратном порядке.

18. Держатель одноразовых простыней.

Вставьте держатель в место указанное на рисунке. Закрепите вращением по часовой стрелке ручки-держателя.




Схема установки для всех моделей столов.

Снятие производится в обратном порядке.

19. Ножной пульт управления.

Наденьте трубку на штуцер электропривода, как показано на рисунке, не нажимая при этом на кнопки. Проверьте работу ножного пульта управления: при нажатии на ножной пульт — электропривод должен поднимать или опускать ложе стола. При прекращении нажатия на ножной пульт электропривод останавливается.




Схема установки для всех моделей.

Снятие производится в обратном порядке.

20. Лицевая часть в виде подковы

Потребуется крестовая отвертка или шуруповерт.

Разместите лицевую часть в виде подковы на металлической рамке, как показано на рисунке.

Прикрутите шурупами к металлической рамке в местах крепления.




Схема установки.

Применяется только для моделей: STANDARD H1, STANDARD X1, PROFESSIONAL H1, PROFESSIONAL X1, PROFESSIONAL H2, PROFESSIONAL X2, ULTRA H1, ULTRA X1, ULTRA H2, ULTRA X2, TREAT, TREAT NAPRA, EXPERT X1, EXPERT X2, EXPERT PRO, EXPERT YX1.

Снятие производится в обратном порядке.

21. Лицевая часть в виде прямоугольника без отверстия для лица

Потребуется крестовая отвертка или шуруповерт.

Разместите лицевую часть в виде прямоугольника на металлической рамке, как показано на рисунке. Прикрутите шурупами к металлической рамке в местах крепления.




Схема установки.

Применяется только для моделей: MEDISTAR H1, MEDISTAR X1, TREAT-811, MEDICO

Снятие производится в обратном порядке

22. Лицевая часть в виде двух параллельных секций

Потребуется крестовая отвертка или шуруповерт.

Разместите секции лицевой части на металлической рамке, как показано на рисунке. Прикрутите шурупами к металлической рамке в местах крепления.




Схема установки.

Применяется только для моделей: TREAT, TREAT NAPRA

Снятие производится в обратном порядке

23. Электропривод.

Потребуется торцевой ключ на 19 в количестве 2-х штук.

Отключите электропривод от электропитания.

Поверните стол на бок, придерживая его за металлическую раму!

Потяните за трубку от пульта управления (ножного, педали или ручного) в месте соединения её с электроприводом и снимите её со штуцера.

Открутите гайки, выньте болты и снимите электропривод с мест крепления.

Возьмите новый электропривод, установите его на место, вставьте в отверстия болты и закрутите гайки таким образом, чтобы оставался небольшой люфт в соединениях.

Наденьте трубку от пульта управления (ножного, педали или пульта) на штуцер у электропривода, при этом не нажимая на кнопки управления.

Проверьте, чтобы трубка и провод не зажимались какими-либо механизмами.

Проверьте работу электропривода. При нажатии на пульт управления (ножной, педаль или пульт) электропривод должен поднимать или опускать ложе стола.

При прекращении нажатия на пульт управления (ножной, педаль или пульт) электропривод останавливается.

При работе электропривода он должен работать плавно, без посторонних шумов. Не должно быть скрипов, толчков и т.п.

1... Применяется для моделей: MEDISTAR H1, STANDARD H1, PROFESSIONAL H1, PROFESSIONAL H2, ULTRA H1, ULTRA H2.




Схема снятия электропривода.




Схема установки электропривода.




Схема снятия электропривода.




Схема установки электропривода.

3... Применяется для моделей: MEDISTAR X1, MEDISTAR Gyne X1, MEDISTAR CX1, MEDISTAR CX2, MEDISTAR CXT1, MEDISTAR CXT2, MEDISTAR CXT3, MEDISTAR Gyne Plus X1, STANDARD X1, PROFESSIONAL X1, PROFESSIONAL X2, ULTRA X1, ULTRA X2, EXPERT X1, EXPERT X2, EXPERT PRO, EXPERT YX1, MEDICO, FLEXI X1, FLEXI CX1.




Схема снятия электропривода.




Схема установки электропривода.

Главный исполнительный директор
«Fysiotech» OÜ

Аллар Ахвонен



Прошито.

Количество: 67 (Шестьдесят семь) страниц

Исполнительный Директор

Алар Ахвонен



НОТАРИАЛЬНАЯ НАЛПИСЬ

Регистр в книге служебных действий нотариуса за № 907


В г. Таллинне, пятнадцатого (15.) марта (03.) две тысячи восемнадцатого (2018.) года.

Я, нижеподписавшаяся, **нотариус города Таллинна Рagne Техвер**, бюро которой находится в Эстонской Республике, в г. Таллинне, на ул. Татари 8/ Сакала 22, заверяю подлинность проставленной в моем присутствии подписи **Ахвонен Аллар**, 02.01.1968 года рождения, Эстонский личный код 36801020298, личность которого установлена на основании водительского удостоверения.

При свидетельствовании подлинности подписи нотариус не проверила факты, представленные заявителем в документе.

В настоящем документе шестьдесят восемь (68) прошнурованных и скрепленных печатью листов.

Плата за услуги нотариуса 12,75 евро (п. 31 ст. 12 Закона о плате за услуги нотариуса) + 2,55 евро (налог с оборота 20%), всего 15,30 евро.




Прошито.

