



Sirona Dental Systems GmbH • 64623 Bensheim



Approved by
Manager Regulatory Affairs
SIRONA Dental Systems GmbH

Andreas Burkhardt

13/09/ 2017

ТЕХНИЧЕСКАЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ) ДОКУМЕНТАЦИЯ

Установки стоматологические SINIUS, SINIUS CS, с
принадлежностями, производства SIRONA Dental Systems GmbH
(СИРОНА Дентал Системс ГмбХ), Германия

2017

Page 1/1

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
D-64625 Bensheim
Phone: +49 6251 16-0
Fax: +49 6251 16-2591
E-Mail: contact@sirona.com

Directors: Rainer Berthan • Michael Geil
Chairman of the Board: Dr. Erich Blum
Registered Address: Bensheim
Commercial Register: Darmstadt Lower Court HRB 24948
VAT REG No.: DE191529171
WEEE-Reg.-Nr.: DE49136990

UniCredit Bank AG Frankfurt
Bank Code 503 201 91
Account No. 8254893
BIC HYVEDEMM430
IBAN DE58 5032 0191 0008 2548 93

Commerzbank AG Frankfurt
Bank Code 500 400 00
Account No. 582711800
BIC COBADEFFXXX
IBAN DE56 5004 0000 05 82 7118 00

Urk.Rolle Nr. 620 / 2017 A

Vorstehende vor mir anerkannte Namensunterschrift des mir persönlich bekannten Herrn

Andreas Burkhardt, geb. am 27.11.1961,
geschäftsansässig in 64625 Bensheim, Fabrikstraße 31,

handelnd für die Firma **SIRONA Dental Systems GmbH** mit dem Sitz
in 64625 Bensheim,

wird hiermit beglaubigt.

Die Frage des Notars nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7
BeurkG wurde von Herrn Burkhardt verneint.

Bensheim, den 14. September 2017

Dr. Dirk Aretz
Notar


Действует с: 03.2017



SINIUS / SINIUS CS / SINIUS TS

Инструкция по эксплуатации

Русский



Оглавление

1	Общие сведения	12
1.1	Уважаемый покупатель!	12
1.2	Контактные данные	12
1.3	Указания к данной Инструкции по эксплуатации	13
1.3.1	Общие указания к инструкции по эксплуатации.....	13
1.3.2	Сфера действия данной инструкции по эксплуатации.....	13
1.4	Дополнительно требуемые документы.....	14
1.5	Гарантия и ответственность	14
1.6	Использование по назначению	15
1.7	Использованное форматирование и символы	15
2	Указания по технике безопасности	16
2.1	Обозначения степеней опасности	16
2.2	Указания на аппарате	16
2.3	Монтаж, выполняемый пользователем по месту.....	17
2.4	Монтаж стоматологической установки	17
2.5	Качество сред	17
2.6	Подключение к местной сети водоснабжения	18
2.7	Уход и ремонт	18
2.8	Бесперебойная работа.....	19
2.9	Вакуумный аспиратор	19
2.10	Стоматологическое кресло	19
2.11	Прерывистый режим работы	20
2.12	Вентиляционные щели.....	20
2.13	Сенсорный экран	20
2.14	Средства для ухода, очистки и дезинфекции	20
2.15	Уход и очистка, выполняемые сотрудниками практики.....	21
2.16	Изменения и расширения на аппарате.....	21
2.17	Электромагнитная совместимость.....	21
2.18	Электростатический разряд	22
2.19	Демонтаж / установка.....	24
3	Описание аппарата	25
3.1	Стандарты/Разрешения.....	25
3.2	Технические характеристики	27

3.3	Обзор системы	30
3.4	Стоматологическое кресло	35
3.5	Подголовник	36
3.5.1	Моторизованный подголовник	36
3.5.2	Подголовник с двойным шарниром	37
3.6	Педальный переключатель	38
3.7	Блок врача	39
3.7.1	Положения инструментов	43
3.7.2	Интерфейс пользователя EasyTouch	44
3.7.3	Сенсорный экран	45
3.7.4	Постоянные кнопки на блоке врача	46
3.8	Блок ассистента	48
3.8.1	Положения инструментов	49
3.8.2	Интерфейс пользователя	50
3.8.3	Постоянные кнопки на блоке ассистента	50
3.9	Водяной блок	51
3.10	Разъём для сторонних устройств	53
4	Управление	55
4.1	Ввод стоматологической установки в эксплуатацию	55
4.1.1	Первый ввод в эксплуатацию	55
4.1.2	Включение/Выключение стоматологической установки	55
4.1.2.1	Выключатель питания	55
4.1.2.2	Главный выключатель	56
4.1.3	Выбор профиля пользователя	57
4.2	Концепция управления сенсорного экрана	58
4.2.1	Виртуальные функциональные клавиши	58
4.2.2	Режимы диалога запуска	59
4.2.3	Поддиалоги и диалоги настройки	63
4.2.4	Строка состояния	63
4.3	Педальный переключатель	64
4.3.1	Педальный радиопереключатель	64
4.3.1.1	Настройка педального радиопереключателя на стоматологическую установку	64
4.3.1.2	Сообщение Напряжение батареи	64
4.3.2	Работа с педальным переключателем	65
4.3.3	Использование управления курсором	66
4.3.3.1	Принцип действия	66
4.3.3.2	Работа с управлением курсором	68

4.4	Стоматологическое кресло	70
4.4.1	Указания по технике безопасности	70
4.4.2	Защитное отключение	71
4.4.3	Выполнение немедленного останова движения	72
4.4.4	Подлокотники	73
4.4.5	Подставка для ног VARIO	73
4.4.6	Настройка моторизованного подголовника	74
4.4.6.1	Выдвижение/втягивание подголовника	74
4.4.6.2	Наклон подголовника	75
4.4.7	Регулировка подголовника с двойным шарниром	76
4.4.8	Перемещение кресла программами кресла	77
4.4.8.1	Перемещение кресла в положение усаживания / вставания	77
4.4.8.2	Перемещение кресла в положение для полоскания ...	78
4.4.8.3	Использование функции памяти последнего положения	78
4.4.8.4	Вызов других программ кресла	79
4.4.9	Перемещение кресла вручную	80
4.4.9.1	Вызов диалога Ручная настройка кресла	80
4.4.9.2	Наклонить сиденье кресла	81
4.4.9.3	Настройка высоты кресла	81
4.4.10	Программирование программ кресла и резкого укладывания ..	83
4.4.11	Настройка функции Лордоз	84
4.5	Блок врача	85
4.5.1	Максимальная нагрузка	85
4.5.2	Регулятор высоты	86
4.5.3	Позиционирование блока врача	86
4.5.4	Постоянные кнопки на блоке врача	90
4.5.4.1	Главный выключатель	90
4.5.4.2	Кнопки смены диалога	90
4.5.4.3	Функция таймера	91
4.5.4.4	Резкое укладывание	92
4.5.4.5	Рабочий светильник	92
4.5.4.6	Функция Композитный	92
4.5.4.7	Наполнение стакана	93
4.5.4.8	Круговое ополаскивание плевательницы	94
4.5.4.9	Функция свободного выбора	94
4.5.4.10	Очистка	95
4.5.4.11	Установки	95
4.5.5	Кнопки быстрого выбора и уровни функций	96
4.5.6	Сохранение установок инструментов	99
4.5.7	Держатель для инструментов	101

4.5.8	Общие функции инструментов	103
4.5.8.1	Вызов поддиалога	103
4.5.8.2	Выбор охлаждающей среды	103
4.5.8.3	Включение и выключение предустановленной охлаждающей среды	104
4.5.8.4	Регулировка ApexLocator	104
4.5.8.5	Включение/Выключение подсветки инструмента	104
4.5.8.6	Настройка педального переключателя в качестве плоского пускателя или регулировочного педального переключателя	105
4.5.8.7	Регулировка расхода распылителя.....	106
4.5.8.8	Подготовка к использованию физиологического раствора (NaCl)	107
4.5.8.9	Настройка расхода NaCl	109
4.5.9	ApexLocator	111
4.5.9.1	Использование ApexLocator, подготовка	112
4.5.9.2	Индикатор расстояния	114
4.5.9.3	Звуковые сигналы	117
4.5.9.4	Выполнение ручного измерения зажимом файла	118
4.5.10	Электромотор	120
4.5.10.1	Варианты мотора и муфты	120
4.5.10.2	Настройка чистоты вращения	122
4.5.10.3	Настройка направления вращения	124
4.5.10.4	Эндодонтия с мотором.....	126
4.5.11	Турбина	129
4.5.11.1	Управление турбиной.....	129
4.5.11.2	Настройки подсветки турбины.....	129
4.5.12	Многофункциональный шприц SPRAYVIT M	131
4.5.12.1	Указания по технике безопасности	131
4.5.12.2	Управление многофункциональным шприцом SPRAYVIT M	132
4.5.12.3	Включение/выключение подсветки инструмента и настройка температуры воды	132
4.5.13	Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL	135
4.5.13.1	Указания по технике безопасности	135
4.5.13.2	Настройка интенсивности	135
4.5.14	Варианты терапии Имплантология / Эндодонтия.....	139
4.5.14.1	Выбор терапии.....	139
4.5.14.2	Имплантология	142
4.5.14.3	Эндодонтия	148
4.6	Блок ассистента.....	160
4.6.1	Максимальная нагрузка	160
4.6.2	Возможность позиционирования.....	160

4.6.3	Постоянные кнопки на блоке ассистента	160
4.6.3.1	Наполнение стакана	161
4.6.3.2	Круговое ополаскивание плевательницы	161
4.6.3.3	Рабочий светильник	161
4.6.3.4	Программы кресла S и O	162
4.6.3.5	Кнопка Решётка	162
4.6.4	Отсасывающие прямые наконечники	163
4.6.5	Многофункциональный шприц SPRAYVIT M.....	165
4.6.6	Полимеризационный светильник Mini L.E.D.....	166
4.6.6.1	Указания по технике безопасности	166
4.6.6.2	Символы на Mini L.E.D.	167
4.6.6.3	Подключение Mini L.E.D.	167
4.6.6.4	Функциональное описание	167
4.6.6.5	Управление Mini L.E.D.....	169
4.6.6.6	Технические характеристики	170
4.7	Водяной блок	171
4.7.1	Отведение плевательницы	171
4.7.2	Наполнение стакана для полоскания рта с сенсорной автоматикой	171
4.7.3	Настройка расхода воды для кругового ополаскивания	172
4.7.4	Автономное водоснабжение.....	172
4.8	Лоток.....	176
4.8.1	Лоток на консоли (в SINIUS).....	176
4.8.2	Лоток на блоке врача SINIUS CS	177
4.8.3	Лоток на блоке врача SINIUS TS.....	178
4.8.4	Держатель стакана	179
4.9	Панорамный рентгеновский негатоскоп	180
4.9.1	Включение/Выключение рентгеновского негатоскопа или белого экрана на мониторе SIVISION	180
4.9.2	Установка светозащитной плёнки	181
4.10	Рабочий светильник	182
4.10.1	Включение/выключение рабочего светильника	182
4.10.2	Настройка яркости и управления датчиком в LEDview	183
4.10.3	Настройка яркости, цветовой температуры и управления датчиком в LEDview Plus	183
4.10.4	Включение/выключение функции Композитный на блоке врача	184
4.10.5	Управление рабочим светильником на блоке ассистента	184
4.11	Рентгеновский излучатель.....	186
4.12	Видеосистема SIVISION digital	187
4.12.1	Монитор SIVISION	187
4.12.2	Внутриротовая камера SiroCam AF / AF+	189
4.12.2.1	Указания по технике безопасности	189
4.12.2.2	Функциональное описание	189

4.12.2.3	Подключение внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+	190
4.12.2.4	Использование внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+	191
4.12.2.5	Технические характеристики камер	195
4.13	Эксплуатация с одним ПК.....	196
4.13.1	Диалог SIVISION.....	197
4.13.1.1	Установка связи с ПК	197
4.13.1.2	Связь с Media Player.....	198
4.13.1.3	Связь с Microsoft Powerpoint	199
4.13.1.4	Связь с SIDEXIS	199
4.13.2	Интерфейс USB.....	202
4.14	Конфигурация стоматологической установки (установки).....	203
4.14.1	Вызов диалога установок	203
4.14.2	Конфигурация интерфейса пользователя EasyTouch.....	204
4.14.2.1	Включение/Выключение звука кнопок.....	204
4.14.2.2	Калибровка сенсорного экрана	204
4.14.2.3	Настройка яркости сенсорного экрана	204
4.14.3	Настройка даты и времени	205
4.14.4	Конфигурация возможностей управления.....	206
4.14.4.1	Выбор количество профилей пользователя.....	206
4.14.4.2	Настройка управления курсором	206
4.14.4.3	Выбор режима диалога запуска	207
4.14.4.4	Включение/выключение фокусировки внутриротовой камеры педальным выключателем	207
4.14.4.5	Привязка отсасывателя аэрозольного тумана к крестовому педальному переключателю	208
4.14.4.6	Привязка наклона подголовника к крестовому педальному переключателю	208
4.14.4.7	Настройка функции кнопки Решетка на блоке ассистента	208
4.14.4.8	Постоянная кнопка Настройка звонка/решётки в виде кнопки или переключателя	209
4.14.4.9	Включение/выключение белого изображения на мониторе SIVISION	209
4.14.4.10	Настройка примешивания чистящего средства для химической очистки отсасывающего шланга	209
4.14.4.11	Включение/выключение центрального снабжения химической очистки отсасывающих шлангов	210
4.14.4.12	Настройка температуры подогревателя стакана.....	210
4.14.4.13	Привязка подогревателя стакана к программе кресла	210
4.14.5	Конфигурация инструментов.....	211
4.14.5.1	Выбор типа сохранения настроек инструментов	211
4.14.5.2	Включение/Выключение дополнительной продувки.....	212

4.14.5.3	Показать/Скрыть кнопку внешнего устройства высокочастотной хирургии	212
4.14.5.4	Настройка температуры аэрозоля	212
4.14.6	Конфигурация сетевого соединения.....	213
4.14.7	Вызов сервисной области.....	213
5	Уход, очистка и техническое обслуживание, выполняемые сотрудниками клиники	214
5.1	Основы	214
5.1.1	Интервалы	214
5.1.2	Средства для ухода, очистки и дезинфекции	216
5.1.3	Микробиологический контроль воды	216
5.1.4	Общие указания по обработке	217
5.1.5	Контроль, обслуживание и проверка	218
5.2	Поверхности.....	219
5.2.1	Очистка / Дезинфекция поверхностей	219
5.2.2	Дезинфекция EasyTouch.....	220
5.2.3	Дезинфицировать ручки.....	221
5.2.4	Дезинфекция лотка.....	223
5.2.5	Дезинфекция держателя стакана.....	224
5.2.6	Дезинфекция, обработка и очистка обивки	225
5.2.7	Очистка нижней части рабочей поверхности крестовины спинки	225
5.2.8	Термическая дезинфекция держателя инструментов блока врача и стерилизация силиконового мата	226
5.2.9	Термическая дезинфекция держателя инструментов блока ассистента и стерилизация силиконового мата	227
5.2.10	Очистка педального переключателя	228
5.3	Инструменты и инструментальные шланги.....	229
5.3.1	Промывка линий подачи воды.....	229
5.3.2	Промывка водопроводящих каналов (функция Промывка)	229
5.3.3	Автоматическая промывка водопроводящих трубок (функция Автопромывка)	232
5.3.4	Уход за стоматологическими инструментами, их дезинфекция / стерилизация	238
5.3.4.1	Стоматологические инструменты.....	238
5.3.4.2	Дезинфекция / стерилизация компонентов ApexLocator	238
5.3.4.3	Дезинфекция / Стерилизация полимеризационного светильника Mini L.E.D.	239
5.3.4.4	Очистка/дезинфекция внутривидеовой камеры SiroCam AF / AF+	240
5.3.4.5	Проверка расхода на многофункциональном шприце SPRAYVIT M	240

5.3.5	Замена ватного валика на шланге турбины и приемнике масла	241
5.4	Вакуумный аспиратор	243
5.4.1	Очистка отсасывающих шлангов	243
5.4.2	Очистка вакуумного аспиратора через чистящий переходник в плевательнице или через внешнюю емкость	245
5.4.2.1	Очистка вакуумного аспиратора через чистящий переходник в плевательнице	245
5.4.2.2	Очистка вакуумного аспиратора через внешнюю емкость	247
5.4.3	Стерилизация / дезинфекция отсасывающих прямых наконечников	248
5.4.4	Очистить и дезинфицировать всасывающие шланги	249
5.4.5	Термическая дезинфекция отсасывающих шлангов	251
5.5	Компоненты водяного блока	252
5.5.1	Очистка золотоуловителя	252
5.5.2	Очистка / дезинфекция плевательницы	253
5.5.3	Очистка сточных каналов плевательницы	254
5.5.4	Доливка обеззараживающего средства	255
5.5.5	Заменить фильтр для воды и воздуха	256
5.5.6	Замена амальгамного ротора	257
5.5.7	Проверка системы сигнализации амальгамоотделителя	260
5.5.8	Опорожнение отстойника	261
5.5.9	Очистить фильтрующий элемент мокрого отсоса	263
5.6	Педальный переключатель и клеммная коробка	266
5.6.1	Замена батареи педального радиопереключателя	266
5.6.2	Замена предохранителя разъёма для сторонних устройств	268
5.7	Санация	269
5.7.1	Санация стоматологической установки в диалоговом режиме ..	269
5.7.2	Вывод протокола санации	276
5.7.3	Санация стоматологической установки вручную	277
5.7.4	Удаление биопленки сервис-техником	281
6	Обслуживание сервисным техником	282
6.1	Осмотр и техническое обслуживание	282
6.2	Контроль безопасности эксплуатации	282
6.3	Журнал технического обслуживания	283
7	Неисправности	284
7.1	Сообщения об ошибках	284
7.2	Удаленная диагностика	287
8	Запасные части, расходные материалы	288

9	Утилизация.....	290
10	Обзор всех функциональных кнопок.....	292
	Алфавитный указатель	313

1 Общие сведения

1.1 Уважаемый покупатель!

Мы рады, что вы решили оснастить свою практику стоматологической установкой Dentsply Sirona SINIUS®.

Мы всегда стараемся своевременно выявить потребности наших заказчиков и предложить для них инновационные решения. Вместе с вашим торговым партнёром мы сконфигурировали установку так, чтобы она подходила именно вам. Новый центр вашего лечебного кабинета организован лично вокруг вас.

В SINIUS® вы имеете стоматологическую установку, обеспечивающую простоту управления, современный комфорт и качественный дизайн. В SINIUS® мы усовершенствовали прежние надёжные функции и претворили пожелания наших заказчиков в инновации. Интерфейс пользователя EasyTouch делает лечение ещё приятнее и эффективнее.

Настоящая Инструкция по эксплуатации поможет Вам перед вводом установки в эксплуатацию, а позднее станет полезным источником информации.

Желаем вам успеха и удовольствия при работе с SINIUS®.

С уважением, группа разработчиков SINIUS®

1.2 Контактные данные

Центр технической поддержки

По всем техническим вопросам вы можете использовать контактный формуляр на сайте www.sirona.com. В панели навигации следуйте пунктам меню "CONTACT" / "Customer Service Center" и нажмите на кнопку "CONTACT FORM FOR TECHNICAL QUESTIONS".

Адрес производителя



Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim
Германия

Тел.: +49 (0) 6251/16-0
Факс: +49 (0) 6251/16-2591
Эл.почта: contact@sirona.com
www.sirona.com

1.3 Указания к данной Инструкции по эксплуатации

1.3.1 Общие указания к инструкции по эксплуатации

Соблюдать Инструкцию по эксплуатации

С помощью этой Инструкции по эксплуатации ознакомьтесь с аппаратом, прежде чем приступать к его эксплуатации. При этом строго соблюдайте приведенные предупреждения и правила техники безопасности.

Хранение документов

Совет: для быстрого поиска функций в Вашем распоряжении имеется краткая инструкция по эксплуатации.

Храните Инструкцию по эксплуатации в доступном месте на случай, если вам или другому пользователю потребуется информация из нее. Сохраните Инструкцию по эксплуатации на ПК или распечатайте.

Онлайн-портал технической документации

В случае продажи проследите за тем, чтобы вместе с аппаратом была передана Инструкция по эксплуатации в бумажном или электронном виде, чтобы новый пользователь мог ознакомиться с принципом работы и содержащимися в ней предупреждениями и правилами техники безопасности.

Техническая документация находится на Интернет-портале по адресу <http://www.sirona.com/manuals>. Оттуда можно загрузить данную инструкцию и другие документы. Если вам требуется документ в бумажном виде, просим заполнить формуляр на сайте. Мы отправим вам печатную копию бесплатно.

Справка

Если, несмотря на тщательное изучение Инструкции по эксплуатации, вам требуется помощь, обратитесь в фирму по техническому обеспечению стоматологических практик.

1.3.2 Сфера действия данной инструкции по эксплуатации

Варианты аппарата

Данная инструкция относится к следующим стоматологическим установкам:

- SINIUS (блок врача с ходовой направляющей)
- SINIUS CS (блок врача с качающимися скобами)
- SINIUS TS (блок врача в виде подвесного стола)

Варианты оснащения

Данная документация описывает аппарат в базовом оснащении. Поэтому могут описываться компоненты, отсутствующие в вашем аппарате.

Встроенное ПО

Данная документация действительна для аппарата с версией ПО от:

Версия 2.2

Версия установленного ПО показывается в Установках, см. „Вызов диалога установок“ [→ 203].

1.4 Дополнительно требуемые документы

Ваша стоматологическая установка может оснащаться дополнительными компонентами, описанными в отдельных Инструкциях по эксплуатации. Содержащиеся в них инструкции, а также предупреждения и правила техники безопасности также должны соблюдаться.

Описанные ниже изделия Dentsply Sirona сопровождаются собственной Инструкцией по эксплуатации:

- Стоматологические инструменты и принадлежности
- Рабочий светильник LEDview или LEDview Plus
- Плоский монитор 22 дюйма, модель 2015
- Рентгеновский излучатель HELIODENT^{PLUS}
- Стоматологические рабочие кресла HUGO, CARL и PAUL

Кроме того, в распоряжении имеется документ "Условия монтажа". В нем приведены подробные технические данные, размерные чертежи и сведения об эксплуатации стоматологической установки с точки зрения электромагнитной совместимости.

1.5 Гарантия и ответственность

Уход

ImB интересах охраны здоровья и безопасности пациентов, пользователя и третьих лиц необходимо с установленной периодичностью проводить техническое обслуживание, чтобы гарантировать эксплуатационную надежность, безопасность и исправность Вашей системы.. Дополнительную информацию - см. „Обслуживание сервисным техником“ [→ 282].

Эксплуатирующая организация должна обеспечить уход и проведение технического обслуживания.

Как изготовитель электромедицинского оборудования, мы – в интересах обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности работы аппарата – считаем себя ответственными за характеристики оборудования, обеспечивающие безопасность и надежность, только в том случае, если техническое обслуживание и ремонт выполняются только нами или персоналом, получившим от нас на это исключительное право, а при выходе из строя деталей они заменяются только на оригинальные запасные части.

Исключение ответственности

Если эксплуатирующая организация не выполняет свои обязанности по уходу и проведению работ по техническому обслуживанию или не уделяется внимание сообщениям о неисправностях, то фирма Dentsply Sirona и её дистрибьюторы не несут никакой ответственности за вызванный этим ущерб.

1.6 Использование по назначению

Данная стоматологическая установка предназначена для стоматологического лечения людей и должна использоваться только персоналом, имеющим соответствующую квалификацию в области стоматологии.

Противопоказания к применению установки (при наличии) описаны в отдельных главах, например, вместе со стоматологическими инструментами.

Данный аппарат не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных помещениях.

Это аппарат с фиксированным подключением. Эксплуатация в транспортных средствах не допускается.

К использованию по назначению относится также соблюдение данной Инструкции по эксплуатации.

1.7 Использованное форматирование и символы

Форматирование и символы, использованные в данном документе, имеют следующее значение:

✓ Необходимое условие	Требует выполнения определенной операции.
1. Первая рабочая операция	
2. Вторая рабочая операция	
или	
➤ Альтернативное действие	
✚ Результат	
➤ Отдельная рабочая операция	
см. раздел „Использованное форматирование и символы [→ 15]“	Обозначает ссылку на другое место в тексте с указанием номера страницы.
• Перечисление	Обозначает перечисление.
„Команда / Пункт меню“	Обозначает команды / пункты меню или цитату.

2 Указания по технике безопасности

2.1 Обозначения степеней опасности

Во избежание травм и материального ущерба строго соблюдайте приведенные в данной инструкции по эксплуатации предупреждения и указания по технике безопасности. Для них предусмотрены специальные условные обозначения:

ОПАСНОСТЬ

Прямая и явная опасность, которая может привести к тяжелым травмам или смерти человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциально опасная ситуация, которая может привести к тяжелым травмам или смерти.

ОСТОРОЖНО

Потенциально опасная ситуация, которая может привести к незначительным травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Потенциально аварийная ситуация, в которой возможны повреждения изделия или имущества в его окружении.

ВАЖНО

Практические рекомендации и иная полезная информация.

Совет: Информация, облегчающая работу.

2.2 Указания на аппарате

Сопроводительные документы



Эта пиктограмма находится рядом с заводской табличкой аппарата.

Значение: При эксплуатации устройства соблюдайте Инструкцию по эксплуатации.



Эта пиктограмма находится на заводской табличке устройства.

Значение: Сопроводительная документация находится на сайте производителя.

Электростатический разряд (ESD)



Запрещается касаться штифтов или гнезд штекеров, оснащенных предупреждающей табличкой об электростатическом разряде, без применения мер по предотвращению электростатического разряда, а также выполнять соединения между подобными штекерами. См. также раздел „Электростатический разряд“ [→ 22] и „Электромагнитная совместимость“ [→ 21].

2.3 Монтаж, выполняемый пользователем по месту

Выполняемый пользователем монтаж по месту должен быть выполнен согласно нашим требованиям. Подробности описаны в документе „Условия проведения монтажа“.

2.4 Монтаж стоматологической установки

Монтаж должен быть выполнен уполномоченным персоналом согласно инструкции по монтажу.

2.5 Качество сред

Подача воздуха и воды должна соответствовать требованиям, указанным в инструкции по монтажу.

Для выполнения медицинских и национальных требований к воде из стоматологических установок, фирма Dentsply Sirona рекомендует оснащать их дезинфекционной установкой. Если вы эксплуатируете стоматологическую установку без дезинфекционной, вам следует принять другие меры для обеспечения качества воды.

Организация, эксплуатирующая стоматологическую установку, несёт ответственность за качество воды.

Количество микроорганизмов должно соответствовать национальным требованиям к качеству питьевой воды, но не выше 500 КОЕ/мл (КОЕ: колониеобразующая единица).

При повышенном количестве микроорганизмов следует проверить санитарно-техническое оборудование здания и по мере возможности устранить причину чрезмерного размножения микроорганизмов. В виде альтернативы можно установить автономную систему водоснабжения. Если стоматологическая установка оснащена дезинфекционной установкой, то опорожненный бак дезинфицирующего средства можно использовать в качестве емкости для воды.

Перед монтажом стоматологической установки необходимо обеспечить безупречное микробиологическое качество воды и задокументировать его в протоколе определения количества микроорганизмов. Отбор проб и определение количества микроорганизмов должны выполняться в специализированной лаборатории.

Качество воды из стоматологической установки следует проверять с регулярными интервалами и после перерывов в работе свыше 1 недели, см. раздел „Микробиологический контроль воды“ [→ 216]. По вопросам национальных стандартов и требуемых мероприятий обратитесь к своему торговому агенту или в соответствующую организацию врачей-стоматологов. При необходимости вам следует принять другие меры для обеспечения качества воды, если вы эксплуатируете стоматологическую установку без дезинфекционной.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пациенты с серьезно подавленным иммунитетом или пациента с определенными легочными заболеваниями не должны вступать в контакт с водой стоматологической установки. Рекомендуется использовать стерильные растворы.

2.6 Подключение к местной сети водоснабжения

Стоматологическая установка с возможностью отключения от местной сети водоснабжения

Стоматологическая установка соответствует при наличии системы дезинфицирования требованиям стандарта EN 1717 (свободный выход с длиной участка разделения ≥ 20 мм) и стандарта DVGW (Немецкий союз специалистов водо- и газоснабжения). Она является искробезопасной в соответствии с рабочим стандартом W540 и выполняет требования стандартов W270 и KTW (Синтетические материалы в водопроводных линиях). Она может быть подключена напрямую к местной сети водоснабжения.

Стоматологическая установка имеет маркировку "DVGW" рядом с заводской табличкой.



Стоматологическая установка без отключения от местной сети водоснабжения

Если выполнение требований стандарта EN 1717 необходимо в соответствии с национальными нормами, необходимо наличие соответствующего оборудования для защиты местной сети водоснабжения за пределами стоматологической установки.

Это касается варианта установки без дезинфекционной установки.

В этих случаях стоматологическая установка не имеет маркировки "DVGW".

Следует учитывать национальные требования к подключению стоматологических установок к сетям водоснабжения.

2.7 Уход и ремонт

Допущенный квалифицированный персонал и запасные части

Как изготовитель стоматологического оборудования мы – в интересах эксплуатационной надежности и безопасности работы аппарата - придаем огромное значение тому, чтобы техническое обслуживание и ремонт выполнялись только нами или организациями, получившим от нас на это исключительное право, а при выходе из строя деталей, оказывающих влияние на безопасность работы аппарата, они заменялись только на оригинальные запасные части.

Мы рекомендуем Вам при проведении подобных работ получить от их исполнителя свидетельство с указанием вида и объема работ, при необходимости, со сведениями об изменении номинальных

Интервалы технического обслуживания

параметров или рабочего диапазона, и, кроме того, с датой, сведениями о фирме-исполнителе и подписью.

Несмотря на превосходное качество вашей стоматологической установки и регулярное техническое обслуживание и уход, проводимые сотрудниками практики, в интересах обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности требуется проведение с установленной периодичностью профилактических работ по техническому обслуживанию.

С целью обеспечения эксплуатационной безопасности и работоспособности Вашей стоматологической установки и предотвращения ущерба, вызываемого естественным износом, необходимо, чтобы Вы как пользователь регулярно поручали выполнять проверку установки сотрудникам фирмы по техническому обеспечению стоматологических практик. Кроме того, должен выполняться контроль техники безопасности. Пожалуйста, обратитесь за предложением по техническому обслуживанию в фирму по техническому обеспечению стоматологических практик. Дополнительную информацию - см. „Обслуживание сервисным техником“ [→ 282].

2.8 Бесперебойная работа

Использование данного аппарата допускается только при условии его исправной работы. Если исправная эксплуатация не может быть гарантирована, аппарат должен быть выключен и передан специалистам для проведения проверки, а при необходимости также ремонта или замены.

2.9 Вакуумный аспиратор

Отсасывание оксидов алюминия или других металлов из струйных аппаратов через встроенную в стоматологическую установку сепарирующую автоматику и амальгамоотделитель запрещено! Это приводит к сильнейшему износу и засорению каналов всасывания и водоотводящих каналов.


При использовании металлооксидных струйных аппаратов должен применяться отдельный отсос. Стоматологические установки с центральным мокрым отсосом принципиально подходят для отсасывания вышеназванных материалов. Строго соблюдайте указания изготовителя вашего вакуумного аспиратора.

Для применения струйных аппаратов в сочетании со стоматологическими установками Dentsply Sirona не имеется никаких ограничений. Но при этом надо следить за тем, чтобы в этих случаях обеспечивалась достаточная последующая промывка водой.

2.10 Стоматологическое кресло

Учтите, что максимально допустимая нагрузка на стоматологическое кресло составляет 165 кг.



Максимально допустимая нагрузка указана на табличке рядом с заводской табличкой стоматологической установки.



При этом распределение веса соответствует стандарту ISO 6875. Испытания механической прочности выполняются с большим коэффициентом запаса прочности согласно IEC 60601-1.

Максимальный вес принадлежностей на стоматологическом кресле составляет при этом 5 кг.

Руки и ноги пациента должны находиться на мягкой обивке кресла.



2.11 Прерывистый режим работы

Моторы стоматологической установки, а также стоматологические инструменты предназначены для прерывистого режима работы, соответствующего опыту зубоврачебной практики.

Приводные моторы стоматологического кресла и спинки: макс. относительная длительность включения 10% (макс. 2 мин „ON“ / 18 мин „OFF“)

2.12 Вентиляционные щели

Категорически запрещается перекрывать вентиляционные щели аппарата, так как в противном случае затрудняется циркуляция воздуха. Это может привести к перегреву аппарата.

Не допускать попадания жидкостей, например, дезинфицирующих средств, в вентиляционные щели или в отверстия качающихся скоб. Это может привести к неисправностям. В этих зонах используйте только дезинфекцию протиранием.



2.13 Сенсорный экран

Экран блока врача оснащён сенсорной технологией управления.

При работе с сенсорным экраном запрещается пользоваться острыми предметами, например, ручками, карандашами и т.д. Это может повредить его или поцарапать поверхность. Управляйте сенсорным экраном только лёгкими нажатиями кончиков пальцев.

2.14 Средства для ухода, очистки и дезинфекции

Некоторые средства для ухода, очистки и дезинфекции могут повредить поверхность устройства или привести к сбоям в работе.

Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные изготовителем. Дальнейшую информацию см. гл. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“.

2.15 Уход и очистка, выполняемые сотрудниками практики

Ненадлежащие уход и очистка аппарата могут приводить к неисправностям или повреждениям. Персонал должен быть обучен правилам обращения с изделиями медицинского назначения.

2.16 Изменения и расширения на аппарате

Изменения в конструкции данного аппарата, которые могут повлиять на безопасность пользователя, пациента или третьих лиц, согласно законодательству категорически запрещены.

Для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности данное изделие разрешается эксплуатировать только с оригинальными принадлежностями производства фирмы Dentsply Sirona или с принадлежностями иных изготовителей, допущенных фирмой Dentsply Sirona. Всю ответственность за использование не допущенных принадлежностей несет пользователь.

Если подключаются устройства, не допущенные фирмой Dentsply Sirona, они должны соответствовать действующим нормам, например:

- IEC 60950-1 или IEC 62368-1 для устройств обработки данных (например, ПК, Ethernet-коммутатор, Ethernet-концентратор, Ethernet-преобразователь, USB-повторитель, Ethernet-маршрутизатор, USB-коммутатор, HDMI-повторитель/усилитель, источники аудиосигналов, Display-Port-повторитель/усилитель и т. д. и их блоки питания), а также
- IEC 60601-1 для медицинских устройств.

Монитор на стоматологической установке должен отвечать требованиям стандартов IEC 60950-1 или IEC 62368-1.

Разъем монитора для подключения динамиков должен подключаться только к одному устройству, который соответствует стандарту IEC 60950-1, IEC 62368-1 (например, ПК) или IEC 60601-1, но, например, не к стереосистеме и т.п..

Если при установке организуется такая система, она также должна выполнять требования стандарта IEC 60601-1, 3-я редакция. Составитель системы несет ответственность за ее соответствие директиве 93/42/EWG и прочим нормативным документам.

2.17 Электромагнитная совместимость



При работе с медицинскими электрическими устройствами следует принимать специальные меры предосторожности с точки зрения электромагнитной совместимости. Они должны устанавливаться и эксплуатироваться согласно указаниям, приведенным в документе «Условия проведения монтажа».

Переносные и мобильные средства ВЧ связи могут влиять на медицинское электрооборудование. Необходимо запретить пользование таким устройствами (например, мобильными радиотелефонами) на территории клиник и врачебных практик.

Эксплуатация устройства высокочастотной хирургии

При использовании устройств высокочастотной хирургии возникают сильные электромагнитные поля, способные влиять на работу электронных устройств. Не размещайте внешние устройства высокочастотной хирургии на поверхностях стоматологической установки и не укладывайте на них кабель высокочастотного наконечника для бормашины. Часто можно уменьшить электромагнитные помехи, используя внешнее устройство высокочастотной хирургии с нейтральным электродом.

SIVISION digital и USB-интерфейс

При электромагнитных помехах в непосредственной близости от стоматологического аппарата возможны помехи изображения и помехи передачи данных через USB-порт на ПК. В таком случае повторите съемку или другие операции.

При значительных помехах может возникнуть необходимость в перезапуске ПК или стоматологической установки. Поэтому не используйте ПК одновременно для управления другими устройствами, для которых требуется значительная мощность обработки данных.

Педальный радиопереклюатель

Ножной радиопереклюатель может вызывать помехи у устройств, работающих в том же частотном диапазоне (2,4 ГГц); в его работе также могут возникать помехи из-за этих устройств. В случае помех в радиопередаче надежность работы стоматологического аппарата гарантирована.

2.18 Электростатический разряд

Меры защиты

Электростатический разряд (сокращенно ESD – ElectroStatic Discharge)

Электростатические заряды с людей при прикосновении могут привести к разрушению электронных деталей. Поврежденные элементы в большинстве случаев подлежат замене. Ремонт должен выполняться квалифицированными специалистами.

Меры защиты от электростатического разряда (ESD) включают в себя:

- действия по предотвращению электростатического заряда, охватывающие:
 - Кондиционирование воздуха
 - Увлажнение воздуха
 - Электропроводящее покрытие пола
 - Отсутствие синтетической одежды





- Разрядка собственного тела касанием
 - металлического корпуса аппарата
 - крупного металлического предмета
 - иного заземленного защитным проводом металлического предмета

Участки повышенной опасности помечены на аппарате предупредительным знаком ESD:

Мы рекомендуем всем лицам, работающим с данным аппаратом, обращать особое внимание предупредительным знакам ESD. Кроме того, необходимо провести инструктаж по физическим основам электростатических зарядов.

Физические основы электростатического заряда

Электростатический разряд предполагает предшествующее ему накопление электростатического заряда.

Опасность электростатического заряда возникает в случаях, когда два тела движутся относительно друг друга, например:

- Ходьба (трение подошвы о пол) или
- Перемещение (трение роликов кресла о пол).

Величина заряда зависит от различных факторов. Заряд при:

- низкой влажности воздуха выше, чем при высокой, и на
- синтетических материалах выше, чем натуральных (одежда, покрытие пола).

Чтобы получить представление о величине уравнивающих при электростатическом разряде напряжений, можно использовать следующее эмпирическое правило.


Электростатический разряд от:

- 3 000 В можно почувствовать;
- 5 000 В можно услышать (щелчки, треск);
- 10 000 В можно увидеть (искровое перекрытие)

Сила протекающего при подобном разряде неустановившегося тока составляет свыше 10 ампер. Такой ток безвреден для людей, т. к. его длительность составляет лишь наносекунды.

Совет: наносекунда = 1/1 000 000 000 секунды = 1 миллиардная секунды

При разности напряжений свыше 30 000 В/см происходит выравнивание зарядов (электростатический разряд, молния, искровое перекрытие).



Для реализации различных функций в аппарате применяются интегральные схемы (логические схемы, микропроцессоры). Для того, чтобы на этих чипах можно было разместить как можно больше функций, эти схемы должны быть сильно миниатюризированы. Это ведет к созданию слоев толщиной несколько десятитысячных миллиметра. Поэтому интегральные схемы, подключенные проводами к ведущим наружу штекерам, подвергаются особой опасности при электростатических разрядах.

К пробоем слоев могут привести даже напряжения, не ощутимые пользователем. Протекающий при этом разрядный ток расплавляет чип в соответствующих местах. Повреждение отдельных интегральных схем может привести к неисправностям или отказу аппарата.

2.19 Демонтаж / установка

При демонтаже и повторной установке устройства следует действовать по указаниям, приведенным в инструкции по монтажу для нового монтажа, чтобы обеспечить работоспособность и устойчивость устройства.

3 Описание аппарата

3.1 Стандарты/Разрешения

Стоматологическая установка SINIUS® отвечает, кроме прочих, требованиям следующих стандартов:

- IEC 60601-1 (электрическая и механическая безопасность, а также безопасность ПО)
- IEC 60601-1-2 (электромагнитная совместимость)
- IEC 60601-1-6 / IEC 62366 (пригодность к использованию)
- IEC 62304 (Процесс использования ПО)
- ISO 6875 (стоматологическое кресло)
- ISO 7494-1 (стоматологические установки)
- ISO 7494-2 (стоматологические установки, подача воды и воздуха)
- ISO 9680 (рабочий светильник)
- ISO 11143 (амальгамоотделитель), см. также ниже (если имеется амальгамоотделитель)
- EN 1717 (подключение к водопроводу питьевой воды), см. также ниже и главу "Подключение к водопроводу питьевой воды" [→ 18]

Язык оригинала данной документации: Немецкий

Это изделие имеет маркировку CE в соответствии с положениями директивы 93/42/ЕЭС Совета от 14 июня 1993 г. о медицинской продукции.

Стоматологическая установка выполняет требования Директивы по сокращению применения определённых опасных веществ 2011/65/EU.

Стоматологическая установка отвечает требованиям согласно CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 и AAMI/ANSI ES 60601-1.

Эффективность сепарации амальгамоотделителя достигает >95%. Таким образом, он выполняет требования стандарта ISO 11143. Метод отделения тип 1: центробежная система
Амальгамоотделитель сертифицирован Немецким институтом строительной техники (DIBt) и AFNOR (Франция).

Стоматологический аппарат (если он оснащен дезинфекционной установкой) соответствует техническим нормам и требованиям, предъявляемым к безопасности и гигиене для его подключения к общей сети питьевого водоснабжения. Аппарат сертифицирован в



соответствии с требованиями DVGW (Немецкой научно-технической ассоциации водо- и газоснабжения). Он является самозащищенным согласно рабочему листу W540. Таким образом, аппарат отвечает требованиям и стандарта EN 1717, см. также главу "Подключение к сети водоснабжения" [→ 18].



Данный аппарат соответствует требованиям BELGAQUA и может подключаться к общественным сетям водоснабжения в Бельгии.



Данный аппарат соответствует требованиям ATS и может подключаться к общественным сетям водоснабжения в Австралии.



Радиомодули в pedalном радиопереключателе и стоматологическом аппарате отвечают требованиям директивы R&TTE 1999/5/EC. Стандарты:

- EN 60950-1
- EN 301489-1, EN 301489-17, EN 300328



Модули отвечают требованиям Федеральной комиссии связи США (FCC) (часть 15 Правил FCC).

FCC ID: SIFNANOLOCAVR0108 (до апреля 2017 г.) или
FCC ID: RFRMS (с апреля 2017 г.)

Industrie Canada

Модули соответствуют требованиям стандарта Industrie Canada (RSS210).

IC: 7654A-nanoLOCAVR (до апреля 2017 г.) или
IC: 4957A-MS (с апреля 2017 г.)

Действующие допуски для pedalного радиовыключателя указаны на заводской табличке на нижней стороне выключателя.

SINIUS® является зарегистрированным товарным знаком Sirona Dental Systems GmbH.

3.2 Технические характеристики


Обозначение модели:	SINIUS / SINIUS CS / SINIUS TS
Подключение к сети:	100 – 240 В AC $\pm$ 10 % 50/60 Гц
Номинальный ток:	2,2 А при 240 В 4,35 А при 115 В 5,0 А при 100 В дополнительно макс. 6 А для внешних устройств
Вид заземления:	Система TN-C-S или система TN-S (согласно IEC 60364-1)
Класс перенапряжений:	2 по IEC 60664-1
Средняя потребляемая мощность (для выбора мощности кондиционера):	0,25 кВт
Потребляемая мощность в режиме ожидания:	3 Вт (без внутреннего мини-ПК)
Предохранитель домовой проводки:	Предохранительный механизм типа В 100 – 115 В перем. тока: 20 А среднеинерционный 220 - 240 В перем. тока: 16 А среднеинерционный
Класс защиты:	Аппарат класса защиты I
Класс аппарата согласно 93/42/EEG:	Устройство класса IIa
Степень защиты от поражения электрическим током:	 Рабочая деталь типа В Кроме внутриворотной камеры SiroCam AF / AF+. Это: Пользовательская часть типа BF
Степень защиты от попадания воды:	Обычный аппарат (без защиты от попадания воды) Педальный переключатель имеет защиту от попадания капель класса IPX1.

Режим работы:

Непрерывный режим с повторно-кратковременной нагрузкой в соответствии с работой стоматолога. [→ 20]

Двигатели приводов кресла: повторно-кратковременный режим работы, не более 2 мин. вкл. и 18 мин выкл.

Стационарно подключенный аппарат. Эксплуатация в транспортных средствах не допускается.




Условия транспортировки и хранения:

Температура: -40 °C – +70 °C (-40 °F – 158 °F)

Отн. влажность воздуха: 10% – 95%

Атмосферное давление:
500 гПа – 1060 гПа



Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)

Отн. влажность воздуха: 30% – 85% без конденсации

Атмосферное давление:
700 гПа – 1060 гПа

Место монтажа:

≤ 3.000 м над уровнем моря

Стоматологическая установка не предназначена для эксплуатации во взрывоопасных помещениях.

Степень загрязнения:

2 по IEC 60664-1

Испытания / Разрешения:

См. раздел „Стандарты/Допуски“ [→ 25].

Дата изготовления:



20yy-mm-dd

(на заводской табличке)

Интерфейс USB:

соответствует стандарту USB 2.0

Радиоинтерфейс педального переключателя

Педальный радиопереклюатель может быть оснащен различными радиомодулями. На нижней стороне педального переключателя имеется табличка с обозначением используемого радиомодуля.

Радиомодуль до апреля 2017 г.:

Обозначение модели:	nanoLOC AVR
Частота:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц (диапазон ISM)
Мощность передатчика:	< 2 мВт (устройство ближнего действия)
Вид модуляции:	MDMA
Дальность действия:	ок. 10 м
Допуск:	См. раздел „Стандарты/Допуски“ [→ 25].

Радиомодуль с апреля 2017 г.:

Обозначение модели:	BlueMod+S
Частота:	2,4 ГГц – 2,480 ГГц
Мощность передатчика:	< 2 мВт (устройство ближнего действия)
Вид модуляции:	GFSK
Дальность действия:	ок. 10 м
Допуск:	См. раздел „Стандарты/Допуски“ [→ 25].

ВАЖНО


Минимальные требования к ПК

См. документ „Инструкции по установке и системные требования для конфигурации ПК“, (REF 61 94 075) SIVISION digital.

3.3 Обзор системы


Стоматологические установки SINIUS, SINIUS CS и SINIUS TS состоят из следующих основных компонентов:

Стоматологическая установка SINIUS (аппарат с ходовой направляющей)



A	Стоматологическое кресло [→ 35]
B	Моторизированный подголовник [→ 36] (на рисунке) или Подголовник с двойным шарниром [→ 37]
C	Педальный переключатель [→ 38] (кабельный или с радиопередатчиком)
D	Блок врача SINIUS на ходовой направляющей [→ 39]
E	Блок ассистента [→ 48]
F	Водяной блок [→ 51]
G	Разъём для сторонних устройств [→ 53] и выключатель питания


Стоматологическая установка SINIUS CS (аппарат с качающимися скобами)



A	Стоматологическое кресло [→ 35]
B	Моторизованный подголовник [→ 36] (на рисунке) или Подголовник с двойным шарниром [→ 37]
C	Педальный переключатель [→ 38] (кабельный или с радиопередатчиком)
D	Блок врача SINIUS CS с качающимися скобами на консоли [→ 39]
E	Блок ассистента [→ 48]

F	Водяной блок [→ 51]
G	Разъём для сторонних устройств [→ 53] и выключатель питания

Стоматологическая установка SINIUS TS (аппарат с подвесным столом)




A	Стоматологическое кресло [→ 35]
B	Моторизованный подголовник [→ 36] (на рисунке) или Подголовник с двойным шарниром [→ 37]
C	Педальный переключатель [→ 38] (кабельный или с радиопередатчиком)
D	Блок врача SINIUS TS в виде подвесного стола [→ 39]
E	Блок ассистента [→ 48]

F	Водяной блок [→ 51]
G	Разъём для сторонних устройств [→ 53] и выключатель питания

3.4 Стоматологическое кресло

Стоматологическое кресло имеет целый ряд возможностей моторизированного регулирования для оптимального выбора положения для лечения.



A	Моторизированный подголовник (на рисунке) или подголовник с шарниром
B	Спинка кресла
C	Поверхность для сидения
D	Подлокотник
E	Подставка для ног
F	Основание кресла
G	Фланец на ходовой направляющей для блока врача SINIUS
H	Крестовый педальный переключатель
I	Подключение кабельного педального переключателя
J	Шарнир блока ассистента




Кресло может быть оснащено лаунж-обивкой. Она обеспечивает повышенный комфорт и имеет двойные швы. Если кресло оснащено лаунж-обивкой, то отсутствует подставка для ног. Вся поверхность кресла имеет сплошную обивку.

3.5 Подголовник

3.5.1 Моторизованный подголовник

Подголовник позволяет следующие варианты регулировки:

- моторизованное выдвижение/убирание для регулировки по росту пациента
- моторизованный наклон для лечения верхней / нижней челюсти
- наклон вручную с помощью механической быстрой регулировки
- смещение / вращение опорной поверхности благодаря магнитному держателю




A	Съёмная мягкая часть подголовника с магнитным держателем
B	Механическая быстрая регулировка наклона подголовника
C	Верхний крестовый переключатель функций подголовника
D	Нижний крестовый переключатель функций подголовника

Подробности - см. раздел „Настройка моторизованного подголовника“ [→ 74].

3.5.2 Подголовник с двойным шарниром

Подголовник с двойным шарниром оснащен двумя плоскими шарнирами. Они позволяют настраивать наклон головы для лечения верхней и нижней челюсти в очень широком диапазоне. Для регулировки в соответствии с ростом пациента подголовник можно утопить или вытянуть.




A	Съёмная мягкая часть подголовника с держателями на липучке
B	Плоские шарниры
C	Кнопка разблокирования (с одной стороны)
D	Приспособление для регулировки в зависимости от роста пациента

Подробная информация приведена в гл. «Регулировка подголовника с двойным шарниром» [→ 76].

3.6 Педальный переключатель

Педальный переключатель позволяет управлять стоматологическими инструментами без участия рук. С помощью встроенного управления курсором практически всеми функциями стоматологической установки можно управлять также с педального переключателя.



A	Педаль в качестве регулирующего педального переключателя или плоского пускателя
B	Левая кнопка (программная кнопка S или Распылитель)
C	Пластина крестового переключателя для управления курсором
D	Правая кнопка (программная кнопка 0 или отсос)
E	Скобы для позиционирования
F	Соединительный кабель

Педальный переключатель предлагается также в исполнении с радиопередачей. С педальным радиопереключателем отпадает необходимость в соединительном кабеле. Электропитание обеспечивается от батареи, см. раздел „Замена батареи педального радиопереключателя“ [→ 266].

3.7 Блок врача

С панели управления **EasyTouch** на блоке врача можно пользоваться всеми функциями стоматологической установки. Стоматологическая установка может быть оснащена следующими блоками врача:

Варианты аппарата


Данная инструкция относится к следующим стоматологическим установкам:

- SINIUS (блок врача с ходовой направляющей)
- SINIUS CS (блок врача с качающимися скобами)
- SINIUS TS (блок врача в виде подвесного стола)

Блок врача SINIUS

На ходовой направляющей блок врача можно перемещать по всей длине стоматологического кресла. Таким образом, в сочетании с плоскими шарнирами на консоли блок врача можно оптимально расположить в любой ситуации при лечении.

В этом блоке врача инструменты укладываются в гнезда стойки. Шланги инструментов свободно висят под блоком врача.




A	Съёмный держатель инструментов (не более 5 инструментов)
B	Съёмные ручки (левая/правая)
C	Кнопки смены диалога
D	Сенсорный экран для индикации и управления
E	Постоянные кнопки
F	Главный выключатель

G	Нескользящий силиконовый мат
H	Съемный хомут для бутылки с NaCl
I	Дополнительный держатель для внутриротовой камеры
J	Консоль, с регулировкой по высоте техник
K	Салазки ходовой направляющей

Блок врача SINIUS CS

Блок врача SINIUS CS установлен на водяном блоке с помощью подвижной консоли. Пневматический тормоз в консоли удерживает блок врача на установленной высоте. Чтобы отпустить тормоз, просто коснитесь одной из двух ручек.

В этом блоке врача инструменты укладываются в гнезда лежа, головкой вниз. Шланги инструментов проведены над блоком врача через качающиеся скобы.




A	Съемный держатель инструментов (не более 5 инструментов)
B	Лоток на блоке врача
C	Ручки (левая/правая) с встроенным выключателем для отпускания тормоза консоли
D	Главный выключатель
E	Постоянные кнопки
F	Кнопки смены диалога
G	Сенсорный экран для индикации и управления
H	Съемный хомут для бутылки с NaCl
I	Качающиеся скобы
J	Консоль

Блок врача SINIUS TS

Блок врача SINIUS TS установлен на водяном блоке с помощью подвижной консоли. Пневматический тормоз в консоли удерживает блок врача на установленной высоте. Чтобы отпустить тормоз, просто коснитесь одной из двух ручек в верхней части.

В этом блоке врача инструменты укладываются в гнезда стоймя. Шланги инструментов свободно висят под блоком врача.



A	Съёмный держатель инструментов (не более 5 инструментов)
B	Ручки (левая/правая) с встроенным выключателем для отпускания тормоза консоли
C	Лоток на блоке врача
D	Зажимная гайка для регулировки высоты лотка
E	Кнопки смены диалога
F	Сенсорный экран для индикации и управления
G	Постоянные кнопки

H	Главный выключатель
I	Нескользящий силиконовый мат
J	Съемный хомут для бутылки с NaCl
K	Дополнительный держатель для внутриротовой камеры
L	Консоль

3.7.1 Положения инструментов


Возможны следующие варианты положений инструментов:

Держатель 1	Держатель 2	Держатель 3	Держатель 4	Держатель 5	Дополнительный держатель ²
Многофункциональный шприц SPRAYVIT M	Мотор: • BL • BL ISO E • BL ISO C • BL Implant	Мотор: • BL • BL ISO E • BL ISO C • BL Implant	Мотор: • BL • BL ISO E • BL ISO C • BL Implant	Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL ¹	Внутриротовая камера SiroCam AF или SiroCam AF ⁺
	Турбина	Турбина	Турбина	Внутриротовая камера SiroCam AF или SiroCam AF ⁺	
			Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL ¹		


¹ Возможно подключение не более одного аппарата для удаления зубного камня SIROSONIC TL.

² Оснастить дополнительным держателем можно только блок врача SINIUS и SINIUS TS.

3.7.2 Интерфейс пользователя EasyTouch



Пользовательский интерфейс блока врача SINIUS и SINIUS TS



Пользовательский интерфейс блока врача SINIUS CS

A	Постоянные кнопки для вызова диалоговых окон пуска, инструментов или SIVISION (мембранная клавиатура)
B	Сенсорный экран (интерфейс, чувствительный к прикосновениям)
C	Постоянные кнопки (мембранная клавиатура)
D	Главный выключатель


3.7.3 Сенсорный экран

Сенсорный экран отображает виртуальные функциональные кнопки в зависимости от выбранного диалога. Список всех функциональных кнопок приведён в приложении к данному документу, см. „Обзор функциональных кнопок“ [→ 292].

Некоторые диалоги подразделяются на главный диалог и поддиалог. Ниже вы найдёте краткое описание главных диалогов:

Диалог запуска


Диалог Запуск может отображаться в режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* или *Диалог запуска EasyMode*. Подробности об обоих режимах работы приведены в разделе „Режимы диалога запуска“ [→ 59].



Диалог запуска Стандартный вариант (слева) и Диалог запуска EasyMode (справа)

Диалог инструмента


В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* отображается диалог инструмента в соответствии с извлеченным инструментом. Диалоги инструмента могут отображаться со статичными кнопками быстрого выбора, программируемыми кнопками быстрого выбора или уровнями функций. Подробности - см. раздел „Кнопки быстрого выбора и уровни функций“ [→ 96].



Диалог мотора со статичными кнопками быстрого выбора (слева), программируемыми кнопками быстрого выбора (в центре) и уровнями функций (справа)

Диалог SIVISION

В диалоге SIVISION пользователь получает возможность управлять некоторыми компьютерными программами на ПК непосредственно со стоматологической установки. Подробности - см. раздел „Эксплуатация с ПК“ [→ 196].



Диалог SIVISION для SIDEXIS 4 (слева) и SIDEXIS XG (справа)

3.7.4 Постоянные кнопки на блоке врача

Подробное описание функций постоянных кнопок см. в разделе „Постоянные кнопки на блоке врача“ [→ 90].



Главный выключатель


Включает/выключает стоматологическую установку.

Для выключения стоматологической установки удерживать кнопку нажатой, пока не раздастся звуковой сигнал. Затем отпустить кнопку.

ВАЖНО

Выключатель питания

Стоматологическая установка оборудована также выключателем питания на основании кресла, который отделяет стоматологическую установку от электрической сети, см. раздел „Включение/Выключение стоматологической установки“ [→ 55].



Кнопки смены диалога

С помощью кнопок смены диалога в режиме *Диалог запуска*, стандартный вариант можно переключаться между главными диалогами *Диалог запуска*, *Диалог инструмента* и *Диалог SIVISION*.

В режиме *Диалог запуска EasyMode* с помощью кнопок смены диалога *Кресло* и *Инструмент* осуществляется переход в соответствующие поддиалоги.

Функция таймера

Открывает диалог *Функция таймера*, в котором можно запустить от одного до четырех предварительно установленных таймеров. Отсчёт времени отображается в строке состояния сенсорного экрана.

При нажатии кнопки *Функция таймера* (> 2 с) появляется диалог настройки.

Резкое укладывание

Немедленно переводит стоматологическое кресло в положение для резкого укладывания пациента.

Рабочий светильник


Включает/Выключает рабочий светильник.

При нажатии на кнопку *Рабочий светильник* (> 2 с) появится диалог настройки.

Функция Композит

Включает/Выключает функцию Композитный для рабочего светильника.

Эта функция служит для недопущения преждевременного затвердевания композитных материалов.





Наполнение стакана для полоскания рта

Запускает или останавливает наполнение стакана для полоскания рта.

При нажатии на кнопку *Наполнение стакана* (> 2 с) появится диалог настройки времени наполнения и подготовки воды.



Круговое ополаскивание

Запускает или останавливает круговое ополаскивание плевательницы.

При нажатии на кнопку *Круговое ополаскивание* (> 2 с) появится диалог настройки *Время кругового ополаскивания*.



Функция свободного выбора

Например, кнопка вызова

Доступное реле 230 В AC, 6 А
(подключение выполняется техником)

Функция может быть предварительно выбрана в диалоге установок в виде кнопки или переключателя.



Функция свободного выбора

Доступное реле 230 В AC, 6 А
(подключение выполняется техником)

Функция может быть предварительно выбрана в диалоге установок в виде кнопки или переключателя.



Clean

Кнопка "Очистка"

Нажатие на кнопку выключает все функции интерфейса пользователя блока врача, за исключением главного выключателя. Повторное нажатие на кнопку > 3 с снова активирует интерфейс пользователя.

Это необходимо для очистки интерфейса, чтобы исключить вероятность запуска нежелательных функций.




Setup

Кнопка Установки

Для индивидуального конфигурирования стоматологической установки врачом или для считывания сообщений сервисным техником, см. раздел „Конфигурация стоматологической установки (Установки)“ [→ 203].

3.8 Блок ассистента

Объём функций блока врача связан с областями деятельности ассистента. Однако он может быть также позиционирован таким образом, чтобы сделать возможной работу врача без ассистента.



A	Держатели с 1 по 4 (слева направо) для инструментов
B	Интерфейсы пользователя (слева/справа)
C	Съемная ручка
D	Съемный держатель для инструментов
E	Нескользящий силиконовый мат
F	3 шарнира для универсального позиционирования
G	Консоль

3.8.1 Положения инструментов


Возможны следующие варианты положений инструментов:

Держатель 1	Держатель 2	Держатель 3	Держатель 4
Полимеризационный светильник Mini L.E.D.	Многофункциональный шприц SPRAYVIT M	Отсасыватель аэрозольного тумана	Слюноотсос
Внутриротовая камера ¹ SiroCam AF или SiroCam AF+			
Второй отсасыватель аэрозольного тумана или слюноотсос в качестве хирургического отсоса			

¹ Оснастить внутриротовой камерой на блоке ассистента можно только только стоматологическую установку SINIUS CS и SINIUS TS.

3.8.2 Интерфейс пользователя

Слева и справа от блока ассистента находятся три постоянные кнопки.



3.8.3 Постоянные кнопки на блоке ассистента

Подробное описание функций аппаратных кнопок см. в разделе „Постоянные кнопки на блоке ассистента“ [→ 160].



Наполнение стакана для полоскания рта

Вкл./Выкл.



Круговое ополаскивание плевательницы

Вкл./Выкл.



Рабочий светильник / Функция "Композитный"

Включает рабочий светильник, переключает на функцию Композитный или выключает его.

Функция Композитный служит для недопущения преждевременного затвердевания композитных материалов.



Программа кресла S

Положение для полоскания с функцией памяти последнего положения (с возможностью программирования)



Программа кресла 0

Положение усаживания/вставания (с возможностью программирования)



Функция свободного выбора

Кнопку Решетка на блоке ассистента можно сконфигурировать в диалоге установок. С помощью этой кнопки можно включать и выключать рентгеновский негатоскоп и функцию белого изображения на мониторе SIVISION либо управлять реле Звонок или Решетка

Доступное реле 230 В AC, 6 А
(подключение выполняется техником)

3.9 Водяной блок

Водяной блок опционально оснащён дезинфекционной установкой. Она добавляет в воду, контактирующую с пациентом, обеззараживающее средство. Это снижает количество микроорганизмов в водопроводящих каналах. Если вы эксплуатируете стоматологическую установку без дезинфицирующей системы, следуйте указаниям главы «Качество сред» [→ 17].

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В воде микроорганизмы могут размножаться.


Эти микроорганизмы могут создавать опасность ущерба здоровью.

- Если стоматологическая установка оснащена дезинфекционной установкой, ее эксплуатация без обеззараживающих средств запрещена.

Водяной блок может быть оборудован сепарирующей автоматикой (разделение всасываемого воздуха и сточных вод) в комбинации с амальгамоотделителем / отстойником или мокрым отсосом.

В верхней крышке водяного блока находятся очистные переходники для водопроводящих инструментов и отсасывающих шлангов. С их помощью инструменты блоков врача и ассистента вставляются с обеих сторон водяного блока. Отверстия закрыты заслонками. Переходники требуются для санации стоматологической установки, для автоматической промывки водопроводящих каналов (AutoPurge) и для очистки отсасывающих шлангов.

Для очистки вакуумного аспиратора вода закачивается в бак за держателем отсасывающих шлангов и всасывается оттуда. Если стоматологическая установка оснащена опцией химической очистки отсасывающих шлангов, в воду автоматически добавляется чистящее средство. Дополнительная информация - см. раздел „Очистка отсасывающих шлангов“ [→ 243].



A	Разъем для отсасывающего шланга блока ассистента
B	Поворачиваемая вручную плевательница
C	Наполнитель стакана (на рисунке) или наполнитель стакана с сенсорной автоматикой для автоматического наполнения стакана для воды
D	Крышка бака с дезинфицирующим средством Этот бак можно использовать и для автономного водоснабжения. Для этого дистиллированную воду следует смешать с обеззараживающим средством в соотношении 100:1 (1 л воды, 10 мл обеззараживающего средства) и налить в бак дезинфицирующего средства, см. „Автономное водоснабжение“ [→ 172]
E	Крепление для консоли рабочего светильника и монитора
F	Крепление блока врача SINIUS CS и SINIUS TS или консоли с лотком
G	Крепление водопроводящих инструментов блока врача для проведения санации и автоматической промывки.
H	Крепление для SPRAYVIT M блока ассистента и для отсасывающих шлангов в целях выполнения очистки отсасывающего шланга
I	Техническая заслонка для доступа к баку чистящего средства для химической очистки отсасывающего шланга, клапану кругового ополаскивания, потенциометру сенсорной автоматики, к амальгамоотделителю или отстойнику или фильтрующему элементу мокрого отсоса

3.10 Разъём для сторонних устройств

К разъёму для сторонних устройств можно подключать дополнительные медицинские устройства. Они должны соответствовать требованиям Директивы о медицинской продукции 93/42/ЕЭС.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если стоматологическая установка оснащена дезинфекционной, на дополнительные устройства в области разъёма для сторонних устройств воздействует перекись водорода (H_2O_2) в концентрации 0,1%-0,2%.

Если дополнительные устройства несовместимы с названной концентрацией перекиси водорода, они могут получить повреждения.

- Перед подключением дополнительных устройств проверьте, могут ли они выдержать воздействие перекиси водорода в вышеназванной концентрации. При необходимости обратитесь к производителю соответствующего дополнительного устройства.
- Перед проведением санации дополнительные устройства следует отсоединить от разъёма для сторонних устройств (подключения воды), см. „Санация“ [→ 269].

ВАЖНО

Разрешение DVGW


Благодаря конструкции стоматологической установки, соответствующей EN 1717/DIN 1988 (требованиям DVGW), при наличии дезинфекционной установки все подключённые дополнительные устройства также отвечают требованиям вышеназванных стандартов, см. „Стандарты и разрешения“ [→ 25].

ВАЖНО

Независимое электропитание

Приборная розетка находится под напряжением даже при выключенном выключателе питания. Поэтому подключаемые сторонние устройства должны иметь собственный выключатель питания.

Однако разъёмы для воздуха и воды при этом отключены.



A	Приборная розетка с сетевым напряжением (не более 6 А)
B	Предохранитель для приборной розетки (6,3 А инерционный)
C	Быстродействующая муфта для воздуха
D	Быстродействующая муфта для воды

	Давление	Расход
Вода	$2,2 \pm 0,2$ бар	макс. 300 мл/мин
Воздух	$4,4 \pm 0,5$ бар	макс. 70 норм. л/мин

ВАЖНО

Отбор сред от разъёма для сторонних устройств может уменьшить мощность интегрированных потребителей, например, количество воды, наливаемое в стакан для полоскания рта, или мощность турбины.

4 Управление

4.1 Ввод стоматологической установки в эксплуатацию

4.1.1 Первый ввод в эксплуатацию

Перед первым вводом вашей стоматологической установки в эксплуатацию должна быть проведена санация.

При этом водопроводящие линии заполняются концентрированным обеззараживающим средством для снижения числа микроорганизмов в воде.

Если по согласованию с вами санация не была проведена техником после окончания монтажа стоматологической установки или последняя санация проводилась более недели назад, проведите ее самостоятельно, см. раздел «Санация стоматологической установки в диалоговом режиме» [→ 269].

Санация длится 24 часа.

4.1.2 Включение/Выключение стоматологической установки

Для комфортного включения и выключения стоматологической установки на блоке врача последняя оснащена системой ожидания.

Стоматологическая установка оборудована выключателем питания на основании кресла пациента и главным выключателем на блоке врача.

4.1.2.1 Выключатель питания

Сетевой выключатель соединяет стоматологическую установку с электрической сетью. При длительных простоях следует отсоединять стоматологическую установку от сети. В этом случае расход энергии прекратится.


Выключатель питания имеет автоматический предохранитель.

Подключение стоматологической установки к сети

- ✓ Стоматологическая установка монтируется согласно указаниям „Инструкции по монтажу“ допущенным квалифицированным персоналом.
- Включите выключатель питания **A**.
- ⚡ Стоматологическая установка подключена к сети.

Отсоединение стоматологической установки от сети

- ✓ Стоматологическая установка выключена, см. раздел „Выключение стоматологической установки“ (ниже).
- Включите выключатель питания **A**.
- ⚡ Стоматологическая установка отсоединена от сети.



4.1.2.2 Главный выключатель

Включение стоматологической установки

Главный выключатель переводит стоматологическую установку из режима ожидания в режим готовности.

После включения происходит запуск операционной системы и выполняется автоматическая самодиагностика.

- ✓ Выключатель питания включен.
- Нажмите на главный выключатель на блоке врача.
- 💡 Светодиод главного выключателя на блоке врача загорается.
- 💡 Стоматологическая установка запускается и переходит в режим готовности.

Если до следующего технического обслуживания осталось менее 42 дней или срок технического обслуживания уже истёк, на сенсорном экране появится сообщение. Дополнительную информацию - см. раздел „Осмотр и техническое обслуживание“ [→ 282].

Перевод стоматологической установки в режим ожидания

После завершения работы по соображениям безопасности и для снижения расхода энергии вы должны выключить стоматологическую установку главным выключателем на блоке врача. Главным выключателем отключается подача воздуха и воды, а также все электронные компоненты. Лишь схема ожидания остаётся под напряжением. Если к разъёму для сторонних устройств не подключено других работающих устройств, а стоматологическая установка не имеет внутреннего ПК, потребляемая мощность в режиме ожидания составляет ок. 3 Вт.

- Нажимайте на главный выключатель на блоке врача до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал. После этого отпустите кнопку.
- 💡 Стоматологическая установка завершает работу и переходит в режим ожидания.
- 💡 Светодиод главного выключателя на блоке врача гаснет.



4.1.3 Выбор профиля пользователя

Стоматологическая установка позволяет управлять одновременно шестью профилями пользователя. Таким образом, со стоматологической установкой могут работать несколько пользователей, имея в распоряжении все индивидуальные настройки – в зависимости от метода лечения и вида работы.



В профилях пользователя сохраняются следующие данные:

- Программирование программ кресла, см. раздел „Программирование программ кресла и резкого укладывания“ [→ 83]
- Конфигурации в диалогах установок - см. раздел „Конфигурация стоматологической установки (Установки)“ [→ 203]
- Настройки в диалогах инструмента - см. раздел „Сохранение настроек инструментов“
- Конфигурация диалога SIVISION для управления ПК.
Сохранение конфигурации выполняется под контролем компьютерного приложения SIUCOM plus на ПК.

После выбора профиля пользователя выполненные конфигурации и настройки снова становятся доступны.

Если требуются не все профили пользователя, их число можно ограничить - см. раздел „Выбор количества профилей пользователя“ [→ 206].

Профили пользователя **A** различают по буквам от A до F. Активный профиль пользователя, в данном случае B, отображается на сенсорном экране в строке состояния. Если предварительно выбран только один профиль пользователя, на экране ничего не отображается. При включении стоматологической установки автоматически загружается последний использовавшийся профиль пользователя.



- ✓ Диалог запуска появляется на сенсорном экране в режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* (на рисунке) или *Диалог запуска EasyMode*, см. раздел „Режимы диалога запуска“ [→ 59].

- Выберите требуемый профиль пользователя. Коснитесь кнопки *Профиль пользователя*, при необходимости несколько раз.
 - ☞ Профиль пользователя, отображаемый в строке состояния, активен.


Совет: сервисный техник может просмотреть индивидуальные настройки врачей и передать их на другие стоматологические установки SINIUS. В этом случае выполнять настройку профилей пользователей необходимо только один раз.

4.2 Концепция управления сенсорного экрана

4.2.1 Виртуальные функциональные клавиши

Сенсорный экран отображает виртуальные функциональные кнопки в зависимости от выбранного диалога. Нужные функции вызываются касанием функциональных кнопок пальцем или курсором с помощью педального переключателя.

Отсутствующие функциональные кнопки



На рисунке рядом изображен сенсорный экран стоматологической установки в состоянии на момент поставки и с максимальным оснащением.

Функциональные кнопки для функций, отсутствующих на стоматологической установке, не отображаются на сенсорном экране. Кроме того, интерфейс пользователя сенсорного экрана может изменяться в зависимости от индивидуальных настроек - см. раздел „Конфигурация стоматологической установки (Установки)” [→ 203].



Это касается функциональных кнопок в *Диалоге запуска* для следующих **Опций оснащения**:

- Моторизованный подголовник *
- Рентгеновский негатоскоп
- Терапия Эндодонтия *

Обозначенные звездочкой * кнопки не отображаются в *Диалоге запуска EasyMode*. Однако опции оснащения могут иметься, см. раздел „Режимы диалога запуска” [→ 59].



Кроме того, диалоги могут изменяться в зависимости от индивидуальных **Настроек установок**. На *Диалог запуска* могут влиять следующие конфигурации - см.:


- „Выбрать количество профилей пользователя” [→ 206]
- „Перевод кнопки Рентгеновский негатоскоп на режим Белое изображение на мониторе SIVISION” [→ 209]

Фоновый цвет кнопок

Общие функции представлены серыми кнопками. Если соответствующая функция включена или активна, кнопка отображается оранжевым цветом.

Кнопки, вызывающие смену диалога, переход к поддиалогу или диалогу настройки, отображаются голубым цветом.

При нажатии на кнопку вокруг неё появляется жирная чёрная рамка.



4.2.2 Режимы диалога запуска


После включения стоматологической установки *Диалог запуска* автоматически появляется в выбранном режиме.

Диалог запуска может открываться в двух режимах. В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* функции стоматологического кресла и инструментов отображаются в отдельных диалогах. В режиме *Диалог запуска EasyMode* важнейшие для лечения функции стоматологического кресла и инструментов отображаются вместе в одном диалоге.


Желаемый режим работы Вы можете настроить в меню Установки стоматологической установки, см. раздел „Выбор режима диалога запуска“ [→ 207]. Ниже приведено подробное описание режимов:

Диалог запуска Стандартный вариант

В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* в диалоге отображаются функциональные кнопки программ кресла и – при наличии моторизованного подголовника – *Выдвижение/Втягивание подголовника*. В этом режиме можно использовать все функции стоматологической установки.



Остальные функции кресла приведены отдельно в диалоге *Ручная настройка кресла*. В него можно перейти с помощью кнопки *Ручная настройка кресла*.








Другие общие функции стоматологической установки приведены в поддиалоге *Запуск*. В него можно перейти с помощью кнопки *Поддиалог*.




В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* на сенсорном экране автоматически отображается диалог извлеченного инструмента. С помощью кнопок смены диалога можно переключаться между главными диалогами *запуска* и *инструментов*. Все функции кресла и инструментов можно выполнять с сенсорного экрана. Настройки частоты вращения и интенсивности возможны с помощью статичных кнопок быстрого выбора (со значениями 0,09 или 0,2, 20, 40), программируемых кнопок быстрого выбора (с изменяемыми значениями) или уровней функций (E1, E2). При использовании статичных кнопок быстрого выбора на сенсорном экране отображаются кнопки с тремя заранее заданными значениями числа оборотов (0,09 или 2, 20, 40 x1000 об/мин) и интенсивности (1, 50, 100 %).




Диалог мотора со статичными кнопками быстрого выбора (слева), программируемыми кнопками быстрого выбора (в центре) и уровнями функций (справа)

Диалог запуска EasyMode

В режиме *Диалог запуска EasyMode* функциональные кнопки программ кресла и ручной регулировки кресла, а также кнопки быстрого выбора для регулирования интенсивности инструментов отображаются вместе в одном диалоге. Таким образом, на сенсорном экране постоянно отображаются функциональные кнопки, которые наиболее важны для лечения. Переход между диалогами запуска и инструментов не требуется. Таким образом, использование стоматологической установки SINIUS схоже с работой с другими установками Dentsply Sirona, управление которыми осуществляется без сенсорного экрана.




При использовании инструмента в *диалоге запуска EasyMode* в левом верхнем углу сенсорного экрана отображается заданное значение частоты вращения или интенсивности. Значение можно выбрать кнопками быстрого выбора (1, 50, 100%). Кнопки быстрого выбора отображаются также в диалогах мотора и ультразвука при активированной функции эндодонтии со значениями интенсивности. При активации предварительно выбранной охлаждающей среды и при включенном вращении против часовой стрелки появляются соответствующие индикаторы.



В режиме *Диалог запуска EasyMode* с помощью кнопок смены диалога *Кресло* и *Инструмент* открывается соответствующий поддиалог. В поддиалоге *Запуск* находятся другие общие функции стоматологической установки, в поддиалоге извлеченного инструмента – другие функции инструмента.





В режиме *Диалог запуска EasyMode* функции стоматологической установки ограничены следующим образом:

- моторизованный подголовник управляется только своим крестовым переключателем
- значения частоты вращения и интенсивности инструментов можно задать кнопками быстрого выбора (1, 50, 100 %), программируемые кнопки быстрого выбора и уровни функции при этом недоступны
- для управления функциями включения и выключения охлаждающей среды, вращения влево и вправо, а также функции форсирования при работе с ультразвуковым наконечником используется педальный переключатель
- настройки инструментов могут быть сохранены только в режиме сохранения, кнопка *Сохранить* отображается в поддиалоге извлеченного инструмента
- работа с сенсорным экраном и постоянными кнопками без участия рук с помощью пластины крестового переключателя педального переключателя (управление курсором) невозможна
- ApexLocator можно использовать только для ручного измерения с клеммой файла в поддиалоге *Запуск*
- функции терапии для процедур имплантологии и эндодонтии недоступны

Режим *Диалог запуска EasyMode* предназначен для тех, кто хочет использовать привычный режим управления других стоматологических установок Dentsply Sirona и может отказаться от перечисленных выше функций.

Кнопки смены диалога

В *Диалоге запуска Стандартный вариант* в зависимости от выбранного диалога светится светодиод соответствующей кнопки смены диалога.

В *Диалоге запуска EasyMode* светится светодиод в поддиалоге *Запуск*, в поддиалоге извлеченного инструмента и в диалоге SIVISION.

Невозможно:

- перейти в диалог или поддиалог инструмента, если ни один из инструментов не извлечен
- перейти в диалог SIVISION, если соединение с ПК не сконфигурировано

В *Диалоге запуска Стандартный вариант* касанием одной из трех кнопок смены диалога можно перейти из поддиалогов или диалогов настройки в главный диалог.



4.2.3 Поддиалоги и диалоги настройки

Поддиалоги

Некоторые диалоги делятся на главный диалог и поддиалог.

В главных диалогах отображаются только функциональные кнопки основных функций. Кнопка *Поддиалог* (два прямоугольника) предлагает дополнительные возможности настройки.

Как правило, по истечении некоторого времени поддиалоги автоматически исчезают. Кнопка *Назад* (Стрелка назад) немедленно закрывает открытый поддиалог.

Диалог настройки

Зачастую функции можно не только включать - выключать, но и настраивать. Если удерживать функциональную кнопку нажатой (> 2с), появится соответствующий диалог настройки. Последний накладывается на расположенный за ним главный диалог. Диалог, оставшийся в фоновом режиме, отображается полупрозрачным и временно заблокирован для ввода данных.




Как правило, по истечении некоторого времени диалоги настройки автоматически исчезают. Кнопка *Назад* (Стрелка назад) немедленно закрывает открытый диалог настройки.

4.2.4 Строка состояния

Внизу сенсорного экрана находится строка состояния. Здесь в случае выбора нескольких профилей пользователей **A** отображаются активные профили пользователей от A до F, а также текущее время с индикацией секунд.

Кроме того, здесь появляются сообщения о состоянии, например, Сменить амальгамоотделитель, Добавить обеззараживающее средство, Батарея педального радиопереключателя разряжена, сообщения об ошибках, Добавить чистящее средство для химической очистки отсасывающего шланга или число дней до следующего срока технического обслуживания и до следующей санации.

Если включена функция терапии, здесь отображается также выбранная терапия и предназначенный для этого привод бора.



4.3 Педальный переключатель

Стоматологическая установка может работать с педальным кабельным или радиопереключателем.

4.3.1 Педальный радиопереключатель



Технические данные радиомодуля - см. раздел „Радиоинтерфейс педального переключателя“ [→ 29].

4.3.1.1 Настройка педального радиопереключателя на стоматологическую установку

Педальный радиопереключатель должен быть назначен стоматологической установке путем регистрации. Благодаря этому исключаются сбои в управлении из-за соседних педальных радиопереключателей.

✓ Стоматологическая установка и педальный радиопереключатель готовы к работе.

✓ Все инструменты уложены.



1. Удерживайте левую и правую кнопку на педальном переключателе нажатыми одновременно (> 2 с).

✚ Раздастся акустический сигнал. На сенсорном экране появится сообщение.

✚ Если не нажимать на кнопки, через некоторое время диалог закроется автоматически. Регистрация педального радиопереключателя проведена не будет.

2. Подтвердите кнопкой **OK**, что данный педальный радиопереключатель должен использоваться вместе со стоматологической установкой. Кнопкой **Esc** можно отменить регистрацию.

✚ Сообщение исчезнет. Педальный радиопереключатель назначен стоматологической установке.

4.3.1.2 Сообщение Напряжение батареи



Педальный радиопереключатель получает питание от батареи. Система распознаёт разряд батареи и сообщает об этом в строке состояния. В этом случае батарею следует заменить в течение одной недели.


Если батарея разрядится полностью, система выдаст код ошибки - см. „Сообщения об ошибке“ [→ 284]. Символ педального радиопереключателя мигает. Замените батарею как можно быстрее, чтобы предотвратить выход системы из строя.

Замену батареи может выполнить сам пользователь - см. раздел „Замена батареи педального радиопереключателя“ [→ 266].

4.3.2 Работа с педальным переключателем

В зависимости от того, положены ли инструменты или один инструмент извлечен, элементы управления педального переключателя имеют различные функции.

Педальный переключатель




- ✓ Инструмент **извлечён**.
- Нажмите на педальный переключатель.
 - ✎ Инструмент активируется. При необходимости интенсивность регулируется в зависимости от хода педали (настроен ли регулировочный педальный переключатель - см. раздел „Общие функции инструментов“ [→ 103]). При извлеченной внутриротовой камере при необходимости, выполняется фокусировка изображения камеры и переключение на статическое или прямое изображение.

Пластина крестового переключателя

Если управление курсором **включено**, то управление курсором осуществляется с помощью пластины крестового переключателя, см. „Использование управления курсором“ [→ 66].

Если управление курсором **выключено**, тогда:



- ✓ Электромотор **извлечён**.
- Переместите пластину крестового переключателя вправо или влево.
 - ✎ Активируется вращение электромотора по часовой стрелке/против часовой стрелки.


ВАЖНО

Присвоение функций при активной терапии


При активной функции терапии присвоение функций может быть другим.

- Следите за положением оранжевого и синего курсора, см. также „Использование управления курсором“ [→ 66].

Левая клавиша



- ✓ Все инструменты **уложены**.
- Нажмите левую кнопку.
 - ✎ Кресло перемещается в положение для полоскания рта S.
- ✓ Инструмент (мотор, турбина, SIROSONIC TL) **извлечён**.
- Нажмите левую кнопку.
 - ✎ Система охлаждения (распылитель, воздух или NaCl) включается/выключается. При вынутой внутриротовой камере в SIDEXIS сохраняется неподвижное изображение, в SI-Video показывается изображение в следующем квадранте в режиме реального времени.



Правая клавиша

- ✓ Все инструменты **уложены**.
- Нажмите на правую клавишу.
 - ✚ Кресло перемещается в положение усаживания/вставания 0.
- ✓ Инструмент (мотор, турбина) **извлечён**.
- Нажмите на правую клавишу.
 - ✚ В течение нажатия отсос активирован. При ультразвуке выбирается функция форсирования. При вынутой внутриротовой камере в SI-Video осуществляется переключение между отдельным и счетверенным изображением.


4.3.3 Использование управления курсором

Управление курсором не может быть использовано в режиме *Диалог запуска EasyMode*.

4.3.3.1 Принцип действия

Альтернативное управление курсором

Управление сенсорным экраном и постоянными кнопками блока врача может осуществляться без использования рук с помощью педального переключателя. Этот вид управления оптимальным образом обеспечивает стерильность работы, в частности, при стерильных операциях.



Для управления курсором педальный переключатель имеет пластину крестового переключателя, которая может смещаться в четырёх направлениях.



Положение курсора оптически отображается на сенсорном экране или на постоянных кнопках.


Управление курсором предусмотрено для диалогов запуска и инструмента. Управление диалогами SIVISION через курсор невозможно.

Возможности настройки управления курсором

Помните, что для управления курсором в Установках возможны различные настройки. В зависимости от настройки пластине крестового переключателя назначаются различные функции. Символы, используемые в диалоге установок для настройки курсора, показаны рядом.

- Управление курсором отключено:
Направление вращения мотора инструмента можно выбрать смещением пластины крестового переключателя по или против часовой стрелки.
- Управление курсором включено, без смены диалогов:
Удержанием или повторным нажатием на пластину крестового переключателя курсор можно переместить вверх или вниз по его пути.





- Управление курсором включено, со сменой диалогов:

Удержанием или повторным нажатием на пластину крестового переключателя курсор можно переместить вверх или вниз по его пути. Если курсор находится в конечном положении пути курсора, происходит переключение с диалог запуска на диалог инструмента.

Соблюдайте также указания раздела „Оранжевые и голубые штрихи“, см. ниже.

Чтобы настроить удобное для вас управление курсором, см. раздел „Настройка управления курсором“ [→ 206].

Текущее положение курсора


Если управление курсором включено, текущее положение курсора показано оранжевым штрихом между парами кнопок на сенсорном экране или постоянными кнопками на интерфейсе пользователя EasyTouch.



Путь курсора

Путь курсора проходит между парами кнопок либо сверху вниз, либо слева направо - в большинстве случаев несколькими циклами. Путь курсора может проходить между начальной и конечной точкой вперед или назад.

Если на сенсорном экране следующее положение курсора отсутствует, курсор выходит с сенсорного экрана. В этом случае путь курсора продолжается между постоянными кнопками на панели управления EasyTouch.



В диалогах инструментов все кнопки быстрого выбора выбираются одновременно. Это помечается горизонтальным оранжевым штрихом сзади кнопок быстрого выбора. После этого частота вращения и интенсивность устанавливаются коротким нажатием (значения кнопок быстрого выбора) или длительным удержанием (промежуточные значения) пластины крестового переключателя влево или вправо, см. раздел „Работа с управлением курсором“ [→ 68].


Кнопка Очистка, установки и главный выключатель для управления курсором недоступны.

На иллюстрации рядом показан пример панели управления блока врача SINIUS и SINIUS TS. Путь курсора на блоке врача SINIUS CS также соответствует этому принципу.

Оранжевые и голубые штрихи

Голубой штрих показывает, какие функции назначены левой или правой кнопке педального переключателя. Например, в диалоге запуска кнопкам назначена программа кресла Положение для полоскания рта (S) и Положение усаживания/вставания (0), а в диалоге инструмента - Распылитель или Отсос.


Если включено управление курсором **без** смены диалога, голубые штрихи могут быть выбраны и с помощью курсора. Если включено управление курсором **со** сменой диалога, голубые штрихи можно пропустить для ускорения перехода.



Возврат курсора

После активации одной из функций с помощью управления курсором оранжевый курсор, как правило, возвращается в исходное положение в диалоге, например, после включения рентгеновского просмотрового прибора, рабочего светильника или кругового ополаскивателя. При использовании функций, управление которыми осуществляется путем перемещения пластины крестового переключателя, например, при ручном перемещении кресла положение курсора не меняется.


Кнопка Отсос в диалоге инструмента




При включённом управлении курсором в диалоге инструмента отображается кнопка *Отсос*.

4.3.3.2 Работа с управлением курсором


Перемещение курсора



- Коротким движением переместите пластину крестового переключателя вверх или вниз.
 - ☞ Оранжевый курсор перемещается на одно положение вперёд или назад.



- Удерживайте пластину крестового переключателя смещённой вверх или вниз (автокursor).
 - ☞ Оранжевый курсор медленно перемещается из одного положения в следующее.





Нажатие функциональной или постоянной кнопки

- Нажать левую кнопку: Переместите пластину крестового переключателя влево.
Нажмите правую кнопку: Переместите пластину крестового переключателя вправо.
 - ☞ Выбранная кнопка на сенсорном экране окрашивается оранжевым (если включена) либо серым или голубым (если выключена). Светодиод выбранной постоянной кнопки на панели управления блока врача загорается либо гаснет.
 - ☞ Как правило, оранжевый курсор возвращается в исходное положение в диалоге после нажатия.

Нажатие кнопки быстрого выбора и настройка промежуточных значений

Работа с управлением курсором в диалогах с кнопками быстрого выбора поясняется на примере диалога мотора.




✓ Управление курсором включено.

1. Переместите курсор на кнопки быстрого выбора.

✎ Кнопки быстрого выбора выделяются оранжевым штрихом.

2. Настройка значений кнопок быстрого выбора: Коротко нажмите на пластину крестового переключателя влево или вправо. Настройка промежуточных значений: Нажмите на пластину крестового переключателя влево или вправо и удерживайте это положение.

✎ Число оборотов отображается в первой строке. Если число оборотов установлено на значение кнопок быстрого выбора, они выделяются оранжевым цветом.



Смена диалога

✓ Управление курсором включается сменой диалога.


1. Переведите курсор в начальную точку пути курсора.

2. Переместите курсор за пределы начального положения. Удерживайте пластину крестового переключателя смещённой вверх.

✎ Индикатор сенсорного экрана переходит к диалогу запуска либо инструмента.

4.4 Стоматологическое кресло

4.4.1 Указания по технике безопасности



⚠ ОСТОРОЖНО

При перемещении кресла свободные пространства под сиденьем и в направлении водяного блока могут уменьшиться.

Части тела пациента или пользователя могут оказаться зажаты или сдавлены.

- Во время перемещения кресла между обивкой, подлокотниками и основанием кресла не должно быть конечностей. Руки и ноги пациента должны находиться на мягкой обивке кресла.
- Не кладите на основание кресла никаких предметов.

⚠ ОСТОРОЖНО

Максимальная нагрузка на стоматологическое кресло составляет 165 кг по ISO 6875 (испытано с многократной надёжностью согласно IEC 60601-1).

При превышении максимальной нагрузки существует опасность повреждения стоматологического кресла и получения пациентом травм.

- Не позволяйте садиться на кресло пациентам весом более 160 кг. Максимально допустимая нагрузка указана на табличке рядом с заводской табличкой стоматологической установки.
- Максимальный вес принадлежностей на стоматологическом кресле составляет дополнительные 5 кг.

⚠ ОСТОРОЖНО

Предметы могут выступать в область перемещений кресла.

Существует опасность сдавливания пациента и повреждения предметов.

- Следите за тем, чтобы никакие предметы, например, окна, ящики или другие устройства, выступали в область перемещений стоматологического кресла.

ВАЖНО


Блокировка кресла

Пока активирован один из стоматологических инструментов, все функции перемещения стоматологического кресла заблокированы по соображениям безопасности.

Если движение кресла оказывается заблокированным длительное время, обратитесь к сервисному технику.

4.4.2 Защитное отключение

Во избежание сдавливания и повреждения стоматологическое кресло оснащено различными элементами аварийного отключения. Точки срабатывания отключения показаны на следующем рисунке:



Индикация сработавших предохранительных выключателей (все на одном рисунке)

2	Плевательница
3	Подъемная рама
4	Консоль блока ассистента
5	Задняя обшивка слева/справа
6	Подставка для ног
7	Спинка кресла
	Перегрев мотора для регулирования высоты или перемещения спинки кресла

При срабатывании одного или нескольких предохранительных выключателей происходит следующее:






- при срабатывании всех предохранительных выключателей как при останове движения, так и при начале движения раздается двухкратный сигнал. Исключение, плевательница: сигнал только при начале движения
- все движения кресла немедленно прекращаются
- сработавшие предохранительные выключатели отображаются на сенсорном экране
- при движениях стоматологического кресла (за исключением блока ассистента или поворотной плевательницы) выполняется движение коррекции в противоположном направлении в течение примерно двух секунд. Исключение, подъемная рама: движение коррекции направлено вверх

Когда сработал предохранительный выключатель, возможна лишь ограниченная работа на стоматологической установке!

Если один из предохранительных выключателей оказывается заблокированным длительное время, обратитесь к сервисному технику.

4.4.3 Выполнение немедленного останова движения

Движение в одно из запрограммированных положений кресла может быть остановлено следующим образом:



- Нажмите на главный выключатель на постоянной кнопке *Резкое укладывание* на блоке врача.
- Нажмите одну из относящихся к креслу кнопок на сенсорном экране или кнопку наклона моторизованного подголовника.
- Нажмите на одну из связанных с креслом кнопок на панели управления блока врача.
- Нажмите педаль либо левую или правую кнопку на педальном переключателе при уложенных инструментах.
- При вынутом инструменте нажмите педаль.
- При выключенном управлении курсором нажмите пластину крестового переключателя на педальном переключателе в любом направлении.
- При включенном управлении курсором переместите курсор на одну из кнопок, относящихся к стоматологическому креслу.
- Нажмите на крестовый педальный переключатель в любом направлении.
- Нажмите на один из крестовых переключателей на моторизованном регулируемом подголовнике в любом направлении. Исключение: верхний крестовый переключатель перемещается вверх или вниз, см. указание ниже.
- ⚠ Все движения стоматологической установки будут немедленно остановлены.

ВАЖНО

Во время выполнения программы можно задействовать функциональные кнопки и переключатели для регулировки подголовника в зависимости от роста пациента. Это не приводит к останову движения.

4.4.4 Подлокотники




Для стоматологического кресла можно приобрести подлокотники. Чтобы пациенту было проще садиться и вставать с кресла, правый подлокотник может поворачиваться вперед.

ОСТОРОЖНО

Всегда поворачивайте подлокотник до одного из двух упоров. Для предотвращения опасности подлокотник не должен оставаться в среднем положении.

4.4.5 Подставка для ног VARIO

Для подгонки к росту пациента подставку для ног можно наклонить приблизительно на 10 см вперед.



- Поднимите нижний край кресла и передвиньте подставку для ног вперед или вновь назад.

ОСТОРОЖНО

При перемещении следите за тем, чтобы подставка для ног надежно зафиксировалась в конечном положении.

Следите за тем, чтобы при регулировании не допустить сдавливания пальцев.

Если кресло оснащено лаунж-обивкой, то отсутствует подставка для ног. В этом случае вся поверхность кресла имеет сплошную обивку.

4.4.6 Настройка моторизованного подголовника


Моторизованный подголовник можно настроить с сенсорного экрана или непосредственно на подголовнике.

⚠ ОСТОРОЖНО

Через имеющуюся щель тонкие предметы могут проникать в механическую начинку моторизованного подголовника.

Длинные волосы, украшения или свободная одежда могут быть затянуты в него.

- Располагайте пациента так, чтобы исключить вероятность затягивания волос и других предметов.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В мягкой части подголовника на нижней стороне встроен сильный магнит.

Магнит может оказывать влияние на находящийся вблизи активный имплантат, например, электрокардиостимулятор. При прямом контакте мягкой части подголовника с магнитными картами сохраненные на них данные могут быть стерты.

- Убедитесь в том, что магнит не находится в непосредственной близости от активных имплантатов пациента, пользователя и технического персонала. При необходимости, снимите мягкую часть подголовника.
- В непосредственной близости от мягкой части подголовника не должны находиться магнитные карты и другие накопители данных.

4.4.6.1 Выдвижение/втягивание подголовника

Выдвижением/Втягиванием подголовника стоматологическое кресло регулируется по росту пациента.

Посредством сенсорного экрана



- ✓ На сенсорном экране открывается *Диалог запуска, стандартный вариант* или диалог *Ручная настройка кресла*.
- Коснитесь кнопок *Выдвижение/Втягивание подголовника*.

Крестовым переключателем

- Перемещайте верхний крестовый выключатель вверх или вниз.



4.4.6.2 Наклон подголовника

Подголовник можно наклонять моторизированно или вручную (механическая быстрая регулировка).

Посредством сенсорного экрана



- ✓ На сенсорном экране открывается *Диалог запуска, стандартный вариант* или диалог *Ручная настройка кресла*.


➤ Коснитесь кнопок *Наклон подголовника*.

Крестовым переключателем



- Перемещайте верхний крестовый выключатель влево или вправо.


Механической быстрой регулировкой



1. Прочно удерживайте подголовник перед снятием фиксации.
2. Нажмите на кнопки **A** одновременно.
 - ✦ Подголовник отделяется от электропривода и может быть наклонен вручную.



Крестовым педальным переключателем

Возможна настройка, при которой наклон подголовника можно настроить крестовым педальным переключателем на основании кресла - см. раздел „Привязка наклона подголовника к крестовому педальному переключателю“ [→ 208].



- Нажмите на крестовый педальный выключатель влево или вправо.

4.4.7 Регулировка подголовника с двойным шарниром



Подголовник с двойным шарниром оснащен двумя плоскими шарнирами. Они позволяют настраивать наклон головы для лечения верхней и нижней челюсти. Для регулировки в соответствии с ростом пациента подголовник можно утопить или вытянуть.

⚠ ОСТОРОЖНО

При разблокировании подголовника с двойным шарниром исчезает удерживающая сила обоих шарниров.

Если не поддерживать подголовник при разблокировании, голова пациента может опрокинуться назад.

- Обязательно удерживайте подголовник и голову пациента, разблокируя подголовник с двойным шарниром!
- Располагайте свои руки таким образом, чтобы предотвратить сдавливание пальцев.
- Информировуйте пациента о том, что вы хотите переместить подголовник.
- Прежде чем отпустить подголовник, убедитесь, что оба шарнира снова надежно зафиксированы!

1. Возьмитесь рукой за подголовник снизу, удерживая голову пациента.
2. Второй рукой нажмите кнопку разблокирования **A**.
 - ⚡ Оба шарнира движутся свободно.
3. Наклоните подголовник в нужное рабочее положение. Снова отпустите кнопку разблокирования **A**.
 - ⚡ Оба шарнира зафиксированы. Проверьте надежность фиксации! Подголовник снова зафиксирован.

4.4.8 Перемещение кресла программами кресла

Программы кресла можно выбрать на сенсорном экране. Кроме того, с помощью постоянных кнопок блока ассистента и педального переключателя можно выбрать положение усаживания/вставания и положение для полоскания рта.

Настроенные на заводе программы кресла вы можете индивидуально программировать по собственным пожеланиям - см. раздел „Программирование программ кресла и резкого укладывания“ [→ 83].

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Блоки врача SINIUS CS и SINIUS TS могут попасть в зону движения стоматологического кресла.

При автоматическом выполнении программы, например, при переходе в положение вставания / усаживания или полоскания рта, пациент может столкнуться с блоком врача SINIUS CS и SINIUS TS или его консолью. Пациент может получить травму из-за защемления.

- Перед перемещением кресла блок врача SINIUS CS и SINIUS TS следует расположить так, чтобы столкновение с пациентом или креслом было невозможно.

ВАЖНО

Движения кресла при убранной плевательнице

При убранной плевательнице движения кресла невозможны. Это необходимо для предотвращения столкновения пациента с плевательницей. Перед началом перемещения кресла следует вывести плевательницу наружу.

4.4.8.1 Перемещение кресла в положение усаживания / вставания

Для простого усаживания и вставания пациента в положении усаживания / вставания активируются следующие функции:

- стоматологическое кресло движется в вертикальное положение
- рабочий светильник выключается


Можно настроить, чтобы подогреватель стакана при активации программы кресла Положение усаживания / вставания (0) автоматически отключался - см. раздел „Привязка подогревателя стакана к положению усаживания / вставания“ [→ 210].

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При усаживании и вставании пациент может запутаться ногами в шлангах инструментов блока врача SINIUS.


Пациент может споткнуться и упасть.

- Поверните блок врача SINIUS наружу, прежде чем пациент будет усаживаться или вставать.



Посредством сенсорного экрана

- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.
- Коротко коснитесь кнопки *0* (< 2 с).



Посредством педального переключателя

- ✓ Все инструменты уложены.
- Нажмите на правую клавишу педального переключателя.



Через блок ассистента

- Коротко коснитесь кнопки *0* на блоке ассистента (< 2 с).

4.4.8.2 Перемещение кресла в положение для полоскания


В положении для полоскания активируются следующие функции:

- рабочий светильник выключается
- стоматологическое кресло движется в вертикальное положение

С сенсорного экрана



- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог запуска*.
- Коротко коснитесь кнопки *S* (< 2 с).



Педальный переключателем

- ✓ Все инструменты уложены.
- Нажмите на левую клавишу педального переключателя.




С блока ассистента

- Коротко коснитесь кнопки *S* на блоке ассистента (< 2 с).

4.4.8.3 Использование функции памяти последнего положения

Прежде чем стоматологическое кресло перейдет в положение для полоскания *S*, выполняется сохранение последнего положения кресла. При повторном нажатии на кнопку Положение для полоскания *S* стоматологическая установка возвращается в ранее настроенное рабочее положение.

- ✓ Стоматологическое кресло находится в выбранном вами рабочем положении.



1. Коснитесь кнопки *S* на сенсорном экране или нажмите на кнопку *S* на интерфейсе пользователя блока ассистента, или нажмите на левую клавишу педального переключателя (все инструменты уложены).

☞ Стоматологическая установка перемещается в положение для полоскания.

2. Повторно нажмите кнопку *S*.

☞ Стоматологическая установка снова автоматически вернётся в положение, в котором кресло находилось до положения для полоскания.

4.4.8.4

Вызов других программ кресла

- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог запуска*.
- Коротко коснитесь кнопки *1* или *2* (< 2 с).

4.4.9 Перемещение кресла вручную

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Блоки врача SINIUS CS и SINIUS TS могут попасть в зону движения стоматологического кресла.

При перемещении стоматологического кресла пациент может столкнуться с блоком врача SINIUS CS и SINIUS TS или его консолью. Пациент может получить травму из-за защемления.

- Перед перемещением кресла блок врача SINIUS CS и SINIUS TS следует расположить так, чтобы столкновение с пациентом или креслом было невозможно.

ВАЖНО


Движения кресла при убранной плевательнице

При убранной плевательнице движения кресла невозможны. Это необходимо для предотвращения столкновения пациента с плевательницей. Перед началом перемещения кресла следует вывести плевательницу наружу.

4.4.9.1

Вызов диалога Ручная настройка кресла

Диалог *Ручная настройка кресла* можно вызвать только в режиме *Диалог запуска Стандартный вариант*. В режиме *Диалог запуска EasyMode* кнопки ручной настройки кресла отображаются постоянно, см. иллюстрацию рядом.



- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска Стандартный вариант*.

1. Коснитесь кнопки *Ручная настройка кресла*.

✎ Появится диалог *Ручная настройка кресла*.

2. Выполните настройки, как описано в разделах ниже.

4.4.9.2 Наклонить сиденье кресла

Компенсированное движение сиденья и спинки без эффектов сжатия или растягивания для пациента


Посредством сенсорного экрана



- ✓ На сенсорном экране открывается *Диалог запуска EasyMode* или диалог *Ручная настройка кресла*.
- Коснитесь кнопок *Наклонить сиденье кресла*.


Крестовым переключателем

- Перемещайте крестовый переключатель влево или вправо.



Крестовым педальным переключателем

- ✓ В *диалоговом окне Установки* значение функции *Наклонить сиденье кресла* с помощью крестового педального переключателя не заменено функцией *Наклон подголовника* - см. раздел „Привязка наклона подголовника к крестовому педальному переключателю“ [→ 208].
- ✓ Если крестовой педальный переключатель в *диалоговом окне Установки* назначен отсасывателю аэрозольного тумана, последний должен находиться в держателе. См. раздел „Привязка отсасывателя аэрозольного тумана к крестовому педальному переключателю“ [→ 208].
- Перемещайте крестовый педальный переключатель влево или вправо.



4.4.9.3 Настройка высоты кресла


Посредством сенсорного экрана



- ✓ На сенсорном экране открывается диалог *Ручная настройка кресла* или *Диалог запуска EasyMode*.
- Коснитесь кнопок *Настройка высоты кресла*.


Крестовым педальным переключателем

- ✓ Крестовый педальный переключатель не присвоен отсосу блока ассистента в *диалоге настройки*.
- Перемещайте крестовый педальный переключатель вверх или вниз.




Крестовым переключателем

- Перемещайте нижний крестовый выключатель вверх или вниз.



4.4.10 Программирование программ кресла и резкого укладывания

Программы кресла



Четыре заданных на заводе программ кресла:

- Положение для полоскания рта S
- Положение усаживания/вставания 0
- 1 и 2

можно запрограммировать для каждого из шести профилей пользователя (от А до F) индивидуально.

✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.

1. Переведите кресло в требуемое рабочее положение - см. раздел „Перемещение кресла вручную“ [→ 80].
2. При наличии моторизованного подголовника: наклоните подголовник в нужное рабочее положение - см. „Наклон подголовника“ [→ 75].
3. Включите или выключите рабочий светильник (программируется вместе с ним), см. „Рабочий светильник“ [→ 182].
4. Удерживайте кнопку нужной программы (S, 0, 1, 2) нажатой (> 2 с).

🔊 Раздается звуковой сигнал. Настройки будут сохранены на кнопке нужной программы.

Совет: Программирование программ кресла S и 0 возможно и на стороне блока ассистента.

Резкое укладывание

После нажатия кнопки *Резкое укладывание* стоматологическое кресло сразу перемещается в положение для резкого укладывания пациента.

Установленное на заводе положение для резкого укладывания можно перепрограммировать.

1. Переведите кресло в требуемое положение.
2. Удерживайте кнопку *Резкое укладывание* нажатой (> 2 с).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта кнопка должна быть запрограммирована только на положение быстрого укладывания пациента, ни в коем случае не на положение для лечения.

4.4.11 Настройка функции Лордоз

Для стоматологического кресла можно настроить поясничный упор.

Вызов поддиалога запуска

- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.
- В режиме *Диалог запуска*, стандартный вариант: нажмите кнопку *Поддиалог*.
В режиме *Диалог запуска EasyMode*: нажмите кнопку смены диалога *Кресло*.



- На экране появится поддиалог *Запуск*.

Настройка функции Лордоз


- Подберите поясничный упор под изгиб позвоночника пациента. Коснитесь одной из кнопок *Уменьшить поясничный упор* / *Увеличить поясничный упор*.




При достижении положения усаживания и вставания *O* или положения для полоскания рта *S*, функция Лордоз автоматически отключается.

4.5 Блок врача


4.5.1 Максимальная нагрузка




Максимальная нагрузка на блок врача SINIUS (аппарат с ходовой направляющей) составляет 2 кг (4,4 lbs). На блок врача можно положить стерилизуемый силиконовый мат.



Максимальная нагрузка на лоток блока врача SINIUS CS составляет 1 кг (2,2 lbs).



Максимальная нагрузка на блок врача SINIUS TS без держателя лотка составляет 2 кг (4.4 lbs). На блок врача можно положить стерилизуемый силиконовый мат.



Максимальная нагрузка на блок врача SINIUS TS с держателем лотка составляет в сумме 2 кг (4.4 lbs). При этом максимальная нагрузка на лоток составляет 1 кг (2.2 lbs). На блок врача можно положить стерилизуемый силиконовый мат.

В каждом варианте на блок врача дополнительно может быть повешена бутылка с NaCl и соответствующие принадлежности (ок. 1 кг, 2,2 lbs) - см. раздел „Подготовка к использованию физиологического раствора NaCl“ [→ 107].

4.5.2 Регулятор высоты

Для настройки эргономичной высоты инструмента блок врача SINIUS (аппарат с ходовой направляющей) можно регулировать по высоте.

Обратитесь к сервис-технику.


4.5.3 Позиционирование блока врача

ПРИМЕЧАНИЕ

При рывках во время движения инструменты могут выпасть из держателя на блоке врача.

- Следите за тем, чтобы не допустить рывков при движении блока врача.

Блок врача SINIUS



На ходовой направляющей блок врача можно перемещать по всей длине стоматологического кресла. Таким образом, в сочетании с плоскими шарнирами на консоли блок врача можно оптимально расположить в любой ситуации при лечении.

1. Возьмитесь за ручки блока врача и переместите его вдоль основания кресла.
2. Поверните консоль и блок врача в нужное положение для лечения.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При усаживании и вставании пациент может запутаться ногами в шлангах инструментов блока врача SINIUS.

Пациент может споткнуться и упасть.

- Поверните блок врача SINIUS наружу, прежде чем пациент будет усаживаться или вставать.

Блок врача SINIUS CS



При исполнении с качающимися скобами блок врача с подвижной консолью установлен на водяном блоке. Пневматический тормоз в консоли удерживает блок врача на установленной высоте. Для отпущения тормоза в обеих ручках встроен емкостной датчик. Датчик реагирует на прикосновения к ручкам.

1. Возьмитесь за ручку.
 - ✎ Тормоз будет отпущен, при этом раздастся звук выходящего сжатого воздуха.
2. Переведите блок врача в нужное положение и снова отпустите ручку.
 - ✎ Положение блока врача снова зафиксировано.

Учтите, что повторно расцепить тормоз в консоли можно только через две секунды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Блок врача SINIUS CS может попасть в зону движения стоматологического кресла.

При перемещении стоматологического кресла пациент может столкнуться с блоком врача SINIUS CS или его консолью. Пациент может получить травму из-за защемления.


- Перед перемещением кресла блок врача SINIUS CS следует расположить так, чтобы столкновение с пациентом или креслом было невозможно.

ОСТОРОЖНО

При складывании консоли имеется опасность получения травм вследствие сдавливания в области среднего шарнира.



В **стандартной позиции** блок врача SINIUS CS расположен в заднем креплении на водяном блоке.




В качестве альтернативы можно установить блок врача SINIUS CS в переднее крепление на водяном блоке (**особое положение**). Этот вид монтажа сводит к минимуму необходимые перемещения блока врача и облегчает усаживание и вставание пациента.

В этом случае рабочий светильник устанавливается в заднее крепление.

Если блок врача SINIUS CS установлен в особое положение на водяном блоке, то стоматологическая установка не может быть оснащена рентгеновским излучателем на опоре светильника.

Информация о HELIODENT^{PLUS} как модели приведена в гл. „Рентгеновский излучатель“ [→ 186].



ПРИМЕЧАНИЕ

В особой позиции имеется повышенная опасность столкновения следующих компонентов:

- между консолью и наполнителем стакана для полоскания рта
- между консолью и стаканом для полоскания рта
- между консолью и плевательницей
- между консолью и инструментами блока ассистента

Во избежание столкновений всегда перемещайте блок врача с повышенной осмотрительностью.

Не располагайте консоль за наполнителем стакана для полоскания рта.

Блок врача SINIUS TS



При исполнении с подвесным столом блок врача с подвижной консолью установлен на водяном блоке. Пневматический тормоз в консоли удерживает блок врача на установленной высоте. Для отпуска тормоза в верхней части обеих ручек встроены емкостной датчик. Датчик реагирует на прикосновения к ручкам.

При касании ручки в нижней части тормоз не растормаживается. В этом случае блок врача может быть перемещен только в горизонтальном направлении. Высота блока врача остается без изменений.

Перемещение блока врача по вертикали и горизонтали

1. Возьмитесь за ручку в верхней ее части.
 - ✦ Тормоз будет отпущен, при этом раздастся звук выходящего сжатого воздуха. Блок врача можно поднять или опустить, а также переместить по горизонтали.
2. Переместите блок врача в нужное положение и отпустите ручку.
 - ✦ Блок врача удерживается на установленной высоте.

Учтите, что повторно расцепить тормоз в консоли можно только через две секунды.



Перемещение блока врача только по горизонтали

- Возьмитесь за ручку в нижней ее части и переместите блок врача в горизонтальном направлении.
 - ✦ При этом тормоз в консоли остается затянутым. Высота блока врача остается без изменений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Блок врача SINIUS TS может попасть в зону движения стоматологического кресла.


При перемещении стоматологического кресла пациент может столкнуться с блоком врача SINIUS TS или его консолью. Пациент может получить травму из-за защемления.

- Перед перемещением кресла блок врача SINIUS TS следует расположить так, чтобы столкновение с пациентом или креслом было невозможно.


ОСТОРОЖНО

При складывании консоли имеется опасность получения травм вследствие сдавливания в области среднего шарнира.

4.5.4 Постоянные кнопки на блоке врача



Расположение постоянных кнопок на блоке врача SINIUS и SINIUS TS



Расположение постоянных кнопок на блоке врача SINIUS CS

4.5.4.1 Главный выключатель



Главным выключателем стоматологическая установка включается / выключается.

Для выключения удерживать кнопку нажатой, пока не раздастся звуковой сигнал. Затем отпустить кнопку.

ВАЖНО

Выключатель питания

Стоматологическая установка оборудована также выключателем питания на основании кресла, который отделяет стоматологическую установку от электрической сети, см. раздел „Включение/Выключение стоматологической установки“ [→ 55].

4.5.4.2 Кнопки смены диалога



С помощью кнопок смены диалога в режиме *Диалог запуска*, стандартный вариант можно переключаться между главными диалогами *Диалог запуска*, *Диалог инструмента* и *Диалог SIVISION*.

В режиме *Диалог запуска EasyMode* с помощью кнопок смены диалога *Кресло* и *Инструмент* осуществляется переход в соответствующие поддиалоги.

В зависимости от открытого главного диалога или поддиалога загорается светодиод соответствующей кнопки смены диалога.

Невозможно:

- перейти в диалог или поддиалог инструмента, если ни один из инструментов не извлечен
- перейти в диалог SIVISION, если соединение с ПК отключено или не сконфигурировано

В режиме *Диалог запуска EasyMode* касанием одной из трех кнопок смены диалога можно перейти из поддиалогов или диалогов настройки в главный диалог.

4.5.4.3 Функция таймера


Функция таймера запускает отсчёт настроенного времени до нуля. Можно заранее настроить до четырех таймеров. Каждому таймеру можно добавить временной цикл (автоматический перезапуск обратного отсчёта) и звуковой сигнал (по истечении заданного времени).

Предварительная настройка таймера

Максимальное задаваемое время одного таймера составляет 9 минут:30 секунд.

1. Удерживайте постоянную кнопку *Таймер* на блоке врача нажатой (> 2 с).

☞ Диалог настройки *Функция таймера* появится на сенсорном экране.



2. Выберите один из четырех таймеров для предварительной настройки. Коснитесь одной из кнопок выбора в нижней части диалога настройки.

☞ Выбранный таймер помечается оранжевым цветом.

3. Кнопками –и + задайте нужное время.

Шаг счётчика:

От 00:05 до 1:00 = шаги по 5 с

От 1:00 до 3:00 = шаги по 10 с

От 3:00 до 9:30 = шаги по 30 с

4. Выберите, хотите ли вы включить/выключить цикл и звуковой сигнал для выбранного таймера. Коснитесь кнопки *Цикли*/или *Звуковой сигнал*.


☞ Если одна из функций включена, это помечается оранжевым выделением соответствующей кнопки.

5. Выберите другой таймер для настройки или закройте диалог настройки кнопкой *Назад*.

☞ Настройки сохраняются автоматически при закрытии диалога.



Запуск таймера



1. Коротко нажмите на постоянную кнопку *Таймер*.
 - ✎ Немедленно запустится последний вызывавшийся таймер. Включённое и истекшее время отображается в строке состояния. В дальнейшем диалог *Функция таймера* останется на экране.
2. Если вы хотите выбрать другой таймер, коснитесь одного из таймеров в нижней части диалога.
 - ✎ Если уже истекшее время меньше, чем новое время таймера, в строке состояния отображается новое время. При этом запущенный таймер не сбрасывается на ноль.
3. В качестве опции: пока таймер ведёт отсчёт, можно включать/выключать цикл и/или звуковой сигнал. Коснитесь кнопки *Цикли* или *Звуковой сигнал*.
 - ✎ Если одна из функций включена, это помечается оранжевым выделением соответствующей кнопки.

Остановка/Сброс таймера

Если диалог *Функция таймера* скрыт, таймер можно остановить нажатием на постоянную кнопку *Таймер*. Если диалог показан, таймер сбрасывается на ноль.



4.5.4.4 Резкое укладывание

Немедленно переводит стоматологическое кресло в положение для резкого укладывания пациента.

Программирование положения резкого укладывания - см. раздел „Программирование программ кресла и резкого укладывания“ [→ 83].

4.5.4.5 Рабочий светильник

Включение/выключение рабочего светильника

- Коротко нажмите на постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача или ассистента.
 - ✎ Если рабочий светильник включен, светодиод постоянной кнопки на блоке врача и ассистента горит.

Подробная информация приведена в разделе „Рабочий светильник“ [→ 182].



4.5.4.6 Функция Композитный

Функция Композитный служит для недопущения преждевременного затвердевания композитных материалов.

- Нажмите на постоянную кнопку *Функция Композитный*.
 - ✎ Если функция Композитный включена, светодиод постоянной кнопки на блоке врача и ассистента горит. На блоке ассистента светится кнопка *Рабочий светильник*.




4.5.4.7 Наполнение стакана

Если устройство наполнения стакана вашей стоматологической установки оснащено сенсорной автоматикой, см. „Наполнение стакана для полоскания рта с сенсорной автоматикой“ [→ 171].

Наполнение стакана для полоскания рта

1. Поставьте стакан под наполнитель стакана.




2. Нажмите на постоянную кнопку *Наполнение стакана*.
 - ✎ В течение ранее установленного времени вода наливается в стакан для полоскания рта.

Повторное нажатие на постоянную кнопку *Наполнение стакана* немедленно останавливает наполнение стакана.

Вызов диалога настройки

- Удерживайте постоянную кнопку *Наполнение стакана* нажатой (> 2 с).
 - ✎ На экране появится диалог настройки *Наполнение стакана*.



Привязка наполнения стакана к положению для полоскания и настройка времени наполнения

1. Коснитесь кнопки *Привязка наполнения стакана к положению для полоскания рта*.
 - ✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, при вызове программы кресла Положение для полоскания рта (S) автоматически включается наполнение стакана, выполняемое в течение заданного времени наполнения.
2. Кнопками – и + установите время наполнения.



Так как при *наполнении стакана для полоскания рта с сенсорной автоматикой* количество воды регулируется в зависимости от **высоты заполнения**, настройка **времени заполнения** в этом исполнении невозможна, см. „Наполнение стакана для полоскания рта с сенсорной автоматикой“ [→ 171].



Включение/Выключение подготовки воды

- Включите/Выключите подготовку воды для стакана. Коснитесь кнопки *Подготовка воды*.
- ✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, значит, подготовка воды для стакана включена.

4.5.4.8 Круговое ополаскивание плевательницы


Круговое ополаскивание используется для грубой очистки плевательницы во время лечения.

Включение/Выключение кругового ополаскивания



- Нажмите на постоянную кнопку *Круговое ополаскивание*.
- ✎ Светодиод в кнопке горит во время процедуры ополаскивания. Круговое ополаскивание включается на предустановленное время кругового ополаскивания.

Настройка времени кругового ополаскивания



1. Удерживайте кнопку *Круговое ополаскивание* на блоке врача нажатой (> 2 с).
- ✎ На сенсорном экране появится диалог настройки *Круговое ополаскивание*.
2. Кнопками – и + установите время кругового ополаскивания.

Привязка кругового ополаскивания к положению для полоскания рта S



- Коснитесь кнопки *Привязка кругового ополаскивания к положению для полоскания рта S*.
- ✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, при переходе в положение для полоскания рта (S) автоматически включается круговое ополаскивание, выполняемое в течение заданного времени кругового ополаскивания.

4.5.4.9 Функция свободного выбора

Звонок



Например, кнопка вызова

Доступное реле 230 В, 6 А
(подключение выполняется техником)

Данную функцию можно предварительно выбрать в диалоге установок в виде кнопки или переключателя - см. „Постоянная кнопка Настройка звонка/решётки в виде кнопки или переключателя“ [→ 209].



Решётка

Доступное реле 230 В, 6 А
(подключение выполняется техником)

Данную функцию можно предварительно выбрать в диалоге установок в виде кнопки или переключателя - см. „Постоянная кнопка Настройка звонка/решётки в виде кнопки или переключателя“ [→ 209]

4.5.4.10 Очистка



Нажатие на кнопку выключает все функции интерфейса пользователя блока врача, за исключением главного выключателя. Повторное нажатие на кнопку > 3 с или нажатие педали переключателя снова активирует интерфейс пользователя.

Она служит для очистки интерфейса, чтобы исключить вероятность запуска нежелательных функций - см. раздел „Дезинфекция EasyTouch“ [→ 220].

4.5.4.11 Установки



Для индивидуального конфигурирования стоматологической установки врачом или для считывания сообщений сервисным техником, см. раздел „Конфигурация стоматологической установки (Установки)“ [→ 203].

4.5.5 Кнопки быстрого выбора и уровни функций


В зависимости от того, какой инструмент извлекается из держателя, на сенсорном экране автоматически появляется соответствующий диалог инструмента или соответствующие функции инструментов в диалоге запуска EasyMode.

Диалоги инструментов в режиме Диалог запуска Стандартный вариант

В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* настройки инструментов возможны с помощью статических кнопок быстрого выбора, программируемых кнопок быстрого выбора или уровней функций.

Статические кнопки быстрого выбора

Коротким нажатием (< 1 с) можно выбрать значения кнопок быстрого выбора.




Диалог мотора (частота вращения) и диалог ультразвука (интенсивность) со статическими кнопками быстрого выбора

Промежуточные значения можно настроить следующим образом: если удерживать нажатой (> 1 с) кнопку быстрого выбора, значение которой больше или равно значению числа оборотов или интенсивности, указанному в первой строке, значение повышается. Если удерживать нажатой (> 1 с) кнопку быстрого выбора, значение которой меньше или равно значению числа оборотов или интенсивности, значение снижается. В случае промежуточных значений кнопки быстрого выбора отображаются серым цветом.

Статические кнопки быстрого выбора отображаются в диалоге мотора со значениями числа оборотов (0,09 либо 2, 20, 40 x1000 об/мин), в диалоге ультразвука – со значениями интенсивности (1, 50, 100 %).

Программируемые кнопки быстрого выбора

Для программируемых кнопок быстрого выбора значения кнопок можно изменять индивидуально.



Диалог мотора (частота вращения) и диалог ультразвука (интенсивность) с программируемыми кнопками быстрого выбора

Отображаемое в первой строке значение частоты вращения или интенсивности можно уменьшить или увеличить удерживанием в нажатом состоянии (> 1 с) левой или правой кнопки быстрого выбора – или +.

Удерживанием нажатой средней кнопки быстрого выбора *Set* (> 2 с) активируется режим программирования. На экране появляется мигающее значение частоты вращения или интенсивности, а за кнопками быстрого выбора появляется мигающая полоска. Теперь нажмите требуемую кнопку быстрого выбора, на которой должно быть сохранено настроенное значение. В целях подтверждения звучит акустический сигнал. Другие настройки, например, активирование охлаждающей среды или режим эндодонтии, также сохраняются на кнопке быстрого выбора.


Настройки можно снова вызвать касанием соответствующей кнопки быстрого выбора.

Уровни функций

При использовании уровней функций предусмотрены две "ячейки памяти" (E1/E2), позволяющие сохранять настройки и при необходимости вызывать их нажатием кнопки. Однако настройки можно изменить во время лечения.

Для настройки числа оборотов и значений интенсивности различают примерную и точную регулировку. При коротком нажатии на кнопку – или + (< 1 с) шаги счетчика соответствуют кнопкам быстрого выбора (число оборотов: 0,09 или 2, 20, 40; значения интенсивности: 1, 50, 100). При удерживании кнопки – или + (> 1 с) можно настроить также и промежуточные значения.

При изменении значений, сохраненных на этом уровне функций, кнопка выделяется серым цветом ("Уровень функций более не действителен").



Диалог мотора с уровнями функций

Использование кнопок быстрого выбора и уровней функций

Работу с кнопками быстрого выбора или уровнями функций можно настроить в диалоге установок, см. „Предварительный выбор типа сохранения настроек инструментов“. Настройка действительна отдельно для каждого профиля пользователя A-F.

Диалог запуска EasyMode

В *Диалоге запуска EasyMode* значения частоты вращения и интенсивности настраиваются только кнопками быстрого выбора (1, 50, 100 %). Кнопки быстрого выбора отображаются также в диалогах мотора и ультразвука при активированной функции эндодонтии со значениями интенсивности. Концепция управления аналогична другим стоматологическим установкам Dentsply Sirona с сенсорными кнопками.



Диалог запуска в режиме EasyMode с функциями инструментов для режимов Мотор и Ультразвук (функция эндодонтии активна)

Настройка промежуточных значений осуществляется аналогично настройке в режиме *Диалог запуска Стандартный вариант*, см. выше.

4.5.6 Сохранение установок инструментов

При помощи статичных кнопок быстрого выбора

Можно настроить, должна ли кнопка *Сохранить* отображаться в диалогах инструментов с кнопками быстрого выбора - см. раздел „Выбор режима сохранения настроек инструментов“ [→ 211].

Режим сохранения

- Режим сохранения – кнопка *Сохранить* присутствует в диалогах инструментов:

После возврата инструмента настройки, выполненные в диалоге инструмента, сохраняются лишь в случае, если перед этим кнопка *Сохранить* удерживалась нажатой (> 2 с).

После извлечения инструмента ранее сохраненные настройки становятся настройками по умолчанию.

- ✓ Инструмент извлечен из держателя.
 - ✓ Диалог инструмента отображается со статичными кнопками быстрого выбора и кнопкой *Сохранить*.
 - ✓ Необходимые настройки выполнены - см. также раздел „Общие функции инструментов“ [→ 103].
1. Только в режиме *Диалог запуска EasyMode*: коснитесь кнопки *Поддиалог*.
 2. Удерживайте кнопку *Сохранить* нажатой.
 - ✦ Раздается звуковой сигнал. Настройки в диалоге инструмента и его поддиалоге сохранены.
- Режим Авто – кнопка *Сохранить* скрыта в диалогах инструментов:

При откладывании инструмента настройки, выполненные в диалоге инструмента, всегда автоматически сохраняются.

Режим Авто недоступен в режиме *Диалог запуска EasyMode*.

При помощи программируемых кнопок быстрого выбора

При программируемых кнопках быстрого выбора настроенные значения частоты вращения можно сохранить на кнопках быстрого выбора. При этом также сохраняются настройки предварительного выбора и активирования охлаждающей среды.

- ✓ Инструмент извлечен из держателя.
 - ✓ Диалог инструмента с программируемыми кнопками быстрого выбора отображается на экране.
 - ✓ Охлаждающая среда предварительно выбрана и, при известных обстоятельствах, активирована, см. „Выбор охлаждающей среды“ [→ 103] и „Включение/выключение выбранной охлаждающей среды“ [→ 104].
1. Для сохранения удерживайте среднюю кнопку быстрого выбора *Set* нажатой долго (> 2 с).
 - ✦ Режим программирования активен. На экране появляется мигающее значение частоты вращения, а за кнопками быстрого выбора появляется мигающая полоска.



DropMode



2. Нажмите одну из кнопок быстрого выбора. Это необходимо выполнить в течение 5 секунд, в противном случае режим программирования будет завершен.
 - ✎ Раздастся акустический сигнал. Настроенная частота вращения и предварительный выбор и активирование охлаждающей среды сохранены на кнопке быстрого выбора.
3. При необходимости, повторите действия для других кнопок быстрого выбора.
 - ✎ Настройки можно снова вызвать касанием соответствующей кнопки быстрого выбора.

Через уровни функций


Выполненные настройки могут сохраняться и вызываться на двух уровнях функций (E1, E2). Однако настройки можно изменить во время лечения.

- ✓ Инструмент извлечен из держателя.
 - ✓ Диалог инструмента с уровнями функций появится на сенсорном экране.
 - ✓ Все настройки выполнены - см. также раздел „Общие функции инструментов“ [→ 103].
1. Удерживайте кнопку *E1* или *E2* нажатой (> 2 с).
 - ✎ Раздается звуковой сигнал. Настройки в диалоге инструмента и его поддиалоге сохранены на соответствующем уровне функций.
 2. При необходимости повторите порядок действий для второго уровня функций.
 - ✎ Настройки можно снова вызвать коротким касанием (< 2 с).



4.5.7 Держатель для инструментов

Автоматический вызов диалогов инструментов




В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* на сенсорном экране автоматически отображается диалог извлеченного инструмента. В *диалоге запуска EasyMode* значения частоты вращения и интенсивности извлеченного инструмента активируются на сенсорном экране.

Если извлечены несколько инструментов, на экране отображается диалог инструментов или значения частоты вращения или интенсивности первого извлеченного инструмента.

При использовании блока врача SINIUS и SINIUS TS следите за тем, чтобы инструменты всегда помещались в свой держатель. Если инструменты на держателях перепутаны, при последующем извлечении этих инструментов на экране появится диалог другого инструмента.


Блок врача SINIUS CS

Пружинные элементы на блоке врача оттягивают качающиеся скобы назад в исходное положение, препятствуя провисанию шлангов инструментов.




- Возьмите нужный инструмент из держателя и подтяните его к себе.

- ✚ Качающаяся скоба на шланге инструмента будет подтянута вперед. На сенсорном экране открывается соответствующий диалог инструмента или его частота вращения либо интенсивности. Активировать инструмент можно педальным переключателем.



Перемещая направляющие ролики **A** на качающихся скобах, можно оптимизировать положения инструментов на столике.



Запирающий шарик для блока врача SINIUS и SINIUS TS

Для незанятого держателя инструментов можно приобрести запирающий шарик.

Вставьте запирающий шарик в незанятый держатель инструмента. Таким образом, исключается вероятность случайного перепутывания.

Для заказа запирающего шарика - см. раздел „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].

Шланги инструментов

ПРИМЕЧАНИЕ

В шлангах инструментов находятся электрические провода и шланги, проводящие среды.

Из-за растягивания или переламывания провода могут порваться, а шланги сред - разгерметизироваться.

- Не тяните шланги инструментов слишком сильно и не переламывайте их.


4.5.8 Общие функции инструментов

Настройки охлаждающей среды, подсветки инструмента и педального переключателя выполняются в соответствующем поддиалоге извлечённого инструмента.

Поддиалоги отличаются в зависимости от извлечённого инструмента. Функции, отсутствующие у данного инструмента, не отображаются в поддиалоге.

4.5.8.1 Вызов поддиалога

- ✓ Инструмент извлечён.
- ✓ В режиме *Диалог запуска, стандартный вариант* на сенсорном экране отображается *диалог инструмента* в соответствии с извлеченным инструментом. В режиме *Диалог запуска EasyMode* отображаются значения числа оборотов или интенсивности извлеченного инструмента.
- В режиме *Диалог запуска, стандартный вариант*: нажмите кнопку *Поддиалог*.
В режиме *Диалог запуска EasyMode*: нажмите кнопку смены диалога *Инструмент*.



✎ Появится поддиалог.


4.5.8.2 Выбор охлаждающей среды

Для инструментов в поддиалоге в качестве охлаждающей среды можно выбрать воздух, распылитель или NaCl. Затем в диалоге инструмента можно включить или выключить ранее выбранную охлаждающую среду.

- ✓ На сенсорном экране отображается *Поддиалог* извлечённого инструмента.
- Выберите нужную охлаждающую среду для извлечённого инструмента. Коснитесь кнопки *Распылитель*, *Воздух* или *NaCl*.
✎ Кнопка выбранной охлаждающей среды выделяется оранжевым цветом. Кнопка выбранной охлаждающей среды отображается в *Диалоге инструмента* или в *Диалоге запуска EasyMode*.



4.5.8.3 Включение и выключение предустановленной охлаждающей среды



⚠ ОСТОРОЖНО

Эксплуатация инструментов возможна без охлаждающей среды.

Теплота трения может повредить вещество зуба.

- Следите за тем, чтобы обрабатываемый участок не перегревался, если вы отключили охлаждающую среду.

Посредством сенсорного экрана


Предварительно выбранную охлаждающую среду с режиме *Диалог запуска EasyMode* можно включать/выключать только кнопками pedalного переключателя, см. ниже.



- ✓ Инструмент извлечен из держателя, на сенсорном экране отображается *диалог инструмента*.
- Коснитесь кнопки ранее выбранной охлаждающей среды (*Распылитель, Воздух* или *NaCl*).
 - ✎ Если кнопка ранее выбранной охлаждающей среды выделена оранжевым цветом, она включится при нажатии pedalного переключателя вместе с инструментом. Если кнопка имеет серый цвет, охлаждающая среда выключена.

Посредством pedalного переключателя

- ✓ Инструмент извлечен из держателя.
- Нажмите на левую клавишу pedalного переключателя.
 - ✎ Если кнопка ранее выбранной охлаждающей среды (*Распылитель, Воздух* или *NaCl*) выделена на сенсорном экране оранжевым цветом, она включится при нажатии pedalного переключателя вместе с инструментом.



4.5.8.4 Регулировка ApexLocator



Если ваша стоматологическая установка оснащена опцией ApexLocator, ее можно сконфигурировать в поддиалоге *Мотор*. Более подробные сведения приведены в главе «ApexLocator» [→ 111] и разделе «Эндодонтия с мотором» [→ 126].

Функция ApexLocator может быть использована только в режиме *Диалог запуска Стандартный вариант*.

4.5.8.5 Включение/Выключение подсветки инструмента



- ✓ На сенсорном экране отображается *Поддиалог* извлеченной турбины, мотора или аппарата для удаления зубного камня.
- Включите или выключите подсветку инструмента кнопкой *Подсветка инструмента*.
 - ✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, значит, подсветка инструмента включится при нажатии на pedalный переключатель.

Кроме того, для турбин можно настроить яркость и рабочее напряжение подсветки инструмента, см. „Настройки подсветки турбины“ [→ 129].

Подсветка инструмента многофункционального шприца SPRAYVIT M регулируется отдельно - см. раздел „Включение/выключение подсветки инструмента и настройка температуры воды“ [→ 132].

4.5.8.6 Настройка педального переключателя в качестве плоского пускателя или регулировочного педального переключателя

поддиалоге мотора или аппарата для удаления зубного камня SIROSONIC TL можно настроить педальный переключатель в качестве плоского пускателя или регулировочного педального переключателя:

- **Плоский пускатель**

При нажатии педального переключателя инструмент включается с заданной частотой вращения или интенсивностью.

- **Регулировочный педальный переключатель**

В зависимости от положения педального переключателя инструмент регулирует число оборотов и интенсивность плавно до максимального допустимого значения.

✓ На сенсорном экране отображается *Поддиалог* извлечённого инструмента.

➤ Коснитесь кнопки *Плоский пускатель/Регулировочный педальный переключатель*.


✚ Если кнопка помечена серым цветом, выбран плоский пускатель. Если кнопка помечена оранжевым цветом, выбран регулировочный педальный переключатель.



4.5.8.7 Регулировка расхода распылителя

Расход распылителя предварительно установлен на заводе-изготовителе. Однако он может быть изменен регулировочным винтом на блоке врача. Эта настройка действительна для всех приводов боров.


Блок врача SINIUS и SINIUS TS




1. Настройте расход распылителя вращением винта под блоком врача.
2. Проверьте настроенный расход с приводом бора. При необходимости скорректируйте настройку.

Блок врача SINIUS CS

Винт для настройки расхода распылителя находится под держателем инструментов. Держатель закреплен на блоке врача двумя внутренними скобами на передней кромке.



1. Инструменты следует убрать из держателя. Выньте все инструменты один за другим, чтобы они свешивались вперед.
2. Поднимите держатель за переднюю кромку, чтобы скобы открылись и держатель можно было снять.



3. Настройте расход распылителя вращением винта.
4. Проверьте настроенный расход с приводом бора. При необходимости скорректируйте настройку.
5. Сначала вставьте заднюю кромку держателя инструментов в паз под блоком врача, затем вдавите вперед и вниз до фиксации.
6. Возвратите инструменты в держатель. Убедитесь в том, что шланги инструментов находятся в направляющих роликах качающихся скоб.

4.5.8.8

Подготовка к использованию физиологического раствора (NaCl)

Через перистальтический насос врачу подаётся стерильный физиологический раствор для охлаждения вместо распыляемой воды.

Шланг перистальтического насоса является одноразовым. Для дозаказа - см. раздел „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].

На насосе NaCl размещены два символа.


Значение: во время эксплуатации аппарата соблюдайте Инструкцию по эксплуатации.

Значение: осторожно, опасность для пальцев при контакте с подвижными частями


Закройте крышку **A**, прежде чем ввести насос NaCl в работу.

- ✓ Привод перистальтического насоса и крепление для держателя бутылки с NaCl находятся на блоке врача. При необходимости обращайтесь к ответственным поставщикам.
- ✓ Новый шланг перистальтического насоса имеется.





1. Вставьте держатель бутыли с NaCl в блок врача.
2. Подвесьте бутылку NaCl (макс. 1 л) в держатель.




3. Откройте крышку **A**. Вложите силиконовый шланг **B**, избегая натяжения, утолщенным местом на колеса насоса. Сравните с рисунком рядом. Закройте крышку **A**.



ВАЖНО

Направление подачи перистальтического насоса

Короткий конец шланга с канюлей должен находиться на насосе **сверху**, длинный конец шланга - на наконечнике **снизу**. Сравните с рисунком рядом.



4. Вставьте короткий конец шланга с канюлей через пробку бутылки с NaCl. Регулятор в зажиме шланга **C** должен быть полностью раскрыт (регулирующее колесо, верхнее положение).
5. Положите длинный конец шланга вдоль соответствующего шланга мотора до углового наконечника. Закрепите шланг скобами **D**.
6. Наденьте муфту **E** на шланг. Соедините тонкий силиконовый шланг **F** с муфтой **E**.
7. Соедините тонкий силиконовый шланг **E** с разъемами на угловом наконечнике. Подробности - см. Инструкцию по эксплуатации углового наконечника.
8. Уложите угловой наконечник на отдельный держатель мотора **G**. Соблюдайте также указания, приведенные в разделе „Подготовка стоматологической установки к стерильной работе“ [→ 147].





Насос NaCl имеет две настройки для шлангов перистальтического насоса различного диаметра. Для шлангов перистальтического насоса Dentsply Sirona должна использоваться более широкая настройка. Благодаря этому достигается оптимальная производительность. Поэтому насос NaCl поставляется с широкой настройкой.

При необходимости, настройку шланга можно изменить нажатием шариковой ручки. Настройку всегда выполнять с обеих сторон.

4.5.8.9 Настройка расхода NaCl

- ✓ Инструмент извлечен.
- ✓ В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* на сенсорном экране отображается *Диалог инструмента* извлеченного инструмента, а NaCl выбран в качестве охлаждающей среды, см. раздел „Выбор охлаждающей среды“ [→ 103].
В режиме *Диалог запуска EasyMode* отображается *Поддиалог* извлеченного инструмента.
- 1. В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* : удерживайте нажатой кнопку *NaCl* (> 2 с).
В режиме *Диалог запуска EasyMode* : удерживайте нажатой кнопку *Выбор NaCl* (> 2 с).





- На экране появится диалог настройки *NaCl*.
2. Нажатием кнопок – и + установите расход насоса *NaCl*.

3. Коснитесь кнопки *Назад*.
- Диалог настройки *NaCl* немедленно исчезнет. Настройки сохранены. Если кнопка *NaCl* помечена оранжевым цветом, значит, данная функция включена.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ультразвуковые вершушки сторонних производителей вместе с функцией *NaCl* не гарантируют достаточного расхода.

- Пользуйтесь только ультразвуковыми вершушками Dentsply Sirona.


4.5.9 ApexLocator

С помощью опции ApexLocator при эндодонтии можно измерить рабочую длину файлов корневого канала с помощью полного электрического сопротивления.

ApexLocator можно использовать следующим образом:

- для ручного измерения клеммой файла [→ 118]
- для измерения во время лечения с мотором, без электронного ограничения момента вращения [→ 126]
- для измерения во время лечения с мотором и опцией Эндодонтии, с электронным ограничением момента вращения [→ 150]

В режиме *Диалог запуска EasyMode* ApexLocator можно использовать только для ручного измерения с клеммой файла.



ОСТОРОЖНО

Электромагнитные поля могут повлиять на ApexLocator.

Это может привести к ошибкам в измерении. Сильные помехи отображаются на дистанционном индикаторе мигающей красной полоской. Раздаётся звуковой сигнал.



- Убедитесь в том, что вблизи стоматологической установки нет источников электромагнитных помех.

Если ApexLocator распознает дефект, дистанционный индикатор и кнопки управления Apex не будут отображаться на сенсорном экране. В строке состояния появится сообщение об ошибке, см. „Сообщения об ошибках“ [→ 284].

Дополнительная информация - см. раздел „Дистанционный индикатор“ [→ 114].

4.5.9.1 Использование ApexLocator, подготовка

Переходник Apex, электрод слизистой и клемма файла



Электрод слизистой и клемма файла присоединяются через переходник Apex к разъему под блоком врача. В блоке врача SINIUS и SINIUS TS разъем находится под блоком, в SINIUS CS – на задней стороне.

1. Наденьте переходник Apex на блок врача.
Во время процедуры переходник Apex можно уложить в держатель Apex.
2. Вставьте штекер электрода слизистой в большой разъем переходника Apex.
3. Для ручного измерения: вставьте штекер клеммы файла в малый разъем переходника Apex.

ОСТОРОЖНО

После лечения с ApexLocator переходник Apex следует снять с блока врача.


Если переходник Apex был уложен во время процедуры, клемму файла и электрод слизистой необходимо снять или уложить в стерильном состоянии

Очитка и уход за компонентами ApexLocator описаны в главе „Уход и очистка, выполняемые сотрудниками практики“, см. „Очистка, дезинфекция/стерилизация ApexLocator“ [→ 238].

Измерение апекса с помощью инструмента

Для измерения апекса используется измерение полного сопротивления между файлом корневого канала и электродом слизистой. Сигнал измерения апекса направляется следующим образом:

- Провод апекса в шланге инструмента
- Металлический корпус мотора
- Возможно, металлический корпус переходника ISO
- Эдодонтический прямой наконечник
- Файл корневого канала
- Электрод слизистой
- Переходник Apex



Для эндодонтии с ApexLocator при использовании функции терапии требуется прямой наконечник Dentsply Sirona ENDO 6:1 (начиная с CH 6407 / июль 2010 г.) или ENDO 6L, при использовании в диалоге мотора (без электронного ограничения крутящего момента) - прямой наконечник Dentsply Sirona SIRONiTi APEX.

Для мотора BL **A** и мотора BL ISO **C** **B** имеется под одному шлангу инструмента Apex, в котором проходит провод Apex. Эти моторы оснащаются позолоченными контактами на соединительной резьбе **C** (в моторе BL начиная с серийного номера 6 000). Благодаря золотым контактам обеспечивается электрическая проводимость.

При использовании мотора BL следует использовать переходник Basic (Apex) **D**. В нем также предусмотрен золотой контакт.

Шланги инструментов Apex со стороны мотора обозначены синей накидной гайкой.

Во избежание ошибок при измерениях, вызванных нежелательными токами утечки, наденьте на прямой наконечник изолирующую силиконовую оболочку **E** и носите изолирующие перчатки. Во время измерения инструмент не должен иметь контакта со слизистой пациента или электродом слизистой. Рекомендуется воспользоваться коффердамом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изолирующая силиконовая оболочка является одноразовым изделием, которое перед использованием необходимо подвергнуть стерилизации.

Подробная информация приведена в разделе „Очистка, дезинфекция / стерилизация компонентов ApexLocator“ [→ 238].

Нормирование системы измерения

Перед началом измерения апекса можно замкнуть электроды накоротко, чтобы проверить работоспособность системы и нормировать ее. Это необходимо для компенсации неточностей, вызванных скачками полного сопротивления в системе измерения.

- Замкните электрическую систему измерения. Держите вставленный файл непосредственно на электроде для слизистой.

- ⚡ Если раздастся короткий сигнал, а на дистанционном индикаторе не будет полоски, нормирование прошло успешно. В противном случае следует проверить провода на наличие повреждений.

4.5.9.2 Индикатор расстояния

На дистанционном индикаторе сенсорного экрана отображается измеренная глубина корневого канала. ЕipПолоска с 11 ступенями отображает расстояние файла корневого канала от физиологического апекса (апикальное сжатие). Корневой канал делится на дистанционном индикаторе на четыре цветных зоны.

⚠ ОСТОРОЖНО

Дистанционный индикатор не показывает данные о длине в метрических единицах.

АpexLocator следует использовать в качестве вспомогательного средства в дополнение к обычным мерам по подготовке корневого канала. Радиологическое определение рабочей длины обязательно.

- Для точного определения длины сделайте соответствующие рентгеновские снимки.

Автоматическое включение и выключение дистанционного индикатора

Для измерения во время лечения инструментов в *диалоге мотора*, а также в *расширенном диалоге эндодонтии* на сенсорном экране автоматически активируется дистанционный индикатор. Это происходит с началом измерения, то есть когда ток начинает течь между файлом корневого канала и электродом слизистой. После измерения дистанционный индикатор снова деактивируется по истечении определенного времени, после этого открываются закрытые индикатором значения. Индикатор можно снова активировать путем нормирования системы измерения.



Для ручного измерения клеммой файла в поддиалоге *Запуск* дистанционный индикатор включается и выключается кнопкой *Измерение апекса клеммой файла*.

Цветные области дистанционного индикатора

Серая область

Наконечник файла корневого канала находится в средней части корневого канала.





Синяя область

Наконечник файла корневого канала находится близко к верхушке канала.



Зеленая область

Наконечник файла корневого канала достиг физиологического апекса.



Красная область

Наконечник файла корневого канала прошел через физиологический апекс. Отображается прохождение инструментом апекса.

При наличии электромагнитных помех красная полоска мигает.

Максимально достигнутая глубина корневого канала

Слева от дистанционного индикатора ниже текста "Макс." максимально достигнутая глубина корневого канала отмечена черным треугольником. Этот треугольник появляется при прохождении серой области.

После нормирования системы измерения путем короткого замыкания электрода слизистой и файла корневого канала позиция треугольника сбрасывается на ноль автоматически. В диалоге эндодонтии сброс производится и после выбора нового файла.

Автоматический останов мотора при предварительно заданной дистанции апекса

Работу мотора можно настроить на автоматический останов по достижении предварительно заданного значения дистанции до апекса. Предварительно заданная дистанция отображается справа от дистанционного индикатора под текстом "Стоп" черным треугольником.

Останов мотора может комбинироваться с функцией *Автореверс*. После останова мотора и повторного нажатия педали мотор переключается на вращение против часовой стрелки. После извлечения файла корневого канала привод бора автоматически переключается обратно на вращение по часовой стрелке.



Автоматический останов мотора можно отключить или задать одну из четырех ступеней, см. раздел „Терапия Имплантология / Эндодонтия с мотором“ и главу „Эндодонтия“, раздел „Настройка автоматического останова мотора ApexLocator“. При дистанции 0 мотор останавливается только у физиологического апекса. Учтите, что значения дистанции не являются метрическими!

Плагин Dental Unit „Дистанционный индикатор ApexLocator“

Дистанционный индикатор на сенсорном экране может быть также дополнительно отображен на мониторе SIVISION. Для этого на ПК должны быть установлены SDEXIS 4 и плагины Dental Unit. После касания дистанционного индикатора на сенсорном экране он появляется/скрывается на мониторе SDEXIS 4.

Подробная информация приведена в руководстве пользователя «Плагины Dental Unit».



4.5.9.3 Звуковые сигналы

В дополнение к графическому дистанционному индикатору на сенсорном экране о положении файла в корневом канале может сигнализировать и звуковой сигнал.

Звуковые сигналы апекса

Следующие сигналы подаются ApexLocator всегда:

- Сигнал раздается при достижении физиологического апекса и автоматическом останове мотора, если соответствующая функция включена.
- Раздается тройной сигнал, если при включенной функции автореверса повторном нажатии педали мотор переключается на вращение против часовой стрелки.

При ручном измерении клеммой файла в диалоге *Запуск* звуковые сигналы апекса не подаются.

Звуковые сигналы дистанции апекса

Если кнопка *Звуковые сигналы дистанции апекса* отмечены оранжевым, в дополнение к этим сигналам подаются следующие:

- Если файл находится на расстоянии не менее 5 ступеней индикатора от апекса, звуковой сигнал отсутствует.
- Если файл находится на расстоянии трех или четырех ступеней индикатора от апекса, звуковые сигналы раздаются с длительными паузами.
- Если файл находится на расстоянии одной или двух ступеней индикатора от апекса, звуковые сигналы раздаются с короткими паузами.
- Если файл достиг апекса или прошел через него, раздается постоянный сигнал.


Если оба вида звуковых сигналов апекса включены одновременно, то раздается непрерывный сигнал, когда при достижении физиологического апекса и включенной функции остановки мотора он автоматически останавливается. Тройной сигнал при автоматической активации реверса продолжает раздаваться.



4.5.9.4 Выполнение ручного измерения зажимом файла

Для эндодонтического обследования можно провести измерение вручную с помощью клеммы файла и файла корневого канала.

- ✓ Стоматологическая установка подготовлена для ручного измерения с клеммой файла, см. раздел „Использование ApexLocator, подготовка“.
- ✓ На сенсорном экране отображается поддиалог *Пуск*.
- 1. Коснитесь кнопки *Ручное измерение с клеммой файла*.
 - ✎ Если кнопка *Ручное измерение с клеммой файла* помечена оранжевым цветом, значит, данная функция включена.
 - ✎ На сенсорном экране появится дистанционный индикатор.



- 2. Если требуется звуковой сигнал для отображения дистанции до апекса, коснитесь кнопки *Звуковые сигналы дистанции апекса*.
 - ✎ Если кнопка выделена оранжевым цветом, в дополнение к графическому дистанционному индикатору подаются звуковые сигналы. Паузы между сигналами варьируются в зависимости от измеренной дистанции до апекса.

ОСТОРОЖНО

Предотвращение ошибок измерения

Во избежание ошибок при измерениях, вызванных нежелательными токами утечки, при измерении апекса на вас должны быть надеты изолирующие перчатки.

Файл корневого канала во время измерения не должен иметь контакта со слизистой пациента, металлическим зубным протезом или электродом слизистой. Рекомендуется воспользоваться коффердамом.

- 3. Присоедините файл корневого канала к клемме файла.
- 4. Замкните электрическую систему измерения. Держите присоединенный файл непосредственно на электроде слизистой. Это необходимо для компенсации неточностей, вызванных скачками полного сопротивления в системе измерения (нормирование).
 - ✎ Если раздастся короткий сигнал, а на дистанционном индикаторе не будет полоски, нормирование прошло успешно. В противном случае следует проверить провода на наличие повреждений.
- 5. Подвесьте электрод слизистой во рту пациента и проведите измерение.

- ✎ На дистанционном индикаторе измеренная глубина корневого канала отображается цветной полоской. Дополнительная информация - см. раздел „Дистанционный индикатор“ [→ 114].

Ручное измерение в поддиалоге *Запуск* завершается автоматически при выходе из диалога или открытии другого диалога.

4.5.10 Электромотор

ВАЖНО

Соблюдайте также инструкции по эксплуатации различных моторов.

4.5.10.1 Варианты мотора и муфты

В зависимости от области применения и муфты наконечника, в распоряжении имеются различные бесколлекторные моторы.


Бесколлекторные моторы по своей конструкции являются двигателями переменного тока (без угольных щёток). Они отличаются точным регулированием и долговечностью. Моторы допускают стерилизацию.

Каждый мотор имеет специальный шланг инструмент с электрической кодировкой. По нему стоматологическая установка распознаёт подключенный мотор и соответствующим образом конфигурирует управление. По нему стоматологическая установка распознаёт подключенный мотор и соответствующим образом конфигурирует управление. Кроме того, муфты имеют цветную кодировку со стороны мотора и шланга.


Кодировка шлангов

Мотор BL

Для мотора BL должен использоваться **синий** (BU) шланг для инструментов.



Мотор BL предназначен для непосредственной работы с прямыми наконечниками T1 CLASSiC. Для использования, например, прямых наконечников T1 LINE, необходимо использовать либо переходник Basic (Апекс-измерение, без распылителя), либо переходник ISO (без Апекс-измерения, распылитель) в качестве промежуточного элемента.




Диапазон числа оборотов составляет от 90 до 40 000 об./мин (оборотов в минуту).

Информация по измерению апекса с помощью инструмента приведена в разделе „Использование ApexLocator, подготовка“ [→ 112].

Моторы BL ISO E/C

Для мотора BL ISO E/C должен использоваться **зеленый (GN)** шланг для инструментов.



Мотор BL ISO E/C сразу оборудован муфтой ISO. Благодаря этому можно использовать, например, прямой наконечник T1 LINE без адаптера.


Корпус мотора и интерфейс ISO мотора укорочены.

Диапазон числа оборотов мотора BL ISO C составляет от 90 до 40 000 об/мин, мотора BL ISO E – от 2000 до 40 000 об/мин.

Мотор BL ISO C можно использовать для эндодонтического лечения.

Мотор BL Implant

Для мотора BL Implant должен использоваться **желтый (YE)** шланг для инструментов.



Мотор BL Implant специально сконструирован для хирургического применения. Поэтому пропускание воздуха/воды (распылитель) и подсветка инструмента **отсутствуют**. Он имеет очень высокий крутящий момент.



4.5.10.2 Настройка чистоты вращения

В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* настройки возможны с помощью статичных кнопок быстрого выбора (со значениями 0,09 или 0,2, 20, 40), программируемых кнопок быстрого выбора (с изменяемыми значениями) или уровней функций (E1, E2).

В режиме *Диалог запуска EasyMode* настройка числа оборотов выполняется только статичными кнопками быстрого выбора. На экране отображаются значения интенсивности (1, 50, 100%).

Выбор частоты вращения кнопками быстрого выбора

- ✓ Электромотор извлечён.
- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог мотора* со статичными или программируемыми кнопками быстрого выбора или *Диалог запуска EasyMode*.
- Быстрым нажатием коснитесь кнопок быстрого выбора в нижней строке (< 1 с).
 - ✎ Кнопка быстрого выбора выделяется оранжевым цветом. В первой строке отображается выбранное число оборотов в об./мин (оборотов в минуту).



ВАЖНО

Значения числа оборотов кнопок быстрого выбора

В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* число оборотов мотора соответствует числу оборотов кнопки x 1.000.


Кнопка 0,09 = 90 об/мин (у моторов BL, BL ISO C и BL Implant)
Кнопка 0,20 = 200 об/мин (у мотора BL ISO E)
Кнопка 20 = 20 000 об/мин
Кнопка 40 = 40 000 об/мин

В режиме *Диалог запуска EasyMode* число оборотов мотора соответствует значению интенсивности кнопки в процентах.

Кнопка 1 = 90 об/мин (у моторов BL BL ISO C и BL Implant)
Кнопка 1 = 200 об/мин (у мотора BL ISO E)
Кнопка 50 = 20 000 об/мин
Кнопка 100 = 40 000 об/мин

Помните, что число оборотов бора зависит от вида выбранного наконечника: прямого или углового.

Настройка промежуточных значений числа оборотов статичными кнопками быстрого выбора



- ✓ Электромотор извлечён.
- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог мотора* со статичными кнопками быстрого выбора или *Диалог запуска EasyMode*.
- Для увеличения числа оборотов: удерживайте нажатой кнопку быстрого выбора, значение числа оборотов которой больше или равно значению, указанному в первой строке (> 1 с).
Для уменьшения числа оборотов: удерживайте нажатой кнопку быстрого выбора, значение числа оборотов которой меньше значения, указанного в первой строке (> 1 с).
- ✎ В первой строке отображается установленное число оборотов в об./мин (оборотов в минуту). В случае промежуточных значений кнопки быстрого выбора отображаются серым цветом.

ВАЖНО

Шаги

Величина шага зависит от выбранного диапазона частоты вращения.

Для моторов BL, BL ISO C и BL Implant:

От 90 до 400 об/мин = шаги по 10 об/мин

От 400 до 5 000 об/мин = шаги по 200 об/мин

От 5 000 до 40 000 об/мин = шаги по 1000 об/мин

Для моторов BL ISO E:


От 200 до 2000 об/мин = шаги по 200 об/мин

От 2000 до 10 000 об/мин = шаги по 400 об/мин

От 10 000 до 40 000 об/мин = шаги по 1000 об/мин


Помните, что число оборотов бора зависит от вида выбранного наконечника: прямого или углового.

Настройка промежуточных значений числа оборотов программируемыми кнопками быстрого выбора



- ✓ Электромотор извлечён из держателя.
- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог мотора* с программируемыми кнопками быстрого выбора.
- Удерживайте левую или правую кнопку быстрого выбора – или + нажатой (> 1 с).
- ✎ Значение частоты вращения увеличивается или уменьшается.

Шаг счетчика, см. «Настройка промежуточных значений числа оборотов статичными кнопками быстрого выбора» (выше).



Настройка числа оборотов через уровни функций

- ✓ Электромотор извлечён.
- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог мотора* с уровнями функций.
- С помощью кнопок – и + настройте число оборотов.
 - < 1 с - грубая настройка, > 1 с - точная настройка
 - ✎ В первой строке отображается установленное число оборотов в об./мин (оборотов в минуту).

Шаг счётчика для примерной настройки - см. „Выбор частоты вращения кнопками быстрого выбора“ (выше).


Шаг счётчика для точной настройки - см. „Выбор частоты вращения кнопками быстрого выбора“ (выше).

4.5.10.3 Настройка направления вращения



Направление вращения можно изменить только после остановки мотора.

В режиме *Диалог запуска EasyMode* направление вращения можно задать только педальным переключателем.

Посредством сенсорного экрана




- ✓ Настроен режим *Диалог запуска Стандартный вариант*.
- ✓ Электромотор извлечён.
- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог мотора*.
- Коснитесь кнопки *Против часовой стрелки* на сенсорном экране.
 - ✎ Если мотор вращается против часовой стрелки: кнопка отображается оранжевым цветом, и появляется оранжевая стрелка вращения против часовой стрелки.
 - Если мотор вращается по часовой стрелке: кнопка отображается серым цветом, и оранжевая стрелка вращения против часовой стрелки исчезает.



Посредством педального переключателя


При выключенной функции управления курсором направление вращения мотора можно задать пластиной крестового переключателя педального переключателя. В режиме *Диалог запуска EasyMode* направление вращения можно задать только педальным переключателем.



- ✓ Электромотор извлечён.
- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог мотора* или *Диалог запуска EasyMode*.
- Для вращения против часовой стрелки: переместите пластину крестового переключателя влево.
Для вращения по часовой стрелке: переместите пластину крестового переключателя вправо.

✎ В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант*: если включено вращение против часовой стрелки, кнопка *Вращение против часовой стрелки* отмечена оранжевым, и появляется оранжевая стрелка вращения против часовой стрелки. Если мотор вращается по часовой стрелке, кнопка *Вращение против часовой стрелки* отображается серым цветом, и оранжевая стрелка вращения против часовой стрелки исчезает.

✎ В режиме *Диалог запуска EasyMode*: если включено вращение против часовой стрелки, появляется оранжевая стрелка вращения против часовой стрелки. При вращении по часовой стрелке эта стрелка исчезает.



Совет: После пуска электромотора педальным переключателем при вращении против часовой стрелки звучит 6-кратный предупреждающий звуковой сигнал.

4.5.10.4 Эндодонтия с мотором

4.5.10.4.1 Электронное ограничение крутящего момента

Если ваша стоматологическая установка имеет программную опцию Эндодонтия, проверьте исполнения, приведённые в главе „Терапия Эндодонтия“ [→ 139]. Если у Вас нет этой функции, учтите, что у вас нет возможности электронного ограничения крутящего момента.

ОСТОРОЖНО

В диалоге мотора отсутствует электронное ограничение крутящего момента.

При работе без ограничения крутящего момента файлы корневого канала могут легко сломаться.

- Не выполняйте никаких операций эндодонтии без ограничения крутящего момента. Пользуйтесь эндодонтическим прямым наконечником с механическим ограничением крутящего момента, например, SIRONiTi фирмы Dentsply Sirona.

4.5.10.4.2 Эндодонтия с ApexLocator в диалоге мотора

Если ваша стоматологическая установка оснащена опцией ApexLocator, но без функции терапии, то функцию Apex можно использовать в поддиалоге мотора для эндодонтии.

Учтите, что ApexLocator в *Диалоге мотора* можно использовать только в режиме *Диалог запуска Стандартный вариант*.

ВАЖНО





SIRONiTi APEX

Для измерения апекса с прямым наконечником с ограничением момента вращения можно использовать только SIRONiTi APEX производства Dentsply Sirona! Электрическая проводимость гарантирована только при использовании этого прямого наконечника.

С помощью прямого наконечника SIRONiTi эндодонтию можно проводить и без ApexLocator.

- ✓ Стоматологическая установка подготовлена для измерения апекса посредством инструмента, см. раздел „Использование ApexLocator, подготовка“ [→ 112].
- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог мотора*.
- 1. Настройте частоту вращения мотора в зависимости от прямого наконечника и используемого файла корневого канала, см. „Настройка частоты вращения“ [→ 124].
- 2. Можно установить, чтобы мотор останавливался автоматически при достижении физиологического апекса. Если вы хотите использовать автоматический останов мотора, его можно предварительно задать в поддиалоге *Мотор*. Для этого коснитесь кнопки *Поддиалог*.





На экране появится поддиалог *Мотор*.

3. Коснитесь кнопки *Апекс - останов*.

Если кнопка выделена оранжевым, мотор остановится автоматически при достижении физиологического апекса. Появляются кнопки – и +, а также кнопка *Авторыверс*.

4. Настройте кнопками – и + требуемую дистанцию апекса от 1.5 до 0. При дистанции 0 мотор останавливается только у физиологического апекса. Учтите, что значения дистанции не являются метрическими!




Настроенное расстояние указывается слева рядом с кнопками – и +. В *диалоге мотора* настроенное расстояние отображается справа от дистанционного индикатора под текстом "Стоп" черным треугольником.

5. Если вы хотите использовать автоматический останов мотора в сочетании с автоматическим переключением на вращение против часовой стрелки, коснитесь кнопки *Авторыверс*.

Если кнопка выделена оранжевым, после останова и повторного нажатия педали мотор автоматически переключится на вращение против часовой стрелки. При извлечении файла привод бора снова автоматически переключается на вращение по часовой стрелке.

6. Во втором поддиалоге *Мотор* можно включить звуковые сигналы апекса и звуковые сигналы дистанции апекса. Для этого коснитесь кнопки *Поддиалог*.

На экране появляется второй поддиалог *Мотор*.



7. Если вы хотите включить звуковые сигналы апекса, коснитесь кнопки *Звуковые сигналы апекса*.

Если кнопка выделена оранжевым цветом, то при достижении апекса или настроенного положения останова мотора раздается звуковой сигнал. Раздается тройной сигнал, если при включенной функции автореверса мотор переключается на вращение против часовой стрелки.

8. Если вы хотите включить звуковые сигналы дистанции апекса, коснитесь кнопки *Звуковые сигналы дистанции апекса*.

Если кнопка выделена оранжевым цветом, в дополнение к графическому дистанционному индикатору подаются звуковые сигналы. Если автоматический останов мотора выключен, то паузы между сигналами варьируются в зависимости от измеренной дистанции до физиологического апекса. Если он включен, то звуковые сигналы варьируются в зависимости от измеренного расстояния до настроенного положения останова мотора. Дополнительная информация о звуковых сигналах при измерении апекса - см. раздел „Звуковые сигналы“ [→ 117].

9. Коснитесь кнопки *Назад*.

На экране появится диалог *Мотор*.

⚠ ОСТОРОЖНО

Предотвращение ошибок измерения

Во избежание ошибок при измерениях, вызванных нежелательными токами утечки, при измерении апекса на вас должны быть надеты изолирующие перчатки.

Инструмент во время измерения не должен иметь контакта со слизистой пациента, металлическим зубным протезом или электродом слизистой. Рекомендуется надеть на прямой наконечник изолирующую силиконовую оболочку и проводить лечение с коффердамом.

10. Вставьте нужный файл корневого канала в прямой наконечник.

11. Замкните электрическую систему измерения. Держите вставленный файл непосредственно на электроде для слизистой. Это необходимо для компенсации неточностей, вызываемых скачками полного сопротивления в системе измерения (нормирование).


Если раздается короткий сигнал, а на дистанционном индикаторе не будет полоски, нормирование прошло успешно. В противном случае следует проверить провода на наличие повреждений.

12. Подвесьте электрод для слизистой во рту пациента и проведите лечение. Активируйте бор нажатием педали.

На дистанционном индикаторе измеренная глубина корневого канала отображается цветной полоской. Дополнительную информацию см. в разделе „Дистанционный индикатор“ [→ 114].

4.5.11 Турбина

4.5.11.1 Управление турбиной



ВАЖНО

Соблюдайте также инструкции по эксплуатации различных турбин.

Шланг турбины оснащен стандартизированной муфтой согласно ISO 9168.

В поддиалоге *Турбина* можно заранее выбрать охлаждающую среду Распылитель, Воздух или NaCl, см. раздел „Общие функции инструментов“ [→ 103].

Если ваша стоматологическая установка оснащена пропорциональным клапаном, рабочий воздух турбины можно регулировать педалью.


В режиме *Диалог запуска EasyMode* отображаются кнопки быстрого выбора. Однако их функция не активирована.



4.5.11.2 Настройки подсветки турбины

Вызов диалога установок турбины

- ✓ Турбина извлечена.
- Удерживайте постоянную кнопку *Установки* нажатой (> 2 с).
- ✚ На экране появится диалог установок турбины.



Настройка и включение/выключение подсветки инструмента

Если извлеченная турбина оборудована подсветкой, то можно включать/выключать ее и регулировать ее яркость.

1. Нажатием кнопок – и + установите яркость подсветки турбины.
2. Включите или выключите подсветку турбины кнопкой *Подсветка инструмента*.
- ✚ Если кнопка помечена оранжевым цветом, значит, подсветка турбины включится при нажатии на педальный переключатель с заданной яркостью.



Предварительный выбор рабочего напряжения подсветки инструмента

Фирменная галогенная и светодиодная лампа Dentsply Sirona работает с напряжением 3,6 В. Напряжение > 3,8 В ведет к разрушению лампы. Для источников света сторонних производителей рабочее напряжение можно отрегулировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рабочие напряжения источников света могут различаться.

Перенапряжение может их разрушить.

- При замене источника света проверяйте правильность настройки рабочего напряжения.
- Нажатием кнопок – и + установите максимальное рабочее напряжение подсветки турбины.



4.5.12 Многофункциональный шприц SPRAYVIT M

Многофункциональный шприц предназначен для очистки и высушивания обрабатываемых участков. Он обеспечивает подачу воздуха и подогретой воды. Нагревательный элемент находится в прямом наконечнике.

ВАЖНО

Соблюдайте также Инструкцию по эксплуатации SPRAYVIT M.

4.5.12.1 Указания по технике безопасности

SPRAYVIT M оснащён целым комплексом контроля безопасности. Однако соблюдайте следующие указания:

ОСТОРОЖНО

После замены SPRAYVIT M-шланга вода для охлаждения SPRAYVIT M-нагревательного элемента не поступает вплоть до полного заполнения шланга.

Входящий горячий водяной пар может ошпарить пациента. Нагревательный элемент может перегреться и разрушиться.

- После замены шланга на многофункциональном шприце следует нажимать SPRAYVIT M кнопку *Вода* несколько раз и **кратковременно**, пока вода не станет доступной в достаточном количестве, и лишь после этого приступить к работе с пациентом.

ВАЖНО

Задержка включения нагревательного элемента

Для минимизации опасности ожога нагреватель воды SPRAYVIT M не нагревается первые несколько секунд после включения стоматологической установки и после замены шланга при первом нажатии на кнопку *вода*.

ОСТОРОЖНО

При слишком низком расходе на SPRAYVIT M может выступить горячая вода.

Пациент может обжечься.

- Перед использованием проверяйте расход воды.
- Ежемесячно, а также при возникновении подозрения на слишком малый расход следует проводить проверку расхода согласно указаниям в разделе „Проверка расхода воды многофункционального шприца SPRAYVIT M“ [→ 240]. При необходимости очищайте форсунку согласно Инструкции по эксплуатации SPRAYVIT M.

ВАЖНО

Выход воздуха при замене шланга

Если снять SPRAYVIT M со шланга инструмента при включенной стоматологической установке, в месте соединения шланга будет выходить воздух. Прежде чем менять шланг, выключите стоматологическую установку.

ВАЖНО


Электронный контроль расхода

Если электронный контроль расхода определил слишком малый расход, нагреватель воды отключается, и выдаётся соответствующее сообщение об ошибке - см. раздел „Сообщения об ошибке“ [→ 284].

4.5.12.2

Управление многофункциональным шприцом SPRAYVIT M

Нижеследующие инструкции относятся к многофункциональному шприцу SPRAYVIT M в стандартном исполнении (вода справа). Опционально можно заказать SPRAYVIT M с переставленными средами (вода слева).



- Нажмите на кнопку *Воздух А*.
 - ☞ Воздух выходит через кончик инструмента.
- Нажмите на кнопку *Вода В*.
 - ☞ Вода выходит через кончик инструмента.
- Нажмите одновременно на кнопку *Воздух А* и *Вода В*.
 - ☞ Распылённая струя выходит через кончик инструмента.

Дополнительная информация по управлению и уходу содержится в Инструкции по эксплуатации SPRAYVIT M.

4.5.12.3

Включение/выключение подсветки инструмента и настройка температуры воды

Температуру воды и подсветку инструмента обоих многофункциональных шприцов SPRAYVIT M на блоке врача и ассистента можно регулировать независимо друг от друга.

Настройки, выполняемые для SPRAYVIT M, касаются многофункционального шприца, извлеченного на блоке врача или ассистента. Если извлекаются оба многофункциональных шприца, параметры настроек относятся только к многофункциональному шприцу на блоке врача.

Если многофункциональный шприц SPRAYVIT M не активируется в течение 10 секунд, то подсветка инструмента автоматически отключается.

Включение/выключение подсветки инструмента SPRAYVIT M в поддиалоге Пуск

✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.

1. Коснитесь кнопки *Поддиалог*.



✎ На экране появится поддиалог *Запуск*.

2. Вытяните многофункциональный шприц SPRAYVIT M из держателя блока врача или ассистента.

✎ Кнопка *Подсветка инструмента SPRAYVIT* отображается в поддиалоге *Пуск*.

3. Коснитесь кнопки *Подсветка инструмента SPRAYVIT*.

✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, то включается подсветка на многофункциональном шприце SPRAYVIT M, если он единственный инструмент, который извлечен.

Включение/выключение и настройка подготовки воды в диалоге настройки SPRAYVIT M

Мощность нагревателя воды многофункционального шприца SPRAYVIT M регулируется. Это позволяет компенсировать различную температуру поступающей воды (например, лето/зима). Диапазон регулирования составляет ок. 8° C.

Чтобы не нарушать процесс работы, при извлечении SPRAYVIT M соответствующий диалог не отображается автоматически на сенсорном экране. Его необходимо вызвать кнопкой *Установки*.

⚠ ОСТОРОЖНО

Мощность нагрева может быть установлена слишком высокой.

Пациенту вода кажется слишком тёплой.


- Отрегулируйте мощность нагрева воды по температуре поступающей воды.
- Перед использованием многофункционального шприца SPRAYVIT M следует проверить температуру воды - например, тыльной стороной ладони.

✓ Многофункциональный шприц SPRAYVIT M на блоке врача или ассистента извлечен.

1. Удерживайте постоянную кнопку *Установки* нажатой (> 2 с).



Setup



На экране появится диалог установок *SPRAYVIT*.

2. Коснитесь кнопки *Подготовка воды*.
 - Если кнопка помечена оранжевым цветом, значит, подготовка воды включена.
3. Кнопками – и + установите температуру воды.

4.5.13 Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL


Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL используется для удаления отложений на зубах и эндодонтических процедур.

ВАЖНО

Соблюдайте также Инструкцию по эксплуатации SIROSONIC TL.

4.5.13.1 Указания по технике безопасности

Динамометрический ключ - это инструмент для ввинчивания кончиков инструментов, защищающий при этом от травм.



⚠ ОСТОРОЖНО

Ультразвуковые верхушки очень острые.

Существует опасность поранить руку об отложенный аппарат для удаления зубного камня.

- Установите динамометрический ключ для защиты снова на аппарат для удаления зубного камня, как только вы отложите наконечник.

⚠ ОСТОРОЖНО

Ультразвуковые наконечники других производителей не гарантируют надёжной работы.



- Пользуйтесь только ультразвуковыми верхушками Dentsply Sirona.

4.5.13.2 Настройка интенсивности

В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* настройки возможны с помощью статичных кнопок быстрого выбора (со значениями 1, 25, 50, 75, 100), программируемых кнопок быстрого выбора (с изменяемыми значениями) или уровней функций (E1, E2).


В режиме *Диалог запуска EasyMode* настройка интенсивности выполняется только статичными кнопками быстрого выбора.

Выбор интенсивности кнопками быстрого выбора




- ✓ Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL извлечен.
- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог ультразвука* со статичными или программируемыми кнопками быстрого выбора или *Диалог запуска EasyMode*.
- Быстрым нажатием коснитесь кнопок быстрого выбора в нижней строке (< 1 с).
 - ✦ Кнопка быстрого выбора выделяется оранжевым цветом. В первой строке отображается выбранная интенсивность в процентах.

Настройка промежуточных значений интенсивности статичными кнопками быстрого выбора




- ✓ Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL извлечен.
- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог ультразвука* со статичными кнопками быстрого выбора или *Диалог запуска EasyMode*.
- Для увеличения интенсивности: удерживайте нажатой кнопку быстрого выбора, значение интенсивности которой больше или равно значению, указанному в первой строке (> 1 с).
Для уменьшения интенсивности: удерживайте нажатой кнопку быстрого выбора, значение интенсивности которой меньше значения, указанного в первой строке (> 1 с).
 - ✦ В первой строке отображается выбранная интенсивность. Интенсивность изменяется с шагом в 1. В случае промежуточных значений кнопки быстрого выбора отображаются серым цветом. В случае промежуточных значений кнопки быстрого выбора отображаются серым цветом.

Настройка промежуточных значений интенсивности программируемыми кнопками быстрого выбора



- ✓ Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL извлечен.
- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог ультразвука* с программируемыми кнопками быстрого выбора.
- Удерживайте левую или правую кнопку быстрого выбора – или + нажатой (> 1 с).
 - ☞ Значение интенсивности увеличивается или уменьшается.

Настройка интенсивности через уровни функций



- ✓ Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL извлечен.
- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог ультразвука* с уровнями функций.
- С помощью кнопок – и + настройте число оборотов.
 - < 1 с - примерная настройка, > 1 с - точная настройка
 - ☞ В первой строке отображается выбранная интенсивность в процентах.

ВАЖНО

Шаги

Шаги счётчика при грубой регулировки - 1, 25, 50, 75, 100.

При точной регулировке интенсивность изменяется с шагом в 1.

Повышение интенсивности на 20 шагов (функция форсирования)


Функция форсирования дает возможность повысить интенсивность во время обработки на 20 шагов относительно верхнего значения. Начиная с интенсивности со значением 80, максимальное повышение может достигнуть интенсивность со значением 100.

В режиме *Диалог запуска EasyMode* эту функцию можно настроить только правой кнопкой педального переключателя. В интерфейсе пользователя активацию функции форсирования можно заметить лишь по повышению индикатора интенсивности. Кнопка +20 отсутствует.




- ✓ Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL извлечен.
- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог ультразвука* со статичными или программируемыми кнопками быстрого выбора или с уровнями функций.
- Коснитесь кнопки +20 на сенсорном экране.

или

- Нажмите на правую клавишу педального переключателя.
- ☞ Кнопка выделяется оранжевым цветом. Функция форсирования включена.



Включение функции эндодонтии



По соображениям безопасности, например, во избежание облома игл, интенсивность функции эндодонтии ограничена.

Если в режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* отображаются диалоги инструментов со статическими кнопками быстрого выбора, то при включенной функции эндодонтии они заполняются значениями от 1е до 5е. Для программируемых кнопок быстрого выбора можно сохранить значения от 1е до 5е.

В режиме *Диалога запуска EasyMode* функцию эндодонтии можно включить только в поддиалоге.

ВАЖНО

Значения интенсивности Эндо

Интенсивность можно установить от 1е до 5е. Помните, что значения интенсивности 1е-5е не совпадают со значениями 1-5 в режиме Удаление зубного камня.

При эндодонтии всегда работайте с функцией Эндо!

- ✓ Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL извлечен.
- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог ультразвука* или *Диалог запуска Стандартный вариант*.

1. Только в режиме *Диалог запуска EasyMode*: нажмите кнопку смены диалога *Инструмент*.

✎ На экране появится поддиалог *Ультразвук*.


2. Коснитесь кнопки *Эндо*.

✎ Кнопка выделяется оранжевым цветом. В первой строке диалога ультразвука вместо значения интенсивности ультразвука отображается значение интенсивности эндодонтии.

4.5.14 Варианты терапии Имплантология / Эндодонтия

Функции терапии поддерживают процедуры имплантологии и эндодонтии. Число оборотов и крутящий момент вращающегося инструмента могут быть точно заданы и при необходимости сохранены. При имплантологическом лечении это возможно для каждого этапа работы. Для эндодонтических процедур заложен выбор самых распространённых систем файлов с рекомендованными производителем значениями числа оборотов и крутящего момента. Выбор и последовательность файлов настраивается пользователем. Если стоматологическая установка оснащена опцией ApexLocator, ее можно использовать для эндодонтических процедур.

На стоматологической установке можно управлять двумя курсами имплантологии и макс. тремя курсами эндодонтии с индивидуальными настройками для каждого профиля пользователя.



Если после включения функции терапии (см. ниже) появляется показанная рядом индикация, значит, система определила, что приводы бора, помеченные предупреждающим треугольником, непригодны для терапии. В этом случае обратитесь в фирму по техническому обеспечению стоматологических практик.

Функция терапии может использоваться только в режиме *Диалог запуска Стандартный вариант*.

4.5.14.1 Выбор терапии

Включение функции и выбор терапии

Выбор терапии диалоге виды терапии Имплантология и Эндодонтия приводятся в двух отдельных списках. В них выбирается нужная терапия.



ВАЖНО



Символ карандаша

Виды эндодонтической терапии, созданные или обработанные пользователем, помечены символом карандаша. Помните, что в этих видах терапии могут иметь место изменения в наборе файлов. Возможно, из последовательности были убраны файлы или значения, рекомендованные производителем файла и заданные предварительно, были изменены.

✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.

1. Коснитесь кнопки *Терапия*.







На экране появится диалог *Выбор терапии*.

2. Коснитесь поля требуемой терапии - Эндодонтия (слева) или Имплантология (справа).

Открывается *диалог запуска* или осуществляется переход в *диалог инструмента*, если один из инструментов уже извлечен. В строке состояния оранжевая точка указывает, какой привод бора назначен терапии. Значение пустых и закрашенных точек объяснено в следующем разделе „Назначение приводов боров“.

3. Возьмите привод бора, который помечен в строке состояния оранжевой точкой, с держателя инструмента.

На сенсорном экране, в зависимости от выбранного режима терапии, появится *диалог эндодонтии* или *диалог имплантологии*.



Диалог эндодонтии (слева) и диалог имплантологии (справа)

ВАЖНО

Индикация синего и оранжевого курсора

В диалоге терапии даже при выключенном управлении курсором назначение кнопок педального переключателя отображается голубым и оранжевым штрихом курсора. Оранжевый курсор может перемещаться пластиной крестового переключателя только при включённом управлении курсором. Дополнительные подробности по управлению курсором - см. раздел „Использование управления курсором“ [→ 66].

Назначение привода боров

Видам терапии Эндодонтия и Имплантология должен быть назначен определённый привод бора.

В диалоге *Выбор терапии* показано, какой привод бора назначен виду терапии и какой мог бы использоваться в качестве альтернативы:

- пустой серый круг
Инструмент не может использоваться для терапии
- заполненный серый круг
Привод бора может быть назначен для терапии
- заполненный оранжевый круг
Привод бора назначен для терапии

Если для терапии вы хотели бы выбрать другой привод бора, настройку можно изменить:





- ✓ Диалог *Выбор терапии* появится на сенсорном экране.
- Прежде, чем выбрать терапию, коснитесь верхней или нижней кнопки *Назначение привода боров*.
Верхняя кнопка: эндодонтия
Нижняя кнопка: имплантология
 - ↪ Следующий привод бора, который можно использовать, отмечен оранжевым кругом. Требуемый привод бора назначен эндодонтии или имплантологии.

Выключение функции терапии

Если функция терапии включена, то при взятии привода бора, назначенного выбранной терапии, на сенсорном экране появится *Диалог имплантологии* или *Диалог эндодонтии* вместо *Диалога мотора*. Чтобы при взятии привода бора снова открылся *Диалог мотора*, необходимо сначала выключить функцию терапии.

- Снова коснитесь кнопки *Терапия*.
 - ↪ Если кнопка помечена голубым цветом, функция терапии выключена. При извлечении приводов боров вызывается *Диалог мотора*.

4.5.14.2 Имплантология

ОСТОРОЖНО

Для функции имплантологии допускается использование только углового наконечника Dentsply Sirona IMPLANT 20:1.

Инструменты от других производителей могут привести к сбоям в работе. Инструменты для имплантологии других производителей могут быть неверно откалиброваны.

- Для имплантологии пользуйтесь только угловым наконечником IMPLANT 20:1 фирмы Dentsply Sirona.
- Проверьте, совпадает ли передаточное число на сенсорном экране с данными на используемом угловом наконечнике.

4.5.14.2.1 Калибровка привода бора

Калибровка требуется в начале терапии, после каждой смены углового наконечника и каждой смазки углового наконечника.

При калибровке выполняется автоматическая проверка углового наконечника. При этом в рамках измерения тока мотора при разном числе оборотов определяются характеристики системы.

ОСТОРОЖНО


Для выполнения правильной калибровки пользуйтесь только инструментами Dentsply Sirona.


- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог имплантологии*.
- 1. Установите угловой наконечник, который вы хотите использовать для терапии имплантологии, на электромотор.
- 2. Установите инструмент в угловой наконечник. Таким образом, и он учитывается при измерении.
- 3. Коснитесь кнопки *Cal* на сенсорном экране.
 - ✎ Кнопка мигает оранжевым цветом.
- 4. Удерживайте педаль нажатой в течение всей калибровки.
 - ✎ Кнопка *Cal* продолжает мигать. Если привод бора откалиброван, кнопка окрашивается в постоянный оранжевый цвет. После этого процесс калибровки завершён.

4.5.14.2.2 Настройка числа оборотов и крутящего момента

При функции эндодонтии указывается значение числа оборотов и крутящего момента углового наконечника, а не мотора. На основании указанного передаточного числа и настроенных значений частоты вращения и крутящего момента электроника привода бора рассчитывает регулирование мотора.

- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог имплантологии*.





- Кнопками – и + установите число оборотов и крутящий момент углового наконечника. Для этого кнопки можно также удерживать нажатыми.

✎ В первой строке отображается установленное число оборотов в об./мин (оборотов в минуту). Во второй строке отображается крутящий момент в Н·см (Ньютон на сантиметр).

ВАЖНО

Настройка крутящего момента

Максимально допустимый крутящий момент зависит от используемого мотора и заданного числа оборотов.

⚠ ОСТОРОЖНО

Неверно выбранные значения числа оборотов и крутящего момента создают опасность для пациента.

Неверные настройки могут привести к ошибкам в работе, например, повреждению челюсти.

- Соблюдайте указания производителей по инструментам и имплантатам.

4.5.14.2.3

Настройка направления вращения

Направление вращения можно изменить только после остановки мотора.

Вращение против часовой стрелки выполняется без ограничения крутящего момента. Кнопки настройки крутящего момента исчезают, если выбрано вращение против часовой стрелки.

- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог имплантологии*.
- Коснитесь кнопки *Против часовой стрелки* на сенсорном экране. или

- Нажмите на правую клавишу педального переключателя.

✎ Если мотор вращается против часовой стрелки: кнопка *Левое вращение* отображается оранжевым цветом, и появляется оранжевая стрелка вращения против часовой стрелки.


Если мотор вращается по часовой стрелке: кнопка *Левое вращение* отображается серым цветом, и оранжевая стрелка вращения против часовой стрелки исчезает.

Совет: После пуска электромотора педальным переключателем при вращении против часовой стрелки звучит 6-кратный предупреждающий звуковой сигнал.

4.5.14.2.4

Включение/Выключение и настройка NaCl

Для снабжения привода бора стерильным физиологическим раствором при имплантологическом лечении на блоке врача должен быть установлен перистальтический насос, см. раздел „Подготовка к использованию физиологического раствора (NaCl)“ [→ 107].



Касанием кнопки *NaCl* можно включить / выключить перистальтический насос. Если кнопка помечена оранжевым цветом, значит, насос включится при нажатии на педальный переключатель.


Установленный расход физиологического раствора перистальтического насоса постоянно отображается в диалоге *Имплантология* штрихом в нижней строке сенсорного экрана.

Удерживание клавиши *NaCl* (> 2 с) нажатой позволяет изменить величину расхода. Подробности - см. раздел „Настройка расхода NaCl“ [→ 109].

4.5.14.2.5 Выбор рабочего шага

Для каждого рабочего шага в рамках Имплантологии, например, предварительное сверление, окончательное сверление, нарезание резьбы и т.д., можно выполнить индивидуальные настройки и сохранить их, см. раздел „Сохранение настроек“ [→ 146]. В конце каждого рабочего шага посредством выбора следующего шага сразу же предлагаются необходимые настройки.

- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог имплантологии*.
- Выберите нужный рабочий шаг имплантологии. Коснитесь кнопки *Предыдущий* или *Следующий рабочий шаг*.
 - ✚ Выбранный рабочий шаг появится на сенсорном экране. Активируются настройки, сохранённые в рабочем шаге.




Если в поддиалоге *Имплантология* выбрана промывка NaCl, отображается кнопка *Против часовой стрелки* вместо кнопки *Предыдущий рабочий шаг*. В этом случае шаги имплантологии можно проходить только вперёд в виде цикла. См. раздел „Предварительный выбор промывки NaCl, Настройка расхода, Активация промывки“ [→ 145].


4.5.14.2.6 Функции в поддиалоге

Вызов поддиалога Имплантология

- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог имплантологии*.



- Коснитесь кнопки *Поддиалог*.



- ✎ На экране появится поддиалог *Имплантология*.


Предварительный выбор промывки NaCl, Настройка расхода, Активация промывки

С помощью функции "Промывка NaCl" при установленном боре можно активировать струю физраствора для промывки обрабатываемого участка.

Кнопка Предварительный выбор промывки NaCl

Можно настроить показ/скрытие кнопки *Промывка NaCl* в *Диалоге имплантологии*. В случае показа кнопки *NaCl*, *Промывка NaCl* и *Против часовой стрелки* располагаются на экране, как показано ниже. В этом случае шаги имплантологии можно проходить только вперёд в виде цикла.

- ✓ На сенсорном экране отображается поддиалог *Имплантология*.




- Коснитесь кнопки *Предварительный выбор промывки NaCl*.
 - ✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, кнопки настройки промывки физраствором отображаются в поддиалоге, а кнопка *Промывка NaCl* - в *Диалоге имплантологии*.

Настройка расхода для промывки NaCl

Расход перистальтического насоса можно настроить отдельно для промывки NaCl.

- ✓ Кнопка *Предварительный выбор промывки NaCl* помечена в поддиалоге оранжевым цветом. Лишь после этого на экране появятся кнопки настройки промывки NaCl.
- Кнопками – и + установите значение расхода для промывки NaCl.





Активация промывки NaCl клавишей на педальном переключателе

- ✓ Кнопка *Промывка NaCl* появится в *Диалоге имплантологии*.
- Нажмите на правую клавишу педального переключателя.
 - ⚙ В течение нажатия промывка физиологическим раствором включена.

Включение/Выключение сигнала крутящего момента

Можно настроить, чтобы при превышении 75% установленного значения крутящего момента раздавался звуковой сигнал.

- Коснитесь кнопки *Звуковой сигнал*.
 - ⚙ Если кнопка помечена оранжевым цветом, значит, звуковой сигнал крутящего момента включен.

Сохранение настроек

В *диалоге имплантологии* можно сохранять следующие настройки для выбранного рабочего шага:

- Частота вращения и крутящий момент [→ 142]
- Охлаждение физиологическим раствором и его расход

Кроме того, сохраняются следующие настройки, действующие для всей терапии:

- Предварительный выбор охлаждения физиологическим раствором и его расход [→ 145]
- Сигнал крутящего момента [→ 146]


ВАЖНО

Сохраняются всегда все данные терапии, как настройки терапии, не зависящие от шагов, так и специальные настройки шагов терапии - причем не только текущие.

- ✓ Соответствующие настройки выполнены.
- ✓ На экране появится диалог *имплантологии*.
- Удерживайте кнопку *Сохранить* нажатой (> 2 с).
 - ⚙ Раздается звуковой сигнал. Выполненные настройки сохраняются для каждого рабочего шага и всей терапии.



4.5.14.2.7

Подготовка стоматологической установки к стерильной работе

При хирургических вмешательствах должны выполняться обязательные условия для стерильной работы. Работайте только с управлением курсором, чтобы не касаться интерфейса пользователя.

Укрытие блока врача покрывалом ОП

Для стерильной работы блок врача и лоток можно накрыть операционной простыней.

Для управления и просматриваемости экрана EasyTouch для **SINIUS** с **ходовой направляющей** и **SINIUS TS** в покрывале следует вырезать прямоугольное отверстие.

Для того, что в **SINIUS CS** присоединить шланг мотора BL Implant, перед стерильным укрыванием необходимо снять держатель инструментов. Выньте все инструменты один за другим, чтобы они свешивались с блока врача. Поднимите держатель за переднюю кромку, чтобы скобы открылись и держатель можно было снять.

В **SINIUS CS ohne Tray** шланг мотора BL Implant должен быть введен в качающуюся скобу. Затем мотор укладывают на стерильно укрытый держатель.

Если блок врача **SINIUS CS** **оснащен лотком**, то мы рекомендуем снять стандартный мотор вместе с касающейся скобой. Оставьте шланг мотора BL Implant свисать с блока врача или сбоку. При этом мотор располагается на лотке в отдельном держателе мотора (см. ниже).

В этом варианте перед снятием касающейся скобы необходимо активировать функцию имплантологии. Для этого коснитесь кнопки *Терапия* в диалоге запуска. Затем извлеките приданный имплантологии привод бора (оранжевая точка). До тех пор, пока функция терапии не выключена, можно переходить взад-вперед между имплантологией и диалогом запуска.

Использование отдельного держателя мотора

Если из-за операционной простыни держатель инструментов блока врача оказывается недоступен, используемый привод бора можно помещать в отдельный держатель мотора. Последний устанавливается на поверхность держателя блока врача или лотка.

Держатель мотора пригоден для стерилизации.

Для дозаказа держателя мотора - см. раздел „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].

Надевание чехла на инструментальный шланг

Для инструментального шланга используемого привода бора предусмотрено надевание стерильного бумажного чехла. Чехлы инструментального шланга можно приобрести в специализированных магазинах.

4.5.14.3 Эндодонтия


ОСТОРОЖНО

Для функции эндодонтии разрешается использовать только угловые наконечники Dentsply Sirona ENDO 6:1 (начиная с CH 6407 / июль 2010 г.) и ENDO 6L.

Инструменты от других производителей могут привести к сбоям в работе. Эндодонтические инструменты других производителей могут быть неверно откалиброваны.

- Для эндодонтии используйте угловые наконечники ENDO 6:1 (начиная с CH 6407 / июль 2010 г.) или ENDO 6L производства Dentsply Sirona.
- Проверьте, совпадает ли передаточное число на сенсорном экране с данными на используемом угловом наконечнике.

4.5.14.3.1 Выбор файла



В *Диалоге эндодонтии* список файлов для данной терапии эндодонтии отображается во всю высоту сенсорного экрана. Благодаря этому могут отображаться пять файлов одновременно.

Для выбранного файла автоматически применяются заранее выбранные или заданные значения числа оборотов и крутящего момента.

ОСТОРОЖНО


Параметры систем файлов могут быть изменены соответствующим изготовителем. Поэтому перед использованием всегда проверяйте указания изготовителя.

- ✓ Выбрана терапия эндодонтии.
- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог эндодонтии*.
- Кнопками ↑ и ↓ выберите файл, которым вы собираетесь пользоваться.

или

- Выберите файл Endo напрямую, дотронувшись до соответствующей записи в списке.
- ✎ Выбранный файл выделяется оранжевым цветом.

Совет: Четырьмя кнопками, которые обозначены позициями курсора (синий/оранжевый), можно управлять и педальным переключателем, даже если не активно управление курсором.



ВАЖНО

Фоновое затенение файлов

На сенсорном экране файлы отображаются на белом фоне или без него. Файлы, у которых были изменены частота или момент вращения, отмечаются прозрачным фоном.

ОСТОРОЖНО

Для файлов корневых каналов характерно явление усталости материала.

Файлы с такой усталостью могут сломаться во время работы.

- Пользуйтесь файлами только в течение срока, указанного производителем.

ОСТОРОЖНО

Параметры систем файлов могут быть изменены соответствующим изготовителем. Поэтому перед использованием всегда проверяйте указания изготовителя.

4.5.14.3.2 Калибровка привода бора

Калибровка требуется в начале терапии, после каждой смены углового наконечника и после каждой смазки углового наконечника. При замене файла новая калибровка не требуется.

При калибровке выполняется автоматическая проверка углового наконечника. При этом в рамках измерения тока мотора при разном числе оборотов определяются характеристики системы.

ОСТОРОЖНО

Для выполнения правильной калибровки пользуйтесь только инструментами Dentsply Sirona.

- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог эндодонтии*.
- 1. Установите угловой наконечник, который вы хотите использовать для терапии, на электромотор.
- 2. Вставьте файл в угловой наконечник. Таким образом, он учитывается при измерении.
- 3. Коснитесь кнопки *Cal* на сенсорном экране.
или
 - Нажмите на правую клавишу педального переключателя.
 - ⚙ Кнопка мигает оранжевым цветом.
- 4. Удерживайте педаль нажатой в течение всей калибровки.
 - ⚙ Кнопка *Cal* продолжает мигать. Во время калибровки на мониторе задаётся повышающаяся частота вращения. Если привод бора откалиброван, кнопка окрашивается в постоянный оранжевый цвет. После этого процесс калибровки завершён.

4.5.14.3.3 Настройка направления вращения

Направление вращения можно изменить только после остановки мотора.

Вращение против часовой стрелки выполняется без ограничения крутящего момента. Кнопки настройки крутящего момента исчезают, если выбрано вращение против часовой стрелки.

- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог эндодонтии*.



➤ Коснитесь кнопки *Против часовой стрелки* на сенсорном экране. или

➤ Нажмите на левую клавишу педального переключателя.


✎ При вращении против часовой стрелки: Кнопка *Против часовой стрелки* помечается оранжевым цветом, и появляется оранжевая стрелка вращения против часовой стрелки.

При вращении по часовой стрелке: Кнопка *Против часовой стрелки* отображается серым цветом, и оранжевая стрелка вращения против часовой стрелки исчезает.

После пуска электромотора педальным переключателем при вращении против часовой стрелки звучат 6-кратный предупреждающий звуковой сигнал.

4.5.14.3.4

Использование противоположно вращающихся файлов




При эндодонтии с противоположно вращающимися файлами последовательность файлов и рекомендуемые их изготовителями и предварительно настроенные значения не могут быть изменены.

Кнопки настройки частоты вращения и крутящего момента, а также кнопка левого вращения скрыты.

Если ваша стоматологическая установка оснащена опцией ApexLocator, ее можно использовать также и с противоположно вращающимися файлами.

4.5.14.3.5

Использование ApexLocator



✓ Стоматологическая установка подготовлена для измерения апекса посредством инструмента, см. раздел „Использование ApexLocator, подготовка“ [→ 112].

✓ На сенсорном экране отображается *Диалог эндодонтии*.

1. Выберите файл, см. „Выбор файла“ [→ 148]. При необходимости измените значения числа оборотов и крутящего момента, см. „Настройка числа оборотов и крутящего момента“ [→ 152].

2. Можно установить, чтобы мотор останавливался автоматически при достижении физиологического апекса. Если вы хотите использовать автоматический останов мотора, его можно задать в поддиалоге *Эндодонтия*. Останов мотора может сочетаться с функцией *Автореверс*, см. „Включение и выключение автоматического останова мотора ApexLocator“ [→ 154].

ВАЖНО

Предотвращение ошибок измерения

Во избежание ошибок при измерениях, вызванных нежелательными токами утечки, при измерении апекса на вас должны быть надеты изолирующие перчатки.


Инструмент во время измерения не должен иметь контакта со слизистой пациента, металлическим зубным протезом или электродом слизистой. Рекомендуется надеть на прямой наконечник изолирующую силиконовую оболочку и проводить лечение с коффердамом.

3. Вставьте выбранный файл в прямой наконечник.
4. Замкните электрическую систему измерения. Держите вставленный файл непосредственно на электроде для слизистой. Это необходимо для компенсации неточностей, вызываемых скачками полного сопротивления в системе измерения (нормирование).
 - ⚡ Если раздастся короткий сигнал, а на дистанционном индикаторе не будет полоски, нормирование прошло удачно. В противном случае следует проверить провода на наличие повреждений.
5. Подвесьте электрод для слизистой во рту пациента и проведите лечение. Активируйте бор нажатием педали.
 - ⚡ На дистанционном индикаторе измеренная глубина корневого канала отображается цветной полоской. Дополнительную информацию см. в разделе „Дистанционный индикатор“ [→ 114].

4.5.14.3.6 Функции в поддиалогах

Вызов поддиалогов Эндодонтия


Настройки, например, изменение предварительно заданного значения числа оборотов и момента вращения [→ 152] или удаление файла из последовательности [→ 155], зависят от конкретных файлов. Они действуют только на файл, выбранный в списке. Поэтому перед вызовом поддиалога *Эндодонтия* проверьте, какой файл выбран в списке.




- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог эндодонтии*.
- 1. Кнопками ↑ и ↓ выберите файл, настройки которого вы собираетесь изменить.
 - ✎ Выбранный файл выделяется оранжевым цветом.



- 2. Коснитесь кнопки *Поддиалог*.



- ✎ На экране появится поддиалог *Эндодонтия*.




- 3. Для вызова второго поддиалога снова коснитесь кнопки *Поддиалог*.
 - ✎ На экране появится второй поддиалог *Эндодонтия*.
- Выполните настройки, как описано в разделах ниже:

Настройка числа оборотов и крутящего момента

Если вы не хотите работать с выделенными стандартными параметрами файла, вы можете их настроить.

При функции терапии указывается значение числа оборотов и крутящего момента углового наконечника, а не мотора. По редукции углового наконечника и заданным значениям числа оборотов и крутящего момента управляющая электроника привода бора рассчитывает управление мотором.

- 1. Выберите в списке файлов диалога *Эндодонтия* файл, у которого вы хотите изменить число оборотов и момент вращения. Коснитесь кнопок ↑ и ↓.



или

- Коснитесь файла в списке файлов.
 - ☞ Выбранный файл выделяется оранжевым цветом.
2. Кнопками – и + в поддиалоге *Эндодонтия* установите число оборотов и крутящий момент углового наконечника. Для этого кнопки можно также удерживать нажатыми.
- ☞ В первой строке отображается установленное число оборотов в об/мин (оборотов в минуту), во второй – момент вращения в Нсм (ньютон на сантиметр).

ВАЖНО

Настройка крутящего момента

Максимально допустимый крутящий момент зависит от используемого мотора и заданного числа оборотов.

⚠ ОСТОРОЖНО

Неверно выбранные значения числа оборотов и крутящего момента создают опасность для пациента.

Неверные настройки могут привести к ошибкам в работе, например, излому файла.

- Соблюдайте указания производителей по системам файлов.

⚠ ОСТОРОЖНО

Для функции эндодонтии разрешается использовать только угловые наконечники Dentsply Sirona ENDO 6:1 (начиная с CH 6407 / июль 2010 г.) и ENDO 6L.

Инструменты от других производителей могут привести к сбоям в работе. Эндодонтические инструменты других производителей могут быть неверно откалиброваны.

- Для эндодонтии используйте угловые наконечники ENDO 6:1 (начиная с CH 6407 / июль 2010 г.) или ENDO 6L производства Dentsply Sirona.
- Проверьте, совпадает ли передаточное число на сенсорном экране с данными на используемом угловом наконечнике.

Включение/выключение функции автореверса

Работу установки можно настроить так, чтобы при достижении заданного значения крутящего момента привод бора автоматически переключался на вращение против часовой стрелки.

Если ваша стоматологическая установка оснащена опцией ApexLocator, можно установить, чтобы привод бора автоматически останавливался на физиологическом апексе, см. «Включение и выключение автоматического останова мотора ApexLocator» [→ 154]. При включенной функции автореверса после останова мотора и повторного нажатия педали осуществляется переключение на вращение против часовой стрелки. При извлечении файла привод бора снова автоматически переключается на вращение по часовой стрелке.




- Коснитесь кнопки *АвтоРев*.

✎ Если кнопка выделена оранжевым цветом, это означает, что функция автореверса включена.

Включение и выключение автоматического останова мотора ApexLocator

Если ваша стоматологическая установка оснащена опцией ApexLocator, можно установить, чтобы мотор автоматически останавливался у физиологического апекса. Останов мотора может сочетаться с функцией *Автореверс*, см. „Включение и выключение функции автореверса“.



1. Коснитесь кнопки *Апекс - останов*.

✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, значит, автоматический останов мотора включен.

2. Настройте кнопками – и + требуемую дистанцию апекса от 1.5 до 0. При дистанции 0 мотор останавливается только у физиологического апекса. Учтите, что значения дистанции не являются метрическими!

✎ Настроенное расстояние указывается слева рядом с кнопками – и +. В *диалоге эндодонтии* настроенное расстояние отображается справа от дистанционного индикатора под текстом "Стоп" черным треугольником.

Настройки апекса автоматически сохраняются после завершения терапии.

Включение/Выключение сигналов крутящего момента и апекса

Кнопка *Звуковые сигналы апекса* появляется в первом поддиалоге *Эндодонтия*, кнопка *Звуковые сигналы дистанции апекса* - во втором поддиалоге.



- Коснитесь кнопки *Звуковые сигналы апекса*.

✎ Если кнопка выделена оранжевым цветом, то при достижении апекса или настроенного положения останова мотора раздается звуковой сигнал. Когда мотор при включенной функции автореверса переключается на вращение против часовой стрелки, раздается тройной сигнал.



- Коснитесь кнопки *Звуковые сигналы дистанции апекса*.

✎ Если кнопка выделена оранжевым цветом, в дополнение к графическому дистанционному индикатору подаются звуковые сигналы. Если автоматический останов мотора выключен, то паузы между сигналами варьируются в зависимости от измеренной дистанции до физиологического апекса. Если он включен, то звуковые сигналы варьируются в зависимости от измеренного расстояния до настроенного положения останова мотора.

Дополнительная информация о звуковых сигналах при измерении апекса - см. раздел „Звуковые сигналы“.

Удаление файла из последовательности

Отдельные файлы можно удалить из последовательности.

ВАЖНО

Автоматический сброс системы файлов

При завершении работы функции терапии файлы, удаленные из системы файлов, снова добавляются, кроме того, измененные значения числа оборотов и крутящего момента возвращаются к значениям, рекомендованным производителем файлов.

Изменения в файловой системе после своего завершения сохраняют только самостоятельно созданные программы терапии в случае, если эти изменения были сохранены. См. также раздел „Копирование существующей терапии эндодонтии“ [→ 156]. Собственные терапии в диалоге *Выбор терапии* отмечены символом карандаша.

Настройки ApexLocator, функции автореверса и звуковых сигналов всегда автоматически сохраняются после завершения терапии.

1. Выберите в списке диалога *Эндодонтия* файл, которые вы хотели бы удалить из последовательности. Коснитесь кнопок ↑ и ↓.

или

- Коснитесь файла в списке файлов.
- ✎ Выбранная позиция выделяется оранжевым цветом.

2. Перейдите в поддиалог *Эндодонтия* и коснитесь кнопки *Удалить* > 2 с.

- ✎ Выбранный файл удаляется из последовательности.

Включение/Выключение подсветки инструмента

Прямой наконечник Dentsply Sirona ENDO 6L оснащен световодом.

- Включите или выключите подсветку инструмента кнопкой *Подсветка инструмента*.
- ✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, значит, подсветка инструмента включится при нажатии на педальный переключатель.

Регулировочный педальный переключатель

В диалоге *Эндодонтии* работа с регулировочным педальным переключателем невозможна!



4.5.14.3.7 Управление вариантами терапии эндодонтии

В список вариантов терапии диалога *выбор терапии* можно вставить до трех терапий эндодонтии. Для управления списком эндодонтий служат следующие функции:


- Копирование, переименование и удаление вариантов терапии эндодонтии
- Принятие заданных систем файлов в список Терапия эндодонтии

Терапии Эндодонтия с противоположно вращающимися файлами не могут быть изменены.

Вызов поддиалога Управление эндодонтией


✓ На сенсорном экране отображается *Диалог запуска*.

1. Коснитесь кнопки *Терапия*.



✎ На экране появится диалог *Выбор терапии*.

2. Коснитесь кнопки *Поддиалог*.





✎ На сенсорном экране отображается поддиалог *Управление эндодонтией*.

Копирование существующей терапии эндодонтии

Терапию можно скопировать и сохранить в списке терапии под другим именем. После этого можно изменить настройки.

Таким образом, пользователь может вносить изменения в варианты терапии эндодонтии, предустановленные на заводе-изготовителе (без символа карандаша).

Стоматологическая установка предлагает возможность управлять вариантами терапии эндодонтии числом до трех. При третьей терапии эндодонтии кнопка *Копирование терапии эндодонтии* пропадает.



1. Коснитесь поля варианта терапии эндодонтии, который вы хотели бы скопировать.

✎ Выбранное поле выделяется оранжевым цветом.

2. Коснитесь кнопки *Копирование терапии эндодонтии*.

✎ На экране появится клавиатура. В поле ввода отображается обозначение копируемой терапии эндодонтии.

3. Введите имя копии. Подтвердите ввод кнопкой *OK*.



✎ Клавиатура исчезнет. В списке вариантов терапии отображается новая терапия эндодонтии с введённым обозначением.

Переименование терапии эндодонтии

При копировании вариантов терапии эндодонтии пользователь даёт им названия. Для внесения корректив и изменений имеется также возможность их последующего переименования.

ВАЖНО

Переименование вариантов терапии эндодонтии, предустановленные на заводе-изготовителе, невозможно. Если выбрана терапия эндодонтии без символа карандаша, кнопка *Переименование терапии эндодонтии* отсутствует.



1. Коснитесь поля варианта терапии эндодонтии, который вы хотели бы переименовать.

✎ Выбранное поле выделяется оранжевым цветом.

2. Коснитесь кнопки *Переименование терапии эндодонтии*.


✎ На экране появится клавиатура.

3. Переименуйте терапию эндодонтии. Подтвердите ввод кнопкой *OK*.

✎ Клавиатура исчезнет. В списке терапии обозначение терапии эндодонтии будет изменено.

Удаление терапии эндодонтии из списка


Если варианты самостоятельно созданные терапии эндодонтии больше не требуются или должны быть заменены, их можно удалить из списка терапии. Удалить терапии эндодонтии, созданные производителем, можно только путем отмены соответствующей системы файлов, см. „Принятие системы файлов в список терапии“. [→ 158]




1. Коснитесь поля варианта терапии эндодонтии, который вы хотели бы удалить.
✎ Выбранное поле выделяется оранжевым цветом.
2. Коснитесь кнопки *Удаление терапии эндодонтии* и удерживайте нажатой в течение > 2 с.
✎ Выбранная терапия эндодонтии будет удалена. Она исчезнет из списка терапии.

Принятие системы файлов в список терапии

В программном обеспечении стоматологической установки сохранены наиболее распространенные файловые системы для эндодонтии с указанием рекомендованных производителем значений частоты вращения и крутящего момента. С помощью списка выбора можно принять нужные системы файлов в список терапии эндодонтии.



1. Коснитесь кнопки *Принять систему файлов*.
✎ На экране появится список с распространёнными системами файлов.
2. Выберите систему файлов, которую вы хотели бы включить в список терапии эндодонтии. Кнопками ↑ и ↓ можно пролистывать список. Коснитесь поля нужной системы файлов (возможен и множественный выбор).
✎ Выбранные поля выделяются оранжевым цветом.
3. Коснитесь кнопки *Назад*.
✎ На экране появится диалог *Управление вариантами терапии*. Выбранные системы файлов отображаются в списке терапии эндодонтии диалога *Выбор терапии*.



Стоматологическая установка предлагает возможность принять в список терапий до трех терапий эндодонтии. При выборе третьей терапии эндодонтии на сенсорном экране появляется символ. Он показывает, что достигнуто максимальное число (сумма предустановленных и самостоятельно созданных терапий).

ВАЖНО


Расширение системы файлов при обновлении ПО

Уже принятые в список терапии системы файлов при обновлении ПО автоматически не корректируются. Поэтому новые файлы не сразу показываются в списке файлов.

- Отмените выбор соответствующей системы файлов и сразу выберите ее снова.
- ✎ После выбора варианта терапии эндодонтии добавленные файлы появятся в списке файлов.

4.6 Блок ассистента

4.6.1 Максимальная нагрузка



Максимальная нагрузка на блок ассистента составляет 1,5 кг (3.3 lbs). Дополнительно можно положить нескользящий силиконовый коврик.

⚠ ОСТОРОЖНО

Для защиты от травм из-за падающих предметов запрещается класть или подвешивать что-либо на консоль блока ассистента.

4.6.2 Возможность позиционирования

⚠ ОСТОРОЖНО

Блок ассистента можно позиционировать над/под стоматологическим креслом.

При движении кресла пациент может оказаться зажатым либо само кресло может получить повреждения.


- Выведите блок ассистента из области столкновений, прежде чем двигать стоматологическое кресло.

ВАЖНО

Защитное отключение

При столкновении система безопасности в консоли останавливает движение кресла.

4.6.3 Постоянные кнопки на блоке ассистента




На блоке ассистента можно включать/выключать функции, назначенные кнопкам. Диалоги настройки можно вызывать только на сенсорном экране блока врача. Выполнение настроек - см. раздел „Постоянные кнопки блока врача“ [→ 90].

4.6.3.1 Наполнение стакана

Если ваша стоматологическая установка оснащена устройством наполнения стакана с сенсорной автоматикой, см. „Наполнение стакана для полоскания рта с сенсорной автоматикой“ [→ 171].

1. Поставьте стакан под наполнитель стакана.



2. Нажмите на постоянную кнопку *Наполнение стакана*.

☞ В течение ранее установленного времени вода наливается в стакан для полоскания рта. Светодиод в кнопке горит во время процедуры наполнения стакана.

Повторное нажатие на постоянную кнопку *Наполнение стакана* немедленно останавливает наполнение стакана.

4.6.3.2 Круговое ополаскивание плевательницы

Круговое ополаскивание используется для грубой очистки плевательницы во время лечения.

- Нажмите на постоянную кнопку *Круговое ополаскивание*.

☞ Круговое ополаскивание включается на предустановленное время кругового ополаскивания. Светодиод в кнопке горит во время процедуры ополаскивания.

4.6.3.3 Рабочий светильник


При многократном нажатии постоянной кнопки *Рабочий светильник* на блоке ассистента можно настроить следующие состояния:

1. Включено: рабочий светильник включается с установленной яркостью.
2. Функция Композитный: эта функция служит для недопущения преждевременного затвердевания композитных материалов.
3. Выключено

- Нажмите на постоянную кнопку *Рабочий светильник*, при необходимости несколько раз.

☞ Рабочий светильник переходит в состояния „Включено“, „Функция Композитный“ или „Выключено“. Если рабочий светильник работает, светодиод постоянной кнопки на блоке ассистента и врача горит.

4.6.3.4 Программы кресла S и 0



На блоке ассистента можно выбирать и программировать программы Положение для полоскания рта (S) и Положение вставания/усаживания (0):

Подробности - см. раздел „Перемещение кресла программами кресла“ [→ 77].

Программирование положения для полоскания рта и положения вставания/усаживания возможно также со стороны блока ассистента - см. раздел „Программирование программ кресла и резкого укладывания“ [→ 83].

4.6.3.5 Кнопка Решётка

Кнопку Решетка на блоке ассистента можно сконфигурировать в диалоге установок. С помощью этой кнопки можно включать и выключать рентгеновский негатоскоп и функцию белого изображения на мониторе SIVISION либо управлять реле Звонок или Решетка, см. „Настройка кнопки Решетка на блоке ассистента“ [→ 208].

Функцию белого изображения можно использовать, если стоматологическая установка не имеет рентгеновского негатоскопа, однако оснащена монитором SIVISION, см. „Кнопка Включение / выключение режима белого изображения на мониторе SIVISION“ [→ 209].


➤ Нажмите на кнопку *Решетка*.

- ✎ Если кнопка *Решетка* настроена на управление рентгеновским негатоскопом или реле Звонок либо Решетка, светодиод кнопки светится при включенной функции. Если кнопка *Решетка* управляет белым изображением на мониторе SIVISION, светодиод кнопки *Решетка* не светится. Он загорится только при включенном рентгеновском негатоскопе. В диалоге запуска кнопка *Белое изображение* не отмечается оранжевым.



4.6.4 Отсасывающие прямые наконечники

Блок ассистента может быть оснащен максимально тремя отсасывающими наконечниками.



ОСТОРОЖНО

Канюля присасывается к слизистой оболочке рта.

Пониженное давление может привести к раздражению слизистой оболочки рта пациента.

- Следите за тем, чтобы отсасывающая канюля случайно не "присосалась" к слизистой оболочке рта. Фирма Dentsply Sirona рекомендует использовать канюли-отсасыватели аэрозольного тумана с отверстием впуска добавочного воздуха, см. „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].

ОСТОРОЖНО

Отсасыватель аэрозольного тумана можно отключить крестовым педальным переключателем.

Из-за недостаточного всасываемого потока жидкость из отсасывателя аэрозольного тумана может стекать обратно в ротовую полость.

- Перед тем, как расположить отсасыватель аэрозольного тумана в ротовой полости, убедитесь в том, что имеется ток отсоса.
- Перед отключением отсасывателя аэрозольного тумана обязательно вынимайте отсасыватель изо рта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отсасывание оксидов металлов из струйных аппаратов

Соблюдайте правила техники безопасности для „вакуумного аспиратора“ [→ 19].


Совет: Установленная заводская настройка мощности отсоса может быть изменена в водяном блоке сервисным техником.


Отсасыватель аэрозольного тумана

Прямой отсасывающий наконечник может быть изогнут путем проворачивания.

Для того, чтобы при присасывании к слизистой оболочке рта не прерывался полностью ток отсоса, рекомендуется использовать канюли-отсасыватели аэрозольного тумана с отверстием впуска добавочного воздуха **A**. Это препятствует обратному потоку из шланга в ротовую полость в случае присасывания.

Для хирургического отсасывания можно использовать большой отсасывающий шланг. Для крепления хирургической канюли наденьте вставку, входящую в объем поставки.






Возможна настройка, при которой всасываемый поток отсасывателя аэрозольного тумана может быть прерван и снова включен в любом направлении крестовым педальным переключателем на основании кресла - см. раздел „Привязка отсасывателя аэрозольного тумана к крестовому педальному переключателю“ [→ 208].

Слюноотсос




Для отсоса слюны имеется изогнутая канюля, которую можно повесить в уголок рта.

Хирургическое отсасывание



Хирургическая канюля может быть вставлена прямо в наконечник слюноотсоса.

4.6.5 Многофункциональный шприц SPRAYVIT M



Комплекс функций описан в главе "Блок врача" - см. раздел „Многофункциональный шприц SPRAYVIT M“ [→ 131].

4.6.6 Полимеризационный светильник Mini L.E.D.

Полимеризационный светильник используется для затвердевания композитных материалов коротковолновым светом.

4.6.6.1 Указания по технике безопасности



⚠ ОСТОРОЖНО

Полимеризационный светильник оснащен мощными светодиодами. Согласно стандарту IEC 62471 она при извлеченном светопроводе в группу риска 2.

- Во время работы не смотрите долгое время на этот светильник. Это может быть вредно для глаз.
- Не смотрите в выходное отверстие светильника через оптические инструменты, которые могут уменьшить поперечное сечение луча (например, через лупу).
- При извлеченном стеклянном стержне ни в коем случае не смотрите на световой луч.
- Запрещается направлять световой луч непосредственно на глаза пользователя или пациента, даже если надеты очки с защитными стеклами.
- Не работайте без светозащитного устройства.
- Не смотрите на свет, отражаемый от поверхности зуба.
- Свет разрешается направлять только на обрабатываемую область в полости рта.

Образование конденсата в наконечнике светильника Mini L.E.D. может приводить к нарушениям в работе (например, запотеванию Mini L.E.D.). Если наконечник вносится с холода в теплое помещение, то его можно вводить в работу только после достижения им комнатной температуры.

Полимеризационные светильники запрещается использовать для лечения пациентов, страдающих или страдавших фотобиологическими реакциями (включая солнечную крапивницу и эритропозическую порфирию), или пациентов, которые в данный момент принимают медикаменты (включая метоксален и хлоротетрациклин), которые повышают светочувствительность.

Лица, которые в прошлом страдали заболеваниями сетчатки или хрусталика, или подвергались операциям на глазах, особенно по экстракции катаракты, должны проконсультироваться с окулистом, прежде чем использовать светильник и подвергаться лечению с помощью Mini L.E.D.. Даже если пациент дает свое согласие, требуется предельная осторожность, т. к. высокая интенсивность света может приводить к травмам.

Настоятельно рекомендуется ношение соответствующих защитных очков. Диапазон частот света - см. раздел „Технические характеристики“ [→ 170].

4.6.6.2 Символы на Mini L.E.D.


Эти символы нанесены на Mini L.E.D.. Они имеют следующее значение:

Соблюдать Инструкцию по эксплуатации



Использовать устройство защиты глаз

4.6.6.3 Подключение Mini L.E.D.




Светильник Mini L.E.D. подключается к блоку ассистента в держатель 1.

1. Подключите питающую линию **A** к стоматологической установке.
2. Приверните шланговую муфту **B** к Mini L.E.D. **C**.
3. Вставьте стерильный световод **D** в Mini L.E.D. **C**. Следите за тем, что правильно световод был введен правильно.
 - ✎ Световод фиксируется с характерным щелчком.
4. Установите светозащитное устройство **E** на световод **D**.
 - ✎ Светозащитное устройство защищает ваши глаза от отражённого полимеризационного света.

4.6.6.4 Функциональное описание

Органы управления



A	Светозащитное устройство	F	Лампа Режим импульсного отверждения
B	Световод	G	Режим „Мягкий пуск“ лампы
C	Кнопка Вкл./Выкл.	H	Кнопка Режим
D	Контрольная лампа состояния	I	Прямой наконечник
E	Лампа Режим быстрого отверждения	J	Питающая линия


Контрольная лампа состояния

Контрольная лампа состояния **D** показывает следующие состояния:

Контрольная лампа состояния	Режим
выкл	Инструмент уложен
зеленый	Нормальный режим
мигающий красный	Защита от перегрева

Mini L.E.D. имеет три режима работы, которые вы можете выбрать кнопкой *Режим H*:

Режим быстрого отверждения




В режиме быстрого отверждения Mini L.E.D. работает 10 секунд с полной мощностью.

В этом режиме выдается приблизительно следующая мощность:


- 1250 мВт/см² (± 10%) со стандартным световодом, Ø 7,5 мм
- 2000 мВт/см² (± 10%) с усилительным световодом, Ø 5,5 мм

Режим импульсного отверждения



В режиме импульсного отверждения светильник Mini L.E.D. выдаёт излучение в рамках 10 следующих друг за другом световых интервалов длительностью 1 с. Между импульсами имеется пауза в 250 мс.

Режим „Мягкий пуск“



Режим "Мягкий пуск" предлагает:



- "Мягкий пуск" за 10 секунд от 0 до 1250 мВт/см² - или от 0 до 2000 мВт/см² с усилительным световодом Ø 5,5 мм.
- Полная мощность в течение 10 секунд.

4.6.6.5 Управление Mini L.E.D.

ВАЖНО**Контакт с отверждаемым материалом**

Светодиод ни в коем случае не должен касаться отверждаемого материала, т. к. он может быть поврежден и его эффективность ухудшается.

После извлечения Mini L.E.D. выбирается режим, активный до возвращения инструмента.



1. Выберите кнопкой *Режим* **H** режим быстрого отверждения, режим импульсного отверждения или режим „Мягкий пуск“.
 - ✎ Соответствующий светильник показывает выбранный режим. Mini L.E.D. готов к работе.
2. Установите световод как можно ближе к поверхности композитного материала, подлежащего световой полимеризации.
3. Запустите цикл полимеризации. Коротко нажмите на кнопку Вкл/Выкл **C**.
 - ✎ Звучит акустический сигнал. Цикл полимеризации запущен.
 - ✎ Каждые 5 секунд раздаётся звуковой сигнал.
 - ✎ Конец цикла полимеризации также отмечается звуковым сигналом.

Повторным нажатием на кнопку вкл/выкл **C** можно немедленно прервать цикл полимеризации.

Уход и очистка - см. раздел „Дезинфекция/Стерилизация полимеризационного светильника Mini L.E.D.“ [→ 239].

4.6.6.6 Технические характеристики

Общие технические характеристики Mini L.E.D.

Модель:	Mini L.E.D.
Вес наконечника без шланга:	105 г
Размеры:	Ø 23 мм x 240 мм
Электропитание наконечника:	5 В пост. тока / 0,65 А
Тепловая защита:	Защита от перегрева

Оптические характеристики Mini L.E.D.

Длина волны:	420 нм – 480 нм ¹
Макс. интенсивность:	при 450 нм
Световая мощность при Ø 7,5 мм (стандартное исполнение):	1250 мВт/см ²
Световая мощность при Ø 5,5 мм (покупка через фирму Satelec):	2000 мВт/см ²
Световая мощность:	450 мВт - 500 мВт
Классификация согласно IEC 62471	Группа риска 2 при извлеченном светопроводе

¹ Подвергаться процессу отвердевания могут только композитные материалы, реагирующие на указанную длину волны. Mini L.E.D. не подходит, к примеру, для материала Lucirin® (максимум поглощения - 380 нм).

Опасное расстояние (HD) и значение опасности взрыва (EHV) согласно IEC 62471

	HD	EHV
Синий свет Свободная группа	907 mm	20,6
Синий свет Группа риска 1	323 mm	2,6
Синий свет Группа риска 2	—	0,01
Термическая опасность для роговицы Свободная группа	—	0,97

4.7 Водяной блок

4.7.1 Отведение плевательницы

Плевательницу, находящуюся на водяном блоке, можно повернуть вручную приблизительно на 110 мм в направлении стоматологического кресла.

ВАЖНО

Движения кресла при убранной плевательнице

При убранной плевательнице движения кресла невозможны. Это необходимо для предотвращения столкновения пациента с плевательницей. Перед началом перемещения кресла следует вывести плевательницу наружу.

4.7.2 Наполнение стакана для полоскания рта с сенсорной автоматикой

Сенсорная автоматика продается не во всех странах.


В этом наполнителе стакана для полоскания рта сенсорная автоматика автоматически определяет уровень наполнения стакана.

Если стакан убирается до достижения установленной высоты заполнения, то подача воды прерывается сразу же.

Наполнение стакана для полоскания рта

- ✓ Стакан для полоскания рта может быть непрозрачным.
- ✓ Стакан для полоскания рта должен находиться в центре на своём месте.
- Поставьте стакан под наполнитель стакана.
- ☞ Стакан автоматически наполняется.
- ☞ После достижения предварительно установленной высоты заполнения подача воды автоматически отключается.

При необходимости, стакан можно наполнить вручную кнопкой *Наполнение стакана* - см. раздел „Наполнение стакана“ [→ 93].




ВАЖНО

Наполнение стакана после включения

Если при включении стоматологической установки под наполнителем будет находиться пустой стакан для полоскания рта, то стакан не будет наполнен автоматически. Снять стакан на короткое время и поставить снова, теперь стакан заполнится автоматически.


Настройка высоты наполнения



Высоту наполнения стакана для полоскания рта можно настроить заранее.

1. Откройте техническую заслонку **A** на основании водяного блока.
2. Установите уровень наполнения ручкой **B**.

4.7.3 Настройка расхода воды для кругового ополаскивания



Расход и давление воды кругового ополаскивания можно отрегулировать специальным вентилям.

1. Откройте техническую заслонку **A** на основании водяного блока.
2. Установите расход воды ручкой **C**.

4.7.4 Автономное водоснабжение

Если качество воды в системе городского водоснабжения недостаточно для лечения пациентов, стоматологическая установка может работать с системой автономного водоснабжения.

Для этого воду, качество которой соответствует питьевой, следует смешать с обеззараживающим средством в соотношении 100:1 (1 л воды, 10 мл обеззараживающего средства) и налить в бак дезинфицирующего средства водяного блока. Это обеззараживающее средство подавляет размножение микробов в водяных каналах.

При водяном блоке Komfort автономное водоснабжение следует использовать не постоянно, а лишь временно – при загрязнении воды в городской сети водоснабжения.

Круговое ополаскивание плевательницы, как и ранее, выполняется от местной сети водоснабжения.

Функциональность автономного водоснабжения обеспечена, если стоматологическая установка оснащена встроенной системой дезинфекции воды.

ОСТОРОЖНО

В воде микроорганизмы могут размножаться.

Эти микроорганизмы могут создавать опасность ущерба здоровью.

- Поэтому Dentsply Sirona не рекомендует эксплуатировать стоматологическую установку без обеззараживающих средств.
- Ежедневно подготавливайте новую воду для автономного водоснабжения. В конце рабочего дня остатки воды необходимо удалить из бака дезинфицирующего средства через наполнитель стакана.
- Регулярно проверяйте число микроорганизмов в воде стоматологической установки. В первую очередь, если дезинфицирующая установка отсутствует или добавлять обеззараживающее средство в воду нельзя. См. „Микробиологический контроль воды“ [→ 216].

ОСТОРОЖНО

Если в исключительных случаях автономное водоснабжение используется более 28 дней, следует провести санацию стоматологической установки вручную!

Порядок действий по санации при использовании автономного водоснабжения описан в разделе „Санация стоматологической установки вручную“ [→ 277].

Помните, что при работе с автономным водоснабжением индикация *числа дней до следующей санации* в строке состояния сенсорного экрана **отсутствует**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте только дистиллированную воду, качество которой соответствует питьевой (< 100 образующих колонии единиц / мл), ни в коем случае не питьевую воду, например, в бутылках (из-за наличия в ней минеральных солей).

В качестве дистиллированной воды можно использовать aqua purificata или aqua destillata.

Нужный режим работы задается на сенсорном экране.

Вызов поддиалога запуска

- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.
- В режиме *Диалог запуска*, стандартный вариант: нажмите кнопку *Поддиалог*.
В режиме *Диалог запуска EasyMode*: нажмите кнопку смены диалога *Кресло*.






На экране появится поддиалог *Запуск*.

Перевод дезинфицирующей системы на автономное водоснабжение



Если в поддиалоге *Запуск* кнопка *Aqua* отображается серым, стоматологическая установка получает воду из городской сети водоснабжения. Если кнопка помечена оранжевым цветом, стоматологическая установка переведена на автономное водоснабжение. Для переключения режима работы выполните следующие действия:

1. Удерживайте кнопку *Aqua* нажатой (> 2 с).



Кнопка *Aqua* до тех пор мигает оранжевым светом, пока не будет полностью опорожнен бак дезинфицирующего средства. Рядом появляется сообщение *Переключение на автономное водоснабжение*.

Если в баке еще есть обеззараживающее средство, оно смывается в слив. Это может занять до 6 минут. После этого на сенсорном экране появляется сообщение *Долить воду*.




2. Для этого дистиллированную воду следует смешать с обеззараживающим средством в соотношении 100:1 (1 л воды, 10 мл обеззараживающего средства) и налить в бак дезинфицирующего средства. Объем бака составляет ок. 1,3 л. Когда он полон, на сите наливного патрубка должна быть видна вода.

В поддиалоге *Запуск* кнопка *Aqua* отмечена оранжевым. Дезинфицирующая система переключена на автономное водоснабжение.

Когда дезинфекционная установка переключена на автономное водоснабжение, в поддиалоге *Запуск* кнопка *Санация* неактивна. Санация водопроводящих каналов в диалоговом режиме без обеззараживающего средства невозможна. Санирование стоматологической установки следует провести вручную, см. раздел «Санация стоматологической установки вручную» [→ 277].



Возврат дезинфицирующей системы на работу от местного водоснабжения и с обеззараживающим средством



Возврат системы на работу от местного водоснабжения производится так же, как и переключение на автономное водоснабжение. Вместо сообщения *Долить воду* на сенсорном экране появляется сообщение *Долить обеззараживающее средство*.

- После перехода на местную сеть водоснабжения проведите санацию водопроводящих каналов, см. «Санация стоматологической установки в диалоговом режиме» [→ 269].

Контроль уровня заполнения

Если во время лечения появляется сообщение *Долить воду* или *Долить обеззараживающее средство*, это означает, что бак почти пуст (< 400 мл). Чтобы скрыть сообщение и продолжить лечение, нажмите *Назад*. После этого заполните бак как можно скорее.

ВАЖНО

400 мл примерно достаточно для следующего:


- 6,5 минуты работы распылителя (мотор, турбина, SIROSONIC TL) или
- 2,5 минуты работы SPRAYVIT или
- 5 x заполнения стакана

Фактические значения зависят от вида используемых инструментов и настроек.

4.8 Лоток

4.8.1 Лоток на консоли (в SINIUS)


Максимальная нагрузка



Стоматологические установки SINIUS с ходовой направляющей могут быть оснащены лотком на консоли.

Максимальная нагрузка на лоток составляет 1 кг (2.2 lbs).

Снятие лотка



1. Прочно возьмитесь за лоток.
2. Разблокируйте фиксатор, повернув рычаг вниз.
3. Снимите лоток.
4. Дайте рычагу вернуться в исходное положение.

Для установки лотка просто введите его к креплению. Фиксатор автоматически захватывает лоток.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не зафиксированный лоток может выпасть из держателя.

- После установки лотка убедитесь в том, что он прочно соединен с держателем.

Настройка высоты лотка


Лоток установлен на регулируемой по высоте опорной консоли, на которой лоток может поворачиваться.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стопорный тормоз блокирует регулировку высоты.


При регулировке с включённым стопорным тормозом консоль может получить повреждения.

- Не пытайтесь переместить консоль, если включен стопорный тормоз. Сначала отпустите стопорный тормоз.



1. Слегка ослабьте тормозную ручку **A**.
2. Переведите лоток в нужное положение.
3. Снова слегка прикрутите тормозную ручку.
 - ⚠ Лоток может нагружаться в определенных пределах, не опускаясь.

Демонтаж тормозной ручки




Если расположенная на консоли тормозная ручка создает помехи, ее можно демонтировать с консоли.

1. Ослабьте фиксирующий винт тормозной ручки **A**.
2. Снимите тормозную ручку **B**.

Чтобы снова монтировать тормозную ручку, вставьте ее шестигранный штифт **B** в штекерный разъем на консоли. После этого туго затяните фиксирующий винт **A**.

4.8.2 Лоток на блоке врача SINIUS CS


Максимальная нагрузка



Стоматологические установки SINIUS CS могут быть оснащены лотком, расположенным под блоком врача. Поднос предлагается в двух различных размерах, обеспечивая место для одного или двух стандартных лотков.

Максимальная нагрузка на лоток составляет 1 кг (2.2 lbs).

Снятие лотка



1. Прочно возьмитесь за лоток.
2. Разблокируйте фиксатор, потянув рычаг вниз.
3. Снимите лоток.
4. Дайте рычагу вернуться в исходное положение.

Для установки лотка просто введите его к креплению. Фиксатор автоматически захватывает лоток.


⚠ ОСТОРОЖНО

Не зафиксированный лоток может выпасть из держателя.

- После установки лотка убедитесь в том, что он прочно соединен с держателем.

4.8.3 Лоток на блоке врача SINIUS TS

Максимальная нагрузка




Стоматологические установки SINIUS TS могут быть оснащены лотком, который устанавливается слева рядом с блоком врача.

Максимальная нагрузка на лоток составляет 1 кг (2.2 lbs).

В SINIUS TS суммарная нагрузка на лоток и блок врача не должна превышать 2 кг (4,4 lbs), см. „Максимальная нагрузка на блок врача“ [→ 85].

Снятие лотка



1. Прочно возьмитесь за лоток.
2. Разблокируйте фиксатор, повернув рычаг вниз.
3. Снимите лоток.
4. Дайте рычагу вернуться в исходное положение.

Для установки лотка просто введите его к креплению. Фиксатор автоматически захватывает лоток.


ОСТОРОЖНО

Не зафиксированный лоток может выпасть из держателя.

- После установки лотка убедитесь в том, что он прочно соединен с держателем.

Настройка высоты лотка


Лоток установлен на регулируемом по высоте телескопическом держателе, на котором он может поворачиваться.



1. Отвинтите зажимную гайку **A** против часовой стрелки (правая резьба).
 - ✎ Телескопическая трубка **B** выдвигается газовым амортизатором на максимальную длину.
2. Отрегулируйте телескопическую трубку **B** на нужную высоту и затяните зажимную гайку **A** по часовой стрелке.


Настройка легкости хода шарнира

В головке держателя лотка находится регулировочный винт, которым можно настроить необходимое усилие для вращения лотка.



1. Снимите лоток.
2. Введите пальцы под крышку головки лотка и снимите ее через верх.
3. Для настройки легкости хода шарнира поверните регулировочный винт.
По часовой стрелке: легкость хода уменьшается
Против часовой стрелки: легкость хода увеличивается
4. Установите крышку головки лотка на место. Для этого вначале установите выступ на заднем краю крышки на головку лотка. Затем прижмите крышку спереди так, чтобы она зафиксировалась.

4.8.4 Держатель стакана



Для сбора отходов на поднос может быть надет держатель стакана. Он пригоден для одноразовых стаканов емкостью 0,2 литра.


В SINIUS с ходовой направляющей и SINIUS TS держатель стакана не может быть расположен у переднего края подноса.

Максимальная нагрузка на держатель стакана составляет 0,5 кг (1.1 lbs). Общая нагрузка на лоток и держатель стакана не должна превышать 1 кг (2.2 lbs).

Держатель стакана можно заказать в специализированных магазинах. Обращайте внимание на различные системы лотков:

Стоматологический блок	Поднос REF	Держатель стакана REF
SINIUS (аппарат с ходовой направляющей) и SINIUS TS	6409986	6595321
SINIUS CS	6429042 Поднос для 2 стандартных лотков 6429059 Поднос для 1 стандартного лотка	6595339

4.9 Панорамный рентгеновский негатоскоп



Стоматологическая установка SINIUS TS может оснащаться рентгеновским негатоскопом на консоли блока врача.

На стоматологических установках SINIUS и SINIUS CS не может быть установлен негатоскоп.

4.9.1 Включение/Выключение рентгеновского негатоскопа или белого экрана на мониторе SIVISION

Если стоматологическая установка не имеет рентгеновского негатоскопа, однако оснащена монитором SIVISION, его можно включить на белое изображение, см. „Показать/скрыть кнопку Белое изображение на мониторе SIVISION“ [→ 209].

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможна ошибочная диагностика рентгеновских изображений

Не используйте белое изображение монитора SIVISION для диагностики рентгеновских изображений. Мощности светового излучения монитора не достаточно.

Посредством сенсорного экрана



- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.
- Коснитесь кнопки *Рентгеновский негатоскоп* или кнопки *Белое изображение*.
 - ✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, рентгеновский негатоскоп включен либо монитор SIVISION включен в режим Белое изображение.

Посредством блока ассистента

Кнопку *Решетка* на блоке ассистента можно сконфигурировать в диалоге установок. С помощью этой кнопки можно включать и выключать рентгеновский негатоскоп или функцию белого изображения на мониторе SIVISION либо управлять реле Звонок или Решетка, см. „Настройка кнопки Решетка на блоке ассистента“ [→ 208].





- Нажмите на кнопку *Решетка*.
 - ✎ Если кнопка *Решетка* настроена на управление рентгеновским негатоскопом или реле Звонок либо Решетка, светодиод кнопки светится при включенной функции. Если кнопка *Решетка* управляет белым изображением на

мониторе SIVISION, светодиод кнопки *Решетка* не светится. Он загорится только при включенном рентгеновском негатоскопе. В *диалоге запуска* кнопка *Белое изображение* не отмечается оранжевым.

4.9.2 Установка светозащитной плёнки


Для рассмотрения внутриротовых снимков зубов к рентгеновскому негатоскопу прилагается светозащитная плёнка.

1. Снимите три зажима **A**.



2. Прижмите светозащитную плёнку **B** двумя зажимами на верхней кромке рентгеновского негатоскопа слева и справа.
3. Прижмите внутриротовой снимок зуба третьим зажимом по середине рентгеновского негатоскопа.

4.10 Рабочий светильник



Рабочий светильник устанавливается на шарнирном кронштейне. За специальные ручки его можно легко выставить в нужное положение над рабочей зоной. Тормоза в консоли удерживают рабочий светильник в настроенном положении.

Четко ограниченное световое поле освещает рабочий участок, не ослепляя глаза пациента.

Совет: Идеальное рабочее расстояние между светильником и ртом пациента составляет 70 см / 27,5 дюймов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Соблюдайте также Инструкцию по эксплуатации Вашего рабочего светильника.

4.10.1 Включение/выключение рабочего светильника



- Коротко нажмите на постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача или ассистента.



- ✎ Если рабочий светильник включен, светодиод постоянной кнопки на блоке врача и ассистента горит.

Рабочий светильник всегда включается с запрограммированной яркостью. Программирование осуществляется через интерфейс пользователя на блоке врача, см. ниже.

На нижней стороне рабочих светильников LEDview и LEDview Plus расположен бесконтактный датчик. С его помощью можно включать и выключать светильник одним движением руки, а также переключать его на функцию "Композитный". Управление датчиком может активироваться и отключаться через сенсорный экран


стоматологической установки. Кроме того, можно регулировать расстояние, на котором бесконтактный датчик должен реагировать на движения.

4.10.2 Настройка яркости и управления датчиком в LEDview



1. Удерживайте постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача нажатой (> 2 с).
 - На сенсорном экране отобразится диалог настроек рабочего светильника.
2. С помощью кнопок – и + отрегулируйте желаемую яркость рабочего светильника (5 уровней). Кнопка – уменьшает уровень яркости, тогда как кнопка + повышает его.
3. Коснитесь кнопки *Сенсорное управление*.
 - Если кнопка выделена оранжевым цветом, рабочим светильником можно управлять с помощью бесконтактного датчика. Кнопки для настройки расстояния срабатывания отображаются на экране.
4. Кнопками – и + установите нужное расстояние управления бесконтактного датчика (5 уровней). Кнопка – уменьшает расстояние, кнопка + - увеличивает его. Вы можете опробовать настройку непосредственно на светильнике, не покидая диалог настройки. Настройку следует выбрать таким образом, чтобы бесконтактный датчик не мог сработать случайно.
5. Чтобы выключить управление датчиком, коснитесь кнопки *Управление датчиком* еще раз.
 - После этого кнопка не будет выделяться оранжевым цветом, а кнопки для настройки расстояния срабатывания исчезнут с экрана.

4.10.3 Настройка яркости, цветовой температуры и управления датчиком в LEDview Plus



1. Удерживайте постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача нажатой (> 2 с).
 - На сенсорном экране отобразится диалог настроек рабочего светильника.



2. С помощью кнопок – и + отрегулируйте желаемую яркость рабочего светильника (7 уровней). Кнопка – уменьшает уровень яркости, тогда как кнопка + повышает его.
3. С помощью кнопок – и + отрегулируйте желаемую цветовую температуру рабочего светильника (3 уровня). Кнопка – уменьшает уровень цветовой температуры, тогда как кнопка + повышает его.
4. Коснитесь кнопки *Сенсорное управление*.

✎ Если кнопка выделена оранжевым цветом, рабочим светильником можно управлять с помощью бесконтактного датчика. Кнопки для настройки расстояния срабатывания отображаются на экране.

5. Кнопками – и + установите нужное расстояние управления бесконтактного датчика (5 уровней). Кнопка – уменьшает расстояние, кнопка + - увеличивает его. Введенную настройку можно опробовать непосредственно на рабочем светильнике, не выходя из диалога настроек. Настройку следует выбрать таким образом, чтобы бесконтактный датчик не мог сработать случайно.
6. Чтобы выключить управление датчиком, коснитесь кнопки *Управление датчиком* еще раз.
 - ✎ После этого кнопка не будет выделяться оранжевым цветом, а кнопки для настройки расстояния срабатывания исчезнут с экрана.

4.10.4 Включение/выключение функции Композитный на блоке врача

Функция Композитный служит для недопущения преждевременного затвердевания композитных материалов.



- Нажмите на постоянную кнопку *Функция Композитный* на блоке врача.
 - ✎ Если функция Композитный включена, светодиод постоянной кнопки *Функция Композитный* на блоке врача горит. На блоке ассистента светится кнопка *Рабочий светильник*.

4.10.5 Управление рабочим светильником на блоке ассистента


При многократном нажатии постоянной кнопки *Рабочий светильник* на блоке ассистента можно настроить следующие коммутационные состояния:

1. Включено: рабочий светильник включается с установленной яркостью.
2. Функция Композитный: эта функция служит для недопущения преждевременного затвердевания композитных материалов.
3. Выключено



- Нажмите на постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке ассистента, при необходимости, несколько раз.
 - ✎ Рабочий светильник переходит в состояния „Включено“, „Функция "Композитный" или „Выключено“.

4.11 Рентгеновский излучатель



Стоматологические установки SINIUS, SINIUS CS и SINIUS TS могут быть оснащены рентгеновским излучателем HELIODENT^{PLUS}. Но в SINIUS CS это возможно только в том случае, если блок врача размещен в стандартном положении на водяном блоке, см. раздел „Позиционирование блока врача“ [→ 86].

Рентгеновский излучатель закреплен посредством шарнирного кронштейна на опоре светильника стоматологической установки, благодаря чему обеспечивается плавная регулировка его высоты и длины. Тормоза на кронштейне удерживают рентгеновский излучатель в выбранном положении.

Настройка параметров рентгеновского излучения осуществляется на настенном адаптере рентгеновского излучателя или на пульте дистанционного управления „Remote Timer“.


Внутриротовая рентгеновская система Модуль XIOS XG USB может быть соединена с ПК с помощью USB-порта на блоке врача и ассистента. Более подробная информация содержится в разделе „USB-порты“ [→ 202].

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рентгеновский излучатель может попасть в зону движения стоматологического кресла.

При перемещении стоматологического кресла пациент может столкнуться с рентгеновским излучателем или его кронштейном. Пациент может получить травму из-за защемления.

- Перед перемещением кресла рентгеновский излучатель следует расположить так, чтобы столкновение с пациентом или креслом было невозможно.



⚠ ОСТОРОЖНО

При перемещении кронштейна на внутренних шарнирах образуются отверстия.

В этих отверстиях возможно сдавливание пальцев.

- Категорически запрещается совать пальцы в отверстия на шарнирах – ни в процессе эксплуатации, ни при очистке.

ВАЖНО

Соблюдайте также Инструкцию по эксплуатации HELIODENT^{PLUS}.

4.12 Видеосистема SIVISION digital

Видеосистема SIVISION digital позволяет получать внутри- и внеротовые изображения. Внутриротовая камера SiroCam AF / AF+ создаёт цифровые изображения, которые можно перенести по кабелю USB 2.0 (High-Speed Universal Serial Bus) на подключенный ПК и сохранить на нём. Он может показывать эти изображения на мониторе SIVISION стоматологической установки.

Видеоизображения представляют собой великолепную возможность улучшения коммуникации с пациентом.

ОСТОРОЖНО

Видеоизображения непригодны для диагностики.

передачи изображений камеры на ПК должно быть установлено приложение SIVISION connect и/или SIUCOM plus. SIUCOM plus позволяет управление ПК. Кроме того, для отображения изображений на ПК должно быть установлено видеоприложение, например, SIDEXIS XG или SIDEXIS 4. Подробную информацию вы найдете в справочнике "Установка и конфигурирование SIUCOM plus / SIVISION connect".

4.12.1 Монитор SIVISION

22-дюймового монитора DC (REF 6497452 D3655)



Монитор оборудован защитным стеклом для упрощения очистки, а также динамиками. Подробности см. в разделе „Руководство по эксплуатации плоского 22-дюймового монитора DC“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подключение мониторов без допуска запрещено.

Они снижают безопасность и надёжность стоматологической установки.

- Пользуйтесь только мониторами, допущенными согласно IEC 60950-1, IEC 62368-1 (офисное оборудование) или IEC 60601-1 (медицинское оборудование).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

К разъёму динамиков монитора могут быть подключены непригодные устройства.


Подключение непригодных устройств снижает безопасность и надёжность стоматологической установки.

- Разъём монитора для подключения динамиков предназначен для подключения лишь одного устройства, что соответствует стандарту IEC 60950-1, IEC 62368-1 (офисное оборудование, например, ПК) или IEC 60601-1 (медицинское оборудование), однако, например, не стереосистемы.

Варианты установки


Монитор на опоре светильника

Монитор может поворачиваться и наклоняться.



Монитор на консоли лотка

Монитор может поворачиваться и наклоняться.



ОСТОРОЖНО

Пациент может столкнуться с монитором.

При перемещении стоматологического кресла или при использовании плевательницы пациент может стукнуться головой о монитор.

- Следите за тем, чтобы не допустить удара пациента о монитор. Выведите монитор из зоны столкновений сразу после завершения работы с ним.

4.12.2 Внутриротовая камера SiroCam AF / AF+

4.12.2.1 Указания по технике безопасности

Внутриротовая камера SiroCam AF / AF+ представляет собой чувствительный оптический инструмент, в связи с чем постоянно требует осторожного и бережного отношения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Окно объектива чувствительно к царапинам.

Твёрдые предметы могут повредить окно объектива. Глубокие царапины на окне объектива ухудшают качество изображения.

- Всегда возвращайте внутриротовую камеру в держатель и очищайте окно объектива мягкой тканью.

ВАЖНО


Во время работы внутриротовая камера нагревается от светодиодов в головке камеры.

Температура достигает следующих значений:

Время включения	Температура при температуре в помещении 25° C	Температура при температуре в полости рта не более 37° C
1 мин.	31 °C	43 °C
Длительный режим	46 °C	58 °C

4.12.2.2 Функциональное описание


С помощью CMOS-датчика камера создаёт цифровые изображения. Камера позволяет получать внутри- и внеротовые изображения.



A	Окно объектива (закрыто)
B	Кнопка автоматической фокусировки (автофокус)
C	Подключенная мощность

4.12.2.3 Подключение внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+

Подключение внутриротовой камеры к блоку врача SINIUS и SINIUS TS




В зависимости от варианта оснащения внутриротовую камеру можно положить на место инструмента пять или в дополнительный держатель.

Штекер камеры подключается на нижней стороне блока врача. Если блок врача не оснащен дополнительным держателем, то разъем камеры находится в позиции инструмента пять под блоком врача **A**. Если имеется дополнительный держатель, то разъем находится в дополнительной шестой позиции **B**.

- Вставьте штекер внутриротовой камеры в гнездо на блоке врача.
- ☞ Штекер зафиксируется.


Штекер камеры подключается на нижней стороне блока врача SINIUS CS

Соединительный кабель внутриротовой камеры проводится через качающуюся скобу. Разъем для камеры находится под держателем инструментов. Держатель закреплен на блоке врача двумя внутренними скобами на передней кромке.



1. Инструменты следует убрать из держателя. Выньте все инструменты один за другим, чтобы они свешивались с блока врача.
2. Поднимите держатель за переднюю кромку, чтобы скобы открылись и держатель можно было снять.
3. Разъем внутриротовой камеры находится на месте инструмента пять. Введите соединительный кабель камеры в качающуюся скобу и вставьте штекер в гнездо.
- ☞ Штекер зафиксируется.
4. Сначала вставьте заднюю кромку держателя инструментов в паз под блоком врача, затем вдавите вперед и вниз до фиксации.
5. Возвратите инструменты в держатель. Убедитесь в том, что шланги инструментов и соединительный кабель камеры находятся в направляющих роликах качающихся скоб.

Подключение внутриротовой камеры к блоку ассистента (только в SINIUS CS и SINIUS TS)




Если стоматологическая установка оснащена блоком врача SINIUS CS или SINIUS TS, то в первой позиции инструмента блока ассистента может работать внутриротовая камера. В этом случае под блоком ассистента вместо разъема для полимеризационного светильника имеется разъем для камеры.

- Вставьте штекер внутриротовой камеры в гнездо на блоке ассистента.
- ☞ Штекер зафиксируется.

Снятие внутриротовой камеры

Штекер внутриротовой камеры не может выпасть.

- Возьмите штекер за фиксатор **A** и потяните вниз, по возможности не перекашивая.



4.12.2.4 Использование внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+


Для воспроизведения видеоизображений внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+ на мониторе SIVISION требуется внешний или внутренний ПК. В качестве приложения для просмотра видео можно использовать SIDEXIS или SI-Video.

Подробная информация содержится в главе „Работа с ПК“ [→ 196].

4.12.2.4.1 Фокусировка внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+


Внутриротовая камера SiroCam AF / AF+ проводит фокусировку изображения при нажатии кнопки. Фокусировка проводится бесступенчато.

1. Направьте камеру на снимаемый объект.
 - ☞ На мониторе SIVISION появится изображение.
2. Нажмите на кнопку *Автофокус* **A**.
 - ☞ Внутриротовая камера сфокусирует изображение в зависимости от расстояния до объекта. Настройка сохраняется до повторного нажатия кнопки.



При настройке параметров стоматологической установки можно выбрать конфигурацию, при которой будет возможна фокусировка изображения камеры с помощью педального переключателя, см. раздел „Включение/Выключение фокусировки внутриротовой камеры посредством педального переключателя“ [→ 207].

4.12.2.4.2 Использование камеры с программой SI-Video




SI-Video внутриротовая камера SiroCam AF / AF+ может создавать до четырёх неподвижных изображений. Они могут отображаться как отдельные изображения подряд или одновременно как четверённое изображение на мониторе SIVISION. Активный квадрант отмечается оранжевым квадратом. Квадранты проходят по часовой стрелке.

Созданные неподвижные изображения сохраняются до тех пор, пока стоматологическая установка или ПК не будут отсоединены от сети питания.

➤ Выньте внутриротовую камеру из держателя.

- ✎ На мониторе SIVISION отображается прямое отдельное изображение. На сенсорном экране отображается *диалог SIVISION*.

При укладывании внутриротовой камеры прямое изображение на мониторе исчезает. Созданные неподвижные изображения показываются по-прежнему.




Управление SI-Video при вынутой камере

При вынутой камере управление программой SI-Video осуществляется педальным переключателем и кнопками диалога SIVISION.

Переключение между прямыми и неподвижными изображениями


- ✓ Внутриротовая камера извлечена из держателя.
- 1. Нажмите на **педаль**.
 - ✎ Прямое изображение сменится неподвижным.
- 2. Снова нажмите на педаль.
 - ✎ Снова отображается прямое изображение.



При настройке параметров стоматологической установки можно выбрать конфигурацию, при которой будет возможна фокусировка изображения камеры с помощью педального переключателя, см. раздел „Включение/Выключение фокусировки внутриротовой камеры посредством педального переключателя“ [→ 207]. При необходимости, переход от прямых изображений к неподвижным и обратно должен выполняться нажатием педального переключателя до упора.

Выбрать следующий квадрант

Чтобы создать следующее неподвижное изображение, нужно выбрать другой квадрант. Если в нужном квадранте уже есть неподвижное изображение, его можно заменить новым.



✓ При управлении с помощью педального переключателя внутриротовая камера должна быть извлечена из держателя.

➤ Нажмите на **левую клавишу** педального переключателя.


или

➤ Коснитесь кнопки *Выбрать следующий квадрант* на сенсорном экране.

✎ Оранжевый квадрат отмечает выбранный квадрант. При извлечённой внутриротовой камере показывается прямое изображение.

Переключение между счетверенным и отдельным изображением

При переключении между счетверенным и отдельным изображением отмеченное ранее счетверенное изображение показывается как отдельное. И наоборот – показываемое отдельное изображение отмечается в счетверенном.



✓ При управлении с помощью педального переключателя внутриротовая камера должна быть извлечена из держателя.

➤ Нажмите на **правую клавишу** педального переключателя.


или

➤ Коснитесь кнопки *Счетверенное изображение* на сенсорном экране.

✎ Режим отображение переключится со счетверенного на отдельное изображение.

Управление SI-Video при уложенной камере

При уложенной камере управление программой SI-Video осуществляется педальным переключателем и кнопками диалога SIVISION.



Выбрать следующий квадрант

При отображении отдельного изображения показывается неподвижное изображение следующего квадранта. При отображении счетверенного изображения отмечается следующий квадрант.



Счетверенное изображение

Отображение счетверенного или отдельного изображения. При счетверенном отображении на мониторе SIVISION одновременно показываются до 4 отдельных изображений.



Удаление изображений



Все созданные неподвижные изображения удаляются.

4.12.2.4.3 Использование камеры с SIDEXIS



Помимо просмотра и обработки рентгеновских снимков, SIDEXIS XG или SIDEXIS 4 можно также использовать в качестве видеоприложения для внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+. Прямые и неподвижные изображения отображаются SIDEXIS в собственном окне. Неподвижные изображения сохраняются в базе данных пациентов.

Когда внутриротовая камера используется в комбинации с SIDEXIS 4, необходима дополнительная установка видео-плагина. Подробные инструкции по установке и эксплуатации плагина можно найти в руководстве для пользователя „Видео-плагин для SIDEXIS 4“.




Включение/выключение внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+

- ✓ ПК работает, и запущено приложение connect или SIUCOM plus.
- Извлеките внутриротовую камеру SiroCam AF / AF+ из держателя.
 - ☞ На сенсорном экране отображается *диалог SIVISION*. SIDEXIS запущен, на мониторе SIVISION открывается прямое изображение.

При возвращении внутриротовой камеры окно прямого изображения закрывается. Программа SIDEXIS на внешнем ПК остаётся активной.

В диалоге SIVISION имеется возможность управления функциями приложения ПК SIDEXIS через интерфейс пользователя стоматологической установки. Подробности - см. раздел „Связь с SIDEXIS“ [→ 199].




Создание неподвижного изображения

- ✓ На мониторе SIVISION отображается прямое изображение.
- 1. Нажмите на **педаль**.
 - ☞ Прямое изображение сменится неподвижным.
- 2. Снова нажмите на **педаль**.
 - ☞ На мониторе SIVISION снова появится прямое изображение.

При настройке параметров стоматологической установки можно выбрать конфигурацию, при которой будет возможна фокусировка изображения камеры с помощью педального переключателя, см. раздел „Включение/Выключение фокусировки внутриротовой камеры посредством педального переключателя“ [→ 207]. При необходимости, переход от прямых изображений к неподвижным и

обратно должен выполняться нажатием педального переключателя до упора.

Сохранение изображения



- ✓ Пациент зарегистрирован в SIDEXIS.
- ✓ На мониторе SIVISION появится сохраняемое неподвижное изображение.
- Нажмите на **левую клавишу** педального переключателя или уложите камеру обратно в держатель.
 - 🔊 Раздается звуковой сигнал. Неподвижное изображение воспроизводится в дополнительном окне eipem SIDEXIS и сохраняется в базе данных пациентов.

Вы можете сохранить в SIDEXIS несколько изображений по очереди.

4.12.2.5

Технические характеристики камер


Общие технические характеристики

Модель:	Внутриротовая камера	
	SiroCam AF	SiroCam AF+
Вес наконечника без кабеля:	ок. 80 г	ок. 85 г
Размеры:	Ø 27,5 мм x 207 мм	
Рабочая температура:	от +10 до +40 °C	
Электропитание и выход сигнала:	5 В через порт USB 2.0 (модифицированный разъем)	

Характеристики съёмочной техники

Освещение:	2 светодиода белого света
Датчик изображения:	1/4" КМОП
Разрешение прямого изображения:	824 x 514
Разрешение сохранения изображений:	1024 x 640 в SiroCam AF 1276 x 796 в SiroCam AF+
Баланс белого:	фиксированный 4800 K

4.13 Эксплуатация с одним ПК



С помощью кабеля Ethernet можно соединить стоматологическую установку с ПК. ПК-приложение SIVISION connect и/или SIUCOM plus позволяет установить связь между стоматологической установкой и ПК. Для управления с ПК требуется SIUCOM plus. Благодаря этому управлять ПК можно напрямую с сенсорного экрана и в сочетании с внутривидеокамерой SiroCam AF / AF+ также с помощью педального переключателя стоматологической установки.

Подробная информация содержится в справочнике „Установка и конфигурирование SIUCOM plus / SIVISION connect“.

⚠ ОСТОРОЖНО

Интеграция SINIUS ИТ сеть, которая включает в себя другие аппараты, может приводить к ранее неизвестным рискам.

Следующие изменения в ИТ сети могут приводить к новым рискам:

- Изменения в конфигурации ИТ сети
- Подключение дополнительных элементов к ИТ сети
- Отсоединение элементов от ИТ сети
- Обновление устройств, соединенных с ИТ сетью
- Модернизация устройств, соединенных с ИТ сетью

Составитель ИТ сети должен определять, анализировать, оценивать и предотвращать эти риски (например, IEC 80001-1).

Стоматологическая установка может работать со следующими вариантами ПК:

- **Внешний ПК**
По кабелю Ethernet можно соединить стоматологическую установку с внешним ПК. ПК-приложения, например, SIDEXIS, Microsoft® PowerPoint®, Windows Mediaplayer или SI-Video могут управляться со стоматологической установки.
- **Внутренний ПК**
Стоматологическая установка работает как самостоятельное устройство без внешнего ПК. Вместо него используется мини-ПК в основании кресла. Он необходим для отображения изображений камеры ПК-приложением SI-Video. Сохранение изображений и управление другими ПК-приложениями в этом варианте не предусмотрено.
- **Работа без ПК**
Использовать SIVISION нельзя.

Приложение SI-Video используется в стоматологических установках, на внешних ПК которых не установлена программа SIDEXIS или которые оснащены внутренним ПК (автономное исполнение). В этих случаях программа SI-Video камеры используется в качестве видеоприложения.

ВАЖНО

HDMI-выход ПК и графической карты должны быть подключаемыми в "горячем" режиме.

Если ПК включается перед стоматологической установкой, то в некоторых случаях монитор SIVISION может оставаться черным.

- В этом случае вначале включайте стоматологическую установку, а затем ПК.
- Оснастите ПК подключаемым в "горячем" режиме HDMI-выходом. В этом случае возможно включение в любой последовательности.

4.13.1 Диалог SIVISION

ImB диалоге SIVISION можно запускать и управлять различными приложениями ПК.

В SIUCOM plus можно определить, какими ПК-приложениями можно управлять со стоматологической установки. Кнопки, показанные на сенсорном экране, а также их расположение можно изменять в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Информацию вы найдете в справочнике "Установка и конфигурирование SIUCOM plus / SIVISION connect".

Прежде чем можно будет использовать диалог SIVISION, необходимо сконфигурировать сетевое соединение стоматологической установки в диалоге установок - см. раздел „Конфигурирование сетевого соединения“.

Со стоматологической установки возможно управление лишь ПК-приложениями, запущенными с SIUCOM plus.

4.13.1.1 Установка связи с ПК

Вызов диалога SIVISION

- ✓ Все ПК-приложения, управляемые со стоматологической установки, завершены.
- ✓ SIUCOM plus запущена, например, через автозапуск.
- Коснитесь кнопки смены диалога *Диалог SIVISION* слева от сенсорного экрана.




или

- Если требуются внутриротовые снимки: Снимите внутриротовую камеру SiroCam AF / AF+. В этом случае немедленно запускается приложение ПК SIDEXIS или SI-Video.
- ☞ На сенсорном экране отображается *диалог SIVISION*.



Запуск других ПК-приложений

1. Выберите в левой части сенсорного экрана нужное приложение ПК.
 Кнопка выбранного приложения ПК помечается оранжевым цветом, и соответствующие кнопки управления отображаются в правой части сенсорного экрана - см. ниже. Приложение ПК автоматически запускается на ПК.
2. При запуске приложений ПК, обращающихся к файлам ПК, появляется диалог *Выбор файла*. Выберите касанием пальца нужный файл.
 Кнопки управления соответствующего приложения ПК отображаются на сенсорном экране.




Стоматологическая установка автоматически запускает приложения ПК. На сенсорном экране оранжевый квадрат перед полем соответствующего приложения ПК показывает, запущено ли и готово ли к работе это приложение на ПК. Пока оранжевый квадрат не появился, связь с приложением ПК отсутствует.

4.13.1.2

Связь с Media Player

Стоматологическая установка предлагает возможность воспроизведения мультимедийных файлов, хранящихся на внешнем ПК, с помощью Windows Media Player. Выбор аудио- и видеофайлов в файловой системе и управление плеером может выполняться со стоматологической установки. Видеоизображения можно просматривать на мониторе SIVISION.



Предыдущий/Следующий заголовок


Остановить вывод

Начать/Прервать вывод

Отключение звука

Регулировка громкости звука

4.13.1.3 Связь с Microsoft Powerpoint




Для эффективной коммуникации с пациентом презентации Microsoft® PowerPoint®, хранящиеся на внешнем ПК, можно воспроизвести на мониторе SIVISION. Выбор презентаций в файловой системе и переключение слайдов презентации может выполняться со стоматологической установки.




Предыдущий/Следующий слайд

4.13.1.4 Связь с SIDEXIS



С помощью приложения SIDEXIS можно отобразить рентгеновские снимки и снимки внутриротовой камеры и передать их на монитор SIVISION. Прямое изображение внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+ воспроизводится в SIDEXIS и может быть сохранено в базе данных пациентов в виде неподвижного изображения. Для просмотра сохраненных изображений на мониторе SIVISION можно управлять следующими функциями SIDEXIS от стоматологической установки:

Подробная информация приведена также в руководстве пользователя „SIDEXIS 4“ или „SIDEXIS XG“.



Перелистывание изображений

Активируется следующее окно изображения.

Расположение друг рядом с другом

Открытые окна изображений масштабируются в области представления с единым размером и располагаются без наложений.

Расположение Перекрытие

Открытые окна изображений располагаются друг за другом с небольшим смещением. При этом видны все заголовки окон изображений.

Расположение Обзор состояния

Открытые окна изображений располагаются в соответствии с анатомическим положением, насколько это можно определить по номеру показанного зуба. Снимки без такого номера отображаются в середине области представления. Размер окон выбирается таким, чтобы снимки были видны полностью.



Расположение Обзорный вид

Открытые окна изображений масштабируются в области представления таким образом, чтобы по возможности исключить линии прокрутки изображения. Окна изображений располагаются без наложений.



Полное изображение

Активное окно изображения увеличивается на всю область визуализации. При этом элементы управления на интерфейсе SIDEXIS не перекрываются.



Увеличить/Уменьшить изображение

Активное окно изображения и показанное в нём изображение воспроизводится на мониторе SIVISION увеличенным или уменьшенным.



Вращение изображения

Поворачивает изображение на 90° влево или вправо. В SIDEXIS 4 изображение можно повернуть на 180° нажатием кнопки.



Фильтр оптимизации контраста

Этот фильтр изображения анализирует текущее распределение значений серого в изображении и оптимизирует их. Благодаря этому можно, например, увидеть детали на изображении с очень низкой контрастностью.



Фильтр рельефного представления

Детали изображения с высоким контрастом отображаются ярче либо темнее. Благодаря этому особенно выделяются края или контуры в пределах изображения. При этом получается "рельефное" изображение.



Уменьшить резкость изображения

Для смягчения очень контрастных или зашумленных изображений контраст соседних пикселей снижается или усредняется. Общая резкость изображения уменьшается.




Увеличить резкость изображения

Контрастность соседних пикселей повышается. За счет этого усиливаются кромки и контурные линии. Возникает впечатление более резкого изображения.




Инвертировать изображение

Функция меняет значения яркости пикселей изображения на противоположные и позволяет получить как позитивное, так и негативное изображение. Повторное нажатие на кнопку отменяет инверсию.



Псевдоцветное изображение

Для лучшего различения деталей изображения можно представить снимок в так называемом псевдоцветном представлении. Значения серого на изображении заменяются цветовой палитрой, которая лучше воспринимается человеческим глазом, чем соответствующие градации серого.



Фильтровать черные точки

При цифровой рентгенографии могут возникать пиксельные погрешности. При полной разрешающей способности (100%) эти погрешности видны в виде отдельных черных точек. SIDEXIS удаляет их.



Уменьшить шум

Отдельные разбросанные пиксели и небольшие помехи, создающие шум, удаляются, не снижая при этом резкости изображения.



Отменить

Отменяется последняя операция фильтра.



Восстановить исходный снимок


Выполненные изменения, например, с помощью фильтров, отменяются. Восстанавливается последний сохранённый вариант изображения.




Заккрыть текущее окно среды



Заккрыть все окна сред



Отменить/Подтвердить ввод



Прием поручения

Принимает созданное в SIDEXIS и ожидающее в очереди поручение - напр., на выполнение внутриротового снимка рентгеновским излучателем на стоматологической установке или видеосъемки с помощью внутриротовой камеры.



Готовность к работе при внутриротовой рентгенографии



Устанавливает готовность к рентгенографии. Открывается окно SIDEXIS, в котором можно выбрать тип изображения и подробно описать съемку.

Совет: Расположение кнопок можно сконфигурировать с помощью приложения SIUCOM plus.

Описание диалога SIVISION *SI-Video* приведено в разделе „Использование камеры с программой SI-Video“ [→ 192].

4.13.2 Интерфейс USB

На обратной стороне блока врача находится интерфейс USB 2.0.



⚠ ОСТОРОЖНО

К USB-порту можно подключать только медицинское оборудование типа и рабочие части BF по стандарту IEC 60601-1, например, внутривитовую рентгеновскую систему XIOS XG USB фирмы Dentsply Sirona.

⚠ ОСТОРОЖНО

USB-устройства с собственным питанием (например, от блока питания) могут вызывать высокие рабочие токи.

Это снижает безопасность пациента и пользователя.


- Подключайте только такие USB-устройства, которые получают питание только через USB-разъём.

4.14 Конфигурация стоматологической установки (установки)

С помощью настройки установок можно индивидуально сконфигурировать различные функции стоматологической установки. Таким образом, стоматологическую установку можно настроить согласно личным предпочтениям каждого пользователя.

4.14.1 Вызов диалога установок

- ✓ Все инструменты уложены.
- ✓ Нужный профиль пользователя активен.
- Удерживайте постоянную кнопку *Установка* нажатой (около 3 с).



- На выбор пользователя предлагаются шесть диалогов установок.

На левой стороне сенсорного экрана отображается текущая версия ПО стоматологической установки.

Обозначения кнопок шести диалогов установок по строкам слева направо:

- Интерфейс пользователя EasyTouch
- Дата и время
- Возможности управления
- Инструменты
- Сетевое соединение
- Сервисная область (только для сервисных техников)
- Для открытия диалогов установок коснитесь соответствующей кнопки.



Диалоги установок иногда состоят из нескольких страниц. При нажатии кнопки *Вперед* осуществляется переход на следующую страницу диалога Установок.

ВАЖНО

Сохранение настроек в диалоге установок


Если в течение > 25 с не нажата ни одна кнопка, диалог настроек автоматически закрывается. При выходе из диалога установок все выполненные настройки принимаются системой.

ВАЖНО

Отсутствующие функциональные кнопки

Функциональные кнопки для функций, отсутствующих на стоматологической установке, не отображаются на сенсорном экране.

4.14.2 Конфигурация интерфейса пользователя EasyTouch



- Коснитесь в диалоге установок кнопки *Интерфейс пользователя EasyTouch*.

☞ Откроется поддиалог.

4.14.2.1 Включение/Выключение звука кнопок

Можно настроить, будет ли раздаваться звуковой сигнал при касании кнопки на сенсорном экране или постоянной кнопки.




- Коснитесь кнопки *Звук кнопок*.

☞ Если поле помечено оранжевым цветом, звук кнопок включен.

4.14.2.2 Калибровка сенсорного экрана

Если сенсорный экран стал неточно распознавать положение прикосновения, он должен быть заново откалиброван.



1. Коснитесь кнопки *Калибровка сенсорного экрана*.

☞ Отображается поле калибровки.

2. Коснитесь тупым стержнем маленький крестик на сенсорном экране.

☞ Крестик появится в другом месте сенсорного экрана.

3. Повторяйте процедуру до тех пор, пока крестик не исчезнет совсем.

4. Снова коснитесь пустого сенсорного экрана.

☞ Теперь сенсорный экран снова откалиброван. На экране снова появится диалог установок *Интерфейс пользователя*.


4.14.2.3 Настройка яркости сенсорного экрана



- Кнопками – и + установите яркость сенсорного экрана.

4.14.3 Настройка даты и времени

➤ В диалоге настроек коснитесь кнопки *Дата и время*.



☞ Откроется поддиалог.

Настройка даты

Дата отображается в формате день/месяц/год.

1. Кнопками – и + установите день.

2. Коснитесь кнопки *Дата*.

☞ Поле Месяц окрасится оранжевым цветом.

3. Повторите те же действия для месяца и года.

Настройка времени

1. Кнопками – и + установите часы.

2. Коснитесь кнопки *Время*.

☞ Поле Минуты окрасится оранжевым цветом.




3. Кнопками – и + установите минуты.

Переключение индикации 12/24 часа

12-часовая индикация переключается лишь в строке состояния сенсорного экрана. В диалоге установок сохраняется 24-часовое представление.

➤ Коротко коснитесь кнопки *Индикация 12/24 часа*.

☞ Если поле помечено оранжевым цветом, выбрана индикация 12 часов.



4.14.4 Конфигурация возможностей управления

В этом диалоге можно сконфигурировать управление всей стоматологической установкой.

- Коснитесь в диалоге установок кнопки *Возможности управления*.



- ☞ Откроется поддиалог.

4.14.4.1 Выбрать количество профилей пользователя

Если требуются не все профили пользователя, их число можно ограничить, чтобы только их можно было выбирать после включения стоматологической установки.



- Коснитесь кнопки *Профили пользователя*.
- ☞ Выбранное поле выделяется оранжевым цветом.
Количество профилей пользователя ограничивается заданным числом.

Если количество профилей пользователя ограничено единицей, в диалоге запуска кнопка *Профили пользователя* исчезнет.


4.14.4.2 Настройка управления курсором

Управление курсором можно настроить следующим образом:

- Поле 1: Управление курсором отключено
- Поле 2: Управление курсором включено, без смены диалогов
- Поле 3: Управление курсором включено, со сменой диалогов

Дополнительная информация - см. раздел „Управление курсором“ [→ 66].


- ✓ Кабельный педальный переключатель подключен к стоматологической установке, либо зарегистрирован педальный радиопереключатель - см. раздел „Настройка педального радиопереключателя на стоматологическую установку“ [→ 64].



- Коснитесь кнопки *Управление курсором*.
- ☞ Выбранное поле выделяется оранжевым цветом.

4.14.4.3 Выбор режима диалога запуска

Диалог запуска может открываться в двух режимах. В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* функции стоматологического кресла и инструментов отображаются в отдельных диалогах. В режиме *Диалог запуска EasyMode* важнейшие для лечения функции стоматологического кресла и инструментов отображаются вместе в одном диалоге. Дальнейшая информация о режимах приведена в разделе „Режимы диалога запуска“ [→ 59].



- Коснитесь кнопки *Режим диалога запуска*.

Если кнопка помечена оранжевым цветом, то отображается *Диалог запуска EasyMode*.

- Перейдите на следующую страницу диалога установок.

4.14.4.4

Включение/выключение фокусировки внутриротовой камеры педальным выключателем

Можно настроить возможность фокусировки внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+ с помощью педального переключателя:

- Поле 1: при нажатии педального выключателя выполняется переключение на статичное или прямое изображение. Фокусировка выполняется кнопкой на камере.
- Поле 2: при нажатии педального выключателя выполняется фокусировка изображения камеры. Только при нажатии на педальный выключатель до отказа выполняется переключение на статичное или прямое изображение. Фокусировка кнопкой на камере продолжает функционировать.
- Поле 3: при нажатии педального выключателя выполняется фокусировка изображения камеры и автоматически создается статичное изображение. Фокусировка кнопкой на камере продолжает функционировать.




- Коснитесь кнопки *Автофокус*.

Выбранное поле выделяется оранжевым цветом.

Учтите, что кнопка *Автофокус* в диалоге установок появляется только в том случае, если ПК включен и камера с автоматической фокусировкой сконфигурирована для работы с этой стоматологической установкой. На ПК должно быть установлено приложение SIUCOM plus / SIVISION connect актуальной версии. Подробная информация содержится в справочнике „Установка и конфигурирование SIUCOM plus / SIVISION connect“.

4.14.4.5 Привязка отсасывателя аэрозольного тумана к крестовому педальному переключателю

Возможна настройка, при которой всасываемый поток отсасывателя аэрозольного тумана может быть прерван в любом направлении и снова включен нажатием крестового педального переключателя. Эта функция не может быть использована для слюноотсоса или хирургического отсасывания. Соблюдайте правила техники безопасности - см. раздел „Отсасывающие прямые наконечники“.



- Коснитесь кнопки *Отсасыватель аэрозольного тумана*.
 - ✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, извлечённый отсасыватель аэрозольного тумана можно включить/выключить крестовым педальным переключателем.


После возврата отсасывателя аэрозольного тумана в прерванном состоянии поток отсоса после повторного извлечения снова автоматически включается.

4.14.4.6 Привязка наклона подголовника к крестовому педальному переключателю

При использовании моторизованного подголовника управление функцией ErgoMotion с помощью крестового педального переключателя можно заменить функцией наклона подголовника.



- Коснитесь кнопки *Наклон подголовника*.
 - ✎ Если кнопка выделена оранжевым цветом, нажатием на крестовой педальный переключатель влево и вправо можно отрегулировать наклон моторизованного подголовника.
- Перейдите на следующую страницу диалога установок.



4.14.4.7 Настройка функции кнопки Решетка на блоке ассистента

Кнопка *Решетка* блока ассистента управляет рентгеновским негатоскопом или, если кнопка Рентгеновский негатоскоп переключена на белое изображение на мониторе SIVISION, – белым изображением. См. „Кнопка Включение / выключение режима белого изображения на мониторе SIVISION [→ 209]“.

С помощью кнопки *Решетка* блока ассистента можно также управлять реле Звонок или Решетка, например, если отсутствуют и рентгеновский негатоскоп, и монитор SIVISION.



- Коснитесь кнопки *Рентгеновский негатоскоп*, *Звонок* или *Решётка*.
 - ✎ Выбранное поле выделяется оранжевым цветом.

4.14.4.8 Постоянная кнопка Настройка звонка/решётки в виде кнопки или переключателя



Управлять реле, присвоенными кнопкам Звонок и Решётка, можно кнопками или переключателями.



- Поле 1: Кнопка
 - Поле 2: Переключатель
- Коснитесь кнопки *Звонок* и/или *Решётка*.
 ➤ Выбранное поле выделяется оранжевым цветом.

4.14.4.9 Включение/выключение белого изображения на мониторе SIVISION

Если стоматологическая установка не имеет рентгеновского негатоскопа, однако оснащена экраном SIVISION, кнопку его можно переключить на функцию Белое изображение.



- Коснитесь кнопки *Белое изображение*.
 ➤ Если кнопка помечена оранжевым цветом, появится кнопка *Белое изображение* в *Диалоге запуска*.
 ➤ Перейдите на следующую страницу диалога установок.

4.14.4.10 Настройка примешивания чистящего средства для химической очистки отсасывающего шланга

Для очистки вакуумного аспиратора вода закачивается в бак за держателем отсасывающих шлангов и всасывается оттуда. В воду добавляется чистящее средство, если стоматологическая установка оснащена системой химической очистки отсасывающего шланга. Дальнейшая информация - см. „Очистка отсасывающих шлангов“ [→ 243].

Количество чистящего средства, добавляемого в воду при очистке отсасывающих шлангов, можно настроить. Количество зависит от используемого средства и вида обработки. Примите во внимание данные, указанные производителем чистящего средства.



- С помощью кнопок – и + настройте количество чистящего средства для химической очистки отсасывающих шлангов (от 0 до 5%).
 ➤ На сенсорном экране появится заданное значение в процентах.

4.14.4.11 Включение/выключение центрального снабжения химической очистки отсасывающих шлангов

для использования в клиниках стоматологические установки SINIUS-могут быть оснащены центральным снабжением для химической очистки отсасывающих шлангов. Для этого предназначена система CDS 60 фирмы Dürr Dental.

Чистящее средство подается от центральной станции снабжения по внутрифирменной системе труб или шлангов к стоматологическим установкам. Там оно смешивается с водой и через шланговые переходники всасывается в водяной блок.



➤ Коснитесь кнопки *Dürr CDS*.

- ✎ Если кнопка помечена оранжевым цветом, стоматологическая установка переведена на центральное снабжение химической очистки отсасывающих шлангов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Разрешается работа станции CDS 60 только с допущенным Dürr Dental и Dentsply Sirona чистящим средством, например, *Orotol plus*.

ВАЖНО

Соблюдайте также Инструкцию по монтажу и эксплуатации „CDS 60“ фирмы Dürr Dental.

4.14.4.12 Настройка температуры подогревателя стакана

Можно настроить температуру воды для стакана.




- С помощью кнопок – и + задайте температуру до которой подогреватель стакана должен нагреть воду.

4.14.4.13 Привязка подогревателя стакана к программе кресла

Можно настроить, чтобы подогреватель стакана при активации программы кресла Положение усаживания / вставания (0) автоматически отключался. При выходе кресла из положения усаживания / вставания подогреватель стакана снова включается. Таким образом пациент в минуты ожидания может пить холодную воду, что означает также экономию энергии.

- Поле 1: При выполнении программы кресла Положение усаживания / вставания (0) подогреватель стакана выключен.
- Поле 2: Подогреватель стакана остаётся включённым при любой программе кресла.



➤ Коснитесь кнопки *Подогреватель стакана*.


- ✎ Выбранное поле выделяется оранжевым цветом.

4.14.5 Конфигурация инструментов



➤ Коснитесь в диалоге установок кнопки *Инструменты*.

☞ Откроется поддиалог.



4.14.5.1 Выбор типа сохранения настроек инструментов

Настройки в диалогах инструментов возможны с помощью статических кнопок быстрого выбора (со значениями 0,09 или 2, 20, 40 либо 1, 50, 100), программируемых кнопок быстрого выбора (с изменяемыми значениями) или уровней функций (E1, E2). Дальнейшая информация приведена в гл. „Кнопки быстрого выбора и уровни функций“ [→ 96] и „Сохранение настроек инструментов“ [→ 211].

При использовании статических кнопок быстрого выбора можно, как и раньше, выбирать из двух возможностей сохранения настроек, выполненных в диалоге инструмента:

- Режим сохранения – кнопка *Сохранить* присутствует в диалогах инструментов:

После возврата инструмента настройки, выполненные в диалоге инструмента, сохраняются лишь в случае, если перед этим кнопка *Сохранить* удерживалась нажатой (> 2 с).

- Режим Авто – кнопка *Сохранить* скрыта в диалогах инструментов:

При откладывании инструмента настройки, выполненные в диалоге инструмента, всегда автоматически сохраняются.

Можно выбрать одну из следующих предустановок:

- Поле 1: Статические кнопки быстрого выбора в режиме сохранения
- Поле 2: Статические кнопки быстрого выбора в режиме Авто
- Поле 3: Уровни функций
- Поле 4: Программируемые кнопки быстрого выбора



➤ Коснитесь кнопки *Выбрать вид сохранения*.

☞ Выбранное поле выделяется оранжевым цветом.

4.14.5.2 Включение/Выключение дополнительной продувки

После отпущения педального переключателя остатки охлаждающей распыляемой воды в головке или вершукке инструмента могут быть автоматически удалены продувкой путем кратковременного включения пуллера.



- Коснитесь кнопки *Дополнительная продувка*.

Если кнопка выделена оранжевым цветом, дополнительная продувка включена.

4.14.5.3 Показать/Скрыть кнопку внешнего устройства высокочастотной хирургии


Внешние устройства высокочастотной хирургии могут вызвать помехи в стоматологической установке и мониторе SIVISION. В поддиалоге *Запуск* может активироваться кнопка *Внешнее устройство высокочастотной хирургии*. Если эта кнопка в поддиалоге отмечена оранжевым, стоматологическая установка защищена от помех, вызванных ВЧ полями.



- Коснитесь кнопки *Внешнее устройство высокочастотной терапии*.

Если кнопка отмечена оранжевым, кнопка *Внешнее устройство высокочастотной хирургии* в поддиалоге *Пуск* отображается.

Если при процедуре с внешним устройством высокочастотной терапии требуется отсасывание, то необходимо извлечь прямой отсасывающий наконечник перед блокировкой стоматологической установки. В этом случае вакуумный аспиратор остается включенным до отмены блокировки и укладывания отсасывающего наконечника.



- Перейдите на следующую страницу диалога установок.

4.14.5.4 Настройка температуры аэрозоля

Температуру аэрозоля инструментов на блоке врача, за исключением многофункционального шприца SPRAYVIT M, можно регулировать.

Температуру аэрозоля многофункционального шприца SPRAYVIT M можно регулировать отдельно - см. раздел „Включение/Отключение подсветки инструмента и настройка температуры воды“ [→ 132].



- Кнопками – и + установите температуру аэрозоля.

4.14.6 Конфигурация сетевого соединения



IP	192.168.50.50	...	DHCP	...
Subnet	(24) 255.255.255.0	...	Eth	00-10-19-00-99-22
Gateway	192.168.0.1	...	↶	
10:45:03 B				

- В диалоге настроек коснитесь кнопки *Сетевое соединение*.

Откроется поддиалог *Сетевое соединение*. В этом диалоге отображается используемая в данный момент конфигурация сети.

Для выбора конфигурации сети привлечите своих специалистов по информационным технологиям.

Конфигурирование сети подробно описано в разделе „Инструкция по монтажу SINIUS / SINIUS CS / SINIUS TS“.

4.14.7 Вызов сервисной области



Сервисная область предназначена только для сервисного техника.

ОСТОРОЖНО

Неправильные действия пользователя могут привести к сбоям в работе и возникновению опасности.

- Обратитесь к своему сервисному технику или в фирму по техническому обеспечению стоматологических практик.

5 Уход, очистка и техническое обслуживание, выполняемые сотрудниками клиники

5.1 Основы

Обработка состоит из следующих этапов:

- Очистка
- Дезинфекция
- Стерилизация, если она допускается

Рекомендует выполнять очистку как можно быстрее после применения. Предварительную очистку следует выполнять с помощью одноразовых/бумажных салфеток.

Ненадлежащие уход и очистка аппарата могут приводить к неисправностям или повреждениям. Персонал должен быть обучен правилам обращения с изделиями медицинского назначения.

5.1.1 Интервалы

С целью поддержания в исправности и безопасной эксплуатации Вашей стоматологической установки необходимо, чтобы персонал практики регулярно проводил ее уход, очистку и дезинфекцию. Это позволит минимизировать риск заражения пациента и пользователей, а также обеспечить бесперебойную работу.

Для гигиены и дезинфекции следует выполнять требования и рекомендации национальных стандартов, например, Института Роберта Коха, Американской ассоциации стоматологов, Центра контроля и предупреждения заболеваний и т.д.

ВАЖНО

Интервалы проведения ухода, очистки и дезинфекции

Указанные интервалы между проведением ухода, очистки и дезинфекции/стерилизации являются ориентировочными.

Интервалы должны соответствовать вашему режиму работы и национальным стандартам.

После каждого пациента

Очистка/Дезинфекция поверхностей [→ 219]

- Дезинфекция обивки [→ 225]
- Дезинфекция EasyTouch [→ 220]
- Уход за стоматологическими инструментами, их дезинфекция / стерилизация [→ 238]
- Очистка, дезинфекция / стерилизация компонентов ApexLocator [→ 238]
- Дезинфекция ручек [→ 221]
- Дезинфекция лотка [→ 223]

- Дезинфекция держателя стакана [→ 224]
- Уход за рабочим светильником и его очистка (см. отдельную Инструкцию по эксплуатации рабочего светильника)
- Очистка / дезинфекция плевательницы [→ 253]

Очистка золотоуловителя [→ 252]

Процедура очистки отсасывающих шлангов [→ 243]

Стерилизация / дезинфекция отсасывающих прямых наконечников [→ 248]

Промывка водопроводящих каналов (функция промывки) [→ 229]

Ежедневно

Автоматическая промывка водопроводящих каналов (функция автопромывки) [→ 232]

Промывка линий подачи воды [→ 229]

Очистка вакуумного аспиратора через очистной переходник в плевательнице или через внешний резервуар [→ 245] (только при отсутствии химической очистки отсасывающего шланга)

Очистка / термическая дезинфекция отсасывающих шлангов [→ 249]

Термическая дезинфекция держателя инструментов блока врача и ассистента и стерилизация силиконовых матов [→ 226] и [→ 227]

Еженедельно

Обработка и очистка обивки [→ 225]

Очистка нижней части рабочей поверхности крестовины спинки [→ 225]

Очистка сточных каналов [→ 254] (при наличии химической очистки отсасывающего шланга)

Замена ватного валика на шланге турбины и приемнике масла [→ 241]

Очистка педального переключателя [→ 228]

Ежемесячно и по мере необходимости

Проверка расхода на многофункциональном шприце SPRAYVIT M [→ 240]

Замена фильтров для воды и воздуха [→ 256]

Микробиологический контроль воды [→ 216]

Санация стоматологической установки в диалоговом режиме или вручную [→ 269]

Замена амальгамного ротора [→ 257] либо
опорожнение отстойника [→ 261] либо
очистка фильтрующего элемента мокрого отсоса [→ 263]

Проверка системы сигнализации амальгамоотделителя [→ 260]

Замена батареи педального радиопереключателя [→ 266]

Обзор необходимых работ приведен в разделе «План по уходу, очистке и дезинфекции для стоматологической установки SINIUS®».

5.1.2 Средства для ухода, очистки и дезинфекции

ПРИМЕЧАНИЕ

Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции.

Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona!

Постоянно обновляемый список допустимых средств можно найти в Интернете по адресу "www.sirona.com". Следовать по навигационной панели пунктов меню "*SERVICE*" / "*Technical Documentation*", чтобы перейти в онлайн-портал для получения технической документации. Портал расположен непосредственно по адресу <http://www.sirona.com/manuals>. Щелкните по пункту меню "*General documents*" и откройте документ "*Care, cleaning and disinfection agents*".

Если у вас нет возможности доступа в Интернет, обратитесь в фирму по техническому обеспечению стоматологических практик для заказа этого списка (REF 59 70 905).

5.1.3 Микробиологический контроль воды

Регулярно проводите микробиологический контроль воды из стоматологической установки, а также после простоя > 1 недели, см. также „Качество сред“ [→ 17]. Сначала контроль следует проводить каждые две недели, а затем интервалы следует изменить в соответствии с полученными результатами. Помимо лабораторных исследований можно также использовать простую функцию тестера „Total Count Tester“.

Для заказа тестера "Total Count Tester" см. раздел „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].


ВАЖНО

Срок службы тестера "Total Count Tester"




Срок службы тестера "Total Count Testers" составляет не более 1 года после получения.

Картонный кружок содержит обезвоженное питательное вещество. Оно активируется во время теста и служит питательной средой для целого ряда микроорганизмов. Число микроорганизмов позволяет сделать заключение о гигиеническом состоянии воды.

Учтите, что внутренняя поверхность резервуара и погружаемая часть не должны соприкасаться с питательной средой до культивирования.



1. Пропускайте воду через многофункциональный шприц SPRAYVIT M в плевательницу на протяжении прибл. 1 минуты.
2. С помощью многофункционального шприца SPRAYVIT M заполните резервуар холодной водой до верхней отметки.
3. Для нейтрализации дезинфицирующего средства в пробе воды добавить приблизительно 1,5 г фиксирующей соли (тиосульфата натрия). Фиксирующую соль можно купить в аптеке или в магазине бытовой химии.



4. Опустите тестер в заполненный резервуар на 30 с.

✎ Картонный кружок, содержащий питательное вещество, впитывает 1 мл воды.

5. Вытащите тестер из резервуара. Слейте лишнюю воду. Опорожните резервуар.

6. Для культивации положите тестер в резервуар либо на 2 дня при температуре в помещении 20 °C / 68 °F, либо на 24 часа при температуре 35 °C / 95 °F.

7. После этого посчитайте число микроорганизмов на поверхности тестера.

В случае если число микроорганизмов превышает 100, необходимо выполнить санацию, см. раздел "Санация" [→ 269].

5.1.4 Общие указания по обработке

Общие указания по обработке действительны для стоматологической установки, если в данной инструкции не приведено иных указаний, касающихся конкретных изделий. Необходимо соблюдать указания изготовителей дезинфицирующих средств (температура, концентрация, время действия и т.п.).

Ручная очистка

Ручную очистку можно выполнить с помощью салфетки или мягкой щетки. Если не указано иного, то для очистки поверхностей используйте тепловатую питьевую воду.

Машинная очистка

Для обозначенных соответствующим образом деталей возможна термодезинфекция при температуре до 93 °C согласно ISO 15883-1. Для этого используйте щелочное чистящее средство. Для очистки можно использовать лабораторный моечный аппарат (например, Miele G7781). Настройка моечного аппарата, а также тип и количество чистящего средства описаны в инструкции по эксплуатации соответствующего аппарата.

Ручная дезинфекция

Стоматологическую установку можно подвергать поверхностной дезинфекции методом протирания. Для дезинфекции используйте мягкую бесцветную салфетку и допущенное дезинфицирующее средство. Если в инструкции по эксплуатации не указано иного, то запрещается использовать иные методы дезинфекции (дезинфекцию распылением, погружную ванну и т.п.). При

использовании дезинфицирующего средства соблюдайте указания в инструкции по его применению (температура, концентрация, время действия и т.п.).




Машинная дезинфекция

Для обозначенных соответствующим образом деталей возможна термодезинфекция при температуре до 93 °C согласно ISO 15883-1. Для этого используйте щелочное чистящее средство. Для очистки можно использовать лабораторный моечный аппарат (например, Miele G7781). Настройка моечного аппарата, а также тип и количество чистящего средства описаны в инструкции по эксплуатации соответствующего аппарата.

Ручная сушка

При поверхностной дезинфекции методом протирания сушка не требуется, поскольку излишнее дезинфицирующее средство испаряется. Излишнюю воду из процесса очистки можно удалить мягкой тряпкой.



Стерилизация

Возможна стерилизация обозначенных соответствующим образом деталей. Dentsply Sirona рекомендует стерилизацию в паровом стерилизаторе (автоклаве) согласно ISO 13060 класса B (например: DAC PREMIUM / DAC PROFESSIONAL).

Стерилизация должна быть выполнена многократно фракционированным вакуумом (стерилизатор класса B). Параметры процесса указываются символами на соответствующем компоненте и в инструкции по его применению. Соблюдайте также инструкцию по эксплуатации стерилизатора.

5.1.5 Контроль, обслуживание и проверка

Если в данной инструкции не указано иного, регулярно проверяйте работу всех компонентов и выполняйте визуальный контроль на предмет повреждений и износа. При необходимости, заменяйте поврежденные детали.

5.2 Поверхности

5.2.1 Очистка / Дезинфекция поверхностей

Поверхности могут подвергаться поверхностной дезинфекции методом распыления и протирания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Медикаменты вступают с поверхностью аппарата в химическую реакцию.

Многие медикаменты в связи с высокой концентрацией и применяемыми активными веществами могут растворять, вытравлять, осветлять или окрашивать поверхности.

- Сразу удаляйте остатки медикаментов с аппарата с помощью бесцветной влажной ткани!

ПРИМЕЧАНИЕ

При очистке и дезинфекции в аппарат может попасть жидкость.

Это может вывести из строя электрические компоненты стоматологической установки.

- Не допускайте попадания разбрызгиваемых жидкостей в аппарат.
- В области отверстий сначала наносите жидкость на протирочную ветошь. Затем протрите аппарат ветошью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дезинфицирующие средства могут растворять краску в ветоши.

Эта краска может остаться на поверхности аппарата.

- Не следует использовать для очистки и дезинфекции аппарата окрашенную ветошь.
- Регулярно удаляйте грязь и остатки дезинфицирующего средства обычным нейтральным чистящим средством.

5.2.2 Дезинфекция EasyTouch


Для дезинфекции можно отключить сенсорный экран и постоянные кнопки блока врача, за исключением главного выключателя. Это нужно для предотвращения случайного вызова каких-либо функций.

ПРИМЕЧАНИЕ

Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции

Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona (см. Средства для ухода, очистки и дезинфекции [→ 216])!

Clean



1. Нажмите постоянную кнопку *Очистка* на блоке врача.
 - ✎ На сенсорном экране появится сообщение о том, что эта и другие постоянные кнопки отключены. Исключение составляет главный выключатель.
2. Протрите интерфейс пользователя EasyTouch для дезинфекции.
3. Удерживайте нажатой постоянную кнопку *Очистка* на блоке врача (> 3 с) или нажмите на педаль педального переключателя.
 - ✎ Сенсорный экран и постоянные кнопки будут включены.

5.2.3 Дезинфицировать ручки


ПРИМЕЧАНИЕ

Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции

Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona (см. Средства для ухода, очистки и дезинфекции [→ 216])!


Ручки на блоке врача и ассистента можно обрызгивать, протирать и подвергать термической дезинфекции. Их можно снять.

Блок врача SINIUS и SINIUS TS



1. Отверните винт А.

✚ Ручка В будет разблокирована.




2. Слегка приподнимите ручку В и вытащите ее из направляющей накладки С.

3. Повторите эти действия с противоположной ручкой.

При сборке действуйте в обратном порядке.

Блок врача SINIUS CS




1. Нажмите кнопку на конце ручки.

✚ Фиксатор откроется, и ручку можно будет снять.

2. Повторите эти действия с противоположной ручкой.

При установке ручка фиксируется самостоятельно.

Блок ассистента



- Нажмите кнопку на конце ручки.
- ✎ Фиксатор откроется, и ручку можно будет снять.

При установке ручка фиксируется самостоятельно.

5.2.4 Дезинфекция лотка

Для облегчения очистки или термической дезинфекции лоток можно снять.

ПРИМЕЧАНИЕ

Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции


Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona (см. Средства для ухода, очистки и дезинфекции [→ 216])!

⚠ ОСТОРОЖНО

Не зафиксированный лоток может выпасть из держателя.

- После установки лотка убедитесь в том, что он прочно соединен с держателем.


Лоток на консоли



1. Прочно возьмитесь за лоток.
2. Разблокируйте фиксатор, повернув рычаг вниз.
3. Снимите лоток.
4. Дайте рычагу вернуться в исходное положение.
5. Если на подносе установлен держатель стакана, снимите его, см. „Дезинфекция держателя стакана“ [→ 224].
6. Выполните термическую дезинфекцию подноса.

Для установки лотка просто введите его в крепление. Фиксатор захватывает лоток автоматически.


Лоток на блоке врача SINIUS CS и SINIUS TS



1. Прочно возьмитесь за лоток.
2. Разблокируйте фиксатор, потянув рычаг вниз.
3. Снимите лоток.
4. Дайте рычагу вернуться в исходное положение.
5. Если на подносе установлен держатель стакана, снимите его, см. „Дезинфекция держателя стакана“ [→ 224].
6. Выполните термическую дезинфекцию подноса.

Для установки лотка просто введите его в крепление. Фиксатор захватывает лоток автоматически.

5.2.5 Дезинфекция держателя стакана



Держатель стакана можно подвергать поверхностной и термодезинфекции.


Одноразовый стакан следует менять после каждого пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ

Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции

Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona (см. Средства для ухода, очистки и дезинфекции [→ 216])!

5.2.6 Дезинфекция, обработка и очистка обивки



Для ухода, очистки и дезинфекции обивки компанией Dentsply Sirona рекомендуются специальные средства для ухода, очистки и дезинфекции.

ПРИМЕЧАНИЕ

Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции

Используйте только средства для обивки, допущенные фирмой Dentsply Sirona, см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216]!

Обивку, а также опорную поверхность подголовника можно обрызгивать и протирать.

Подлокотники также можно обрызгивать и протирать рекомендованным средством для поверхностной дезинфекции. После применения протрите обивку насухо впитывающей салфеткой, чтобы на ней не оставались остатки дезинфицирующего средства.

За обивкой из искусственной кожи, в частности, светлой следует регулярно ухаживать и чистить ее (не реже 1 раза в неделю).

ПРИМЕЧАНИЕ

Средство FD 360 производства DÜP для очистки и ухода за искусственной кожей нельзя использовать для обработки хромированных поверхностей подлокотников и подголовника со сдвоенным шарниром.

Это может привести к изменению цвета.


ПРИМЕЧАНИЕ

Прилагающуюся к средству FD 360 специальную губку запрещается использовать для лаунж-обивки.

Лаунж-обивка повреждается губкой.

Совет: Обивка зубоорудственных кресел HUGO, CARL и PAUL идентична обивке стоматологического кресла. Поэтому их можно чистить аналогично - см. инструкцию по уходу за соответствующим креслом.

5.2.7 Очистка нижней части рабочей поверхности крестовины спинки



Необходимо регулярно очищать с обеих сторон нижнюю часть рабочей поверхности крестовины **A**. Это обеспечивает легкость хода спинки.

- Очистите рабочую поверхность крестовины влажной тряпкой.

5.2.8 Термическая дезинфекция держателя инструментов блока врача и стерилизация силиконового мата


Блок врача SINIUS и SINIUS TS

Для очистки или термической дезинфекции держатель инструментов может быть снят.

Съемный силиконовый коврик на блоке врача можно подвергать стерилизации.


Снятие держателя

1. Извлеките все инструменты из держателя.
2. Переведите оба рычага **A** под держателем инструментов назад.
✚ Держатель инструментов не зафиксирован.
3. Возьмитесь за держатель снизу и поднимите его заднюю часть.
✚ Держатель инструментов опрокинется вперед, и его можно будет вынуть из блока врача движением вверх.



Установка держателя

- ✓ Рычаги **A** приведены в положение «сзади».
1. Насадите элемент с выемками **B** на передней части держателя на стержни в блоке врача.
 2. Слегка вдавите держатель инструментов в блок врача.
 3. Плотнo удерживайте держатель инструментов и переведите оба рычага **A** вперед.
✚ Держатель инструментов зафиксирован в блоке врача.



Блок врача SINIUS CS


Для очистки или дезинфекции держатель инструментов может быть снят. Для дезинфекции его можно опрыскивать или протирать.

Съемный силиконовый коврик на блоке врача можно подвергать стерилизации.

Держатель инструментов закреплен на блоке врача двумя внутренними скобами на передней кромке.

Снятие держателя

1. Выньте все инструменты один за другим, чтобы они свешивались с блока врача.
2. Поднимите держатель за переднюю кромку, чтобы скобы открылись и держатель можно было снять.




Установка держателя

1. Сначала вставьте заднюю кромку держателя инструментов в паз под блоком врача, затем вдавите вперед и вниз до фиксации.
2. Возвратите инструменты в держатель. Убедитесь в том, что шланги инструментов снова находятся в направляющих роликах качающихся скоб.

Затворный шарик (в блоке врача SINIUS и SINIUS TS)

Затворный шарик, при его наличии, в свободном держателе может быть просто выдавлен снизу для очистки или термодезинфекции.



5.2.9


Термическая дезинфекция держателя инструментов блока ассистента и стерилизация силиконового мата


Для очистки или термической дезинфекции держатель инструментов может быть снят.

Съемный силиконовый коврик на блоке ассистента можно подвергать стерилизации.

Снятие держателя инструментов

1. Выньте все инструменты из держателя.
2. Отверните винты А под блоком ассистента.





3. Выньте держатель инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Держатель инструментов должен быть зафиксирован в термодезинфекторе.

Недостаточная фиксация может привести к появлению износа.


- Уложите держатель инструментов верхней стороной вверх в корзину термодезинфектора. Зафиксируйте держатель инструментов от смещения.

Установка держателя инструментов

1. Сначала установите заднюю кромку держателя инструментов в паз блока ассистента. Затем сложите держатель спереди вниз.
2. Снова туго привинтите держатель.

5.2.10

Очистка педального переключателя



Регулярная очистка педального переключателя повышает его устойчивость.

- Очистите нижнюю сторону педального переключателя влажной салфеткой (вода).

5.3 Инструменты и инструментальные шланги

5.3.1 Промывка линий подачи воды

В водопроводах, ведущих к стоматологической установке, могут размножаться микроорганизмы. Поэтому в начале работы практики для промывки питающих линий следует израсходовать большее количество воды.

- Включите круговое ополаскивание плевательницы не меньше, чем на одну минуту.

5.3.2 Промывка водопроводящих каналов (функция Промывка)

Для уменьшения количества микроорганизмов каналы водопроводящих инструментов на блоке врача, а также многофункциональный шприц SPRAYVIT M на блоке врача и ассистента можно промыть водой.


При использовании функции промывки отдельные инструменты следует извлечь и подержать над плевательницей для промывки. Если Ваша установка не оснащена плевательницей, удерживайте инструменты над водонепроницаемой емкостью с достаточным объемом. Водопроводящие каналы всех вынутых инструментов промываются одновременно. **Для промывки SPRAYVIT M нужно нажать соответствующую кнопку воды.**

Существует также возможность автоматической промывки водопроводящих каналов - см. раздел „Автоматическая промывка водопроводящих каналов (функция Автопромывка)“ [→ 232].

Подготовка

Перед промывкой водопроводящих каналов следует провести следующие приготовления.

1. Если ваша стоматологическая установка оснащена плевательницей, то активируйте круговое ополаскивание плевательницы не меньше, чем на одну минуту. Благодаря этому промываются линии подачи воды.
2. Задайте максимальный проток воды для всех инструментов, подлежащих промывке.
3. Отложите все инструменты.




Вызов диалога Промывка

- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.
- 1. В режиме *Диалог запуска, стандартный вариант*: нажмите кнопку *Поддиалог*.
В режиме *Диалог запуска EasyMode*: нажмите кнопку смены диалога *Кресло*.



- ✎ На экране появится поддиалог *Запуск*.



- 2. Коснитесь кнопки *Функция Промывка*.

- ✎ На сенсорном экране появится диалог *Промывка*.




Настройка времени промывки и запуск функции промывки

Время промывки извлечённых инструментов можно установить от 20 до 180 секунд.

- ✓ На сенсорном экране появится диалог *Промывка*.
- 1. Нажатием конопок – и + установите время промывки.
- 2. Коснитесь кнопки *Пуск*.

Помните, что изменения в процессе промывки вступают в действие лишь после следующего запуска промывки.


Сообщение об ошибке: Долить воду (только при автономном водоснабжении)



Если после запуска функции Промывка появляется сообщение *Долить воду*, значит, в баке дезинфицирующего средства водяного блока недостаточно воды для промывки водопроводящих каналов. При недостатке воды запустить функцию Промывка невозможно.

- Для этого дистиллированную воду следует смешать с обеззараживающим средством в соотношении 100:1 (1 л воды, 10 мл обеззараживающего средства) и налить в бак дезинфицирующего средства. Дополнительная информация приведена в разделе „Автономное водоснабжение“ [→ 172].
- ✎ После того, как будет долито достаточное количество воды, программа Промывка будет продолжена.

Сообщение об ошибке: Возвратить инструменты




Если после запуска функции промывки появится сообщение *Возвратить инструменты*, интерфейс пользователя определил, что не все инструменты находятся в держателях.

- Проверьте положение инструментов на тех местах, которые отмечены предупреждающим треугольником на сенсорном экране.

☞ После того, как все инструменты будут возвращены в держатель, программа промывки будет продолжена.

Промывка водопроводящих каналов



- ✓ На сенсорном экране появится сообщение *Извлечь инструменты*.


1. Извлеките инструменты, подлежащие промывке, из держателя. SINIUS CS: приведите качающуюся скобу инструмента, который нужно промыть, в рабочее положение, чтобы она зафиксировалась в нем под весом шлангов инструмента.

☞ При извлечении инструмента последний отображается на сенсорном экране в виде заполненного серого круга.

2. Держите инструменты над плевательницей или водонепроницаемой емкостью с достаточным объемом. Затем нажмите кнопку *Пуск* на блоке врача. **Для промывки SPRAYIT M нужно нажать соответствующую кнопку воды.**

☞ течение заданного времени вынутые инструменты будут промываться водой. Истекшее время промывки отображается индикатором выполнения на сенсорном экране.


По истечении времени действия функции появится сообщение *Возвратить инструменты*.



3. Вставьте инструменты обратно. Отсутствующие инструменты отмечены на сенсорном экране серым кругом.

☞ После того, как все инструменты будут возвращены, сообщение *Возвратить инструменты* исчезнет.

☞ Процесс промывки водопроводящих каналов завершен. Стоматологическая установка вновь готова к эксплуатации.



Прервать функцию Промывка

При появлении сообщения об ошибке *Возвратить инструменты* или во время промывки выполнение функции Промывка можно прервать.

- Коснитесь кнопки *Стоп* на сенсорном экране.



5.3.3 Автоматическая промывка водопроводящих трубок (функция Автопромывка)

Функция Автопромывка обеспечивает возможность автоматизации процесса промывки водопроводящих инструментов на блоке врача, многофункционального шприца SPRAYVIT M на блоке врача и ассистента, отсасывающих шлангов и наполнителя стакана для полоскания рта.

Промывка инструментов, вставленных в водяной блок, осуществляется при активировании функции Автопромывка. Если после выключения стоматологической установки инструменты остаются в водяном блоке, при следующем включении стоматологической установки автоматически запускается повторная операция промывки.

Запустите функцию Автопромывка:


- до начала работы
- в конце рабочего дня

Когда дезинфекционная установка переключена на автономное водоснабжение, функция Автопромывка не предлагается (кнопка скрыта). Существует также возможность промывки отдельных инструментов - см. раздел „Промывка водопроводящих каналов (функция Промывка)“ [→ 229].

Подготовка

Перед промывкой водопроводящих каналов следует провести следующие приготовления:

1. Если ваша стоматологическая установка оснащена плевательницей, то активируйте круговое ополаскивание плевательницы не меньше, чем на одну минуту. Благодаря этому промываются линии подачи воды.
2. Установите максимальный расход воды для всех приводов боров и аппарата для удаления зубного камня SIROSONIC TL.
3. Отложите все инструменты.
4. **Не** снимайте держатель стакана с плевательницы. Пустой стакан следует установить под наполнителем стакана.




Вызов диалога автопромывки

- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.
- 1. В режиме *Диалог запуска*, стандартный вариант: нажмите кнопку *Поддиалог*.
В режиме *Диалог запуска EasyMode*: нажмите кнопку смены диалога *Кресло*.






➤ На экране появится поддиалог *Запуск*.



2. Коснитесь кнопки *Функция автопромывки*.




➤ На сенсорном экране появится диалог *Автопромывка*.

Настройка времени промывки инструмента и запуск функции автопромывки

Время промывки вынутых инструментов можно установить от 60 до 180 секунд.

✓ На сенсорном экране появится диалог *Автопромывка*.

1. Нажатием конопок – и + установите время промывки.
2. Коснитесь кнопки *Пуск*.




Сообщение об ошибке: Возвратить инструменты

Если после запуска функции автопромывки появится сообщение *Возвратить инструменты*, интерфейс пользователя определил, что не все инструменты находятся в держателях.

- Проверьте положение инструментов на тех местах, которые отмечены предупреждающим треугольником на сенсорном экране.
- После возвращения всех инструментов в держатель программа автопромывки будет продолжена.


Подключение водопроводящих инструментов к разъему на блоке воды

На блоке воды есть разъемы для водопроводящих инструментов и отсасывающих шлангов. Благодаря им можно промывать водой все инструменты. Для этого водопроводящие инструменты следует вставить в разъемы на блоке воды.



✓ На сенсорном экране появляется сообщение *Вставить инструменты в водяной блок.*

1. Снимите муфты SPRAYVIT с корпусов клапанов, прямые и угловые наконечники с водопроводящих инструментов, а отсасывающую канюлю - с отсасывающих шлангов.



2. Если в разъемах на блоке воды еще нет переходников, вставьте их в разъемы и зафиксируйте. Со стороны блока врача переходники SPRAYVIT можно вставить только в два правых разъема направляющим ребром вверх. Со стороны ассистента следует вставить один переходник SPRAYVIT. Переходники остаются в блоке воды.

ВАЖНО

Расположение переходников

Переходники соединительных муфт инструментов маркируются следующими цветами:

Жёлтый = SPRAYVIT M, вода на правой кнопке



Оранжевый = SPRAYVIT M, вода на левой кнопке

Белый = турбина


Зелёный = мотор BL

Синий = мотор BL ISO E/C (интерфейс ISO)



Красный = аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL



3. Сторона блока врача: наденьте муфты всех водопроводящих инструментов на переходники в водяном блоке (для SPRAYVIT M: рычаг клапана вверх, стопорную кнопку вниз). Дополнительно для SINIUS CS: приведите качающиеся скобы промываемых инструментов в рабочее положение, чтобы они зафиксировались в данном положении под весом шлангов инструментов.



4. Сторона блока ассистента: здесь также следует надеть корпус клапана SPRAYVIT M на переходник в водяном блоке. Наденьте также отсасывающие шланги.



Start

ВАЖНО

Перегибание шлангов инструментов

При вставке инструментов следите за тем, чтобы шланги инструментов не перегибались.

При перегибании шлангов возникает препятствие для потока промывочной воды.


- ☞ Все водопроводящие инструменты и отсасывающие шланги вставлены в разъемы.

5. Коснитесь кнопки *Пуск* на сенсорном экране.

- ☞ Стоматологическая установка проверяет, имеется ли проток воды в инструментах. Это происходит очень быстро.


Сообщение об ошибке: Проток воды отсутствует

Если стоматологическая установка не обнаруживает протока воды в инструменте, можно попытаться восстановить его. Если это невозможно, соответствующий инструмент может быть исключён из промывки.




1. Проверьте проток воды инструментов на тех местах, которые отмечены предупреждающим треугольником на сенсорном экране. Задайте максимальный проток воды для инструментов. При этом оставьте инструменты в водяном блоке.
 - ☞ Если стоматологическая установка обнаруживает проток воды, предупреждающий треугольник исчезает. Если проток воды имеется во всех инструментах, программа Автопромывка автоматически продолжается.
2. Если вы хотите исключить соответствующие инструменты из промывки, коснитесь кнопки *Исключить инструмент*.
 - ☞ Программа Автопромывка будет продолжена. Соответствующие водопроводящие каналы не будут учитываться при промывке.


Промывка водопроводящих каналов



Извлечённые инструменты будут промываться водой в течение заданного времени автопромывки. После этого выполняется промывка наполнителя стакана и очистка отсасывающего шланга. Отображаемый на сенсорном экране индикатор выполнения относится ко всей функции автопромывки, а не к заданному времени промывки инструментов.



По истечении времени промывки и очистки отсасывающего шланга появится сообщение *Возвратить инструменты*.



Индикация в случае неполного завершения промывки

Программа Автопромывка может установить, была ли промывка полностью завершена на всех инструментах. Если во время промывки возникла ошибка, это отображается на сенсорном экране предупреждающим треугольником.

Оставить функцию Автопромывка активной для следующего рабочего дня или завершить ее

Существует две возможности продолжить работу:

- **Оставить инструменты в водяном блоке**

Функция Автопромывка остается активной, если не нажать кнопку *Стоп* или *Назад*.

Инструменты остаются в водяном блоке, и стоматологическую установку можно выключить. На следующий день, сразу после включения установки, функция Автопромывка выполняется автоматически для инструментов, оставшихся в водяном блоке, включая наполнение стакана для полоскания рта и очистку отсасывающего шланга.

После этого можно подготовить стоматологическую установку к работе.

Если в работе стоматологической установки возник длительный простой, следует ежедневно включать её на короткое время и после процедуры промывки вновь выключать. Это исключает чрезмерное размножение микроорганизмов в водопроводящих каналах. После каждой промывки опорожняйте стакан плевательницы и ставьте пустой стакан под наполнитель.

Если на выключенной стоматологической установке вынуть инструменты из блока воды или присоединить к установке новые инструменты, перед повторным включением их следует снова вставить в переходники блока воды или вернуть в держатель инструментов!



• Возвратить инструменты

Функция Автопромывка завершает работу.


- Извлеките инструменты из блока воды и возвратите их в держатели.

☞ После того, как все инструменты будут возвращены, сообщение *Возвратить инструменты* исчезнет.

- ☞ Процесс автопромывки закончен. Стоматологическая установка вновь готова к эксплуатации и может быть подготовлена для обслуживания пациентов.



Если отдельные водопроводящие инструменты не были промыты, это указывается на сенсорном экране предупреждающим треугольником.



В этом случае для завершения функции Автопромывка необходимо нажать кнопку *Назад*.

Отмена функции автопромывки

При появлении сообщения об ошибке *Возвратить инструменты*, в конце проверки протока воды или во время промывки выполнение функции Промывка можно прервать.

- Коснитесь кнопки *Стоп* на сенсорном экране.



5.3.4 Уход за стоматологическими инструментами, их дезинфекция / стерилизация

5.3.4.1 Стоматологические инструменты

В отдельной Инструкции по эксплуатации требуемые рабочие шаги описаны для следующих инструментов:


- Мотор BL
- Мотор BL ISO E/C
- Прямые и угловые наконечники в различных исполнениях
- Турбины
- Многофункциональный шприц SPRAYVIT M
- Аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL

5.3.4.2 Дезинфекция / стерилизация компонентов ApexLocator


ПРИМЕЧАНИЕ

Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции


Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona (см. Средства для ухода, очистки и дезинфекции [→ 216])!



Отсоедините электрод слизистой от соединительного провода. Металлический крючок можно подвергать стерилизации, соединительный провод – дезинфекции протиркой.




Клемму файла для ручного измерения можно стерилизовать с соединительным проводом.



Переходник апекса и его соединительный провод могут быть подвергнуты стерилизации.

ВАЖНО

Для обеспечения электропроводности между электрическими контактами не должно быть дезинфицирующего средства.



Силиконовая изолирующая оболочка представляет собой одноразовое изделие. Ее следует менять после каждого пациента. Перед использованием изолирующую силиконовую оболочку необходимо стерилизовать.


Для дополнительного заказа изолирующей силиконовой оболочки см. раздел „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].

Файлы корневого канала следует стерилизовать согласно указаниям производителя.

5.3.4.3

Дезинфекция / Стерилизация полимеризационного светильника Mini L.E.D.**ПРИМЕЧАНИЕ****Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции**


Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona (см. Средства для ухода, очистки и дезинфекции [→ 216])!



1. Удалите соединительный провод Mini L.E.D., повернув наконечник.
2. Вытяните световод наружу и снимите светозащитное устройство.
3. Стерилизуйте световод и светозащитное устройство при 134° C, 2 бар в течение 3 минут.
4. Дезинфицируйте прямой наконечник Mini L.E.D.
5. Вставьте стерилизованный световод и светозащитное устройство обратно в Mini L.E.D.
6. Снова подключите к прямому наконечнику Mini L.E.D. соединительный провод.

Кроме того, при работе с Mini L.E.D. следует соблюдать следующее:

- Для защиты глаз не работайте без противоослепляющей защиты!
- После каждого использования проверяйте световод. Следите за тем, чтобы световод всегда находился в безупречном состоянии.
- На световоде не должно иметься следов композитного материала. Немедленно удаляйте все остатки.
- В случае повреждения немедленно замените световод, т. к. его мощность в случае повреждения серьезно снижается.



5.3.4.4 Очистка/дезинфекция внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+



Внутриротовая камера SiroCam AF / AF+ своей формой учитывает гигиенические требования и поэтому не имеет труднодоступных мест. Для дезинфекции ее можно протирать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции

Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona (см. Средства для ухода, очистки и дезинфекции [→ 216])!

ПРИМЕЧАНИЕ

Окно объектива чувствительно к царапинам.

Глубокие царапины на окне объектива ухудшают качество изображения.

- Защищайте окно объектива от царапин. Дезинфицируйте его их неворсистой мягкой тканью.

5.3.4.5 Проверка расхода на многофункциональном шприце SPRAYVIT M

Если расход составляет менее 135 мл/мин, при полностью нажатой кнопке воды возникает опасность выброса слишком горячей воды.

⚠ ОСТОРОЖНО

При слишком малом расходе из SPRAYVIT M может поступать горячая вода.


Пациент может обжечься.

- Перед использованием проверяйте расход воды.
- Очищайте форсунку согласно Инструкции по эксплуатации SPRAYVIT M.

ВАЖНО

Выход воздуха при замене шланга

Если снять SPRAYVIT M со шланга инструмента при включенной стоматологической установке, в месте соединения шланга будет выходить воздух. Прежде чем менять шланг, выключите стоматологическую установку.



Чтобы исключить опасность для пациента, проводите следующее измерение.


- Заполните мерный стакан при полностью нажатой клавише воды до отметки 100 мл, измеряя при этом время наполнения.
- ⚡ Время наполнения должно составлять не более 45 секунд.

Если в течение времени заполнения, равного 45 секундам, указанное количество воды не будет достигнуто, очистите форсунку или вызовите сервисного техника для проверки стоматологической установки.

5.3.5 Замена ватного валика на шланге турбины и приемнике масла

На конце шланга турбины со стороны аппарата выходит обратный воздух, содержащий небольшое количество масла из турбины. Это масло собирается ватным валиком в поддоне для сбора кабель.

Блок врача SINIUS и SINIUS TS




1. Опустите поддон для сбора капель вниз и выньте ватный валик.
2. Установите новый ватный валик и снова сдвиньте поддон вверх.


Блок врача SINIUS CS

Ватный валик на шланге турбины


Разъемы для инструментов находятся под держателем инструментов. Держатель закреплен на блоке врача двумя внутренними скобами на передней кромке.



1. Инструменты следует убрать из держателя. Выньте все инструменты один за другим, чтобы они свешивались вперед.
2. Поднимите держатель за переднюю кромку, чтобы скобы открылись и держатель можно было снять.



3. Сдвиньте поддон для сбора капель на шланге турбины вверх и выньте ватный валик.
4. Установите новый ватный валик и снова сдвиньте поддон вниз.
5. Сначала вставьте заднюю кромку держателя инструментов в паз под блоком врача, затем вдавите вперед и вниз до фиксации.
6. Возвратите инструменты в держатель. Убедитесь в том, что шланги инструментов находятся в направляющих роликах качающихся скоб.



Приемник масла

Блок врача SINIUS CS дополнительно оснащен приемником масла. Он находится под разъемами для инструментов, и в нем собираются вытекшие жидкости.

1. Снимите держатель инструментов с блока врача в соответствии с описанием выше.
2. Вытащите приемник масла под разъемами для инструментов вперед и замените его.

Для заказа приемника масла - см. раздел „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].

5.4 Вакуумный аспиратор


5.4.1 Очистка отсасывающих шлангов

Через аспиратор ежедневно проходят содержащие микробы секреты, слюна и кровь. Поэтому из соображений гигиены после каждого пациента обязательно следует чистить использованные отсасывающие шланги, особенно, если при лечении текла кровь. При длительной процедуре очистку отсасывающего шланга следует проводить не реже чем каждые 60 минут.

Для очистки вакуумного аспиратора вода закачивается в бак за держателем отсасывающих шлангов и всасывается оттуда. В воду добавляется чистящее средство, если стоматологическая установка оснащена системой химической очистки отсасывающего шланга. Для доступа к баку чистящего средства используйте заслонку для обслуживания на основании водяного блока.

В установках стоматологической установки можно выбрать количество чистящего средства, добавляемого в воду, см. "Настройка количества чистящего средства для химической очистки отсасывающего шланга" [→ 209].

Очистка отсасывающих шлангов и вакуумного аспиратора



1. Снимите отсасывающие канюли с отсасывающих шлангов.
2. Поверните колпачок разъема отсасывающих шлангов на водяном блоке вверх.
3. Вставьте отсасывающие шланги в разъем.
4. Нажмите кнопку.
 - ☞ Смесь воды и чистящего средства (опция) будет перекачиваться в бак очистки отсасывающих шлангов и всасываться ими. После окончания очистки раздастся звуковой сигнал.

⚠ ОСТОРОЖНО

Чтобы в баке не осталось воды, прерывать очистку отсасывающих шлангов не следует.

5. После этого снова положите отсасывающие шланги в держатели блока ассистента.

⚠ ОСТОРОЖНО

Дезинфицируйте разъемы всасывающих шлангов на блоке воды после каждого пациента.

Долив чистящего средства




Если в строке состояния сенсорного экрана появится изображенное рядом сообщение, значит, чистящее средство для отсасывающих шлангов почти израсходовано. Его следует как можно быстрее долить.

ОСТОРОЖНО

Чистящее средство для вакуумного аспиратора можно спутать с обеззараживающим средством для водопроводящих каналов.

- **Не** заливаете в бак чистящего средства для химической очистки отсасывающих шлангов обеззараживающее средство! Используйте только средства для каналов всасывания, допущенные фирмой Dentsply Sirona, см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216]!



1. Откройте крышку для обслуживания на основании водяного блока. Бак чистящего средства для химической очистки отсасывающих шлангов находится слева.
2. Слегка вытяните бак из водяного блока. При этом следите за шлангопроводом.
3. Откройте замок бака и налейте чистящее средство. Объем бака чистящего средства составляет 1 л.

5.4.2 Очистка вакуумного аспиратора через чистящий переходник в плевательнице или через внешнюю емкость

Если стоматологическая установка не оснащена системой химической очистки отсасывающих шлангов (опция), то при очистке отсасывающих шлангов используется только вода. Поэтому необходимо ежедневно очищать вакуумный аспиратор через очистные переходники в плевательницу или через внешнюю емкость.

Через аспиратор проходят содержащие микробы секреты, слюна и кровь. Поэтому по гигиеническим соображениям регулярная очистка обязательна.

ПРИМЕЧАНИЕ

Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции

Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona (см. Средства для ухода, очистки и дезинфекции [→ 216])!

ПРИМЕЧАНИЕ


Бытовые чистящие средства образуют пену.

Пенистые чистящие средства приводят к всасыванию пены и воды в сухую аспирационную систему. Это может привести к повреждению аспирационного устройства.


- Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona, см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216].

5.4.2.1 Очистка вакуумного аспиратора через чистящий переходник в плевательнице

Подготовка к очистке



1. Подготовьте 1 литр раствора для очистки в отдельном сосуде по инструкциям производителя и хорошо перемешайте.
2. Извлеките золотуловитель **A**.
3. Очистите плевательницу.
4. Вставьте очистной переходник **B** до упора.
5. Снимите отсасывающие канюли с отсасывающих шлангов.



6. Наденьте вставку **C** на слюноотсос.

Проведение очистки



1. Залейте 1 литр раствора для очистки в плевательницу.
2. Извлеките отсасывающие шланги из их держателей и вставьте их максимально одновременно сбоку в очистной переходник.
 - ✦ При этом чистящий раствор на две трети отсасывается отсасывающими шлангами, одна треть поступает в слив плевательницы.
3. Оставьте чистящее средство действовать некоторое время. Соблюдайте время действия раствора для очистки по инструкциям производителя.

Вымывание чистящего средства

1. После процесса очистки налейте не менее 1 литра воды в плевательницу.
 - ✦ Вода отсасывается и не позволяет остаткам чистящего средства остаться в отсасывающих шлангах.
2. После завершения процесса отсасывания отсоедините шланги. Вложите отсасывающие шланги в их держатели.
3. Снимите очистной переходник **B** и снова вставьте золотоуловитель **A**.

Если стоматологическая установка оборудована третьим отсасывающим шлангом, повторите процесс.

Если водяной блок оборудован мокрым отсосом, необходимо ежемесячно, после очистки вакуумного аспиратора, очищать фильтрующий элемент мокрого отсоса - см. раздел „Очистка фильтрующего элемента мокрого отсоса“ [→ 263].



5.4.2.2 Очистка вакуумного аспиратора через внешнюю емкость


Если стоматологическая установка не оснащена плевательницей, то вакуумный респиратор необходимо очищать через внешнюю емкость.

1. Подготовьте 1 литр раствора для очистки в отдельном сосуде по инструкциям производителя и хорошенько перемешайте.
2. Залейте раствор для очистки в подходящую емкость.
3. Если емкость оснащена подходящими переходниками для отсасывающих шлангов, то снимите отсасывающие канюли с отсасывающих шлангов. В противном случае необходимо выполнить отсасывание раствора для очистки с надетыми отсасывающими канюлями.
4. Извлеките отсасывающие шланги из их держателей и выполните отсасывание раствора для очистки из емкости одновременно всеми отсасывающими шлангами.
5. Оставьте чистящее средство действовать некоторое время. Соблюдайте время действия раствора для очистки по инструкциям производителя.
6. После процесса очистки налейте не менее 1 литра воды в емкость. Выполните отсасывание аналогичным образом, чтобы остатки чистящего средства не остались в отсасывающих шлангах.
7. После завершения процесса уложите отсасывающие шланги в их держатели.

5.4.3 Стерилизация / дезинфекция отсасывающих прямых наконечников

Стерилизация/дезинфекция

Все части отсасывающих прямых наконечников можно стерилизовать либо подвергать термической дезинфекции.



A	Отсасывающая канюля
B	Отсасывающий прямой наконечник
C	Наконечник слюноотсоса
D	Хирургическая отсасывающая канюля
E	Вставка

Смазать отсасывающие прямые наконечники


После каждой термодезинфекции или стерилизации, а также с еженедельным интервалом следует смазывать места отделения отсасывающих прямых наконечников.

ОСТОРОЖНО

Непригодные смазки

Смазки, не являющиеся безвредными для пищевых продуктов, могут быть опасны для здоровья пациента. Резиновые материалы, например, кольцевые уплотнения, испытывают на себе агрессивное действие таких смазок.

- Запрещается использовать вазелины или подобные жиры.
- Используйте только смазки, допущенные фирмой Dentsply Sirona.



1. Снимите прямой наконечник отсасывателя аэрозольного тумана, слюноотсоса или хирургического отсасывателя с отсасывающих шлангов.
2. Разберите прямой наконечник отсасывателя аэрозольного тумана в местах сочленений.
3. Смажьте места отделения и кольцевые уплотнения наконечников.

5.4.4 Очистить и дезинфицировать всасывающие шланги

Шланги отсасывателя аэрозольного тумана и слюноотсоса, а также соединительный шланг водяного блока можно снимать для промывки проточной водой.

Между всасывающими шлангами и блоком ассистента находятся фильтрующие элементы, задерживающие твёрдые частицы. В зависимости от лечения, может возникнуть необходимость частого удаления твёрдых частиц (например, амальгамы) из сборника из-за снижения силы всасывания.

ОСТОРОЖНО

Остатки амальгамы не должны попадать в городскую канализационную сеть.

Амальгама является соединением ртути, опасным для грунтовых вод.

- Не выбрасывайте остатки амальгамы в умывальник.
- Собирайте остатки амальгамы в закрытый резервуар с водой. Утилизируйте остатки амальгамы, например, при замене амальгамного ротора, поместив остатки амальгамы прямо в амальгамный ротор, либо при опорожнении отстойника.

Наружную сторону отсасывающих шлангов можно дезинфицировать методом протирания и распыления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Припудривание отсасывающих шлангов тальком

Если в результате дезинфекции поверхность шлангов стала липкой, очистите шланги бытовым средством для мытья посуды и, при необходимости, слегка припудрите тальком.


В качестве специального оснащения предлагаются термодезинфицируемые шланги - см. раздел Термодезинфекция отсасывающих шлангов [→ 251].



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надевайте защитные перчатки при выполнении следующих видов работ.

1. Выключите стоматологическую установку главным выключателем.
2. Извлеките корпус фильтра **B** из разъёмов на блоке ассистента.
3. Отделите отсасывающие шланги от корпусов фильтров **B**.






4. Извлеките сборник **C** из отсасывающих шлангов. Соберите остатки амальгамы в закрытый резервуар с водой.
5. Снимите отсасывающие канюли и промойте отсасывающие шланги чистой водой.

Если стоматологическая установка оборудована термодезинфицируемыми отсасывающими шлангами, после очистки можно провести термодезинфекцию - см. раздел „Термическая дезинфекция отсасывающих шлангов“ [→ 251].

Сборка выполняется в обратном порядке. Перед повторным подключением отсасывающих шлангов смажьте уплотнительные кольца **A** жиром. Жиры см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216]. Следите за правильной фиксацией отсасывающих шлангов.


5.4.5 Термическая дезинфекция отсасывающих шлангов




В стандартном варианте стоматологическая установка оборудована шлангами, непригодными для термической дезинфекции. Термодезинфицируемые отсасывающие шланги можно приобрести в качестве специальных принадлежностей. Они помечены бирюзовым кольцом.

Прежде чем приступить к термической дезинфекции отсасывающих шлангов, их необходимо снять с блока ассистента и очистить фильтрующие элементы - см. раздел „Очистка отсасывающих шлангов“ [→ 249].

✓ Отсасывающие шланги сняты и очищены.



1. Снимите прямой наконечник со шланга отсасывателя аэрозольного тумана.
2. Смажьте уплотнительные кольца **A**. Жиры, см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216].
3. Наденьте концы отсасывающих шлангов наконечников на держатели шлангов. Для шланга слюноотсоса используйте вставку **B**.



4. Вставьте держатель шланга на направляющие в аппарате термодезинфекции и положите отсасывающие шланги на предусмотренную проволочную вставку (фирма Miele).
5. Выполните термодезинфекцию отсасывающих шлангов, корпуса фильтра и сборника при температуре не выше 93° C.

Дозаказ держателей шлангов для аппарата термодезинфекции фирмы Miele - см. раздел "Запасные части, расходные материалы" [→ 288].

5.5 Компоненты водяного блока

5.5.1 Очистка золотоуловителя


Золотоуловитель задерживает крупные твёрдые частицы, чтобы они не попали в плевательницу. Это позволяет реже заменять амальгамный ротор и реже опорожнять отстойник.

ОСТОРОЖНО

Остатки амальгамы не должны попадать в городскую канализационную сеть.


Амальгама является соединением ртути, опасным для грунтовых вод.

- Не выбрасывайте остатки амальгамы в умывальник.
- Собирайте остатки амальгамы в закрытый резервуар с водой. Утилизируйте остатки амальгамы, например, при замене амальгамного ротора, поместив остатки амальгамы прямо в амальгамный ротор, либо при опорожнении отстойника.



1. Возьмите золотоуловитель из слива плевательницы.
2. Извлеките остатки амальгамы из золотоуловителя. Остатки амальгамы должны утилизироваться отдельно.
3. Очистите золотоуловитель.
4. Установите золотоуловитель на место.

5.5.2 Очистка / дезинфекция плевательницы



Плевательница, держатель стакана **A** и слив стакана для полоскания рта **B** можно дезинфицировать методом протирания и распыления.

Очищать и дезинфицировать плевательницу следует специальным очистителем. Его действие распространяется также водоотводящие каналы плевательницы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Бытовые чистящие средства образуют пену.

Пенистые чистящие средства приводят к всасыванию пены и воды в сухую аспирационную систему. Это может привести к повреждению аспирационного устройства.

- Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona, см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216].


Плевательница установлена на водяном блоке с помощью штыкового затвора и допускает снятие для более качественной очистки. При этом держатель стакана **A** может остаться на месте.

⚠ ОСТОРОЖНО

Если стоматологическая установка включена, даже при снятой плевательнице возможно включение кругового ополаскивания и наполнения стакана.

Вода будет литься на пол и может попасть внутрь стоматологической установки.

- Выключите стоматологическую установку главным выключателем, прежде чем снимать плевательницу.



1. Извлеките золотоуловитель **C**.
2. Прочно держите плевательницу обеими руками. Отсоедините штыковой затвор, вращая плевательницу против часовой стрелки.

Для герметизации смыкания на штыковом затворе водяного блока установлено резиновое уплотнение. Смажьте его перед повторной установкой плевательницы. Жиры см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 254].

При обратном монтаже следите за правильной фиксацией штыкового затвора.

После фиксации верхняя сторона плевательницы должна находиться под сливом стакана для полоскания.

5.5.3 Очистка сточных каналов плевательницы

При химической очистке отсасывающих шлангов (опция) сточные каналы плевательницы не очищаются/дезинфицируются совместно. Если стоматологическая установка оснащена этой опцией, то необходимо еженедельно выполняться очистку сточных каналов плевательницы, см. „Очистка сточных каналов плевательницы“. При этом следует использовать средство для отсасывающих шлангов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции

Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona (см. Средства для ухода, очистки и дезинфекции [→ 216])!

ПРИМЕЧАНИЕ

Бытовые чистящие средства образуют пену.

Пенистые чистящие средства приводят к всасыванию пены и воды в сухую аспирационную систему. Это может привести к повреждению аспирационного устройства.

- Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona, см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216].



1. Подготовьте 1 литр раствора для очистки в отдельном сосуде по инструкциям производителя и хорошенько перемешайте.
2. Налейте раствор чистящего средства в плевательницу и оставьте на некоторое время. Соблюдайте время действия раствора для очистки по инструкциям производителя.
3. Смойте раствор чистящего средства. Залейте в плевательницу минимум 1 литр воды.

5.5.4 Доливка обеззараживающего средства

Водяной блок опционально оснащён дезинфекционной установкой. Она добавляет в воду, контактирующую с пациентом, обеззараживающее средство. Это снижает количество микроорганизмов в водопроводящих каналах. Если Вы эксплуатируете стоматологическую установку без дезинфекционной системы, следуйте указаниям в главе „Качество сред“ [→ 17].



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В воде микроорганизмы могут размножаться.

Эти микроорганизмы могут создавать опасность ущерба здоровью.


- Если стоматологическая установка оснащена дезинфекционной установкой, ее эксплуатация без обеззараживающих средств запрещена.

Desinf

10:45:03 B

Если обеззараживающее средство в резервном баке заканчивается (< 300 мл), об этом сообщит индикатор *Дезинф* в строке состояния сенсорного экрана. Однако лечение можно продолжить. Как можно быстрее долейте обеззараживающее средство.

Если сообщение *Дезинф* не появится, доливать обеззараживающее средство не требуется. Если средство доливать регулярно, стоматологическая установка определит недостаточный расход обеззараживающего средства и сообщит об ошибке. См. „Сообщения об ошибках“ [→ 284], код 14.



1. Откройте техническую крышку для обеззараживающего средства.
2. Долейте обеззараживающее средство. Объем бака составляет прибл. 1,3 л. Бак заполнен, когда на сите заливной воронки видна поверхность обеззараживающего средства.

☞ Индикатор *Дезинф* исчезнет.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обеззараживающее средство для вакуумного аспиратора можно спутать с дезинфицирующим средством для водопроводящих каналов.

- Не заливаете в бак водяного блока чистящее средство для химической очистки отсасывающих шлангов! Используйте обеззараживающее средство, см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216].

ПРИМЕЧАНИЕ

Брызги от чистого обеззараживающего средства при длительном воздействии могут вызывать изменение цвета поверхностей.

Поэтому незамедлительно вытирайте капли влажной тряпкой.

Чтобы дополнительно заказать обеззараживающее средство для водопроводящих каналов, см. раздел „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].

ПРИМЕЧАНИЕ



Допущенные средства для ухода, очистки и дезинфекции

Для дезинфекционной установки пользуйтесь только обеззараживающими средствами для водопроводящих путей, допущенных фирмой Dentsply Sirona, - см. раздел „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216]!

5.5.5 Заменить фильтр для воды и воздуха

Если замечены изменения в расходе сред, следует проверить пропускную способность фильтров для воды и воздуха. При необходимости фильтры следует заменить.

Дозаказ фильтров - см. раздел „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].



1. Выключите стоматологическую установку главным выключателем.
⚡ Подача воды и воздуха прекращена.
2. Откройте техническую заслонку **A**.
3. При открытии фильтра воды остатки воды вытекают. Поэтому положите под фильтр ветошь, хорошо впитывающую воду. Затем отверните резьбовую крышку водяного фильтра **B** и/или воздушного фильтра **C**.
4. Проверьте фильтры и, при необходимости, замените их.
5. При необходимости положите резиновое кольцо **E** снова в резьбовую крышку **B**, **C**. Затем вставьте фильтр **D**, как показано на иллюстрации.
⚡ Фильтр **D** фиксируется в резьбовой крышке **B**, **C**.
6. Снова верните резьбовую крышку(и) **B**, **C** в водяной блок.

5.5.6 Замена амальгамного ротора

В амальгамном роторе происходит отделение остатков амальгамы и других твердых частиц по принципу центрифуги.

Amalg

10:45:03 B

Если в строке состояния сенсорного экрана появится индикатор *Амальг*, амальгамный ротор практически полон и поэтому должен быть заменен в кратчайшие сроки. Если ротор полностью заполнен, дополнительно раздаётся звуковой сигнал. Защитное отключение в этом случае гарантирует, что стоматологическая установка будет снова запущена лишь после замены ротора.

Независимо от наличия или отсутствия индикатора *Амальг* амальгамный ротор следует заменять **не реже одного раза в год**.

ОСТОРОЖНО

Остатки амальгамы не должны попадать в городскую канализационную сеть.

Амальгама является соединением ртути, опасным для грунтовых вод.

- Не выбрасывайте остатки амальгамы в умывальник.
- Собирайте отатки амальгамы, например, из золотоуловителя плевательницы, в закрытый резервуар с водой. Утилизируйте остатки амальгамы при замене амальгамного ротора, поместив остатки амальгамы прямо в амальгамный ротор.

ОСТОРОЖНО

Утилизация амальгамного ротора

При оставке сменного ротора к нему прилагается упаковка для отправки заполненного амальгамного ротора.

Утилизацию роторов поручайте только сертифицированным организациям.

Очистка вакуумного аспиратора

Через амальгамный ротор ежедневно проходят содержащие микробы секреты, слюна и кровь. Поэтому перед заменой ротора следует очистить вакуумный аспиратор.

Если стоматологическая установка оснащена химической очисткой отсасывающих шлангов (опция), см. „Выполнение очистки отсасывающих шлангов“, если опция отсутствует, см. „Очистка вакуумного аспиратора через переходники в плевательницу или через внешнюю емкость“ [→ 245].


Демонтаж и утилизация амальгамного ротора




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надевайте защитные перчатки при выполнении следующих видов работ.

- ✓ Стоматологическая установка включена.



1. Откройте заслонку **A** на основании водяного блока.
 2. Отсоедините штыковой затвор, вращая нижнюю часть амальгамоотделителя **B** против часовой стрелки. Снимите нижнюю часть амальгамоотделителя вместе с находящимся в ней ротором.
- На сенсорном экране появится сообщение Амальг и раздастся звуковой сигнал.





3. Утилизируйте собранные остатки амальгамы из плевательницы и отсасывающих шлангов в амальгамном роторе - см. разделы „Очистка золотоуловителя“ [→ 252] и „Очистка и дезинфекция отсасывающих шлангов“ [→ 249]. Перелейте остатки амальгамы в амальгамный ротор.
 4. Держите нижнюю часть амальгамоотделителя вертикально. Наденьте транспортную крышку на амальгамный ротор.
- Транспортная крышка защёлкнется. При надевании выходит связующее вещество. Поэтому транспортная крышка не должна сниматься после закрытия.
5. Извлеките амальгамный ротор с транспортной крышкой из нижней части амальгамоотделителя.
 6. Уложите резервуар в специальную упаковку и отправьте его для утилизации или передайте в сертифицированную организацию.

Монтаж амальгамного ротора

Используйте только оригинальные принадлежности фирмы Dentsply Sirona. Запрещается пользоваться бывшим в употреблении или восстановленный амальгамный ротор.

Дозаказ амальгамного ротора - см. раздел "Запасные части, расходные материалы" [→ 288].



1. Смажьте кольцевое уплотнение **E** на нижней части амальгамоотделителя. Жиры см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216].
2. Установите новый амальгамный ротор **C** в нижнюю часть амальгамоотделителя **B**.
3. Держите нижнюю часть амальгамоотделителя **B** так, чтобы фиксирующие защёлки штыкового затвора стояли поперёк водяного блока. Вверните нижнюю часть амальгамоотделителя **B** по часовой стрелке в амальгамоотделитель.

ПРИМЕЧАНИЕ**Сообщение "Амальгамоотделитель"**

Если после установки амальгамного ротора на сенсорном экране сохраняется сообщение *Амальг*, и продолжает звучать сигнал, нижняя часть амальгамоотделителя встала неправильно.

4. Закройте заслонку А.
5. Для пользователей в Германии: за протоколируйте замену амальгамоотделителя в „Эксплуатационном журнале амальгамоотделителя D3181 II“.
В остальных странах: выполните протоколирование согласно местным предписаниям.

Эксплуатационный журнал амальгамоотделителя

В Германии существует установленная законом обязанность пользователя по ведению эксплуатационного журнала для амальгамоотделителя. Журнал прилагается к стоматологической установке. При ведении журнала соблюдайте описанные обязанности пользователя:

- Документируйте замену амальгамного ротора
- Ежегодно проверяйте исправность системы амальгамоотделителя
- Каждые 5 лет организуйте проверку устройства

5.5.7 Проверка системы сигнализации амальгамоотделителя

Amalg 10:45:03 B


Электронный блок управления контролирует работу амальгамоотделителя. Он распознает наличие механической блокировки или выхода приводного двигателя из строя. Неисправность сигнализируется сообщением *Амальг* на сенсорном экране, а также акустическим сигналом.

Эту систему сигнализации необходимо проверять не реже **одного раза в год**.



Свяжитесь с сервисным техником, если ошибка возникает при нормальной работе.

Для Германии: протоколируйте проверку в эксплуатационном журнале амальгамоотделителя в гл. „Проверка работы системы индикации и сигнализации“.

- ✓ Все инструменты уложены. На сенсорном экране появится Диалог запуска.



Setup



1. Удерживайте постоянную кнопку *Установки* нажатой (> 2 с).

✚ Появляется диалоговое окно *Установки*.

2. В диалоге установки удерживайте нажатой кнопку *Сервис* (> 2 с).

✚ Появляется диалог Сервис.

3. Проверьте систему сигнализации. Для этого долго удерживайте кнопку *Амальг*.

✚ Система сигнализации в порядке, если на время нажатия кнопки *Амальг* звучит сигнал.

Обратитесь к сервис-технику, если сигнал не звучит.

Нажмите кнопку *Кнопку*, чтобы выйти из диалога Сервис.

5.5.8 Опорожнение отстойника

В отстойнике наряду с другими твёрдыми частицами за счёт собственного веса осаждаются большая часть остатков амальгамы.

Регулярно опорожняйте отстойник в зависимости от характера работы, однако не реже, чем каждые 4 недели.

Отстойник имеется, если на установке нет ни амальгамоотделителя, ни мокрого отсоса.

Очистка вакуумного aspirатора

Через отстойник ежедневно проходят содержащие микробы секреты, слюна и кровь. Поэтому перед заменой отстойника следует очистить вакуумный aspirатор.


Если стоматологическая установка оснащена химической очисткой отсасывающих шлангов (опция), см. „Выполнение очистки отсасывающих шлангов“, если опция отсутствует, см. „Очистка вакуумного aspirатора через переходники в плевательницу или через внешнюю емкость“ [→ 245].

Демонтаж и опорожнение отстойника




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надевайте защитные перчатки при выполнении следующих видов работ.




1. Откройте заслонку **A** на основании водяного блока.
2. Отсоедините штыковой затвор, вращая нижнюю часть отстойника **B** против часовой стрелки.
3. Вылейте лишнюю воду из отстойника и соберите остатки амальгамы. Правильно утилизируйте их вместе с собранными остатками амальгамы из плевательницы и отсасывающих шлангов - см. разделы „Очистка золотоуловителя“ [→ 252] и „Очистка и дезинфекция отсасывающих шлангов“ [→ 249]. Поручите утилизацию сертифицированной организации.

Монтаж отстойника



1. Смажьте кольцевое уплотнение **C** на отстойнике. Жиры см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216].



2. Держите отстойник **B** так, чтобы фиксирующие защёлки штыкового затвора стояли поперёк водяного блока. Вверните отстойник **B** по часовой стрелке.
 ⚙ Отстойник защёлкнулся.
3. Закройте заслонку **A**.

5.5.9 Очистить фильтрующий элемент мокрого отсоса

При мокром отсосе сепарирующая автоматика и амальгамоотделитель либо отстойник не встраиваются в водяной блок. Сепарация воздуха и воды и отделение амальгамы происходят централизованно.

Однако чтобы крупные твёрдые частицы не могли попасть в центральный сепаратор, вакуумная магистраль оснащена водяным блоком с фильтром. При снижении силы всасывания следует очистить фильтрующий элемент.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надевайте защитные перчатки при выполнении следующих видов работ.

Очистка вакуумного аспиратора

Прежде, чем очистить фильтрующий элемент мокрого отсоса, следует очистить вакуумный аспиратор.

Если стоматологическая установка оснащена химической очисткой отсасывающих шлангов (опция), см. „Выполнение очистки отсасывающих шлангов“ [→ 243], если опция отсутствует, см. „Очистка вакуумного аспиратора через переходники в плевательницу или через внешнюю емкость“ [→ 245].

Вызов поддиалога запуска

- ✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.
- В режиме *Диалог запуска, стандартный вариант*: нажмите кнопку *Поддиалог*.
В режиме *Диалог запуска EasyMode*: нажмите кнопку смены диалога *Кресло*.



- ☞ На экране появится поддиалог *Запуск*.

Отсасывание оставшейся воды

Пока стоматологическая установка включена, по техническим соображениям в вакуумной магистрали остаётся некоторое количество воды. Чтобы очистить фильтрующий элемент, следует сначала полностью отсосать имеющуюся воду. Иначе остатки воды при открытии корпуса фильтра выльются из затвора. При выключении стоматологической установки главным выключателем происходит автоматическое отсасывание остатков воды.



- Коснитесь кнопки *Отсосать оставшуюся воду*.
 - ✎ Пока кнопка мигает оранжевым цветом, происходит отсасывание воды из водяного блока. Чавкающий звук свидетельствует о том, что водяной блок полностью опорожнён. Если кнопка снова стала серой, процесс отсасывания завершён.



Вынуть и очистить фильтрующий элемент

ПРИМЕЧАНИЕ


Круговое ополаскивание и наполнение стакана не может быть включено при открытом корпусе фильтра.

Если корпус фильтра открыт, то выливается вода.

- Не включайте круговое ополаскивание и наполнение стакана, пока открыт корпус фильтра.



- ✓ Вода полностью отсосана из водяного блока.
- 1. Откройте заслонку **A** на основании водяного блока.
- 2. Отсоедините штыковой затвор фильтрующего элемента **B**. Вращая против часовой стрелки, вывинтите его из корпуса фильтра мокрого отсоса.
- 3. Правильно утилизируйте остатки амальгамы из фильтрующего элемента вместе с собранными остатками амальгамы из плевательницы и отсасывающих шлангов. Затем очистите фильтрующий элемент под струей воды в умывальнике (не в плевательнице!).
- 4. Смажьте кольцевое уплотнение **C** фильтрующего элемента. Жиры см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 216].



5. Снова вставьте фильтрующий элемент в корпус фильтра. Вверните фильтрующий элемент **В** по часовой стрелке.

6. Закройте заслонку **А**.

☛ Стоматологическая установка вновь готова к эксплуатации.

5.6 Педальный переключатель и клеммная коробка

5.6.1 Замена батареи педального радиопереключателя



10:45:03 В

Педальный радиопереключатель получает питание от батареи. Система определяет снижение заряда батареи и сообщает пользователю. Замена батареи может выполнить сам пользователь.


Тип батареи - см. раздел „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].

- Выключите стоматологическую установку главным выключателем перед заменой батареи. Это нужно для предотвращения случайного вызова каких-либо функций.

В старых педальных радиопереключателях для замены батареи необходимо отвинтить корпус. Новые модели оснащены специальным отсеком для батареи.

Демонтаж и замена батареи (без отсека для батареи)

Для замены батареи необходимо открыть корпус педального радиопереключателя. Чтобы не допустить повреждений печатной платы из-за электростатического разряда, перед открытием коснитесь заземлённой металлической конструкции.



1. Выверните винты **A** на нижней стороне педального переключателя.
2. Снимите переключающий элемент **C** с педального переключателя.
3. Извлеките батарею за язычок **B** из батарейного отсека и замените её на новую. При установке соблюдайте полярность (отрицательный полюс - к пружине). Язычок **B** должен снова оказаться под батареей.
4. После установки батареи обратите внимание на мигание светодиода, см. "Проверка состояния батареи" (через один раздел).
5. Для сборки педального переключателя установите переключающий элемент **C** на педальный переключатель.
6. Вверните винты **A** на нижней стороне педального переключателя.


ВАЖНО

Повторный ввод в работу педального радиопереключателя

Включите стоматологическую установку после замены батареи и проверьте исправность педального переключателя.

После замены батареи повторной регистрации педального переключателя на стоматологической установке **не требуется**.

Замена батареи (с батарейным отсеком)



1. Если регулируемые ножки **D** плотно прилегают к крышке батареи **E**, сдвинуть ее немного наружу.
2. Открыть крышку батареи **E**.
3. Извлеките батарею за язычок **B** из батарейного отсека и замените её на новую. При установке соблюдайте полярность (отрицательный полюс - к пружине). Язычок **B** должен снова оказаться под батареей.
4. После установки батареи обратите внимание на мигание светодиода, см. "Проверка состояния батареи" (следующий раздел).
5. Закрыть крышку батареи **E**.


ВАЖНО

Повторный ввод в работу педального радиопереключателя

Включите стоматологическую установку после замены батареи и проверьте исправность педального переключателя.

После замены батареи повторной регистрации педального переключателя на стоматологической установке **не требуется**.

Проверка состояния батареи



Зелёный светодиод **F** на переключающем элементе отображает состояние батареи.

- Если светодиод горит после установки примерно 10 с – батарея в порядке
- Если светодиод мигает после установки – заряд батареи мал, заменить
- Светодиод не горит – батарея разряжена, заменить

Утилизация батареи


По соображениям защиты окружающей среды запрещено выбрасывать батареи вместе с бытовым мусором. Соблюдайте национальные нормы утилизации батарей!



5.6.2 Замена предохранителя разъёма для сторонних устройств

Приборная розетка находится под напряжением даже при выключенном выключателе питания. Однако предохранитель можно заменить.

Дозаказ предохранителя - см. раздел „Запасные части, расходные материалы“ [→ 288].



✓ Приборная розетка не выдаёт напряжение.

1. Извлеките вилку подключённого устройства из приборной розетки.

2. Выверните предохранительную втулку отвёрткой.

3. Замените предохранитель (Т 6,3 А, 250 В~) и снова вверните предохранительную втулку.

4. Снова подключите внешнее устройство к приборной розетке.

⚠ Если и в этом случае приборная розетка не выдаёт напряжения, обратитесь к производителю подключаемого устройства или к авторизованному дилеру.

5.7 Санация

Санация позволяет подавлять размножение микроорганизмов в водопроводящих трубках.

Если дезинфицирующая система настроена для работы от местного водоснабжения, санацию следует провести с диалогом санации, см. „Санация стоматологической установки в диалоговом режиме“ [→ 269].

При работе с автономным водоснабжением санацию можно выполнять только вручную, см. раздел „Санация стоматологической установки вручную“ [→ 277]. В этом режиме диалог *Санация* будет недоступен.

Дополнительная информация приведена в разделе „Автономное водоснабжение“ [→ 172].

5.7.1 Санация стоматологической установки в диалоговом режиме

При эксплуатации с подключением к сети местного водоснабжения (автономное водоснабжение отключено) следует проводить санацию в диалоговом режиме:

- регулярно каждые 4 недели
В строке состояния сенсорного экрана появится сообщение *Дни до следующей санации*. Оно появится лишь за три дня до срока санации (3d = 3 дня до санации).
- после длительных перерывов в работе (более одной недели);
- если количество микроорганизмов превысило 100 на миллилитр - см. раздел „Микробиологический контроль воды“ [→ 216].
- после перехода с автономного водоснабжения на режим с местным водоснабжением и обеззараживающим средством

Санация в диалоговом режиме делится на несколько этапов и длится не менее 24 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается проводить санацию дополнительных устройств на разъёме для сторонних устройств вместе со стоматологической установкой.


Возможно повреждение дополнительных устройств. Остатки обеззараживающего средства могут остаться в дополнительных устройствах.

- Перед санацией отсоедините дополнительные устройства от стоматологической установки.

Подготовка

Перед санацией следует провести следующие приготовления.

1. Если ваша стоматологическая установка оснащена плевательницей, то активируйте круговое ополаскивание плевательницы не меньше, чем на одну минуту. Благодаря этому промываются линии подачи воды.



2. Установите максимальный расход воды для всех приводов боров и аппарата для удаления зубного камня SIROSONIC TL.
3. Отложите все инструменты и отсасывающие шланги.
4. **Не** снимайте держатель стакана с плевательницы. Установите пустой стакан ёмкость ≥ 200 мл под наполнитель, чтобы предотвратить изменение окраски из-за воздействия обеззараживающего средства.

Вызов диалога "Санация" через сенсорный экран

✓ На сенсорном экране появится *Диалог запуска*.

1. В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант*: нажмите кнопку *Поддиалог*.
В режиме *Диалог запуска EasyMode*: нажмите кнопку смены диалога *Кресло*.


☞ На экране появится поддиалог *Запуск*.



2. Коснитесь кнопки *San*.

☞ На сенсорном экране появится диалог *Санация*.

Символы от 1 до 6 означают отдельные этапы санации, как описано ниже. Текущий этап санации помечается оранжевым прямоугольником.



Объяснение символов

В качестве вспомогательного средства и для поддержки на случай ошибки состояние отдельных инструментов отображается на сенсорном экране в виде символов. Они имеют следующее значение:

- пустой серый круг
инструмент не пригоден для санации
- заполненный серый круг
инструмент не проходил санацию
- заполненный оранжевый круг
инструмент прошёл санацию
- перечёркнутый, заполненный серый круг
инструмент исключён из санации, после неудачной проверки





протока или если инструмент был возвращён в период действия раствора

- предупреждающий треугольник
проверить инструмент или наполнитель стакана

Верхний ряд символов показывает положения инструментов в блоке врача, нижний ряд - положения в блоке ассистента.


Запустить санацию

- Коснитесь кнопки *Пуск*.
☞ Запускается процесс санации.



Сообщение об ошибке: Долить обеззараживающее средство


Если после запуска санации появляется сообщение *Дезинф*, обеззараживающего средства в резервном баке водяного блока недостаточно для санации стоматологической установки. Санация не может начаться при дефиците обеззараживающего средства - см. раздел „Долить обеззараживающее средство“ [→ 255].



Сообщение об ошибке: Возвратить инструменты в держатель инструментов

Если после запуска санации появится сообщение *Возвратить инструменты*, стоматологическая установка определила, что не все инструменты находятся в держателях.

- Проверьте положение инструментов на тех местах, которые отмечены предупреждающим треугольником на сенсорном экране.
☞ После возврата всех инструментов этап санации 1 начинается автоматически.








Этап санации 1 – подключение инструментов и отсасывающих шлангов к разъему на водяном блоке

На блоке воды есть разъем для водопроводящих инструментов и отсасывающих шлангов. С его помощью все инструменты и отсасывающие шланги можно обработать saniрующим раствором высокой концентрации, а затем промыть водой. Для этого инструменты и отсасывающие шланги, которые можно подвергать санации, следует вставить в разъемы на блоке воды.

- ✓ Этап санации 1 отмечен на сенсорном экране.
- ✓ На сенсорном экране появляется сообщение *Вставить инструменты в водяной блок*.

1. Снимите муфты SPRAYVIT с корпусов клапанов, прямые и угловые наконечники с инструментов, пригодных для санации, а отсасывающую канюлю - с отсасывающих шлангов.





2. Если в разъемах на блоке воды еще нет переходников, вставьте их в разъемы и зафиксируйте. Со стороны блока врача переходники SPRAYVIT можно вставить только в два правых разъема направляющим ребром вверх. Со стороны ассистента следует вставить один переходник SPRAYVIT. Переходники остаются в блоке воды.

ВАЖНО

Расположение переходников

Переходники соединительных муфт инструментов маркируются следующими цветами:

Жёлтый = SPRAYVIT M, вода на правой кнопке

Оранжевый = SPRAYVIT M, вода на левой кнопке


Белый = турбина

Зелёный = мотор BL



Синий = мотор BL ISO E/C (интерфейс ISO)

Красный = аппарат для удаления зубного камня SIROSONIC TL

3. Сторона блока врача: наденьте муфты всех водопроводящих инструментов на переходники в водяном блоке (для SPRAYVIT M: рычаг клапана вверх, стопорную кнопку вниз). Дополнительно для SINIUS CS: приведите качающиеся скобы промываемых инструментов в рабочее положение, чтобы они зафиксировались в данном положении под весом шлангов инструментов.
4. Сторона блока ассистента: здесь также следует надеть корпус клапана SPRAYVIT M на переходник в водяном блоке. Наденьте также отсасывающие шланги.



Start



ВАЖНО

Перегибание шлангов инструментов

При вставке инструментов следите за тем, чтобы шланги инструментов не перегибались.

При перегибании шлангов возникает препятствие для потока промывочной воды.

- Разъем для водопроводящих инструментов и отсасывающих шлангов полностью занят.

5. Коснитесь кнопки *Пуск* на сенсорном экране.

Санация может быть запущена только в том случае, если как минимум один инструмент извлечен из держателя.

Этап санации 2 – проверка протока воды

Стоматологическая установка проверяет, имеется ли проток воды в инструментах.

- ✓ Этап санации 2 отмечен на сенсорном экране.

- Подождите, пока проверяется проток воды.

- ✎ Если проток воды обнаружен, стоматологическая установка переходит к этапу санации 3.

Сообщение об ошибке: Проток воды отсутствует

Если стоматологическая установка не обнаруживает протока воды в одном из инструментов или в наполнителе стакана, можно попытаться восстановить его. Если это невозможно, соответствующий инструмент может быть исключён из санации.

1. Проверьте проток воды инструментов на тех местах, которые отмечены предупреждающим треугольником на сенсорном экране. Задайте максимальный проток воды для инструментов. При этом оставьте инструменты в водяном блоке.


- ✎ Если стоматологическая установка обнаруживает проток воды, предупреждающий треугольник исчезает. Если проток воды обнаружен во всех инструментах, санация автоматически переходит к этапу санации 3.

2. Если вы хотите исключить соответствующие инструменты из санации, коснитесь кнопки *Исключить инструмент*.

- ✎ Стоматологическая установка переходит к этапу санации 3. Соответствующие водопроводящие каналы не будут учитываться при промывке.

Если проток воды в наполнителе стакана восстановить не удастся, санация невозможна. Исключить наполнитель стакана из санации нельзя.

Этап 3 санации – подать обеззараживающее средство в водопроводящие каналы




Вода перекачивается из бака в водяном блоке через трубку для наполнения стакана. После этого водяной бак автоматически заполняется чистым обеззараживающим средством. Затем все шланги инструментов, шланги SPRAYVIT и трубка наполнения стакана промываются обеззараживающим средством. Отсасывающие шланги очищаются.

ПРИМЕЧАНИЕ

Брызги от чистого обеззараживающего средства при длительном воздействии могут вызывать изменение цвета поверхностей.


Поэтому незамедлительно вытирайте капли влажной тряпкой.

Этап санации 4 – оставление для дезинфекции на 24 часа



Чтобы эффективно уничтожить микроорганизмы, обеззараживающее средство должно действовать не менее 24 часов, однако не более 3 дней (максимальное время санации).

- ✓ Этап санации 4 отмечен на сенсорном экране.
 - ✓ На сенсорном экране стоматологической установки рядом с полем «Этап санации 4» отображается оставшееся время действия раствора, исходя из стандартной продолжительности 24 часа.
 - ✓ Стоматологическая установка автоматически переключается в режим ожидания.
1. Оставьте все инструменты в водяном блоке без изменений.
 2. Стоматологическая установка должна оставаться выключенной не менее 24 часов, однако не более 3 дней (максимальное время санации). При необходимости можно дополнительно отключить сетевой выключатель на основании кресла стоматологической установки.



ВАЖНО


Блокировка подачи воды и воздуха

При включении стоматологической установки вновь через 24 часа процесс санации автоматически продолжается с этапа 5. Если при этом заблокирована подача воды и воздуха, то обеззараживающее средство не может быть вымыто из водопроводящих каналов.

По истечении 24 часов включайте стоматологическую установку лишь после того, как будет открыта подача воды и воздуха.

3. Опорожните стакан плевательницы и поставьте пустой стакан под наполнитель.
4. Снова включите стоматологическую установку не ранее, чем через 24 часа, но не позднее, чем через 3 суток санации.


Сообщение об ошибке: Вставить инструменты в водяной блок



Если во время действия раствора один из инструментов случайно был возвращён в держатель, после включения стоматологической установки на сенсорном экране появится сообщение *Вставить инструменты в водяной блок*. Несмотря на это, санация будет доведена до конца.


1. Извлеките случайно возвращённый инструмент из держателя и вставьте его вновь в водяной блок, чтобы довести до конца его промывку раствором на этапе санации 5.
2. Если Вы хотите исключить определенные инструменты из санации, коснитесь кнопки *Исключить инструмент*.
 ➤ Исключённые инструменты не промываются на этапе санации 5.

Этап санации 5 – промывка водопроводящих каналов водой



Обеззараживающее средство вымывается водой из шлангов SPRAYVIT, шлангов инструментов и наполнителя стакана. Этот процесс длится несколько минут.


Этап санации 6 – возвращение инструментов в держатели



После промывки водопроводящих каналов инструменты и отсасывающие шланги можно вынуть из разъема на водяном блоке и вернуть обратно в держатели инструментов.

- ✓ На сенсорном экране появится сообщение *Уложить инструменты*.
- Наденьте муфты SPRAYVIT, прямые и угловые наконечники и отсасывающие канюли обратно на инструменты или отсасывающие шланги. Возвратите все инструменты и отсасывающие шланги обратно в держатели.
- Санация завершена. Стоматологическая установка вновь готова к эксплуатации.

Индикация в случае неполного завершения санации



Программа санации может установить, была ли санация полностью завершена на всех инструментах и наполнителе стакана. Если во время санации возникла ошибка, это отображается на сенсорном экране:


- перечеркнутый, заполненный серый круг: инструмент был исключен из санации, прежде чем он был залит обеззараживающим средством
- оранжевый круг с предупреждающим треугольником: инструмент или наполнитель стакана не были (достаточно) промыты, в водопроводящих каналах все еще находится обеззараживающее средство

- В последнем случае промойте вручную соответствующие инструменты и при необходимости наполнитель стакана после санации.

Прерывание процесса санации

Санацию можно прервать на нескольких этапах, например, когда до истечения 24 часов срочно требуется включение стоматологической установки. Возможность прерывания санации отображается кнопкой *Стоп*.

- ✓ Санация начата.
- Коснитесь кнопки *Стоп* на сенсорном экране.
 - ☞ Процесс санации прерывается. Если водопроводящие каналы еще не были обработаны обеззараживающим средством (до этапа санации 3), стоматологическая установка продолжает санацию непосредственно с этапа 6. Если процесс санации прерывается во время действия раствора, все водопроводящие каналы сначала промываются водой (этап санации 5).



5.7.2 Вывод протокола санации

Процессы санации в диалоговом режиме со временем действия не менее 24 часов протоколируются стоматологической установкой. Протоколы можно вывести на сенсорный экран.

- ✓ На сенсорном экране отображается *Диалог санации*.
- Для вывода протокола нажмите на клавишу *Протокол санации*.
- ☞ На экране появится протокол санации.



AE		ASE	
1	2	3	4
2	+	+	-
3	+	+	-
4	+	+	-
5	+	+	-
6	+	+	-
7	+	+	-
06.02.2010 00:12		07.02.2010 17:01	
08.02.2010 09:27		09.02.2010 01:54	
10.02.2010 18:43		11.02.2010 11:05	
↑		↓	
↶		↷	

10:45:03 B

Протокол санации содержит следующую информацию:

Столбец	Индикация
1	порядковый номер
2	Состояние saniрованных инструментов в блоке врача, держатель 1 - 5
3	Состояние saniрованных инструментов в блоке ассистента, держатель 1 - 4
4	Дата санации
5	Время

Состояние в столбцах 3 и 4 может быть следующим:

- + = успешная санация
- = санация выполнена не полностью (например, прервана)

5.7.3 Санация стоматологической установки вручную

ВАЖНО

Описанный ниже процесс санации вручную допускается только в случае эксплуатации стоматологической установки с автономным водоснабжением.

Если дезинфицирующая система настроена для работы от местного водоснабжения, санацию следует провести с диалогом *Санация*, см. „Санация стоматологической установки в диалоговом режиме“ [→ 269].

При работе с автономным водоснабжением санацию следует выполнять вручную:

- если автономное водоснабжение в исключительных случаях продолжается более 28 дней;
- после длительных перерывов в работе (более одной недели)
- если количество микроорганизмов превысило 100 на миллилитр - см. раздел „Микробиологический контроль воды“ [→ 216].

Санация вручную не документируется в протоколе санации, см. раздел „Показать протокол санации“ [→ 276].

Санация длится не менее 24 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается проводить санацию дополнительных устройств на разъёме для сторонних устройств вместе со стоматологической установкой.


Возможно повреждение дополнительных устройств. Остатки обеззараживающего средства могут остаться в дополнительных устройствах.

- Перед санацией отсоедините дополнительные устройства от стоматологической установки.

Подготовка



Перед санацией следует провести следующие приготовления.

1. Если ваша стоматологическая установка оснащена плевательницей, то активируйте круговое ополаскивание плевательницы не меньше, чем на одну минуту. Благодаря этому промываются линии подачи воды.
2. Установите максимальный расход воды для всех приводов боров и аппарата для удаления зубного камня SIROSONIC TL.
3. Отложите все инструменты и отсасывающие шланги.
4. **Не** снимайте держатель стакана с плевательницы. Установите пустой стакан ёмкостью ≥ 200 мл под наполнитель, чтобы предотвратить изменение окраски из-за воздействия обеззараживающего средства.



Опорожнение бака дезинфицирующего средства и смесительного бака

Перед санацией вручную следует опорожнить бак дезинфицирующего средства и смесительный бак через SPRAYVIT.



1. Снимите SPRAYVIT на блоке врача с держателя инструментов. Снимите втулку SPRAYVIT с корпуса клапана и вставьте корпус клапана в адаптер водяного блока (в SPRAYVIT M: рычагом вентиля вверх, стопорной кнопкой вниз).
Дополнительно в SINIUS CS: переместите качающуюся скобу SPRAYVIT в рабочее положение, чтобы под действием веса шланга инструмента она оставалась в этом положении.


2. Подождите, пока из SPRAYVIT не перестанет вытекать вода. Это может занять до 12 минут. Несколько раз коснитесь кнопки для наполнения стакана, чтобы ускорить процесс.

В строке состояния сенсорного экрана появится предупреждающий треугольник. После касания предупреждающего треугольника отображается код ошибки 10 („Проток воды на SPRAYVIT M блока врача слишком мал“). Сообщение подтверждает, что бак дезинфицирующего средства и смесительный бак пусты.

3. Выключите стоматологическую установку в интерфейсе пользователя и верните корпус клапана SPRAYVIT в держатель инструментов.


Подача обеззараживающего средства в водопроводящие каналы

Водопроводящие каналы шлангов инструментов, шлангов SPRAYVIT и наполнитель стакана заполняются обеззараживающим средством.



1. Налейте около 0,6 л обеззараживающего средства в бак дезинфицирующего средства.

2. Включите стоматологическую установку в интерфейсе пользователя и подождите ок. 3 минут, пока стоматологическая установка не будет готова к работе.



3. Последовательно вынимайте инструменты из держателя и держите их над плевательницей или над водонепроницаемой емкостью с достаточным объемом. Активируйте каждый инструмент примерно на 15 секунд. После этого верните инструменты в держатель инструментов. Дополнительно в SINIUS CS: переместите качающиеся скобы инструментов в рабочее положение.
4. Опорожните стакан плевательницы и поставьте пустой стакан под наполнитель.
5. Два раза коснитесь кнопки для наполнения стакана.

ПРИМЕЧАНИЕ

Брызги от чистого обеззараживающего средства при длительном воздействии могут вызывать изменение цвета поверхностей.

Поэтому незамедлительно вытирайте капли влажной тряпкой.

Оставить действовать 24 часа


Чтобы эффективно уничтожить микроорганизмы, обеззараживающее средство должно действовать не менее 24 часов, однако не более 3 дней (максимальное время санации).


1. Выключите стоматологическую установку в интерфейсе пользователя, а не выключателем питания на основании кресла. Стоматологическая установка должна оставаться выключенной не менее 24 часов, однако не более 3 дней (максимальное время санации).
2. По истечении этого времени снова включите стоматологическую установку.

Промывка обеззараживающего средства из смесительного бака

По истечении времени действия остатки обеззараживающего средства в смесительном баке следует удалить промывкой через SPRAYVIT.

1. Установите корпус клапана SPRAYVIT на блоке врача в переходник водяного блока, как описано ранее. Подождите, пока из SPRAYVIT не перестанет вытекать вода.






В строке состояния сенсорного экрана появится предупреждающий треугольник с кодом ошибки 10 („Расход на SPRAYVIT М блока врача слишком мал“). Остатки обеззараживающего средства удаляются промывкой.

2. Извлеките корпус клапана SPRAYVIT из водяного блока и установите муфту SPRAYVIT обратно. Установите SPRAYVIT обратно в держатель инструментов.

Промыть водопроводящие каналы водой

Обеззараживающее средство вымывается водой из шлангов инструментов, шлангов SPRAYVIT и наполнителя стакана.



1. Для этого дистиллированную воду следует смешать с обеззараживающим средством в соотношении 100:1 (1 л воды, 10 мл обеззараживающего средства) и налить в бак дезинфицирующего средства. Затем подождите ок. 2 минут.
 2. Держите инструменты над плевательницей или над водонепроницаемой емкостью с достаточным объемом и тщательно промойте все инструменты в течение ок. 30 секунд.
 3. Опорожните стакан плевательницы и поставьте пустой стакан под наполнитель.
 4. 3 раза активируйте наполнитель стакана.
- Санация вручную закончена. Стоматологическая установка вновь готова к эксплуатации.

Процедура очистки отсасывающих шлангов

После санации вручную необходимо также провести очистку отсасывающих шлангов.

- Если стоматологическая установка оснащена опцией химической очистки, см. раздел „Очистка отсасывающих шлангов“ [→ 243].
- Если стоматологическая установка не имеет опции химической очистки, см. раздел „Очистка вакуумного аспиратора с помощью очистного переходника в плевательнице или через внешнюю емкость“ [→ 245].

5.7.4 Удаление биопленки сервис-техником

Если, несмотря на регулярно выполняемую санацию водопроводящих трубок и/или регулярные циклы промывки/автопромывки микробиологический контроль воды из стоматологической установки не соответствует требованиям, то требуется удаление биопленки специальными химикатами.

Удаление биопленки следует выполнить, если количество микроорганизмов значительно превышает 100 колониеобразующих единиц на миллилитр.


Удаление биопленки разрешается выполнять только специально обученному сервисному технику. В этом случае обратитесь в фирму по техническому обеспечению стоматологических практик.

Но перед поручением удаления биопленки убедитесь в том, что причина повышенного количества микроорганизмов не заключается в поступающей воде.

6 Обслуживание сервисным техником

6.1 Осмотр и техническое обслуживание

Для обеспечения надежной и безопасной работы стоматологической установки и для предотвращения поломок, вызываемых износом, установка должна **ежегодно** проходить осмотр и техническое обслуживание. Это выполняется авторизованным техником фирмы по техническому обеспечению стоматологических практик.



10:45:03 B

Если до следующего технического обслуживания остается менее 42 дней, после включения в строке состояния сенсорного экрана появляется символ отвертки. При этом ведется обратный отсчет дней до срока технического обслуживания (например, 13 d = 13 дней). Не откладывая на будущее, установите контакт с фирмой по техническому обеспечению стоматологических практик и согласуйте срок.

Выполняемые рабочие шаги, а также заменяемые детали указаны в документе "Протокол технического обслуживания".

Проведение осмотра и технического обслуживания дополнительно заносится техником в «Журнал обслуживания».

6.2 Контроль безопасности эксплуатации

Медицинское оборудование сконструировано таким образом, что первая ошибка не ведет к опасности для пациента, пользователя или иных лиц. Поэтому важно обнаружить такие ошибки до возникновения второй, которая может привести к опасности.

Поэтому необходимо **каждые 2 года** выполнять контроль безопасности эксплуатации, при котором, в частности, могут быть найдены неисправности в электрической системе (например, поврежденная изоляция). Это выполняется авторизованным техником фирмы по техническому обеспечению стоматологических практик вместе с работами, описанными в разделе „Осмотр и техническое обслуживание“ [→ 282].

Контроль безопасности эксплуатации должен также проводиться и документироваться при первом вводе в эксплуатацию, после расширения (переоснащения) стоматологической установки и после ремонтных работ, которые могут отрицательно сказаться на электрической безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стоматологическую установку разрешается эксплуатировать только в том случае, если она прошла контроль безопасности эксплуатации!

При этом проводится визуальный контроль, измерение соединений защитных проводов и эквивалентных токов утечки.

Проводимые осмотры и измерения указаны в "Журнале технического обслуживания". Измеренные величины должны быть занесены в него техником.

6.3 Журнал технического обслуживания


Храните журнал технического обслуживания рядом со стоматологической установкой.

В журнале технического обслуживания техником документируются все работы по осмотру и обслуживанию и контроль безопасности.

Мы рекомендуем пользователю вести главу "Сообщения государственным организациям/изготовителю" независимо от требований законодательства.

7 Неисправности

7.1 Сообщения об ошибках



Неисправности стоматологической установки, выявить которые пользователь не в состоянии, однако которые требуют срочного устранения, отображаются на сенсорном экране. имеется неисправность, в строке состояния на сенсорном экране появляется предупреждающий треугольник **A**.

- Коснитесь предупреждающего треугольника **A** в строке состояния сенсорного экрана.
- ☞ Появится код(ы) ошибки.

Коды ошибок имеют следующее значение:

Код	Ошибка	Описание	Мероприятие
10	Расход на SPRAYVIT M на блоке врача слишком мал	Расход воды ниже минимального предела. Чтобы не допустить ожогов из-за перегрева воды, нагреватели SPRAYVIT M прекращают нагреваться.	Очистите выходную форсунку SPRAYVIT, см. „Инструкцию по эксплуатации“ SPRAYVIT M“ и проведите испытание на расход, см. раздел „Проверка расхода multifunctional шприца SPRAYVIT M“ [→ 240].
11	Расход на SPRAYVIT M на блоке ассистента слишком мал		
12	Тепловой предохранитель стакана для полоскания рта неисправен	Тепловой предохранитель сработал из-за перегрева. Вода в наполнителе стакана больше не нагревается.	Сообщите своему сервисному технику.
13	Батарея педального радиопереключателя разряжена	При полном разряде батареи эксплуатация стоматологической установки невозможна.	См. раздел „Замена батареи педального радиопереключателя“ [→ 266].
14	Слишком низкий расход обеззараживающего средства	Бак дезинфицирующего средства после последней заливки не был израсходован несмотря на проведение большого числа циклов дезинфекции.	Сообщите своему сервисному технику
15	Слишком малое поступление воды	Превышено максимальное время наполнения для смесительного бака.	Замените водяной фильтр - см. раздел „Замена водяного и воздушного фильтров“ [→ 256]. Проверьте, имеется ли давление в водопроводе питьевой воды.
17	Аварийный режим насоса	Сбой функций датчиков насоса в водяном блоке.	Сообщите своему сервисному технику.
18	Движение кресла за допустимыми пределами либо недостоверное положение привода кресла	Если кресло выходит за допустимые пределы движения либо положение недостоверно, кресло останавливается.	Сообщите своему сервисному технику.

Код	Ошибка	Описание	Мероприятие
19	Неисправен впрыскной клапан обеззараживающего средства	При неисправном впрыском клапане обеззараживающее средство не добавляется.	Сообщите своему сервисному технику.
21	Резервуар для промывки пуст	Было установлено, что резервуар для промывки не был заполнен. Промывка каналов всасывания не гарантирована.	Замените водяной фильтр - см. раздел „Замена водяного и воздушного фильтров“ [→ 256]. Проверьте, имеется ли давление в водопроводе питьевой воды. При мокром отсосе после устранения ошибки требуется перезапуск.
23	ApexLocator	После включения стоматологической установки самотестирование Apex прошло неудачно либо во время измерения возник сбой.	Свяжитесь с сервисным техником, если ошибка повторится. В этом состоянии использовать электрод слизистой на пациенте нельзя.
24	Батарея поддержки разряжена	После включения стоматологической установки время и дата сбрасываются в начальное состояние.	Сообщите своему сервисному технику.
25	Помеха в педальном радиопереключателе	Нарушена связь между педальным радиопереключателем и стоматологической установкой. Инструмент останавливается на время неисправности.	Инструмент может быть активирован повторным нажатием педали. Если неисправность повторяется, то выключите источники помех, например, СВЧ-печь или WLAN.
26	Противоречивость программы	После включения стоматологической установки должна быть квитирована ошибка. При известных обстоятельствах, объем функций стоматологической установки ограничен.	Сообщите своему сервисному технику.
27	Очистка отсасывающих шлангов	При очистке отсасывающих шлангов использовано слишком мало воды.	Сообщите своему сервисному технику. Вместо этого регулярно проводите отсасывание стакана воды.
31	Химическая очистка отсасывающих шлангов	Бак для средства химической очистки отсасывающих шлангов после последнего заполнения, несмотря на выполнение многих очисток, не был опорожнен.	Сообщите своему сервисному технику.

Код	Ошибка	Описание	Мероприятие
33	Вентиль плевательницы	Водяной бак вентиль плевательницы не может быть опорожнен. Функции наполнения стакана, кругового ополаскивания, чистки отсасывающих шлангов, санации, промывки и автопромывки не могут быть активированы.	Сообщите своему сервисному технику.
34	LEDview Plus	Рабочий светильник перегрелся. Он более не может работать с полной яркостью. При продолжении нагрева он автоматически выключается.	Предохраняйте LEDview Plus от сильных солнечных лучей. Включите стоматологическую установку и снова включите ее. Подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации LEDview Plus в гл. "Неисправности"..

Если неисправность устранена, предупреждающий треугольник исчезает. Если этого не происходит, сообщите своему сервисному технику.

7.2 Удаленная диагностика

Функциональное описание

В рамках удаленной диагностики вы позволяете сотрудникам вашей фирмы по техническому обеспечению стоматологических практик либо нашему центру технической поддержки (см. „Контактные данные“) подключаться к ПК вашей стоматологической установки. При этом содержимое экрана вашего ПК передаётся на компьютер сотрудника и обеспечивает ему удалённый доступ к вашему компьютеру.

Преимущества

Вам это даёт следующие преимущества:

- Быстрая техническая поддержка благодаря удалённому доступу
- Удалённая диагностика путём считывания кода ошибки
- Эффективная помощь во время работы
- Частота посещений техников сводится к минимуму
- Снижение времени простоев

Обязательные условия

Чтобы воспользоваться удаленной диагностикой, ваша стоматологическая установка должна быть соединена с ПК. Кроме того, ПК должен иметь доступ в Интернет.

Удалённый доступ на вашем ПК устанавливается за счет программы удалённого доступа. Для удалённого доступа можно использовать самые разные прикладные программы. Консультации по этому вопросу вам могут дать сотрудники службы технической поддержки.

Вопросы безопасности

Во время удалённого доступа вы, как заказчик, имеете возможность в любой момент отказать сотруднику службы технической поддержки в правах на дистанционное управление и таким образом заблокировать удалённый доступ. Контроль над удалённым доступом всегда остаётся у вас.

Целый комплекс функций безопасности и управления доступом защищают ваш ПК от изменений, просмотра содержимого и действий с ним. В зависимости от программы удалённого доступа эти возможности могут варьироваться. В принципе, операции дистанционного управления могут контролироваться заказчиком. В рамках выделения прав вы, как заказчик, сами можете определять, какие действия сервисный сотрудник может выполнять в рамках удалённого доступа. Все другие не разрешённые вами функции остаются для него заблокированными.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь к вашей фирму по техническому обеспечению стоматологических практик или в нашу службу технической поддержки - см. раздел „Контактные данные“.

8 Запасные части, расходные материалы

Пользуйтесь только оригинальными принадлежностями и запасными частями фирмы Dentsply Sirona!

Приведенные ниже материалы можно приобрести у специализированных поставщиков стоматологического оборудования.

Уход, очистка и дезинфекция

Средства для ухода, очистки и дезинфекции

Постоянно обновляемый список допустимых средств можно найти в Интернете по адресу "www.sirona.com". Следовать по навигационной панели пунктов меню "*SERVICE*" / "*Technical Documentation*", чтобы перейти в онлайн-портал для получения технической документации. Портал расположен непосредственно по адресу <http://www.sirona.com/manuals>. Щелкните по пункту меню "*General documents*" и откройте документ "*Care, cleaning and disinfection agents*".

Если у вас нет возможности доступа в Интернет, обратитесь в фирму по техническому обеспечению стоматологических практик для заказа этого списка (REF 59 70 905).

Тестер Total Count Tester

REF 58 53 775

Отсасыватель аэрозольного тумана с отверстием впуска добавочного воздуха

При поставке стоматологическая установка оснащена отсасывателем аэрозольного тумана производства фирмы Dürr Dental. Его можно заказать в специализированных магазинах.

Приемник масла для блока врача SINIUS CS

REF 63 31 180

Фильтры для воды и воздуха

REF 14 43 436

Амальгамный ротор

REF 14 34 138

Держатель шланга для аппарата термодезинфекции фирмы Miele

REF 89 18 757

Комплект шлангов для перистальтического насоса

REF 62 25 903 (5 штук)

Предохранители**Предохранитель для разъёма для сторонних устройств**

100 В – 240 В~ (Т 6,3 А, 250 В~)

REF 10 77 452

Прочее**Затворный шарик**

для закрывания держателя инструмента блока врача SINIUS и SINIUS TS

REF 58 99 575

Силиконовые изолирующие оболочки для эндодонтии с ApexLocator

REF 63 24 631 (5 штук)

Отдельный держатель для мотора имплантологии

REF 59 99 821

Батарея для педального радиопереклюателя

1 шт. тип - алкалиновые Baby (С или LR14) на 1,5 В (обычные)

Используйте качественные батареи!

9 Утилизация



На основании Директивы 2012/19/EU и предписаний федеральных земель по утилизации лома электрического и электронного оборудования мы указываем на то, что на территории Европейского Союза (ЕС) данная продукция подлежит передаче для специальной утилизации. Эти правила требуют экологически рациональной переработки / утилизации лома электронного и электрооборудования. Выбрасывать изделие вместе с бытовым мусором запрещено! На это указывает символ «Перечеркнутая урна».

Способ утилизации

Мы осознаем свою ответственность за нашу продукцию - от возникновения идеи до итоговой утилизации. Поэтому мы предлагаем вам возвращать нам лом электронного и электрооборудования.

В случае необходимости утилизации действуйте следующим образом:

В Германии

Для того, чтобы у вас забрали электрооборудование, подайте заявку на утилизацию в фирму Enrettec GmbH. Для этого предлагаются следующие возможности:

- На домашней странице enrettec GmbH (www.enrettec.de) в разделе меню „eom“ нажмите кнопку „Возврат электрооборудования“.
- Либо вы можете обратиться непосредственно в компанию enrettec GmbH.

enrettec GmbH
Kanalstraße 17
16727 Velten

Тел.: +49 3304 3919-500
E-Mail: eom@enrettec.de

В соответствии с предписаниями по утилизации различных федеральных земель (Закон об электрическом и электронном оборудовании) мы, как производитель, берем на себя расходы на утилизацию лома соответствующего электрического и электронного оборудования. Расходы на демонтаж, транспортировку и упаковку несет собственник / эксплуатирующая организация.

Перед демонтажем / утилизацией изделия необходимо провести его надлежащую подготовку (очистку/дезинфекцию/стерилизацию).

Наши специалисты заберут ваш нестационарный аппарат в практике, а стационарный - от кромки тротуара в согласованное между сторонами время.

Другие страны

Точные сведения по правилам утилизации в конкретной стране можно получить у специализированных поставщиков стоматологического оборудования.



9.1 Утилизация батарей

Указание для ответственного за утилизацию:

Перед утилизацией извлеките из стоматологической установки следующие батареи:

- Батарея в педальном радиопереключателе
- Литиевая батарея на плате **HSA** (REF 62 78 985) в клеммной коробке кресла.
Извлеките миниатюрный элемент питания CR2032 из держателя (BAT 1).

10 Обзор всех функциональных кнопок

Ниже коротко описаны постоянные кнопки на блоке врача и ассистента и функциональные кнопки на сенсорном экране, чтобы познакомить пользователя со значением символов кнопок. Более подробные описания вы найдёте в соответствующих разделах настоящего документа.

10.1 Постоянные кнопки

10.1.1 Блок врача



Главный выключатель

Включает/выключает стоматологическую установку.

Для выключения стоматологической установки удерживать кнопку нажатой, пока не раздастся звуковой сигнал. Затем отпустить кнопку.

ВАЖНО

Выключатель питания

Стоматологическая установка оборудована также выключателем питания на основании кресла, который отделяет стоматологическую установку от электрической сети, см. раздел „Включение/Выключение стоматологической установки“ [→ 55].



Кнопки смены диалога

С помощью кнопок смены диалога в режиме *Диалог запуска*, стандартный вариант можно переключаться между главными диалогами *Диалог запуска*, *Диалог инструмента* и *Диалог SIVISION*.

В режиме *Диалог запуска EasyMode* с помощью кнопок смены диалога *Кресло* и *Инструмент* осуществляется переход в соответствующие поддиалоги.

Функция таймера

Открывает диалог *Функция таймера*, в котором можно запустить от одного до четырех предварительно установленных таймеров. Отсчёт времени отображается в строке состояния сенсорного экрана.

При нажатии кнопки *Функция таймера* (> 2 с) появляется диалог настройки.

Резкое укладывание

Немедленно переводит стоматологическое кресло в положение для резкого укладывания пациента.

Рабочий светильник

Включает/Выключает рабочий светильник.

При нажатии на кнопку *Рабочий светильник* (> 2 с) появится диалог настройки.





Функция Композит

Включает/Выключает функцию Композитный для рабочего светильника.

Эта функция служит для недопущения преждевременного затвердевания композитных материалов.



Наполнение стакана для полоскания рта

Запускает или останавливает наполнение стакана для полоскания рта.

При нажатии на кнопку *Наполнение стакана* (> 2 с) появится диалог настройки времени наполнения и подготовки воды.



Круговое ополаскивание

Запускает или останавливает круговое ополаскивание плевательницы.

При нажатии на кнопку *Круговое ополаскивание* (> 2 с) появится диалог настройки *Время кругового ополаскивания*.



Функция свободного выбора

Например, кнопка вызова

Доступное реле 230 В AC, 6 А
(подключение выполняется техником)

Функция может быть предварительно выбрана в диалоге установок в виде кнопки или переключателя.



Функция свободного выбора

Доступное реле 230 В AC, 6 А
(подключение выполняется техником)

Функция может быть предварительно выбрана в диалоге установок в виде кнопки или переключателя.



Clean

Кнопка "Очистка"

Нажатие на кнопку выключает все функции интерфейса пользователя блока врача, за исключением главного выключателя. Повторное нажатие на кнопку > 3 с снова активирует интерфейс пользователя.

Это необходимо для очистки интерфейса, чтобы исключить вероятность запуска нежелательных функций.



Setup

Кнопка Установки

Для индивидуального конфигурирования стоматологической установки врачом или для считывания сообщений сервисным техником, см. раздел „Конфигурация стоматологической установки (Установки)“ [→ 203].

10.1.2 Блок ассистента



Наполнение стакана для полоскания рта

Вкл./Выкл.



Круговое ополаскивание плевательницы

Вкл./Выкл.



Рабочий светильник / Функция "Композитный"

Включает рабочий светильник, переключает на функцию Композитный или выключает его.

Функция Композитный служит для недопущения преждевременного затвердевания композитных материалов.



Программа кресла S

Положение для полоскания с функцией памяти последнего положения (с возможностью программирования)



Программа кресла O

Положение усаживания/вставания (с возможностью программирования)




Функция свободного выбора

Кнопку Решетка на блоке ассистента можно сконфигурировать в диалоге установок. С помощью этой кнопки можно включать и выключать рентгеновский негатоскоп и функцию белого изображения на мониторе SIVISION либо управлять реле Звонок или Решетка

Доступное реле 230 В AC, 6 А
(подключение выполняется техником)

10.2 Диалог запуска



Программа кресла S

Положение для полоскания с функцией памяти последнего положения (с возможностью программирования)

Программа кресла 0

Положение усаживания/вставания (с возможностью программирования)

Программы кресла 1 и 2

(с возможностью программирования)

Выдвижение/втягивание подголовника

при наличии моторизованного подголовника

Наклон подголовника

при наличии моторизованного подголовника

Наклонить сиденье кресла

Компенсированное движение сиденья и спинки без эффектов сжатия или растягивания для пациента

Настройка высоты кресла

Выбор профиля пользователя

Сохранённый профиль может быть выбран для шести пользователей (от A до F).

Рентгеновский негатоскоп

на SIVISION digital также белое изображение на мониторе SIVISION

Вызов диалога Ручная настройка кресла

только в режиме *Диалог запуска Стандартный вариант*

Функция терапии

Активация функции терапии Эндодонтия

Вызов поддиалога

Доступ к дополнительным второстепенным функциям, см. следующие функциональные кнопки:

Промывка водопроводящих каналов


Запускает функцию Промывка

Автоматическая промывка водопроводящих каналов

Запускает функцию Автопромывка


Санация

Запускает программу санации стоматологической установки



Автономное водоснабжение

Переводит дезинфицирующую систему на автономное водоснабжение



Отсасывание оставшейся воды

Отсасывание оставшейся воды перед очисткой фильтра при мокром отсосе



Измерение апекса клеммой файла

Активация ApexLocator для ручного измерения с клеммой файла, активация дистанционного индикатора



Звуковые сигналы дистанции апекса

Активация звуковых сигналов дистанции апекса. Паузы между сигналами варьируются в зависимости от измеренной дистанции до апекса.



Внешнее устройство высокочастотной хирургии

Активирование защиты от помех, вызываемых внешним устройством высокочастотной хирургии



Подсветка инструментов SPRAYVIT


Включает/выключает подсветку извлеченного инструмента SPRAYVIT.



Поясничный упор

Настройка поясничного упора

10.3 Диалог инструмента



Статичные кнопки быстрого выбора частоты вращения

Настройка заданных или промежуточных значений частоты вращения

В моторах BL, BL ISO C и BL Implant: мин. 90 об/мин, макс. 40 000 об/мин


В моторе BL ISO E: мин. 2000 об/мин, макс. 40 000 об/мин



Статичные кнопки быстрого выбора интенсивности


Настройка предварительно установленных значений интенсивности или промежуточных значений интенсивности на аппарате для удаления зубного камня SIROSONIC TL

В режиме *Диалог запуска EasyMode* настройка числа оборотов, интенсивности, а также функции эндодонтии на аппарате для удаления зубного камня SIROSONIC TL выполняется исключительно кнопками быстрой регулировки интенсивности.



Статические кнопки быстрой регулировки функции эндодонтии

Настройка предварительно установленных значений интенсивности эндодонтии или промежуточных значений интенсивности на аппарате для удаления зубного камня SIROSONIC TL со включенной функцией эндодонтии




Программируемые кнопки быстрого выбора частоты вращения

Изменяет и сохраняет частоту вращения электромотора, а также предварительный выбор и активирование охлаждающей среды

В моторах BL, BL ISO C и BL Implant: мин. 90 об/мин, макс. 40 000 об/мин

В моторе BL ISO E: мин. 2000 об/мин, макс. 40 000 об/мин



Программируемые кнопки быстрого выбора интенсивности

Изменяет и сохраняет интенсивность аппарата для удаления зубного камня SIROSONIC TL, а также предварительный выбор и активирование охлаждающей среды



Кнопка сохранения

Сохранение настроек инструментов

Кнопка отображается только в режиме сохранения. В режиме Авто сохранение происходит автоматически при возврате инструмента.




Уровни функций

Сохранение и вызов настроек инструментов на двух уровнях



Направление вращения

Включение/Выключение вращения против часовой стрелки



Функция форсирования

Повышение настроенного значения интенсивности аппарата для удаления зубного камня SIROSONIC TL во время работы на 20 пунктов относительно верхнего значения. Начиная с интенсивности со значением 80, максимальное повышение может достигнуть интенсивность со значением 100.



Функция Эндодонтия

Активация функции эндодонтии для аппарата для удаления зубного камня SIROSONIC TL (ограничение мощности)



Отсос


Высушивание отверждаемых участков и выдувание сверлильной стружки посредством вывода воздушного потока на стоматологический инструмент

Индикация кнопки только при включённом управлении курсором



Активация предварительно установленной охлаждающей среды

То, какая охлаждающая среда будет предложена для выбора в диалоге инструмента, можно задать в поддиалоге соответствующего инструмента, см. ниже.



Поддиалог

Доступ к дополнительным второстепенным функциям, см. следующие функциональные кнопки:




Выбор охлаждающей среды Распылитель

Охлаждение обрабатываемого участка аэрозолем



Выбор охлаждающей среды Воздух

Охлаждение обрабатываемого участка воздухом



Выбор охлаждающей среды NaCl

Охлаждение обрабатываемого участка стерильным физиологическим раствором



Настройка автоматического останова мотора ApexLocator

Включение и выключение останова мотора ApexLocator. При нажатии кнопки *Апекс*, *останов* активируется кнопка *Авторыверс*. Если функция останова мотора включена, мотор останавливался автоматически при достижении физиологического апекса.



Авторыверс

Включение и выключение функции авторыверса ApexLocator. При достижении физиологического апекса привод бура автоматически переключается на вращение против часовой стрелки при повторном нажатии на педаль. При извлечении файла привод бора снова автоматически переключается на вращение по часовой стрелке.



Подсветка инструментов

Активация и настройка подсветки инструментов



Плоский пускатель/Регулировочный педальный переключатель

Плоский пускатель (выделен серым цветом): включение инструмента с настроенным числом оборотов или интенсивностью
Регулировочный педальный переключатель (выделен оранжевым цветом): регулирование инструмента по положению педали


педального переключателя максимум до настроенного числа оборотов или интенсивности.

Звуковые сигналы апекса

Включение и выключение звуковых сигналов апекса. При достижении апекса или настроенной позиции останова мотора раздается один звуковой сигнал. Раздается тройной сигнал, если при включенной функции автореверса мотор переключается на вращение против часовой стрелки.

Звуковые сигналы дистанции апекса

Включение и выключение звуковых сигналов дистанции апекса. Паузы между сигналами варьируются в зависимости от измеренной дистанции до апекса.



10.4 Диалог терапии

10.4.1 Выбор терапии

Назначение привода боров



Индикация назначенного привода бора

Назначенный привод бора помечается оранжевым кругом. Назначение может быть выполнено также для позиций с серым кругом.

Вызов управления эндодонтией

Доступ к дополнительным подчинённым функциям для терапии эндодонтии - см. раздел „Управление эндодонтией“ [→ 301].

10.4.2 Эндодонтия

Калибровка привода бора

Калибровка требуется после каждой смены углового наконечника и после каждой смазки углового наконечника.

При калибровке выполняется автоматическая проверка углового наконечника. При этом в рамках измерения тока мотора при разном числе оборотов определяются характеристики системы.

Направление вращения

Включение/Выключение вращения против часовой стрелки

Вызов поддиалога

Доступ к дополнительным второстепенным функциям, см. следующие функциональные кнопки:

Включение и выключение автоматического останова мотора ApexLocator

Если ваша стоматологическая установка оснащена опцией ApexLocator, можно установить, чтобы привод бора автоматически останавливался у физиологического апекса.

Функция Автореверс

При достижении настроенного значения крутящего момента привод бора автоматически переключается на вращение против часовой стрелки.


Если ваша стоматологическая установка оснащена опцией ApexLocator, можно установить, чтобы привод бора автоматически останавливался у физиологического апекса. При включенной функции автореверса после остановки мотора и повторного нажатия педали осуществляется переключение на вращение против часовой стрелки. При извлечении файла корневого канала привод бора снова автоматически переключается на вращение по часовой стрелке.





Удаление файла из последовательности

Удаляет выбранные файлы из последовательности.



Кнопка сохранения

Сохранение всех настроек терапии Эндодонтия



10.4.3 Управление вариантами эндодонтии

Вызов поддиалога

Доступ к диалогу *Выбор терапии*. См. следующие функциональные кнопки:



Копирование терапии эндодонтии

Терапию можно скопировать и сохранить в списке терапии под другим именем. После этого можно изменить настройки.




Переименование терапии эндодонтии

Для внесения корректив и изменений можно переименовывать терапии эндодонтии.



Удаление терапии эндодонтии

Удаляет отдельные варианты терапии эндодонтии из списка терапии.



Принятие системы файлов

Для принятия заложенных систем файлов в список терапии эндодонтии.

10.5 Другие диалоги

10.5.1 Диалог таймера



Кнопки таймера

Можно настроить до четырех таймеров. Максимальное задаваемое время составляет 9 минут:30 секунд.



Циклы

Если кнопка помечена оранжевым цветом, обратный отсчёт по истечении заданного времени автоматически запускается снова.



Звуковой сигнал

Если кнопка помечена оранжевым цветом, по истечении заданного времени раздаётся звуковой сигнал.

10.5.2 Установки SPRAYVIT



Включение/Выключение и настройка подготовки воды

10.5.3 Диалог настройки Наполнение стакана для полоскания рта



Привязка наполнения стакана к положению для полоскания рта

Если кнопка помечена оранжевым цветом, при вызове программы кресла Положение для полоскания рта (S) автоматически включается наполнение стакана, выполняемое в течение заданного времени наполнения.



Включение/Выключение подготовки воды



Настройка времени наполнения

10.5.4 Диалог настройки Круговое ополаскивание



Привязка кругового ополаскивания к положению для полоскания рта S

При достижении положения для полоскания рта S автоматически включается круговое ополаскивание, выполняемое в течение заданного времени.

10.5.5 Диалог настройки рабочего светильника



Включение/выключение сенсорного управления рабочего светильника

Если кнопка помечена оранжевым цветом, то можно включать и выключать светильник движением руки, а также переключать его на функцию Композитный.

Настройка яркости рабочего светильника



Настройка цветовой температуры рабочего светильника

только в LEDview Plus



Настройка расстояния сенсорного управления

Настройте расстояние, на котором бесконтактный переключатель должен реагировать на движения.

10.6 Диалог SIVISION

10.6.1 Медиаплеер



Запуск Media Player

Программа Media Player запускается на ПК. Кнопки, относящиеся к приложению ПК Media Player, отображаются на правой стороне сенсорного экрана после выбора файла:

Предыдущий/Следующий заголовок

Остановить вывод

Начать/Прервать вывод

Отключение звука

Регулировка громкости звука

10.6.2 Microsoft Powerpoint




Запуск PowerPoint

PowerPoint запускается на ПК. Кнопки, относящиеся к приложению ПК PowerPoint, отображаются на правой стороне сенсорного экрана после выбора файла:

Предыдущий/Следующий слайд

10.6.3 SIDEXIS



Запуск SIDEXIS

Программа SIDEXIS запускается на ПК. Кнопки, относящиеся к ПК-приложению SIDEXIS, показываются на правой стороне сенсорного экрана:

Перелистывание изображений



Активируется следующее окно изображения.

Расположение друг рядом с другом

Открытые окна изображений масштабируются в области представления с единым размером и располагаются без наложений.

Расположение Перекрытие

Открытые окна изображений располагаются друг за другом с небольшим смещением. При этом видны все заголовки окон изображений.



Расположение Обзор состояния

Открытые окна изображений располагаются в соответствии с анатомическим положением, насколько это можно определить по номеру показанного зуба. Снимки без такого номера отображаются в середине области представления. Размер окон выбирается таким, чтобы снимки были видны полностью.

Расположение Обзорный вид

Открытые окна изображений масштабируются в области представления таким образом, чтобы по возможности исключить линии прокрутки изображения. Окна изображений располагаются без наложений.

Полное изображение

Активное окно изображения увеличивается на всю область визуализации. При этом элементы управления на интерфейсе SIDEXIS не перекрываются.

Увеличить/Уменьшить изображение

Активное окно изображения и показанное в нём изображение воспроизводится на мониторе SIVISION увеличенным или уменьшенным.

Вращение изображения

Поворачивает изображение на 90° влево или вправо. В SIDEXIS 4 изображение можно повернуть на 180° нажатием кнопки.

Фильтр оптимизации контраста

Этот фильтр изображения анализирует текущее распределение значений серого в изображении и оптимизирует их. Благодаря этому можно, например, увидеть детали на изображении с очень низкой контрастностью.

Фильтр рельефного представления

Детали изображения с высоким контрастом отображаются ярче либо темнее. Благодаря этому особенно выделяются края или контуры в пределах изображения. При этом получается "рельефное" изображение.

Уменьшить резкость изображения

Для сглаживания очень контрастных или зашумленных изображений контраст соседних пикселей снижается или усредняется. Общая резкость изображения уменьшается.

Увеличить резкость изображения

Контрастность соседних пикселей повышается. За счет этого усиливаются кромки и контурные линии. Возникает впечатление более резкого изображения.



Инvertировать изображение

Функция меняет значения яркости пикселей изображения на противоположные и позволяет получить как позитивное, так и негативное изображение. Повторное нажатие на кнопку отменяет инверсию.



Псевдоцветное изображение

Для лучшего различения деталей изображения можно представить снимок в так называемом псевдоцветном представлении. Значения серого на изображении заменяются цветовой палитрой, которая лучше воспринимается человеческим глазом, чем соответствующие градации серого.



Фильтровать черные точки

При цифровой рентгенографии могут возникать пиксельные погрешности. При полной разрешающей способности (100%) эти погрешности видны в виде отдельных черных точек. SIDEXIS удаляет их.



Уменьшить шум

Отдельные разбросанные пиксели и небольшие помехи, создающие шум, удаляются, не снижая при этом резкости изображения.



Отменить

Отменяется последняя операция фильтра.



Восстановить исходный снимок

Выполненные изменения, например, с помощью фильтров, отменяются. Восстанавливается последний сохранённый вариант изображения.



Заккрыть текущее окно среды



Заккрыть все окна сред



Отменить/Подтвердить ввод



Прием поручения

Принимает созданное в SIDEXIS и ожидающее в очереди поручение - напр., на выполнение внутриротового снимка рентгеновским излучателем на стоматологической установке или видеосъемки с помощью внутриротовой камеры.



Готовность к работе при внутриротовой рентгенографии

Устанавливает готовность к рентгенографии. Открывается окно SIDEXIS, в котором можно выбрать тип изображения и подробно описать съемку.

10.6.4 SI-Video

SI-Video



Запуск SI-Video

SI-Video запускается на внешнем ПК, если на нем не установлено приложение SIDEXIS. Или: SI-Video запускается на внутреннем ПК, если стоматологическая установка используется как самостоятельное устройство. Кнопки, относящиеся к ПК-приложению SI-Video, показываются на правой стороне сенсорного экрана:

Выбрать следующий квадрант

При отображении отдельного изображения показывается неподвижное изображение следующего квадранта. При отображении счетверенного изображения отмечается следующий квадрант.

Счетверенное изображение

Отображение счетверенного или отдельного изображения. При счетверенном отображении на мониторе SIVISION одновременно показываются до 4 отдельных изображений.

Удаление изображений

Все созданные неподвижные изображения удаляются.

10.7 Диалог установок

10.7.1 Интерфейс пользователя



Конфигурирование интерфейса пользователя

Открывает диалог установок *Интерфейс пользователя*.



Звук кнопок

Можно настроить, будет ли при касании кнопки на сенсорном экране раздаваться звуковой сигнал.




Калибровка сенсорного экрана

Если сенсорный экран стал неточно распознавать положение прикосновения, он должен быть заново откалиброван.




Яркость сенсорного экрана

10.7.2 Дата и время




Дата и время

Открывает диалог установок *Дата и время*.



Дата



Время



Переключение индикации 12/24 часа

10.7.3 Возможности управления



Конфигурация возможностей управления

Открывает диалог установок *Возможности управления*.



Количество профилей пользователя

Если требуются не все профили пользователя, их число можно ограничить, таким образом, при включении стоматологической установки могут быть выбраны только необходимые профили.



Управление курсором

Управление курсором можно настроить следующим образом:

- Поле 1: Управление курсором отключено
- Поле 2: Управление курсором включено, без смены диалогов
- Поле 3: Управление курсором включено, со сменой диалогов



Режимы диалога запуска

Диалог запуска может открываться в двух режимах. В режиме *Диалог запуска Стандартный вариант* функции стоматологического кресла и инструментов отображаются в отдельных диалогах. В режиме *Диалог запуска EasyMode* важнейшие для лечения функции стоматологического кресла и инструментов отображаются вместе в одном диалоге.

Вызов следующей страницы диалога



Фокусировка камеры с помощью педального переключателя

Можно настроить возможность фокусировки внутриротовой камеры SiroCam AF / AF+ с помощью педального переключателя.

- Поле 1: при нажатии педального выключателя выполняется переключение на статичное или прямое изображение. Фокусировка выполняется кнопкой на камере.
- Поле 2: при нажатии педального выключателя выполняется фокусировка изображения камеры. Только при нажатии на педальный выключатель до отказа выполняется переключение на статичное или прямое изображение. Фокусировка кнопкой на камере продолжает функционировать.
- Поле 3: при нажатии педального выключателя выполняется фокусировка изображения камеры и автоматически выполняется переключение на статичное или прямое изображение. Кнопка на камере не функционирует.



Отсасыватель аэрозольного тумана

Возможна настройка, при которой всасываемый поток отсасывателя аэрозольного тумана может быть прерван в любом направлении и снова включен нажатием крестового педального переключателя на основании кресла.



Наклон подголовника

При использовании моторизованного подголовника управление функцией ErgoMotion с помощью крестового педального переключателя можно заменить функцией наклона подголовника.





Вызов следующей страницы диалога



Кнопка Решётка на блоке ассистента

Кнопка Решетка блока ассистента управляет рентгеновским негатоскопом или, если кнопка Рентгеновский негатоскоп переключена на белое изображение на мониторе SIVISION, – белым изображением.

С помощью *кнопки Решетка* блока ассистента можно также управлять реле Звонок или Решетка, например, если отсутствуют и рентгеновский негатоскоп, и монитор SIVISION.



Звонок / Решётка Реле

Реле кнопок Звонок и Решётка могут работать в виде кнопки или переключателя.

- Поле 1: Кнопка
- Поле 2: Переключатель

Белое изображение

Если стоматологическая установка не имеет рентгеновского негатоскопа, однако оснащена монитором SIVISION, кнопку *Рентгеновский негатоскоп* можно переключить на функцию Белое изображение на мониторе SIVISION.

Вызов следующей страницы диалога

Количество чистящего средства для химической очистки отсасывающего шланга

Для очистки вакуумного аспиратора вода закачивается в разъем для отсасывающих шлангов и всасывается оттуда. Если стоматологическая установка оснащена опцией химической очистки отсасывающих шлангов, в воду автоматически добавляется чистящее средство. Количество чистящего средства, добавляемого в воду при химической очистке отсасывающих шлангов, можно настроить.

Центральное снабжение химической очистки отсасывающих шлангов

для использования в клиниках стоматологические установки SINIUS-могут быть оснащены центральным снабжением для химической очистки отсасывающих шлангов. Функция может быть включена/выключена.


Подогреватель стакана

Подогреватель стакана можно настроить таким образом, чтобы при активации программы кресла Положение усаживания / вставания (0) он автоматически отключался. При выходе кресла из положения усаживания / вставания подогреватель стакана снова включается.

Настройка температуры подогревателя стакана

Можно задать температуру, до которой подогреватель стакана должен нагреть воду.

10.7.4 Инструменты



Конфигурация инструментов

Открывает диалог установок *Инструменты*.

Кнопки быстрого выбора / Уровни функций

Настройки в *диалогах инструмента* возможны с помощью либо кнопок быстрого выбора (1...100), либо двух свободно программируемых уровней функций (E1, E2).

При использовании кнопок быстрого выбора можно, как и раньше, выбирать из двух возможностей сохранения настроек, выполненных в диалоге инструмента:

- Режим сохранения – кнопка *Сохранить* присутствует в диалогах инструментов:

После возврата инструмента настройки, выполненные в диалоге инструмента, сохраняются лишь в случае, если перед этим кнопка *Сохранить* удерживалась нажатой (> 2 с).

- Режим Авто – кнопка *Сохранить* скрыта в диалогах инструментов:

При откладывании инструмента настройки, выполненные в диалоге инструмента, всегда автоматически сохраняются.

Можно выбрать одну из следующих предустановок:

- Поле 1: Кнопки быстрого выбора для режима сохранения
- Поле 2: Кнопки быстрого выбора с режимом Авто
- Поле 3: Уровни функций



Дополнительная продувка

После возврата инструмента остатки охлаждающей распыляемой воды в головке или вершукке инструмента могут быть автоматически удалены продувкой путём кратковременного включения отсоса.



Кнопка Внешнее устройство высокочастотной хирургии

Внешние устройства высокочастотной хирургии могут вызвать помехи в стоматологической установке и мониторе SIVISION. В поддиалоге *Запуск* может активироваться кнопка *Внешние устройства высокочастотной хирургии*. Если эта кнопка в поддиалоге отмечена оранжевым, стоматологическая установка защищена от помех, вызванных ВЧ полями.



Вызов следующей страницы диалога



Температура аэрозоля

Температуру аэрозоля инструментов блока врача можно регулировать.

Температура аэрозоля многофункционального шприца SPRAYVIT M регулируется отдельно - см. раздел „Включение/отключение подсветки инструмента и настройка температуры воды“ [→ 132].

10.7.5 Сетевое соединение



Диалог установок Конфигурация IP-адреса

Открывает диалог установок *IP-адрес*.



Ввод IP-адреса, маски подсети и шлюза

Для конфигурирования статического сетевого соединения



DHCP

Включение динамической конфигурации сети по протоколу DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

10.7.6 Сервисная область



Вызов сервисной области

Сервисная область предназначена только для сервисного техника. Обратитесь к своему сервисному технику или в фирму по техническому обеспечению стоматологических практик.

Алфавитный указатель

A

ApexLocator, 111

В диалоге мотора, 126

В диалоге эндодонтии, 150

Дистанционный индикатор, 114

Звуковые сигналы, 117

Клемма файла, 112

Мотор, 112

Нормирование, 118, 128, 151

Останов мотора, 115, 154

Ручное измерение с клеммой файла, 118

Шланг инструмента, 112

Электрод слизистой, 112

ATS, 26

B

BELGAQUA, 26

C

Canadian Standard Assotiation (CSA), 25

CDS 60, 210

D

DHCP, 213

E

E1, E2, 96, 211

enretec GmbH, 290

F

FCC, 26

H

HELIODENT Plus, 186

I

Industrie Canada, 26

IP-адрес, 213

L

LEDview, 182

LEDview Plus, 182

M

Media Player, 198

MET Labs, 25

Mini L.E.D., 166, 239

N

NaCl, 65, 103, 143

P

PowerPoint, 199

S

SIDEXIS, 194, 199

SiroCam, 187, 240

SIRONiTi, 126

SIROSONIC TL, 135

SIUCOM plus, 187, 196, 197

SI-Video, 192

SIVISION connect, 187, 196, 197

SIVISION digital, 22, 187, 240

SPRAYVIT, 131, 240

T

Total Count Tester, 216

A

Адрес производителя, 12

Амальгамоотделитель

Замена ротора, 257

Система сигнализации, 260

Стандарты/сертификаты, 25

Утилизация ротора, 257

Эксплуатационный журнал, 259

Аппарат для удаления зубного камня
SIROSONIC TL, 135

Аппарат термодезинфекции, 251

Б

Базовые настройки, 203

Баланс белого внутриротовой камеры, 195

Белое изображение на мониторе SIVISION, 162, 209

Блок ассистента

Mini L.E.D., 166, 239

SPRAYVIT, 131, 240

Использование струйных аппаратов, 19

Максимальная нагрузка, 160

Обзор, 48

Отсасывающие прямые наконечники, 163, 248

Положения инструментов, 49

Блок врача

Главный выключатель, 56

Держатель инструментов, 101, 226

накрыть операционной простыней, 147

Обзор, 39

Положения инструментов, 43

Постоянные кнопки, 90

Регулятор высоты, 86

Ручки, 221

Блок врача с качающимися скобами, 87

Держатель инструментов, 101, 227

Позиционирование, 87

Блок врача с подвесным столом, 89

Позиционирование, 89

Блок врача

Перемещение, 86

В

Вакуумный аспиратор, 245

Дезинфекция, 251

Очистка, 243

Струйный аппарат, 19

Фильтр, 249

Вакуумный отсос

Примешивание чистящего средства, 209

Варианты моторов, 120

Ввод в эксплуатацию, 55

Вентиляционные отверстия, 20

Вентиляционные отверстия на отсасывателе
аэрозольного тумана, 163

Версия ПО, 13, 203

Видеосистема SIVISION digital, 22, 187, 240

Внешнее устройство высокочастотной хирургии, 22,
212

Внешний ПК, 196

Внутренний ПК, 196

Внутриротовая камера, 22, 187, 189, 240

использовать с SIDEXIS, 194

использовать с SI-Video, 192

Вода, микробиологический контроль, 216

Водяной блок

Амальгамоотделитель, 257, 260

Круговое ополаскивание плевательницы, 94, 161,
172

Мокрый отсос, 263

Наполнение стакана, 93, 161

Наполнение стакана для полоскания рта с
сенсорной автоматикой, 171

Обзор, 51

Отстойник, 261

Очистка отсасывающего шланга, 243, 245

Плевательница, 171

Система автономного водоснабжения, 172

Возврат курсора, 68

Воздух, 103

Воздушный импульс, короткий, 66, 68

Возможности управления, 206

Впускные отверстия для воздуха на отсасывателе
аэрозольного тумана, 163

Вращение по / против часовой стрелки, 153

Вращение против/по часовой стрелке, 124, 143, 149

Всасывающие шланги, 249

Встроенное ПО, 13, 203

Выбор файла для эндодонтии, 148

Выбор файлов, 148

Выключатель питания, 55

Высота кресла, 81

Г

Гарантия, 282

Главный выключатель, 56

Главный выключатель аппарата, 55

Городская вода, 172

Д

Дата и время, 205, 205

Дезинфекционная установка, 172, 255

Дезинфицирующая система, 51

Держатель бутылки с физиологическим раствором, 107

Держатель инструментов, 101

Блок ассистента, 227

Блок врача, 226

Лоток, 176, 177, 178, 223

Держатель мотора, 147

Держатель стакана, 224

Держатель стакана на лотке, 179

Диалог SIVISION, 197

Диалог запуска, 59

Диалог запуска EasyMode, 61

Диалог инструмента, 96

Диалог настройки, 63

Диалоги, 45

Диалог SIVISION, 197

Диалог запуска, 59

Диалог инструмента, 96, 101

Диалог настройки, 63

Поддиалог, 63

Динамики, 21

Директива по сокращению применения определённых опасных веществ (RoHS), 25

Дистанционный индикатор, 114

Дистанционный индикатор в SIDEXIS 4, 116

Длительная процедура, 243

Дополнительная продувка, 212

Дополнительные устройства, 53

Допуски, 25

Допустимая нагрузка

Держатель стакана, 179

Стоматологическое кресло, 19

Е

Емкостной датчик, 87, 89

Ж

Журнал медицинского оборудования, 283

Журнал обслуживания, 282

Журнал технического обслуживания, 282, 283

З

Замена батареи педального радиопереклювателя, 266

Запасные части, 288

Запирающий шарик, 102

Затворный шарик, 227

Заявление о соответствии, 25

Звук кнопок, 204

Звуки, 117

Звуковые сигналы, 117

Золотоуловитель, 252

И

Имплантология, 139

Инерция углового наконечника, 142, 149

Инструменты

Mini L.E.D., 166, 239

SIROSONIC TL, 135

SPRAYVIT, 131, 240

Автоматическая промывка (функция Автопромывка), 232

Варианты моторов и муфт, 120

- Включение/регулирование, 65
- Вращение против/по часовой стрелке, 65, 124, 143, 149
- Держатель мотора, 147
- Держатель/положения на блоке ассистента, 49
- Держатель/положения на блоке врача, 43
- Дополнительная продувка, 212
- Запирающий шарик, 102
- Интенсивность, 135
- Конфигурация, 211
- Крутящий момент, 152
- Ограничение крутящего момента, 126, 142, 143, 152
- Охлаждающая среда, 104
- Подсветка, 104, 129, 133
- Приводные моторы, 20
- Промыть (функция Промывка), 229
- Расход распылителя, 106
- Сохранение настроек, 146
- Сохранение установок, 99
- Турбина, 129
- Уход и очистка, 238
- Функция терапии, 139
- Частота вращения, 122, 142
- Интенсивность, 135
- Интервалы проведения ухода, очистки и дезинфекции, 214, 214
- Интерфейс USB, 202
- Интерфейс пользователя EasyTouch, 20, 45, 58, 204, 220
- Использование по назначению, 15
- Использование физиологического раствора, 107
- К**
- Калибровать мотор, 142
- Калибровать привод бора, 142
- Калибровка мотора, 149
- Калибровка привода бора, 142, 149, 149
- Калибровка сенсорного экрана, 204
- Камера, 22, 187, 189, 240
- использовать с SIDEXIS, 194
- использовать с SI-Video, 192
- Качество воды, 17
- Качество сред, 17
- Клавиша Cal, 142
- Класс защиты, 27, 27
- Клемма файла, 112
- Кнопка Cal, 149
- Кнопка вызова, 94, 208, 209
- Кнопка Звонок, 94, 208, 209
- Кнопка очистки, 95
- Кнопка Решетка, 162, 208
- Кнопка Решётка, 209
- Кнопка решетки, 95
- Кнопка сохранения, 146, 211
- Кнопка Сохранить, 99
- Кнопка Установки, 95, 203
- Кнопка установок, 133
- Кнопки быстрого выбора, 96, 96, 211
- Кнопки, отсутствующие, 58, 203
- Кодировка шлангов, 120
- Кодировка шлангов моторов, 120
- Консоль, 176, 178
- Контроль безопасности эксплуатации, 282
- Конфигурация сети, 213
- Конфигурация стоматологической установки, 203
- Крестовый педальный переключатель, 208
- Кронштейн, 177, 223
- Круговое ополаскивание плевательницы, 94, 94, 161, 161, 172, 172
- Л**
- Лоток, 176, 177, 178, 223
- М**
- Максимальная нагрузка, 85
- Блок ассистента, 160
- Блок врача, 85

Лоток, 176, 177, 178

Стоматологическое кресло, 19

Маркировка CE, 25

Металлооксидный струйный аппарат, 19

Механическое ограничение крутящего момента, 126

Микробиологический контроль, 216

Минимальные требования к ПК, 29

Многофункциональный шприц SPRAYVIT, 131, 240

Мокрый отсос, 263

Монитор, 21, 187

Монитор SIVISION, 21, 187

Моторизованный подголовник, 208

Муфты, 120

Н

Нагрузка

Блок ассистента, 160

Блок врача, 85

Лоток, 176, 178

Наполнение стакана, 93, 161

Наполнение стакана для полоскания рта с сенсорной автоматикой, 171

Направляющие ролики, 101

Направляющий ролик на блоке врача SINIUS CS, 101

Насос NaCl, 107

Негатоскоп, 180

Немецкая научно-техническая ассоциация водо- и газоснабжения (DVGW), 26

Неподвижное изображение, 192, 194

Нижняя строка, 62, 63

Нормирование ApexLocator, 113, 118, 128, 151

О

Обеззараживающее средство, 255

Обивка, 225

Ограничение крутящего момента, 126, 142, 143, 152

Операционная простыня, 147

Операционный светильник, 182

Оранжевые и голубые штрихи, 67

Осмотр и техобслуживание, 282

Останов движения, 72

Останов мотора (ApexLocator), 154

Остатки дезинфицирующего средства, 219

Отсасыватель аэрозольного тумана, 163, 208, 248

Отсасывающие прямые наконечники, 163, 248

Отсасывающие шланги, 243, 251

Отсос, 66, 68

Отсос остатков воды, 263

Отстойник, 261

Охлаждающая среда, 103, 104

Очистной переходник, 245

П

Панорамный негатоскоп, 180

Пациенты с подавленным иммунитетом, 18

Педальный переключатель

Батарея (педального радиопереключателя), 64, 266

Обзор, 38

Отсос, 66

Очистка, 228

Плоский пускатель/регулирующий педальный переключатель, 105

Работа, 65

Радиоинтерфейс (педальный радиопереключатель), 29

Распылитель/NaCl, 65

Регистрация (педальный радиопереключатель), 64

Стандарты/разрешения, 26

Управление курсором, 65, 66, 206

Электромагнитная совместимость, 22

Передача данных, 57

Передача данных пользователя, 57

Переходник, 272

Переходник для очистки, 272

Переходник, 245

- Перистальтический насос, 107
ПК, 22, 196
Плагины Dental Unit
 Дистанционный индикатор ApexLocator, 116
Плагины SINDEXIS 4, 116
Пластина крестового переключателя, 65, 68
Плевательница, 171, 253, 253
Плоский пускатель, 105
Плоский экран, 187
Поверхности, 219
Повышение интенсивности (функция форсирования), 137
Подголовник
 Дезинфекция, 225
 Моторизованный подголовник, 36, 74, 208
 Подголовник с двойным шарниром, 37, 76
Подголовник с двойным шарниром, 37, 76
Подготовка воды, 94
Подготовка воды SPRAYVIT, 133
Поддиалог, 63
Подключение воды и воздуха, 53
Подключение воды стороннего устройства, 53
Подключение воздуха стороннего устройства, 53
Подлокотник, 73
Поднос, 177, 223
Подогреватель стакана, 210, 210
Подсветка инструмента, 104, 133
Подсветка инструментов, 129
Полимеризационный светильник Mini L.E.D., 166
Положение вставания/усаживания 0, 162
Положение для полоскания S, 78
Положение для полоскания рта S, 65
Положение для полоскания рта S, 162
Положение складывания, 83, 92
Положение усаживания / вставания 0, 66, 77
Постоянная кнопка
 Главный выключатель, 56, 90
 Звонок, 208, 209
Круговое ополаскивание плевательницы, 94, 161
Наполнение стакана, 93, 161
Очистка, 95
Программы кресла, 162
Рабочий светильник, 161, 182, 184
Резкое укладывание, 83, 92
Решетка, 208
Решётка, 209
Решетка/Звонок/Рентгеновский негатоскоп, 162
Установки, 95, 203
Функция "Композитный", 184
Функция Композитный, 92, 161, 184
Функция свободного выбора, 94
Функция таймера, 91
Потребление тока, 56
Правила техники безопасности, 16
Предохранительный выключатель, 71
Предупреждающий треугольник, 284
Прерывистый режим работы, 20
Приборная розетка, 53
Принадлежности, 21, 288
Приоритетные кнопки, 211
Программы кресла, 77, 83, 162
Промывка NaCl, 145
Пропорциональный клапан, 129
Пропорциональный клапан рабочего воздуха, 129
Простыня, 147
Протокол технического обслуживания, 282
Профиль пользователя, 57, 206
Прямое изображение, 192, 194
Р
Рабочее напряжение подсветки инструментов, 130
Рабочие шаги при имплантологии, 144
Рабочий светильник, 161, 182
Радиотелефоны, 21
Разъём для сторонних устройств, 53
Распылитель, 65, 103

Расход NaCl, 109, 143
Расход распылителя, 106
Расход тока, 27
Расходные материалы, 288
Регулирование температуры
 SPRAYVIT, 133
 Аэрозоль, 212
Регулировка температуры аэрозоля, 212
Регулировочный педальный переключатель, 105
Режим Авто и режим сохранения, 99
Режим ожидания, 55
Режим сохранения и режим Авто, 99
Резкое укладывание, 83, 92
Рентгеновский излучатель HELIODENT Plus, 186
Рентгеновский негатоскоп, 162, 208, 209
Розетка на разъеме для сторонних устройств, 53
Ручки на блоке врача, 87, 89, 221
Ручное измерение с клеммой файла, 118

С

Санация водопроводящих каналов, 55
Санация водопроводящих трубок, 269
Сбор остатков амальгамы, 250, 252, 258, 261, 264
Светильник рабочего поля, 182
Светозащитная плёнка для рентгеновского негатоскопа, 181
Сенсорный экран, 20, 45, 58, 204, 220
Сеть водоснабжения, 172
Сигнал крутящего момента, 146
Сиденье кресла, 81
Символ AFNOR, 25
Символ Ü, 25
Система автономного водоснабжения, 172
Система сигнализации амальгамоотделителя, 260
Слюноотсос, 164, 248
Смена диалога, 62, 67, 69
Солевой струйный аппарат, 19
Сообщение об ошибке, 63

Спинка, 81
Средства для ухода, очистки и дезинфекции, 216
Срок обслуживания, 282
Стандарты, 25
Стерильная работа, 147
Стерильные операции, 66
Стоматологическое кресло
 Выключатель питания, 55
 Максимальная нагрузка, 19
 Обзор, 35
 Останов движения, 72
 Перемещение вручную, 80
 Предохранительный выключатель, 71
 Приводные моторы, 20
 Программы кресла, 77, 83
 Разъём для сторонних устройств, 53
 Режимы диалога запуска, 59
 Резкое укладывание, 83
 Функция Лордоз, 84

Стояночный тормоз в консоли блока врача, 87, 89
Строка состояния, 63
Струйный аппарат, 19

Т

Технические характеристики, 27
Техническое обслуживание, 14
Тормоз в консоли блока врача, 87, 89
Турбина, 129

У

Удаление биопленки, 281
Удаленная диагностика, 287
Удаленный доступ, 287
Ультразвуковой наконечник, 135
Управление без участия рук, 66
Управление курсором, 65, 66, 206
Управление ПК, 196
Управление эндодонтией, 156

Уровни функций, 211
Условия транспортировки, 28
Условия хранения, 28
Условия эксплуатации, 28
Устройство высокочастотной хирургии, внешнее, 22, 212
Утилизация
 Батареи, 291
Утилизация лома электронного и электрооборудования., 290
Уход, 14

Ф

Фильтр
 Вода и воздух, 256
 Всасывающие шланги, 249
 Золотоуловитель, 252
 Мокрый отсос, 263
Фокусировка внутриротовой камеры, 191, 207
Функция "Композитный", 184
Функция Автопромывка, 232
Функция автореверса, 153
Функция Композитный, 92, 161, 184
Функция Лордоз, 84
Функция памяти последнего положения, 78
Функция Промывка, 229
Функция таймера, 91
Функция терапии, 139
Функция форсирования, 137

Х

Химическая очистка отсасывающего шланга, 243
Химическая очистка отсасывающих шлангов, 210
Хирургические вмешательства, 147
Хирургическое отсасывание, 163, 164, 248
Ходовая направляющая, 86

Ц

Цвет кнопки, 58
Центр технической поддержки, 12

Ч

Частота вращения, 122, 142
Чехол инструментального шланга, 147
Число оборотов, 152
Чистящее средство для очистки отсасывающих шлангов, 244

Ш

Шарик для держателя инструментов, 102, 227
Шарнирный подголовник, 37, 76
Шланг инструмента, 112, 241
Шланг турбины, 241

Э

Эксплуатационный журнал амальгамоотделителя, 259
Электрод слизистой, 112
Электромагнитная совместимость, 21, 22
Электромотор, 120
Электронное ограничение крутящего момента, 142, 143, 152
Электрохирургия, внешнее устройство, 212
Эндодонтия, 126
Эндодонтия (терапия), 139
Эндодонтия с SIROSONIC TL, 138

Наименование изделия, его комплектность

Установка стоматологическая SINIUS TS с принадлежностями

I. Состав

1. Кресло пациента с подголовником двухшарнирным или моторизованным с подушкой или системы MultiMotion, с элементами для подключения.
2. Модуль врача с подачей нижней (TS) с элементами для подключения; с разъемом или без разъема для USB порта.
3. Модуль ассистента с элементами для подключения.
4. Гидроблок с элементами для подключения.

II. Принадлежности:

1. Подлокотники с элементами крепления – не более 2 шт.
2. Плита установочная, варианты исполнения: стандартная (M1-C) или "неровный пол" или демонстрационная.
3. Педаль ножного управления, в исполнении: электрическая или беспроводная.
4. Подушка корректирующая на сиденье кресла пациента.
5. Обивки и / или термообивки, с элементами крепления: для подголовника двойной артикуляции или моторизованного или системы MultiMotion - не более 2 шт; для кресла пациента - не более 3 шт.
6. Апекслокатор с элементами для подключения.
7. Помпа для подачи физиологического раствора с элементами для подключения.
8. Лампа световой полимеризации Satelec mini L.E.D. с элементами для подключения и крепления на модуле врача или на модуле ассистента.
9. Наконечники, варианты исполнения: эндодонтические (ENDO) - не более 2 шт; имплантологические (IMPLANT) – не более 2 шт.
10. Набор стартовый из пюстера левостороннего или правостороннего и элементов для его подключения, в исполнении: SPRAYVIT L с подсветкой или SPRAYVIT M с подсветкой; варианты размещения: на модуле врача – не более 2 уп; на модуле ассистента – не более 2 уп.
11. Набор стартовый в составе скейлера SIROSONIC TL, соединительного шланга и элементов для подключения – не более 2 уп.
12. Микромоторы с элементами для подключения, варианты исполнения: BL – не более 4 шт. или BL ISO C – не более 4 шт. или BL ISO S – не более 4 шт. или BL ISO E – не более 4 шт.
13. Микромоторы BL IMPLANT с элементами для подключения – не более 4 шт.
14. Переходники санационные для соединения с гидроблоком: шлангов от микромоторов BL – не более 4 шт. или BL ISO C – не более 4 шт. или BL ISO S – не более 4 шт. или BL ISO E – не более 4 шт; шлангов от скейлера – не более 2 шт; шлангов от пюстера – не более 4 шт; турбинного шланга - не более 4 шт.
15. Адаптеры для микромотора базовые (Basic) – не более 4 шт.
16. Быстросъемные соединения quick coupling для турбинного наконечника – не более 4 шт.
17. Шланги: для наконечника турбинного Midwest - не более 3 шт. или для наконечника турбинного Borden - не более 3 шт.
18. Накладки (коврики) силиконовые, варианты исполнения: для модуля врача – не более 2 шт; для модуля ассистента - не более 2 шт.
19. Слюноотсос с элементами для подключения.
20. Пылесосы стандартный или термостойкий, с элементами для подключения - не более 2 шт.

21. Плевательница с элементами для подключения; с управлением ручным или моторизованным; с чашей стеклянной или белой (стандартной).
22. Средство для очистки и промывки шлангов DENTOSEPT P – не более 10 шт.
23. Стулья рабочие HUGO и / или CARL и / или PAUL (цвет окраски согласно таблице RAL), варианты исполнения: основание короткое / длинное; управление ручное (Manual) / ножное (Freehand); с опорой ножной (PLUS) / без опоры ножной, с обивкой / без обивки - не более 3 шт.
24. Светильник LEDview PLUS или LEDview PLUS с элементами крепления на потолок, или LEDview S или SIROLUX E или комбинация HELIODENT Plus LEDview с технической документацией, с элементами для его монтажа, варианты крепления: на установке или на потолке (высота при монтаже - до 2,5м / 3,4м) / без стойки.
25. Подносы большие и / или малые, с элементами крепления - не более 3 шт.
26. Подстаканник.
27. Устройство для просмотра стоматологических снимков на модуле врача, с элементами для подключения.
28. Кабели для подключения системы SIVISION - не более 10 шт.
29. Монитор специальный «Sirona».
30. Камера интраоральная, варианты исполнения: SiroCam F или SiroCam AF или SiroCam AF+, с элементами для подключения и крепления на модуле врача или на модуле ассистента.
31. Чехлы защитные: для ручек светильника – не более 2 шт; для наконечников эндодонтических (ENDO) – не более 10 шт; для камеры интраоральной - не более 500 шт.
32. Средство смазочное Syntheso PRO AA 2 – не более 2 шт.
33. Адаптер для HELIODENT Plus.
34. Элементы специальные для инсталляции установки стоматологической.
35. Программное обеспечение PC-Software на электронном носителе.
36. Программное обеспечение SIDEXIS 4 на электронном носителе.

Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений



© Sirona Dental Systems GmbH
D3561.201.01.13.12 03.2017

Sprache: russisch
Ä.-Nr.: 123 221

Printed in Germany
Отпечатано в Германии

Sirona Dental Systems GmbH



Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Germany

www.sirona.com

для заказа **63 22 775 D3561**

Действует с:


08.2016

sirona
The Dental Company

LEDview^{PLUS}

Инструкция по эксплуатации

Русский



Оглавление

1	Общие сведения	5
1.1	Уважаемый покупатель	5
1.2	Контактные данные	5
1.3	Общие указания к инструкции по эксплуатации.....	6
1.4	Структура документа.....	7
1.4.1	Обозначения степеней опасности	7
1.4.2	Использованное форматирование и символы.....	8
1.5	Сфера действия данной инструкции по эксплуатации.....	9
1.6	Гарантия и ответственность	9
1.7	Использование по назначению	9
1.8	Показания и противопоказания.....	10
2	Указания по технике безопасности	12
2.1	Указания на аппарате	12
2.2	Средства для ухода, очистки и дезинфекции	12
2.3	Бесперебойная работа.....	12
2.4	Ослепление.....	12
2.5	Режим Composite (Композитный)	13
2.6	Выбор цвета зубопротезных материалов.....	13
2.7	Механическая устойчивость	13
2.8	Изменения и расширения на аппарате.....	13
2.9	Контроль безопасности эксплуатации	13
2.10	Электромагнитная совместимость.....	14
2.11	Демонтаж / установка.....	14
3	Описание аппарата	15
3.1	Стандарты/Разрешения.....	15
3.2	Технические характеристики	16
3.3	Обзор системы.....	19
3.3.1	Монтируемая модель LEDview ^{PLUS}	19

4	Управление	22
4.1	Обзор возможностей управления	22
4.2	Управление с помощью блока врача или ассистента	23
4.2.1	TENEO	23
4.2.2	SINIUS	25
4.2.3	INTEGO	28
4.3	Управление с помощью бесконтактного сенсора или встроенной клавиатуры	31
4.3.1	Управление с помощью бесконтактного сенсора	31
4.3.2	Управление с помощью встроенной клавиатуры	33
4.4	Позиционирование светового поля	35
5	Уход и очистка, выполняемые сотрудниками практики.....	36
5.1	Общие указания	36
5.2	Основы	36
5.3	Средства для ухода, очистки и дезинфекции	36
5.4	Общие подготовительные указания	37
5.5	Контроль, обслуживание и проверка	38
5.6	Очистка / дезинфекция плевательницы	38
5.7	Очистка и дезинфекция съемных ручек	39
5.8	Демонтаж/установка съемных ручек	39
6	Неисправности.....	41
6.1	Рабочий светильник автоматически снижает яркость	41
6.2	Рабочий светильник автоматически выключается	41
7	Утилизация.....	42

1 Общие сведения

1.1 Уважаемый покупатель ...

Мы рады, что Вы решили оснастить свою практику рабочим светильником LEDview^{PLUS}.

Он представляет собой светодиодный светильник. Он отличается высокой интенсивностью освещения, большим сроком службы источника света и низким расходом электроэнергии. Благодаря возможности механической регулировки по 3 осям он дает возможность оптимального позиционирования. Высокое качество света обеспечивает естественное отображение твердого вещества зуба и слизистой рта.

Уход и чистку вам следует выполнять согласно соответствующим рекомендациям.

Перед вводом в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь со светильником, тщательно изучив настоящую инструкцию по эксплуатации.

Во избежание травм людей и материального ущерба строго соблюдайте также указания по технике безопасности.

1.2 Контактные данные

Центр технической поддержки

По всем техническим вопросам вы можете использовать контактный формуляр на сайте www.sirona.com. В панели навигации следуйте пунктам меню "CONTACT" / "Customer Service Center" и нажмите на кнопку "CONTACT FORM FOR TECHNICAL QUESTIONS".

Адрес производителя



Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim
Германия

Тел.: +49 (0) 6251/16-0
Факс: +49 (0) 6251/16-2591
Эл.почта: contact@sirona.com
www.sirona.com

1.3 Общие указания к инструкции по эксплуатации

Соблюдать Инструкцию по эксплуатации

С помощью этой Инструкции по эксплуатации ознакомьтесь с аппаратом, прежде чем приступить к его эксплуатации. При этом строго соблюдайте приведенные предупреждения и правила техники безопасности.

Хранение документов

Храните Инструкцию по эксплуатации в доступном месте на случай, если вам или другому пользователю потребуется информация из нее. Сохраните Инструкцию по эксплуатации на ПК или распечатайте.

Онлайн-портал технической документации

Техническая документация находится на Интернет-портале по адресу <http://www.sirona.com/manuals>. Оттуда можно загрузить данную инструкцию и другие документы. Если вам требуется документ в бумажном виде, просим заполнить формуляр на сайте. Мы отправим вам печатную копию бесплатно.

Справка

Если, несмотря на тщательное изучение Инструкции по эксплуатации, у Вас возникают вопросы, обратитесь в фирму по техническому обеспечению стоматологических практик.

1.4 Структура документа

1.4.1 Обозначения степеней опасности

Во избежание травм и материального ущерба строго соблюдайте приведенные в данной инструкции по эксплуатации предупреждения и указания по технике безопасности. Для них предусмотрены специальные условные обозначения:

ОПАСНОСТЬ

Прямая и явная опасность, которая может привести к тяжелым травмам или смерти человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциально опасная ситуация, которая может привести к тяжелым травмам или смерти.

ОСТОРОЖНО

Потенциально опасная ситуация, которая может привести к незначительным травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Потенциально аварийная ситуация, в которой возможны повреждения изделия или имущества в его окружении.

ВАЖНО

Практические рекомендации и иная полезная информация.

Совет: Информация, облегчающая работу.

1.4.2 Используемое форматирование и символы

Форматирование и символы, использованные в данном документе, имеют следующее значение:

✓ Необходимое условие 1. Первая рабочая операция 2. Вторая рабочая операция или ➤ Альтернативное действие ↪ Результат ➤ Отдельная рабочая операция	Требует выполнения определенной операции.
см. раздел „Используемое форматирование и символы [→ 8]“	Обозначает ссылку на другое место в тексте с указанием номера страницы.
• Перечисление	Обозначает перечисление.
„Команда / Пункт меню“	Обозначает команды / пункты меню или цитату.

1.5 Сфера действия данной инструкции по эксплуатации

В настоящем документе описывается использование рабочего светильника LEDview^{PLUS} в монтируемом исполнении на стоматологической установке.

Монтируемая модель

В качестве монтируемой модели LEDview^{PLUS} может эксплуатироваться на стоматологических установках серии TENEO, SINIUS и INTEGEO. LEDview^{PLUS} устанавливается на монтажной штанге светильника стоматологической установки. Управление осуществляется через интерфейс стоматологической установки или бесконтактным сенсором.

1.6 Гарантия и ответственность

Уход

В интересах охраны здоровья и безопасности пациентов, пользователя и третьих лиц необходимо с установленной периодичностью проводить техническое обслуживание, чтобы гарантировать эксплуатационную надежность, безопасность и исправность Вашей системы. Более подробную информацию см. главу "Обслуживание сервисным техником" или в инструкции по эксплуатации стоматологической установки.

Эксплуатирующая организация должна обеспечить уход и проведение технического обслуживания.

Как изготовитель электромедицинского оборудования, мы – в интересах обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности работы устройства – считаем себя ответственными за характеристики оборудования, обеспечивающие безопасность и надежность, только в том случае, если техническое обслуживание и ремонт выполняются только нами или персоналом, получившим от нас на это исключительное право, а при выходе из строя деталей они заменяются только на оригинальные запасные части.

Исключение ответственности

Если эксплуатирующая организация не выполняет свои обязанности по уходу и проведению работ по техническому обслуживанию или не уделяется внимание сообщениям о неисправностях, то фирма Sirona Dental Systems GmbH и её дистрибьюторы не несут никакой ответственности за вызванный этим ущерб.

1.7 Использование по назначению

Рабочий светильник предназначен для освещения рабочего поля при стоматологическом лечении; его использование разрешается только обученному персоналу.

Рабочий светильник не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных помещениях.

К использованию по назначению относится также соблюдение инструкции по эксплуатации.

1.8 Показания и противопоказания

Показания

- Комфортное освещение рабочей зоны в процессе стоматологического лечения
 - Профилактические процедуры
 - Терапевтическое лечение (кариология и лечение пломбами, эндодонтия)
 - Пародонтологическое лечение
 - Ротовые, челюстные и лицевые процедуры
 - Протезирование
 - Ортодонтическое лечение
 - Другие стоматологические технологии

Указание: Пациенты, страдающие перечисленными ниже заболеваниями, не получают вреда от рабочего светильника, т.е. используемые светодиоды не создают излучения в ультрафиолетовых диапазонах А и В:

- Актиничное пруриго (AP)
- Hydroa vacciniforme
- Красная волчанка (LE)
- Xeroderma Pigmentosum (XP)

Противопоказания

- Лечение пациентов, страдающих перечисленными ниже заболеваниями, следует проводить при минимально возможной яркости излучения. В отдельных случаях требуется консультация с лечащим дерматологом:
 - Хронический актинический дерматит (CAD)
 - Полиморфный световой дерматоз (PLE/PMLE)
 - Кожная порфирия
 - Солнечная крапивница
- Пациенты, принимающие следующие медикаменты, имеют повышенную светочувствительность. Лечение этих пациентов следует проводить при минимально возможной яркости излучения. В отдельных случаях требуется консультация с лечащим врачом:
 - Амиодарон в высоких дозах
 - Фотофрин
 - Фоскан
 - другие медикаменты фотодинамической терапии (PDT)

- Пользователи с возрастной макулодистрофией (AMD) или предрасположенностью к AMD должны работать при минимально возможной яркости светильника. Кроме того, светильник следует эксплуатировать с минимальной настройкой цветовой температуры, чтобы до минимума снизить фиолетовую часть его спектра.

2 Указания по технике безопасности

2.1 Указания на аппарате

Сопроводительные документы



Эта пиктограмма находится на заводской табличке устройства.
Значение: При эксплуатации аппарата следуйте инструкции по эксплуатации.



Эта пиктограмма находится на заводской табличке устройства.
Значение: Сопроводительная документация находится на сайте Sirona.

2.2 Средства для ухода, очистки и дезинфекции

Неподходящие средства для ухода, очистки и дезинфекции могут повредить поверхность устройства или привести к сбоям в работе.

Поэтому используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Sirona. Дальнейшую информацию см. „Средства для ухода, очистки и дезинфекции“ [→ 36].


2.3 Бесперебойная работа

Использование данного аппарата допустимо, только если аппарат исправен. Если гарантировать бесперебойную работу аппарата невозможно, его эксплуатацию следует прекратить. Его должны проверить и при необходимости отремонтировать авторизованные специалисты.

2.4 Ослепление



IEC 62471: Группа риска 2
Длина волны: 400 нм до 780 нм



2.5 Режим Composite (Композитный)

ОСТОРОЖНО

Для предотвращения преждевременного отверждения при использовании композитных материалов, всегда переключайте светильник в режим "Композитный". Интенсивность облучения, в отношении к спектральной чувствительности камферхинона, составляет согласно ISO 9680:2014 $< 3 \text{ Вт/м}^2$. Несмотря на уменьшение световой мощности некоторые композитные материалы, например, современные и обладающие высокой чувствительностью, могут преждевременно затвердевать под воздействием других источников света, к примеру, головных или потолочных светильников, а также дневного света. Поэтому процедуру нанесения следует проверять в каждом конкретном случае.

2.6 Выбор цвета зубопротезных материалов

ВАЖНО

Выбор цвета зубопротезных материалов следует выполнять при дневном освещении.

2.7 Механическая устойчивость

ОСТОРОЖНО

Дополнительные нагрузки на кронштейн (например, установка дополнительных устройств) недопустимы.

2.8 Изменения и расширения на аппарате

Изменения в конструкции данного аппарата, которые могут повлиять на безопасность пользователя, пациента или третьих лиц, согласно законодательству категорически запрещены.

Для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности данное изделие разрешается эксплуатировать только с оригинальными принадлежностями производства фирмы Sirona или с принадлежностями иных изготовителей, допущенных фирмой Sirona. Всю ответственность за использование не допущенных принадлежностей несет пользователь.

2.9 Контроль безопасности эксплуатации

Прочитайте раздел "Контроль безопасности эксплуатации" в Инструкции по эксплуатации вашей стоматологической установки.

2.10 Электромагнитная совместимость



При работе с медицинскими электрическими устройствами следует принимать специальные меры предосторожности с точки зрения электромагнитной совместимости. Они должны устанавливаться и эксплуатироваться согласно указаниям, приведенным в документе "Условия проведения монтажа", который прилагается к стоматологической установке.

Переносные и мобильные средства ВЧ связи могут влиять на медицинское электрооборудование. Необходимо запретить пользование радиотелефонами на территории клиник и врачебных практик.

Для обеспечения безопасной работы с точки зрения электромагнитной совместимости прочитайте раздел "Электромагнитная совместимость" в документе "Условия проведения монтажа".

2.11 Демонтаж / установка

При демонтаже и повторной установке устройства следует действовать по указаниям, приведенным в инструкции по монтажу для нового монтажа, чтобы обеспечить работоспособность и устойчивость устройства.

Запрещается его использование во взрывоопасных помещениях.

3 Описание аппарата

3.1 Стандарты/Разрешения

Рабочий светильник LEDview^{PLUS} отвечает, кроме прочих, требованиям следующих стандартов:

- IEC 60601-1 (электрическая и механическая безопасность)
- IEC 60601-1-2 (электромагнитная совместимость)
- IEC 60601-1-6 / IEC 62366 (пригодность к использованию)
- IEC 62304 (Процесс использования ПО)
- ISO 9680 (рабочий светильник)
- IEC 62471 (фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем)
- ISO 17664 (стерилизация медицинских изделий)



Рабочий светильник имеет знак CE в соответствии с положениями директивы 93/42/EWG Совета от 14 июня 1993 г. по изделиям медицинской техники.

Рабочий светильник соответствуют требованиям Директивы RoHS 2011/65/EU.



REG.-Nr. E852

Это устройство было проверено Институтом исследований и сертификации VDE на соблюдение действующих норм.



Рабочий светильник отвечает требованиям стандартов CAN/CSA-C22.2 № 60601-1 и AAMI/ANSI ES 60601-1.


LEDview[®] является зарегистрированным товарным знаком Sirona Dental Systems GmbH.

3.2 Технические характеристики

Наименование модели:	LEDview ^{PLUS}
Подключение сети на монтируемой модели:	Электропитание от стоматологической установки. Рабочий светильник предназначен исключительно для эксплуатации на стоматологических установках Sirona семейств TENEO, SINIUS и INTEGEO.
Питание светильника:	36 В DC - 1,0 А 24 В DC - 1,5 А
Источник света:	4 светодиода Multicolor
Интенсивность освещения (ном. значение):	Регулировка по 7 ступеням 5.000 люкс, 10.000 люкс, 15.000 люкс, 20.000 люкс, 25.000 люкс, 30.000 люкс, 40.000 люкс
Настройки освещения:	Яркость и цветовая температура регулируются независимо друг от друга, функция Композитный согласно ISO 9680:2014
Цветовая температура (ном. значение):	Регулировка по 3 ступеням Ступень 1: 4.600 К, Ступень 2: 5.400 К, Ступень 3: 6.200 К
Индекс цветопередачи (CRI):	> 90
Фотобиологическая безопасность согласно IEC 62471:	Группа риска 2 - с точки зрения защитных реакций на яркие источники света рабочий светильник не представляет никакой опасности.

Размер светового поля: Ок. 200 x 100 мм с расстояния 700 мм от поверхности выхода света светильника

Распределение света: На рисунке ниже показано распределение света при 40.000 люкс.



Область A: интенсивность освещения не менее 75 % согласно стандарту ISO 9680

Область B: интенсивность освещения не менее 50 % согласно стандарту ISO 9680

75 % / 50 % / 10 %: измеренные значения интенсивности освещения у рабочего светильника LEDview^{PLUS}

Класс защиты: Источник питания соответствует классу защиты I

Класс аппарата согласно 93/42/EWG: Устройство класса I

Степень защиты от попадания воды: Обычный аппарат (IP X 0 - без защиты от попадания воды)

Режим работы: Длительная эксплуатация




Условия транспортировки и хранения:

Температура: -40 °C – +70 °C
(-40 °F – +158 °F)

Отн. влажность воздуха: 10% – 95%

Воздушное давление: 50 кПа – 106 кПа



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды: 10 °C – 35 °C
(50 °F – 95 °F)

Отн. влажность воздуха: 30 % – 85 %
Без конденсации

Воздушное давление: 70 кПа – 106 кПа

Место установки: ≤ 3000 м над уровнем моря


Дата изготовления:



20yy-mm-dd

на заводской табличке рабочего
светильника


Размеры коронки
светильника:




3.3 Обзор системы

LEDview^{PLUS} крепится на регулируемом по высоте кронштейне. За специальные ручки LEDview^{PLUS} можно легко выставить в нужное положение над рабочей зоной. Тормоза на консоли удерживают LEDview^{PLUS} в выбранном положении. Четко ограниченное световое поле освещает рабочую зону, не ослепляя глаза пациента.


3.3.1 Монтируемая модель LEDview^{PLUS}



LEDview^{PLUS} на TENEО



LEDview^{PLUS} на семействе SINIUS (показан SINIUS с ходовой направляющей)



LEDview^{PLUS} на семействе INTEGO (показан INTEGO TS)

4 Управление

4.1 Обзор возможностей управления

У рабочего светильника LEDview^{PLUS} существуют следующие возможности эксплуатации:

Монтируемая модель на TENEO, семействах SINIUS и INTEGO:

- Блок врача и ассистента
- Бесконтактный сенсор

Бесконтактный сенсор находится на нижней стороне рабочего светильника. С его помощью можно включать и выключать светильник движением руки, а также переключать его на функцию Композитный.

Управление с помощью бесконтактного сенсора оптимальным образом обеспечивает стерильность работы, в частности, при стерильных операциях.

4.2 Управление с помощью блока врача или ассистента

4.2.1 TENEО

Включение/Выключение рабочего светильника

Рабочий светильник всегда включается с установленной яркостью – см. раздел „Настройка яркости“ (ниже).


- Коротко нажмите на постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача или ассистента.
 - ☞ Если рабочий светильник включен, светодиод постоянной кнопки на блоке врача и ассистента горит.

Настройка яркости, цветовой температуры и сенсорного управления

Яркость, цветовую температуру и функцию сенсорного управления (Вкл/Выкл) можно настроить через интерфейс блока врача.

Кроме того, можно выбрать, на каком расстоянии бесконтактный сенсор будет реагировать на движения.

1. Удерживайте постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача нажатой (2 с).
 - ☞ Диалог настройки рабочего светильника появится на сенсорном экране.
2. Кнопками – и + установите яркость рабочего светильника (7 ступеней). Кнопка – понижает яркость, кнопка + повышает яркость.
3. Кнопками – и + установите нужную цветовую температуру рабочего светильника (3 ступени). Кнопка – понижает цветовую температуру, кнопка + повышает ее.
4. Коснитесь кнопки *Сенсорное управление*.
 - ☞ Если кнопка отмечена оранжевым цветом, рабочим светильником можно управлять с помощью бесконтактного сенсора. Кнопки настройки расстояния появляются на экране.
5. Кнопками – и + установите нужное рабочее расстояние бесконтактного сенсора. Кнопка – уменьшает рабочее расстояние, кнопка + увеличивает его. Настройку можно сразу проверить на рабочем светильнике, не выходя из диалогового окна настройки. Настройку следует выбрать так, чтобы бесконтактный сенсор не мог сработать случайно.



6. Снова коснитесь кнопки *Сенсорное управление*, чтобы выключить сенсорное управление.

☞ Кнопка настройки больше не помечена оранжевым цветом, и кнопки настройки рабочего расстояния исчезают.

Включение/Выключение функции Композитный

С помощью функции Композитный рабочий светильник может работать с пониженной яркостью ок. 10.000 люкс.

Данная функция необходима, чтобы избежать преждевременного затвердевания композитных материалов.

- Нажмите на постоянную кнопку *Функция Композитный* на блоке врача или ассистента.

☞ Если функция Композитный включена, светодиод постоянной кнопки *Функция Композитный* на блоке врача и пациента горит.

ВАЖНО

Активность функции Композитный можно определить по существенно более теплой окраске света (ок. 3250 K).

Включение и выключение режима Очистка

В режиме Очистка блока врача бесконтактный датчик можно деактивировать.

Этот режим служит для очистки интерфейса рабочего светильника, чтобы исключить вероятность запуска нежелательных функций (см. главу „Дезинфекция EasyTouch“ в Инструкции по эксплуатации стоматологической установки).

- Нажмите постоянную кнопку *Очистка* на блоке врача.

☞ Режим Очистка блока врача и рабочего светильника активируется.

- Нажмите постоянную кнопку *Очистка* на блоке врача не менее чем на 3 секунды.

или

- Нажмите на педаль.

☞ Режим Очистка блока врача и рабочего светильника деактивируется.

4.2.2 SINIUS

Включение/Выключение рабочего светильника

Рабочий светильник всегда включается с установленной яркостью – см. раздел „Настройка яркости“ (ниже).




- Коротко нажмите на постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача или ассистента.

✎ Если рабочий светильник включен, светодиод постоянной кнопки на блоке врача и ассистента горит.

Настройка яркости, цветовой температуры и сенсорного управления

Яркость, цветовую температуру и функцию сенсорного управления (Вкл/Выкл) можно настроить через интерфейс блока врача.

Кроме того, можно выбрать, на каком расстоянии бесконтактный сенсор будет реагировать на движения.



1. Удерживайте постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача нажатой (2 с).
 - ✎ Диалог настройки рабочего светильника появится на сенсорном экране.
2. Кнопками – и + установите яркость рабочего светильника (7 ступеней). Кнопка – понижает яркость, кнопка + повышает яркость.
3. Кнопками – и + установите нужную цветовую температуру рабочего светильника (3 ступени). Кнопка – понижает цветовую температуру, кнопка + повышает ее.
4. Коснитесь кнопки *Сенсорное управление*.
 - ✎ Если кнопка отмечена оранжевым цветом, рабочим светильником можно управлять с помощью бесконтактного сенсора. Кнопки настройки расстояния появляются на экране.
5. Кнопками – и + установите нужное рабочее расстояние бесконтактного сенсора. Кнопка – уменьшает рабочее расстояние, кнопка + увеличивает его. Настройку можно сразу проверить на рабочем светильнике, не выходя из диалогового окна настройки. Настройку следует выбрать так, чтобы бесконтактный сенсор не мог сработать случайно.
6. Снова коснитесь кнопки *Сенсорное управление*, чтобы выключить сенсорное управление.
 - ✎ Кнопка настройки больше не помечена оранжевым цветом, и кнопки настройки рабочего расстояния исчезают.

Включение/Выключение функции Композитный

С помощью функции Композитный рабочий светильник может работать с пониженной яркостью ок. 10.000 люкс.

Данная функция необходима, чтобы избежать преждевременного затвердевания композитных материалов.

- Нажмите на постоянную кнопку *Функция Композитный* на блоке врача или ассистента.

✎ Если функция Композитный включена, светодиод фиксированной кнопки *Функция Композитный* на блоке врача горит. На блоке ассистента горит клавиша *Рабочий светильник*.

ВАЖНО

Активность функции Композитный можно определить по существенно более теплой окраске света (ок. 3250 К).

Включение и выключение режима Очистка

В режиме Очистка блока врача бесконтактный датчик можно деактивировать.

Этот режим служит для очистки интерфейса рабочего светильника, чтобы исключить вероятность запуска нежелательных функций (см. главу „Дезинфекция EasyTouch“ в Инструкции по эксплуатации стоматологической установки).

- Нажмите постоянную кнопку *Очистка* на блоке врача.
 - ✎ Режим Очистка блока врача и рабочего светильника активируется.
- Нажмите постоянную кнопку *Очистка* на блоке врача не менее чем на 3 секунды.

или

- Нажмите на педаль.
 - ✎ Режим Очистка блока врача и рабочего светильника деактивируется.

Управление рабочим светильником на блоке ассистента

При многократном нажатии постоянной кнопки *Рабочий светильник* на блоке ассистента можно переключать светильник в следующие состояния:

1. Включено: Рабочий светильник включается с предустановленной яркостью.
2. Функция Композитный: Рабочий светильник имеет сниженную яркость, чтобы избежать преждевременного затвердевания композитных материалов.
3. Выключено



- Нажмите на постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке ассистента, при необходимости несколько раз.
 - ⚙ Рабочий светильник переходит в состояния „Включено“, „Функция Композитный“ или „Выключено“.

4.2.3 INTEGRO

Включение/Выключение рабочего светильника и функции Композитный

При многократном нажатии постоянной кнопки *Рабочий светильник* на блоке врача или ассистента можно переключать светильник в следующие состояния:

1. Включено: Рабочий светильник включается с предустановленной яркостью.
 2. Функция Композитный: Рабочий светильник имеет сниженную яркость (ок. 10 000 люкс), чтобы избежать преждевременного затвердевания композитных материалов.
 3. Выключено
- Нажмите на постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача или ассистента, при необходимости несколько раз.
- ☞ Рабочий светильник переходит в состояния „Включено“, „Функция Композитный“ или „Выключено“.



ВАЖНО

Активность функции Композитный можно определить по существенно более теплой окраске света (ок. 3250 K).

Настройка яркости, цветовой температуры и сенсорного управления на EasyPad

Яркость, цветовую температуру и функцию сенсорного управления (Вкл/Выкл) можно настроить через интерфейс блока врача.

Кроме того, можно выбрать, на каком расстоянии бесконтактный сенсор будет реагировать на движения.

1. Удерживайте кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача нажатой (> 2 с).


☞ Диалог настройки *Яркость* появится на экране EasyPad. Фокус настройки мигает.

2. Стрелками вправо и влево кнопочной панели Избранное отрегулируйте яркость рабочего светильника (7 ступеней). Кнопка «влево» понижает яркость, кнопка «вправо» повышает яркость.

3. Подтвердите настройку кнопкой Избранное 2 / Setup.

☞ Диалог настройки *Цветовая температура* появится на экране EasyPad. Фокус настройки мигает.

4. Стрелками вправо и влево кнопочной панели Избранное отрегулируйте цветовую температуру рабочего светильника (3 ступени). Кнопка «влево» понижает цветовую температуру, кнопка «вправо» повышает ее.





5. Подтвердите настройку кнопкой Избранное 2 / Setup.

☞ Диалог настройки *Сенсорное управление* появится на экране EasyPad. Фокус настройки мигает.

6. Стрелками вправо и влево кнопочной панели Избранное отрегулируйте рабочее расстояние бесконтактного сенсора (5 ступеней). Кнопка «влево» уменьшает рабочее расстояние, кнопка «вправо» повышает его. Настройку можно сразу проверить на рабочем светильнике, не выходя из диалогового окна настройки. Настройку следует выбрать так, чтобы бесконтактный сенсор не мог сработать случайно. Выберите для рабочего расстояния значение „0“, чтобы деактивировать бесконтактный сенсор.

7. Подтвердите настройку кнопкой Избранное 2 / Setup.

☞ На экране отображается время.

Включение и выключение режима Очистка на EasyPad

В режиме Очистка блока врача бесконтактный датчик можно деактивировать.

Этот режим служит для очистки интерфейса рабочего светильника, чтобы исключить вероятность запуска нежелательных функций (см. главу „Дезинфекция рабочего светильника“ в Инструкции по эксплуатации стоматологической установки).

➤ Нажмите постоянную кнопку *Режим изображения / Очистка* на блоке врача.

☞ Режим Очистка блока врача и рабочего светильника активируется.




➤ Нажмите постоянную кнопку *Режим изображения / Очистка* на блоке врача не менее чем на 3 секунды.

☞ Режим Очистка блока врача и рабочего светильника деактивируется.

Настройка яркости, цветовой температуры и сенсорного управления на EasyTouch

Яркость, цветовую температуру и функцию сенсорного управления (Вкл/Выкл) можно настроить через интерфейс блока врача.

Кроме того, можно выбрать, на каком расстоянии бесконтактный сенсор будет реагировать на движения.



1. Удерживайте постоянную кнопку *Рабочий светильник* на блоке врача нажатой (2 с).

☞ Диалог настройки рабочего светильника появится на сенсорном экране.

2. Кнопками – и + установите яркость рабочего светильника (7 ступеней). Кнопка – понижает яркость, кнопка + повышает яркость.
3. Кнопками – и + установите нужную цветовую температуру рабочего светильника (3 ступени). Кнопка – понижает цветовую температуру, кнопка + повышает ее.
4. Коснитесь кнопки *Сенсорное управление*.

☞ Если кнопка отмечена оранжевым цветом, рабочим светильником можно управлять с помощью бесконтактного сенсора. Кнопки настройки расстояния появляются на экране.

5. Кнопками – и + установите нужное расстояние управления. Кнопка – уменьшает рабочее расстояние, кнопка + увеличивает его. Настройку можно сразу проверить на рабочем светильнике, не выходя из диалогового окна настройки. Настройку следует выбрать так, чтобы бесконтактный сенсор не мог сработать случайно.
6. Снова коснитесь кнопки *Сенсорное управление*, чтобы выключить сенсорное управление.
 - ☞ Кнопка настройки больше не помечена оранжевым цветом, и кнопки настройки рабочего расстояния исчезают.

Включение и выключение режима Очистка на EasyTouch

В режиме Очистка блока врача бесконтактный датчик можно деактивировать.

Этот режим служит для очистки интерфейса рабочего светильника, чтобы исключить вероятность запуска нежелательных функций (см. главу „Дезинфекция рабочего светильника“ в Инструкции по эксплуатации стоматологической установки).

- Нажмите постоянную кнопку *Очистка* на блоке врача.
 - ☞ Режим Очистка блока врача и рабочего светильника активируется.
- Нажмите постоянную кнопку *Очистка* на блоке врача более чем на 3 секунды.
 - ☞ Режим Очистка блока врача и рабочего светильника деактивируется.

Clean

4.3 Управление с помощью бесконтактного сенсора или встроенной клавиатуры


С помощью бесконтактного сенсора можно выполнить настройку Включение/Выключение и Функции Композитный. С помощью встроенной клавиатуры можно дополнительно выполнить настройку яркости и цветовой температуры.

Работу сенсора (Вкл/Выкл) и рабочее расстояние бесконтактного сенсора можно настроить с блока врача стоматологической установки (см. „Управление с блока врача или ассистента“ [→ 23]).

4.3.1 Управление с помощью бесконтактного сенсора

Переключение рабочего светильника в обычный режим


- ✓ Рабочий светильник выключен.
- ✓ или: Он работает при активной функции Композитный.
- Плавное проведение рукой в горизонтальном направлении под бесконтактным сенсором.



Переключение рабочего светильника на функцию Композитный


С помощью функции Композитный рабочий светильник может работать с пониженной яркостью ок. 10.000 люкс. Данная функция необходима, чтобы избежать преждевременного затвердевания композитных материалов.

- ✓ Рабочий светильник выключен.
- ✓ или: Рабочий светильник работает в обычном режиме.




- Подержите руку не менее 1 секунды под бесконтактным сенсором.

Выключение рабочего светильника



- ✓ Рабочий светильник работает в **обычном режиме**.
- Плавно проведите рукой в горизонтальном направлении под бесконтактным сенсором.




- ✓ Он работает при активной функции **Композитный**.
- Подержите руку не менее 1 секунды под бесконтактным сенсором.

4.3.2 Управление с помощью встроенной клавиатуры

ВАЖНО

Клавиатура отсутствует, если рабочий светильник установлен на стоматологической установке.
Она предусмотрена для будущих опций.



Переключение рабочего светильника в обычный режим

- ✓ Рабочий светильник выключен.
- ✓ или: Он работает при активной функции Композитный.
- Нажмите на клавишу *Вкл/Выкл* на клавиатуре.
 - ✎ LEDview^{PLUS} включится в обычном режиме или перейдет в обычный режим.
 - Светодиод постоянной кнопки *Рабочий светильник* на блоке врача и ассистента загорится (светодиод на INTEGO / INTEGO pro отсутствует).

Переключение рабочего светильника на функцию Композитный

С помощью функции Композитный рабочий светильник может работать с пониженной яркостью ок. 10.000 люкс.
Данная функция необходима, чтобы избежать преждевременного затвердевания композитных материалов.

- ✓ Рабочий светильник выключен.
- ✓ или: Рабочий светильник работает в обычном режиме.
- Нажмите на клавишу *Композитный* на клавиатуре.
 - ✎ Рабочий светильник включится с активной функцией Композитный либо перейдет в режим работы с активной функцией Композитный.
 - Светодиод постоянной кнопки *Функция Композитный* на блоке врача и ассистента загорится (светодиод на INTEGO / INTEGO pro отсутствует).

Настройка яркости

При настройке яркости на выбор предлагаются 7 ступеней.

- ✓ Рабочий светильник работает в обычном режиме.
- Постепенно изменяйте яркость, нажимая на кнопку *Яркость* на клавиатуре, пока не добьетесь нужной яркости.

Настройка цветовой температуры

При настройке цветовой температуры на выбор предлагаются 3 ступени.

- ✓ Рабочий светильник работает в обычном режиме.
- Постепенно изменяйте цветовую температуру, нажимая на кнопку *Цветовая температура* на клавиатуре, пока не добьетесь нужной цветовой температуры.

Выключение рабочего светильника

- ✓ Рабочий светильник работает в **обычном режиме**.
- Нажмите на клавишу *Вкл/Выкл* на клавиатуре.
 - ☞ Рабочий светильник выключится. Светодиод постоянной кнопки *Рабочий светильник* на блоке врача и ассистента погаснет (светодиод на LED INTEGRO / INTEGRO pro отсутствует).
- ✓ Он работает при активной функции **Композитный**.
- Нажмите на клавишу *Композитный* на клавиатуре.
 - ☞ Рабочий светильник выключится. Светодиод постоянной кнопки *Функция Композитный* на блоке врача и ассистента погаснет (светодиод на LED INTEGRO / INTEGRO pro отсутствует).

4.4 Позиционирование светового поля

Аппарат LEDview^{PLUS} позволяет вам так отрегулировать световое поле, чтобы создать оптимальную возможность заглядывать в самые труднодоступные области рта.

Расположите световое поле так, чтобы его центр приходился на рот пациента.

⚠ ОСТОРОЖНО


В зависимости от положения головы пациента при лечении световое поле следует отрегулировать.

Оно может ослепить пациента.


➤ Располагайте светильник так, чтобы он не слепил пациента.

ВАЖНО


Располагайте рабочий светильник так, чтобы расстояние между выходным окном и ртом пациента составляло 70 см. Это обеспечит оптимальное освещение и не будет слепить пациента.



Поворот LEDview^{PLUS}



Боковой наклон LEDview^{PLUS}



Наклонение LEDview^{PLUS}

5 Уход и очистка, выполняемые сотрудниками практики

5.1 Общие указания

С целью сохранения стоимости и обеспечения надежной работы вашей стоматологической лампы необходимо, чтобы персонал практики регулярно проводил уход, очистку и дезинфекцию. Это необходимо для минимизации угрозы заражения пациента и пользователей и обеспечения надежной работы.

Для гигиены и дезинфекции следует выполнять требования и рекомендации национальных стандартов, например, Института Роберта Коха, Американской ассоциации стоматологов, Центра контроля и предупреждения заболеваний и т.д.

- Части светильника следует чистить и дезинфицировать после каждого пациента.

5.2 Основы

Обработка состоит из следующих этапов:

- Очистка
- Дезинфекция
- Стерилизация, если она допускается

Рекомендуется выполнять очистку как можно быстрее после применения. Предварительную очистку следует выполнять с помощью одноразовых/бумажных салфеток.

Ненадлежащий уход и очистка аппарата могут приводить к неисправностям или повреждениям. Персонал должен быть обучен правилам обращения с изделиями медицинского назначения.

5.3 Средства для ухода, очистки и дезинфекции

ПРИМЕЧАНИЕ

Средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Sirona.

Используйте только средства для ухода, очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Sirona!

Постоянно обновляемый список допустимых средств можно найти в Интернете по адресу "www.sirona.com". Следовать по навигационной панели пунктов меню "*SERVICE*" / "*Technical Documentation*", чтобы перейти в онлайн-портал для получения технической документации. Портал расположен непосредственно по адресу <http://www.sirona.com/manuals>. Щелкните по пункту меню "*General documents*" и откройте документ "*Care, cleaning and disinfection agents*".

Если у вас нет возможности доступа в Интернет, обратитесь в фирму по техническому обеспечению стоматологических практик для заказа этого списка (REF 59 70 905).

5.4 Общие подготовительные указания

Общие подготовительные указания касаются рабочего светильника в целом при отсутствии других специальных подготовительных указаний в этой Инструкции по эксплуатации. Соблюдайте указания по средствам дезинфекции (температура, концентрация, время и т.д.).

Ручная очистка

Ручная очистка проводится с помощью салфетки и мягкой щетки. Если не указано иное, для очистки загрязнений поверхности пользуйтесь теплой питьевой водой.

Машинная чистка

Термическая дезинфекция при температуре 93 °C согласно ISO 15883-1 возможна для деталей, имеющих пометку. Используйте для этого щелочное моющее средство. В качестве моющего устройства можно воспользоваться лабораторную промывную машину (например, Miele G7781). Настройка моющего устройства, а также вид и объем моющего средства указаны в Инструкции по эксплуатации соответствующего аппарата.

Ручная дезинфекция

Рабочий светильник допускает дезинфекцию протиранием. Для проведения дезинфекции воспользуйтесь мягкой бесцветной салфеткой, а также разрешенным дезинфицирующим средством. Если в Инструкции по эксплуатации не указано иное, использование других методов дезинфекции (опрыскиванием, погружением и т.д.) недопустимо. При использовании дезинфицирующих средств учитывайте значения, приведенные в соответствующих Инструкциях по эксплуатации (температура, концентрация, время и т.д.).

Машинная дезинфекция

Термическая дезинфекция при температуре 93 °C согласно ISO 15883-1 возможна для деталей, имеющих пометку. Используйте для этого щелочное моющее средство. В качестве дезинфицирующего устройства можно воспользоваться лабораторную промывную машину (например, Miele G7781). Настройка дезинфицирующего устройства, а также вид и объем дезинфицирующего средства указаны в Инструкции по эксплуатации соответствующего аппарата.

Ручная сушка

При дезинфекции протиранием мероприятия по сушке не требуются, т.к. остатки дезинфицирующего средства испаряются. Удалите воду, оставшуюся после процесса чистки, мягкой салфеткой.

Стерилизация


Стерилизация возможна для деталей, имеющих пометку. Компания Sirona рекомендует проводить стерилизацию в паровом стерилизаторе (автоклаве) согласно ISO 13060 класса B (например: DAC PREMIUM / DAC PROFESSIONAL).

Стерилизацию следует проводить многократно фракционированным вакуумом (стерилизатор класса B). Параметры процесса указаны тисненными символами на каждом компоненте и в настоящей Инструкции по эксплуатации. Соблюдайте инструкцию по эксплуатации стерилизатора.

5.5 Контроль, обслуживание и проверка

Если в данной инструкции не указано иного, регулярно проверяйте работу всех компонентов и выполняйте визуальный контроль на предмет повреждений и износа. При необходимости, заменяйте поврежденные детали.

5.6 Очистка / дезинфекция плевательницы



Перед помывкой / дезинфекцией переключайте рабочий светильник в режим Очистка (см. „Управление с блока врача или ассистента“ [→ 23]).

Проведите ручную чистку для удаления остатков дезинфицирующего средства (см. „Общие подготовительные указания“ [→ 37]).

Детали светильника, включая выходное окно, подлежат дезинфекции методом протирания с помощью средств поверхностной дезинфекции, разрешенных Sirona.


ПРИМЕЧАНИЕ

Медикаменты вступают с поверхностью аппарата в химическую реакцию.

Многие медикаменты в связи с высокой концентрацией и применяемыми активными веществами могут растворять, вытравлять, осветлять или окрашивать поверхности.

- Сразу удаляйте остатки медикаментов с аппарата с помощью бесцветной влажной ткани!

5.7 Очистка и дезинфекция съемных ручек



⚠ ОСТОРОЖНО

Запасные съемные ручки поставляются недезинфицированными и нестерильными.

Перед первым использованием проведите термическую дезинфекцию или стерилизацию.

Для термической дезинфекции или стерилизации следует снять съемные ручки с номером 64 97 015 с рабочего светильника (см. Демонтаж/установка съемных ручек [→ 39]).

Очистите съемные ручки перед подготовкой с помощью нейтрального, обычного моющего средства. Перед стерилизацией проведите дезинфекцию протиранием или термодезинфекцию. Упакуйте ручки перед стерилизацией в стерильную упаковку.


В результате стерилизации или термической дезинфекции со временем может появиться незначительное изменение цвета съемных ручек. Это не влияет на их пригодность к использованию.

Заменяйте съемные ручки не реже чем каждые 200 циклов стерилизации либо не реже чем каждые 500 циклов термической дезинфекции.

5.8 Демонтаж/установка съемных ручек


Для термической дезинфекции или стерилизации следует снять съемные ручки с рабочего светильника.

Демонтаж съемных ручек




1. Возьмитесь за съемную ручку рукой и нажмите указательным пальцем на кнопку разблокировки на нижней стороне переходника ручки.

👉 Съемная рука отщелкнется.



2. Стяните съемную ручку вниз с переходника ручки.



Установка съемных ручек

1. Медленно наденьте съемную ручку на переходник ручки до щелчка.
2. Проверьте надежность фиксации съемной ручки.

6 Неисправности

6.1 Рабочий светильник автоматически снижает яркость

Если рабочий светильник эксплуатируется в условиях, выходящих за предела спецификации (см. „Технические характеристики“ [→ 16]), например, при слишком высокой температуре воздуха из-а интенсивного солнечного излучения, это может привести к его перегреву.

Для защиты лампы от повреждений в результате перегрева рабочий светильник автоматически снижает яркость до 20.000 люкс. В этом случае настройки яркости выше 20.000 люкс будут невозможны. Рабочий светильник частым миганием красного светодиода сигнализирует, что нужная настройка невозможна.

Меры:

- ✓ При необходимости устраните причину неисправности. В случае яркого солнечного излучения, например, позаботьтесь о затенении стоматологической установки.
- 1. Дайте рабочему светильнику время остыть.
- 2. Выполните новый запуск стоматологической установки.
 - ✎ После перезапуска стоматологической установки все 7 ступеней яркости снова будут доступны. Рабочий светильник восстанавливает уровень яркости, выбранный в последнем сеансе работы.

6.2 Рабочий светильник автоматически выключается

Если температура рабочего светильника и после снижения яркости (см. „Рабочий светильник автоматически снижает яркость“ [→ 41]) будет слишком высокой, рабочий светильник автоматически выключится. Без перезапуска стоматологической установки его повторное включение будет невозможно.

Рабочий светильник частым миганием красного светодиода сигнализирует, что изменение настроек невозможно.

Меры:

- ✓ При необходимости устраните причину неисправности. В случае яркого солнечного излучения, например, позаботьтесь о затенении стоматологической установки.
- 1. Дайте рабочему светильнику время остыть.
- 2. Выполните новый запуск стоматологической установки.
 - ✎ После перезапуска стоматологической установки все настройки снова будут доступны. Рабочий светильник восстанавливает настройки, выбранные в последнем сеансе работы.

7 Утилизация



На основании Директивы 2012/19/EU и предписаний федеральных земель по утилизации лома электрического и электронного оборудования мы указываем на то, что на территории Европейского Союза (ЕС) данная продукция подлежит передаче для специальной утилизации. Эти правила требуют экологически рациональной переработки / утилизации лома электронного и электрооборудования. Выбрасывать изделие вместе с бытовым мусором запрещено! На это указывает, кроме прочего, символ «Перечеркнутая урна», применяемый с 24.03.2006.

Способ утилизации

Мы осознаем свою ответственность за нашу продукцию - от возникновения идеи до итоговой утилизации. Поэтому мы предлагаем вам возвращать нам лом электронного и электрооборудования.

В случае необходимости утилизации действуйте следующим образом:

В Германии

Для того, чтобы у вас забрали электрооборудование, подайте заявку на утилизацию в фирму Enretec GmbH. Для этого предлагаются следующие возможности:

- На домашней странице enretec GmbH (www.enretec.de) в разделе меню „eom“ нажмите кнопку „Возврат электрооборудования“.
- Либо вы можете обратиться непосредственно в компанию enretec GmbH.

enretec GmbH
Kanalstraße 17
16727 Velten

Тел.: +49 3304 3919-500
E-Mail: eom@enretec.de

В соответствии с предписаниями по утилизации различных федеральных земель (Закон об электрическом и электронном оборудовании) мы, как производитель, берем на себя расходы на утилизацию лома соответствующего электрического и электронного оборудования. Расходы на демонтаж, транспортировку и упаковку несет собственник / эксплуатирующая организация.

Перед демонтажем / утилизацией изделия необходимо провести его надлежащую подготовку (очистку/дезинфекцию/стерилизацию).

Наши специалисты заберут ваш нестационарный аппарат в практике, а стационарный - от кромки тротуара в согласованное между сторонами время.

Другие страны

Точные сведения по правилам утилизации в конкретной федеральной земле обратитесь к специализированным поставщикам стоматологического оборудования.

Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений

© Sirona Dental Systems GmbH 2016
D3642.201.01.01.12 08.2016

Sprache: russisch
Ä.-Nr.: 000 000

Printed in Germany
Отпечатано в Германии

Sirona Dental Systems GmbH



Fabrikstraße 31
D-64625 Bensheim
Germany
www.sirona.com

для заказа **65 67 569 D3642**

Перевод с английского и немецкого языков

Сирона Дентал Системс ГмбХ - 64623 Бенсхайм

СИРОНА
Дентал Компани

Утверждено
Руководителем по вопросам регулирования
СИРОНА Дентал Системс ГмбХ

/подпись/ Буркхардт Андреас

13/09/2017

Печать: СИРОНА Дентал Системс
СИРОНА
Бенсхайм

ТЕХНИЧЕСКАЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ) ДОКУМЕНТАЦИЯ

Установки стоматологические SINIUS, SINIUS CS, с принадлежностями,
производства СИРОНА Дентал Системс ГмбХ, Германия

2017

Страница 1/1

СИРОНА Дентал Системс ГмбХ Фабриктрассе 31, Д-64625 Бенсхайм Телефон: +49 6251 16-0 Телефакс: +49 625 116-2591 Адрес электронной почты: contact@sirona.com	Управляющие: Райнер Бертан, Михаэль Гайль Председатель наблюдательного совета: Эрих Блум Местонахождение компании: Бенсхайм Суд, ведущий реестры: Участковый суд Дармштадт HRB 24948 Номер плательщика налога с оборота: DE191529171 Регистрационный номер участника Директивы ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE): DE49136990	Банк: ЮниКредит Банк АГ Франкфурт Код банка 503 201 91 Номер счета: 8254893 BIC HYVEDEMM430 IBAN DE58 5032 0191 0008 2548 93	Банк: Коммерцбанк АГ Франкфурт Код банка 500 400 00 Счет №: 582711800 BIC COBADEFFXXX IBAN DE56 5004 0000 05 82 7118 00
--	--	--	--

Настоящим я удостоверяю подлинность подписи, проставленной в моем присутствии, лично известного мне

господина Андреаса Буркхардта, дата рождения: 27.11.1961 года,
служебный адрес: 64625 Бенсхайм, Фабрикштрассе 31.

действующего для компании **СИРОНА Дентал Системс ГмбХ**,
со штаб-квартирой, расположенной в 64625 Бенсхайм.

Нотариус задал вопрос относительно запрета на участие в соответствии с положениями §3 раздел 1 номер 7 Закона об обязательной форме документации (BeurkG). На вопрос нотариуса господин Буркхардт дал отрицательный ответ.

Бенсхайм, 14 сентября 2017г.

/Подпись/

Др. Дирк Арец
Нотариус

Оттиск печати нотариуса:
ДОКТОР ДИРК АРЕЦ, НОТАРИУС В БЕНСХАЙМЕ

Далее текст на русском языке.

Перевод данного текста выполнен переводчиком Фроловой Мариной Михайловной



Российская Федерация

Город Москва

Десятого октября две тысячи семнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую
подлинность подписи переводчика Фроловой Марины Михайловны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 13-38183

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: --- руб.



 Г.Б. Акимов



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 187 лист(-а, -ов).

Нотариус

