

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE

号码 No. 183301A0/042682

兹证明：在所附文件上的宁波圣宇瑞医疗器械有限公司的印章
属实。

подтверждает, что печать Нинбо
Шенгиуруи Медикал Эпплаенсис
Ко., Лтд в приложенных
документах является
подлинной



China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature:

Lu Juanjuan

日期: 2018年08月30日

(Date: Aug. 30, 2018)



宁波圣宇瑞医疗器械有限公司

NINGBO SHENGYURUI MEDICAL APPLIANCES CO.,LTD.

««УТВЕРЖДАЮ»»

«I certify»

Директор отдела по обеспечению качества
Линна Ло /QA Manager Linna LUO

Нинбо Шенгиуруи Медикал Эпплаенсис
Co., Лтд., КНР/Ningbo Shengyurui Medical
Appliances Co., Ltd., P.R.China

Дата/Date August 28, 2018

Подпись/Signature



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
на медицинское изделие / INSTRUCTION FOR USE of the medical device

Трубки медицинские
одноразовые нестерильные Уномедикал (Unomedical) для
респираторной терапии
/
Disposable non-sterile medical tubings Unomedical for respiratory
therapy



manufactured by
Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd., P.R.China

2018

Better breathing. Better life.



认字第 18102384 号

兹证明前面文书上中国国际贸易
促进委员会商事证明专用章(37)的印
章和授权签字人陆娟娟的签字属实。



中华人民共和国外交部(330)
2018年9月4日 杭州

汪菲



8872889

Генеральное консульство России в г. Шанхае, КНР,
удостоверяет подлинность предстоящей подписи
и печати Министерства иностранных дел КНР.
Консул России в г. Шанхае

№ 1482

14. 09. 2018 20 г.



Ван Вэ
Куликов А.В.

Содержание

1.	Наименование медицинского изделия	2
2.	Сведения о производителе медицинского изделия.....	2
3.	Назначение медицинского изделия	2
3.1.	Функциональное назначение медицинского изделия	2
3.2.	Показания	2
3.3.	Противопоказания.....	2
3.4.	Инструкция по применению.....	3
3.5.	Предостережения.....	3
3.6.	Условия применения медицинского изделия	3
3.7.	Область применения.....	3
3.8.	Побочные реакции.....	4
3.9.	Частота замены изделия.....	4
4.	Комплектность поставки	4
5.	Описание, принцип действия и фотографические изображения медицинского изделия.....	5
6.	Основные технические характеристики	11
7.	Описание других медицинских изделий, которые предназначены для использования в сочетании с ними (совместимость с другими медицинскими изделиями).....	19
8.	Маркировка.....	19
9.	Места разработки и производства	22
10.	Условия транспортировки.....	22
11.	Требования к безопасности.....	23
12.	Требования по защите окружающей среды.....	23
13.	Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки.....	23
14.	Упаковка	23
15.	Стандарты	25
	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям	25
	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1: Оценка и испытание в рамках процесса менеджмента риска	25
16.	Условия хранения и срок хранения.....	26
17.	Утилизация и уничтожение.....	26
18.	Гарантийные обязательства	26
19.	Требования по техническому обслуживанию медицинского изделия	26
20.	Рекламация.....	26
	Приложение 1 - Памятка потребителю по использованию медицинского изделия Трубки одноразовые для подачи дыхательных смесей Уномедикал (Unomedical).....	27

Нижеприведенная инструкция по применению составлена для предоставления информации в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации.

Сведения предоставляются в необходимом объеме в соответствии с Правилами регистрации медицинского изделия (Постановление Правительства РФ № 1416 от 27 декабря 2012).

1. Наименование медицинского изделия

Трубки медицинские одноразовые нестерильные Уномедикал (Unomedical) для респираторной терапии

Варианты исполнения:

1. Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 1.8 м, 30.5 м.
2. Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м, 4.2 м, 7.6 м, 15.2 м.
3. Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 10 м, 30 м.
4. Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.
5. Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.
6. Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.
7. Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.

Примечание: Далее по тексту: изделие/трубка

2. Сведения о производителе медицинского изделия

Производитель/Разработчик: Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd.

Адрес: No.138, BinHaisi Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo, Zhejiang Province, 315336, P.R.China

3. Назначение медицинского изделия

3.1. Функциональное назначение медицинского изделия

Изделия предназначены для доставки дыхательных смесей пациенту и отбора проб газа при проведении респираторной терапии.

3.2. Показания

Изделия показаны пациентам, которым необходимо проведение аэрозольной, кислородной терапии и ИВЛ.

3.3. Противопоказания

Не имеется общепризнанных противопоказаний для применения изделия.

3.4. Инструкция по применению

1. Убедитесь в целостности упаковки, извлеките изделие;
2. Подсоедините трубку с помощью коннекторов к источнику кислорода, устройству для оксигенации/небулайзеру или другим устройствам при ИВЛ. Убедитесь в плотном соединении и отсутствии проникновения воздуха в систему и из нее в месте соединения;
3. Убедитесь в движении потока кислорода/дыхательной смеси по всему устройству;
4. Для отбора проб газа присоедините коннектор Луер к устройству мониторинга CO₂;
5. Утилизируйте изделие после его использования согласно процедурам, принятым в лечебном учреждении.

Иллюстрированная инструкция по применению (памятка потребителю) вкладывается в каждую групповую упаковку изделия (вариант исполнения «Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м, 4.2 м, 7.6 м, 15.2 м»), см. приложение 1 настоящей инструкции. Для остальных вариантов исполнения в каждую индивидуальную упаковку вкладывается этикетка с информацией об изделии, см. рис.17 настоящей инструкции. Рекомендуется сохранять инструкцию до тех пор, пока не будут использованы все изделия из групповой упаковки.

3.5 Предостережения

Изделие предназначено только для однократного применения и не должно использоваться повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции и перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению. Изделия с поврежденной упаковкой не применимы к использованию. Изделия с истекшим сроком годности не следует использовать для пациентов, они подлежат утилизации.

3.6 Условия применения медицинского изделия

Температура доставляемой дыхательной смеси к пациенту, а также температура отобранных проб газа во время аэрозольной терапии не должна превышать значений от +10°C до +40°C.

Температура окружающей среды: от +10°C до +40°C.

Относительная влажность воздуха: не более 80%.

Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

Условия эксплуатации в части механических воздействий при эксплуатации на воздействие вибраций в диапазоне частот (10-55) Гц при амплитуде 0,15 мм.

3.7 Область применения

Трубки используются под контролем квалифицированного медицинского персонала в условиях стационара (в медицинском учреждении) - в отделениях реанимации, интенсивной терапии, анестезиологии.

3.8 Побочные реакции

При использовании изделия квалифицированным медицинским персоналом в соответствии с инструкцией по применению никаких побочных эффектов не возникает. Тем не менее, в состав изделия входит ПВХ, который может вызвать аллергическую реакцию.

3.9 Частота замены изделия

Изделие является одноразовым и предназначено для использования одним пациентом. Частота замены определяется квалифицированным медицинским персоналом в соответствии с протоколами, принятыми в ЛПУ.

4. Комплектность поставки

Комплектность поставки изделий отражена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделия (вариант исполнения)	Кол-во в индивидуальной упаковке	Кол-во в групповой упаковке	Кол-во в транспортной упаковке
Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 1.8 м	1	5	10
Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 30.5 м.	1	-	1
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м	1	10	50
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 4.2 м	1	10	50
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 7.6 м	1	5	25
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 15.2 м	1	10	20
Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 10 м	1	1	10
Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 30 м	1	1	1
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	1	10	30
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	1	10	30

Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	1	10	30
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	1	10	30

В комплекте с трубками никакие дополнительные комплектующие или принадлежности не поставляются.

Иллюстрированная инструкция по применению (памятка потребителю) вкладывается в каждую групповую упаковку изделия (вариант исполнения «Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м, 4.2 м, 7.6 м, 15.2 м»), см. приложение 1 настоящей инструкции. Для остальных вариантов исполнения в каждую индивидуальную упаковку вкладывается этикетка с информацией об изделии, см. рис. 17 настоящей инструкции.

5. Описание, принцип действия и фотографические изображения медицинского изделия

Трубка обеспечивает доставку дыхательных смесей, необходимых для восстановления вентиляционной и газообменной функций легких. Ее важнейшие составные элементы — обеспечение свободной проходимости дыхательных путей, кислородная и лекарственная терапия, ингаляции, применение респираторной поддержки при несостоятельном спонтанном дыхании больного.

Трубки используются для доставки кислорода/дыхательной смеси к пациенту во время аэрозольной/кислородной терапии, отбора проб газа. Они также могут соединяться с увлажнителем для доставки увлажненного кислорода под давлением к пациенту. Универсальный коннектор Fits-All разработан для подсоединения ко всем видам кислородных флоуометров без использования различных адаптеров. Воронкообразный коннектор кислородной трубки является стандартным и может присоединяться к коннекторам небулайзера, кислородной маски, или к аэрозольной маске через специальный подходящий коннектор. Трубка для отбора проб газа имеет два коннектора – Луер Мэйл и Луер Фемэйл или Луер Мэйл и Луер Мэйл.

Представительные фотографические изображения каждого варианта исполнения трубок представлены на рисунках 1-11.



Рисунок 1 - Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 4.2 м



Рисунок 2 - Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м



Рисунок 3 - Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 7.6 м




Рисунок 4 - Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.




Рисунок 5 - Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 1.8 м



Рисунок 6 - Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.




Рисунок 7 - Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 10 м



Рисунок 8 - Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 30.5 м.



Рисунок 9 - Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 30 м



Рисунок 10 - Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м



Рисунок 11 - Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м

6. Основные технические характеристики

1. Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 1.8 м, 30.5 м.
- 1.1 Размеры указаны в таблице 2

Таблица 2

Вариант исполнения изделия	Размер, мм				Масса, г	Минимальный радиус изгиба, мм
	Длина	Внеш.диаметр	Внутр.диаметр	Толщина		
Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 1.8 м	1800±250	-	22±0,5	0,7±0,08	162±2	40
Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 30.5 м.	30500±250	-	22±0,5	0,7±0,08	530,5±2	40



Рисунок 8 – Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 1.8 м, 30.5 м.

2. Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м, 4.2 м, 7.6 м, 15.2 м.

2.1 Размеры указаны в таблице 3

Таблица 3

Вариант исполнения изделия	Размер, мм				Масса, г	Минимальный радиус изгиба, мм
	Длина	Внеш. диаметр	Внутр. диаметр	Толщина		
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м	2100±200	5,85±0,25	-	0,63±0,2	47,50±2	40
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 4.2 м	4200±200	5,85±0,25	-	0,63±0,2	76±2	40
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 7.6 м	7600±200	5,85±0,25	-	0,63±0,2	133±2	40
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 15.2 м	15200±250	5,85±0,25	-	0,63±0,2	243,50±2	40

2.2 Твердость по Шору:

Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м, 4.2 м, 7.6 м, 15.2 м - 85 ± 2 А.

2.3 Характеристики коннектора Фитс-Олл (Fits-All)

Внутренний диаметр со стороны соединения с кислородной трубкой, мм	$6 \pm 1,2$
Внутренний диаметр со стороны присоединения ко всем видам кислородных флоуметров, мм	$9,5 \pm 1,2$
Длина, мм	$37 \pm 1,2$
Твердость по Шору А	62 ± 1
Удельный вес, г/см ³	$3,5 \pm 0,5$
Предел прочности при растяжении, кПа, не менее	1500
Значение размера резьбы универсального коннектора Фитс-Олл (Fits-All), мм	$6,0 \pm 1,2$, $\frac{1}{4}$ -18
Относительное удлинение коннектора Фитс-Олл (Fits-All), %, не более	350

2.4 Характеристики воронкообразного коннектора

Внутренний диаметр со стороны соединения с кислородной трубкой, мм	$5,75 \pm 0,10$
Внутренний диаметр со стороны присоединения к другим коннекторам, мм	$5,06 \pm 0,35$
Длина, мм	37 ± 1
Твердость по Шору А	62 ± 1
Удельный вес, г/см ³	$1,18 \pm 0,5$
Предел прочности при растяжении, кПа, не менее	1500
Относительное удлинение воронкообразного коннектора, не более, %	350




Рисунок 9 – Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м, 4.2 м, 7.6 м, 15.2 м.

Описание к рисунку:

- 1 – Воронкообразный коннектор
- 2 – Кислородная трубка для отбора проб газа
- 3 – Универсальный коннектор Фитс-Олл (Fits-All)




Рисунок 10 - Универсальный коннектор Фитс-олл, мм




Рисунок 11 - Воронкообразный коннектор

3. Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 10 м, 30 м.

3.1 Размеры указаны в таблице 4

Таблица 4

Вариант исполнения изд	Размер, мм				Масса, г	Минимальный радиус изгиба, мм
	Длина	Внеш.диаметр	Внутр. диаметр	Толщина		
Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 10 м	10000±200	7,14±0,2	4,75±0,2	1,2±0,2	312±2	40
Трубка для	30000±200	7,14±0,2	4,75±0,2	1,2±0,2	926±2	40

подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 30 м						
--	--	--	--	--	--	--

3.2 Твердость по Шору:

Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 10 м, 30 м. - 85 ± 2 А.



Рисунок 12 - Трубка для подачи кислорода/дыхательной смеси без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 10 м, 30 м.

4. Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м

4.1 Размеры изделий указаны в таблице 5

Таблица 5

Вариант исполнения изделия	Размер, мм				Масса, г	Минимальный радиус изгиба, мм
	Длина	Внеш.диаметр	Внутр. диаметр	Толщина		
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	3000 $\pm$ 200	3,33 $\pm$ 0,15	1,27 $\pm$ 0,15	1,03 $\pm$ 0,1	24,4 $\pm$ 2	40
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	3000 $\pm$ 200	3,33 $\pm$ 0,15	1,68 $\pm$ 0,15	0,83 $\pm$ 0,1	23,8 $\pm$ 2	40
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер	3000 $\pm$ 200	3,33 $\pm$ 0,15	1,27 $\pm$ 0,15	1,03 $\pm$ 0,1	28 $\pm$ 2	40

Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м						
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	3000±200	3,33±0,15	1,68±0,15	0,83±0,1	25±2	40

4.2 Твердость по Шору:

Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м - 80±2 А.

Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м - 80±2 А.

Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м - 80±2 А.

Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м - 80±2 А.

4.3 Характеристики коннектора Луер Мэйл (Luer Male)

Внутренний диаметр со стороны соединения с кислородной трубкой, мм	5 ± 0,6
Внутренний диаметр со стороны присоединения к коннекторам, мм	3,93 ± 0,6
Длина, мм	22 ± 1
Твердость по Шору А	62 ± 1
Удельный вес, г/см ³	1,4 ± 0,01

4.4 Характеристики коннектора Луер Фемэйл (Luer Female):

Внутренний диаметр со стороны соединения с кислородной трубкой, мм	5 ± 0,6
Внутренний диаметр со стороны присоединения к коннекторам, мм	4,32 ± 0,6
Длина, мм	22 ± 1
Твердость по Шору А	62 ± 1
Удельный вес, г/см ³	1,4 ± 0,01




Рисунок 13 - Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.

Описание к рисунку:

- 1 – Коннектор типа Луер Мэйл
- 2 – Трубка для отбора проб газа
- 3 - Коннектор типа Луер Фемэйл




Рисунок 14 - Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.

Описание к рисунку:

- 1 – Коннектор типа Луер Мэйл
- 2 – Трубка для отбора проб газа
- 3 - Коннектор типа Луер Мэйл




Рисунок 15 – Коннектор типа Луер Мэйл (Luer Male), мм




Рисунок 16 - Коннектор типа Луер Фемэйл (Luer Female), мм

Состав изделия указан в таблице 6.

Таблица 6

Полное наименование изделия или варианта исполнения	Материал конкретной позиции изделия
1. Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 1.8 м, 30.5 м.	Трубка аэрозольная: Сополимеры этилена с винилацетатом Eva-14-2, производство The future of Shanghai Industrial Co., Ltd.
2. Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м, 4.2 м, 7.6 м, 15.2 м.	Трубка кислородная: Поливинилхлорид (ПВХ) CC-8548G-V01, производство Tekni-Plex Technologies(Suzhou) Co., Ltd. Универсальный коннектор Фитс-Олл, воронкообразный коннектор: Поливинилхлорид (ПВХ) CC-6248N1-V01, производство Tekni-Plex Technologies(Suzhou) Co., Ltd.
3. Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 10 м, 30 м.	Трубка кислородная: Поливинилхлорид (ПВХ) CC-8548G-V01, производство Tekni-Plex Technologies(Suzhou) Co., Ltd.
4. Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.	Трубка: Поливинилхлорид (ПВХ) E-800, производство Jieh-Ming Plastics Mfg. Co., Ltd., паспорт безопасности б/н от дек.2015
5. Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.	Коннектор типа Луер Мэйл (Luer Male), Луер Фемэйл (Luer Female): Поликарбонат 2858, производство Covestro AG Covestro-IO-S&A-PSRA-PSI 51365
6. Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.	
7. Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м.	

Изделия являются бесцветными (прозрачными) и не имеют запаха.

7. Описание других медицинских изделий, которые предназначены для использования в сочетании с ними (совместимость с другими медицинскими изделиями)

Аэрозольная трубка присоединяется к источнику аэрозольной смеси и к коннектору аэрозольной маски. Кислородная трубка присоединяется к источнику кислорода и к небулайзеру или к коннектору кислородной маски. Трубка для отбора проб газа присоединяется к фильтру или другим устройствам, встроенным в дыхательный контур, и к датчику определения состава дыхательной смеси при проведении ИВЛ.

8. Маркировка

Маркировка осуществляется посредством нанесения основных данных на этикетку, вложенную в индивидуальную упаковку медицинского изделия, см. рисунок 17. На групповую упаковку наклеивается этикетка, с идентичной информацией, отличающаяся данными о количестве вложенных в неё индивидуальных упаковок, на транспортную упаковку наклеивается этикетка с идентичной информацией, отличающаяся данными о количестве вложенных в неё индивидуальных упаковок.

Следующая информация указывается на этикетке, вкладываемой в первичную (индивидуальную) упаковку:

- Наименование и описание изделия, в т.ч. на русском языке
- Номер партии, обозначенный соответствующим символом (LOT)
- Символ «Запрет на повторное применение»
- Символ «Обратитесь к инструкции по применению»
- Размер изделия (длина)
- Количество изделий в упаковке
- Знак CE-марки
- Название и адрес производителя
- Номер по каталогу, обозначенный соответствующим символом (REF)
- Символ «Использовать до»
- Штрих код
- Вэбсайт
- Логотип компании «ConvaTec»
- Символ «Не стерильно»
- Символ «Не содержит латекса»
- Символ «Не содержит фталаты»
- Знак соответствия при декларировании соответствия
- Символ «Уполномоченный представитель в Европе»
- Дата и номер регистрационного удостоверения
- Информация о представительстве в России

Следующая информация указывается на этикетке, наклеенной на групповую упаковку:

- Наименование и описание изделия, в т.ч. на русском языке
- Номер партии, обозначенный соответствующим символом (LOT)
- Символ «Запрет на повторное применение»

- Символ «Обратитесь к инструкции по применению»
- Размер изделия (длина)
- Количество изделий в упаковке
- Знак СЕ-марки
- Название и адрес производителя
- Номер по каталогу, обозначенный соответствующим символом (REF)
- Символ «Использовать до»
- Штрих код
- Вэбсайт
- Логотип компании «ConvaTec»
- Символ «Не стерильно»
- Символ «Не содержит латекса»
- Символ «Не содержит фталаты»
- Знак соответствия при декларировании соответствия
- Символ «Уполномоченный представитель в Европе»
- Дата и номер регистрационного удостоверения
- Информация о представительстве в России

Следующая информация указывается на этикетке, наклеенной на транспортную упаковку:

- Наименование и описание изделия, в т.ч. на русском языке
- Номер партии, обозначенный соответствующим символом (LOT)
- Символ «Запрет на повторное применение»
- Символ «Обратитесь к инструкции по применению»
- Размер изделия (длина)
- Количество изделий в упаковке
- Знак СЕ-марки
- Название и адрес производителя
- Номер по каталогу, обозначенный соответствующим символом (REF)
- Символ «Использовать до»
- Штрих код
- Вэбсайт
- Логотип компании «ConvaTec»
- Символ «Не стерильно»
- Символ «Не содержит латекса»
- Символ «Не содержит фталаты»
- Знак соответствия при декларировании соответствия
- Символ «Уполномоченный представитель в Европе»
- Дата и номер регистрационного удостоверения
- Информация о представительстве в России



Unomedical

Aerosol Tubing

1x

REF 93-626MM



1.8m(6')

✂ 15cm(6")

- | | |
|--|---|
| (en) Aerosol Tubing, 1.8m
Cutttable, Cuff every 15cm | (fr) Tubulure pour aérosol 1.8m
Sectionnable, manchette tous les 15cm |
| (da) Aerosol slang, 1.8m
Klipbar manchete hver 15cm | (pl) Dren aerzolowy, 1.8m
Do docinania, co 15cm |
| (sv) Aerosolslang, 1.8m
Klipbar kuff varje 15cm | (es) Tubo para aerosol, 1.8m
Seccionable cada 15cm |
| (no) Aerosol slang, 1.8m
Klipbar cuff hver 15cm | (pt) Tubo para aerossol, 1.8m
Cortável a cada 15cm |
| (fi) Aerosoliletku, 1.8m
Leikattava, kupla joka 15cm | (it) Tubo per Aerosol, 1.8m
Sezionabile ogni 15cm |
| (ru) Трубки медицинские одноразовые нестерильные
Unomedical (Unomedical) для респираторной терапии
Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты
каждые 15 см, длиной 1.8 м | (cs) Aerosolová hadice, 1.8m
Manžetu lze zkrátit každých 15cm |
| (de) Aerosolschlauch 1.8m
Zuschneidbar alle 15cm | (tr) Aerosol Hortum, 1.8m
Kesilebilir balon, her 15cmde |
| (nl) Aërosol slang, 1.8m
op maat maakbaar, Cuff, elke 15cm | (gr) Σωλήνας Αεροζόλ, 1.8 μ.
Κοπτόμενο, Cuff ανά 15 εκ. |

LOT 161118



2021-01-01



Ningbo Shengyurui Medical Appliances
Co., Ltd.
No. 138, Binhaisi Road, Hangzhou Bay New
Zone, 315336, Ningbo, Zhejiang Province,
P.R. China

EC REP

Shanghai Intl. Molding Corp. GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg
Germany

Made in China



Сделано в Китае



0120



ConvaTec

www.convatec.com

Distributed by ConvaTec Ltd., First Avenue, Deeside Industrial
Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

Sponsored in Australia by ConvaTec (Australia) Pty Limited
1800 339 412 Australia; 0800 441 763 New Zealand

Импортер / Представительство в России: ЗАО «КонваТек»
115054, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.1.

Тел.: +7 495 663 70 30 Факс: +7 495 748 78 94

РУ № РЗН ____ от ____



(01)06945099313027(17)210101(10)161118

53015

Рисунок 17 - Макет этикетки индивидуальной упаковки для варианта исполнения: Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 1.8 м

Таблица 7 отражает значение символов маркировки, изображенных на групповой упаковке, этикетках изделия и инструкции по применению, таблица 8 отражает значение символов маркировки, изображенных на транспортной упаковке.

Таблица 7

				
Номер по каталогу	Запрет на повторное применение!	Производитель (ЕС)	Не стерильно	Уполномоченный представитель в Европе
				
Не содержит натуральный латекс	Номер партии	Знак CE-марки	См. инструкцию по применению	Срок хранения (использовать до)
				
Знак соответствия при декларировании соответствия	Не содержит фталаты		Не использовать при повреждении упаковки*	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению*

Таблица 8

			
Хрупкое, обращаться осторожно	Не кантовать	Беречь от влаги	Крюками не брать

*Символы, указанные в инструкции по применению.

9. Места разработки и производства

Производитель/Разработчик: Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd.

Адрес: No.138, BinHaisi Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo, Zhejiang Province, 315336, P.R.China

10. Условия транспортировки

Изделие транспортируется любыми видами транспорта, такими как крытые железнодорожные вагоны, контейнеры, грузовой автотранспорт, судовые трюмы, обогреваемые герметичные авиационные модули в соответствии с правилами для этих видов транспорта с соблюдением условий транспортировки без риска повреждения упаковки.

Температура: от -20°C до +60°C.
Влажность: от 5% до 95%.
Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

11. Требования к безопасности

Изделие является одноразовым и не допускается к повторному применению. Повторное использование может привести к увеличению риска инфицирования или перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению.

12. Требования по защите окружающей среды

Компания проводит официальные оценки и анализы риска (в соответствии со стандартами ISO 14971) изделий на стадии проектирования и разработки и перед запуском в производство. Эта процедура позволяет распознать любые возможные риски для пользователя и окружающей среды. Изделия Компании также внимательно контролируются в отношении любых вредных воздействий после поступления в продажу. Трубки при соблюдении условий транспортировки, хранения и использования не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Использованные изделия необходимо утилизировать в соответствии с утвержденными локальными нормами и правилами.

13. Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки

Изделие является нестерильным и одноразовым. Дезинфекция и предстерилизационная очистка не применимы.

14. Упаковка

Изделия являются нестерильными. Медицинское изделие поставляется в упаковке производителя. Упаковка имеет три типа: индивидуальную (потребительскую), групповую и транспортную. При производстве изделие упаковывается в индивидуальную упаковку. Медицинское изделие в индивидуальной (потребительской) упаковке расфасовываются, в соответствии с таблицей 1 настоящей инструкции во внешнюю групповую упаковку, затем групповый упаковки расфасовываются в транспортные картонные упаковки (коробки).

Состав упаковок описан в таблице 10.

Таблица 10

Упаковка	Материал
Индивидуальная	Полиэтилен низкой плотности LDPE 2426H
Групповая	Полиэтилен низкой плотности LDPE 2426H
Транспортная	Картон
Этикетка (вкладыш) в индивидуальную упаковку	Бумага Чернила на бумаге: PMS 301U, черные

Размеры упаковок указаны в таблице 11.

Таблица 11

Наименование изделия (вариант исполнения)	Размеры,		
	Индивидуальная, (длина × ширина×толщина)	Групповая, (длина× ширина ×толщина)	Транспортная, мм (длина× ширина× высота)
Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 1.8 м	28×31±5см 0.045мм±0.01мм	65×50±5см 0.1мм±0.01мм	400х400х300±4
Трубка аэрозольная (шланг), разделяемая, манжеты каждые 15 см, длиной 30.5 м	85×60±5см 0.045мм±0.01мм	Только пер- вичная	400х380х260±4
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 2.1 м	18×22±5см 0.045мм±0.01мм	28×32±5см 0.1мм±0.01мм	350х300х200±4
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 4.2 м	18×22±5см 0.045мм±0.01мм	42×32±5см 0.1мм±0.01мм	400х400х300±4
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 7.6 м	21×23±5см 0.045мм±0.01мм	42×32±5см 0.1мм±0.01мм	380х400х260±4
Трубка для подачи кислорода несминаемая с универсальным коннектором Фитс-Олл (Fits-All) и воронкообразным коннектором, длиной 15.2 м	24×31±5см 0.045мм±0.01мм	65×50±5см 0.1мм±0.01мм	400х400х300±4
Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 10 м	28×31±5см 0.045мм±0.01мм	65×50±5см 0.1мм±0.01мм	400х300х240±4
Трубка для подачи кислорода без коннекторов, внутренний диаметр 4.75 мм, внешний диаметр 7.14 мм, длиной 30 м	(42×32±5см 0.045мм±0.01мм	Только пер- вичная	200х200х120±4
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	14×20±5см 0.045мм±0.01мм	28×32±5см 0.1мм±0.01мм	250х200х150±4
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Фемэйл (Luer Female), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	14×20±5см 0.045мм±0.01мм	28×32±5см 0.1мм±0.01мм	250х200х150±4
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.27 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	14×20±5см 0.045мм±0.01мм	28×32±5см 0.1мм±0.01мм	250х200х150±4
Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луер Мэйл (Luer Male)/Луер Мэйл (Luer Male), внутренний диаметр 1.68 мм, внешний диаметр 3.33 мм, длиной 3 м	14×20±5см 0.045мм±0.01мм	28×32±5см 0.1мм±0.01мм	250х200х150±4

15. Стандарты

Таблица 12 отражает используемые стандарты.

Таблица 12

Стандарт	Обозначение
93/42/EEC	Медицинские приборы, устройства, оборудование
EN ISO 13485:2012	Системы менеджмента качества для производителей медицинских изделий
EN ISO 14971:2012	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
EN 980:2008	Медицинские приборы. Графические символы, используемые при маркировке медицинских устройств
EN ISO 10993-1:2009/AC	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1: Оценка и испытание в рамках процесса менеджмента риска
EN ISO 10993-10:2014	Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 10. Пробы на раздражение и аллергическую реакцию кожи
EN ISO 10993-5:2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5: Испытания на цитотоксичность in vitro
ISO 15223-1:2012	Устройства медицинские. Символы, используемые на ярлыках медицинских устройств при маркировке и в предоставляемой информации. Часть 1. Общие требования
EN 15986:2011	Символы для использования при маркировке медицинских устройств. Требования к маркировке медицинских устройств, содержащих фталаты
EN 62366:2008+A1:2015	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
EN ISO 15001-2010	Устройства анестезии и аппараты искусственного дыхания - совместимость с кислородом
EN 13544-2:2002+A1:2009	Оборудование для дыхательной терапии. Трубки и коннекторы
ASTM-F1980-07	Тестирование упаковки для медицинских изделий
ISO 80369-7:2016	Соединители с небольшим внутренним диаметром для жидкостей и газов, применяемые в медицине. Часть 7. Соединители внутрисосудистого и подкожного применения
BS EN 20594-1 - 1994	Конические фитинги с 6% (Люэра) Конус для шприцов, игл и другого медицинского оборудования - Часть 1: Общие требования
ISO 8185:2007	Увлажнители дыхательных путей медицинского назначения. Частные требования к дыхательным системам увлажнения
EN 1041:2008	Информация, поставляемая изготовителем для медицинских приборов
BS EN ISO 10993-18:2009	Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 18. Определение химических характеристик материалов

16. Условия хранения и срок хранения

Срок хранения 5 лет.

Температура: от +10°C до +40°C.

Влажность: от 5% до 95%.

Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

17. Утилизация и уничтожение

Изделия следует утилизировать в соответствии с местными нормами и правилами.

Медицинское изделие, имеющее повреждение индивидуальной (потребительской) упаковки, либо истекший срок годности не допускается к использованию, его следует утилизировать как отходы класса А.

Утилизация трубки после применения, соответствует утилизации одноразовых медицинских изделий, относящихся к опасным медицинским отходам класса Б.

18. Гарантийные обязательства

Компания гарантирует качество, безопасность и эффективность изделия, если оно используется в соответствии с инструкцией по применению до истечения срока годности и хранится с соблюдением условий хранения, транспортирования и применения.

19. Требования по техническому обслуживанию медицинского изделия

Изделие только для одноразового применения, техническое обслуживание не применимо.

20. Рекламация

В случае возникновения жалоб, пожалуйста, обращайтесь по адресам:

Производитель/Разработчик: Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd.

Адрес: No.138, BinHaisi Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo, Zhejiang Province, 315336, P.R.China

Tel: +86-574-63269102/63006301 Fax: +86-574-63259048/63006305

Уполномоченный представитель производителя в России:

ЗАО «КонваТек», Россия,

115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр.1


Тел. +7 495 663 70 30, факс +7 495 748 78 94,

e-mail: olga.shor@convatec.com

Приложение 1 - Памятка потребителю по использованию медицинского изделия Трубки одноразовые для подачи дыхательных смесей Уномедикал (Unomedical)

Поэтапная инструкция по использованию изделия указана на рис.1

(ru) Трубка для подачи кислорода



Описание

Трубки для подачи кислорода одноразовые используются для соединения источника кислорода с устройством доставки кислорода при подаче кислорода.

Трубка для подачи кислорода может быть подключена к кислородному флоуметру при помощи универсального коннектора без необходимости использования дополнительных адаптеров.

Предостережение

- Кислород не горит, но поддерживает горение. Не используйте вблизи источников высоких температур, открытого пламени или других источников возгорания.
- Изделие предназначено для однократного применения и не должно использоваться повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции или перекрестной контаминации, а также к изменению физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению.

⚠ Перед использованием убедитесь в плотном соединении частей устройства. Проверяйте правильность подключения во время использования.

Используемые символы

REF	Каталожный номер		Использовать до	LOT	Номер партии
	Не использовать повторно		Не стерильно		Внимание!
	Производитель		Не содержит фталаты		Не содержит натуральный латекс
	Не применять при поврежденной упаковке				Обратитесь к инструкции по применению
EC REP	Уполномоченный представитель в Европе				

Рисунок 1

[Перевод с английского и китайского языков на русский язык]

[Вклейка:

Канцелярия по работе с нерезидентами провинции Чжэцзян

Россия 102384 (1800163)

A2018038889]

СЕРТИФИКАТ

ССРП

(Китайская комиссия содействия международной торговле)

Китайская комиссия содействия международной торговле является Палатой международной торговли Китая

[На бланке Китайской комиссии содействия международной торговле]

**Китайская комиссия содействия международной торговле
Палата международной торговли Китая**

СЕРТИФИКАТ

№ 183301A0/042682

Подтверждает, что печать Нинбо Шенгиуруи Медикал Эпплаенсис Ко., Лтд в
приложенных документах является подлинной

Китайская комиссия содействия международной торговле

[Рельефная печать:

Китайская комиссия содействия международной торговле, сертификация ССРПТ (37)]

Подпись уполномоченного лица: /подпись/

Лу Цзюаньцзюань

(Дата: 30 августа 2018 г.)

[Далее следует текст документа «Инструкция по применению на медицинское изделие “Трубки медицинские одноразовые нестерильные Уномедикал (Unomedical) для респираторной терапии”», представленного на русском языке.]

[На бланке компании «Нинбо Шенгиуруи Медикал Эпплаенсис Ко., Лтд.»]

Дата 28 августа 2018 г.

Произведено
компанией «Нинбо Шенгиуруи Медикал Эпплаенсис Ко., Лтд.» (Ningbo Shengyurui
Medical Appliances Co., Ltd.), Китайская Народная Республика

[Печать компании «Нинбо Шенгиуруи Медикал Эпплаенсис Ко., Лтд.»]

[Вклейка:

Свидетельство № 18102384

Настоящим удостоверяем подлинность печати Китайской комиссии содействия международной торговле (37) и подписи нотариуса Лу Цзюаньцзюань.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (330)

Г. Ханчжоу, 04 сентября 2018 г.

/подпись/

8872889]

[Печать:

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (330)

Печать для удостоверения документов]

[Далее приведены печать и штамп Генерального консульства России в г. Шанхае, КНР, на русском языке.]

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком **Борицёвым Владиславом Николаевичем**.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго октября две тысячи восемнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Борицёва Владислава Николаевича**.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2018- 85-922

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.



Г.Б. Акимов

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 34 лист(а)(ов)

Нотариус

