



«УТВЕРЖДАЮ»

Специалист по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

Н. Е. Полякова

«09» августа 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

Сшивающий аппарат для проведения артроскопических операций

Срок службы ортопедического инструментария не бесконечен. Все повторно используемые инструменты подвержены повторяющимся стрессовым воздействиям при контакте с костью, соударении, стандартной процедуре очистки, а также в процессе стерилизации. Перед каждым использованием инструменты подлежат тщательному осмотру на предмет их полной функциональной пригодности. Царапины и зазубрины могут привести к поломке инструмента в процессе его применения. Притупление режущих кромок может снизить эффективность работы таким инструментом. Во избежание потенциальной возможности нанесения травмы пациенту, оставления металлических фрагментов в операционной ране, поврежденный инструментарий требует ремонта или замены. С поверхности инструмента необходимо тщательно удалять загрязнение и остатки тканей.

Большинство инструментальных наборов поставляются вместе со вставками/лотками и контейнером (контейнерами). Многие инструменты предназначены для использования с определенным имплантатом. Важно, чтобы хирург и персонал операционной были хорошо знакомы с соответствующей хирургической техникой – как с инструментарием, применяемым при ее выполнении, так и с используемым имплантатом.

ОЧИСТКА

Очистка микрохирургического инструментария должна проводиться отдельно от других инструментов.

Надлежащим образом разберите инструменты на части и проведите их осмотр на предмет повреждений. Сломанные и погнутые инструменты должны быть переданы на обслуживание или ремонт. Приготовьте ферментативный промывочный раствор в соответствии с инструкцией производителя. Замочите загрязненный инструментарий на 5 минут. Используя мягкую щетинистую щетку, удалите следы крови и остатки тканей, уделяя особое внимание резьбовым частям, бороздкам, стыковочным швам (шлицам) и трудно доступным частям инструмента. Если инструмент имеет скользящие механизмы и шарнирные соединения, приведите их в движение, чтобы высвободить попавшие в них кровь и обрывки тканей. В случае канюлированного инструмента, удалите детрит из канюли мягкой нейлоновой щеткой или ершиком.

Тщательно промойте инструменты теплой проточной водой. Промойте все просветы, внутренние полости, скользящие механизмы и шарнирные механизмы, приводя их при этом в движение. После окончательного промывания сразу просушите инструменты, особенно внутренние их полости, если возможно – сжатым воздухом. Смажьте, если требуется, подвижные элементы водорастворимой смазкой. Убедитесь в пригодности инструментов к использованию, осмотрев их перед стерилизацией или передачей на хранение.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизуйте автоклавированием. На основании проверки процедуры с применением одиночного завернутого контейнера с множественными лотками инструментов, помещенных в правильно функционирующий автоклав, рекомендуются следующие циклы паровой стерилизации. Важно, чтобы параметры процесса были проверены и утверждены для каждого отдельного стерилизатора в учреждении и каждой конфигурации загрузки материалом.

Тип цикла	Температура	Время воздействия / время сушки
Предварительное вакуумирование (4 импульса)	132-134°C	8 минут / 20 минут сушки для металлических изделий и металлполимерных лотков; 45 минут для всех полимерных лотков
	134-137°C	5 минут / 20 минут сушки для металлических изделий и металлполимерных лотков; 45 минут для всех полимерных лотков

Специалистами учреждения может быть применен другой цикл автоклавирования вместо предложенных, при условии, что этот другой метод стерилизации получил одобрение, и позволяет добиться достаточного проникновения пара и его контакта со стерилизационным контейнером для инструментов.

Для получения дальнейшей информации, связанной с использованием данного инструментария, свяжитесь с представителем компании DePuy или дистрибьютором.

Специалист по регистрации



Полякова Н. Е.



Имя пациента
и фамилия
(или серия)

