

КОПИЯ

SIEMENS  
Healthineers


December 3, 2019

To Whom it May Concern:

This is to certify that the attached document is the Instructions for Use for:

Atellica IM Hepatitis C Quality Control (Atellica IM aHCV QC)

For and on behalf of  
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.



Idrissa Sparks-Tillman  
Senior Manager, Regulatory Affairs

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  
511 Benedict Avenue  
Tarrytown, NY 10591 USA



Notary Public

CARMEN CARDONA-MEJIA  
NOTARY PUBLIC STATE OF NEW YORK  
No. 01CA6159681  
Qualified in Westchester County  
My Commission Expires January 22, 2023

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

511 Benedict Avenue  
Tarrytown, NY 10591

914-631-8000  
[www.siemens.com/diagnostics](http://www.siemens.com/diagnostics)

г. Моск=

## Набор контрольных материалов для определения антител к гепатиту С на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Hepatitis C Quality Control (Atellica IM aHCV QC))

|                                      |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текущая редакция и дата <sup>a</sup> | Rev. 02, 2019-09                                                                                                                                                             |
| Наименование изделия                 | Atellica IM Hepatitis C Quality Control (aHCV QC)                                                                                                                            |
| Сокращенное наименование изделия     | Atellica IM aHCV QC                                                                                                                                                          |
|                                      | 2 x 7,0 мл отрицательного контроля качества <input type="button" value="CONTROL -"/> <input type="button" value="REF"/> 10995457                                             |
|                                      | 2 x 7,0 мл положительного контроля качества <input type="button" value="CONTROL +"/>                                                                                         |
|                                      | Лист значений параметров для конкретного лота контроля качества <input type="button" value="CONTROL"/> <input type="button" value="LOT"/> <input type="button" value="VAL"/> |
| Системы                              | Atellica IM Analyzer                                                                                                                                                         |

<sup>a</sup> Вертикальная черта на полях страницы обозначает техническое содержание, отличающееся от предыдущей версии.



### Назначение

Набор контрольных материалов Atellica IM Hepatitis C Quality Control (Atellica IM aHCV QC) предназначен для диагностики *in vitro* и используется для наблюдения за эффективностью теста Atellica IM aHCV с помощью анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Analyzer).

Описание материала

| Описание материала                                                                                                                                      | Хранение                                                                                | Стабильность <sup>a</sup>                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Atellica IM aHCV QC<br>7,0 мл/флакон<br>Обработанная человеческая плазма, содержащая и не содержащая антитела к HCV; азид натрия (< 0,1 %); консерванты | При 2–8°C<br><br>При комнатной температуре<br><br>Atellica™ Sample Handler <sup>b</sup> | До истечения срока годности, указанного на изделии<br><br>8 часов |

<sup>a</sup> См. раздел *Хранение и стабильность*.  
<sup>b</sup> Для получения информации о хранении и стабильности материалов в области хранения пробирок для калибровки и контроля качества Cal-QC см. дополнительный документ «Калибратор держателя проб, а также хранение и стабильность в рамках QC Atellica».

Предупреждения и меры предосторожности

Для диагностики *in vitro*.  
Для профессионального применения.

**ОСТОРОЖНО!**  
В соответствии с федеральным законом (США) продажа настоящего прибора может осуществляться только медицинским работником с соответствующей лицензией или по его предписанию.

Паспорта безопасности (SDS) доступны по адресу [siemens.com/healthineers](https://www.siemens.com/healthineers).



**H317**  
**P280, P272,**  
**P302+P352,**  
**P333+P313, P363,**  
**P501**

**Внимание!**  
Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Использовать защитные перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Не выносить загрязненную спецодежду с рабочего места. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. Необходимо выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием. Утилизировать содержимое и контейнер в соответствии со всеми местными, региональными и национальными требованиями.  
**Содержит:** реакционная масса из 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1)

**ОСТОРОЖНО! ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ**

Содержит материал человеческого происхождения. Каждый донорский образец человеческой крови или компонента крови был протестирован с применением утвержденных FDA методов на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) и типа 2 (ВИЧ-2), а также на наличие поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) и антител к вирусу гепатита С (HCV). Результаты теста были отрицательными (повторное отсутствие реакции). Поскольку ни один метод тестирования не может дать полной гарантии отсутствия данных или других инфекционных агентов, с этими материалами следует обращаться в соответствии с установленными правилами надлежащей лабораторной практики и общими мерами предосторожности.<sup>1-3</sup>

Положительный контроль содержит обработанную человеческую плазму, реагирующую на антитело к HCV. Продукты прошли процедуру инактивации BPL-UV<sup>4</sup>, однако со всеми продуктами на основе материала человеческого происхождения следует обращаться как с потенциально инфекционными.

Содержит азид натрия в качестве консерванта. Азид натрия может вступать в реакцию с медными и свинцовыми трубами, образуя взрывоопасные азиды металлов. В ходе утилизации смывайте реагенты большим количеством воды, чтобы предотвратить накопление азидов. Утилизация в канализационную систему должна производиться в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Утилизируйте опасные или биологически загрязненные материалы в соответствии с практикой, принятой в вашем учреждении. Утилизируйте все материалы безопасным и приемлемым образом в соответствии с действующими нормативными требованиями.

**Примечание** Для получения информации о подготовке материала контроля качества см. *Подготовка материалов контроля качества*.

**Хранение и стабильность**

Хранить материалы контроля качества в вертикальном положении. Материалы контроля качества, хранящиеся при 2–8°C, сохраняют стабильность до даты истечения срока годности, указанной на изделии. Материалы контроля качества, хранящиеся при комнатной температуре, сохраняют стабильность в течение 8 часов.

**Примечание** Для получения информации о хранении и стабильности материалов в области хранения пробирок для калибровки и контроля качества Cal-QC см. дополнительный документ «Калибратор держателя проб, а также хранение и стабильность в рамках QC Atellica».

Запрещено использовать изделия по истечению срока годности, указанного на этикетке изделия.

**Проведение контроля качества**

Процедуру контроля качества следует выполнять как минимум один раз за смену каждый раз, когда проводится анализ проб.

Выполняйте контроль качества с частотой, указанной в нормативных актах или требованиях к аккредитации. Программы и процедуры контроля качества отдельных лабораторий могут требовать более частого тестирования в рамках контроля качества.

Тест контрольных проб проводят после успешной калибровки.

**Подготовка материалов контроля качества**

Материалы контроля качества находятся в жидкой форме и готовы к использованию. Осторожно взбалтывайте и переворачивайте флаконы, чтобы обеспечить однородность материала.

**Примечание** Используйте материал контроля качества в пределах стабильности, указанных в *Хранение и стабильность* и утилизируйте любые остатки материала.

### Процедура контроля качества

Продукт поставляется во флаконах-капельницах. Каждая отмерянная капля составляет примерно 50 мкл.

Необходимый для теста объем пробы зависит от многих факторов. Для получения информации о требованиях к объему проб см. справочную систему.

Для выполнения контроля качества используйте следующие материалы конкретного лота:

- Определения контроля качества (QC) см. в листе значений для специфичного лота, 

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| CONTROL | LOT | VAL |
|---------|-----|-----|

 поставляемом с материалами контроля качества.
- Создайте штрих-коды конкретного лота для использования с контрольными пробами качества.

Инструкции по выполнению процедуры контроля качества см. справочную систему.

### Корректирующие действия

Если результаты контроля качества не соответствуют назначенным значениям, то не вносите результаты анализа в отчет. Выполните корректирующие действия согласно протоколу, принятому в вашей лаборатории. Предполагаемый протокол см. в справочной системе.

### Ожидаемые значения

Назначенные значения см. в предоставленном 

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| CONTROL | LOT | VAL |
|---------|-----|-----|

 листе значений параметров конкретного лота контроля качества. Удовлетворительный уровень эффективности достигается тогда, когда полученные значения аналита не выходят за границы ожидаемого контрольного диапазона системы или внутрилабораторного диапазона, принятого в лаборатории, определенного согласно соответствующей внутрилабораторной программе контроля качества. Следуйте процедурам контроля качества вашей лаборатории, если полученные результаты выходят за допустимые пределы. Для получения информации о вводе определений QC см. электронную справку.

Значения даны по результатам стандартизации анализа. Для получения дополнительной информации см. инструкции по применению метода.

### Ограничения

Эффективность материалов контроля качества aHCV при использовании с другими методами определения антител к HCV установлена не была.

Результаты, полученные с использованием материалов контроля качества, зависят от нескольких факторов. Ошибочные результаты могут возникать вследствие нарушения правил хранения, недостаточного перемешивания или ошибок при работе с пробами, связанными с системой или процедурами метода.

Назначенные контрольные значения могут служить исключительно для справочных целей при оценке эффективности. Каждой лаборатории следует адаптировать контрольные целевые значения и диапазоны к своим требованиям. Полученные значения не должны выходить за пределы установленного диапазона. Каждая лаборатория должна утвердить корректирующие меры на случай выхода отдельных значений за пределы диапазона. Выполняйте контроль качества в соответствии с действующими государственными и местными нормативными актами.

## Техническая поддержка

Для получения технической поддержки обращайтесь в местную службу технической поддержки или к дистрибьютору.

[siemens.com/healthineers](http://siemens.com/healthineers)

## Справочные материалы



1. Centers for Disease Control. Perspectives in disease prevention and health promotion update: Universal precautions for prevention of transmission of human immunodeficiency virus, hepatitis B virus and other bloodborne pathogens in healthcare settings. *MMWR*. 1988;37(24):377–382, 387–388.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute. *Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests; Approved Guideline—Fourth Edition*. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2010. CLSI Document GP44-A4.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute. *Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Fourth Edition*. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014. CLSI Document M29-A4.
4. Yoshizawa H, Itoh Y, Iwakiri S, et al. Beta-propiolactone for the inactivation of non-A/non-B type 1 hepatitis virus capable of inducing cytoplasmic tubular ultrastructures in chimpanzees. *Vox Sang*. 1984;46(2):86–91.

## Расшифровка символов

На этикетку изделия могут наноситься следующие символы.

| Символ                                                                                   | Название и описание символа                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | См. инструкцию по применению                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Версия инструкции по применению                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | URL-адрес в Интернете для доступа к электронным инструкциям по применению                                                                                                                                                                                                 |
|       | URL-адрес в Интернете для доступа к электронным документам по применению                                                                                                                                                                                                  |
| Rev.  | Редакция                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Осторожно!<br>Для получения информации по технике безопасности, которая по различным причинам не может быть представлена на медицинском устройстве, например, о предупреждениях и мерах предосторожности, см. инструкцию по применению или сопроводительную документацию. |
|       | Биологическая опасность<br>Потенциальные биологические риски, связанные с устройством медицинского назначения.                                                                                                                                                            |
|       | Коррозионное вещество                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Опасно для окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Раздражающее вещество<br>Представляет опасность при попадании внутрь, на кожу или при вдыхании                                                                                                                                                                            |

| Символ                                                                              | Название и описание символа                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Опасность при вдыхании<br>Заболевания органов дыхания или внутренних органов                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Легковоспламеняющееся вещество<br>Легковоспламеняющееся или чрезвычайно легковоспламеняющееся вещество                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Окислитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Взрывчатое вещество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Токсичное вещество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Сжатый газ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Не допускать попадания солнечных лучей<br>Не допускать воздействия солнечных лучей и тепла.                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Верх<br>Хранить в вертикальном положении.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Не замораживать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Температурные ограничения<br>Верхний и нижний пределы температурных показателей находятся рядом с верхними и нижними горизонтальными линиями.                                                                                                                                                                                      |
|  | Ручной сканер штрих-кода                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Медицинское устройство для диагностики <i>in vitro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Содержимого достаточно для <n> тестов<br>Общее количество анализов IVD, которое может выполнить система с наборами реагентов IVD, указано рядом с символом.                                                                                                                                                                        |
| <b>RxOnly</b>                                                                       | Использовать под надзором медицинского работника (только для США)<br>Применимо только для методов IVD, зарегистрированных в США.<br><b>ОСТОРОЖНО!</b> В соответствии с федеральным законом (США) продажа данного устройства может осуществляться только медицинским работником с соответствующей лицензией или по его предписанию. |
|  | Смешивание веществ<br>Перемешайте продукт перед использованием.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Разведите и перемешайте лиофилизированный продукт перед использованием.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Цель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Интервал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Официальный производитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Символ                                                                              | Название и описание символа                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Уполномоченный представитель в Европейском сообществе                                                                             |
|    | Срок годности<br>Использовать до указанной даты.                                                                                  |
|    | Код партии                                                                                                                        |
|    | Номер по каталогу                                                                                                                 |
|    | Вторичная переработка                                                                                                             |
|    | Напечатано соевыми чернилами                                                                                                      |
|    | Маркировка CE                                                                                                                     |
|    | Маркировка CE и ID номер уполномоченного органа<br>Идентификационный номер уполномоченного органа может отличаться.               |
| YYYY-MM-DD                                                                          | Формат даты (год-месяц-день)                                                                                                      |
|    | Переменный шестнадцатеричный код, подтверждающий действительность введенных значений определения обобщенной кривой и калибратора. |
|    | Стандартные единицы                                                                                                               |
|    | Международная система единиц                                                                                                      |
|  | Материал                                                                                                                          |
|  | Уникальный идентификационный номер материала                                                                                      |
|  | Название контроля                                                                                                                 |
|  | Тип контроля                                                                                                                      |

## Правовая информация

Atellica является товарным знаком компании Siemens Healthcare Diagnostics.

Все другие товарные знаки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

© 2016–2019 Siemens Healthcare Diagnostics. Все права защищены.

## Дополнение к Инструкции по применению медицинского изделия

Набор контрольных материалов для определения антител к гепатиту С на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Hepatitis C Quality Control (Atellica IM aHCV QC))

### Наименование медицинского изделия

Набор контрольных материалов для определения антител к гепатиту С на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Hepatitis C Quality Control (Atellica IM aHCV QC)):

1. Контрольный материал отрицательный Atellica IM aHCV QC CONTROL -, 7,0 мл – 2 флакона.
2. Контрольный материал положительный Atellica IM aHCV QC CONTROL +, 7,0 мл – 2 флакона.
3. Лист значений параметров серии контрольных материалов.

## Область применения медицинского изделия

Клиническая лабораторная диагностика.

## Показания и противопоказания к применению медицинского изделия

Не применимо для данного медицинского изделия.

## Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Не применимо для данного медицинского изделия.

## Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия, конкретные требования к профессиональному уровню потенциальных пользователей

Медицинское изделие должно использоваться только квалифицированным, обученным (в области клинической лабораторной диагностики) персоналом (врачом, фельдшером-лаборантом).

## Сведения о производителе (изготовителе)/разработчике медицинского изделия, месте (местах) производства медицинского изделия

### Сведения о производителе (изготовителе)/разработчике медицинского изделия

Наименование

«Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.» (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.)

Адрес места нахождения

511 Benedict Avenue Tarrytown, NY, 10591, United States (США)

Телефон: +1-914-631-8000

[www.siemens.com/healthineers](http://www.siemens.com/healthineers)

### Сведения о месте (местах) производства медицинского изделия

Наименование

«Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.» (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.)

Адрес места нахождения

333 Coney Street East Walpole, MA, 02032, United States (США)

## Условия использования, хранения и транспортировки

Следует осуществлять хранение в соответствии с местными нормами. Хранить материал следует в оригинальном контейнере, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, в сухом, прохладном месте с хорошей вентиляцией, вдали от несовместимых материалов, а также вдали от пищевых продуктов. До начала использования материала контейнеры должны быть плотно и герметично закрыты. Открытые контейнеры должны быть вновь герметично закрыты и храниться в вертикальном положении для предотвращения возможности утечек. Не хранить материал в контейнерах без

маркировки. Использовать соответствующие меры для предотвращения загрязнения окружающей среды.

#### **Транспортировка**

При условии транспортировки при 2-8 °С, не вскрытые контрольные материалы должны сохранять стабильность до истечения срока годности, напечатанного на этикетке продукта.

### **Описание метода стерилизации**

Не применимо для данного медицинского изделия.

### **Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия**

Не применимо для данного медицинского изделия.

### **Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия**

По мере возможности следует избегать или минимизировать образование отходов. Процесс утилизации продукта, решений и побочных продуктов должен всегда соответствовать требованиям по охране окружающей среды и законодательства в области удаления отходов, а также требованиям местных органов власти. Утилизация излишков и не подлежащих утилизации продуктов через подрядчика, обладающего лицензией на удаление отходов. Запрещено утилизировать необработанные отходы в канализацию, если это полностью не соответствует требованиям уполномоченных органов. Упаковочные расходы подлежат переработке. Мусоросжигание или захоронение отходов допускается только в том случае, если переработка не является практически возможной. Этот материал и относящийся к нему контейнер подлежат безопасной утилизации. Пустые контейнеры или вкладыши могут содержать остатки продукта. Избегать рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

Азид натрия может вступать в реакцию с медными и свинцовыми трубами, образуя взрывоопасные азиды металлов.

При использовании медицинского изделия образуются отходы, которые классифицируются и уничтожаются (утилизируются) как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии СанПиН 2.1.7.2790—10.

### **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует стабильность медицинского изделия до окончания срока годности при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, указанных в инструкции.

Производитель гарантирует безопасность медицинского изделия, отсутствие недопустимого риска причинения вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде при использовании набора контрольных материалов по назначению в условиях, предусмотренных производителем.

### **Рекламации**

По вопросам качества продукции обращаться:

ООО «Сименс Здравоохранение»

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96,

Телефон: +7 (495) 737-12-52

Электронная почта: [hdx.ru@siemens.com](mailto:hdx.ru@siemens.com)

\*В тексте может встречаться следующая ссылка: «см. справочную систему». Справочная система – это функция онлайн поддержки оператора, доступная в меню анализатора Atellica IM. Порядок получения доступа и работы со справочной системой описан в Руководстве пользователя на анализатор автоматический иммунохимический Atellica IM.



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  
511 Benedict Avenue  
Tarrytown, NY 10591  
USA  
[siemens.com/healthineers](http://siemens.com/healthineers)

Штаб-квартира Siemens Healthineers  
Siemens Healthcare GmbH  
Henkestr. 127  
91052 Erlangen  
Germany  
Phone: +49 9131 84-0  
[siemens.com/healthineers](http://siemens.com/healthineers)

3 декабря 2019 г.

По месту требования:

Настоящим удостоверяется, что прилагаемый документ является Инструкцией по применению медицинского изделия:

Набор контрольных материалов для определения антител к гепатиту С на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Hepatitis C Quality Control (Atellica IM aHCV QC))

От имени и по поручению  
«Сименс Хелскэа Диагностика Инк.»  
(Siemens Healthcare Diagnostics Inc.)

/Подпись/

Идрисса Спаркс-Тилльман  
Ведущий руководитель, отдел регистрации и сертификации

/Печать/:

«Сименс Хелскэа Диагностика Инк.»  
511 Benedict Avenue  
Tarrytown, NY 10591 USA (США)

/Подпись/

Нотариус

/Печать/:

КАРМЕН КАРДОНА-МЕЙЯ  
НОТАРИУС, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК  
Регистрационный № 01CA6159681  
Получила лицензию на осуществление  
нотариальной деятельности на территории  
округа Уэстчестер  
Срок полномочий истекает 22 января 2023 г.

переводчик

Саная Анаит Левоновна

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого января две тысячи двадцатого года

Я, Милевская Анна Анваровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Дударева Александра Владимировича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Саная Анаит Левоновны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/178-н/77-2020-5-187.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.



Handwritten signature of A.A. Milevskaya.

А.А.Милевская

Handwritten notes and signature at the bottom right of the document.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать девятого апреля две тысячи двадцать первого года

Я, Милевская Анна Анваровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Дударева Александра Владимировича, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/178-н/77-2021-10-742.

Уплачено за совершение нотариального действия: 780 руб. 00 коп.



*[Signature]*

А.А.Милевская

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью — 7 — листов  
ВРИО нотариуса *[Signature]*