

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора
от _____ 20__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Аромат»
_____ А.Н. Обозов
«___» _____ 2013 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению: Гель для ультразвуковых исследований

средней вязкости «Дельскан-гель»
(Наименование медицинского изделия)

Производства: Открытое Акционерное общество «Аромат» (ОАО «Аромат»)
420021, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Фаткуллина, д.7

2013 г.

Гель для ультразвуковых исследований средней вязкости «Дельскан-гель»

Гель для УЗИ «Дельскан-гель» – является универсальным и эффективным гелем для всех видов ультразвуковых исследований, доплерографии, терапии и косметологии. Содержит экстракт ромашки.

Применяется для пациентов с чувствительной кожей, оказывает противовоспалительное действие, увлажняет кожу.

- Не портит датчики, нетоксичен.
- Не вызывает аллергических и воспалительных реакций на коже.
- Полностью водорастворим, не оставляет пятен на одежде.
- Благодаря своей консистенции, гель не растекается по коже, что позволяет подбирать дозировку индивидуально для каждого пациента и существенно экономить расход геля без потери качества исследования.
- Поставляется в различной фасовке в зависимости от потребностей учреждения и характера ультразвуковых исследований.

Применение:

Наносится непосредственно на тело или датчик, распределяется на коже, обеспечивая полный контакт. Гель легко снимается салфеткой или смывается водой. Не пачкает одежду.

Состав (INCI):

Вода питьевая, акрилат / C10-30 алкил акрилатный кроссполимер, триэтаноламин, глицерин, пропиленгликолевый экстракт ромашки, метилхлоронизотиазолинон и метилизотиазолинон, +/- CI 42090

Вязкость средняя:

Водородный показатель pH $5,7 \div 7,5$
Вязкость при скорости сдвига $(16,8 \pm 0,3) \cdot c^{-1}$ $(9,85 \pm 3\%) \text{ Па} \cdot c$
Вязкость при скорости сдвига $(7,5 \pm 0,05) \cdot c^{-1}$ $(19,1 \pm 3\%) \text{ Па} \cdot c$
Акустический импеданс $(1,56 \pm 3\%) \text{ г/см}^2 \cdot c$
Удельная электропроводность $(0,6 \div 0,8) \text{ См/м}$

Срок хранения: 36 месяцев

Маркировка:

Партия №

Годен до:

Масса нетто:

ТУ 9398-006-00333871-2013

Регистрационное удостоверение №:

Фасовка:

Полимерные одноразовые бутылки объемом 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1100; 1150; 1200; 1250; 1300; 1350; 1400; 1450; 1500; 1550; 1600; 1650; 1700; 1750; 1800; 1850; 1900; 1950; 2000; 2050; 2100; 2150; 2200; 2250; 2300; 2350; 2400; 2450; 2500; 2550; 2600; 2650; 2700; 2750; 2800; 2850; 2900; 2950; 3000; 3050; 3100; 3150; 3200; 3250; 3300; 3350; 3400; 3450; 3500; 3550; 3600; 3650; 3700; 3750; 3800; 3850; 3900; 3950; 4000; 4050; 4100; 4150; 4200; 4250; 4300; 4350; 4400; 4450; 4500; 4550; 4600; 4650; 4700; 4750; 4800; 4850; 4900; 4950; 5000 мл.

Утилизация:

Утилизация остатков неизрасходованного геля производят в соответствии СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

Производитель:

ОАО «Аромат», 420021, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Фаткуллина, д.7

По заказу:

ООО Торговый дом «Дельрус-Дез» , 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д.17, тел./факс: (843) 273-15-17.

В этом документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью

3 (три)
(прописью)

лист(ов).

«07» 06

