


УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель
Корнев Юрий Олегович


_____ Корнев Ю.О.
«02» сентября 2013 г.



**Набор тренажеров для укрепления мышц тазового дна женщины
торговой марки VAGITON по ТУ 9398-002-0115936351-2013**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИПК.0115936351.002

2013 г.

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОПИСАНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
Классификация	5
Основные характеристики тренажеров, входящих в комплект набора.....	6
Материалы, из которых изготовлены тренажеры.....	6
Комплект поставки.....	7
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	7
ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	8
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
Подготовка тренажеров к работе.....	8
Общие рекомендации по порядку работы с набором тренажеров	9
Порядок работы с тренажером «Пневмо» («Pneumo»)	10
1 Общий принцип работы тренажера.....	10
2 Упражнения с тренажером Пневмо («Pneumo»).....	10
Порядок работы с тренажером «Болз» («Balls»)	11
1 Общий принцип работы тренажера.....	11
2 Упражнения с тренажером «Болз» («Balls»).....	11
Порядок работы с тренажером «Гравити» («Gravity»).....	12
1 Общий принцип работы тренажера.....	12
2 Упражнения с тренажером «Гравити» («Gravity»).....	12
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ДЕИНФЕКЦИИ.	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	13
Транспортирование	13
2 Хранение	13
3 Очистка и дезинфекция.....	14
4 Предупреждения.....	14
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.....	15
1 Упаковка	15
2 Маркировка.....	15
УТИЛИЗАЦИЯ.....	15
ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	15
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	16
НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	16
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	17
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	18

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Набор тренажеров для укрепления мышц тазового дна женщины торговой марки VAGITON по ТУ 08-002-0115936351-2013 (далее по тексту – набор тренажеров /тренажеры). в составе: тренажер «Пневмо» («Pneumo»), тренажер «Болз» («Balls») и тренажер «Гравити» («Gravity»).

Документ содержит технические характеристики, гарантийные обязательства и другие необходимые сведения для изучения и правильной эксплуатации тренажеров.

Для эксплуатации тренажеров пользователю необходимо внимательно изучить данное руководство по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

Тренажеры предназначены для укрепления мышц тазового дна женщины с целью профилактики опущения органов малого таза и недержания мочи, а также в реабилитационных (послеродовых) и профилактических целях по методике тренировки женских интимных мышц по Системе Вагитон (Vagiton system).

Область применения – гинекология, урология.

Тренажеры применяются по рекомендации врача в домашних условиях, а также в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях (без возможности передачи тренажера другой пациентке).

Тренажеры являются незаменимым инструментом профилактики таких состояний, как пролапс гениталий, недержание мочи, тоническая слабость мочеполовых мышц и других заболеваний. При помощи тренажеров производится массаж органов малого таза и мочеполовых мышц, что способствует лучшему трофическому снабжению органов и профилактике заболеваний.

Внешний вид тренажеров представлен на рисунках 1-3.




Рисунок 1 - Тренажеры «Болз» («Balls») на рекламной подставке.




Рисунок 2 - Тренажер «Гравити» («Gravity»)




Рисунок 3 - Тренажер «Пневмо» («Pneumo»)

Тренажер состоит из камеры (1) для вагинального массажа (вагинальной камеры), манометра (2), нагнетателя (3), массажной камеры (4), тройника (5) и соединительных трубок.




Рисунок 4 - Набор тренажеров для укрепления мышц тазового дна женщины торговой марки VAGITON в упаковке.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Классификация

В зависимости от степени потенциального риска применения, в соответствии с ГОСТ 51609-2000 «Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования» и приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий», набор тренажеров относится к 1 классу потенциального риска — медицинское изделие с низкой степенью риска.

Оценка инвазивности изделия: инвазивное медицинское изделие кратковременного применения.

Вид контакта с организмом человека: наличие непосредственного контакта с организмом человека.

Код по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93: ОКП 93 9800.

Требование к стерилизации медицинского изделия: нестерильное медицинское изделие многократного применения.

Технология применения медицинского изделия: набор тренажеров относится к неактивным медицинским изделиям, функционирование которых не требует источника энергии, за исключением энергии, генерируемой телом человека или силой тяжести (гравитацией).

Изделие изготовлено с учётом требований ГОСТ Р 50444 и НД производителей

3.2 Основные характеристики тренажеров, входящих в комплект набора

Основные характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Тренажер	Диаметр не более, мм	Длина не более, мм	Размеры камеры не более (длина, диаметр), мм	Масса не более, г
«Пневмо» («Pneumo»)	Соедини- тельных трубок: 5	Соедини- тельных трубок: 29	Камеры вагинально- го массажа: 70×30 Массажной камеры: 120×50	Камера вагиналь- ного массажа: 224 Массажной камеры: 250 Соединительные трубки: 60
«Болз» («Balls»)	Шарика: 30 30 35 35 35	-	-	Шарика: 65 77 80 100 120
«Гравити» («Gravity»)	Шарика: 35 30 25 Утяжели- теля: 30	Стержня: 177	-	Стержня: 19 12 9 Утяжелителя: 400

3.3 Материалы, из которых изготовлены тренажеры

Материалы, из которых изготовлены тренажеры, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Комплектующие	Материал	Цвет
Тренажер «Пневмо» («Pneumo»)		
Вагинальная камера	Силикон	Прозрачный
Нагнетатель	Пластикат ПВХ	Черный
Массажная камера	Пластикат ПВХ	Красный
Тройник	Пластик АБС	Черный
Трубки	ПВХ	Белый
Тренажер «Болз» («Balls»)		

Парики	Пластик АБС	Фиолетовый, Сиреневый, Розовый
Тренажер «Гравити» («Gravity»)		
Вагинальная часть тренажера	Пластик АБС	Розовый
Руз-утяжелитель	Нержавеющая сталь	-

Объем массажной камеры – не более 260 см³.

Параметр шероховатости, Ra, поверхностей деталей, вводимых непосредственно в вагину, не превышает 0.63 мкм, остальных деталей – не более 1,25 мкм.

ВНИМАНИЕ! Вагинальная камера выдерживает максимальное давление не менее (80 ± 10) мм рт. ст.

3.4 Комплект поставки

Комплект поставки представлен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование/тип	Обозначение документа, основные характеристики или изготовитель	Количество
1.Набор тренажеров для укрепления мышц тазового дна женщины торговой марки VAGITON по ТУ 9398-002-0115936351-2013, в составе:	ТУ 9398-002-0115936351-2013	1
1.1. Тренажер «Пневмо» («Pneumo»)	ИПК.0115936351.003-01-ПН	1
1.1.1. Манометр	ИПК.0115936351.003-01-МН	1
1.1.2. Нагнетатель	ИПК.0115936351.003-01-НГ	1
1.1.3. Тройник	ИПК.0115936351.003-01-ТР	1
1.1.4. Соединительные трубки	ИПК.0115936351.003-01-СТ	1
1.2. Тренажер «Болз» («Balls»)	ИПК.0115936351.003-01-БЛ	5
1.3. Тренажер «Гравити» («Gravity»)	ИПК.0115936351.003-01-ГР	3
Эксплуатационная документация		
Руководство по эксплуатации	ИПК.0115936351.003 РЭ	1

4 ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Показания к применению:

- Слабость мышц тазового дна;
- Послеродовой период;
- Опушение органов малого таза (в том числе – опущение влагалища и матки);
- Недержание мочи, связанное со слабостью мышц малого таза.

Противопоказания:

- Беременность (возможно применение только в исключительных случаях по рекомендации врача);
- Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП);
- Воспалительные процессы;
- Гинекологические заболевания, требующие медицинского контроля или хирургического вмешательства;
- Запрет генитального секса по медицинским показаниям.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Из возможных побочных действий следует отметить аллергические реакции на материал тренажера, презерватива или гель-смазку. Другие негативные явления, связанные с использованием изделия, при соблюдении правил применения не выявлены. Меры предосторожности изложены в разделе 6 «Правила эксплуатации».

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Подготовка тренажеров к работе

Проверить целостность тренажеров осмотром: не должно быть трещин, царапин и т.п.

Перед началом работы с тренажерами и после выполнения упражнений необходимо произвести очистку и дезинфекцию в соответствии с указаниями в пункте 7.3. настоящего Руководства.

Рабочие части тренажеров, вводимые в вагину, перед применением должны быть помещены в презервативы:

- Презервативы Masculan (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09465 от 19.04.2011);
- Презервативы Contex (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07025 от 16.09.2011);
- или любые другие зарегистрированные в качестве медицинского изделия презервативы.

При необходимости, вводимые в вагину части тренажеров необходимо смазать ва-

тальной смазкой:

Гель-смазка для интимного применения CONTEX (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00083 от 17.07.2007);

Гель-смазка для предупреждения повреждения слизистых оболочек и кожных покровов (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09181 от 25.02.2011);

или любая другая зарегистрированная в качестве медицинского изделия смазка на водной или силиконовой основе.

2 Общие рекомендации по порядку работы с набором тренажеров

ВНИМАНИЕ! Правильная, безопасная и эффективная последовательность работы с тренажерами, входящими в набор, должна быть регламентирована и определена лечащим врачом в соответствии с рекомендациями Системы Вагитон (Vagiton system).

ВНИМАНИЕ! Запрещается применять части тренажеров, имеющие контакт со слизистой без презерватива в качестве защиты.

Перед основными упражнениями мышцам тазового дна необходима разминка, которая обеспечит им необходимый приток крови. Для этой цели применяется тренажер «Пневмо» («Pneumo»).

После разминки следует тренировка мышц тазового дна удержанием шарика тренажера «Болз» («Balls»). В зависимости от тренированности мышц подбирают такой шарик, чтобы приходилось держать мышцы тазового дна втянутыми для предотвращения выпадения шарика из вагины. По мере укрепления мышц применяют более тяжелые шарики, затем - шарики меньшего размера. В целях усиления тренировочного эффекта задачу усложняют, начиная от удержания шарика в неподвижном положении «стоя», и заканчивая ходьбой и танцевальными движениями. Применение тренажера «Болз» («Balls») обеспечивает длительную нагрузку низкой интенсивности (выносливость).

После освоения упражнений с шариками необходимо усилить нагрузку на мышцы тазового дна. Для этой цели применяется тренажер «Гравити» («Gravity»).

Тренировку начинают с самого большого диаметра тренажера и по мере укрепления мышц переходят на средний, затем на малый. Упражнение заключается в удержании тренажера в неподвижном положении «стоя». Применение тренажера «Гравити» («Gravity») обеспечивает кратковременную нагрузку высокой интенсивности (сила).

Заканчивать тренировку следует тренажером «Пневмо» («Pneumo»).

3 Порядок работы с тренажером «Пневмо» («Рнепто»)

3.1 Общий принцип работы тренажера

Положите тренажер перед собой. Накачайте тренажер нагнетателем так, чтобы манометр показывал 20-30 мм рт. ст., а вагинальная камера расправилась. Продолжайте надувать камеру насосом. Обратите внимание, что давление сначала поднимется примерно до 40 мм рт. ст., потом опустится до 30 мм рт. ст. и больше подниматься не будет. Главный критерий называется «показателем эластичности» камеры, - когда камеру никто не окружает, ее высокая эластичность позволяет ей раздуваться, не набирая давление. Так будет происходить до тех пор, пока не наступит максимальное растяжение материала камеры. Тогда она перестанет раздуваться, давление повысится и камера лопнет.

ВНИМАНИЕ! Не раздувайте вагинальную камеру слишком сильно.

Полностью спустите камеру. Заверните камеру в полиэтиленовый пакет и возьмите в руку. Попробуйте опять ее надувать. Когда стенки камеры встретят сопротивление пакета руки, при нагнетании воздуха насосом давление повысится.

ВНИМАНИЕ! Камера должна быть в вагине до ее накачивания во время упражнений.

Оставьте камеру завернутой со всех сторон в пакете.

Спустите давление до 50 мм рт. ст. и перекройте зажим. Глядя на манометр, сжимайте камеру рукой. Оцените, какой должна быть сила сжатия, чтобы манометр показал, например, 160 мм рт. ст.

Откройте зажим нагнетателя и возьмите массажную камеру в свободную руку. Ритмично сжимайте массажную камеру, - вагинальная камера будет в такт массажной раздуваться.

3.2 Упражнения с тренажером Пневмо («Рнепто»)

В положении пациентки «стоя» попросить ее расслабить мышцы тазового дна и ввести камеру в вагину так, чтобы нижний край камеры оказался выше сужения, образованного мышцами тазового дна.

Подсоединить трубку камеры к свободному гнезду тройника.

Нагнетателем накачать начальное давление до 40-50 мм рт.ст. Это означает, что вагинальная камера расправилась, заняла весь объем вагинального канала и встретила сопротивление вагинальных стенок.

В положении пациентки «стоя» сжимать и отпускать массажную камеру, начиная со слабых нажатий, постепенно увеличивая силу, скорость и частоту нажима, избегая дискомфортных ощущений.

Сжимать массажную камеру может доктор, руководствуясь комментариями пациентки, либо сама пациентка, руководствуясь своими ощущениями.

Выполнять до появления ощущения тепла в вагине и в нижней части живота.

Время выполнения 5-10 минут.

Стравить воздух из системы кнопкой на нагнетателе.

Отсоединить трубку вагинальной камеры от тройника.

Попросить пациентку расслабить мышцы тазового дна, потянуть за трубку и извлечь меру из вагины.

После проведения тренировки снять презерватив, очистить и продезинфицировать тренажер.

Убрать тренажер в упаковку.

4 Порядок работы с тренажером «Болз» («Balls»)

4.1 Общий принцип работы тренажера

Тренажер «Болз» («Balls») создает незначительную продолжительную нагрузку при втягивании мышц тазового дна (МТД). Заставляет пациентку держать мышцы втянутыми, что не позволяет выпадать шарик из вагины, при различных положениях тела и действиях, например, стоя, при ходьбе, беге, танцевальных движениях и пр. Тренажер «Болз» («Balls») повышает выносливость мышц, тренирует тоническое напряжение мышц поддерживающего аппарата в течение дня, вырабатывает у пациентки привычку держать мышцы втянутыми в вертикальных положениях тела, при которых наиболее актуально сопротивление поддерживающего аппарата опускающему действию гравитации, а также и повышении внутрибрюшного давления при кашле, смехе, крике и пр.

4.2 Упражнения с тренажером «Болз» («Balls»)

Начинать упражнения необходимо с шарика диаметром 35 мм и весом 80 г. По мере освоения упражнений заменять шарик в следующей последовательности: 35 мм – 100 г, 100 мм – 120 г, 30 мм – 65 г, 30 мм – 77 г.

В положении пациентки «стоя» попросить ее расслабить мышцы тазового дна и ввести тренажер в вагину так, чтобы он преодолел сужение, образованное мышцами тазового дна.

Втягиванием мышц тазового дна, в частности мышцы, поднимающей задний проход, пациентка должна предотвращать выпадение шарика из вагины.

Данное упражнение усложняется по мере улучшения управляемости мышцами в различных ситуациях, а также увеличения их силы и выносливости:

1) Удержание шарика в положении «стоя» (3 минуты). Когда стало получаться, перейти к следующему пункту.

2) Удержание шарика при переносе веса тела с ноги на ногу (ноги на ширине стопы) без отрыва стопы (3 минуты). Когда стало получаться, перейти к следующему пункту.

3) Удержание шарика при переносе веса тела с ноги на ногу с отрывом от пола (3 минуты). Когда стало получаться, перейти к следующему пункту.

4) Удержание шарика при переносе веса тела с ноги на ногу с отрывом стопы от пола на 2-5 см от пола (3 минуты). Когда стало получаться, перейти к следующему пункту.

5) Удержание шарика при медленной ходьбе (3 минуты). Когда стало получаться, перейти к следующему пункту.

6) Удержание шарика при быстрой ходьбе (3 минуты). Когда стало получаться, то продолжать практиковать данный пункт, довести ежедневное время ношения шарика при быстрой ходьбе до 1 часа, параллельно подключать следующие пункты в любой последовательности и комбинации.

7) Научить пациентку удерживать шарик при невысоких прыжках на месте, а также на невысоком беге на месте (0,5-1 минута). Научить пациентку применять втягивание мышц при прыжках и беге.

8) Научить пациентку удерживать шарик при кашле, смехе, крике, и всегда применять втягивание мышц при этих действиях.

После окончания упражнений попросить пациентку расслабить мышцы, потянуть за презерватив и извлечь тренажер из вагины.

После проведения тренировки снять презерватив, продезинфицировать тренажер.

Убрать тренажер в упаковку.

5 Порядок работы с тренажером «Гравити» («Gravity»)

5.1 Общий принцип работы тренажера

Тренажер «Гравити» («Gravity») создает значительную фиксированную нагрузку (сопротивление) при кратковременном втягивании МТД (от нескольких секунд до нескольких минут).

Подвешенный к тренажеру груз стремится вытащить тренажер из вагины, а пациент, максимально втягивая МТД, препятствует этому.

Функция аналогична функции тренажера исполнения «Болз» («Balls»), с разницей в нагрузке (она на порядок больше) и времени удержания мышц во втянутом состоянии (она меньше). Таким образом, тренажер развивает силу втягивания МТД. Тренировки с тренажером «Гравити» («Gravity») показаны после определенной подготовки мышц в результате использования тренажера марки «Болз» («Balls»).

5.2 Упражнения с тренажером «Гравити» («Gravity»)

В положении пациентки «стоя» попросить ее расслабить мышцы тазового дна и ввести тренажер в вагину так, чтобы шарик тренажера преодолел сужение, образованное мышцами тазового дна.

Попросить пациентку втянуть мышцы тазового дна, подвесить груз к тренажеру. Втягиванием мышц тазового дна пациентка должна предотвращать выпадение тренажера из вагины.

Данное упражнение усложняется по мере улучшения управляемости мышцами в разных ситуациях, а также увеличения их силы и выносливости:

1) Удержание тренажера в положении «стоя» (довести до 1 минуты). Когда стало получаться перейти к следующему пункту.

2) Удержание тренажера при переносе веса тела с ноги на ногу (ноги на ширине плеч) без отрыва стопы (1 минута). Когда стало получаться, перейти к следующему пункту.

3) Удержание тренажера при переносе веса тела с ноги на ногу с отрывом от пола пятки на опорной ноге (1 минута). Когда стало получаться, перейти к следующему пункту.

4) Удержание тренажера при переносе веса тела с ноги на ногу с отрывом стопы на опорной ноге на 2-5 см от пола (1 минута).

5) Научить пациентку удерживать тренажер при кашле, смехе, крике, и всегда применять втягивание мышц при этих действиях.

После окончания упражнений снять груз, попросить пациентку расслабить мышцы, и извлечь тренажер за вагинальный стержень, придерживая презерватив, из вагины.

Снять презерватив и продезинфицировать тренажер.

Убрать тренажер в упаковку.

7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ДЕИНФЕКЦИИ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

7.1 Транспортирование

Набор тренажеров транспортируется в транспортной упаковке транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Набор тренажеров в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться на складах поставщика для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69, в сухом, защищенном от света месте, вдали от источников тепла при температуре воздуха от 5 до 40 °С.

При транспортировании, проведении погрузочно-разгрузочных работ должны быть приняты меры по предохранению изделия от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7.2 Хранение

Хранить набор тренажеров при температуре 5-30°C и оберегать от загрязнений, резкого перепада температур, повышенной влажности, попадания прямых солнечных лучей, падений, ударов, тряски и пыли.

3 Очистка и дезинфекция

ВНИМАНИЕ! Набор тренажеров предназначен для индивидуального применения и не подлежит передаче другой пациентке.

Перед первым использованием и после последующих применений тренажеры, входящие в состав набора, должны быть очищены и продезинфицированы.

ВНИМАНИЕ! Входящие в комплектацию тренажера «Пневмо» («Pneumo») манометр, ручной нагнетатель и массажная камера в дезинфекции не нуждаются. При необходимости протереть их сухой салфеткой.

Для очистки промыть тренажеры, входящие в состав набора, используя теплый мыльный раствор, температура воды должна составлять 30 – 50 °С.

Дезинфекцию тренажеров, входящих в состав набора, следует проводить следующими способами:

- Части, не соприкасающиеся со слизистой: способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства Клорсепт-25, Хлорамин Б;
- Части, контактирующие со слизистой: погружение в раствор перекиси водорода 3 % с временем замачивания 3 ч при температуре не менее 18 °С.

В домашних условиях тренажеры, входящие в состав набора, могут быть продезинфицированы кипячением в воде в течение 30 ± 5 мин.

7.4 Предупреждения

- Не допускать никаких изменений или модернизаций. Это может вызвать нарушения нормальной работы тренажеров, входящих в состав набора.
- Не допускать падений и ударов, это может вызвать повреждения и деформацию тренажеров, входящих в состав набора.
- Не пользоваться и не размещать набор тренажеров около источников высокой температуры. Не оставлять набор тренажеров под прямыми солнечными лучами.
- Не подвергать воздействию влаги манометр тренажера «Пневмо» («Pneumo»).

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1 Упаковка

Тренажер имеет индивидуальную упаковку.

Транспортная упаковка – гофрокороб (300 мм х 300 мм х 250 мм)

2 Маркировка

Маркировка на индивидуальной упаковке для набора тренажеров соответствует ГОСТ Р 50444-92 и ТУ 9398-002-0115936351-2013. Транспортная маркировка соответствует ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 14192-96.

Маркировка тренажера содержит следующую информацию:

- надпись «Сделано в России»;
- наименование изготовителя или его товарный знак;
- адрес изготовителя;
- состав набора;
- обозначение ТУ 9398-002-0115936351-2013;
- количество изделий (для транспортной упаковки);
- дата изготовления (месяц, год);
- номер партии;
- информация о правильном применении и предостережения;
- номер регистрационного удостоверения (при наличии);
- сведения о сертификации продукции (при наличии).

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Набор тренажеров не содержит вредных компонентов.

Набор тренажеров может быть утилизирован вместе с бытовым мусором.

При использовании изделия в лечебно-профилактических изделиях набор тренажеров должен быть утилизирован в соответствии с правилами и нормами, действующими в медицинском учреждении.

10 ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Набор тренажеров при использовании, транспортировке и хранении, соответствующем данному руководству по эксплуатации, не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие набора тренажеров требованиям ТУ 08-002-0115936351-2013 при соблюдении правил применения, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня изготовления.

Установленный срок эксплуатации набора тренажеров – не менее 36 месяцев.

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой упаковке изготовителя – 36 мес. дня продажи.

При обнаружении производственного дефекта в течение гарантийного срока неиспользованное изделие будет отремонтировано или заменено. Гарантийные обязательства действительны только при полностью заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгового предприятия.

Гарантийное обслуживание не производится при наличии следов механического воздействия, вмятин, трещин на тренажерах, входящих в состав набора, а также следов попадания влаги внутрь корпуса манометра тренажера «Пневмо» («Pneumo»), при нарушении правил транспортирования и хранения.

Поверка манометра должна проводиться в центрах технического обслуживания. Межповерочный интервал 1 год.

Адреса центров технического обслуживания и поверки манометра:

Сервисный центр по обслуживанию техники LITTLE DOCTOR 117218 г. Москва, ул. Новочеремушкинская д.34, корп.1, офис 1 (м. Профсоюзная). Телефон/Факс: +7 495 718 08 00

12 НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Юрий Олегович Корнев.

Юридический адрес: 107553, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 20, корп. 1, кв. 255.
тел. 8(499) 161 – 07 – 66. E-mail: 1610766@mail.ru.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор тренажеров для укрепления мышц тазового дна женщины торговой марки VAGI-
TON по ТУ 9398-002-0115936351-2013
номер партии _____ соответствует техническим условиям ТУ
9398-002-0115936351-2013 и признан годным для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Наименование:

Набор тренажеров для укрепления мышц тазового дна женщины торговой марки
AGITON по ТУ 9398-002-0115936351-2013

Номер и дата выпуска _____
(заполняются производителем)

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгового предприятия)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание предприятием-изготовителем.

Подпись и печать руководителя
производителя _____