

Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan

Vu exclusivement pour certification matérielle de
la signature de



M. Fabrice MORIN

(seen exclusively to certify the above signature)

Pour le président,

01.09.20

[Handwritten signature]

КОПИЯ

ODC Industries SAS.

ZA du Bois vert, Rue Thomas Edison,
56800 Ploermel, France.

ОДС Индастриз.

Акционерное общество упрощенного типа.

Ул. Томаса Эдисона, 33Д дю Буа Вер, 56800.

Плоэрмель, Франция

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинское изделие:

I. Система инжекторная ErgoTouch FLY, в составе, в вариантах исполнения.

II. Варианты исполнения:

1. Система инжекторная ErgoTouch FLY, код ET1-P-GMS-26-CE, в Pouch-упаковке, в составе:
 - Инжектор ErgoTouch FLY;
 - Картридж GMS 2.6.
 2. Система инжекторная ErgoTouch FLY, код ET1-P-GMS-24-CE, в Pouch-упаковке, в составе:
 - Инжектор ErgoTouch FLY;
 - Картридж GMS 2.4.
 3. Система инжекторная ErgoTouch FLY, код ET1-P-GMS-22-CE, в Pouch-упаковке, в составе:
 - Инжектор ErgoTouch FLY;
 - Картридж GMS 2.2.
 4. Система инжекторная ErgoTouch FLY, код ET1-P-GMS-20-CE, в Pouch-упаковке, в составе:
 - Инжектор ErgoTouch FLY;
 - Картридж GMS 2.0.
 5. Система инжекторная ErgoTouch FLY, код ET1-P-GMS-18-CE, в Pouch-упаковке, в составе:
 - Инжектор ErgoTouch FLY;
 - Картридж GMS 1.8.
 6. Система инжекторная ErgoTouch FLY, код ET1-B-GMS-26-CE, в блистерной упаковке, в составе:
 - Инжектор ErgoTouch FLY;
 - Картридж GMS 2.6.
 7. Система инжекторная ErgoTouch FLY, код ET1-B-GMS-24-CE, в блистерной упаковке, в составе:
 - Инжектор ErgoTouch FLY;
 - Картридж GMS 2.4.
 8. Система инжекторная ErgoTouch FLY, код ET1-B-GMS-22-CE, в блистерной упаковке, в составе:
 - Инжектор ErgoTouch FLY;
 - Картридж GMS 2.2.
 9. Система инжекторная ErgoTouch FLY, код ET1-B-GMS-20-CE, в блистерной упаковке, в составе:
 - Инжектор ErgoTouch FLY;
 - Картридж GMS 2.0.
 10. Система инжекторная ErgoTouch FLY, код ET1-B-GMS-18-CE, в блистерной упаковке, в составе:
 - Инжектор ErgoTouch FLY;
 - Картридж GMS 1.8
- Система инжекторная ErgoTouch FLY

Перечень кодов продукта

Название продукта	Код продукта
ErgoTouch FLY в pouch-упаковке и картридж GMS	
ErgoTouch FLY в pouch-упаковке с картриджем GMS 2.6 — маркировка CE	ET1-P-GMS-26-CE
ErgoTouch FLY в pouch-упаковке с картриджем GMS 2.4 — маркировка CE	ET1-P-GMS-24-CE
ErgoTouch FLY в pouch-упаковке с картриджем GMS 2.2 — маркировка CE	ET1-P-GMS-22-CE
ErgoTouch FLY в pouch-упаковке с картриджем GMS 2.0 — маркировка CE	ET1-P-GMS-20-CE
ErgoTouch FLY в pouch-упаковке с картриджем GMS 1.8 — маркировка CE	ET1-P-GMS-18-CE
ErgoTouch FLY в блистерной упаковке и картридж GMS	
ErgoTouch FLY в блистерной упаковке с картриджем GMS 2.6 — маркировка CE	ET1-B-GMS-26-CE
ErgoTouch FLY в блистерной упаковке с картриджем GMS 2.4 — маркировка CE	ET1-B-GMS-24-CE
ErgoTouch FLY в блистерной упаковке с картриджем GMS 2.2 — маркировка CE	ET1-B-GMS-22-CE
ErgoTouch FLY в блистерной упаковке с картриджем GMS 2.0 — маркировка CE	ET1-B-GMS-20-CE
ErgoTouch FLY в блистерной упаковке с картриджем GMS 1.8 — маркировка CE	ET1-B-GMS-18-CE

Свойства/преимущества

Картридж в Системе инъекторной ErgoTouch FLY		
Свойства	Преимущества	Преимущества использования
1.80 – 2.20 – 2.20 – 2.40 – 2.60 мм	Широкий диапазон размеров для разреза одной части IOL	Выбор достаточен для удовлетворения большинства потребностей, чтобы соответствовать диапазону диоптрий и свойствам материала, из которого изготовлены линзы
Соответствующий GMS	Контролируемый остаточный уровень	Ограниченный остаток на линзе
Преимущество скобы	Запирающий механизм	Процесс подачи линзы безопасный, безопасная и эффективная инъекция
Известная технология	Эффективная и действенная технология	Производство высококачественного продукта
Стандартный PP	Хорошо известный материал	Обеспечивает безопасность при использовании с медицинскими изделиями
Универсальный и хорошо известный дизайн	Bartell Design	Типовая конструкция, не требующая специального обучения

Система Инъекторная ErgoTouch FLY		
Свойства	Преимущества	Преимущества использования
Бимануальное и мономануальное хирургическое вмешательство	Многофункциональное обращение	Эргономическое решение, обеспечивающее лучшее обращение при мономануальном и удобство при бимануальном введении
Мягкий упор	Удобство в использовании	Противоскользящая ткань для безопасности
Запирающийся дизайн	Риск выхода картриджа из инъектора отсутствует	Безопасная доставка линз
Надежность	Безопасное и удобное обращение	Устойчивость изделия позволяет хирургу лучше контролировать процесс

Система инъекторная ErgoTouch FLY, в составе, в вариантах исполнения, (далее, по тексту, Инжектор ErgoTouch FLY) разрабатывался совместно с хирургами и с тем, чтобы создать наилучшую эргономическую форму для работы при любом типе хирургического вмешательства (бимануальное, мономануальное и т.д.)

ODC Industries приняла решение расширить свой ассортимент различными вариантами, предоставив своим клиентам максимальный выбор:

Картриджи (1.80 – 2.20 – 2.20 – 2.40 – 2.60 мм) поставляются с глицеролмоностеаратом (GMS).

Инжектор ErgoTouch FLY с cartridge, поставляется стерильным в pouch-упаковке или блистерной упаковке

Медицинское изделие не является лекарственным веществом, а медицинским изделием. Система Ergo Touch FLY не содержит изделия/комплектующие животного происхождения и не содержит материалов животного происхождения. Таковые не используются и не привлекаются в процессе производства или в сырье.

Медицинское изделие поставляется в стерильном виде.

Метод стерилизации – этиленоксид (EO).

Целевое назначение и предусмотренное применение

Медицинское изделие используется в офтальмологической хирургии для лечения катаракты.

Система инъекторная Система инъекторная ErgoTouch FLY ErgoTouch FLY (далее, по тексту, Инжектор ErgoTouch FLY) – это медицинское изделие, стерильный офтальмологический хирургический инструмент для перемещения подготовленной сложенной интраокулярной линзы (ИОЛ) из прикрепленного cartridge для введения ИОЛ в переднюю или заднюю камеру глаза, в капсульный мешок (или цилиарную борозду), после экстракапсулярной экстракции катаракты, в ходе офтальмологической операции.

После удаления катаракты подбирается соответствующая интраокулярная линза (монокристаллическая мягкая ИОЛ). Система инъекторная система Ergo Touch FLY предназначена для имплантации складных однокомпонентных гидрофильных и гидрофобных интраокулярных линз посредством разреза размером 1,8-2,6 мм, в зависимости от используемой техники оперирования.

Показания к применению

Система инъекторная ErgoTouch FLY – это медицинское изделие, которое используется в офтальмологической хирургии для лечения катаракты.

После удаления катаракты подбирается соответствующая интраокулярная линза (IOL), которая вводится через небольшой 1,2-2,6 мм разрез роговицы. Эта операция проводится амбулаторно, обычно менее чем за 15 минут, и через несколько часов после процедуры пациенты возвращаются домой.

Система инъекторная ErgoTouch FLY – это Стерильный ручной, офтальмологический хирургический инструмент для перемещения подготовленной сложенной интраокулярной линзы (ИОЛ) из прикрепленного cartridge для введения ИОЛ в переднюю или заднюю камеру глаза в ходе офтальмологической операции.

Рекомендуется использовать вязкоэластичный гиалуронат натрия 1,0 до 1,6%, совместимый с большинством других вязкоэластичных концентратов (до 3%). Также совместимый с гидроксипропилметилцеллюлозой. Выбор зависит от хирурга-офтальмолога.

Противопоказания к применению

- **Система инъекторная ErgoTouch FLY не совместима с трехкомпонентными линзами – все наши cartridge разработаны для однокомпонентных линз IOL, потому что силиконовый ограничитель может разрушить твердые опорные элементы.**
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование Системы инъекторной ErgoTouch FLY без вязкоэластичного раствора !**

Возможные пред-, интра- и постоперационные побочные явления, связанные с применением медицинского изделия по назначению

При проведении любой хирургической операции существует риск возникновения осложнений.

Наиболее распространенные осложнения, сопровождающие операции по удалению катаракты или имплантации ИОЛ (некоторые из них требуют повторного хирургического вмешательства), включают, но не ограничиваются:

- **повреждением роговичного эндотелия и/или отеком;**
- **плоской передней камерой после удаления хрусталика;**

- отслоением десцеметовой оболочки;
- дегиспацией;
- тепловым ожогом;
- астигматизмом, отечной / буллезной кератопатией;
- uveитом;
- кровотечением на одном или нескольких участках глаза;
- радиальными разрывами передней стенки капсулы;
- разрывом капсулы;
- капсулярным фимозом и синдромом блока капсулы;
- отсроченным разрывом капсулы со смещением ИОЛ в заднюю камеру глаза;
- помутнением задней стенки капсулы;
- повреждением цинновых связок с последующим смещением (дислокацией, децентрацией) ИОЛ;
- IFU / Инструкция по применению 4/7 Rev 2015-06-15 выпадением радужки, травмой радужки, сращением зрачка, захватом радужки, врастанием эпителия, зрачковым блоком;
- повреждением ИОЛ во время имплантации;
- постоперационным помутнением / кальцификацией ИОЛ;
- неправильным размещением ИОЛ во время операции;
- смещением ИОЛ;
- отслойкой сетчатки;
- выходом стекловидного тела;
- повышением внутриглазного давления (закрыто-/открытоугольной глаукомой);
- кистозным отеком макулы;
- круговой патологической мембраной;
- гипопионом;
- эндофтальмитом;
- воспалением радужной оболочки глаза (иритом);

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕКТОРА И КАРТРИДЖА

Основные размеры медицинского изделия

1	Общая длина инжектора с выдвинутым толкателем и вставленным картриджем	188,5 мм
	Общая длина инжектора с выдвинутым толкателем и без картриджа	172,3 мм
2	Общая длина инжектора (с задвинутым толкателем) после введения (без картриджа)	109,0 мм
	Общая длина инжектора (с задвинутым толкателем) после введения (с картриджем)	127,25 мм
3	Мягкий упор - максимальная длина/минимальная длина	44,0 мм/232 мм
	- максимальная толщина стенки	1,0 мм
	- максимальная ширина	12,1 мм
4	Диаметр картриджа	Диаметр внутренний/ Диаметр внешний(мм)
	картридж GMS 2.6	2.28±0,05 /2.46±0,05
	картридж GMS 2.4	1.99±0,05/2,17±0,05
	картридж GMS 2.2	1.85±0.04/1.55±0.04

	картридж GMS 2.0	1.70±0.04/1.40±0.04
	картридж GMS 1.8	1.25±0.04/1.60±0.04
5	Минимальная прикладываемая сила полного вдавливания толкателя.	10,0 ньютон
6	Ширина створки картриджа	8.50±0.25 мм
7	Длина створки картриджа	15.70±0.25 мм

- Масса инжектора с картриджем в Pouch-упаковке 29,10±0,01 г.
- Масса инжектора с картриджем без Pouch-упаковки 18.18±0,01 г.
- Масса инжектора с картриджем в блистерной упаковке 38.52±0,01 г.
- Масса инжектора с картриджем без блистерной упаковки 18.18±0,01 г.
- Масса картриджа – 0,39 ± 0,01 г
- Масса толкателя – 3.74г.

Система Ergo Touch FLY имеет картридж с глицеролмоностеаратом (GMS). GMS необходим для улучшения скольжения интраокулярных линз, используемых при катаракте (IOLs), во время инъекции линзы вовнутрь глаза.

- Покрытие Глицеролмоностеарат (GMS). Производитель DANISCO.

GMS используется в медицинской промышленности и на офтальмологическом рынке уже более 20 лет, гарантированно безопасен и биосовместим.

Наличие остатков ГМС абсолютно нормально, так как цель ГМС - облегчить скольжение линзы во время введения в процессе операции по экстракции катаракты

Остатки не настолько значительны, чтобы быть видимыми, а затем поддающимися количественной оценке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Стерильную упаковку, содержащую медицинское изделие, открывают при соблюдении правил асептики. Содержимое упаковки помещают в стерильное поле.
2. Заполняют носик и загрузочную камеру картриджа ErgoTouch FLY достаточным количеством валидированного раствора вязкоэластика. Не следует использовать сбалансированный солевой раствор в качестве единственного смазывающего вещества.
3. Помещают ИОЛ на центральный сгиб открытого картриджа таким образом, чтобы она располагалась симметрично. Ассиметричное расположение ИОЛ может привести к повороту ИОЛ в
4. С помощью стерильного пинцета с закругленными концами вдавливают ИОЛ в обе направляющие и аккуратно перемещают ее вперед-назад вдоль оси инжектора, чтобы убедиться в том, она свободно перемещается.
5. Проверяют, что ИОЛ правильно ориентирована и что края ИОЛ и гаптического элемента не будут зажаты при закрытии картриджа.
6. Сжимают обе половинки картриджа до защелкивания фиксатора. Слышимый щелчок свидетельствует о правильном закрытии картриджа. После закрытия картриджа рекомендуется выполнить заключительный осмотр и убедиться, что гаптические элементы не защемят.
7. Вставляют картридж в передний отдел инжектора. Проталкивают картридж в крайнее переднее положение.
8. Осторожно смещают плунжер вперед так, чтобы его силиконовый наконечник правильно вошел в загрузочную камеру. Если ввести силиконовый наконечник в загрузочную камеру не удастся, плунжер отводят в начальное положение и выравнивают силиконовый наконечник с помощью стерильного пинцета. Продолжают надавливать на силиконовый наконечник, пока внутренняя пружина не начнет сжиматься. Отводят плунжер на несколько миллиметров назад и затем снова продвигают вперед. Этот этап обеспечивает правильный захват ИОЛ.

9. Во избежание попадания в глаз излишков вязкоэластика осторожно надавливают на плунжер, чтобы ИОЛ оказалась в передней части картриджа. В результате этого излишки вязкоэластика выдавливаются из устройства вне глаза, до введения инжектора в разрез.
10. Проводят кончик картриджа через разрез и затем проталкивают его через радужку до ближнего края зрачка.
11. Медленно продвигают плунжер вперед, обеспечивая правильное введение ИОЛ в глаз, и одновременно извлекают устройство из глаза. Во избежание выпирания силиконового наконечника из носика картриджа при выталкивании ИОЛ, на плунжер следует давить только до полного выхода ИОЛ.
12. Осторожно размещают ИОЛ, при необходимости поворачивая ее с помощью соответствующего позиционирующего крючка.
13. Удаляют раствор вязкоэластика из глаза и с поверхности ИОЛ, используя стандартные методики орошения и аспирации.

МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Ответственность за использование надлежащих методик оперативного вмешательства и решение об их применимости для конкретного пациента лежит на хирурге. Хирургу необходимо оценить применимость соответствующих процедур на основании своего опыта и информации, изложенной в инструкции по применению системы инжекторной ErgoTouch FLY.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Систему инжекторную ErgoTouch FLY разрешается использовать только квалифицированным специалистам, прошедшим необходимую подготовку. Результат хирургической процедуры зависит от навыков хирурга по использованию данного устройства и других средств и материалов в процессе операции
- Данное изделие поставляется стерильным. Если внутренняя упаковка намокла, была вскрыта или повреждена, использовать изделие запрещено. Изделие, применение которого не состоялось, утилизируют
- Все компоненты системы являются одноразовыми. Повторная стерилизация компонентов запрещена
- Упаковку следует вскрывать с соблюдением необходимых мер асептики
- Если носик картриджа поврежден, использовать картридж запрещено
- Прежде чем укладывать мягкую интраокулярную линзу, следует обязательно заполнить картридж вязкоэластиком.
- Необходимо строго соблюдать инструкции по укладке линзы в картридж
- В случае падения на пол или касания нестерильного предмета данное устройство следует утилизировать согласно стандартным инструкциям для медицинских учреждений.

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ / содержание значков маркировки

Система инъекторная ErgoTouch FLY

система инъекторная
**ERGO
TOUCH**
FLY

LOT PFB000014

REF ET1-P-GMS-22 **CE**

USE BY : 2018/01

CE 0050

STERILE EO



ODC Industries SAS
ODS Индастриз. А.О.
YZA du Bois vert, Rue Thomas Edison,
56800 Ploermel, France.

Уполномоченный представитель на территории РФ
ИП Трубилин Владимир Николаевич
ID 770703278571 Российская Федерация
Email: trublinmd@mail.ru Tel.: +7(495)766-49-10
Регистрационное удостоверение РЗН №



— Производитель медицинского изделия

LOT

— Номер партии медицинского изделия

CE 0050 — маркировка для европейского рынка

STERILE EO

— Стерилизация оксидом этилена

REF

— Номер по каталогу

Система инъекторная ErgoTouch FLY

Перечень кодов продукта (номера по каталогу)

Название продукта	Код продукта
<u>ErgoTouch FLY в pouch-упаковке и картридж GMS</u>	
<u>ErgoTouch FLY в pouch-упаковке с картриджем GMS 2.6 — маркировка CE</u>	<u>ET1-P-GMS-26-CE</u>
<u>ErgoTouch FLY в pouch-упаковке с картриджем GMS 2.4 — маркировка CE</u>	<u>ET1-P-GMS-24-CE</u>
<u>ErgoTouch FLY в pouch-упаковке с картриджем GMS 2.2 — маркировка CE</u>	<u>ET1-P-GMS-22-CE</u>
<u>ErgoTouch FLY в pouch-упаковке с картриджем GMS 2.0 — маркировка CE</u>	<u>ET1-P-GMS-20-CE</u>
<u>ErgoTouch FLY в pouch-упаковке с картриджем GMS 1.8 — маркировка CE</u>	<u>ET1-P-GMS-18-CE</u>
<u>ErgoTouch FLY в блистерной упаковке и картридж GMS</u>	
<u>ErgoTouch FLY в блистерной упаковке с картриджем GMS 2.6 — маркировка CE</u>	<u>ET1-B-GMS-26-CE</u>
<u>ErgoTouch FLY в блистерной упаковке с картриджем GMS 2.4 — маркировка CE</u>	<u>ET1-B-GMS-24-CE</u>



— Не стерилизовать повторно



— Не использовать при повреждении упаковки




Температурный диапазон



Запрет на повторное применение



Обратитесь к инструкции по применению



Осторожно! Обратитесь к Инструкции по применению

УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Использованные медицинские изделия, а также, пришедшие в негодность неиспользованные медицинские изделия утилизируются согласно указанному классу опасности, указанному в национальных нормативных документах. Утилизация в Российской Федерации должна осуществляться в соответствии с применимыми законами и правилами, действующими в Российской Федерации. Утилизацию медицинского изделия и принадлежностей проводить по СанПиН 2.1.7.2790 или как твердые бытовые отходы.

К отходам класса А относятся неиспользованные медицинские изделия (пришедшие в негодность неиспользованные изделия, упаковка, медицинские изделия с нарушениями упаковки, изделия с истекшим сроком годности).

К отходам класса В относятся использованные медицинские изделия Система инъекторная ErgoTouch FLY)

К утилизации данного вида медицинского изделия допускаются только те лица, которые прошли предварительный инструктаж. Все действия выполняются в соответствии с принятой в медицинском учреждении схемой, которая подробно описывает процесс сбора, временного хранения, утилизации медицинских отходов класса В.

Утилизация производится в следующем порядке:

- Сбор медотходов в местах образования в одноразовую тару, которая соответствует классу опасности.
- Помещение их в многоразовые контейнеры для транспортировки в места временного хранения.
- Пребывание мусора в местах накопления – до 24 часов в специальных или подсобных помещениях, дольше этого срока – в холодильной или морозильной камере.
- Обеззараживание медицинских отходов класса опасности В
- Транспортировка к месту утилизации на специально оборудованных автомобилях компаний, с которыми ЛПУ заключило договор.

ПОСЛЕДСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАБОТЕ СО СТЕРИЛЬНЫМ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ

- Неправильное обращение с инжектором, неправильная загрузка линзы или неправильное использование инжектора может привести к повреждению линзы и нанесению вреда пациенту, включая повреждение тканей, воспаление или внесение загрязнений
- Попадание загрязнений на инжектор в процессе его использования может привести к инфицированию пациента или внесению загрязнений в глазное яблоко
- Повторное использование одноразового инжектора или картриджа может привести к переносу инфекций между пациентами

ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Производитель гарантирует, что данное изделие произведено с надлежащей тщательностью, и не несет ответственности за побочные эффекты или убытки, потери или расходы, которые могут возникнуть в результате прямого или косвенного использования данного изделия. Ответственность производителя ограничена выполнением ремонта при выявлении дефектов изделия, однозначно не связанных с неправильным обращением или использованием ИОЛ, не прошедшей валидацию с данной моделью инжектор

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ

ODC Industries SAS.

ZA du Bois vert, Rue Thomas Edison,

56800 Ploermel, France.

ОДС Индастриз.

Акционерное общество упрощенного типа.

Ул. Томаса Эдисона, 3ЭД дю Буа Вер, 56800.

Плоэрмель, Франция

НА ТЕРРИТОРИИ Российской Федерации:

ИП Трубилин Владимир Николаевич

ID 770703278571

Российская Федерация, 127473, г.Москва,

4-й Самотечный пер., дом 3, кв 47.

+7 495 766 49 10

trubilinmd@mail.ru

Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan

Vu exclusivement pour certification matérielle de
la signature de



M. *Fabrice KERYN*

(seen exclusively to certify the above signature)

Pour le président,



C. Foulon

Штамп: Торгово-промышленная палата Морбиана
Свидетельствуется исключительно подлинность
подписи г-на Фабьена Мартина
От имени Президента, К. Кулю

Печать: Торгово-промышленной палаты Морбиана* Лорьян
01.09.2020 г.

Штамп: Торгово-промышленная палата Морбиана
Свидетельствуется исключительно подлинность
подписи г-на Фабьена Мартина
От имени Президента, К. Кулю

Печать: Торгово-промышленной палаты Морбиана* Лорьян

Перевод данного текста выполнен переводчиком Сироткиной Марией Олеговной

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Первого июля две тысячи двадцать первого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Сироткиной Марии Олеговны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2021 – 51-156

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



ПОДПИСЬ

Г.Б. Акимов

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Акимова Г.Б.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 13 лист(-а, -ов).

Нотариус:

Российская Федерация
Город Москва

01 июля 2021

года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2021-51-156

Уплачено за совершение нотариального действия: 800 руб. 00 коп.

Г.Б. Акимов

