

Instruction For Use

To Roszdravnadzor
From MICROVAL SAS


We send you the following documents for a medical device registration in the Russian Federation:


1. Instructions for **Implant for Pelvic Organ Prolapse by abdominal approach** (Сетка имплантируемая для хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин PROCUR, в вариантах исполнения) in Russian

07 January 2021

MICROVAL SAS, France

Olivier Cuilleron
General Director


MICROVAL
ZA du Champ de Berre
43240 ST JUST MALMONT
(FRANCE)
Tél. (33) 04 77 35 03 03
Fax (33) 04 77 35 03 19

Je soussigné M^e Vincent VIALATTE
Notaire à Cannes (Alpes-Maritimes)
certifie sincère et véritable la signature
de 
apposée ci-dessus
A CANNES, le 4 janvier 2021



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на медицинское изделие

**«Сетка имплантируемая для хирургического лечения пролапса тазовых органов у
женщин PROCUR, в вариантах исполнения»**

производства

«МИКРОВАЛЬ САС» (MICROVAL SAS),

Франция

Наименование медицинского изделия.

Сетка имплантируемая для хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин PROCUR, в вариантах исполнения (далее по тексту - Сетки имплантируемые PROCUR, имплантат)

Наименование и адрес:

- **Производитель**
«МИКРОВАЛЬ САС» (MICROVAL SAS)
Z.A. de Champ de Berre, 43240 Saint-Just-Malmont, France (З.А. де Шан-де-Бер, 43240 Сен-Жюст-Мальмон, Франция)
Тел: +33 4 77 35 03 03
Факс: +33 4 77 35 03 19
Эл. почта : info@microval.fr
Веб-сайт : www.microval.fr
- **Разработчик**
«МИКРОВАЛЬ САС» (MICROVAL SAS)
Z.A. de Champ de Berre, 43240 Saint-Just-Malmont, France (З.А. де Шан-де-Бер, 43240 Сен-Жюст-Мальмон, Франция)
- **Производственное подразделение (площадка)**
Z.A. de Champ de Berre, 43240 Saint-Just-Malmont, France (З.А. де Шан-де-Бер, 43240 Сен-Жюст-Мальмон, Франция)
- **Уполномоченный представитель на территории РФ**
Общество с ограниченной ответственностью «Л-маг» (ООО «Л-маг»)
117198, г. Москва, ул. Островитянова, д. 5, корп. 2, кв. 49.

Классификация медицинского изделия:

- Класс медицинского изделия: 26
- Код в соответствии с GMDN с расшифровкой 34214 Prosthesis, incontinence (Протез, недержание).

Назначение: хирургическое лечение пролапса тазовых органов у женщин.

Область применения: хирургия.

Потенциальный пользователь:

Данное изделие может использоваться исключительно квалифицированными специалистами, прошедшими специальную подготовку и имеющие опыт в области лечения пролапса (хирургические методы, лечение осложнений, консультирование пациентов), работающими в многопрофильных специализированных центрах или имеющими возможность привлечь других специалистов, в случае необходимости. Хирурги должны обладать достаточной квалификацией для консультирования и информирования своих пациентов о различных методах лечения и соотношении пользы и риска при использовании данного имплантата перед принятием решения о проведении операции. Пользователю следует уделять особое внимание выбору имплантатов и

хирургической процедуре с учетом имеющихся показаний, морфологии, активности, физического и/или психического состояния пациента для ограничения побочных реакций и осложнений.

Предоперационные и послеоперационные результаты, полученные пользователем и медицинской бригадой, не могут быть правильными в следующих случаях:

- в случае отсутствия опыта или подготовки хирурга, применения несовершенной хирургической техники, незнания действующих стандартов,
- в случае изменения или преобразования изделия (например, резки), несоблюдения требований настоящего руководства,
- в случае использования в нарушение показаний, недостаточного ухода или периода реабилитации после операции.

В таких случаях пользователь данного изделия несет полную ответственность, таким образом, освобождая компанию «Микровал» (Microval) от ответственности.

Пользователь данного изделия должен понимать и проинформировать пациента перед процедурой о следующем:

- о мерах предосторожности, которые необходимо принять после процедуры, а также противопоказаниях и побочных реакциях, которые могут возникнуть,
- что данное изделие может позволить привести к снижению уровня физической активности, при этом выполнение некоторых действий будет частично или полностью запрещено в течение определенного периода времени (определяемого пользователем),
- что неизбежный износ изделия, потенциальные осложнения и/или потенциальное смещение с течением времени могут вынудить пользователя или другого хирурга выполнить повторную интервенцию.

Извлечение сетки имплантируемой PROCUR может быть выполнено только обученными хирургами.

Показания к применению

Сетки имплантируемые PROCUR показаны женщинам с прогрессирующим апикальным пролапсом тазовых органов (POP-Q $\geq$ степень 2) в абдоминальной хирургии. Данные имплантаты могут быть использованы у пациенток с маткой или без нее, при этом, на усмотрение хирурга, в случае необходимости могут быть выполнены сопутствующие хирургические процедуры. Сетки имплантируемые PROCUR для лечения пролапса используются для коррекции дефектов мочевого пузыря, матки и прямой кишки, которые обрабатываются хирургическим путем через брюшную полость.

Противопоказания

- Беременные женщины или женщины, планирующие беременность в будущем.
- Детский возраст (до 18 лет).
- Интенсивные физические нагрузки
- Аллергические реакции.
- Серьезные заболевания с риском опасных послеоперационных осложнений.
- Инфекция и сепсис являются абсолютными противопоказаниями.

Меры предосторожности при использовании:

Перед выполнением операции следует проверить наличие и функциональность инструментов, необходимых для установки имплантата. Сетки имплантируемые PROCUR не требуют каких-либо специальных инструментов для размещения, кроме «классических», используемых для этого типа операций. Операция проводится открытым или лапароскопическим способом на обычном оборудовании.

Избегайте контакта с предметами, способными повредить изделие. Убедитесь, что используемые инструменты не повредят имплантат (например, скальпель, который может вызвать разрез / разрыв имплантата; устройство, которое нагревает и, следовательно, плавит имплантат).

Поврежденные изделия и/или изделия, находившиеся в контакте с пациентом, должны быть изолированы и обеззаражены.

Имплантат не предназначен для использования в сочетании с другими имплантатами или устройствами.

Предупреждение: дефекты крепления, позиционирования или сборки изделия могут привести к аномальной нагрузке и/или сократить срок службы изделия. У женщин с повышенным риском развития осложнений, связанных с применением синтетического имплантата (хроническое применение стероидов, курение и др.) следует рассмотреть возможность проведения других операций. У пациентов с сопутствующими заболеваниями, препятствующими более инвазивным и длительным операциям (болезни сердца, хроническая обструктивная болезнь легких или тромбоз), следует рассмотреть применение вагинального подхода (с другим имплантатом). Размещение профилактического заднего имплантата в первичной хирургии не может быть систематическим.

Имплантат является стерильным изделием и сразу готов к использованию, нет необходимости использовать какие-либо химические вещества.


ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ: Кровотечение, тазовая гематома, дизурия, недержание мочи, диспареуния, инфекции, эрозия (вагинальная, мочевого пузыря, уретры, прямой кишки), острый/хронический болевой синдром, аллергия на имплантированные материалы, изменение осанки или миграция имплантата, спайки, серома, отторжение имплантата, сокращение имплантата, колоректальные нарушения, рецидив пролапса, уменьшение диаметра влагалища.

Описание и характеристики:


Данные имплантаты представляют собой макропористые тканые сетки из монофиламентных полипропиленовых нитей для механического укрепления нативных тканей. Они специально разработаны для хирургической коррекции пролапса (сакроколпопексии) методом целиоскопии или лапаротомии с абдоминальным доступом.

Описание продукта PROCUR PP H: Предварительно вырезанный и собранный имплантат, сотканный из полипропиленового волокна в виде закрепляемой перфорированной прямоугольной сетки.

Размер: 4x18 – 7x18 см.



Описание продукта PROCUR PP: Предварительно вырезанный имплантат, сотканный из полипропиленового волокна в виде закрепляемой перфорированной прямоугольной сетки.
Размер: 4x20 – 7x20 см



Описание продукта PROCUR PP C: Предварительно вырезанный и собранный имплантат, сотканный из полипропиленового волокна в виде закрепляемой перфорированной прямоугольной сетки.

Размер: 4/5.5x20 – 7x20 см



Характеристика	PROCUR PP H	PROCUR PP	PROCUR PP C
Габаритные размеры (см)	4x18 - 7x18	4x20 - 7x20	4/5.5x20 7x20

Масса изделий

Наименование изделия	Масса, г	Допустимые отклонения
PROCUR PP H	0.60	+/- 10%
PROCUR PP	0.99 (0.55+0.44)	+/- 10%
PROCUR PP C	1.04 (0.55+0.49)	+/- 10%


Состав изделия:

100% полипропилен (ППТ обл. = полипропилен облегченный)

- Без латекса
- Без фталатов
- Без веществ животного или биологического происхождения

Характеристики материала

Наименование	Полипропиленового волокно (PPT LW)	
Тип и материал	Тканый материал из монофиламентного полипропилена	
Толщина	0,5 мм±0.03	
Масса на единицу площади	60 г/м²±6	
Диаметр волокна	0,15 мм±0.02	
Размер пор	1,6 мм±0.2	
Средняя пористость	87%	
направление	<i>В поперечном направлении</i>	<i>В продольном направлении</i>
Испытание для определения прочности на растяжение (Испытание на растяжение)	74 Н/см±17	45 Н/см±23
Напряжение в ходе испытания на растяжение при 10Н	74%±12 9%±3	104%±17 17%±3



Биосовместимость:

Наименование изделия	Материал изготовления	Марка	Поставщик
PROCUR PP H*	ПОЛИПРОПИЛЕН (PPT LW)	MIC-ATC13-110	RACHEL-TEX (THT)
PROCUR PP	ПОЛИПРОПИЛЕН (PPT LW)	MIC-ATC13-110	RACHEL-TEX (THT)
PROCUR PP C	ПОЛИПРОПИЛЕН (PPT LW)	MIC-ATC13-110	RACHEL-TEX (THT)

* Используемая нить для сшивки передней и задней части изделия PROCUR PP H - полипропиленовая нить, которая также используется для вязания самого имплантата

Упаковка:

Упаковка: от 1 до 3 имплантатов, упакованных в герметичные двойные тайвековые пакеты и покрытую пленкой картонную коробку размером 240 мм х 220 мм х 20 мм

	Первичная упаковка	Марка	Поставщик
PROCUR PP H	 Двойной тайвековый пакет 100х295 мм 125х320 мм	Тайвек 1073В – спанбонд нетканый полиэтилен -12 мкм ламинированный полиэстер	BEMIS
PROCUR PP	Двойной тайвековый пакет 200х300 мм		
PROCUR PP C	255х270 мм Двойной тайвековый пакет 200х300 мм 255х270 мм		
	Вторичная упаковка		
PROCUR PP H	 Покрытая пленкой картонная коробка размером 240 мм х 220 мм х 20 мм	Картон	MARCOUX
PROCUR PP			
PROCUR PP C			

Маркировка

Информацию см. в Приложении 2

Стерильность

Изделие стерильное, одноразовое. Стерилизация этиленоксидом

Срок годности: 5 лет после стерилизации

Предусмотренный срок службы: Не ограничен, если не возникает осложнений, перечисленных выше.

Условия транспортировки, хранения, применения/эксплуатации:

	Температура	Влажность
Условия применения (во время операции)	32-42°C	до 100% (Устойчив к биологическим

		жидкостям)
Условия применения (в операционной)	15-25°C	45-65%
Условия транспортировки	0-30°C	45-65%
Условия хранения	15-25 °C	45-65%

Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие:

Справочная документация	Дата:	Название стандарта - Подзаголовок
NF EN ISO 17664	август 2004 г.	Стерилизация медицинских изделий: Информация, предоставляемая производителем для процесса
NF EN 556-1	февраль 2002 г.	Стерилизация медицинских изделий: Требования для получения медицинскими препаратами
ISO11135	июль 2014 г.	Стерилизация медицинских товаров. Оксид этилена. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских
NF EN ISO 11137-1	январь 2016 г.	Стерилизация медицинских товаров. Облучение.
NF EN ISO 11137-2	январь 2010 г.	Стерилизация медицинских товаров. Облучение. Часть 2: Испытания на стерильность, проводимые во время валидации
NF EN ISO 11137-3	февраль 2016 г.	Стерилизация медицинских товаров.
ISO 11737-1	январь 2018 г.	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Определение
NF EN ISO 11737-2	январь 2010 г.	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность выполняются во
NF EN ISO 11737-3	июль 2004 г.	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 3. Руководство по оценке и
NF EN ISO 14644-1	февраль 2016 г.	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды.
NF EN ISO 14644-2	февраль 2016 г.	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Спецификации испытаний и мониторинга, для демонстрации
ISO 14698-1	сентябрь 2003 г.	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды -
ISO 14698-2	сентябрь 2003 г.	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Контроль бионагрузки. Часть 2: Оценка и интерпретация данных по бионагрузке. + техническое исправление 1
+ISO 14698-2/AC1/2004		
NF EN 868-5	сентябрь 2009 г.	Материалы и системы упаковки для медицинских изделий подлежат стерилизации. Часть 5: Термозапаиваемые и самозапечатываемые бумажные и полиэтиленовые пакеты. Требования и методы испытаний.
NF EN ISO 11607-1	январь 2018 г.	Упаковка для окончательно стерилизованных медицинских изделий. Часть 1. Требования к материалам, стерильным барьерным системам и
NF EN ISO 11607-2	январь 2018 г.	Упаковка для окончательно стерилизованных медицинских изделий. Часть 2. Требования к валидации процессов формовки, герметизации и сборки
NF EN 1041	ноябрь 2013 г.	Информация, предоставленная производителем медицинских изделий
ISO 13485	март 2016 г.	Медицинское оборудование - Система
NF EN ISO 14971	январь 2013 г.	Медицинские приборы. Применение управления рисками к медицинским изделиям.
NF EN 62366-1	декабрь 2015 г.	Медицинские изделия Часть 1: Использование проектирования эксплуатационной пригодности медицинских изделий

NF EN ISO 15223-1	январь 2017 г.	Медицинские изделия – обозначения, используемые на этикетках, маркирование и представленная информация, относящаяся к медицинским изделиям - Часть 1: общие требования
F ISO 2859-1 + A1 201	апрель 2000 г.	Правила выборки для проверки характеристик. Часть 1: Процедуры отбора проб для каждой партии, индексированных в соответствии с Приемлемым уровнем качества (AQL).
NF EN ISO 14630	февраль 2013 г.	Хирургические имплантаты (неактивные) – общие требования
Директива 93/42 / <u>ЕЕС</u> (2007/47 / <u>ЕС</u>)		Европейская директива по медицинским приборам
MEDDEV 2.7.1 Рев.4	июнь 2016 г.	Руководства по медицинскому оборудованию
MEDDEV 2,7/3	май 2015 г.	КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОТЧЕТЫ О СЕРЬЕЗНЫХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
MEDDEV 2.12/2 Вер.2	январь 2012 г.	Руководство по постмаркетинговым исследованиям медицинского изделия (руководство для производителей и уполномоченных органов)
MEDDEV 2.12/1 Рев.8	январь 2013 г.	Руководство по системе бдительности медицинского оборудования
NF EN ISO 13934-1	июль 2013 г.	Текстиль Свойства растяжимых тканей. Часть 1. Определение максимального усилия и удлинения при растяжении методом растяжения полосы.
NF EN ISO 13938-1	октябрь 1999	Текстиль Прочность тканей на разрыв Часть 1: гидравлический метод
NF EN ISO 13938-2	октябрь 1999	Текстиль Прочность тканей на разрыв Часть 2: пневматический
ASTM F 1929	январь 2015 г.	Стандартный метод испытания для обнаружения утечек уплотнения в пористой медицинской упаковке путем проникновения красителя
ASTM F1980	январь 2007 г.	Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных систем для медицинского изделия
ASTM F 1886	январь 2016 г.	Стандартный метод испытаний для определения целостности уплотнения гибкой тары путем визуального контроля.
ASTM F 2251	январь 2013 г.	Стандартный метод испытаний для измерения толщины гибкого упаковочного материала
NF S 94-801	декабрь 2007 г.	Усиленные имплантаты, имплантируемые интравагинально в случае недержания мочи при напряжении и/или пролапсе органов таза.
NF EN ISO 10993-1	июль 2010 г.	Биологическая оценка медицинских изделий.
NF EN ISO 10993-3	декабрь 2014 г.	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 3: Испытания на генотоксичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность.
NF EN ISO 10993-4	июль 2018 г.	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 4: Выбор испытаний на взаимодействие с кровью.
NF EN ISO 10993-5	июль 2010 г.	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 5: Испытания на цитотоксичность. Метод «In vitro».

Техническое обслуживание и ремонт

Не применимо

Требования к охране окружающей среды, сведения по утилизации или уничтожению. Класс опасности отходов в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10.

В случае обнаружения дефектов упаковки перед применением изделия необходимо утилизировать изделия вместе с упаковкой вместе с бытовыми отходами.

Класс опасности отходов в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 – класс Б.

Адрес для обращения потребителей на территории РФ

Общество с ограниченной ответственностью «Л-маг» (ООО «Л-маг»)

117198, г. Москва, ул. Островитянова, д. 5, корп. 2, кв. 49.

Тел. +7(495) 737-97-71

e-mail: l-mag@bk.ru

Сетка имплантируемая для хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин PROCUR, в вариантах исполнения:

1. Сетка имплантируемая для хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин PROCUR PP H, из двух частей, сшитая, размеры 4х18 см – 7х18 см.
2. Сетка имплантируемая для хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин PROCUR PP, из двух частей, размеры 4х20 см – 7х20 см.
3. Сетка имплантируемая для хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин PROCUR PP C, из двух частей, размеры 4/5.5х20 см – 7х20 см.

Маркировка


Маркировка на первичной упаковке


Внутренняя маркировка + 4 отсоединяемых ярлыка для приложения к документации пациента



клеится на файл пациента

Маркировка на вторичной упаковке



**Расшифровка символов:**

	Плетенный полипропилен (PPT LW)
	Логотип производителя
	Логотип дистрибьютора
	
	См. инструкцию по использованию
	Не использовать при повреждении упаковки.
	Стерилизовано этиленоксидом.
	Одноразового применения
	Не стерилизовать повторно.
	Номер по каталогу

	Номер партии
	Обратитесь к инструкции по применению
	Производитель
	Использовать до
	Знак соответствия Европейским стандартам CE с номером нотифицированного органа

Проект маркировки для поставок в РФ на примере «Сетка имплантируемая для хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин PROCUR PP C, из двух частей, размеры 4/5.5x20 см – 7x20 см»

Плетенный полипропилен (PPT LW)	Сетка имплантируемая для хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин PROCUR PP C, из двух частей, размеры 4/5.5x20 см – 7x20 см
 MICROVAL SAS, Z.A. de Champ de Berre, 43240 Saint-Just-Malmont, France (З.А. де Шан-де-Бер, 43240 Сен-Жюст-Мальмон, Франция) тел. +33.(0)4.77.35.03.03 info@microval.fr Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Л-маг», 117198, г. Москва, ул. Островитянова, д. 5, корп. 2, кв. 49, тел. +7(495) 737-97-71, l-mag@bk.ru	
      	    РУ: РЗН ___/___ от ___
Нетоксично внутри. Хранить при комнатной температуре	

Numbered, sewed and sealed 17 sheets in all

MICROVAL SAS

Olivier Cuilleron
General Director

MICROVAL

ZA du Champ de Berre
43240 ST JUST MALMONT
(FRANCE)
Tél. (33) 04 77 35 03 03
Fax (33) 04 77 35 03 19

/Логотип: «МикроВал» (MicroVal)» Франция
Разработка и производство медицинских изделий/

Инструкция по применению

Кому: Росздравнадзор
От: «МИКРОВАЛ САС» (MICROVAL SAS)

Направляем вам следующую документацию для регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации:

1. Инструкция по применению для медицинского изделия «Сетка имплантируемая для хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин PROCUR, в вариантах исполнения» на русском языке.

07 января 2021 года

«МИКРОВАЛ САС», Франция

Оливье Куилерон (Olivier Cuilleron)
Генеральный директор
/Подпись/

/Штамп: «МИКРОВАЛ»
3А дю Шон де Берр
43240 СЕН-ЖЮСТ-МАЛЬМОН
(ФРАНЦИЯ)
(Za du Champ de Berre 43240 ST JUST MALMONT (FRANCE))
Тел.: (33) 04 77 35 03 03
Факс: (33) 04 77 35 03 19/

/Штамп: Я, нижеподписавшийся мэтр Винсент ВИАЛАТТ (Vincent VIALATTE),
нотариус в Каннах (Приморские Альпы),
подтверждаю подлинность и верность подписи г-на Оливье Куилерона,
представленную выше.
Г. Канны, 7 января 2021 года/
/Подпись/

/Печать: мэтр Винсент ВИАЛАТТ, член товарищества нотариусов * Канны (Приморские Альпы)/

/Логотип: «МикроВал»/ www.microval.fr

Деловой район Шон де Берр – 43240 СЕН-ЖЮСТ-МАЛЬМОН – ФРАНЦИЯ

Тел: +(33) (0)4 77 35 03 03 – Факс: +(33) (0)4 77 35 03 19
– Эл. почта: info@microval.fr

Компания с ограниченной ответственностью с капиталом 192 000 евро – № в Торгово-промышленном реестре Ле-Пюи-ан-Веле 393 833 553 – Идентификационный номер предприятия во Франции (SIRET) 393 833 553 00018
Код основного вида деятельности предприятия 3250A – Единый № плательщика НДС для стран ЕС FR 28 393 833 553

/Наклейка: всего пронумеровано, сшито и креплено печатью 17 листов.

«МИКРОВАЛ САС»

Оливье Кушлерон

Генеральный директор

/Подпись/

/Штамп: «МИКРОВАЛ»

3А дю Шон де Берр

43240 СЕН-ЖЮСТ-МАЛЬМОН

(ФРАНЦИЯ)

Тел.: (33) 04 77 35 03 03

Факс: (33) 04 77 35 03 19//

Текст данного документа перевёл переводчик Храмов Александр Александрович. Знание иностранного языка подтверждаю. Выполненный перевод является правильным, точным и полным.

Российская Федерация
Город Москва

Третьего марта две тысячи двадцать первого года

Я, Точкин Дмитрий Валерьевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Храмова Александра Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2079-н/77-2021-7-825

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб.



Д.В. Точкин

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 19 лист(а)(ов)

Нотариус

