

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЛейбМедик»



Т. П. Егорова

« 23 » мая 2022 г.

**ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ С
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 32.50.50-001-05920461-2018**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование: Изделие медицинское для транспортирования с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-05920461-2018 (в дальнейшем – Изделие).

Варианты исполнения:

1. ЛМ-СТ-1 – Стойка тележка для транспортировки медицинских отходов, без педали.

Принадлежности:

- фиксаторы одноразовых пакетов, педаль.

2. ЛМ-СТМ-1П – Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью.

Принадлежности:

- фиксаторы одноразовых пакетов, педаль.

3. ЛМ-СТМ-4 – Стойка-тележка для транспортировки инвентаря и расходных материалов.

4. ЛМ-КО-2 – Колесная опора для транспортировки медицинских отходов.

5. ЛМ-КО-1 – Колесная опора для транспортировки медицинских отходов с ободом для фиксации баков.

2 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛейбМедик» (ООО «ЛейбМедик»)

Адрес: 129327, Россия, г. Москва, проезд Анадырский, д.21, пом.6, комн.6

Телефон: +7 (965) 22-11-880

E-mail: leibmedic.quality@yandex.ru

3 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛейбМедик» (ООО «ЛейбМедик»)

Адрес: 129327, Россия, г. Москва, проезд Анадырский, д.21, пом.6, комн.6

Телефон: +7 (965) 22-11-880

E-mail: leibmedic.quality@yandex.ru

4 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Для транспортировки медицинских отходов и/или доставки инвентаря и расходных материалов в пределах медицинских учреждений.

Изделие используется медицинским персоналом в реабилитационных, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

5.1 Технические характеристики

5.1.1 Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 51084, ГОСТ Р 50444, ТУ 32.50.50-001-05920461-2018 и комплекту конструкторской документации.

Варианты исполнения Изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1. Варианты исполнения

Наименование	Обозначение	Рисунок
1. Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов, без педали	ЛМ-СТМ-1	1
Принадлежности:		
Фиксаторы одноразовых пакетов		
2. Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью	ЛМ-СТМ-1П	2
Принадлежности:		
Фиксаторы одноразовых пакетов, педаль		
3. Стойка-тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов	ЛМ-СТМ-4	3
4. Колесная опора для транспортировки медицинских отходов	ЛМ-КО-2	4
5. Колесная опора для транспортировки медицинских отходов с ободом для фиксации баков	ЛМ-КО-1	5

5.1.2 Габаритные размеры и основные характеристики Изделия приведены в таблицах 2-4 общий вид на рисунках 1-5.

Таблица 2. Технические характеристики и параметры «ЛМ-СТМ-1 – Стойки-тележки для транспортировки медицинских отходов, без педали» и «ЛМ-СТМ-1П – Стойки-тележки для транспортировки медицинских отходов, с педалью»

Наименование параметров		Значения параметров	
		ЛМ-СТМ-1	ЛМ-СТМ-1П
Габаритные размеры:	длина (L), мм	600±50	600±50
	ширина (B), мм	350±50	350±50
	высота (H), мм	900±80	900±80
Масса, кг		8,5±1,5	8,5±1,5
Диаметр колеса Изделия (d), мм		100±30	100±30
Количество колес Изделия, шт		2	2
Размеры рамки для крепления многоразовой тары и одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов, внешние:	длина (l), мм	425±50	425±50
	ширина (b), мм	350±50	350±50
Габаритные размеры фиксатора одноразовых пакетов	длина, мм	45±5	45±5
	ширина, мм	40±5	40±5
Масса фиксатора одноразовых пакетов, кг		0,02±0,005	0,02±0,005
Габаритные размеры педали	длина, мм	–	350±20
	ширина, мм	–	400±50
Масса педали, кг		–	1,0±0,5

Таблица 3. Технические характеристики и параметры «ЛМ-СТМ-4 – Стойки-тележки для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов»

Наименование параметров	Значения параметров
Габаритные размеры:	длина (L), мм
	1020±50
	ширина (B), мм
	450±50
	высота (H), мм
	950±50

Масса, кг	17±2
Диаметр колеса Изделия (d), мм	85±15
Количество колес Изделия, шт	4

Таблица 4. Технические характеристики и параметры «ЛМ-КО-2 – Колесной опоры для транспортировки медицинских отходов» и «ЛМ-КО-1 – Колесной опоры для транспортировки медицинских отходов с ободом для фиксации баков».

Наименование параметров		Значения параметров	
		ЛМ-КО-2	ЛМ-КО-1
Габаритные размеры:	длина (L), мм	560±50	490±70
	ширина (B), мм	490±50	450±50
	высота (H), мм	970±70	950±50
Масса, кг		9±1	9±1
Диаметр ведущего колеса (D), мм		100±30	100±30
Количество ведущих колёс, шт		2	2
Диаметр вспомогательного колеса, не более (d), мм		55±15	55±15
Диаметр обода для фиксации бака (d1), мм		–	400±50

5.1.3 Металлические детали Изделия изготовлены из стали марки Ст3сп по ГОСТ 380-2005.

5.1.4 Крышки Изделия и фиксаторы одноразовых пакетов, выполненные из полимерного материала изготовлены из полиэтилена марки ПЭНТ22-12 по ТУ 2243-176-00203335-2007 (от 95 до 99 %) с добавлением суперконцентрата марки CO-PLAS White белого цвета по ТУ 2321-001-06846851-2015 или суперконцентрата пигментов т.м. Tosaf жёлтого цвета, производства фирмы «Tosaf Compounds Ltd» (Израиль) (от 1 до 5 %).

5.1.5 Металлические детали Изделия покрыты нитроцеллюлозной эмалью марки НЦ-132КП по СТО 50967612-002-2011 или универсальной алкидной эмалью марки ПФ-115 по ТУ 2312-003-76174671-2005 белого, жёлтого, красного или светлого цвета.

5.1.6 Изделие выдерживает двухкратную номинальную нагрузку, равномерно распределенную по верхней или нижней полкам. За номинальную принимают нагрузку в (30±0,5)кг.

5.1.7 Изделие стоит на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания, при этом зазор между одним из колес и полом не превышает 3 мм.

5.1.8 Усилие, необходимое для перемещения Изделия с равномерно распределенной 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твёрдой плоской поверхности, не превышает 100 Н (10 кгс). За номинальную принимают нагрузку в (30±0,5)кг.

5.1.9 Варианты исполнения Изделия (поз.1-2 таблицы 1) оснащены крышкой, закрепленной на раме посредством шарнира. Шарнир выдерживает 10 000 циклов открытия и закрытия. Движение крышки в шарнирном соединении лёгкое и плавное, без заеданий.

5.1.10 Усилие, необходимое для открытия и закрытия крышки в Изделии, не превышает 10Н.

5.1.11 Крышка в закрытом состоянии охватывает рамку для крепления многоразовой тары и одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов.

5.1.12 Колёса с поворотным кронштейном вращаются на горизонтальной оси свободно, без заедания от усилия не более 0,35 Н (0,035 кгс).

5.1.13 Колёса Изделия вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания.

5.1.14 Торцевое биение обода колеса Изделия не более 3 мм, радиальное – не более 2 мм.

5.1.15 Усилие, прилагаемое к стояночной системе торможения и необходимое для торможения колёс, не превышает 100 Н (10 кгс).

5.1.16 Стояночная система торможения, оборудованная на Изделии (поз.3 таблицы 1) легко управляема пользователем и обеспечивает удержание Изделия под номинальной нагрузкой в неподвижном состоянии. За номинальную принимают нагрузку в $(30 \pm 0,5)$ кг.

5.1.17 Сварные швы Изделия имеют плавный переход между свариваемыми деталями и удовлетворяют требованиям конструкторской документации.

5.1.18 Изделие при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2

5.1.19 Изделие при транспортировании и хранении устойчиво к воздействию климатических факторов по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

5.1.20 Изделие устойчиво к воздействию механических факторов для группы изделий 3 по ГОСТ Р 50444-20.

5.1.21 Изделие, упакованное в транспортную тару, сохраняет вибропрочность и ударопрочность (работоспособность после транспортной тряски) по ГОСТ Р 50444-20.

5.1.22 Изделие устойчиво к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 1%-ного раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78.

5.1.23 Металлические и неметаллические неорганические покрытия Изделия – по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 1.

5.1.24 Лакокрасочные покрытия Изделия – по ГОСТ 9.104-79 – для групп условий эксплуатации 4. Наружные поверхности Изделия имеют защитно-декоративные покрытия не ниже IV класса, а внутренние защитные покрытия не ниже VI класса – по ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия от 30 до 35 мкм


5.1.25 Конструкция Изделия обеспечивает ремонтпригодность, в том числе свободный доступ к отдельным сборочным единицам и деталям и их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.

5.2 Описание и принцип работы

5.2.1 Описание «ЛМ-СТМ-1 – Стойки-тележки для транспортировки медицинских отходов, без педали» (рисунок 1) и «ЛМ-СТМ-1П – Стойки-тележки для транспортировки медицинских отходов, с педалью» (рисунок 2):

Изделие предназначено для сбора и транспортировки медицинских отходов в пакетах к местам временного хранения на территории ЛПО.


Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов, без педали представляет собой стойку на колесах (3), оснащённую крышкой (1), закреплённой на раме посредством шарнира (5). Крышка открывается вручную и в закрытом состоянии полностью охватывает рамку (2), предназначенную для крепления многоразовой тары и одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов. В основание стойки-тележки встроен поддон (4), предназначенный для установки многоразовой тары.



1 – крышка; 2 – рамка для крепления многоразовой тары и одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов, 3 – колесо, 4 – поддон для установки многоразовой тары, 5 – шарнир

Рисунок 1– ЛМ-СТМ-1 – Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов, без педали

Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью представляет собой стойку на колёсах (3), оснащённую крышкой (1), закреплённой на раме посредством шарнира (5). Крышка, открывается при помощи нажатия на педаль (6), расположенную в нижней части основания. В закрытом состоянии она полностью охватывает рамку (2), предназначенную для крепления многоразовой тары и одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов. В основание стойки-тележки встроен поддон (4), предназначенный для установки многоразовой тары.



1 – крышка; 2 – рамка для крепления многоразовой тары и одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов; 3 – колесо; 4 – поддон для установки многоразовой тары; 5 – шарнир; 6 – педаль

Рисунок 2 – ЛМ-СТМ-1П – Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов, с педалью

5.2.2 Порядок работы со «ЛМ-СТМ-1 – Стойкой-тележкой для транспортировки медицинских отходов, без педали» и «ЛМ-СТМ-1П – Стойкой-тележкой для транспортировки медицинских отходов, с педалью»:

5.2.2.1 Вымыть тщательно руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки).

5.2.2.2 Установить на Изделие весь необходимый инвентарь и упаковку.

5.2.2.3 Закрепить одноразовые пакеты фиксаторами на Изделии или внутри многоразовой тары.


5.2.2.4 Осуществить сбор отходов в многоразовые тары или одноразовые пакеты.

5.2.2.5 Транспортировать одноразовые пакеты или многоразовую тару с помощью Изделия к месту установки межкорпусных контейнеров и отходы перегрузить в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса.

5.2.2.6 Вымыть и продезинфицировать Изделие и многоразовую тару после использования.

5.2.3 Описание «ЛМ-СТМ-4 – Стойки-тележки для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов» (рисунок 3)

Стойка-тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов представляет собой стойку на колесах с поворотными кронштейнами (2), имеющими стояночную систему торможения (3). Стойка-тележка имеет ручку (4) для перемещения Изделия, а также поддон (1), предназначенный для расположения на нём медицинских инструментов и расходных материалов.



1 – поддон; 2 – колесо с поворотным кронштейном; 3 – стояночная система торможения;
4 – ручка

Рисунок 3 – ЛМ-СТМ-4 – Стойка-тележка для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов

5.2.3.1 Порядок работы со «ЛМ-СТМ-4 – Стойкой-тележкой для транспортировки медицинских инструментов и расходных материалов»

5.2.3.2 Вымыть тщательно руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки).

5.2.3.3 Установить и разместить на изделие все необходимые ёмкости, расходные, перевязочные материалы и медицинские изделия, подлежащие транспортировке.


5.2.3.4 Транспортировать весь подготовленный инвентарь и расходные материалы при помощи Изделия.

5.2.3.5 Разгрузить тележку после доставки материалов, инструментов.

5.2.3.6 Вымыть и продезинфицировать Изделие и многоразовую тару после использования.

5.2.4 Описание «ЛМ-КО-2 – Колесной опоры для транспортировки медицинских отходов» (рисунок 4) и «ЛМ-КО-1 – Колесной опоры для транспортировки медицинских отходов с ободом для фиксации баков» (рисунок 5)


Колесная опора для транспортировки медицинских отходов представляет собой стойку, имеющая 2 ведущих колеса (2) и вспомогательное колесо с поворотным кронштейном (3), предназначенное для удобства транспортировки медицинских отходов в многоразовой таре, установленная на опоре (4) и закреплённая упором для фиксации (1) для её стабильной устойчивости.



1 – упор для фиксации; 2 – колесо ведущее; 3 – вспомогательное колесо с поворотным кронштейном; 4 – опора

Рисунок 4 – ЛМ-КО-2 – Колесная опора для транспортировки медицинских отходов

Колесная опора для транспортировки с ободом для фиксации баков представляет собой стойку, имеющая 2 ведущих колеса (2) и вспомогательное колесо с поворотным кронштейном (3). Многоразовая тара устанавливается на опоре (5) внутри обода (1) и закрепляется упором для фиксации (1) для её стабильной устойчивости.



1 – обод; 2 – колесо ведущее; 3 – вспомогательное колесо с поворотным кронштейном; 4 – упор для фиксации; 5 – опора

Рисунок 5 – ЛМ-КО-1 – Колесная опора для транспортировки медицинских отходов с ободом для фиксации баков

5.2.4.1 Порядок работы с «ЛМ-КО-2 – Колесной опоры для транспортировки медицинских отходов» и «ЛМ-КО-1 – Колесной опоры для транспортировки медицинских отходов с ободом для фиксации баков».

5.2.4.2 Вымыть тщательно руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки).

5.2.4.3 Установить на Изделие весь необходимый инвентарь. Сбор отходов осуществить в многоразовую тару (баки).

5.2.4.4 Закрепить одноразовые пакеты внутри многоразовой тары.

5.2.4.5 Транспортировать заполненную отходами многоразовую тару с помощью Изделия к месту установки межкорпусных контейнеров и отходы перегрузить в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса.

5.2.4.6 Вымыть и продезинфицировать Изделие и многоразовую тару после использования.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Изделие (из таблицы 1) – 1 шт.
- Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2013 – 1 шт.
- Принадлежности – по согласованию с Заказчиком.

7 МАРКИРОВКА

7.1 Изделие имеет маркировку, на которой указано:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и/или обозначение Изделия;
- обозначение ТУ 32.50.50-001-05920461-2018;
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;

- адрес и контактные данные предприятия-изготовителя;
- дата изготовления.

Маркировка Изделия проводится посредством наклеивания этикетки или клейменением.

7.2 Транспортная маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96, легко читаема и содержит:

- манипуляционные знаки «Верх», «Беречь от влаги»;
- наименование и/или обозначение Изделия;
- шифр Изделия;
- массу брутто.

Маркировка транспортной тары расположена непосредственно на транспортной таре или на ярлыке, закреплённом на одной из торцевых стенок обрешетки и видна при складировании.

8 УПАКОВКА

8.1 Изделие поставляется Потребителю в транспортной упаковке.

Перед упаковкой Изделие законсервировано по ГОСТ 9.014 для группы изделий II-1 и условий хранения Ж.

Изделие упаковано в деревянную обрешетку по ГОСТ 12082.

8.2 Эксплуатационная документация упакована в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569 или пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и прикреплена к Изделию.

8.3 В каждое упаковочное место вложен упаковочный лист с указанием:

- наименование и/или товарного знака, местонахождение предприятия-изготовителя;
- наименования и/или обозначение Изделия;
- шифра Изделия;
- обозначения ТУ 32.50.50-001-05920461-2018;
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
- даты упаковывания, штампа ОТК или клейма упаковщика.

8.4 Прочность транспортной тары обеспечивает сохранность Изделия в условиях многоярусного хранения и транспортирования.

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 Перед использованием прочесть инструкцию по применению.

9.2 К эксплуатации Изделия допускаются лица, знающие правила его эксплуатации.

9.3 Перед эксплуатацией убедитесь в технической исправности Изделия

9.4 Эксплуатацию Изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3678-20.

9.5 Запрещается работать с изделием без специальной защитной одежды и средств индивидуальной защиты.

9.6 Погрузку и разгрузку груза с Изделия выполняйте на ровной поверхности

9.7 Техническое обслуживание Изделия не требуется.

9.8 Ремонт Изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится производителем.

9.9 Изделия не взрывоопасны, не способны самовозгораться. В случае возникновения пожара для тушения следует использовать огнетушители, асбестовую ткань, воду, песок.

9.10 Изделие многоразового использования. Вымыть и продезинфицировать Изделие после каждого использования.

10 ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

10.1 Показание к применению – использовать Изделие в соответствии с его назначением.

10.2 Противопоказание – использование Изделия не по назначению. Не работать с Изделием без специальной защитной одежды и средств индивидуальной защиты.

10.3 Возможные побочные эффекты – отсутствуют.

11 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

11.1 При работе следует соблюдать меры предосторожности (не ронять, не бросать Изделие во избежание поломок, повреждений, механических разрушений поверхностей).

11.2 Эксплуатация Изделия должна проводиться в соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения.

11.3 Изделие следует эксплуатировать внутри помещения, в местах, где оно будет защищено от воздействия сырости и конденсации влаги.

11.4 Во избежание возможного инфицирования в процессе эксплуатации Изделия, персонал, занятый транспортировкой медицинских отходов должен быть обеспечен комплектами специальной защитной одежды и средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные очки, специальная обувь, фартуки).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ С ИЗДЕЛИЕМ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

12 ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА

Изделие устойчиво к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 1%-ного раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78.

13 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

13.1 Транспортирование Изделия допускается производить всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта и с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

13.2 Условия транспортирования Изделия – по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.

13.3 Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом вентилируемом помещении.

13.4 Условия хранения Изделия – по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.

13.5 Воздух помещения для хранения Изделия не должен содержать пары кислот, щелочей и других химически активных веществ.

14 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

14.1 Изделие подлежит утилизации в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.3684-2021 для отходов класса Б.

14.2 Изделие, не поступившее в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежит вторичной переработке, либо подлежит утилизации как бытовые отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-2021.

15 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

15.1 При транспортировании, хранении и эксплуатации Изделия не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, не являются опасными, нетоксичны, взрыво- и пожаробезопасны.

15.2 Производство Изделия должно проводиться с соблюдением общих требований безопасности согласно ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.005 в помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

15.3 При работе с Изделием специальных мер по защите природной среды от вредных воздействий не требуется.

16 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ 32.50.50-001-05920461-2018 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации Изделия – три года со дня ввода в эксплуатацию.

16.3 Гарантийный срок хранения Изделия – три года со дня изготовления.

17 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует ТУ 32.50.50-001-05920461-2018 и признано годным для эксплуатации.

ОТК _____

Дата изготовления _____

18 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются по адресу предприятия-изготовителя:

129327, Россия, г. Москва, проезд Анадырский, д.21, пом.6, комн.6,
тел.: +7 (965) 22-11-880, e-mail: lejbmedic.quality@yandex.ru, ООО «ЛейбМедик»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
12 (двенадцать) листов

Должность: Генеральный директор
ООО «ЛейбМедик»

Подпись Т.П. Егорова / Т.П. Егорова /

«27» мая 2022г.

