


«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Regulatory Affairs Administrator

(должность/position)

Lindsay Parshall


(имя/name)


(подпись/signature)

«1» December 2021

М.П. / Stamp

Subscribed and sworn to before me
this 1st day of December 2021
Michelle Steller
NOTARY PUBLIC
MY COMMISSION EXPIRES DEC. 31, 2025



Instruction for use

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор NEO-fit для фиксации эндотрахеальной трубки

Производства: CooperSurgical, Inc., США

CooperSurgical®
Healthy women, babies, and families
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611
USA

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	2
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	2
РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	2
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	2
НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	2
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ	2
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	3
ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ	3
РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
ПРИНЦИП РАБОТЫ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	5
МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ	5
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	6
ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	6
СВЕДЕНИЯ О СОВМЕСТИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ	6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	6
МРТ-СОВМЕСТИМОСТЬ	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	7
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	7
СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ	9
СРОК ГОДНОСТИ	9
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
УПАКОВКА	10
МАРКИРОВКА	11
Расшифровка маркировочных символов	12
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ	12
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	13
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	13
ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ	13

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Редакция первоначальная, выпуск от 08.2021.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор NEO-fit для фиксации эндотрахеальной трубки:

1. Держатель трубки NEO-fit – 1 шт.
2. Лента фиксирующая поролоновая «Lollipop» – 2 шт.

РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

CooperSurgical, Inc. («КуперСёрджикал, Инк.»)
95 Corporate Drive, Trumbull, Connecticut, 06611, USA (США)
Тел.: (800) 243-2974

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИДЖИО» (ООО «ОРИДЖИО»)
196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., дом 40, корпус 4, Литер А
Тел.: +7 812 3180290; факс: +7 812 3180290

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Набор NEO-fit для фиксации эндотрахеальной трубки (далее по тексту именуемый «Набор NEO-fit») предназначен для фиксации и стабилизации положения эндотрахеальной трубки.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Набор NEO-fit применяется исключительно обученным медицинским персоналом (педиатр, медсестра и т.п.) в условиях специализированных медицинских учреждений и иных организаций, в том числе в отделении реанимации и интенсивной терапии, в родильном отделении.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Набор NEO-fit показан к применению новорожденным или малолетним детям, получающим респираторную поддержку, для закрепления эндотрахеальной трубки для предотвращения экстубации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Задокументированных противопоказаний набор NEO-fit не имеет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

- травма пациента;
- раздражение кожи;
- аллергическая реакция.

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализ рисков был выполнен в соответствии с ISO 14971. Был проведен анализ видов отказов, связанных с проектированием, производственным процессом, производительностью и использованием набора NEO-fit, и их последствий. Каждый требующий действий вид отказа был идентифицирован и смягчен до минимально возможного уровня (т. е. в приемлемых пределах). Принимая во внимание все результаты различных оценок рисков, можно сделать вывод, что совокупный остаточный риск набора NEO-fit является приемлемым и превышает пользой от использования изделия.

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор NEO-fit – это нестерильное, неинвазивное изделие одноразового использования.

В набор NEO-fit входят следующие изделия:

1. Держатель трубки NEO-fit – 1 шт.
2. Лента фиксирующая поролоновая «Lollipop» – 2 шт.

Держатель трубки NEO-fit состоит из пластикового захвата для трубки с регулируемым фиксирующим ремешком на липучке, и клейких накладок. На фиксирующем ремешке установлены металлические скобки для механического захвата мягкого материала эндотрахеальной трубки.

Изделие удерживается на лице пациента с помощью гипоаллергенного гидроколлоидного клея. Фиксирующий ремешок на липучке позволяет быстро отсоединять и повторно устанавливать эндотрахеальную трубку.

При необходимости пользователь может использовать входящие в комплект поставки изделия ленты фиксирующие поролоновые «Lollipop» (далее по тексту – «фиксирующие ленты «Lollipop»»), которые обеспечивают дополнительное крепление.

Конструкция изделия исключает использование липкой ленты на эндотрахеальной трубке и сводит к минимуму использование липкой ленты на пациенте.




Рисунок 1. Набор NEO-fit

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Пользователь устанавливает на лице пациента держатель трубки NEO-fit, используя при необходимости фиксирующие ленты «Lollipop», тем самым фиксируя эндотрахеальную трубку.



Рисунок 2. Принцип работы набора NEO-fit

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Параметр		Требование
Держатель трубки NEO-fit		
Габаритные размеры держателя трубки NEO-fit (ДхШхВ), мм		12,7 x 63,5 x 38,1
Масса держателя трубки NEO-fit, г		2,825
Длина фиксирующего ремешка, мм		71,63
Внутренний диаметр совместимых эндотрахеальных трубок, мм		от 2,5 до 4,0
Лента фиксирующая поролоновая «Lollipop»		
Габаритные размеры фиксирующих лент «Lollipop» (ДхШхТ), мм		22,3 x 57,2 x 6,4
Масса фиксирующей ленты «Lollipop» (1 шт.), г		0,2829
Упаковка Набора NEO-fit		
Размеры упаковки, мм	Индивидуальная упаковка	Туба: 86,11 x 42,42 Крышка: 5,33 x 45,21
	Потребительская упаковка	227 x 184,15 x 90,49
Масса индивидуальной упаковки с изделием, г		21,42
Масса потребительской упаковки с изделиями, г		573,84

Предельно допустимое отклонение $\pm 5\%$, если не указано иное

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Компонент	Материал/Марка	Поставщик/производитель материала
Держатель трубки NEO-fit	Нержавеющая сталь 301 ¼ Полипропилен 2135, белый Эластомер Dynaflex G-7980 ТПУ	GLEICHER MFG. CORP.
Фиксирующие ленты «Lollipop»	Полистирол #9777L PVC Лента медицинская на поролоне derma med DM-505	GLEICHER MFG. CORP.

Материал упаковки набора NEO-fit

Компонент	Материал/Марка	Поставщик/производитель материала
Индивидуальная упаковка	Туба: полипропилен P5M4K-046, натуральный	FLINT HILLS resources
	Крышка: полиэтилен низкой плотности WPP531-C2	Southern Polymer, Inc.
Потребительская упаковка	Картонная коробка с прорезями 200# SW, пестро-белая	MUTH ASSOCIATES, INC

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Не содержит материалы животного и (или) человеческого происхождения.

ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Данные медицинские изделия не содержат лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

СВЕДЕНИЯ О СОВМЕСТИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ

Изделие является универсальным и совместимо с любой эндотрахеальной трубкой для новорожденных.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки изделия входит набор NEO-fit в количестве 20 шт. в одной потребительской упаковке с сопроводительной эксплуатационной документацией.

МРТ-СОВМЕСТИМОСТЬ

Неклинические испытания показали, что набор NEO-fit является МРТ-условным. Пациент с этим устройством может быть безопасно отсканирован сразу после размещения при следующих условиях:

- статическое магнитное поле: 3 Тесла или менее.
- максимальный пространственный градиент магнитного поля: 720 Гаусс/см или менее.

Нагрев, связанный с МРТ

В неклинических испытаниях набор NEO-fit привел к следующему повышению температуры во время МРТ, выполняемой в течение 15 минут сканирования (т. е. за последовательность импульсов) в МРТ-системе 3 Тесла (3 Тесла/128 МГц, Excite, HDx, Программное обеспечение 14X.M5, General Electric Healthcare, Милуоки, WI) – самое высокое изменение температуры: +1,7 °C (35,06 °F).

Таким образом, эксперименты по нагреву, связанные с МРТ, для набора NEO-fit при индукции магнитного поля 3 Тесла с использованием катушки для передачи/приема радиочастотного излучения в системе МРТ, сообщили, что среднее значение SAR для всего тела 2,9 Вт/кг (т. е., связанное с калориметрическим измерением среднего значения для всего тела 2,7 Вт/кг) показало, что наибольшее количество нагрева, которое произошло в связи с этими конкретными условиями, было равно или меньше +1,7 °C (35,06 °F).

Информация об артефакте

Качество МРТ-изображения может быть нарушено, если область интереса находится в одной и той же области или относительно близко к положению набора NEO-fit.

Поэтому может потребоваться оптимизация параметров МРТ-визуализации для компенсации наличия этого изделия. Максимальный размер артефакта составляет приблизительно 20 мм относительно размера и формы набора NEO-fit.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не предназначено для использования с эндотрахеальной трубкой с внутренним диаметром 2,0 мм или меньше.

Не использовать в качестве единственного крепления для вентиляционных трубок; используйте приспособление для поддержки трубок.

Во время проведения интубации пациент должен находиться под профессиональным наблюдением.

Отделение пластикового захвата от клейкой наклейки может привести к возможной экстубации эндотрахеальной трубки. Если наблюдаются признаки расслоения, замените держатель трубки NEO-fit новым.

Использование мазей или масел может отрицательно повлиять на адгезионные свойства клейкой наклейки.

Чрезмерное слюноотделение во время использования набора NEO-fit может отрицательно повлиять на крепление изделия или привести к его выходу из строя.

При появлении признаков раздражения кожи немедленно прекратите использование изделия.

Только для одноразового использования. Не используйте изделие повторно, не обрабатывайте и не дезинфицируйте его. Повторное использование или дезинфекция могут нарушить структурную целостность изделия и/или привести к его отказу, что, в свою очередь, может привести к травме, болезни или смерти пациента. Повторное использование или дезинфекция могут создать риск заражения изделия и/или вызвать инфицирование пациента или перекрестную инфекцию, включая, помимо прочего, передачу инфекционного заболевания (инфекций) от одного пациента к другому. Загрязнение изделия может привести к травмам, заболеванию или смерти пациента.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед снятием защитного слоя с клейких накладок попробуйте установить держатель трубки NEO-fit на пациенте (клейкие наклейки не должны перекрывать рот или глаза). Использование средства для обработки кожи на основе пектина может свести к минимуму риск контактного дерматита.

Удалите защитный слой с нижней части клейких накладок (см. рисунок 3).

Внимание: Не отрывайте клейкую наклейку от пластиковой основы во время удаления защитного слоя, иначе это может отрицательно повлиять на клеевой слой. В таком случае используйте новое изделие.




Рисунок 3.

Установите клейкие наклейки на пациенте рядом с эндотрахеальной трубкой (см. рисунок 4).




Рисунок 4.

Плотно оберните фиксирующий ремешок держателя трубки NEO-fit вокруг эндотрахеальной трубки, потянув за конец ремешка. Смещение фиксирующего ремешка по эндотрахеальной трубке может привести к плохой фиксации эндотрахеальной трубки. Не наматывайте фиксирующий ремешок слишком плотно, так как это может помешать прохождению аспирационного катетера через эндотрахеальную трубку (см. рисунок 5).




Рисунок 5.

Закрепите фиксирующий ремешок с помощью липучки. При необходимости закрепите ремешок с помощью входящей в комплект фиксирующей ленты «Lollipop», или с помощью другой подходящей ленты (см. рисунок 6).




Рисунок 6.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Изделие поставляется конечному пользователю нестерильным, не предназначено для очистки и/или дезинфекции перед использованием.

Только для одноразового использования. Не использовать повторно, не подвергать очистке и/или дезинфекции.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности набора NEO-fit составляет 3 (Три) года.

Дата окончания срока годности изделия указана на упаковке.

Не использовать изделие после окончания срока годности.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида.

С медицинским изделием стоит обращаться с осторожностью. Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, темном прохладном месте.

Во время транспортировки, хранения и эксплуатации необходимо придерживаться следующих режимов:

Режимы	При транспортировке	При хранении	При эксплуатации
Температура, °C	от -20 до +50	≤ 22	от +10 до +35
Влажность, %	от 30 до 75	от 40 до 70	от 30 до 75
Атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7	от 84,0 до 106,7	от 84,0 до 106,7

УПАКОВКА

Индивидуальная упаковка

Набор NEO-fit упакован в самоуплотняющуюся прозрачную пластиковую трубу, на которую наклеивается маркировка с информацией об упакованном в нее изделии.




Рисунок 7. Индивидуальная упаковка набора NEO-fit

Потребительская упаковка

20 пластиковых туб с изделиями помещаются в картонную коробку, на которую наклеивается маркировка с информацией об упакованных в нее изделиях.




Рисунок 8. Потребительская упаковка набора NEO-fit

Транспортная упаковка

Потребительские упаковки в количестве, необходимом потребителю, помещаются в стандартную картонную коробку.

МАРКИРОВКА

На индивидуальной и потребительской упаковках набора NEO-fit содержится следующая информация:

- наименование изделия;
- каталожный номер;
- код партии;
- срок истечения годности;
- информация о производителе;
- предупредительные символы.

Символы определены и переведены на разные языки в инструкции по применению.

Маркировка изделия на производстве осуществляется производителем путем нанесения информации на индивидуальную и потребительскую упаковки.

При поставке в целях обращения на территории РФ рядом с оригинальной маркировкой потребительской упаковки, но не перекрывая ее, медицинское изделие маркируется локальным стикером, который имеет приоритет для РФ.

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВОЧНЫХ СИМВОЛОВ

	Изготовитель		Номер по каталогу
	Код партии		Использовать до
	Обратитесь к инструкции по применению		Условно пригодно для МРТ
	Не содержит натуральный латекс		Запрет на повторное применение
	Уполномоченный представитель в ЕС		Соответствует европейским требованиям
	Беречь от влаги		Не использовать при повреждении упаковки
	Нестерильно		Не допускать воздействия солнечного света
Quantity	Количество		Осторожно!
	QR-код	R _x Only	Подлежит применению только врачом

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие данного медицинского изделия заявленным характеристикам в пределах срока его хранения, при условии, что пользователь соблюдает требования, указанные к эксплуатационной документации производителя.

Гарантийный срок годности изделия составляет 3 года.

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ

Медицинское изделие поставляется нестерильным, предназначено для однократного применения и не подлежит техническому обслуживанию и ремонту, после использования утилизируется.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия, которые контактировали с кровью и (или) другими биологическими жидкостями пациентов, следует утилизировать в соответствии с требованиями по обращению с медицинскими отходами, установленными нормативными актами Российской Федерации для эпидемиологически опасных отходов (инфицированные и потенциально инфицированные отходы).

Изделия, которые не контактировали с биологическими жидкостями пациентов, а также неиспользованные изделия, включая изделия с истекшим сроком годности, следует утилизировать в соответствии с процедурой утилизации твердых хозяйственных отходов, установленной законодательством Российской Федерации.

Для получения дополнительной информации по вопросам утилизации обратитесь к уполномоченному представителю производителя на территории Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации набор NEO-fit при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

93/42/ЕЕС, Директива Европейского совета относительно медицинских изделий

ГОСТ ISO 13485, Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования

ГОСТ ISO 14971, Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям

ГОСТ Р ИСО 15223-1, Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

ГОСТ ISO 10993-1, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

ГОСТ ISO 10993-5, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы invitro

ГОСТ ISO 10993-10, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия

Перевод с английского языка на русский язык

Штамп: КуперСёрджикал
Здоровые женщины, дети и семьи

Штамп: Подписано и подтверждено в моем присутствии
сегодня, 1 декабря 2021 г.
МИШЕЛЛЬ СТЕЛЛЕР
НОТАРИУС
МОЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2025

Печать: МИШЕЛЛЬ СТЕЛЛЕР * КОННЕКТИКУТ
НОТАРИУС

Печать: МИШЕЛЛЬ СТЕЛЛЕР
Нотариус, Штат Коннектикут
Моя лицензия действительна до 31 декабря 2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Администратор отдела нормативно-правового регулирования
(должность)

Линдси Паршалл
(имя)

/подпись/
(подпись)

1 декабря 2021
М.П.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор NEO-fit для фиксации эндотрахеальной трубки

Производства: КуперСёрджикал, Инк., США

Штамп: КуперСёрджикал ®
Здоровые женщины, дети и семьи
95 Корпорейт Драйв
Трамбулл, Коннектикут 06611
США

Перевод данного текста выполнен переводчиком Шоинбодовой Мархабо Пайшанбеевной.



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвертого декабря две тысячи двадцать первого года


Я, Моисеева Лилия Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Шоинбодовой Мархабо Пайшанбеевны.


Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/995-н/77-2021- 23-3904

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.





Л.В.Моисеева

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 15 лист(-а,-ов).



Л.В.Моисеева

