



УТВЕРЖДАЮ

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью
"Мединдустрия Сервис"
А.В. Елисеев
20 22 г.



**ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАНИМАЦИОННАЯ
МЕДИН-ЭЛПИС**

ПАСПОРТ



ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Тележки медицинской реанимационной Медин-Элпис (далее по тексту – тележка/ изделие) по назначению все пользователи должны внимательно изучить настоящий Паспорт до начала использования изделия. Паспорт является объединенным эксплуатационным документом, который предназначен для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, а также содержит информацию о правильном и безопасном применении тележки (инструкцию по применению). Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование тележки во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт (ПС) следует хранить в непосредственной близости от изделия.
- Сведения об упаковке, а также перечень нормативных документов/стандартов, которым соответствует изделие представлены в технической документации.

В ПС содержатся сведения о технических характеристиках, устройстве медицинского изделия, его назначении, подготовке и использования изделия в работе, а также приведены условия и правила технического обслуживания и безопасной эксплуатации.



ПС должен постоянно находиться рядом с тележкой в течение всего срока ее службы.

Контактная Информация

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет № 35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-20.
med@medin.by

Уполномоченный представитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинская Компания Надежда» (ООО «МК Надежда»)
603022, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Героя Жидкова, д.2, кв.92.
Тел. +7 (831-71) 6-79-96, 6-79-58, 6-79-58
E-mail: rusmed52@yandex.ru

Содержание

1. Меры безопасности	4
2. Символы	5
3. Маркировочная табличка	6
4. Описание и работа изделия	6
4.1 Назначение	6
4.2 Технические характеристики	7
4.3 Состав, устройство и работа	7
4.4 Упаковка	16
5. Использование по назначению	16
5.1 Эксплуатационные ограничения	16
5.2 Подготовка к использованию	16
5.3 Использование изделия	16
6. Уход и обслуживание	17
7. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	18
8. Сведения об утилизации	19
9. Комплектность	20
10. Гарантии изготовителя (Поставщика)	20
11. Сведения об рекламациях	22
12. Свидетельство об упаковывании	23
13. Свидетельство о приёмке	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	26

1 Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство тележки, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем ПС.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим 170 кг.
	Запрещается оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.
	Перемещать тележку с помощью столика многоцелевого или штатива для вливаний строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Штатив служит исключительно как держатель инфузионных растворов.
	Запрещается перекладывать пациента с тележки на другую поверхность при помощи матраса. Матрас служит для размещения на нём пациента в процессе транспортировки.
	Во время передвижения тележки следует избегать препятствий и столкновений.
	Не перемещать тележку по электрическим кабелям.
	В конструкции тележки используются газовые пружины. Запрещается разбирать, нагревать и подвергать корпус пружины механическим воздействиям (ударам).
	При работе с тележкой следует избегать попадания рук и т.д. под тяги боковых ограждений.

2 Символы

Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Соблюдайте инструкцию по эксплуатации
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Осторожно, возможно травмирование руки
	Предупреждение
	Выравнивание потенциалов
	Центральная система блокировки и направления колес.
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3 Маркировочная табличка

На тележке предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает следующую информацию:

- логотип компании ООО «Мединдустрия Сервис»;
- наименование изделия;
- дата изготовления;
- серийный номер;
- наименование производителя;
- страна производства

4 Описание и работа изделия

4.1 Назначение: Тележка предназначена для перевозки больных внутри лечебных учреждений в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты.

Условия, область применения

Медицинское изделие предназначено для эксплуатации в профессиональных медицинских учреждениях, например, в клиниках или больницах.

Потенциальный пользователь

Данное медицинское изделие может быть использовано только медицинским персоналом в условиях больниц, клиник и ЛПУ.

Противопоказания

Противопоказания, которые относятся непосредственно к данным изделиям, в настоящее время неизвестны.

4.1.1 Тележка медицинская реанимационная «Медин-Элпис» (в дальнейшем – тележка) предназначена для перевозки больных внутри лечебных учреждений в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты.

4.1.2 Тележка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и должна эксплуатироваться в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и отно-

сительной влажности 80% при 25 °С.

4.1.3 Для более удобной транспортировки и во избежание столкновений с препятствиями тележку с пациентом должны перевозить два человека.

4.2 Технические характеристики.

4.2.1 Основные технические характеристики тележки приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра	Значение
Безопасная рабочая нагрузка, кг	170
Высота панели (по матрасу), мм: - в крайнем нижнем положении - в крайнем верхнем положении	720±20 1000±20
Продольный наклон панели, не менее: - по Тренделенбургу - по анти-Тренделенбургу	15° 15°
Размеры матраса (длина × ширина), мм	1950×640
Длина спинки, мм	730
Угол наклона спинки панели, не менее	70°
Габаритные размеры по бамперам панели, мм	(2145±20)×(785±15)
Масса тележек (без комплекта дополнительных принадлежностей), кг	125±10
Средний срок службы, год	8

4.2.2 Тележка цветных, драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

4.3 Состав, устройство и работа.

4.3.1 Общий вид тележки приведен на рисунках 1 и 2.

Тележка состоит (см. рисунок 1) из следующих основных узлов: основания 1, рамы 2, матраса 3 и съемных приспособлений.

4.3.2 Основание установлено на четыре колеса диаметром 200 мм с прецизионными подшипниками, одно из которых имеет встроенную функцию фиксации выбранного направления.

Блокировка колес обеспечивается центральным тормозом, управление которым осуществляется любой из четырех педалей 4, расположенных возле колес.

Два гидродомкрата, расположенные на основании, обеспечивают подъем, опускание и продольный наклон панели тележки. Управление приводами трансформирования положения панели доступно с обеих сторон тележки и осуществляются с помощью ножных педалей 5, 6, возле которых расположены криптограммы, поясняющие выполняемые действия.

Основание тележки защищено кожухом, выполненным из прочного пластика.

4.3.3 На штоках гидродомкратов установлена рама. Остов рамы закрыт кожухом из пластмассы.

Сверху рама имеет двухсекционную панель. Панель выполнена из рентгенопрозрачного материала.


Рама в ножной и головной частях имеет ручки 7, которые используются для перемещения тележки обслуживающим персоналом, и планки 8 сечением (10×25) мм для крепления съемных

приспособлений.

Слева и справа рама имеет боковые ограждения 9, которые могут складываться и опускаться ниже уровня матраса. При опускании ограждений необходимо: придерживая верхний поручень одной рукой, другой рукой повернуть вверх подпружиненную собачку, расположенную внизу центральной стойки, и отвести верхний поручень в сторону спинной секции панели. При подъеме ограждений они автоматически фиксируются в верхнем положении.

Спинная секция панели 10 может подниматься вручную до 70° , фиксация спинной секции в нужном положении производится с помощью двух газовых пружин 11.

4.3.4 Сверху к панели на лентах-липучках закреплен съемный матрас 3 толщиной 80 мм. Матрас изготовлен из антистатического материала с вискоэластичным наполнителем.



- 1 – Основание; 2 – Рама; 3 – Матрас; 4 – Педаль тормоза; 5 – Педаль подъема;
6 – Педали опускания панели тележки; 7 – Ручки; 8 – Планки сечением 10×25 мм;
9 – Боковые ограждения; 10 – Спинная секция панели;
11 – Газовые пружины для фиксации спинной секции панели;
12 – Зажим выравнивания потенциалов.

Рисунок 1. Общий вид тележки Медин-Элпис.




1 – Штатив для вливаний; 2 – Столик многоцелевой;
3 – Ремень для фиксации туловища; 4 – Планка боковая;
5 – Корзина сетчатая.

Рисунок 2. Размещение приспособлений.

4.3.5 Держатель кислородного баллона (Рисунок 3).

Изготовлен из нержавеющей стали. Держатель кислородного баллона предназначен для крепления кислородного баллона. Устанавливается в головной части панели тележки. Крепление к раме панели производится двумя винтами-барашками. Состоит из кронштейна 1 и двух ремней 2. Крепление баллона производится с помощью двух ремней с застежками.




1 – Кронштейн; 2 – Ремни.

Рисунок 3. Держатель кислородного баллона

Допустимая нагрузка: 10 кг, $\pm 0,1$ кг

4.3.6 Штатив для длительных вливаний (Рисунок 4) устанавливается на тележку при необходимости на планки в торцах панели или на боковые планки с помощью зажима 5 (Рисунок 4). Изготовлен из нержавеющей стали, регулируется по высоте, снабжен двумя крючками 1 и двумя держателями флаконов 4. Регулирование высоты штатива производится вручную при помощи фиксатора 2.




1 – Крючки, 2 – Фиксатор,
3 – Стойка, 4 – Флакодержатель, 5 – Зажим.

Рисунок 4. Штатив для длительных вливаний

Допустимая нагрузка: $3,0 \pm 0,1$ кг

4.3.7. Планка 10x25 мм (в головной и ножной частях панели)

Применяется для крепления съемных приспособлений




4.3.8. Столик многоцелевой (Рисунок 5).

Предназначен для размещения различного вспомогательного оборудования, например, компьютера, монитора и т. д. Допустимая нагрузка на столик $15 \pm 1,0$ кг.

Устанавливается на тележку при необходимости в ножной части тележки. Для установки столика нужно вставить его направляющие в открытые торцы труб рамы панели тележки и зажать их винтами-барашками.

Столик состоит из двух стоек 1, к концам которых приварены направляющие трубы диаметром 25 мм, двух привинченных планок 2, столешницы 3 и двух винтов 4.

Столешница выполнена из листа НРЛ толщиной 8 мм, закреплена на осях, поэтому может поворачиваться (складываться).



1 – Стойка с направляющими трубами; 2 – Планка;
3 – Столешница; 4 – Винт-барашек М6

Рисунок 5. Столик многоцелевой

4.3.9 Кабель заземления

Кабель заземления предназначен для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Внешний вид кабеля заземления представлен на рисунке 6.



Рисунок 6 – Внешний вид кабеля заземления.

4.3.10 Принадлежности.

4.3.10.1 Держатель перекладчика пациента (Принадлежность) (Рисунок 7).

Держатель перекладчика пациента представляет собой поддон из тонколистового металла. Крепится держатель перекладчика к раме панели тележки с помощью заклепок.





Рисунок 7. Держатель перекладчика пациента

4.3.10.2 Перекладчик пациента складной (Принадлежность) (Рисунок 8).

Перекладчик состоит из основания 1 и рукава 2. Рукав свободно вращается вокруг длинной оси основания.

Перекладчик предназначен для удобства медицинского персонала при перемещении пациентов с одной плоскости на другую. Например, с кровати на тележку или наоборот.

Максимально допустимая нагрузка на перекладчик 120 ± 5 кг




1 - Основание, 2 – Рукав

Рисунок 8. Перекладчик пациента складной

4.3.10.3 Держатель рентгеновской кассеты (Принадлежность) (Рисунок 9).

Металлическая лопатка с фиксатором и телескопической ручкой для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачные плиты панели тележки в продольном направлении.

Основной конструкционный материал – углеродистая сталь с полимерным покрытием.



1 – Поддон, 2– Труба кассетодержателя, 3 – Фиксатор.

Рисунок 9. Держатель рентгеновской кассеты

Максимально допустимая нагрузка: $3 \pm 0,1$ кг

4.3.10.4 Ремень для фиксации туловища (Принадлежность) (см. рисунок 10).

Мягкий синтетический поясной ремень шириной 100 мм с крепежными зацепами, регулируется по длине.





Рисунок 10. Ремень для фиксации туловища

4.3.10.5 Столик для инъекций (Принадлежность) (см. рисунок 11).

Профилированное ложе 1 из литого пенополиуретана, нержавеющие монтажные элементы. Крепится на боковые планки. Регулируется по высоте и поворачивается вокруг вертикальной оси. Рентгенопрозрачен. Оснащен зажимом 201.105 и фиксирующим ремнем. Максимальная допустимая нагрузка – 15 кг.



1 – Ложе, 2 – Фиксирующий ремень, 3 – Зажим.

Рисунок 11. Столик для инъекций.

4.3.10.6. Планка боковая 4 (Принадлежность) (см. рисунок 12)

Боковая планка предназначена для крепления съемных приспособлений и принадлежностей: штатива, столика для инъекций и т.д. Сечение планки стандартизовано и составляет 10×25 мм.

Конструкционный материал – нержавеющая сталь.




Рисунок 12. Планка боковая

4.3.10.7. Корзина сетчатая 5 (Принадлежность) (см. рисунок 13).

Используется для размещения различных вещей, например, одежды, простыней.

Корзина изготовлена из металлической сетки (углеродистая сталь). Имеет полимерное порошковое покрытие. Крепится к основанию тележки с помощью винтов.




Рисунок 13. Корзина сетчатая

4.3.10.8. Подголовник (Принадлежность) (см. рисунок 14).

Подголовник используется в качестве подушки. Предназначен для удобного позиционирования головы пациента.


К спинной секции панели крепится с помощью ленты и зажима.

Сшит из винилискожи, набивка - фиббертек.



Рисунок 14. Подголовник

4.3.10.9 Механизм фиксации направления движения (Принадлежность) (см. рисунок 15).



1 – Колесный блок; 2 – Педаль; 3 – Газовая пружина.

Рисунок 15. Механизм фиксации направления движения

Механизм фиксации направления движения обеспечивает прямолинейное движение тележки, что облегчает усилия персонала.

Состоит из сдвоенного колесного блока 1 и рычага с двумя педалями 2. Колесный блок прижимается к полу газовой пружиной 3. Подъем и опускание колесного блока выполняются с помощью педалей 2.

Крепление механизма производится снизу, к основанию шасси, к поперечным трубам, с помощью шести винтов М6.

4.4 Упаковка.

Тележку упаковывают в дощатый ящик типа III по ГОСТ 2991.

5 Использование по назначению

5.1 Эксплуатационные ограничения.

5.1.1 Запрещается использовать тележку не по назначению (например, использовать тележку для транспортирования различных грузов и т. д.).

5.1.2 Для более удобной транспортировки и во избежание столкновений с препятствиями тележку с пациентом должны перевозить два человека.

5.2 Подготовка к использованию.

5.2.1 Полученную тележку распакуйте, ознакомьтесь с ее устройством в соответствии с настоящим ПС.

5.2.2 Протрите наружные поверхности тележки чистой ветошью.

5.2.3 Если тележка была приобретена в холодное время года или хранилась в неотапливаемом помещении, то перед использованием необходимо дать ей возможность прогреться до комнатной температуры в течение не менее 5 часов.

5.2.4 В случае, если тележка будет эксплуатироваться стационарно (как кровать) её необходимо подключить к контуру выравнивания потенциалов с помощью кабеля заземления. Для этого один конец кабеля подключите к разъёму со знаком  на раме панели тележки, другой конец кабеля – к контуру выравнивания потенциалов медицинского учреждения.

5.3 Использование изделия.

5.3.1 Подъем и опускание панели тележки.

Нажмите ногой на педаль подъема 5 (рисунок 1) до упора. Панель при этом поднимется приблизительно на 10 мм. Нажмите на педаль столько раз, сколько необходимо для поднятия панели на требуемую высоту.

Для опускания панели тележки нажмите ногой на обе сдвоенные педали 6 (рисунок 1) вниз до упора. Панель при этом будет опускаться. Педали необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор, пока панель тележки не опустится на требуемую высоту.

5.3.2 Продольный наклон тележки.

Поднять панель тележки на необходимую высоту. Нажать на одну из сдвоенных педалей 6 (рисунок 1). Удерживать в нажатом положении педаль до тех пор, пока панель тележки не наклонится на требуемый угол. Наклон панели осуществляется в ту сторону, на какую педаль нажимают.

5.3.3 Подъем и фиксация спинки панели в нужном положении.

Поверните рукоятку, расположенную под спинкой панели. При этом произойдет разбл-

кирование газовых пружин 11 (рисунок 1), и спинка панели поднимется вверх. Установите необходимый наклон и отпустите рукоятку.

5.3.4 Управление тормозом тележки.

Для блокировки колес тележки нажмите одну из четырех педалей 4 (рисунок 1), расположенных возле колеса. Наклон педалей при этом должен быть в сторону красной заглушки.

При нажатии и придании наклона педали в сторону зеленой заглушки происходит фиксация прямолинейного движения тележки.

При переводе педалей в горизонтальное положение происходит разблокировка колес.

5.3.5 Подъем и опускание боковых ограждений тележки поз. 9 (Рисунки 1 и 2).

При опускании ограждений необходимо: придерживая верхний поручень одной рукой, другой рукой повернуть вверх подпружиненную собачку, расположенную внизу центральной стойки, и отвести верхний поручень в сторону головной секции панели. При подъеме ограждений они автоматически фиксируются в верхнем положении.

6 Уход и обслуживание

6.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

6.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 8 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации тележки.

ТО-1 (ежесменное техническое обслуживание) проводится силами персонала медицинского учреждения, эксплуатирующего изделие.

- во время обычной чистки проведите общую визуальную проверку исправности оборудования;
- чистку изделия необходимо выполнять после каждой смены. При дезинфекции учитывайте рекомендации п.10.1 настоящего Паспорта.
- хорошо просушите поверхности, протерев их сухой тканью сразу же после выполнения чистки или дезинфекции.

ТО-2 (ежемесячное техническое обслуживание) проводится силами персонала медицинского учреждения, эксплуатирующего изделие.

- выполните работы согласно ТО-1;
- проверьте комплектность и при необходимости производите подтяжку крепежа;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

7 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

7.1 Условия хранения:

Тележка должна храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -10 °С до +40 °С
Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

7.2 Условия эксплуатации:

Установка изделия производится в операционной, перевязочной или в специально оборудованном кабинете.



Температура эксплуатации от +10 °С до +35 °С
Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

7.3 Условия транспортирования:

Тележки следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -10 °С до +50 °С
Относительная влажность воздуха от 30 до 95%

8 Сведения об утилизации

	Тележка не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов тележки производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Перечень материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

8.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

8.2 Металл.

Металл составляет 90% от общего веса тележки. Большинство металлических деталей тележки изготовлено из конструкционной и нержавеющей стали.

8.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



8.4 Газовые пружины.

Газовые пружины могут быть утилизированы как металлическое вторсырье после того, как из них специализированной организацией будет удален весь газ и масло.

8.5 Гидродомкрат.

Металлические элементы гидродомкрата могут быть утилизированы только после того, как из них будет удалено масло.

8.6. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

9 Комплектность

9.1 Комплект поставки тележек приведен таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество, шт.
Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис	1
Держатель кислородного баллона	1
Штатив для длительных вливаний	1
Планка 10x25 мм (в головной и ножной частях панели)	2
Столик многоцелевой	1
Кабель заземления	1
Паспорт	1
<i>Принадлежности (при необходимости)</i>	
Держатель перекладчика пациента	1
Перекладчик пациента складной	не более 5
Держатель рентгеновской кассеты	1
Ремень для фиксации туловища	1
Столик для инъекций	не более 2
Планка боковая	4
Корзина сетчатая	не более 2
Подголовник	1
Механизм фиксации направления движения	1

10 Гарантии изготовителя (поставщика)

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис» (далее — Изготовитель) гарантирует конечному потребителю, что вся новая продукция, приобретенная напрямую, через дилеров или других авторизированных представителей, не содержит дефектов изготовления и материалов, при использовании в соответствии с предполагаемым (преднамеренным) назначением и соблюдении правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортировки, указанными в Паспорте. Данная Ограниченная гарантия предоставляется без права ее передачи.
2. Начало Гарантийного срока исчисляется с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее восьми месяцев с даты изготовления изделия. Гарантийный срок — 3 года со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения тележек — 3 года со дня изготовления.
3. Ремонтные работы, требуемые для восстановления изделия до состояния полной функциональности, включая замену дефектных деталей или компонентов изделия, а также оплата расходов по их стандартной доставке в течение Гарантийного срока, осуществляются за счет Изготовителя.
4. Ремонт в течение Гарантийного срока производится только после получения Изготовителем Акта-рекламации с обязательным указанием: наименования изделия, модели, серийного номера, даты поставки, даты ввода в эксплуатацию, описания повреждения и возврата дефектных деталей или компонентов заводу-изготовителю.

Ремонт или замена компонентов изделия производится непосредственно представителями Изготовителя, либо представителями уполномоченного сервисного центра.

6. Ответственность ООО «Мединдустрия Сервис» ограничивается ремонтными работами, полной или частичной заменой деталей или компонентов, признанных дефектными в Гарантийный срок.
7. В случае наступления гарантийного случая Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Время нахождения изделия в гарантийном ремонте определяется отметками в фирменном Талоне на Гарантийный Ремонт.
8. Следующие действия и убытки являются не гарантийными:
 - Ущерб, причинённый природными явлениями, такими как пожар, наводнение, ветер, землетрясение, молния и т.п.
 - Ущерб, причинённый нарушениями правил подготовки изделия к эксплуатации или несоблюдением надлежащих условий эксплуатации изделия.
 - Ущерб, причинённый в результате столкновения с другими предметами (наличие следов механических повреждений), падения, пролива жидкостей или погружения в жидкости.
 - Ущерб, причинённый в результате несанкционированного ремонта или разборки изделия.
 - Ущерб, причинённый в результате любого другого злоупотребления, неправильного использования, неправильного обращения или неправильного применения изделия.
 - Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия.
 - Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).
9. Ни при каких обстоятельствах изделие не должно использоваться не по назначению.
10. ООО «Мединдустрия Сервис» не несет ответственности за любые другие непредвиденные расходы, потери или повреждения, напрямую или косвенно связанные с продажей, использованием или невозможностью использования изделия.

11 Сведения о рекламациях

12.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

***Общество с ограниченной ответственностью «Медииндустрия Сервис»
223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет,
район д. Дубоеляны, Производственная база ООО «Датума», каб. №35.
Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.
service@medin.by***

12.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию.

12.3 Без перечисленных материалов, изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

12.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

12.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения тележки и номер документа, по которому она получена;
- общее количество часов работы тележки с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

12 Свидетельство об упаковывании

Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис зав. № _____ упакована в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

13 Свидетельство о приемке

Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис зав. № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: + 375 17 543 19 20

Гарантийный талон № _____

ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ МЕДИН-ЭЛПИС
(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует конструкторской документации

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта _____
(наименование субъекта хозяйствования)

*Дата «__» _____ 20__ г. _____
его почтовый адрес и телефон)

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя _____
(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____
(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____
(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*Представитель продавца (поставщика)

* _____
(Ф.И.О., подпись)

* _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные * являются обязательными для заполнения.

Для обеспечения качества нашей продукции и сервиса просим Вас заполнить нижеприведенную форму
и выслать по факсу + 375 17 543 19 20 или на e-mail: feedback@medin.by

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « _____ » _____ 20 г.

Предприятие (потребитель) _____

Ф.И.О. представителя потребителя _____

Е.mail, тел., факс _____

Изделие, катал. номер, заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Условия эксплуатации _____

Удовлетворённость изделием _____

Надёжность _____

Функциональность _____

Дизайн _____

Пожелание потребителя _____

Подпись

Смотреть на обороте

Certified

by Belarusian Chamber
of Commerce and Industry

Minsk 01/24/2022



В настоящем документе
прошито и скреплено
печатью 26 (двадцать шесть)





УТВЕРЖДАЮ

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью
"Мединдустрия Сервис"
А.В. Елисеев
«02» _____ 20 22 г.



ПАСПОРТ

ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ МЕДИН-ЭЛПИС-01



ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Тележки медицинской реанимационной Медин-Элпис-01 (далее по тексту – тележка/ изделие) по назначению все пользователи должны внимательно изучить настоящий Паспорт до начала использования изделия. Паспорт является объединенным эксплуатационным документом, который предназначен для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, а также содержит информацию о правильном и безопасном применении тележки (**инструкцию по применению**). Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование тележки во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт (ПС) следует хранить в непосредственной близости от изделия.
- Сведения об упаковке, а также перечень нормативных документов/стандартов, которым соответствует изделие представлены в технической документации.

В ПС содержатся сведения о технических характеристиках, устройстве медицинского изделия, его назначении, подготовке и использования изделия в работе, а также приведены условия и правила технического обслуживания и безопасной эксплуатации.



Паспорт должен постоянно находиться рядом с тележкой в течение всего срока ее службы.

Контактная Информация

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”

223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет № 35

Республика Беларусь.

Тел/факс.: +375 17 543-19-20.

med@medin.by

Уполномоченный представитель:

Общество с ограниченной ответственностью

«Медицинская Компания Надежда» (ООО «МК Надежда»)

603022, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Героя Жидкова, д.2, кв.92.

Тел. +7 (831-71) 6-79-96, 6-79-58, 6-79-58

E-mail: rusmed52@yandex.ru

Содержание

1. Меры безопасности	4
2. Символы	5
3. Маркировочная табличка	6
4. Описание и работа изделия	6
4.1 Назначение	6
4.2 Технические характеристики	7
4.3 Состав, устройство и работа	7
4.4 Упаковка	16
5. Использование по назначению	16
5.1 Эксплуатационные ограничения	16
5.2 Подготовка к использованию	16
5.3 Использование изделия	17
6. Уход и обслуживание	18
7. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	19
8. Сведения об утилизации	19
9. Комплектность	20
10. Гарантии изготовителя (Поставщика)	21
11. Сведения об рекламациях	22
12. Свидетельство об упаковывании	23
13. Свидетельство о приёмке	23
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</i>	24
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ</i>	25
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ</i>	26

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

***Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Республика Беларусь, Минский район,
Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35.
Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21
med@medin.by***

6.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию.

6.3 Без перечисленных материалов, изготовитель не принимает рекламации.

Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на изделия, которые подверглись ремонту у потребителя.

6.4 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому оно получено;
- общее время работы с начала эксплуатации;
- какие детали вышли из строя;
- причины выхода детали из строя.

1 Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство тележки, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем Паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим 170 кг.
	Запрещается оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.
	Перемещать тележку с помощью столика многоцелевого или штатива для вливаний строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Штатив служит исключительно как держатель инфузионных растворов.
	Запрещается перекладывать пациента с тележки на другую поверхность при помощи матраса. Матрас служит для размещения на нём пациента в процессе транспортировки.
	Во время передвижения тележки следует избегать препятствий и столкновений.
	Не перемещать тележку по электрическим кабелям.
	В конструкции тележки используются газовые пружины. Запрещается разбирать, нагревать и подвергать корпус пружины механическим воздействиям (ударам).
	При работе с тележкой следует избегать попадания рук и т.д. под тяги боковых ограждений.

2 Символы

Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Соблюдайте инструкцию по эксплуатации
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Осторожно, возможно травмирование руки
	Предупреждение
	Выравнивание потенциалов
	Центральная система блокировки и направления колес.
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3 Маркировочная табличка

На тележке предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает следующую информацию:

- логотип компании ООО «Мединдустрия Сервис»;
- наименование изделия;
- дата изготовления;
- серийный номер;
- наименование производителя;
- страна производства

4. Описание и работа изделия

4.1 Назначение: Тележки предназначены для перевозки больных внутри лечебных учреждений в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты.

Условия, область применения

Медицинское изделие предназначено для эксплуатации в профессиональных медицинских учреждениях, например, в клиниках или больницах.

Потенциальный пользователь

Данное медицинское изделие может быть использовано только медицинским персоналом в условиях больниц, клиник и ЛПУ.

Противопоказания

Противопоказания, которые относятся непосредственно к данным изделиям, в настоящее время неизвестны.

4.1.1 Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис 01 (в дальнейшем - тележка) предназначена для перевозки больных внутри лечебных учреждений в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты.

4.1.2 Тележка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и должна эксплуатироваться в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности 80% при 25 °С.

4.1.3 Для более удобной транспортировки и во избежание столкновений с препятствиями тележку с пациентом должны перевозить два человека.

4.2 Технические характеристики.

4.2.1 Основные технические характеристики тележки приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра	Значение
Безопасная рабочая нагрузка, кг	170
Высота панели (по матрасу), мм: - в крайнем нижнем положении - в крайнем верхнем положении	720±20 1000±20
Наклон панели, не менее: - по Тренделенбургу - по анти-Тренделенбургу	15° 15°
Размеры матраса (длина × ширина), мм	1950×640
Длина спинки, мм	730
Угол наклона спинки панели, не менее	70°
Высота подъема коленного излома панели, мм, не менее	220
Габаритные размеры по бамперам панели, мм	(2145±20)×(785±15)
Масса тележек (без комплекта сменных приспособлений), кг	140 ±10
Средний срок службы, год	8

4.2.2 Тележка цветных, драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

4.3 Состав, устройство и работа.

4.3.1 Общий вид тележки приведен на рисунках 1 и 2.

Тележка состоит (см. рисунок 1) из следующих основных узлов: основания 1, рамы 2, матраса 3 и съемных приспособлений.

4.3.2 Основание установлено на четыре колеса диаметром 200 мм с прецизионными подшипниками, одно из которых имеет встроенную функцию фиксации выбранного направления.

Блокировка колес обеспечивается центральным тормозом, управление которым осуществляется любой из четырех педалей 4, расположенных возле колес.

Два гидродомкрата, расположенные на основании, обеспечивают подъем, опускание и продольный наклон панели тележки. Управление приводами трансформирования положения панели доступно с обеих сторон тележки и осуществляются с помощью ножных педалей 5, 6, возле которых расположены криптограммы, поясняющие выполняемые действия.

Основание тележки защищено кожухом, выполненным из прочного пластика.

4.3.3 На штоках гидродомкратов установлена рама. Остов рамы закрыт кожухом из пластмассы.

Сверху рама имеет четырехсекционную панель. Панель выполнена из рентгенопрозрачного материала.

Рама в ножной и головной частях имеет ручки 7, которые используются для перемещения тележки обслуживающим персоналом, и планки 8 сечением (10×25) мм для крепления съемных приспособлений.


собранных.

Слева и справа рама имеет боковые ограждения 9, которые могут складываться и опускаться ниже уровня матраса. При опускании ограждений необходимо: придерживая верхний поручень одной рукой, другой рукой повернуть вверх подпружиненную собачку, расположенную внизу центральной стойки, и отвести верхний поручень в сторону спинной секции панели. При подъеме ограждений они автоматически фиксируются в верхнем положении.

Спинная секция панели 10 может подниматься вручную до 70°, фиксация спинной секции в нужном положении производится с помощью двух газовых пружин 11.


Подъем коленного излома панели производится вручную, фиксация ножной секции панели в нужном положении производится с помощью двух газовых пружин 1 (см. рисунок 2).

4.3.4 Сверху к панели на лентах-липучках закреплен съемный матрас 3 толщиной 80 мм. Матрас изготовлен из антистатического материала с вязкоэластичным наполнителем.



- 1 – Основание; 2 – Рама; 3 – Матрас; 4 – Педаль тормоза; 5 – Педаль подъема;
6 – Педали опускания панели тележки; 7 – Ручки; 8 – Планки сечением 10×25 мм;
9 – Боковые ограждения; 10 – Спинная секция панели;
11 – Газовые пружины для фиксации спинной секции панели;
12 – Зажим выравнивания потенциалов.

Рисунок 1. Общий вид тележки Медин-Элпис-01.




**Рисунок 2. Общий вид тележки
с трансформированной панелью.**

- 1 – Газовые пружины для фиксации ножной секции панели;
- 2 – Штатив для вливаний; 3 – Столик многоцелевой;
- 4 – Ремень для фиксации туловища; 5 – Планка боковая;
- 6 – Корзина сетчатая; 7 – Труба для крепления держателя баллона.

4.3.5 Держатель кислородного баллона (Рисунок 3).

Изготовлен из нержавеющей стали. Держатель кислородного баллона предназначен для крепления кислородного баллона. Устанавливается в головной части панели тележки. Крепление к раме панели производится двумя винтами-барашками. Состоит из кронштейна 1 и двух ремней 2. Крепление баллона производится с помощью двух ремней с застежками.




1 – Кронштейн; 2 – Ремень.

Рисунок 3. Держатель кислородного баллона

Допустимая нагрузка: 10 кг, $\pm 0,1$ кг

4.3.6 Штатив для длительных вливаний (Рисунок 4) устанавливается на тележку при необходимости на планки в торцах панели или на боковые планки с помощью зажима 5 (Рисунок 4). Изготовлен из нержавеющей стали, регулируется по высоте, снабжен двумя крючками 1 и двумя держателями флаконов 4. Регулирование высоты штатива производится вручную при помощи фиксатора 2.



1 – Крючки, 2 – Фиксатор,
3 – Стойка, 4 – Флаконодержатель, 5 – Зажим.

Рисунок 4. Штатив для длительных вливаний

Допустимая нагрузка: 3,0 кг, $\pm 0,1$ кг

4.3.7. Планка 10x25 мм (в головной и ножной частях панели)

Применяется для крепления съемных приспособлений



4.3.8. Столик многоцелевой (Рисунок 5).

Предназначен для размещения различного вспомогательного оборудования, например, компьютера, монитора и т. д. Допустимая нагрузка на столик $15 \pm 1,0$ кг.

Устанавливается на тележку при необходимости в ножной части тележки. Для установки столика нужно вставить его направляющие в открытые торцы труб рамы панели тележки и зажать их винтами-барашками.

Столик состоит из двух стоек 1, к концам которых приварены направляющие трубы диаметром 25 мм, двух привинченных планок 2, столешницы 3 и двух винтов 4.

Столешница выполнена из листа HPL толщиной 8 мм, закреплена на осях, поэтому может поворачиваться (складываться).



1 – Стойка с направляющими трубами; 2 – Планка;
3 – Столешница; 4 – Винт-барашек М6

Рисунок 5. Столик многоцелевой

4.3.9 Кабель заземления

Кабель заземления предназначен для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением

в результате повреждения изоляции.

Внешний вид кабеля заземления представлен на рисунке 6.



Рисунок 6 – Внешний вид кабеля заземления.

4.3.10 Принадлежности.

4.3.10.1 Держатель переключателя пациента (Принадлежность) (Рисунок 7).

Держатель переключателя пациента представляет собой поддон из тонколистового металла. Крепится держатель переключателя к раме панели тележки с помощью заклепок.





Рисунок 7. Держатель переключателя пациента

4.3.10.2 Переключатель пациента складной (Принадлежность) (Рисунок 8).

Переключатель состоит из основания 1 и рукава 2. Рукав свободно вращается вокруг длинной оси основания.

Переключатель предназначен для удобства медицинского персонала при перемещении пациентов с одной плоскости на другую. Например, с кровати на тележку или наоборот.

Максимально допустимая нагрузка на переключатель 120 кг (± 5 кг)




1 -Основание, 2 – Рукав

Рисунок 8. Перекладчик пациента складной

4.3.10.3 Держатель рентгеновской кассеты (Принадлежность) (Рисунок 9).

Металлическая лопатка с фиксатором и телескопической ручкой для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачные плиты панели тележки в продольном направлении.

Основной конструкционный материал – углеродистая сталь с полимерным покрытием.



1 – Поддон, 2– Труба кассетодержателя, 3 – Фиксатор.

Рисунок 9. Держатель рентгеновской кассеты

Максимально допустимая нагрузка: 3 кг ± 0,1 кг

4.3.10.4 Ремень для фиксации туловища (Принадлежность) (см. рисунок 10).

Мягкий синтетический поясной ремень шириной 100 мм с крепежными зацепами, регулируется по длине.





Рисунок 10. Ремень для фиксации туловища

4.3.10.5 Столик для инъекций (Принадлежность) (см. рисунок 11).

Профилированное ложе 1 из литого пенополиуретана, нержавеющие монтажные элементы. Крепится на боковые планки. Регулируется по высоте и поворачивается вокруг вертикальной оси. Рентгенопрозрачен. Оснащен зажимом 201.105 и фиксирующим ремнем. Максимальная допустимая нагрузка – $15 \pm 1,0$ кг.



1 – Ложе, 2 – Фиксирующий ремень, 3 – Зажим.

Рисунок 11. Столик для инъекций.

4.3.10.6 Планка боковая (Принадлежность) (см. рисунок 12)

Боковая планка предназначена для крепления съемных приспособлений и принадлежностей: штатива, столика для инъекций и т.д. Сечение планки стандартизовано и составляет 10×25 мм.

Конструкционный материал – нержавеющая сталь.




Рисунок 12. Планка боковая

4.3.10.7 Корзина сетчатая (принадлежность) (см. рисунок 13).

Используется для размещения различных вещей, например, одежды, простыней.

Корзина изготовлена из металлической сетки (углеродистая сталь). Имеет полимерное порошковое покрытие. Крепится к основанию тележки с помощью винтов.




Рисунок 13. Корзина сетчатая

4.3.10.8 Подголовник (Принадлежность) (см. рисунок 14).

Подголовник используется в качестве подушки. Предназначен для удобного позиционирования головы пациента.


К спинной секции панели крепится с помощью ленты и зажима.

Сшит из винилискожи, набивка - файбертек.



Рисунок 14. Подголовник

4.3.10.9 Механизм фиксации направления движения (принадлежность) (см. рисунок 15).



1 – Колесный блок; 2 – Педаль; 3 – Газовая пружина.

Рисунок 15. Механизм фиксации направления движения

Механизм фиксации направления движения обеспечивает прямолинейное движение тележки, что облегчает усилия персонала.

Состоит из сдвоенного колесного блока 1 и рычага с двумя педалями 2. Колесный блок прижимается к полу газовой пружиной 3. Подъем и опускание колесного блока выполняются с помощью педалей 2.

Крепление механизма производится снизу, к основанию шасси, к поперечным трубам, с помощью шести винтов М6.

4.4 Упаковка.

Тележку упаковывают в дощатый ящик типа III по ГОСТ 2991.

5 Использование по назначению

5.1 Эксплуатационные ограничения.

5.1.1 Запрещается использовать тележку не по назначению (например, использовать тележку для транспортирования различных грузов и т. д.).

5.1.2 Для более удобной транспортировки и во избежание столкновений с препятствиями тележку с пациентом должны перевозить два человека.

5.2 Подготовка к использованию.

5.2.1 Полученную тележку распакуйте, ознакомьтесь с ее устройством в соответствии с настоящим ПС.

5.2.2 Протрите наружные поверхности тележки чистой ветошью.

5.2.3 Если тележка была приобретена в холодное время года или хранилась в неотапливаемом помещении, то перед использованием необходимо дать ей возможность прогреться до комнатной температуры в течение не менее 5 часов.

5.2.4 В случае, если тележка будет эксплуатироваться стационарно (как кровать) её необходимо подключить к контуру выравнивания потенциалов с помощью кабеля заземления. Для этого один конец

кабеля подключите к разъёму со знаком  на раме панели тележки, другой конец кабеля – к контуру выравнивания потенциалов медицинского учреждения.

5.3 Использование изделия.

5.3.1 Подъем и опускание панели тележки.

Нажмите ногой на педаль подъема 5 (рисунок 1) до упора. Панель при этом поднимется приблизительно на 10 мм. Нажмите на педаль столько раз, сколько необходимо для поднятия панели на требуемую высоту.

Для опускания панели тележки нажмите ногой на обе сдвоенные педали 6 (рисунок 1) вниз до упора. Панель при этом будет опускаться. Педали необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор, пока панель тележки не опустится на требуемую высоту.

5.3.2 Продольный наклон тележки.

Поднять панель тележки на необходимую высоту. Нажать на одну из сдвоенных педалей 6 (рисунок 1). Удерживать в нажатом положении педаль до тех пор, пока панель тележки не наклонится на требуемый угол. Наклон панели осуществляется в ту сторону, на какую педаль нажимают.

5.3.3 Подъем и фиксация спинки панели в нужном положении.

Поверните рукоятку, расположенную под спинкой панели. При этом произойдет разблокирование газовых пружин 11 (рисунок 1), и спинка панели поднимется вверх. Установите необходимый наклон и отпустите рукоятку.

5.3.4 Подъем и фиксация коленного излома панели в нужном положении.

Поверните рукоятку, расположенную в задней части тележки сбоку панели. При этом произойдет разблокирование газовых пружин 1 (рисунок 2) коленный излом панели поднимется вверх. Установите необходимый наклон и отпустите рукоятку.

5.3.5 Управление тормозом тележки.

Для блокировки колес тележки нажмите одну из четырех педалей 4 (рисунок 1), расположенных возле колеса. Наклон педалей при этом должен быть в сторону красной заглушки.

При нажатии и придании наклона педали в сторону зеленой заглушки происходит фиксация прямолинейного движения тележки.

При переводе педалей в горизонтальное положение происходит разблокировка колес.

5.3.6 Подъем и опускание боковых ограждений тележки поз. 9 (Рисунок 1).

При опускании ограждений необходимо: придерживая верхний поручень одной рукой, другой рукой повернуть вверх подпружиненную собачку, расположенную внизу центральной стойки, и отвести верхний поручень в сторону головной секции панели. При подъеме ограждений они автоматически фиксируются в верхнем положении.

6 Уход и обслуживание

6.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

6.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 8 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации тележки.

ТО-1 (ежесменное техническое обслуживание) проводится силами персонала медицинского учреждения, эксплуатирующего изделие.

Во время обычной чистки проведите общую визуальную проверку исправности оборудования; чистку изделия необходимо выполнять после каждой смены. При дезинфекции учитывайте рекомендации 10.1 настоящего Паспорта.

хорошо просушите поверхности, протерев их сухой тканью сразу же после выполнения чистки или дезинфекции.

ТО-2 (ежемесячное техническое обслуживание) проводится силами персонала медицинского учреждения, эксплуатирующего изделие.

выполните работы согласно ТО-1;

проверьте комплектность и при необходимости производите подтяжку крепежа;

проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

7 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

7.1 Условия хранения:

Тележка должна храниться в закрытом помещении.

 Температура хранения от -10 °С до +40 °С
Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

7.2 Условия эксплуатации:

Установка изделия производится в операционной, перевязочной или в специально оборудованном кабинете.

 Температура эксплуатации от +10 °С до +35 °С
Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

7.3 Условия транспортирования:

Тележки следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

 Температура при транспортировании от -10 °С до +50 °С
Относительная влажность воздуха от 30 до 95%

8 Сведения об утилизации

	Тележка не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов тележки производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Перечень материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

8.1 Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.


8.2 Металл.

Металл составляет 90% от общего веса тележки. Большинство металлических деталей тележки из-

готовлено из конструкционной и нержавеющей стали.

8.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



8.4 Газовые пружины.

Газовые пружины могут быть утилизированы как металлическое вторсырье после того, как из них специализированной организацией будет удален весь газ и масло.

8.5 Гидродомкрат.

Металлические элементы гидродомкрата могут быть утилизированы только после того, как из них будет удалено масло.

8.6. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

9 Комплектность

9.1 Комплект поставки тележек приведен таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество, шт.
Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис-01	1
Держатель кислородного баллона	1
Штатив для длительных вливаний	1
Планка 10x25 мм (в головной и ножной частях панели)	2
Столик многоцелевой	1
Кабель заземления	1
Паспорт	1
<i>Принадлежности (при необходимости)</i>	
Держатель переключателя пациента	1
Переключатель пациента складной	не более 5 шт.
Держатель рентгеновской кассеты	1
Ремень для фиксации туловища	1
Столик для инъекций	не более 2 шт.
Планка боковая	4
Корзина сетчатая	не более 2 шт.
Подголовник	1
Механизм фиксации направления движения	1

10 Гарантии изготовителя (поставщика)

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис» (далее – Изготовитель) гарантирует конечному потребителю, что вся новая продукция, приобретенная напрямую, через дилеров или других авторизированных представителей, не содержит дефектов изготовления и материалов, при использовании в соответствии с предполагаемым (преднамеренным) назначением и соблюдении правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортировки, указанными в Паспорте. Данная Ограниченная гарантия предоставляется без права ее передачи.
2. Начало Гарантийного срока исчисляется с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее восьми месяцев с даты изготовления изделия. Гарантийный срок – 3 года со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения тележек – 3 года со дня изготовления.
3. Ремонтные работы, требуемые для восстановления изделия до состояния полной функциональности, включая замену дефектных деталей или компонентов изделия, а также оплата расходов по их стандартной доставке в течение Гарантийного срока, осуществляются за счет Изготовителя.
4. Ремонт в течение Гарантийного срока производится только после получения Изготовителем Акта рекламации с обязательным указанием: наименования изделия, модели, серийного номера, даты поставки, даты ввода в эксплуатацию, описания повреждения и возврата дефектных деталей или компонентов заводу-изготовителю.
5. Ремонт или замена компонентов изделия производится непосредственно представителями Изготовителя, либо представителями уполномоченного сервисного центра.
6. Ответственность ООО «Мединдустрия Сервис» ограничивается ремонтными работами, полной или частичной заменой деталей или компонентов, признанных дефектными в Гарантийный срок.
7. В случае наступления гарантийного случая Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Время нахождения изделия в гарантийном ремонте определяется отметками в фирменном Талоне на Гарантийный Ремонт.
8. Следующие действия и убытки являются не гарантийными:
 - Ущерб, причиненный природными явлениями, такими как пожар, наводнение, ветер, землетрясение, молния и т.п.
 - Ущерб, причиненный нарушениями правил подготовки изделия к эксплуатации или несоблюдением надлежащих условий эксплуатации изделия.
 - Ущерб, причиненный в результате столкновения с другими предметами (наличие следов механических повреждений), падения, пролива жидкостей или погружения в жидкости.
 - Ущерб, причиненный в результате несанкционированного ремонта или разборки изделия.
 - Ущерб, причиненный в результате любого другого злоупотребления, неправильного использования, неправильного обращения или неправильного применения изделия.
 - Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия.
 - Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).
9. Ни при каких обстоятельствах изделие не должно использоваться не по назначению.
10. ООО «Мединдустрия Сервис» не несет ответственности за любые другие непредвиденные расходы, потери или повреждения, напрямую или косвенно связанные с продажей, использованием или невозможностью использования изделия.

11 Сведения о рекламациях

11.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Медииндустрия Сервис»
223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет,
район д. Дубовляны, Производственная база ООО «Датума», каб. №35.
Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.
service@medin.by

11.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию.

11.3 Без перечисленных материалов, изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

11.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

11.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения тележки и номер документа, по которому она получена;
- общее количество часов работы тележки с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

12 Свидетельство об упаковывании

Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис 01 зав. № _____ упакована в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

13 Свидетельство о приемке

Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис 01 зав. № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043. Республика Беларусь. Минский район. Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21

Гарантийный талон № _____

ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ МЕДИН-ЭЛПИС-01
(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует конструкторской документации

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта _____
(наименование субъекта хозяйствования)

*Дата «__» _____ 20__ г. _____
его почтовый адрес и телефон)

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя _____
(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика) _____
(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____
(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «МедиНдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

(месяца, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____
(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*Представитель продавца (поставщика)

* _____
(Ф.И.О., подпись)

* _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные * являются обязательными для заполнения.

Для обеспечения качества нашей продукции и сервиса просим Вас заполнить нижеприведенную форму и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: feedback@medin.by

**ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ**

ДАТА « » _____ 20 г.

Предприятие (потребитель) _____

Ф.И.О. представителя потребителя _____

E.mail, тел., факс _____

Изделие, катал. номер, заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Условия эксплуатации _____

Удовлетворённость изделием _____

Надёжность _____

Функциональность _____

Дизайн _____

Пожелание потребителя _____

Подпись _____

Certified
by Belarusian Chamber
of Commerce and Industry
Мінска-ПД № 2112022



В настоящем документе
прошито и скреплено
печатью 25 (двадцать пять)





УТВЕРЖДАЮ

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью
"Мединдустрия Сервис"
А.В. Елисеев
« 02 » 20 22 г.



**ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАНИМАЦИОННАЯ
МЕДИН-ЭЛПИС-02**

ПАСПОРТ

ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Тележки медицинской реанимационной Медин-Эллис-02 (далее по тексту – тележка/ изделие) по назначению все пользователи должны внимательно изучить настоящий Паспорт до начала использования изделия. Паспорт является объединенным эксплуатационным документом, который предназначен для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, а также содержит информацию о правильном и безопасном применении тележки (инструкцию по применению). Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование тележки во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт (ПС) следует хранить в непосредственной близости от изделия.
- Сведения об упаковке, а также перечень нормативных документов/стандартов, которым соответствует изделие представлены в технической документации.

В ПС содержатся сведения о технических характеристиках, устройстве медицинского изделия, его назначении, подготовке и использования изделия в работе, а также приведены условия и правила технического обслуживания и безопасной эксплуатации.



ПС должен постоянно находиться рядом с тележкой в течение всего срока ее службы.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет № 35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Уполномоченный представитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинская Компания Надежда» (ООО «МК Надежда»)
603022, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Героя Жидкова, д.2, кв.92.
Тел. +7 (831-71) 6-79-96, 6-79-58, 6-79-58
E-mail: rusmed52@yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ


1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
2 СИМВОЛЫ	5
3 МАРКИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЧКА	6
4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	6
4.1 Назначение	6
4.2 Технические характеристики	7
4.3 Состав, устройство и работа	7
4.4 Упаковка	15
5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	15
5.1 Эксплуатационные ограничения	15
5.2 Подготовка к использованию	15
5.3 Использование изделия	15
6 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
7 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	18
8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	19
9 КОМПЛЕКТНОСТЬ	20
10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)	20
11. СВЕДЕНИЯ ОБ РЕКЛАМАЦИЯХ	22
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	23
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	26

1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство тележки, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем Паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать тележку грузом, превышающим 170 кг.
	Запрещается оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.
	Перемещать тележку с помощью столика многоцелевого или штатива для длительных вливаний строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ . Штатив служит исключительно как держатель инфузионных растворов.
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ перекладывать пациента с тележки на другую поверхность при помощи матраца. Матрас служит для размещения на нём пациента в процессе транспортировки.
	Во время передвижения тележки следует избегать препятствий и столкновений.
	Не перемещать тележку по электрическим кабелям.
	В конструкции тележки используются газовые пружины. Запрещается разбирать, нагревать и подвергать корпус пружины механическим воздействиям (ударам).
	При работе с тележкой следует избегать попадания рук и т.д. под тяги боковых ограждений и подъемника.
	ВНИМАНИЕ! При опускании панели в нижнее положение продольный наклон должен быть не более 5°. В противном случае возможно столкновение панели с рамой шасси тележки.
	ВНИМАНИЕ! При использовании функции продольного наклона панели на высоте ниже 800 мм возможно столкновение панели с рамой шасси тележки.

2 СИМВОЛЫ

Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Соблюдайте инструкцию по эксплуатации
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Осторожно, возможно травмирование руки
	Предупреждение
	Выравнивание потенциалов
	Центральная система блокировки и направления колес.
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3 МАРКИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЧКА

На тележке предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает следующую информацию:

- логотип компании ООО «Мединдустрия Сервис»;
- наименование изделия;
- дата изготовления;
- серийный номер;
- наименование производителя;
- страна производства

4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

4.1 Назначение: Тележка предназначена для перевозки больных внутри лечебных учреждений в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты.

Условия, область применения

Медицинское изделие предназначено для эксплуатации в профессиональных медицинских учреждениях, например, в клиниках или больницах.

Потенциальный пользователь

Данное медицинское изделие может быть использовано только медицинским персоналом в условиях больниц, клиник и ЛПУ.

Противопоказания

Противопоказания, которые относятся непосредственно к данным изделиям, в настоящее время неизвестны.

4.1.1 Тележка предназначена для перевозки больных внутри лечебных учреждений в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты.

4.1.2 Тележка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и должна эксплуатироваться в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности 80% при 25 °С.

4.2 Технические характеристики

4.2.1 Основные технические характеристики тележки приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование параметра	Значение
Безопасная рабочая нагрузка, кг	170
Высота панели (по матрасу), мм:	
- в крайнем нижнем положении	690±20
- в крайнем верхнем положении	1030±20
Продольный наклон панели:	
- по Тренделенбургу, не менее	15°*
- по анти-Тренделенбургу, не менее	15°*
Размеры по бамперам, мм	(2140±20)×(780±15)
Угол наклона спинки панели, не менее	70°
Угол наклона ножной секции панели, не менее	25°
Масса тележки (без комплекта дополнительных принадлежностей), кг	115± 10
Средний срок службы, год	8
*Угол продольного наклона панели ± 15° возможен при высоте тележки по матрасу 800±10 мм	

4.2.2 Тележка цветных, драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

4.3 Состав, устройство и работа

4.3.1 Общий вид тележки приведен на рисунках 1 и 2.

Тележка состоит из следующих основных узлов: панели 1 и шасси 2.

4.3.2 Шасси 2 состоит из сварного основания, поворотных тяг, с помощью которых основание соединено с рамой панели 1, и установлено на четырех колесах 9 диаметром 200 мм с прецизионными подшипниками. два из которых имеют встроенную функцию фиксации выбранного направления. Колёса имеют бесшумное полиуретановое покрытие, не оставляющее следов на полу

Блокировка колес обеспечивается центральным тормозом, управление которым осуществляться любой из четырех педалей 12, расположенных возле колес

Две тяги соединены попарно и опираются на гидродомкрат 10, с помощью которого осуществляется подъем панели.

Две другие поворотные тяги 11 также соединены попарно и снабжены газовыми пружинами, которые обеспечивают продольные наклоны панели тележки.

4.3.3 Панель 1 состоит из рамы, трех плит из рентгенопрозрачного HPL пластика и матраса 4. Матрас рентгенопрозрачный, материал чехла имеет полиуретановое покрытие стойкое к дезинфицирующим веществам. Крайние плиты (под спинной и ножной секцией панели) закреплены консольно на раме и опираются свободными концами на газовые пружины.


Рама панели в ножной и головной частях имеет ручки 14, которые используются для перемещения тележки обслуживающим персоналом.

По углам панели расположены бамперы Ø120 мм, по длине – отбойники для предотвращения ударов о стены и углы проёмов при перемещении тележки.



- 1 – Панель; 2 – Шасси; 3 – Боковые ограждения; 4 – Матрас;
 5 – Штатив для длительных вливаний складной (в рабочем положении);
 6 – Держатель кислородного баллона;
 7 – Механизм фиксации направления движения (Принадлежность);
 8 – Ремень для фиксации пациента (Принадлежность), 9 – Колесо; 10 – Гидродомкрат;
 11 – Тяги с газовыми пружинами; 12 – Педаль центрального тормоза;
 13 – Педаль подъема и опускания панели; 14 – Ручка; 24 – Поддон.

Рисунок 1 – Тележка с поднятой панелью



- 3 – Боковые ограждения (в сложенном состоянии);
- 5 – Штатив для длительных вливаний складной (в сложенном состоянии);
- 15 – Спинная секция панели; 16 – Газовые пружины спинной секции;
- 17 – Ручка управления газовыми пружинами спинной секции;
- 18 – Ножная секция панели; 19 – Газовые пружины ножной секции;
- 20 – Ручка управления газовыми пружинами ножной секции;
- 21 – Ручка управления газовыми пружинами продольных наклонов панели;
- 22 – Столик многоцелевой (Принадлежность).

Рисунок 2 - Тележка с опущенной панелью

Слева и справа рама имеет боковые ограждения 3 (Рисунки 1 и 2), которые могут складываться и опускаться ниже верхней плоскости матраса.


Сверху к плитам на лентах-липучках закреплен матрас 4 толщиной 80 мм.

Спинная секция панели 15 может подниматься вручную до 70°, стопорение спинной секции в нужном положении производится с помощью двух газовых пружин 16.

Ножная секция панели 18 может подниматься вручную до 30°, стопорение спинной секции в нужном положении производится с помощью двух газовых пружин 19.

4.3.4 4.3.5 Держатель кислородного баллона (Рисунок 3)

Изготовлен из нержавеющей стали. Держатель кислородного баллона предназначен для крепления кислородного баллона. Устанавливается в головной части панели тележки. Крепление к раме панели производится двумя винтами и двумя гайками М8. Состоит из кронштейна 1 и двух ремней 2. Крепление баллона производится с помощью двух ремней с застежками.



1 – Кронштейн, 2 – Ремни

Рисунок 3 – Держатель кислородного баллона


Допустимая нагрузка: 10 кг, $\pm 0,1$ кг

4.3.5 Штатив для длительных вливаний складной (Рисунки 4) расположен в головной части тележки.

Изготовлен из нержавеющей стали, регулируется по высоте, снабжен двумя крючками и двумя держателями флаконов 1 (Рисунок 4). Для фиксации штатива в вертикальном положении, в телескопической стойке 3 используется зажим 4.

Регулирование высоты штатива производится вручную при помощи фиксатора телескопа 2.

Допустимая нагрузка: 3,0 кг, $\pm 0,1$ кг



1 – Держатель флакона, 2 – Фиксатор телескопа,
3 – Стойка телескопическая, 4 - Зажим

Рисунок 4 – Штатив для длительных вливаний складной

4.3.6. Кабель заземления

Кабель заземления предназначен для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Внешний вид кабеля заземления представлен на рисунке 5.



Рисунок 5 – Внешний вид кабеля заземления.


4.3.7. Принадлежности

4.3.7.1. Столик многоцелевой (Рисунок 6).

Предназначен для размещения различного вспомогательного оборудования, например, компьютера, монитора и т. д. Допустимая нагрузка на столик $15 \pm 1,0$ кг. Устанавливается на тележку при необходимости в ножной части тележки. Для установки столика нужно вставить его направляющие в открытые торцы труб рамы панели тележки и зажать их винтами-барашками.

Столик состоит из двух стоек 1, к концам которых приварены направляющие трубы диаметром 25 мм, двух привинченных планок 2, столешницы 3 и двух винтов 4.

Столешница выполнена из листа HPL толщиной 8 мм, закреплена на осях, поэтому может поворачиваться (складываться).




1 – Стойка с направляющими трубами; 2 – Планка;
3 – Столешница; 4 – Винт-барашек М6

Рисунок 6 - Столик многоцелевой

4.3.7.2 Держатель перекладчика пациента (Принадлежность) (Рисунок 7).

Держатель перекладчика пациента состоит из двух уголков: правого и левого. Крепится держатель перекладчика к раме панели тележки с помощью шести винтов М4 (каждый уголок тремя винтами).



1 – Уголок правый; 2 – Уголок левый


Рисунок 7 - Держатель перекладчика пациента

4.3.7.3 Перекладчик пациента складной (Рисунок 8).

Перекладчик состоит из основания 1 и рукава 2. Рукав свободно вращается вокруг длинной оси основания.

Перекладчик предназначен для удобства медицинского персонала при перемещении пациентов с одной плоскости на другую. Например, с кровати на тележку или наоборот.

Максимально допустимая нагрузка на перекладчик 120 кг (± 5 кг)




1 -Основание, 2 – Рукав

Рисунок 8 – Перекладчик пациента складной

4.3.7.4 Держатель рентгеновской кассеты (Принадлежность) (Рисунок 9).

Металлическая лопатка с фиксатором и телескопической ручкой для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачные плиты панели тележки в продольном направлении.

Основной конструкционный материал – углеродистая сталь с полимерным покрытием.



1 – Поддон, 2– Труба кассетодержателя, 3 – Фиксатор.

Рисунок 9. Держатель рентгеновской кассеты

Максимально допустимая нагрузка: 3 кг, $\pm 0,1$ кг

4.3.7.5 Ремень для фиксации пациента (Рисунок 10).
Мягкий синтетический ремень шириной 100 мм предназначен для фиксации туловища пациента на панели тележки.



Рисунок 10 – Ремень для фиксации пациента


4.3.7.6 Подголовник (Рисунок 11).

Подголовник используется в качестве подушки. Предназначен для удобного позиционирования головы пациента. К спинной секции панели крепится с помощью ленты и зажима.



Рисунок 11 – Подголовник

4.3.7.7 Механизм фиксации направления движения (Рисунок 1 и Рисунок 12).



1 – Колесный блок; 2 – Педаль; 3 – Газовая пружина.

Рисунок 12 - Механизм фиксации направления движения

Механизм фиксации направления движения обеспечивает прямолинейное движение тележки, что облегчает усилия персонала при перекатывании тележки. Состоит из сдвоенного колесного блока 1 и рычага с двумя педалями 2. Колесный блок прижимается к полу газовой пружиной 3. Подъем и опускание колесного блока выполняются с помощью педалей 2.

Крепление механизма производится снизу, к основанию шасси, к продольным трубам, с помощью восьми винтов М6.

4.4 Упаковка.

Тележку упаковывают в дощатый ящик типа III по ГОСТ 2991.

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1 Эксплуатационные ограничения.

5.1.1 Запрещается использовать тележку не по назначению (например, использовать тележку для транспортирования различных грузов и т. д.).

5.1.2 Для более удобной транспортировки и во избежание столкновений с препятствиями тележку с пациентом должны перевозить два человека.

5.2 Подготовка к использованию

5.2.1 Полученную тележку распакуйте, ознакомьтесь с ее устройством в соответствии с настоящим РЭ.

5.2.2 Протрите наружные поверхности тележки чистой ветошью.

5.2.3 Если тележка была приобретена в холодное время года или хранилась в неотапливаемом помещении, то перед использованием необходимо дать ей возможность прогреться до комнатной температуры в течение не менее 5 часов.

5.2.4 В случае, если тележка будет эксплуатироваться стационарно (как кровать) её необходимо подключить к контуру выравнивания потенциалов с помощью кабеля заземления. Для этого один конец кабеля подключите к разъёму со знаком  на раме панели тележки, другой конец кабеля – к контуру выравнивания потенциалов медицинского учреждения.

5.3 Использование изделия.

5.3.1 Подъем и опускание панели тележки.

Нажмите ногой на длинный рычаг педали 13 (Рисунок 1) до упора. Панель при этом поднимется приблизительно на 10 мм. Нажмите на педаль столько раз, сколько необходимо для поднятия панели на требуемую высоту.

Для опускания панели тележки нажмите ногой на короткий рычаг педали 13 вниз до упора. Панель при этом будет опускаться. Педаль необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор, пока панель тележки не опустится на требуемую высоту.

5.3.2 Продольный наклон тележки.

Поднять панель тележки на необходимую высоту.

Нажать на ручку управления газовыми пружинами продольных наклонов панели 21 (Рисунок 2). Наклонить панель тележки на требуемый угол в ту или другую сторону, держа за ручку в головной части панели 14 и отпустить ручку 21.

	Величина угла продольного наклона панели тележки изменяется в зависимости от высоты подъёма тележки. Угол продольного наклона $\pm 15^\circ$ возможен при высоте тележки по матрасу 800 ± 10 мм. При максимально поднятой панели угол продольного наклона уменьшается до 8°.
	ВНИМАНИЕ! При опускании панели в нижнее положение, продольный наклон должен быть не более 5°. В противном случае возможно столкновение панели с рамой шасси тележки.
	ВНИМАНИЕ! При использовании функции продольного наклона панели на высоте ниже 800 мм возможно столкновение панели с рамой шасси тележки.

5.3.3 Подъем и фиксация спинной секции панели в нужном положении.

Нажмите на ручку управления газовыми пружинами спинной секции 17 (Рисунок 2), расположенную под головной секцией панели. При этом произойдет разблокирование газовых пружин 16, и спинка панели поднимется вверх. Установите необходимый наклон и отпустите ручку 17.

5.3.4 Подъем и фиксация ножной секции панели в нужном положении.

Нажмите на ручку управления газовыми пружинами ножной секции 20 (Рисунок 2). При этом произойдет разблокирование газовых пружин 19 и ножная секция панели поднимется вверх. Установите необходимый наклон и отпустите ручку 20.

5.3.5 Управление тормозом тележки.

Для блокировки колес тележки нажмите одну из четырех педалей 12 (Рисунок 1), расположенных возле колеса. Наклон педалей при этом должен быть в сторону красной заглушки.

При нажатии и придании наклона педали в сторону зеленой заглушки происходит фиксация прямолинейного движения тележки.

При переводе педалей в горизонтальное положение происходит разблокировка колес.

5.3.6 Подъем и опускание боковых ограждений тележки поз. 3 (Рисунки 1 и 2).

При опускании ограждений необходимо: придерживая верхний поручень одной рукой, другой рукой повернуть вверх подпружиненную собачку, расположенную внизу центральной стойки, и отвести верхний поручень в сторону головной секции панели. При подъеме ограждений они автоматически фиксируются в верхнем положении.

6 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ .
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ .

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

6.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 8 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации тележки.

ТО-1 (ежесменное техническое обслуживание) проводится силами персонала медицинского учреждения, эксплуатирующего изделие.

- во время обычной чистки проведите общую визуальную проверку исправности оборудования;
- чистку изделия необходимо выполнять после каждой смены. При дезинфекции учитывайте рекомендации п.10.1 настоящего Паспорта.
- хорошо просушите поверхности, протерев их сухой тканью сразу же после выполнения чистки или дезинфекции.

ТО-2 (ежемесячное техническое обслуживание) проводится силами персонала медицинского учреждения, эксплуатирующего изделие.

- выполните работы согласно ТО-1;
- проверьте комплектность и при необходимости производите подтяжку крепежа;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

7 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Условия хранения:

Тележка должна храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -10 °С до +40 °С

Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

7.2 Условия эксплуатации:

Установка изделия производится в операционной, перевязочной или в специально оборудованном кабинете.



Температура эксплуатации от +10 °С до +35 °С

Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

7.3 Условия транспортирования:

Тележки следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -10 °С до +50 °С

Относительная влажность воздуха от 30 до 95%

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

	Тележка не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов тележки производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Перечень материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

8.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

8.2 Металл.

Металл составляет 90% от общего веса тележки. Большинство металлических деталей тележки изготовлено из конструкционной и нержавеющей стали.

8.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



8.4 Газовые пружины.

Газовые пружины могут быть утилизированы как металлическое вторсырье после того, как из них специализированной организацией будет удален весь газ и масло.

8.5 Гидродомкрат.

Металлические элементы гидродомкрата могут быть утилизированы только после того, как из них будет удалено масло.

8.6. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

9 КОМПЛЕКТНОСТЬ

9.1 Комплект поставки тележек приведен таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество, шт
Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис-02	1
Держатель кислородного баллона	1
Штатив для длительных вливаний складной	1
Кабель заземления	1
Паспорт	1
<i>Принадлежности (при необходимости)</i>	
Столик многоцелевой	1
Держатель переключателя пациента	1
Переключатель пациента складной	не более 5 шт.
Держатель рентгеновской кассеты	1
Ремень для фиксации пациента	2
Подголовник	1
Механизм фиксации направления движения	1

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис» (далее – Изготовитель) гарантирует конечному потребителю, что вся новая продукция, приобретенная напрямую, через дилеров или других авторизированных представителей, не содержит дефектов изготовления и материалов, при использовании в соответствии с предполагаемым (преднамеренным) назначением и соблюдении правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортировки, указанными в Паспорте. Данная Ограниченная гарантия предоставляется без права ее передачи.
2. Начало Гарантийного срока исчисляется с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее восьми месяцев с даты изготовления изделия. Гарантийный срок – 3 года со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения тележек – 3 года со дня изготовления.
3. Ремонтные работы, требуемые для восстановления изделия до состояния полной функциональности, включая замену дефектных деталей или компонентов изделия, а также оплата расходов по их стандартной доставке в течение Гарантийного срока, осуществляются за счет Изготовителя.
4. Ремонт в течение Гарантийного срока производится только после получения Изготовителем Акта-рекламации с обязательным указанием: наименования изделия, модели, серийного номера, даты поставки, даты ввода в эксплуатацию, описания повреждения и возврата дефектных деталей или компонентов заводу-изготовителю.
5. Ремонт или замена компонентов изделия производится непосредственно представителями Изготовителя, либо представителями уполномоченного сервисного центра.

6. Ответственность ООО «Мединдустрия Сервис» ограничивается ремонтными работами, полной или частичной заменой деталей или компонентов, признанных дефектными в Гарантийный срок.
7. В случае наступления гарантийного случая Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Время нахождения изделия в гарантийном ремонте определяется отметками в фирменном Талоне на Гарантийный Ремонт.
8. Следующие действия и убытки являются не гарантийными:
 - Ущерб, причинённый природными явлениями, такими как пожар, наводнение, ветер, землетрясение, молния и т.п.
 - Ущерб, причинённый нарушениями правил подготовки изделия к эксплуатации или несоблюдением надлежащих условий эксплуатации изделия.
 - Ущерб, причинённый в результате столкновения с другими предметами (наличие следов механических повреждений), падения, пролива жидкостей или погружения в жидкости.
 - Ущерб, причинённый в результате несанкционированного ремонта или разборки изделия.
 - Ущерб, причинённый в результате любого другого злоупотребления, неправильного использования, неправильного обращения или неправильного применения изделия.
 - Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия.
9. Ни при каких обстоятельствах изделие не должно использоваться не по назначению, а также не допускается изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами).
10. ООО «Мединдустрия Сервис» не несет ответственности за любые другие непредвиденные расходы, потери или повреждения, напрямую или косвенно связанные с продажей, использованием или невозможностью использования изделия.

}

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

*Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»
223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет,
район д. Дубовляны, Производственная база ООО «Датума», каб. №35.
Тел./факс: (+37517) 543-19-19, 543-19-21.
service@medin.by*

11.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию.

11.3 Без перечисленных материалов, изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

11.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки — это следует оговорить особо.

11.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения тележки и номер документа, по которому она получена;
- общее количество часов работы тележки с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т. д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис-02 зав. № _____ упакована в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис-02 зав. № _____ изготовлена и принята в соответствии требованиями действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Медицина Сервис»
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21

Гарантийный талон № _____
ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ МЕДИН-ЭЛПИС-02
(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует конструкторской документации.

Гарантируется исправность изделия в течение _____ 24 месяца _____
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

Линия отреза

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:
Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата

приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

*2. Неисправность изделия

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

5. Место ремонта изделия

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by
Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.

Для обеспечения качества нашей продукции и сервиса просим Вас заполнить нижеприведенную форму и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: feedback@medin.by.

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « » _____ 20 г.

Предприятие (потребитель) _____

Ф.И.О. представителя потребителя _____

E.mail, тел., факс _____

Изделие, катал. номер, заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Условия эксплуатации _____

Удовлетворённость изделием _____

Надёжность _____

Функциональность _____

Дизайн _____

Пожелание потребителя _____

Подпись

Certified

by Belarusian Chamber
of Commerce and Industry
Minsk

02.11.2022

А.А. Гандлева-Прамисловая
Александр Базук



В настоящем документе
прошито и скреплено
печатью

26 (двадцать шесть)

