



ОКПД2 32.50.50.190

ТУ 32.50.50-041-52777873-2021

РУ№ _____ от ____ . ____ . ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МЕДПЛАНТ»

А.В. Пушин

«13» _____ 2023 г.



ООО «МЕДПЛАНТ»

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА

УП-«МЕДПЛАНТ»

ТУ 32.50.50-041-52777873-2021

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МПАГ.942819.001 РЭ

Ver. 002

Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации

Сделано в России

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание изделий	3
2. Основные технические характеристики	4
3. Комплект поставки	5
4. Порядок работы	5
5. Предосторожности	6
6. Показания и противопоказания	6
7. Побочные действия	6
8. Транспортирование и длительное хранение	7
9. Дезинфекция	7
10. Утилизация	7
11. Гарантии изготовителя	7
12. Производитель	8
13. Обозначение знаков и символов маркировки	8
14. Свидетельство о приемке	8

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на Устройства для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ» (далее изделия).

Варианты исполнения изделий:

- Устройство для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ», матрас-слайдер мод. 1 (складной);
- Устройство для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ», матрас-слайдер мод. 2;
- Устройство для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ», простыня скользящая.

В данном документе подробно изложены технические характеристики, сведения об устройствах и принцип их работы.

Условные обозначения:



ВНИМАНИЕ

Надпись «ВНИМАНИЕ» используется, когда нужно привлечь внимание персонала к способам и приемам, которые следует точно выполнять во избежание ошибок при эксплуатации изделия или, когда требуется повышенная осторожность в обращении с изделием



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Надпись «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» содержит выражение требований по обеспечению безопасности при использовании изделия

Изделия предназначены для перекладывания пациента в горизонтальной плоскости с одного технического средства размещения на другое.

Область применения: в различных отделениях стационарных медицинских организаций; в амбулаторной практике для обеспечения сестринского (патронажного) ухода; в скорой медицинской помощи и медицинских подразделениях отрядов спасателей.

Условия применения: в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах медицинского назначения, автомобилях медицинской помощи, полевых условиях, на дому.

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

1.1 Матрас-слайдер мод. 1 (складной) (рис. 1) и матрас-слайдер мод. 2 (рис. 2) представляют собой изделие в виде горизонтальной панели, каркас которой выполнен из прочного полимерного материала, покрытый слоем пены с наружной части обтянутый прочной синтетической тканью. Сверху на каркас надевается чехол сменный из прочной синтетической ткани. Чехол сменный для матраса-слайдера мод. 1, (складной) и Чехол сменный для матраса-слайдера мод. 2 представляют собой замкнутое полотно в форме рукава.

Обе модели оснащены ручками для переноса самих изделий




Рис. 1




Рис. 2

1.2. Простыня скользящая (Рис.3) представляет собой конструкцию в виде замкнутого полотна из прочной синтетической ткани. Изделие оснащено ручками из стропы, расположенными с двух сторон (по два ряда на каждой стороне), для перемещения полотна под пациентом.

Простыня скользящая изготовлена из прочной армированной ткани, что позволяет перемещать пациентов крупного телосложения и большой массы.

Изделие в сложенном виде упаковывается в чехол в виде тканевого мешка (Рис. 4)





Рис.3



(Рис. 4)

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики представлены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование изделия и варианта исполнения	Устройства для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ»				
		Матрас- слайдер мод.1 (складной)	Матрас- слайдер мод.2	Простыня- скользящая	Принадлежности	
					Чехол сменный для матраса- слайдера мод.1, (складной)	Чехол сменный для матраса- слайдера мод.2
Характеристика						
1	Длина*, мм	1600	780	1400	1450	720
2	Ширина*, мм	470	470	1400	500	500
3	Высота*, мм	25	25	-	-	-
4	Габаритные размеры в упаковке, (ДхШхВ), не более, мм	820х500х60	820х500х60	300х200х80	-	-
5	Масса, кг, не более	2,2	1,1	0,5	0,11	0,06
6	Максимальная нагрузка, кг, не более	150	120	150	-	-
8	Вид климатического исполнения	У1.1 (ГОСТ 15150)				
9	Средний срок службы, не менее	36 месяцев				
10	Условия эксплуатации:	- температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С - относительная влажность до 98% при температуре +25°С - атмосферное давление 84,0—106,7 кПа (630—800 мм рт. ст.)				

*Допускаемые отклонения от указанных значений не более 5%.

2.2 Вид контакта медицинского изделия с организмом человека согласно ГОСТ 10993-1: «Кратковременный контакт с неповрежденной кожей».

2.3 При изготовлении изделия применяются следующие стандарты: ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать указанному в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Устройства для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ», матрас-слайдер мод. 1 (складной)		
1. Матрас-слайдер мод.1 (складной)	МПАГ.942819.001	1
Эксплуатационная документация		
2. Руководство по эксплуатации	МПАГ. 942819.001 РЭ	1
Устройства для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ», матрас-слайдер мод. 2		
1. Матрас-слайдер мод.2	МПАГ.942819.002	1
Эксплуатационная документация		
2. Руководство по эксплуатации	МПАГ. 942819.001 РЭ	1
Устройства для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ», простыня скользящая		
1. Простыня скользящая	МПАГ.942819.003	1
2. Чехол		1
Эксплуатационная документация		
3. Руководство по эксплуатации	МПАГ. 942819.001 РЭ	1
Принадлежности		
1.Чехол сменный для матраса-слайдера мод.1, (складной)	МПАГ.942819.001	
2.Чехол сменный для матраса-слайдера мод.2	МПАГ.942819.002	

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Матрас-слайдер мод.1 (складной) и матрас-слайдер мод.2:

Перемещение пациента лучше проводить вдвоем.

Перемещение пациента с больничной кровати (операционного стола и т.д.) на каталку осуществляйте следующим образом.

- со стороны кровати, лежащего на спине пациента слегка поддержите за плечи и ягодицы лицом к себе;
- со стороны каталки (операционного стола):
 - при использовании матраса-слайдера мод.1 (складной), подложите устройство под пациента на 1/3 или 1/2 его тела;
 - при использовании матраса-слайдера мод.2, подложите устройство под пациента на 1/3 или 1/2 его тела, в **области таза**.
- со стороны кровати уложите пациента на край матраса-слайдера и медленным движением перекатите пациента с больничной кровати на каталку.
- со стороны кровати уберите слайдер из-под тела пациента.
- при обратном перемещении пациента с каталки на кровать (операционный, стол и т.д.) все действия повторите в обратном порядке.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Использовать ручки Матраса-слайдера мод.1 (складной) и матраса-слайдера мод.2:

- при перемещении пациента;
- -при извлечении изделия из-под тела пациента.

4.2 Простыня скользящая:

Перемещение пациента лучше проводить вдвоем.

Перемещение пациента с больничной кровати осуществляйте следующим образом.

- Лежащего на спине пациента осторожно перекатите на бок, приподняв край обычной простыни, на которой он лежит;
- Скатайте простыню скользящую валиком до половины так, чтобы вторая половина оставалась расправленной;
- Расстелите простыню скользящую валиком вдоль спины, слегка подоткнув ее под обычную простыню;
- Поверните пациента на другой бок на предварительно расправленную часть простыни;
- Расправьте скатанную валиком часть с противоположной стороны кровати;
- Передвигайте пациента в нужном направлении, подтягивая скользящую простыню за ручки, расположенные с поперечных сторон;
- После перемещения осторожно вытяните из-под тела пациента простыню скользящую.



ВНИМАНИЕ!

- Поверхность, на которой лежит пациент, должна быть ровной и жесткой.
- Перед перемещением пациента, каталка, должна быть плотно придвинута к больничной кровати (операционному столу и т.д.) и зафиксирована оператором.
- При использовании слайдера мод.1 (складной) перепад высот между каталкой и поверхностью может составлять не более 10 см.
- При использовании слайдера мод.2 и простыни скользящей перепад высот между поверхностями не допускается.

5. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Изделия предназначены для применения пользователями, подробно ознакомленными с данным руководством по эксплуатации. Специальные навыки при применении изделия не требуются.

5.2 Перед началом работы с изделиями внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать изделия с видимыми дефектами, а также с нарушениями структуры материалов;
- использовать изделие не по назначению, например, для переноса пациента (использовать, как носилки) и т.п.

6. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

6.1 Показания к применению – состояния пациентов, при которых невозможно самостоятельное перемещение в горизонтальной плоскости.

6.2 Противопоказания при правильном применении отсутствуют.

7. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочные действия не выявлены.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование изделий может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от -50°C до +50°C, относительной влажности до 100% при +25°C и атмосферном давлении 84,0—106,7 кПа (630—800 мм рт. ст.).

8.2 Изделия могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха +5°C до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C. При хранении изделий в потребительской таре допускается штабелирование изделий в четыре яруса.

8.3 Хранить, транспортировать и эксплуатировать изделия следует вдали от источников энергии, батарей и горючих веществ.

8.4 Срок хранения изделий – 36 месяцев от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

9. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

9.1 После применения обработайте поверхность изделий салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина.

9.2 После дезинфекции изделия необходимо тщательно просушить.

 **ВНИМАНИЕ!** Обработка спиртосодержащими растворами и термическим способом (кипячение, автоклавирование, сухой горячий воздух) не допускается!

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Изделия относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.3684-21.

10.2 Упаковка изделий утилизируется как медицинские отходы класса «А» согласно СанПиН 2.1.3684-21.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев с даты продажи изделия при соблюдении правил хранения, транспортирования и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения вследствие небрежного хранения, транспортирования или эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи.

11.3 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего руководства по эксплуатации, совмещенного с паспортом, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4 В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекшего за собой неблагоприятные последствия для пациента, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

11.5 Рекламации направлять на адрес производителя.

12. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес:

109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корп. 5, эт.2, пом.1, ком.296-318

Телефон: +7 (495) 223-6016 (многоканальный)

e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

13. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ МАРКИРОВКИ

Символ	Описание
	Символ «Изготовитель» указывает изготовителя медицинского изделия
	Символ «Дата изготовления» указывает дату, когда было изготовлено медицинское изделие
	Символ «Код партии» указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия
	Символ «Обратитесь к инструкции по применению» указывает на необходимость для пользователя ознакомиться с инструкцией по применению
ISO 13485:2016	Знак соответствия системы качества ISO 13485:2016

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование		Артикул
☐	Устройство для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ», матрас-слайдер мод.1 (складной)	
☐	Устройство для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ», матрас-слайдер мод.2	
☐	Устройство для перемещения пациента УП-«МЕДПЛАНТ», простыня скользящая	

изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, нормативного документа ТУ 32.50.50-041-52777873-2021, и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 8
цифрами
(восемь) листов
прописью

Генеральный директор

Пушин А.В.

должность, ФИО

подпись

