

31

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 224403A0/045562

兹证明：在所附文件上的深圳市帝迈生物技术有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of SHENZHEN DYMINO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized

Signature:

Zhou Siyuan

日期: 2022年10月10日

(Date: Oct. 10, 2022)

证明 网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

123-

APPROVED BY
PINGYI REN
Director RA
Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
08/09/2022

Instruction for use

A set of calibrators for quantitative determination of C-reactive protein by immunonephelometric method in a clinical sample on 3-Diff and 5-Diff automatic hematology analyzers for in vitro diagnostics (C-Reactive Protein Calibrator)

Инструкция по применению

Набор калибраторов для количественного определения С-реактивного белка иммунонефелометрическим методом в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики in vitro (C-Reactive Protein Calibrator)

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»), Китай

Дата утверждения инструкции по применению:

1. Название изделия

Набор калибраторов для количественного определения С-реактивного белка иммунонефелометрическим методом в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики *in vitro* (C-Reactive Protein Calibrator), в составе:

- Калибратор 1–1 x 0,5мл.;
- Калибратор 2–1 x 0,5мл.;
- Калибратор 3–1 x 0,5мл.;
- Калибратор 4–1 x 0,5мл.;
- Калибратор 5–1 x 0,5мл.;
- Калибратор 6–1 x 0,5мл.;
- Таблица референтных значений – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Примечание – Далее по тексту наименование изделия сокращенно – набор калибраторов, изделие, C-Reactive Protein Calibrator, CRP Calibrator

2. Назначение изделия

Изделие предназначено для калибровки количественных тестов для определения С-реактивного белка иммунонефелометрическим методом на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики *in vitro*. Изделие является вспомогательным средством в диагностике.

Область применения

Клиническая лабораторная диагностика.

Функциональное назначение изделия, для контроля которых предназначен калибратор

Изделие предназначено для количественного определения С-реактивного белка иммунонефелометрическим методом в сыворотке и цельной крови человека (венозной или капиллярной) на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики *in vitro*. Используется для определения и оценки нарушения, вызванного воспалением, связанных с ним заболеваний, инфекции и повреждения ткани, а также используется в качестве средства для оценки риска наличия сердечно-сосудистых заболеваний.

Противопоказания

Не применимо для данного МИ.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Не применимо для данного МИ.

Требования к оператору (пользователю)

Медицинское изделие предназначено для профессионального применения и может использоваться только квалифицированным персоналом в области клинической лабораторной диагностики (медицинским лабораторным техником или врачом клинической лабораторной диагностики).

3. Описание изделия, компоненты состава

Изделие представляет собой набор, в состав которого входит 6 флаконов калибратора. Флаконы калибраторов выполнены из полипропилена высокой плотности. Калибратор 1 (Calibrator 1) имеет крышку белого цвета, Калибратор 2 (Calibrator 2) имеет крышку зелёного цвета, Калибратор 3 (Calibrator 3) имеет крышку синего цвета, Калибратор 4 (Calibrator 4) имеет крышку желтого цвета, Калибратор 5 (Calibrator 5) имеет крышку оранжевого цвета, Калибратор 6 (Calibrator 6) имеет крышку красного цвета.

Калибраторы представляют собой бесцветную или бледно-желтую жидкость. В каждую упаковку изделия вложена инструкция по применению и таблица референтных значений.

Таблица 3.1 Компоненты состава

Компонент	Cas-номер	Концентрация
Калибратор 1 (Calibrator 1):		
Буферное вещество (Трис(гидроксиметил)аминометан)	77-86-1	0.24%
С-реактивный белок	9048-46-8	0,0005%
Проклин 300 (Proclin 300)	96118-96-6	0,0009%
Бычий сывороточный альбумин (BSA)	9048-46-8	1.0%
Вода (H ₂ O)	7732-18-5	98,7586%
Калибратор 2 (Calibrator 2):		
Буферное вещество (Трис(гидроксиметил)аминометан)	77-86-1	0.24%
С-реактивный белок	9048-46-8	0,002%
Проклин 300 (Proclin 300)	96118-96-6	0,0009%
Бычий сывороточный альбумин (BSA)	9048-46-8	1.0%
Вода (H ₂ O)	7732-18-5	98,7571%
Калибратор 3 (Calibrator 3):		
Буферное вещество (Трис(гидроксиметил)аминометан)	77-86-1	0.24%
С-реактивный белок	9048-46-8	0,005%
Проклин 300 (Proclin 300)	96118-96-6	0,0009%
Бычий сывороточный альбумин (BSA)	9048-46-8	1.0%
Вода (H ₂ O)	7732-18-5	98,7541%
Калибратор 4 (Calibrator 4):		
Буферное вещество (Трис(гидроксиметил)аминометан)	77-86-1	0.24%
С-реактивный белок	9048-46-8	0,01%
Проклин 300 (Proclin 300)	96118-96-6	0,0009%
Бычий сывороточный альбумин (BSA)	9048-46-8	1.0%
Вода (H ₂ O)	7732-18-5	98,7491%
Калибратор 5 (Calibrator 5):		
Буферное вещество (Трис(гидроксиметил)аминометан)	77-86-1	0.24%
С-реактивный белок	9048-46-8	0,015%
Проклин 300 (Proclin 300)	96118-96-6	0,0009%
Бычий сывороточный альбумин (BSA)	9048-46-8	1.0%
Вода (H ₂ O)	7732-18-5	98,7441%
Калибратор 6 (Calibrator 6):		
Буферное вещество (Трис(гидроксиметил)аминометан)	77-86-1	0.24%
С-реактивный белок	9048-46-8	0,02%

Проклин 300 (Proclin 300)	96118-96-6	0,0009%
Бычий сывороточный альбумин (BSA)	9048-46-8	1.0%
Вода (H ₂ O)	7732-18-5	98,7391%

Примечание:

1. Концентрации компонентов состава для изделия являются Концентрации компонентов состава для изделия являются лотоспецифичными.

2. Изделие содержит материалы человеческого происхождения. Получение материалов человеческого происхождения осуществляется исключительно из специально проверенных донорских материалов, не содержащих антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С, возбудителю сифилиса *Treponema Pallidum* (TP) и вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ-1/ВИЧ-2).

3. Изделие содержит в своём составе материалы животного происхождения. Материалы животного происхождения получены от животных, прошедших надлежащий ветеринарный контроль.

4. Принцип действия

При процедуре калибровки используется информация о референтных значениях, соответствующих каждому калибратору. При испытании образца система анализатора рассчитывает результат измерения посредством калибровки на основании измеряемой реакции. Единица измерения такая же, как и у референтных значений. Точность результатов определяется прослеживаемостью калибратора и функциональным состоянием системы диагностики.

5. Условия транспортирования, хранения, эксплуатации, стабильность

Заявленный срок годности – 12 месяцев.

Условия хранения и эксплуатации

После истечения срока годности изделие использовать запрещено.

Изделие стабильно до истечения срока годности, указанного на этикетке, при хранении в защищенном от света месте при температуре 2~8°C в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим с ежедневной регистрацией температуры. Срок хранения невскрытого изделия 12 месяцев.

После вскрытия калибраторы хранить при температуре 2~8°C, в течение 30 дней.

Изделия, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

Условия транспортирования

Изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при обеспечении температуры транспортирования от 2 до 8 °C в течение 14 дней.

Изделия, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

Не подвергайте калибратор заморозке.

6. Необходимые (но не предоставляемые) материалы для проведения анализа

(1) Анализатор 3-Diff автоматический гематологический для диагностики *in vitro* производства Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd., («Шэньчжэнь Дайминд Биотекнологии Ко., Лтд.»), Китай (Варианты исполнения: DH31X, DH33X, DH36X);

(2) Анализатор 5-Diff автоматический гематологический для диагностики *in vitro* производства Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd., («Шэньчжэнь Дайминд

Биотекнолоджи Ко., Лтд.)), Китай (Варианты исполнения: D7-CRP, D2-CRP, DF50CRP, DF52CRP, DF53CRP, DM79X);

(3) Набор материалов контрольных для контроля качества количественного определения С-реактивного белка иммунонефелометрическим методом в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики *in vitro* (C-Reactive Protein Control) производства Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd., («Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.)), Китай (Варианты исполнения: 50T, 25T);

(4) Реагент для количественного определения С-реактивного белка иммунонефелометрическим методом в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики *in vitro* (C-Reactive Protein Reagent (Immunonephelometric Method)) производства Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd., («Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.)), Китай (Варианты исполнения: 75T, 135T, 225T, 75T (DM79X), 135T (DM79X), 225T (DM79X));

(5) Реагент лизирующий (Hematology Analyzer Lyse / L1) для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики *in vitro*, производства Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd., («Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.)), Китай (Варианты исполнения: 1×75 мл, 1×135 мл, 1×200 мл, 1×500 мл);

(6) Реагент промывочный для автоматического гематологического анализатора 5-Diff (DM79X) для диагностики *in vitro* (CLR Cleanser), производства Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd., («Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.)), Китай (Варианты исполнения: 500 мл, 1000 мл);

(7) Реагент промывочный (CLE-P Cleanser) для автоматических гематологических анализаторов 3-Diff и 5-Diff для диагностики *in vitro*, производства Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd., («Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.)), Китай.

Примечание: для более подробной информации касательно дополнительных необходимых материалов обращайтесь к соответствующим инструкциям по применению и руководствам по эксплуатации изделий, используемых в работе.

7. Последовательность этапов проведения анализа

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению перед использованием изделия.

1. Извлеките калибратор из холодильной камеры с температурой хранения 2°C-8°C и нагрейте калибратор до комнатной температуры в течение 5-10 минут.

2. Перед проведением диагностики наклоните флакон и медленно прокрутите его, чтобы избежать образования пузырьков воздуха.

3. Затем можно приступать к исследованию или разлить калибратор в подходящую емкость (рекомендуется использовать центрифужные пробирки или чашки для образцов) для аликвотирования и маркировки изделия.

4. Калибратор подвержен потенциальному риску биологического заражения, с ним следует обращаться как со свежеприготовленными образцами, полученными от пациентов.

8. Калибровка изделия

Ознакомьтесь с инструкцией по использованию анализатора, для настройки значения калибровки необходимо выбрать референтные значения, соответствующие таблице референтных значений, после чего можно приступить к калибровке анализатора.

1.Калибратор – это уже подготовленная жидкость. Изделие используется без предварительного восстановления.

2.Автоматический гематологический анализатор для диагностики *in vitro* может автоматически создать калибровочную кривую на основании результатов калибровки.

3.Рекомендуется выполнить повторную калибровку при наступлении хотя бы одного из следующих событий:

- замена реагента на реагент из другой партии;
- значение контроля качества характеризуется значительным сдвигом;
- после каждого обслуживания системы.

4.Лаборатория может разработать свою процедуру калибровки в зависимости от конкретных условий.

9. Характеристики изделия

9.1 Технические характеристики изделия

Характеристика	Калибратор 1 (Calibrator 1)	Калибратор 2 (Calibrator 2)	Калибратор 3 (Calibrator 3)	Калибратор 4 (Calibrator 4)	Калибратор 5 (Calibrator 5)	Калибратор 6 (Calibrator 6)
Объем калибратора, мл, ±10%	0.5					
Масса флакона с калибратором, г	2.085 ±0.5					
pH	8.00±0,40					
Габаритная высота флакона (с крышкой), мм	47.6±0.5					
Габаритный диаметр флакона, мм	13.0±0.5					
Внешний вид	Бесцветная или бледно-желтая жидкость					

9.2 Функциональные характеристики изделия

9.2.1 Точность

При измерении калибратора точности относительное отклонение измеренного значения от присвоенного находится в пределах ±10%.

9.2.2 Гомогенность

Коэффициент вариации (CV) гомогенности внутри флакона ≤10%.

Коэффициент вариации (CV) гомогенности между флаконами ≤ 10%.

10. Сведения об утилизации изделия

Чтобы избежать возможного загрязнения окружающей среды, изделие с истекшим сроком годности, отходы использованных реагентов, а также в случае видимых повреждений индивидуальной упаковки, изделие должно утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3684–21 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

11. Предупреждения и меры предосторожности

- 1) Использовать изделие только для диагностики *in vitro*.
- 2) Только для профессионального применения.
- 3) Каждая единица цельной крови, используемая производителем данного изделия, была проверена на биологическую безопасность (не содержит антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С, возбудителю сифилиса *Treponema Pallidum* (TP) и вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ-1/ВИЧ-2), однако невозможно полностью исключить наличие инфекционных агентов, поэтому необходимо обращаться с изделием и отходами как с материалами, представляющими потенциальную биологическую опасность.
- 4) В случае попадания содержимого флакона калибратора на тело человека (кожу или слизистые) необходимо обильно промыть пораженный участок водой. В случае попадания содержимого флакона калибратора в ЖКТ человека, необходимо обратиться в больницу.
- 5) Не используйте просроченные, поврежденные или загрязненные изделия.
- 6) Наконечник пипетки и другие дозирующие устройства предназначены для одноразового использования, чтобы исключить перекрестное загрязнение результатов диагностики.
- 7) Не подвергайте калибратор заморозке. Запрещено использовать замороженный калибратор.
- 8) Необходимо соблюдать правила обращения с реагентами и правила техники безопасности, а также использовать подходящие средства защиты (перчатки)
- 9) Используйте дезинфицирующее средство для дезинфекции пролитого образца с реагентом. По окончании работы с изделием тщательно промойте все места контакта.
- 10) Использованные компоненты изделия следует утилизировать в соответствии с правилами безопасности, установленными СанПином.

Меры индивидуальной защиты

Защита кожи	Для предотвращения попадания на кожу рук следует носить защитные перчатки. А также рекомендуется использовать лабораторный халат или фартук.
Защита глаз/лица	Во избежание попадания в глаза избегайте прямого контакта с реагентом или используйте защитные очки.
Защита дыхательных путей	В обычных условиях при использовании изделия защита органов дыхания не требуется. При воздействии испарений следует надевать фильтрующую противогазную маску (полумаску).
Защита окружающей среды	Не допускайте попадания изделия в стоки и водотоки.

12. Соответствие стандартам Российской Федерации

ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования»;

ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики in vitro для профессионального применения»;

ГОСТ Р ЕН 13612-2010 «Оценка функциональных характеристик медицинских изделий для диагностики in vitro»;

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;

ГОСТ Р ИСО 23640-2015 «Изделия медицинские для диагностики in vitro. Оценка стабильности реагентов для диагностики in vitro».

ГОСТ ISO 14971-2011 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям»;

ГОСТ ISO 17511-2011 Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, приписанных калибраторам и контрольным материалам;

ГОСТ Р 51352-2013 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Методы испытаний».

13. Метрологическая прослеживаемость калибраторов

Измеряемая величина в калибраторе прослеживается до эталонного материала ERM-DA474/IFCC.

14. Маркировка и упаковка изделия

14.1 Упаковка изделия

Компоненты изделия упаковываются в потребительскую упаковку, которая представляет собой картонную коробку с упаковочным пенопластом.

Для транспортировки производитель упаковывает потребительские упаковки в термоконтейнеры вместе с хладоэлементами для обеспечения температуры транспортирования от 2 до 8 оС в количестве, определяемым договором поставки. Термоконтейнеры упаковываются в коробки из гофрированного картона.

14.2 Маркировка изделия

Оригинальная маркировка калибратора

Оригинальная маркировка калибратора содержит следующую информацию и символы:

- Логотип изготовителя;
- Сокращенное наименование аналита «CRP»
- Наименование компонента «Calibrator»
- Надпись «Concentration: see the reference value table» - Концентрация: см. таблицу референтных значений.
- Объем калибратора в мл (mL).


Символ	Наименование символа
	Использовать до
LOT	Код партии

	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Температурный диапазон
	Маркировка знаком CE
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Биологическая опасность

Потребительская маркировка изделия

Оригинальная маркировка изделия (потребительской упаковки) содержит следующую информацию и символы:

- Сокращённое наименование изделия;
- Состав изделия (PACKAGING SPECIFICATIONS)
- Логотип изготовителя.
- QR-код

Символ	Наименование символа
	Использовать до
	Код партии
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Температурный диапазон
	Маркировка знаком CE
	Изготовитель
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Биологическая опасность

На потребительскую упаковку нанесен стикер на русском языке →

Стикер содержит следующую информацию и символы:

Стикер содержит следующую информацию и символы:

- Полное и сокращённое наименование изделия;
- Состав изделия;

- Надпись «Информацию на стикере считать приоритетной»;
- Надпись «Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке»;
- Надпись «Только для диагностики in vitro»;
- Надпись «Только для профессионального применения»;
- Надпись «Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют»;
- Номер регистрационного удостоверения;
- Информацию об уполномоченном представителе производителя.

Символ	Наименование символов
	Изготовитель
	Обратитесь к инструкции по применению

На транспортную упаковку нанесен стикер на русском языке

Стикер содержит следующую информацию и символы:

- полное и сокращённое наименование изделия;
- вариант исполнения;
- информация о массе нетто и брутто;
- информация о массе нетто потребительской упаковки;
- информацию о числе единиц потребительских упаковок в транспортной упаковке;
- информацию о габаритных размерах транспортной упаковки (длина, ширина,

высота).

Символ	Наименование символов
	Использовать до
	Код партии
	Изделие для in vitro диагностики
	Маркировка знаком CE
	Температурный диапазон
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Обратитесь к инструкции по применению
	Биологическая опасность
	Предел по количеству ярусов в штабеле

	Беречь от солнечных лучей
	Вверх
	Беречь от влаги
	Осторожно. Хрупкое

15. Комплект поставки

Изделие поставляется в следующей комплектации:

Набор калибраторов для количественного определения С-реактивного белка иммунонефелометрическим методом в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики in vitro (C-Reactive Protein Calibrator), в составе:

- Калибратор 1–1 x 0,5мл.;
- Калибратор 2–1 x 0,5мл.;
- Калибратор 3–1 x 0,5мл.;
- Калибратор 4–1 x 0,5мл.;
- Калибратор 5–1 x 0,5мл.;
- Калибратор 6–1 x 0,5мл.;
- Таблица референтных значений – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

16. Претензии по качеству

Адрес для приема рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»;

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр 1, пом 17;

Телефон: +7(499)2816768

Адрес электронной почты: info@beawire.com

17. Сведения о производителе изделия

Производитель:	Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd., («Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологджи Ко., Лтд.»), Китай
Адрес производителя:	10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, China (10 Флоор, Билдинг Б, Хигх-теч Парк, Гуангкюиао Рoad, Тианлиао Цоммуниты, Ютанг Стреет, Гуангминг Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай)
Место производства:	Floor 1 & 4, Area A, Building B, Yeming mold industrial park, Genyu Road, Tianliao

Community, Yutang subdistrict office,
Guangming New District, Shenzhen 518132,
P.R. China (Шэньчжэнь Дайминд
Биотекнолоджи Ко., Лтд., КНР, 518132,
Шэньчжэнь, новый район Гуанмин, офис
подрайона Юйтан, микрорайон Тяньляо,
улица Гэньюй, Промышленный парк
моделей Ехуа, корпус Б, секция А, этажи 1
и 4)

СЕРТИФИКАТ

Совет Китая по развитию международной торговли

Совет Китая по развитию международной торговли - Международная торговая палата

**Совет Китая по развитию международной торговли
Международная торговая палата Китая**

СЕРТИФИКАТ

№ 224403A0/045562

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, что печать компании «ШЭНЬЧЖЭНЬ ДАЙМИНД
БИОТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.» на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

См. удостоверение подлинности на русском языке на следующей странице.

Совет Китая по развитию международной
торговли
Печать: [Совет Китая по развитию
международной торговли // СЕРТИФИКАЦИЯ]
Подпись уполномоченного лица: /подпись/
Чжоу Сяюань
Дата: 10 октября 2022 г.

Тисненая печать: [Совет Китая по
развитию международной торговли
// СЕРТИФИКАЦИЯ]

Печать: [Совет Китая по развитию
международной торговли // СЕРТИФИКАЦИЯ]

Веб-сайт для проверки подлинности сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

ОДОБРЕНО

/подпись/

ПИНЬИ ЖЭНЬ

Директор по вопросам регулирования

«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологджи Ко., Лтд.»

08.09.2022 г.

Печать: «Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологджи Ко., Лтд.»

Перевод данного текста выполнен переводчиком Юдиным Юрием Константиновичем

Российская Федерация

Город Москва.

Восьмого декабря две тысячи двадцать второго года.

Я, Прокошенкова Елена Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Юдина Юрия Константиновича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-п/77-2022-

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Е.Е. Прокошенкова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 17 лист (-а,-ов).

Е.Е. Прокошенкова