

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Первый заместитель генерального директора  
 государственного предприятия  
 «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»  
  
 М.В. Журович  
 «26» апреля 2023 г.

**Инструкция по эксплуатации  
 на медицинское изделие  
 СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ЧРЕСКОСТНОГО  
 ОСТЕОСИНТЕЗА**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ .....                                                                    | 3  |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ .....                                                                      | 4  |
| 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....                                                                                    | 4  |
| 4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ .....                                                                               | 6  |
| 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ .....                                                                                     | 6  |
| 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....                                                                                | 6  |
| 7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ .....                                                                          | 7  |
| 8. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ .....                                                                   | 7  |
| 9. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ВСТУПАЮЩИХ В КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА .....                                      | 7  |
| 10. ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ .....                                                     | 10 |
| 11. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ .....                                                      | 11 |
| 12. ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ,<br>ХАРАКТЕРИСТИК (СВОЙСТВ) МИ .....          | 22 |
| 13. СТЕРИЛЬНОСТЬ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ .....                                                                         | 23 |
| 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ .....                                                                   | 24 |
| 15. УПАКОВКА .....                                                                                            | 24 |
| 16. МАРКИРОВКА .....                                                                                          | 24 |
| 17. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....                                                                                | 26 |
| 18. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....                                                                        | 26 |
| 19. УТИЛИЗАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .....                                                   | 26 |
| 20. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....                                                                           | 27 |
| 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ (ИЗГОТОВИТЕЛЕМ) МЕДИЦИНСКОГО<br>ИЗДЕЛИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ..... | 27 |
| 22. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ .....                                                                          | 28 |
| 23. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ .....                                                          | 28 |

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система имплантатов для чрескостного остеосинтеза:

1. Спица для скелетного вытяжения прямая, Ø0,8 мм, Ø1,0 мм, Ø1,2 мм, Ø1,5 мм, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-500 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт.;
2. Спица с упорной площадкой, Ø1,5 мм, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-500 мм, с шагом 10,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);
3. Спица реперная, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-300 мм, с шагом 10,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);
4. Стержень Шанца, Ø6,0 мм; длина 80-300 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
5. Стержень метафизарный, Ø5,0 мм; длина 80-250 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
6. Стержень диафизарный, Ø5,0 мм; длина 80-250 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
7. Стержень квадратного сечения, размер основания 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм; длина 80-400 мм, с шагом 10,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);
8. Стержень прямой (для АВФ), Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; длина 120-250 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
9. Стержень конический (для АВФ), Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; длина 120-250 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
10. Стержень плечевой (для АВФ), диаметр резьбовой части Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; Ø6,5 мм, Ø7,0 мм; длина 160-260 мм, с шагом 10,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);
11. Проволока для серкляжного шва, Ø0,6 мм, Ø0,7 мм, Ø0,8 мм, Ø1,0 мм, Ø1,2 мм, Ø1,5 мм; длина 1,0-20,0 м/п, с шагом 1,0 м/п – не более 100 шт.;
12. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) узкая, количество отверстий 2-16 – не более 50 шт. (при необходимости);
13. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) широкая, количество отверстий 4-20 – не более 50 шт. (при необходимости);
14. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) для малых фрагментов, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
15. Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) узкая, количество отверстий 4-16 – не более 50 шт. (при необходимости);
16. Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) широкая, количество отверстий 4-20 – не более 50 шт. (при необходимости);
17. Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) для малых фрагментов, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
18. Пластина прямая полутрубчатая, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
19. Пластина прямая третьетрубчатая, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
20. Пластина прямая реконструкционная, количество отверстий 4-15 – не более 50 шт. (при необходимости);
21. Пластина прямая реконструкционная мини, количество отверстий 4-20 – не более 50 шт. (при необходимости);
22. Пластина фигурная Т-образная, количество отверстий 3-12 – не более 50 шт. (при

необходимости);

23. Пластина фигурная L-образная, левая, правая, количество отверстий 3-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
24. Пластина фигурная Y-образная, левая, правая, количество отверстий 3-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
25. Пластина фигурная опорно-мышечковая, левая, правая, количество отверстий 3-16 – не более 50 шт. (при необходимости);
26. Пластина фигурная L-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
27. Пластина фигурная Т-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
28. Пластина фигурная Y-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
29. Пластина фигурная лист Клевера, количество отверстий 3-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
30. Винт кортикальный самонарезающийся, Ø1,5 мм, Ø2,0 мм, Ø2,7 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм; длина 6-100 мм, с шагом 1,0 мм; с полной и неполной резьбой – не более 100 шт. (при необходимости);
31. Винт спонгиозный самонарезающийся, Ø4,0 мм, Ø6,5 мм; длина 20-150 мм, с шагом 1,0 мм; с полной и неполной резьбой – не более 100 шт. (при необходимости);
32. Винт маллеоларный, Ø4,5 мм; длина 20-120 мм, с шагом 1,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
33. Винт-стяжка, диаметр резьбовой части Ø3,0 мм, Ø4,0 мм, Ø5,0 мм; длина 40-120 мм, с шагом 20,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);
34. Винт-стяжка для крестцово-подвздошного сочленения, длина 60-200 мм, с шагом 20,0 мм – не более 20 шт. (при необходимости);
35. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Медицинское изделие предназначено для применения в травматологии и ортопедии, а именно для фиксации переломов и неслучайных переломов конечностей.

Область применения – травматология и ортопедия.

Условия применения – хирургические и травматологические отделения лечебных, лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Потенциальный потребитель – врач-хирург (травматолог), ортопед.

Медицинское изделие является имплантируемым, постоянного контакта (возможность непрерывного использования более 30 суток).

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Система имплантатов для чрескостного остеосинтеза:

1. Спица для скелетного вытяжения прямая, Ø0,8 мм, Ø1,0 мм, Ø1,2 мм, Ø1,5 мм, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-500 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт.;
2. Спица с упорной площадкой, Ø1,5 мм, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-500 мм, с шагом 10,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);
3. Спица реперная, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-300 мм, с

- шагом 10,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);
4. Стержень Шанца, Ø6,0 мм; длина 80-300 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
  5. Стержень метафизарный, Ø5,0 мм; длина 80-250 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
  6. Стержень диафизарный, Ø5,0 мм; длина 80-250 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
  7. Стержень квадратного сечения, размер основания □2,0 мм, □2,5 мм, □3,0 мм, □3,5 мм, □4,0 мм, □4,5 мм, □5,0 мм; □5,5 мм, □6,0 мм, □6,5 мм, □7,0 мм; □7,5 мм, □8,0 мм; длина 80-400 мм, с шагом 10,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);
  8. Стержень прямой (для АВФ), Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; длина 120-250 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
  9. Стержень конический (для АВФ), Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; длина 120-250 мм, с шагом 10,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
  10. Стержень пяточный (для АВФ), диаметр резьбовой части Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; Ø6,5 мм, Ø7,0 мм; длина 160-260 мм, с шагом 10,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);
  11. Проволока для серкляжного шва, Ø0,6 мм, Ø0,7 мм, Ø0,8 мм, Ø1,0 мм, Ø1,2 мм, Ø1,5 мм; длина 1,0-20,0 м/п, с шагом 1,0 м/п – не более 100 шт.;
  12. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) узкая, количество отверстий 2-16 – не более 50 шт. (при необходимости);
  13. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) широкая, количество отверстий 4-20 – не более 50 шт. (при необходимости);
  14. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) для малых фрагментов, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
  15. Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) узкая, количество отверстий 4-16 – не более 50 шт. (при необходимости);
  16. Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) широкая, количество отверстий 4-20 – не более 50 шт. (при необходимости);
  17. Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) для малых фрагментов, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
  18. Пластина прямая полутрубчатая, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
  19. Пластина прямая третьетрубчатая, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
  20. Пластина прямая реконструкционная, количество отверстий 4-15 – не более 50 шт. (при необходимости);
  21. Пластина прямая реконструкционная мини, количество отверстий 4-20 – не более 50 шт. (при необходимости);
  22. Пластина фигурная Т-образная, количество отверстий 3-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
  23. Пластина фигурная L-образная, левая, правая, количество отверстий 3-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
  24. Пластина фигурная Y-образная, левая, правая, количество отверстий 3-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
  25. Пластина фигурная опорно-мышечковая, левая, правая, количество отверстий 3-16 – не более 50 шт. (при необходимости);
  26. Пластина фигурная L-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
  27. Пластина фигурная Т-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12 – не

- более 50 шт. (при необходимости);
28. Пластина фигурная Y-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
  29. Пластина фигурная лист Клевера, количество отверстий 3-12 – не более 50 шт. (при необходимости);
  30. Винт кортикальный самонарезающийся, Ø1,5 мм, Ø2,0 мм, Ø2,7 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм; длина 6-100 мм, с шагом 1,0 мм; с полной и неполной резьбой – не более 100 шт. (при необходимости);
  31. Винт спонгиозный самонарезающийся, Ø4,0 мм, Ø6,5 мм; длина 20-150 мм, с шагом 1,0 мм; с полной и неполной резьбой – не более 100 шт. (при необходимости);
  32. Винт маллеоларный, Ø4,5 мм; длина 20-120 мм, с шагом 1,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);
  33. Винт-стяжка, диаметр резьбовой части Ø3,0 мм, Ø4,0 мм, Ø5,0 мм; длина 40-120 мм, с шагом 20,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);
  34. Винт-стяжка для крестцово-подвздошного сочленения, длина 60-200 мм, с шагом 20,0 мм – не более 20 шт. (при необходимости);
  35. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

В комплект поставки системы имплантатов для чрескостного остеосинтеза входит количество продукции и ее номенклатура, которые предварительно согласовываются с заказчиком, а также инструкция по эксплуатации.

#### 4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Открытые и закрытые переломы длинных трубчатых костей, в том числе инфицированные переломы конечностей;
- Ортопедические реконструктивно-пластические операции на длинных трубчатых костях;
- Мелкие оскольчатые переломы;
- Переломы костей таза.

#### 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Индивидуальная непереносимость;
- Локальная инфекция в месте хирургического вмешательства;
- Ситуации, при которых применение данных медицинских изделий нарушает анатомические структуры или физиологические процессы.

#### 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Действия, которых следует избегать:

- При вертикализации (ходьбе) следует пользоваться костылями, нагрузка конечности массой тела не должна превышать пределы, разрешенные лечащим (оперирующим) врачом;
- Запрещена самостоятельная коррекция положения элементов фиксатора без согласования с лечащим врачом.
- Следует избегать контакта сегмента травмированной конечности с водой (купание, душ, ванна) в области расположения стержней (спиц) на период лечения в аппарате.

Возможные меры предосторожности, которые следует предпринять при нормальной повседневной деятельности:

- Избегать лестниц, ходьбы по неровной поверхности.
- Избегать неосторожных резких движений, контролировать нагрузку на травмированную конечность.

При ослаблении конструкции аппарата для внешней фиксации, собранного из имплантатов, комплектов узлов и деталей рекомендуется обратиться к врачу.

## 7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможные побочные действия - индивидуальная реакция на материалы имплантатов.

## 8. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 2Б.

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ВСТУПАЮЩИХ В КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

| Система имплантатов для черепно-лицевого остеосинтеза:                                                                                                        | Материал          | Марка материала | Производитель материала       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. Спица для скелетного вытяжения прямая, Ø0,8 мм, Ø1,0 мм, Ø1,2 мм, Ø1,5 мм, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-500 мм, с шагом 10,0 мм; | нержавеющая сталь | AISI 316LVM     | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 2. Спица с упорной площадкой, Ø1,5 мм, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-500 мм, с шагом 10,0 мм;                                        | нержавеющая сталь | AISI 316LVM     | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 3. Спица реперная, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-300 мм, с шагом 10,0 мм;                                                            | нержавеющая сталь | AISI 316LVM     | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 4. Стержень Шанца, Ø6,0 мм; длина 80-300 мм, с шагом 10,0 мм;                                                                                                 | нержавеющая сталь | AISI 316LVM     | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 5. Стержень метафизарный, Ø5,0 мм; длина 80-250 мм, с шагом 10,0 мм;                                                                                          | нержавеющая сталь | AISI 316LVM     | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 6. Стержень диафизарный, Ø5,0 мм; длина 80-250 мм, с шагом 10,0 мм;                                                                                           | нержавеющая сталь | AISI 316LVM     | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 7. Стержень квадратного сечения, размер основания 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм;                                                     | титановый сплав   | BT6             | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |

|                                                                                                                                                                              |                   |             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| мм; 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм; 7,5 мм, 8,0 мм; длина 80-400 мм, с шагом 10,0 мм;                                                                                        |                   |             |                            |
| 8. Стержень прямой (для АБФ), Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; длина 120-250 мм, с шагом 10,0 мм;                                              | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 9. Стержень конический (для АБФ), Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; длина 120-250 мм, с шагом 10,0 мм;                                          | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 10. Стержень латочный (для АБФ), диаметр резьбовой части Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; Ø6,5 мм, Ø7,0 мм; длина 160-260 мм, с шагом 10,0 мм; | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 11. Проволока для серкляжного шва, Ø0,6 мм, Ø0,7 мм, Ø0,8 мм, Ø1,0 мм, Ø1,2 мм, Ø1,5 мм; длина 1,0-20,0 м/п, с шагом 1,0 м/п;                                                | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 12. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) узкая, количество отверстий 2-16;                                                                                    | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 13. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) широкая, количество отверстий 4-20;                                                                                  | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 14. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) для малых фрагментов, количество отверстий 2-12;                                                                     | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 15. Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) узкая, количество отверстий 4-16;                                                          | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 16. Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) широкая, количество отверстий 4-20;                                                        | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 17. Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) для малых                                                                                  | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |

|                                                                                                                                    |                   |             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| фрагментов, количество отверстий 2-12;                                                                                             |                   |             |                               |
| 18. Пластина прямая полутрубчатая, количество отверстий 2-12;                                                                      | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 19. Пластина прямая третьетрубчатая, количество отверстий 2-12;                                                                    | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 20. Пластина прямая реконструкционная, количество отверстий 4-15;                                                                  | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 21. Пластина прямая реконструкционная мини, количество отверстий 4-20;                                                             | титановый сплав   | BT6         | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| 22. Пластина фигурная Т-образная, количество отверстий 3-12;                                                                       | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 23. Пластина фигурная L-образная, левая, правая, количество отверстий 3-12;                                                        | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 24. Пластина фигурная Y-образная, левая, правая, количество отверстий 3-12;                                                        | титановый сплав   | BT6         | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| 25. Пластина фигурная опорно-мышечковая, левая, правая, количество отверстий 3-16;                                                 | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |
| 26. Пластина фигурная L-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12;                                                 | титановый сплав   | BT6         | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| 27. Пластина фигурная Т-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12;                                                 | титановый сплав   | BT6         | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| 28. Пластина фигурная Y-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12;                                                 | титановый сплав   | BT6         | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| 29. Пластина фигурная лист Клевера, количество отверстий 3-12;                                                                     | титановый сплав   | BT6         | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| 30. Винт кортикальный самонарезающийся, Ø1,5 мм, Ø2,0 мм, Ø2,7 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм; длина 6-100 мм, с шагом 1,0 | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH    |

|                                                                                                                                                               |                   |             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| мм; с полной и неполной резьбой – не более 100 шт. (при необходимости);                                                                                       |                   |             |                            |
| 31. Винт спонгиозный самонарезающийся, Ø4,0 мм, Ø6,5 мм; длина 20-150 мм, с шагом 1,0 мм; с полной и неполной резьбой – не более 100 шт. (при необходимости); | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 32. Винт маллеоллярный, Ø4,5 мм; длина 20-120 мм, с шагом 1,0 мм – не более 100 шт. (при необходимости);                                                      | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 33. Винт-стяжка, диаметр резьбовой части Ø3,0 мм, Ø4,0 мм, Ø5,0 мм; длина 40-120 мм, с шагом 20,0 мм – не более 50 шт. (при необходимости);                   | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |
| 34. Винт-стяжка для крестцово-подвздошного сочленения, длина 60-200 мм, с шагом 20,0 мм – не более 20 шт. (при необходимости);                                | нержавеющая сталь | AISI 316LVM | ZAPP PRECISION METALS GMBH |

Медицинское изделие постоянного контакта с внутренней средой организма (мягкие ткани, кость).

## 10. ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Применение Имплантатов возможно только квалифицированным медицинским персоналом.

Имплантаты для остеосинтеза являются изделиями одноразового использования. Повторное применение изделий и применение не по назначению не допускается.

Перед использованием необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией.

В зависимости от характера перелома и выбора операционной техники квалифицированный медицинский персонал определяет использование конкретных имплантатов с учетом анатомических и физиологических параметров конкретного пациента, места локализации и способа фиксации.

Извлечение имплантатов производится квалифицированным медицинским персоналом с учетом анатомических и физиологических параметров конкретного пациента, места локализации и способа фиксации.

Пациентам, которым выполняется остеосинтез, необходимо разъяснить особенности послеоперационного режима: иммобилизация, нагрузки, сроки и интенсивность реабилитации.

Рекомендуется перед применением отобранные имплантаты проверить на совместимость с инструментами и с другими имплантатами. Так, винты должны легко и свободно вкручиваться в соответствующие резьбовые отверстия.

Импантированная конструкция может частично затруднять визуализацию перелома с помощью рентгенологического контроля. Выполнение МРТ не применимо.

Перед использованием необходимо провести расконсервацию имплантатов: промыть в струе теплой воды и протереть насухо.

Изделия поставляются не стерильными.

Медицинское изделие должно пройти цикл обработки, состоящий из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации в соответствии с режимами по МУ-287-113.

Не допускается при подготовке к работе бросать Изделия. Их необходимо укладывать на ровное место и покрывать стерильной салфеткой.

## 11. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Принцип работы аппаратов для внешней фиксации, собранных из имплантатов, комплектов узлов и деталей основан на методе управляемого наружного чрескостного остеосинтеза и заключается в фиксации и дозированном перемещении костей или их фрагментов на опорных элементах аппарата.
- Имплантаты для чрескостного остеосинтеза с помощью комплектов узлов и деталей, а также инструментов используются для сборки аппаратов внешней фиксации различной конструкции в зависимости от лечебной задачи, применительно к индивидуальным особенностям больного.

Спица для скелетного вытяжения прямая, Ø0,8 мм, Ø1,0 мм, Ø1,2 мм, Ø1,5 мм, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-500 мм, с шагом 10,0 мм используется для проведения через кость с целью фиксации костных фрагментов, а также для осуществления скелетного вытяжения.




Спица с упорной площадкой, Ø1,5 мм, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-500 мм, с шагом 10,0 мм применяется для устранения смещения костных фрагментов при лечении переломов с помощью аппарата Илизарова.




Спица реперная, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-300 мм, с шагом 10,0 мм используется для фиксации костных фрагментов, а также как направитель для использования канюлированных винтов.




Стержень Шанца, Ø6,0 мм; длина 80-300 мм, с шагом 10,0 мм используется для манипуляций костными фрагментами, а также для фиксации фрагментов перелома в стержневом аппарате внешней фиксации.




Стержень метафизарный, Ø5,0 мм; длина 80-250 мм, с шагом 10,0 мм используется для для манипуляций костными фрагментами, а также для фиксации фрагментов перелома в стержневом аппарате внешней фиксации.




Стержень диафизарный, Ø5,0 мм; длина 80-250 мм, с шагом 10,0 мм используется для для манипуляций костными фрагментами, а также для фиксации фрагментов перелома в стержневом аппарате внешней фиксации.




Стержень квадратного сечения, размер основания □2,0 мм, □2,5 мм, □3,0 мм, □3,5 мм, □4,0 мм, □4,5 мм, □5,0 мм; □5,5 мм, □6,0 мм, □6,5 мм, □7,0 мм; □7,5 мм, □8,0 мм; длина 80-400 мм, с шагом 10,0 мм используется для интрамедуллярного остеосинтеза переломов трубчатых костей.




Стержень прямой (для АВФ), Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; длина 120-250 мм, с шагом 10,0 мм используется для манипуляций костными фрагментами, а также для фиксации фрагментов перелома в стержневом аппарате внешней фиксации.




Стержень конический (для АВФ), Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; длина 120-250 мм, с шагом 10,0 мм используется для манипуляций костными фрагментами, а также для фиксации фрагментов перелома в стержневом аппарате внешней фиксации.




Стержень пяточный (для АВФ), диаметр резьбовой части Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; Ø6,5 мм, Ø7,0 мм; длина 160-260 мм, с шагом 10,0 мм используется для манипуляций костными фрагментами, а также для фиксации фрагментов перелома в стержневом аппарате внешней фиксации.




Проволока для серкляжного шва, Ø0,6 мм, Ø0,7 мм, Ø0,8 мм, Ø1,0 мм, Ø1,2 мм, Ø1,5 мм; длина 1,0-20,0 м/п, с шагом 1,0 м/п используется для фиксации фрагментов перелома.




Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) узкая, количество отверстий 2-16 используется для фиксации переломов диафизарного отдела кости.




Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) широкая, количество отверстий 4-20 используется для фиксации переломов диафизарного отдела кости.




Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) для малых фрагментов, количество отверстий 2-12 используется для фиксации переломов диафизарного отдела кости.




Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) узкая, количество отверстий 4-16 используется для фиксации переломов диафизарного отдела кости.




Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) широкая, количество отверстий 4-20 используется для фиксации переломов диафизарного отдела кости.




Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) для малых фрагментов, количество отверстий 2-12 используется для фиксации переломов диафизарного отдела кости.




Пластина прямая полутрубчатая, количество отверстий 2-12 используется для фиксации переломов диафизарного отдела кости.




Пластина прямая третьетрубчатая, количество отверстий 2-12 используется для фиксации переломов диафизарного отдела кости.




Пластина прямая реконструкционная, количество отверстий 4-15 используется для фиксации переломов диафизарного и внутри/околосуставного отдела кости.




Пластина прямая реконструкционная мини, количество отверстий 4-20 используется для фиксации переломов диафизарного и внутри/околосуставного отдела кости.




Пластина фигурная Т-образная, количество отверстий 3-12 используется для фиксации внутри/околосуставных переломов кости.




Пластина фигурная L-образная, левая, правая, количество отверстий 3-12 используется для фиксации внутри/околосуставных переломов кости.




Пластина фигурная Y-образная, левая, правая, количество отверстий 3-12 используется для фиксации внутри/околосуставных переломов кости.




Пластина фигурная опорно-мышечковая, левая, правая, количество отверстий 3-16 используется для фиксации внутри/околосуставных переломов бедренной или большеберцовой кости.




Пластина фигурная L-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12 используется для фиксации внутри/околосуставных переломов кости.




Пластина фигурная Т-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12 используется для фиксации внутри/околосуставных переломов кости.



Пластина фигурная Y-образная реконструктивная мини, количество отверстий 2-12 используется для фиксации внутри/околосуставных переломов кости.



Пластина фигурная лист Клевера, количество отверстий 3-12 используется для фиксации внутри/околосуставных переломов дистального отдела большеберцовой кости.




Винт кортикальный самонарезающийся, Ø1,5 мм, Ø2,0 мм, Ø2,7 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм; длина 6-100 мм, с шагом 1,0 мм; с полной и неполной резьбой используется для межфрагментарной фиксации переломов, а также совместно с пластинами соответствующего диаметра.



Винт спонгиозный самонарезающийся, Ø4,0 мм, Ø6,5 мм; длина 20-150 мм, с шагом 1,0 мм; с полной и неполной резьбой используется для межфрагментарной фиксации переломов, а также совместно с пластинами соответствующего диаметра.




Винт маллеоларный, Ø4,5 мм; длина 20-120 мм, с шагом 1,0 мм используется для фиксации переломов лодыжек.



Винт-стяжка, диаметр резьбовой части Ø3,0 мм, Ø4,0 мм, Ø5,0 мм; длина 40-120 мм, с шагом 20,0 мм используется для фиксации межберцового синдесмоза.



Винт-стяжка для крестцово-подвздошного сочленения, длина 60-200 мм, с шагом 20,0 мм. используется для фиксации крестцово-подвздошного сочленения, а также может использоваться для фиксации мышцеяко и лодыжек.



Для клинической проверки сращения равномерно отвинчивают гайки на стержнях, соединяющие опоры аппарата, или освобождают шаровые опоры.

Приложением дозированной нагрузки перпендикулярно оси кости определяют жесткость в месте сращения на изгиб в различных направлениях.

При снятии аппарата после отвинчивания гаек на всех стержнях резьбовых, или отвинчивания гаек на кронштейнах с шаровыми опорами. Отвинчивают гайки и болты на кронштейнах с шаровыми опорами или фиксаторах для стержней в случае применения стержней конических и цилиндрических для остеосинтеза. Отвинчивают болты-спиннефиксаторы или освобождают шайбы с пазом, или отвинчивают спицеотягиватели.

Освобождают стержни для остеосинтеза и спицы. Затем разбирают и снимают кронштейны, шаровые опоры, фиксаторы со стержней и опоры со спиц.

Кожу и участки стержней и спиц около устья каналов тщательно обрабатывают антисептическими растворами, и спицы стерильными кусочками скручивают с одной стороны, как правило, там, где тоньше слой мягких тканей. Спицы с упорной площадкой скручиваются со стороны, противоположной упору в кость.

Комплектация узлов и деталей, а также инструментов и имплантатов, которые используются для сборки аппаратов внешней фиксации различной конструкции, определяется травматологом-ортопедом в зависимости от характера повреждений, участка локализации травмы и с учетом индивидуальных особенностей пациента.

При эксплуатации аппаратов, выполненных из узлов и деталей комплекта, рекомендуется пользоваться методическими рекомендациями по чрескостному остеосинтезу, утвержденными Минздравом РФ:

- «Сроки восстановительного лечения и временной нетрудоспособности больных с переломами костей конечностей при реабилитации их методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову. Методические рекомендации» (утв. Минздравом РСФСР 12.04.1991);
  - «Чрескостный остеосинтез в травматологии и ортопедии» Минздрав РФ. Курган 2015. 7.28
- Снятие аппарата производится после рентгенологической и клинической проверки сращения фрагментов кости.

Примеры и схемы по сборке систем наружных фиксации на типовых переломах приведены в материалах, ссылки на которые указаны ниже:

- «Аппараты внешней фиксации в системе лечения множественных переломов костей нижних конечностей» Э.М.Шукуров, Гений Ортопедии №4, 2011г.;
- «Комбинированный чрескостный остеосинтез диафизарных переломов костей предплечья». Федеральное Агентство по высокотехнологичной медицинской помощи ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий», 197046, Санкт-Петербург.

## 12. ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК (СВОЙСТВ) МИ

Рабочая часть спицы должна иметь трехгранную или перомидную заточку, ширина кромки на конце рабочей части спиц должна быть в пределах 0,1-0,2 мм без зазубрин, трещин, выкрошенных мест.

Имплантаты должны быть прямолинейными, без волнистостей и перегибов. Допускаемое отклонение от прямолинейности 0,3 мм на всей длине цилиндрической части.

Поверхность должна быть без раковин, забоин, трещин, царапин и заусенцев.

Параметры шероховатости Ra поверхностей имплантатов должны быть не более 3,2 мкм по ГОСТ 2789

Твердость по Виккерсу для имплантатов из нержавеющей стали, не менее 400 HV.

Твердость по Виккерсу для имплантатов из титана, не менее 900 HV.

Имплантаты должны быть коррозионностойкими в условиях хранения и эксплуатации.

Медицинские изделия должны быть устойчивы в процессе эксплуатации к воздействию климатических факторов, соответствующих климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4.2.

Медицинские изделия при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для районов с умеренным и холодным климатом по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150.

Средний срок службы должен быть 5 лет. За критерий предельного состояния принимается появление неустраняемой коррозии.

Медицинские изделия должны быть стойкими к воздействию биологически активных жидкостей.

Проверка устойчивости медицинских изделий к циклу обработки проводят трехкратной обработкой, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, и стерилизации в соответствии режимными по МУ-287-113.

Результаты испытаний считаются положительными, если по их окончании отсутствуют следы коррозии.

Основные размеры, параметры шероховатости и масса приведены в конструкторской документации (Приложение 2). Для значений всех характеристик допуски составляют  $\pm 10\%$ , если не указано иное.

Минимальный крутящий момент на разрыв и минимальный угол поворота при повреждении винтов кортикальных самонарезающихся, винтов спонгиозных самонарезающихся, винтов маллолярных в соответствии с ГОСТ Р 50581-1:

| Вариант исполнения                          | Минимальный крутящий момент на разрыв, Н*м | Минимальный угол поворота при повреждении (если открыто пять нитей резьбы) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Винт кортикальный самонарезающийся, Ø1,5 мм | 0,2                                        | 150°                                                                       |
| Винт кортикальный самонарезающийся, Ø2,0 мм | 0,35                                       | 150°                                                                       |
| Винт кортикальный самонарезающийся, Ø2,7 мм | 1                                          | 180°                                                                       |
| Винт кортикальный самонарезающийся, Ø3,5 мм | 2,3                                        | 180°                                                                       |
| Винт кортикальный самонарезающийся, Ø4,0 мм | 4                                          | 180°                                                                       |
| Винт кортикальный самонарезающийся, Ø4,5 мм | 4,4                                        | 180°                                                                       |
| Винт кортикальный самонарезающийся, Ø5,0 мм | 5,5                                        | 180°                                                                       |
| Винт спонгиозный самонарезающийся, Ø4,0 мм  | 1,3                                        | 90°                                                                        |
| Винт спонгиозный самонарезающийся, Ø6,5 мм  | 6,2                                        | 90°                                                                        |
| Винт маллеоларный, Ø4,5 мм                  | 4,4                                        | 180°                                                                       |

### 13. СТЕРИЛЬНОСТЬ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Медицинские изделия поставляются нестерильными.

Медицинские изделия должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации в соответствии с режимами по МУ-287-113. Перед применением медицинские изделия должны пройти цикл обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации в соответствии с режимами по МУ-287-113 или в соответствии с инструкциями медицинских учреждений, не противоречащих режимам по МУ-287-113.

### 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Медицинские изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

### 15. УПАКОВКА

Перед упаковыванием имплантаты должны быть по ГОСТ 9.014 обезжирены и упакованы в полиэтиленовую упаковку, внутрь которой вкладывается этикетка. В случае поставки законсервированными для условий хранения "Ж": ВЗ-О; ВУ-4, согласно комплектности, имплантаты должны быть уложены в картонные коробки типа I ГОСТ 33781, изготовленные из коробочного картона марки А или Б ГОСТ 7933. Предельный срок хранения в заводской упаковке, в том числе без переконсервации - 5 лет. По истечении срока консервации в случае, если заводская упаковка была вскрыта, для продолжения хранения имплантатов, они должны быть подвергнуты переконсервации и вновь упакованы в герметичную упаковку.

### 16. МАРКИРОВКА

На каждой индивидуальной упаковке должно быть указано:

- наименование и адрес изготовителя или, если необходимо, уполномоченного представителя, включая, по крайней мере, город и страну;
- наименование изделия, обозначение модели, типоразмер и, при необходимости, номер партии или серийный номер изделия с соответствующим обозначением;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- условный знак "Н" или надпись "Нержавеющая сталь" (для инструментов из коррозионно-стойкой стали), "Ti" или "Титан" (для инструментов из титановых сплавов);
- символ «НЕСТЕРИЛЬНО» ;
- дата производства и срок годности (хранения);

- символ «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО» ;
- специальные условия хранения и/или обращения;
- предупреждения или предостережения по применению (при необходимости);
- число имплантов в одной упаковке.

### Макет индивидуальной упаковки:

Спица для скелетного вытяжения прямая, Ø0,8 мм; длина 200 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Юнитекс», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфен группа», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Родинская, дом 4, Э 3 ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 01.01.200-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Транспортная маркировка коробок - по ГОСТ 14192.

На каждой коробке должно быть указано:

- наименование и адрес изготовителя или, если необходимо, уполномоченного представителя, включая, по крайней мере, город и страну;

- наименование изделия;

- символ Номер по каталогу

- символ Дата изготовления

- символ Не стерильно

- символ Не использовать повторно

- символ «Хрупкое. Осторожно»

- символ «Бережь от влаги»

- символ «Верх»

### Макет транспортной упаковки:

## СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Юнитекс», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфен группа», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Родинская, дом 4, Э 3 ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

01.10.2021



Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 01.01.200-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

## 17. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Медицинские изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ 4.2., с ограничением температуры эксплуатации от плюс 0 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

## 18. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.

## 19. УТИЛИЗАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По истечении срока эксплуатации Медицинское изделие подлежит утилизации согласно Раздела X СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и относятся к классу Б (эпидемиологически опасные отходы).

Обезвреживание, обезреживание медицинских отходов классов Б может осуществляться централизованным или децентрализованным способом, при котором участок по обращению с отходами располагается в пределах территории организации, осуществляющей медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность.

## 20. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

## 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ (ИЗГОТОВИТЕЛЕМ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»;

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации»;

ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»;

ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;

ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и её компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний»;

ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»;

ГОСТ ISO 5836-2011 «Имплантаты для хирургии. Металлические пластинки для скрепления отломков кости. Отверстия под винты с асимметричной резьбой и сферической опорной поверхностью» по пунктам раздела 3;

ГОСТ Р 50582-93 «Имплантаты для хирургии. Металлические костные шурупы со специальной резьбой, сферической головкой и внутренним шестигранником под ключ. Размеры» по пунктам разделов 3-4;

ГОСТ Р 50581-93 «Имплантаты для хирургии. Металлические шурупы для костей с асимметричной резьбой и сферической опорной поверхностью. Механические требования и методы испытаний» по пунктам раздела 3;

ГОСТ Р ИСО 14630-2017 «Имплантаты хирургические неактивные Общие требования» по пунктам разделов 5,7;

ГОСТ ISO 9585-2011 «Имплантаты для хирургии. Определение прочности и жесткости на изгиб металлических пластинок для скрепления отломков кости» по пунктам 4.3, 5.2, 5.3

ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики»;

ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 «Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод измерения».

## 22. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ "Политехник"».

Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1.

## 23. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Общество с ограниченной ответственностью "Орфан групп".

Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А.

# Приложение 1

## Инструкция

Процесс очистки, дезинфекции и стерилизации имплантатов для их использования в стерильном виде

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внимание                                                                                                                                                                                                                            | Запрещается подвергать повторной обработке уже использованные имплантаты.<br>Запрещается использовать щетки из материалов, которые могут повредить поверхность имплантатов (натуральные щетины, металл)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Подготовка                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Место использования                                                                                                                                                                                                                 | Нет специальных требований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Защита и транспортирование                                                                                                                                                                                                          | Нет специальных требований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Подготовка                                                                                                                                                                                                                          | Нет специальных требований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Очистка автоматическая                                                                                                                                                                                                              | Оборудование: ультразвуковая ванна (далее-УЗ), моющее средство «Велтолен» (VELT) (по МУ 287-113), проточная питьевая вода по ГОСТ Р 51232<br>Метод:<br>1. Подготовить 1%-й раствор моющего средства<br>2. Залить в УЗ ванну<br>3. Поместить имплантат в УЗ ванну<br>4. Цикл проводится минимум 15 минут мытьем и 2 минуты ополаскиванием проточной питьевой водой по ГОСТ Р 51232<br>5. Осмотреть имплантат на наличие следов грязи. При необходимости провести ручную очистку |
| Очистка ручная/                                                                                                                                                                                                                     | Оборудование: моющее средство «Велтолен» (VELT), щетка, проточная питьевая вода по ГОСТ Р 51232<br>Метод:<br>1. Подготовить 1 %-й раствор моющего средства, либо 1,5%-й раствор моющего средства<br>2. Все поверхности очистить с помощью щетки и раствора моющего средства<br>3. Промыть под проточной питьевой водой по ГОСТ Р 51232 в течение минимум двух минут. Осмотреть на наличие следов грязи. При необходимости повторить процедуру                                  |
| Дезинфекция                                                                                                                                                                                                                         | Оборудование: ванна, дезинфицирующий раствор в соответствии с МУ 287-113.<br>Дезинфицирующий раствор следует использовать в I соответствии с инструкцией по его применению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| При применении автоматической очистки в качестве термической дезинфекции необходимо выполнять рекомендации производителя мойки-дезинфектора, производителя моющего дезинфицирующего средства. Циклы данной процедуры приведены ниже |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Цикл                       | Минимальное время, мин. | Минимальная температура/вода              | Средство        |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Предварительное промывание | 2                       | Холодная водопроводная вода               | -               |
| Первое промывание          | 2                       | Холодная водопроводная вода (<40°C)       | Моющее средство |
| Второе промывание          | 5                       | Тёплая водопроводная вода (>40°C)         | Моющее средство |
| Ополаскивание              | 2                       | Тёплая дистиллированная вода по ГОСТ 6709 | -               |
| Термическая дезинфекция    | 5                       | >93°C                                     | -               |
| Сушка                      | 40                      | >90°C                                     | -               |

Внимание: оборудование для мойки/дезинфекции должно соответствовать требованиям ГОСТ ISO 15883-1.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сушка                     | Если сушка является частью цикла «Дезинфекция», то температура не должна превышать 120°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Техническое обслуживание  | Удалить имплантаты, если обнаружены следы повреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Упаковка для стерилизации | Индивидуальная. Имплантаты следует поместить в упаковку, подходящую для паровой стерилизации согласно требованиям ГОСТ ISO 11607-1. Рекомендуется использовать упаковку для стерилизации «Пакеты и рулоны «Клинипак» для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации по ТУ 9398-001-69745848-2011» производства ООО «Клинипак» (регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12874 от 04.09.2018). Рабочий объем пакета для стерилизации должен быть заполнен не более, чем на 75%. Необходимо оставлять минимум 1,5 см между изделием и краем пакета (швом) для лучшей циркуляции воздуха. Располагать пакеты в загрузочной корзине следует бумага к бумаге, пленка к пленке. Следует ознакомиться с инструкцией по применению к медицинскому изделию (упаковке для паровой стерилизации) «Пакеты и рулоны «Клинипак» для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации по ТУ 9398-001-69745848-2011» производства ООО «Клинипак» (регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12874 от 04.09.2018). |
| Стерилизация              | Оборудование: паровой стерилизатор<br>Метод:<br>Стерилизация проводится в паровом стерилизаторе в течение 20 (+2) минут при температуре 132°C (±2) и номинальном давлении 0,20 (±0,02) МПа или в течение 5 (+1) минут при температуре 134°C и номинальном давлении 0,21 (±0,01) МПа по МУ 287-113. Допустимые отклонения параметров по МУ 287-113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Внимание                  | Эксплуатируемое оборудование и его монтаж должны быть аттестованы и валидированы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Хранение                  | Упаковки с простерилизованными изделиями следует хранить в закрытых шкафах в чистых сухих помещениях. После стерилизации в упаковках «Пакеты и рулоны «Клинипак» для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации по ТУ 9398001-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 69745848-2011» Имплантаты рекомендуется использовать в течение 1 года со дня стерилизации.               |
| Дополнительная информация | При стерилизации необходимо убедиться, что максимальная нагрузка не была превышена в одном стерилизаторе |
| Реквизиты изготовителя    | Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1                                       |

Организация, занимающаяся обработкой, несет ответственность за проведение санитарной обработки и использование оборудования, материалов и привлечение персонала, обеспечивающих необходимый результат. Любые отклонения от процедуры, установленной в инструкции, должны быть оценены с точки зрения эффективности и возможных неблагоприятных последствий.


## Приложение 2

Основные размеры, параметры шероховатости и масса.

1. Спица для скелетного вытяжения прямая, Ø0,8 мм, Ø1,0 мм, Ø1,2 мм; длина 100-500 мм, с шагом 10,0 мм;

ИШПЖ108.001.01.01.00.001

√ Ra 0,8



1 Пример условного обозначения спицы для скелетного вытяжения прямой диаметром  $D=12$  мм и длиной  $L=300$  мм  
ИШПЖ108.001.01.01.00.001-03.21 Спица для скелетного вытяжения прямая

2 Остальные ТТ по СТБ 1014-95

Таблицы исполнений см. на листе 2

ИШПЖ108.001.01.01.00.001

Спица для скелетного  
вытяжения прямая

AISI 316L VM ASTM F138

Лист 1 из 2  
Стр. 1 из 1  
Лист 1 из 2  
Лист 2 из 2  
Государственное предприятие  
Научно-технологический  
парк БНТУ "Технопарк"

ИШПЖ108.001.01.01.00.001

Таблица 1

| Обозначение                 | D, мм |        | Углы 1 и 2 |
|-----------------------------|-------|--------|------------|
|                             | Нижн. | Верхн. |            |
| ИШПЖ108.001.01.01.00.001-01 | 10    | 12     | 4,0        |
| -02                         | 10    | 12     | 6,3        |
| -03                         | 12    | 12     | 9,0        |

Таблица 2

| Дополнительный<br>номер исполнения | L, мм |        |
|------------------------------------|-------|--------|
|                                    | Нижн. | Верхн. |
| 01                                 | 300   |        |
| 02                                 | 310   |        |
| 03                                 | 320   |        |
| 04                                 | 330   |        |
| 05                                 | 340   |        |
| 06                                 | 350   |        |
| 07                                 | 360   |        |
| 08                                 | 370   |        |
| 09                                 | 380   |        |
| 10                                 | 390   |        |
| 11                                 | 400   |        |
| 12                                 | 410   |        |
| 13                                 | 420   |        |
| 14                                 | 430   |        |
| 15                                 | 440   |        |
| 16                                 | 450   |        |
| 17                                 | 460   |        |
| 18                                 | 470   |        |
| 19                                 | 480   |        |
| 20                                 | 490   |        |
| 21                                 | 500   |        |
| 22                                 | 510   |        |
| 23                                 | 520   |        |
| 24                                 | 530   |        |
| 25                                 | 540   |        |
| 26                                 | 550   |        |

Продолжение таблицы 2

| Дополнительный<br>номер исполнения | L, мм |        |
|------------------------------------|-------|--------|
|                                    | Нижн. | Верхн. |
| 27                                 | 360   |        |
| 28                                 | 370   |        |
| 29                                 | 380   |        |
| 30                                 | 390   |        |
| 31                                 | 400   |        |
| 32                                 | 410   |        |
| 33                                 | 420   |        |
| 34                                 | 430   |        |
| 35                                 | 440   |        |
| 36                                 | 450   |        |
| 37                                 | 460   |        |
| 38                                 | 470   |        |
| 39                                 | 480   |        |
| 40                                 | 490   |        |
| 41                                 | 500   |        |

ИШПЖ108.001.01.01.00.001

Лист 2

2. Спица для скелетного вытяжения прямая, Ø1,5 мм, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длиной 100-500 мм, с шагом 10,0 мм;

|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----|--------------|---|--------|----------|--|
| ИШПЖ108.001.02.02.00.001                                                                                                                                                                                                                                 | √ Ra 0,8     |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| <p>1 Пример условного обозначения спицы для скелетного вытяжения прямой диаметром <math>D=2,0</math> мм и длиной <math>L=300</math> мм<br/>ИШПЖ108.001.02.02.00.001-03.21 Спица для скелетного вытяжения прямая</p> <p>2 Остальные ТТ по СТБ 1014-95</p> |              |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| <p>Таблицы исполнений см. на листе 2</p>                                                                                                                                                                                                                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| ИШПЖ108.001.02.02.00.001                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| Изн. Лист                                                                                                                                                                                                                                                | № докум.     | Подп.   | Дата     | Спица для скелетного вытяжения прямая                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| Разраб.                                                                                                                                                                                                                                                  | Аншлиц       |         | 07.06.20 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Лист</td> <td style="width: 10%;">Масса</td> <td style="width: 10%;">Масштаб</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>(н. табл. 1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Лист 1</td> <td>Листов 2</td> <td></td> </tr> </table> | Лист | Масса | Масштаб | 01 | (н. табл. 1) | - | Лист 1 | Листов 2 |  |
| Лист                                                                                                                                                                                                                                                     | Масса        | Масштаб |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                       | (н. табл. 1) | -       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| Лист 1                                                                                                                                                                                                                                                   | Листов 2     |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| Проб.                                                                                                                                                                                                                                                    | Вечарко      |         | 07.06.20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| Т.контр.                                                                                                                                                                                                                                                 | Уласевич В.  |         | 07.06.20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| И.контр.                                                                                                                                                                                                                                                 | Нисс         |         | 01.08.21 | <p><b>AISI 316L VM ASTM F138</b></p> <p>Государственное предприятие<br/>Научно-технологический парк ВНТУ «Политехник»</p>                                                                                                                                                                                       |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| Утв.                                                                                                                                                                                                                                                     | Алексеев     |         | 07.06.20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         |    |              |   |        |          |  |
| Копирован                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |          | Формат А4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |         |    |              |   |        |          |  |

3. Стяж с упорной площадкой, Ø1,5 мм, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм;  
длина 100-500 мм, с шагом 10,0 мм;

ИИИТК108.00102.02.00.001

Таблица 1

| Обозначение                 | D, мм |      | d, мм | d, мм | Масса 1 м, г |
|-----------------------------|-------|------|-------|-------|--------------|
|                             | Нормы | Факт |       |       |              |
| ИИИТК108.00102.02.00.001-01 | 15    |      | 11    | 19    | 16,1         |
| -02                         | 18    |      | 14    | 22    | 28,4         |
| -03                         | 20    |      | 16    | 24    | 25,7         |
| -04                         | 22    |      | 18    | 26    | 30,4         |
| -05                         | 25    |      | 21    | 29    | 38,3         |
| -06                         | 30    |      | 26    | 34    | 56,5         |

Таблица 2

| Дополнительный<br>номер исполнения | L, мм |      |
|------------------------------------|-------|------|
|                                    | Нормы | Факт |
| 01                                 | 100   |      |
| 02                                 | 110   |      |
| 03                                 | 120   |      |
| 04                                 | 130   |      |
| 05                                 | 140   |      |
| 06                                 | 150   |      |
| 07                                 | 160   |      |
| 08                                 | 170   |      |
| 09                                 | 180   |      |
| 10                                 | 190   |      |
| 11                                 | 200   |      |
| 12                                 | 210   |      |
| 13                                 | 220   |      |
| 14                                 | 230   |      |
| 15                                 | 240   |      |
| 16                                 | 250   |      |
| 17                                 | 260   |      |
| 18                                 | 270   |      |
| 19                                 | 280   |      |
| 20                                 | 290   |      |
| 21                                 | 300   |      |
| 22                                 | 310   |      |
| 23                                 | 320   |      |
| 24                                 | 330   |      |
| 25                                 | 340   |      |
| 26                                 | 350   |      |

Продолжение таблицы 2

| Дополнительный<br>номер исполнения | L, мм |      |
|------------------------------------|-------|------|
|                                    | Нормы | Факт |
| 27                                 | 360   |      |
| 28                                 | 370   |      |
| 29                                 | 380   |      |
| 30                                 | 390   |      |
| 31                                 | 400   |      |
| 32                                 | 410   |      |
| 33                                 | 420   |      |
| 34                                 | 430   |      |
| 35                                 | 440   |      |
| 36                                 | 450   |      |
| 37                                 | 460   |      |
| 38                                 | 470   |      |
| 39                                 | 480   |      |
| 40                                 | 490   |      |
| 41                                 | 500   |      |

ИИИТК108.00102.02.00.001

Лист 2



Перед. поимен.

Справ. №

Лист и дата

Изд. №

Лист и дата

Изд. №

Лист и дата




Изд. №

Лист и дата

Изд. №

Лист и дата

ИШПЖ108.002.02.02.00.000 СБ



- 1 \* Размеры исполнительные, остальные для справок
- 2 Пример условного обозначения спицы с упорной площадкой диаметром  $D=2$  мм и длиной  $L=300$  мм ИШПЖ108.002.02.02.00.000-03.21 Спица с упорной площадкой
- 3 Остальные ТТ по СТБ 1022-96

Таблицы исполнений см. на листе 2

ИШПЖ108.002.02.02.00.000 СБ

Спица с упорной площадкой

| Авт.                                                                       | Масса       | Максимум |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 0,1                                                                        | См. табл. 1 | -        |
| Лист 1 / Листов 2                                                          |             |          |
| Государственное предприятие "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" |             |          |
| Формат А4                                                                  |             |          |

ИШПЖ108.002.02.02.00.000 СБ

Таблица 1


| Обозначение                 | $D$ , мм | $b$ , мм | $h$ , мм | Масса 1 м, кг |
|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| ИШПЖ108.002.02.02.00.000-01 | 15       | 11       | 19       | 0,01          |
| -02                         | 18       | 14       | 2,2      | 0,02          |
| -03                         | 2,0      | 16       | 2,4      | 0,03          |
| -04                         | 2,2      | 18       | 2,6      | 0,03          |
| -05                         | 2,5      | 21       | 2,9      | 0,04          |
| -06                         | 3,0      | 2,6      | 3,4      | 0,06          |

Таблица 2

| Дополнительный номер исполнения | $L$ , мм | $H^*$ , мм | Прев. откл. |
|---------------------------------|----------|------------|-------------|
| 01                              | 100      | 33,3       |             |
| 02                              | 110      | 36,6       |             |
| 03                              | 120      | 39,9       |             |
| 04                              | 130      | 43,2       |             |
| 05                              | 140      | 46,5       |             |
| 06                              | 150      | 49,8       |             |
| 07                              | 160      | 53,1       |             |
| 08                              | 170      | 56,4       |             |
| 09                              | 180      | 59,7       |             |
| 10                              | 190      | 63         |             |
| 11                              | 200      | 66,3       |             |
| 12                              | 210      | 69,6       |             |
| 13                              | 220      | 72,9       |             |
| 14                              | 230      | 76,2       |             |
| 15                              | 240      | 79,5       |             |
| 16                              | 250      | 82,8       |             |
| 17                              | 260      | 86,1       |             |
| 18                              | 270      | 89,4       |             |
| 19                              | 280      | 92,7       |             |
| 20                              | 290      | 96         |             |
| 21                              | 300      | 99,3       |             |
| 22                              | 310      | 102,6      |             |
| 23                              | 320      | 105,9      |             |
| 24                              | 330      | 109,2      |             |
| 25                              | 340      | 112,5      |             |
| 26                              | 350      | 115,8      |             |

Продолжение таблицы 2

| Дополнительный номер исполнения | $L$ , мм | $H^*$ , мм | Прев. откл. |
|---------------------------------|----------|------------|-------------|
| 27                              | 360      | 119,1      |             |
| 28                              | 370      | 122,4      |             |
| 29                              | 380      | 125,7      |             |
| 30                              | 390      | 129        |             |
| 31                              | 400      | 132,3      |             |
| 32                              | 410      | 135,6      |             |
| 33                              | 420      | 138,9      |             |
| 34                              | 430      | 142,2      |             |
| 35                              | 440      | 145,5      |             |
| 36                              | 450      | 148,8      |             |
| 37                              | 460      | 152,1      |             |
| 38                              | 470      | 155,4      |             |
| 39                              | 480      | 158,7      |             |
| 40                              | 490      | 162        |             |
| 41                              | 500      | 165,3      |             |



ИШПЖ108.002.02.02.00.000 СБ



Листов: 1

Лист №

Лист и дата

Взам. инв. №


Инв. №

Лист и дата

Инв. №

ИШПЖ108.002.06.00.00.001

✓ Ra 3,2



| Обозначение              | D, мм | Масса, г |
|--------------------------|-------|----------|
| ИШПЖ108.002.06.00.00.001 | 15    | 0,35     |
| -01                      | 18    | 0,32     |
| -02                      | 2,0   | 0,3      |
| -03                      | 2,2   | 0,28     |
| -04                      | 2,5   | 0,25     |
| -05                      | 3,0   | 0,18     |

Технические требования по СТБ 1014-95

ИШПЖ108.002.06.00.00.001

Втулка

AISI 316L VM ASTM F138

| Лист                                                                            | Масса    | Материал |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 0,1                                                                             | см табл. | -        |
| Лист                                                                            | Листов   | 1        |
| Государственное предприятие<br>Научно-технологический<br>парк БНТУ "Политехник" |          |          |



"оприходован"

Формат А4

4. Ступица реперная, Ø1,8 мм, Ø2,0 мм, Ø2,2 мм, Ø2,5 мм, Ø3,0 мм; длина 100-300 мм, с шагом 10,0 мм;

100.00103.0100.001

$\sqrt{Ra\ 0,8}$



1 Пример условного обозначения спицы реперной диаметром  $D=2$  мм и длиной  $L=300$  мм ИШПЖ108.00103.0100.001-02.21 Спица реперная  
2 Остальные ТТ по СТБ 1014-95

Таблицы исполнений см. на листе 2

ИШПЖ108.00103.0100.001

Спица  
реперная

AISI 316L VM ASTM F138

Лист 1 из 2  
Государственное предприятие  
Научно-технологический  
парк БНТУ "Политехник"

100.00103.0100.001

Таблица 1

| Обозначение               | D, мм   |         | d, мм   |         | L, мм   |              | P, мм | r, мм | r2, мм | Полная масса 1 и 2 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|--------|--------------------|
|                           | Номинал | Толщина | Номинал | Толщина | Номинал | Полная масса |       |       |        |                    |
| ИШПЖ108.00103.0100.001-01 | 18      |         | 14      |         | 20      |              | 0.5   | 0.1   | 0.3    | 20.6               |
| -02                       | 20      |         | 13      |         | 25      |              |       |       |        | 25.1               |
| -03                       | 22      | 0       | 15      | 0       | 25      | ≥2           | 0.6   | 0.1   | 0.4    | 30.6               |
| -04                       | 25      | 0.5     | 18      | 0.5     | 25      |              |       |       |        | 32.3               |
| -05                       | 30      |         | 22      |         | 28      |              | 1     | 0.2   | 0.6    | 56.5               |

Таблица 2

| Вспомогательный номер исполнения | L, мм   |              |
|----------------------------------|---------|--------------|
|                                  | Номинал | Полная масса |
| 01                               | 100     |              |
| 02                               | 150     |              |
| 03                               | 180     |              |
| 04                               | 200     |              |
| 05                               | 250     |              |
| 06                               | 300     |              |
| 07                               | 350     |              |
| 08                               | 400     |              |
| 09                               | 450     |              |
| 10                               | 500     |              |
| 11                               | 550     |              |
| 12                               | 600     |              |
| 13                               | 650     |              |
| 14                               | 700     |              |
| 15                               | 750     |              |
| 16                               | 800     |              |
| 17                               | 850     |              |
| 18                               | 900     |              |
| 19                               | 950     |              |
| 20                               | 1000    |              |
| 21                               | 1050    |              |

ИШПЖ108.00103.0100.001

.....









Лист 1

Стр. 1


Лист 1

Лист 1

Лист 1

Лист 1

ИШПЖ108.610.00.03.00.001



1 Пример условного обозначения стержня квадратного сечения со стороной  $b=4$  мм и длиной  $l=300$  мм ИШПЖ108.610.00.03.00.001-05.23  
Стержень квадратного сечения  
2 Остальные ТТ по СТБ 1014-95

Таблицы исполнений см. на листе 2

ИШПЖ108.610.00.03.00.001

| Имя/Лист   | № докум.   | Подп.      | Дата     | Лист | Масса | Расчет |
|------------|------------|------------|----------|------|-------|--------|
| Разраб.    | Борис      | Борис      | 01.01.01 | 1    | 1     | -      |
| Проф.      | Ильченко   | Ильченко   | 01.01.01 | 1    | 1     | -      |
| Удостовер. | Удостовер. | Удостовер. | 01.01.01 | 1    | 1     | -      |
| Исполн.    | Ильченко   | Ильченко   | 01.01.01 | 1    | 1     | -      |
| Удостовер. | Удостовер. | Удостовер. | 01.01.01 | 1    | 1     | -      |

Стержень  
квадратного сечения

AISI 316L VM ASTM F138

| Лист   | Масса  | Расчет |
|--------|--------|--------|
| 01     | 1      | -      |
| Лист 1 | Лист 2 |        |

Государственное предприятие  
"Научно-технический  
парк БНТУ "Политехник"

Копировать

Формат А4

ИШПЖ108.610.00.03.00.001

| Обозначение                 | d мм  |             | d мм  |             | d мм  |             | R мм | Масса 1 кг кг |
|-----------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------|---------------|
|                             | Нормы | Пред. макс. | Нормы | Пред. макс. | Нормы | Пред. макс. |      |               |
| ИШПЖ108.610.00.03.00.001-01 | 20    |             | 16    |             | 0.1   | 0.05        | 3    | 0.01          |
| -02                         | 25    |             | 16    |             | 0.2   | 0.05        | 3    | 0.05          |
| -03                         | 30    |             | 16    |             | 0.3   | 0.1         | 3    |               |
| -04                         | 35    |             | 16    |             | 0.4   | 0.1         | 3    |               |
| -05                         | 40    |             | 21    |             | 0.5   | 0.1         | 3    | 0.1           |
| -06                         | 45    |             | 21    |             | 0.6   | 0.1         | 4    |               |
| -07                         | 50    | 0.5         | 21    | 0.2         | 0.6   | 0.1         | 4    |               |
| -08                         | 55    |             | 21    |             | 0.7   | 0.1         | 4    | 0.2           |
| -09                         | 60    |             | 21    |             | 0.7   | 0.1         | 4    |               |
| -10                         | 65    |             | 21    |             | 0.75  | 0.1         | 4    |               |
| -11                         | 70    |             | 21    |             | 0.75  | 0.1         | 4    | 0.3           |
| -12                         | 75    |             | 21    |             | 0.8   | 0.1         | 4    |               |
| -13                         | 80    |             | 21    |             | 0.8   | 0.1         | 4    |               |

Представление таблицы 2

| Дополнительный номер исполнения | L мм |
|---------------------------------|------|
| 27                              | 360  |
| 28                              | 390  |
| 29                              | 360  |
| 30                              | 270  |
| 31                              | 360  |
| 32                              | 390  |
| 33                              | 480  |


Таблица 1

Таблица 2

| Дополнительный номер исполнения | L мм |
|---------------------------------|------|
| 01                              | 80   |
| 02                              | 90   |
| 03                              | 100  |
| 04                              | 110  |
| 05                              | 120  |
| 06                              | 130  |
| 07                              | 140  |
| 08                              | 150  |
| 09                              | 160  |
| 10                              | 170  |
| 11                              | 180  |
| 12                              | 190  |
| 13                              | 200  |
| 14                              | 210  |
| 15                              | 220  |
| 16                              | 230  |
| 17                              | 240  |
| 18                              | 250  |
| 19                              | 260  |
| 20                              | 270  |
| 21                              | 280  |
| 22                              | 290  |
| 23                              | 300  |
| 24                              | 310  |
| 25                              | 320  |
| 26                              | 330  |

ИШПЖ108.610.00.03.00.001

9. Стержень прямой (для АБФ), Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; длина 120-250 мм, с шагом 10,0 мм;



|               |              |               |               |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Pril. N° maže | Pril. u čama | Isom. unč. N° | Pril. N° drža | Pril. u čama |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|

**Ταβλιца 2**

| Дополнительный<br>номер исполнения | L, мм  |             | Масса, кг |
|------------------------------------|--------|-------------|-----------|
|                                    | Номин. | Пред. откл. |           |
| 01                                 | 120    | ±5          | 0,02      |
| 02                                 | 130    |             | 0,02      |
| 03                                 | 140    |             | 0,02      |
| 04                                 | 150    |             | 0,03      |
| 05                                 | 160    |             | 0,03      |
| 06                                 | 170    |             | 0,03      |
| 07                                 | 180    |             | 0,03      |
| 08                                 | 190    |             | 0,04      |
| 09                                 | 200    |             | 0,04      |
| 10                                 | 210    |             | 0,04      |
| 11                                 | 220    |             | 0,04      |
| 12                                 | 230    |             | 0,04      |
| 13                                 | 240    |             | 0,05      |
| 14                                 | 250    |             | 0,05      |



**Таблица 3**

| Дополнительный<br>номер исполнения | L, мм   |             |
|------------------------------------|---------|-------------|
|                                    | Номинал | Пред. откл. |
| 01                                 | 30      | ±2          |
| 02                                 | 35      |             |
| 03                                 | 40      |             |
| 04                                 | 45      |             |
| 05                                 | 50      |             |
| 06                                 | 55      |             |
| 07                                 | 60      |             |

|   |        |
|---|--------|
| 1 | Answer |
| 2 |        |

10. Стержень конический (для АВФ), Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø4,5 мм, Ø5,0 мм, Ø5,5 мм, Ø6,0 мм; длина 120-250 мм, с шагом 10,0 мм;

•



12. Проволока для серляжного шва, Ø0,6 мм, Ø0,7 мм, Ø0,8 мм, Ø1,0 мм, Ø1,2 мм, Ø1,5 мм; длина 1,0-20,0 м/п, с шагом 1,0 м/п;

100'00'00'00'509'801ЖЛПМ

✓ Ra 0,8




Таблица 1

| Обозначение                 | D, мм   |             | Масса 1 м, г |
|-----------------------------|---------|-------------|--------------|
|                             | Нормин. | Пред. откл. |              |
| ИШПЖ108.605.00.00.00.001-01 | 0,6     | ±0,05       | 2            |
| -02                         | 0,7     |             | 3            |
| -03                         | 0,8     |             | 4            |
| -04                         | 1,0     |             | 6            |
| -05                         | 1,2     |             | 9            |
| -06                         | 1,5     |             | 14           |

1 Пример условного обозначения проволоки для серляжного шва диаметром D=1,2 мм и длиной L=2000 мм

ИШПЖ108.605.00.00.00.001-05.02 Проволока для серляжного шва

2 Остальные ТТ по СТБ 1014-95

Таблицу исполнений 2 см. на листе 2

ИШПЖ108.605.00.00.00.001

| Изм.     | Лист        | № докум. | Подп. | Дата     |
|----------|-------------|----------|-------|----------|
| Разраб.  | Аншлиц      |          |       | 07.06.11 |
| Проб.    | Вечорко     |          |       | 08.06.11 |
| Т.контр. | Уласевич В. |          |       | 09.06.11 |
| Н.контр. | Нисс        |          |       | 07.06.11 |
| Утв.     | Алексеев    |          |       | 08.06.11 |

Проволока для  
серляжного шва

AISI 316 LVM ASTM F138

| Лист                                                                            | Масса  | Нормин. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 0,1                                                                             | 1      | -       |
| Лист 1                                                                          | Лист 2 |         |
| Государственное предприятие<br>Научно-технологический<br>парк БНТУ "Политехник" |        |         |

Копирован

Формат А6

MLTIX108.605.00.00.00.007

**Таблица 2**

| Дополнительный номер исполнения | L, мм   |             |
|---------------------------------|---------|-------------|
|                                 | Номинал | Пред. откл. |
| 01                              | 1000    | ±50         |
| 02                              | 2000    |             |
| 03                              | 3000    |             |
| 04                              | 4000    |             |
| 05                              | 5000    |             |
| 06                              | 6000    |             |
| 07                              | 7000    |             |
| 08                              | 8000    |             |
| 09                              | 9000    |             |
| 10                              | 10000   |             |
| 11                              | 11000   |             |
| 12                              | 12000   |             |
| 13                              | 13000   |             |
| 14                              | 14000   |             |
| 15                              | 15000   |             |
| 16                              | 16000   |             |
| 17                              | 17000   |             |
| 18                              | 18000   |             |
| 19                              | 19000   |             |
| 20                              | 20000   |             |

13. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) узкая, количество отверстий 2-16;


| Идентификационный номер | Имя и фамилия | Возраст | Пол | Род занятий |
|-------------------------|---------------|---------|-----|-------------|
| Идентификационный номер | Имя и фамилия | Возраст | Пол | Род занятий |

ИШГЖ108.605.00.00.00.001

|     |
|-----|
| Act |
| 2   |



14. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (ДСР) широкая, количество отверстий 4-20;



15. Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) для малых фрагментов, количество отверстий 2-12;

ИИИ.ИО.01.02.10.05.00.001


| Обозначение               | L, мм | B, мм | h, мм | L <sub>1</sub> , мм | B <sub>1</sub> , мм | L <sub>2</sub> , мм | B <sub>2</sub> , мм | L <sub>3</sub> , мм | B <sub>3</sub> , мм | L <sub>4</sub> , мм | B <sub>4</sub> , мм | L <sub>5</sub> , мм | B <sub>5</sub> , мм | L <sub>6</sub> , мм | B <sub>6</sub> , мм | L <sub>7</sub> , мм | B <sub>7</sub> , мм | L <sub>8</sub> , мм | B <sub>8</sub> , мм | L <sub>9</sub> , мм | B <sub>9</sub> , мм | L <sub>10</sub> , мм | B <sub>10</sub> , мм | L <sub>11</sub> , мм | B <sub>11</sub> , мм | Рис. | Масса, г |     |     |     |
|---------------------------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------|-----|-----|-----|
| ИИИ.ИО.01.02.10.05.00.001 | -     | -     | 225   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -    | 71       | 1,3 | 31  |     |
| -01                       | 30,5  | 225   | -     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -    | 87       | 2,4 | 40  |     |
| -02                       | 30,5  | 225   | -     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -    | 103      | 1,3 | 47  |     |
| -03                       | 30,5  | 225   | 32    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -    | 119      | 2,4 | 54  |     |
| -04                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -    | 135      | 1,3 | 61  |     |
| -05                       | 30,5  | 225   | 32    | -                   | 32                  | 32                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -    | 151      | 2,4 | 69  |     |
| -06                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -    | 167      | 1,3 | 76  |     |
| -07                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | 2                   | 64                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -    | 183      | 2,4 | 83  |     |
| -08                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -    | 199      | 1,3 | 90  |     |
| -09                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | 2                   | 64                  | -                   | -                   | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                   | 2                    | 64                   | 2                    | 64   | 2        | 215 | 2,4 | 97  |
| -10                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                   | 2                    | 64                   | 2                    | 64   | 2        | 231 | 1,3 | 104 |
| -11                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | 3                   | 96                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                   | 2                    | 64                   | 2                    | 64   | 2        | 247 | 2,4 | 112 |
| -12                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                  | 2                   | 64                   | 2                    | 64                   | 2                    | 64   | 2        | 263 | 1,3 | 119 |
| -13                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | 2                   | 64                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                   | 3                    | 96                   | 3                    | 96   | 3        | 279 | 2,4 | 126 |
| -14                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                   | 3                    | 96                   | 3                    | 96   | 3        | 295 | 1,3 | 134 |
| -15                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | 4                   | 128                 | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                   | 3                    | 96                   | 3                    | 96   | 3        | 311 | 2,4 | 141 |
| -16                       | 30,5  | 225   | 32    | 32                  | 32                  | 32                  | 4                   | 128                 | 4                   | 128                 | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                  | 3                   | 96                   | 3                    | 96                   | 3                    | 96   | 3        | 327 | 1,3 | 148 |

ИИИ.ИО.01.02.10.05.00.001

ИИИ.ИО.01.02.10.05.00.001

7


узкая, количество отверстий 4-16;



•




18. Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) для малых фрагментов, количество отверстий 2-12;







19. Пластина прямая полутрубчатая, количество отверстий 2-12;




20. Пластина прямая третьтрубчатая, количество отверстий 2-12;




21. Пластина прямая реконструкционная, количество отверстий 4-15;



22. Пластина прямая реконструкционная мини, количество отверстий 4-20;



23. Пластина фигурная Т-образная, количество отверстий 3-12;



ИШПЖ108.010.14.01.00.001


Таблица 1

| Обозначение              | L, мм   |             | L, мм   |             | N  | n  | b, мм | Масса, г |
|--------------------------|---------|-------------|---------|-------------|----|----|-------|----------|
|                          | Номинал | Пред. откл. | Номинал | Пред. откл. |    |    |       |          |
| ИШПЖ108.010.14.02.00.001 | 84      | ±3          | 32      | ±3          | 5  | -  | -     | 24       |
| -01                      | 100     |             | 48      |             | 6  | 2  | 32    | 28       |
| -02                      | 116     |             | 64      |             | 7  | 3  | 48    | 32       |
| -03                      | 132     |             | 80      |             | 8  | 4  | 64    | 36       |
| -04                      | 148     |             | 96      |             | 9  | 5  | 80    | 40       |
| -05                      | 164     |             | 112     |             | 10 | 6  | 96    | 44       |
| -06                      | 180     |             | 128     |             | 11 | 7  | 112   | 48       |
| -07                      | 196     |             | 144     |             | 12 | 8  | 128   | 52       |
| -08                      | 212     |             | 160     |             | 13 | 9  | 144   | 56       |
| -09                      | 228     |             | 176     |             | 14 | 10 | 160   | 60       |

ИШПЖ108.010.14.01.00.001

Лист  
2

24. Пластина фигурная L-образная, левая, правая, количество отверстий 3-12;



100.00.20.14.02.00.001

Рис. 2

ИШПЖ108.010.14.02.00.001-XX.02 - зеркальное отражение  
Остальные см. ИШПЖ108.010.14.02.00.001-XX.01

М 1:1




Таблица 1

| Обозначение              | L, мм   |             | l, мм   |             | N  | n  | b, мм | Масса, г |
|--------------------------|---------|-------------|---------|-------------|----|----|-------|----------|
|                          | Номинал | Пред. откл. | Номинал | Пред. откл. |    |    |       |          |
| ИШПЖ108.010.14.02.00.001 | 84      | ±3          | 32      | ±3          | 5  | -  | -     | 24       |
| -01                      | 100     |             | 48      |             | 6  | 2  | 32    | 28       |
| -02                      | 116     |             | 64      |             | 7  | 3  | 48    | 32       |
| -03                      | 132     |             | 80      |             | 8  | 4  | 64    | 36       |
| -04                      | 148     |             | 96      |             | 9  | 5  | 80    | 40       |
| -05                      | 164     |             | 112     |             | 10 | 6  | 96    | 44       |
| -06                      | 180     |             | 128     |             | 11 | 7  | 112   | 48       |
| -07                      | 196     |             | 144     |             | 12 | 8  | 128   | 52       |
| -08                      | 212     |             | 160     |             | 13 | 9  | 144   | 56       |
| -09                      | 228     |             | 176     |             | 14 | 10 | 160   | 60       |


Таблица 2

| Дополнительный номер исполнения | Рис. | Применяемость |
|---------------------------------|------|---------------|
| 01                              | 1    | Правая        |
| 02                              | 2    | Левая         |

ИШПЖ108.010.14.02.00.001

Лист 2

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**



ИШПЖ108.010.12.01.00.001

Рис. 2

ИШПЖ108.010.12.01.00.001-XX.02 - зеркальное отражение  
Остальное см. ИШПЖ108.010.12.01.00.001-XX.01

М 1:1




Таблица 2


| Дополнительный номер исполнения | Рис. | Применяемость |
|---------------------------------|------|---------------|
| 01                              | 1    | Правая        |
| 02                              | 2    | Левая         |

26. Пластина фигурная опорно-мышелочковая, левая, правая, количество отверстий 3-16;

Изд. № 001/01  
Изд. № 001/02  
Изд. № 001/03  
Изд. № 001/04  
Изд. № 001/05  
Изд. № 001/06  
Изд. № 001/07  
Изд. № 001/08  
Изд. № 001/09  
Изд. № 001/10  
Изд. № 001/11  
Изд. № 001/12  
Изд. № 001/13  
Изд. № 001/14  
Изд. № 001/15  
Изд. № 001/16  
Изд. № 001/17  
Изд. № 001/18  
Изд. № 001/19  
Изд. № 001/20  
Изд. № 001/21  
Изд. № 001/22  
Изд. № 001/23  
Изд. № 001/24  
Изд. № 001/25  
Изд. № 001/26  
Изд. № 001/27  
Изд. № 001/28  
Изд. № 001/29  
Изд. № 001/30  
Изд. № 001/31  
Изд. № 001/32  
Изд. № 001/33  
Изд. № 001/34  
Изд. № 001/35  
Изд. № 001/36  
Изд. № 001/37  
Изд. № 001/38  
Изд. № 001/39  
Изд. № 001/40  
Изд. № 001/41  
Изд. № 001/42  
Изд. № 001/43  
Изд. № 001/44  
Изд. № 001/45  
Изд. № 001/46  
Изд. № 001/47  
Изд. № 001/48  
Изд. № 001/49  
Изд. № 001/50  
Изд. № 001/51  
Изд. № 001/52  
Изд. № 001/53  
Изд. № 001/54  
Изд. № 001/55  
Изд. № 001/56  
Изд. № 001/57  
Изд. № 001/58  
Изд. № 001/59  
Изд. № 001/60  
Изд. № 001/61  
Изд. № 001/62  
Изд. № 001/63  
Изд. № 001/64  
Изд. № 001/65  
Изд. № 001/66  
Изд. № 001/67  
Изд. № 001/68  
Изд. № 001/69  
Изд. № 001/70  
Изд. № 001/71  
Изд. № 001/72  
Изд. № 001/73  
Изд. № 001/74  
Изд. № 001/75  
Изд. № 001/76  
Изд. № 001/77  
Изд. № 001/78  
Изд. № 001/79  
Изд. № 001/80  
Изд. № 001/81  
Изд. № 001/82  
Изд. № 001/83  
Изд. № 001/84  
Изд. № 001/85  
Изд. № 001/86  
Изд. № 001/87  
Изд. № 001/88  
Изд. № 001/89  
Изд. № 001/90  
Изд. № 001/91  
Изд. № 001/92  
Изд. № 001/93  
Изд. № 001/94  
Изд. № 001/95  
Изд. № 001/96  
Изд. № 001/97  
Изд. № 001/98  
Изд. № 001/99  
Изд. № 001/100

ИШПЖ108.010.12.01.00.001

Лист  
2



ИШПЖ 108.010.15.02.00.001-XX.01

Рис. 2

ИШПЖ 108.010.15.02.00.001-XX.02 - зеркальное отражение  
Остальные см. ИШПЖ 108.010.15.02.00.001-XX.01  
М 1:1



Таблица 1

| Обозначение                  | l, мм   |             | n <sub>1</sub> | a <sub>1</sub> , мм | n <sub>2</sub> | a <sub>2</sub> , мм | Масса, г |
|------------------------------|---------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------|
|                              | Номинал | Пред. откл. |                |                     |                |                     |          |
| ИШПЖ 108.010.15.02.00.001-01 | 108     | ±3          | 2              | 36                  | -              | -                   | 50       |
| -02                          | 126     |             | 3              | 54                  | 2              | 36                  | 59       |
| -03                          | 144     |             | 4              | 72                  | 3              | 54                  | 68       |
| -04                          | 162     |             | 5              | 90                  | 4              | 72                  | 77       |
| -05                          | 180     |             | 6              | 108                 | 5              | 90                  | 85       |
| -06                          | 198     |             | 7              | 126                 | 6              | 108                 | 92       |
| -07                          | 216     |             | 8              | 144                 | 7              | 126                 | 100      |
| -08                          | 234     |             | 9              | 162                 | 8              | 144                 | 107      |
| -09                          | 252     |             | 10             | 180                 | 9              | 162                 | 115      |
| -10                          | 270     |             | 11             | 198                 | 10             | 180                 | 123      |
| -11                          | 288     |             | 12             | 216                 | 11             | 198                 | 131      |
| -12                          | 306     |             | 13             | 234                 | 12             | 216                 | 139      |
| -13                          | 324     |             | 14             | 252                 | 13             | 234                 | 147      |
| -14                          | 342     |             | 15             | 270                 | 14             | 252                 | 155      |


Таблица 2

| Дополнительный номер исполнения | Рис. | Применяемость |
|---------------------------------|------|---------------|
| 01                              | 1    | Левая         |
| 02                              | 2    | Правая        |


ИШПЖ 108.010.15.02.00.001

Лист 2


 ООО ЦПМИ  INFO@CPMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



29. Пластина фигурная Y-образная реконструктивная мним, количество отверстий 2-12;



30. Пластина фигурная лист Клевера, количество отверстий 3-12;



• • •



100001070205010001

[illegible]

| Tabelle 1 |     |
|-----------|-----|
| 1         | 2   |
| 3         | 4   |
| 5         | 6   |
| 7         | 8   |
| 9         | 10  |
| 11        | 12  |
| 13        | 14  |
| 15        | 16  |
| 17        | 18  |
| 19        | 20  |
| 21        | 22  |
| 23        | 24  |
| 25        | 26  |
| 27        | 28  |
| 29        | 30  |
| 31        | 32  |
| 33        | 34  |
| 35        | 36  |
| 37        | 38  |
| 39        | 40  |
| 41        | 42  |
| 43        | 44  |
| 45        | 46  |
| 47        | 48  |
| 49        | 50  |
| 51        | 52  |
| 53        | 54  |
| 55        | 56  |
| 57        | 58  |
| 59        | 60  |
| 61        | 62  |
| 63        | 64  |
| 65        | 66  |
| 67        | 68  |
| 69        | 70  |
| 71        | 72  |
| 73        | 74  |
| 75        | 76  |
| 77        | 78  |
| 79        | 80  |
| 81        | 82  |
| 83        | 84  |
| 85        | 86  |
| 87        | 88  |
| 89        | 90  |
| 91        | 92  |
| 93        | 94  |
| 95        | 96  |
| 97        | 98  |
| 99        | 100 |

Table 2

| Достоинства и недостатки | Г. 1997     |            |
|--------------------------|-------------|------------|
|                          | достоинства | недостатки |
| 01                       | 6           |            |
| 02                       | 7           |            |
| 03                       | 8           |            |
| 04                       | 9           |            |
| 05                       | 10          |            |
| 06                       | 11          |            |
| 07                       | 12          |            |
| 08                       | 13          |            |
| 09                       | 14          |            |
| 10                       | 15          |            |
| 11                       | 16          |            |
| 12                       | 17          |            |
| 13                       | 18          |            |
| 14                       | 19          |            |
| 15                       | 20          |            |
| 16                       | 21          |            |
| 17                       | 22          |            |
| 18                       | 23          | 225        |
| 19                       | 24          |            |
| 20                       | 25          |            |
| 21                       | 26          |            |
| 22                       | 27          |            |
| 23                       | 28          |            |
| 24                       | 29          |            |
| 25                       | 30          |            |
| 26                       | 31          |            |
| 27                       | 32          |            |
| 28                       | 33          |            |
| 29                       | 34          |            |
| 30                       | 35          |            |
| 31                       | 36          |            |
| 32                       | 37          |            |
| 33                       | 38          |            |
| 34                       | 39          |            |
| 35                       | 40          |            |


Продолжение таблицы 2

| Дополнительный номер испытания | L, мм  |       |
|--------------------------------|--------|-------|
|                                | Испыт. | После |
| 36                             | 47     |       |
| 37                             | 42     |       |
| 38                             | 43     |       |
| 39                             | 44     |       |
| 40                             | 45     |       |
| 41                             | 46     |       |
| 42                             | 47     |       |
| 43                             | 48     |       |
| 44                             | 49     |       |
| 45                             | 50     |       |
| 46                             | 51     |       |
| 47                             | 52     |       |
| 48                             | 53     |       |
| 49                             | 54     |       |
| 50                             | 55     |       |
| 51                             | 56     |       |
| 52                             | 57     |       |
| 53                             | 58     | ±0,5  |
| 54                             | 59     |       |
| 55                             | 60     |       |
| 56                             | 61     |       |
| 57                             | 62     |       |
| 58                             | 63     |       |
| 59                             | 64     |       |
| 60                             | 65     |       |
| 61                             | 66     |       |
| 62                             | 67     |       |
| 63                             | 68     |       |
| 64                             | 69     |       |
| 65                             | 70     |       |
| 66                             | 71     |       |
| 67                             | 72     |       |
| 68                             | 73     |       |
| 69                             | 74     |       |
| 70                             | 75     |       |

*Григорьевский институт ?*

| Длина волны излучения | λ, м |     |
|-----------------------|------|-----|
|                       | Низк | Выс |
| 72                    | 75   |     |
| 73                    | 77   |     |
| 74                    | 78   |     |
| 75                    | 79   |     |
| 76                    | 80   |     |
| 77                    | 81   |     |
| 78                    | 82   |     |
| 79                    | 83   |     |
| 80                    | 84   |     |
| 81                    | 85   |     |
| 82                    | 86   |     |
| 83                    | 87   |     |
| 84                    | 88   |     |
| 85                    | 89   |     |
| 86                    | 90   |     |
| 87                    | 91   |     |
| 88                    | 92   |     |
| 89                    | 93   |     |
| 90                    | 94   |     |
| 91                    | 95   |     |
| 92                    | 96   |     |
| 93                    | 97   |     |
| 94                    | 98   |     |
| 95                    | 99   |     |
| 96                    | 100  |     |

|  |  |  |  |  |                          |    |
|--|--|--|--|--|--------------------------|----|
|  |  |  |  |  | ИЛГДЖ108.020.04.0100.001 | br |
|--|--|--|--|--|--------------------------|----|



ИИПЖ 108.02.04.03.00.001

| Обозначение                 | D, мм |      |       | d, мм |       |      | d <sub>1</sub> , мм |      |      | S, мм |      |      | Масса, г/м |
|-----------------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|---------------------|------|------|-------|------|------|------------|
|                             | Норм. | Доп. | Доп.  | Норм. | Доп.  | Доп. | Норм.               | Доп. | Доп. | Норм. | Доп. | Доп. |            |
| ИИПЖ 108.02.04.03.00.001-01 | 15    | 11   | 0     | 3     | 0     | 16   | 0,8                 | 0,50 | 15   | 15    | 0,3  | 0,1  | 11         |
| -02                         | 20    | 13   | -0,10 | 4     | -0,10 | 19   | 1,0                 | 0,60 | 20   | 20    | 0,4  | 0,1  | 16         |
| -03                         | 2,7   | 19   | 0     | 5     | 0     | 23   | 1,2                 | 0,80 | 25   | 25    | 0,6  | 0,2  | 19         |
| -04                         | 3,5   | 24   | 0     | 6     | 0     | 26   | 1,5                 | 1,25 | 30   | 25    | 0,8  | 0,2  | 25         |
| -05                         | 4,0   | 29   | -0,15 | 6     | -0,15 | 24   | 1,5                 | 1,50 | 3,0  | 25    | 0,8  | 0,2  | 25         |
| -06                         | 4,5   | 30   | 0     | 8     | 0     | 4,6  | 2,0                 | 1,75 | 4,0  | 25    | 1,0  | 0,3  | 35         |
| -07                         | 5,0   | 35   | 0     | 8     | 0     | 4,6  | 2,0                 | 1,75 | 4,0  | 25    | 1,0  | 0,3  | 35         |

Таблица 2


| Дополнительные<br>номера исполнения | L, мм |      |      |
|-------------------------------------|-------|------|------|
|                                     | Норм. | Доп. | Доп. |
| 01                                  | 5     | 10   |      |
| 02                                  | 7     | 15   |      |
| 03                                  | 8     | 4,0  |      |
| 04                                  | 9     | 4,5  |      |
| 05                                  | 10    | 5,0  |      |
| 06                                  | 11    | 5,5  |      |
| 07                                  | 12    | 6,0  |      |
| 08                                  | 13    | 6,5  |      |
| 09                                  | 14    | 7,0  |      |
| 10                                  | 15    | 7,5  |      |
| 11                                  | 16    | 8,0  |      |
| 12                                  | 17    | 8,5  |      |
| 13                                  | 18    | 9,0  |      |
| 14                                  | 19    | 9,5  |      |
| 15                                  | 20    | 10,0 |      |
| 16                                  | 21    | 10,5 |      |
| 17                                  | 22    | 11,0 |      |
| 18                                  | 23    | 11,5 |      |
| 19                                  | 24    | 12,0 |      |
| 20                                  | 25    | 12,5 |      |
| 21                                  | 26    | 13,0 |      |
| 22                                  | 27    | 13,5 |      |
| 23                                  | 28    | 14,0 |      |
| 24                                  | 29    | 14,5 |      |
| 25                                  | 30    | 15,0 |      |
| 26                                  | 31    | 15,5 |      |
| 27                                  | 32    | 16,0 |      |
| 28                                  | 33    | 16,5 |      |
| 29                                  | 34    | 17,0 |      |
| 30                                  | 35    | 17,5 |      |
| 31                                  | 36    | 18,0 |      |
| 32                                  | 37    | 18,5 |      |
| 33                                  | 38    | 19,0 |      |
| 34                                  | 39    | 19,5 |      |
| 35                                  | 40    | 20,0 |      |

| Дополнительные<br>номера исполнения | L, мм |      |      |
|-------------------------------------|-------|------|------|
|                                     | Норм. | Доп. | Доп. |
| 36                                  | 41    | 20,5 |      |
| 37                                  | 42    | 21,0 |      |
| 38                                  | 43    | 21,5 |      |
| 39                                  | 44    | 22,0 |      |
| 40                                  | 45    | 22,5 |      |
| 41                                  | 46    | 23,0 |      |
| 42                                  | 47    | 23,5 |      |
| 43                                  | 48    | 24,0 |      |
| 44                                  | 49    | 24,5 |      |
| 45                                  | 50    | 25,0 |      |
| 46                                  | 51    | 25,5 |      |
| 47                                  | 52    | 26,0 |      |
| 48                                  | 53    | 26,5 |      |
| 49                                  | 54    | 27,0 |      |
| 50                                  | 55    | 27,5 |      |
| 51                                  | 56    | 28,0 |      |
| 52                                  | 57    | 28,5 |      |
| 53                                  | 58    | 29,0 |      |
| 54                                  | 59    | 29,5 |      |
| 55                                  | 60    | 30,0 |      |
| 56                                  | 61    | 30,5 |      |
| 57                                  | 62    | 31,0 |      |
| 58                                  | 63    | 31,5 |      |
| 59                                  | 64    | 32,0 |      |
| 60                                  | 65    | 32,5 |      |
| 61                                  | 66    | 33,0 |      |
| 62                                  | 67    | 33,5 |      |
| 63                                  | 68    | 34,0 |      |
| 64                                  | 69    | 34,5 |      |
| 65                                  | 70    | 35,0 |      |
| 66                                  | 71    | 35,5 |      |
| 67                                  | 72    | 36,0 |      |
| 68                                  | 73    | 36,5 |      |
| 69                                  | 74    | 37,0 |      |
| 70                                  | 75    | 37,5 |      |

| Дополнительные<br>номера исполнения | L, мм |      |      |
|-------------------------------------|-------|------|------|
|                                     | Норм. | Доп. | Доп. |
| 72                                  | 76    | 38,0 |      |
| 73                                  | 77    | 38,5 |      |
| 74                                  | 78    | 39,0 |      |
| 75                                  | 79    | 39,5 |      |
| 76                                  | 80    | 40,0 |      |
| 77                                  | 81    | 40,5 |      |
| 78                                  | 82    | 41,0 |      |
| 79                                  | 83    | 41,5 |      |
| 80                                  | 84    | 42,0 |      |
| 81                                  | 85    | 42,5 |      |
| 82                                  | 86    | 43,0 |      |
| 83                                  | 87    | 43,5 |      |
| 84                                  | 88    | 44,0 |      |
| 85                                  | 89    | 44,5 |      |
| 86                                  | 90    | 45,0 |      |
| 87                                  | 91    | 45,5 |      |
| 88                                  | 92    | 46,0 |      |
| 89                                  | 93    | 46,5 |      |
| 90                                  | 94    | 47,0 |      |
| 91                                  | 95    | 47,5 |      |
| 92                                  | 96    | 48,0 |      |
| 93                                  | 97    | 48,5 |      |
| 94                                  | 98    | 49,0 |      |
| 95                                  | 99    | 49,5 |      |
| 96                                  | 100   | 50,0 |      |

ИИПЖ 108.02.04.03.00.001

ИИПЖ 108.02.04.03.00.001



1. Материал должен соответствовать ISO 5832-12016
2. Пример условного обозначения винта кортикального самонарезающегося с диаметром резьбы D=4,5 мм и общей длиной L=40 мм ИИПЖ 108.02.04.03.00.001-06.35 Винт кортикальный самонарезающийся
3. Остальные ТТ по СТБ 1014-95

Таблицы испытаний см. на листе 2

| ИИПЖ 108.02.04.03.00.001           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Винт кортикальный самонарезающийся |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Исполн.                            | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. |
| Исполн.                            | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. |
| Исполн.                            | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. |
| Исполн.                            | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. |
| Исполн.                            | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. |
| Исполн.                            | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. |
| Исполн.                            | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. |
| Исполн.                            | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. | Исполн. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|


[illegible]

| Алгоритмическое решение задачи | Таблица 2<br>L, м<br>Т, мин |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 01                             | 6                           |
| 02                             | 7                           |
| 03                             | 8                           |
| 04                             | 9                           |
| 05                             | 10                          |
| 06                             | 11                          |
| 07                             | 12                          |
| 08                             | 13                          |
| 09                             | 14                          |
| 10                             | 15                          |
| 11                             | 16                          |
| 12                             | 17                          |
| 13                             | 18                          |
| 14                             | 19                          |
| 15                             | 20                          |
| 16                             | 21                          |
| 17                             | 22                          |
| 18                             | 23                          |
| 19                             | 24                          |
| 20                             | 25                          |
| 21                             | 26                          |
| 22                             | 27                          |
| 23                             | 28                          |
| 24                             | 29                          |
| 25                             | 30                          |
| 26                             | 31                          |
| 27                             | 32                          |
| 28                             | 33                          |
| 29                             | 34                          |
| 30                             | 35                          |
| 31                             | 36                          |
| 32                             | 37                          |
| 33                             | 38                          |
| 34                             | 39                          |
| 35                             | 40                          |

| Полное наименование |            |       | Л. №        |
|---------------------|------------|-------|-------------|
| Достоинства         | Недостатки | Всего | Без<br>апп. |
| 36                  | 47         |       |             |
| 37                  | 47         |       |             |
| 38                  | 43         |       |             |
| 39                  | 44         |       |             |
| 40                  | 45         |       |             |
| 41                  | 46         |       |             |
| 42                  | 47         |       |             |
| 43                  | 48         |       |             |
| 44                  | 49         |       |             |
| 45                  | 50         |       |             |
| 46                  | 51         |       |             |
| 47                  | 52         |       |             |
| 48                  | 53         |       |             |
| 49                  | 54         |       |             |
| 50                  | 55         |       |             |
| 51                  | 56         |       |             |
| 52                  | 57         |       |             |
| 53                  | 58         |       |             |
| 54                  | 59         |       |             |
| 55                  | 60         |       |             |
| 56                  | 61         |       |             |
| 57                  | 62         |       |             |
| 58                  | 63         |       |             |
| 59                  | 64         |       |             |
| 60                  | 65         |       |             |
| 61                  | 66         |       |             |
| 62                  | 67         |       |             |
| 63                  | 68         |       |             |
| 64                  | 69         |       |             |
| 65                  | 70         |       |             |
| 67                  | 71         |       |             |
| 68                  | 72         |       |             |
| 69                  | 73         |       |             |
| 70                  | 74         |       |             |
| 71                  | 75         |       |             |

| базовый элемент | L, мм |        |
|-----------------|-------|--------|
|                 | Норм. | проект |
| 12              | 76    |        |
| 22              | 77    |        |
| 24              | 78    |        |
| 25              | 79    |        |
| 26              | 80    |        |
| 27              | 81    |        |
| 28              | 82    |        |
| 29              | 83    |        |
| 30              | 84    |        |
| 31              | 85    |        |
| 32              | 86    |        |
| 33              | 87    |        |
| 34              | 88    | ±0,5   |
| 35              | 89    |        |
| 36              | 90    |        |
| 37              | 91    |        |
| 38              | 92    |        |
| 39              | 93    |        |
| 40              | 94    |        |
| 41              | 95    |        |
| 42              | 96    |        |
| 43              | 97    |        |
| 44              | 98    |        |
| 45              | 99    |        |
| 46              | 100   |        |

|   |   |
|---|---|
| 6 | 2 |
|---|---|






●

|        |         |     |     |  |                         |    |
|--------|---------|-----|-----|--|-------------------------|----|
|        |         |     |     |  | ИШПЖ108.02004.04.00.001 | Ав |
| Исполн | М.Давыд | Пол | Муж |  |                         |    |







100000503000001

| Таблица 1                    |       |           |                     |           |                     |           |                     |           |       |           |                     |           |                     |           |                     |           |          |      |
|------------------------------|-------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|------|
| Обозначение                  | D, мм |           | d <sub>1</sub> , мм |           | d <sub>2</sub> , мм |           | d <sub>3</sub> , мм |           | L, мм |           | r <sub>1</sub> , мм |           | r <sub>2</sub> , мм |           | S <sub>н</sub> , мм |           | Масса, г |      |
|                              | Нормы | Толерансы | Нормы               | Толерансы | Нормы               | Толерансы | Нормы               | Толерансы | Нормы | Толерансы | Нормы               | Толерансы | Нормы               | Толерансы | Нормы               | Толерансы |          |      |
| ИШПЖ 108.020.05.03.00.001-02 | 4.0   | 0         | 1.9                 | 0         | 6                   | 0         | 2.4                 | 0         | 2.9   | 15        | 0.1                 | 1.75      | 3                   | 0         | 0.8                 | 0.1       | 25       | 40   |
|                              | -0.07 | 0         | -0.15               | 0         | -0.15               | 0         | -0.15               | 0         | 4.6   | 2.8       | 0.2                 | 2.75      | 4                   | 0         | 1.2                 | 0.8       | 15       | 0.05 |

| Таблица 2                      |    |       |           |                                |    |       |           |  |                                |    |       |           |    |                                |  |       |           |
|--------------------------------|----|-------|-----------|--------------------------------|----|-------|-----------|--|--------------------------------|----|-------|-----------|----|--------------------------------|--|-------|-----------|
| Предложение таблицы 2          |    |       |           |                                |    |       |           |  | Предложение таблицы 2          |    |       |           |    |                                |  |       |           |
| Дополнительный номер источника |    | L, мм |           | Дополнительный номер источника |    | L, мм |           |  | Дополнительный номер источника |    | L, мм |           |    | Дополнительный номер источника |  | L, мм |           |
|                                |    | Нормы | Толерансы |                                |    | Нормы | Толерансы |  |                                |    | Нормы | Толерансы |    |                                |  | Нормы | Толерансы |
| 01                             | 20 |       |           | 05                             | 35 | 65    |           |  | 22                             | 00 |       |           | 07 | 05                             |  |       |           |
| 02                             | 21 |       |           |                                | 37 | 66    |           |  | 23                             | 01 |       |           | 08 | 06                             |  |       |           |
| 03                             | 22 |       |           |                                | 38 | 67    |           |  | 24                             | 02 |       |           | 09 | 07                             |  |       |           |
| 04                             | 23 |       |           |                                | 39 | 68    |           |  | 25                             | 03 |       |           | 10 | 08                             |  |       |           |
| 05                             | 24 |       |           |                                | 40 | 69    |           |  | 26                             | 04 |       |           | 11 | 09                             |  |       |           |
| 06                             | 25 |       |           |                                | 41 | 70    |           |  | 27                             | 05 |       |           | 12 | 10                             |  |       |           |
| 07                             | 26 |       |           |                                | 42 | 71    |           |  | 28                             | 06 |       |           | 13 | 11                             |  |       |           |
| 08                             | 27 |       |           |                                | 43 | 72    |           |  | 29                             | 07 |       |           | 14 | 12                             |  |       |           |
| 09                             | 28 |       |           |                                | 44 | 73    |           |  | 30                             | 08 |       |           | 15 | 13                             |  |       |           |
| 10                             | 29 |       |           |                                | 45 | 74    |           |  | 31                             | 09 |       |           | 16 | 14                             |  |       |           |
| 11                             | 30 |       |           |                                | 46 | 75    |           |  | 32                             | 10 |       |           | 17 | 15                             |  |       |           |
| 12                             | 31 |       |           |                                | 47 | 76    |           |  | 33                             | 11 |       |           | 18 | 16                             |  |       |           |
| 13                             | 32 |       |           |                                | 48 | 77    |           |  | 34                             | 12 |       |           | 19 | 17                             |  |       |           |
| 14                             | 33 |       |           |                                | 49 | 78    |           |  | 35                             | 13 |       |           | 20 | 18                             |  |       |           |
| 15                             | 34 |       |           |                                | 50 | 79    |           |  | 36                             | 14 |       |           | 21 | 19                             |  |       |           |
| 16                             | 35 |       |           |                                | 51 | 80    |           |  | 37                             | 15 |       |           | 22 | 20                             |  |       |           |
| 17                             | 36 |       |           |                                | 52 | 81    |           |  | 38                             | 16 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 18                             | 37 |       |           |                                | 53 | 82    |           |  | 39                             | 17 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 19                             | 38 |       |           |                                | 54 | 83    |           |  | 40                             | 18 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 20                             | 39 |       |           |                                | 55 | 84    |           |  | 41                             | 19 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 21                             | 40 |       |           |                                | 56 | 85    |           |  | 42                             | 20 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 22                             | 41 |       |           |                                | 57 | 86    |           |  | 43                             | 21 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 23                             | 42 |       |           |                                | 58 | 87    |           |  | 44                             | 22 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 24                             | 43 |       |           |                                | 59 | 88    |           |  | 45                             | 23 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 25                             | 44 |       |           |                                | 60 | 89    |           |  | 46                             | 24 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 26                             | 45 |       |           |                                | 61 | 90    |           |  | 47                             | 25 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 27                             | 46 |       |           |                                | 62 | 91    |           |  | 48                             | 26 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 28                             | 47 |       |           |                                | 63 | 92    |           |  | 49                             | 27 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 29                             | 48 |       |           |                                | 64 | 93    |           |  | 50                             | 28 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 30                             | 49 |       |           |                                | 65 | 94    |           |  | 51                             | 29 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 31                             | 50 |       |           |                                | 66 | 95    |           |  | 52                             | 30 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 32                             | 51 |       |           |                                | 67 | 96    |           |  | 53                             | 31 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 33                             | 52 |       |           |                                | 68 | 97    |           |  | 54                             | 32 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 34                             | 53 |       |           |                                | 69 | 98    |           |  | 55                             | 33 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 35                             | 54 |       |           |                                | 70 | 99    |           |  | 56                             | 34 |       |           |    |                                |  |       |           |
| 36                             | 55 |       |           |                                | 71 | 99    |           |  | 57                             | 35 |       |           |    |                                |  |       |           |

ИШПЖ 108.020.05.03.00.001

Итого: 36 шт.


Итого: 36 шт.

Итого: 36 шт.

Итого: 36 шт.



33. Винт маллокулярный, Ø4.5 мм; длина 20-120 мм, с шагом 1,0 мм;



34. Винт-стяжка, диаметр резьбовой части Ø3,0 мм, Ø4,0 мм, Ø5,0 мм; длина 40-120 мм, с шагом 20,0 мм

| Винт-стяжка               |       |             |       |             | Винт-стяжка |             |       |             |       | Винт-стяжка |         |             |       |             |       |             |         |
|---------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---------|
| Обозначение               | L, мм |             | L, мм |             | Шаг, мм     | Обозначение | L, мм |             | L, мм |             | Шаг, мм | Обозначение | L, мм |             | L, мм |             | Шаг, мм |
|                           | Норм. | Дет. размер | Норм. | Дет. размер |             |             | Норм. | Дет. размер | Норм. | Дет. размер |         |             | Норм. | Дет. размер | Норм. | Дет. размер |         |
| МШТК 1008.020.0102.00.001 | 20    | 20          | 20    | 20          |             | -30         | 50    | 290         | 43    |             |         | -76         | 96    | 480         | 65    |             |         |
|                           | 21    | 20          | 20    | 20          |             | -39         | 59    | 295         | 43    |             |         | -77         | 97    | 485         | 66    |             |         |
|                           | 22    | 21          | 21    | 21          |             | -40         | 60    | 300         | 44    |             |         | -78         | 98    | 490         | 67    |             |         |
|                           | 23    | 22          | 22    | 22          |             | -41         | 61    | 305         | 44    |             |         | -79         | 99    | 495         | 67    |             |         |
|                           | 24    | 22          | 22    | 22          |             | -42         | 62    | 310         | 45    |             |         | -80         | 100   | 500         | 68    |             |         |
|                           | 25    | 23          | 23    | 23          |             | -43         | 63    | 315         | 46    |             |         | -81         | 101   | 505         | 68    |             |         |
|                           | 26    | 23          | 23    | 23          |             | -44         | 64    | 320         | 46    |             |         | -82         | 102   | 510         | 69    |             |         |
|                           | 27    | 24          | 24    | 24          |             | -45         | 65    | 325         | 47    |             |         | -83         | 103   | 515         | 70    |             |         |
|                           | 28    | 25          | 25    | 25          |             | -46         | 66    | 330         | 47    |             |         | -84         | 104   | 520         | 70    |             |         |
|                           | 29    | 25          | 25    | 25          |             | -47         | 67    | 335         | 48    |             |         | -85         | 105   | 525         | 71    |             |         |
|                           | 30    | 26          | 26    | 26          |             | -48         | 68    | 340         | 49    |             |         | -86         | 106   | 530         | 71    |             |         |
|                           | 31    | 26          | 26    | 26          |             | -49         | 69    | 345         | 49    |             |         | -87         | 107   | 535         | 72    |             |         |
|                           | 32    | 27          | 27    | 27          |             | -50         | 70    | 350         | 50    |             |         | -88         | 108   | 540         | 73    |             |         |
|                           | 33    | 28          | 28    | 28          |             | -51         | 71    | 355         | 50    |             |         | -89         | 109   | 545         | 73    |             |         |
|                           | 34    | 28          | 28    | 28          |             | -52         | 72    | 360         | 51    |             |         | -90         | 110   | 550         | 74    |             |         |
|                           | 35    | 29          | 29    | 29          |             | -53         | 73    | 365         | 52    |             |         | -91         | 111   | 555         | 74    |             |         |
|                           | 36    | 29          | 29    | 29          |             | -54         | 74    | 370         | 52    |             |         | -92         | 112   | 560         | 75    |             |         |
|                           | 37    | 30          | 30    | 30          |             | -55         | 75    | 375         | 53    |             |         | -93         | 113   | 565         | 76    |             |         |
|                           | 38    | 31          | 31    | 31          |             | -56         | 76    | 380         | 53    |             |         | -94         | 114   | 570         | 76    |             |         |
|                           | 39    | 31          | 31    | 31          |             | -57         | 77    | 385         | 54    |             |         | -95         | 115   | 575         | 77    |             |         |
|                           | 40    | 32          | 32    | 32          |             | -58         | 78    | 390         | 55    |             |         | -96         | 116   | 580         | 77    |             |         |
|                           | 41    | 32          | 32    | 32          |             | -59         | 79    | 395         | 55    |             |         | -97         | 117   | 585         | 78    |             |         |
|                           | 42    | 33          | 33    | 33          |             | -60         | 80    | 400         | 56    |             |         | -98         | 118   | 590         | 79    |             |         |
|                           | 43    | 34          | 34    | 34          |             | -61         | 81    | 405         | 56    |             |         | -99         | 119   | 595         | 79    |             |         |
|                           | 44    | 34          | 34    | 34          |             | -62         | 82    | 410         | 57    |             |         | -100        | 120   | 600         | 80    |             |         |
|                           | 45    | 35          | 35    | 35          |             | -63         | 83    | 415         | 58    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 46    | 35          | 35    | 35          |             | -64         | 84    | 420         | 58    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 47    | 36          | 36    | 36          |             | -65         | 85    | 425         | 59    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 48    | 37          | 37    | 37          |             | -66         | 86    | 430         | 59    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 49    | 37          | 37    | 37          |             | -67         | 87    | 435         | 60    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 50    | 38          | 38    | 38          |             | -68         | 88    | 440         | 61    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 51    | 38          | 38    | 38          |             | -69         | 89    | 445         | 61    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 52    | 39          | 39    | 39          |             | -70         | 90    | 450         | 62    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 53    | 40          | 40    | 40          |             | -71         | 91    | 455         | 62    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 54    | 40          | 40    | 40          |             | -72         | 92    | 460         | 63    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 55    | 41          | 41    | 41          |             | -73         | 93    | 465         | 64    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 56    | 41          | 41    | 41          |             | -74         | 94    | 470         | 64    |             |         |             |       |             |       |             |         |
|                           | 57    | 42          | 42    | 42          |             | -75         | 95    | 475         | 65    |             |         |             |       |             |       |             |         |



Перед. примен.

Стор. №

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

ИШПЖ108.020.02.01.00.000 СБ




Таблица 1

| Обозначение                 | D, мм   | Масса кг/м |
|-----------------------------|---------|------------|
| ИШПЖ108.020.02.02.00.000-01 | M3x0,35 | 0,06       |
| -02                         | M4x0,5  | 0,1        |

Таблица 2

| Дополнительный номер исполнения | L, мм |
|---------------------------------|-------|
| 01                              | 40    |
| 02                              | 60    |
| 03                              | 80    |
| 04                              | 100   |
| 05                              | 120   |

1 Размеры для справок

2 Остальные ТТ по СТБ 1022-96

ИШПЖ108.020.02.01.00.000 СБ

Винт-стяжка

Лист

Масса

Масштаб

0,1

См табл 1

Лист

Листов 1

Государственное предприятие

Научно-технологический

парк БНТУ "Политехник"

Формат А4

Перед. примен.

Стор. №

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

Мат. и дата

ИШПЖ108.020.02.01.00.001




Таблица 1

| Обозначение                 | D, мм   | d, мм | f, мм | m, мм |             | k, мм | f*, мм | Масса, г/м |
|-----------------------------|---------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|------------|
|                             |         |       |       | Ном.  | Пред. откл. |       |        |            |
| ИШПЖ108.020.02.01.00.001-01 | M3x0,35 | 6     | 12    | 12    | 12          | 3,8   | 2,3    | 63         |
| -02                         | M4x0,5  | 6     | 12    | 12    | +0,2        | 3,3   | 2,3    | 100        |

Таблица 2

| Дополнительный номер исполнения | L, мм |             | L, мм |             |
|---------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|
|                                 | Ном.  | Пред. откл. | Ном.  | Пред. откл. |
| 01                              | 40    |             | 20    |             |
| 02                              | 60    |             | 40    |             |
| 03                              | 80    | ±5          | 60    | ±3          |
| 04                              | 100   |             | 70    |             |
| 05                              | 120   |             | 80    |             |

1 \* Размер для справок

2 Пример условного обозначения винта с диаметром резьбы M4x0,5 и длиной L=120 мм ИШПЖ108.020.02.01.00.001-02.05 Винт

3 Остальные ТТ по СТБ 1014-95

ИШПЖ108.020.02.01.00.001

Винт

Лист

Масса

Масштаб

0,1

См табл 1

Лист

Листов 1

Государственное предприятие



Научно-технологический

парк БНТУ "Политехник"

AISI 316L VM ASTM F138

Формат А4

ИШПЖ108.020.02.01.00.002

 $\sqrt{Ra\ 1,6}$ 

| Обозначение              | D,<br>мм   | k,<br>мм | d,<br>мм | m,<br>мм | S,<br>мм | e*,<br>мм | Масса,<br>кг |
|--------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| ИШПЖ108.020.02.01.00.002 | M3x0,35-7H | 0,3      | 9        | 4        | 10       | 11,1      | 0,002        |
| -01                      | M4x0,5-7H  | 0,5      | 9        | 4        | 10       | 11,1      | 0,002        |

- 1 Материал должен соответствовать ISO 5832-1:2016  
 2 \*Размер для справок  
 3 Остальные ТТ по СТБ 1014-95

ИШПЖ108.020.02.01.00.002


Гайка

AISI 316L VM ASTM F138

Котировал

Формат А4

ИШПЖ108.020.02.01.00.003

 $\sqrt{Ra\ 1,6}$ 

- 1 Материал должен соответствовать ISO 5832-1:2016  
 2 \*Размер для справок  
 3 Остальные ТТ по СТБ 1014-95

ИШПЖ108.020.02.01.00.003

Шайба

AISI 316L VM ASTM F138


Котировал

Формат А4









Certified  
 Member  
 of the Ministry of Science and Industry  
 Mask "19062023"

В настоящем документе  
 прошито и скреплено  
 печатью 147 (сто сорок семь) листов

Viktoriya Podonskaya



Всего прошито и скреплено печатью  
 на 147 (сто сорок семь) листах.



заместитель генерального  
 директора государственного предприятия  
 "Научно-технологический парк БНТУ  
 "Политехник"  
 М.В.Журкевич

Перевод с английского и белорусского языков на русский язык

Печать:

Подтверждено

Белорусской торгово-промышленной палатой

Минск 19.06.2023

Подпись: Виктория Подорская /Подпись/

Печать: Белорусская торгово-промышленная палата

Печать: Белорусская торгово-промышленная палата

Печать: Республика Беларусь \* г. Минск \* Республиканское инновационное унитарное предприятие \* Научно-технологический парк БНТУ "Подпитехник"

Перевод данного текста выполнен переводчиком Катамаровым Антоном Игоревичем.

Российская Федерация

Город Минск

Дополнено мной две тысячи двадцать третьего года.

Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Минска, свидетельствую подлинность подписи переводчика, Катамарова Антона Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2023- 22-1285

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 1 лист(а)(ов)

Нотариус

В. К. Корсик

