

Serial No.4797-03-22.

מספר סידורי 4797-03-22.....

Form No. 6

טופס מס' 6

Certification of copy

אישור העתק

I, the Undersigned Yuval Plada

אני חתום מטה **יובל פלדה**

Notary holding license no 2084427.

נוטריון בעל רישיון מספר 2084427.

Hereby certify that I was presented with:

מאשר כי הוצג בפני :

☒ the original document

☒ מסמך המקור

☒ a true copy of the original document

☒ העתק מאושר של מסמך המקור

☒ a copy that is not the original and is not a true copy of the original

☒ העתק שאינו המקור ואינו העתק מאושר של המקור

☒ computerized information (please specify) from the database of

☒ מידע ממוחשב (נא)

Drawn up in the language Russian

(רט) ממאגר המידע של

in which I am fluent.

שנערך בשפה **רוסית** חידועה לי.

I confirm, with my signature and seal, that the attached document marked with the letter/number A is an exact copy of the document or information presented to me.

אני מאשר, בחתימת ידי ובחותמי, כי המסמך המצורף והמסומן באות / מספר **A** הוא העתק מדויק של המסמך או המידע שהוצג בפני.

Today 29.3.22.....

היום 29.3.22.....

Notary fee 143.....NIS.

שכר נוטריון 143.....ש"ח.

Signature

Yuval Plada

חתימה

Notary's seal



חותם הנוטריון

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		AlphaBio Дентал
Одобрено Имя: <u>Shen Aron</u> Должность: <u>АА project Manager</u>		Подпись, печать  ALPHA BIO TEC 513468842

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Имплантовод CS Implant Driver, варианты исполнения:

1. Имплантовод для мануального использования с динамометрическим ключом или отверткой CS Implant Driver короткий 2,5 мм ITD2.5S-CS (арт. 3801)
2. Имплантовод для мануального использования с динамометрическим ключом или отверткой CS Implant Driver длинный 2,5 мм ITD2.5L-CS (арт.3803)
3. Имплантовод для мануального использования без вспомогательного инструментария CS Manual Implant Driver 2,5 мм MITD2.5-CS (арт.3806)

Рег. Уд. №..... от.....

1. ОПИСАНИЕ

Имплантовод CS Implant Driver предназначен для закрепления на платформе соединения имплантата, извлечения его из стерильной упаковки и введения его в подготовленное ложе имплантата. Инструменты предназначены для мануального использования с динамометрическим ключом¹ или отверткой¹ (CS Implant Driver короткий 2,5 мм ITD2.5S-CS (арт. 3801), CS Implant Driver длинный 2,5 мм ITD2.5L-CS (арт.3803) или без каких-либо инструментов (CS Manual Implant Driver 2,5 мм MITD2.5-CS (арт.3806). Данные изделия предназначены для многократного использования. Инструмент предназначен только для профессионального использования в стоматологических клиниках или лабораториях.

Инструменты поставляются нестерильными, должны быть удалены из упаковки, очищены, дезинфицированы и стерилизованы перед использованием.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Имплантовод предназначен для закрепления на платформе соединения имплантата, извлечения его из стерильной упаковки и введения его в подготовленное ложе имплантата.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструмент предназначен для профессионального использования только в стоматологических клиниках или лабораториях.

4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Показания к применению:

Используется для дентальной имплантации.

Порядок применения:

Инструменты предназначены для ручного использования с динамометрическим ключом/отверткой (Имплантовод для мануального использования с динамометрическим ключом или отверткой CS Implant Driver короткий 2,5 мм ITD2.5S-CS (арт. 3801), Имплантовод для мануального использования с

¹ Рег. уд. № ФСЗ 2011/10261, № ФСЗ 2009/05513

динамометрическим ключом или отверткой CS Implant Driver длинный 2,5 мм ITD2.5L-CS (арт.3803)), см. Рис 1.



Рис. 1. Использование имплантовода

Или без каких-либо дополнительных инструментов (Имплантовод для мануального использования без вспомогательного инструментария CS Manual Implant Driver 2,5 мм MITD2.5-CS (арт.3806).

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Доказана гиперчувствительность к одному из металлов сплава.

6. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В настоящее время нет известных побочных эффектов.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе с загрязненными инструментами обязательно использование перчаток.
- Для предотвращения поражения твердыми частицами необходимо использовать средства защиты глаз.
- Для защиты от вдыхания образуемой пыли или аэрозольной взвеси необходимо использовать хирургическую маску.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Инструменты Alpha-Bio Тес могут быть повреждены в результате воздействия щелочных и кислотных моющих средств. Для очистки необходимо использовать только чистящие средства с нейтральным уровнем pH.
- Для чистки и дезинфекции разрешается использовать только определенные материалы. В частности, следует избегать использования моющих средств, содержащих следующие вещества: щавелевая кислота и концентрированный раствор хлора.
- Не храните инструменты мокрыми или влажными после стерилизации.
- Запрещается стерилизовать, чистить или дезинфицировать в одном цикле инструменты, изготовленные из разных металлов.
- Для предотвращения потускнения поверхности инструментов рекомендуется выполнять стерилизацию паром в автоклаве.
- Не подвергайте инструменты Alpha-Bio Тес воздействию температуры, превышающей 140 °C.
- Прежде чем использовать инструменты, оперирующий хирург / практикующий врач, отвечающий за проведение операции, должен внимательно ознакомиться с указаниями по чистке и стерилизации инструментов.

- Компания Alpha-Bio Тес не несет ответственности за осложнения и отрицательные последствия или ущерб, возможные в результате неправильного выбора или обращения с материалами, ненадлежащего использования или обращения с инструментами, ненадлежащего обеззараживания и т.п. Ответственность за все возможные осложнения или иные последствия несет хирург, проводящий операцию.

9. УХОД, ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ.

Медицинские инструменты поставляются в нестерильном состоянии, перед использованием их необходимо извлечь из упаковки, очистить и дезинфицировать.

Обработка и стерилизация:

1. Сразу же после работы поместите инструменты в дезинфицирующий раствор² на 120 мин, чтобы не допустить образования корки из крови, выделений и т.п.
2. Тщательно удалите все оставшиеся после операции ткани и фрагменты кости с использованных инструментов, погрузив и промыв их в проточной питьевой холодной воде (<40°C).
3. Очистите использованные инструменты. Для этого сначала погрузите их в мягкий раствор чистящего средства на энзимной основе с нейтральным уровнем pH³ в питьевой воде на не более чем 20 минут до ополаскивания (температура <40°C). Избегайте контакта с карболовым спиртом, хлором, кислотой или четвертичным аммонием. Промойте инструменты струей холодной (<40°C) воды под напором. Избегайте воды с высоким содержанием хлора.
4. Если конструкция инструмента предусматривает внутренний просвет, промойте просвет с помощью иглы для подкожных инъекций.
5. Протрите инструменты с помощью мягкой щетки с нейлоновыми щетинками. Тщательно удалите весь оставшийся после операции материал (кровь, костную ткань и т.п.). Всю внешнюю поверхность инструмента, особенно труднодоступные части (полости, зазоры и выемки), очистите щеткой до тех пор, пока не исчезнут видимые остатки (не менее 30 секунд на каждый инструмент) в растворе чистящего средства. Внешнюю поверхность инструмента промывают холодной деминерализованной водой в течение 10 секунд.
6. Погрузите компоненты в утвержденное дезинфицирующее средство² при температуре 20±2°C на 15 минут. Не используйте дезинфицирующие средства, содержащие хлор, нашатырный спирт или альдегид. Чтобы остановить время контакта с дезинфицирующим средством погрузите инструмент на 1 минуту в холодную деминерализованную воду.
7. Промойте инструменты по меньшей мере трижды в дистиллированной воде и протрите их насухо полотенцем без ворса или продуйте сжатым воздухом.
8. Стерилизуйте инструменты в стерилизационных пакетах с помощью парового автоклава при температуре 132°C±1°C в течение 7 минут с последующим циклом сушки в течение 10 минут. Давление при стерилизации 0,20±0,02 МПа (2,0±0,2 кгс/кв. см). Во избежание образования пятен на поверхности инструмента необходимо использовать дистиллированную воду. Перед использованием убедитесь, что на внутренних элементах автоклава нет следов ржавчины. Использование химических автоклавов НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Инструменты хранят в стерилизационных пакетах до следующего использования.
9. Не превышайте показатели максимальной нагрузки, заявленные производителем автоклава

Ограничение срока службы

Повторная обработка в соответствии с этими инструкциями оказывает минимальное влияние на инструменты Alpha-Bio Тес. Окончание срока службы обычно определяется износом и истиранием во время использования, а не последствиями обработки. Все инструменты должны быть визуально проверены на наличие признаков износа перед повторным использованием.

Ограничения по времени и условиям хранения до использования повторно обработанного медицинского изделия

Рекомендуется использовать инструмент как можно быстрее после проведения повторной обработки. Время до использования повторно обработанного медицинского изделия зависит от спецификации стерилизационного пакета, автоклава и внутренних рекомендаций лечебного учреждения.

Хранить повторно обработанное медицинское изделие необходимо при температуре 15 + 30 ° C, относительной влажности не более 85% и атмосферном давлении 50-106 кПа. Врач несет ответственность за проверку качества стерилизации и качества инструмента после повторной стерилизации.

² 2% Секусепт актив

³ 0,5% neodisher Medizym

10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ. СРОК ГОДНОСТИ.

Медицинское изделие хранится и используется в сухом помещении при комнатной температуре

Хранение

Температура	15+30°C
Атмосферное давление	Н/П
Относительная влажность	Н/П

Медицинское изделие должно храниться и использоваться в оригинальной упаковке.

Эксплуатация

Температура	15+30°C.
Атмосферное давление	Н/П
Относительная влажность	Н/П

Рекомендованный срок хранения инструментов 5 лет.

Срок службы не ограничен. Окончание срока службы обычно определяется износом и истиранием во время использования, а не последствиями обработки. Все инструменты должны быть визуально проверены на наличие признаков износа перед повторным использованием.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ограниченная гарантия на инструменты предоставляется сроком на один год (гарантийный срок эксплуатации). Гарантия предоставляется в случае если инструменты используются вместе с имплантатами Альфа-Био в соответствии с инструкцией по использованию.

Все вопросы, связанные с функционированием и качеством изделия, могут быть адресованы Уполномоченному представителю производителя на территории РФ.

Производитель гарантирует соответствие изделия установленным требованиям стандартов и документации производителя при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

По вопросам качества медицинского изделия, производства Альфа-Био Тек Лтд., Израиль обращаться по адресу:

ООО «Нобель Биокеар Раша»

109004 Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр.2

Тел.: +7 (495) 974-77-55.

12. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ НА УПАКОВКЕ

Расшифровка символов на первичной упаковке

	Осторожно! обратитесь к инструкции по применению
	Инструкции по использованию доступны на сайте www.e-labeling.eu/ABT
	Инструкция по применению доступна по телефону.
	Код партии
	номер по каталогу

	Производитель
	Дата производства
	Знак соответствия европейским стандартам
	Не стерильно
	Согласно законодательству продажа данного изделия разрешена только лицензированному врачу или стоматологу или по его поручению
	Символ MDR
	Не использовать при повреждении упаковки
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	QR код
	Линия отреза

Расшифровка символов на групповой (транспортной) упаковке


	Код партии
	номер по каталогу
	Дата производства

	QR код
	Пригодно для переработки

Расшифровка символов на русскоязычном стикере

	Код партии
	номер по каталогу
	Дата производства
	Производитель
	Знак соответствия РСТ
Н	Нержавеющая сталь (по ГОСТ 19126-2007)

13. ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК (СВОЙСТВ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ-МИ.

Наименование	Продукт	Код продукта	Параметры
Имплантовод для мануального использования с динамометрическим ключом или отверткой CS Implant Driver короткий 2,5 мм ITD2.5S-CS (арт. 3801)		3801	Масса: 1.72 ± 0.05 г Диаметр: 3 ± 0.02 мм Общая длина: 20 ± 0.1 мм Рабочая длина: 11.5 ± 0.1 мм Твердость: 32-36 HRC Шероховатость: 0,8 мкм (32 микродюйма) Ширина: 7.2 ± 0.02 мм Острые края (мм) R: $R0.03 \pm 0.02 / 0.03 \pm 0.02 \times 45^\circ$

			Тип соединения: CS
Имплантовод для мануального использования с динамометрическим ключом или отверткой CS Implant Driver длинный 2,5 мм ITD2.5L- CS (арт.3803)		3803	Масса: 2.49±0.05 г Диаметр: 3±0.02 мм Общая длина: 30±0.1 мм Рабочая длина: 21.5±0.1 мм Твердость: 32-36 HRC Шероховатость: 0,8 мкм (32 микродюйма) Ширина: 7.2±0.02 мм Острые края (мм) R: R0.03±0.02/0.03±0.02x45° Тип соединения: CS
Имплантовод для мануального использования без вспомогательного инструментария CS Manual Implant Driver 2,5 мм MITD2.5-CS (арт.3806)		3806	Масса: 2.34±0.05 г Диаметр: 3.65±0.02 мм Общая длина: 32.5±0.1 мм Рабочая длина: 17.5±0.1 мм Твердость: 32-36 HRC Шероховатость: 0,8 мкм (32 микродюйма) Ширина: 7±0.02 мм Острые края (мм) R: R0.03±0.02/0.03±0.02x45° Тип соединения: CS

Присоединительные размеры:

Имплантовод для мануального использования с динамометрическим ключом или отверткой CS Implant Driver короткий 2,5 мм ITD2.5S-CS (арт. 3801)

размеры дистального конца в мм.

Допуск ±0,1 мм, если не указано иное.




Рисунок 2. Размеры дистального конца

Размеры проксимального конца в мм.

Допуск $\pm 0,05$ мм, если не указано иное.




Рисунок 3. Общий вид проксимального конца (обозначение размеров C, D и F)




Рисунок 4. Размеры C, D и F (в круге) из рис.3

Имплантовод для мануального использования с динамометрическим ключом или отверткой CS Implant Driver длинный 2,5 мм ITD2.5L-CS (арт.3803)

размеры дистального конца в мм.

Допуск $\pm 0,1$ мм, если не указано иное.




Рисунок 5. Размеры дистального конца

Размеры проксимального конца в мм.

Допуск $\pm 0,05$ мм, если не указано иное.




Рисунок 6. Общий вид проксимального конца (обозначение размеров Е и G)




Рисунок 8. Размеры E, F и G (в круге) из рис.7

14. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделий должна производиться всеми видами крытого транспорта с соблюдением условий и требований, установленных на данном виде транспорта.

Температура	от-50- до+50°C
Атмосферное давление	Н/П
Относительная влажность	75% при 15 °C

15. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Медицинские изделия предусмотрены для использования стоматологом, имеющим опыт проведения данной процедуры (стоматологи-реставраторы, хирурги).

Условия выполнения процедуры:

Стоматологические клиники или лаборатории.

16. УПАКОВКА. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Медицинские изделия упакованы в индивидуальную герметичную прозрачную нестерильную упаковку (первичную упаковку).

Поставляются по 10, 20 и 50 штук в групповой(транспортной) упаковке с инструкцией к применению.

17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Не применимо.

18. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Медицинские изделия после использования относятся к медицинским отходам и являются медицинскими отходами класса Б – эпидемиологически опасные отходы. Мероприятия по обеззараживанию и утилизации использованных инструментов должны проводиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Утилизировать в соответствии с принятой медицинской практикой и применимыми местными, государственными и федеральными законами и правилами.

19. НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Производитель
 Alpha-Bio Tec Ltd.
 «Альфа-Био Тек Лтд.», Израиль
 7 Hatnufa St., Kiryat Arye, POB 3936 Petach Tikva, 4851025, Israel
 Места производства медицинского изделия
 Alpha Bio Tec Ltd., 21 HaReches Blvd., POB 284, Modi'in, 7171102, Israel

20. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО «Нобель Биомед Раша»
 109004 Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр.2
 Тел.: +7 (495) 974-77-55.

21. ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

MDD 93/42/EEC	Директива о медицинских изделиях
EN ISO 13485:2016	Медицинские изделия - системы менеджмента качества - требования для целей регулирования
EN ISO 14971:2012	Медицинские изделия - Применение управления рисками к медицинским изделиям
ANSI/AAMI/ISO 15223-1:2016	Медицинские изделия. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
MedDev 2.7.1	Клиническая оценка. Руководство для производителей и уполномоченных органов
MedDev 2.12-1	Руководство по надзору за медицинскими изделиями
ISO 2859-1:1999	Процедуры выборочного контроля по качественным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (AQL) для последовательного контроля партий
EN ISO 10993-1:2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
EN ISO 13504:2012	Стоматология - Общие требования к использованным при имплантации инструментам и оснастке, используемым в лечении и при установке дентальных имплантатов
EN 1041:2013	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
EN ISO 11737-1:2018	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции
EN ISO 11737-2:2019	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при определении, валидации и поддержании процессов стерилизации
SS EN 1639:2010	Стоматология. Медицинские приборы для стоматологии. Инструменты
EN ISO 13504:2012	Стоматология - Общие требования к использованным при имплантации инструментам и оснастке, используемым в лечении и при установке дентальных имплантатов
ISO 17664:2004	Стерилизация медицинских изделий. Информация, предоставляемая изготовителем для проведения повторной стерилизации медицинских изделий

Перевод с языка иврит и английского языка на русский язык

Серийный номер 4797-03-22

Форма № 6

УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕРНОСТИ КОПИИ

Я, нижеподписавшийся Ювал Плада
Лицензия на осуществление нотариальной деятельности
№ 2084427

Настоящим свидетельствую, что мне был предъявлен

- оригинал документа
верная копия оригинала
копия оригинала
информация в электронной форме (указать) из базы
данных

Составленный на английском языке, которым я
свободно владею.

Я подтверждаю своею подписью и печатью, что
прилагаемый документ, отмеченный литерой «А»,
является точной копией предъявленного мне документа
или информации.

Удостоверено 29.03.2022 года

Взыскана нотариальная пошлина: 143 израильских
шекелей

[подпись]

Подпись

Печать нотариуса

[Печать: НОТАРИУС ПЛАДА ЮВАЛ]

[Печать: НОТАРИУС ПЛАДА ЮВАЛ]

[Печать: НОТАРИУС ПЛАДА ЮВАЛ]

Серийный номер 4797-03-22

Форма № 6

УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕРНОСТИ КОПИИ

Я, нижеподписавшийся Ювал Плада
Лицензия на осуществление нотариальной деятельности
№ 2084427

Настоящим свидетельствую, что мне был предъявлен

- оригинал документа
верная копия оригинала
копия оригинала
информация в электронной форме (указать) из базы
данных

Составленный на английском языке, которым я
свободно владею.

Я подтверждаю своею подписью и печатью, что
прилагаемый документ, отмеченный литерой «А»,
является точной копией предъявленного мне документа
или информации.


Удостоверено 29.03.2022 года

Взыскана нотариальная пошлина: 143 израильских
шекелей

[подпись]

Подпись

Печать нотариуса

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Одобрено Имя: Шани Арох Должность: Менеджер проекта отдела регуляторных отношений и контроля качества	Подпись, печать /Подпись/ Штамп: АЛЬФА БИО ТЕК (ALPHA BIO TEC) 531488942

Текст на русском языке ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Имплантовода CS Implant Driver

Перевод выполнила переводчик
Плиткина Янина Олеговна

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва
Пятнадцатого апреля две тысячи двадцать второго года

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Плиткиной Янины Олеговны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2022- 16 - 3605

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ




Л.В.Дейнеко

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 15 (пятнадцать) листов.

Л.В.Дейнеко

ПОДПИСЬ



Российская Федерация
Город Москва

Пятнадцатого апреля две тысячи двадцать второго года

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2022- 16 - 3608

Уплачено за совершение нотариального действия: 960 руб. 00 коп.

Л.В. Дейнеко



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 15 (пятнадцать) листов.

Л.В. Дейнеко