




Инструкция по применению медицинского изделия
Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный

производства компании

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co.KG

Westerwaldstrasse 4, 56579, Rengsdorf, Germany

Версия 2024-11

	Verified and approved/ проверено и одобрено	
Function/ Функция	Deputy of Head of Regulatory Affairs International Заместитель руководителя международного регулирования	
Department/ Отдел	Quality and Regulatory Affairs/ По вопросам качества и регулирования	
Name/ Имя	Taras Zarichnyi/ Тарас Заричный	
Date / Signature Дата/ Подпись	14.11.2024	i.v. 

Оглавление

Наименование изделия.....	3
Производитель	3
Уполномоченный представитель производителя в России	3
Маркировка.....	3
Описание изделия.....	4
Состав изделия.....	5
Назначение	5
Показания к применению.....	5
Возможные области применения	5
Противопоказания	6
Побочные действия.....	6
Взаимодействие	6
Требования к потенциальному потребителю	7
Целевая группа пациентов.....	7
Условия применения.....	7
Способ применения.....	7
Меры предосторожности	8
Общие примечания	9
Технические характеристики изделий.....	9
Условия транспортировки и хранения	9
Условия применения	9
Требования к охране окружающей среды.....	9
Упаковка.....	9
Утилизация.....	9
Сведения о стерильности и методы стерилизации.....	10
Срок годности	10
Требования к техническому обслуживанию и ремонту.....	10
Гарантии	10
Рекламация.....	10
Перечень нормативных документов/ стандартов, которым соответствует медицинское изделие.....	10
Приложение № 1 к Инструкции по применению.....	11
Приложение № 2 к Инструкции по применению.....	14
Примечание: данное оглавление не является частью Инструкции по применению, предназначенной для пользователя.	

Наименование изделия

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный
в составе:

- I. Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный – 10 шт./упак.
- II. Инструкция по применению – 1 шт.

Комплектность поставки медицинского изделия

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный поставляется потребителю в потребительской упаковке.

Одна потребительская упаковка содержит 10 штук индивидуальных упаковок и Инструкцию по применению – 1 шт.

Наименование медицинского изделия	Кол-во изделий в потребительской упаковке	Кол-во изделий в транспортной упаковке
Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный	10 шт.	80 шт.

Производитель

«Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG»

Westerwaldstr.4, 56579, Rengsdorf, GERMANY, Германия

Телефон: +43 157670-0 / Факс: +43 157717-99

Адрес электронной почты: info@at.LRmed.com

Уполномоченный представитель производителя в России

См. дополнительную этикетку на потребительские упаковки для обращения изделия на территории Российской Федерации

Маркировка

Символы, используемые на маркировке индивидуальной, потребительской и транспортной упаковках медицинского изделия

Изображение символа	Наименование символа	Изображение символа	Наименование символа
	Изготовитель		Логотип производителя
	Дата изготовления		Стерилизация оксидом этилена

**Инструкция по применению на медицинское изделие:
Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный**

	Использовать до		Не стерилизовать повторно
	Код партии		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Номер по каталогу		Система с одианрным стерильным барьером
	Не допускать воздействия солнечного света		Запрет на повторное применение
	Не допускать воздействия влаги		Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Медицинское изделие		Упаковка изделия предназначена для сбора или вторичной переработки
	Европейский сертификат с номером сертифицирующего органа		
Дополнительная информация, которую можно встретить на маркировке			
- DataMatrix / матричный двумерный код - Штрихкод - QR- код со ссылкой на соответствующую веб-страницу компании L&R - Петля Мебиуса с указанием материала, из которого изготовлен упаковочный материал			

Более подробная информация о требованиях к маркировке медицинского изделия указана в Приложении № 2 к инструкции по применению. Для получения Приложения № 2 просьба обратиться к Уполномоченному представителю производителя на территории РФ - ООО «Фирма «Финко». Контакты указаны на дополнительной этикетке, расположенной на потребительской упаковке.

Описание изделия

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный состоит из корпуса коннектора, трех скользящих муфт коннектора, трех уплотнительных втулок и двух разбухающих уплотнителей.

Изделие применяется для подключения двух отводов (от раны или вакуумной повязки) к системе CNP. Через основной просвет коннектор Y-образный Suprasorb® CNP подсоединяется к трубке ёмкости для сбора экссудата Suprasorb® CNP, к двум другим просветам можно подключить либо два дренажа глубокого ввода Suprasorb® CNP, два порта дренажных Suprasorb® CNP или один дренаж глубокого ввода Suprasorb® CNP и один порт дренажный Suprasorb® CNP.

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный предназначен для одноразового использования.

Состав изделия

Корпус: Полипропилен

Скользкая муфта коннектора: акрилонитрилбутадиенстирол,

Уплотнительная втулка: Полипропилен, термопластичный эластомер

Разбухающий уплотнитель: полипропиленовое нетканное полотно, целлюлоза с встроеным сверхвпитывающим полиакрилатом натрия, термопластичный клей

Назначение

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP предназначен для использования в рамках проведения процедуры лечения ран управляемым разрежением (контролируемым отрицательным давлением) для подключения двух отводов (от раны или вакуумной повязки) к системе CNP (CNP = controlled negative pressure = управляемое разрежение (контролируемое отрицательное давление)).

Показания к применению

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP можно использовать в рамках проведения процедуры лечения ран управляемым разрежением (контролируемым отрицательным давлением) с помощью системы CNP на неинфицированных, а также контаминированных, колонизированных, критически колонизированных или инфицированных ранах, если они слабо, умеренно или сильно экссудуют, поверхностны или глубоки.

Возможные области применения

В целом необходимо соблюдать область применения системы лечения ран управляемым разрежением (контролируемым отрицательным давлением):

- трофические язвы (венозные, артериальные, смешанные)
- пролежни
- поражения диабетической стопы
- посттравматические и послеоперационные раны
- первоначально инфицированные раны после хирургической обработки
- повреждения мягких тканей (рваные ушибы, отрыв кожных покровов)
- травмы с обнажением кости или брадитрофической ткани
- раны вследствие фасциотомии при компартмент-синдроме
- состояния после трансплантации кожи (например, сетчатый трансплантат, пока он не заживет благополучно на 5-6 день)
- инфекции раны грудины после хирургической обработки раны

- открытые абдоминальные операции, включая лечение свищей
- лечение ожогов 1 и 2 степени

Противопоказания

В целом необходимо соблюдать противопоказания системы для лечения ран управляемым разрежением (контролируемым отрицательным давлением):

- Открытые сосуды, которые могут быть повреждены применением управляемого разрежения (отрицательного давления). Это также относится к сосудистым анастомозам.
- Нарушения свертываемости крови (риск кровотечения).
- При острых незначительных и больших кровотечениях в области раны после травмы/хирургической обработки.
- Некроз тканей.
- Неисследованные свищи.
- Нелеченный остеомиелит.
- Злокачественные раны.
- Открытые органы без надлежащей защиты органов.
- Состояние сухой раны.
- Ожоги 3-й степени.
- Использование на груди (за исключением инфекции раны грудины после хирургической обработки раны).
- Изделие нельзя использовать, если известна непереносимость или аллергия на один или несколько компонентов и/или ингредиентов.

Побочные действия

В очень редких случаях при использовании могут возникнуть раздражения кожи, аллергия и/или боль.

Взаимодействие

- Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP предназначен для использования с терапевтическим аппаратом Suprasorb® CNP P3, соответствующими принадлежностями и дополнительными компонентами системы CNP.
- На сегодняшний день не выявлено никаких неблагоприятных взаимодействий при использовании коннектора Y-образного Suprasorb® CNP со следующими медицинскими изделиями:
 - Дренаж глубокого ввода Suprasorb® CNP одноразовый стерильный,
 - Порт дренажный Suprasorb® CNP одноразовый стерильный,
 - Ёмкость для сбора экссудата Suprasorb® CNP одноразовая стерильная, в вариантах исполнения,
 - Аппарат Suprasorb® CNP P3.

Требования к потенциальному потребителю

Изделие должно использоваться только в медицинских организациях квалифицированными медицинскими работниками, прошедшими обучение по терапии ран управляемым разрежением (контролируемым отрицательным давлением).

Целевая группа пациентов

Производитель не устанавливает возрастные ограничения для пациентов, которым может быть показана терапия лечения ран управляемым разрежением (контролируемым отрицательным давлением). Необходимость проведения терапии лечения ран управляемым разрежением (контролируемым отрицательным давлением) определяется лечащим врачом.

Условия применения

Изделие Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP предназначено для использования медицинским персоналом в лечебно-профилактических учреждениях.


Во время проведения процедуры лечения ран управляемым разрежением (контролируемым отрицательным давлением) с помощью системы CNP квалифицированный медперсонал должен в обязательном порядке проводить регулярный контроль повязок и вакуумных систем.

Способ применения

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP используется как часть системы CNP после наложения раневой повязки для подключения системы дренажа раны к аппарату Suprasorb® CNP P3.




1. Применение

- а) Перед вскрытием индивидуальной упаковки изделия убедитесь, что отсутствуют наличие очевидных повреждений или следы преждевременного вскрытия.
- б) Вскройте индивидуальную упаковку в указанном месте и извлеките стерильное изделие, соблюдая условия асептического изъятия.



- с) Откройте коннектор Y-образный Suprasorb® CNP со всех трех концов, перемещая скользящие муфты по направлению ДРУГ К ДРУГУ, согласно изображенным на нем символам. (см. рисунок 1)

**Инструкция по применению на медицинское изделие:
Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный**



d) Предварительно убедитесь в том, что коннекторы, размещённые на концах трубок, которые Вы подключаете к коннектору Y-образному, удалены. (см. рисунок 2)

e) Вставьте трубку ёмкости для сбора экссудата в более длинный конец коннектора Y-образного, а трубки для соединения с раной в два более коротких конца. Вставьте трубки глубиной на ДВА САНТИМЕТРА. При необходимости надавите на них, чтобы они вошли глубже. (см. рисунок 3)

f) Закройте коннектор Y-образный Suprasorb® CNP со всех трех концов, перемещая скользящие муфты по направлению ДРУГ ОТ ДРУГА, согласно изображенным на нем символам. (см. рисунок 4)

2. Смена повязки

При смене раневой повязки коннектор Y-образный Suprasorb® CNP должен быть также заменен. Смена повязки должна производиться по согласованию с лечащим врачом.

Меры предосторожности

- При использовании коннектора Y-образного Suprasorb® CNP необходим частый контроль процесса лечения. Сигнализация подключенного аппарата Suprasorb® CNP P3 при использовании коннектора Y-образного Suprasorb® CNP не является однозначной.
- Не соединяйте трансплантаты и/или лоскуты ткани с коннектором Y-образным Suprasorb® CNP.
- Не соединяйте раны различной этиологии при помощи коннектора Y-образного Suprasorb® CNP, так как в противном случае существует риск перекрестной контаминации.
- Использовать коннектор Y-образный Suprasorb® CNP разрешается только в комбинации с аппаратом Suprasorb® CNP P3.

Общие примечания

В случае серьёзного инцидента свяжитесь с производителем и ответственными органами здравоохранения.

Технические характеристики изделий

Изделие	Масса	Длина
Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP	6 ± 1 г	----

Таблица 2

Условия транспортировки и хранения

Условия транспортировки и хранения: при температуре от +15°C до +25°C и относительной влажности от 55% до 65%;

Хранить изделие в сухом, защищённом от пыли месте.

Условия применения

от +15°C до +30°C и относительной влажности от 55 до 65%.

Требования к охране окружающей среды

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP одноразовый стерильный при хранении, транспортировании и применении не приносит вреда окружающей среде.

Упаковка

Индивидуальная упаковка

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный поставляется стерильным. Каждое изделие упаковано в индивидуальную упаковку и расфасовано в потребительскую упаковку.

Потребительская упаковка

Потребительская упаковка Коннектора Y-образного Suprasorb® CNP содержит 10 штук индивидуальных упаковок. В каждую потребительскую упаковку вложена одна инструкция по применению.

Транспортная упаковка

Транспортная упаковка Коннектора Y-образного Suprasorb® CNP содержит 80 штук индивидуальных упаковок. Транспортная упаковка- это гофрокартонная коробка, запечатанная клейкой лентой.

Утилизация

Пользователю рекомендуется соблюдать действующее национальное законодательство, нормы и принципы, регулирующие утилизацию медицинских отходов.

Изделия, которые не были использованы, с истекшим сроком годности или при повреждении упаковки необходимо утилизировать как медицинские отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Использованные изделия утилизируются в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Сведения о стерильности и методы стерилизации

Каждое изделие Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP упаковано в отдельную стерильную упаковку и стерилизовано оксидом этилена.

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP предназначен для одноразового использования и не подлежит повторной стерилизации.

Изделие является стерильным до тех пор, пока упаковка не вскрыта и не повреждена.

Срок годности

Изделие только однократного применения.

Дата, до которой необходимо использовать изделие, указана на упаковке.

При соблюдении условий хранения срок годности изделия составляет 3 года со дня производства.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP является одноразовым изделием, не нуждающимся в техническом обслуживании или ремонте

Гарантии

Производитель гарантирует, что изделие было произведено в соответствии с его техническими характеристиками и лучшими производственными практиками, применяемыми стандартами отрасли и нормативными требованиями.

Изделие предназначено только для однократного применения, компания «Ломанн энд Раушер Интернэшнл ГмбХ энд Ко. КГ» не берет на себя никакой ответственности в отношении изделия, если оно использовалось, обрабатывалось или стерилизовалось повторно, и не дает никаких гарантий в отношении таких повторно использованных, обработанных или стерилизованных изделий.

Гарантированный срок хранения – 3 года со дня производства

Рекламация

По всем вопросам, касающимся эксплуатации, технического обслуживания, качества изделия и др., на территории Российской Федерации следует обращаться к ООО «Фирма «Финко», 123007 г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5, эт/пом/ком 4/1/9-16, тел. 8 (495) 640-34-55, e-mail: info@finco-med.com

Перечень нормативных документов/ стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Данная информация указана в Приложении № 1 к инструкции по применению. Для получения Приложения № 1 просьба обратиться к Уполномоченному представителю производителя на территории РФ - ООО «Фирма «Финко». Контакты указаны на дополнительной этикетке упаковки.

Приложение № 1 к Инструкции по применению
(предоставляется только по целенаправленному запросу пользователя)

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный

производства компании

**«Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG»
Westerwaldstr.4, 56579 Rengsdorf, GERMANY, Германия**

**Перечень нормативных документов/ стандартов, которым
соответствует медицинское изделие**

Версия 2024-11

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный

EN ISO 14971:2019	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.
EN 62366-1:2015/ Cor.1:2016+A1:2020	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
ISO 10993-1:2018	Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ISO 10993-3:2014	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию
ISO 10993-4:2017	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью
ISO 10993-5:2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
ISO 10993-6:2016	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации
ISO 10993-7:2008	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации.
ISO 10993-10:2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.
ISO 10993-11:2017	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.
ISO 10993-12:2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы.
ISO 10993-17:2002	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 17. Установление пороговых значений для вымываемых веществ.
ISO 10993-18:2020	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов.
ISO 10993-23:2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Испытания на способность вызывать раздражение.
MEDDEV 2.7/1: 2016 Rev 4	Клиническая оценка: Руководство для производителей и нотифицированных органов
ISO 11135-1:2014 Amd 1:2018	Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий
ISO 11737-1:2018 /Amd 1:2021	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1- Оценка популяции микроорганизмов на продукции

**Инструкция по применению на медицинское изделие:
Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный**

ISO 11737-2:2019	Стерилизация медицинской продукции. Микробиологические методы. Часть 2 - Исследования на стерильность, выполняемые при определении, валидации и техническом обслуживании процесса стерилизации
EN ISO 11607-1:2019	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
EN ISO 11607-2:2019	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
EN556-1:2001/AC:2006	Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации
ISO 20417:2021	Изделия медицинские - Информация, предоставляемая изготовителем.
ISO 15223-1:2021	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный

Приложение № 2 к Инструкции по применению
(предоставляется только по целенаправленному запросу пользователя)

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный

производства компании

«Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG»
Westerwaldstr.4, 56579 Rengsdorf, GERMANY, Германия

Требования, предъявляемые к маркировке изделия

Версия 2024-11

Маркировка

Изначальная маркировка изделий производителем соответствует требованиям ISO 20417:2021 и ISO 15223-1:2021.

Для обращения изделий на территории Российской Федерации потребительская упаковка имеет дополнительную этикетку.

Требование к дополнительной этикетке потребительской упаковки для обращения изделий на территории Российской Федерации

Дополнительная этикетка медицинского изделия согласно действующему законодательству, применимым государственным и международным стандартам, содержит, как минимум:

- Наименование медицинского изделия в соответствии с наименованием, указанным в регистрационном удостоверении
- Изготовитель – наименование, адрес, веб-сайт с соответствующим символом
- Уполномоченный представитель производителя на территории РФ – адрес, телефон, факс, электронная почта
- Номер и дата Регистрационного Удостоверения
- Условия транспортировки и хранения
- Условия эксплуатации
- Утилизация
- Надписи: «Изделие не токсично!», «Информацию на данном стикере считать ПРИОРИТЕТНОЙ!», «Количество изделий указаны на упаковке. (Stk/pcs = шт.)»
- «Произведено в Чешской Республике»
- Ссылка на ресурс для скачивания инструкции по применению

Дополнительная этикетка располагается на потребительской упаковке. Этикетка не должна перекрывать информацию, необходимую для безопасного применения изделия.

UVZ-Nr. 2786 für 2024 B

I hereby certify that the above is the true signature, subscribed in my presence, of

Mr. Taras Zarichnyi, date of birth 06.09.1981,
resident in Irlicher Straße 55, 56567 Neuwied, Germany,

who is personally known to me.

Neuwied, the 14th November 2024




Dr. Bohr
Notary

[Перевод с английского и немецкого языков на русский язык]

[Логотип компании «ЛОМАНН ЭНД РАУШЕР»]

[Текст документа на английском и русском языках идентичен]

Инструкция по применению медицинского изделия

Коннектор Y-образный Suprasorb® CNP, одноразовый стерильный

производства компании

«Ломанн энд Раушер Интернэшнл ГмбХ энд Ко. КГ»

(Lohmann & Rauscher International GmbH & Co.KG)

Вестервальдштрассе 4, 56579, Ренгсдорф, Германия

(Westerwaldstrasse 4, 56579, Rengsdorf, Germany)

Версия 2024-11

Проверено и одобрено	
Функция	Заместитель руководителя международного регулирования
Отдел	По вопросам качества и регулирования
Имя	Тарас Заричный (Taras Zarichnyi)
Дата/подпись	14.11.2024 г. /подпись/

[Текст документа на русском языке]

Номер в реестре регистрации нотариальных действий 2786 за 2024 В

Настоящим заверяю подлинность вышестоящей подписи, поставленной в моем присутствии нижеуказанным лицом:

**г-н Тарас Заричный, дата рождения: 06.09.1981 г.,
зарегистрированный по адресу: Ирлихер Штрассе 55, 56567, Нойвид, Германия (Irlicher
Straße 55, 56567 Neuwied, Germany),**

чья личность была мной установлена.

г. Нойвид, 14 ноября 2024 г.

/подпись/
**Д-р Бор
Нотариус**

[Печать: Нотариус в г. Нойвид * Д-р Марк Бор (Marc Bohr)]

Перевод данного текста выполнен переводчиком Малошовой Анной Андреевной

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать шестого ноября две тысячи двадцать четвертого года

Я, Веремий Наталья Игоревна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Веремий Юлии Игоревны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Малошовой Анны Андреевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-п/77-2024-14-92

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Веремий Ю.И.

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Веремий Ю.И.

Н.И. Веремий

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 18 лист(-а,-ов).

ВРИО нотариуса:

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать шестого ноября две тысячи двадцать четвертого года

Я, Веремий Наталья Игоревна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Веремий Юлии Игоревны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-п/77-2024-14-94

Уплачено за совершение нотариального действия: 1900 руб. 00 коп.



Н.И. Веремий

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 18 лист(-а,-ов).

ВРИО нотариуса: