



INSTRUCTION FOR USE

ACCESS PCT CALIBRATOR

As a responsible official of Immunotech SAS A Beckman Coulter Company, located at 130 Avenue de Lattre de Tassigny, BP 177, Marseille, Cedex 9, 13276, France, I hereby certify that document attached to this cover letter is a true copy of the original document.

754842

Sincerely,

14.01.2025

Authorized Signatory:

Date: January 14, 2025

Place: Marseille, France

Name: Sophie Salvat

Title: Manager Quality Assurance and Regulatory Affairs



Pr le Président de la Chambre
de Commerce et d'Industrie
Par délégation

MIOLLIS Régis,
Vu exclusivement pour
certification matérielle de la signature
de (Seen exclusively to certify the
above signature) Sophie SALVAT

IMMUNOTECH S.A.S.
A BECKMAN COULTER COMPANY
130, av. de Lattre de Tassigny
B.P. 177 - 13276 Marseille Cedex 9
France
Tél. 33(0)4.91.17.27.00



ACCESS
Immunoassay Systems

Инструкция по применению

© 2024 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

ACCESS PCT CALIBRATOR Прокальцитонин

REF C22594

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Только по назначению врача

ПРИНЦИП РАБОТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Калибраторы Access PCT предназначены для калибровки анализа Access PCT, применяемого для количественного определения концентрации прокальцитонина в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунологического анализа Access.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ

Калибровка количественного анализа представляет собой процесс, при котором пробы с известными концентрациями аналита (то есть, калибраторы анализа) анализируются как пробы пациентов для измерения ответа. Математическая связь между измеренными ответами и известными концентрациями аналитов дает калибровочную кривую. Данное математическое соотношение, или калибровочная кривая, используется для преобразования результатов измерений проб из относительных световых единиц (RLU) в количественные значения концентраций анализируемых веществ.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

В настоящее время отсутствует международно признанный эталонный метод или эталонный материал для стандартизации PCT.

Анализируемое вещество в калибраторах Access PCT прослеживается до рабочих калибраторов изготовителя. Соответствие стандартам измерений основано на стандарте EN ISO 17511.

Указанные значения были установлены при использовании репрезентативных образцов из данной партии калибратора и специфичны для аналитических методик Access. Значения, используемые другими методиками, могут отличаться. Появление подобных различий может быть обусловлено внутренними различиями используемых методик.

РЕАГЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Калибраторы Access PCT

Кат. № C22594, S0-S6, 2 мл/флакон

- Поставляется в лиофилизированном виде.
- Лيوфилизированные калибраторы сохраняют стабильность до истечения срока годности, указанного на этикетке, при хранении при температуре от 2 до 10°C.

- С помощью волюметрической пипетки или эквивалента восстановите содержимое каждого флакона, используя 2,0 мл дистиллированной воды. Подождите 30 минут до растворения.
- Перед использованием тщательно перемешайте, аккуратно переворачивая.
- Используйте восстановленные калибраторы в течение 4 часов при хранении при температуре 20–25°C. В противном случае храните в морозильной камере при температуре от –30°C до –15°C до 90 дней.
- Размораживать при комнатной температуре. Перед использованием тщательно перемешайте содержимое, аккуратно переворачивая флакон. Избегайте образования пузырьков.
- Не размораживайте калибраторы более 3 раз.
- Признаком возможного разрушения является выход значений контроля качества за пределы установленного диапазона или невозможность выполнить полное восстановление калибраторов.
- Обратитесь к калибровочной карте для получения точных концентраций.

Ячейка	Компоненты
S0	Лиофилизированный буфер HEPES с белком (бычьим), ≤ 0,1% азиды натрия и 0,1% ProClin® 300
S1, S2, S3, S4, S5, S6:	Рекомбинантный прокальцитонин человека в концентрациях приблизительно 0,8, 5, 10, 25, 50 и 100 нг/мл (мкг/л) соответственно, в лиофилизированном буфере HEPES с белком (бычьим), ≤ 0,1% азиды натрия и 0,1% ProClin 300
Карточка калибровки	2

*ProClin™ является торговым знаком компании Dow Chemical Company («Dow») или дочерней компании Dow.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для диагностики *in vitro*.
- Пробы пациента, а также продукты, полученные из крови, могут обрабатываться в стандартных условиях при минимальном риске с использованием описанной процедуры. Тем не менее, данные продукты, независимо от их происхождения, обработки или предварительной сертификации, следует обрабатывать как потенциально инфекционные в соответствии с универсальными мерами предосторожности и правилами проведения лабораторных и клинических испытаний. Для дезинфекции используйте соответствующее дезинфицирующее средство. Храните и утилизируйте данные материалы и емкости из-под них в соответствии с действующими местными предписаниями и руководствами.
- Сведения об опасности, представляемой продуктом, см. в следующих разделах: «АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» И «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ GHS».

ИНГРЕДИЕНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Консервант с содержанием азиды натрия может образовывать взрывоопасные соединения в металлической водопроводной арматуре. См. бюллетень Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH): Explosive Azide Hazard (Взрывоопасные азиды) (16.8.76). Чтобы избежать накопления азидных соединений, промывайте сливные трубы водой после сброса неразбавленного реагента. Утилизацию азиды натрия следует проводить в соответствии с соответствующими местными нормами.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ GHS

Калибратор S0 PCT

ОСТОРОЖНО!



H317

Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H412

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P273

Не допускать попадания в окружающую среду.

P280

Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения / лица.

P333+P313

При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.

P362+P364

Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.

реакционная смесь из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 220-239-6](3:1) < 0,05%

Калибраторы S1, S2, S3, S4, S5, S6 PCT ОСТОРОЖНО!



H317

Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H412

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P273

Не допускать попадания в окружающую среду.

P280

Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения / лица.

P333+P313

При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.

P362+P364

Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.

реакционная смесь из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 220-239-6](3:1) < 0,05%

809

Паспорт безопасности доступен на сайте beckmancoulter.com/techdocs

КАЛИБРОВКА

ИНФОРМАЦИЯ О КАЛИБРОВКЕ

Калибраторы Access PCT поставляются в 7 концентрациях — нулевой и приблизительно 0,8, 5, 10, 25, 50 и 100 нг/мл (мкг/л). Данные калибровки действительны не более 42 дней.

Калибраторы обрабатываются в двойных экземплярах.

ПРОЦЕДУРА(-Ы) АНАЛИЗА

ПРОЦЕДУРА

Обратитесь к соответствующим руководствам по эксплуатации систем и/или к справочной системе для получения информации по теории калибровки, конфигурированию калибраторов, вводу запроса на тестирование калибратора, а также анализу данных калибровки.

ПРИМЕЧАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ АНАЛИЗА

ОГРАНИЧЕНИЯ

При признаках бактериального загрязнения или повышенной мутности реагента флакон необходимо выбросить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для пациента / пользователя / третьей стороны в Европейском Союзе и в странах с идентичным регуляторным режимом (Регламент 2017/748/ЕС в отношении медицинских изделий для *in vitro* диагностики); если, во время использования этого устройства или в результате его использования произошел серьезный инцидент, сообщите о нем производителю и/или его уполномоченному представителю и своему национальному органу регулирования.

Могут быть охвачены одним или более патентами. — см. www.beckmancoulter.com/patents.

Сводные данные по безопасности и функциональным характеристикам доступны в Европейской базе данных изделий медицинского назначения (EUDAMED): ec.europa.eu/tools/eudamed

Beckman Coulter, стилизованный логотип и упоминаемые здесь знаки продукции и услуг Beckman Coulter являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Beckman Coulter, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

СВЕДЕНИЯ О ВЕРСИЯХ

Версия D

Новый выпуск соответствующей требованиям IVDR инструкции по применению (IFU)

Версия E

Добавлены переводы

Версия F

Добавлены переводы

Обновлен раздел «Содержание».

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИМВОЛОВ

Глоссарий символов доступен на сайте beckmancoulter.com/techdocs (номер документа C02724).

 **IMMUNOTECH SAS A Beckman Coulter Company, 130, Avenue de Lattre de Tassigny,
BP 177, 13276 Marseille Cedex 9, France, +(33) 4 91 17 27 27
www.beckmancoulter.com**

**ООО «Бекмен Культер», 109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел. +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com**

Дополнение к инструкции по применению медицинского изделия «Калибраторы для калибровки реагента для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system». Только для Российской Федерации.

Наименование медицинского изделия для диагностики in vitro

Калибраторы для калибровки реагента для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system

Калибраторы для калибровки реагента для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system, в составе:

1. Калибратор для калибровки реагента для определения прокальцитонина (Access PCT Calibrators):

1.1. Калибраторы S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 - 7 флаконов по 2 мл;

1.2. Калибровочная карта со штрихкодами - 2 шт.;

1.3. Инструкция по применению (в комплекте и на официальном сайте производителя) - 1 шт.

Сведения о производителе медицинского изделия для диагностики in vitro и (или) его уполномоченном представителе

Сведения о производителе (изготовителе)/разработчике медицинского изделия

Наименование: «Иммунотех САС компания Бекмен Культер» (Immunotech SAS A Beckman Coulter Company)

Адрес: 130 Avenue de Lattre de Tassigny, BP 177, Marseille, Cedex 9, 13276, France (Франция)

Телефон: (33) 491 172 727

Веб-сайт: www.beckmancoulter.com

Сведения о месте (местах) производства медицинского изделия

Место производства медицинского изделия

Наименование: Beckman Coulter, Inc., Соединенные Штаты

Адрес: 1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota, 55318, USA

Веб-сайт: www.beckmancoulter.com

Сведения об уполномоченном представителе производителя на территории РФ

Наименование: ООО «Бекмен Культер»

Адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3

Телефон: +7 (495) 228 6700

Факс: +7 (495) 228 6701

E-mail: beckman.ru@beckman.com

Назначение медицинского изделия для диагностики in vitro

Калибраторы Access PCT предназначены для калибровки анализа Access PCT, применяемого для количественного определения концентрации прокальцитонина в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунологического анализа Access.

IFU-C33749 F

Дополнение к инструкции по применению медицинского изделия «Калибраторы для калибровки реагента для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system». Только для Российской Федерации.

Популяционные, демографические аспекты применения медицинского изделия

Популяционные, демографические аспекты применения медицинского изделия отсутствуют.

Показания и противопоказания к применению медицинского изделия, область применения медицинского изделия

Показания к применению медицинского изделия

Применять в соответствии с назначением медицинского изделия.

Противопоказания к применению медицинского изделия

Не применимо для данного медицинского изделия.

Область применения медицинского изделия

Клиническая лабораторная диагностика.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Не применимо для данного медицинского изделия.

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия, конкретизация профессионального уровня потенциальных пользователей

Медицинское изделие должно использоваться только квалифицированными медицинскими работниками в частных или государственных лечебно-профилактических учреждениях или отдельных лабораториях.

Сведения о рабочих характеристиках

Рабочие характеристики медицинского изделия установлены совместно с медицинским изделием «Реагент для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system», производства Immunotech S.A.S a Beckman Coulter Company (Иммунотех компания Бекмен Кюльтер), Франция.

Перечень материалов и специальных материалов, которые требуются для проведения тестирования (анализа), но не содержатся в комплекте поставки медицинского изделия для диагностики in vitro

- Анализатор иммунохимический UniCel DxI 600 с принадлежностями, Регистрационное удостоверение № ФЦЗ 2009/05241 от 04.04.2016г;
- Анализатор иммунохимический UniCel DxI 800, РУ № ПЗН 2015/2862 от 15.07.2015г;
- Система иммунохимического анализа Access 2 с принадлежностями, РУ № ФЦЗ 2010/08711 от 24.12.2010 г;
- Реагент для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system, РУ №ПЗН 2022/17187 от 17.05.2022г;
- Реагенты in vitro диагностические и расходные материалы для иммунохимических анализаторов серии ACCESS system: Субстрат (Access Substrate), РУ № ФЦЗ 2010/08529 от 22.05.2023 г;
- Реагенты in vitro диагностические и расходные материалы для иммунохимических анализаторов серии ACCESS system: Промывочный буфер «Wash Buffer II» (для Access) (Access Wash Buffer II), РУ № ФЦЗ 2010/08529 от 22.05.2023 г;

IFU-C33749 F

Дополнение к инструкции по применению медицинского изделия «Калибраторы для калибровки реагента для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system». **Только для Российской Федерации.**

- Реагенты in vitro диагностические и расходные материалы для иммунохимических анализаторов серии ACCESS system: Реакционные пробирки (16x98 шт./упак.) (для Access) (Access Reaction Vessels), РУ № ФСЗ 2010/08529 от 22.05.2023 г;
- Реагенты in vitro диагностические и расходные материалы для иммунохимических анализаторов серии ACCESS system: Чашечки для образцов 2.0 мл (Access Sample Cups 2 ml.), РУ № ФСЗ 2010/08529 от 22.05.2023 г;
- Реагенты in vitro диагностические и расходные материалы для иммунохимических анализаторов серии ACCESS system: Мешки для сбора отходов (для Access) (Access Waste Bags), РУ № ФСЗ 2010/08529 от 22.05.2023 г;
- Реагенты in vitro диагностические и расходные материалы для иммунохимических анализаторов серии ACCESS system: Проверочный раствор (Access System Check Solution), РУ № ФСЗ 2010/08529 от 22.05.2023 г.

Сведения о специальных условиях хранения и (или) обращения пользователей с медицинским изделием in vitro

Условия хранения

Калибраторы для калибровки реагента для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system сохраняет стабильность до истечения срока годности, указанного на этикетке, при хранении при температуре от 2 до 10°C.

Условия транспортировки

Транспортировка медицинского изделия осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Рекомендуемые температурные условия транспортировки: от 2 до 10°C.

Условия эксплуатации

Используйте восстановленные калибраторы в течение 4 часов при хранении при температуре 20–25°C. В противном случае храните в морозильной камере при температуре от –30°C до –15°C до 90 дней. Размораживать при комнатной температуре. Перед использованием тщательно перемешайте содержимое, аккуратно переворачивая флакон. Избегайте образования пузырьков. Не размораживайте калибраторы более 3 раз. Признаком возможного разрушения является выход значений контроля качества за пределы установленного диапазона или невозможность выполнить полное восстановление калибраторов. Обратитесь к калибровочной карте для получения точных концентраций.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Не применимо для данного медицинского изделия.

Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия

Химические остатки должны соответствующим образом обрабатываться как специальные отходы. Их необходимо утилизировать в соответствии с законом о борьбе с загрязнением окружающей среды и другими законами соответствующей страны. Для обеспечения

Дополнение к инструкции по применению медицинского изделия «Калибраторы для калибровки реагента для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system». Только для Российской Федерации.

соответствия мы рекомендуем связаться с соответствующими (местными) органами власти и/или утвержденной компанией по утилизации для получения информации.

Утилизируйте отходы продукта, неиспользованный продукт и загрязненную упаковку в соответствии с нормами штата, федеральными или местными нормативами. В случае сомнений относительно применимых требований свяжитесь с уполномоченными органами для получения информации.

Класс Б - Отходы, образующиеся при/после использования медицинского изделия, необходимо классифицировать и уничтожать (утилизировать) как медицинские эпидемиологически опасные отходы, в соответствии в действующим законодательством.

Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие медицинского изделия требованиям нормативной и технической документации. Безопасность и качество гарантируются на протяжении всего срока годности.

2. Производитель несёт ответственность за дефекты медицинского изделия, за исключением дефектов, которые появились в связи с нарушением правил использования, условий транспортировки и хранения, были вызваны третьим лицом или чрезвычайными обстоятельствами.

3. Производитель заменяет медицинское изделие за свой счет, если технические и функциональные (потребительские) характеристики не соответствуют нормативной и технической документации, если данные недостатки были вызваны скрытым дефектом материалов или качеством изготовления изделия.

Информация о необходимости направления сообщения производителю или его уполномоченному представителю о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента)

По всем вопросам, связанным с качеством медицинского изделия, следует обращаться к уполномоченному представителю производителя на территории РФ:

Наименование: ООО «Бекмен Культер»

Адрес: Ул. Станиславского 21, строение 3, Москва, 109004, Россия

Телефон: +7 (495) 228 6700

Факс: +7 (495) 228 6701

E-mail: beckman.ru@beckman.com

Данные о первоначальном выпуске или последнем пересмотре инструкции по применению

Версия данной инструкции по применению указана в нижнем колонтитуле этого документа.

Инструкция по применению доступна на официальном сайте производителя.

Символы, применяемые в маркировке медицинского изделия

Символ	Название и описание символа
	Номер по каталогу

Дополнение к инструкции по применению медицинского изделия «Калибраторы для калибровки реагента для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system». Только для Российской Федерации.

Символ	Название и описание символа
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Содержимое
	Изготовитель
	Маркировка CE
	Обратитесь к паспорту безопасности
	Обратитесь к инструкции по применению
	Температурный диапазон
	Использовать до
	Код партии
	Дата изготовления
	Биологический риск
	Осторожно
	Содержит калибраторы
	Верх (манипуляционный знак)
S0	Калибратор 0 уровня

IFU-C33749 F

Дополнение к инструкции по применению медицинского изделия «Калибраторы для калибровки реагента для определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system». Только для Российской Федерации.

Символ	Название и описание символа
S1-S6	Калибраторы 1 -6 уровня
CAL CARD	Содержит калибровочные карты

IFU-C33749 F

/логотип: «ИММУНОТЕХ САС КОМПАНИЯ
БЕКМЕН КУЛЬТЕР» (IMMUNOTECH SAS A
BECKMAN COULTER COMPANY)/

/логотип: «Бекмен Культер» (Beckman
Coulter)/

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЛИБРАТОРЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РЕАГЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO НА АНАЛИЗАТОРАХ ИММУНОХИМИЧЕСКИХ СЕРИИ ACCESS SYSTEM

В качестве ответственного лица компании «Иммунотех САС компания Бекмен Культер» (Immunotech SAS A Beckman Coulter Company), адрес: 130 Avenue de Lattre de Tassigny, BP 177, Marseille, Cedex 9, 13276, France (Франция), я настоящим удостоверяю, что документ, прилагаемый к настоящему сопроводительному письму, является верной копией оригинала.

С уважением,

754842

14.01.2025

Уполномоченное лицо с правом подписи: /подпись/

Дата: 14 января 2025 г.

Место: Марсель, Франция

Имя: Софи Сальват (Sophie Salvat)

Должность: Менеджер отдела обеспечения
качества и нормативно-правового
регулирования

Уполномоченный представитель
Председателя Торгово-промышленной
палаты Исполняющий обязанности
/печать: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА – МАРСЕЛЬ PROVANCE/
/подпись/
МИОЛЛИ Реджис (MIOLLIS Régis),
Настоящим удостоверяю подлинность
подписи Софи САЛЬВАТ (Sophie
SALVAT)

/штамп: «ИММУНОТЕХ САС КОМПАНИЯ БЕКМЕН КУЛЬТЕР»
(IMMUNOTECH SAS A BECKMAN COULTER COMPANY)

130, av. de Lattre de Tassigny
B.P. 177 – 13276 Marseille Cedex 9
France (Франция)
Тел. 33(0)4.91.17.27.00/

130 avenue de Lattre Tassigny - BP 177 - 13276 MARSEILLE Cedex 9 France (Франция) - Тел. 33/91 17 27 00

Акционерное общество упрощенного типа с капиталом 8 109 480 евро – Идент. номер предприятия (Siret) 322 904 079
0005 8 • Номер в Реестре коммерческих организаций и акционерных обществ Марселя В 322 904 079

Конфиденциальная информация, являющаяся собственностью компании

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва
Третьего февраля две тысячи двадцать пятого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Пахтунова Алексея Владимировича.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-п/77-2025- 8-784

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Корсик М.А.

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Корсик М.А.

М.А. Корсик

Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью 13 лист(-а,-ов)

Нотариус:

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва
Третьего февраля две тысячи двадцать пятого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-п/77-2025- 8-786

Уплачено за совершение нотариального действия: 1400 руб. 00 коп.

М.А. Корсик

Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью 13 лист(-а,-ов).

Нотариус: