

«УТВЕРЖДАЮ»/ "APPROVE"

Фармалинк, С.Л./Pharmalink, S.L.

Avda. Universitat Autònoma, 13,
Parc Tecnologic del Valles, 08290 Cerdanyola del Valles, Barcelona, Spain

President

(должность/position)



Joan Jané Mateu

(имя/name)

PHARMALINK, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnologic del Valles
08290 Cerdanyola del Valles
Barcelona (Spain)
NIF: B-62152335

(подпись/signature)

« 21 » June 2023

«день» месяц (цифрами)/ «day» month (numerals)

Instruction for use

Nasal aspirator for children AQUA MARIS®,

Manufactured by Pharmalink, S.L., Spain

ASIENTO 151
SECCION 2ª
0820 JUN 2023

LEGITIMACION. YO, JUAN CORREA ARTES, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE CATALUNYA CON RESIDENCIA EN Cerdanyola del Valles, DOY FE que la firma que antecede correspondiente a Don JOAN JANE MATEU, con D.N.I. número 37.642.379-G, la considero legítima por serme conocida y coincidente con mi archivo y/o protocolo. -----

En Cerdanyola del Valles veintiuno de julio de dos mil veintitrés. -----

Asiento número **151** de la sección segunda del libro indicador.



Внимание!

В данный документ включены сведения, являющиеся коммерческой тайной компании. Данные параметры НЕ учитываются и НЕ контролируются пациентом при применении изделия.

Данный документ предназначен для специалистов с медицинским образованием и может быть предоставлен по запросу.

1. Наименование МИ

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»:

1. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в пластиковом футляре с четырьмя сменными насадками.
2. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в картонной коробке с тремя сменными насадками.

2. Данные о разработчике и производителе МИ

РАЗРАБОТЧИК:

Pharmalink, S.L. (Фармалинк, С.Л.)

Avda. Universitat Autònoma 13 - Parc Tecnològic del Valles 08290 Cerdanyola del Valles (Barcelona), Spain.

Проспект Университат Аутонома, 13 - Технологический Парк дель Вальес 08290 Серданьола-дель-Вальес (Барселона), Испания.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Pharmalink, S.L. (Фармалинк, С.Л.)

Avda. Universitat Autònoma 13 - Parc Tecnològic del Valles 08290 Cerdanyola del Valles (Barcelona), Spain.

Проспект Университат Аутонома, 13 - Технологический Парк дель Вальес 08290 Серданьола-дель-Вальес (Барселона), Испания.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.

Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia

Tel./Fax: +385 51 546 124

ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о.

Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия

Тел./Факс: +385 51 546 124

АДРЕСА МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

PHARMALINK, S.L., CTRA. DE VALLS TV-2034, KM 6 - 43886 VILABELLA (TARRAGONA), SPAIN.

ФАРМАЛИНК, С.Л., КТРА. ДЕ ВАЛЬС ТВ-2034, КМ 6 - 43886 ВИЛАБЕЛЬЯ (ТАРРАГОНА) ИСПАНИЯ.

3. Назначение и показания

3.1. Назначение медицинского изделия, установленное производителем

4. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» предназначен для удаления слизистых выделений из носа у детей при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

4.1. Показания к применению

Медицинское изделие предназначено для удаления слизистых выделений из носа у детей. Его применение показано при гриппе, простуде, синусите и других инфекциях, которые вызывают насморк.

Таким образом, назальный аспиратор позволяет обеспечить ребенку свободное дыхание.

4. Противопоказания

Известные противопоказания отсутствуют.

5. Побочные действия

При применении в соответствии с инструкцией побочные действия не выявлены.

6. Применение

Медицинское изделие используется каждый раз, когда у ребенка наблюдаются излишние слизистые выделения из носа. Перед использованием назального аспиратора рекомендуется промыть нос раствором морской воды.

6.1. Способ применения

Медицинское изделие используется каждый раз, когда у ребенка наблюдаются излишние слизистые выделения из носа. Перед использованием назального аспиратора рекомендуется промыть нос раствором морской воды.

1. Положить ребенка на спину на безопасную и удобную поверхность.
2. Присоединить сменную насадку к центральной части корпуса аспиратора (см. Схему изделия).
3. Взять мундштук в рот, вставить наконечник в один из носовых ходов ребенка и осторожно втягивать ртом воздух через мундштук. Абсорбирующий фильтр насадки будет удерживать выделения, препятствуя их попаданию в аспирационную трубку, таким образом, любое проглатывание выделений исключено.
4. Повторить процедуру для другого носового хода.
5. Отсоединить использованную насадку и выбросить ее.

6.2. Условия применения МИ

Изделие предназначено для индивидуального домашнего применения.

6.3. Требования безопасности и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте.

7. Срок годности

5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

8. Классификация медицинского изделия

- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: класс 1;
- Класс риска (в соответствии с Европейским Регулированием (EU) 2017/745) — класс 1;
- Классификация МИ по продолжительности контакта с организмом пациента — медицинское изделие кратковременно контактирующее с организмом пациента;
- Медицинское изделие инвазивное.
- Стерильность — нестерильное МИ, не требующее стерилизации.

9. Комплектность медицинского изделия

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» поставляется в следующих вариантах исполнения:

1. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в пластиковом футляре с четырьмя сменными насадками.
2. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в картонной коробке с тремя сменными насадками.

10. Техническое описание

10.1. Конструкция и внешний вид

Фотографические изображения медицинского изделия




	
Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»	Сменная насадка аспиратора назального для детей «АКВА МАРИС®»

Схема изделия

Устройство назального аспиратора



Компоненты медицинского изделия:

- **Центральный жесткий корпус** для удерживания аспиратора;
- **Гибкая трубка**, позволяющая облегчить движения при проведении процедуры;
- **Мундштук** для аспирации.

Сменная одноразовая насадка:

- **Сменная одноразовая насадка** с наконечником анатомической формы, который вставляется в носовой ход ребенка, изготовлена из композита термопластичного эластомера с полипропиленом.
- **Абсорбирующий фильтр**, выполненный из вспененного материала, для удерживания выделений из носа.

10.2. Способы интегрирования с другими медицинскими изделиями

Медицинское изделие предназначено для применения совместно с *Насадками сменными для аспиратора назального для детей «АКВА МАРИС®»* (регистрационное удостоверение РЗН 2017/5897), которые также входят в базовый состав изделия.

10.3. Материалы, из которых изготавливается каждый составной элемент медицинского изделия

Компонент	Материал	Производитель
Центральный жесткий корпус	Полиэтилен Dowlex™ 2552E	DOW
Гибкая трубка	Силиконовый эластомер (VMQ HV 60 PTE/7602/118 TRASPARENTE)	Dicoinsa
Мундштук	Полипропилен рандом сополимер (ISPLEN® PR580C2M)	REPSOL
Сменная одноразовая насадка	Термопластичный эластомер (Vistamaxx™ 6202) - 65-70%;	Exxon Mobil
	Полипропилен рандом сополимер (ISPLEN® PR580C2M) – 30-35%	REPSOL
Абсорбирующий фильтр	Вспененный меламин (BASOTECT B)	Tecno Spuma

10.4. Технические характеристики

Внешний вид	Неровности	Без неровностей	
	Цвет	Прозрачный белый	
Размеры	Общая длина, мм	380 ± 40	
	Центральный жесткий корпус	Длина, мм	65,0 ± 1,0
		Внутренний диаметр, мм	18,4 ± 0,3

		Внешний диаметр, мм		21,0 ± 0,3
		Масса, г		3,7 ± 0,3
	Гибкая трубка	Длина, мм		300 ± 20
		Диаметр внутренний, мм		4,00 ± 0,25
		Диаметр внешний, мм		6,00 ± 0,25
		Масса, г		5,0 ± 1,0
	Мундштук	Длина, мм		30,0 ± 0,3
		Ширина, мм		20,8 ± 0,2
		Диаметр, мм		4,8 ± 0,3
		Масса, г		0,6 ± 0,1
	Сменная одноразовая насадка	Длина, мм		45,0 ± 1,0
		Диаметр у основания, мм		18,4 ± 1,0
		Диаметр анатомического наконечника (диаметр на конце), мм		6,0 ± 0,1
		Толщина стенки насадки, мм		1,0 ± 0,3
		Масса, г		2,5 ± 0,2
		Абсорбирующий фильтр	Высота, мм	11,0 ± 1,0
			Диаметр, мм	16,8 ± 1,0

11. Маркировка и упаковка

11.1. Упаковка

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в пластиковом футляре с четырьмя сменными насадками.

Аспиратор и сменные насадки помещены в пластиковый футляр (ПЭТФ). Каждая насадка дополнительно запечатана в OPP-пленку (рисунок 1, рисунок 2).



Рисунок 1. Пластиковый футляр




Рисунок 2. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» с четырьмя сменными насадками в пластиковом футляре

Характеристики упаковки

Габаритные размеры и масса пластикового футляра	
Длина, мм	$165,0 \pm 0,5$
Ширина, мм	$95,00 \pm 0,5$
Высота, мм	$32,3 \pm 0,5$
Масса пустого футляра, г	$49,0 \pm 5,0$
Масса футляра вместе с изделием, г	$69,0 \pm 5,0$

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в картонной коробке с тремя сменными насадками.

Аспиратор и сменные насадки запечатаны в блистерную упаковку (БОПЕТ) (рисунок. 3) и вместе с инструкцией по применению помещены в картонную коробку (рисунок. 4).




Рисунок 3. Блистерная упаковка с изделием



Рисунок 4. Картонная коробка

Характеристики упаковки

Габаритные размеры и масса блистерной упаковки	
Длина, мм	145,0 ± 1,0
Ширина, мм	111,0 ± 1,0
Высота, мм	25,0 ± 1,0
Масса (вместе с изделием), г	30,0 ± 5,0
Габаритные размеры картонной коробки	
Длина, мм	148,5 ± 3,0
Ширина, мм	114,0 ± 3,0
Высота, мм	28,0 ± 2,0
Масса (вместе с изделием), г	48,0 ± 5,0

11.2. Маркировка:

Маркировка Аспиратора назального для детей «АКВА МАРИС®» в пластиковом футляре с четырьмя сменными насадками содержит следующую информацию на пластиковом футляре:

- Наименование изделия;
- Компоненты изделия;
- Назначение медицинского изделия;
- Способ применения;
- Сведения о номере регистрационного удостоверения;
- Сведения о владельце регистрационного удостоверения;
- Наименование и адрес производителя;
- Наименование и адрес места производства;
- Условия хранения;
- Наименование и адрес стороны, принимающей претензии;
- Номер серии;
- Срок годности в редакции «Годен до»;
- Логотип компании-владельца регистрационного удостоверения.

Маркировка Аспиратора назального для детей «АКВА МАРИС®» в картонной коробке с тремя сменными насадками содержит следующую информацию на картонной пачке:

- Наименование изделия;
- Компоненты изделия;
- Назначение медицинского изделия;
- Способ применения;
- Сведения о номере регистрационного удостоверения;
- Сведения о владельце регистрационного удостоверения;
- Наименование и адрес производителя;
- Наименование и адрес места производства;
- Условия хранения;
- Наименование и адрес стороны, принимающей претензии;
- Номер серии;
- Срок годности в редакции «Годен до»;
- Логотип компании-владельца регистрационного удостоверения.

11.3. Транспортная тара

Упаковки с медицинским изделием помещают в транспортную тару из гофрированного картона, которая должна обеспечивать сохранность при транспортировании и хранении.

11.4. Маркировка на транспортной коробке содержит следующую информацию:

Манипуляционные знаки («Предел температуры», «Хрупкое, обращаться осторожно», «Вверх»).

	Предел температуры
	Хрупкое, обращаться осторожно



Вверх

- наименование изделия
- количество упаковок с изделием/масса (нетто и брутто)
- номер серии
- срок годности в редакции «Годен до»
- дата производства
- баркоды

12. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

12.1. Условия эксплуатации

Медицинское изделие состоит из инертного материала, при нормальных условиях влажности и температуры (при температуре от 0°C до 25°C, относительной влажности воздуха 35-85%, атмосферном давлении 70-160 кПа) изделие остается неизменным на протяжении срока службы.

12.2. Условия транспортирования и хранения

Транспортировать и хранить медицинское изделие в неповрежденных упаковочных коробках, с защитой от прямого солнечного света, при температуре от 0°C до 25°C, относительной влажности воздуха 35-85%, атмосферном давлении 70-160 кПа.

13. Методы и условия стерилизации:

Не применимо. Изделие поставляется нестерильным.

14. Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки

Не применимо.

15. Перечень международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

- ISO 13485: 2016 «Изделия медицинские. Системы управления качеством. Требования к регулированию»;
- ISO 14971: 2019 «Изделия медицинские – Применение менеджмента риска к медицинским изделиям».

16. Требования к охране окружающей среды при применении медицинского изделия

Медицинское изделие не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

17. Гарантийные обязательства

Данное медицинское изделие было разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований.

Гарантии производителя распространяются на медицинское изделие до истечения срока его годности, указанного на упаковке, и относятся к неоткрытому, неповрежденному и правильно транспортируемому и хранящемуся медицинскому изделию.

18. Порядок осуществления утилизации и уничтожения МИ

После окончания срока эксплуатации медицинские изделия утилизируются в соответствии с действующим законодательством РФ (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»):

Использованные насадки могут быть биологически опасными. Их утилизацию осуществляется по классу Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию неиспользованных насадок и аспиратора назального следует осуществлять по классу А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (аналогично бытовым отходам).

19. Требования к техническому обслуживанию

Техническое обслуживание не требуется.

20. Рекламация

На территории Российской Федерации по всем вопросам, связанным с обеспечением соответствия, оборотом и контролем медицинского изделия «Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» обращаться в Общество с ограниченной ответственностью «ЯДРАН» (ООО «ЯДРАН»), юридический адрес: 107564, Москва, Краснобогатырская ул., д. 6, стр. 6, комната 26, 1 этаж; фактический адрес: 119330, Москва, Ломоносовский проспект д.38 оф. 30, тел.: +7 (495) 970-18-82.

Держателем регистрационного удостоверения является ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

Инструкция-вкладыш по применению для пациентов

Наименование: Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2017/6327.

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»:

1. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в пластиковом футляре с четырьмя сменными насадками.
2. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в картонной коробке с тремя сменными насадками.

Компоненты медицинского изделия:

- **Центральный жесткий корпус** для удерживания аспиратора;
- **Гибкая трубка**, позволяющая облегчить движения при проведении процедуры;
- **Мундштук** для аспирации.

Сменная одноразовая насадка:

- **Сменная одноразовая насадка** с наконечником анатомической формы, который вставляется в носовой ход ребенка;
- **Абсорбирующий фильтр** для удерживания выделений из носа.


Назначение: Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» предназначен для удаления слизистых выделений из носа у детей при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

Показания к применению: Медицинское изделие предназначено для удаления слизистых выделений из носа у детей. Его применение показано при гриппе, простуде, синусите и других инфекциях, которые вызывают насморк. Таким образом, назальный аспиратор позволяет обеспечить ребенку свободное дыхание.

Способ применения: Медицинское изделие используется каждый раз, когда у ребенка наблюдаются излишние слизистые выделения из носа. Перед использованием назального аспиратора рекомендуется промыть нос раствором морской воды.

1. Положить ребенка на спину на безопасную и удобную поверхность.
2. Присоединить сменную насадку к центральной части корпуса аспиратора (см. схему изделия).
3. Взять мундштук в рот, вставить наконечник в один из носовых ходов ребенка и осторожно втягивать ртом воздух через мундштук. Абсорбирующий фильтр насадки будет удерживать выделения, препятствуя их попаданию в аспирационную трубку, таким образом, любое проглатывание выделений исключено.
4. Повторить процедуру для другого носового хода.
5. Отсоединить использованную насадку и выбросить ее.

Устройство назального аспиратора



Противопоказания: Известные противопоказания отсутствуют.

Побочные действия: При применении в соответствии с инструкцией побочные действия не выявлены.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения:

Транспортировать и хранить медицинское изделие в неповрежденных упаковочных коробках, с защитой от прямого солнечного света, при температуре от 0°C до 25°C, относительной влажности воздуха 35-85%, атмосферном давлении 70-160 кПа.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

После окончания срока эксплуатации медицинские изделия утилизируются в соответствии с действующим законодательством РФ (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»):

Использованные насадки могут быть биологически опасными. Их утилизацию осуществляется по классу Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию неиспользованных насадок и аспиратора назального следует осуществлять по классу А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (аналогично бытовым отходам).

Владелец регистрационного удостоверения

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia,
Tel./Fax +385 51 546 124

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о. Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия,
Тел./Факс: +385 51 546 124

Производитель

Pharmalink, S.L. (Фармалинк, С.Л.)

Avda. Universitat Autònoma 13 - Parc Tecnològic del Valles 08290 Cerdanyola del Valles
(Barcelona), Spain.

Проспект Университат Аутонома, 13 - Технологический Парк дель Вальес 08290
Серданьола-дель-Вальес (Барселона), Испания.

Адрес места производства:

PHARMALINK, S.L., CTRA. DE VALLS TV-2034, KM 6 - 43886 VILABELLA
(TARRAGONA), SPAIN.

ФАРМАЛИНК, С.Л., КТРА. ДЕ ВАЛЬС ТВ-2034, КМ 6 - 43886 ВИЛАБЕЛЬЯ
(ТАРРАГОНА) ИСПАНИЯ.

Претензии к качеству следует направлять в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЯДРАН» (ООО «ЯДРАН»): 119330, Москва, Ломоносовский проспект д.38, оф. 30, тел.: +7 (495) 970-18-82.

Внимание! В данном документе представлены только ОСНОВНЫЕ сведения, все дополнительные параметры содержатся в Инструкции по применению для специалистов с медицинским образованием и также могут быть предоставлены по запросу.

«УТВЕРЖДАЮ»

Фармалинк, С.Л.
пр-т Университат Аутонома, 13,
Технологический Парк дель Вальес, 08290 Серданьола дель Вальес, Барселона, Испания

Президент
(должность)

Жоан Жане Матеу
(имя)

/подписано/
(подпись)

/Штамп:/ ФЛК, ФАРМАЛИНК, С.Л.
пр-т Университат Аутонома, 13,
Технологический Парк дель Вальес
08290 Серданьола дель Вальес
Барселона (Испания)
ИНН: В-62152335

«21» июня 2023 г.
«день» месяц (цифрами)

Инструкция по применению
Аспиратор назальный для детей АКВА МАРИС®,
производства Фармалинк, С.Л., Испания

Запись 151
Раздел 2^{ой}
Реестр

ЛЕГИТИМАЦИЯ. Я, ЖУАН КОРРЕА АРТЕС, НОТАРИУС НОТАРИАЛЬНОЙ КОЛЛЕГИИ КАТАЛОНИИ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В СЕРДАНЬОЛЕ-ДЕЛЬ-ВАЛЬЕС, ЗАВЕРЯЮ ПОДЛИННОСТЬ подписи, проставленной выше, г-на ЖОАНА ЖАНЕ МАТЕУ, номер национального удостоверения личности 37.642.379-G, поскольку она соответствует подписи, хранящейся в моем архиве и/или протоколе.

В Серданьоле-дель-Вальес, третьего июля две тысячи двадцать третьего года.

Номер записи 151 второго раздела Реестра.

/подписано/

/Круглая рельефная печать:/

Нотариальное заверение

Генеральный совет испанского нотариата

Европейский нотариат

0285950060

/Марка:/

Марка легитимизации и легализации 0,15 евро

Нотариальные коллегии

A082518424

/Марка:/

0,10 евро, ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ

/Марка:/

0,05 евро, ПЯТЬ ЦЕНТОВ

/Печать:/

г-н Жуан Корреа Артес, Нотариус Серданьолы-дель-Вальес

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать третьего ноября две тысячи двадцать третьего года

Я, Симонян Диана Артуровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Шоинбодовой Мархабо Пайшанбеевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2023- 37-1453

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Корсик М.А.

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Корсик М.А.

Д.А. Симонян

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 17 лист(-а,-ов).

ВРИО нотариуса:

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать третьего ноября две тысячи двадцать третьего года

Я, Симонян Диана Артуровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2023- 37-1454

Уплачено за совершение нотариального действия: 1900 руб. 00 коп.

Д.А. Симонян

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 18 лист(-а,-ов).

ВРИО нотариуса: