



Россия, 630559, Новосибирская обл., г. Новосибирск, микрорайон 36-1-211, АО «Вектор-Вест»  
Для писем: 630117, г. Новосибирск, микрорайон 36-1-211, АО «Вектор-Вест»  
Тел: (383) 220-60-96  
Факс: (383) 332-24-44

**ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-НОВО жидкая форма (вариант 2)**  
Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом

ПАСПОРТ № 3398-16  
ТУ 8398-247-23648172-2011

Хранить при температуре 2-8°C  
Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Состав:  
Реагент 1  
Реагент 2

1. НАЗНАЧЕНИЕ  
Набор реагентов щелочной фосфатазы (ЩФ) предназначен для определения активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом.

1.2. Набор реагентов щелочной фосфатазы (ЩФ) предназначен для определения активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом.

1.3. Принцип метода  
Щелочная фосфатаза (ЩФ) катализирует гидролиз субстрата, образующего окрашенный продукт. Скорость образования продукта пропорциональна активности ЩФ в анализируемом образце.

1.4. При работе с набором реагентов щелочной фосфатазы (ЩФ) необходимо соблюдать следующие правила безопасности:  
1.4.1. При работе с набором реагентов щелочной фосфатазы (ЩФ) необходимо использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.  
1.4.2. При работе с набором реагентов щелочной фосфатазы (ЩФ) необходимо избегать попадания реагентов на кожу и слизистые оболочки.  
1.4.3. При работе с набором реагентов щелочной фосфатазы (ЩФ) необходимо использовать специальную тару для отходов.