

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор центра постгеномных технологий  
Федерального государственного бюджетного  
учреждения «Центр стратегического плани-  
рования и управления медико-биологиче-  
скими рисками здоровья» Федерального ме-  
дико-биологического агентства Российской  
Федерации (ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Г.А. Шипулин

«*Шипулин*» 2023 г.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

набора реагентов для выявления

генов металло-β-лактамаз группы NDM, генов сериновых

карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC

методом изотермической амплификации

**«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»**



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России,  
Российская Федерация, 119121,  
город Москва, улица Погодинская,  
д. 10, стр. 1



## Оглавление

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ .....                                                    | 3  |
| НАЗНАЧЕНИЕ.....                                                            | 3  |
| СВЕДЕНИЯ ОБ АНАЛИТАХ .....                                                 | 5  |
| ПРИНЦИП МЕТОДА.....                                                        | 7  |
| СОСТАВ .....                                                               | 10 |
| АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                                          | 12 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....                        | 16 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.....                               | 19 |
| ВЗЯТИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА .....          | 22 |
| ПОДГОТОВКА ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА К ЭКСТРАКЦИИ ДНК.....                    | 23 |
| ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....                                              | 23 |
| ЭКСТРАКЦИЯ ДНК ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ.....                                | 24 |
| ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ АМПЛИФИКАЦИЯ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» ..... | 29 |
| А. Подготовка проб для амплификации.....                                   | 30 |
| Б. Проведение амплификации с детекцией в режиме «реального времени» .....  | 31 |
| В. Анализ и интерпретация результатов.....                                 | 32 |
| СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ .....                  | 36 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....                               | 37 |
| СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ .....                           | 38 |

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

В настоящей инструкции применяются следующие сокращения и обозначения:

|                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВКО                             | - внутренний контрольный образец                                                                                                                                                                              |
| ДНК                             | - дезоксирибонуклеиновая кислота                                                                                                                                                                              |
| МБЛ                             | - металло-β-лактамазы                                                                                                                                                                                         |
| НК                              | - нуклеиновые кислоты                                                                                                                                                                                         |
| ПКО                             | - положительный контрольный образец                                                                                                                                                                           |
| К-                              | - отрицательный контроль LAMP                                                                                                                                                                                 |
| LAMP                            | - изотермическая петлевая амплификация (loop-mediated amplification)                                                                                                                                          |
| ОК                              | - отрицательный контроль экстракции                                                                                                                                                                           |
| ОКО                             | - отрицательный контрольный образец                                                                                                                                                                           |
| ПИБ                             | - потенциально интерферирующие вещества                                                                                                                                                                       |
| СОП № 24 ПКО ДНК NDM/OXA-48/KPC | - стандартный образец предприятия, положительный контрольный образец, содержащий фрагменты генов металло-β-лактамаз группы NDM, генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC                      |
| РУ                              | - регистрационное удостоверение                                                                                                                                                                               |
| ФГБУ «ЦСП» ФМБА России          | - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации |
| FRT                             | - флуоресцентная детекция в режиме «реального времени»                                                                                                                                                        |
| NDM                             | - фермент - карбапенемаза, металло-β-лактамаза                                                                                                                                                                |
| OXA-48                          | - фермент - сериновая карбапенемаза (оксациллиназа 48)                                                                                                                                                        |
| KPC                             | - фермент - сериновая карбапенемаза ( <i>Klebsiella pneumoniae</i> carbapenemase)                                                                                                                             |
| CP                              | - карбапенемазы (бактериальные ферменты, способные гидролизовать карбапенемы и другие бета-лактамные антибиотики)                                                                                             |

## НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM, генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC методом изотермической амплификации «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP», далее – набор «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP», предназначен для выявления (качественного определения) генов металло-β-лактамаз группы NDM, генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC у энтеробактерий в биологическом материале человека методом изотермической петлевой амплификации (LAMP) с флуоресцентной детекцией в режиме

«реального времени». Биологическим материалом для проведения анализа являются образцы мочи, трахеального аспирата, бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ).

**Функциональное назначение** – вспомогательное средство для диагностики *in vitro*.

### **Популяционные, демографические аспекты применения медицинского изделия**

Выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM, сериновых карбапенемаз групп ОХА-48-подобных и KPC у энтеробактерий в биологическом материале методом LAMP проводится пациентам с клинической симптоматикой инфекций различной локализации (инфекции мочевых путей, инфекции дыхательных путей, интраабдоминальные инфекции и другие), вне зависимости от их половой и возрастной категории, расовой принадлежности.

### **Область применения**

Клиническая лабораторная диагностика (преимущественно нозокомиальных инфекций).

### **Показания и противопоказания к применению набора реагентов**

Набор реагентов используется в клинической лабораторной диагностике для исследования биологического материала, полученного от лиц с клиническими и/или лабораторными признаками инфекций различной локализации, в первую очередь, нозокомиальных инфекций, а также внебольничных инфекций, включая инфекции нижних дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей и интраабдоминальные инфекции.

Противопоказания к применению отсутствуют, за исключением случаев, когда забор материала не может быть осуществлен по медицинским показаниям.

Не использовать набор реагентов, если нарушена внутренняя упаковка или внешний вид реагента не соответствует описанию.

Не использовать набор реагентов, если не соблюдались условия транспортирования и хранения согласно инструкции.

Не использовать набор реагентов по истечении срока годности.

### **Потенциальные пользователи медицинского изделия**

К работе с набором реагентов допускаются только медицинские работники, обученные методам молекулярной диагностики и правилам работы в клиничко-диагностической лаборатории в установленном порядке (СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»).

### **Сведения об анализе**

Набор реагентов для выявления генов металло- $\beta$ -лактамаз группы NDM, сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC методом изотермической амплификации «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP» используется для выявления в биоматериале энтеробактерий или других грамотрицательных бактерий, обладающих генетическими детерминантами резистентности к бета-лактамным антибиотикам, включая карбапенемы (генами карбапенемаз вышеназванных групп). Набор реагентов используется при проведении лабораторной диагностики нозокомиальных и внебольничных инфекций различной локализации, включая интраабдоминальные инфекции, инфекции нижних дыхательных путей и инфекции мочевыводящих путей, вызванных антибиотикорезистентными бактериями.

Проблема роста распространенности резистентных к карбапенемам энтеробактерий среди возбудителей нозокомиальных инфекций представляет в настоящее время наибольшее клиническое значение. Карбапенемы являются ключевыми препаратами в антимикробной терапии тяжелых нозокомиальных и внебольничных инфекций. В сформированном Всемирной организацией здравоохранения перечне приоритетных антибиотикорезистентных бактерий резистентные к карбапенемам энтеробактерии внесены в группу максимального приоритета.

Продукция карбапенемаз является основным и наиболее эффективным механизмом резистентности к карбапенемам

у энтеробактерий. Основными группами карбапенемаз у энтеробактерий являются сериновые карбапенемазы групп ОХА-48 и КРС, и металло-β-лактамазы группы NDM. По данным многоцентрового исследования «МАРАФОН», проведенного в стационарах в различных регионах Российской Федерации, гены карбапенемаз одной (или двух) из этих 3 групп выявляются практически у всех клинических изолятов энтеробактерий, обладающих данным механизмом антибиотикорезистентности, то есть их выявление позволяет эффективно охватывать весь спектр групп карбапенемаз у энтеробактерий. Наиболее распространенной группой карбапенемаз у изолятов энтеробактерий в российских стационарах является группа ОХА-48-подобных, со значительной и нарастающей частотой выявляются карбапенемазы группы NDM и в меньшей степени – группы КРС.

Карбапенемазы группы NDM относятся к классу металло-β-лактамаз (МБЛ), способных гидролизовать карбапенемы большинство других β-лактамов, за исключением монобактамов (азтреонам). МБЛ не ингибируются доступным ингибиторами β-лактамаз, включая как новые ингибиторы - авибактам, так и клавулановую кислоту, сульбактам и тазобактам. Среди антимикробных препаратов только колистин и тигециклин сохраняют эффективность против NDM продуцирующих энтеробактерий, однако часть таких изолятов также устойчива к данным препаратам. Возможно применение комбинированного препарата азтреонам-авибактам при инфекциях, вызванных энтеробактериями, обладающими МБЛ.

Карбапенемазы группы ОХА-48 гидролизуют карбапенемы, способны к эффективному гидролизу амино-, карбокси- и уреидопенициллинов, а также цефалоспоринов узкого спектра действия (таких как цефалотин). Активность карбапенемаз группы ОХА-48 может быть несколько снижена в отношении цефалоспоринов широкого спектра, таких как цефтриаксон, цефтазидим и цефепим, однако по данным многоцентровых исследований в РФ большинство изолятов, обладающих карбапенемазами этой группы, одновременно обладает БЛРС группы СТХ-М, гидролизующими эти цефалоспорины. Авибактам эффективно ингибирует карбапенемазы группы ОХА-48.

Карбапенемазы группы KPC гидролизуют все цефалоспорины (кроме цефуроксима), азтреонам и карбапенемы, но эффективно ингибируются авибактамом, поэтому цефтазидим-авибактам является активным антимикробным препаратом в отношении изолятов, обладающих карбапенемазами этой группы.

**Список литературы:**

1. «Диагностика и антимикробная терапия инфекций, вызванных полирезистентными штаммами микроорганизмов». Методические рекомендации Российской некоммерческой общественной организации «Ассоциация анестезиологов-реаниматологов», Межрегиональной общественной организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), общественной организации «Российский Сепсис Форум» // Вестник анестезиологии и реаниматологии – 2020 – Т. 17, N 1. – С. 52-83.
2. «Диагностика и антимикробная терапия инфекций, вызванных полирезистентными штаммами микроорганизмов». Методические рекомендации (обновление 2022 г.). // «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов»: официальный сайт. URL: <https://antimicrob.net/1231241-2/> (дата обращения: 21.04.2023).
3. Шайдуллина Э.Р., Эйдельштейн М.В., Склеенова Е.Ю., Сухорукова М.В., Козлов Р.С. Антибиотикорезистентность нозокомиальных карбапенемазопродуцирующих штаммов Enterobacterales в России: результаты эпидемиологического исследования 2014-2016 гг. // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия – 2018 – Т. 20, N 4. – С. 362-369.
4. Сухорукова М.В., Эйдельштейн М.В., Иванчик Н.В. и др. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Enterobacterales в стационарах России: результаты многоцентрового эпидемиологического исследования «МАРАФОН 2015-2016»// Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия – 2019 – Т. 21, N 2. – С. 147-159.
5. Яковлев С. В., Суворова М.П., Быков А. О. Инфекции, вызванные карбапенеморезистентными энтеробактериями: эпидемиология, клиническое значение и возможности оптимизации антибактериальной терапии// Антибиотики и Химиотерапия – 2020 – Т. 65, N 5-6 - С. 41-69.
6. Bush K., Bradford PA. Epidemiology of  $\beta$ -Lactamase Producing Pathogenes// Clin Microbiol Rev – 2020 – v 33, N 2.

## **ПРИНЦИП МЕТОДА**

Принцип тестирования основывается на определении фрагментов ДНК генов металло- $\beta$ -лактамаз группы NDM и сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC методом изотермической петлевой амплификации (LAMP) с флуоресцентной детекцией. Процедура исследования включает в себя два этапа: экстракцию ДНК из образцов биологического материала и изотермическую амплификацию фрагментов вы-

являемых генов-мишеней с флуоресцентной детекцией с помощью мишень-специфичного флуоресцентно-меченого праймера (для каждой мишени).

Экстракция ДНК из образцов исследуемого материала производится в соответствии с Инструкцией по применению в присутствии внутреннего контрольного образца (ВКО-L AMR). ВКО-L AMR позволяет контролировать все этапы исследования для каждого образца и оценивать влияние потенциальных ингибиторов на результаты исследования.

С полученными на этапе экстракции пробами ДНК проводится изотермическая петлевая амплификация участков ДНК при помощи специфичных к этим участкам наборов праймеров и фермента *Bst* полимеразы AMR. В составе реакционной смеси присутствуют флуоресцентно-меченые праймеры, связанные с олигонуклеотидом с гасителем, которые связываются с комплементарным участком амплифицируемой ДНК-мишени, встраиваются в один из продуктов реакции, после чего при дальнейшей амплификации происходит вытеснение олигонуклеотида с гасителем и нарастание интенсивности флуоресценции от прикрепленного к праймеру флуорофора. Это позволяет регистрировать накопление продукта амплификации путем измерения интенсивности флуоресцентного сигнала. Детекция флуоресцентного сигнала осуществляется непосредственно в ходе реакции LAMP с помощью амплификатора с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени».

LAMP-тестирование проводится в 2 пробирках. В пробирке № 1 одновременно проводятся 2 реакции LAMP – амплификация фрагмента гена NDM, а также последовательности ДНК ВКО-L AMR (внутреннего контрольного образца), в пробирке № 2 также одновременно проводятся 2 реакции LAMP – амплификация фрагмента гена OXA-48-подобных и фрагмента гена KPC. Результаты амплификации фрагментов ДНК генов NDM, OXA-48-подобных, KPC и ДНК ВКО-L AMR регистрируются по 2 различным каналам флуоресцентной детекции:

**Таблица 1 — Анализ результатов по каналам для флуорофоров**

| Наименование LAMP-смеси-FL | Канал для флуорофора                             | JOE                                    | ROX                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NDM                        | ДНК-мишень - группа генов металло-β-лактамаз     | NDM                                    | ДНК ВКО-L AMR                                      |
|                            | Область амплификации                             | фрагмент гена МБЛ группы NDM           | искусственно синтезированная последовательность    |
| KPC/ OXA-48                | ДНК-мишень - группа генов сериновых карбапенемаз | KPC                                    | OXA-48-подобные                                    |
|                            | Область амплификации                             | фрагмент гена карбапенемазы группы KPC | фрагмент гена карбапенемазы группы OXA-48-подобных |

## СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Набор реагентов выпускается в 2 формах комплектации:

**Форма 1** включает комплекты реагентов «**РИБО-преп ТС**» вариант 100 и «**LAMP-комплект**» вариант FRT-96 F;

**Форма 2** включает комплекты реагентов «**Магно-Сорб-Комбо ТС**» вариант 100 и «**LAMP-комплект**» вариант FRT-96 F.

Комплект реагентов «**РИБО-преп ТС**» вариант 100 предназначен для проведения предварительной обработки и экстракции (выделения) тотальной РНК/ДНК из биологического материала в целях исследования полученных образцов методом амплификации нуклеиновых кислот.

Комплект реагентов «**Магно-Сорб-Комбо ТС**» вариант 100 предназначен для проведения предварительной обработки и экстракции (выделения) тотальной РНК/ДНК из биологического материала в целях исследования полученных образцов методом амплификации нуклеиновых кислот.

Комплект реагентов «**LAMP-комплект**» вариант FRT-96 F предназначен для проведения изотермической амплификации фрагментов ДНК генов металло-β-лактамаз группы NDM, сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC с флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».

Набор реагентов рассчитан на проведение 96 определений.

## СОСТАВ

**«РИБО-преп ТС» вариант 100** — комплект реагентов для проведения предварительной обработки и экстракции (выделения) тотальной РНК/ДНК из биологического материала, включает:

| Реагент                  | Описание                                                               | Объем, мл | Количество |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Раствор для лизиса       | Прозрачная жидкость от бесцветного до серо-голубого цвета <sup>1</sup> | 30        | 1 флакон   |
| Раствор для преципитации | Прозрачная бесцветная жидкость                                         | 20        | 2 флакона  |
| Раствор для отмывки 3    | Прозрачная бесцветная жидкость                                         | 25        | 2 флакона  |
| Раствор для отмывки 4    | Прозрачная бесцветная жидкость                                         | 20        | 1 флакон   |
| РНК-буфер                | Прозрачная бесцветная жидкость                                         | 1,2       | 8 пробирок |
| ТС-Аллегро               | Прозрачная бесцветная жидкость                                         | 12        | 1 флакон   |

Комплект реагентов рассчитан на выделение РНК/ДНК из 100 образцов, включая контроли.

**«Магно-Сорб-Комбо ТС» вариант 100** — комплект реагентов для проведения предварительной обработки и экстракции (выделения) тотальной РНК/ДНК из биологического материала, включает:

| Реагент                     | Описание                                                               | Объем, мл | Количество |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Лизирующий буфер Комбо      | Прозрачная жидкость от бесцветного до серо-голубого цвета <sup>1</sup> | 50        | 1 флакон   |
| Буфер GT                    | Прозрачная бесцветная жидкость                                         | 1         | 1 пробирка |
| Магнитный сорбент           | Суспензия коричневого цвета                                            | 1         | 2 пробирки |
| Раствор для отмывки Комбо-1 | Прозрачная бесцветная жидкость                                         | 70        | 1 флакон   |
| Раствор для отмывки Комбо-2 | Прозрачная бесцветная жидкость                                         | 50        | 1 флакон   |

<sup>1</sup> При хранении при температуре от 2 до 8°C возможно образование осадка в виде кристаллов.

| Реагент    | Описание                       | Объем, мл | Количество |
|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| РНК-буфер  | Прозрачная бесцветная жидкость | 1,2       | 8 пробирок |
| ТС-Аллегро | Прозрачная бесцветная жидкость | 12        | 1 флакон   |

Комплект реагентов рассчитан на выделение РНК/ДНК из 100 образцов, включая контроли.

**«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F** – комплект реагентов для изотермической амплификации фрагментов генов металло-β-лактамаз группы NDM, сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC с флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени», включает:

| Реагент                  | Описание                                                    | Объем, мл | Количество |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Часть 1</b>           |                                                             |           |            |
| LAMP-смесь-FL NDM        | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-розового цвета | 0,3       | 2 пробирки |
| LAMP-смесь-FL KPC/OXA-48 | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-розового цвета | 0,3       | 2 пробирки |
| LAMP-буфер-AMR           | Прозрачная бесцветная жидкость                              | 1,2       | 2 пробирки |
| Bst полимеразы AMR       | Прозрачная бесцветная жидкость                              | 0,12      | 1 пробирка |
| К-                       | Прозрачная бесцветная жидкость                              | 0,2       | 1 пробирка |
| <b>Часть 2</b>           |                                                             |           |            |
| ОКО                      | Прозрачная бесцветная жидкость                              | 1,2       | 1 пробирка |
| ВКО-L AMR                | Прозрачная бесцветная жидкость                              | 1,2       | 2 пробирки |
| ПКО CP-L                 | Прозрачная бесцветная жидкость                              | 0,3       | 1 пробирка |

Комплект реагентов рассчитан на проведение 96 реакций амплификации (всего 96 тестов), включая контроли.

Реагенты комплекта упакованы отдельно в соответствии с температурой хранения (см. раздел «Хранение»). Комплект реагентов состоит из 2-х частей:

Часть 1 - температура хранения от минус 24 до минус 16 °С;

Часть 2 - температура хранения от плюс 2 до плюс 8 °С.

## Комплектность:

- Набор реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»;
- Инструкция по применению;
- Краткое руководство;
- Вкладыш;
- Паспорт качества.

## АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для данного набора реагентов применимы следующие характеристики:

**Аналитическая чувствительность (предел обнаружения)**

**Таблица 2 — Аналитическая чувствительность набора реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»**

| Вид исследуемого материала     | Набор реагентов для экстракции ДНК       | Комплект для амплификации           | Аналитическая чувствительность (предел обнаружения), копий/мл |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Трахеальный аспират, БАЛ, моча | «РИБО-преп ТС»;<br>«Магно-Сорб-Комбо ТС» | «LAMP-комплект»<br>вариант FRT-96 F | $1 \times 10^3$                                               |

Данный предел обнаружения достигается при соблюдении правил, указанных в разделах «Взятие, транспортирование и хранение исследуемого материала».

## Аналитическая специфичность

Набор реагентов обнаруживает фрагменты ДНК заявленных генов Карбапенемаз групп NDM, OXA-48-подобных и KPC.

Аналитическая специфичность набора реагентов доказана при исследовании ДНК штаммов следующих микроорганизмов в концентрации не менее  $1 \times 10^6$  ГЭ/мл:

*Klebsiella pneumoniae* ATCC 700603, *Klebsiella oxytoca* ATCC 8724, *Escherichia coli* ATCC 25922, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027 (не обладающих генами карбапенемаз групп NDM, OXA-48 и KPC), *Streptococcus pyogenes* ATCC 19615, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Enterococcus faecalis* ATCC 29212, а также геномной ДНК человека.

При тестировании образцов ДНК вышеперечисленных микроорганизмов и ДНК человека неспецифических реакций выявлено не было.

### **Интерферирующие вещества и ограничения по использованию проб исследуемого материала**

Для контроля эффективности экстракции ДНК и реакции амплификации в наборе реагентов предусмотрено использование внутреннего контрольного образца (ВКО), который добавляется в каждый биологический образец на этапе экстракции нуклеиновых кислот. По окончании реакции амплификации наличие сигнала, свидетельствующего о накоплении фрагментов ДНК ВКО, говорит о достаточной эффективности экстракции нуклеиновых кислот и отсутствии ингибиторов LAMP.

Непригодными для исследования являются образцы, объем, условия/срок хранения и транспортировки которых не соответствуют требованиям, указанным в разделе «Взятие, транспортирование и хранение исследуемого материала».

Для оценки потенциальной интерференции выбрали эндогенные (муцин, гемоглобин, креатинин, мочеви́на, альбумин) и экзогенные (дексаметазон, тобрамицин) вещества, которые могут присутствовать в заявленном биологическом материале (моча, БАЛ и трахеальный аспират).

**Таблица 3 — Оценка влияния потенциально интерферирующих веществ (ПИВ)**

| Клинический материал     | Вид ПИВ             | Потенциально интерферирующие вещества с концентрацией | Концентрация ПИВ | Наличие интерферирующего эффекта |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| БАЛ, трахеальный аспират | Эндогенные вещества | Муцин                                                 | 2 мг/дл          | Не обнаружено                    |
|                          |                     | Гемоглобин                                            | 10 мг/мл         | Не обнаружено                    |
|                          | Экзогенные вещества | Дексаметазон                                          | 1,53 ммоль/л     | Не обнаружено                    |
|                          |                     | Тобрамицин                                            | 51,4 ммоль/л     | Не обнаружено                    |
| Моча*                    | Эндогенные вещества | Креатинин                                             | 5 мг/дл          | Не обнаружено                    |
|                          |                     | Мочевина                                              | 90 мг/дл         | Не обнаружено                    |
|                          |                     | Альбумин                                              | 5 мг/дл          | Не обнаружено                    |
|                          | Экзогенные вещества | Тобрамицин                                            | 51,4 ммоль/л     | Не обнаружено                    |

## Воспроизводимость

Воспроизводимость исследования была определена для набора реагентов в двух независимых лабораториях, разными операторами, в разные дни, на различных приборах путем тестирования положительных и отрицательных образцов. Положительные образцы представляли собой СОП № 24 ПКО ДНК NDM/OXA-48/KPC с концентрацией  $1 \times 10^3$  копий/мл при экстракции ДНК комплектом реагентов «РИБО-преп ТС» (форма 1), «Магно-Сорб-Комбо» (форма 2). В качестве отрицательного образца был использован ОКО.

**Таблица 4 — Воспроизводимость исследования для набора реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»**

| Тип образцов                                                               | Внутри постановки (повторяемость) |                           | Между лабораториями |                           | Итого               |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                            | Количество образцов               | Совпадение результатов, % | Количество образцов | Совпадение результатов, % | Количество образцов | Совпадение результатов, % |
| <b>Экстракция ДНК комплектом реагентов «РИБО-преп ТС» - форма 1</b>        |                                   |                           |                     |                           |                     |                           |
| СОП ПКО $1 \times 10^3$ копий/мл                                           | 6                                 | 100                       | 12                  | 100                       | 18                  | 100                       |
| Отрицательные                                                              | 6                                 | 100                       | 12                  | 100                       | 18                  | 100                       |
| <b>Экстракция ДНК комплектом реагентов «Магно-Сорб-Комбо ТС» - форма 2</b> |                                   |                           |                     |                           |                     |                           |
| СОП ПКО $1 \times 10^3$ копий/мл                                           | 6                                 | 100                       | 12                  | 100                       | 18                  | 100                       |
| Отрицательные                                                              | 6                                 | 100                       | 12                  | 100                       | 18                  | 100                       |

## ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагностические показатели набора реагентов рассчитаны по результатам клинических испытаний, на основании сопоставления результатов тестирования одних и тех же образцов мочи, трахеального аспирата и бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) набором реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP» и системой сравнения: набором реагентов «БакРезиста GLA» (производства «ДНК-технология», РФ, РУ № РЗН 2020/11171) для определения генов карбапенемаз групп NDM, KPC и OXA-48-like для образцов мочи и трахеального аспирата и исследования методом секвенирования по Сэнгеру участков соответствующих генов карбапенемаз групп

NDM, KPC и OXA-48-like для образцов бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ).

Результаты исследования диагностических показателей набора реагентов представлены в таблице 5.

Диагностические характеристики набора реагентов представлены в таблице 6.

**Таблица 5 – Результаты тестирования образцов биологического материала испытуемым набором реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP» и системой сравнения**

| Вид исследуемого материала<br>(общее количество образцов) | Результаты применения набора реагентов                                           | Результаты применения системы сравнения                                       |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                  | Обнаружены гены карбапенемаз групп NDM и/или OXA-48 и/или KPC (положительные) | Не обнаружены гены карбапенемаз групп NDM и/или OXA-48 и/или KPC (отрицательные) |
| Моча                                                      | Обнаружены гены карбапенемаз групп NDM и/или OXA-48 и/или KPC (положительные)    | 74                                                                            | 0                                                                                |
|                                                           | Не обнаружены гены карбапенемаз групп NDM и/или OXA-48 и/или KPC (отрицательные) | 0                                                                             | 81                                                                               |
| Трахеальный аспират                                       | Обнаружены гены карбапенемаз групп NDM и/или OXA-48 и/или KPC (положительные)    | 73                                                                            | 0                                                                                |
|                                                           | Не обнаружены гены карбапенемаз групп NDM и/или OXA-48 и/или KPC (отрицательные) | 0                                                                             | 70                                                                               |
| Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ)                            | Обнаружены гены карбапенемаз групп NDM и/или OXA-48 и/или KPC (положительные)    | 58                                                                            | 0                                                                                |
|                                                           | Не обнаружены гены карбапенемаз групп NDM и/или OXA-48 и/или KPC (отрицательные) | 0                                                                             | 58                                                                               |

**Таблица 6 — Итоговая таблица диагностических характеристик набора реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»**

| Вид исследуемого материала     | Диагностическая чувствительность (с доверительной вероятностью 95 %) | Диагностическая специфичность (с доверительной вероятностью 95 %) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Моча                           | 100 % (96,03-100 %)                                                  | 100 % (96,37-100 %)                                               |
| Трахеальный аспират            | 100 % (95,98-100 %)                                                  | 100 % (95,81-100 %)                                               |
| Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) | 100 % (94,97-100 %)                                                  | 100 % (94,97-100 %)                                               |

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Исследования по выявлению в клиническом материале возбудителей инфекционных болезней, относящихся к III группе патогенности, должно проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Материал для исследований подлежит предварительной обработке в соответствии методическими указаниями МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности». При работе необходимо всегда выполнять следующие требования: рассматривать исходные исследуемые образцы биологического материала как инфекционно-опасные; инактивировать исходные исследуемые образцы биологического материала в соответствии методическими указаниями МУ 1.3.2569-09.

При работе необходимо всегда выполнять следующие требования:

- Исследования проводятся в боксированных помещениях, оборудованных системами приточной и вытяжной вентиляции или боксах микробиологической безопасности II класса.

- Температура в помещениях лаборатории от 20 до 28 °С, относительная влажность от 15 до 75 %.

- Рассматривать исследуемые образцы как инфекционно-опасные, организовывать работу и хранение в соответствии с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- Убирать и дезинфицировать разлитые образцы, используя дезинфицирующие средства в соответствии с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- Лабораторный процесс должен быть односторонним. Анализ проводится в отдельных помещениях (зонах). Работу следует начинать в Зоне Экстракции, продолжать в Зонах Амплификации и Детекции. Не возвращать образцы, оборудование и реагенты в зону, в которой была проведена предыдущая стадия процесса.

- Неиспользованные реагенты, реагенты с истекшим сроком годности, а также использованные реагенты, упаковку<sup>2</sup>, биологический материал, включая материалы, инструменты и предметы, загрязненные биологическим материалом, следует удалять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

**ВНИМАНИЕ!** При удалении отходов после амплификации (пробирок, содержащих продукты LAMP) недопустимо открывание пробирок и разбрызгивание содержимого, поскольку это может привести к контаминации продуктами LAMP лабораторной зоны, оборудования и реагентов.

---

<sup>2</sup> Неиспользованные реагенты, реагенты с истекшим сроком годности, использованные реагенты, упаковка относятся к классу опасности медицинских отходов Г.

- Использовать и менять при каждой операции одноразовые наконечники для автоматических дозаторов с фильтром. Одноразовую пластиковую посуду (пробирки, наконечники) необходимо сбрасывать в специальный контейнер, содержащий дезинфицирующее средство, которое может быть использовано для обеззараживания медицинских отходов.

- Поверхности столов, а также помещения, в которых проводится постановка LAMP, до начала и после завершения работ необходимо подвергать ультрафиолетовому облучению в течение 30 мин.

- Набор реагентов предназначен для одноразового применения для проведения LAMP-исследования указанного количества проб (см. раздел «Состав»).

- Набор реагентов готов к применению согласно данной инструкции. Применять набор реагентов строго по назначению.

- К работе с набором реагентов допускается только персонал, обученный методам молекулярной диагностики и правилам работы в клинично-диагностической лаборатории в установленном порядке (СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»).

- Не использовать набор реагентов, если нарушена внутренняя упаковка или внешний вид реагента не соответствует описанию.

- Не использовать набор реагентов, если не соблюдались условия транспортирования и хранения согласно инструкции.

- Не использовать набор реагентов по истечении срока годности.

- Использовать одноразовые неопудренные перчатки, лабораторные халаты, защищать глаза во время работы с образцами и реагентами. Тщательно вымыть руки по окончании работы. Все операции проводятся только в перчатках для исключения контакта с организмом человека.

- Избегать вдыхания паров, контакта с кожей, глазами и слизистой оболочкой. Вреден при проглатывании. При контакте немедленно промыть пораженное место водой и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

- При соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и хранения риски взрыва и возгорания отсутствуют.

- Информационное письмо о безопасности набора реагентов доступно по запросу.

Оценка вероятных событий, в результате наступления которых могут произойти отрицательные последствия для организма человека.

При использовании по назначению и соблюдении вышеперечисленных мер предосторожности набор реагентов безопасен.

Специфические воздействия комплекта реагентов на организм человека:

- Канцерогенный эффект отсутствует.
- Мутагенное действие отсутствует.
- Репродуктивная токсичность отсутствует.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ**

### **Взятие исследуемого материала**

1. Одноразовые полипропиленовые плотно закрывающиеся пробирки объемом 2,0 мл (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк.»), США, или аналогичные).

2. Контейнер пластиковый для взятия, хранения и транспортировки биологических образцов объемом 50-60 мл, стерильный (например, ООО «Комбитек Пластик» или аналогичный).

### **Предварительная подготовка исследуемого материала**

1. 0,9 % раствор натрия хлорида (стерильный физиологический раствор) или фосфатный буферный раствор (PBS) (натрия хлорид, 137 мМ; калия хлорид, 2,7 мМ; натрия монофосфат, 10 мМ; калия дифосфат, 2 мМ; pH=7,5±0,2).

2. Одноразовые полипропиленовые завинчивающиеся или плотно закрывающиеся пробирки на 1,5 мл (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк.»), США, или аналогичные).

3. Завинчивающиеся крышки к пробиркам (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк.»), США, или аналогичные).

4. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с фильтром до 100, до 200, до 1000 и до 5000 мкл (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк.»), США, или аналогичные).

5. Штативы для пробирок объемом 1,5 мл и/или 5 мл

(например, Axugen, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные).

6. Микроцентрифуга для пробирок типа «Эппендорф» с максимальной скоростью центрифугирования не менее 12 тыс g (например, Eppendorf Manufacturing Corporation («Эппендорф Мануфэктуринг Корпорэйшн»), Германия, или аналогичная).

7. Вортекс (например, SIA Biosan, Латвия, или аналогичный).

8. Автоматические дозаторы переменного объема (например, ООО «Биохит», Россия, или аналогичные).

9. Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой от минус 24 до минус 16 °С.

10. Отдельный халат, шапочки, обувь и одноразовые перчатки по МУ 1.3.2569-09.

11. Одноразовые пластиковые контейнеры для сброса и инактивации материалов.

### **Экстракция ДНК из исследуемых образцов**

1. Ламинарный бокс (например, «БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2», «Ламинарные системы», Россия, класс биологической безопасности II тип А).

2. Термостат для пробирок типа «Эппендорф» от 25 до 100 °С (например, «ТЕРМО 24-15», «Биоком», Россия).

3. Микроцентрифуга для пробирок типа «Эппендорф» до 16 тыс об/мин (например, «Elmi», Латвия, «Hettish», Германия).

4. Вортекс (например, «ТЭТА-2», «Биоком», Россия).

5. Вакуумный отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой для удаления надосадочной жидкости (например, «ОМ-1», г. Ульяновск, Россия).

6. Набор электронных или механических дозаторов переменного объема (например, «Ленпипет», Россия).

7. Одноразовые полипропиленовые заворачивающиеся или плотно закрывающиеся микропробирки объемом 1,5 мл (например, «Axugen», США).

8. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с аэрозольным барьером до 200 и до 1000 мкл (например, «Axugen», США).

9. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного

объема до 10 и 200 мкл (например, «Ахуген», США).

10. Штативы для микропробирок объемом 1,5 мл (например, «ИнтерЛабСервис», Россия) и наконечников (например, «Ахуген», США).

11. Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой не выше минус 16 °С.

12. Отдельный халат и одноразовые перчатки.

13. Емкость с дезинфицирующим раствором.

14. Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологического материала Auto-Pure 96 для диагностики *in vitro* (Allsheng, Китай).

### **Изотермическая амплификация с флуоресцентной детекцией продуктов амплификации**

1. Одноразовые полипропиленовые пробирки:

- завинчивающиеся или плотно закрывающиеся пробирки объемом 1,5 мл (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные) для приготовления реакционной смеси.

- тонкостенные пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл с выпуклой или плоской оптически прозрачной крышкой или пробирки объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт. с прозрачными крышками (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные) – при использовании прибора планшетного типа;

- тонкостенные пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл с плоской крышкой (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные) или пробирки к Rotor-Gene объемом 0,1 мл в стрипах по 4 шт. с крышками (например, QIAGEN GmbH («Киаген ГмбХ»), Германия, или аналогичные) – при использовании прибора роторного типа.

2. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с фильтром до 200 мкл (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные).

3. Штативы для пробирок объемом 0,2 мл или 0,1 мл (например, Ахуген, Inc. («Эксиджен, Инк»), США, или аналогичные).

4. Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР-бокс) (например, «БАВ-ПЦР-«Ламинар-С», ЗАО «Ламинарные системы», Россия, или аналогичный).

5. Вортекс (например, SIA Biosan, Латвия, или аналогичный).

6. Автоматические или механические дозаторы переменного объема (например, ООО «Биохит», Россия, или аналогичные).

7. Программируемый амплификатор с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени», имеющий 4 или более независимых каналов флуоресцентной детекции (Rotor-Gene Q (QIAGEN GmbH («Киаген ГмбХ»), Германия), CFX96 (Bio-Rad Laboratories, Inc. («Био-Рад Лабораториз, Инк.»), США), QuantStudio 5 (Thermo Fisher Scientific («Термо Фишер Сайентифик»), США), ДТпрайм («ДНК Технология», Россия).

8. Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой от минус 24 до минус 16 °С.

9. Отдельный халат, шапочки, обувь и одноразовые перчатки по МУ 1.3.2569-09.

10. Емкость для сброса наконечников.

## **ВЗЯТИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА**

### **Моча**

Для анализа отбирают первую порцию утренней мочи в количестве 15-25 мл в специальный сухой стерильный флакон или контейнер на 50-60 мл. Сбор мочи проводится после тщательного туалета наружных половых органов, чтобы в мочу не попали выделения из них.

Условия хранения и перевозки материала и предварительно обработанных проб.

Образцы мочи: - при температуре 2-8 °С – в течение 1 суток, не допускается замораживание образцов мочи.

### **БАЛ и трахеальный аспират**

Образцы БАЛ и трахеального аспирата:

- при температуре 2-8 °С – в течение 1 суток;
- при температуре минус 20 °С – в течение 1 недели;
- при температуре минус 70 °С – длительно.

## **ПОДГОТОВКА ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА К ЭКСТРАКЦИИ ДНК**

### **Моча**

Взболтать флакон с мочой. Перенести 1 мл мочи в стерильную одноразовую пробирку объемом 1,5 мл, используя отдельный наконечник с фильтром для каждого образца. Центрифугировать 10 мин при 10 000 g (12 тыс об/мин на центрифуге MiniSpin, Eppendorf). При наличии большого количества солей после центрифугирования мочи ресуспендировать только верхний слой осадка мочи в объеме 1 мл раствора 0,9 % натрия хлорида и затем снова центрифугировать. Используя вакуумный отсасыватель с колбой-ловушкой, полностью или оставляя не более 50 мкл жидкости удалить надосадочную жидкость, не захватывая осадок и используя для каждого образца отдельный наконечник без фильтра. Полученный осадок ресуспендировать в 0,1 мл реагента ТС-Аллегро путем тщательного перемешивания на вортексе.

С полученными после предварительной обработки образцами провести процедуру экстракции ДНК в соответствии с инструкцией к используемому комплекту реагентов.

### **БАЛ и трахеальный аспират**

Для образцов трахеального аспирата и бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) не требуется предварительная обработка.

Полученные после предварительной обработки образцы можно хранить:

- при температуре не выше минус 16 С – в течение недели,
- при температуре не выше минус 68 С – длительно.

## **ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Исследование состоит из следующих этапов:

- экстракция ДНК из исследуемых образцов,
- изотермическая амплификации ДНК с флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»,
- анализ и интерпретация результатов.

## **ЭКСТРАКЦИЯ ДНК ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ**

**ВНИМАНИЕ!** При работе с ДНК необходимо использовать только одноразовые пластиковые расходные материалы, имеющие специальную маркировку «DNase-free».

Экстракцию ДНК из предварительно обработанных образцов мочи проводят в соответствии с Инструкцией по применению используемого комплекта реагентов – «РИБО-преп ТС» (форма 1) или «Магно-Сорб-Комбо ТС» (форма 2).

Экстракция ДНК из каждого исследуемого образца проводится в присутствии внутреннего контрольного образца (ВКО-L AMR). В качестве пробы В- используется реактив ОКО.

Очищенная ДНК может храниться при температуре не выше минус 16 °С до 1 месяца и при температуре не выше минус 68 °С – 1 год и более. Допустимо хранить полученную ДНК при температуре от плюс 2 до плюс 8 °С не более 5 суток.

**Экстракция ДНК с использованием комплекта реагентов «Магно-Сорб-Комбо ТС» и автоматической станции для экстракции НК**

1. Лизирующий буфер Комбо (если он хранился при температуре от 2 до 8 °С) прогреть при температуре 60 °С до полного растворения кристаллов.

2. Смешать в отдельной пробирке ВКО-L AMR, Буфер GT и Магнитный сорбент из расчета на один образец 20 мкл ВКО-L AMR, 10 мкл Буфера GT и 20 мкл Магнитного сорбента. При расчете необходимо учитывать запас – рассчитывать на одну точку больше.

3. Внести в пробирки или лунки глубоколоночного планшета (в зависимости от модели автоматической станции) для исследуемых и контрольных образцов по 50 мкл подготовленной смеси ВКО-L AMR, буфера GT и Магнитного сорбента.

4. Добавить в пробирки или лунки глубоколоночного планшета со смесью ВКО-L AMR, Буфера GT и магнитного сорбента 500 мкл Лизирующего буфера Комбо.

5. Добавить в пробирки или лунки глубоколоночного планшета со смесью ВКО-L AMR, буфера GT, магнитного сорбента и Лизирующего буфера Комбо по 100 мкл исследуемых образцов.

6. В пробирку отрицательного контроля (ОК) выделения внести 100 мкл ОКО.

7. Поместить на борт автоматической станции, в зависимости от ее модели, емкости с Раствором для отмывки Комбо-1, Раствором для отмывки Комбо-2 и РНК-буфером, или внести в лунки соответствующих размещаемых на автоматической станции глубоколоночных планшетов по 700 мкл Раствора для отмывки Комбо-1, 500 мкл Раствора для отмывки Комбо-2 и по 100 мкл РНК-буфера.

8. Установить пробирки или планшет с исследуемыми образцами на борт автоматической станции.

9. Перемешивать содержимое пробирок или лунок планшета с исследуемыми образцами при температуре 60°C в течение 5 мин.

10. Поместить пробирки с исследуемыми образцами в магнитный штатив или опустить в лунки планшета с исследуемыми образцами магнитные стержни на 1 мин.

11. Удалить надосадочную жидкость, не вынимая пробирки из магнитного штатива, добавить в каждую пробирку с исследуемыми образцами по 700 мкл Раствора для отмывки Комбо-1 или перенести магнитные стержни с намагниченным сорбентом в лунки планшета с раствором для отмывки Комбо-1.

12. Перемешивать содержимое пробирок или лунок планшета с исследуемыми образцами.

13. Поместить пробирки с исследуемыми образцами в магнитный штатив или опустить в лунки планшета с исследуемыми образцами магнитные стержни на 1 мин.

14. Удалить надосадочную жидкость, не вынимая пробирки из магнитного штатива, добавить в каждую пробирку с исследуемыми образцами по 500 мкл Раствора для отмывки Комбо-2 или перенести магнитные стержни с намагниченным сорбентом в лунки планшета с раствором для отмывки Комбо-2.

15. Перемешивать содержимое пробирок или лунок планшета с исследуемыми образцами.

16. Поместить пробирки с исследуемыми образцами в магнитный штатив или опустить в лунки планшета с исследуемыми образцами магнитные стержни на 1 мин.

17. Высушить магнетизированную силику, оставив пробирки с открытыми крышками на магнитном штативе или оставив магнитные стержни с намагниченным сорбентом на открытом воздухе в течение 5 минут.

18. Добавить в пробирки по 100 мкл РНК-буфера или поместить магнитные стержни в лунки планшета с РНК-буфером.

19. Перемешивать содержимое пробирок или лунок планшета с исследуемыми образцами при температуре 60 °С в течение 5 мин.

20. Перенести раствор в чистые пробирки, не вынимая пробирки с магнитным сорбентом из магнитного штатива, или удалить магнитный сорбент из лунок планшета с помощью магнитных стержней.

21. Полученная жидкость содержит очищенную ДНК.

**Экстракция ДНК с использованием комплекта реагентов «Магно-Сорб-Комбо ТС» вручную с использованием магнитного штатива**

1. **Лизирующий буфер Комбо** (если он хранился при температуре от 2 до 8 °С) прогреть при температуре 60 °С до полного растворения кристаллов.

2. Отобрать необходимое количество одноразовых пробирок на 1,5 мл с плотно закрывающимися крышками (включая отрицательный контроль выделения). Промаркировать пробирки.

3. Смешать в отдельной пробирке на 1,5 мл ВКО, Буфер GT и Магнитный сорбент из расчета на один образец 20 мкл ВКО, 10 мкл Буфера GT и 20 мкл Магнитного сорбента. При расчете необходимо учитывать запас – рассчитывать на одну точку больше.

4. Внести в пробирки по 50 мкл подготовленной смеси ВКО, буфера GT и магнитного сорбента.

5. Добавить в пробирки 500 мкл Лизирующего буфера Комбо.

6. Добавить в каждую пробирку с лизирующим буфером 100 мкл исследуемого образца и тщательно перемешать на вортексе.

7. В пробирку отрицательного контроля (ОК) выделения внести 100 мкл фосфатного буфера или стерильного физиологического раствора или 100 мкл ОКО (если он предусмотрен в комплектации набора для амплификации нуклеиновых кислот). В пробирку положительного контроля (ПК) выделения внести ПКО (не более 100 мкл), если он предусмотрен для проведения тестирования в комплектации набора для амплификации нуклеиновых кислот.

8. Содержимое пробирок тщательно перемешать на вортексе.

9. Прогреть пробирки 5 мин при температуре 60 °С в термостате.

10. Кратким центрифугированием осадить капли и перенести пробирки в магнитный штатив на 1 мин.

**Примечание.** Необходимо открыть крышки до постановки в магнитный штатив, если в магнитном штативе их неудобно/невозможно открыть без взмучивания сорбента.

11. Не вынимая пробирки из магнитного штатива, аккуратно отобрать надосадочную жидкость по внутренней стенке, не задевая осадок, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник на 200 мкл для каждой пробы.

12. Добавить в пробирки по 700 мкл раствора для отмывки Комбо-1, закрыть крышки.

**Примечание.** Необходимо поставить пробирки в обычный штатив, если в магнитном штативе неудобно/невозможно плотно закрыть крышки.

13. Ресуспендировать магнетизированную силику перемешиванием на вортексе, кратким центрифугированием осадить капли и перенести пробирки в магнитный штатив на 1 мин.

14. Открыть крышки, осторожно удалить надосадочную жидкость как описано выше.

15. Добавить в пробирки по 500 мкл раствора для отмывки Комбо-2, перемешать на вортексе, а затем осадить капли кратким центрифугированием.

16. Поместить пробирки в магнитный штатив на 1 мин, затем открыть крышки, осторожно удалить надосадочную жидкость.

17. Высушить магнетизированную силику, оставив пробирки с открытыми крышками на магнитном штативе в течение 5-10 минут.

18. Добавить в пробирки по **100 мкл РНК-буфера** и перемешать на вортексе.

19. Поместить пробирки в термостат при температуре **60 °С** на **5 мин**, через **2 мин** перемешать на вортексе.

20. Кратко осадить капли на вортексе и переставить пробирки в магнитный штатив. Инкубировать **2 мин**.

21. Надосадочная жидкость содержит очищенные РНК и ДНК.

22. Не вынимая пробирки из магнитного штатива, перенести надосадочную жидкость в новые пробирки.

### **Экстракция ДНК с использованием комплекта реагентов «АмплиТест® РИБО-преп ТС»**

1. **Раствор для лизиса** (если он хранился при температуре от **2 до 8 °С**) прогреть при температуре **65 °С** до полного растворения кристаллов.

2. Отобрать необходимое количество одноразовых пробирок на **1,5 мл** с плотно закрывающимися крышками (включая отрицательный контроль выделения). Внести в каждую пробирку **10 мкл ВКО-L AMR**. Добавить в пробирки по **300 мкл раствора для лизиса**. Промаркировать пробирки.

3. В пробирки с раствором для лизиса и ВКО внести по **100 мкл** подготовленных проб, используя наконечники с аэрозольным барьером. В пробирку отрицательного контроля (ОК) выделения внести **100 мкл ОКО**.

4. Содержимое пробирок тщательно перемешать на вортексе, центрифугировать в течение **5 с** на микроцентрифуге для удаления капель с внутренней поверхности крышки и прогреть **5 мин** при температуре **65 °С** в термостате.

5. Добавить в пробирки по **400 мкл раствора для precipitation**, перемешать на вортексе.

6. Центрифугировать пробирки на микроцентрифуге в течение **5 мин** при **13 тыс об/мин**.

7. Аккуратно отобрать надосадочную жидкость, не задевая осадок, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник на **200 мкл** для каждой пробы.

8. Добавить в пробирки по **500 мкл раствора для отмывки 3**, плотно закрыть крышки, осторожно промыть осадок, переворачивая пробирки **3-5 раз**. Можно провести процедуру

одновременно для всех пробирок, для этого необходимо накрыть пробирки в штативе сверху крышкой или другим штативом, прижать их и переворачивать штатив.

9. Процентрифугировать при 13 тыс об/мин в течение 1-2 мин на микроцентрифуге.

10. Осторожно, не захватывая осадок, отобрать надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник на 200 мкл для каждой пробы.

11. Добавить в пробирки по 200 мкл раствора для отмывки 4, плотно закрыть крышки и осторожно промыть осадок, переворачивая пробирки 3-5 раз.

12. Процентрифугировать при 13 тыс об/мин в течение 1-2 мин на микроцентрифуге.

13. Осторожно, не захватывая осадок, полностью отобрать надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник на 200 мкл для каждой пробы.

14. Поместить пробирки в термостат при температуре 65 °С на 5 мин для подсушивания осадка (при этом крышки пробирок должны быть открыты).

15. Добавить в пробирки по 70 мкл РНК-буфера. Перемешать на вортексе. Поместить в термостат при температуре 65 °С на 5 мин, периодически встряхивая на вортексе. Допускается при необходимости увеличение объема элюции до 90 мкл.

16. Процентрифугировать пробирки при 13 тыс об/мин в течение 1 мин на микроцентрифуге. Надосадочная жидкость содержит очищенные РНК и ДНК. Пробы готовы к последующему исследованию методом амплификации нуклеиновых кислот.

Очищенная ДНК может храниться при температуре не выше минус 16 °С до 1 месяца и при температуре не выше минус 68 °С – год и более. Допустимо хранение ДНК при температуре 2-8 °С не более 8 часов.

## **ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ АМПЛИФИКАЦИЯ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»**

Выбор пробирок для амплификации зависит от используемого амплификатора с системой детекции в режиме «реального времени».

Для внесения в пробирки реагентов, проб ДНК и контрольных образцов используются одноразовые наконечники с фильтрами.

#### **А. Подготовка проб для амплификации**

Общий объем реакционной смеси – 25 мкл, включая объем пробы ДНК – 10 мкл.

1. Рассчитать количество каждого реагента, требующееся для приготовления реакционной смеси. На одну реакцию требуется 5 мкл LAMP-смеси-FL (LAMP-смеси-FL NDM или LAMP-смеси-FL КРС/ ОХА-48), 10 мкл LAMP-буфера-AMR, 0,5 мкл *Bst* полимеразы AMR. Смесь готовить на общее число исследуемых и контрольных образцов (количество контрольных образцов см. в пункте 7) плюс запас на одну реакцию.

**ВНИМАНИЕ!** Компоненты реакционной смеси следует смешивать непосредственно перед проведением LAMP-исследования.

2. Разморозить пробирки с указанными LAMP-смесями-FL, LAMP-буфером-AMR. Перемешать содержимое всех реагентов LAMP-комплекта, осадить капли на вортексе. Переворачиванием и аккуратным пипетированием перемешать *Bst* полимеразу AMR.

В двух отдельных пробирках подготовить 2 реакционные смеси. Смешать необходимое количество: LAMP-смеси-FL, LAMP-буфера-AMR, *Bst* полимеразы AMR, перемешать аккуратным пипетированием, осадить капли на вортексе.

3. Отобрать необходимое (двукратное) количество пробирок или стрипов для LAMP ДНК исследуемых и контрольных проб.

4. В каждый ряд пробирок внести по одной из двух приготовленных реакционных смесей по 15 мкл на пробу. Неиспользованные остатки реакционной смеси выбросить.

5. В подготовленные пробирки с различными реакционными смесями внести по 10 мкл проб ДНК, полученных в результате экстракции из исследуемых образцов.

**ВНИМАНИЕ!** Содержимое пробирок необходимо тщательно перемешать пипетированием, не допуская появления пузырьков воздуха.

6. Поставить контрольные реакции.

- **положительный контроль LAMP (ПКО)** – в пробирку с реакционной смесью внести **10 мкл ПКО CP-L**.
- **отрицательный контроль LAMP (К-)** – в пробирку с реакционной смесью внести **10 мкл К-**.
- **отрицательный контроль экстракции (ОК)** – в пробирку с реакционной смесью внести **10 мкл** пробы, экстрагированной из ОКО.

**ВНИМАНИЕ!** Содержимое пробирок необходимо тщательно перемешать пипетированием, не допуская появления пузырьков воздуха.

**ВНИМАНИЕ!** Провести LAMP сразу после соединения реакционных смесей и ДНК-проб и контролей.

## **Б. Проведение амплификации с детекцией в режиме «реального времени»**

1. Запрограммировать амплификатор с системой детекции в режиме «реального времени» для выполнения соответствующей программы амплификации и детекции флуоресцентного сигнала.

**Таблица 7 – Программа амплификации и детекции флуоресцентного сигнала для приборов роторного<sup>3</sup> и планшетного<sup>4</sup> типа**

| Цикл | Температура, °C | Время                | Детекция флуоресцентного сигнала по каналам для флуорофоров | Количество циклов |
|------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1    | 64              | 30 сек * / 40 сек ** | JOE, ROX ***                                                | 50                |

\* для амплификаторов CFX 96 (Bio-Rad) и Rotor-Gene Q (QIAGEN),

\*\* для амплификаторов ДТпрайм (ДНК Технология) и QuantStudio 5 (Thermo Scientific).

Для амплификаторов ДТпрайм рекомендуется в конце программы амплификации (после блока циклирования) добавить стадию хранения при температуре 20 °C (для охлаждения блока перед извлечением пробирок).

\*\*\* при одновременном проведении амплификации и детекции с использованием других наборов реагентов включается детекция сигнала и по другим используемым для них каналам – для флуорофоров FAM и/или Cy5.

2. Установить пробирки в ячейки реакционного модуля прибора. Рекомендуется перед постановкой в амплификатор планшетного типа осадить капли со стенок пробирок на вортексе.

<sup>3</sup> Rotor-Gene Q (QIAGEN).

<sup>4</sup> CFX 96 (Bio-Rad), QuantStudio 5 (Thermo Scientific), ДТпрайм (ДНК Технология, Россия).

**ВНИМАНИЕ!** В случае неполной загрузки приборов планшетного типа рекомендуется дополнительно установить пустые пробирки или стрипы (аналогичные используемым) по краям реакционного модуля амплификатора.

3. Запустить выполнение программы амплификации с детекцией флуоресцентного сигнала.

4. По окончании выполнения программы приступить к анализу и интерпретации результатов.

## **В. Анализ и интерпретация результатов**

Анализ полученных данных проводят с помощью программного обеспечения прибора, используемого для проведения LAMP с детекцией в режиме «реального времени». Анализируют кривые накопления флуоресцентного сигнала по 2 каналам (см. табл. 1).

Результаты интерпретируются на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линией, что определяет наличие (или отсутствие) для данной пробы ДНК значения порогового цикла ( $C_t$ ) в соответствующей графе таблицы результатов.

Принципы интерпретации результатов следующие (см. табл. 8):

**Таблица 8 — Принципы интерпретации результатов**

| Наименование<br>LAMP-смеси-FL | Значение порогового цикла (Ct) по<br>каналу для флуорофора                                 |                                                       | Результат                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                               | JOE                                                                                        | ROX                                                   |                                                                       |
| NDM                           | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного                                                  | отсутствует<br>или определено                         | Обнаружен ген<br>карбапенемазы МБЛ<br>группы NDM                      |
|                               | отсутствует                                                                                | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного             | НЕ обнаружено<br>генов МБЛ<br>группы NDM                              |
|                               | отсутствует<br>или определено<br>больше<br>граничного                                      | отсутствует<br>или определено<br>больше<br>граничного | Невалидный*                                                           |
|                               | <u>определено</u><br>больше<br>граничного                                                  | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного             | Сомнительный**                                                        |
| KPC/ OXA-48                   | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного                                                  | отсутствует                                           | Обнаружен ген<br>карбапенемазы<br>группы KPC                          |
|                               | отсутствует                                                                                | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного             | Обнаружен ген<br>карбапенемазы<br>группы OXA-48-<br>подобных          |
|                               | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного                                                  | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного             | Обнаружены гены<br>карбапенемаз<br>групп KPC<br>и OXA-48-подобных     |
|                               | отсутствует                                                                                | отсутствует                                           | НЕ обнаружено генов<br>карбапенемаз<br>групп KPC<br>и OXA-48-подобных |
|                               | отсутствует значение<br>и получен невалидный результат для<br>реакции с LAMP-смесью-FL NDM |                                                       | Невалидный*                                                           |
|                               | <u>определено</u><br>больше<br>граничного                                                  | отсутствует                                           | Сомнительный**                                                        |
|                               | отсутствует                                                                                | <u>определено</u><br>больше<br>граничного             |                                                                       |
|                               | <u>определено</u><br>больше<br>граничного                                                  | <u>определено</u><br>больше<br>граничного             |                                                                       |

\*В случае получения **невалидного результата** необходимо провести повторное исследование соответствующего образца, начиная с этапа экстракции ДНК.

**\*\*В случае получения сомнительного результата** необходимо провести повторное исследование соответствующего образца, начиная с этапа экстракции. В случае повторения аналогичного результата образец считать положительным. При получении отрицательного результата в повторной постановке образец считать сомнительным и рекомендовать повторное взятие материала для анализа.

**ВНИМАНИЕ!** Граничные значения  $C_t$  указаны во вкладыше, прилагаемом к набору реагентов.

Результат исследования считается достоверным, если получены правильные результаты для контролей этапов экстракции и амплификации ДНК в соответствии с табл. 9 и вкладышем, прилагаемым к набору реагентов.

**Таблица 9 — Результаты для контролей различных этапов исследования**

| Наименование LAMP-смеси-FL | Контроль | Контролируемый этап исследования | Значение порогового цикла ( $C_t$ ) по каналу для флуорофора |                                           |
|----------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                            |          |                                  | JOE                                                          | ROX                                       |
| NDM                        | ПКО      | LAMP                             | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного                    | не учитывается                            |
|                            | ОК       | Экстракция ДНК, LAMP             | отсутствует                                                  | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного |
|                            | К-       | LAMP                             | отсутствует                                                  | отсутствует                               |
| KPC/ OXA-48                | ПКО      | LAMP                             | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного                    | <u>определено</u><br>меньше<br>граничного |
|                            | ОК       | Экстракция ДНК, LAMP             | отсутствует                                                  | отсутствует                               |
|                            | К-       | LAMP                             | отсутствует                                                  | отсутствует                               |

#### **Возможные ошибки:**

1. Для положительного контроля LAMP (ПКО) значение по каналу для флуорофора JOE для LAMP-смеси-FL NDM или/и по каналам для флуорофоров JOE или/и ROX для LAMP-смеси-FL KPC/ OXA-48 отсутствует или превышает указанное граничное значение. Необходимо повторить амплификацию для всех образцов (с соответствующей ПЦР-смесью-FL).

2. Для отрицательного контроля LAMP (К-) определено значение порогового цикла ( $C_t$ ) по одному или нескольким каналам. Вероятна контаминация лаборатории продуктами амплификации или контаминация реагентов, исследуемых образцов на каком-либо этапе LAMP-исследования. Необходимо предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить амплификацию для всех образцов.

3. Для отрицательного контроля экстракции (ОК) определено значение порогового цикла ( $C_t$ ) по каналу для флуорофора JOE для LAMP-смеси-FL NDM или/и по каналам для флуорофоров JOE или/и ROX для LAMP-смеси-FL KPC/ OXA-48. Вероятна контаминация лаборатории продуктами амплификации или контаминация реагентов, исследуемых образцов на каком-либо этапе LAMP-исследования. Необходимо предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить LAMP-исследование для всех образцов, начиная с этапа экстракции ДНК.

4. Для исследуемого образца определено значение порогового цикла ( $C_t$ ), при этом на графике флуоресценции отсутствует участок характерного экспоненциального подъема (график представляет собой приблизительно прямую линию). Необходимо проверить правильность выбранного уровня пороговой линии или параметров расчета базовой линии. Если результат получен при правильном уровне пороговой линии (параметрах базовой линии), требуется повторно провести LAMP-исследование для этого образца.

## **СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

**Срок годности.** 9 месяцев. Набор реагентов с истекшим сроком годности применению не подлежит. Срок годности вскрытых реагентов соответствует сроку годности, указанному на этикетках для невскрытых реагентов.

### **Транспортирование.**

Набор реагентов транспортировать при температуре от 2 до 8 °С не более 5 сут. в термоконтейнерах, содержащих хладоэлементы, всеми видами крытых транспортных средств.

Набор реагентов при получении разукomплектовать в соответствии с указанными температурами хранения.

### **Хранение.**

Комплект реагентов «LAMP-комплект» вариант FRT-96 F: Часть 1 в составе реагентов LAMP-смесь-FL NDM, LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48, LAMP-буфер-AMR, *Bst* полимеразы AMR, К- хранить в морозильной камере при температуре от минус 24 до минус 16 °С. LAMP-смесь-FL NDM и LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48 хранить в защищенном от света месте.

Часть 2 в составе реагентов ОКО, ВКО-Л AMR, ПКО СР-Л хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 °С.

Допустимо размораживать и замораживать реагенты не более 3 раз.

Комплекты реагентов «РИБО-преп ТС» вариант 100, «Магно-Сорб-Комбо ТС» вариант 100 хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 °С.

Холодильные и морозильные камеры должны обеспечивать регламентированный температурный режим.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие основных параметров и характеристик набора реагентов требованиям, указанным в технической и эксплуатационной документации, в течение указанного срока годности при соблюдении всех условий транспортирования, хранения и применения.

Медицинское изделие техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Рекламации на качество набора реагентов направлять по адресу 119121, г. Москва, ул. Погодинская, дом 10, стр.1, e-mail: promlab@cspfmmba.ru.

При выявлении побочных действий, не указанных в инструкции по применению набора реагентов, нежелательных реакций при его использовании, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации набора реагентов, рекомендуется направить сообщение по адресу, указанному выше, и в уполномоченную государственную регулируемую организацию (в РФ – Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель  
производственной лаборатории

Ж.Е.Тарасова

## СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ



Номер по каталогу



Осторожно!  
Обратитесь к инструкции по применению  
Содержимого достаточно для проведения n-количества тестов



Код партии



Медицинское изделие для диагностики in vitro



Использовать до



Дата изменения



Обратитесь к инструкции по применению  
Не допускать воздействия солнечного света



Температурный диапазон



Изготовитель



Дата изготовления



Беречь от влаги



Знаки опасности

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью 38 лист 06

Директор центра постгеномных технологий ФГБУ  
«ЦСП» ФМБА России

Г.А. Шипулин





## Краткое руководство

**Набор реагентов  
для выявления генов металло- $\beta$ -  
лактамаз группы NDM, генов  
сериновых карбапенемаз групп  
OXA-48-подобных и KPC методом  
изотермической амплификации**

### «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»

REF T-B030-1L-FRT

REF T-B030-2L-FRT

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России,  
119121, Российская Федерация, г. Москва,  
Погодинская ул., д. 10 стр. 1

IVD

VER

**ВНИМАНИЕ!** Краткое руководство предназначено для удобства работы с набором реагентов в лаборатории и может быть использовано только после детального ознакомления с инструкцией по применению данного набора реагентов. Анализ и интерпретацию результатов необходимо проводить в соответствии с инструкцией к набору реагентов.

#### ЭКСТРАКЦИЯ ДНК ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

**Комплект реагентов для экстракции:**

- «АмплиТест® РИБО-преп ТС» или «АмплиТест® Магно-Сорб-Комбо ТС» (производства ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

**Контроли:** Внутренний контрольный образец (ВКО-L AMR) – в каждом образце.  
Для каждой группы экстрагируемых образцов: 1 отрицательный (ОК).

| Объем исследуемого образца, контролей и элюции                                                                  |         |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>При экстракции с помощью комплекта «РИБО-преп ТС» добавить:</b>                                              |         |                                                                                    |
| ВКО-L AMR                                                                                                       | 10 мкл  | в каждую пробирку                                                                  |
| Исследуемые образцы                                                                                             | 100 мкл | в пробирки для исследуемых образцов                                                |
| ОКО                                                                                                             | 100 мкл | в пробирку для ОК (отрицательного контроля экстракции)                             |
| <b>Элюция</b>                                                                                                   |         |                                                                                    |
| Все образцы                                                                                                     | 70 мкл  | в каждую пробирку                                                                  |
| <b>При экстракции с помощью комплекта «Магно-Сорб-Комбо ТС» добавить:</b>                                       |         |                                                                                    |
| Смесь - на N проб:<br>ВКО-L AMR – 20x(N+1) мкл,<br>Буфер GT – 10x(N+1) мкл,<br>Магнитный сорбент - 20x(N+1) мкл | 50 мкл  | в каждую пробирку вносится 50 мкл смеси ВКО-L AMR, Буфера GT и Магнитного сорбента |
| Исследуемые образцы                                                                                             | 100 мкл | в пробирки для исследуемых образцов                                                |
| ОКО                                                                                                             | 100 мкл | в пробирку для ОК (отрицательного контроля экстракции)                             |

## Элюция

Все образцы

100 мкл

в каждую пробирку

**ВНИМАНИЕ!** Допускается хранение проб ДНК при температуре от 2 до 8 °С при экстракции с помощью комплекта «РИБО-преп ТС» не более 8 часов, при экстракции с помощью комплекта «Магно-Сорб-Комбо ТС» - не более 5 суток. Допускается хранение при температуре от минуса 24 до минуса 16 °С не более месяца и при температуре не выше минуса 68 °С – год и более.

## ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ АМПЛИФИКАЦИЯ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»

**Общий объем реакционной смеси:** 25 мкл, включая объем пробы ДНК – 10 мкл.

**Контроли:** для каждой группы амплифицируемых образцов 1 положительный контроль LAMP (ПК), 1 отрицательный контроль экстракции ДНК и LAMP (ОК) и 1 отрицательный контроль LAMP (К–).

- Рассчитать количество каждого реагента, требующееся для приготовления реакционной смеси.
- Разморозить пробирки реагентов «**LAMP-комплект**» **часть 1**.
- В отдельной пробирке подготовить реакционную смесь.
- Перемешать аккуратным пипетированием, не допуская появления пузырьков воздуха.

| Компонент реакционной смеси                       | Объем, мкл          | Обозначения                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LAMP смесь-FL NDM<br>или LAMP смесь-FL KPC/OXA-48 | $5 \cdot (N+K+1)$   | N – количество исследуемых образцов;<br>K – количество контролей;<br>1 – запас |
| LAMP-буфер-R                                      | $10 \cdot (N+K+1)$  |                                                                                |
| Bst полимеразы AMR                                | $0,5 \cdot (N+K+1)$ |                                                                                |

**ВНИМАНИЕ!** Компоненты реакционной смеси следует смешивать непосредственно перед проведением LAMP-исследования. Рекомендуется использовать холодовой штатив для пробирки, в которой смешивается реакционная смесь и для пробирки с Bst полимеразой AMR.

- Отобрать необходимое количество пробирок или стрипов для LAMP ДНК исследуемых и контрольных проб:

| Внести по 15 мкл                                   |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Приготовленной реакционной смеси                   | в каждую пробирку                       |
| Внести по 10 мкл                                   |                                         |
| Проб ДНК, экстрагированных из исследуемых образцов | в пробирки для исследуемых образцов, ОК |
| Пробы, экстрагированной из ОКО                     |                                         |
| ПКО CP-L                                           | в пробирку для ПК                       |
| К–                                                 | в пробирку для К–                       |

**ВНИМАНИЕ!** Содержимое пробирок необходимо тщательно перемешать пипетированием, не допуская появления пузырьков воздуха.

**ВНИМАНИЕ!** Провести LAMP сразу после соединения реакционной смеси и ДНК-пробы и контролей.

Запрограммировать амплификатор с системой детекции в режиме «реального времени» для выполнения следующей программы (для приборов роторного типа и планшетного типа).

| Цикл | Программа амплификации |                      |                                                       |               |
|------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|      | Температура, °С        | Время                | Детекция флуоресц. сигнала по каналам для флуорофоров | Кол-во циклов |
| 1    | 64                     | 30 сек*/<br>40 сек** | JOE, ROX                                              | 50            |

для амплификаторов CFX 96 (Bio-Rad) и Rotor-Gene Q (QIAGEN),

\* для амплификаторов ДТпрайм (ДНК Технология) и QuantStudio 5 (Thermo Scientific)

для ДТпрайм рекомендуется добавить в конце программы стадию хранения при 20 °С (охлаждение блока))

\*\* при необходимости для одновременно используемых наборов реагентов включается детекция сигнала и по каналам для флуорофоров FAM и/или Cy5

Установить пробирки в ячейки реакционного модуля прибора.

**ВНИМАНИЕ!** В случае неполной загрузки приборов планшетного типа рекомендуется дополнительно установить пустые пробирки по краям реакционного модуля амплификатора.

Запустить выполнение программы амплификации с детекцией флуоресцентного сигнала.

## АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ полученных результатов проводят с помощью программного обеспечения прибора, используемого для проведения LAMP с детекцией в режиме «реального времени». Анализируют кривые накопления флуоресцентного сигнала по двум каналам:

| Наименование LAMP-смеси-FL | ДНК-мишень / область амплификации                | Канал для флуорофора JOE               | Канал для флуорофора ROX                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NDM                        | ДНК-мишень - группа генов металло-β-лактамаз     | NDM                                    | ДНК ВКО-L AMR                                      |
|                            | Область амплификации                             | фрагмент гена МБЛ группы NDM           | искусственная синтезированная последовательность   |
| KPC/OXA-48                 | ДНК-мишень - группа генов сериновых карбапенемаз | KPC                                    | OXA-48-подобные                                    |
|                            | Область амплификации                             | фрагмент гена карбапенемазы группы KPC | фрагмент гена карбапенемазы группы OXA-48-подобных |

Результаты интерпретируются на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линией, что определяет наличие (или отсутствие) для данной пробы ДНК значения порогового цикла ( $C_t$ ).

**ВНИМАНИЕ!** К каждому набору реагентов прилагается **вкладыш**, в котором указаны настройки для приборов штатного и планшетного типа и граничные значения  $C_t$ , необходимые для проведения анализа и интерпретации результатов.

Принципы интерпретации результатов см. в инструкции к набору реагентов и следующей таблице:

| Наименование LAMP-смеси-FL | Значение порогового цикла ( $C_t$ ) по каналу для флуорофора                         |                                                     | Результат                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                            | JOE                                                                                  | ROX                                                 |                                                              |
| NDM                        | <u>определено</u> меньше граничного                                                  | отсутствует или <u>определено</u>                   | Обнаружен ген МБЛ группы NDM                                 |
|                            | отсутствует                                                                          | <u>определено</u> меньше граничного                 | НЕ обнаружено генов МБЛ группы NDM                           |
|                            | отсутствует или <u>определено</u> больше граничного                                  | отсутствует или <u>определено</u> больше граничного | Невалидный                                                   |
|                            | <u>определено</u> больше граничного                                                  | <u>определено</u> меньше граничного                 | Сомнительный                                                 |
| KPC/OXA-48                 | <u>определено</u> меньше граничного                                                  | отсутствует                                         | Обнаружен ген карбапенемазы группы KPC                       |
|                            | отсутствует                                                                          | <u>определено</u> меньше граничного                 | Обнаружен ген карбапенемазы группы OXA-48-подобных           |
|                            | <u>определено</u> меньше граничного                                                  | <u>определено</u> меньше граничного                 | Обнаружены гены карбапенемаз групп KPC и OXA-48-подобных     |
|                            | отсутствует                                                                          | отсутствует                                         | НЕ обнаружено генов карбапенемаз групп KPC и OXA-48-подобных |
|                            | отсутствует значение и получен невалидный результат для реакции с LAMP-смесью-FL NDM |                                                     | Невалидный                                                   |
|                            | <u>определено</u> больше граничного                                                  | отсутствует                                         | Сомнительный                                                 |
|                            | отсутствует                                                                          | <u>определено</u> больше граничного                 |                                                              |
|                            | <u>определено</u> больше граничного                                                  | <u>определено</u> больше граничного                 |                                                              |

Директор центра постгеномных технологий ФГБУ  
«НЦП» ФМБА России

Директор центра постгеномных технологий ФГБУ  
«НЦП» ФМБА России

Г.А. Шипулин

