

6 Ввод системы в эксплуатацию


6.1 Схема подключения

Перед подключением и запуском системы необходимо визуально проверить целостность всех компонентов. Поврежденные части должны быть немедленно заменены.




Должна соблюдаться приведенная ниже последовательность подключения и ввода в эксплуатацию. Разрешается использовать только принадлежности joimax[®] (кабели и т. д.).

Выключите выключатели питания на задней панели блока управления (положение «О»)



Подключите кабели питания к задней панели прибора, затем подключите эти кабели к сети электропитания. Обеспечьте выравнивание потенциалов.

В соответствующих случаях подключите ножной переключатель в гнездо ножного переключателя на задней панели блока управления.



Подключите вилку наконечника фрезы joimax[®] в гнездо наконечника на передней панели блока управления. Вилка и гнездо помечены красными линиями. При подключении эти линии необходимо совместить.