

ОКП 93 9890

« УТВЕРЖДАЮ »
Генеральный директор
ООО «Кортин-Медтехника»



Д.М. Дюкарев
2010 г.

МАССАЖЕРЫ-ИППЛИКАТОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖЕР – ИППЛИКАТОР МЕДИЦИНСКИЙ «ТИБЕТСКИЙ»

1. Назначение.

Массажер иппликатор медицинский «Тибетский» производится в следующих исполнениях:

- для интенсивного воздействия (синий);
- для чувствительной кожи (зеленый);
- для интенсивного воздействия магнитный (желтый);
- для чувствительной кожи магнитный (красный);

Массажер иппликатор медицинский «Тибетский» предназначен для восстановления функциональной активности в посттравматический период, для улучшения кровообращения

Массажер иппликатор медицинский «Тибетский» может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C;
относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

Массажер иппликатор представляет собой пяточек с зубцами, ($\varnothing 25 \times 5$) ± 5 мм которые крепятся на полотне.

3. Способ применения.

Массажер иппликатор размещается на поверхности тела в проблемной зоне и массируется, путем надавливания круговыми движениями. Интенсивность и количество упражнений определяются индивидуально. Перед использованием массажера иппликатора в случае восстановления посттравматического периода, а также в случае дискомфорта и боли проконсультируйтесь у врача.

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер иппликатор освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера - иппликатора.

Штамп ОТК

МАССАЖЕР – ИППЛИКАТОР МЕДИЦИНСКИЙ «ТИБЕТСКИЙ» МАЛЫЙ МАССАЖНЫЙ КОВРИК

1. Назначение.

Массажер иппликатор медицинский «Тибетский» малый массажный коврик производится в следующих исполнениях:

- для интенсивного воздействия (синий);
- для чувствительной кожи (зеленый);
- для интенсивного воздействия магнитный (желтый);
- для чувствительной кожи магнитный (красный);

Предназначен для восстановления функциональной активности в посттравматический период, для улучшения кровообращения.

Массажер иппликатор может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C; относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

«Массажер иппликатор медицинский «Тибетский» малый массажный коврик» представляет собой коврик (200x260)±20 мм

3. Способ применения.

Массажер иппликатор размещается на поверхности тела в проблемной зоне и массируется, путем надавливания круговыми движениями. Интенсивность и количество упражнений определяются индивидуально. Перед использованием массажера иппликатора в случае восстановления посттравматического периода, а также в случае дискомфорта и боли проконсультируйтесь у врача.

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер иппликатор освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера - иппликатора.

Штамп ОТК

МАССАЖЕР – ИППЛИКАТОР МЕДИЦИНСКИЙ «ТИБЕТСКИЙ» МЯГКИЙ МАССАЖНЫЙ ВАЛИК ДЛЯ ШЕИ

1. Назначение.

Массажер иппликатор медицинский «Тибетский» мягкий массажный валик для шеи производится в следующих исполнениях:

- для интенсивного воздействия (синий);
- для чувствительной кожи (зеленый);
- для интенсивного воздействия магнитный (желтый);
- для чувствительной кожи магнитный (красный);

Массажер иппликатор может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C; относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

«Массажер иппликатор медицинский «Тибетский» мягкий массажный валик для шеи» представляет собой валик (130x220)±20 мм

3. Способ применения.

Массажер иппликатор предназначен для массажа шеи, массаж делается легкими плавными движениями, интенсивность и количество упражнений определяются индивидуально. Перед использованием массажера иппликатора в случае восстановления посттравматического периода, а также в случае дискомфорта при применении массажера - иппликатора, проконсультируйтесь у врача.

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер иппликатор освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера - иппликатора.

Штамп ОТК

МАССАЖЕР – ИППЛИКАТОР МЕДИЦИНСКИЙ «ТИБЕТСКИЙ» НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ

1. Назначение.

Массажер иппликатор медицинский «Тибетский» на мягкой подложке производится в следующих исполнениях:

- для интенсивного воздействия (синий);
- для чувствительной кожи (зеленый);
- для интенсивного воздействия магнитный (желтый);
- для чувствительной кожи магнитный (красный);

Массажер иппликатор может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C; относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

«Массажер иппликатор медицинский «Тибетский» на мягкой подложке» представляет собой коврик (200x260)±20 мм

3. Способ применения.

Массажер иппликатор предназначен для снятия боли в мышцах. Средство индивидуального пользования, предназначен для снятия болей в мышцах, суставах и позвоночнике, нормализации деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др., а также для восстановления и увеличения работоспособности. Способ применения: иппликатор накладывают на болевую область, надавливают на него руками в пределах болевой переносимости в течении 40-60 сек. Процедуру повторить до полного исчезновения болей

4. Меры безопасности.

Проконсультируйтесь с врачом и правильно определите нужный Вам тип Тибетского иппликатора. Синий имеет более острые иглы и предназначен для интенсивного воздействия

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер иппликатор освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера - иппликатора.

Штамп ОТК

МАССАЖЕР – ИППЛИКАТОР МЕДИЦИНСКИЙ «ТИБЕТСКИЙ» МАССАЖНЫЙ КОВРИК В КОМПЛЕКТЕ С ПОЯСОМ

1. Назначение.

«Массажер-иппликатор медицинский «Тибетский» массажный коврик в комплекте с поясом» производится в следующих исполнениях:

- для интенсивного воздействия (синий);
- для чувствительной кожи (зеленый);
- для интенсивного воздействия магнитный (желтый);
- для чувствительной кожи магнитный (красный);

Массажер иппликатор может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C;
относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

«Массажер иппликатор медицинский «Тибетский» массажный коврик в комплекте с поясом» представляет собой коврик (200x260) ±20 мм

3. Способ применения.

Средство индивидуального пользования, предназначен для снятия болей в мышцах, суставах и позвоночнике, нормализации деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др., а также для восстановления и увеличения работоспособности. Способ применения: иппликатор накладывают на болевую область, надавливают на него руками в пределах болевой переносимости в течении 40-60 сек. Процедуру повторить до полного исчезновения болей

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер иппликатор освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера - иппликатора.

Штамп ОТК

МАССАЖЕР – ИППЛИКАТОР МЕДИЦИНСКИЙ «ТИБЕТСКИЙ» НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ В КОМПЛЕКТЕ С ПОЯСОМ

1. Назначение.

«Массажер-иппликатор медицинский «Тибетский» на мягкой подложке в комплекте с поясом» производится в следующих исполнениях:

- для интенсивного воздействия (синий);
- для чувствительной кожи (зеленый);
- для интенсивного воздействия магнитный (желтый);
- для чувствительной кожи магнитный (красный);

Массажер иппликатор может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C; относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

«Массажер-иппликатор медицинский «Тибетский» на мягкой подложке в комплекте с поясом» представляет собой коврик с поясом размером (200x260) ±20 мм

3. Способ применения.

Массажер иппликатор размещаете на поясе для массажа поясницы. Перед использованием массажера иппликатора в случае восстановления посттравматического периода, а также в случае дискомфорта при применении массажера - иппликатора, проконсультируйтесь у врача.

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер иппликатор освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера - иппликатора.

Штамп ОТК

«МАССАЖЕР – ИППЛИКАТОР МЕДИЦИНСКИЙ «ТИБЕТСКИЙ» МАССАЖНЫЙ ВАЛИК С РУЧКОЙ»

1. Назначение.

Массажер-иппликатор медицинский «Тибетский» массажный валик с ручкой; (далее массажер ипликатор) предназначен для широкого применения с лечебной целью для укрепления и сохранения здоровья, повышения работоспособности, общего жизненного тонуса, нормализации сна и обмена веществ. Массажер для интенсивного применения, используется на всех участках тела,

Массажер эспандер может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C;
относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

Массажер ипликатор представляет собой валик с пупырышками на ручке с размерами (90x181) ±20 мм

3. Способ применения.

Массажер ипликатор берется за ручку и валиком водим по телу, при перекачивании валика по телу идет воздействие на кожу и мышцы, что способствует восстановлению нервной регуляции в организме. Перед использованием проконсультируйтесь у врача.

4. Меры безопасности.

- повышенная температура
- открытые раны
- кровотечения

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер эспандер освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера - эспандера.

Штамп ОТК

МАССАЖЕР ЭСПАНДЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ КИСТЕЙ РУК БОЛЬШОЙ

1. Назначение.

Массажер эспандер медицинский для кистей рук большой (далее массажер эспандер) предназначен для восстановления функциональной активности кисти в посттравматический период, укрепления и развития мышц пальцев и кистей рук, а также для улучшения кровообращения в них для взрослых людей.

Массажер эспандер может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C;
относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

Массажер эспандер представляет собой пластично -упругое кольцо толщиной (Ø80) ±5мм.

3. Способ применения.

Массажер эспандер размещаете в руке, с внутренней стороны ладони, и периодически сжимаете – расжимаете пальцы руки. Интенсивность и количество упражнений определяются индивидуально. Перед использованием массажера эспандера в случае восстановления посттравматического периода, а также в случае дискомфорта и боли в руке при применении массажера - эспандера, проконсультируйтесь у врача.

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер эспандер освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера - эспандера.

Штамп ОТК

МАССАЖЕР ЭСПАНДЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ КИСТЕЙ РУК МАЛЫЙ

1. Назначение.

Массажер эспандер медицинский для кистей рук малый (далее массажер эспандер) предназначен для восстановления функциональной активности кисти в посттравматический период, укрепления и развития мышц пальцев и кистей рук, а также для улучшения кровообращения в них для детей.

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -25°C до $+35^{\circ}\text{C}$;
относительная влажность воздуха 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$

2. Краткое описание.

Массажер эспандер представляет собой пластичное упругое кольцо диаметром $(\varnothing 70) \pm 5$ мм

3. Способ применения.

Массажер эспандер размещаете в руке с внутренней стороны ладони и периодически сжимаете – расжимаете пальцы руки. Интенсивность и количество упражнений определяются индивидуально. Перед использованием массажера - эспандера в случае восстановления посттравматического периода, а также в случае дискомфорта и боли в руке при применении массажера - эспандера проконсультируйтесь у врача.

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

Перед использованием массажера эспандера проконсультируйтесь у врача.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер эспандер освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера - эспандера.

Штамп ОТК

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» большая;

1. Назначение.

Массажер медицинский чудо-варежка для тела большой (далее массажер чудо-варежка) предназначен для воздействия на кожу тела взрослого человека для оказания расслабляющего, успокаивающего действия на центральную нервную систему, снятия усталости, повышения общего тонуса организма, нормализации обменных процессов в коже, повышения её тонуса и сальных желез. Массажер чудо-варежка применяется также для антицеллюлитного массажа.

Массажер чудо-варежка может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C;
относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C.

2. Краткое описание.

Массажер чудо-варежка представляет собой две соединенные между собой пластины с наружной стороны: с одной стороны игольчатое покрытие, с другой пупырчатое. Массажер чудо-варежка изготовлена из пластичного материала.

Размером (145x105) ±20 мм.

3. Способ применения.

Массажер чудо-варежка одевается на руку и мягкими круговыми или возвратно-поступательными движениями массируйте поверхность тела. Продолжительность одной процедуры 5 – 15 минут. Массаж рекомендуется делать ежедневно в душе, используя мыльную пену или массажное масло. Перед использованием проконсультируйтесь у врача.

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости, при наличии опухолей, инфекционных заболеваний, травм, повреждений кожи, папиллом, бородавок, пигментных пятен и других изменений и нарушений кожи.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер чудо-варежка освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера чудо-варежка.

Штамп. ОТК

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» малая

1. Назначение.

Массажер медицинский чудо-варежка для тела большой (далее массажер чудо-варежка) предназначен для воздействия на кожу тела взрослого человека для оказания расслабляющего, успокаивающего действия на центральную нервную систему, снятия усталости, повышения общего тонуса организма, нормализации обменных процессов в коже, повышения её тонуса и сальных желез. *Массажер чудо-варежка применяется также для антицеллюлитного массажа.*

Массажер чудо-варежка может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C;
относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C.

2. Краткое описание.

Массажер чудо-варежка представляет собой две соединенные между собой пластины с наружной стороны: с одной стороны игольчатое покрытие, с другой пупырчатое. Массажер чудо-варежка изготовлена из пластичного материала. Размером (95x70) ±20 мм.

3. Способ применения.

Массажер чудо-варежка одевается на руку и мягкими круговыми или возвратно-поступательными движениями массируйте поверхность тела. Продолжительность одной процедуры 5 – 15 минут. Массаж рекомендуется делать ежедневно в душе, используя мыльную пену или массажное масло. Перед использованием проконсультируйтесь у врача.

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости, при наличии опухолей, инфекционных заболеваний, травм, повреждений кожи, папиллом, бородавок, пигментных пятен и других изменений и нарушений кожи.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер чудо-варежка освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения массажера чудо-варежка.

Штамп.ОТК

Массажер-иппликатор медицинский «Тибетский» массажный валик.

Массажный валик предназначен для игольчатого массажа ладоней, стоп и пальцев. В этих зонах имеются особые точки, воздействуя на которые, можно влиять на работу практически всех систем организма.

Показания к применению:

Улучшение кровоснабжения в зоне массажа, повышение общего тонуса организма и работоспособности, снятие усталости, нормализация функционирования центральной нервной системы. Профилактика плоскостопия. Возможны иные показания в зависимости от индивидуальной чувствительности организма.

Краткое описание.

Массажер-иппликатор медицинский «Тибетский» массажный валик, представляет собой валик размером (Ø 37x140) ±20

Способ применения:

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если не рекомендовано иное, делайте массаж ладоней и стоп два раза в день по 5-7 минут. Воздействие на ладони – катайте валик между ладонями. Воздействие на стопы – сядьте на стул, положите валик на пол, катайте его вперед-назад поочередно стопами левой и правой ног. Сила нажатия на иглы должна находиться в пределах болевой переносимости

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, опухоли, инфекционные заболевания. Травмы, повреждения, папилломы, бородавки, пигментные пятна и другие изменения кожи.

Массажер-иппликатор медицинский «Тибетский» массажный шарик

Массажный шарик предназначен для массажа ладоней и пальцев. В этой области имеются особые точки, воздействуя на которые, можно влиять на работу практически всех систем организма.

Показания к применению:

Улучшение кровоснабжения в зоне массажа, повышение общего тонуса организма и работоспособности, снятие усталости, нормализация функционирования центральной нервной системы. Возможны иные показания в зависимости от индивидуальной чувствительности организма.

Краткое описание

Массажер-иппликатор медицинский «Тибетский» массажный шарик, представляет собой шарик размером ($\varnothing 30$) ± 5 пупырышками

Способ применения:

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если не рекомендовано иное, делайте массаж кистей рук и пальцев два-четыре раза в день по 5-7 минут. Массажный шарик катайте в ладонях, металлическое кольцо одевайте поочередно на пальцы рук, перемещая его несколько раз к основанию пальца и обратно.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, опухоли, инфекционные заболевания. Травмы, повреждения, папилломы, бородавки, пигментные пятна и другие изменения кожи.

Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик»

Показания к применению:

Улучшение кровоснабжения в зоне массажа, повышение общего тонуса организма и работоспособности, снятие усталости, нормализация функционирования центральной нервной системы. Возможны иные показания в зависимости от индивидуальной чувствительности организма.

Краткое описание

Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик», представляет собой ролик с ручкой размерами $(100 \times 305) \pm 20$, $(\varnothing 60 \times 27) \pm 5$.

Способ применения:

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если не рекомендовано иное, делайте массаж два раза в день по 5-7 минут. Место воздействия определяется индивидуально.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, опухоли, инфекционные заболевания. Травмы, повреждения, папилломы, бородавки, пигментные пятна и другие изменения кожи.

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб»

Показания к применению:

Улучшение кровоснабжения и лимфотока в зоне массажа, повышение общего тонуса организма и работоспособности, снятие усталости, болей в мышцах и суставах, головных болей. Снятие болей при остеохондрозе и радикулите. Нормализация функционирования центральной нервной системы. Повышение тонуса кожи, антицеллюлитный массаж. По рекомендации врача - профилактика варикозного расширения вен. Иные показания в зависимости от индивидуальной чувствительности организма.

Способ применения:

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если не рекомендовано иное, делайте массаж два-четыре раза в день по 5-7 минут. Место воздействия определяется индивидуально.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, опухоли, инфекционные заболевания. Травмы, повреждения, папилломы, бородавки, пигментные пятна и другие изменения кожи.

Массажер медицинский для тела «Чудо-спайдер»

Показания к применению:

Улучшение кровоснабжения и лимфотока в зоне массажа, повышение общего тонуса организма и работоспособности, снятие усталости, болей в мышцах и суставах, головных болей. Снятие болей при остеохондрозе и радикулите. Нормализация функционирования центральной нервной системы. Повышение тонуса кожи, антицеллюлитный массаж. По рекомендации врача - профилактика варикозного расширения вен. Иные показания в зависимости от индивидуальной чувствительности организма.

Способ применения:

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если не рекомендовано иное, делайте массаж два-четыре раза в день по 5-7 минут. Место воздействия определяется индивидуально.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, опухоли, инфекционные заболевания. Травмы, повреждения, папилломы, бородавки, пигментные пятна и другие изменения кожи.

Массажер медицинский для тела «Чудо-банка»

Чудо-банка предназначена для проведения вакуумного воздействия, в том числе массажа, при котором происходит прилив крови и лимфы к соответствующему участку тела.

Показания к применению:

Лечение простудных заболеваний. Снятие болей при радикулите и остеохондрозе. Антицеллюлитный массаж. Иные показания в зависимости от индивидуальной чувствительности организма.

Краткое описание.

Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» представляет собой эластичную банку размерами (57х60) ±20 мм

Способ применения:

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Смажьте кожу массажным маслом или кремом, установите банки, для чего сожмите их, прижмите к поверхности тела, отпустите. Банки будут держаться за счет образовавшегося в них разрежения, при этом они имеют возможность двигаться. Продолжительность воздействия определяется индивидуально. При остеохондрозе позвоночника или радикулите совершают скользящие движения снизу вверх в болевой области. При ОРЗ и бронхите устанавливают банки на спину неподвижно, либо совершают спиралеобразные движения от середины спины к плечам. При целлюлите массаж проводят на проблемных участках кожи прямолинейными или круговыми движениями.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, опухоли, инфекционные заболевания. Травмы, повреждения, папилломы, бородавки, пигментные пятна и другие изменения кожи. Запрещается ставить банки в область сердца и почек, на позвоночник и молочные железы.

Массажер медицинский для тела «Чудо-пальчик»

Показания к применению:

Улучшение кровоснабжения в зоне массажа, повышение общего тонуса организма и работоспособности, снятие усталости, нормализация функционирования центральной нервной системы. Возможны иные показания в зависимости от индивидуальной чувствительности организма.

Краткое описание.

Массажер медицинский для тела «Чудо – пальчики» представляет собой небольшое приспособление с пупырышками, которое крепится на большой палец и имеет размеры $(38 \times 25) \pm 20$ мм

Способ применения:

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если не рекомендовано иное, делайте массаж два раза в день по 5-7 минут. Место воздействия определяется индивидуально.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, опухоли, инфекционные заболевания. Травмы, повреждения, папилломы, бородавки, пигментные пятна и другие изменения кожи.

Коврик магнитный медицинский для магнитотерапии

1. Назначение.

Коврик магнитный медицинский для магнитотерапии (далее коврик) предназначен для массажа ступней, спины а также для улучшения кровообращения.

Коврик может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C;
относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

«Коврик магнитный медицинский для магнитотерапии» представляет собой коврик с магнитной подложкой размерами (250x350) ±20 мм

3. Способ применения.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если не рекомендовано иное, делайте массаж два раза в день по 5-7 минут. Место воздействия ступни.

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

Коврик освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения.

Штамп ОТК

Пояс магнитный медицинский для магнитотерапии

1. Назначение.

Пояс магнитный медицинский для магнитотерапии (далее пояс) предназначен для массажа поясницы, а также для улучшения кровообращения.

Пояс может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C; относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

Пояс представляет собой коврик размерами (200x250) ±20 мм с ремешками для крепления на пояснице.

3. Способ применения.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если не рекомендовано иное, делайте массаж два раза в день по 5-7 минут. Место воздействия поясница.

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

пояс освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения.

Штамп ОТК

Массажер-иппликатор медицинский «Тибетский» массажный мячик

1. Назначение.

Массажер – иппликатор медицинский «Тибетский» массажный мячик (далее массажер - иппликатор) предназначен для массажа и развития кистей рук, а также для улучшения кровообращения.

Массажер – иппликатор может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях и физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также используется индивидуально.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от - 25°C до +35°C;
относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C

2. Краткое описание.

Массажер – иппликатор представляет собой мячик размерами (Ø 65) ±5 мм

3. Способ применения.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если не рекомендовано иное, делайте массаж два раза в день по 5-7 минут. Место воздействия кисти рук..

4. Меры безопасности.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости.

5. Подготовка изделия к использованию.

Массажер – иппликатор освободите от упаковки. Промойте с мылом. Ознакомьтесь со способом применения.

Штамп ОТК

