

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

Хафизова М.В.

6 октября 2009г

М.П.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лампа инфракрасная IRL с принадлежностями

2009

ОПИСАНИЕ

Тепло интенсифицирует кровообращение. Инфракрасная лампа создает интенсивное излучение, которое подводится в виде света к подлежащим частям тела. Это световое излучение обладает свойством проникновения до самых глубоких слоев кожи.

В тканях и мышцах излучение превращается в интенсивное и высокоэффективное тепло. Благодаря полученному таким образом теплу расширяются сосуды, интенсифицируется кровообращение и улучшается кровоснабжение и обмен веществ.

Кроме того, расширяются поры кожи. Благодаря стимуляции обмена веществ усиливаются аутогенные защитные механизмы.

Лампа инфракрасная **IRL** поддерживает домашнее лечение и может сопровождать медицинское лечение, например, в следующих случаях:

- простуда (при высокой температуре обязательно проконсультироваться у врача.)
- защемление мышц
- судороги
- мышечные боли
- ревматические жалобы
- лечение заболеваний ЛОР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Данный прибор предназначен для косметического и терапевтического применения

с особо интенсивным инфракрасным теплом, проникающим глубоко в кожу.

В комплект входят:

- лампа инфракрасная **IRL**
- инструкция по применению
- дополнительная лампочка инфракрасного излучения для инфракрасной лампы **IRL**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Рекомендуется использовать прибор 1 - 2 раза в день по 5 - 10 минут. Максимально допустимая длительность облучения составляет 15 минут.

Терапевтическое применение

Терапия с помощью лампы инфракрасной IRL не заменяет врачебной диагностики или лечения.

- Лечение после травм или операций разрешается выполнять только под присмотром и руководством врача.
- Болеутоляющие и успокоительные средства уменьшают чувствительность кожи к боли и теплу; это же происходит и после употребления алкогольных напитков. Перед использованием проконсультируйтесь у врача.
- Лицам, чувствительность которых нарушена или ухудшена, разрешается пользоваться прибором только по указаниям врача.
- Прибор не подходит для не чувствительных к теплу лиц.
- Не используйте прибор на частях тела, имеющих припухлости, ожоги, воспаления, сыпь, раны или чувствительные точки.
- Не используйте прибор, если кожа «горит» или онемела.
- При возникновении раздражений кожи прервите использование и обратитесь к врачу.
- В случае сомнений обязательно проконсультируйтесь у врача и следуйте его указаниям.
- Расстояние до лампы не должно быть меньше 40 см, в противном случае интенсивность излучения становится слишком большой и тепло вызывает болезненные ощущения.
- При облучении лица всегда закрывайте глаза, чтобы не допустить повреждений сетчатки; не смотрите прямо на инфракрасное излучение. Глаза можно также укрыть ватными тампонами.
- Во избежание ожогов кожи не пользуйтесь прибором слишком долго.
- Максимально допустимая длительность облучения составляет 15 минут.
- Процедура должна быть приятной. Если Вы чувствуете боль или получаете неприятные ощущения, прервите использование и обратитесь к врачу.

Косметическое применение

- Лампа инфракрасная IRL подходит для поддержки ухода за лицом, особенно при нечистой коже.
- Перед применением прибора тщательно удалите макияж.
- Под действием инфракрасного излучения открываются поры кожи.
- Следствием является более лучшая и эффективная глубокая чистка кожи.

- Кремы и другие косметические средства быстрее и интенсивнее впитываются в кожу.

При соблюдении всех указаний по технике безопасности, для вышеуказанных областей применения никаких побочных действий не известно. Если после многократного применения никаких улучшений не наблюдается, свяжитесь с Вашим врачом. Во всех остальных неназванных случаях проводить терапию инфракрасным излучением только после консультаций с врачом.

- Соблюдайте указания по технике безопасности.
- Проверьте сетевой кабель.
- Установите опору прибора на прочную и ровную поверхность.
- Инфракрасная лампа должна быть жестко привинчена.
- Прибор имеет регулируемый корпус. 4 положения от 0° до 45° обеспечивают удобное индивидуальное расположение.
- Во избежание ожогов беритесь за корпус только сзади, когда Вы хотите изменить положение.
- Вставьте вилку в розетку, и прибор сразу же начинает излучение.
- Действие излучения максимальное на небольшом расстоянии. Но выбирайте его таким, чтобы применение вызывало приятные ощущения; соблюдайте расстояние не менее 40 см. Увеличьте расстояние, если тепло вызывает неприятные ощущения.
- Длительность применения зависит от Вашей чувствительности, но в любом случае не должна превышать 15 минут.
- После окончания применения вытащите вилку из розетки.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции по применению.
- При использовании не по назначению теряет свою силу гарантия.
- Не используйте прибор, если он не функционирует должным образом, если он упал или попал в воду или был поврежден.
- Не пользуйтесь прибором, если поврежден кабель или вилка, не держите кабель рядом с горячими поверхностями.
- В случае неисправностей не ремонтируйте прибор самостоятельно, т. к. при этом теряет свою силу гарантия. Доверяйте проведение ремонта только авторизованному сервисному центру.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Перед каждым вводом в работу проверяйте сетевой кабель на отсутствие повреждений. Он не должен касаться горячей лампы.

- Прежде, чем подключить прибор к электрической сети, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на заводской табличке.
 - Прибор не имеет собственного выключателя. Поэтому всегда следите за тем, чтобы розетка находилась в простом и быстром доступе, чтобы при необходимости можно было быстро вытащить вилку.
 - При использовании устанавливайте прибор на ровную и прочную поверхность таким образом, чтобы он не мог упасть. Не подвешивайте прибор на стене или потолке.
 - Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Удалите пожароопасные предметы из зоны действия инфракрасной лампы, например, одежду, очки или расчески.
 - Соблюдайте расстояние не менее 80 см от лампы до горючих предметов.
 - Использование прибора допускается только в том случае, если он полностью сухой.
 - Не используйте прибор под открытым небом или во влажных помещениях.
 - Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от ванны или душа, над заполненным умывальником или мокрыми руками.
 - Предохраняйте прибор от попадания влаги.
 - Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
 - Если в прибор все же попала жидкость, незамедлительно вытащите вилку из розетки.
 - Всегда беритесь за лампу и вилку только сухими руками.
 - Не носите прибор за сетевой кабель и не тяните и не крутите его. Не пережимайте кабель.
 - В нагретом состоянии запрещается закрывать или укрывать прибор.
 - Предохраняйте прибор от ударов и сотрясений.
 - **Осторожно! Опасность получения ожогов!**
- Лампа нагревается.
- Не касайтесь инфракрасной лампы и не вывинчивайте ее из патрона, если вилка сетевого кабеля вставлена в розетку.
- Всегда вытаскивайте вилку сетевого кабеля и давайте лампе охладиться, прежде чем коснуться ее
- Для отсоединения прибора от сети всегда вытаскивайте сетевую вилку из розетки. Ни в коем случае не тяните за сетевой кабель!
 - Выключайте прибор после каждого использования, перед

каждой очисткой и уходом и при неполадках во время работы, вытягивая вилку из розетки.

- Прежде чем уложить лампу в прибора хранения, дайте ей охладиться.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором.
- За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Перед каждой очисткой и при замене лампы вытащите вилку из розетки и дайте прибору охладиться.
 - Очистите охладившийся прибор влажной тряпкой, а затем протрите его насухо.
 - Не используйте агрессивные чистящие или абразивные средства.
 - Не погружайте прибор в воду.
 - Следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь прибора.
- Повторное использование прибора допускается только после того, как он полностью высохнет.
- Учтите, что для замены разрешается использовать только инфракрасные лампы того же типа.
 - Храните прибор в сухом, прохладном месте.

Инфракрасная лампа

Запрещается ввинчивать лампу с мощностью, больше указанной на заводской табличке. Необходимо использовать следующие запасные лампы: GE PAR38 IR 150 Вт или Philips Infrared PAR38E 150 Вт. Если лампа разбилась, незамедлительно вытащить вилку из розетки. **Осторожно! Опасность получения травм осколками!** Дать прибору охладиться. Ввинченную в патрон часть лампы осторожно вынуть плоскогубцами (предохранять глаза) или отнести прибор в ремонтную мастерскую.

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»



Хафизова М.В.

