

Instructions for use

Only for dental use

Sterile Endodontic Instruments WAVEONE GOLD of Different Sizes

Manufactured by:

Maillefer Instruments Holding Sàrl, Chemin du Verger, 3, CH-1338, Ballaigues,
Switzerland. Tel.: +41(0)21 843-97 66, Fax: +41(0) 21 843-9293

1. Description
2. Photos
3. Indications
4. Contraindications
5. Precautions
6. Adverse reactions
7. Step by step instructions
8. Cleaning and sterilization
9. Conditions and term of storage, shelf- life
10. Transportation conditions.
11. Environmental safety requirements
12. Operation conditions
13. Disposal
14. Manufacturer's guarantee
15. Authorized Representative.

MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING Sàrl



Pierre GRAF
Chief Financial Officer



2015

1. Description

Name

Sterile Endodontic Instruments WAVEONE GOLD of Different Sizes.

Information on medical device manufacturer

Maillefer Instruments Holding Sàrl, Chemin du Verger, 3, CH-1338, Ballaigues, Switzerland.
Tel.: +41(0)21 843-97 66, Fax: +41(0) 21 843-9293.

Addresses of medical device manufacture

Maillefer Instruments Holding Sarl, Chemin du Verger, 3, CH-1338, Ballaigues, Switzerland;

Description

Sterile endodontic instruments WAVEONE GOLD of different sizes are instruments (files) for endodontic treatment, specifically for preparation and shaping of the root canal. Cutting parts of the instruments are made of heat treated nickel-titanium. Instruments are designed for single use and are supplied sterile (sterilization method - gamma radiation). These instruments are designed for use with endomotors (eg X-Smart Plus, Maillefer) and have a shank to lock in the contra-angle handles. The working part of the instruments carries a silicone stop for limiting the depth of root canal penetration.

Forms of delivery

1. Endodontic instruments WAVEONE GOLD in blisters per 4 pcs., assortment, sizes: Small, Primary, Medium, Large; Length: 21 mm.
2. Endodontic instruments WAVEONE GOLD in blisters per 4 pcs., assortment, sizes: Small, Primary, Medium, Large; Length 25 mm.
3. Endodontic instruments WAVEONE GOLD in blisters per 4 pcs., assortment, sizes: Small, Primary, Medium, Large; Length 31 mm.
4. Endodontic instruments WAVEONE GOLD in blisters per 3 pcs., sizes: Small, Primary, Medium, Large; Length 21, 25, 31 mm.
5. Endodontic instruments WAVEONE GOLD in blisters per 6 pcs., sizes: Small, Primary, Medium, Large; Length 21, 25, 31 mm.
6. Endodontic instruments WAVEONE GOLD in blisters per 1 pcs., Demo pack, size: Primary; Length 25 mm.

Materials

Component	Material
Working part	Nickel-titanium SE (Super elastic) heat treated
Handle	Brass DIN 2.0401 with Nickel/Gold plating
Label	ABS POLYLAC 737
Silicone stop	Silicone RAUMEDIC-SIK 6722

Mechanical properties

Nominal size	Maximum Bending resistance (mNm)	Minimum Torque (mNm)	Average Angle of Torsion (°)
Small	9.03	4.90	415
Primary	11.52	6.37	455
Medium	17.27	9.85	612
Large	20.98	15.00	627

Shank Roughness: Ra 1.6

Shank Hardness > 250HV5

2. Photos

Endodontic sterile instruments WAVEONE GOLD of different sizes	
Small size	
Primary size	
Medium size	
Large size	

3. Indications

WAVEONE GOLD instruments are to be used only in a clinical or hospital environment, by qualified users.

WAVEONE GOLD instruments are for use in endodontic treatment, by shaping & cleaning the root canal system.

4. Contraindications

In common with all mechanically driven root canal instruments, WAVEONE GOLD instruments should not be used in cases of severe and sudden apical curvatures.

5. Precautions

- The WAVEONE GOLD files are single-use instruments.
- Clean flutes frequently and check for signs of distortion or wear.
- Irrigate abundantly and frequently after removing any given WAVEONE GOLD file from a canal.
- Always initiate the shaping procedure with the PRIMARY WAVEONE GOLD file in the

presence of sodium hypochlorite.

- Use a gentle inward pecking motion, with short 2–3 mm amplitude strokes, to passively.

advance the WAVEONE GOLD file along a smooth, reproducible glide path.

- Remove a WAVEONE GOLD file when it does not easily progress. Clean and inspect the cutting flutes, then irrigate, recapitulate with a size 010 file and re-irrigate.
- These files are driven in precise forward/reverse reciprocating angles and must be used in reciprocating motion with dedicated Dentsply Maillefer motors.
- WAVEONE GOLD files are sold sterile and are non-autoclavable.
- WAVEONE GOLD uses a unique approach in wire processing that increases the resistance to cyclic fatigue compared to standard NiTi. Due to this processing, WAVEONE GOLD files may appear slightly curved. This is not a manufacturing defect. It is not necessary to straighten the file prior to use. Once inside the canal, the WAVEONE® GOLD file will follow the glide path, conforming to natural curvatures.

6. Adverse reactions

In common with all mechanically-driven root canal instruments, WAVEONE® GOLD files should not be used in cases of severe and sudden apical curvature due to high risk of breakage.

7. Step by step instructions

Radiographic Evaluation

Review different horizontally angulated radiographs to diagnostically determine the width, length, and curvature of any given root and canal.

Access Preparation

Create straight-line access to the canal orifice(s) with emphasis on flaring, flattening, and finishing the internal axial walls.

Precautions

- Irrigate abundantly and frequently after removing any given WAVEONE® GOLD file from a canal.
- Use a gentle inward pecking motion, with short 2–3 mm amplitude strokes, to passively advance the WAVEONE GOLD file along a smooth, reproducible glide path.
- Remove a WAVEONE GOLD file when it does not easily progress. Clean and inspect the cutting flutes, then irrigate, recapitulate with a size 010 file and re-irrigate.

WAVEONE GOLD SHAPING TECHNIQUE

- 1) Establish straight-line coronal and radicular access.
- 2) In the presence of a viscous chelator, use a size 010 hand file to verify a glide path to length. In more restrictive canals, use a size 010 hand file in any region of a canal to create a glide path.
- 3) Expand this glide path to at least 0.15 mm using either a manual or dedicated mechanical file, such as PATHFILE or PROGLIDER.
- 4) ALWAYS initiate the shaping procedure with the PRIMARY file (025/07 red) in the presence of sodium hypochlorite.
- 5) Use gentle inward pressure and let the PRIMARY file passively progress through any region of the canal that has a confirmed glide path. After shaping 2-3 mm of any given canal, remove

- 
- and clean the PRIMARY file, then irrigate, recapitulate with a size 010 hand file and re-irrigate.
- 6) Continue with the PRIMARY file, in 2-3 passes, to pre-enlarge the coronal two thirds of the canal.
 - 7) Utilize a brushing motion on the outstroke to eliminate coronal interferences or to enhance shaping results in canals that exhibit irregular cross-sections.
 - 8) In more restrictive canals, use a size 010 hand file, in the presence of viscous chelator, negotiate to the terminus of the canal. Gently work this file until it is completely loose at length.
 - 9) Establish working length, confirm patency and verify the glide path.
 - 10) Expand this glide path to at least 0.15 mm using a manual or mechanical glide path file.
 - 11) Carry the PRIMARY file to the full working length in one or more passes. Upon reaching length, remove the file to avoid over-enlarging the foramen. Inspect the apical flutes; if they are loaded with dentinal debris, then the shape is finished *.
 - 12) If the PRIMARY doesn't progress then use the SMALL file (020/07 yellow) in one or more passes to working length and then use the PRIMARY file to working length to optimize the shape
 - 13) When the shape is confirmed, proceed with 3-D disinfection protocols.
- * If the PRIMARY file is loose at length with no dentinal debris in the apical flutes, continue shaping with MEDIUM file (035/06 green) and/or LARGE file (045/05 white) until the apical flutes are loaded.

8. Cleaning and sterilization

WAVEONE GOLD is intended for single-use only.

Disinfection, cleaning and sterilization procedures are not recommended.

Re-use of WAVEONE GOLD can increase the risk of cross contamination and breakage.

9. Conditions and term of storage, shelf- life

The shelf life is 5 years. Expiry date is indicated on the packaging. Sterility is preserved for the whole shelf life if the packaging seal is not broken.

No special storage conditions are required.

10. Transportation conditions.

Special transportation conditions are not applicable. The devices must be transported in accordance with the rules applicable to each mode of transport.

11. Environmental safety requirements

The product has no negative impact on the environment during its life cycle.

12. Operation conditions

Operation: +10 - +45. These instruments can not be repaired. Specific maintenance is not required.

13. Disposal

Dispose according to the local laws or regulations of a specific medical facility.

14. Manufacturer's guarantee

The manufacturer assumes no responsibility and shall not pay compensation for any damages or accidents caused by:

- Use of the instruments that are not related to this system and may impede normal operation.
- Failure to comply with instructions for use.

The user is responsible for testing material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions!

If you have any questions regarding the instrument quality, please, contact the manufacturer's authorized representative.

15. Authorized Representative.

Dentsply RU LLC, Russian Federation, 129090, Moscow, Prospekt Mira 6, tel.: +7 (495) 988-28-08.

Légalisation No 7'230.-

Le soussigné **Philippe TANNER, notaire** pour le canton de Vaud (Suisse), avec étude à **CH-1350 Orbe**, atteste l'authenticité de la signature apposée d'autre part, de Monsieur Pierre **GRAF**, à 1337 Vallorbe, rue du Faubourg 2, en qualité de gérant de **MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING Sàrl**, société à responsabilité limitée dont le siège est à 1338 Ballaigues, qu'il engage valablement par sa signature individuelle. (Légalisation par comparaison de la signature déjà authentifiée par le notaire soussigné sous numéro 5'617 de ses légalisations).

Il certifie que l'identité du signataire lui est personnellement connue.

CH-1350 Orbe, le neuf mars deux mille quinze.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Philippe Tanner
3. agissant en qualité de notaire à Orbe
4. est revêtu du sceau/timbre de P. TANNER - NOTAIRE


Attesté

5. à Lausanne
6. le 10 mars 2015
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous N° 3'122

9. Sceau/timbre:

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Christophe CHEVALLEY





ООО Майллефер Инструментс Холдинг (Maillefer Instruments Holding Sarl) и его филиалы (торговля S.a.r.l., производство S.a.r.l.,
консультирование S a r.l.)
Чемин ду Вергер 3, CH-1338 Балэг
Швейцария

Тел. +41 (0)21 843 92 92
Факс +41 (0)21843 92 93

info@dentsplymaillefer.com
www.dentsplymaillefer.com

Инструкция по применению

Только для применения в стоматологии

Инструменты эндодонтические стерильные WAVEONE GOLD различных типоразмеров

производства компании

Maillefer Instruments Holding Sarl, Chemin du Verger, 3, CH-1338, Ballaigues,
Switzerland. Tel.: +41(0)21 843-97 66, Fax: +41(0) 21 843-9293

1. Описание
2. Фотографии изделия
3. Показания
4. Противопоказания
5. Предупреждения
6. Побочные эффекты
7. Пошаговая инструкция
8. Очистка и стерилизация
9. Условия и срок хранения, срок годности
10. Условия транспортировки.
11. Требования по защите окружающей среды
12. Условия эксплуатации
13. Утилизация
14. Гарантии производителя
15. Уполномоченный представитель.

ООО Майллефер Инструментс Холдинг
(MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING
SARL)

Подпись
Пьер Граф
Финансовый директор

Печать:
ООО Майллефер Инструментс Холдинг
(MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL)
Чемин ду Вергер 3
CH-1338 Балэг
Швейцария

2015



1. Описание

Наименование

Инструменты эндодонтические стерильные WAVEONE GOLD различных типоразмеров.

Информация о производителе медицинского изделия

Maillefer Instruments Holding Sarl / Майллефер Инструментс Холдинг Сарл, Chemin du Verger, 3, CH-1338, Ballaigues, Швейцария. Тел.: +41(0)21 843-97 66, Факс: +41(0) 21 843-9293.

Адреса производства медицинского изделия

Maillefer Instruments Holding Sarl, Chemin du Verger, 3, CH-1338, Ballaigues, Switzerland

Описание

Инструменты эндодонтические стерильные WAVEONE GOLD различных типоразмеров - это инструменты (файлы) для эндодонтического лечения, а именно формирования и очистки корневого канала. Режущие части инструментов выполнены из никель-титанового сплава, подвергнутого тепловой обработке. Инструменты предназначены для одноразового использования и поставляются стерильными (метод стерилизации – гамма излучение). Данные инструменты предназначены для использования с эндомоторами (например X-Smart Plus, Maillefer) и имеют хвостовик для фиксации в угловых наконечниках. На рабочей части инструменты имеют силиконовый ограничитель, для ограничения глубины прохождения канала.

Формы поставки:

1. Инструменты эндодонтические WAVEONE GOLD фасованные в блистерах по 4 шт. ассортимент (assortment), размеры Small, Primary, Medium, Large; длина 21 мм.
2. Инструменты эндодонтические WAVEONE GOLD фасованные в блистерах по 4 шт. ассортимент (assortment), размеры Small, Primary, Medium, Large; длина 25 мм.
3. Инструменты эндодонтические WAVEONE GOLD фасованные в блистерах по 4 шт. ассортимент (assortment), размеры Small, Primary, Medium, Large; длина 31 мм.
4. Инструменты эндодонтические WAVEONE GOLD фасованные в блистерах по 3 шт., размеры Small, Primary, Medium, Large; длина 21, 25, 31 мм.
5. Инструменты эндодонтические WAVEONE GOLD фасованные в блистерах по 6 шт., размеры Small, Primary, Medium, Large; длина 21, 25, 31 мм.
6. Инструменты эндодонтические WAVEONE GOLD фасованные в блистерах по 1 шт. демонстрационные (Demo pack), размер Primary; длина 25 мм.

Материалы

Компонент	Материал
Рабочая часть	Никель-титановый сплав марки SE (Esthetic Superelastic), подвергнутый тепловой обработке
Хвостовик	Латунь марки DIN 2.0401 с никель-золотым покрытием
Маркировка	АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол) марки POLYLAC 737
Силиконовый ограничитель	Силикон марки RAUMEDIC-SIK 6722

Физические свойства

Размер инструмента	Максимальное сопротивление на изгиб (мНм)	Минимальный крутящий момент (мНм)	Средний угол кручения (°)
Small	9.03	4.90	415
Primary	11.52	6.37	455
Medium	17.27	9.85	612
Large	20.98	15.00	627

Шероховатость хвостовика – Ra 1.6

Твердость хвостовика 250HV5

2. Фотографии изделия

Инструменты эндодонтические стерильные WAVEONE GOLD различных типоразмеров	
Размер Small	
Размер Primary	
Размер Medium	
Размер Large	

3. Показания

Инструменты WAVEONE GOLD должны использоваться только в лечебных учреждениях квалифицированным персоналом.

Инструменты WAVEONE GOLD предназначены для использования при эндодонтическом лечении для формирования и очистки корневого канала.

4. Противопоказания

Как и все остальные инструменты для эндомоторов инструменты WAVEONE GOLD не должны использоваться в случае очень сложных или резких апикальных изгибов корневых каналов.

5. Предупреждения

- Инструменты WAVEONE GOLD являются одноразовыми.
- Следует очищать канавки инструментов как можно чаще и проверять на признаки повреждения или износа.
- Не использовать в случае нарушения целостности стерильной упаковки.
- Обильно и часто промывайте канал каждый раз после извлечения инструмента WAVEONE GOLD.

Всегда начинайте формирование канала с помощью инструмента размера Primary в присутствии гипохлорита натрия.

Совершайте инструментом WAVEONE GOLD нежные «клюющие» движения с амплитудой 2-3 мм внутрь канала для обеспечения пассивного продвижения инструмента WAVEONE GOLD вдоль гладкой и воспроизводимой «ковровой дорожки».

- Извлеките инструмент WAVEONE GOLD, если он перестал легко продвигаться внутрь канала. Очистите и проверьте режущие канавки инструмента, затем промойте канал, пройдите его файлом размером 010 и повторно промойте канал.
- Данные инструменты должны реципрокно вращаться на определенные прямые/обратные углы и подлежат использованию с определенными эндомоторами Dentsply Maillefer.
- Инструменты WAVEONE® GOLD продаются стерильными и не подлежат автоклавному.
- В инструментах WAVEONE GOLD использован уникальный подход в обработке проволоки, который повышает устойчивость материала к циклическим нагрузкам по сравнению с обычным никель-титаном. Как результат этой обработки, инструменты WAVEONE GOLD могут быть слегка изогнутыми, что не является дефектом производства. Нет необходимости выпрямлять их перед использованием. Находясь внутри канала инструменты WAVEONE GOLD будут следовать «ковровой дорожке» в соответствии с естественными изгибами канала.

6. Побочные эффекты

Как и все остальные инструменты для эндомоторов инструменты WAVEONE GOLD не должны использоваться в случае очень сложных или резких апикальных изгибов корневых каналов из-за высокого риска поломки инструмента.

7. Пошаговая инструкция

Рентгенографическое исследование

Ознакомьтесь с различными горизонтальными рентгенограммами, сделанными под различными углами, для диагностического определения ширины, длины и кривизны каждого корня и канала.

Создание доступа

Создайте прямой доступ к устью канала(ов), акцентируя внимание на расширении, сглаживании и финишной обработке внутренних аксиальных стенок.

Меры предосторожности

- Обильно и часто промывайте канал каждый раз после извлечения инструмента WAVEONE GOLD.
- Совершайте инструментом WAVEONE GOLD нежные «клюющие» движения с амплитудой 2-3 мм внутрь канала для обеспечения пассивного продвижения инструмента WAVEONE GOLD вдоль гладкой и воспроизводимой «ковровой дорожки».
- Извлеките инструмент WAVEONE GOLD, если он перестал легко продвигаться внутрь канала. Очистите и проверьте режущие канавки инструмента, затем промойте канал, пройдите его файлом размером 010 и повторно промойте канал.

Техника обработки с помощью WAVEONE GOLD

- 1) Создайте прямой коронарный и корневой доступ.
- 2) В присутствие вязкого хелатообразующего агента используйте ручной файл размера 010 для

шки длины «ковровой дорожки». В случае наличия сужения в любой области канала используйте ручной файл размера 010 для создания «ковровой дорожки» в этой области.

3) Расширьте полученную «ковровую дорожку» по крайней мере до 0,15 мм, используя ручной или машинный файл, например PATHFILE или PROGLIDER.

4) ВСЕГДА начинайте формирование канала с файла WAVEONE GOLD размера PRIMARY (025/07 красный) в присутствии гипохлорита натрия.

5) Аккуратно приложите усилие для обеспечения пассивного продвижения файла PRIMARY через любую область канала, где есть подтвержденная «ковровая дорожка». После формирования каждого отрезка канала длиной 2-3 мм удалите и очистите файл PRIMARY, после этого промойте канала, повторно пройдите его файлом размера 010 и повторно промойте канал.

6) Используйте файл PRIMARY в 2-3 подхода, чтобы предварительно расширить корональные две трети канала.

7) В конце используйте выметающие движения файлом для сглаживания корональных перепадов и повышения качества сформированных каналов в случае, если они имеют переменное сечение.

8) В узких каналах используйте ручной файл размера 010 в присутствии вязкого хелатообразующего агента для достижения конца канала. Аккуратно используйте файл, пока он не будет свободно перемещаться в канала по длине.

9) Установите рабочую длину, подтвердите проходимость и проверьте «ковровую дорожку».

10) Расширьте полученную «ковровую дорожку» по крайней мере до 0,15 мм, используя ручной или машинный файл для создания «ковровой дорожки».

11) Проведите файл PRIMARY на полную рабочую длину через канал за один или несколько подходов. После достижения рабочей длины, удалите файл, чтобы избежать чрезмерного расширения отверстия. Проверьте апикальные канавки файла, если они содержат опилки дентина, формирование можно считать завершенным. *.

12) В случае, если файл PRIMARY не проходит, используйте файл размера SMALL (020/07 желтый) в один или несколько подходов до достижения рабочей длины и после этого используйте файл PRIMARY до достижения рабочей длины для оптимизации профиля канала.

13) Когда профиль сформирован, переходит к процедуре 3-D дезинфекции.

* В случае если файл PRIMARY проходит на всю свою длину без наличия дентинных опилок в апикальных канавках файла, продолжайте формирование файлом размера MEDIUM (035/06 зеленый) и/или размера LARGE (045/05 белый) пока апикальные канавки не будут заполнены опилками.

8. Очистка и стерилизация

Инструменты WAVEONE GOLD поставляются стерильными. Метод стерилизации – гамма излучение.

Инструменты WAVEONE GOLD предназначены для одноразового использования. Дезинфекция, очистка и стерилизация не рекомендованы.

Повторное использование инструментов WAVEONE GOLD может увеличить риск перекрестного заражения и поломки.

9. Условия и срок хранения, срок годности

Срок годности – 5 лет. Дата истечения срока годности указана на упаковке. Стерильность сохраняется в течение всего срока хранения при условии соблюдения целостности упаковки.

Специальные условия хранения не предусмотрены.

10. Условия транспортировки.

Специальные условия транспортировки не предусмотрены. Изделия должны транспортироваться в соответствии с правилами, действующими для каждого вида транспорта.

11. Требования по защите окружающей среды

Изделие не оказывает негативного воздействия на окружающую среду в процессе жизненного цикла.

12. Условия эксплуатации

Эксплуатация: +10 - +45. Изделия не подлежат ремонту. Специального технического обслуживания не требуется.

13. Утилизация

Утилизация проводится в соответствии с местным законодательством и протоколами конкретного медицинского учреждения.

14. Гарантии производителя

Производитель не несет ответственность и не выплачивает компенсацию за возможный ущерб или несчастные случаи, вызванные:

- Использованием инструментов, не относящихся к системе и которые могут препятствовать нормальной работе.
- Несоблюдением инструкции по применению.

Ответственность за тестирование материала на его пригодность и использование для любой цели, явно не указанной в инструкции, несет пользователь!

По вопросам качества изделия следует обращаться к Уполномоченному представителю производителя.

15. Уполномоченный представитель.

ООО «Дентсплай РУ», РФ, 129090, г. Москва, Проспект Мира, д.6,
тел.: +7 (495) 988-28-08.

Легализация № 7'230

и, нижеподписавшийся, Филипп Таннер, нотариус кантона Во (Швейцария), с нотариальной конторой в Орбе, СН-1350, подтверждаю подлинность подписи на обороте, поставленной на улице Фабург, 2, Валлорб, 1337, которая принадлежит господину Пьеру Граф, выступающему в качестве директора общества с ограниченной ответственностью MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL (юридический адрес: Балэг, 1338), который создает действительное обязательство компании своей личной подписью. (Легализация под номером 5'617 посредством сравнения подписи совершена нижеподписавшимся нотариусом).
Он подтверждает, что лицо, подписавшее документ, известно ему лично.
Орб, СН-1350, девятого марта две тысячи пятнадцатого года.

/подпись/

Круглая печать: ФИЛИПП ТАННЕР (PHILIPPE TANNER)

НОТАРИУС

Апостиль

(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Швейцария
Настоящий официальный документ
2. был подписан Филиппом Таннером
3. действующий в качестве нотариуса г. Орб
4. имеет печать / штамп Ф. Таннера — нотариуса
Засвидетельствовано
5. в Лозанне
6. 10 марта 2015 года
7. Государственной канцелярией кантона Во
8. под № 3122
9. Печать / штамп: Государственная канцелярия
кантона Во
10. Подпись
от имени государственного канцлера

Кристоф ШЕВАЛЛЕ
(Christophe CHEVALLEY)

/подпись/

Печать: КАНТОН ВО
КАНЦЕЛЯРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

Переводчик

Корнева Евгения Васильевна

Город Москва.

Первого апреля две тысячи пятнадцатого года.

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимова Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Корневой Евгенией Васильевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 3-13882

Взыскано по тарифу: 100 руб.

ВРИО нотариуса

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 13 лист(-а, -ов).

ВРИО нотариуса

