

Инструкция по применению изделия
«Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном
для искусственной вентиляции легких разового использования
«рот-устройство-рот» – «ФЭСТ»

Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких разового использования «рот-устройство-рот» (далее -устройство) предназначено для проведения искусственного дыхания методом «рот-в-рот» у взрослых и детей вне медицинских учреждений при острой дыхательной недостаточности.

Способ применения:

1. Ослабить одежду пострадавшего.
2. Вычистить рот чистым платком или ватой.
3. Приложить маску, мундштук из пластмассы вставить между челюстями пострадавшего.
4. Поддерживать максимальный наклон головы назад.
5. Начать дыхание рот-в-рот.

При проведении искусственного дыхания обязательно поддерживайте голову пострадавшего в запрокинутом состоянии. Частота дыхания составляет 10-12 раз в минуту для взрослых, в случае с маленькими детьми - дышите часто и неглубоко.

При правильном дыхании увидите, как грудная клетка пострадавшего поднимается при каждом Вашем выдохе. В противном случае необходимо улучшить проходимость дыхательных путей увеличением наклона головы назад. Искусственное дыхание проводите спокойно и без лишней спешки.

Директор

ООО «Предприятие «ФЭСТ»



В.В. Михайлов