

Фотографические изображения медицинского изделия
«Линза гидрофобная асферическая складная монолитная интраокулярная Supra Phob,
заправленная в картридже вместе с инжектором»,
производства: «Аппасами Окуляр Девайсес (П) Лтд.», Индия («Appasamy Ocular Devices (P) Ltd.»),
R.S.No. 9/1,2&3, NH-45A, Villupuram Main Road, Vadamangalam, Pondicherry – 605102, India)

1. Линза гидрофобная асферическая складная монолитная интраокулярная монофокальная Supra Phob, заправленная в картридже вместе с инжектором, модель: SPNT-200.



REF. : SPNT200

POWER: 23.00

Ø B : 6.00mm

Ø T : 13.00mm

S. No. : 1112319 033

B. No. : 3716

⌚ : 12-2016

A. CONSTANT: 118.0



Supra Phob

CE 1023

Supra Phob

Preloaded System

Open

Here



Patient Lens Implant
Identification Card

EU Representative :
EMERGO EUROPE
Molenstraat 15,
2513 BH The Hague,
The Netherlands

Supra Phob

Hydrophobic Aspheric Optics Foldable Intraocular Lens

Patient Name

Date of Implant

Implanted Eye

L:

R:

Hospital

Lens Identification Label

Supra Phob

Preceded System
Instruction for Use

Step 1:



Peel the blister cover and take the injector carefully.

Step 2:



Slightly move the lens protector Cap forward from the injector.

Step 3:



Check whether the lens placed properly in the cartridge, and to ensure that posterior side of the lens facing downwards.

Step 4:



Apply a thin layer of viscoelastic from the barrel to the tip of the cartridge to serve as a lubricant for the free movement of lens during injections.

Step 5:



Gently remove the lens protector cap and close the cartridge properly.

Step 6:



Make sure that the lens inside the cartridge should be properly loaded or neither the haptic nor optic is caught between the shutters.

Step 7:




Ensure that there is no gap between the shutters, and then gently push the plunger towards the lens.

Step 8:



The lens moves towards the cartridge. The lens will completely come out of the cartridge tip end.



Mfgd. by
ALFA APMARQUE OCULAR DEVICES (P) LTD.
B-11, 8/1, 233, N. of 4th A, VILLAGE OF MAHARAJA,
MUMBAI-400 002, INDIA.
www.alfamarque.com

EMERGO EUROPE
Meenestraat 15,
2513 BH The Hague,
The Netherlands.



REF. : SPNT200 POWER: 23.0D
Ø B : 6.00mm Ø T : 13.00mm
B. No. : 3716 ⚙ : 12-2016
S. No. : 1112319 033
Supra Phob

CE 1023



REF. : SPNT200 POWER: 23.0D
Ø B : 6.00mm Ø T : 13.00mm
B. No. : 3716 ⚙ : 12-2016
S. No. : 1112319 033
Supra Phob

CE 1023



REF. : SPNT200 POWER: 23.0D
Ø B : 6.00mm Ø T : 13.00mm
B. No. : 3716 ⚙ : 12-2016
S. No. : 1112319 033
Supra Phob

CE 1023



PRODUCT INFORMATION

Supra Phob

Hydrophobic Foldable Intraocular Lens with Aspheric Optics

DESCRIPTION OF THE DEVICE

Intra Ocular Lenses are optical implants for the human crystalline lens in the visual correction of aphakia. The lens optic is cut out from HYDROPHOBIC ACRYLIC BLANKS with UV blocking properties.

MODE OF ACTION

Intra Ocular Lens (IOL) functions as a refracting medium to replace the natural lens in the correction of aphakia. The IOL can be placed in Posterior chamber. The following indications and contra indications are based on research of medical literature and are to be used only as guides. The list is indicative and not to be viewed as complete or comprehensive.

INDICATIONS

- Monocular Cataract
- Mature Cataract
- Congenital Cataract
- Occupational Needs
- Traumatic Cataract

CONTRAINDICATIONS

- Chronic Severe Uveitis
- Epithelial Dystrophy
- Proliferative Diabetic Retinopathy
- Choroidal Hemorrhage
- Microphthalmos
- Aniridia
- Concomitant Severe Eye Disease
- Glaucoma Problem
- Rubella Cataract
- Massive Vitreous Loss
- In Cataracts Present in Children

POTENTIAL HAZARDS

The relevant hazards and side effects of Intra Ocular lens essentially the same as (but not limited to) those of routine cataract extraction. These include the following -

- Intra Ocular Foreign Body Debris
- Lens Implant Lux Anterior Chamber
- Secondary Cataract Formation
- Malpositioned Lens
- Aphakic Glaucoma
- Temporary Flat Anterior Chamber
- Retinal Detachment
- Lens Implant Lux Posterior Chamber
- Endothelial Corneal Dystrophy
- Vitreous Hemorrhage into the Anterior Chamber
- Infection
- Pupillary Block
- Corneal Dystrophy

A' CONSTANT

A' Constant value is to be located on the Box Cover Label. This number is given only as a guideline and not based on any clinical data. It is advised that the surgeon calculates his own value for each style and specifications of Intra Ocular Lens.

PACKAGE

The Lens is supplied in a sterile Package. Validity of sterilization applies as long as the sealed inner peel-pouch is not disturbed or damaged. Any damage to the peel-pouch or any accidental opening of the peel-pouch is to be declared as "NOT STERILE".

DIRECTIONS FOR USE

PLEASE examine the peel-pouch prior to opening to assure sterility. Any Damage to the peel-pouch should be viewed very seriously and the IOL inside might not be sterile. After proper examination, peel the pouch and remove the Lens case. Hold and lift the lens using smooth edged forceps. Use BSS (or) Saline to clear off the static charges that might have developed on the lens surface. Do not touch the central optic portion of the lens with forceps. Do not use rubber gloves dusted with talc powder. It may cause irritation.

REPORTING

Adverse reactions and potentially sight threatening complications that may reasonably be regarded as lens related

and that were not previously expected in nature, severity or degree of incidence should be reported to Appasamy Ocular Devices (P) Ltd. This information is requested from the all implanting surgeons in order to document potentially long term effects of IOL implants.

PATIENT IDENTITY CARD

The packaging contains product identification stickers for maintaining a record of the IOL implantation. Surgeons are requested to give the "Patient ID Card" to the patient after implantation and advise them to carry the card at all times.

RETURN GOODS POLICY

Appasamy Ocular Devices (P) Ltd., accepts returned lenses for exchange only. No cash refunds will be issued. To return lenses, you must first obtain a return authorization number from customer services department. No returned goods will be accepted without proper authorization number. Returned lenses should be shipped by traceable method. No credit will be given to lost or damaged lenses in shipment. Lenses will be replaced as long as they are returned within six months of their original invoice date.

WARNING

Intra Ocular Lens supplied is void of all warranties expressed or implied, if

1. The lens is re-sterilized.
2. Lens is altered in any manner.
3. Lens is repackaged by any one other than Appasamy Ocular Devices (P) Ltd.

DISPOSING OF NON-STERILE OR CONTAMINATED MEDICAL DEVICES
There are no specific guidelines for disposing of non-sterile or contaminated medical devices. Follow standard procedures for disposing outdated or contaminated products.

PRECAUTIONS

- Do not sterilize the IOLs
- Do not Re-use the product
- Do not store above 45°C (Fragile, avoid shocks)
- Use only sterile BSS irrigating solution for rinsing / soaking
- Do not use if the pouch is opened
- Handle gently to avoid lens surface and haptic damage
- Use as soon as the IOL is out of lens case.

Mfgd by:
A&D APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD.
R.S. No. 9/12 & 3, N.H.45-A, Villupuram Main Road,
Vadungulam, Puducherry - 605 102, INDIA.



RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Supra Phob

Hydrophobe pliable lentille intraoculaire avec des éléments optiques asphériques

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Lentilles intra oculaires sont les implants optiques pour la lentille cristalline de l'homme dans la correction visuelle d'une aphakie. L'optique de l'objectif est coupé à partir d'ébauches HYDROPHOBES Acryliques Web bloquant les rayons UV propriétés.

MODE D'ACTION

Lentille intra oculaire (LIO) fonctionne comme un milieu réfractif à remplacer la lentille naturelle dans la correction visuelle d'aphakie. La LIO peut être placée dans la chambre postérieure. Les indications ci-après et contre-indications sont fondées sur la recherche de la littérature médicale et doivent être utilisées uniquement comme guides. Cette liste est indicative et non pas être considérée comme complète ou exhaustive.

INDICATIONS

- Monoculaire de la cataracte
- Opacités de la cataracte
- Cataracte congénitale
- Professionnelles doit
- Traumatiques de la cataracte

CONTRE-INDICATIONS

- Uvéite chronique sévère
- Epithéliales dystrophie
- L'athérosclérose diabétique
- Proliférante
- Hémorragie choroidienne
- Microphthalmie
- Anidrie
- Concomitant sévère sur les maladies oculaires
- Problème glaucome
- Rubéole Cataracte
- Les pertes massives Vitreux
- En Cataractes présente chez les enfants

DANGERS POTENTIELS

Les dangers potentiels et les effets secondaires de lentilles intra-oculaires, essentiellement, les mêmes que (mais non exclusivement) ceux de l'extraction de la cataracte de routine. En voici la liste -

- Intra oculaire Foreign Body débris
- Intra oculaire Foreign Body débris
- Temporaire oedème cornéen
- La formation de cataractes secondaires
- Malposition Lens
- Aphakies Glaucome
- Indésirables forasaire Temporaire déchirure antérieure
- Lens Implants bécule Amputation
- Dystrophie endothéliale cornéenne
- Vitreux hernie dans la chambre antérieure
- Infection
- Pupillaire Block
- Dystrophie cornéenne
- Décollement de la rétine

A' CONSTANT

A' Valeur constante A' doit être situé sur l'étiquette Cover Box. Ce numéro n'est donné qu'à titre indicatif et ne repose sur aucune donnée clinique. Il est conseillé que le chirurgien calcule sa propre valeur pour chaque style et les spécifications des lentilles intra-oculaires.

FORAAT

La lentille est fournie dans un emballage stérile. Validité de la stérilisation s'applique tant que la poche intérieure scellée n'est pas perturbée ou endommagée. Tout dommage à la poche-pour ou toute ouverture accidentelle de la poche-pour doit être déclaré comme "Non stérile".

MODE D'EMPLOI

SV, VOUS PLÂT examiner les Poche-pour avant l'ouverture pour assurer la stérilité. Tout dommage à la poche-pour doit être déclaré comme "Non stérile". Tout dommage à la poche-pour ou toute ouverture accidentelle de la poche-pour doit être déclaré comme "Non stérile".

Après l'examen approprié, déplier et retirer le sachet. Prendre et lever l'objectif en utilisant une pince fine tranchant. Utilisez BSS (ou) Saline de décharger les changements statique

qui serait pu se développer sur la surface de la lentille. Ne touchez pas la partie optique centrale de la lentille. Avec des pinces, elle va laisser des marques permanentes sur l'axe visual. Ne pas utiliser de gants en caoutchouc; ils absorbent de poudre de talc. Elle mal provoquer une irritation.

RAPPORTS

Les réactions indésirables et potentiellement menaçer le pronostic visual complications mal raisonnablement être considérées comme Lenses et qui initialement pas prédominamment attendue en nature ou le degré de gravité de l'incidence devrait être signalé à Appasamy Ocular Devices (P) Ltd. Cette information est demandée à l'implantation de tous les chirurgiens afin de documenter les effets à long terme potentiellement des implants IOL.

CARTE D'IDENTITE DU PATIENT

L'emballage contient des étiquettes d'identification du produit pour maintenir un registre des implantations IOL. Les chirurgiens sont priés de donner les "Patient ID Card" pour le patient après l'implantation et leur conseil de porter la carte à tout moment.

RETOUR DE MARCHANDISES POLITIQUE

Appasamy Ocular Devices (P) Ltd. accepte ventes retournées pour échange seulement. Aucun remboursement ne sera émis. Pour revenir lentilles, vous devez d'abord obtenir un numéro d'autorisation de retour de service clientèle. Aucune marchandise retournée sera acceptée sans numéro d'autorisation adéquate. Lentilles retournées doivent être expédiées par la méthode de transportabilité. Aucun crédit ne sera donné aux styles perdus ou endommagés lentilles dans l'expédition. Lentilles sans remplacé dans la mesure où ils sont retournés dans les six mois à compter de leur date de facture originale.

AVERTISSEMENT

Intra oculaire objectif fourni est vide de toute garantie écrite ou implicite, si

1. La lentille est re-stérilisé
2. Lens est modifié de quelque façon.
3. Lens reconditionnement est effectué par une personne autre que Appasamy Ocular Devices (P) Ltd.

ELIMINATION DE NON STERILES OU CONTAMINÉS DISPOSITIFS MEDICAUX

Il n'y a pas de directives spécifiques pour l'élimination des dispositifs non stériles ou contaminés médicaux. Suivre les procédures standard pour les déchets médicaux.

PRECAUTIONS

- Ne pas stériliser la LIO
- Ne pas ré-utiliser le produit
- Ne pas stocker au-dessus de 45°C (Fragile, éviter les chocs)
- Utilisez uniquement BSS stériles solution d'irrigation pour le rinçage / trempage
- Ne pas utiliser si le sachet est ouvert
- Manipuler délicatement pour éviter de surface de la lentille et haptiques dommages
- Utiliser dès que la LIO est hors de l'étui

Mfgd by:

A&D APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD.
R.S. No. 9/12 & 3, N.H.45-A, Villupuram Main Road,
Vadungulam, Puducherry - 605 102, INDIA.



PRODUCT INFORMATION

Supra Phob

Hydrophobe Faltbare Intraokularlinse mit Asphärischer Optik

BESCHREIBUNG DER EINRICHTUNG

Intra Ocular sind optische Linsen-Implantate für den menschlichen Linse in kugelförmigen der visuellen Korrektur der Aphakie. Die optische Linse ist geschnitten Dreiecksform aus hydrophoben Acryl-Platten mit UV-Blocking-Eigenschaften.

Wirkungsweise

Intraokularlinse (IOL) dient als brechendes Medium, um die natürliche Linse bei der Korrektur von Aphakie ersetzen. Die IOL kann im hinteren Raum platziert werden. Die folgenden Indikationen und Gegenanzeigen sind auf der Grundlage der medizinischen Literatur und sind nur als Führer verwendet werden. Die Liste ist nicht vollständig und nicht als vollständig oder umfassend betrachtet werden.

INDIKATIONEN

- Monokulare Katarakt
- Ältere Katarakt
- Angeborene Katarakt
- Beruflichen Anforderungen
- Traumatische Katarakt

CONTRAINDICATIONS

- Schwere chronischen Uveitis
- Epitheliale Dystrophie
- Prädiabete diabetische Retinopathie
- Chronische Blutung
- Mikrophthalmie
- Anidrie
- Begleitschleimung Severe Eye Disease
- Glaukom Problem
- Röteln-Katarakt
- Massive Glaskörperverluste
- In Gegenwart Grauer Star bei Kindern

MÖGLICHE GEFAHREN

Die relevanten Risiken und Nebenwirkungen der Intraokularlinse im Wesentlichen das gleiche wie (aber nicht beschränkt auf) die Routine der Katarakt-Extraktion. Dazu gehören die folgenden -

- Intra Ocular
- Fremdkörpergranulom Debris
- Temporäre Hornhautödem
- Sekundäre Entstehung von grauem Star
- Glaskörper Hemorrhage in die vordere Kammer
- Infektion
- Pupillarblock
- Hornhautdystrophie
- Endothelial
- Hornhautdystrophie
- Zahnfleischentzündungen Lens
- Aphakischen Glaukom
- Temporäre Flache Vorderkammer
- Netzhautablösung

A' CONSTANT

A' Konstanter Wert ist auf der Box Cover Label dargestellt werden. Diese Zahl wird nur als Richtlinie geben und nicht auf der Grundlage klinischer Daten. Es wird empfohlen, dass der Chirurg seinen eigenen Wert für jeden Stil und Spezifikationen der Intraokularlinse berechnet.


PACKAGING

Das Objekt ist in einer sterilen Verpackung geliefert. Gültigkeit der Sterilisation gilt so lange, wie die innere verschlossene Peel-Beutel ist nicht gestört oder beschädigt werden. Schäden an der Schale-Beutel oder unbedachtloses Öffnen der Peel-Beutel wird als "nicht-steril" deklariert werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Überprüfen Sie bitte die Peel-Beutel vor dem Öffnen zu Sterilität zu gewährleisten. Jede Beschädigung des Peel-Beutels ist sehr ernst und die IOL in möglicherweise nicht steril angesehen. Nach einer sorgfältigen Prüfung, ziehen Sie die Linse und nehmen Sie die Linse Fall. Halten und neben Sie die Linse mit glatten

2. Линза гидрофобная асферическая складная монолитная интраокулярная монофокальная желтая Supra Phob BBY, заправленная в картридже вместе с инжектором, модель: SPNT-200Y.



Supra Phob-bby

Blue Blocking Yellow
Preloaded System

- ⚠ Attention, see instructions for use ⓘ
- ⚠ Achtung, Gebrauchsanweisung einsehen ⓘ
- ⚠ Atención, ver instrucciones de uso ⓘ
- ⚠ Attention, voir mode d'emploi ⓘ
- ⚠ Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso ⓘ

STERILE EO



Do not resterilize



Do not reuse



Store away from sunlight



Store in dry place




T° < 40°C / 104°F



Do not use if package damaged

Contains : One (1) Hydrophobic Single Piece Biconvex Foldable Lens One (1) STERILE EO Delivery System

REF. : SupraPhob BBY POWER: 20.00D
Ø B : 6.00mm Ø T : 13.00mm
S. No. : P1310121 091
B. No. : 4587
A. CONSTANT : 118.0
Supra Phob - BBY







S/n P1310121 091



Optic 6.00 mm Power 20.00 D
Length 13.00 mm
Exp 9-2018 Ref SUPRAPHOB BBY

Patient Lens Implant
Identification Card

EU Representative :
EMERGO EUROPE
Molenstraat 15,
2513 BH The Hague,
The Netherlands

Supra Phob-bby

Blue Blocking Yellow

Preloaded System

Hydrophobic Foldable Intraocular Lens
with
Aspheric Optics

CE 1023

Patient Name

Date of Implant

Implanted Eye

L:

R:

Hospital

Lens Identification Label

REF. : SupraPhob BBY POWER: 20.00D
Ø_B : 6.00mm Ø_T : 13.00mm
B. No.: 4587 : 09-2018
S. No.: P1310121 091
Supra Phob - BBY CE 1023



REF. : SupraPhob BBY POWER: 20.00D
Ø_B : 6.00mm Ø_T : 13.00mm
B. No.: 4587 : 09-2018
S. No.: P1310121 091
Supra Phob - BBY CE 1023



REF. : SupraPhob BBY POWER: 20.00D
Ø_B : 6.00mm Ø_T : 13.00mm
B. No.: 4587 : 09-2018
S. No.: P1310121 091
Supra Phob - BBY CE 1023



REF. : SupraPhob BBY POWER: 20.00D
Ø_B : 6.00mm Ø_T : 13.00mm
B. No.: 4587 : 09-2018
S. No.: P1310121 091
Supra Phob - BBY CE 1023




REF. : SupraPhob BBY POWER: 20.00D
Ø_B : 6.00mm Ø_T : 13.00mm
B. No.: 4587 : 09-2018
S. No.: P1310121 091
Supra Phob - BBY CE 1023



Supra Phob

Preloaded System
Instruction for Use

Step 1:




Peel the blister cover and take the injector carefully.

Step 2:



Close the cartridge by pressing the wings of the cartridge. The Lens protecting cover will automatically come out. Click sound indicates the proper closure of cartridge.

Step 3:



Apply the disco elastic from the front barrel of the cartridge upto the pusher in the injector before implantation of the IOL.

Step 4:



Then gently push the plunger towards the lens.

Step 5:



The lens moves towards the cartridge. The lens will completely come out of the cartridge tip end.



Mfgd. by:

APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD.
R.S.No. 9/1,2&3, N.H.45-A, Villupuram Main Road,
Vadamangalam, Puducherry - 605 102. INDIA

EC REP

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15,
2513 BH The Hague,
The Netherlands.

CE 1023

PRODUCT INFORMATION

Supra Phob-bby

Blue Blocking Yellow
Preloaded System

Hydrophobic Foldable Intraocular lens with Aspheric Optics

DESCRIPTION OF THE DEVICE

Intra Ocular Lenses are optical implants for the human crystalline lens in the visual correction of aphakia. The lens optic is let out from HYDROPHOBIC ACRYLIC BLANKS with UV blocking properties.

MODE OF ACTION

Intra Ocular Lens (IOL) functions as a refracting medium to replace the natural lens in the correction of aphakia. The IOL can be placed in Posterior chamber. The following indications and contra indications are based on research of medical literature and are to be used only as guides. The list is indicative and not be viewed as complete or comprehensive.

YELLOW LENSES

Throughout life, the crystalline lens protects the retina from hazardous UV light. Cataract extraction removes this protective barrier and may accelerate retinal photo toxicity to control the amount of radiation transmitted to the retina after cataract surgery. IOLs were created with the capability of blocking UV radiation. All IOLs today block short wavelength UV radiation up to 400nm.

Blue-absorbing chromophores added to IOL material to expand protection and decrease the amount of UV-blue energy (400- to 500-nm range) reaching the retina. It is thought that adding a blue-blocking chromophore increased protection from photic retinopathy, because it simulated the properties of the natural crystalline lens.

Yellow IOLs approximate the UV and blue-light attenuating properties of the human crystalline lens. This IOL contains a covalently bound chromophore, that providing increased protection against harmful UV light while allowing optimal blue light transmission, improving contrast sensitivity in low light conditions especially in eyes at risk of age-related macular degeneration.

INDICATIONS

- Monocular Cataract
- Mature Cataract
- Congenital Cataract
- Occupational Needs
- Traumatic Cataract

CONTRAINDICATIONS

- Chronic Severe Uveitis
- Epithelial Dystrophy
- Proliferative Diabetic Retinopathy
- Choroidal Hemorrhage
- Microphthalmos
- Aniridia
- Concomitant Severe Eye Disease
- Glaucoma Problem
- Rubella Cataract
- Massive Vitreous Loss
- In Cataracts Present in Children

POTENTIAL HAZARDS

The relevant hazards and side effects of Intra Ocular lens essentially the same as (but not limited to) those of routine cataract extraction. These include the following:-

- Intra Ocular Foreign Body Debris
- Temporary Corneal Edema
- Secondary Cataract Formation
- Malpositioned Lens
- Aphakic Glaucoma
- Temporary Flat Anterior Chamber
- Retinal Detachment
- Lens Implants loop Amputation
- Endothelial Corneal Dystrophy
- Vitreous Herniation into the Anterior Chamber
- Infection
- Pupilary Block
- Corneal Dystrophy

'A' CONSTANT

'A' Constant value is to be located on the Box Cover Label. This number is given only as a guideline and not based on any clinical data. It is advised that the surgeon calculates his own value for each style and specifications of Intra Ocular Lens.

In Collaboration with

GANTEC

CORPORATION U.S.A.
2354 Hassell Road, Suite D,
Hoffman Estates, IL 60195

PACKAGE

The Lens is supplied in a Sterile Package. Validity of sterilization applies as long as the sealed inner peel-pouch is not disturbed or damaged. Any damage to the peel-pouch or any accidental opening of the peel-pouch is to be declared as "NOT STERILE".

DIRECTIONS FOR USE

PLEASE examine the peel-pouch prior to opening to assure sterility. Any Damage to the peel-pouch should be viewed very seriously and the IOL inside might not be sterile. After proper examination, peel the pouch and remove the Lens case. Hold and lift the lens using smooth edged forceps. Use BSS (or) Saline to clear off the static charges that might have developed on the lens surface. Do not touch the central optic portion of the lens, with forceps, it will leave permanent forceps marks on the visual axis. Do not use rubber gloves dusted with talc powder. It may cause irritation.

REPORTING

Adverse reactions and potentially sight threatening complications that may reasonably be regarded as lens related and that were not previously expected in nature severity or degree of incidence should be reported to Appasamy Ocular Devices (P) Ltd. This information is requested from the all implanting surgeons in order to document potentially long term effects of IOL implants.

PATIENT IDENTITY CARD

The packaging contains product identification stickers for maintaining a record of the IOL implantation. Surgeons are requested to give the "Patient ID Card" to the patient after implantation and advise them to carry the card at all times.

RETURN GOODS POLICY

Appasamy Ocular Devices (P) Ltd., accepts returned lenses for exchanges only. No cash refunds will be issued. To return lenses, you must first obtain a return authorization number from customer services department. No returned goods will be accepted without proper authorization number. Returned lenses should be shipped by traceable method. No credit will be given to lost or damaged lenses in shipment. Lenses will be replaced as long as they are returned within six months of their original invoice date.

WARNING

Intra Ocular Lens supplied is void of all warranties expressed or implied, if


1. The lens is re sterilized.
2. Lens is altered in any manner.
3. Lens is repackaged by any one other than Appasamy Ocular Devices (P) Ltd.

DISPOSING OF NON STERILE OR CONTAMINATED MEDICAL DEVICES

There are not specific guidelines for disposing of Non sterile or contaminated medical devices. Follow standard procedures for discarding outdated or contaminated products.

PRECAUTIONS

- ⊗ Do not re sterilize the IOLs
- ⊗ Do not Re-use the product
- ⚠ $T < 40^{\circ}\text{C} / 104^{\circ}\text{F}$ Do not store above 45°C (Fragile, avoid shocks)
- ⚠ Use only sterile BSS irrigating solution for rinsing / soaking
- ⊗ Do not use if the pouch is opened
- ⚠ Handle gently to avoid lens surface and haptic damage
- ⚠ Use as soon as the IOL is out of lens case.




EC REP

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15, 2513, BH The Hague,
The Netherlands.
Tel: (31) (0) 70 345-8570,
Fax: (31) (0) 70 346-7299
E mail: europe@emergogroup.com
Website: www.emergogroup.com

CE 1023

GSP - 0810 / 02

3. Линза гидрофобная асферическая складная монолитная интраокулярная торическая Supra Phob Toric, заправленная в картридже вместе с инжектором, модели: SP TORIC T3, SP TORIC T4, SP TORIC T5, SP TORIC T6, SP TORIC T7, SP TORIC T8.



Ø T : 13.00mm
MFG : 5-2014

REF. : SP-TORIC T3

Ø B : 6.00mm


S/N : AT1405847 001

LOT : 14-00397

EXP : 4-2019

A. CONSTANT : 118.00

Supra PhobToric



Foldable Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens

Supra PhobToric

- Double Muscle Dual Haptic - For better Centration & stability
- Anterior Aspheric Toric - Better Functional vision
- Astigmatism corrected - Sharp Vision

Preloaded System

Here

Open





SN AT1405847 001



Ref SP-TORIC T3 Power20.00 Cyl 1.50 D

Optic 6.00 mm Length 13.00 mm

Exp 04-2019

SUPRAPHOB TORIC

Foldable Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens

Supra Phob **Toric**

Preloaded System



Patient Lens Implant
Identification Card

CAUTION Patient Lens Implant
Identification Card
The lens is for identification

PATIENT'S NAME

:

SURGEON'S NAME

:

SURGERY DATE

:

RIGHT

☐

LEFT

☐

Supra Phob Toric

Foldable Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens Preloaded System

DESCRIPTION:

Intraocular lenses are optical implants for the human crystalline lens in the visual correction of aphakia. The lens optic is lathe cut from Hydrophobic Acrylic blanks with UV blocking property with more than 90% light transmittance. The lens has a good memory and preloaded in an injecting system for easy delivery. After surgical insertion into the eye, the lens perfectly unfolds to restore the original shape. The dual haptics provide for proper positioning and fixation of the IOL optic within the Capsular bag.

MODE OF ACTION

Supraphob Toric IOLs are intended to be positioned in the posterior chamber of the eye. Replacing the natural crystalline lens and which allows the lens to function as a refractive medium in the correction of aphakia. These IOL's have a biconvex-Anterior Toric optic with cylinder axis marks to denote the flat meridian (plus cylinder axis). Alignment of the toric IOL axis marks with the post-operative steep corneal meridian allows the lens to correct astigmatism.

INDICATIONS

The Supraphob Toric Posterior chamber intraocular lenses are intended for primary implantation in the capsular bag of the eye for visual correction of aphakia and pre-existing corneal astigmatism secondary to removal of a cataractous lens in adult patients with or without presbyopia, who desire improved uncorrected distance vision, reduction of residual refractive cylinder and increased spectacle independence for distance vision.

'A' CONSTANT

'A' constant value is printed on the secondary packing. This number is given only as a guideline and not based on any clinical data. It is advised that the surgeon calculates his own value for each style and specifications of Intra Ocular Lens.

PACKAGE

The lens is supplied in a Pre loaded Blister Sterile Package. Validation of Sterilization applies as long as the sealed inner Blister pack is not disturbed or damaged. Any damage to the Blister pack or any accidental opening of the Blister pack is to be declared as "NOT STERILE".

DIRECTIONS FOR USE

1. Examine the label on the unopened package for model, power (spherical equivalent and cylinder) and expiration date.
2. After opening the secondary package, verify the lens information (model, power, Spherical power, Cylinder power and serial number) is consistent with information on outer package labeling.
3. This device is sterile until the primary blister is obtained. Inspect the blister carefully for tears, cuts, punctures or other signs that the blister has been opened or damaged.
4. Apply the Viscoclastic tip of the cartridge for a smooth delivery of the lens as well back side of the lens. Refer the illustration.
5. Apply a gentle pressure to the injector to deliver the lens comfortably.

REPORTING

Adverse reactions and potentially sight threatening complications that may reasonably be regarded as lens related and that were not previously expected in nature severity or degree of incidence should be reported to Appasamy Ocular Devices (P) Ltd, PONDY. This information is requested from all implanting surgeons in order to document potentially long-term effects of IOL implants.

PATIENT IDENTITY CARD

The packing contains product identification stickers for maintaining a record of the IOL implantation and identification. Surgeons are requested to give the "Patient ID Card" to the patients after implantation and advise them to carry the card at all times.

RETURN GOODS POLICY

Appasamy Ocular Devices (P) Ltd accepts returned lenses for exchanges only. No cash refunds will be issued. To return lens, you must first obtain a return authorization number from customer services department. No returned goods will be accepted without proper authorization number. Returned lenses should be shipped by traceable method. No credit will be given to lost or damaged lenses in shipment. Lenses will be replaced as long as they are returned within six months of their original invoice date.

SELECTION PLACEMENT OF THE Supraphob TORIC IOL

The astigmatism to be corrected should be determined from keratometry and biometry. The size and location of the surgical incision may affect the amount and axis of corneal astigmatism. In order to optimize IOL selection and axis placement. We provide a web-based tool (www.appasamy.com) for the surgeon. Pre-operative keratometry and biometry data, incision location, and the surgeon's estimated surgically induced corneal astigmatism are used to determine the appropriate Supraphob Toric IOL model spherical equivalent lens power, and axis of placement in the eye. For optimum results, the surgeon must ensure the correct placement and orientation of the lens within the capsular bag. The Anterior surface of the IOL is marked with a thin line at the haptic/optic junction that identify the flat meridian of the Supraphob Toric optic. This identification from an imaginary line representing the plus cylinder axis. The Supraphob Toric IOL cylinder axis marks should be aligned with the post-incision steep control meridian (indented axis of placement).

WARNINGS

1. This lens should not be implanted if the posterior capsule is ruptured OR the zonules are damaged OR a primary posterior capsulotomy is planned.

4. Линза гидрофобная асферическая складная монокристаллическая интраокулярная мультифокальная Supra Phob Regen, заправленная в картридже вместе с инъектором, модель SPNT-200MF.






Ø T : 13.00mm
Ø B : 6.00mm
S/N : RN1305003 033

LOT : RN1305003

A. CONSTANT : 118.00



Supra Phob Rezen

- Diffractive - Refractive Optics
- Advanced 360° Square Edge
- Aberration Controlled
- Enhanced Contrast
- Pre-loaded System

Here

Open




SN RN1305003 033



Ref SPNT200MF Power21.00 Adl 3.50 D
Optic 6.00 mm Length 13.00 mm
Exp 04-2018

SUPRAPHOB REGEN

Patient Lens Implant Identification Card



Supra Phob Regen

- Diffractive - Refractive Optics
- Advanced 360° Square Edge
 - Aberration Controlled
- Enhanced Contrast • Preloaded System

Mfgd. by:

AO APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD.
R.S.NO.9/1,2&3, N.H.45-A, Villupuram Main Road,
Vadamangalam, Pondicherry - 605 102, INDIA

Patient Name _____

Date of Implant _____

Implant Eye _____ L: _____ R: _____

Hospital _____

Lens Identification Label

CE 1023

REF. : SPNT200MF
Ø B : 6.00mm
POWER : 21.00D
Adi 3.50
Ø T : 13.00mm
S/N : RN1305003 033
Supra Phob
Rejen

REF. : SPNT200MF
Ø B : 6.00mm
POWER : 21.00D
Adi 3.50
Ø T : 13.00mm
S/N : RN1305003 033
Supra Phob
Rejen

REF. : SPNT200MF
Ø B : 6.00mm
POWER : 21.00D
Adi 3.50
Ø T : 13.00mm
S/N : RN1305003 033
Supra Phob
Rejen

REF. : SPNT200MF
Ø B : 6.00mm
POWER : 21.00D
Adi 3.50
Ø T : 13.00mm
S/N : RN1305003 033
Supra Phob
Rejen

REF. : SPNT200MF
Ø B : 6.00mm
POWER : 21.00D
Adi 3.50
Ø T : 13.00mm
S/N : RN1305003 033
Supra Phob
Rejen

REF. : SPNT200MF
Ø B : 6.00mm
POWER : 21.00D
Adi 3.50
Ø T : 13.00mm
S/N : RN1305003 033
Supra Phob
Rejen

REF. : SPNT200MF
Ø B : 6.00mm
POWER : 21.00D
Adi 3.50
Ø T : 13.00mm
S/N : RN1305003 033
Supra Phob
Rejen

REF. : SPNT200MF
Ø B : 6.00mm
POWER : 21.00D
Adi 3.50
Ø T : 13.00mm
S/N : RN1305003 033
Supra Phob
Rejen

REF. : SPNT200MF
Ø B : 6.00mm
POWER : 21.00D
Adi 3.50
Ø T : 13.00mm
S/N : RN1305003 033
Supra Phob
Rejen

REF. : SPNT200MF
Ø B : 6.00mm
POWER : 21.00D
Adi 3.50
Ø T : 13.00mm
S/N : RN1305003 033
Supra Phob
Rejen





Генеральный директор
ЗАО «Вартамана Интернэшнл Тредерс»



Виджаякумар Г.С.

Прошито и пронумеровано 95 лист 06



VARTHAMANA INTERNATIONAL TRADERS

15, ST KOSIGINA, FLOOR-7, OFFICE-726, MOSCOW, RUSSIA-117334 TEL: (495) 933-00-49 TEL/FAX: (495) 775-01-32
S.-PETERSBURG, TEL/FAX (812) 716-73-29 www.varthamana.com E-Mail: varthamana@inbox.ru

«Линза гидрофобная асферическая складная монолитная интраокулярная Supra Phob, заправленная в картридже вместе с инжектором»

Макет упаковки на вариант исполнения Линза гидрофобная асферическая складная
монолитная интраокулярная монофокальная Supra Phob, заправленная в картридже вместе с
инжектором, модель: SPNT-200

В сотрудничестве с:

 **GANTEC CORPORATION U.S.A**
2354 Hassell Road, Suite D,
Hoffman Estates, IL 60195


EC REP

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15,
2513 BH The Hague,
The Netherlands.


Marketed by:

 **APPASAMY ASSOCIATES**
Empowering vision®
Chennai, India

Не применять после истечения срока годности



Power: 24.00 D SPNT200



Supra Phob

Preloaded System

Hydrophobic Foldable Intraocular Lens
with
Aspheric Optics

Асферическая гидрофобная
складывающаяся интраокулярная линза
SUPRA PHOB модель SPNT 200
заправленная в картридж с инжектором

CE 1023



Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией по применению

Содержит: (1) Двойковыпуклые, цельные гидрофобные
складывающиеся интраокулярные линзы




STERILE EO СТЕРИЛИЗОВАНО
Повторно не использовать

Не стерилизовать повторно
Не использовать, если упаковка повреждена


T° < 40°C / 104° F

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 40° C

POWER : 24.00 D
Q1 : 13.00 mm



REF : SPNT200
Q2 : 6.00 mm
A. CONSTANT : 118.00
Supra Phob



Supra Phob

Preloaded System

Открывать

Здесь

Производитель:

 **APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD**
R.S. № 9/1, 2 и 3, NH-45 A, Виллугурам, Майн Роуд,
Вадамангаллам, Пудучерри - 605 102,
Индия



VARTHAMANA INTERNATIONAL TRADERS

15, ST KOSIGINA, FLOOR-7, OFFICE-726, MOSCOW, RUSSIA-117334 TEL: (495) 933-00-49 TEL/FAX: (495) 775-01-32
S.-PETERSBURG, TEL/FAX (812) 716-73-29 www.varthamana.com E-Mail: varthamana@inbox.ru

Макет упаковки на вариант исполнения Линза гидрофобная асферическая складная
монолитная интраокулярная мультифокальная Supra Phob Regen, заправленная в
картридже вместе с инжектором, модель SPNT-200MF

В сотрудничестве с:

GANTEC CORPORATION U.S.A
2354 Hassell Road, Suite D,
Hoffman Estates, IL 60195

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15,
2513 BH The Hague,
The Netherlands.

Marketed by:
APPASAMY ASSOCIATES
Empowering vision®
Chennai, India

Не применять после истечения срока годности

CE 1023

Power: 22.00D
K6 Cr 3.52
8 904 125 57 116 1
SPNT200MF

Supra Phob
• Diffractive - Refractive optics • Advanced 360 Square Edge
• Aberration Controlled • Enhanced Contrast • Preloaded System

Асферическая гидрофобная складывающаяся
линза SUPRA PHOB модель SPNT 200-MF (мультифокальный)
заправленная в картридж с инжектором

Внимание! Сопоставьте с инструкцией по применению

Содержит:

- (1) Двухкомпонентная, цельные гидрофобные складывающиеся интраокулярные линзы
- (1) Стерилизованная этиленоксидом система доставки

STERILE EO СТЕРИЛИЗОВАНО ЭТИЛЕНОКСИДОМ

Повторно не использовать Не стерилизовать повторно

$T^* < 40^{\circ}\text{C} / 104^{\circ}\text{F}$ Не использовать, если упаковка повреждена

Хранить в сухом темном месте при температуре не выше $+40^{\circ}\text{C}$

Supra Phob
Асферическая гидрофобная складывающаяся
линза SUPRA PHOB модель
SPNT 200-MF (мультифокальный)
заправленная в картридж с инжектором

REF :
Ob : 6.00 mm
SN :
LOT :
A. CONSTANT : 118.00

SPNT200 MF
13.00 mm
Ob : 6.00 mm
SN :
LOT :
A. CONSTANT : 118.00

Задняя

Передняя

Производитель:
APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD
R.S. № 9/1, 2 и 3, NH-45 А, Виктурам, Мэйн Род,
Вадмангаллам, Пудучерри - 605 102, Индия



VARTHAMANA INTERNATIONAL TRADERS

15, ST KOSIGINA, FLOOR-7, OFFICE-726, MOSCOW, RUSSIA-117334 TEL: (495) 933-00-49 TEL/FAX: (495) 775-01-32
S.-PETERSBURG, TEL/FAX (812) 716-73-29 www.varthamana.com E-Mail: varthamana@inbox.ru

Макет упаковки на вариант исполнения Линза гидрофобная асферическая складная
моноконтральная интраокулярная торическая Supra Phob Toric, заправленная в картридже вместе с
инжектором, модели: SP TORIC T3, SP TORIC T4, SP TORIC T5, SP TORIC T6, SP TORIC T7,
SP TORIC T8.



В сотрудничестве с:

GANTEC CORPORATION U.S.A
2354 Hassell Road, Suite D,
Hoffman Estates, IL 60195

EC REP EMERGO EUROPE
Molenstraat 15,
2513 BH The Hague,
The Netherlands.

Marketed by:
APPASAMY ASSOCIATES
Empowering vision*
Chennai, India

Не применять после истечения срока годности

Foldable Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens

Supra Phob Toric

• Double Muscle Dual Haptic - For better Centration & stability
• Anterior Aspheric Toric - Better Functional vision
• Astigmatism corrected - Sharp Vision

Preloaded System

CE 1023

Внимание! Ознакомьтесь с инструкциями по применению

Содержит: (1) Двояковыпуклые, цельные гидрофобные складывающиеся интраокулярные линзы

STERILE EO ЭТИЛЕН ОКСИД ИМЕННО СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЛАНГАНА СТЕРИЛИЗОВАНО ЭТИЛЕНОКСИДОМ

Повторно не использовать Не стерилизовать повторно

T < 40°C / 104°F Не использовать, если упаковка повреждена

Хранить в сухом темном месте при температуре не выше + 40° C

Складывающиеся гидрофобная интраокулярная линза Supra Phob TORIC заправленная в картридж с инжектором

Supra Phob Toric

• Сдвоенный галтический элемент – для лучшей центровки и устойчивости линзы
• Асферическая торическая линза для передней камеры – лучшее функциональное зрение
• Коррекция астигматизма – острое зрение

Здесь

Открывать

Производитель:
ASD APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD
R.S. No 9/1, 2 и 3, NH-45 А. Виллурдам, Мейн Родд,
Вадмангаллам, Гуджарат - 605 102, Индия

REF : SP-TORIC T3
D : 6.00 mm
A. CONSTANT : 118.00
Supra Phob Toric



VARTHAMANA INTERNATIONAL TRADERS

15, ST KOSIGINA, FLOOR-7, OFFICE-726, MOSCOW, RUSSIA-117334 TEL: (495) 933-00-49 TEL/FAX: (495) 775-01-32
S.-PETERSBURG, TEL/FAX (812) 716-73-29 www.varthamana.com E-Mail: varthamana@inbox.ru

Макет упаковки на вариант исполнения Линза гидрофобная асферическая складная монолитная интраокулярная монофокальная желтая Supra Phob BBY, заправленная в картридже вместе с инжектором, модель: SPNT-200Y

В сотрудничестве с:

GANTEC CORPORATION U.S.A
2354 Hassell Road, Suite D,
Hoffman Estates, IL 60195

EC REP EMERGO EUROPE
Molenstraat 15,
2513 BH The Hague,
The Netherlands.

Marketed by:


APPASAMY ASSOCIATES
Empowering vision*
Chennai, India

Не применять после истечения срока годности



Производитель:

APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD
R.S. № 9/1, 2 и 3, NH-45 A, Виллупурам, Мэйн Род,
Вадамангалам, Пудучерри - 605 102, Индия



Генеральный директор
ЗАО «Вартамана Интернэшнл Тредерс»

G.S. Vardhajan

Виджаякумар Г.С.

Прочито и пронумеровано 4 лист а

