



NIDEK CO., LTD. INTERNATIONAL DIVISION.

6F Takahashi Bldg., No 2, 3-chome Kanda-Jinboucho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051, Japan
Manufacturers, Exporters & Importers of Ophthalmic Instruments, and Opto-Electronics Instruments

TEL +81-3-3288-0571
FAX +81-3-3288-0570
URL <http://www.nidek.co.jp>
<http://www.nidek.com>

КОПИЯ

August 10, 2016

DECLARATION

To whom it may concern.

We, NIDEK CO., LTD, declare the following information on Laser Photocoagulator GYC-500:

- Goggles is not the part of configuration of the Photocoagulator GYC-500. It is optional item. It is up to the doctor to choose the manufacturer. The specification of the goggles is in the Operator's Manual.
- Ophthalmoscope is not the part of configuration of the Photocoagulator GYC-500. It is optional item. It is up to the doctor to choose the manufacturer.

By this Declaration we enclose:

- SL-1800 Operator's Manual
- GYC-500 Product Specification
- SL DU Product Specification
- BIO Product Specification


NIDEK CO., LTD

Yoneji Mizuno
Senior Manager
Regulatory Affairs Dept.

г. МОСК -

SLIT LAMP SL-1800

Instructions for Use



CE



NIDEK CO., LTD.

Original instructions



Eye & Health Care

NIDEK CO., LTD.

NIDEK CO., LTD.
(Manufacturer)

: 34-14, Maehama, Hiroishi-cho, Gamagori, Aichi 443-0038, Japan
Telephone: +81-533-67-6611
Facsimile: +81-533-67-6610

NIDEK CO., LTD.
(Tokyo Office)

: 3F Sumitomo Fudosan Hongo Bldg., 3-22-5, Hongo,
Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Japan
Telephone: +81-3-5844-2641
Facsimile: +81-3-5844-2642

NIDEK INCORPORATED
(United States Agent)

: 47651 Westinghouse Drive, Fremont, California 94539, U. S. A.
Telephone: +1-510-226-5700
Facsimile: +1-510-226-5750

NIDEK S.A.
(EU Authorized Representative)

: Europarc 13, rue Auguste Perret, 94042 Créteil, France
Telephone: +33-1-49 80 97 97
Facsimile: +33-1-49 80 32 08

MD VISION Ltd.
(Authorized Representative
In Russian Federation)

: 117312, Moscow, Gubkin str. 14, Russia
Telephone: +7-495-989-80-56
Facsimile: +7-495-989-80-56

April 2013
34530--P902-Z
Printed in Japan

© 2004 NIDEK CO., LTD

Contents

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS 1

 Indication for use Statement 2

 Standard Equipment 2

 Ambient Conditions 3

 Accessories 3

 Caution 3

LEGEND..... 4

INSTALLATION..... 6

TRIAL OPERATIONS..... 7

MAINS FEATURES 7

LIGHT INTENSITY SELECTOR..... 8

ROUTINE MAINTENANCE..... 9

 Replacing the projector lamp 9

 Meaning of LED blinking of transformer card Trouble (41) 10

 Protecting the instrument from dust..... 11

 Disposal..... 11

 Others 11

END-OF-LIFE DISPOSAL INFORMATION 12

TECHNICAL DESCRIPTION 13

 Function Block Diagram 14

 Data Plate Symbols..... 15

 Warranty 16

The SL-1800 Slit Lamp is a high-performance instrument. In order to use it efficiently and in maximum safety, we recommend reading this instruction manual carefully before beginning installation. Respect all the warnings contained herein and marked on the outside of the equipment.

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS



- Check that line voltage is that indicated on the instrument data plate. Should line voltage be different, set the voltage selector on the instrument power socket to the correct voltage (See INSTALLATION). The entire electrical system must comply with CEI or IEC standards for electrical systems on medical premises. In case of doubt consult your electrical installation or maintenance specialist.
- Never use multiple sockets or extension cords between the plug of the instrument power cord and the line socket.
- When disconnecting the instrument from electrical supply, always grasp the plug of the power cord, never the cord itself; never pull the cord to disconnect the plug.
- Never touch the power cord with wet hands; do not step on the cord or place weights on it; do not knot the cord.
- A damaged power cord can cause fires and electrical shocks and therefore must be inspected frequently. Should the power cord supplied with the instrument need to be replaced, contact your supplier.
- Do not attempt to perform any type of technical work on the instrument or the electrical system other than those specifically mentioned herein.
- Do not use the instrument near water; take care not to spill liquids on any part of the instrument. Avoid installing the instrument where it will be subjected to high humidity, dust, or rapid changes in temperature and/or humidity.
- Disconnect the instrument from the line socket before cleaning or disinfecting.
- " Because prolonged intense light exposure can damage the retina, the use of the device for ocular examination should not be unnecessarily prolonged, and the brightness setting should not exceed what is needed to provide clear visualization of the target structures. This device should be used with filters that eliminate UV radiation (<400nm) and, whenever possible, filters that eliminate short- wavelength blue light (<420nm).

--CAUTION – The light emitted from this instrument is potentially hazardous. The longer the duration of exposure, the greater the risk of ocular damage. Exposure to light from this instrument when operated at maximum intensity will exceed the safety guideline after 2 minutes" (Maximum examination times according to ISO 15004-2 and ISO 10939)

PRODUCT OUTLINE

The SL-1800 Slit Lamp is a high-performance instrument. In order to use it efficiently and in maximum safety, we recommend reading this instruction manual carefully before beginning installation. Respect all the warnings contained herein and marked on the outside of the equipment.

The slit lamps incorporate the latest technology to provide a product that will meet your most demanding requirements.

Product features include:

Multilayered antireflection coatings to improve light transmission.

Halogen illumination for more consistent lighting.

Three dimensional joystick for ease of alignment

Variable slit aperture (0 – 14mm) to provide exam flexibility

Complete selection of filters and accessories

Thank you for choosing the SL-1800

Indication for use Statement

An AC- powered slit lamp biomicroscope is intended for use in eye examination of the anterior eye segment, from the cornea epithelium to the posterior capsule . It is used to aid in the diagnosis of diseases or trauma which affect the structural properties of the anterior eye segment

Standard Equipment

On receipt of the instrument, remove it from its packing and check that all the components listed below are included.

The packaging contains:

One slit lamp complete with optical microscope

One chin-rest with jointed fixation point.

This instruction manual.

A set of accessories, composed of:

- one calibration stick
- one protective cover
- one socket wrench
- one spare lamp 6V 20W halogen;
- two packets of chin-rest papers
- one breath shield
- One power cord;

One tabletop unit (38x50) on which are assembled:

one transformer box

two right-angle movement guides for the base

two wheel guide guards

one accessories drawer

Ambient Conditions

As long as the slit lamp remains in its original packing it may be exposed to the environmental conditions listed below, for a maximum of 15 weeks during shipping and warehousing, without suffering damage.

Temperature between -10°C and $+60^{\circ}\text{C}$,
atmospheric pressure between 500 hPa and 1060 hPa, and
relative humidity between 10% and 90%.

Ambient conditions for operation are, instead:

Temperature between $+15^{\circ}\text{C}$ and $+30^{\circ}\text{C}$;
atmospheric pressure between 700 hPa and 1060 hPa, and
relative humidity between 30% and 75%.





Caution


- In advance of an observation of each patient, wipe the foreheadrest and chinrest with a clean cloth. Moreover, remove one chinrest paper for each patient if a bunch of the chinrest papers is fixed on the chinrest. If necessary, wipe the foreheadrest and chinrest using a cloth dampened with rubbing alcohol.
- Set alight intensity as low as possible. The light intensity depends on the slit lamp settings such as voltage of illumination lamp, slit length, slit angle, selection of the filters and illumination time. High light intensity may cause thermal and photochemical damages onto the patient's retina.

LEGEND

- 1) Fixation point,
- 2) Magnification power selector knob,
- 3) Extractable eyepieces,
- 4) Split prism head,
- 5) Breath shield,
- 6) Filter/diaphragm rotation ring,
- 7) Plug to connect transformer
- 8) Bulb's block springs,
- 9) Joystick for side-to-side, back-and-forth, and , up-and-down movements (x,y,z),
- 10) Base featuring right-angle movements,
- 11) Profiled tabletop,
- 12) Slit width adjustment knobs,
- 13) Lighted main switch,
- 14) Light intensity selector,
- 15) Transformer box,
- 16) Accessories drawer, with guides,
- 17) Toothed guides,
- 18) Wheel guards,
- 19) Teflon slide plate,
- 20) Binocular unit,
- 21) Halogen lamp, 6V 20W PG22,
- 22) Lamp door opening knob,
- 23) Door of halogen lamp compartment,
- 24) Toothed wheel,
- 25) Chin-rest height adjustment knob,
- 26) Placement pins for chin-rest paper,
- 27) Chin-rest,
- 28) Microscope binocular eyepiece separation screw,
- 29) Eye position scale,
- 30) Headrest,
- 31) Projector slit set knob,
- 32) Microscope arm set knob,
- 33) Instrument base slide set knob,
- 34) Voltage selector and fuse-holder,
- 35) Line power socket,
- 36) Bearing to connect tables,
- 37) Transformer data plate,



- 38) Fixation point connector,
- 39) Lamp socket PG 22
- 40) Prism Head assembly,
- 41) LED signal for "transformer card trouble",
- 42) Projector positioning scale,
- 43) Calibration stick,
- 44) Hand-rest knob,
- 45) Beam Splitter
- 46) Instrument cover,
- 47) Chin-rest papers, 100 pcs.,
- 48) Socket wrench,
- 49) Lampholder unit set screw,
- 50) Chin-rest set washers,
- 51) Chin-rest set screws,
- 52) Filter Insertion rod,
- 53) Connection plug to slit lamp,



INSTALLATION

The instrument is supplied packed in such a manner as to best withstand standard shipping and warehousing conditions. Should defects attributable to shipping be discovered upon unpacking, please contact your installation specialist.

Follow the steps outlined below to assemble the instrument.

- 1) Put the table top on a very stable support (as a Electric stand or what ever stand you want). Then proceed in this way:
- 2) Unscrew the two hexagonal socket-head screws (51) recessed underneath the chin-rest. Position the chin-rest and align the holes in it with those of the top. Use the wrench supplied with the instrument (48) to tighten the screws.
- 3) Position the SL-1800 lamp, meshing the toothed wheels (24) on the base with the guides (17) in the upper part of the instrument-holder top. Also check alignment of the wheels and then lock in place by tightening the knob (33) on the right-hand side of the base over the wheel axle.
- 4) Attach the wheel guards (18) to the sides of the guides by sliding the tabs into the respective notches.
- 5) Position the rear part of the microscope (20): loosen the screw (28), position the microscope, and retighten the knob.
- 6) Hook the breath shield (5) to the support for that purpose on the binocular (20).
- 7) Insert the plug of the projector power cord into the socket (53) on the rear of the transformer
- 8) Insert the jack of the power cord of the chin-rest fixation point in the socket on the rear of the transformer (38).

TRIAL OPERATIONS

- a) Seat the patient in a comfortable position, with the chin on the chin-rest and the forehead on the forehead-rest.
- b) Adjust the sleeve (25) to raise and lower the chin-rest until the patient's eyes are aligned with the marks on the chin-rest (29).
- c) Switch the instrument ON; the switch (13) will light.
- d) Use the selector (14) to adjust light intensity to the desired value.
- e) Use the joystick (9) to frame and focus on the eye to be examined.

MAINS FEATURES

The SL-1800 Slit Lamp is the result of lengthy research conducted with the what of accredited professionals, in order to ensure the highest correspondence of state-of-the-art technology, quality, and design.

NIDEK is confident that the SL-1800 represents the best quality and technology currently available..

Important operational features of the instrument include:

- Fatigue-free observation and rapid magnification changeover.
- Base featuring stoppable right-angle movement in three planes, all controlled by a single joystick (x,y,z).
- Microscopic stereo observation of the eye in the light from the slit, at 5x-8x-12.5x-20x-32x magnification powers, and also including the possibility of fluorescein filter. Examination of the eye and evaluation of contact lens positioning by fluorescence.

LIGHT INTENSITY SELECTOR

The light intensity selector (14) is used to adjust the intensity of the illumination light of the slit lamp continuously from the minimum to the maximum in the range of the intensity level indication.



CAUTION


- Do not set the light intensity higher than necessary.
- Do not attempt to turn the knob beyond the range of the intensity level indication.



ROUTINE MAINTENANCE

The repairs illustrated below must all be performed only with the power cord disconnected from the line socket. For any type of breakdown requiring repairs different from those described below, contact your installation service.

Replacing the projector lamp



To replace the lamp:

- Disconnect the power cord from the line socket.
- Turn the knurled knob (22) and open the lamp door (23);
- Turn the bulb's block springs (8) and take off the lamp socket (39);
- Remove the unserviceable lamp (21).

Attention: the lamp could be very hot.

- Insert the replacement lamp (6V 20W halogen) taking care not to touch the bulb with bare hands.
- Check that the lamp is securely seated in the socket, block turning the spring.
- Insert the lamp socket. Close the lamp door and screw down the knurled knob (22);
- Reconnect the power cord plug to the line socket.

Meaning of LED blinking of transformer card Trouble (41)

Type of LED Blinking	PCB Legend : LED Indicator	State of Slit lamp's bulb	Suggestion
LED off	Input voltage in the right range	<i>Lamp On</i>	No action require
LED On:	Line synchronization failure and/or Internal over temperature :	<i>Lamp Off</i>	Call assistance
LED Intermittent Slow (1Hz):	Input voltage to PCB is low (under 5.9Vac, until 5.3Vac)	<i>Lamp On</i>	Check input voltage - Voltage selector
	Input voltage to PCB is too low (under 5.3Vac)	<i>Lamp Off</i>	Check input voltage - Voltage selector
LED Intermittent Fast (5Hz):	Input voltage to PCB is high (over 14 Vac)	<i>Lamp Off</i>	Check input voltage - Voltage selector
LED Intermittent (Double Flash):	Output current to the bulb is high (approximately 4A)	<i>Lamp Off</i>	Check bulb - Call assistance
LED Intermittent (Triple Flash):	Output voltage regulation is inconsistent Analog Error .- ADC saturation; The lamp it's switched in the transparent mode (not regulated).	<i>Lamp On</i>	Call assistance

Protecting the instrument from dust

When the instrument is not in use, it should be covered with the plastic cover supplied as standard equipment to protect it from dust. Any dust that may accumulate on the eyepiece and on the sight glasses during use should be periodically removed by means of a very soft cloth or a rubber ball air blower.

Disposal

Follow local governing ordinances and recycling plans regarding disposal or recycling of device components.

When disposing packing materials, sort them by the materials and follow local governing ordinances and recycling plans.

Others

When the instruments is sent back to NIDEK for repair or maintenance, wipe the surface (especially, the area where the patient's skin contacts) of the instrument with a clean cloth immersed in ethyl alcohol for disinfections.

END-OF-LIFE DISPOSAL INFORMATION

(for EU)

**in accordance with Art. 13 of Leg. Decree No. 151 of 25 July 2005
implementing Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC, and 2003/108/EC concerning
reduction of use of dangerous substances in electrical and electronic equipment
and disposal of electrical and electronic waste.**



The symbol (barred waste can)) shown in the figure and found on the exterior of the instrument indicates that the electrical and electronic parts of the end-of-life instrument must be **separated and disposed of as special waste.**

TECHNICAL DESCRIPTION

Slit lamp general features	
Slit projection scale:	1.16X
Slit width (stepless setting): (mm)	0 – 14 Continuously Variable
Slit length (stepless setting): (mm)	1.8 – 13 Continuously Variable
Maximum slit length: (mm)	14
Aperture diameter : (mm)	14 , 9, 5.5, 0.2
Filters:	Blue, Red Free, Heat absorbing
Slit rotation angle:	± 90°
Angle of incidence:	0° horizontal
Free Working distance (exit prism/patient’s eye distance):	68 mm

Chin rest features	
Fixation point:	White, luminous, jointed
Chin-rest height adjustment:	76 ± 1 mm


Dimensions of the top:	410 x 500 mm
Supply voltage:	100V/120V/230V/240V ac ±10% 50/60 Hz
Fuses: 5x20 mm	100-120Vac --- 400mA T 230-240Vac --- 200mA T
Maximum Electric Power Consumption:	40 VA
Instrument operating voltage:	6 Vac
Halogen lamp:	6V 20W PG 22

Microscope Features					
Type:	Galileian Converging Binocular				
Magnification power selection system:	5-position rotating drum				
Eyepieces:	12.5x				
Diopter adjustment	± 8 D				
Magnification powers (32X version) :	5x	8x	12.5x	20x	32X
True visual field (mm)	46	29.5	18.4	11.5	7.5
Interpupillary adjustment	50-75 mm				
Stereoscopical Angle	6°				
Yellow filter included	Yes				

Right-angle movement base with single joystick control (x,y,z)	
Side-to-side or lateral movement (x):	107 ±1 mm
Back-and-forth or depth movement (y):	113 ±1 mm
Up-and-down or vertical movement (z):	36 ±1 mm
Horizontal fine movement (x,y):	14 ±1 mm

Function Block Diagram

On request, the manufacturer will supply diagrams, components lists, and detailed technical instructions for maintenance and calibration, for use only by authorized personnel with prior training. NIDEK hereby declares that all the components making up its instruments are covered by insurance and fully guaranteed for 12 (twelve) months.



Data Plate Symbols



Read the instructions carefully.



Type B protection against direct and indirect electrical shocks.



Class II protection against direct and indirect electrical shocks.



Mark attesting to compliance



Fuse.

Classification according to EN60601- 1/08/90 Standard

Type of protection against Electrical shock
Level of protection against direct and indirect contacts:
Level of protection against liquid entry:
Level of protection in proximity to inflammable anesthetics and/or detergents:
Use conditions:

Class II
Type B applied part
IPX0

No protection
Cycle power on: 10 min. – Cycle power off : 15 min.

Applicable Standards

Council Directive 93/42/EEC

WARRANTY

1. General: NIDEK warrants to the owner of a valid proof of purchase ("Consumer") that the products and all accessories provided by NIDEK in the sales package, but excluding immaterial goods, ("Product") are free from material defects in materials, construction and workmanship, pursuant to the following terms and conditions, when installed and used normally and in accordance with operation instructions. This warranty extends only to the Consumer of Products purchased and used within the sales area covered by, NIDEK other applicable agreements notwithstanding.

2. Warranty: During the warranty period, NIDEK authorized service representatives will repair or replace, at written notice by the Consumer, at NIDEK option, without charge, a Product which is not free from material defects in construction, material or workmanship ("Materially Defective Product") and therefore is unusable or defective. If NIDEK repairs this product, NIDEK may use new or refurbished replacement parts. If NIDEK chooses to replace this product, NIDEK may choose to replace it with a new or refurbished product of the same or similar design. NIDEK will return repaired or replacement Product to Consumer in working condition only, if not agreed otherwise in writing. Replaced parts, modules or equipment will be returned into NIDEK property. Repair or replacement of Product, at NIDEK option, is Consumer's exclusive remedy.

3. Duration of Warranty Period: The Warranty Period for the Product extends for one (1) s. The Limited Warranty period starts at the date of the delivery to the Consumer, at the latest with the date of issue of the delivery note (from Distributor to Consumer). The Warranty ends at the latest one (1) year from the date shown on the note of delivery to the Distributor. For consumable products carrying an expiration date, the Limited Warranty ends, at the latest, at the date of expiration printed on the product packaging.

4. Coverage of Warranty: The warranty covers exclusively and only defects in material, construction or workmanship of the Products and does among others not cover:

- a) Product that has been subjected to misuse, accident, incident, shipping or other physical damage, improper installation, abnormal operation or handling, neglect, inundation, fire, smoke, liquid intrusion in any form, chemical or electrolytic influences, normal indicated or excessive use; or
- b) Product that has been used by a non-authorized user; or
- c) Product that has been damaged due to repair, service, alteration, and use of parts other than NIDEK or modification by anyone other than an authorized service representative of, NIDEK or
- d) Consumable or Disposable Products or components;
- e) Product to the extent that the problem experienced is caused by radiation in any form, signal conditions, network reliability or cable or antenna systems; or
- f) Product to the extent that the problem is caused by use with electrical or electronic accessories not provided by NIDEK ; or
- g) Product whose warranty/quality sticker, product serial number label or electronic serial number information have been removed, altered or rendered illegible; or
- h) Charges for installation or set-up, adjustments of customer controls, and installation or repair of systems outside the unit, as well as
- i) Any other reasons, which NIDEK not responsible for.

5. Place of Jurisdiction; Applicable Legislation: These Warranty Terms are subject to Japanese law. The courts at the domicile of NIDEK shall hold jurisdiction.

Type: Specifications	Document No.: XGYC5*RSS001B	January 9, 2015	1/4
Section: Development Section 2	Document title: GYC-500 Green Laser Photocoagulator Product Specifications	Approved by Abe January 9, 2015	Prepared by Tomita January 9, 2015

Product specifications

1. Model name: GYC-500

2. Product specifications

1) Generic name: Ophthalmic Laser Photocoagulator

2) Product name:

Green Laser Photocoagulator GYC-500

3) Outline

This device is a laser photocoagulator for ophthalmology using a diode-pumped solid-state laser.

LCD touch screen is used as operation screen to improve usability.

Connection with the scan delivery unit becomes available so that low-cost scan delivery system is provided.

4) Characteristics

- Low cost, light, compact
- User-friendly with LCD touch screen
- Scan delivery unit capable

5) Each part specifications

(a) Treatment beam

1. Type: Diode-pumped solid-state laser

2. Wavelength: 532 nm

3. Photocoagulation power output (on the cornea): 50 to 1700 mW (70 levels)

50 to 500 mW; 10 mW increments

500 to 1700 mW; 50 mW increments

*Scan delivery unit: 50 to 1,500 mW

4. Accuracy (on the cornea): $\pm 20\%$ 5. Laser stability (on the cornea): $\pm 20\%$ for the average output value

6. Single unit output: 2.5 W or higher

Type: Specifications	Document No.: XGYC5*RSS001B	January 9, 2015	2/4
-------------------------	-----------------------------	-----------------	-----

(b) Aiming beam

1. Type : Laser diode (RED)
2. Wavelength : 635 nm (typ.)
3. Output (on the cornea) : Max. 0.2 to 0.4 mW
Min. 0.01 mW and less
4. Indication : OFF (no indication), 1 to 15 levels
5. Single unit output : 5 mW

(c) Emission time (TIME)

1. Emission time: 0.01 to 3.00 second (25 levels)
 - 0.01 to 0.10 second: 0.01 increments
 - 0.10 to 0.50 second: 0.05 increments
 - 0.50 to 1.00 second: 0.10 increments
 - 1.00 to 3.00 second: 1.00 increments
- *Scan delivery unit: 0.01 to 0.05 sec
2. Indication: unit: second
3. Accuracy: Indication value 0.10 second or longer; $\pm 10\%$
Indication value 0.01 to 0.09 second ; $\pm 20\%$

(d) Repeat emission

1. Interval: 0.05 to 1.0 second (20 levels), 0.05 increments
*Scan delivery unit, AUTO M., Auto Forward: 0.3 to 1.0 second
2. Indication: unit: second
3. Accuracy: $\pm 10\%$

(e) Capable delivery units

All delivery units

6) Power supply specifications

1. Voltage: AC 100 to 240 V
2. Frequency: 50/60 Hz ± 1 Hz
3. Power consumption: 250 VA

7) Dimensions and mass: 237 (W) $\times$ 318 (D) $\times$ 90 (H) mm within $\pm 10\%$

*Excluding protrusions
6.2 kg (excluding the control box)

8) Device classification

- a) Laser classification: Class IV
- b) Form of protection against electrical shock: Class I
- c) Degree of protection against electrical shock:
 - Type B applied part; Slitlamp biomicroscope (Chinrest, Forehead rest)
 - Type BF applied part; Endophotocoagulation probe
- d) Mode of operation: Continuous operating device
- e) Classification by transportability: Transportable

Type: Specifications	Document No.: XGYC5*RSS001B	January 9, 2015	3/4
-------------------------	-----------------------------	-----------------	-----

9) Product composition




- (a) Main body: 1
- (b) Control box: 1
- (c) Foot switch: 1
- (d) Standard accessories
 - Power cord: 1
 - Remote plug: 1
 - Burn paper: 1
 - DANGER label: 1
 - Dust cover: 1
 - Operator's manual: 1
 - Keycard: 1
 - Power supply fuses (spare): 2

10) Optional accessories


Connectable model	Item number		Destination
Scan delivery unit	17428	0050	ALL
Slit lamp delivery unit	17402	0B10	ALL
Endophotocoagulation delivery unit	17457	0B00	ALL
Binocular indirect ophthalmoscope	17120	0000	ALL
3D mouse	17166	6300	ALL

11) External view

Main body



Control box



Type: Specifications	Document No.: XGYC5*RSS001B	January 9, 2015	4/4
-------------------------	-----------------------------	-----------------	-----

(12) Environmental conditions —

	Temperature (°C)	Humidity (%)
During transport (packed)	-10 to 60	10 to 95 (non-condensing)
During storage (not packed)	-10 to 55	10 to 95 (non-condensing)
During use	10 to 35	30 to 90 (non-condensing)

(13) Operation procedure

(1) Insert the keycard into the control box.

(2) Connect the power cord to the power outlet.

(3) Turn on " | " the master switch .

(4) Press the start button on the control box.

The device checks the operation and is set to STANDBY mode automatically.

(5) Adjust the table, chair, chinrest, armrest, and such for the operator and patient.

(6) Set the coagulation conditions. (Wavelength, emission time, spot size, and such)

(7) Adjust diopter and interpupillary of the slit lamp.

(8) Place a contact in front of the patient's eye then observe the eye.

(9) As necessary, adjust the aiming beam intensity, slit width, and light intensity.

(10) Press the status button to set the device to READY mode.

When the treatment beam is not to be emitted, set the device to STANDBY mode for safety.

(11) Adjust the target position then press the foot switch. (The treatment laser beam is emitted.)

(12) When the operation is complete, set the device to STANDBY mode.

(13) To shutdown the device, press the start button on the control box then press the button appeared in the screen.

(14) Turn off "○" the master switch.

The pilot lamp goes off and all operations are stopped.

(15) Place the dust cover over the devices. The administrator stores the keycard.

Type: Specifications	Document No.:XGYC5*RSS002C	Prepared on July 15, 2015 By Masunaga	1/4
Section: Instruments Dev't Sec.2, Instruments Dev't Dept.5, Development Division, Eye Care Division	Document title: SL DU Product Specification	Approved by Abe 2015/07/23	Confirmed by Tomita 2015/07/23

*The original document is in Japanese

Product specifications

1. Generic name

Ophthalmic Laser Photocoagulator

2. Product name Attchable Slit Lamp Delivery Unit (for SL-1800)

3. Pet Name

Not applicable

4. Outline

This delivery unit is used for laser photocoagulation treatment by observing the patient's eye with the slit lamp. This scan slit lamp delivery unit consists of delivery unit, and table.

This unit is connected to the green laser photocoagulator (GYC-500 main body) to comprise the photocoagulation system and is applied to the treatment of the affected area

The delivery unit of the assembled photocoagulation system is detachable. The system enables photocoagulation by green laser beam or observation of affected areas with the slit lamp.

5. Intended use

Connectable laser photocoagulator

6. Product features and specifications

6-1. Features

- Low cost and compact
- Easy attaching/detaching to/from the slit lamp

Used to move the slit lamp up and down.

- Available to perform observation and photocoagulation simultaneously by attaching to the slit lamp.
- Slit lamp photocoagulation system to allow noninvasive treatment for outpatients, reducing the burden on the patients

6-2. Delivery unit

6-2-1. Connectable laser device: Green Laser Photocoagulator GYC-500

6-2-2. Attachable slit lamp: NIDEK SL-1800

6-2-3. Treatment beam power output: According to the GYC-500 specifications

6-2-4. Aiming beam power output: According to the GYC500 specifications

6-2-5. Spot size: 50 to 500 μm (parfocal)

6-2-6. Fiber optic cable: Quartz fiber (core diameter 50 μm , total length 2.5 m)

6-3. Slit lamp illumination unit (for SL-1800)

6-3-1. Slit lamp microscope (for SL-1800) stereoscopic, lower position

6-3-1-1. Magnification system: Five-position rotating drum

6-3-1-2. Objective lens: $f = 125 \text{ mm}$

6-3-1-3. Eyepiece lens: 12.5x

6-3-1-4. Total magnification: 5x, 8x, 12.5x, 20x, 32x

6-3-1-5. Diopter adjustment range: $\pm 8\text{D}$

6-3-1-6. Interpupillary adjustment range: 50 to 75 mm

6-3-1-7. Slit width: 0 to 14mm

6-3-1-8. Slit length: 1.8–13 mm

6-3-1-9. APERTURE: 0.3, 5.5, 9, 14

6-3-1-10. Illumination filter: Blue, Red-free, Heat absorption

6-3-1-11. Illumination adjustment : Smooth

6-3-1-12. Illumination lamp: Halogen lamp (6 V, 20 W)

6-3-1-13. Illumination : (20 W)

6-3-2. Motorized optical table OT-45C

6-3-2-1. Elevation range: 653 to 851 mm (Table top height)

6-3-2-2. Elevation time: $12 \text{ s} \pm 2 \text{ s}$ (60 Hz)

Type: Specifications	Document No. : XGYC5*RSS002C	July 15, 2015	3 / 4
----------------------	------------------------------	---------------	-------

7. Power requirements

According to the GYC-500 Product Specifications

8. Dimensions and mass


Dimensions: 135 (W) × 185(D) × 319 (H) mm

Mass : About 0.8 kg

9. Commodity Composition (Composition for Destinations, Item Number)

Part name	Item number	Quantity	Note
SL-1800	17441-2000	1	All destinations
Delivery unit	17441-1000	1	All destinations
Protective filter unit	17432-2000	1	All destinations
Fixation pin	17171-M900	1	All destinations
Fiber optic cable	11041-G068	1	All destinations
Head belt	10126-M001	1	All destinations
Operator's manual:	17424-P9	1	Different depending on the destinations
Package insert	17441-P941	1	For Japan only
Motorized optical table OT-45C	11101-GL1A	1	All destinations
Arm rest	17434-1400	1	All destinations

10. External view



Type: Specifications	Document No. : XGYC5*RSS002C	July 15, 2015	4 / 4
----------------------	------------------------------	---------------	-------

1. Fastening screw

Used to fasten the delivery unit to the slit lamp head.

2. Fiber optic cable guide

3. Fiber optic cable

Used to deliver the laser beam from the green laser photocoagulator to the delivery unit.

4. Spot size control

Used to adjust the spot size of the laser beam within 50 to 500 μm continuously.

5. Laser focus control

Used to align the focus of the laser beam with the focus of the slit lamp.

Type:	Document No.: XGYC4*RSS006A	December 20, 2005		1/3
	Document title:	Approved by	Checked by	Prepared by
Belongs to: Surgical Group, Medical Division.	BIO Product Specifications	Nakao	Abe	X1 Matsuura

The original document is in Japanese.

Product specifications

1. Common name Ophthalmological laser photocoagulator delivery unit

2. Product name Binocular Indirect Ophthalmoscope Delivery Unit

3. Outline

This unit is the delivery system to perform laser photocoagulation using the indirect method of ophthalmoscopic examination. The system is comprised of the ophthalmoscope unit and accessories.

This unit is connected to the green laser photocoagulator (main body) to comprise the photocoagulation system and is applied to the treatment of the affected area using the binocular indirect ophthalmoscope.

4. Features

- a) Photocoagulation with free directions can be performed to a patient in supine position.
- b) Complete noncontact photocoagulation is possible
- c) The wide area of the fundus can be seen stereoscopically by an inverted image.
- d) Thanks to delivery unit the system is lightweight and the illumination is bright.

5. Each part specifications

5-1. Connectable laser device: Photocoagulator GYC

5-2. Photocoagulation laser beam (532 nm) power output:

50 to 1700 mW

5-3. Aiming beam (635 nm) power output:

Maximum 0.1 to 0.3 mW (reference value)

Minimum one-eighth of the maximum

5-4. Working distance (WD) : 300 mm (SHORT) to 700 mm (LONG)

5-5. Spot size on the fundus : 185 μ m (WD300) to 556 μ m (WD700)

When using the 20 D aspheric B.I.O. lens on the fundus of a normal eye

5-6. Fiber-optic cable: Quartz [Core diameter: 100 μ m, total length: 3.0 m]

Type:	Document No.: XGYC4*RSS006A	December 20, 2005	2/3
-------	-----------------------------	-------------------	-----

Table 1. Spot size on the fundus when the 20 D aspheric B.I.O. lens is used

WD (mm)	300	400	500	600	700
Normal eye	185 μ m (300 mm)	278 (400)	371 (500)	464 (600)	556 (700)
Aphakic eye (Anterior and posterior chambers: Water)	215 (326.7)	324 (426.7)	433 (526.7)	541 (626.7)	649 (726.7)
Phakic eye, fluid gas exchange (Anterior chamber: Water, Posterior chamber: Air)	226 (305.6)	272 (405.6)			
Phakic eye, fluid gas exchange (Anterior and posterior chambers: Air)	176 (257.2)	220 (357.2)	264 (457.2)		
Aphakic eye, fluid gas exchange (Anterior and posterior chambers: Air)		362 (383.4)	544 (483.4)	726 (583.4)	909 (683.4)

6. Ophthalmoscope specifications

Interpupillary adjustment range: 47 to 75 mm

Eyepiece lens: 0 D

Objective lens: 20 D

Field of view: 46 60

7. Dimensions and weight

Dimensions : 240(W) $\times$ 280 to 330(D) $\times$ 145(H) mm

Weight: 520 g


8. Product configuration

Part name	Part No.	Quantity	Remarks
Ophthalmoscope unit	17120-1000	1	Fiber-optic cable included
Aspheric B.I.O. lens	11050-G014	1	
Halogen bulb	17331-M204	1	Spare
Operator's manual	17120-P901/P902	1	
Carrying case	17331-5000	1	

9. Optional configuration None

Type:	Document No.: XGYC4*RSS006A	December 20, 2005	3/3
-------	-----------------------------	-------------------	-----

10. External view



(1) Illumination spot size selector

The illumination spot is selected from three sizes by sliding the selector to left or right.

(2) Filter selector

The filter is inserted into the observation optical path by pushing and pulling the selector.

(3) Angle fixing knob

Used to fix the angle of the delivery unit.

(4) Mirror adjustment knob

Used to raise or lower the direction in which the illumination and the laser beam are emitted.

(5) Working distance control knob

By rotating this knob, the working distance/spot size can be continuously changed in the range between 300 mm/185 μ m and 700 mm/556 μ m.

(6) Headband

Used to fit the binocular indirect ophthalmoscope to the operator's head. Knobs on the top and the back of the headband adjust the height and tightness of it.

(7) Illumination control

Used to adjust the intensity of the illumination.

(8) Height adjustment knob

Turned to adjust the height of the headband when the operator put on the delivery unit of his/her head.

(9) Circumference adjustment knob

Turned to adjust the circumference of the headband.

(10) Pupillary distance adjustment knob

The pupillary distance is adjusted (range: 47 to 75 mm) by sliding the lens holder while observing the illumination spot.

平成 27 年 7 月 15 日

認 証

株式会社新エグゼクティブ理事部部長である水野・由 (Yoneji Mizuno) の代理人篠原・宗彦は、本職に対し、上記水野・由・添付の書面の署名を日付し、以下を陳述した

： 以上を証する

平成 27 年 7 月 15 日、本公証人役場において

東京都千代田区錦町 1 丁目 9 番 4 号

東京法務局所屬

公 証 人

Notary

宗 高 英 彦
Hidetoshi Somiya

証 明

上記署名は、東京法務局所屬公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は真実のものであることを証明する

平成 27 年 7 月 15 日

東京法務局

加 藤 明 寛

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: JAPAN

This public document

2. has been signed by **Hidetoshi Somiya**

acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau

3. bears the seal/stamp of **Hidetoshi Somiya, Notary**

Certified

at Tokyo

6.

10 AUG 2016

7. by the Ministry of Foreign Affairs

8. to N0040993

9. Seal/stamp.

10. Signature

A. Ogawa

Ayako OGAWA

For the Minister for Foreign Affairs

/знак компании НИДЕК/

НИДЕК КО., ЛТД.

34-14, Маехама, Хироиши-ко, Гамагори, Айти 443-0038, Япония
Производство, экспорт и импорт офтальмологического и
опто-электронного оборудования

Телефон +81-533-67-6611
Факс +81-533-67-6610
URL-адрес [http:// www.nidek.co.jp](http://www.nidek.co.jp)
[http:// www.nidek.com](http://www.nidek.com)

10 августа 2016 г.

Всем заинтересованным лицам.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, НИДЕК КО., ЛТД., предоставляем следующую информацию по Фотокоагулятору лазерному GYC-500:

- Защитные очки не являются неотъемлемой частью поставки Фотокоагулятора GYC-500. Они являются опциональной принадлежностью. Врач решает сам какие очки и какого производителя выбрать. Характеристики защитных очков приведены в Инструкции по эксплуатации.
- Офтальмоскоп не является неотъемлемой частью поставки Фотокоагулятора GYC-500. Он является опциональной принадлежностью. Врач решает сам какого производителя выбрать.

К данному заявлению мы прикладываем:

- SL-1800 Инструкция по эксплуатации
- GYC-500 Спецификация продукции
- Спецификация продукции системы передачи луча для щелевой лампы.
- Спецификация продукции системы передачи луча для офтальмоскопа

НИДЕК КО., ЛТД.

/подпись/


Йоней Мизуно

Старший менеджер

Отдел нормативно-правового регулирования

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SL-1800

Инструкция по эксплуатации



CE



NIDEK CO., LTD.

Оригинальные инструкции



Eye & Health Care

NIDEK CO., LTD.

Компания «НИДЕК Ко., ЛТД»
(NIDEK CO., LTD.):
(Производитель)

34-14, Maehama, Hiroishi-cho, Gamagori, Aichi 443-0038, Japan
(Япония)
Телефон: +81-533-67-6611
Факс: +81-533-67-6610

Компания «НИДЕК Ко., ЛТД»
(NIDEK CO., LTD.):
(Офис в г. Токио)

3F Sumitomo Fudosan Hongo Bldg., 3-22-5, Hongo,
Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Japan (Япония)
Телефон: +81-3-5844-2641
Факс: +81-3-5844-2642

Компания «НИДЕК
ИНКОРПОРЕЙТЕД» (NIDEK
INCORPORATED):
(Представительство в США)

47651 Westinghouse Drive, Fremont, California 94539, U. S. A. (США)
Телефон: +1-510-226-5700
Факс: +1-510-226-5750

Компания «НИДЕК» S.A.» (NIDEK
S.A.):
(Уполномоченный представитель
в ЕС)

Europarc 13, rue Auguste Perret, 94042 Créteil, France (Франция)
Телефон: +33-1-49 80 97 97
Факс: +33-1-49 80 32 08

ООО МД ВИЖН
(Уполномоченный
представитель в
Российской Федерации))

117312, г. Москва, ул. Губкина, д. 14, Россия
Тел. +7-495-989-80-56
Факс: +7-495-989-80-56

Апрель 2013
34530-P902-Z
Напечатано в Японии

Содержание

Основные меры предосторожности.....	1
Указания по использованию.....	2
Стандартные принадлежности.....	2
Условия окружающей среды	3
ВНИМАНИЕ.....	3
Составные части лампы.....	4
ИНСТОЛЯЦИЯ.....	6
Проведение обследования.....	7
Основные черты.....	7
Регулятор яркости освещения.....	8
Текущее обслуживание.....	9
Замена проекционной лампы.....	9
Ошибки при мигании Диода сигнального «Сбой в трансформаторе» (41).....	10
Защита прибора от пыли.....	11
Утилизация.....	11
Прочее.....	11
Информация по утилизации при окончании срока службы.....	12
Технические характеристики.....	13
Функциональная схема.....	14
Символы.....	15
ГАРАНТИЯ.....	16

Щелевая лампа SL-1800 – высокоэффективный прибор. Для использования его с максимальной пользой и безопасностью рекомендуется перед установкой и работой тщательно изучить данную инструкцию. Обратите внимание на предупреждения, описанные в данной инструкции и расположенные на приборе

Основные меры предосторожности

- Проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на основании прибора.
Если напряжение отличается от указанного, установите переключатель сети на приборе в нужное положение.
- Не используйте удлинители.
- Отсоединяя прибор от сети, всегда тяните за разъем сетевого кабеля, а не за кабель.
- Не беритесь за сетевой кабель мокрыми руками, не наступайте на кабель и не придавливайте его тяжелыми предметами.
- Нарушение целостности сетевого кабеля может вызвать пожар или поражение электрическим током, поэтому регулярно проверяйте кабель.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор или электрические части системы. Вызывайте специалиста сервисной службы.
- Не размещайте прибор около воды, не допускайте попадания жидкостей на прибор. Не размещайте прибор в помещениях с высокой влажностью, запыленностью или часто меняющимися значениями температуры или влажности.
- Отсоединяйте прибор от сети перед очисткой (дезинфекцией).
- Из-за интенсивного светового излучения можно повредить сетчатку глаза. Обследование на приборе не должно проходить не оправдано длительное время, а настройки яркости не должны превышать необходимых для визуализации структур глаза. Прибор должен использоваться с фильтрами, которые исключают УФ радиацию (<400 нм) и синий световой диапазон (<420 нм).

ОПАСНО – Свет, излучаемый данным прибором является потенциально опасным. Чем больше продолжительность излучения, тем больше риск повреждения сетчатки. Световое излучение при максимальной интенсивности не должно превышать 2 минуты. (Максимальное время обследования согласно ISO15004-2 и ISO10939)

Описание прибора

Щелевая лампа SL-1800 – высокоэффективный прибор. Для использования его с максимальной пользой и безопасностью рекомендуется перед установкой и работой тщательно изучить данную инструкцию. Обратите внимание на предупреждения, описанные в данной инструкции и расположенные на приборе

Щелевая лампа создана по новейшим технологиям и удовлетворяет самым высоким требованиям.

Прибор имеет:

- многослойное антиотражающее покрытие для улучшения передачи света;
- галогеновую лампу;
- джойстик для удобного манипулирования в 3-х измерениях;
- изменяемую щелевую апертуру (0 – 14 мм);
- Полный комплект фильтров и принадлежностей

Указания по использованию

Щелевая лампа с окулярами предназначена для исследования переднего отрезка глаза, от эпителия роговицы до задней поверхности капсулы. Лампа применяется для диагностики заболеваний или травм, которые нарушают структуру глаза.

Стандартные принадлежности

Получив прибор, извлеките его из упаковки и проверьте наличие всех следующих частей:

Щелевая лампа с окулярами

Упор для подбородка с лампой фиксации взгляда;

Набор принадлежностей:

- Стержень для фокусировки;
- Защитный чехол;
- Шестигранный ключ ;
- Запасная галогеновая лампа 6В, 20Вт;
- 2 упаковки бумаги для подбородка ;
- Защитный экран;
- Сетевой кабель.

Столешница (38 x 50), на которой размещены:

- Трансформатор
- Направляющие для продольного перемещения;
- Две накладки направляющих
- Ящик для принадлежностей .

Условия окружающей среды

Условия хранения:

Пока щелевая лампа остается в оригинальной упаковке, она может находиться при указанных условиях без повреждения не более 15 недель.

- Температура: $-10^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$,
- Атмосферное давление: $500\text{ГПа} \div 1060\text{ ГПа}$,
- Относительная влажность: $10\% \div 90\%$.

Условия эксплуатации:

- Температура: $+15^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$,
- Атмосферное давление: $700\text{ГПа} \div 1060\text{ ГПа}$,
- Относительная влажность: $30\% \div 75\%$.





ВНИМАНИЕ


- Перед каждым новым обследованием протрите упор для подбородка чистой салфеткой. Кроме того, удалите один лист бумаги для подбородка из пачки, прикрепленной к упору. При необходимости протрите упор для лба и подбородка салфеткой, смоченной в спирте.
- Интенсивность света щелевой лампы устанавливайте на наименьший уровень. Яркость освещения зависит от напряжения на лампе, длины щели, угла щели, от выбранного фильтра и времени освещения. Высокая интенсивность света может вызвать термальные и фотохимические разрушения в сетчатке глаза пациента.

Составные части лампы

1. Лампа фиксации взгляда
2. Регулятор увеличения микроскопа
3. Окуляры сменные
4. Щелевая призма
5. Экран защитный (код № 10.02.12.641)
6. Переключатель фильтров/диафрагм
7. Разъем для трансформатора
8. Пружины фиксации лампы
9. Джойстик перемещения в 3-х измерениях
10. Основание
11. Столешница
12. Ручка изменения ширины щели
13. Выключатель питания с подсветкой
14. Регулятор яркости освещения
15. Трансформатор
16. Ящик для принадлежностей
17. Направляющие
18. Накладки направляющих
19. Тefлоновая пластина
20. Окуляры
21. Галогеновая лампа 6В, 20Вт, PG22
22. Фиксатор крышки отсека лампы
23. Крышка отсека лампы
24. Зубчатые колеса
25. Рукоятка подстройки высоты упора для подбородка
26. Фиксаторы бумаги для подбородка
27. Упор для подбородка
28. Винт крепления окуляров
29. Метка уровня глаза
30. Упор для лба
31. Ручка установки щели
32. Ручка фиксации положения микроскопа
33. Ручка фиксации положения основания
34. Переключатель напряжения и держатель предохранителей
35. Гнездо сетевого кабеля
36. Гнездо штанги стола
37. Табличка с данными трансформатора



38. Разъем для кабеля лампы фиксации взгляда
39. Патрон лампы PG22
40. Призма в сборе
41. Диод сигнальный «Сбой в трансформаторе»
42. Шкала положения головы
43. стержень фокусировки
44. Опорные ручки пациента
45. Расщепитель луча
46. Чехол от пыли
47. Бумага для подбородка, 100 шт.
48. Шестигранный ключ
49. Винт крепления лампы
50. Шайбы упора для подбородка
51. Винт упора для подбородка
52. Рукоятка перемещения фильтра
53. Разъем подключения щелевой лампы



ИНСТОЛЯЦИЯ

Прибор поставляется в упакованном виде таким образом, чтобы не повредить его при стандартной транспортировке и хранении. Если обнаружались повреждения после вскрытия упаковки, свяжитесь со своим уполномоченным представителем. Чтобы собрать прибор, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- 1) Положите столешницу на устойчивую поверхность. Затем сделайте следующее:
- 2) Открутите два винта упора для подбородка (51), расположенных в нижней части упора. Разместите упор для подбородка таким образом, чтобы совместить его с отверстиями на столешнице. Используйте шестигранный ключ (48), который поставляется вместе с прибором.
- 3) Поместите щелевую лампу SL-1800 так, чтобы зубчатые колесики (24) на основании встали на направляющие (17), расположенные на столешнице. Также проверьте совпадение колесиков и зафиксируйте их, затенув ручку фиксации положения основания (33) на правой стороне основания.
- 4) Установите накладки направляющих (18).
- 5) Установите окуляры (20), ослабив винты (28), а затем затянув их.
- 6) Закрепите защитный экран (5) на окуляры (20)
- 7) Подсоедините сетевой кабель в разъем (53) на задней стороне трансформатора.
- 8) Вставьте разъем лампы фиксации взгляда в гнездо на задней стороне трансформатора (38).

Проведение обследования

- a) Усадите пациента перед щелевой лампой в удобное для него положение. Подбородок и лоб пациента поставьте на соответствующие упоры.
- b) Рукояткой (25) подстройте (опустите/поднимите) упор для подбородка, чтобы глаза пациента были на уровне метки (29).
- c) Включите прибор, выключатель (13) будет подсвечен.
- d) Используя регулятор (14), подстройте интенсивность света до нужной величины.
- e) Джойстиком (9) наведите щель на глаз и добейтесь наилучшей фокусировки.

Основные черты

Щелевая лампа SL-1800 – это результат длительных исследований, проведенных профессионалами, чтобы обеспечить соотношение высоких технологий, качества и дизайна.

Компания НИДЕК убеждена, что SL-1800 является примером наивысшего качества и технологий, доступных на данный момент.

Важные оперативные качества прибора включают в себя:

- Простота наблюдения и быстрая смена увеличения.
- Возможность перемещения в 3 координатах посредством одного джойстика с фиксацией в нужном положении.
- Возможность наблюдения стереоскопического изображения глаза в свете щели на 5, 8, 12.5, 20, 32-кратных увеличениях. Исследование глаза и контактных линз с использованием флюоресцина.

Регулятор яркости освещения

Регулятор яркости освещения (14) используется для плавной настройки яркости освещения щелевой лампы от минимального до максимального значений.




ВНИМАНИЕ

- Не устанавливайте яркости освещения выше необходимого
- Не пытайтесь поворачивать регулятор за пределами уровня яркости.

Текущее обслуживание



Обслуживание, описанное ниже, должно проводиться, только когда сетевой кабель отсоединяется от сети. Если произошла поломка, не описанная ниже, обратитесь к уполномоченному представителю.



Замена проекционной лампы

Для замены лампы:

- Отсоедините сетевой кабель от сети;
- Открутите фиксатор (22) крышки и откройте крышку блока лампы (23);
- Поверните пружину (8) и вытащите патрон лампы (39);
- Удалите лампу (21);

Внимание: лампа может быть очень горячей!

- Вставьте новую галогеновую лампу (6В, 20Вт), не касаясь пальцами баллона;
- Убедитесь, что лампа надежно зафиксирована в патроне;
- Вставьте патрон, закройте крышку, закрутите фиксатор крышки (22);
- Подсоедините сетевой кабель к сети.

Ошибки при мигании Диода сигнального «Сбой в трансформаторе» (41)

Тип мигания	Причина	Состояние лампы	Действия
Выкл.	Входное напряжение в норме	Диод горит	-
Вкл.	Неисправность сетевой линии/ повышенная внутренняя температура	Диод не горит	Обратиться за помощью
Прерывистое Медленное (1 Гц)	Входное напряжение низкое (менее 5,9В, до 5.3В) Входное напряжение слишком низкое (, до 5.3В)	Диод горит	Проверьте входное напряжение - Переключатель напряжения
		Диод не горит	Проверьте входное напряжение - Переключатель напряжения
Прерывистое Быстрое (5 Гц)	Входное напряжение высокое (более 14В)	Диод не горит	входное напряжение - Переключатель напряжения
Прерывистое (двойное мигание)	Высокий выходной ток лампы (прибл. 4А)	Диод не горит	Проверьте лампочку - Обратиться за помощью
Прерывистое (тройное мигание)	Непостоянное выходное напряжение	Диод горит	Обратиться за помощью

Защита прибора от пыли

Когда прибор не используется, закройте его от пыли чехлом от пыли.

Пыль может накапливаться на окулярах, объективе, в оптическом тракте, и ее необходимо периодически удалять мягкой салфеткой или струей воздуха из груши.

Утилизация

Следуйте местным требованиям по утилизации отходов.

При утилизации упаковочного материала рассортируйте его по типам и следуйте местным требованиям по утилизации и переработке.

Прочее

Когда отправляете прибор обратно на фирму NIDEK для ремонта или обслуживания, протрите поверхности прибора (особенно части, которых касалась кожа пациентов) чистой салфеткой, смоченной в этиловом спирте для дезинфекции.



Информация по утилизации при окончании срока службы (для ЕС)

В соответствии со статьей 13 Закона № 151 от 25 июля 2005
Директивы 2002/95/ЕС, 2002/96/ЕС и 2003/108/ЕС о сокращении
использования опасных веществ в электрическом и электронном
оборудовании и утилизация электрических и электронных
отходов

Данный символ, на
приборе указывает,
что электрические
и электронные
части при
окончании срока
службы прибора
должны отдельно
**разделяться и
утилизироваться
как специальные
отходы**

Технические характеристики

Основные характеристики щелевой лампы	
Увеличение щели:	1.16X
Ширина щели,(плавное, без шага) мм:	0 - 14(плавно изменяемая)
Длина щели (плавное, без шага)мм:	1.8 – 13(плавно изменяемая)
Диаметр апертуры, мм:	14, 9, 5.5, 0.2
Фильтры:	Голубой, без красного, теплопоглощающий
Угол поворота щели:	± 90°
Угол наклона:	0° по горизонтали
Рабочее расстояние (до глаза):	68 мм

Характеристики упора для подбородка	
Лампа фиксации взгляда:	Белая, объединенная с упором для подбородка
Подстройка высоты упора:	76 ± 1 мм


Размеры столешницы:	410x500 мм
Напряжение питания:	100В/120В/230В/240В ±10% 50/60 Гц
Предохранители: 5x20мм	100-120V --- 400мА Т 230-240V --- 200мА Т
Потребляемая мощность:	40 Вт
Рабочее напряжение:	6 В
Галогеновая лампа:	6В 20 Вт PG 22

Характеристики микроскопа	
Тип:	Стереоскопический, Галилея
Система смены увеличения:	5-ти позиционный, барабанный
Окуляры:	12.5x
Подстройка окуляров:	± 8 D
Кратность увеличения (версия 32x):	5x 8x 12.5x 20x 32x
Поле зрения, мм:	46 29.5 18.4 11.5 7.5
Подстройка межзрачкового расстояния:	50-75 mm
Стереоскопический угол:	6°
Желтый фильтр:	Есть

Перемещение основания джойстиком в 3-х направлениях:
Влево-вправо (X): 107 ± 1 мм
Вперед-назад (Y): 113 ± 1 мм
Вверх-вниз (Z): 36 ± 1 мм
Точное горизонтальное перемещение (X, Y): 14 ± 1 мм

Функциональная схема

При обращении производитель снабдит схемами, списком компонентов и техническими инструкциями, необходимыми для обслуживания и калибровки, только персонал, прошедший предварительное обучение. Фирма NIDEK гарантирует работоспособность всех компонентов щелевой лампы в течение 12 месяцев.



Символы



Внимательно прочтите инструкцию




Степень защиты от поражений электрическим током соответствует классу II



Степень защиты от поражений электрическим током соответствует типу В рабочей части



Маркировка CE



Предохранитель

Классификация в соответствии со стандартом EN60601-1/08/90

Форма защиты от поражения электрическим током:	Класс I
Форма защиты от поражения электрическим током (рабочие части):	Тип В, рабочая часть
Степень защиты от вредного воздействия воды:	IPX0
Степень защиты в присутствии воспламеняющихся анестетиков и/или горючих моющих средств:	Нет защиты
Условия эксплуатации	В режиме ВКЛ.: 10 мин. - В режиме ВЫКЛ.: 15 мин.

Применяемые стандарты

Директива 93/42/ЕЕС

ГАРАНТИЯ

1. Общие положения: Компания НИДЕК гарантирует владельцу предоставление убедительного доказательства покупки («Потребитель»), которое заключается в том, что продукты и любое вспомогательное оборудование, предоставляемое компанией НИДЕК в комплект поставки, исключая нематериальные товары, («Продукт») не содержит существенных дефектов материала и изготовления в соответствии со следующими положениями и условиями при установке и надлежащем использовании с инструкцией по эксплуатации. Настоящая гарантия распространяется только на Потребителей Продуктов, приобретенных и используемых в торговой зоне, принадлежащей компании НИДЕК, без учета прочих действующих соглашений.

2. Гарантия: Во время гарантийного периода уполномоченные представители сервисной службы компании НИДЕК отремонтируют или заменят, по выбору компании НИДЕК, безвозмездно по письменному уведомлению Потребителя Продукт, который содержит дефекты материала, конструкции или изготовления («Материально дефектный продукт») и, следовательно, является непригодным для использования или неисправен. Если компания НИДЕК выполняет ремонт данного продукта, компания НИДЕК может использовать новые или восстановленные запасные части. Если компания НИДЕК выбирает замену данного Продукта, компания НИДЕК может выбрать выполнить ли замену на новый или отремонтированный продукт той же или аналогичной конструкции. Компания НИДЕК возвратит отремонтированный или замененный Продукт Потребителю только в рабочем состоянии, если иное не согласовано в письменной форме. Замененные части, модули или оборудование будет возвращено в собственность компании НИДЕК. Ремонт или замена Продукта, по выбору компании НИДЕК, служит исключительным средством компенсации для Потребителя.

3. Продолжительность срока гарантии: Период гарантии на Продукт распространяется на один (1) Продукт. Срок действия гарантии начинается с даты поставки Продукта Потребителю, не позднее с даты выдачи накладной (от Дистрибьютора Потребителю). Гарантия заканчивается не позднее одного (1) года с даты, указанной на уведомлении о поставке Продукта Дистрибьютору. Для расходных материалов, имеющих срок действия, гарантия заканчивается, самое позднее, на дату истечения срока, указанного на упаковке продукта.

4. Охват гарантии: гарантия охватывает исключительно и только дефекты материала, конструкции или изготовления Продукции и среди прочего не распространяется на:

a) Продукт, который был подвергнут неправильному использованию, воздействию несчастного случая, инцидента, перевозке или иному физическому повреждению, неправильной установке, неправильной эксплуатации или обращению, пренебрежению, затоплению, возгоранию, воздействию дыма, жидкости в любой форме, химическому или электролитическому влиянию, стандартному указанному или чрезмерному использованию; или

b) Продукт, который использовался несанкционированным пользователем; или

c) Продукт, который был поврежден в результате ремонта, обслуживания, изменения и использования компонентов, произведенных не компанией НИДЕК, или в результате его модификации лицом, отличным от уполномоченного представителя технической службы компании НИДЕК или

d) Расходные или Одноразовые Продукты или компоненты;

e) Продукт, в части возникновения проблемы, был подвергнут излучению в любой форме, связанной с приемом сигналов, надежности сети или кабельными или антенными системами; или

f) Продукт, в части возникновения проблемы, был подвергнут воздействию электрических или электронных устройств, произведенных не компанией НИДЕК; или

g) Продукт, информация с гарантийной наклейки/наклейки, подтверждающей качество, наклейки с серийным номером или электронным серийным номером которого была удалена, изменена или стала нечитабельной; или

h) Плата за монтаж или регулировку, настройку средств управления заказчика, монтаж или ремонт систем за пределами прибора, а также

i) Любые другие причины, за которые компания НИДЕК не несет ответственности.

5. Место юрисдикции; Действующее законодательство: Настоящая гарантия подчиняется японскому законодательству. Юрисдикция судов распространяется на местонахождение компании НИДЕК.

Тип: Спецификация	Документ №: XGYC5*RSS001B	9 января 2015	1/4
	Наименование документа:	Одобрено	Подготовле
Принадлежит: Отдел развития 2	Фотокоагулятор лазерный GYC-500 Спецификация продукции	Абе 9 января 2015	Томида 9 января 2015

Спецификация продукции

1. Наименование модели: GYC-500

2. Спецификация продукции:

- 1) Общее название: Офтальмологический лазерный фотокоагулятор
- 2) Название продукции: Лазерный фотокоагулятор GYC-500

3. Описание

Устройство представляет собой лазерный фотокоагулятор, применяемый в офтальмологии и оснащенный твердотельным лазером с диодной накачкой.
В качестве операционного экрана используется ЖК дисплей.
Существует возможность подсоединения различных систем передачи луча

4. Отличительные черты

- Низкая стоимость, легкий, компактный
- Сенсорный ЖК дисплей
- Возможность использования сканирующей системы передачи луча

5. Спецификация частей

(a) Терапевтический луч

- 1. Тип: Твердотельный лазер с диодной накачкой
- 2. Длина волны: 532 нм
- 3. Выходная мощность при фотокоагуляции (на роговице): 50 - 1700 мВт (70 уровней)

50 - 500 мВт: Шаг - 10 мВт

500 – 700 мВт: Шаг - 50 мВт

Сканирующая система передачи луча: 50 - 1,500 мВт

- 4. Точность (на роговице): ±20%
- 5. Лазерная стабильность (на роговице): ±20% для средней выходной величины
- 6. Выходная мощность основного блока: 2.5 Вт или больше

Тип: Спецификация	Документ №: XGYC5*RSS001B	9 января 2015	2/4
-------------------	---------------------------	---------------	-----

б) Прицельный луч

- 1. Тип: Лазерный диод(красный лазер)
- 2. Длина волны: 635 нм
- 3. Выходная мощность (на роговице): Максимум: 0,2 - 0,4 мВт:
Минимум: 0,01 мВт и менее
- 4. Обозначение: OFF -ВЫКЛ (нет обозначения), 1 - 15 уровни
- 5. Выходная мощность основного блока: 5 мВт

в) Время излучения (TIME)

- 1. Время излучения: Диапазон: 0,01 - 3,00 секунд (25 уровней)
0,01 - 0,10 секунды: Шаг - 0,01
0,10 - 0,50 секунды: Шаг - 0,05
0,50 - 1,00 секунды: Шаг - 0,10
1.0– 3.00 секунды: Шаг – 1.00

Сканирующая система передачи луча: 0,01 - 0,05 секунды

- 2. Обозначение: основной блок: секунды
- 3. Точность: значение 0.10 секунд или дольше: ±10%
значение 0.01 – 0.09 секунд: ±20%

г) Время повтора

- 1. Интервал: 0,05 - 1,0 секунды (20 уровней (шаг - 0,05)
Сканирующая система передачи луча, Auto M., Auto Forward: 0,3 - 1,0 секунды
- 2. Обозначение: основной блок: секунды
- 3. Точность: ±10%

д) Возможные системы передачи луча:
Все системы передачи луча

6) Источник питания

- 1. Напряжение: Переменный ток 100 - 240В
- 2. Частота: 50/60 Гц±1 Гц
- 3. Потребляемая мощность: 250 ВА

7) Размеры и вес: 237(Д) x 318(Ш) x 90(В) мм. ±10% Без учета выступов
6.2 кг. (без учета панели управления)

8) Классификация изделия

- а)Классификация лазера: Класс IV
- б) Форма защиты от поражения электрическим током: Класс I
- в) Степень защиты от поражения электрическим током: Тип В прилагаемые части
- г) Режим работы: Непрерывно работающее устройство
- д) Классификация по транспортабельности: Транспортабельный

Тип: Спецификация	Документ №: XGYC5*RSS001B	9 января 2015	3/4
-------------------	---------------------------	---------------	-----

9) Состав изделия:



- (а) Основной блок: 1
- (б) Панель управления:1
- (в) Педаль ножная:1
- (г) Стандартные принадлежности
 - Кабель сетевой:1
 - Заглушка дистанционного управления: 1
 - Калибровочная бумага: 1
 - Наклейка DANGER (ОПАСНО): 1
 - Чехол от пыли: 1
 - Инструкция по эксплуатации: 1
 - Карта-ключ запуска: 1
 - Предохранители (запасные) 2 шт.

10) Опционные принадлежности


Подсоединяемые модули	Номер части		Экспорт
Сканирующая система передачи луча	17428	0050	Все направления
Система передачи луча для щелевой лампы	17402	0B10	Все направления
Система передачи луча для эндофотонаконечников	17457	0B10	Все направления
Система передачи луча для офтальмоскопа	17120	0000	Все направления
3D манипулятор «мышь»	17166	6300	Все направления

11) Внешний вид

Основной блок



Панель управления



Тип: Спецификация	Документ №: XGYC5*RSS001B	9 января 2015	4/4
-------------------	---------------------------	---------------	-----

12) Условия окружающей среды	Температура (°C)	Влажность (%)
------------------------------	------------------	---------------

Во время транспортировки (упакованный)	от -10 до 60	от 10 до 95 (без конденсата)
Во время хранения (без упаковки)	от -10 до 55	от 10 до 95 (без конденсата)
Во время эксплуатации	от 10 до 35	от 30 до 90 (без конденсата)

13) Процедуры

- (1) Вставьте карту-ключ запуска в панель управления.
- (2) Подсоедините сетевой кабель к сети.
- (3) Включите «I» сетевой выключатель.
- (4) Нажмите кнопку запуска на панели управления.

Изделие проверяет готовность и устанавливается в режим ожидания автомотически.

- (5) Отрегулируйте стол, стул, упор для подбородка (на щелевой лампе), подлокотник и прочее.
- (6) Установите параметры коагуляции (длину волны, время излучения, размер пятна и пр.).
- (7) Настройте окуляры и межзрачковое расстояние на щелевой лампе.
- (8) Обследуйте глаз пациента.
- (9) При необходимости, настройте интенсивность прицельного луча, ширину щели и интенсивность света.
- (10) Установите изделие в режим (READY) готовности.

Для безопасности, если не используется терапевтический луч, установите изделие в режим **STANDBY** ожидания.

- (11) Наведите прицельный луч на место подлежащее операции и нажмите ножную педаль (происходит излучение терапевтического луча).
- (12) Когда операция закончена, установите изделие в режим STANDBY ожидания.
- (13) Чтобы выключить изделие, нажмите кнопку запуска на панели управления, а затем кнопку, которая появится на дисплее.
- (14) Выключите “O” сетевой выключатель.

Гаснет пилотная лампа и прекращаются все операции.

- (15) Накройте изделие чехлом от пыли. Карта-ключ запуска должен храниться у администратора.

Тип: Спецификация	Документ №: XGYC5*RSS002C	Подготовлено 15 июля 2015 Масунага	1/4
Отдел: Развитие, Отд.2, Развитие Отд.5, Подразделение развития Отдел офтальмологии	Название документа Система передачи луча для щелевой лампы Спецификация продукции	Одобрено Абе 2015/07/23	Подтверждено Томида 2015/07/23

Спецификация продукции

1. Общее название

Офтальмологический лазерный фотокоагулятор

2 Наименование продукта Система передачи луча для щелевой лампы (для SL-1800)

3. Другое наименование

Не применяется

4. Система передачи луча применяется для фотокоагуляции при обследовании глаза пациента через щелевую лампу. Эта система передачи луча для щелевой лампы состоит из блока передачи луча и моторизованного стола.

Данная система передачи луча подключается к ФОТОКОАГУЛЯТОРУ, МОДЕЛЬ GYC-500 (основной блок) и вместе с ним составляет систему фотокоагуляции и прибор для наблюдения за пораженной областью. Данная система передачи луча является съемной. Данная система фотокоагуляции позволяет оператору выбирать между функцией фотокоагуляции при помощи зеленого лазера и функцией наблюдения за пораженной зоной при помощи щелевой лампы.

5. Использование

Подсоединяемый лазерный фотокоагулятор

Тип: Спецификация	Документ №: XGYC5*RSS002C	15 июля 2015	2/4
-------------------	---------------------------	--------------	-----

6. Черты и спецификация продукции

6-1. Черты

- Низкая стоимость и компактность

- Легко подсоединяется/ отсоединяется к/от щелевой лампы

Используется для движения щелевой лампы вверх и вниз

- Подключив щелевую лампу, дает возможность обследования и фотокоагуляции одновременно.

- Система передачи луча для щелевой лампы позволяет проводить неинвазивное лечение, уменьшая нагрузку на пациента.

6-2. Блок передачи луча.

6-2-1. Подключаемый лазерный прибор: Лазерный фотокоагулятор лазерный GYC-500

6-2-2. Щелевая лампа: NIDEK SL-1800

6-2-3. Выходная мощность терапевтического лазера: В соответствии со спецификацией GYC-500

6-2-4. Выходная мощность прицельного лазера: В соответствии со спецификацией GYC-500

6-2-5. Размер пятна: 50 - 500 мкм (парфокальный)

6-2-6. Оптоволоконный кабель: Кварцевый (диаметр 50 мкм, длина 2,5 м)

6-3. Блок освещения щелевой лампы (для SL-1800)

6-3-1. Микроскоп щелевой лампы (для SL-1800), тип – стереоскопический, нижнее расположение

6-3-1-1. Система увеличения: 5 позиционный поворотный барабан

6-3-1-2. Линзы объектива: $f=125$ мм

6-3-1-3. Линзы в окулярах: 12,5х

6-3-1-4. Общее увеличение: 5х, 8х, 12,5х, 20х, 32х

6-3-1-5. Диапазон настройки диоптрий: $\pm 8D$

6-3-1-6. Диапазон измерения межзрачкового расстояния: 50 – 75 мм

6-3-1-7. Ширина световой щели: 0-14 мм

6-3-1-8. Длина световой щели: 1,8-13 мм

6-3-1-9. Апертурная диафрагма: 0,3; 5,5; 9; 14

6-3-1-10. Светофильтры: голубой (безкрасный), теплопоглощающий ND

6-3-1-11. Регулировка яркости: плавная

6-3-1-12. Тип лампы – Галогеновая: 6В 20 Вт

6-3-1-13. Максимальная яркость освещения: 20W

6-3-2. Моторизованный стол OT-45C

6-3-2-1. Диапазон перемещения: 653 – 851 мм (Высота стола)

6-3-2-2. Время перемещения: 12 сек. ± 2 сек. (60 Hz)

Тип: Спецификация	Документ №:XGYC5*RSS002C	15 июля 2015	3/4
-------------------	--------------------------	--------------	-----

7. Требования к сети: В соответствии со спецификацией GYC-500

8. Размеры и вес



Размеры: 135(ш)x 185(д)x 319(в) мм

Вес: Около 0.8 кг.

9. Состав. (Состав для экспорта, Каталожный номер)

Название части	Номер части	Кол-во	Заметки
Щелевая лапма SL-1800	17441-2000	1	Все направления
Блок передачи луча	17441-1000	1	Все направления
Защитный фильтр	17432-2000	1	Все направления
Стержень для фокусировки	17171-M900	1	Все направления
Кабель оптоволоконный	11041-G068	1	Все направления
Ремень для фиксации головы	10126-M001	1	Все направления
Руководство по эксплуатации	17424-P9**	1	Различия в соответствии с направлением
Буклет	17441-P941	1	Только для Японии
Стол моторизованный OT-45C	11101-GL1A	1	Все направления
Подлокотник	17434-1400	1	Все направления

10. Внешний вид.



Тип: Спецификация	Документ №:XGYC5*RSS002C	15 июля 2015	4/4
-------------------	--------------------------	--------------	-----

1. Фиксирующий винт

Используется для фиксации блока на щелевой лампе

2. Направляющая оптоволоконного кабеля

3. Кабельоптоволоконный

Используется для передачи луча лазера от фотокофгулятора к блоку передачи луча.

4. Ручка регулировки размера пятна

Используется для настройки размера пятна луча лазера от 50 до 500 мкм

5. Ручка контроля фокуса лазера

Используется для настройки фокуса лазера с фокусом щелевой лампы.

Тип: Спецификация	Документ №: XGYC4*RSS006A	20 декабря 2005		1/3
	Название документа:	Одобрено	Проверено	Подготовлено
Принадлежит: Отдел хирургического оборудования. Отдел разработки медицинской техники	Система передачи луча для офтальмоскопа Спецификация продукции	Накао	Абе	X1 Мацура

Спецификация продукции

- 1. Система передачи луча для лазерного фотокоагулятора
- 2. Наименование изделия Система передачи луча для офтальмоскопа
- 3. Описание

Данная система передачи луча служит для проведения лазерной фотокоагуляции с использованием непрямого метода обследования при помощи офтальмоскопа. Система состоит из блока передачи луча для офтальмоскопа и принадлежностей. Система подсоединенный к лазерному фотокоагулятору (основной блок) для активации фотокоагуляции и лечения пораженной области при использовании бинокулярного непрямого офтальмоскопа.

4. Черты

- а) Фотокоагуляция осуществляется в любом направлении на пациенте в положении лежа.
- б) Полная безконтактная фотокоагуляция.
- в) Широкая область глазного дна может быть обследована стереоскопически перевернутым изображением.
- г) Благодаря блоку передачи луча система является легкой, а освещение ярким.

5. Спецификация каждой части

- 5-1. Подсоединяемый лазерный прибор: Фотокоагулятор GYC-500
- 5-2. Выходная мощность (532 нм) при фотокоагуляции: 50 – 1700 мВт
- 5-3. Выходная мощность (635 нм) прицельного луча:

Максимальное значение 0,1 - 0,3 мВт

Минимальное значение; одна

восьмая от максимального значения

300 мм (КОРОТКОЕ) - 700 мм (ДЛИННОЕ)

185 мкм (PP 300 мм) - 556 мкм (PP 700 мм)

При использовании асферических линз 20 D БНО на глазном дне нормального глаза

Кварцевый (Диаметр: 100 мкм Длина: 3.0 м.)

Тип:Спецификация	Документ №:ХGYC4*RSS006А	20 декабря 2005	2/3
------------------	--------------------------	-----------------	-----

Таблица 1. Размер пятна на глазном дне(при использовании асферической линзы 20D)

РР (мм)	300	400	500	600	700
Нормальный глаз	185 мкм (300 мм)	278 (400)	371 (500)	464 (600)	556 (700)
Афакичный глаз (Передняя и задняя камера: Вода)	215	324	433	541	649
Искусственный хрусталик и глаз с обменом «жидкость-газ» (Передняя камера: вода, задняя камера: воздух)	226	272			
Искусственный хрусталик и глаз с обменом «жидкость-газ» (Передняя камера и задняя камера: воздух)	176	220	264		
Афакичный глаз и глаз с обменом «жидкость-газ» (Передняя камера и задняя камера: воздух)		362	544	726	909

6. Характеристики рекомендуемого офтальмоскопа

Пределы установки межзрачкового расстояния 47 – 75 мм

Рефракция линз окуляров 0D

Рефракция офтальмологических линз 20D

Световое поле при линзе 20D 46°/60°

7. Размеры и вес

Размеры: 240 (Ш)×280-330 (Д)×145 (В) мм

Вес: 520 гр.

8. Конфигурация изделия

Название части	№ части	Кол-во	Замечания
Блок передачи луча для офтальмоскопа	17120-1000	1	С оптоволоконным кабелем
Асферическая линза	11050-G014	1	

Лампа подсветки	17331-M204	1	Запасная
Руководство по эксплуатации	17120-P901/P902	1	
Чемодан для хранения	17331-5000	1	

9. Дополнительные принадлежности: Нет

DQF030 Прилагаемая форма 081С

Тип: Спецификация	Документ №: XGYC4*RSS006A	20 декабря 2005	3/3
-------------------	---------------------------	-----------------	-----

10. Внешний вид



(1) Переключатель размера пятна подсветки

При помощи перемещения переключателя слева направо можно выбирать три разных размера.

(2) Переключатель фильтра

Используется для вставки защитного фильтра в оптический тракт обследования

(3) Ручка фиксации угла

Используется для фиксации угла блока передачи луча

(4) Ручка регулировки зеркала

Используется для поднятия и опускания в котором излучается подсветка и лазерный луч.

(5) Ручка управления рабочим расстоянием

Поворачивая эту ручку, можно непрерывно изменять рабочее расстояние/ размер пятна в диапазоне между 300 мм/185 мкм и 700 мм/556 мкм

(6) Оголовье

Используется для подстройки блока передачи луча к голове оператора. Ручки в верхней и нижней части оголовья служат для настройки высоты и плотности прилегания.

(7) Рычаг управления подсветкой

Используется для настройки интенсивности подсветки.

(8) Ручка регулировки высоты

Поворачивается для настройки высоты БНО при установке блока передачи луча на голову.

(9) Ручка регулировки обхвата

Поворачивается для настройки обхвата оголовья при установке системы на голову.

(10) Ручка регулировки расстояния до зрачка

При наблюдении за пятном подсветки перемещайте держатель линз, чтобы настроить расстояние до зрачка в диапазоне от 47 до 75 мм.

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: ЯПОНИЯ

Настоящий официальный документ

2. подписан

Хидетоши Сомия

3. выступающим в качестве нотариуса Бюро по юридическим вопросам г. Токио

4. скреплен печатью/штампом **Хидетоши Сомия**, нотариус

Удостоверено

5. в г. Токио

6. **10 августа 2016 года**

7. кем: Министерством иностранных дел

8. 16-№ **040993**

9. Печать/Штамп:

10. Подпись

Гербовая печать:

/Подпись/

Министерство иностранных
дел Японии

Айако Огава

За Министра иностранных дел

Переводчик Лебзак Е.В.

Лебзак Е.В. *Евгений* *Владимир*

Город Москва

Двадцатое августа две тысячи шестнадцатого года.

Я, Хачатурова Виктория Рафаэловна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Вокиной Ольги Михайловны свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Лебзак Екатериной Викторовной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-431

Взыскано по тарифу: 300 руб.

Взыскано за правовую и техническую работу: 1000 руб.

Нотариус

Всего прочтено и скреплено
печатью 65 листа(ов)

Нотариус

Всего пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 65 листов.
Врио нотариуса

- В А Российская Федерация, город Москва.

Двадцать пятое августа две тысячи шестнадцатого года

Я, Хачатурова Виктория Рафаэловна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Вокиной Ольги Михайловны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неопределенных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 14-841

Взыскано по тарифу 300 р

В.к.о. нотариуса

Взыскано за оказание услуг
правового и технического
характера 1000 руб.