

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОКРЫТИЯ «ЭЛАСТОДЕРМ»

Инструкция по применению

ЭЛАСТОДЕРМ

Покрытие силиконовое гелевое на основе нейлонового полотна для лечения гипертрофических и келоидных рубцов

НАЗНАЧЕНИЕ

Покрытие предназначено для лечения и профилактики гипертрофических и келоидных рубцов на закрытых ранах и на участках тела без нарушений целостности эпидермального слоя (без потертостей, трещин, мацераций, эрозий и т. п.).

Покрытие может применяться совместно с предписанными процедурами лечения и гигиенического ухода за рубцовыми зонами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие "Эластодерм" — мягкая гибкая квадратная пластина из силиконового геля, армированного нейлоновым полотном, с размерами 10,5 см на 10,5 см, толщиной 0,5 см и массой 45 г.

Покрытие стерильно и упаковано в герметичный полупрозрачный полиэтиленовый пакет. Обе стороны пластины рабочие и обладают самоклеющимся эффектом. Первая рабочая сторона защищена пленкой упаковочного пакета, вторая рабочая сторона имеет дополнительную защитную пленку. Гарантийный срок годности покрытия 2 года.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не вынимая пластину из упаковочного пакета, обрезать ее по форме рубцовой зоны с заходом, по возможности, на 0,5-1 см. Большие рубцовые зоны могут быть закрыты несколькими пластинами, уложенными вплотную.

2. Удалить с поверхности кожи рубцовой зоны остатки мази, кремов или масел (если они использовались для гигиенических процедур или физиолечения) и вымыть водой с нейтральным мылом (например, "Детское", "Глицериновое"), высушить влагу.

3. Снять с первой стороны покрытия пленку упаковочного пакета, сохраняя защитную пленку второй стороны. Заклеить первой клеящейся стороной пластины сухую и чистую рубцовую зону.

4. Зафиксировать пластину эластичным бинтом, пластырем или одеть эластичное компрессионное изделие, обеспечивая умеренное "комфортное" давление на рубцы.

5. Неиспользованные части пластины хранить в сухом и чистом месте при комнатной температуре.

Директор ООО «Дирекция фонда «МГИ»



Б.В. Шмелькин