

Сопроводительное письмо

Cover letter

Мы, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN, направляем следующую техническую документацию нашему уполномоченному представителю ЗАО «КомплектСервис», корп. 13-14, д. 26, Большой Тишинский пер., Москва 123557, Российская Федерация (доверенность OHQ(CS)-RAF-140318 от 8 Сентября 2014), для внесения изменений в документы регистрационного досье № РД-15718/69433 от 14.02.2017 на медицинское изделие: Мониторы состава тела OMRON BF212 (HBF-212-EW), OMRON BF214 (HBF-214-EBW) в Федеральной Службе по Надзору в Сфере Здравоохранения (Росздравнадзор):

- Руководство по эксплуатации Монитора состава тела OMRON BF212 (HBF-212-EW) на 26 листах.
- Руководство по эксплуатации Монитора состава тела OMRON BF214 (HBF-214-EBW) на 28 листах.
- Гарантийный талон на Мониторы состава тела OMRON BF212 (HBF-212-EW), OMRON BF214 (HBF-214-EBW) на 8 листах.

Настоящим удостоверяем, что представленная документация разработана на русском языке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Достоверность представленной информации подтверждаем.

We, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN submit following technical documents to our authorized representative ComplectService Closed Joint-stock Company, building 13-14, 26 Bolshoy Tishinskiy Lane, Moscow 123557, Russian Federation (power of attorney OHQ(CS)-RAF-140318 dated September 8, 2014), for making changes in the documents of the registration dossier № RD-15718/69433 from 14.02.2017 of a medical device: Body composition monitors OMRON BF212 (HBF-212-EW), OMRON BF214 (HBF-214-EBW) in the Federal Service for Supervision in the Sphere of Health Care (Roszdravnadzor):

- Instruction manual for Body composition monitor OMRON BF212 (HBF-212-EW) of 26 pages.
- Instruction manual for Body composition monitor OMRON BF214 (HBF-214-EBW) of 28 pages.
- Warranty card for Body composition monitors OMRON BF212 (HBF-212-EW), OMRON BF214 (HBF-214-EBW) of 8 pages.

We hereby certify that the submitted documentation developed in Russian language, in accordance with the laws of the Russian Federation.

We confirm the accuracy of the provided information.

December 15, 2017



Takefumi Nakanishi
General Manager
Regulatory Affairs Department
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

OMRON

- (EN) Instruction Manual
- (IT) Istruzioni per l'uso
- (DE) Gebrauchsanweisung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruiksaanwijzing
- (ES) Manual de instrucciones
- (RU) Руководство по эксплуатации
- (AR) دليل التعليمات



Body Composition Monitor BF212 (HBF-212-EW)

Misuratore della composizione corporea
Körperanalyse-Monitor
Moniteur de composition corporelle
Lichaamscompositiemeter
Monitor de Composición Corporal
Монитор состава тела OMRON BF212 (HBF-212-EW)

جهاز مراقبة مكونات الجسم

All for Healthcare

IM-HBF-212-EW-04-02/2017
5337409-8D

1700677

EN Thank you for purchasing this body composition monitor. It is intended to measure and display the following body composition parameters: body weight, body fat (in %) and Body Mass Index (BMI). The 4 sensor technology provides clinically validated body measurements. This unit is intended to be operated by adults who can understand this instruction manual.

i Please read this instruction manual carefully before use and for further information on the individual functions. Please keep this Instruction Manual at hand all the time for future reference.

A Please read all of the information in "11 Notes of safety" carefully.

ES Grazie per aver acquistato un misuratore della composizione corporea OMRON. Questo apparecchio è destinato alla misurazione e alla visualizzazione dei seguenti parametri relativi alla composizione corporea: peso corporeo, grasso corporeo (in %) e indice di massa corporea (BMI - Body Mass Index). La tecnologia a 4 sensori fornisce misurazioni corporee clinicamente validate. L'unità è destinata all'uso da parte di persone adulte in grado di comprendere il presente manuale di istruzioni.

i Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e per ottenere ulteriori informazioni sulle singole funzioni. Tenere sempre a portata di mano il presente manuale di istruzioni per farvi riferimento in futuro.

A Leggere attentamente tutte le informazioni riportate nella sezione "11 Note relative alla sicurezza".

DE Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Körperanalyse-Monitor entschieden haben. Er dient zum Messen und Anzeigen der folgenden Körperzusammensetzungsparameter: Körpergewicht, Körperfett (in %) und Body Mass Index (BMI). Die Technologie mit 4 Sensoren liefert klinisch validierte Körpermessungen. Dieses Gerät ist für die Bedienung durch Personen bestimmt, die in der Lage sind, diese Gebrauchsanweisung zu verstehen.

i Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Dann finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung jederzeit griffbereit zum späteren Nachschlagen auf.

A Lesen Sie sorgfältig die Informationen unter "11 Sicherheitshinweise".

FR Merci d'avoir fait l'acquisition de ce moniteur de composition corporelle. Il est destiné à mesurer et à afficher les paramètres de composition corporelle suivants: poids corporel, graisse corporelle (en %) et indice de masse corporelle (IMC). La technologie à 4 capteurs fournit des mesures corporelles validées sur le plan clinique.

i Elle est conçue pour être utilisée par des personnes adultes capables de comprendre le présent mode d'emploi.

Lisez attentivement le présent mode d'emploi avant l'utilisation; vous y trouverez également des informations complémentaires sur chaque fonction.

Conservez ce mode d'emploi en permanence à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

A Lisez attentivement toutes les informations contenues dans le chapitre « 11 Remarques sur la sécurité ».

ND Hartelijk dank voor de aanschaf van deze lichaamscompositiemeter. Deze is bedoeld voor het meten en weergeven van de volgende parameters van de lichaamssamenstelling: lichaamsgewicht, lichaamsvet (in %) en Body Mass Index (BMI). De viersensoren-technologie biedt klinisch gevalideerde lichaamsmetingen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassen personen die de gebruiksaanwijzing kunnen begrijpen.

i Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik en voor verdere informatie over de afzonderlijke functies. Houd de gebruiksaanwijzing altijd bij de hand, zodat u deze later kunt raadplegen.

A Lees alle informatie in "11 Veiligheid" zorgvuldig door.

ES Gracias por comprar este monitor de composición corporal. Su función es medir y mostrar los siguientes parámetros de composición corporal: peso, grasa (en %) e índice de masa corporal (IMC). Su tecnología de 4 sensores proporciona mediciones corporales con validez clínica. Esta unidad está diseñada para ser utilizada por adultos capaces de entender este manual de instrucciones.

i Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo y para obtener información adicional sobre cada una de las funciones.

Conserve el manual de instrucciones en caso de que necesite consultarlo en un futuro.

A Lea atentamente toda la información proporcionada en "11 Notas sobre la seguridad".

RU Благодарим вас за приобретение монитора состава тела OMRON BF212 (HBF-212 EW). Медицинское назначение OMRON BF212 предназначено для измерения и отображения следующих параметров состава тела: масса тела, содержание жира в организме (в процентах) и индекс массы тела (ИМТ). Применение 4 датчиков позволяет выполнять клинически достоверные измерения состава тела.

i Данный прибор предназначен для использования взрослыми, способными понять информацию, которая содержится в данном руководстве по эксплуатации.

Внимательно прочитайте настоящее руководство перед тем, как приступить к использованию прибора, а также ознакомьтесь с информацией о его дополнительных функциях. Держите руководство под рукой для получения справок в дальнейшем.

A Внимательно прочитайте все сведения в разделе «11. Примечания по безопасности».

AR شكرًا لثرائك حواء مراقبة مكونات الجسم هذا. صمم هذا الجهاز لقياس وعرض خصائص مكونات الجسم التالية: وزن الجسم و نسبة الدهون في الجسم (بالنسبة المئوية) ومؤشر كتلة الجسم (BMI). وتوفر تقنية المستشعرات الأربعة قياسات سريرية صحيحة للجسم.

i يتم تشغيل هذه الوحدة بواسطة البطاريات من بطاريات خلية الزنك-الكربون. يرجى قراءة كتيب الإرشادات هذا بعناية قبل الاستخدام وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول الوظائف الإضافية.

كما يرجى الاحتفاظ بكتيب الإرشادات هذا في متناول اليد للرجوع إليه في المستقبل.


A كما يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة في القسم "11" "إرشادات السلامة" بعناية.

Display
Display
Anzeige
Affichage
Display
Pantalla
Дисплей
الشاشة


Back ◀ Button
Pulsante indietro ▶
Rückwärts- ▶-Taste
Bouton de retour ▶
Knopf Vorige ▶
Boton Atras ▶
Кнопка ◀ (Назад)
الزر ◀ للحلف

Forward ▶ button
Pulsante Avanti ▶
Vorwärts- ▶-Taste
Bouton d'avance ▶
Knopf Folgende ▶
Boton Adelante ▶
Кнопка ▶ (Вперед)
الزر ▶ للأمام


Touch indicator appears when touching a button
Indicatore di sfioramento viene visualizzato quando si sfiora un pulsante
Berührungsanzeige Wird angezeigt wenn eine Taste berührt wird
Indicateur de contact apparaît lorsque vous touchez un bouton
Aanraakindicator wordt weergegeven wanneer op een knop wordt gedrukt
Indicador de contacto aparece cuando se toca un botón
Сенсорный индикатор отображается при нажатии кнопки
مؤشر اللمس يظهر عند لمس أي زر



Battery low indicator
Indicatore di batteria in esaurimento
Batterie leer Anzeige
Indicateur de pile faible
Battery-indicator
Indicador de pilas gastadas
Индикатор разрядки элементов питания
مؤشر انخفاض طاقة البطارية




ON-OFF-SET button
Pulsante ON-OFF-SET
ON-OFF-SET-Taste
Bouton ON-OFF-SET
Knop aan/uit/instellen (SET)
Boton de encendido, apagado y ajuste
Кнопка ВКЛ. ВЫКЛ. УСТАНОВКА
زر التشغيل - ايقاف التشغيل - اعداد




Foot electrodes
Elettrodi dei piedi
Fußelektroden
Electrodes aux pieds
Voetelektroden
Electrodos de los pies
Ножные электроды
الإقطاب الكهربائية للقدمين

- (EN) Starting (Insert batteries)
 (IT) Avvio (inserire le batterie)
 (DE) Start (Batterien einlegen)
 (FR) Démarrage (introduction des piles)
 (NL) Starten (batterijen plaatsen)
 (ES) Inicio (colocar las pilas)
 (RU) Начало работы (установка элементов питания)
 (AR) بدء التشغيل (أدخل البطاريات)




- (EN) Setup measurement units [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (to reset after initial set up take the batteries out and re-insert)
 (IT) Impostare le unità di misura [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (per modificare il parametro dopo l'impostazione iniziale, estrarre e reinserire le batterie)
 (DE) Maßeinheiten einrichten [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (zum Zurückstellen nach der ersten Einrichtung: Batterien herausnehmen und wieder einlegen)
 (FR) Configuration des unités de mesure [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (pour réinitialiser après la configuration initiale, enlevez les piles et reintroduisez-les)
 (NL) Meeteenheden instellen [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (opnieuw instellen na eerste instelling: neem de batterijen uit en plaats deze terug)
 (ES) Ajuste de las unidades de medición [cm, kg] • [pulgadas, lb] • [pulgadas, st-lb]
 (para volver a ajustarlas tras el ajuste inicial, saque las pilas y vuelva a colocarlas)
 (RU) Настройка единиц измерения [см, кг] • [дюймы, фунты] • [дюймы, стоуны-фунты]
 (сброс после начальной настройки: извлеките элементы питания и затем вставьте их на место)



- (AR) إعداد وحدات القياس [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (لإعادة ضبط الإعدادات: اعد ادخلها مرة أخرى)




- (EN) Setting personal data (P- = Guest mode: data will not be stored / P1 - P4 = Personal profile number)
- (IT) Imposta zone dei dati personali (P- = Modalità Ospite: i dati non vengono memorizzati / P1 - P4 = Numeri dei profili personali)
- (DE) Persönliche Daten einstellen (P- = Gast-Modus: Daten werden nicht gespeichert / P1 - P4 = persönliche Profilnummer)
- (FR) Définition des données personnelles (P- = mode Invité: les données ne sont pas stockées / P1 - P4 = numéro de profil personnel)
- (NL) Persoonlijke gegevens instellen (P- = gastmodus: gegevens worden niet opgeslagen / P1 - P4 = persoonlijk profielnummer)
- (ES) Introducción de datos personales (P- = Modo invitado: no se guardaran los datos / P1 - P4 = Numero de perfil personal)
- (RU) Установка личных данных (P- = гостевой режим: данные не будут храниться в памяти прибора / P1 - P4 = номер личного профиля)
- (AR) ضبط البيانات الشخصية (P- = وضع الضيف: Guest: لن يتم تخزين البيانات / P1 - P4 = رقم ملف التعريف الشخصي)



- (EN) Body analysis (Always take your measurements barefoot)
 (IT) Analisi corporea (eseguire sempre la misurazione a piedi nudi)
 (DE) Körperanalyse (Messungen stets barfuß vornehmen)
 (FR) Analyse corporelle (effectuez systématiquement vos mesures pieds nus)
 (NL) Lichaamsanalyse (metingen altijd met blote voeten uitvoeren)
 (ES) Análisis corporal (siempre debe realizar sus mediciones descalzo)
 (RU) Анализ тела (всегда выполняйте измерения босым)
 (AR) تحليل الجسم (الحرص دائماً على أخذ القياسات والى حافي القدمين)



- (EN) Switch off (press > 3 sec.) / Auto Off ≥ 3 min
 (IT) Spegnimento (premire > 3 sec.) / Spegnim. automatico ≥ 3 min
 (DE) Ausschalten (> 3 Sek. drücken) / ≥ 3 Min. automatisches Ausschalten
 (FR) Mise hors tension (appuyez > 3 s) / Arrêt auto ≥ 3 min
 (NL) Uitschakelen (> 3 sec. indrukken) / automatische uitschakeling ≥ 3 min
 (ES) Apagado (pulse > 3 seg.) / Apagado automático ≥ 3 min
 (RU) Выключение (нажимайте > 3 сек.) / автовыключение ≥ 3 минут
 (AR) إيقاف التشغيل (اضغط على > 3 ثوان) / إيقاف تلقائي ≥ 3 دقيقة



Interpretation of your measurement results / Analisi dei risultati della misurazione / Interpretation Ihrer Messergebnisse /
 Interprétation des résultats de vos mesures / Interpretatie van meetresultaten / Interpretación de los resultados de sus mediciones /
 Интерпретация результатов измерений / شرح نتائج القياسات الخاصة بك

Body Fat / Grasso corporeo / Körperfett / Graisse corporelle / Lichaamsvet / Grasa corporal / Содержание жира / نسبة الدهون في الجسم

	AGE ETA ALTER ÂGE LEEFTIJD EDAD ВОЗРАСТ الفئة العمرية	low basso niedrig bas bajo низкое منخفض	normal normale normal normal normaal normal нормальное متنبي	high alto hoch haut hoog alto высокое المرتفع	very high molto alto sehr hoch tres haut zeel hoog muy alto очень высокое عالية جدا
	10	< 16.1%	16.1 - 32.2%	32.3 - 35.2%	≥ 35.3%
	11	< 16.4%	16.3 - 33.1%	33.2 - 36.0%	≥ 36.1%
	12	< 16.4%	16.4 - 33.5%	33.6 - 36.3%	≥ 36.4%
	13	< 16.4%	16.4 - 33.8%	33.9 - 36.5%	≥ 36.6%
	14	< 16.4%	16.3 - 34.0%	34.1 - 36.7%	≥ 36.8%
	15	< 16.1%	16.1 - 34.2%	34.3 - 36.9%	≥ 37.0%
	16	< 15.8%	15.8 - 34.5%	34.6 - 37.1%	≥ 37.2%
	17	< 15.4%	15.4 - 34.7%	34.8 - 37.3%	≥ 37.4%
	18 - 39	< 21.0%	21.0 - 32.9%	33.0 - 38.9%	≥ 39.0%
	40 - 59	< 23.0%	23.0 - 33.9%	34.0 - 39.9%	≥ 40.0%
	60 - 80	< 24.0%	24.0 - 35.9%	36.0 - 41.9%	≥ 42.0%
	10	< 12.8%	12.8 - 27.9%	28.0 - 31.8%	≥ 31.9%
	11	< 12.4%	12.6 - 28.5%	28.6 - 32.6%	≥ 32.7%
	12	< 12.4%	12.3 - 28.2%	28.3 - 32.4%	≥ 32.5%
	13	< 11.4%	11.6 - 27.5%	27.6 - 31.3%	≥ 31.4%
	14	< 11.1%	11.1 - 26.4%	26.5 - 30.0%	≥ 30.1%
	15	< 10.8%	10.8 - 25.4%	25.5 - 28.7%	≥ 28.8%
	16	< 10.4%	10.4 - 24.7%	24.8 - 27.7%	≥ 27.8%
	17	< 10.1%	10.1 - 24.2%	24.3 - 26.8%	≥ 26.9%
	18 - 39	< 8.6%	8.0 - 19.9%	20.0 - 24.9%	≥ 25.0%
	40 - 59	< 11.0%	11.0 - 21.9%	22.0 - 27.9%	≥ 28.0%
	60 - 80	< 13.0%	13.0 - 24.9%	25.0 - 29.9%	≥ 30.0%


HO McCarthy et al. in the International Journal of Obesity, vol. 30, 2006, and by Gallagher et al. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000, and classified into four levels by Omron Healthcare.

BMI (Body Mass Index / Indice di massa corporea / Körpermassenindex / Indice de masse corporelle / Body Mass Index /
 Indice de masa corporal / Индекс массы тела / مؤشر كتلة الجسم)

BMI	Classifications (by the WHO) / Classificazioni (dell'OMS) / Klassifikation (nach WHO) / Classifications (par l'OMS) / Classificaties (door de WHO) / Clasificaciones (segun la OMS) / التصنيفات (من قبل منظمة الصحة العالمية) / Классификации (по данным ВОЗ)	
< 18.5	Underweight / Sottopeso / Untergewicht / Poids insuffisant / Ondergewicht / Peso inferior al normal / Недостаточная масса тела / وزن ناقص	-
18.5 - 24.9	Normal / Normale / Normal / Normal / Normaal / gewicht / Normal / Нормально / طبيعي	0
25 - 29.9	Overweight / Sovrappeso / Übergewicht / Excédent de poids / Overgewicht / Sobrepeso / Тяжелость / وزن زائد	+
≥ 30	Obese / Obeso / Adipos / Obesité / Obesitas / Obesidad / Ожирение / سمنة	++


- (EN) Changing personal data
 (IT) Modifica dei dati personali
 (DE) Persönliche Daten ändern
 (FR) Modification des données personnelles

- (NL) Persoonlijke gegevens wijzigen
 (ES) Modificación de los datos personales
 (RU) Изменение личных данных
 (AR) تغيير بيانات الشخصية




- (EN) Deleting personal data
 (IT) Eliminazione dei dati personali
 (DE) Persönliche Daten löschen
 (FR) Suppression des données personnelles

- (NL) Persoonlijke gegevens verwijderen
 (ES) Eliminación de los datos personales
 (RU) Удаление личных данных
 (AR) حذف بيانات الشخصية



17

- (EN) Weighing only
- (IT) Solo pesatura
- (DE) Nur wiegen
- (FR) Pesée uniquement
- (NL) Alleen wegen
- (ES) Solo peso
- (RU) Только взвешивание
- (AR) الوزن فقط



18

- (EN) Cleaning*
- (IT) Pulizia*
- (DE) Reinigen*
- (FR) Nettoyage*
- (NL) Reinigen*
- (ES) Limpieza*
- (RU) Очистка*
- (AR) التنظيف*



*Wipe the unit with a soft dry cloth. Do not wipe the unit with benzene or paint thinner. If necessary, use a cloth moistened with water or detergent and squeeze it well before wiping the unit, then wipe dry with a dry cloth.

*Pulire l'unità con un panno soffice asciutto. Non pulire l'unità con benzene o solvente per vernici. Se necessario, utilizzare un panno inumidito con acqua o detergente e strizzarlo bene prima di pulire l'unità, quindi asciugare con un panno asciutto.

*Wischen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch ab. Wischen Sie das Gerät nicht mit Benzol oder Farbverdünnung ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein mit Wasser und Reinigungsmittel befeuchtetes und gut ausgewrungenes Tuch zum Abwischen des Geräts, wischen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch trocken.

*Essuyez l'unité à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'essuyez pas l'unité avec un produit à base de benzène ou de diluant. Si nécessaire, utilisez un chiffon humecté d'eau ou de détergent et essorez-le bien avant d'essuyer l'unité, puis séchez cette dernière à l'aide d'un chiffon sec.

*Neem het apparaat af met een droge, zachte doek. Neem het apparaat niet af met benzene of verdunder. Gebruik zo nodig een doek die met water of zeep is bevochtigd, en wring deze goed uit voordat u het apparaat afveegt. Veeg het apparaat droog met een droge doek.

*Limpie la unidad con un paño seco suave. No limpie la unidad con benceno o disolvente para pintura. En caso necesario, utilice un paño humedecido con agua o detergente y escuralo bien antes de limpiar la unidad; a continuación, séquela con un paño seco.

*Протирайте прибор мягкой сухой тканью. Не протирайте прибор бензолом или растворителем для краски. При необходимости смочите ткань водой или моющим средством и тщательно выжмите ее, прежде чем протирать прибор, а затем вытрите сухой тканью насухо. В случае необходимости дезинфекции прибора после прилегания протрите его мягкой, хорошо отжатой тканью, смоченной в следующих дезинфицирующих жидкостях:


Этиловый спирт - 76.9 - 81.4%

Изопропиловый спирт - 70%

*مسح الجهاز بقطعة قماش جافة ناعمة. لا تستخدم المذيبات أو مزيلات الطلاء. إذا لزم الأمر، استخدم قطعة قماش مبللة بالماء أو المنظف وصرها جيداً قبل مسح الجهاز، ثم امسحها بقطعة قماش جافة.

19

- (EN) Batteries replacement
- (IT) Sostituzione della batteria
- (DE) Batterien austauschen
- (FR) Remplacement des piles
- (NL) Batterijen vervangen
- (ES) Sustitución de las pilas
- (RU) Замена элементов питания
- (AR) استبدال البطاريات



OMRON

Notes of safety

- Please read this reduction manual carefully before use and for further information on the individual functions.
- **Danger**
Never use the unit in combination with the following medical electronic devices:
(1) Medical electronic implants such as pacemakers
(2) Electronic support systems such as artificial heart/lung
(3) Electronic medical devices such as electrocardiograph
The unit may cause the above mentioned devices to malfunction, posing a considerable health risk to users of these devices.
- **Warning**
Never start weight reduction or exercise therapy solely based on your own judgment. Be sure to follow the instructions of a doctor or specialist.

- Do not place this unit on cushioned floor surface such as on a carpet or a mat. Correct measurement may not be possible.
- Do not stop on the operation buttons. Doing so may cause malfunction.
- Do not place the unit in highly humid environment where water splash under direct sunshine in a place where the air conditioner blows directly or near fire.
- Do not use the unit for purposes other than measuring body weight and body fat percentage.
- Dispose of the product and used batteries should be carried out in accordance with the national regulations for the disposal of electronic products.
- Always keep the unit clean before use.
- Clean the scale before using the unit with people who have a skin or foot disease.
- Do not wash the unit with water.
- Do not use the unit with people who have a skin or foot disease.
- When cleaning the unit, make sure not to touch the balance and change or display the personal data.
- Do not use the unit with people who have a skin or foot disease.
- Do not store the unit in the following conditions:
 - Extreme high temperature and humidity, direct sunshine, and dusty places
 - Storage place of chemicals or where corrosive gas is present
 - Where there will be sudden shock or vibration
- Do not place objects on the unit or store it upside down.
- Use the battery within recommended period mentioned in it.

Troubleshooting

Error Display	Possible cause	Correction
Err 1	You step off the unit during the measurement	Make sure that you are standing on the unit correctly and try again
Err 2	Your feet are not correctly positioned on the electrodes	Slightly motion the soles of your feet with a damp towel and try again
Err 5	The unit is not set up correctly	Remove the batteries. What one minute. Reinstall the batteries. Touch the ON/OFF SET button and turn on the power. Check the measurement
Err	Do not stop onto the unit before 0.1 kg (0.2 lb) is displayed	Stand until 0.1 kg (0.2 lb) is displayed before stepping onto the unit
	The unit moved before 0.1 kg (0.2 lb) is displayed	Do not move the unit until 0.1 kg (0.2 lb) is displayed
	Movement during measurement	Do not move the unit until measurement is completed
	Your weight is over 150.0 kg (330.0 lb) or 23.9% (9.4 lb)	This unit can only be used by people weighing less than 150.0 kg (330.0 lb) or 23.9% (9.4 lb)

Technical Data

Product Category
Body Composition Analyser

Product Description
Body Composition Monitor

Model (Code)
BF212 (BF212-EV)

Display
LCD

Set Form Personal data information
The following information for up to 4 people can be stored:
• The age range for the BF% calculation and Body Fat percentage is 10 to 80 years
• BMI classification - (Underweight) / (Normal) / (Overweight) / (Obese)
• The age range for the BF% calculation and Body Fat percentage is 10 to 80 years

Weight Accuracy
Accuracy (S.E.)
Decade: 0.1 kg
Power Supply
Battery Life
Operating Temperature / Humidity
Storage and Transport Temperature / Humidity
Applied Protection Against Electric Shock
IP Classification
IP21
This unit is protected against solid foreign objects of diameter 12.5 mm such as larger and greater. The unit is protected against the ingress of water by falling water drops.

Weight
Approximately 1.3 kg (including batteries)

External Dimensions
Package Contents
Body Composition Monitor, 4 AAA size alkaline batteries (R03), instruction manual

Note
Subject to technical modification without prior notice.

This device fulfills the provisions of the EC Directive 93/42/EEC (Medical Device Directive)

Technical Data

Product Category
Body Composition Analyser

Product Description
Body Composition Monitor

Model (Code)
BF212 (BF212-EV)

Display
LCD

Set Form Personal data information
The following information for up to 4 people can be stored:
• The age range for the BF% calculation and Body Fat percentage is 10 to 80 years
• BMI classification - (Underweight) / (Normal) / (Overweight) / (Obese)
• The age range for the BF% calculation and Body Fat percentage is 10 to 80 years

Weight Accuracy
Accuracy (S.E.)
Decade: 0.1 kg
Power Supply
Battery Life
Operating Temperature / Humidity
Storage and Transport Temperature / Humidity
Applied Protection Against Electric Shock
IP Classification
IP21
This unit is protected against solid foreign objects of diameter 12.5 mm such as larger and greater. The unit is protected against the ingress of water by falling water drops.

Weight
Approximately 1.3 kg (including batteries)

External Dimensions
Package Contents
Body Composition Monitor, 4 AAA size alkaline batteries (R03), instruction manual

Note
Subject to technical modification without prior notice.

This device fulfills the provisions of the EC Directive 93/42/EEC (Medical Device Directive)

Risoluzione dei problemi
Se il problema persiste, è da esso verificare un problema tra quelli elencati di seguito. Controllare anche che non vi siano altri dispositivi presenti entro 20 cm di distanza. Se il problema persiste, fare riferimento alla Guida che segue.

Risoluzione del problema

- [illegible]

Attenzione

- [illegible]

• **ADAPTATION**

- [illegible]

13. **Penicillin**

NOTA: PER INFORMAZIONI SULLE AZIONI SOTTO EMISSIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO INFORMATIVO INFORMATO SULLE AZIONI SOTTO EMISSIONE.

72240215 FOR SALE/RENTAL

Important information regarding Electro Magnetic Compatibility (EMC)

Product production date is integrated in a Serial number which is placed on the Filling Label and

	Need for the user to consult the instructions for use
---	--

Symbol of Eurasian Conformity

PC	COST R symbol
22	

30	30
30	30

V	degree of protection against electric shock (average current)	IP XX	Ingress protection degree provided by IEC 60529
---	---	-------	---

Description of symbols that, depending on a model, can be found in the product itself, product set	Applied part	Type BF

The greatest advantage of the new system is that it is a single, integrated system. It is not a patchwork of different systems, as is the case with the current system. This makes it easier to manage and maintain. The system is also very flexible and can be adapted to different types of businesses. It is a very good investment for any business that wants to improve its efficiency and reduce its costs.

©1998 HEALING CASE EUROPE B.V. All rights reserved. This product is a trade dress of Healing Case Europe B.V. and is used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D).

[illegible]

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

The marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its useful life. To prevent possible harm to the environment, household wastes must be disposed properly. It is particularly important to prevent these products from being incinerated with other household wastes, because they can release toxic substances when burned.

For more details on recycling, please contact your local government office. For details on how they can return this product or their household wastes should contact the recycling center where they purchased this product, or their local recycling authority.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

average the first 4 days mean for production the next 2 days - month of production

	This product should not be used by persons with medical implants, e.g. heart pacemakers, artificial heart/lung or other electronic life support systems
---	---

	
---	---

	Atmospheric pressure limitation
	Atmospheric pressure limitation

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NS

dropping or physical misuse) caused by the user. Complete products will only be replaced when it is at the time you question the accuracy of measurements; please contact your authorized direct handling and accuracy.

Age Group	No	Yes	Don't know	Refuse to answer
18-24	25%	55%	10%	10%
25-34	15%	65%	10%	10%
35-44	15%	55%	15%	15%
45-54	10%	50%	20%	20%
55-64	10%	45%	25%	20%
65+	10%	40%	30%	20%



INFO@CIRMI.RU  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

errore	Possibile causa	Soluzione
Err1	L'unità non è stata correttamente collegata alla rete elettrica.	Verificare che l'unità sia correttamente collegata alla rete elettrica.
Err2	La batteria non è stata correttamente inserita.	Verificare che la batteria sia correttamente inserita.
Err5	L'unità non è stata correttamente collegata alla rete elettrica.	Verificare che l'unità sia correttamente collegata alla rete elettrica.
Err	L'unità non è stata correttamente collegata alla rete elettrica.	Verificare che l'unità sia correttamente collegata alla rete elettrica.

Descrizione del prodotto: Modulo (codice)

Parametri di impostazione: Informazioni sul prodotto

Precisione di pesatura: Precisione di pesatura

Alimentazione: Alimentazione

Temperatura: Temperatura

Classificazione IP: Classificazione IP

La capacità di protezione: La capacità di protezione

Peso: Peso

Dimensioni esterne: Dimensioni esterne

Contenuto della confezione: Contenuto della confezione

Nota: Nota

CE0197

Questo dispositivo soddisfa i requisiti della direttiva CE 93/42/CEE (Direttiva sui dispositivi medici).

La garanzia non copre la batteria in quanto a questo prodotto per 3 anni a partire dalla data di acquisto.

Questo prodotto è conforme alla direttiva CE 93/42/CEE (Direttiva sui dispositivi medici).

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone portatrici di impianti medici, ad es. pacemaker cardiaci, e non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchiature elettroniche.

Das Gesetz enthält die Vorschriften der EG-Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte).

Hinweis: Technische Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten

[illegible]

Erstellungen in den persönlichen Daten

Technische Daten
Produktkategorie
Produktbeschreibung
Modell (Artikelnummer)
Anzeige

Mögliche Ursache	Er1	Er2	Er3	Er4
Sie sind während der Messung vom Gerät heruntergefallen	Die Füße sind nicht korrekt auf dem Elektroden positioniert	Die Messposition ist nicht stabil oder die Füße sind nicht richtig positioniert	Die Füße sind zu trocken	Die Elektroden haben das Watten Sie eine kleine Lagen Sie die Elektroden wieder am Becken
Beineuche	Tragen Sie nicht vom Gerät herunter die die Messung abgeschlossen ist	Achten Sie darauf dass Sie richtig auf dem Gerät stehen und versuchen Sie es erneut	Bewegen Sie sich während der Messung nicht	Beheben Sie die Fußsohlen leicht mit einem trockenen Handtuch und versuchen Sie es erneut
				Nehmen Sie die ON-DELT-Falte und schützen Sie das Gerät vor Verschaden Sie die Messung
	Sie sind auf das Gerät gefallen bevor 0 kg (0 lb) angezeigt wurde	Das Gerät wurde bewegt bevor 0 kg (0 lb) angezeigt wurde	Bewegen Sie das Gerät erst wenn 0 kg (0 lb) angezeigt wird	Bewegen Sie sich nicht wieder wenn die Messung abgeschlossen ist
	Der Gewicht liegt über 150 kg (330 lb) oder 23 st 8 lb) wegen	Das Gerät hat die Personen geübt die weniger als 150 kg (330 lb) oder 23 st 8 lb) wegen		

Fälle bei der Botschaft in der letzten genannten Periode aufzuden sollen geben. Die Tabelle zunächst ab der Umkreis von 20 cm um das Geröll frei von Eintrag ist. Sollte der Fehler weiterhin bestehen beachten Sie bitte die Tabellenanmerkungen.

Fahrschule und -behebung

- [illegible]

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. gewährt für dieses Produkt eine Garantie für 3 Jahre ab dem Kaufdatum. Von der Garantie ausgeschlossen sind die Batterie, die Verpackung und/oder durch Missbrauch (beispielsweise Fallenlassen des Geräts oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) entstandene Schäden, die durch den Benutzer verursacht wurden. Im Garantiefall kann das Produkt nur ersetzt werden, wenn es zusammen mit dem Kaufbeleg zurück gegeben wird. Dieses Produkt ist werkseitig eingestellt. Falls Zweifel an der Messgenauigkeit bestehen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren OMRON-Händler. Allgemein wird empfohlen, das Gerät alle 7 Jahre überprüfen zu lassen, um die erweiterte Funktion und Genauigkeit zu gewährleisten.

Angaben zu Symbolen, die je nach Modell auf dem Produkt selbst, der Verpackung, oder in der Gebrauchsanweisung zu finden sind			
	Anwendungsfeld - Typ III Schutzgrad gegen elektrischen Schlag (Kleinstrom)		Seriennummer
IP XX	Grad des Erdringschutzes (IP) nach IEC 60529		Temperaturbegrenzung
	CE-Kennzeichnung		Feuchtigkeitsbegrenzung
	GOST R Symbol		Luftdruck
	Symbol für Eurasische Konformität		Gleichstrom
	Gebrauchsanweisung beachten		Dieses Produkt sollte nicht von Personen verwendet werden, die medizinische Implantate wie Herzschrittmacher, künstliches Herz, künstliche Lunge oder elektronische Lebenserhaltungssysteme tragen
Das Herstellungsdatum des Produktes ist in der Seriennummer enthalten, die auf dem Typenschild und der Verpackung zu finden ist: die ersten 4 Stellen geben das Jahr, die 2 nachfolgenden Stellen den Monat der Produktion an.			

Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).

Dieses Produkt wurde von OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. hergestellt und entspricht der Norm EN60601-1:2015 für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Weitere Unterlagen gemäß dieser EMV-Norm können bei OMRON HEALTHCARE EUROPE unter der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Adresse oder unter www.omron-healthcare.com angefordert werden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllverbrennung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen Gewerbenüll entsorgt werden.

Remarques sur la sécurité

Lisez attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser l'unité; vous y trouverez également des informations complémentaires sur chaque fonction.

Danger :

- Ne placez jamais cette unité avec les appareils électroniques médicaux suivants :
 - (1) Des implants électroniques médicaux (stimulateurs cardiaques, par exemple).
 - (2) Des équipements de surveillance électroniques (capteurs médicaux, par exemple).
 - (3) Des appareils médicaux électroniques portables (électrocardiogramme, par exemple).
- Cette unité peut perturber le fonctionnement des appareils électroniques médicaux susmentionnés et ainsi poser un risque considérable pour la santé de leurs utilisateurs.

Avertissement :

- Ne commencez jamais un traitement axé sur la réduction du poids ou l'effort physique uniquement en vous fondant sur votre propre jugement; veuillez à suivre les instructions d'un médecin généraliste ou d'un médecin spécialiste.
- N'utilisez pas l'unité sur du carrelage ou sur d'autres surfaces susceptibles d'être glissantes telles qu'un sol mouillé.
- Ne soumettez pas l'unité à des chocs excessifs (vibrations ou chute de l'unité sur le sol, par exemple).
- Ne sautez pas et ne bondissez pas sur l'unité.
- N'utilisez pas cette unité après avoir pris un bain ou lorsque votre corps, vos mains ou vos pieds sont mouillés.
- Ne montez pas sur le bord de l'unité.
- Ne laissez pas une personne handicapée physiquement utiliser cette unité sans assistance. Utilisez une barre d'appui ou un autre soutien pour monter sur l'unité.
- En cas de mauvais fonctionnement, l'unité peut devenir chaude. Zones dans lesquelles une hausse de température est possible :
 - (1) autour du compartiment des piles : 105 °C (max.)
 - (2) les électrodes et les touches de fonctionnement : 48 °C (max.)
- Si l'appareil est défectueux et ne fonctionne pas, cessez immédiatement de l'utiliser. N'appuyez pas les électrodes et ne touchez pas les touches de fonctionnement pendant 10 minutes minimum.

Attention :

- Cette unité est uniquement destinée à un usage personnel. Elle n'est pas conçue pour un usage professionnel dans les hôpitaux ou dans d'autres établissements médicaux.
- Cette unité ne répond pas aux normes requises pour un usage professionnel.
- Montez pieds nus sur l'unité.
- Pendant les mesures, veuillez à ce qu'aucun téléphone mobile ou autre appareil électronique émettant des champs électromagnétiques ne soit situé à moins de 30 cm. Cela peut perturber le fonctionnement de l'appareil et/ou de fausser les données.

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remplacez pas l'unité.
- N'utilisez pas des piles non recommandées pour cette unité. N'introduisez pas les piles en inversant les polarités.
- Remplacez immédiatement les piles usagées par des piles neuves.
- Réterminez les piles de cette unité lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période (environ trois mois ou plus).
- N'utilisez pas des piles d'une catégorie différente ensemble.
- N'utilisez pas des piles neuves et usagées en même temps.
- Conservez cette unité hors de portée des jeunes enfants. Contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion par de jeunes enfants.

Conseil général :

- Ne placez pas cette unité sur un support ou d'une moquette ou d'un tapis. Cela risquerait de fausser la mesure.
- Ne montez pas sur les boutons de fonctionnement. Cela risque de perturber le fonctionnement de l'unité.
- Ne placez pas cette unité dans un environnement fortement humide, dans un endroit dans lequel il y a un risque d'éclaboussures, sous la lumière directe du soleil, dans un lieu où elle reçoit directement le souffle de la climatisation ou à proximité d'un feu.
- N'utilisez pas cette unité à des fins autres que la mesure du poids corporel et la détermination du pourcentage de graisse corporelle.
- La mise au rebut de ce produit et des piles usagées doit être effectuée conformément aux réglementations nationales relatives à la mise au rebut des produits électroniques.
- Veuillez à maintenir l'unité propre avant utilisation.
- Nettoyez la balance avant d'utiliser l'unité avec des personnes souffrant d'une maladie de la peau ou des pieds.
- Ne lavez pas l'unité avec de l'eau.
- N'essayez pas l'unité avec un produit à base de benzène ou de diluant.
- Lorsque vous nettoyez l'unité, veuillez à ne pas toucher les boutons pour ne pas modifier ni supprimer les données personnelles.
- Si vous rangez l'unité en position verticale, veuillez à la fixer solidement afin qu'elle ne tombe pas.
- Ne rangez pas l'unité dans les conditions suivantes :
 - risque de pénétration d'eau;
 - température et humidité extrêmement élevées, sous la lumière directe du soleil et endroit poussiéreux;
 - chocs ou vibrations soudains;
 - endroits où sont présente des produits chimiques ou des gaz corrosifs.
- Ne placez pas d'objets sur l'unité et ne la rangez pas à l'envers.
- Utilisez la pile dans la période indiquée.



CARTON + PAPIER A TRIER



CARON HEALING CARE EUROPE B.V. biedt 3 jaar garantie op het product vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterij en verpakking van het product. Het product wordt geleverd met een garantiekaart. Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven. Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven. Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven. Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven.

Beschrijving van symbolen die afgebeeld zijn op het product, het product zelf, de verpakking of de gebruiksaanwijzing		Beschrijving van symbolen die afgebeeld zijn op het product, het product zelf, de verpakking of de gebruiksaanwijzing	
	Tuigtype onderdeel type EF		Serie nummer
	Beschermingsgraad tegen elektrische schokken (maximaal)		Temperatuurbereik
	CE-keuring		Spanning
	PC-keuring		Levensduur
	Levensduur van het product		Let op: Het product is niet geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven.
	Handleiding voor de gebruiker om de gebruiksaanwijzing te raadplegen		Geen vuur: Het product is niet geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven.
De productnaam van het product is: CARON HEALING CARE EUROPE B.V. Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven.			

De informatie van het product is afgebeeld op de afbeelding van het product. Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven. Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven. Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven.

Correcte verwijdering van het product (Elektronische afvalapparatuur). Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven. Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven. Het product is geschikt voor gebruik in landen waarvoor een CE-keuring is afgegeven.

Notas sobre la seguridad

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

⚠ Peligro:

- (1) Si se utilizan medicinas electrónicas, como por ejemplo, marcapasos.
- (2) Si se utilizan medicinas electrónicas, como por ejemplo, marcapasos.
- (3) Si se utilizan medicinas electrónicas, como por ejemplo, marcapasos.



⚠ Advertencia:

- Nunca comience una terapia de reducción de peso o de ejercicios físicos antes de haber consultado con su médico.
- No utilice la unidad sobre baldosas u otras superficies que puedan ser resbaladizas, como por ejemplo, alfombras.
- No conecte la unidad a aparatos eléctricos, como por ejemplo, aparatos eléctricos.
- No conecte la unidad a la red eléctrica.
- No conecte la unidad a la red eléctrica.
- No conecte la unidad a la red eléctrica.
- No conecte la unidad a la red eléctrica.
- No conecte la unidad a la red eléctrica.
- No conecte la unidad a la red eléctrica.
- No conecte la unidad a la red eléctrica.

⚠ Precaución:

- Esta unidad está destinada para uso doméstico únicamente. No está destinada para uso profesional.
- Esta unidad no cumple con la normativa europea.
- Subase de la unidad.
- Subase de la unidad.
- Subase de la unidad.
- Subase de la unidad.
- Subase de la unidad.
- Subase de la unidad.
- Subase de la unidad.
- Subase de la unidad.
- Subase de la unidad.

Solución de problemas

- En caso de problemas, consulte la siguiente tabla.
- Si el problema persiste, consulte la siguiente tabla.

- No desmonte, repare ni modifique nunca el producto.
- No utilice el producto en la ducha o en el baño.
- No utilice el producto en la ducha o en el baño.
- No utilice el producto en la ducha o en el baño.
- No utilice el producto en la ducha o en el baño.
- No utilice el producto en la ducha o en el baño.
- No utilice el producto en la ducha o en el baño.
- No utilice el producto en la ducha o en el baño.
- No utilice el producto en la ducha o en el baño.
- No utilice el producto en la ducha o en el baño.
- No utilice el producto en la ducha o en el baño.

Aviso general:

- No conecte esta unidad a una superficie conductora, como una alfombra o estera. La conexión no podrá llevarse a cabo correctamente.
- No se apoye en las botellas. Puede causar que la unidad no funcione correctamente.
- No coloque esta unidad en un entorno muy húmedo, donde se pueda escapar agua directamente bajo la luz del sol, en un espacio en el que se directamente el aire acondicionado o cerca del fuego.
- Utilice esta unidad únicamente para reducir el peso corporal y el porcentaje de grasa corporal.
- La eliminación de este producto y de los productos de desecho debe realizarse en conformidad con las instrucciones nacionales para la eliminación de productos electrónicos.
- Si la batería ha sido usada por personas que se han visto afectadas en la piel o los pies, limpie la unidad con agua.
- No lave la unidad con agua.
- No limpie la unidad con alcohol o disolvente para limpiar.
- Al limpiar la unidad, tenga cuidado de no tocar las botellas y modificar o eliminar los datos personales.
- No guarde la unidad en posición vertical, haga siempre de forma que no pueda caerse.
- No guarde la unidad en la siguiente orientación.
- Si la unidad se calienta demasiado, detenga su uso.
- Si la unidad se calienta demasiado, detenga su uso.
- Si la unidad se calienta demasiado, detenga su uso.
- Si la unidad se calienta demasiado, detenga su uso.
- Si la unidad se calienta demasiado, detenga su uso.
- Si la unidad se calienta demasiado, detenga su uso.
- Si la unidad se calienta demasiado, detenga su uso.
- Si la unidad se calienta demasiado, detenga su uso.
- Si la unidad se calienta demasiado, detenga su uso.
- Si la unidad se calienta demasiado, detenga su uso.



Este dispositivo es solo fabricado por CARLON HEALTHCARE Co., Ltd. (conforme a la información proporcionada sobre la compatibilidad electromagnética (EMC)).

El modelo 1-2 2015 de compatibilidad electromagnética (EMC).

CARLON HEALTHCARE EUROPE dispone de más información sobre la compatibilidad electromagnética en el sitio www.carlonehealthcare.com o al escribirnos en este manual de instrucciones o al

La fecha de producción o el número de serie indicado en la etiqueta de clasificación en el cuadro de verificación de los primeros 4 dígitos corresponden al año de producción y los 2 dígitos siguientes corresponden al mes.	Parte en cortado - Tipo BF	Grado de protección contra descargas eléctricas (conforme de agua)	NS	Número de serie	Grado de protección de entrada según la norma internacional IEC 60529	IP XX
Limitación de la humedad	Limitación de la presión atmosférica	Limitación de la temperatura	Limitación de la temperatura	Limitación de la humedad	Limitación de la presión atmosférica	Limitación de la temperatura
Simbolo de conformidad Euroconform	Simbolo de conformidad Euroconform	Simbolo de conformidad Euroconform	Simbolo de conformidad Euroconform	Simbolo de conformidad Euroconform	Simbolo de conformidad Euroconform	Simbolo de conformidad Euroconform
Es necesario que el usuario consulte las instrucciones de uso	Es necesario que el usuario consulte las instrucciones de uso	Es necesario que el usuario consulte las instrucciones de uso	Es necesario que el usuario consulte las instrucciones de uso	Es necesario que el usuario consulte las instrucciones de uso	Es necesario que el usuario consulte las instrucciones de uso	Es necesario que el usuario consulte las instrucciones de uso
No debe utilizarse este producto para personas con implantes médicos como marcapasos, coqueles o puentes artificiales u otros sistemas de soporte vital electrónicos	No debe utilizarse este producto para personas con implantes médicos como marcapasos, coqueles o puentes artificiales u otros sistemas de soporte vital electrónicos	No debe utilizarse este producto para personas con implantes médicos como marcapasos, coqueles o puentes artificiales u otros sistemas de soporte vital electrónicos	No debe utilizarse este producto para personas con implantes médicos como marcapasos, coqueles o puentes artificiales u otros sistemas de soporte vital electrónicos	No debe utilizarse este producto para personas con implantes médicos como marcapasos, coqueles o puentes artificiales u otros sistemas de soporte vital electrónicos	No debe utilizarse este producto para personas con implantes médicos como marcapasos, coqueles o puentes artificiales u otros sistemas de soporte vital electrónicos	No debe utilizarse este producto para personas con implantes médicos como marcapasos, coqueles o puentes artificiales u otros sistemas de soporte vital electrónicos
La fecha de producción o el número de serie indicado en la etiqueta de clasificación en el cuadro de verificación de los primeros 4 dígitos corresponden al año de producción y los 2 dígitos siguientes corresponden al mes.	La fecha de producción o el número de serie indicado en la etiqueta de clasificación en el cuadro de verificación de los primeros 4 dígitos corresponden al año de producción y los 2 dígitos siguientes corresponden al mes.	La fecha de producción o el número de serie indicado en la etiqueta de clasificación en el cuadro de verificación de los primeros 4 dígitos corresponden al año de producción y los 2 dígitos siguientes corresponden al mes.	La fecha de producción o el número de serie indicado en la etiqueta de clasificación en el cuadro de verificación de los primeros 4 dígitos corresponden al año de producción y los 2 dígitos siguientes corresponden al mes.	La fecha de producción o el número de serie indicado en la etiqueta de clasificación en el cuadro de verificación de los primeros 4 dígitos corresponden al año de producción y los 2 dígitos siguientes corresponden al mes.	La fecha de producción o el número de serie indicado en la etiqueta de clasificación en el cuadro de verificación de los primeros 4 dígitos corresponden al año de producción y los 2 dígitos siguientes corresponden al mes.	La fecha de producción o el número de serie indicado en la etiqueta de clasificación en el cuadro de verificación de los primeros 4 dígitos corresponden al año de producción y los 2 dígitos siguientes corresponden al mes.

[illegible]

Este dispositivo cumple con las obligaciones de la Directiva de la CE 90/269/CEE, correcta sobre los riesgos de vibraciones.

[illegible]

El tipo de régimen, uso de refrigeración de datos, porcentaje Procesos del personal Procesos (S E E) Alimentación Vida de las pilas Temperatura de funcionamiento / Humedad Peso en atmósfera Temperatura / Humedad / Presión atmosférica Consumo de energía y transporte Plataformas con descargas eléctricas Plataformas IP Clasificación IP Esta unidad está protegida contra materias extrañas sólidas de un diámetro de 12,5 mm, como un dedo o objetos más grandes. Esta unidad está protegida contra la entrada de agua que Congelamiento Dimensiones e interfaces Contenido de la caja	1 a 2 kg aproximadamente (incluyendo las pilas) Aproximadamente 265 mm (altura) x 230 mm (fondo) mm Materiales de composición corporal: 4 pilas de manganeso AAA (LR03) marcadas con el símbolo
--	--

Alte de algie us de informacii de date personale

Categoría del producto	Almacén de contenedores
Descripción del producto	Identificador de contenedores
Modelo (código)	6E212 (HBF-212 E)
Peso	150 kg con montador de 0,1 kg
Dimensiones	2,2 m x 0,4 m x 0,23 m
Capacidad	12 contenedores

Indicador de error	Possible causa	Medida correctora
Err 1	Se ha bajado de la unidad durante la medición.	Ha se bajó de la unidad hasta que la medición se haya completado.
Err2	No ha colocado los pines correctamente en las electrodos.	Compruebe que se coloca correctamente sobre la unidad el material de suero.
Err2	La postura para la medición no es estable o no ha colocado los pines correctamente.	Cuando se quite y no se mueva durante la medición.
Err3	Los pines están demasiado secos.	Humedezca ligeramente las placas de los pines con una toallita húmeda o contenido de nuevo.
Err5	La unidad no se ha configurado correctamente.	Reinicie los pines. Espere un minuto. Vuelva a colocar las placas. Toque el botón de encendido/apagado y ajuste y conecte la unidad. Vuelva a realizar la medición.
Err	Se ha estado a la unidad antes de que se muestre 0.0 kg (0.0 lb).	El peso hasta que se muestre 0.0 kg (0.0 lb) antes de salirse a la unidad.
Err	La unidad se ha movido antes de que se muestre 0.0 kg (0.0 lb).	No mueva la unidad hasta que se muestre 0.0 kg (0.0 lb).
Err	Movimiento durante la medición.	No se mueva hasta que finalice la medición.
	Siempre es superior a 150.0 kg (330.0 lb) o 23.8 g (0.5 lb).	Esta unidad solo pueden utilizarla personas que pesen menos de 150.0 kg (330.0 lb) o 23.8 g (0.5 lb).



1. *Chlorophyll a* (Chl a) and *Chlorophyll b* (Chl b) are the two main photosynthetic pigments in green plants. They are responsible for capturing light energy and converting it into chemical energy through the process of photosynthesis. Chl a is the primary pigment, while Chl b acts as an accessory pigment, transferring energy to Chl a.

[illegible][illegible]

1-12-01 10:10:00

advised accordingly.

KOMPLETTE FORTSETZUNG

ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ଓ ପ୍ରଶାସନ

For further information, contact the author at edward@cs.cmu.edu.

(61032)

Комплексный анализ в области безопасности (включая анализ рисков, анализ уязвимостей, анализ последствий инцидентов безопасности и анализ эффективности мер безопасности) для выявления и устранения потенциальных угроз безопасности информации, а также для обеспечения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности информации.

[illegible][illegible][illegible]

Статья опубликована в журнале «Юридический мир» № 12, 2007 г.

1987-1988

© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. For more information, contact The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1346. ISBN 0-07-141855-0. A CIP catalog record for this book is available from the Library of Congress.

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/192100>; this version posted November 1, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

1997-1998

...and the ...

Данный подход не следует считать идеальным с точки зрения эффективности и качества работы.

[illegible]

Поэтому в литературе можно встретить следующие термины:

консультации с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями, представителями заинтересованных организаций и граждан.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

estimatione dei parametri di regressione, si può ottenere una stima di quanto il rischio di credito influenzi il costo del capitale. In particolare, si può calcolare la differenza tra il costo del capitale di una società con un rating di credito elevato e quello di una società con un rating di credito basso, tenendo conto delle differenze nei fattori di rischio di credito. Questa differenza rappresenta l'impatto del rischio di credito sul costo del capitale.

© 2008 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 263: 103–110

TABLE 1. *Estimated annual per capita consumption of food and feed grains in the United States, 1960-1970*

بجای آلودگی، گاز، دود، بخار، آلودگی صوتی، آلودگی الکترومغناطیسی و آلودگی لرزه‌ای			
	آلودگی صوتی - طبق استاندارد EN 60529 (محدود)	SN	نوع آلودگی
IP XX	محدودیت در برابر نفوذ اجسام خارجی - طبق استاندارد IEC 60529		آلودگی الکتریکی
	CE		آلودگی الکترومغناطیسی
	PG		آلودگی الکترومغناطیسی
	EAC		آلودگی آتش
	اطلاعات اضافی		آلودگی آتش

[illegible]

مطلوب عامة بشأن الجوانب الكهربائية والميكانيكية (EMC)
 تم تصديقه في 14 كانون الأول 2015 بموجب رقم EN60601-1-2:2015 من قبل اللجنة الأوروبية للمعايير (CEN).
 OMRON HEALTHCARE EUROPE
 www.omron-healthcare.com

ارسلات الصلاة

برحي قراة كتبت لأرشادات هذا المعية ليس بالسهل ولا باليسار بل هو جريد من العنابر حول توصيف

خطر



١٠ لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة (القيادة الآمنة)
(١) لا تقود سيارة أخرى غير موزونة في الطريق العام
(٢) لا تقود سيارة ذات محركين في الطريق العام
(٣) لا تقود سيارة ذات محركين في الطريق العام
(٤) لا تقود سيارة ذات محركين في الطريق العام
١١ لا تقود سيارة ذات محركين في الطريق العام (القيادة الآمنة)
١٢ لا تقود سيارة ذات محركين في الطريق العام (القيادة الآمنة)

محرم ۱۴۴۰

- * **آیات تاریخی** : آیه‌های قرآن که به بیان وقایع تاریخی می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید زندگی کنیم.
- * **آیات اخلاقی** : آیه‌های قرآن که به بیان اصول اخلاقی و ارزش‌ها می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید رفتار کنیم.
- * **آیات علمی** : آیه‌های قرآن که به بیان حقایق علمی و طبیعی می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید به علم و پژوهش روی آوریم.
- * **آیات اجتماعی** : آیه‌های قرآن که به بیان روابط اجتماعی و قوانین جامعه می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید در جامعه زندگی کنیم.
- * **آیات اقتصادی** : آیه‌های قرآن که به بیان مسائل اقتصادی و نحوه توزیع ثروت می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید به کار و تلاش روی آوریم.
- * **آیات سیاسی** : آیه‌های قرآن که به بیان مسائل سیاسی و نحوه اداره حکومت می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید به سیاست و مدیریت روی آوریم.
- * **آیات فرهنگی** : آیه‌های قرآن که به بیان مسائل فرهنگی و ارزش‌های فرهنگی می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید به فرهنگ و تمدن روی آوریم.
- * **آیات حقوقی** : آیه‌های قرآن که به بیان مسائل حقوقی و قوانین حقوقی می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید به حقوق و عدالت روی آوریم.
- * **آیات پزشکی** : آیه‌های قرآن که به بیان مسائل پزشکی و بهداشت می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید به سلامت و بهداشت روی آوریم.
- * **آیات زیست‌محیطی** : آیه‌های قرآن که به بیان مسائل زیست‌محیطی و حفاظت از طبیعت می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید به محیط زیست روی آوریم.
- * **آیات فلسفی** : آیه‌های قرآن که به بیان مسائل فلسفی و مفاهیم عمیق می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید به تفکر و فلسفه روی آوریم.
- * **آیات تاریخی** : آیه‌های قرآن که به بیان وقایع تاریخی می‌پردازد و به ما می‌آموزد که چگونه باید زندگی کنیم.

[illegible]

امتناع الاحقفاء و اصلاحها

[illegible]

تسمية الخطأ	السبب المحتمل	التصحيح
Err1	إزالة من خطي التجهيز أثناء العمل	إزالة من خطي التجهيز إلى خط التجميع الجديد
	وضع خطي التجهيز في مكان غير ملائم	إزالة من خطي التجهيز وضع خطي التجهيز
	وضع خطي التجهيز في مكان غير ملائم	إزالة من خطي التجهيز وضع خطي التجهيز
Err2	إزالة من خطي التجهيز في مكان غير ملائم	إزالة من خطي التجهيز وضع خطي التجهيز
	إزالة من خطي التجهيز في مكان غير ملائم	إزالة من خطي التجهيز وضع خطي التجهيز
Err5	إزالة من خطي التجهيز في مكان غير ملائم	إزالة من خطي التجهيز وضع خطي التجهيز
	إزالة من خطي التجهيز في مكان غير ملائم	إزالة من خطي التجهيز وضع خطي التجهيز
Err	إزالة من خطي التجهيز في مكان غير ملائم	إزالة من خطي التجهيز وضع خطي التجهيز
	إزالة من خطي التجهيز في مكان غير ملائم	إزالة من خطي التجهيز وضع خطي التجهيز

البيانات الشخصية

1. *الشيخ*
 2. *الشيخ*
 3. *الشيخ*
 4. *الشيخ*
 5. *الشيخ*
 6. *الشيخ*
 7. *الشيخ*
 8. *الشيخ*
 9. *الشيخ*
 10. *الشيخ*
 11. *الشيخ*
 12. *الشيخ*
 13. *الشيخ*
 14. *الشيخ*
 15. *الشيخ*
 16. *الشيخ*
 17. *الشيخ*
 18. *الشيخ*
 19. *الشيخ*
 20. *الشيخ*
 21. *الشيخ*
 22. *الشيخ*
 23. *الشيخ*
 24. *الشيخ*
 25. *الشيخ*
 26. *الشيخ*
 27. *الشيخ*
 28. *الشيخ*
 29. *الشيخ*
 30. *الشيخ*
 31. *الشيخ*
 32. *الشيخ*
 33. *الشيخ*
 34. *الشيخ*
 35. *الشيخ*
 36. *الشيخ*
 37. *الشيخ*
 38. *الشيخ*
 39. *الشيخ*
 40. *الشيخ*
 41. *الشيخ*
 42. *الشيخ*
 43. *الشيخ*
 44. *الشيخ*
 45. *الشيخ*
 46. *الشيخ*
 47. *الشيخ*
 48. *الشيخ*
 49. *الشيخ*
 50. *الشيخ*
 51. *الشيخ*
 52. *الشيخ*
 53. *الشيخ*
 54. *الشيخ*
 55. *الشيخ*
 56. *الشيخ*
 57. *الشيخ*
 58. *الشيخ*
 59. *الشيخ*
 60. *الشيخ*
 61. *الشيخ*
 62. *الشيخ*
 63. *الشيخ*
 64. *الشيخ*
 65. *الشيخ*
 66. *الشيخ*
 67. *الشيخ*
 68. *الشيخ*
 69. *الشيخ*
 70. *الشيخ*
 71. *الشيخ*
 72. *الشيخ*
 73. *الشيخ*
 74. *الشيخ*
 75. *الشيخ*
 76. *الشيخ*
 77. *الشيخ*
 78. *الشيخ*
 79. *الشيخ*
 80. *الشيخ*
 81. *الشيخ*
 82. *الشيخ*
 83. *الشيخ*
 84. *الشيخ*
 85. *الشيخ*
 86. *الشيخ*
 87. *الشيخ*
 88. *الشيخ*
 89. *الشيخ*
 90. *الشيخ*
 91. *الشيخ*
 92. *الشيخ*
 93. *الشيخ*
 94. *الشيخ*
 95. *الشيخ*
 96. *الشيخ*
 97. *الشيخ*
 98. *الشيخ*
 99. *الشيخ*
 100. *الشيخ*

[illegible]

الفصل الثالث: الحياة الشخصية على الحياة

طه خور

(SEE) المدة

[illegible]

١٩٦١ م. (١٩٤٠ م. - ١٩٦٠ م.)

آخره المصطفى

EC 60529

[illegible]

10

المعنى: يا أيها الذين آمنوا

مجلس وزراء التعليم العالي والبحث العلمي

باسمہ تعالیٰ
 99/42/EEC (موجودہ) (تعمیراتی)

CE0197


Addresses / Indirizzi / Adressen / Adresses / Adressen /
Direcciones / Контактная информация / العنوان

Manufacturer Produttore Hersteller Fabricant Fabrikant Fabricante Производитель الشركة المصنعة 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunitsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO 617-0002 JAPAN
EU representative Rappresentante per l'UE EU-Representant Mandataire dans l'UE Vertegenwoordiging in de EU Representante en la UE Представитель в ЕС جهة التمثيل بالاتحاد الأوروبي EC REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com
Production facility Site de production Produktionsstätte Planta de produccion Stabilimento di produzione Productiefaciliteit Производственное подразделение منشأة التصنيع	Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd. No 28, Xingyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu 225009, China
Subsidiaries Consociate Niederlassungen Succursales Dochterondernemingen Empresas filiales Филиалы الشركات التابعة	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Gottlieb Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, GERMANY www.omron-healthcare.com
	OMRON SANTE FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE Uniquement pour le marché français OMRON Service Après-Vente N° Vert : 800 51 43 14 www.omron-healthcare.com

Made in China | Prodotto in Cina | Hergestellt in China | Fabriqué en Chine | Geproduceerd in China | Fabricado en China | Сделано в Китае | صنع في الصين

OMRON

- (EN) Instruction Manual
- (IT) Istruzioni per l'uso
- (DE) Gebrauchsanweisung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruiksaanwijzing
- (ES) Manual de instrucciones
- (RU) Руководство по эксплуатации
- (AR) دليل التعليمات



**Body Composition Monitor
BF214 (HBF-214-EBW)**

Misuratore della composizione corporea
Körperanalyse-Monitor
Moniteur de composition corporelle
Lichaamscompositiemeter
Monitor de Composición Corporal
Монитор состава тела OMRON BF214 (HBF-214-EBW)
جهاز مراقبة مكونات الجسم

All for Healthcare

IIA-HBF-214-EBW-04-02/2017
5357477 2D

17C0579

EN Thank you for purchasing this body composition monitor. It is intended to measure and display the following body composition parameters: body weight, body fat (in %), skeletal muscle (in %) and Body Mass Index (BMI). The 4-sensor technology provides clinically validated body measurements. This unit is intended to be operated by adults who can understand this instruction manual.

i Please read this instruction manual carefully before use and for further information on the individual functions. Please keep this Instruction Manual at hand all the time for future reference.

⚠ Please read all of the information in "12 Notes of safety" carefully.

IT Grazie per aver acquistato un misuratore della composizione corporea OMRON. Questo apparecchio è destinato alla misurazione e alla visualizzazione dei seguenti parametri relativi alla composizione corporea: peso corporeo, grasso corporeo (in %), massa muscolare scheletrica (in %) e indice di massa corporea (BMI, Body Mass Index). La tecnologia a 4 sensori fornisce misurazioni corporee clinicamente validate.

L'unità è destinata all'uso da parte di persone adulte in grado di comprendere il presente manuale di istruzioni.

i Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e per ottenere ulteriori informazioni sulle singole funzioni. Tenere sempre a portata di mano il presente manuale di istruzioni per farvi riferimento in futuro.

⚠ Leggere attentamente tutte le informazioni riportate nella sezione "12 Note relative alla sicurezza".

DE Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Körperanalyse-Monitor entschieden haben. Er dient zum Messen und Anzeigen der folgenden Körperzusammensetzungsparameter: Körpergewicht, Körperfett (in %), Skelettmuskelanteil (in %) und Body Mass Index (BMI). Die Technologie mit 4 Sensoren liefert klinisch geprüfte Körpermessungen. Dieses Gerät ist für die Bedienung durch Personen bestimmt, die in der Lage sind, diese Gebrauchsanweisung zu verstehen.

i Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Darin finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung jederzeit griffbereit zum späteren Nachschlagen auf.

⚠ Lesen Sie sorgfältig die Informationen unter "12 Sicherheitsanweise".

FR Merci d'avoir fait l'acquisition de ce moniteur de composition corporelle. Il est destiné à mesurer et à afficher les paramètres de composition corporelle suivants: poids corporel, graisse corporelle (en %), muscle squelettique (en %) et indice de masse corporelle (IMC). La technologie à 4 capteurs fournit des mesures corporelles validées sur le plan clinique.

Elle est conçue pour être utilisée par des personnes adultes capables de comprendre le présent mode d'emploi.

i Lisez attentivement le présent mode d'emploi avant l'utilisation. Vous y trouverez également des informations complémentaires sur chaque fonction.

Conservez ce mode d'emploi en permanence à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

⚠ Lisez attentivement toutes les informations contenues dans le chapitre « 12 Remarques sur la sécurité ».

NL Hartelijk dank voor de aanschaf van deze lichaamscompositiemeter. Deze is bedoeld voor het meten en weergeven van de volgende parameters van de lichaamsamenstelling: lichaamsgewicht, lichaamsvet (in %), skeletspiermassa (in %) en Body Mass Index (BMI). De viersensortechnologie biedt klinisch gevalideerde lichaamsmetingen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassen personen die de gebruiksaanwijzing kunnen begrijpen.

i Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik en voor verdere informatie over de afzonderlijke functies.

Houd de gebruiksaanwijzing altijd bij de hand, zodat u deze later kunt raadplegen.

⚠ Lees alle informatie in "12 Veiligheid" zorgvuldig door.

ES Gracias por comprar este monitor de composición corporal. Su función es medir y mostrar los siguientes parámetros de composición corporal: peso, grasa (en %), músculo esquelético (en %) e índice de masa corporal (IMC). Su tecnología de 4 sensores proporciona mediciones corporales con validez clínica. Esta unidad está diseñada para ser utilizada por adultos capaces de entender este manual de instrucciones.

i Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo y para obtener información adicional sobre cada una de las funciones.

Conserve el manual de instrucciones en caso de que necesite consultarlo en un futuro.

⚠ Lea atentamente toda la información proporcionada en "12 Notas sobre la seguridad".

RU Благодарим вас за приобретение монитора состава тела OMRON BF214 (HBF-214 EBW). Медицинское назначение OMRON BF214 предназначен для измерения и отображения следующих параметров состава тела: масса тела, содержание жира в организме (в процентах), скелетная мускулатура (в процентах) и индекс массы тела (ИМТ). Применение 4 датчиков позволяет выполнять клинически достоверные измерения состава тела.

Данный прибор предназначен для использования взрослыми, способными понять информацию, которая содержится в данном руководстве по эксплуатации.


i Внимательно прочитайте настоящее руководство перед тем, как приступить к использованию прибора, а также ознакомьтесь с информацией о его дополнительных функциях.

Держите руководство под рукой для получения справок в дальнейшем.


⚠ Внимательно прочитайте все сведения в разделе «12 Замечания по безопасности».

AR شكرًا لمراتك جهاز مراقبة مكونات الجسم هذا. صمم هذا الجهاز لقياس وعرض خصائص مكونات الجسم التالية: وزن الجسم و نسبة الدهون في الجسم (بالنسبة المئوية) والعظام الهيكلية (بالنسبة المئوية) ومؤشر كتلة الجسم (BMI). وتوفر تقنية المستشعرات الأربعة قياسات سريرية صحيحة للجسم. يتم تشغيل هذه الوحدة بواسطة البطاريات من بطاريات AAA. يرجى قراءة كتيب الإرشادات هذا بعناية قبل الاستخدام وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول الوظائف القياسية.

⚠ كما يرجى الاحتفاظ بكتيب الإرشادات هذا في متناول اليد لرجوع إليه في المستقبل كما يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة في الفصل "12 ملاحظات السلامة" بعناية.




- (EN) Starting
 (IT) Avvio
 (DE) Start
 (FR) Démarrage
 (NL) Starten
 (ES) Inicio
 (RU) Начало работы
 (AR) بدء التشغيل




- (EN) Setup measurement units [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (to reset after initial set up, take the batteries out and re-insert)
 (IT) Impostare le unità di misura [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (per modificare il parametro dopo l'impostazione iniziale, estrarre e
 reinserire le batterie)
 (DE) Maßeinheiten einrichten [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (zum Zurücksetzen nach der ersten Einrichtung: Batterien herausnehmen
 und wieder einlegen)
 (FR) Configuration des unités de mesure [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (pour réinitialiser après la configuration initiale, enlevez les piles et
 reintroduisez-les)
 (NL) Meeteenheden instellen [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (opnieuw instellen na eerste instelling: neem de batterijen uit en plaats
 deze terug)
 (ES) Ajuste de las unidades de medición [cm, kg] • [pulgadas, lb] •
 [pulgadas, st-lb]
 (para volver a ajustarlas tras el ajuste inicial: saque las pilas y vuelva a
 colocarlas)
 (RU) Настройка единиц измерения [см, кг] • [дюймы, фунты] •
 [дюймы, стоуны-фунты]
 (сброс после начальной настройки: извлеките элементы питания и
 затем вставьте их на место)



- (AR) إعداد وحدات القياس [cm, kg] • [inch, lb] • [inch, st-lb]
 (لإعادة ضبط الإعدادات: اخرج البطاريات ثم أعد إدخالها مرة أخرى)




- (EN) Setting personal data (P- = Guest mode - data will not be stored / P1 - P4 = Personal profile number)
- (IT) Impostazione dei dati personali (P- = Modalità Ospite - dati non vengono memorizzati / P1 - P4 = Numeri dei profili personali)
- (DE) Persönliche Daten einstellen (P- = Gast-Modus - Daten werden nicht gespeichert / P1 - P4 = persönliche Profilnummer)
- (FR) Définition des données personnelles (P- = mode invité - les données ne sont pas stockées / P1 - P4 = numéro de profil personnel)
- (NL) Persoonlijke gegevens instellen (P- = gastmodus - gegevens worden niet opgeslagen / P1 - P4 = persoonlijk profielnummer)
- (ES) Introducción de datos personales (P- = Modo invitado - no se guardaran los datos / P1 - P4 = Número de perfil personal)
- (RU) Установка личных данных (P- = гостевой режим - данные не будут храниться в памяти прибора / P1 - P4 = номер личного профиля)
- (AR) ضبط البيانات الشخصية (P- = وضع المضيف - Guest / لن يتم تخزين البيانات / P4 - P1 = رقم ملف التعريف الشخصي)




- (EN) Body analysis (Always take your measurements barefoot)
 (IT) Analisi corporea (eseguire sempre la misurazione a piedi nudi)
 (DE) Körperanalyse (Messungen stets barfuß vornehmen)
 (FR) Analyse corporelle (effectuez systématiquement vos mesures pieds nus)
 (NL) Lichaamsanalyse (metingen altijd met blote voeten uitvoeren)
 (ES) Análisis corporal (siempre debe realizar sus mediciones descalzo)
 (RU) Анализ тела (всегда выполняйте измерения босым)
 (AR) تحليل الجسم (احرص دائما على أخذ القياسات واث حافي التمسير)




- (EN) Switch off (press > 3 sec) / Auto Off $\geq$ 3 min
 (IT) Spegnimento (premire > 3 sec) / Spegnim. automatico $\geq$ 3 min
 (DE) Ausschalten (> 3 Sek. drücken) / Arrêt auto $\geq$ 3 min
 (FR) Mise hors tension (appuyez > 3 s) / Arrêt auto $\geq$ 3 min
 (NL) Uitschakelen (> 3 sec. indrukken) / automatische uitschakeling $\geq$ 3 min
 (ES) Apagado (pulse > 3 seg) / Apagado automático $\geq$ 3 min
 (RU) Выключение (нажимайте > 3 сек) / автовыключение $\geq$ 3 минуты
 (AR) إيقاف التشغيل (أصعد على > 3 ثوان) / إيقاف تلقائي $\geq$ 3 دقيقة



- (EN) Viewing the last measurement results **Note:** When using the guest mode, measurement results are not stored
- (IT) Visualizzazione dei risultati dell'ultima misurazione **Nota:** in modalità Ospite, i risultati delle misurazioni non vengono memorizzati
- (DE) Die letzten Messergebnisse anzeigen **Hinweis:** Im Gast-Modus werden keine Messergebnisse gespeichert
- (FR) Visualisation des derniers résultats de mesure **Remarque :** Lorsque le mode Invité est utilisé, les résultats de mesure ne sont pas stockés
- (NL) De laatste meetresultaten bekijken **Opmerking:** in de gastmodus worden meetresultaten niet opgeslagen
- (ES) Visualización de la última medición **Nota:** cuando se utiliza el modo invitado, no se guardan los resultados de las mediciones
- (RU) Просмотр результатов последнего измерения **Примечание:** При использовании гостевого режима результаты измерений не сохраняются
- (AR) عرض نتائج القياس الأخيرة. ملاحظة: عند استخدام الوضع Guest (مضيف)، لا يتم تخزين نتائج القياس.



- (EN) Switch off (press > 3 sec) / Auto Off ≥ 3 min
- (IT) Spegnimento (premura > 3 sec) / Spegnim. automatico ≥ 3 min
- (DE) Ausschalten (> 3 Sek. drücken) / ≥ 3 Min. automatisches Ausschalten
- (FR) Mise hors tension (appuyez > 3 s) / Arrêt auto ≥ 3 min
- (NL) Uitschakelen (> 3 sec. indrukken) / automatische uitschakeling ≥ 3 min
- (ES) Apagado (pulse > 3 seg) / Apagado automático ≥ 3 min
- (RU) Выключение (нажимайте > 3 сек) / автовыключение ≥ 3 минуты
- (AR) إيقاف التشغيل (اسقط على > 3 ثوان) / إيقاف تلقائي ≥ 3 دقيقة



Interpretation of your measurement results / Analisi dei risultati della misurazione / Interpretation Ihrer Messergebnisse /
 Interpretation des résultats de vos mesures / Interpretatie van meetresultaten / Interpretación de los resultados de sus mediciones /
 Интерпретация результатов измерений / شرح نتائج القياس الخاصة بك

Body Fat / Grasso corporeo / Körperfett / Graisse corporelle / Lichaamsvet / Grasa corporal / Содержание жира / نسبة الدهون في الجسم

	AGE ETA ALTER ÂGE LEEFTIJD EDAD ВОЗРАСТ العمر	low basso niedrig bas laag bajo низкое منخفض	normal normale normal normal normaal normal нормальное متوسط	high alto hoch haut hoog alto высокое مرتفع	very high molto alto sehr hoch tres haut zeer hoog muy alto очень высокое عالية جداً
	10	< 16.1%	16.1 - 32.2%	32.3 - 35.2%	≥ 35.3%
	11	< 16.3%	16.3 - 33.1%	33.2 - 36.0%	≥ 36.1%
	12	< 16.4%	16.4 - 33.5%	33.6 - 36.3%	≥ 36.4%
	13	< 16.4%	16.4 - 33.8%	33.9 - 36.5%	≥ 36.6%
	14	< 16.3%	16.3 - 34.0%	34.1 - 36.7%	≥ 36.8%
	15	< 16.1%	16.1 - 34.2%	34.3 - 36.9%	≥ 37.0%
	16	< 15.8%	15.8 - 34.5%	34.6 - 37.1%	≥ 37.2%
	17	< 15.4%	15.4 - 34.7%	34.8 - 37.3%	≥ 37.4%
	18 - 39	< 21.0%	21.0 - 32.9%	33.0 - 38.9%	≥ 39.0%
	40 - 59	< 23.0%	23.0 - 33.9%	34.0 - 39.9%	≥ 40.0%
	60 - 80	< 24.0%	24.0 - 35.9%	36.0 - 41.9%	≥ 42.0%
	10	< 12.8%	12.8 - 27.9%	28.0 - 31.8%	≥ 31.9%
	11	< 12.6%	12.6 - 28.5%	28.6 - 32.6%	≥ 32.7%
	12	< 12.3%	12.3 - 28.2%	28.3 - 32.4%	≥ 32.5%
	13	< 11.6%	11.6 - 27.5%	27.6 - 31.3%	≥ 31.4%
	14	< 11.1%	11.1 - 26.4%	26.5 - 30.0%	≥ 30.1%
	15	< 10.8%	10.8 - 25.4%	25.5 - 28.7%	≥ 28.8%
	16	< 10.4%	10.4 - 24.7%	24.8 - 27.7%	≥ 27.8%
	17	< 9.1%	10.1 - 24.2%	24.3 - 26.8%	≥ 26.9%
	18 - 39	< 8.0%	8.0 - 19.9%	20.0 - 24.9%	≥ 25.0%
	40 - 59	< 11.0%	11.0 - 21.9%	22.0 - 27.9%	≥ 28.0%
	60 - 80	< 13.0%	13.0 - 24.9%	25.0 - 29.9%	≥ 30.0%

HO McCarthy et al. in the International Journal of Obesity, Vol. 30, 2006, and by Golander et al. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000, and classified into four levels by Omron Healthcare.

Skeletal muscle / Massa muscolare scheletrica / Skelettmuskeln / Muscle squelettique / Skeletspiermassa / Músculo esquelético /
 Скелетная мускулатура / العضلات الهيكلية

	AGE ETA ALTER ÂGE LEEFTIJD EDAD ВОЗРАСТ العمر	low basso niedrig bas laag bajo низкое منخفض	normal normale normal normal normaal normal нормальная متوسط	high alto hoch haut hoog alto высокая مرتفع	very high molto alto sehr hoch tres haut zeer hoog muy alto очень высокая عالية جداً
	18 - 39	< 24.3%	24.3 - 30.3%	30.4 - 35.3%	≥ 35.4%
	40 - 59	< 24.1%	24.1 - 30.1%	30.2 - 35.1%	≥ 35.2%
	60 - 80	< 23.9%	23.9 - 29.9%	30.0 - 34.9%	≥ 35.0%
	18 - 39	< 33.3%	33.3 - 39.3%	39.4 - 44.0%	≥ 44.1%
	40 - 59	< 33.1%	33.1 - 39.1%	39.2 - 43.8%	≥ 43.9%
	60 - 80	< 32.9%	32.9 - 38.9%	39.0 - 43.6%	≥ 43.7%


According to OMRON HEALTHCARE figures

BMI (Body Mass Index / Indice di massa corporea / Körpermassenindex / Indice de masse corporelle / Body Mass Index / Índice de masa corporal / Индекс массы тела / مؤشر كتلة الجسم)

BMI	Classifications (by the WHO) / Classificazioni (dell'OMS) / Classifications (par l'OMC) / Classificaties (door de WHO) / Clasificaciones (según la OMS) / Классификации (по данным ВОЗ) / التصنيفات (من قبل منظمة الصحة العالمية)	
< 18.5	Underweight / Sottopeso / Untergewicht / Poids insuffisant / Ondergewicht / Peso inferior al normal / Недостаточная масса тела / وزن ناقص	-
18.5 - 24.9	Normal / Normale / Normal / Normal / Normaal / Gewicht / Normal / Нормально / متعادل	0
25 - 29.9	Overweight / Sovrappeso / Übergewicht / Excessant de poids / Overgewicht / Sobrepeso / Тучность / وزن زائد	+
≥ 30	Obese / Obeso / Adipos / Obesité / Obesitas / Obesidad / Ожирение / عالية	++


- (EN) Changing personal data
 (IT) Modifica dei dati personali
 (DE) Persönliche Daten ändern
 (FR) Modification des données personnelles

- (NL) Persoonlijke gegevens wijzigen
 (ES) Modificación de los datos personales
 (RU) Изменение личных данных
 (AR) تغيير البيانات الشخصية




- (EN) Deleting personal data
 (IT) Eliminazione dei dati personali
 (DE) Persönliche Daten löschen
 (FR) Suppression des données personnelles


- (NL) Persoonlijke gegevens verwijderen
 (ES) Eliminación de los datos personales
 (RU) Удаление личных данных
 (AR) حذف البيانات الشخصية



- (EN) Weighing only
- (IT) Solo pesatura
- (DE) Nur wiegen
- (FR) Pesée uniquement
- (NL) Alleen wegen
- (ES) Solo peso
- (RU) Только взвешивание
- (AR) الوزن فقط



- (EN) Cleaning*
- (IT) Pulizia*
- (DE) Reinigen*
- (FR) Nettoyage*
- (NL) Reinigen*
- (ES) Limpieza*
- (RU) Очистка*
- (AR) التنظيف*



*Wipe the unit with a soft dry cloth. Do not wipe the unit with benzene or paint thinner. If necessary, use a cloth moistened with water or detergent and squeeze it well before wiping the unit, then wipe dry with a dry cloth.

*Pulire l'unità con un panno soffice asciutto. Non pulire l'unità con benzene o solvente per vernici. Se necessario, utilizzare un panno inumidito con acqua o detergente e strizzarlo bene prima di pulire l'unità, quindi asciugare con un panno asciutto.

*Wischen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch ab. Wischen Sie das Gerät nicht mit Benzol oder Farbverdünnung ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein mit Wasser und Reinigungsmittel befeuchtetes und gut ausgevrungenes Tuch zum Abwischen des Geräts, wischen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch trocken.

*Essuyez l'unité à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'essuyez pas l'unité avec un produit à base de benzène ou de diluant. Si nécessaire, utilisez un chiffon humide d'eau ou de détergent et essorez-le bien avant d'essuyer l'unité, puis séchez cette dernière à l'aide d'un chiffon sec.

*Neem het apparaat af met een droge, zachte doek. Neem het apparaat niet af met benzene of ververdunder. Gebruik zo nodig een doek die met water of zeep is bevochtigd, en wring deze goed uit voordat u het apparaat afveegt. Veeg het apparaat droog met een droge doek.

*Limpie la unidad con un paño seco suave. No limpie la unidad con benceno o disolvente para pintura. En caso necesario, utilice un paño humedecido con agua o detergente y escurralo bien antes de limpiar la unidad; a continuación, séquela con un paño seco.

*Протирайте прибор мягкой сухой тканью. Не протирайте прибор бензином или растворителем для краски. При необходимости смочите ткань водой или моющим средством и тщательно выжмите ее, прежде чем протирать прибор, а затем вытрите сухой тканью насухо.


В случае необходимости дезинфекции прибора после применения протрите его мягкой, хорошо отжатой тканью, смоченной в следующих дезинфицирующих жидкостях:

Этиловый спирт - 76.9 - 81.4%

Изопропиловый спирт - 70%

*تنظيف الوحدة بقطعة قماش جافة ناعمة. لا تنظف الوحدة ببنزين أو مذيب لطلاء. إذا لزم الأمر، استخدم قطعة قماش مبللة بالماء أو المنظف وصرها جيداً قبل تنظيف الوحدة، ثم جففها بقطعة قماش جافة.

- (EN) Batteries replacement
- (IT) Sostituzione delle batterie
- (DE) Batterien austauschen
- (FR) Remplacement des piles
- (NL) Batterijen vervangen
- (ES) Sustitución de las pilas
- (RU) Замена элементов питания
- (AR) استبدال البطاريات





ОМПРОН

Principo van het bepalen van de lichaamsinstelling

De lichaamsinstelling
De lichaamsinstelling is de positie van het lichaam ten opzichte van de zwaartekracht. De lichaamsinstelling wordt bepaald door de positie van de hoofd, de schouders, de heupen en de voeten. De lichaamsinstelling wordt bepaald door de positie van de hoofd, de schouders, de heupen en de voeten. De lichaamsinstelling wordt bepaald door de positie van de hoofd, de schouders, de heupen en de voeten.

Aanbevelingen voor de lichaamsinstelling

De lichaamsinstelling moet zo worden ingesteld dat de zwaartekracht recht op de voeten valt. De lichaamsinstelling moet zo worden ingesteld dat de zwaartekracht recht op de voeten valt. De lichaamsinstelling moet zo worden ingesteld dat de zwaartekracht recht op de voeten valt.

Wat is BMI (Body Mass Index)?

De BMI wordt berekend met de volgende formule: $BMI = \frac{gewicht}{lengte^2}$. De BMI wordt berekend met de volgende formule: $BMI = \frac{gewicht}{lengte^2}$. De BMI wordt berekend met de volgende formule: $BMI = \frac{gewicht}{lengte^2}$.

Wat is de lichaamsinstelling?

De lichaamsinstelling is de positie van het lichaam ten opzichte van de zwaartekracht. De lichaamsinstelling wordt bepaald door de positie van de hoofd, de schouders, de heupen en de voeten. De lichaamsinstelling wordt bepaald door de positie van de hoofd, de schouders, de heupen en de voeten.

Wat is de lichaamsinstelling?

De lichaamsinstelling is de positie van het lichaam ten opzichte van de zwaartekracht. De lichaamsinstelling wordt bepaald door de positie van de hoofd, de schouders, de heupen en de voeten. De lichaamsinstelling wordt bepaald door de positie van de hoofd, de schouders, de heupen en de voeten.

Principio de la medición de la composición corporal

La grasa corporal tiene una baja conductividad eléctrica

El BIA mide la resistencia eléctrica del cuerpo. La resistencia eléctrica es inversamente proporcional a la conductividad. La grasa corporal tiene una baja conductividad eléctrica. La grasa corporal tiene una baja conductividad eléctrica.

How do we measure body composition?

There are several ways to measure body composition. One way is to use a scale. Another way is to use a body fat scale. A third way is to use a bioelectrical impedance scale. A fourth way is to use a DEXA scan. A fifth way is to use a skinfold thickness measurement.

Que es el BMI (índice de masa corporal)?

El BMI es el índice de masa corporal. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado. El BMI es el índice de masa corporal. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado.

Que es el porcentaje de grasa corporal?

El porcentaje de grasa corporal es la proporción de grasa en el cuerpo. Se calcula dividiendo el peso de la grasa entre el peso total del cuerpo. El porcentaje de grasa corporal es la proporción de grasa en el cuerpo. Se calcula dividiendo el peso de la grasa entre el peso total del cuerpo.

Que es el análisis bioeléctrico?

El análisis bioeléctrico es un método para medir la composición corporal. Se basa en la resistencia eléctrica del cuerpo. El análisis bioeléctrico es un método para medir la composición corporal. Se basa en la resistencia eléctrica del cuerpo.

Es probable que los resultados de la razón circunferencia cintura de la composición corporal real

El resultado de la razón circunferencia cintura de la composición corporal real puede variar debido a varios factores. El resultado de la razón circunferencia cintura de la composición corporal real puede variar debido a varios factores.

Принцип измерения состава тела

Измерение состава тела проводится с помощью биоимпедансного анализа (БИА). БИА измеряет электрическое сопротивление тела. Электрическое сопротивление тела зависит от количества жира в организме. БИА измеряет электрическое сопротивление тела. Электрическое сопротивление тела зависит от количества жира в организме.

Пример расчета индекса массы тела (ИМТ)

ИМТ = вес / рост^2. ИМТ = вес / рост^2. ИМТ = вес / рост^2. ИМТ = вес / рост^2. ИМТ = вес / рост^2. ИМТ = вес / рост^2. ИМТ = вес / рост^2. ИМТ = вес / рост^2.

Что такое индекс массы тела (ИМТ)?

ИМТ - это индекс массы тела. Он рассчитывается по формуле: $ИМТ = \frac{вес}{рост^2}$. ИМТ - это индекс массы тела. Он рассчитывается по формуле: $ИМТ = \frac{вес}{рост^2}$. ИМТ - это индекс массы тела. Он рассчитывается по формуле: $ИМТ = \frac{вес}{рост^2}$.

Что такое процентное содержание жира в организме?

Процентное содержание жира в организме - это отношение веса жира к общему весу тела. Процентное содержание жира в организме - это отношение веса жира к общему весу тела. Процентное содержание жира в организме - это отношение веса жира к общему весу тела.

Случае, когда показатели результатов могут отличаться от фактического состава тела

Случае, когда показатели результатов могут отличаться от фактического состава тела. Случае, когда показатели результатов могут отличаться от фактического состава тела. Случае, когда показатели результатов могут отличаться от фактического состава тела.

ОМПРОН

ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела.

ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела.

ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела.

ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела. ОМПРОН - это устройство для измерения состава тела.

Package Contents

Weight: The unit is protected against solid foreign objects of diameter 12 mm such as 'nails' and greater. Approximately 1.5 kg (including batteries).

External Dimensions: Approximately 235 (W) x 28 (H) x 26 (D) mm.

Application: one year (When extra major maintenance is used with your measurement a day at room temperature of 20°C)

Approx. 40°C / 30 to 25% RH (from condensing) / 700 to 1050 hPa

Storage and Transport Temperature / Humidity / Pressure

20 to 50°C / 10 to 95% RH (non condensing) / 700 to 1050 hPa

Internally powered (Batteries)

Type: B (Front Electronics)

IP Classification

IP Classification is degree of protection provided by IEC 60529

4444 6100000 (RUS) (you may also use 4444 6100000 (RUS))

Actual (1993) 1.13

448106+14296-1-03219-6-14296-2351016 * 17

Weight Accuracy: $2049 \pm 40 \text{ g} \times 0.149 \text{ kg} + 1\% / 4.4 \text{ lb to } 88.2 \text{ lb} = 0.55 \text{ lb BS, } 10 \text{ to } 37.0 \text{ lb, } 1.7\%$

Height 100.0 to 199.5 cm, 31.1 to 66.3% increment of 1/4).

Let $\mathbf{p}$ be a point in $\mathbb{R}^n$. The following lemma shows that for $\mathbf{p}$ in $\mathcal{C}$, the set $\mathcal{C}(\mathbf{p})$ is nonempty.

* The age range for the skeletal muscle percentage is 18 to 80 years.

* The age range for the BMI, BMI classification and Body Fat percentage is 10 to 80 years

Both 7.0 to 9.0 with an increment of 0.1

Sheep: 100% muscle percentage 5.0 to 5.00% with an increment of 0.1%

Body weight 7 to 150 kg with an increase of 0.1 kg, 0.2 to 0.3 kg, 0.4 to 0.5 kg, 0.6 to 0.7 kg, 0.8 to 0.9 kg, 1.0 to 1.1 kg, 1.2 to 1.3 kg, 1.4 to 1.5 kg, 1.6 to 1.7 kg, 1.8 to 1.9 kg, 2.0 to 2.1 kg, 2.2 to 2.3 kg, 2.4 to 2.5 kg, 2.6 to 2.7 kg, 2.8 to 2.9 kg, 3.0 to 3.1 kg, 3.2 to 3.3 kg, 3.4 to 3.5 kg, 3.6 to 3.7 kg, 3.8 to 3.9 kg, 4.0 to 4.1 kg, 4.2 to 4.3 kg, 4.4 to 4.5 kg, 4.6 to 4.7 kg, 4.8 to 4.9 kg, 5.0 to 5.1 kg, 5.2 to 5.3 kg, 5.4 to 5.5 kg, 5.6 to 5.7 kg, 5.8 to 5.9 kg, 6.0 to 6.1 kg, 6.2 to 6.3 kg, 6.4 to 6.5 kg, 6.6 to 6.7 kg, 6.8 to 6.9 kg, 7.0 to 7.1 kg, 7.2 to 7.3 kg, 7.4 to 7.5 kg, 7.6 to 7.7 kg, 7.8 to 7.9 kg, 8.0 to 8.1 kg, 8.2 to 8.3 kg, 8.4 to 8.5 kg, 8.6 to 8.7 kg, 8.8 to 8.9 kg, 9.0 to 9.1 kg, 9.2 to 9.3 kg, 9.4 to 9.5 kg, 9.6 to 9.7 kg, 9.8 to 9.9 kg, 10.0 to 10.1 kg, 10.2 to 10.3 kg, 10.4 to 10.5 kg, 10.6 to 10.7 kg, 10.8 to 10.9 kg, 11.0 to 11.1 kg, 11.2 to 11.3 kg, 11.4 to 11.5 kg, 11.6 to 11.7 kg, 11.8 to 11.9 kg, 12.0 to 12.1 kg, 12.2 to 12.3 kg, 12.4 to 12.5 kg, 12.6 to 12.7 kg, 12.8 to 12.9 kg, 13.0 to 13.1 kg, 13.2 to 13.3 kg, 13.4 to 13.5 kg, 13.6 to 13.7 kg, 13.8 to 13.9 kg, 14.0 to 14.1 kg, 14.2 to 14.3 kg, 14.4 to 14.5 kg, 14.6 to 14.7 kg, 14.8 to 14.9 kg, 15.0 to 15.1 kg, 15.2 to 15.3 kg, 15.4 to 15.5 kg, 15.6 to 15.7 kg, 15.8 to 15.9 kg, 16.0 to 16.1 kg, 16.2 to 16.3 kg, 16.4 to 16.5 kg, 16.6 to 16.7 kg, 16.8 to 16.9 kg, 17.0 to 17.1 kg, 17.2 to 17.3 kg, 17.4 to 17.5 kg, 17.6 to 17.7 kg, 17.8 to 17.9 kg, 18.0 to 18.1 kg, 18.2 to 18.3 kg, 18.4 to 18.5 kg, 18.6 to 18.7 kg, 18.8 to 18.9 kg, 19.0 to 19.1 kg, 19.2 to 19.3 kg, 19.4 to 19.5 kg, 19.6 to 19.7 kg, 19.8 to 19.9 kg, 20.0 to 20.1 kg, 20.2 to 20.3 kg, 20.4 to 20.5 kg, 20.6 to 20.7 kg, 20.8 to 20.9 kg, 21.0 to 21.1 kg, 21.2 to 21.3 kg, 21.4 to 21.5 kg, 21.6 to 21.7 kg, 21.8 to 21.9 kg, 22.0 to 22.1 kg, 22.2 to 22.3 kg, 22.4 to 22.5 kg, 22.6 to 22.7 kg, 22.8 to 22.9 kg, 23.0 to 23.1 kg, 23.2 to 23.3 kg, 23.4 to 23.5 kg, 23.6 to 23.7 kg, 23.8 to 23.9 kg, 24.0 to 24.1 kg, 24.2 to 24.3 kg, 24.4 to 24.5 kg, 24.6 to 24.7 kg, 24.8 to 24.9 kg, 25.0 to 25.1 kg, 25.2 to 25.3 kg, 25.4 to 25.5 kg, 25.6 to 25.7 kg, 25.8 to 25.9 kg, 26.0 to 26.1 kg, 26.2 to 26.3 kg, 26.4 to 26.5 kg, 26.6 to 26.7 kg, 26.8 to 26.9 kg, 27.0 to 27.1 kg, 27.2 to 27.3 kg, 27.4 to 27.5 kg, 27.6 to 27.7 kg, 27.8 to 27.9 kg, 28.0 to 28.1 kg, 28.2 to 28.3 kg, 28.4 to 28.5 kg, 28.6 to 28.7 kg, 28.8 to 28.9 kg, 29.0 to 29.1 kg, 29.2 to 29.3 kg, 29.4 to 29.5 kg, 29.6 to 29.7 kg, 29.8 to 29.9 kg, 30.0 to 30.1 kg, 30.2 to 30.3 kg, 30.4 to 30.5 kg, 30.6 to 30.7 kg, 30.8 to 30.9 kg, 31.0 to 31.1 kg, 31.2 to 31.3 kg, 31.4 to 31.5 kg, 31.6 to 31.7 kg, 31.8 to 31.9 kg, 32.0 to 32.1 kg, 32.2 to 32.3 kg, 32.4 to 32.5 kg, 32.6 to 32.7 kg, 32.8 to 32.9 kg, 33.0 to 33.1 kg, 33.2 to 33.3 kg, 33.4 to 33.5 kg, 33.6 to 33.7 kg, 33.8 to 33.9 kg, 34.0 to 34.1 kg, 34.2 to 34.3 kg, 34.4 to 34.5 kg, 34.6 to 34.7 kg, 34.8 to 34.9 kg, 35.0 to 35.1 kg, 35.2 to 35.3 kg, 35.4 to 35.5 kg, 35.6 to 35.7 kg, 35.8 to 35.9 kg, 36.0 to 36.1 kg, 36.2 to 36.3 kg, 36.4 to 36.5 kg, 36.6 to 36.7 kg, 36.8 to 36.9 kg, 37.0 to 37.1 kg, 37.2 to 37.3 kg, 37.4 to 37.5 kg, 37.6 to 37.7 kg, 37.8 to 37.9 kg, 38.0 to 38.1 kg, 38.2 to 38.3 kg, 38.4 to 38.5 kg, 38.6 to 38.7 kg, 38.8 to 38.9 kg, 39.0 to 39.1 kg, 39.2 to 39.3 kg, 39.4 to 39.5 kg, 39.6 to 39.7 kg, 39.8 to 39.9 kg, 40.0 to 40.1 kg, 40.2 to 40.3 kg, 40.4 to 40.5 kg, 40.6 to 40.7 kg, 40.8 to 40.9 kg, 41.0 to 41.1 kg, 41.2 to 41.3 kg, 41.4 to 41.5 kg, 41.6 to 41.7 kg, 41.8 to 41.9 kg, 42.0 to 42.1 kg, 42.2 to 42.3 kg, 42.4 to 42.5 kg, 42.6 to 42.7 kg, 42.8 to 42.9 kg, 43.0 to 43.1 kg, 43.2 to 43.3 kg, 43.4 to 43.5 kg, 43.6 to 43.7 kg, 43.8 to 43.9 kg, 44.0 to 44.1 kg, 44.2 to 44.3 kg, 44.4 to 44.5 kg, 44.6 to 44.7 kg, 44.8 to 44.9 kg, 45.0 to 45.1 kg, 45.2 to 45.3 kg, 45.4 to 45.5 kg, 45.6 to 45.7 kg, 45.8 to 45.9 kg, 46.0 to 46.1 kg, 46.2 to 46.3 kg, 46.4 to 46.5 kg, 46.6 to 46.7 kg, 46.8 to 46.9 kg, 47.0 to 47.1 kg, 47.2 to 47.3 kg, 47.4 to 47.5 kg, 47.6 to 47.7 kg, 47.8 to 47.9 kg, 48.0 to 48.1 kg, 48.2 to 48.3 kg, 48.4 to 48.5 kg, 48.6 to 48.7 kg, 48.8 to 48.9 kg, 49.0 to 49.1 kg, 49.2 to 49.3 kg, 49.4 to 49.5 kg, 49.6 to 49.7 kg, 49.8 to 49.9 kg, 50.0 to 50.1 kg, 50.2 to 50.3 kg, 50.4 to 50.5 kg, 50.6 to 50.7 kg, 50.8 to 50.9 kg, 51.0 to 51.1 kg, 51.2 to 51.3 kg, 51.4 to 51.5 kg, 51.6 to 51.7 kg, 51.8 to 51.9 kg, 52.0 to 52.1 kg, 52.2 to 52.3 kg, 52.4 to 52.5 kg, 52.6 to 52.7 kg, 52.8 to 52.9 kg, 53.0 to 53.1 kg, 53.2 to 53.3 kg, 53.4 to 53.5 kg, 53.6 to 53.7 kg, 53.8 to 53.9 kg, 54.0 to 54.1 kg, 54.2 to 54.3 kg, 54.4 to 54.5 kg, 54.6 to 54.7 kg, 54.8 to 54.9 kg, 55.0 to 55.1 kg, 55.2 to 55.3 kg, 55.4 to 55.5 kg, 55.6 to 55.7 kg, 55.8 to 55.9 kg, 56.0 to 56.1 kg, 56.2 to 56.3 kg, 56.4 to 56.5 kg, 56.6 to 56.7 kg, 56.8 to 56.9 kg, 57.0 to 57.1 kg, 57.2 to 57.3 kg, 57.4 to 57.5 kg, 57.6 to 57.7 kg, 57.8 to 57.9 kg, 58.0 to 58.1 kg, 58.2 to 58.3 kg, 58.4 to 58.5 kg, 58.6 to 58.7 kg, 58.8 to 58.9 kg, 59.0 to 59.1 kg, 59.2 to 59.3 kg, 59.4 to 59.5 kg, 59.6 to 59.7 kg, 59.8 to 59.9 kg, 60.0 to 60.1 kg, 60.2 to 60.3 kg, 60.4 to 60.5 kg, 60.6 to 60.7 kg, 60.8 to 60.9 kg, 61.0 to 61.1 kg, 61.2 to 61.3 kg, 61.4 to 61.5 kg, 61.6 to 61.7 kg, 61.8 to 61.9 kg, 62.0 to 62.1 kg, 62.2 to 62.3 kg, 62.4 to 62.5 kg, 62.6 to 62.7 kg, 62.8 to 62.9 kg, 63.0 to 63.1 kg, 63.2 to 63.3 kg, 63.4 to 63.5 kg, 63.6 to 63.7 kg, 63.8 to 63.9 kg, 64.0 to 64.1 kg, 64.2 to 64.3 kg

Model Code: BF214 (BF 214 ERS)

Product Description	Product Composition Reference	Body Composition Monitor
Product Description	Product Composition Reference	Body Composition Monitor

Technik al Data

Error Display	Possible cause	Correction
Err 1	you step off the unit during the measurement Your heel are not correctly positioned on the electrodes The measurement position is not stable or your feet are not placed correctly	Make sure that you are standing on the unit correctly and by adjust Heaman self and do not move during measurement Slightly tighten the sales of your feet with a clamp band and try again Remove the batteries. Wait one minute. Reinstall the batteries. Wait one minute. Repeat the measurement power. Rotate the measurement
Err 2	your weight is over 150.0 kg (330.0 lb or 23.0 st 0.0 lb)	The unit must be below 0.0 kg (0.0 lb) is displayed Do not move the unit until 0.0 kg (0.0 lb) is displayed Do not move the measurement is completed This unit can only be used by people weighing less than 150.0 kg (330.0 lb or 23.0 st 0.0 lb)
Err 5	The unit is not setup correctly Feet are too dry	Remove the batteries. Wait one minute. Reinstall the batteries. Wait one minute. Repeat the measurement power. Rotate the measurement

in case of any if the below problems occur during measurement, feel free to check that no other electrical device is within 30cm

- [illegible]

Caution: The cat is intended for home use only. It is not intended for professional use or for use in

- To achieve the maximum reduction of exposure the theory solely based on your own judgement, the sure measurement of time and area not be possible.
- Do not place this unit on cushions, floor surface such as on a carpet or a mat. Contact measurement of time and area not be possible.
 - Do not stop on the operation buttons. Doing so may cause malfunction.
 - Do not place the unit in highly humid environment, where water may splash, under shelter, in a place where the air conditioner blows directly or near the unit.
 - Do not use this unit for purposes other than measuring body weight and body fat percentage.
 - Dispose of this product and use battery as should be carried out in accordance with the manufacturer's instructions for the disposal of electronic products.
 - Always keep the unit clean before use.
 - Always keep the scale before using the unit with people who have a skin or foot disease.
 - Do not wash the unit with water.
 - Do not wipe the unit with benzene or paint thinner.
 - When cleaning the unit, take care not to touch the buttons and change or delete the personal data.
 - If stored the unit in a vertical position, always secure it so that it will not fall over.
 - Do not store the unit in the following conditions:
 - Where water may get in.
 - Where the unit is exposed for 10 minutes or more.
- electrodes or keep touching the operation buttons for 10 minutes or more.
- Do not apply the unit immediately.
 - If the device malfunctions and does not operate, using a step (2) of the electrodes and cover the electrodes, -48°C (-10°C max.).
 - (1) Around the battery compartment, -10°C (-10°C max.).
- Areas with a possible use in temperature
- When the device malfunctions, it may get hot.
 - Use a handkerchief or a towel to stop the unit.
- Do not let a physically handicapped person use the unit without any accompanied assistance.
- Do not step on the edge of the unit.
 - Do not use this unit when taking a bath, or when your body, hands, or feet are wet.
 - Do not jump or bounce on the unit.
- Do not stick the unit to clothes or other fabrics, such as wearing or dropping the unit on the floor.
- To achieve the maximum reduction of exposure the theory solely based on your own judgement, the sure measurement of time and area not be possible.

Wattling.

- [illegible]

Please read this instruction manual carefully before use and for further information on the

ROBON HEALTHCARE EUROPE è in grado di garantire un periodo di 3 anni a partire dalla data di scadenza di questo prodotto per i casi di accettazione di alcun tipo (quali quelli causati da incidenti o danni di natura naturale) e di restituire la garanzia con la migliore, la condizione che resterà a tuo vantaggio. Questo prodotto viene distribuito in base al produttore. Se dovessero sorgere eventuali dubbi sulla presunta distribuzione del prodotto, il produttore sarà responsabile solo se restituito.

questo dispositivo, infatti, regola la durata (e anche l'entità) della pena in base alla gravità del reato.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE. For personal use only; all rights reserved.

1.6 g circa (bottle cap press)
285 (L) × 28 (A) × 25 (C) mm circa

Questa unità è protetta dalla protezione di goccia in caduta

Apparecchiatura videoregistrata, materiali audiovisivi
Tipi di (Estratti dei testi)

temperatura / umidità / pressione dell'aria di conservazione e trasporto

Qualità delle batterie

Percentuale di genere cattolico 3,5%, percentuale di massa musulmana schiistica 3,5%

Percentage of respondents who reported that they had been exposed to the following risk factors for HIV infection in the past 12 months:

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Memoria - L'informazione sul dal personaggio - è conservata in un database di informazioni personali e può essere consultata da qualsiasi computer di rete.

• L'intervallo d'età per la massa muscolare scheletrica è compreso tra 18 e 80 anni.

Percentuale di massa miscelata schelastica dal 5 al 50,0% con incrementi dello 0,1%
GMI da 7,0 a 90,0 con incrementi di 1

Percentuale di grasso corporeo: 0,1% al 0,5% con incrementi dello 0,1%

1993-1994

[illegible]

Il peso e superiore a 150,0 kg (330,0 lb) o 23 st 8 o 1 lb 1	Questo unità può essere indicata solo da persone di peso inferiore a 150,0 kg (330,0 lb) o 23 st 8 o 1 lb 1
--	---

Indirizzo: 01100 (01100)	Indirizzo: 01100 (01100)
--------------------------	--------------------------

[illegible]

[]

La pizza da picci e troppo secca	Attendere un minuto. Riscuocere la base. Stendere e riprovare	La pizza non è impostata correttamente
----------------------------------	---	--

	La posizione di misurazione non è stabile: appoggi i piedi con sotto posizioni continuamente	Rimane fermo e non muoversi durante la misurazione
---	--	---

Il ricevitore è a scanso dell'unità di controllo la misurazione	Non scendere dall'unità per il completamento della misurazione	Accertarsi di aver preso posizione correttamente sul land e rilevare
---	--	--

Messaggio di errore	Possibile causa	Soluzione
---------------------	-----------------	-----------

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. gewährt für dieses Produkt eine Garantie für 3 Jahre ab dem Kaufdatum. Von der Garantie ausgeschlossen sind die Batterie, die Verpackung (einschließlich durch Missbrauch (beispielsweise Fallenlassen des Geräts oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) entstandene Schäden, die durch den Benutzer verursacht wurden. Im Garantiefall kann das Produkt nur ersetzt werden, wenn es zusammen mit dem Kaufbeleg zurückgegeben wird. Dieses Produkt ist werkseitig eingestellt. Falls Zweifel an der Messgenauigkeit bestehen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren OMRON-Händler. Allgemein wird empfohlen, das Gerät alle 2 Jahre überprüfen zu lassen, um die erwartete Funktion und Genauigkeit zu gewährleisten.

Angaben zu Symbolen, die je nach Modell auf dem Produkt selbst, der Verpackung und in der Gebrauchsanweisung zu finden sind			
	Anwendungsteil – Typ III Schutzgrad gegen elektrischen Schlag (Kleinststrom)		Seriennummer
IP XX	Grad des Eindringenschutzes (IP) nach IEC 60529		Temperaturbegrenzung
	CE-Kennzeichnung		Feuchtigkeitbegrenzung
	GOST R Symbol		Luftdruck
	Symbol für Eurasische Konformität		Gleichstrom
	Gebrauchsanweisung beachten		Dieses Produkt sollte nicht von Personen verwendet werden, die medizinische Implantate wie Herzschrittmacher, künstliches Herz, künstliche Lunge oder elektronische Lebenserhaltungssysteme tragen
Das Herstellungsdatum des Produktes ist in der Seriennummer enthalten, die auf dem Typenschild und der Verpackung zu finden ist; die ersten 4 Stellen geben das Jahr, die 2 nachfolgenden Stellen den Monat der Produktion an.			

Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Dieses Produkt wurde von OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. hergestellt und entspricht der Norm EN60601-1:2015 für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Weitere Unterlagen gemäß dieser EMV Norm können bei OMRON HEALTHCARE EUROPE unter der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Adresse oder unter www.omron-healthcare.com angefordert werden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)



Ein Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllabfuhr zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Händlern wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen Gewerbeabfällen entsorgt werden.

Remarques sur la sécurité

Lisez attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser l'unité; vous y trouverez également des informations complémentaires sur chaque fonction.

Danger

- N'utilisez jamais cette unité avec les appareils électroniques médicaux suivants:
 - (1) Des implants électroniques médicaux (stimulateurs cardiaques, par exemple).
 - (2) Des équipements de surveillance électroniques (cœur/poumon artificiels, par exemple).
 - (3) Des appareils médicaux électroniques portables (électrocardiogramme, par exemple).
- Cette unité peut perturber le fonctionnement des appareils électroniques médicaux supplémentaires et ainsi poser un risque considérable pour la santé de leurs utilisateurs.

Avertissement

- Ne commencez jamais un traitement axé sur la réduction du poids ou l'effort physique uniquement en vous fondant sur votre propre jugement. Consultez les instructions d'un médecin généraliste ou d'un médecin spécialiste.
- N'utilisez pas l'unité sur du carrelage ou sur d'autres surfaces susceptibles d'être glissantes, telles qu'un sol mouillé.
- Ne soumettez pas l'unité à des chocs excessifs (vibrations ou chute de l'unité sur le sol, par exemple).
- Ne sautez pas et ne bondissez pas sur l'unité.
- N'utilisez pas cette unité après avoir pris un bain ou lorsque votre corps, vos mains, ou vos pieds sont mouillés.
- Ne montez pas sur le bord de l'unité.
- Ne laissez pas une personne handicapée physiquement utiliser cette unité sans assistance. Utilisez une barre d'appui ou un autre soutien pour monter sur l'unité.
- En cas de mauvais fonctionnement, l'unité peut devenir chaude. Zones dans lesquelles une hausse de température est possible:
 - (1) autour du compartiment des piles: 105 °C (max.)
 - (2) les électrodes et les touches de fonctionnement: 48 °C (max.)
 Si l'appareil est défectueux et ne fonctionne pas, cessez immédiatement de l'utiliser. N'appliquez pas les électrodes et ne touchez pas les touches de fonctionnement pendant 10 minutes minimum.

Attention

- Cette unité est uniquement destinée à un usage personnel. Elle n'est pas conçue pour un usage professionnel dans les hôpitaux ou dans d'autres établissements médicaux.
- Cette unité ne répond pas aux normes requises pour un usage professionnel.
- Montez pieds nus sur l'unité.
- Pendant les mesures, veillez à ce qu'aucun téléphone mobile ou autre appareil électronique émettant des champs électromagnétiques ne soit situé à moins de 30 cm. Cela risquerait de perturber le fonctionnement de l'appareil et/ou de fausser les données.

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remplacez pas l'unité.
- N'utilisez pas des piles non recommandées pour cette unité. N'introduisez pas les piles en inversant les polarités.

- Remplacez immédiatement les piles usagées par des piles neuves.
- Retirez les piles de cette unité lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période (environ trois mois ou plus).
- N'utilisez pas des piles d'une catégorie différente ensemble.
- N'utilisez pas des piles neuves et usagées en même temps.
- Conservez cette unité hors de portée des jeunes enfants. Certains de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion par de jeunes enfants.

Conseil général

- Ne placez pas cette unité sur un sol recouvert d'une moquette ou d'un tapis. Cela risquerait de fausser la mesure.
- Ne montez pas sur les boutons de fonctionnement. Cela risque de perturber le fonctionnement de l'unité.
- Ne placez pas cette unité dans un environnement fortement humide, dans un endroit dans lequel il y a un risque d'embouscures, sous la lumière directe du soleil, dans un lieu où elle reçoit directement le souffle de la climatisation ou à proximité d'un feu.
- N'utilisez pas cette unité à des fins autres que la mesure du poids corporel et la détermination du pourcentage de graisse corporelle.
- La mise au rebut de ce produit et des piles usagées doit être effectuée conformément aux réglementations nationales relatives à la mise au rebut des produits électroniques.
- Veillez à maintenir l'unité propre avant utilisation.
- Nettoyez la balance avant d'utiliser l'unité avec des personnes souffrant d'une maladie de la peau ou des pieds.
- Ne lavez pas l'unité avec de l'eau.
- N'utilisez pas l'unité avec un produit à base de benzène ou de chaux.
- Lorsque vous nettoyez l'unité, veillez à ne pas toucher les boutons pour ne pas modifier ni supprimer les données personnelles.
- Si vous rangez l'unité en position verticale, veillez à la fixer solidement afin qu'elle ne tombe pas.
- Ne rangez pas l'unité dans les conditions suivantes:
 - risque de pénétration d'eau
 - température et humidité extrêmement élevées, sous la lumière directe du soleil et endroit poussiéreux
 - chocs et vibrations soudains
 - endroits où sont présents des produits chimiques ou des gaz corrosifs
- Ne placez pas d'objets sur l'unité et ne la rangez pas à l'envers.
- Utilisez la pile dans la période indiquée.



CARTON + PAPIER A TRIER

Sil problema dorzeste, explici: vaș reporter de laborator este

Mise au rebut appropriée de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Se référer au livre ou sa documentation technique qui ne doit pas être mis au rebut en tant que les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée de certains produits peut entraîner la pollution de l'environnement ou la santé humaine. Veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur ayant vendu ce produit ou leur administration locale pour savoir où et comment ils peuvent retourner ce produit afin qu'il soit recyclé, en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce matériel ne doit pas être traité avec les autres déchets commerciaux.

The OMRON logo is displayed in white, bold, uppercase letters on a dark, textured rectangular background.

Manufacturer Produttore Hersteller Fabricant Fabrikant Fabricante Производитель الشركة المصنعة 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunitsubo Terado-cho Muko KYOTO, 617-0090 JAPAN
EU-representative Rappresentante per l'UE EU-Representant Mandataire dans l'UE Vertegenwoordiging in de EU Representante en la UE Представитель в ЕС جهة التمثيل بالاتحاد الأوروبي EC REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Schiphol 33, 2132 LR Hoofddorp THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com
Production facility Site de production Produktionsstätte Planta de producción Stabilimento di produzione Productiefaciliteit Производственное подразделение مُنشأة التصنيع	Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd. No 28, Xingyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu 225009, China
Subsidiaries Consociate Niederlassungen Succursales Dochterondernemingen Empresas filiales Филиалы الشركات التابعة	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Copal Drive, Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Gottlieb Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, GERMANY www.omron-healthcare.com OMRON SANTE FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex FRANCE Uniquement pour le marché français OMRON Service Après Vente N° Vert : 800 91 43 14 www.omron-healthcare.com

Made in China | Prodotto in Cina | Hergestellt in China | Fabrique en Chine | Geproduceerd in China | Fabricado en China | Сделано в Китае | صنع في الصين



OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Монитор состава тела

Модели:

**OMRON BF212 (HBF-212-EW),
OMRON BF214 (HBF-214-EBW)**

Уважаемый покупатель!

Компания ЗАО «Комплект Сервис», на протяжении многих лет являющаяся эксклюзивным дистрибьютором в России медицинской техники OMRON Healthcare, благодарит Вас за покупку монитора состава тела.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем авторизованном сервисном центре, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание приборов OMRON, по телефону горячей линии.

OMRON


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (OMRON ХЕЛСХЕА Ко., Лтд.)
53, Kunitsubi Terado-cho, Mi-ko, Kyoto, 617-0002 Japan (53, Кунотсубо Терэдо-чо, Мико, Киото, 617-0002, Япония, на производственном подразделении)
Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd. (Крелл Пресижн (Янчжоу) Ко., Лтд.)
No.28, Xingyuan Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu 225009, China
(N. 28, Синъюань Роуд, Экономическая Зона Развития, Янчжоу, Дзянсу 225009, Китай)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ: OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
(OMRON Хелсхейт Еуропа Б В), Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS
(Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ)
www.omron-healthcare.com
Мониторы состава тела OMRON испытаны и зарегистрированы в России
— регистрационное удостоверение: N PZN 2015 3483 от 27.02.2017 г.
Срок действия не ограничен.
— декларация о соответствии: N РОСС RU МП18 Д00774 от 15.03.2017 г.
Срок действия до 15.03.2020 г.
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-02 (г. 3.4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
— декларация соответствия: ТР ТС 010/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств» N EA03.N RU Д-П АП15 В 04164. Срок действия до 15.03.2022 г.

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ OMRON В РОССИИ

ЗАО «Комплекс Сервис» — ключевой дистрибьютер и импортер
медицинской техники OMRON в России.

Юридический адрес:
РФ, 123557, г. Москва,
Большой Тиминский переулок,
д. 25, корп. 13-14
Адрес и телефоны:
Центра технического
обслуживания OMRON
127600, Москва,
Ворониковский пер.
д. 7, стр. 3 (м. Митинская)
Тел./факс: (495) 965 11 32
(многоканальный)
E-mail: info@csmedica.ru
service@csmedica.ru
(сервисный центр)
www.csmedica.ru

Часы работы Центра технического
обслуживания OMRON:
пн-пт: с 09:30 до 19:00 (без перерыва на обед)
сб: с 10:00 до 13:00 (без перерыва на обед)
вс и праздничные дни — выходные



ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

- 1 При покупке товара требуется правильного заполнения гарантийного талона, проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.
- 2 Гарантия теряет силу в случаях:
 - использования прибора с нарушением требований Руководства по эксплуатации;
 - при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
 - наличия механических или иных повреждений изделия;
 - проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
 - разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию прибора.
- 3 Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом частей, имеющих ограниченный срок службы, а так же расходных материалов (элементов питания и т.д.);
 - использованием некачественных, выработавших свой ресурс принадлежностей;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

ГАРАНТИЯ И СРОКИ СЛУЖБЫ

Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание

Срок гарантии на монитор состава тела – 3 года

Срок службы:

Монитор состава тела – 5 лет

Элементы питания – приблизительно один год (если марганцевые элементы питания типа ААА используются для четырех измерений в день при комнатной температуре 23 °С);

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Товары для профилактики и лечения заболеваний входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

В соответствии со статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» «продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранения и транспортировку товара.»

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен,
внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя _____

Дата обращения _____

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____

Подпись _____ Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)

Дата обращения _____

Заклучение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____

Подпись _____ Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)

Дата обращения _____

Заклучение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____

Подпись _____ Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)

- Арзамас, ООО «СиЗс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs_medica@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЗс Медика Поморье», ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЗс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38-20-78, astrah@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СиЗс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-bar@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЗс Медика Белгород», ул. Архирейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЗс Медика Иркутск», с. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 21, пом. 43 (3953) 36-29-28, csmedica@bk.ru
- Брянск, ООО «СиЗс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. N-1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», ул. Мерецкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЗс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЗс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЗс Медика Вологда», Советский просп., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedica.vologda.ru
- Воронеж, ООО «СиЗс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, тел.: (473) 232-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЗс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, med@csmedica-ural.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru
- Иваново, ООО «СиЗс Медика Иваново», ул. Колесанова, д. 11/2, тел.: (4932) 29-08-74, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЗс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74, office38@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЗс Медика Йошкар-Ола», просп. Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, cs@mail-el.ru
- Казань, ООО «СиЗс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 528-01-70, cskzn5@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЗс Медика Калининград», ул. Наревская, д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЗс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЗс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, keмеровo@csmedica.ru
- Киров, ООО «СиЗс Медика Вятка», Студенческий пр., д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vyatka@csmedica.ru
- Кострома, ООО «СиЗс Медика Иваново», просп. Мира, д. 51, тел.: (4942) 55-28-73, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СиЗс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, otrop@kubanet.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru

- Красноярск, ООО «СиЗс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЗс Медика Курск», ул. Гаидара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СиЗс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЗс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mgl@csmedica-ural.ru
- Махачкала, ООО «СиЗс Медика Махачкала», ул. Дзержинского, д. 17б, к. 24, тел.: (8722) 55-85-40, smahachkala@mail.ru
- Минеральные Воды, ООО «СиЗс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 10б, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedica-mv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЗс Медика Карелия» (Петрозаводск), проспект Кольский, д. 19б, 2 этаж, тел.: (8152) 52-53-43, murtansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЗс Медика Казань», просп. Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СиЗс Медика Югра», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, тел.: (908) 873-30-47, моб.: (902) 855-85-01, cstyumen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЗс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СиЗс Медика Новокузнецк», пр-т Metallургов, д. 48, тел.: (843) 60-05-18, 46-46-44, novokuznetsk@csmedica.ru
- Новороссийск, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Революции 1905 года, д. 6б, тел.: (8617) 64-32-51, cs_medica nov@mail.ru
- Новосибирск, ООО «СиЗс Медика Сибирь», ул. Невмировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СиЗс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, direktor55@csmedica.ru
- Орел, ООО «СиЗс Медика Орел», ул. Латышских стрелков, д. 6, тел.: (4862) 307-127, oreld@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЗс Медика Оренбург», ул. Целлинга, д. 4б, оф. 4, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЗс Медика Подмоскovie», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (496) 412-64-27, cs-podmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЗс Медика Пенза», ул. Капинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЗс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЗс Медика Карелия», ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karalia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, помещение 1001, тел.: (911) 885-07-56, csmedica-pskov@yandex.ru
- Россошь, ООО «СиЗс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossoch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЗс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryzan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЗс Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, строение 1, офис 30б, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, csmedica-samara@sam.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114, тел.: (846) 267-38-40, csmedica-samara@sam.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», Малодетское сельский просп., д. 36, лит. Н, тел.: (812) 309-09-80, csnw@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетское сельский просп., д. 36, лит. Н, тел.: (812) 409-40-30, srbsservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СиЗс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд N 3, этаж 2, комната N 222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЗс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, csmsaratov@mail.ru

- Саров, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», просп. Победы, д. 54, пом. 37, тел.: (978) 137-90-68, (910) 416-59-55, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СиЗс Медика Смоленск», просп. Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-58, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs_medicasoschi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЗс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicastv@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СиЗс Медика Белгород», ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol_cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЗс Медика Югра», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №10, тел.: (3462) 25-46-17, моб. (912) 817-41-41, cstymen@mail.ru, cssurgut@mail.ru
- Тамбов, ООО «СиЗс Медика Тамбов», ул. Ореховая, д. 10, помещ. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЗс Медика Тверь», просп. Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЗс Медика Самара», бульвар Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, csmedica-tyt@yandex.ru
- Томск, ООО «СиЗс Медика Томск», ул. Нахимова, д. 13/1, оф. 104, тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЗс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЗс Медика Тюмень», ул. Холодильная, д. 142, оф. 12, тел.: (3452) 34-22-70, (932) 321-46-21, cstymen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Терешковой, д. 6, оф. 43, тел.: (3012) 23-01-61, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica-uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЗс Медика Башкортостан», ул. Наталья Ковшовою, д. 10, тел.: (3472) 34-18-08, csmedica-ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica-amur@yandex.ru
- Чебоксары, ООО «СиЗс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЗс Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, che@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СиЗс Медика Вологда», просп. Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63, csmedicacherepovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhtia@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЗс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 90-66-53, 20-12-50, 73-11-82, yaroslavl@csmedica.ru

ЭТ_bf212 214 07-12 07-12 201 17:29



ЗАО «Комплект Сервис» – эксклюзивный дистрибьютор
и импортер медицинской техники OMRON в России

По вопросам реализации и закупок обращайтесь по адресу:
125413, Москва, ул. Солнечная, д. 4
Тел/факс: (495) 987 18 92, 987 18 93

По вопросам сервиса обращайтесь по адресу:
127096, Москва, Ворониковский пер., д. 7, стр. 3
Тел/факс: (499) 945 11 32 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России:
8 800 555 00 80

E-mail: csinfo@csmedica.ru, service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru
сисмедика рф

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
Университетский корпус
Санкт-Петербург, 191019
18.01.2017



20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

平成29年 第 546 号

認 証 書

囑託人中西剛文の代理人藤田恭子は、本日、本公証

人の面前において、別紙私署証書における囑託人の署

名を同人に代わり自認した。

よって、これを認証する。

平成29年12月19日、本公証人役場において、

京都市中京区東洞院通御池下る篠原町436番地の2

シカクザイヌビル5階

京都地方裁判所所屬

公証人

天野和生


印

Registered No.546

NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that Kyoko Fujita, an agent of Takefumi Nakanishi, has stated in my very presence that said Takefumi Nakanishi, has acknowledged himself that signature on the attached document is his own.

Dated this 19th day of Dec. 2017



K a z u o A m a n o

N o t a r y

436-2 Sasayamachi, Oike-sagaru,

Higashinotoin dori, Nakagyo-ku Kyoto

Kyoto District Legal Affairs Bureau



公 証 書

明

公証人付与は、在職 人みその権限に基づき、
公証人付与は、
平成20年12月19日

京都府 公 証 人 原 辰 夫

Registration No.880

CERTIFICATE

This is to certify that the annexed Notarial Certificate has been executed by Notary Public, duly authorized and practising in Kyoto, Japan, and that the Official seal appearing on the same is genuine.

Date 2017.12.19

Director of the Kyoto District Legal Affairs Bureau

Перевод с английского языка на русский язык

ОМРОН (OMRON)

OHQ(CS)-RAF-170493

15 декабря 2017 года

[подпись]

Такефуми Наканиси

Главный управляющий

Подразделение управления качеством обслуживания клиентов

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.

(OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)
53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

63 страницы
15 декабря 2017 года
[подпись]
Такефуми Наканиси
Главный управляющий
Подразделение управления качеством обслуживания клиентов
ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.
(OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)
53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

Регистрационный номер: 546

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что Киоко Фудзита, агент Такефуми Наканиси, заявил в моем присутствии, что указанный Такефуми Наканиси подтвердил подлинность своей подписи, проставленной в прилагаемом документе.

Дата: 19 декабря 2017 года

[подпись]

Кацуо Аmano

Нотариус

436-2 Сасаямачи, Ойке-сагару,

Хигашиноин дори, Накагио-ку Киото

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

[Печать:

Кацуо Аmano

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

НОТАРИУС

КИОТО, ЯПОНИЯ]

Регистрационный номер: 880

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что прилагаемое Нотариальное свидетельство было оформлено Нотариусом, надлежащим образом уполномоченным и осуществляющим свою деятельность в Киото, Япония, а также, что Официальная печать, проставленная на данном документе, является подлинной.

Дата: 19.12.2017

Директор Регионального бюро по юридическим вопросам, Киото

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Клепнёвым Виктором Игоревичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого декабря две тысячи семнадцатого года

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Клепнёва Виктора Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 8-55462

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

ПОДПИСЬ

Н.А. Мартынова

Гербовая печать
нотариуса города Москвы Акимов Г.Б
ИНН 770400047587*

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 7 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого декабря две тысячи семнадцатого года
Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая
обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 8-55462

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.



7

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 7 лист(а)(ов)
ВРИО нотариуса

