



บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จำกัด
INNOVATIVE GLOVES CO., LTD.

830 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ศาลาสูง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 830. Moo 4 Sanambin-BanKlang Rd.,
Kuanlang, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Tel.: (6674) 502251 Fax: (6674) 502252, 474734

Email: rsood1963@gmail.com


www.innovativegloves.net

OPERATIONAL DOCUMENTATION FOR RUSSIA

TurboMAX ARCHDALE Gloves Nitrile Examination Non-sterile Powder free Textured Polymer coated
production

Innovative Gloves Co., Ltd

Approve:
Innovative Gloves Co., Ltd.
President & CEO
Rajeev Kumar Sood



Signature

Date
05.06.2017

Seal

No. 247493 9 JUN 2017
BKK100

Certified Genuine Signature(s) of

RAJEEV KUMAR SOOD

(MRS.SIRIMA SUTTI)

Finance and Accounting Officer
Experienced Level

Ministry of Foreign Affairs of Thailand



2129120



Section	Table of Content	Page
1	Product Information	3
1.1	Name and designation of MD	3
1.2	Manufacturer of medical device	3
2	Description and Operation	3
2.1	Brief information about the medical device, including the designation	3
2.2	Guaranteed technical parameters and characteristics by manufacturer	4
2.3	Composition (completeness of delivery) of medical device	5
2.4	Warnings, precautions and limitations when using MD	5
2.5	Description of packaging, labelling and warning labels on the device	5
3	Use of MD	6
3.1	Installation and commissioning	6
3.2	Operating procedure (intended use of product)	6
4	Maintenance and repair	7
5	Disposal	7
6	Guarantees	7
7	Indications and contraindications, side effects.	7



1. Product Information

1.1. Name and designation of MD

ARCHDALE Nitrile Examination Gloves Non-sterile Powder free Textured Polymer coated sizes XS, S, M, L, XL.

1.2. Manufacturer of medical device

Information about the manufacturer:

Name: Innovative Gloves Co., Ltd.

Address: 830 Moo 4, Sanambin-Ban Klang Road, Kuanlang, Hat Yai, Songkhla, Thailand

Telephone: (6674)502251

E-mail: Rsood1963@gmail.com

Web-site: www.innovativegloves.net

Information about the authorized representative of the manufacturer in the Russian Federation:

Ardeyl-Impex Limited Liability Company (Ardeyl-Impex LLC)

23 Kashyrskiy proezd, bld.5, office 3, Moscow, 115201

tel.: 8 495 777 1170, 8 495 777 1171, e-mail: abx@ardl.ru, INN 7724781425

2. Description and Operation

2.1. Brief information about the medical device, including the designation

The product is a non-sterile glove made of nitrile latex, intended for single use in medical research, diagnostic and therapeutic procedures to protect the patient and the researcher from mutual contamination.

Gloves have a polymeric coating inside to facilitate the process of putting on, including wet hands.

The working surface of gloves has a distinct texture that provides a secure grip and tool retention and prevents it from slipping in the hands while working in conditions of high humidity.

Classification of produced gloves:

- 1) depending on the material - nitrile rubber;
- 2) depending on the finishing -textured on the entire surface;
- 3) depending on the finishing - powder free;
- 4) depending on the cuff edge - with a rim on the edge;
- 5) depending on the colour - white due to a white pigment;
- 6) depending on the size: XS, S, M, L, XL.
- 7) depending on the shape - non-anatomic;


The inside surface of gloves is coated with a polymer coating.

2.2. Guaranteed technical parameters and characteristics by manufacturer Materials used for manufacture


Name of ingredient	Chemical Name	Purpose	%
Nitrile rubber	Akrilbutadienstirol	Raw material	97.92
Ammonia	Hydrogen nitride	Stabilizer	0.37
Zinc oxide	Zinc oxide	Activator	0.89
ZDEC	Zinc diethyldithiocarbamate	Accelerator	0.28
Sulfur	Sulfur	Cross-linking agent	0.54
Foamviper 7910	Oxyethylated nonylphenol	Antifoam agent	0.05
Pigment	Titanium dioxide	White Pigment	0.5-0.8
Acrylic	Acrylic polymer coating FLEKSIKOAT 99	Reduction of friction	1

Main Specifications

Points for measuring the width and length of gloves are shown in the figure below



Points for measuring the wall thickness of gloves are shown in the figure below



1 – fingertip; 2 – palm; 3 – cuff edge;
 A = (13±3) mm; B = (33±5) mm; C = (48±9) mm.

The wall thickness of gloves at the cuff level is measured at a distance of 25 ± 5 from the cuff edge

Physical characteristics of gloves

Size	Short size name	Length (mm)	Thickness, one layer (mm)			Width (mm)
			At the level of fingertips	At the level of palm	At the level of cuff	
X-Small	XS	230±10	0.11±0.01	0.08±0.01	0.06±0.01	75±5
Small	S					85±5
Medium	M					95±5
Large	L					105±5
X-Large	XL					115±5

Weight of one glove is not more than 5 g (for all sizes)

Physical properties of gloves

Before accelerated aging		After accelerated aging	
Tensile strength, MPa, not less than	Elongation at break, N, not less than	Tensile strength, MPa, not less than	Elongation at break, N, not less than
22	700	22	550

Powder free gloves, a residual amount of powder agent < 2.0 mcg per glove in accordance with ASTM D 6124

Gloves are hermetic, the level of sealing quality (AQL) is not more than 1.5

Gloves with a circular section rim at the edge of cuff, the diameter of the rim is 1.8-2.2 mm

2.3. Composition (completeness of delivery) of medical device

One group (transport package) package contains ten consumer packages and one exploitative document.

2.4. Warnings, precautions and limitations when using MD Precautionary measures

- 1) Hand skin should be well-groomed, with no wounds, cracks and other damage.
- 2) Nails should be short and neatly trimmed. Do not use artificial nails.
- 3) Jewellery and watches should be removed when using gloves.
- 4) Gloves are designed exclusively for single use in medical research, diagnostic and therapeutic procedures to protect the patient and the researcher from mutual contamination.

2.5. Description of packaging, labelling and warning labels on the device Packaging

Consumer carton box, 100 (50 pairs) pieces of gloves in one carton.

The weight of the package with gloves (100 pcs.) Is not more than 700 g (regardless of the version).

The box allows you to store the gloves quality during transportation and storage.

Labelling

The labelling is reliable, verifiable and readable. The labelling is applied to the consumer package by any means (printing, embossing, stamping) to ensure its clarity, accuracy and readability. When using the printing method of marking, the scuffing is not allowed. The marking on the consumer package of gloves contains:

- name and location of the manufacturer;
- name and address of the representative in the country(s) of product distribution;
- inscription: "Does not contain natural rubber latex" or equivalent, and/or picture, clearly reflecting this indication;
- inscriptions: "ARCHDALE" and "TurboMAX";
- inscriptions describing the short and full name of the product: "NITRILE EXAMINATION GLOVES" and "NITRILE EXAMINATION NON-STERILE POWDER FREE TEXTURED POLYMER COATED GLOVES";
- inscription: "NON-STERILE" and/or picture, clearly reflecting this indication;
- inscription: "FOR SINGLE USE" and/or picture, clearly reflecting this indication;
- inscription: "EXAMINATION " and/or picture, clearly reflecting this indication;
- inscription: "NON-ANATOMIC SHAPE" and/or picture, clearly reflecting this indication;
- inscription: "TEXTURED" and/or picture, clearly reflecting this indication;
- inscription: "POWDER FREE" and/or picture, clearly reflecting this indication;
- inscription: "POLYMER COATED" and/or picture, clearly reflecting this indication;
- batch No.;
- date (month, year) of manufacture;
- shelf life;
- size and the number of pairs of gloves;
- information about the storage and transport conditions.

It is considered acceptable to supplement the marking other information, for example to use symbols and drawings, clarifying the consumer properties of gloves and their application. It is not allowed to put the information about the special properties of gloves without the appropriate documentary evidence.

The marking is made in the language of the country of product distribution, excluding proper name and other names.

3. Use of MD

3.1. Installation and commissioning

Open the group gloves package, take one pair of gloves and consistently wear gloves on the right, then on the left hand.

3.2. Operating procedure (intended use of product)

Consistently on the left and right gloves to turn back the edge so as the glove completely covers the coat collar.

Taking off gloves

To take the glove in the heel of the hand with fingers of the other hand.

To draw off the glove and hold it with the other hand.

Put fingers of a free hand in glove cuff on the other hand and draw off similarly.

Having turned out glove inside out, use it as a cover for other gloves.

To put gloves in the container gloves intended for them.

After removing the gloves wash your hands with soap and water and treat them with an alcohol-containing skin antiseptic.

You should change gloves:

- every two hours of continuous use;
- after discovery of visible defect;
- after a possible or really occurred puncture;
- if the glove starts to swell, stretch, stick or is not tight on the hand;
- in accordance with the rules adopted in the place of use of the these gloves.

Do not use the same pair of gloves changing one patient to another or one manipulation to another.

4. Maintenance and repair

Gloves refer to single use products and are not subject to maintenance.

Gloves are operated at a temperature (from +10 to +35) °C and humidity (80-100)%.

Store in the original packaging in a dry and well ventilated place, excluding the presence of dust, exposure to sunlight, moisture, X-rays at a temperature not lower than 50 °C and not above 40 °C and humidity (60-75%).

Protect from the effects of oils, gasoline and other substances that destroy rubber.

The product is transported by all types of covered vehicles in

In accordance with the rules of transport operating on this mode of transport at a temperature not lower than - 50 °C and not higher than 50 °C and humidity (60-75)%.

After transportation at minus temperature, unpack, soak for 24 hours at room temperature.

5. Disposal

Utilization and disposal of used products is carried out according to the requirements of SanPiN 2.1.7.2790-10, gloves used as intended refer to wastes of category B (epidemiologically hazardous wastes). Collection of used gloves should be carried out in marked (labeled) yellow bags.

6. Guarantees

Gloves refer to medical devices for single use.

The shelf life of gloves is 5 years from date of manufacture.

Guaranteed shelf life of gloves is 5 years.

7. Indications and contraindications, side effects.

Indications for single use during medical research, diagnostic and therapeutic procedures to protect the patient and the researcher from mutual contamination. Contraindications to use:



บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จำกัด
INNOVATIVE GLOVES CO., LTD.

830 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

830, Moo 4 Sanambin-BanKlang Rd., Kuanlang, Hatyai, Songkhla 90110

Thailand

Tel.: (6674) 502251

Fax: (6674) 502252, 474734

Email: rsood1963@gmail.com

www.innovativegloves.net

contact dermatitis may occur during prolonged operation of individuals. Side effects: contact dermatitis (possible with prolonged work for individuals).

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ

Перчатки ARCHDALE нитриловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные
текстурированные с полимерным покрытием TurboMAX
производства

Инновейтив Гловс Ко., Лтд.

«Утверждаю»
«Инновейтив Гловс Ко., Лтд.»
Генеральный директор и Президент
Раджив Кумар Соод

/Подпись/
Штамп * Инновейтив Гловс Ко., Лтд. *

Дата
05.06.2017

М.П.

№ 247493 9 июня 2017 г.
ВКК100 заверенная подлинная печать и подпись(и)
Раджив Кумар Соод
/подпись/
(г-жа Сирима Сутти)
Финансовый и бухгалтерский сотрудник
Старший уровень
Министерство иностранных дел Таиланда

2129120

Печать * Министерство иностранных дел *

Перевод с английского, тайского языков на русский язык
ИННОВЕЙТИВ ГЛОВС КО., ЛТД.

830 Moo 4, дорога Санамбин-Бан Кланг, Куанланг, Хатъай, Сонгкхла, 90110 Тайланд

Телефон: (6674)502251 Факс (6674)5022526 474734 Электронная почта: Rsood1963@gmail.com www.innovativegloves.net

Раздел	Содержание	Страница
1	Информация об изделии	3
1.1	Наименование и обозначение МИ	3
1.2	Производитель медицинского изделия	3
2	Описание и работа	3
2.1	Краткие сведения о медицинском изделии, включая назначение	3
2.2	Гарантированные производителем технические параметры и характеристики	4
2.3	Состав (комплектность поставки) медицинского изделия	5
2.4	Предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании МИ	5
2.5	Описание упаковки, маркировки и предупреждающих надписей на изделии	5
3	Эксплуатация МИ	6
3.1	Установка и ввод в эксплуатацию	6
3.2	Порядок работы (использование изделия по назначению)	6
4	Техническое обслуживание и текущий ремонт	7
5	Утилизация	7
6	Гарантии	7
7	Показания и противопоказания к применению, побочные эффекты.	7

1. Информация об изделии

1.1. Наименование и обозначение МИ

Перчатки ARCHDALE нитриловые диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные текстурированные с полимерным покрытием TurboMAX, размеры XS, S, M, L, XL.

1.2. Производитель медицинского изделия

Данные о производителе:

Название: Инновейтив Гловс Ко., Лтд.

Адрес: 830 Moo 4, дорога Санамбин-Бан Кланг, Куанланг, Хатъйй, Сонгкхла, Тайланд

Телефон: (6674)502251

Электронная почта: Rsood1963@gmail.com

Веб-сайт: www.innovativegloves.net

Данные об уполномоченном представителе производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ардейл-Импекс» (ООО «Ардейл-Импекс»)

115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 23, стр.5, оф.3

тел.: 8 495 777 1170, 8 495 777 1171, e-mail: abx@ardl.ru, ИНН 7724781425

2. Описание и работа

2.1. Краткие сведения о медицинском изделии, включая назначение

Изделие представляет собой нестерильные перчатки из нитрилового латекса, предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения.

Перчатки обладают внутри полимерным покрытием для облегчения процесса надевания, в том числе, на мокрые руки.

Рабочая поверхность перчаток имеет выраженную текстуру, которая обеспечивает надежный захват и удержание инструмента, препятствует его скольжению в руках при работе в условиях повышенной влажности.

Классификация производимых перчаток:

- 1) в зависимости от материала из нитрильного каучука;
- 2) в зависимости от отделки текстурированные по всей поверхности;
- 3) в зависимости от отделки неопудренные;
- 4) в зависимости от края манжеты, с венчиком на краю;
- 5) в зависимости от цвета белые за счет пигмента белого цвета;
- 6) в зависимости от размеров: XS, S, M, L, XL.
- 7) в зависимости от формы неанатомические;

На перчатки внутри нанесено полимерное покрытие.


2.2. Гарантированные производителем технические параметры и характеристики

Материалы, использованные для изготовления


Название ингредиента	Химическое названия	Функция	%
Нитриловый каучук	Акрилобутадиннитрил	Исходный материал	97,92
Аммиак	Нитрид водорода	Стабилизатор	0,37
Оксид цинка	Оксид цинка	Активатор	0,89
ЦДЭК	Диэтилдитиокарбамат цинка	Ускоритель	0,28
Сера	Сера	Сшивающий агент	0,54
Фоамвипер 7910	Оксиэтилированный нонилфенол	Пеногаситель	0,05
Пигмент	Диоксид титана	Придание белого цвета	0,5-0,8
Акрил	Акриловое полимерное покрытие ФЛЕКСИКОАТ 99	Снижение трения	1

Основные технические характеристики

Точки для измерения ширины и длины перчаток приведены на рисунке ниже



Точки для измерения толщины стенки перчаток приведены на рисунке ниже



1 – кончик пальца; 2 – ладонь; 3 – край манжеты;

A = (13±3) мм; B = (33±5) мм; C = (48±9) мм.

Перевод с английского, тайского языков на русский язык
ИННОВЕЙТИВ ГЛОВС КО., ЛТД.

830 Moo 4, дорога Санамбин-Бан Кланг, Куанланг, Хатъяй, Сонгкхла, 90110 Тайланд
Телефон: (6674)502251 Факс (6674)5022526 474734 Электронная почта: Rsood1963@gmail.com www.innovativegloves.net
Толщину стенки перчаток на уровне манжеты измеряют на расстоянии 25 ± 5 от края манжеты

Физические характеристики перчаток

Размер	Сокращенное наименование размера	Длина (мм)	Толщина, один слой (мм)			Ширина (мм)
			На уровне кончиков пальцев	На уровне ладони	На уровне манжеты	
X-Small	XS	230±10	0,11±0,01	0,08±0,01	0,06±0,01	75±5
Small	S					85±5
Medium	M					95±5
Large	L					105±5
X-Large	XL					115±5

Масса одной перчатки не более 5 г (для всех размеров)

Физические свойства перчаток

До ускоренного старения		После ускоренного старения	
Условная прочность, МПа, не менее	Удлинение при разрыве, %, не менее	Условная прочность, МПа, не менее	Удлинение при разрыве, %, не менее
22	700	22	550

Перчатки неопудренные, остаточное количество опудривающего вещества < 2,0 мг на перчатку в соответствии со стандартом ASTM D 6124
Перчатки герметичные, уровень качества герметичности (AQL) не более 1,5
Перчатки с венчиком круглого сечения на краю манжеты, диаметр венчика 1,8-2,2 мм

2.3. Состав (комплектность поставки) медицинского изделия

Одна групповая (транспортная упаковка) упаковка содержит 10 потребительских упаковок и 1 эксплуатационный документ.

2.4. Предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании МИ
Меры предосторожности

- 1)Кожа рук должна быть хорошо ухожена, без ранок, микротрещин и других повреждений.
- 2)Ногти должны быть коротко и аккуратно подстрижены. Не допускается использование искусственных ногтей.
- 3)Украшения и наручные часы при эксплуатации перчаток следует снять.
- 4) Перчатки предназначены исключительно для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения.

2.5. Описание упаковки, маркировки и предупреждающих надписей на изделии
Упаковка

Потребительская картонная коробка, в одной коробке 100 штук перчаток.
Масса упаковки с перчатками (100 шт.) не более 700 г (независимо от варианта исполнения).

Коробка позволяет сохранять качество перчаток при транспортировании и хранении.

Маркировка

Маркировка достоверная, проверяемая и читаемая. Маркировку наносят на потребительскую упаковку любым способом (печатью, тиснением, штампом) обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке перчаток содержит:

- наименование и местонахождение изготовителя;
- наименование и местонахождение представителя в стране(ах) обращения изделия;
- надпись: «Не содержит натуральный латекс» или эквивалент и/или рисунок, понятно отражающий эти указания;
- надписи: «ARCHDALE» и «TurboMAX»;
- надписи, характеризующие сокращенное и полное наименование изделия: «НИТРИЛОВЫЕ СМОТРОВЫЕ ПЕРЧАТКИ» и «ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ»;
- надпись: «НЕСТЕРИЛЬНЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;
- надпись: «ОДНОРАЗОВЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;
- надпись: «СМОТРОВЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;
- надпись: «НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;
- надпись: «ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;
- надпись: «НЕОПУДРЕННЫЕ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;
- надпись: «С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ» и/или рисунок, понятно отражающий это указание;
- номер партии;
- дата (месяц, год) изготовления;
- срок годности;
- размер и количество пар перчаток;
- информация об условиях хранения и транспортирования.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например наносить символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства перчаток и их применение.

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах перчаток без соответствующего документального подтверждения.

Маркировка наносится на языке страны обращения изделия, исключая имена собственные и наименования.

3. Эксплуатация МИ

3.1. Установка и ввод в эксплуатацию

Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток и последовательно надеть перчатки на правую, затем на левую руку.

3.2. Порядок работы (использование изделия по назначению)

Последовательно на левой и правой перчатках отвернуть загнутый край с таким расчетом, чтобы перчатка полностью охватывала манжету халата.

Снятие перчаток

Взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки.

Стянуть перчатку и удерживать ее другой рукой.

Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой.

Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки.

Поместить перчатки в предназначенную для них емкость.

После снятия перчаток вымыть руки с мылом и обработать их спиртосодержащим кожным антисептиком.

Необходимо менять перчатки:

- каждые два часа непрерывной работы;
- после обнаружения видимого дефекта;
- после возможного или действительно имевшего место прокола;
- если перчатка начинает вздуваться, растягиваться, липнуть или неплотно сидит на руке;
- в соответствии с правилами, принятыми в месте применения данных перчаток.

Не допускается использование одной и той же пары перчаток при переходе от одного пациента к другому или при переходе от одной манипуляции к другой.

4. Техническое обслуживание, текущий ремонт, климатические условия эксплуатации/транспортирования/хранения

Перчатки относятся к изделиям однократного применения и не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Перчатки эксплуатируют при температуре (от +10 до +35) °C и влажности (80-100) %.

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, исключив наличие пыли, воздействие солнечного света, влаги, рентгеновского излучения при температуре не ниже - 50 °C и не выше 40 °C и влажности (60-75) %.

Беречь от воздействия масел, бензина и других веществ разрушающих резину.

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта при температуре не ниже - 50 °C и не выше 50 °C и влажности (60-75) %.

После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре.

5. Утилизация

Утилизация и уничтожение использованных изделий на территории России осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10, использованные по назначению перчатки относятся к отходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы). Сбор использованных перчаток должен осуществляться в герметичные пакеты желтого цвета с маркировкой (надписью).

6. Гарантии

Перчатки относятся к медицинским изделиям однократного применения.

Срок годности перчаток составляет 5 лет со дня производства.

Гарантийный срок хранения перчаток 5 лет.

7. Показания и противопоказания к применению, побочные эффекты.

Показания к применению для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения.

Противопоказания к применению: возможно возникновение контактных дерматитов при длительной работе у отдельных лиц.

Побочные эффекты: контактный дерматит (возможно при длительной работе у отдельных лиц).

~~Перевод данного текста~~ сделан мной, переводчиком Кузьмичёвой Евгенией Артуровной.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого июля две тысячи семнадцатого года
Я, Мартынова Наталья Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса
города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика
Кузьмичёвой Евгении Артуровны.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 9-32513.
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2 руб.



Н.А. Мартынова

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 1 лист(а)(ов)

ВРИО Нотариуса