

Утверждаю
Генеральный директор

ООО "Вено+"

Петров В.А.



Фотографическое изображение

«Нервно-мышечный электростимулятор VEINOPLUS BACK в составе»

1. Элемент питания - 1 шт.
2. Соединительный провод - 1 шт.
3. Сменные электроды VEINOPLUS Pack - 2 шт.
4. Шнурок с логотипом – 1 шт.
4. Чехол для прибора - 1 шт.
5. Инструкция по применению - 1 шт.
6. Футляр упаковочный - 1 шт.

Фирма производитель: "Эд Рем Технолоджи.", Франция

Ad Rem Technology


162, rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, France

Гепбиро-Миллер, эксклюзивно VEINOPUS back & co.скабе.



Soulagez votre mal de dos

ACTION ANTI-DOULEUR / MASSAGE RELAXANT



VEINOPLUS[®] back

Relieve your back pain

MADE IN CHINA

VEINOPLUS[®] back Model 2.1

NEUROMUSCULAR STIMULATOR

Veinoplus[®] is a trademark of Ad Rem Technology

Ad Rem Technology is ISO 13485:2012 certified

Registered design

Manufacturer:

Ad Rem Technology

162 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris - FRANCE

Tél: + 33 (0)1 42 60 00 22

www.veinoplus.com

Assembled in China

 French technology

VEINOPLUS[®] back

Distributed by:

Государственное учреждение
Федеральное бюро по контролю
и надзору за качеством
и безопасностью
медицинских изделий

FR Issu de la technologie Veinoplus®, Veinoplus® back est un électro-stimulateur conçu pour soulager le mal de dos. Son programme unique vous procure une action antidouleur et un massage relaxant qui agit sur les 3 zones principales du dos. Facile à utiliser et peu encombrant, il vous accompagnera partout!

ES Veinoplus® back es un electroestimulador que utiliza la tecnología Veinoplus®, diseñado para aliviar el dolor de la espalda. Su único programa proporciona una acción antidolor y un masaje relajante que actúa sobre las tres zonas principales de la espalda. Es fácil de usar y ocupa poco espacio. ¡Podrá llevarlo a todas partes!

IT Derivato dalla tecnologia Veinoplus®, Veinoplus® back è un elettrostimolatore pensato per alleviare il mal di schiena. Il suo programma innovativo ha un effetto antidolorifico ed esegue un massaggio rilassante che agisce sulle 3 principali zone dorsali. Facile da utilizzare e poco ingombrante, ti accompagnerà ovunque tu vada!

EL O Veinoplus® back είναι ένας ηλεκτροδιεγέρτης σχεδιασμένος για την ανακούφιση των πόνων της πλάτης, που ενσωματώνει την τεχνολογία Veinoplus®. Το μοναδικό του πρόγραμμα σας παρέχει αναλγητική δράση και χαλαρωτικό μασάζ που ενεργεί στις 3 βασικές ζώνες της πλάτης. Εύκολος και άνετος στη χρήση, θα σας συνοδεύει παντού!

SV Veinoplus® back är en elektrostimulator baserad på Veinoplus®-teknologin och har konstruerats för att lindra ryggsmärta. Dess unika program ger en smärtstillande verkan och avslappnande massage som agerar på ryggens 3 huvudsakliga områden. Den är lätt att använda och tar liten plats. Du kan ta med den var du vill!

PL Veinoplus® back, wyprodukowany w technologii Veinoplus®, to elektrostymulator, który pozwala zmniejszyć ból pleców. Jego unikalny program zapewnia działanie przeciwbólowe i relaksujący masaż, który koncentruje się na trzech głównych obszarach pleców, łatwy w obsłudze i kompaktowy, można go ze sobą wszędzie zabrać!

ZH 由Veinoplus®科技製造的Veinoplus® back是一款有效緩解背部疼痛的電磁刺激儀器。它獨特的程式可以作用於背部主要三個區域，減輕您的背部疼痛並輔以舒適的按摩。使用簡單，小巧輕便，可隨身攜帶。詳細的建議及注意事項：請參閱使用手冊。HKMD No. 140204

TR Veinoplus® teknolojisini kullanan Veinoplus® back, sırt ağrılarını hafifletmek için tasarlanmış bir elektro uyandırıcıdır. Eşiz programı size ağrı giderici bir işlem ve sırtın 3 temel bölgesini uyaran rahatlatıcı bir masaj sunar. Kullanımı kolay olup, sizi uğraştırmaz ve her yerde yanınızda hazır olur!

EN Developed with Veinoplus® technology, Veinoplus® back is a stimulator designed to soothe back pain. It offers a unique programme of pain relief and relaxing massage which acts on the three main areas of the back. Compact and easy to use, you can take it anywhere!

DE Der auf der Veinoplus®-Technologie basierende Veinoplus® back ist ein Elektrostimulator zur Behandlung von Rückenschmerzen. Sein einzigartiges Stimulationsprogramm wirkt schmerzlindernd und sorgt für eine entspannende Massage, die drei wichtige Zonen des Rückens behandelt. Bedienungsfreundlich und platzsparend – ein perfekter Begleiter!

PT Baseado na tecnologia Veinoplus®, o Veinoplus® back é um eletro-estimulador desenvolvido para aliviar as dores nas costas. O seu programa único assegura uma ação anti-dor e uma massagem relaxante que atua nas 3 zonas principais das costas. Fácil de utilizar e nada volumoso, ele acompanhá-lo-á para todo o lado!

FI Veinoplus®-teknologiaan perustuva Veinoplus® Back on selkäkipujen lievitykseen tarkoitettu sähköstimulaattilaitte. Ainutlaatuinen laite lievittää kipuja ja rentouttaa hieromalla selän kolmea keskeistä lihassyhmää. Voit pitää helpokäyttöistä ja pienikokoista laitetta aina mukanas!

NL Veinoplus® back is ontstaan uit de Veinoplus® technologie en is een elektrostimulator die rugpijn verlicht. Het unieke programma neemt de pijn weg en geeft u een ontspannende massage die de 3 belangrijkste zones van de rug behandelt. Door het gemakkelijke gebruik en omdat het weinig plaats inneemt, kunt u het overal mee naartoe nemen!

RU Созданный на основе технологии Veinoplus®, электростимулятор Veinoplus® back предназначен, чтобы облегчить боль в спине. Его уникальная программа окажет обезболивающее действие и сделает расслабляющий массаж, который воздействует на 3 основные зоны спины. Компактный и легкий в использовании, вы можете брать его везде с собой!

ID Teknologi Veinoplus®, Veinoplus® back adalah elektrostimulator yang dikembangkan untuk menghilangkan nyeri pada punggung. Program ini ditujukan khusus bagi mereka yang membutuhkan penghilang nyeri sekaligus pijatan penenang yang bekerja di 3 zona utama punggung. Mudah digunakan dan dibawa-bawa, teknologi ini bisa Anda gunakan di mana saja!


AR يتعد جهاز Veinoplus® back للتخفيف من آلام الظهر على التقنيات المتقدمة في أجهزة Veinoplus®، وهو... تم تخفيف أوجاع الظهر بفضل برمجة فريدة تتيح تخفيف الآلام وإحداث تأثير لطيف. كما أنه يعمل على ثلاثة مواقع أساسية في الظهر. يتميز هذا الجهاز بصغر حجمه وسهولة استعماله، وهذا ما يتيح لك أخذه أينما تشاء.

VEINOPLUS® back




© Copyright 2013 Paris - Ad Rem Technology

2017.05.04/10.50







Model 2: 1

MODE D'EMPLOI	INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE USO	BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE D'USO	MANUAL DE USO
OHJITIEZ XPHIIZI	KÄYTTÖOPAS
BRUKSANVISNING	GEbruiksaanwijzing
INSTRUKCJA OBSŁUGI	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
使用説明書	INSTRUKSI MANUAL
KULLANIM ŞEKLİ	دليل التعليمات

INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USO
KÄYTTÖOPAS
GEBRUIKSAANWIJZING
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСП.
INSTRUKSI MANUAL
دليل التعليمات



GP **ALKALINE**

1604A 9V

6LF22 / 6LR61 / 6LP3146 / MN1604

NOT FOR RETAIL SALE



0% MERCURY & CADMIUM

Соединительный кабель



VEINOPLUS®

2x

8 x 13
cm
(3" x 5")


CE

PACK

Reusable
Self-Adhering
Electrodes

LATEX
FREE

Patented
GMDN code: 34374



Manufactured in USA for:

Ad Rem Technology

162, rue du Faubourg Saint Honoré

75008 Paris, France

www.adremtechnology.com

Certified ISO 13485 : 2012



EAC



INDICATIONS FOR USE:

Reusable, self-adhering, over-the-counter
Veinoplus® PACK Neurostimulation Electrodes
are indicated for use with Veinoplus® devices for
transcutaneous neuromuscular electrical
stimulation.

Transcutaneous Neurostimulation Electrodes are
passive devices serving as an interface between
a user's skin and a neurostimulation device.

For additional facts and electrode care information:

adremtechnology.com/our-products/electrodes-pack/


SIZE 8 x 13cm (3" x 5") OVAL QTY. 2

LOT

AM000010064



2018-03



Instructions for Application, Operation and Removal:

1. Skin must always be clean and free from grease and lotion.
2. Do not apply to broken skin.
3. Attach lead wires to electrodes.
4. Remove the protective liner from the electrode. Save liner.
5. Apply electrode securely to skin. Apply center first, then smooth down to electrode edges.
6. Attach lead wires to Veinoplus device. Turn stimulator on; adjust according to Veinoplus instructions for treatment.
7. When stimulation session is complete, turn stimulator OFF.
8. Lift at the edge and peel to remove electrodes from skin.

Instructions for Electrode Care and Storage:

9. Replace the saved protective liner on the electrode. Be sure to place the ON side against the electrode gel surface.
- Disconnect the stimulator wires from the electrode lead wire connectors.
10. Replace electrodes in the original package.

If electrodes begin losing adhesion, gently rubbing one or two drops of water onto gel surface may extend usage. If not, replace with new electrodes.

Caution: Electrodes not firmly attached to the skin greatly increase the chance of burns and other adverse reactions.

Warnings and Precautions:

For all relevant hazards, contraindications, warnings, precautions and adverse side effects, refer to the Veinoplus device user's manual.

- Keep electrodes out of the reach of children.
- Electrodes are intended for single person use only.
- DO NOT remove electrode by pulling on lead wire.
- DO NOT use electrodes that are the wrong size or shape for your device, or incorrectly applied. This could result in skin irritation or thermal burns.



- Keep electrodes separated during treatment.
- DO NOT apply to broken skin. Should a skin rash or skin burn occur, immediately discontinue use and contact your physician.
- Only Veinoplus PACK electrodes MUST BE USED with Veinoplus stimulators.
- DO NOT apply electrodes across the head, or across the heart, or on the front of the neck.
- DO NOT stimulate while driving or operating machinery.

NOTE: The life of the electrode varies depending on skin conditions, skin preparation, type of stimulation, storage and climate. Please read the Veinoplus device user's manual thoroughly before use.

PE01-D-2014-10


Form No. 18-6402 (5/14)
Made in USA

Гусаконка мексиканская

Смерть скарлатины VEINOPUS Back



Шнурок с застежкой



Хелон для похудения

VEINOPUS

VEINOPLUS[®] back



Model 2.1

MODE D'EMPLOI

MANUAL DE USO

MANUALE D'USO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BRUKSANVISNING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

使用説明書

KULLANIM ŞEKLİ

INSTRUCTION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE USO

KÄYTTÖOPAS

GEBRUIKSAANWIJZING

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

INSTRUKSI MANUAL

دليل التعليمات

Инструкция по применению

Регистр производителей

Прошито и скреплено
- 17 - (листов)

Рек. директор.

ООО "Вено + "

Петров В.А.

