

INSTRUCTION for use

1. PURPOSE: Ophthalmic spectacle frames made of metal, plastic, combined produced by “op Couture Brillen GmbH”, meant for holding the lenses in a correct fixed position over the eyes.

2. MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS AND CONSTRUCTION

Frames, depending on design features and manufacturing technology, are divided into types indicated in Table 1.

Table 1.

Designation of frame type	Name of frame type	Type and designation of temples
FP	Plastic optical frames	Plastic rigid PR; Plastic elastic PE.
FM	Metal optical frames	Metal rigid PR; Metal elastic PE.
FC	Combined optical frames	Metal rigid MR; Metal elastic PE; Plastic rigid PR; Plastic elastic PE



Figure. 1. Metal optical frames (FM)



Figure. 2. Plastic optical frames (FP)



Figure. 3. Combined optical frames (FC)

3.3.2 Ophthalmic spectacle frames consist of a font, temples, nosepads, hinges. Hinges may be plane and spring.




Figure. 4. Structure of the frame

Ophthalmic spectacle frames are characterized by three basic geometric parameters: width (a), width of bridge (b) and length of temples before bending (L).

Applied to the frames of the company "Op Couture Brillen GmbH" dimensions are given in Table 2:

Types of frames for glasses correcting		The distance between the vertical tangents to the beveled facet groove (a). (Mm)	The minimum distance between the vertical tangents to the base of the facet groove of the rims (b). (Mm)	The whole temple length (L) (mm)	Temple length from the hinge axis to the beginning of the bend (L1) (mm)	Temple mass without lenses (g)
Ophthalmic spectacle frames of metal	men	$52 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$145 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$22 \pm 1,0$
	men	$56 \pm 0,2$	$20 \pm 0,2$	$145 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$22 \pm 1,0$
	women	$53 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$12 \pm 1,0$
	women	$54 \pm 0,2$	$17 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$95 \pm 1,0$	$20 \pm 1,0$
	unisex	$50 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$95 \pm 1,0$	$14 \pm 1,0$
	unisex	$56 \pm 0,2$	$20 \pm 0,2$	$150 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$18 \pm 1,0$
Ophthalmic spectacle frames of plastic	men	$47 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$100 \pm 1,0$	$26 \pm 1,0$
	men	$58 \pm 0,2$	$20 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$95 \pm 1,0$	$24 \pm 1,0$
	women	$53 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$115 \pm 1,0$	$24 \pm 1,0$
	women	$56 \pm 0,2$	$20 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$22 \pm 1,0$
	unisex	$47 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$100 \pm 1,0$	$20 \pm 1,0$

	unisex	55 ± 0,2	18 ± 0,2	135 ± 1,0	110 ± 1,0	24 ± 1,0
Ophthalmic spectacle frames of combined	men	58 ± 0,2	20 ± 0,2	140 ± 1,0	110 ± 1,0	24 ± 1,0
	men	56 ± 0,2	22 ± 0,2	135 ± 1,0	100 ± 1,0	20 ± 1,0
	women	54 ± 0,2	14 ± 0,2	140 ± 1,0	110 ± 1,0	22 ± 1,0
	women	53 ± 0,2	15 ± 0,2	130 ± 1,0	90 ± 1,0	20 ± 1,0
	unisex	54 ± 0,2	18 ± 0,2	135 ± 1,0	95 ± 1,0	24 ± 1,0
	unisex	50 ± 0,2	16 ± 0,2	140 ± 1,0	100 ± 1,0	22 ± 1,0

On the surface of the frames there should be no sharp edges and burrs visible to the naked eye of shells, scratches, bubbles, and build-up of solder.

The temples should rotate on the axis smoothly, without jamming.

Decorative finish (if any) of nickel silver (N18 CUNI18ZN20).

The frames of the corrective glasses correspond to the norms: ISO EN 12870, EN 12472, EN 16128.

The frames of the corrective glasses are selected taking into account the patient's anthropometric data.

3. INDICATIONS FOR APPLICATION:

Correction of defects in the optics of the eyes:

- myopia (myopia) - short-sightedness,
- Presbyopia (presbyopia) - hyperopia
- astigmatism (astigmatismus)
- Hypermetropia (hypermetropia), a weak type of clinical refraction
- anisometropia (difference in refractions on the eyes)
- keratoconus

The following may be CONTRAINDICATIONS TO APPLICATION:

- Individual intolerance to vision correction with glasses;
- the inability to correct vision with glasses.

4. MATERIALS:

Rims are made of materials that can not cause irritation, allergic or toxic reactions during their operation in contact with the skin of a person.

Plastic frames are made of cellulose acetate (cellulose acetate polymer (69-75%) and diethyl phthalate (25-31%)), hinges and screws made of nickel silver (N18CUNI18ZN20).

Metal and combined (including hinges and screws) from nickel silver (N18CUNI18ZN20) and cellulose acetate (cellulose acetate (69-75%) and diethyl phthalate

25- 31%) or pure titanium (CAS No. 7740-32- 6; EINECS 241-036-9).

The tips of the temples are made of cellulose acetate (cellulose acetate polymer (69-75%) and diethyl phthalate (25-31%)).

Nose pads are produced of silicone LSR50.

Transportation inserts made of acrylic Polycryl Clear.

Materials comply with the requirements of biological safety.

5. MARKING:

Right temple shall have factory marking with indication of:
model number (1097), technical size (54-16-135), colour or coating code (COL.002).



Figure 5. Frame marking. Right temple.

The left temple indicates the manufacture's name, conformity mark and country of manufacture.




Figure 6. Frame marking. Left temple.

Each frame is packed into an individual consumer plastic packaging.



Figure 7. Individual plastic packaging.

Plastic packaging of each frame or the label placed into plastic packaging should contain:

- nominal value of basic sizes;
- model number;
- model colour;
- bar code
- name of product;
- manufacturer;
- date of manufacture;
- expiration date,
- government standard




Figure 8. Label attached to plastic packaging.

Frames in plastic packaging should be compactly placed into group packaging box. Group packaging box should contain frames of the same type with the same basic sizes, in quantity of 8-10 pcs.



Figure 9. Group packaging box.

Each group packaging box should have a sticker of the manufacturer on it, which should contain following inscriptions:

- model number;
- model colour;
- nominal value of basic sizes;
- quantity of frames

Dimensions of the packaging box, in cm (length x width x height): 23 x 15 x 5,8.

Maximum load on the group packaging box is 10 kg.

Transport packaging is made only by agreement with the consumer.

Frames packed in transport packaging should be resistant to transport shaking with a maximum acceleration of 30 m/s² and frequency of 2 to 3 Hz.

Marking of transport packaging with application of the handling mark "Caution, fragile".

Set of delivery: transport inserts, frame.

6. PREPARING THE ITEM FOR USE: The spectacle frame should not lose its original shape after fitting the lenses. The rims should be symmetrical. No dents, scratches or gaps between spectacle lenses and rims, nor any other assembling defects are allowed.

Spectacle lenses fixed in the frame should not move or fall out of the rims during normal spectacle use.

7. TERMS OF STORAGE AND USE:

- It is not recommended to leave the frame in direct sunlight at high temperatures (for example, into car on the dashboard);

- Need to avoid the fall of the frame on hard surfaces, and mechanical loads that can damage the frame;

- For storage of frames need to use a case, is not permitted the wearing of frame into the pockets of clothing or bags in order to avoid scratches on the cover and mechanical damage;

- To put on and take off frames with both hands is necessary - this prevents their deformation;

- Need to avoid wearing frames during sleep;

- Are not allowed to apply to the frame significant mechanical forces;

- Caution should be exercised when doing sports and the production of works involving sudden movements of the head, the slopes, jumps and bumps.

- Do not apply significant mechanical efforts to the frame;

- Keep the frame in a case or any other package to protect it from mechanical damage;

- Full average term of use is no less than 3 years;

Terms of storage: in heated storages under the environmental temperature from + 5°C to + 50°C, relative air moisture 80%, Atmospheric pressure 700-1060 hPa

- No impact of aggressive substances (acids, alkali) and organic solvents and their fumes is allowed during storage.

- Storage life: plastic and combined frames – 5 years, metal frames – 10 years.

8. TERMS OF USE

Ophtalmic spectacle frames are used in all climate zones at any time of the day.

9. PRECAUTIONS FOR USE

While using ophtalmic spectacle frames it is necessary to exercise caution practising sports and activities involving sudden head movements, bends, jumps and bumps.

10. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Allergic reaction in case of individual intolerance of frames material is possible.

11. INFORMATION ON THE POSSIBLE IMPACT OF THE USE ON ABILITY TO DRIVE VEHICLES, MACHINERY

Drivers with vision problems may drive vehicles and machinery using spectacle frames (in the manufacture of frames for corrective glasses).

12. STERILITY

Unsterile.

13. MAINTENANCE AND REPAIRS

Ophthalmic spectacle frames should be repaired in special laboratories licensed for production, maintenance and repairs.

14. WARRANTY OBLIGATIONS

Storage life: plastic and combined frames – 5 years, metal frames – 10 years.

Full storage life – not less than 3 years with temple bends not more than 30 000.

15. TRANSPORTATION

Ophthalmic spectacle frames are transported by all kinds of transport in covered vehicles in accordance with the rules of transportation of goods applicable to this kind of transport.

Temperature from - 45°C to + 50°C

Relative air moisture up to 98%

Atmospheric pressure 700-1060 hPa

16. DISPOSAL

Spectacle frames do not contain harmful substances and components that pose a threat to human health and the environment during and after the end of life and disposal. Ophthalmic spectacle frames should be disposed of as household waste.

Wastes of production and parts with expired year of storage are classified as class A medical waste.

17. CERTIFICATES

The manufacturer uses its own quality system that is subject to verification and updating on an annual basis.

18. AUTHORISED REPRESENTATIVE

ООО «РЕЗЕНТЕЛ»

Legal address: 111024, Moscow, Andronovskoe highway, 26, build. 6, off. 11B


Phone number 8 (495) 660-01-25

Klaus Lippert

General Manager

“op Couture Brillen GmbH”

Signature



Date

10.11. 2017

B 1824/17

Protocol No.

B 1824/17

I, Gottfried Braun, notary public in Passau, hereby certify,
that the above is the true signature, subscribed in my presence, of

Mr. Klaus Lippert,

born on the 10th of March 1974,

address: Mühlbergstr. 16, 94535 Eging am See

who is personally known to me,

acting


on behalf of


op Couture Brillen GmbH

a company with registered office at Passau, Germany.

According to § 21 Section 1 No. 1 BNotO I certify by inspecting the electronic commercial register of the local court of Passau from today, that Mr. Klaus Lippert is sole authorized representative Managing Director of op Couture Brillen GmbH, with company's seat in Passau, registered in the Commercial register of the Local Court of Passau under No. HRB 5423 and he is released from the restrictions of § 181 BGB.

Passau, this 10th day of November 2017




Gottfried Braun
(notary public in Passau)

ИНСТРУКЦИЯ по применению

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Оправы корректирующих очков металлические, пластмассовые, комбинированные производства фирмы «оп Кутюр Бриллен ГмбХ» («ор Couture Brillen GmbH»), предназначены для фиксации линз и правильного положения линз относительно глаз.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ

Оправы в зависимости от конструктивных особенностей и технологии изготовления подразделяют на типы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1.

Обозначение типа оправы	Наименование типа оправы	Вид и обозначение заушника
ОП	Оправа корректирующих очков пластмассовая	Пластмассовый жесткий ПЖ; Пластмассовый эластичный ПЭ.
ОМ	Оправа корректирующих очков металлическая	Металлический жесткий МЖ; Металлический эластичный ПЭ.
ОК	Оправа корректирующих очков комбинированная	Металлический жесткий МЖ; Металлический эластичный ПЭ; Пластмассовый жесткий ПЖ; Пластмассовый эластичный ПЭ



Рис. 1. Оправа корректирующих очков металлическая (ОМ)



Рис. 2. Оправа корректирующих очков пластмассовая (ОП)



Рис. 3. Оправа корректирующих очков комбинированная (ОК)

Оправы корректирующих очков состоят из рамки, заушников, носовых упоров, шарниров. Шарниры могут быть простыми и пружинными.




Рис. 4. Структура оправы корректирующих очков

Оправы корректирующих очков характеризуются тремя основными геометрическими параметрами: шириной (а), шириной мостика (b) и длиной заушников до изгиба (L1).

Применяемые для оправ фирмы «оп Кутюр Бриллен Гмбх» размеры приведены в таблице 2:

Виды оправ для очков корректирующих		Расстояние между вертикальными касательными к фасетной канавке ободка (а). (мм)	Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фасетной канавки ободков (b). (мм)	Вся длина заушника (L) (мм)	Длина заушника от оси шарнира до начала изгиба (L1) (мм)	Масса оправы без линз (гр)
Оправы корректирующих очков металлические	мужские	$52 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$145 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$22 \pm 1,0$
	мужские	$56 \pm 0,2$	$20 \pm 0,2$	$145 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$22 \pm 1,0$
	женские	$53 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$12 \pm 1,0$
	женские	$54 \pm 0,2$	$17 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$95 \pm 1,0$	$20 \pm 1,0$
	унисекс	$50 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$95 \pm 1,0$	$14 \pm 1,0$
	унисекс	$56 \pm 0,2$	$20 \pm 0,2$	$150 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$18 \pm 1,0$
Оправы корректирующих очков пластмассовые	мужские	$47 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$100 \pm 1,0$	$26 \pm 1,0$
	мужские	$58 \pm 0,2$	$20 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$95 \pm 1,0$	$24 \pm 1,0$
	женские	$53 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$115 \pm 1,0$	$24 \pm 1,0$
	женские	$56 \pm 0,2$	$20 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$22 \pm 1,0$
	унисекс	$47 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$100 \pm 1,0$	$20 \pm 1,0$
	унисекс	$55 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$24 \pm 1,0$
Оправы корректирующих очков комбинированные	мужские	$58 \pm 0,2$	$20 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$110 \pm 1,0$	$24 \pm 1,0$
	мужские	$56 \pm 0,2$	$22 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$100 \pm 1,0$	$20 \pm 1,0$
	женские	$54 \pm 0,2$	$14 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$100 \pm 1,0$	$22 \pm 1,0$
	женские	$53 \pm 0,2$	$15 \pm 0,2$	$130 \pm 1,0$	$90 \pm 1,0$	$20 \pm 1,0$
	унисекс	$54 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$135 \pm 1,0$	$95 \pm 1,0$	$24 \pm 1,0$
	унисекс	$50 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$140 \pm 1,0$	$100 \pm 1,0$	$22 \pm 1,0$

На поверхности оправ не должно быть острых кромок и заусенцев, видимых невооруженным глазом раковин, царапин, пузырей, наплывов припоя.

Заушники должны поворачиваться на оси плавно, без заеданий.

Декоративная отделка (при наличии) выполнена из нейзильбера (N18CUNI18ZN20).

Оправы корректирующих очков соответствуют европейским нормам (стандартам): ISO EN 12870, EN 12472, EN 16128.

Оправы корректирующих очков подбираются с учетом антропометрических данных пациента. Для принятия решения о применении данного способа коррекции зрения необходимо проконсультироваться с медицинским работником

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Коррекция дефектов оптики глаз :

- миопии (myopia)- близорукость,
- пресбиопия (presbyopia) - дальнозоркость
- астигматизм (astigmatismus)
- гиперметропия (hypermetropia) слабый вид клинической рефракции
- анизометропия(разница в рефракциях на глазах)

- кератоконус и др.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ можно считать:

- индивидуальная непереносимость коррекции зрения с помощью очков;
- невозможность коррекции зрения с помощью очков.

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Оправы изготовлены из материалов, которые не могут вызвать раздражение, аллергические или токсические реакции в процессе их эксплуатации при контакте с кожей человека.

Пластмассовые оправы произведены из ацетата целлюлозы (ацетат целлюлозы (69-75 %) и диэтилфталат (25-31 %)), шарниры и винты из нейзильбера (N18CUNI18ZN20).

Металлические и комбинированные оправы произведены из нейзильбера (N18CUNI18ZN20) и ацетата целлюлозы (ацетат целлюлозы (69-75 %) и диэтилфталат (25-31 %)) или из чистого титана (номер CAS 7740-32-6, номер EINECS 241-036-9), шарниры и винты из нейзильбера (N18CUNI18ZN20).

Наконечники заушников изготовлены из ацетата целлюлозы (ацетат целлюлозы (69-75 %) и диэтилфталат (25-31 %)).

Носоупоры произведены из силикона LSR50.

Транспортировочные вставки произведены из акрила Polycryl Clear.

Материалы соответствуют требованиям биологической безопасности

5. МАРКИРОВКА:

На правом заушнике заводская маркировка, с указанием: номера модели (1097), технического размера (54-16-135), код цвета или покрытия (COL.002).



Рис. 5. Маркировка оправ. Правый заушник.

На левом заушнике - наименование производителя, знак соответствия и страна производства.



Рис. 6 Маркировка оправ. Левый заушник.

Каждая оправа упаковывается в индивидуальную потребительскую полиэтиленовую упаковку.



Рис. 7. Индивидуальная полиэтиленовая упаковка.

На полиэтиленовой упаковке каждой оправы или на этикетке, вкладываемой в полиэтиленовую упаковку, должны быть указаны:

- номинальные значения основных размеров;
- номер модели;
- цвет модели;
- штрих-код;
- наименование продукта;
- производитель;
- дата производства;
- срок годности;
- ГОСТ




Рис. 8. Этикетка, вкладываемая в полиэтиленовую упаковку

Оправы, упакованные в полиэтиленовую упаковку, должны быть плотно уложены в групповые упаковочные коробки. В групповую упаковочную коробку должны быть уложены оправы одного типа с одинаковыми основными размерами, в количестве 8-10 шт.



Рис. 9. Групповая упаковочная коробка.

На каждую групповую упаковочную коробку должна быть наклеена этикетка предприятия-изготовителя, на которой должны быть надписи:

- номер модели;
- цвет модели;
- номинальные значения основных размеров;
- количество оправ

Размеры упаковочной коробки, в см (длина x ширина x высота): 23 x 15 x 5,8.

Максимальная нагрузка на групповую упаковочную коробку 10 кг.

Транспортная тара по согласованию с заказчиком.

Оправы, упакованные в транспортную тару, должны быть устойчивы к воздействию транспортной тряски с максимальным ускорением 30 м/с² и частотой от 2 до 3 Гц.

Маркировка транспортной тары с нанесением манипуляционного знака «Осторожно, хрупкое».

Комплект поставки: транспортировочные вставки, оправа.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ: Очковая оправа после вставки в нее линз не должна терять первоначальной формы. Ободки должны быть симметричны. Сколы, царапины, зазоры между очковыми линзами и ободками рамки оправы, а также другие дефекты сборки очков не допускаются.

Очковые линзы, вставленные в оправу, не должны смещаться и выпадать из световых проемов оправы при нормальной эксплуатации очков.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- не рекомендуется оставлять оправы под прямым воздействием солнечного света при высоких температурах (например, на панели управления автомобилем);
- необходимо избегать падения оправы на твердые поверхности, а также механических нагрузок, способных повредить оправу;
- для хранения оправы необходимо использовать чехол или футляр, не допускается ношение оправы в карманах одежды или сумках во избежание появления царапин на покрытии и механических повреждений;
- надевать и снимать очки необходимо двумя руками — это предотвратит их деформацию;
- необходимо избегать ношения оправы во время сна;
- не допускается прикладывать к оправе значительные механические усилия;
- следует соблюдать осторожность при занятиях спортом и производстве работ, предполагающих резкие движения головой, наклоны, прыжки и удары.
- Не допускается прикладывать к оправе значительные механические усилия;
- Оправу следует хранить в футляре либо в иной упаковке, исключающей возможность механического повреждения;
- Полный средний срок службы оправы составляет не менее 3-х лет;
- Условия хранения: в отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от + 5°C до + 50°C, относительной влажности воздуха 80%; атмосферное давление – 700-1060 гПа
- Во время хранения не допускается воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей) и органических растворителей или их паров.
- Срок хранения оправ: пластмассовых и комбинированных – 5 лет; металлических – 10 лет.

8. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Оправы корригирующих очков применяются во всех климатических зонах, в любое время суток.

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

При использовании оправ очковых следует соблюдать осторожность при занятиях спортом и производстве работ, предполагающих резкие движения головой, наклоны, прыжки и удары.

10. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Возможны аллергические реакции при индивидуальной непереносимости материалов оправ.

11. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

Водителям, имеющим проблемы со зрением, оправы корректирующих очков обеспечивают возможность управления транспортными средствами и механизмами (при изготовлении из оправ для очков корректирующих).

12. СТЕРИЛЬНОСТЬ

Нестерильно.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Оправы корректирующих очков должны ремонтироваться в специальных лабораториях, имеющих лицензию на производство, техническое обслуживание и ремонт.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок хранения оправ: пластмассовых и комбинированных – 5 лет, металлических – 10 лет.

Полный срок службы оправ – не менее 3 лет при количестве качаний заушника не более 30 000.

15. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка оправ корректирующих очков производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

Температура от - 45°C до + 50°C

Относительная влажность до 98%

Атмосферное давление 700-1060 гПа

16. УТИЛИЗАЦИЯ

Оправы не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации. Оправы корректирующих очков подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами.

Отходы производства и части с истекшим сроком хранения относятся к медицинским отходам класса А.

17. СЕРТИФИКАТЫ

Производитель использует внутреннюю систему качества, которая ежегодно проверяется и актуализируется.

18. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

ООО «РЕЗЕНТЕЛЬ»

Юридический адрес: 111024, г. Москва, шоссе Андроновское, 26, стр. 6, пом. 11Б

Телефон 8(495) 660-01-25

Клаус Липперт (Klaus Lippert)

Генеральный директор

«оп Кутюр Бриллен Гмбх»

Подпись *[подпись]*

Дата: 10.11.2017

В 1824/17

Протокол № В 1824/17

Я, Готтфрид Браун (Gottfried Braun), нотариус г. Пассау, настоящим удостоверяю, что вышеозначенная подпись поставлена в моем присутствии и является подлинной

Г-на Клауса **Липперта** (Klaus Lippert),

Дата рождения: 10 марта 1974 г.

Адрес: Мюльбергштрассе 16, 94535 Эгинг-ам-Зе,

Знакомого мне лично,

действующего

от имени

оп Кутюр Бриллен Гмбх

компании, зарегистрированной в г.Пассау, Германия.

Согласно § 21 Раздел 1 №1 BNotO я подтверждаю проверку информации электронного коммерческого реестра местного суда г. Пассау от сегодняшнего дня о том, что г-н Клаус Липперт является единоличным уполномоченным представителем, Управляющим директором компании оп Кутюр Бриллен Гмбх, расположенной в г.Пассау, зарегистрированной в Коммерческом реестре Местного суда г. Пассау под номером HRB 5423 и освобожденной от ограничений § 181 BGB.

г.Пассау, 10 ноября 2017 г.

/подпись/

Готтфрид Браун

(нотариус г.Пассау)

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Клепневым Виктором Игоревичем.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать восьмого ноября две тысячи семнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Клепнева Виктора Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 15-47595

Взыскано государственной пошлины(по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: ----- руб.

Г.Б. Акимов

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 22 лист(а)(ов)

Нотариус

