

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО "ОЭЗ "ВладМиВа"

В.П. Чув
" 06 " 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического кальцийсодержащего
светового отверждения подкладочного под пломбы из
стеклоиономерных и композитных средств
"КАЛЬЦЕЛАЙТ"
ТУ 9391-096-45814830-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

"Кальцелайт" применяется в качестве кальцийсодержащей подкладки для выстилания глубоких кариозных полостей (непрямая изоляция пульпы) под пломбы из стеклоиономерных и композитных материалов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

"Кальцелайт" – однокомпонентный светоотверждаемый, рентгеноконтрастный подкладочный материал, содержащий в своем составе гидроокись кальция, полимерное связующее (олигокарбонатметакрилат), рентгеноконтрастный наполнитель, инициаторы и активаторы фотополимеризации.

«Кальцелайт» позволяет предохранить пульпу от токсического воздействия кислот, обладает стабильностью и низкой растворимостью, термоизолирующими свойствами, а также химическим сродством к полимерным материалам, которое обеспечивает высокую степень сцепления с композитами.

Контролируемое короткое время отверждения материала при неограниченном рабочем времени создает дополнительные удобства в его использовании.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовить и хорошо высушить кариозную полость. Внести необходимое количество материала, равномерно распределив его по дну полости тонким слоем (не более 1 мм). Затем полимеризовать материал светом галогеновой лампы длиной волны 450-500 нм в течение 40 секунд. Если необходима толщина слоя более 1 мм, материал наносят послойно, последовательно отверждая каждый слой.

Внимание! *Сразу после использования материала шприц закрыть черным колпачком.*

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц)	1,5 г
Игла	5 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности – 2 года.

Внимание!

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения



