

I certify the accuracy, correctness
and reliability of the document content

Foto Fiso

Legal representative of Mastelli S.r.L.

For and behalf of Mastelli S.r.L.

Instruction for use / Инструкция по применению

**Injectable gelled implant CHRONOTRON® based on polynucleotides,
for intra-articular use, 20 mg/ml**

**Имплантат инъекционный ХРОНОТРОН® (CHRONOTRON®) в виде геля на основе
полинуклеотидов для внутрисуставного введения, 20 мг/мл**



Injectable gelled implant CHRONOTRON® based on polynucleotides, for intra-articular use, 20 mg/ml		Имплантат инъекционный ХРОНОТРОН® (CHRONOTRON®) в виде геля на основе полинуклеотидов для внутрисуставного введения, 20 мг/мл	
INSTRUCTIONS FOR USE		ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Packaging The package contains one pre-filled, sterile, non-pyrogenic glass syringe. Each syringe contains 2.0 ml of solution.		Упаковка В упаковке находится один стеклянный шприц, предварительно заполненный, стерильный, апиrogenный. Каждый шприц содержит 2,0 мл раствора.	
Composition Each pre-filled syringe contains: 20 mg/ml polynucleotides, water for injectable preparations, sodium chloride, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dodecahydrate.		Состав Каждый предварительно заполненный шприц содержит: 20 мг/мл полинуклеотидов, воду для инъекций, натрия хлорид, дигидрат одноосновного натрия фосфата, додекагидрат двухосновного натрия фосфата.	
Specifications		Технические характеристики	
Implant compound in 1 ml / percentage	Polynucleotides: 20 ± 2 mg / 2 % Sodium chloride: 8 mg ± 0,8 mg / 0,8 % Monobasic sodium phosphate dihydrate: 0,3 ± 0,03 mg / 0,03 % Dibasic sodium phosphate dibasic dodecahydrate: 1,5 ± 0,15 mg / 0,15 % Water: q.s. to 1 ml / 97,02%	Состав 1 мл имплантата / процентное соотношение	Полунуклеотиды: 20 ± 2 мг / 2 % Хлорид натрия: 8 мг ± 0,8 мг / 0,8 % Дигидрат дигидрофосфата натрия: 0,3 ± 0,03 mg / 0,03 % Додекагидрат гидрофосфата натрия: 1,5 ± 0,15 мг / 0,15 % Вода: до объема 1 мл / 97,02%
Appearance	Gelled solution	Внешний вид	Гелевый раствор
Odour	Odourless	Запах	Без запаха
Color	Colorless, transparent	Цвет	Бесцветный, прозрачный
Implant osmolarity	270-330 mOsm/kg	Осмоляльность имплантата	270-330 мОсм/кг
Implant pH	6,5-7,5	pH имплантата	6,5-7,5
Relative density (the reference substance is purified water)	1,00-1,10	Относительная плотность (по воде)	1,00-1,10
Density	998,20 - 1098,02 kg/m³ (at +20 °C) 999,97 - 1099,97 kg/m³ (at +4 °C)	Плотность	998,20 - 1098,02 кг/м³ (при +20 °C) 999,97 - 1099,97 кг/м³ (при +4 °C)
Implant mechanical impurities	Sub-visible particles according to Ph. Eur. current ed. monograph Method A - number of particles ≥ 10 micrometers /container must be ≤ 6000 - number of particles ≥ 25 micrometers /container must be ≤ 600 Or	Механические примеси имплантата	Невидимые частицы в соответствии с текущей версией Европейской Фармакопеи, Метод А - кол-во частиц ≥ 10 микрометров / контейнер должно быть ≤ 6000 - кол-во частиц ≥ 25 микрометров / контейнер должно быть ≤ 600 или
Sub-visible particles according to Ph. Eur. current ed.		Невидимые частицы в соответствии с текущей	

For Russell

WST

Handwritten signature and stamp

	monograph Method B - Number of particles ≥ 10 micrometers /container must be ≤ 3000 - Number of particles ≥ 25 micrometers /container must be ≤ 300
Bacterial endotoxines	< 70 EU/ml
Dynamic implant viscosity	> 4000 centiPoise (> 4 Pa*s) at 25 °C (performed by Brookfield viscometer, Spindle 27)
Implant weight in a syringe	2,0 – 2,42 g
Extractable volume	100 – 110%

	версией Европейской Фармакопеи, Метод В - кол-во частиц ≥ 10 микрометров / контейнер должно быть ≤ 3000 - кол-во частиц ≥ 25 микрометров / контейнер должно быть ≤ 300
Бактериальные эндотоксины	< 70 МЕ/мл
Динамическая вязкость имплантата	> 4000 сантиПуаз (> 4 Па*с) при 25 °C (испытано на вискозиметре Brookfield, шпindelь 27)
Вес имплантата в шприце	2,0 – 2,42 г
Извлекаемый объем	100 – 110%

Product description

The product is a viscoelastic, transparent and colourless polynucleotide solution, in the form of a pre-filled non-pyrogenic sterile glass syringe for single use, containing 2 ml of solution.

The highly-purified polynucleotides are of fish origin, and have a concentration of 20 mg/ml.

Since the product is characterized by viscoelasticity and a powerful capacity to bind large quantities of water molecules, it acts as a lubricant and helps to normalize synovial fluid viscosity.

Описание продукта

Продукт представляет собой вязко-эластичный, прозрачный и бесцветный раствор, содержащий полинуклеотиды, который находится в стеклянном, предварительно заполненном, апиrogenном, стерильном шприце для одноразового использования, с 2 мл раствора. Высоко очищенные полинуклеотиды получены из тканей рыб и представлены в концентрации 20 мг/мл. В связи с тем, что для продукта характерны вязко-эластичные свойства и высокая способность связывать значительные количества молекул воды, он действует как смазочное средство и способствует нормализации вязкости синовиальной жидкости.

Indications

Painful articular pathologies caused by degenerative or post-traumatic diseases, or by joint alteration.

Due to its viscoelastic and lubricant properties, this product helps to restore optimal rheological and physiological conditions for joints. By improving synovial fluid characteristics, the product protects joints. These properties help to improve joint function and reduce painful symptoms.

Показания к применению

Заболевания суставов, сопровождающиеся болевым синдромом, вызванные дегенеративными или посттравматическими состояниями или изменениями в суставах. Данный продукт, благодаря его вязко-эластичным и смазывающим свойствам, позволяет восстановить оптимальные реологические и физиологические условия для функционирования суставов. Посредством улучшения характеристик синовиальной жидкости продукт обеспечивает защиту суставов. Эти свойства способствуют улучшению функции суставов и уменьшению боли в суставах.

Instructions for use

The product must be administered by intra-articular injection using a sterile 20G needle.

Intra-articular injection must be performed by experienced clinicians in compliance with technical and asepsis procedures required for this method of administration.

Given the viscosity of the solution, the needle must be screwed firmly into the Luer-

Рекомендации по применению

Продукт должен применяться в виде внутрисуставных инъекций, с использованием стерильной иглы диаметром 20G. Внутрисуставная инъекция должна выполняться квалифицированным врачом, в соответствии с техническими требованиями и правилами асептики, которые необходимо соблюдать в отношении данного способа применения. С учетом вязкости

Lock socket of the syringe to ensure that it is watertight and to prevent any leakage between the needle and the syringe when administering the product.	раствора иглу следует плотно накручивать на люэровский наконечник цилиндра шприца с целью обеспечения герметичности и предотвращения протекания раствора между иглой и шприцем в ходе применения продукта.
Dosage In general, unless advised otherwise by the clinician: one intra-articular injection of 2.0 ml of product (40 mg of polynucleotides) once a week for 3-6 weeks.	Дозировка В целом, если иное не рекомендовано врачом: выполняют одну внутрисуставную инъекцию с 2,0 мл препарата (40 мг полинуклеотидов), один раз в неделю в течение 3-6 недель.
Usage restrictions The use of CHRONOTRON® is contraindicated in patients with hypersensitivity to any of the product's components or with positive anamnesis for allergy to product of fish origin. The product must not be injected in infected or seriously inflamed joints or if the patient presents an on-going infection located near the infiltration site, in order to avoid the possible onset of bacterial arthritis. The efficacy and safety of CHRONOTRON® have not yet been demonstrated in pregnant or breastfeeding women or in children.	Противопоказания Применение продукта ХРОНОТРОН® противопоказано пациентам с гиперчувствительностью к любому из компонентов продукта, или с указаниями в анамнезе на случаи аллергических реакций при применении продуктов, полученных из тканей рыб. Инъекции продукта не следует проводить в суставы с признаками инфекционного или выраженного воспалительного процесса, а также в случаях, когда у пациента наблюдается текущая инфекция, локализованная в непосредственной близости от места инъекции, чтобы не допустить развития бактериального артрита. Эффективность и безопасность продукта ХРОНОТРОН® не установлены у беременных женщин, у женщин, находящихся в периоде грудного вскармливания, а также у детей.
Adverse effects Some adverse events correlated to the clinical practice of intra-articular injections may occur with the use of CHRONOTRON®, including localized pain, heat, redness and swelling. These symptoms can be managed by resting the joint and apply ice locally, and usually disappear within a short time. If symptoms persist, contact your physician. Physician must ensure that patients inform them of any adverse events that may occur after the treatment.	Побочные эффекты В ходе применения продукта ХРОНОТРОН® могут возникать некоторые нежелательные эффекты, связанные с практикой клинического применения внутрисуставных инъекций, в том числе локализованные боли, чувство жара, покраснение и отек. Лечение указанных симптомов может быть проведено посредством обеспечения покоя для сустава и прикладывания льда к суставу, купирование этих симптомов, как правило, наступает в течение непродолжительного периода времени. В случае сохранения симптомов следует обратиться к врачу. Врачи должны уведомить пациентов о необходимости сообщать им о любых нежелательных явлениях, которые могут развиться после лечения.
Usage precautions The product is intended to be used only once (single-use). The product must be used with particular care in case of lymphatic or venous stasis in the leg that is being treated. It is advisable to remove any joint effusion, if present, before injection of the product. Patients receiving intra-articular injections should be advised to avoid any demanding forms of physical exercise that could affect the joint, and to resume their normal activities after a few days. Do not use concomitantly with disinfectants containing quaternary ammonium salts or chlorhexidine.	Меры предосторожности при использовании Продукт предназначен для однократного использования. Продукт следует использовать с особой осторожностью в случае застойных явлений в системе лимфатических или венозных сосудов той нижней конечности, в отношении суставов которой проводится лечение. Рекомендуется устранять любые признаки отека сустава (при их наличии), перед началом введения продукта. Пациентам, получающим внутрисуставные инъекции, следует избегать интенсивных физических нагрузок, в ходе которых возможно повреждение сустава, и возобновлять стандартную активность через несколько дней. Продукт не следует применять одновременно с дезинфицирующими

Do not inject into blood vessels outside the articular cavity, into the synovial membrane or into the articular capsule. Do not inject if there are impurities in the syringe.

Не следует вводить продукт внутрисуставно, периартикулярно, в синовиальную оболочку, или в суставную капсулу.

Warnings

Intra-articular injection may be performed only by medical personnel.

Check that the packaging is completely sealed before using the syringe; do not use if the packaging is damaged or has already been opened.

Do not use the product after the expiry date printed on the package.

The expiry date refers to the unopened product, stored correctly.

The product must be used immediately after opening and disposed of after use.

The product must be sold only upon the advice of a physician.

Transportation and storage conditions

Keep out of the reach of children.

Store at the temperatures from -5°C to 40°C . Do not freeze.

Store away from light and heat, ensuring that the package is completely closed.

Transportation precautions

The product is fragile. Avoid squeezing or falling. Avoid overpressure.

Environmental protection and disposal

The contents of the syringe are not toxic or flammable.

Unused syringes can be disposed of as household waste. Dispose of glass with care.

Unused contents of the syringe before or after the expiration date can be disposed of as household waste (drained with plenty of water).

Precautions when disposing of used syringes and needles

Used syringes and needles should be disposed of as epidemiologically hazardous waste (infected and potentially infected waste, such as materials and instruments, items contaminated with blood and / or other biological fluids).

Follow national or local regulations for safe use and disposal.

Warranty

The warranty period is equal to the shelf life of the product. The shelf life of medical device is 3 years.

The manufacturer guarantees the quality of the products and compliance with the

Особые указания

Внутрисуставные инъекции должны выполнять только медицинские работники.

Перед началом использования шприца следует убедиться, что упаковка полностью герметична: не использовать, если стерильная упаковка повреждена или уже была открыта. Не следует использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке. Дата истечения срока годности относится к невскрытому продукту при условии правильного хранения. Продукт должен быть использован непосредственно после открытия и утилизирован после использования.

Продукт должен распространяться только по назначению врача.

Условия транспортирования и хранения

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре от -5 °С до 40 °С. Не замораживать.

Хранить вдали от источников света и тепла, убедившись в том, что упаковка полностью закрыта.

Меры предосторожности при транспортировании

Продукт хрупкий. Избегайте сдавливания или падения. Избегайте избыточных давлений.

Защита окружающей среды и утилизация

Содержимое шприца не является токсичным или огнеопасным.

Неиспользованные шприцы могут быть утилизированы в качестве бытовых отходов. Стекло следует утилизировать с осторожностью.

Неиспользованное содержимое шприца до или после истечения срока годности может быть утилизировано в качестве бытовых отходов (слить с большим количеством воды).

Предосторожности при утилизации использованных шприцов и игл

Использованные шприцы и иглы должны утилизироваться как эпидемиологически опасные отходы (инфицированные и потенциально инфицированные отходы, такие как материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями).

Следуйте национальному или локальному законодательству по безопасному применению и утилизации.

Гарантии

Гарантийный срок соответствует сроку годности изделия. Срок годности медицинского изделия составляет 3 года.

Производитель гарантирует качество изделий и соответствие заявленным



declared technical specifications for the entire medical devices shelf life in case of following the appropriate application, transportation and storage conditions. The manufacturer or its authorized representative provides information and recommendations regarding risks, as well as prescriptions, methods and techniques for the usage of the product. The manufacturing company disclaims all responsibility and disclaims any warranty obligations arising from patient injuries or damage that may occur as a result of: 1. The selected method of application and technique for the implant injection in case of non-compliance with the established recommendations. 2. Improper appointments, a choice of use for a particular patient. 3. Medical device usage after the specified expiration date or in violation of storage and transportation conditions.	техническим спецификациям в течение всего срока годности при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения. Производитель или его уполномоченный представитель предоставляет информацию и рекомендации в отношении рисков, а также предписания, методы и технические приемы для применения изделия. Компания-производитель снимает с себя всю ответственность и отказывается от гарантийных обязательств в связи с травмами пациента или ущербом, который может иметь место в результате: 1. Выбранного способа применения и технического приема введения импланта при несоблюдении установленных рекомендаций. 2. Неподходящего назначения, выбора использования для конкретного пациента. 3. Использования изделия после истечения указанного срока годности или при нарушениях правил хранения и транспортировки.
List of standards Directive 93/42/EEC amended by Directive 2007/47/EC; Italian legislative Decree № 46; Legislative Decree № 37; Legislative Decree № 95; UNI ISO 9001; UNI CEI ISO 15223-1; UNI CEI EN 1041; UNI CEI ISO 14155-1; UNI CEI ISO 14155-2; UNI CEI EN ISO 14971; UNI CEI ISO 22442-1; UNI CEI ISO 22442-2; UNI EN 556-1; UNI EN ISO 17665-1; UNI EN ISO 13485; Directive 2003/CE; European Pharmacopeia; ICH Guidelines	Список стандартов Директива 93/42/ЕЕС с поправками Директивы 2007/47/ЕЕС; Итальянский законодательный акт № 46; Законодательный акт № 37; Законодательный акт № 95; UNI ISO 9001; UNI CEI ISO 15223-1; UNI CEI EN 1041; UNI CEI ISO 14155-1; UNI CEI ISO 14155-2; UNI CEI EN ISO 14971; UNI CEI ISO 22442-1; UNI CEI ISO 22442-2; UNI EN 556-1; UNI EN ISO 17665-1; UNI EN ISO 13485; Директива 2003/СЕ; Европейская фармакопея; Руководство Международной конференции по гармонизации (ICH)
 «Мастелли С.р.Л.», Италия Mastelli S.r.l., Via Bussana Vecchia 32, 18038 Sanremo (IM), Italy Tel.: +39 0184 5111 www.mastelli.it CE xxxx MEDICAL DEVICE	 «Мастелли С.р.Л.», Италия Mastelli S.r.l., Via Bussana Vecchia 32, 18038 Sanremo (IM), Italy Tel.: +39 0184 5111 www.mastelli.it CE xxxx МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
Symbols  Moist heat sterilization  Caution! Refer to the instructions for use.  REF Catalogue number	Символы  Стерилизовано паром  Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению  REF Номер по каталогу



Foto
Fiscelle
Must

Temperature range (keep at the temperature from -5°C to 40°C)
Dispose only at designated places.

 LOT

 Manufacturer

 Do not re-use

 Use by


 Protect from the moisture

 Protect from the light

 Do not freeze

 Do not use with damaged package

 Manufacturing date

 Pre-filled syringe

 GOST system compliance symbol

 European conformity symbol

Product code: DDM22P20
Last revised: 25.03.2019.

Температурный диапазон (хранить при температуре от -5°C до 40°C)
Утилизировать только в предназначенных для этого местах

 LOT

 Производитель (изготовитель)

 Запрет на повторное применение (использовать только один раз)

 Использовать до


 Беречь от влаги

 Не допускать воздействия солнечного света

 Не замораживать

 Не использовать при повреждении упаковки



 Дата изготовления

 Предварительно наполненный шприц

 Знак соответствия при декларировании соответствия в системе ГОСТ

 Знак европейского соответствия

Код продукта: DDM22P20
Последний пересмотр: 25.03.2019.





PAGINA BIANCA INUTILIZZATA



-----**AUTENTICA DI FIRMA**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

Repertorio n. 52962

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisei**, del mese di **marzo**
(**26.03.2019**), in Sanremo, via Roma n. 36, nel mio studio, io dott.
Gianni Donetti, notaio alla residenza di Sanremo, iscritto nel ruolo del
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Imperia e Sanremo,-----


-----**certifico**-----

che l'infra generalizzato comparente, cittadino italiano, ha apposto,
alla mia presenza, la firma che precede e quelle sugli altri fogli, e
precisamente:-----

- signor dott. Fabio Fiscaletti, nato a Roma (RM) il giorno 11 maggio
1967, titolare della carta d'identità n. AV 8228863, rilasciata dal
Comune di Roma, quale autorità italiana competente, il 6 marzo 2015,
con scadenza il giorno 11 maggio 2025, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, come in appresso, intervenuto in qualità di
amministratore delegato e legale rappresentante della società:-----

= "**Mastelli s.r.l.**", con sede legale in Sanremo (IM), strada Bussana
Vecchia n. 32, capitale sociale euro 338.171,04 interamente versato,
iscritta nel registro delle imprese presso la c.c.i.a.a. delle Riviera di
Liguria - Imperia, La Spezia, Savona al numero 00069630085, con
identico numero di codice fiscale e di partita iva, numero Rea IM-
26304; -----

autorizzato in virtù di deliberazione del consiglio di amministrazione in
data 7 gennaio 2019, depositata nel registro delle imprese presso la



c.c.i.a.a. delle Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, per la
pubblicità ai terzi, -----

della cui identità personale e poteri io notaio sono certo.-----

del Notaio





**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
IMPERIA**

APOSTILLE

(Convention de la Haje du 5 Octobre 1961)

1. Paese: **Italia**
2. Il presente atto pubblico,
è stato sottoscritto da: Dr. Gianni DONETTI
3. Agente in qualità di: NOTAIO
4. contrassegno di: DONETTI GIANNI FU LUIGI NOTAIO IN SANREMO

ATTESTATO

5. A: **Imperia** 29 / 03 / 2019
6. Da: **Dr. ssa Grazia PRADELLA** Procuratore Aggiunto della Procura
della Repubblica di Imperia
7. Sotto il numero: **n°** 116 / 2019 **Reg. Apostille**
8. Contrassegno/timbro: **"Procura della Repubblica di IMPERIA"**

9. Firma per esteso

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Grazia PRADELLA - Agg.

Grazia Pradella





Я подтверждаю точность, правильность
и достоверность содержания данного документа

_____ [Подпись] _____ 25.03.2019

Фабио Фискалетти

Официальный представитель Mastelli S.r.L.

От имени и по поручению Mastelli S.r.L.

[Круглая печать:]

Донетти Джанни Луиджи
нотариус в Санremo

[Подпись]

[Гербовая марка:]

Министерство экономики и финансов
Агентство налоговых поступлений

16,00 евро

Шестнадцать/00

01005039 00005D13 WDZR3D01

00252596 21/03/2019 10:07:38

4578-00010 6196DC90EE668089

Идентификационный номер: 01180387170327

Штриховой код:

0 1 18 038717 032 7

[Гербовая марка:]

Министерство экономики и финансов
Агентство налоговых поступлений

16,00 евро

Шестнадцать/00

01005039 00005D13 WDZR3D01

00252597 21/03/2019 10:07:41

4578-00010 00D438AB39DA96E8

Идентификационный номер: 01180387170316

Штриховой код:

0 1 18 038717 031 6

[Круглая печать:]

Донетти Джанни Луиджи
нотариус в Санremo

[Круглая печать:]

Донетти Джанни Луиджи
нотариус в Санremo

18038 Санremo – Виа Рома, № 36

Тел.: 0184/500.000 (9 линия) – 509.509 (факс) – 591.390 (факс)

Электронная почта: gdonetti.2@notariato.it – societa@notaiodonetti.it

Джанни Донетти
Нотариус

[На каждой странице документа:
подпись Фабио Фискалетти и
Круглая печать:]
Донетти Джанни Луиджи
нотариус в Санремо

[Гербовая марка:]
Министерство экономики и финансов
Агентство налоговых поступлений
16,00 евро
Шестнадцать/00
01005039 00005D13 WD2RJ001
00252598 21/03/2019 10:07:45
4578-00010 121750871E0BA260
Идентификационный номер: 01180387170304
Штриховой код:
0 1 18 038717 036 4

[Круглая печать:]
Донетти Джанни Луиджи
нотариус в Санремо

неиспользованная пустая страница

[Печать:]

НОТАРИУС

Джанни Донетти

Виа Рома, 36, тел. 500000

18038 г. Санремо (пров. Империя)

-----СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ -----

----- И Т А Л Ъ Я Н С К А Я Р Е С П У Б Л И К А -----

Регистрационный № 52942-----

В год **две тысячи девятнадцатый**, день **двадцать шестой**, месяца **марта** (**26.03.2019** г.), по адресу: г. Санremo, виа Рома № 36, в моем кабинете, я, докт. **Джанни Донетти**, нотариус, проживающий в г. Санremo, зарегистрированный в Нотариальной палате объединенных округов городов Империя и Сан-Ремо, -

-----**свидетельствую**,-----

что явившееся для совершения нотариального действия указанное ниже лицо, гражданин Итальянской Республики, поставил в моем присутствии свою подпись в конце представленного выше документа и на других листах этого документа,

а именно: -----

- господин докт. **Фабио Фискалетти** (Fabio Fiscoletti), родившийся в г. Рим (пров. Рим) 11 мая 1967 г., паспорт: №: AV 8228863, выданный муниципалитетом Рима, компетентным итальянским органом власти, 6 марта 2015 г., действителен до 11 мая 2025 г., зарегистрированный в рамках занимаемой им должности для получения корреспонденции по месту нахождения указанного ниже общества, выступающий в качестве законного представителя общества: _____

= **«Мастелли с.р.л.» (Mastelli s.r.l.)**, с местонахождением по адресу: г. Санremo (пров. Империя), страда Буссана Веккья № 32, номинальный размер уставного капитала 338 171,04 евро, подписан и внесен в размере 338 171,04 евро, зарегистрированного в Реестре предприятий объединенной Торгово-промышленной палаты городов Ривьере-ди-Лигурия – Империя, Ла Специя и Савона под номером 00069630085, который является так же Кодом налогоплательщика и Кодом плательщика НДС, регистрационный номер в Административно-хозяйственном перечне предприятий IM-26304;

наделенный правом предоставления сведений третьим лицам на основании решения Совета директоров общества от 7 января 2019 г., зарегистрированного в объединенной

[Круглая печать:]

Донетти Джанни Луиджи

нотариус в Санremo [Подпись]

Торгово-промышленной палате городов Ривьере-ди-Лигурия – Империя, Ла
Специя и Савона -----

**личность которого, занимаемая им должность и полномочия, были мною,
нотариусом, установлены.-----**

[Круглая печать:]
Донетти Джанни Луиджи
нотариус в Санремо *[Подпись]*

Герб Итальянской Республики

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ В г. ИМПЕРИЯ
АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

- | | |
|---|---|
| 1. Государство: | ИТАЛИЯ |
| 2. Настоящий официальный документ подписан: | Докт. Джанни ДОНЕТТИ |
| 3. Действующим в качестве: | Нотариуса |
| 4. Скреплен печатью/штампом: | Донетти Джанни сын Луиджи - Нотариус в г. Санремо |

УДОСТОВЕРЕН

- | | |
|----------------------------|--|
| 5. В городе: | ИМПЕРИЯ, 29.03.2019 г. |
| 6. Орган: | Докт. Грация Праделла, Заместитель прокурора Республики в г. Империя |
| 7. Под порядковым номером: | № 116/2019 - Реестр апостилированных документов |
| 8. Печать/штамп: | Прокуратура Республики в г. Империя |
| 9. Полная подпись | |
| | [Штамп:] |
| | Прокурор Республики |
| | Докт. Грация Праделла - заместитель |
| | [Подпись] |

[Круглая печать:]
Прокуратура Республики в г. Империя

[Круглая печать:]
Прокуратура Республики в г.
Империя

8

Перевод данного текста с английского и итальянского языков на русский язык сделан мной, переводчиком Клепневым Виктором Игоревичем, верность перевода подтверждаю.

Российская Федерация

Город Москва

Пятого апреля две тысячи девятнадцатого года.

Я, Гришко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Кузнецова Вячеслава Николаевича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Клепнева Виктора Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 53/137-н/77-2019-11-621

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.



М.А. Гришко

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 19 (девятнадцать)

) лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

