

certified copy

3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
GermanyPostal Address:
ESPE Platz
82229 Seefeld
Germany☎ +49 (0)8152 700-0
☎ +49 (0)8152 700-1366
Internet: www.3MESPE.com
E-Mail: info3MESPE@3M.com
WEEE-Reg.-Nr. DE 36963167
VAT-ID: DE 120679179

To whom it may concern

March 28, 2017

Registration documents for Impregum Penta Soft - IFU

We 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss, herewith confirm that the following pages are an excerpt of the Information for Use.

3M Deutschland GmbH
3M Oral CareChristine Schalk
Regulatory Affairs

INSTRUCTION FOR USE

Product Description

Impregum™ Penta™ Soft is a medium-bodied consistency polyether impression material for the Pentamix™ mixing device. The mixing ratio is 5 parts base paste : 1 part catalyst. Due to its lower Shore hardness, the impression material is suitable for use with impressions with slight undercuts even without an additional blocking out. ⚠ These Instructions for Use should not be discarded for the duration of product use. For details on Pentamix and accessories, Polyether Adhesive, and Penta™ Elastomer syringe, please refer to the corresponding Instructions for Use.

Indications

- Impression of inlay, onlay, crown, bridge, and veneer preparations
- Functional impressions
- Fixation impressions
- Implant impressions

Precautionary Measures

For Patients

The base paste of this product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. If prolonged contact with oral soft tissue occurs, flush with large amounts of water. If an adverse reaction is observed in a patient discontinue use of the product in this patient and seek medical attention as needed. Known allergens are 1-Dodecylimidazole and mint flavors.

For Dental Personnel

The base paste of this product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, avoid exposure to uncured product. If skin contact occurs, wash skin with soap and water. Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended. 3M MSDSs can be obtained from www.mmm.com, or contact your local subsidiary.

Preparation

Blocking out

➤ Block out undercuts or areas where gingival recession exists to prevent the impression material from "locking" onto the tooth structure. Failure to block out may make tray removal difficult or cause extraction of natural teeth or prostheses. Blocking out is especially important when using impression materials with high Shore hardness.

Prepare impression trays

Any impression trays generally used for precision impressions are suitable.

- For sufficient adhesion, apply a thin layer of Polyether Adhesive to the tray and allow to dry completely according to the Polyether Adhesive Instructions for Use.

Prepare Pentamix/Penta cartridge/poly bag

- Place Impregum Penta Soft poly bags in the designated 3M ESPE Penta cartridge only!
- Place the cartridge in the Pentamix mixing unit and attach a new Penta Mixing Tip - Red.
- If a new mixing tip is installed when the cartridge is inserted, check whether the drive shaft is engaged before you start mixing.
- With newly filled cartridges, start mixing and extrude and discard the first unevenly mixed paste prior to the first use for impression taking. Do not use the paste to take an impression until the color of the paste is homogeneous.

Retraction

Retraction cords as well as solutions and pastes based on aluminum chloride, aluminum sulfate, or iron sulfate are suitable retraction agents.

Recommendation: 3M ESPE Astringent Retraction Paste/Retraction Capsule. The paste containing aluminum chloride is directly applied from the retraction capsule into the sulcus. The paste can be used as an alternative to, or in combination with, retraction cords or other retraction methods, depending on the clinical situation and the practitioner's application technique.

- Areas from which impressions are to be taken should be kept dry.
- Prior to taking the impression, completely remove all residual retraction agents by rinsing and drying.

Dosing and Mixing

- Dosing and mixing are performed automatically in the Pentamix.

Times

	Working Time from start of mixing* min:sec	Setting Time from start of mixing* min:sec	Intraoral Setting Time min:sec
Symbols on product		-	
Impregum Penta Soft	02:45	6:00	3:15

The working times shown are in conformity with ISO 4823:2000. Higher temperatures will shorten the working time, while lower temperatures will prolong it. We recommend a working time of 01:45 min:sec and compliance with the indicated setting time from the start of mixing to assure an ideal impression result at all times under clinical conditions.

* Start of mixing = entry of paste into the mixing tip.

Impression Taking

Mono-phase technique

- For application around the preparation, attach the Penta Elastomer Syringe to the mixing tip of the Pentamix device and fill the syringe.
- Then load the tray previously prepared with adhesive. The mixing tip should be kept immersed in the material at all times.
- Apply the material into the sulcus or cavity from bottom up, keeping the tip of the application nozzle immersed in the material and in contact with the tooth surface at all times.
- Depending on the number of units to be syringed, initiate application around the preparation appropriately to finish syringing and tray filling at the same time. Failing this, the syringe material will set more rapidly than the tray material, leading to distortions of the impression.
- Immediately after application around the preparation, position the loaded tray in the mouth and hold it there without applying pressure until setting is complete.
- To remedy initial adhesion ("setting the valve"), especially with upper jaw impressions, remove the tray from the gingiva on one side in a posterior position. If this proves difficult, it may be necessary to carefully blow some air or water between the impression and the gingiva.

Functional impression

- After preparing the custom tray with adhesive, load the tray with paste mix, position it in the mouth, and ask the patient to perform functional movements.
- If required, use a light-bodied consistency 3M ESPE polyether impression material for precise impression taking (correction).

After impression taking

- Thoroughly examine and explore the sulcus of the prepared teeth and surrounding dentition. Remove any residual impression material from the mouth.

Hygiene

- Place the impression in a standard disinfectant solution commonly used for impressions for the period of time recommended by the manufacturer. Excessive disinfection may damage the impression.
- After disinfection, rinse the impression under running water for approx. 15 sec.

Model Preparation

- Prepare a cast from the impression with a specialized stone plaster no earlier than 30 min and no later than 14 days after impression taking.
- To avoid introducing bubbles into the model, briefly pre-rinse with water and dry with air before pouring. Do not use surfactants as these impair the quality of polyether impressions and are not necessary!
- Polyether impressions can be silver-coated, whereas copper-coating is not feasible.

Cleaning

- Paste that has not set may be removed with ethanol or by rinsing with water and soap.

Notes

- At temperatures below 18° C/64° F, the viscosity of the pastes may increase sufficiently to make mixing in the device difficult. After keeping the pastes at 18° C/64° F for at least one day, the processability is re-established without compromising quality.
- Direct exposure to sunlight and damp storage conditions may damage the impression.
- Polyether impressions should not be exposed to solvent-containing liquids as this may result in swelling and imprecise modelling.
- 3M ESPE polyether materials may only be combined with 3M ESPE polyethers. The working and setting times of the individual products must be strictly observed.

Storage and Stability

Store the product at 18-25°C/64-77° F. Do not refrigerate!

Do not use after the expiration date.

Store impressions dry and below 30°C/86° F in the dark

Customer Information

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty

3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence, or strict liability.

Information valid as of April 2017

RUS: Authorised representative of the manufacturer in RF:

ZAO "3M Russia", Russia 121614, Moscow, Krylatskaya str. bldg.17/3

T. +74957847474

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Описание изделия

Материал стоматологический оттисковый полиэфирный Impregum Penta Soft, представляет собой полиэфирный оттисковый материал средней вязкости, предназначенный для использования с аппаратом Pentamix. Компоненты соотносятся как 5 объемов основной пасты: 1 объем катализатора. Благодаря низкому уровню твердости по Шору слепочный материал подходит также для неглубоких поднутрений даже без дополнительного блокирования.

Эти инструкции следует хранить в течение использования продуктов. Детальное описание таких продуктов как Pentamix, полиэфирного адгезива и шприца Penta Elastomer вы найдете в соответствующих инструкциях по применению.

Области применения

- Слепок вкладок и накладок, коронок, мостов и препарирований
- Функциональные слепки
- Фиксационные слепки
- Слепки при протезировании на имплантатах

Меры предосторожности

Для пациентов

В основной пасте данного продукта содержатся вещества, способные вызывать у отдельных людей при попадании на кожу аллергические реакции. При длительном контакте с мягкими тканями полости рта промыть обильным количеством воды. В случае оказания побочного действия на пациента, прекратите использование этого продукта у этого пациента и при необходимости, обратитесь к врачу. Известными аллергенами являются 1-додецилимидазол и мятные ароматизаторы.

Для стоматологического персонала

В основной пасте данного продукта содержатся вещества, способные вызывать у отдельных людей при попадании на кожу аллергические реакции. Для снижения риска аллергии, сведите к минимуму контакт с этими материалами. В особенности избегайте контакта с неполимеризованным продуктом. При возникновении контакта с кожей промойте кожу мыльным раствором. Рекомендуется использование защитных перчаток и бесконтактной техники. Действующие информационные листы по мерам безопасности компании 3М доступны на www.3m.com или в вашем местном филиале.

Препарирование

Блокирование

- Клокировать поднутрения или области, где существует рецессия десны, чтобы предотвратить сильное «сцепление» оттискного материала с зубом. Отсутствие блокировки может затруднить удаление оттискной ложки или стать причиной удаления естественных зубов или протезов. Блокировка особенно важна при использовании оттисковых материалов с высокой твердостью по Шору.

Подготовка оттисковых ложек

Подходят любые оттисковые ложки, обычно используемые для снятия точных оттисков.

- Для достаточного сцепления нанесите тонкий слой полиэфирного адгезива (Polyether Adhesive) на ложку и дайте полностью высохнуть, в соответствии с приведенными в инструкции по применению полиэфирного адгезива указаниями.

Подготовка картриджа Pentamix/Penta

- Помещайте Impregum Penta Soft только в специальный картридж 3M ESPE Penta!
- Поместите картридж в смесительное устройство Pentamix и присоедините новые смесительные насадки Penta красные
- Если при заправке картриджа устанавливается новая смесительная насадка, то перед смешиванием необходимо проверить правильность установки картриджа.
- В случае только что вставленных картриджей перед первым употреблением для снятия оттиска приступите к смешиванию и выдавите идущую в начале неравномерно смешанную массу. Не используйте массу для снятия оттиска, пока цвет массы не станет однородным.

Ретракция

Подходят ретракционные нити, а также растворы и пасты, основанные на хлориде алюминия, сульфате алюминия или сульфате железа.

Рекомендация: ретракционная паста 3M ESPE Astringent Retraction Paste/Retraction Capsule. Паста, основанная на хлориде алюминия, наносится непосредственно из ретракционной капсулы в зубодесневую борозду. Паста может быть использована в качестве альтернативы или в сочетании с ретракционными нитями или другими ретракционными методами в зависимости от клинической ситуации и способа нанесения практикующим врачом.

- Области, с которых требуется снять оттиск, должны быть сухими.
- Прежде чем сделать оттиск, тщательно уберите остатки ретракционного агента путем полоскания и просушки.

Дозирование и смешивание

- Дозирование и смешивание производятся автоматически в аппарате Pentamix.

Рабочее время

	Рабочее время от начала смешивания* мин:сек	Время затвердевания от начала смешивания* мин:сек	Время нахождения ложки в полости рта мин:сек
Символы на изделии		-	
Impregum Penta Soft	02:45	6:00	3:15

Все упомянутое рабочее время соответствует ISO 4823:2000. Более высокие температуры сокращают, а более низкие температуры увеличивают рабочее время. Для того чтобы в клинических условиях всегда достигать оптимального результата снятия оттиска, мы рекомендуем придерживаться рабочего времени 01:45 мин:сек и указанного времени схватывания с начала смешивания.

* Начало смешивания = ввод пасты в смесительную канюлю.

Снятие слепка

Монофазная методика

- Для шприцевания поднутрений присоедините эластомерный дозатор Penta к смесительному наконечнику аппарата Pentamix и заполните дозатор массой.
- Далее наполните массой слепочную ложку с предварительно нанесённым адгезивом. Носик смесительного наконечника должен быть постоянно погружён в массу.
- При шприцевании зубодесневой борозды, полостей и поднутрений носик аппликатора на дозаторе также следует держать погружённым в материал и в контакте с поверхностью зуба.
- В зависимости от количества участков внесения материала начинайте нанесение вокруг области препарирования соответствующим образом, чтобы одновременно завершить внесение материала в ротовую полость и наполнение оттисковой ложки. В противном случае выдавливаемый из шприца материал может отвердеть быстрее, чем материал в оттисковой ложке, что приведет к деформации оттиска.
- Непосредственно после инъекции введите наполненную оттисковую ложку в рот и держите, не прилагая давления, до полного затвердевания.
- Для облегчения выведения ложки, в особенности при снятии слепков с верхней челюсти, оттяните ложку от челюсти в области дистальных зубов. Если при этом возникают осложнения, следует осторожно ввести водную или воздушную струю между слизистой и слепком.

Функциональный оттиск

- После изготовления индивидуальной ложки и покрытия ее адгезивом введите ложку в полость рта, правильно установите ее и попросите пациента выполнить функциональные движения.
- В случае необходимости, используйте полиэфирный оттисковый материал 3M ESPE с консистенцией низкой вязкости, для снятия точного слепка (коррекция).

После снятия оттиска

- Тщательно осмотрите полость рта, не осталось ли слепочной массы в зубодесневой борозде, в межзубных промежутках и поднутрениях. Удалите остатки слепочного материала из полости рта.

Гигиена

- Поместите оттиск в стандартный дезинфицирующий раствор, применяемый обычно для оттисков, на время, рекомендованное производителем. арезмерная дезинфекция может повредить оттиск.
- Выньте слепок из раствора дезинфектанта и ополосните его проточной водой в течение 15с.

Препарирование модели

- Отливайте модель из специального гипса не ранее 30 мин и не позднее 14 дней после выполнения оттиска.
- Во избежание включения в модель пузырей промойте перед заливкой водой и просушите воздухом. Не используйте сурфактанты, так как они ухудшают качество полиэфирных оттисков и в них нет необходимости!
- Полиэфирные слепки можно посеребрить, но не покрывать медью.

Очистка

- Незатвердевшая масса может быть удалена с помощью этилового спирта или промывкой в мыльной воде.

Примечания

- При температуре окружающего воздуха ниже 18°C/64°F компоненты слепочной массы приобретают консистенцию, которая может вызвать затруднения при смешивании в аппарате. После выдерживания массы при температуре 18°C/64°F в течение одного дня ее характеристики возвращаются, не влияя на качество.
- Прямое воздействие солнечного света и влажные условия хранения могут повредить оттиск.
- Полиэфирные слепки не должны соприкасаться с жидкостями, содержащими растворители, так как это может вызвать разбухание и искажение модели.

- Материалы на основе простых полиэфиров производства компании 3M ESPE могут сочетаться только с полиэфирами производства компании 3M ESPE. Необходимо строго соблюдать рабочее время и время затвердевания отдельных продуктов.

Условия и срок хранения

Срок годности изделий гарантируется в соответствии с маркировкой при условии хранения согласно рекомендациям (18-25°C). Срок годности продукта 30 месяцев при соблюдении условий хранения 18° - 25°C/ 64° - 77°F.

Не используйте продукт по истечении срока.

Конструкция

Impregum Penta Soft

Базовая паста: полиалкиленоксид сополимер, триглицерид, гидрокарбон, кизельгур (диатомовая земля), пигменты

Катализатор: алифатический эфир, кварц, соль сульфония, кизельгур (диатомовая земля), полиалкиленоксид сополимер, пигменты

Технические характеристики:

Impregum Penta Soft

Базовая паста: плотность, гр/см³: 1,0-1,2, Размеры тубы, мм: длина = 124±2, ширина = 50±2, высота = 28±2. Катализатор: плотность, гр/см³: 1,1-1,4, Размеры тубы, мм: длина = 124±2, ширина = 50±2, высота = 28±2. Картридж: Размеры, мм: Длина: 167 мм +/- 1 мм, высота: 78,7 мм +/- 1 мм.

Смесительные насадки Penta - красные: Размеры, мм: длина 49,2 мм ± 0,3 мм; Диаметр: 32,2 мм ± 0,3 мм. Эластомерный дозатор Penta: (всего), гр: 50,5; Масса (ершика), гр: 3,6; Размеры (ершик), мм: длина = 130±5, Размеры (пластикового цилиндра), мм: длина = 95,4±0,3, Размеры (плунжер), мм: длина = 107,9±0,3; Флакон с ложечным адгезивом: Вместимость, мл: 17 ± 2, Размеры, мм: высота = 74 мм±2мм, диаметр = 29±1мм., Плотность, гр/см³— 0,9,

Утилизация

Утилизировать медицинское изделие в соответствии с

локальными/национальными/международными требованиями законодательства.

Медицинские изделия должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» класс отходов Б

Транспортировка

При транспортировке изделия могут испытывать кратковременное изменение температуры, влияющее на безопасность и характеристики изделий. Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта.

Информация для покупателя

Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.

Гарантийные обязательства

Компания 3M Deutschland GmbH гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M Deutschland GmbH НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБСТЯТЕЛЬСТВА ЛИБО ТОВАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ, ЛИБО ИХ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его (пользователя) задачами. В случае обнаружения дефектов изделия в гарантийный период ответственность фирмы 3M Deutschland GmbH ограничивается ремонтом и заменой данного изделия. Не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законом, компания 3M Deutschland GmbH не несет никакой ответственности за любые отрицательные последствия или ущерб, связанные с использованием данной продукции: прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, включая гарантии, контракты, небрежность или объективную ответственность.


Информация по состоянию на апрель 2017

RUS: Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО «3М Россия», Россия 121614, Москва, ул. Крылатская 17/3 Т. +74957847474



I hereby certify that the document
affixed hereto is a true copy of the
original

Starnberg, April 18, 2017




Dr. Claus Gastroph, notary a.D.,
appointed as official representative
of Nikolaus Klöcker, Notary



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

3. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

- 4. ist unterschrieben von dem Notar a.D. Dr. Claus Gastroph
- 3. in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Vertreter des
Notars Nikolaus Klöcker in Starnberg
- 5. sie ist versehen mit den Siegeln des Notars Nikolaus Klöcker in
Starnberg


Bestätigt

- 5. in München
- 6. am 18. April 2017
- 7. durch den Präsidenten des Landgerichts München II

8. unter Nr. 910 a – 779/17

9. Siegel

10. Unterschrift


Thomas Engel



Удостоверенная копия

«ЗМ Дойчланд ГмбХ» Карл-Шурц-Штрассе, 1,
41453, г. Нойсс, Германия

Местонахождение:
ЭСПЭ Плац, 82229, Зеефельд, Германия

«ЗМ»

Тел.: +49 (0)8152 700-0
Факс: +49 (0)8152 700-1366
Веб-сайт: www.3MESPE.com
Эл. почта: info3MESPE@3M.com
Рег. номер WEEE: DE 36963167
Рег. номер плательщика НДС: DE
120679179

28 марта 2017 г.

Для предъявления по месту требования

Регистрационные документы на Материал стоматологический оттискной полиэфирный Impregum Penta Soft
– инструкция по применению

Компания «ЗМ Дойчланд ГмбХ», расположенная по адресу: Карл-Шурц-Штрассе, 1, 41453, г. Нойсс, настоящим подтверждает, что следующие страницы представляют собой выдержку из инструкции по применению.

«ЗМ Дойчланд ГмбХ»
«ЗМ Орал Кеа»

(Подпись)
Кристин Шалк
Отдел нормативно-правового регулирования

Местонахождение: 41453, г. Нойс. Торговый реестр В 1878, участковый суд г. Нойсс.
Директора: д-р Джон Бановец, проф. д-р Йорг Дедерихс, Михаэль Петерс, Роб Шоккер, Штефан Шульц.
Председатель правления: д-р Джон Бановец. Председатель наблюдательного совета: Гюнтер Гресслер

Стоматологическая отрасль Германии

Настоящим подтверждается, что документ, прилагаемый к настоящему удостоверению, является верной копией подлинника.

г. Штарнберг, 18 апреля 2017 г.

(Печать)

Николаус Клёкер
Нотариус г. Штарнберг

(Подпись)

Д-р Клаус Гастроф, исполняющий обязанности нотариуса,
официальный представитель нотариуса Николауса Клёкера

(Гербовая печать)

Николаус Клёкер
Нотариус г. Штарнберг

АПОСТИЛЬ

(в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: Федеративная Республика Германия
Настоящий официальный документ
2. подписан исполняющим обязанности нотариуса д-ром Клаусом Гастрофом
3. действующим в качестве официального представителя Николауса Клёкера, нотариуса г. Штарнберг
4. скреплен должностной печатью/штампом нотариуса г. Штарнберг Николауса Клёкера

Удостоверено

- | | |
|---|-----------------------|
| 5. в г. Мюнхене | 6. 18 апреля 2017 г. |
| 7. Председателем земельного суда II г. Мюнхен | |
| 8. за номером 910 а – 779/17 | |
| 9. Печать/штамп: | 10. Подпись от имени: |
| (Гербовая печать) | (Подпись) |
| Бавария | Томас Энгель |
| Председатель земельного | |
| суда II г. Мюнхен | |

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Мамедовым Тимуром Джаваншировичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого апреля две тысячи семнадцатого года

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Мамедова Тимура Джаваншировича.
Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 9 - 20111.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: ----- руб.

ПОДПИСЬ

Н.А. Мартынова

Гербовая печать
нотариуса города Москвы Акимов Г.Б.
ИНН 770400047587

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 10 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого апреля две тысячи семнадцатого года

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую верность копии с представленного мне перевода.

Зарегистрировано в реестре: № 9 - 20112.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: —
руб. 00 коп.

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 15 лист(а) (о в)
ВРИО нотариуса