

Instructions for Use of medical device Nasal spray Quixx Barrier

Medical Device Name:

Nasal Spray Quixx Barrier 20 ml

Description and composition of the medical device:

Nasal spray QUIXX barrier is a sterile, clear, colourless, viscous solution without odour.

1 ml solution contains:

iota-carrageenan (Carragelose ®) (1,2 mg), kappa-carrageenan (0.4 mg), sodium chloride (5.0 mg) and purified water (up to 1 ml).

Does not contain preservatives.

Intended use

The nose is the gateway to our breathing passages and one of the protective factors against upper respiratory tract infections (URTI, flu). The nasal mucosa, which is covered by a mucin layer acts as a physiological barrier. It is lined with a special epithelial tissue, which provides the moisturizing of breathing air and its filtration from mechanical particles (like dust or pollen) and infectious particles (like for instance the cold virus).

Cold viruses can attach to the nasal mucosa where they multiply and spread. This results in URTI or flu diseases having the typical symptoms like a blocked or runny nose, a sore throat and cough etc.

Nasal Spray QUIXX barrier is used against the virus infections of upper respiratory tract at an early stage of disease. **Nasal Spray QUIXX barrier** helps to protect against colds and infections caused by respiratory viruses, while visiting public places, including presence in public transport and in contacts with people who may be infected.

Nasal Spray QUIXX barrier helps to

- shorten the duration of common colds
- relieve symptoms of common colds
- accelerate recovery
- reduce the risk of resurgence of virus-related symptoms of a cold by reducing viral load.

Nasal Spray QUIXX barrier also serves to moisten the nasal mucous membrane when it is dry or irritated. A moistened nasal mucosa is essential for the prophylaxis of infections caused by respiratory viruses and the support of the natural physiological functions of the nose.

Properties and mode of action:

Nasal Spray Quixx Barrier is a sterile aqueous saline solution free from preservatives. The main component is iota-carrageenan (Carragelose ®), a natural polysaccharide

extracted from marine red algae that keeps the nasal mucosa moist and forms a film around the cold virus. Thus the cold virus is immobilized. Hence, Carragelose ® prevents cold viruses from penetration into the body, thereby decreasing the viral burden on the epithelial tissue of the mucosa nasal cavities (Figure 1). The particles trapped by the protective film are further removed from the nasal cavity. **Nasal spray QUIXX barrier** due to its saline content helps to maintain the natural moisture of the nasal mucosa and thus supports the body's own defence against viruses and bacteria.

Fig.1



Keeping the
nasal mucosa
moist

Trapping and
immobilising/
blocking of
viruses

Reducing symptoms of
infections caused by
respiratory viruses and
removing the viruses

Protective properties of **Nasal spray QUIXX barrier**, which forms the barrier against the most common viruses of acute respiratory diseases, are proved by results of clinical studies.

Nasal spray QUIXX barrier contains none of drug preparations for medical usage, materials of animal and/or human origin within the composition and causes no pharmacological, immunological, or metabolic effects on the human body. Its action is based on the physical process, i.e., formation of a film (barrier) protecting the nasal mucosa from the penetration of viruses.

Nasal spray QUIXX barrier is a nasal spray of topical action and is not absorbed by the body. Spray may be used for a long time, if necessary.

Indications

- Prevention of infections caused by respiratory viruses while visiting public places, including presence in public transport and in contacts with people who may be infected.
- Moistening the nasal mucous membrane when it is dry or irritated.

Dosage and method of administration

How often and how much **Nasal spray QUIXX barrier** should be used?

At the first signs of a cold (e.g. a tingling or runny nose, etc.): spray 1 puff into each nostril at least 3 up to 6 times a day depending on your individual requirements.

Usage of **Nasal spray Quixx Barrier** should begin as early as possible after the first symptoms of a cold occur and be continued until the symptoms have abated. If the symptoms persist, you should consult a doctor. Nasal passages should be cleaned before use of **Nasal spray QUIXX barrier**.

To moisten a dry nasal mucous membrane, it is recommended to spray 1 puff into each nostril 3 times per day.

How should Nasal spray QUIXX barrier be used?

Remove the protective cap from the bottle. Before the first usage pump a few times until a uniform atomised spray is discharged. **Nasal spray QUIXX barrier** is now ready for use. Hold the bottle upright when spraying. In order to avoid injury, insert the spray head carefully and not too deep into the nose and press the spray nozzle. The solution should be sprayed alternately into each nasal passage. After use, cover the spray bottle with a protective cap.

Nasal spray Quixx Barrier is intended for use at home. **Nasal spray Quixx Barrier** is an individual use product.

Who can use Nasal spray QUIXX barrier?

Adults and children from 1 year old, and also women during pregnancy and in breast-feeding period.

Contraindications

Known hypersensitivity to any of the ingredients of the product.

Special precautions for use

Do not use **Nasal spray Quixx Barrier** if the package has any visible signs of damage. For hygienic reasons and to avoid the transmission of pathogenic agents, one spray bottle should always be used **by one and the same person**.

Possible side effects

No side effects of **Nasal spray QUIXX barrier** usage have been reported till now.

Interaction with other products

No interactions with other products have been reported till now.

Presentation form

20 ml glass bottle (142 puffs) with spray nozzle and protective cap.

One bottle with instruction for use in a carton box.

Basic technical and performance specifications of the medical device:

Nasal spray Quixx Barrier is manufactured in compliance with the global standards: Directive of EC 93/42/EEC, EN ISO 13485:2012 +AC:2012, EN ISO 14971.

The solution is sterile. «A» class of sterility.

Sterilization of the product is performed by the filtration sterilization method through the filter having porosity of 0.2 µm; sterilization of primary packaging: by dry heat or γ-radiation. No re-sterilization is needed. This medical device is sealed.

Designation and marking

	Carefully read the instruction before usage.
	Medical device was sterilized using the methods of aseptic processing.
	Temperature range, within which the medical device is safely stored.
	Medical device shall not be exposed to the sunlight.

Additional advertising information on the packaging is allowed.

Safety measures requirements

Safety of the product is ensured during the shelf life.

Environmental conditions requirements

Materials, which are used in manufacturing of this medical device, are not life-threatening, dangerous for life and environment, either during the maintenance of device or after its termination.

Storage conditions and terms of use

Keep out of the reach and sight of children! Store protected from light at temperature from 5°C to 30°C.

Do not use **Nasal spray Quixx Barrier** if the package has any visible signs of damage. For hygienic reasons and to avoid the transmission of pathogens, one spray bottle should always be used **by one and the same person**.

Warranty

The product is designed, manufactured, tested and packaged in compliance with all applicable requirements. The manufacturer guarantees the quality of the medical device until the expiration of its shelf life, provided the packaging is not damaged and all storage conditions of the product are observed.

Transportation conditions

Transportation of the product is possible by all types of the roofed transport in accordance with the rules of the cargo transportation for each type of transport.

Transportation of the medical device shall be performed at the temperature of 5 to 30°C. Do not freeze.

The procedure for disposal and destruction

Disposal of the product shall be performed in accordance with the requirements / rules of the buyer's country. On the territory of the Russian Federation: in terms of the hazard, the product belongs to class A (epidemiologically safe waste) and is subject to disposal together with household waste.

Shelf life

36 months.

The solution can be used for 12 months after first opening.

Do not use after the expiry date.

Sold without a prescription.

Manufacturer

MoNo chem-pharm Produkte GmbH, LeystraÙe 129, 1200 Vienna, Austria

Tel.: +43-1-330 06 71

Fax: +43-1-330 06 71 - 38

mail@mono.co.at

Produced:

1. MoNo chem-pharm Produkte GmbH, LeystraÙe 129, 1200 Vienna, Austria.
2. Laboratoires Pharmaster, Z.I. de Krafft, 67150 Erstein, France.

Organization authorized to accept claims:

OOO «Berlin-Chemie/A. Menarini», 123112, Moscow, Presnenskaya quay 10,
Business Center «Tower on Quay», Block B

Phone: (495) 785-01-00


E-mail: info@b-c.ru

Distributor

Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germany

Revision date

October 2018

MoNo
chem-pharm Produkte GmbH
1200 Wien, LeystraÙe 129

04.03.2019

B.R.Z.: 448/19

Die Echtheit der Zeichnung der Firma -----
MoNo chem-pharm Produkte GmbH, FN 189118s, 1200 Wien, -----
Leystraße 129, vertreten durch -----
Herrn Diplom-Ingenieur Doktor Bernhard WITTMANN, geboren am
14.02.1973 (vierzehnten Februar neunzehnhundertdreiund-
siebzig), A-1200 Wien, Leystraße 129, als selbständig ver-
tretungsbefugter Geschäftsführer, -----
wird hiemit beglaubigt. -----

Aufgrund der heutigen Einsichtnahme in das mittels auto-
mationsunterstützter Datenverarbeitung geführte Firmenbuch
der Republik Österreich wird gemäß § 89a NO (Paragraf
neunundachtzig litera a der Notariatsordnung) bestätigt,
dass **Herr Diplom-Ingenieur Doktor Bernhard WITTMANN** heute
berechtigt ist, die unter FN 189118s eingetragene -----
MoNo chem-pharm Produkte GmbH mit dem Sitz in Wien
selbständig in der obgenannten Funktion zu vertreten. -----

Weiters bestätige ich, dass die Partei erklärt hat, den
Inhalt der Urkunde zu kennen und deren Unterfertigung frei
von Zwang erfolgt ist. -----

Wien, am 04.03.2019 (vierten März zweitausendneunzehn) ----

Certification Register Number: 448/19

I herewith certify the authenticity and genuineness of the
foregoing signature which is acknowledged today before me
of **DI Dr. Bernhard WITTMANN**, born on 14.02.1973 (fourteenth
day of February nineteen hundred and seventy-three), A-1200
Vienna, Leystraße 129, acting as Managing Director with
individual signing power for, in the name and on behalf of
MoNo chem-pharm Produkte GmbH, with principal place of
business at A-1200 Wien, Leystraße 129. -----

According to today's inspection of the Companies' Register
kept by electronic data processing I herewith certify
pursuant to Section 89a (eighty-nine paragraph a) Notary
Act that the above mentioned Company is duly registered
with the Companies' Register of the Vienna Commercial Court
under Court File Number FN 189118 s and that **DI Dr.
Bernhard WITTMANN** is today duly authorized to sign
individually for, in the name and on behalf of the said
Company in his capacity as above mentioned. -----


Furthermore, I certify that the party has verified to have knowledge of the content of the document and to sign it free from compulsion. -----

Given at Vienna this 04.03.2019 (fourth day of March two thousand and nineteen) -----

Legalisierungsgebühr von € 14,30 entrichtet
öff. Notar Dr. Rainer Dürr
Wien-Donaustadt V



Mag. Alexander Wibral
Substitut des öffentl. Notars
Dr. Rainer Dürr
Wien-Donaustadt V



- 5. MRZ. 2019

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**
Pays:
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
2. ist unterzeichnet von: Mag. Alexander Wibral
à été signé par
3. in seiner Eigenschaft als: Substitut des öffentlichen Notars
agissant en qualité de
4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der): Dr. Rainer Dürr
le sceau/timbre qui y figure est celui de
Bestätigt / Ainsi fait
5. in: **WIEN**
à (lieu)
6. am: **5. MRZ. 2019**
le (date)
7. durch / par (autorité d'attestation):
den Präsidenten des Landesgerichtes für
ZRS Wien, 1011 - Wien, Schmerlingplatz 11
8. unter Zl. **101Jv 2486/19s**
sous N° du registre
9. Siegel/Stempel:
Sceau ou timbre
10. Unterschrift:
Signature

Für die Präsidentin
Illmaier, BA



Инструкция по применению медицинского изделия Спрей назальный Квикс Барьер

Наименование медицинского изделия:

Спрей назальный Квикс Барьер 20 мл

Описание и состав медицинского изделия:

Спрей назальный Квикс Барьер представляет собой стерильный, прозрачный, бесцветный, вязкий раствор без запаха.

1 мл раствора содержит:

йота-каррагинан (Carragelose®) (1,2 мг), каппа-каррагинан (0,4 мг), натрия хлорид (5,0 мг) и воду очищенную (до 1 мл).

Не содержит консервантов.

Назначение

Нос является «воротами» наших дыхательных путей и одним из факторов защиты от респираторных инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ, грипп). Слизистая оболочка носа, покрытая слизистым секретом, является физиологическим барьером. Она выстлана специальным эпителием, который обеспечивает увлажнение вдыхаемого воздуха и его фильтрацию от механических частиц (таких как пыль или пыльца) и инфекционных агентов (например, вирусов).

Вирусы могут прикрепляться к слизистой оболочке носа, где они размножаются и распространяются. Это приводит к заболеванию ОРВИ или гриппом с типичными симптомами – заложенность носа или насморк, боль в горле, кашель и т. д.

Спрей назальный КВИКС барьер используется для борьбы с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей на ранней стадии заболевания. **Спрей назальный КВИКС барьер** помогает при защите от простудных заболеваний и респираторных вирусных инфекций при посещении публичных мест, в том числе во время нахождения в общественном транспорте и при контактах с людьми, которые могут оказаться инфицированными.

Спрей назальный КВИКС барьер способствует:

- сокращению продолжительности простудных заболеваний;
- облегчению симптомов простуды;
- ускорению выздоровления;
- снижению риска повторного возникновения простудного заболевания путем уменьшения вирусной нагрузки.

Спрей назальный КВИКС барьер также способствует увлажнению слизистой оболочки носа при сухости или раздражении. Достаточное увлажнение слизистой оболочки носа является необходимым условием для профилактики респираторных вирусных инфекций и поддержания естественных физиологических функций носа.

Свойства и механизм действия:

Спрей назальный КВИКС барьер представляет собой стерильный водный солевой раствор, не содержащий консервантов. Основной компонент – йота-каррагинан (Carragelose®), является натуральным полисахаридом, который извлекается из морских красных водорослей, благодаря которому обеспечивается увлажнение слизистой оболочки носа, а также образуется пленка, локализирующая вирус. Таким образом, вирусы оказываются иммобилизованными на защитной пленке. Следовательно, Carragelose®

препятствует проникновению вирусов в организм, тем самым снижая вирусную нагрузку на эпителий слизистой оболочки полости носа (рис. 1). Впоследствии частицы, поглощенные защитной пленкой, легко удаляются из полости носа. Благодаря наличию в составе солевого раствора, **Спрей назальный КВИКС барьер** благодаря содержанию солевого раствора помогает поддерживать естественную влажность слизистой оболочки носа и таким образом поддерживает собственные защитные силы организма, направленные против болезнетворных вирусов и бактерий.

Рис. 1



Обеспечение
влажности
слизистой
оболочки носа

Захват и
связывание/
блокирование
вирусов

Уменьшение симптомов
респираторных вирусных
инфекций и удаление вирусов

Защитные свойства изделия **спрей назальный Квикс Барьер**, создающие барьер для наиболее распространенных вирусов острых респираторных заболеваний, доказаны результатами клинических исследований.

Спрей назальный Квикс Барьер не содержит в составе лекарственных средств для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения и не оказывает фармакологического, иммунологического или метаболического действия на организм человека. Его действие основано на физическом процессе – создании пленки (барьера), защищающей слизистую оболочку носа от проникновения вирусов.

Спрей назальный Квикс Барьер является назальным спреем местного действия и не всасывается в организм. Спрей можно использовать в течение длительного периода, если это необходимо.

Показания к применению

- Профилактика респираторных вирусных инфекций при посещении публичных мест, в том числе во время нахождения в общественном транспорте и при контактах с людьми, которые могут оказаться инфицированными.
- Увлажнение слизистой оболочки носа при сухости или раздражении.

Способ применения и дозы

Как часто и как следует применять Спрей назальный Квикс Барьер?

При первых симптомах простуды (например, пощипывании в носу или насморке и т.д.): по 1 дозе спрея впрыскивать в каждый носовой ход от 3-х до 6-ти раз в день в зависимости от индивидуальных потребностей.

Следует начать использование **Спрей назальный Квикс Барьер** как можно раньше при появлении первых симптомов простуды и продолжать до тех пор, пока симптомы не ослабнут. Если симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу. Перед использованием **Спрея назального Квикс Барьер** необходимо очистить носовые ходы.

Для увлажнения сухой слизистой оболочки носа рекомендуется впрыскивать по 1 дозе спрея в каждый носовой ход 3 раза в день.

Как следует применять Спрей назальный Квикс Барьер?

Снимите защитный колпачок с флакона. Перед первым применением следует несколько раз нажать на распылительную насадку до высвобождения равномерно распыленного раствора. Спрей назальный Квикс Барьер готов к использованию. При использовании флакон следует удерживать в вертикальном положении. Чтобы не повредить слизистую оболочку, осторожно введите наконечник распылителя неглубоко в носовой ход и нажмите на распылитель. Спрей вводят поочередно в каждый носовой ход. После применения флакон-распылитель закрывают защитным колпачком.

Спрей назальный Квикс Барьер предназначен для использования в домашних условиях. Спрей назальный Квикс Барьер относится к изделиям индивидуального пользования.

Кто может использовать спрей назальный Квикс Барьер?

Взрослые и дети в возрасте от 1 года, а также беременные и кормящие женщины.

Противопоказания

Известная гиперчувствительность к любому из компонентов продукта.

Особые меры предосторожности при применении

Не используйте спрей назальный Квикс Барьер если упаковка имеет видимые повреждения.

Из гигиенических соображений и для того, чтобы предотвратить распространение патогенов один флакон-распылитель должен всегда использоваться **только одним человеком**.

Возможные побочные эффекты

До настоящего времени побочных эффектов изделия спрей назальный Квикс Барьер не было выявлено.

Взаимодействие с другими препаратами

До настоящего времени взаимодействия с другими препаратами не выявлено.

Форма выпуска

Стекланный флакон вместимостью 20 мл (142 впрыскивания) с насадкой - распылителем и защитным колпачком.

По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Основные технические и функциональные характеристики медицинского изделия:

Спрей назальный Квикс Барьер производится в соответствии с соблюдением международных стандартов: Директивы Совета 93/42/ЕЭС, EN ISO 13485:2012 +AC:2012, EN ISO 14971.

Раствор стерилен. Класс стерильности «А». Стерилизация продукта осуществляется методом стерильной фильтрации через фильтр с размером пор 0,2 мкм; стерилизация первичной упаковки: сухой жар или гамма-излучение. Повторная стерилизация изделия не требуется. Изделие является герметичным.

Обозначения и маркировка

	Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
	Медицинское изделие было подвергнуто стерилизации с применением методов асептической обработки
	Температурный диапазон, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	Медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света

Допускается нанесение дополнительной рекламной информации на упаковку.

Требования в отношении мер безопасности

Безопасность продукта обеспечена в течение срока годности.

Требования в отношении условий окружающей среды

Материалы, используемые при производстве данного медицинского изделия, не представляют угрозы для жизни, не являются опасными для здоровья человека и окружающей среды, как во время эксплуатации изделия, так и по завершении эксплуатации.

Условия хранения и эксплуатации (применения)

Хранить в недоступном для детей и защищенном от света месте при температуре от 5°C до 30°C

Не используйте назальный спрей КВИКС барьер, если на упаковке есть видимые признаки повреждения. Из гигиенических соображений и для того, чтобы предотвратить распространение патогенов один флакон-распылитель должен всегда использоваться **только одним человеком**.

Гарантийные обязательства

Изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех действующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдаются все условия хранения изделия.

Условия транспортировки

Транспортировка изделия осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта, при температуре от +5°C до +30°C. Не допускать замораживания.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Утилизация изделия осуществляется в соответствии с требованиями/правилами страны покупателя. На территории Российской Федерации по степени опасности изделие относится к классу А - эпидемиологически безопасные отходы и подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.

Срок годности

36 месяцев.

Раствор следует использовать в течение 12 месяцев после первого вскрытия флакона.

Не применять по истечении срока годности.

Отпускается без рецепта.

Производитель

МоНо хем-фарм Продукте ГмбХ, Лейштрассе 129, 1200 Вена, Австрия
(MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vienna, Austria)

Тел.: +43-1-330 06 71

Факс: +43-1-330 06 71 - 38

mail@mono.co.at

Произведено:

1. МоНо хем-фарм Продукте ГмбХ, Лейштрассе 129, 1200 Вена, Австрия
(MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vienna, Austria)
2. Лаборатуар Фармастер, ПЗ де Краффт, 67150 Эрстейн, Франция
(Laboratoires Pharmaster, Z.I. de Krafft, 67150 Erstein, France)

Организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»

123112 г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, БЦ «Башня на Набережной»,
блок Б,

Телефон: (495) 785-01-00

Электронная почта: info@b-c.ru

Дистрибьютор

Берлин-Хеми АГ, Глиникер Вег 125, 12489 Берлин, Германия

Дата пересмотра

Октябрь 2018

-подпись 04.03.2019

Штамп: МоНо
хем-фарм Продукте ГмбХ
1200 Вена, Лейштрассе 129

Номер по реестру удостоверений: 448/19

Я настоящим удостоверяю подлинность и верность подписи, признанной сегодня в моем присутствии, как подписи **дипломированного инженера доктора Бернхарда ВИТТМАННА**, родившегося 14.02.1973 года (четырнадцатого числа февраля месяца одна тысяча девятьсот семьдесят третьего года), А-1200, Вена, Лейштрассе 129, выступающего в качестве Управляющего делами с правом единоличной подписи от имени и по поручению компании **МоНо хем-фарм Продукте ГмбХ**, осуществляющей основную деятельность по адресу А-1200, Вена, Лейштрассе 129.-----

В соответствии с проведенной сегодня проверкой Реестра Компаний Австрийской Республики, ведущегося в электронной форме обработки данных, я настоящим удостоверяю в соответствии с Разделом 89а (параграфом восемьдесят девятым, литера а) Порядка нотариального удостоверения, что вышеупомянутая Компания законно зарегистрирована в Торговом реестре Коммерческого суда Вены под номером судебного дела FN 189118s, и что **дипломированный инженер доктор Бернхард ВИТТМАНН** на сегодняшний день надлежащим образом уполномочен единолично прилагать подпись от имени упомянутой Компании, действуя в своей должности, как указано выше.-----

Далее я свидетельствую, что я проверил, что сторона осведомлена о содержании документа и подписала его без принуждения. -----
Выдано в Вене, сего 04.03.2019 (четвертого марта две тысячи девятнадцатого года).-----

Оплата за удостоверение в размере 14.30 евро взыскана
Государственный нотариус доктор Райнер Дюрр
Вена-Донауштадт V

-подпись
Магистр Александер Вибирал
Заместитель государственного нотариуса
Доктора Райнера Дюрра
Вена-Донауштадт V

Гербовая печать: Доктор Райнер ДЮРР
Государственный нотариус
Вена-Донауштадт

Российская Федерация
Город Москва
Пятого апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Медведевой Любови Владимировны.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2019- 34-2315

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Акимова Г.Б.

Г.Б. Акимов

Проинформировано, пронумеровано и скреплено печатью 14 лист(-а,ов).

Нотариус:



Российская Федерация
Город Москва

_____ года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре. №

77/09-Н/77-2019 - 34-2316

Взыскано государственной пошлины (по тарифу)

Уплачено за оказание услуг правового и
технического характера

Г.Б. Акимов