

State of Minnesota - Secretary of State

This Certificate is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country (Pays): United States of America

This public document (Le présent acte public) Littmann Cardiology IV Stethoscope

2. has been signed by (a été signé par) Irma Vargas**3. acting in the capacity of (agissant en qualité de) Notary Public, State of Minnesota****4. bears the seal / stamp of (est revêtu du sceau / timbre de)**

Irma Vargas, Notary Public, State of Minnesota

Certified**Attesté****5. at (à) St. Paul, Minnesota****6. Date (Date) 08/02/2019****7. by (par) Secretary of State, State of Minnesota****8. File No (Sous n°) 1094965600047****9. Seal / Stamp (Sceau / Timbre):****10. Signature (Signature):**

Steve Simon

Steve Simon

Secretary of State
State of Minnesota

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <https://apostille.sos.state.mn.us>.

This certificate does not constitute an Apostille under the Hague Convention of 5 October 1961, when it is presented in a country which is not a party to the convention. In such cases, the certificate should be presented to the consular section of the mission representing that country.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <https://apostille.sos.state.mn.us>. Ce certificat ne constitue pas une Apostille en vertu de la Convention de La Haye du 5 Octobre 1961, lorsque présenté dans un pays qui n'est pas partie à cette Convention. Dans ce cas, le certificat doit être présenté à la section consulaire de la mission qui représente ce pays.



3M Health Care Business

3M Center
2510 Conway Ave., Bldg. 275-5W-06
St. Paul, MN 55144 U.S.A.
651 733 1110

3M

To whom it may concern


In my capacity as International Regulatory Affairs Associate, 3M Health Care Business, St. Paul, MN, USA, I certify that the attached IFU (Instruction for Use) for for 3M™ Littmann® Cardiology IV™ in English is truthful and accurate.



Regina Feferman
International Regulatory Affairs Associate
3M Health Care

7/30/19
Date

State of Minnesota)
County of Ramsey) SS

Subscribed and sworn to before me this 30th day of July 2019


Irma Vargas, Notary Public
My Commission Expires: January 31, 2020



Instruction for use

Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope

Intended use

The 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope can be used for auscultation of heart, lung and other body sounds.

Scope of use:

3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope is intended for medical diagnostic purposes only. This product is not designed, sold or intended for use except as indicated.

Contraindications

No contraindications have been identified for these products.

Potential complications/side effects

No potential complications/ side effects are associated with this product.

Precautions

Do not immerse your stethoscope in any liquid.

Do not subject your stethoscope to any sterilization process.

Avoid storing your stethoscope in extreme heat.


To prevent staining of stethoscope tubing, avoid contact with pens, markers, newsprint, or other printed materials.

Contents (Included in box):


- I. Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope (version 56 cm) contents:
 1. Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope
 2. Snap Tight Soft-Sealing Eartips – (Small -2 pc., Large -2 pc.) (if necessary)
 3. Nonchill Bell Sleeve (if necessary)
 4. Instruction for use
- II. Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope (version 69 cm) contents:
 1. Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope
 2. Snap Tight Soft-Sealing Eartips – (Small -2 pc., Large -2 pc.) (if necessary)
 3. Nonchill Bell Sleeve (if necessary)
 4. Instruction for use

Instructions for Use


Insert eartips in a forward direction.



Adjust the Headset Tension



To reduce the spring tension, pull the eartubes apart.




To increase the spring tension, squeeze the eartubes together.


Select the Active Side of the Chestpiece

Only one side of the chestpiece is acoustically active at a time, identified by a mark on the stem. Rotate the chestpiece to change which side is active.

Listen to Low and High Frequency Sounds with Littmann® Tunable Diaphragms on Each Side of the Chestpiece. Use the large side for adults and the small side for pediatric or thin patients, around bandages and carotid assessment.




Low frequencies: apply light pressure to the chestpiece.



High frequencies: apply firm pressure to the chestpiece

Convert to a Traditional Open Bell



Pinch the rim of the diaphragm on the small side; pull and lift from the chestpiece.



Attach the sleeve by placing one side on the edge and stretching it over the chestpiece.




To install diaphragm, remove the nonchill sleeve. Insert the edge of the diaphragm into the groove and roll the rim around the chestpiece.

Cleaning and Disinfection

Clean your stethoscope between exams using a 70% isopropyl alcohol wipe or a disposable wipe with soap and water. A 2% bleach solution may be used to disinfect your stethoscope; however, the tubing may experience a slight discoloration after exposure to bleach. The tunable diaphragms, nonchill bell sleeve and eartips may be removed for thorough cleaning.

To remove the eartips from the headset, pull firmly. To assemble the eartips, push the small side of the eartip firmly onto the eartube until it snaps fully into place. Ensure all parts and surfaces are dry before reassembly. Be sure the eartips are firmly attached to the headset before inserting them into your ears.



Storage, Transportation and Working conditions:

Operating range is -35° to 60° C, 15 to 93% relative humidity. The pressure is not regulated.

Storage and transport range is -40° to 55° C, 15 to 93% relative humidity. The pressure is not regulated.

During transportation the products may experience short term temperature variations without affecting

product safety and performance.

Transportation of medical device is carried out by all type of transport.

Technical specification:

Dimensions with tolerances.

3M Littmann® Stethoscope Family	Soft Tubing Diameter (cm)	Chest Piece Diameter (cm)		Total Length (cm)	Total Weight (grams))
		Adult Side	Pediatric Side		
Cardiology IV™ (69 cm)*	1.2 ± 0.2	4.6 ± 0.2	3.6 ± 0.2	69.9 ± 2.0	177 ± 12
Cardiology IV™ (56 cm)*	1.2 ± 0.2	4.6 ± 0.2	3.6 ± 0.2	57.2 ± 2.0	167 ± 12

*3M™ Littmann® Stethoscope Cardiology IV™ exist in 2 versions.

Tubing (binaural) Length (cm): 69.9 ± 2.0, 57.2 ± 2.0

Outside Diameter of Tubing (Single-piece tubing) (cm): 1.2 ± 0.2

Outside Diameter of Tubing (Dual-lumen tube) (cm): 1 ± 0.2

Outside Diameter of Tubing (connection part) (cm): 1 ± 0.2

Wall thickness of Tubing (binaural) (all parts of tubing) minimum 1,7 mm

Length of eartube (from binaural to eartip) (cm) 14±1

Outside Diameter of eartube (mm) 6±0,5

Wall thickness of of eartube (mm) 1-2

Thickness of ChestPiece (cm) 2,72 ± 10%

Outside Diameter of stem (cm) 1± 10%

Inside Diameter of stem (mm) 3-4

Length of stem (from binaural to ChestPiece) (cm) 1 - 1,8

Snap Tight Soft-Sealing Eartips Small: Diameter (mm) 12,01 ± 5 %; Length (mm) 19,76 ± 5 %. Weight (gram) 1,26 ± 5 %.

Snap Tight Soft-Sealing Eartips Large: Diameter (mm) 12,99 ± 5 %; Length (mm) 19,87 ± 5 %. Weight (gram) 1,32 ± 5 %.

Nonchill Bell Sleeve: Outer Diameter (mm) - 35,86 ± 5 %; Outer Diameter (mm) - 29,24 ± 5 %; Thickness (mm) - 3,75 ± 5 %, Weight (gram) - 0,94 ± 5 %.

Headset tension must be adjustable. Force required to change of Headset tension ≤22N (5 lbf)

Fixing strength of ear tips (tearing force): from 22 N to 89 N (5 to 20 lbf (pound force))

Force required to attach ear tips to eartubes: minimum 53 N (12 lbf)

Fixing strength of stem to tubing (binaural) (tearing force): from 89 N to 177 N (20 to 40 lbf (lbf force))

Acceptable frequency range 20-1000 Hz

Pressure level maximum 129 dB peak sound

Medical devices do not contain or deliver medicinal substances.

Medical devices do not contain or deliver human blood derivatives.

No materials of animal origin are intentionally being added to the products.

Maintenance and repair

Repairs must be done by a qualified service person. See Warranty.

Disposal

Dispose of content/container in accordance with the local/regional/national/international regulations.

Medical devices in Russian Federation must be disposed of in the local public entities in accordance with

SanPiN 2.1.7.2790-10 "Sanitary-epidemiological requirements for the handling of medical waste" to the waste class B).

Explanation of Symbols



Manufacturer



European Conformity mark



EC Representative



Batch code



Consult instructions for use.



Not made with natural rubber latex.



LICENSE SYMBOL OF EUROPEAN NETWORK OF INDUSTRY-FUNDED SYSTEMS FOR RECYCLING THE PACKAGING MATERIAL

Littmann® Stethoscope Service and Warranty Program

Please register your stethoscope online at: <http://www.littmann.com/warranty-registration>.

The Littmann® Cardiology IV™ stethoscope is warranted against any defects in material and workmanship for a period of seven (7) years.

Within the warranty period, repairs will be made without charge upon the return of the stethoscope to 3M, except in cases of obvious abuse or accidental damage.

For service and repair in the U.S.A., please visit www.littmann.com/service or call 1-800-292-6298. If you are outside of the U.S.A., please visit www.littmann.com for the contact information of your local 3M office.



3M Company, 3M Health Care,

3M Center, 2510 Conway Avenue, Bldg. 275-5W-06, St. Paul, Minnesota, 55144, USA

1 800 364-3577

www.3M.com

Manufacturing site:

3M Company, 3M Health Care

5400 Paris Road, Columbia, Missouri, 65202, USA

Authorized representative on the territory of the Russian Federation:

AO "3M Russia", Russia

108811, Moscow, Poselenie Moskovskiy, Kievskoe shosse, 22 km, 6, bld.1

+7 (495) 784 7474 / +7 (495) 784 7475 (fax)

e-mail 3mra@mmm.com



For more information, visit www.littmann.com.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are trademarks of 3M.

Used under license in Canada.

© 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2019-07

Штат Миннесота - Секретариат штата

Не для использования на территории и во владениях Соединенных Штатов Америки.

АПОСТИЛЬ

(в соответствии с Гаагской Конвенцией от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: Соединенные Штаты Америки

Настоящий официальный документ: Стетоскоп Littmann Cardiology IV

2. подписан Ирмой Варгас

3. действующим(-ей) в качестве нотариуса штата Миннесота

4. скреплен печатью/штампом Ирмы Варгас, нотариуса штата Миннесота

УДОСТОВЕРЕНО

5. в г. Сент-Пол, шт. Миннесота 6. Дата: 02 августа 2019 г.

7. секретарем штата Миннесота 8. за номером 1094965600047

9. Печать/штамп: 10. Подпись:

(Печать)
Большая печать
штата Миннесота

(Подпись)
Стив Саймон
Секретарь штата
Штат Миннесота

(Печать)

Офис Секретаря штата Миннесота. Большая печать штата Миннесота

Настоящий апостиль удостоверяет только подлинность подписи и полномочия лица, подписавшего официальный документ, а также, в надлежащих случаях, подлинность печати или штампа, которыми он скреплен.

Настоящий апостиль не удостоверяет содержание документа, на котором он проставлен.

Для того чтобы удостовериться в факте выдачи настоящего апостиля, см. <https://apostille.sos.state.mn.us>.

Настоящее свидетельство не имеет силы апостиля, составленного в соответствии с Гаагской Конвенцией от 05 октября 1961 года, при представлении в государствах, не являющихся участниками Конвенции. В таких случаях свидетельство необходимо представлять в консульский отдел миссии, представляющей такое государство.

«3М Хелс Кеар Бизнес»

3М Центр
2510 Конвей Авеню, стр. 275-5W-06
Сент-Пол, Миннесота, 55144, США
651 733 1110



Для предъявления по месту требования

Я, специалист по вопросам международного нормативно-правового регулирования компании «3М Хелс Кеар Бизнес», г. Сент-Пол, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки, свидетельствую, что прилагаемая инструкция по применению изделия «Стетоскоп Littmann® Cardiology IV™» на английском языке является верной и точной.

(Подпись)

Регина Феферман
Специалист по вопросам
международного нормативно-правового
регулирования
«3М Хелс Кеар»

30.07.2019 г.

Дата

Штат Миннесота)
Округ Рамси) место удостоверения

Подписано под присягой в моем присутствии сегодня, 30 июля 2019 г.

(Подпись)

Ирма Варгас, нотариус
Срок моих полномочий истекает: 31 января 2020 г.

(Штамп)

ИРМА ВАРГАС
Нотариус штата Миннесота
Срок моих полномочий истекает 31 января 2020 г.

(Печать)

Офис Секретаря штата Миннесота. Большая печать штата Миннесота

Стетоскоп Littmann® Cardiology IV™

Показания к применению

Стетоскоп Littmann® Cardiology IV™ может использоваться для выслушивания звуков, исходящих от сердца, легких и других органов.

Область применения:

Стетоскоп Littmann® Cardiology IV™ предназначен для применения исключительно в целях медицинской диагностики. Данное изделие не предназначено, не разрабатывается или реализуется для применения в каких-либо целях, помимо указанных.

Противопоказания

Противопоказания к использованию данных изделий не выявлены.

Возможные осложнения/побочные эффекты

Сведения о возможных осложнениях/побочных эффектах при применении данного изделия отсутствуют.

Меры предосторожности

Запрещено полностью погружать стетоскоп в любую жидкость.

Не подвергайте стетоскоп стерилизации любого типа.

Старайтесь не хранить ваш стетоскоп при экстремально высокой температуре.


Для того, чтобы предотвратить окрашивание трубки стетоскопа, не допускайте его контакта с ручками, маркерами, газетной бумагой и иными печатными материалами.

Комплектность:


- I. Стетоскоп Littmann® Cardiology IV™ (вариант исполнения 56 см) в комплектации:
 1. Стетоскоп Littmann® Cardiology IV™ - 1 шт.;
 2. Ушные наконечники (маленькие - 2 шт., большие - 2 шт.) (при необходимости);
 3. Обод (при необходимости).
 4. Инструкция по применению.
- II. Стетоскоп Littmann® Cardiology IV™ (вариант исполнения 69 см) в комплектации:
 1. Стетоскоп Littmann® Cardiology IV™ - 1 шт.;
 2. Ушные наконечники (маленькие - 2 шт., большие - 2 шт.) (при необходимости);
 3. Обод (при необходимости).
 4. Инструкция по применению.

Инструкция по применению


Устанавливайте ушные наконечники под правильным углом.



Регулировка натяжения оголовья



Для снижения натяжения пружины разведите ушные трубки.




Для увеличения натяжения пружины сведите ушные трубки.

Выбор активной стороны акустической головки


В любой момент времени акустически активна только одна сторона акустической головки, обозначенная отметкой на основании трубки, примыкающей к акустической головке.

Для изменения активной стороны поверните акустическую головку относительно трубки.

Выслушивайте низкочастотные и высокочастотные звуки с помощью настраиваемых диафрагм Littmann с каждой из сторон акустической головки. Используйте большую сторону для выслушивания взрослых и малую сторону - для выслушивания детей и худощавых пациентов, вблизи областей с наложенными повязками, а также для аускультации области сонной артерии.




Низкие частоты: слегка надавите на акустическую головку.



Высокие частоты: сильно надавите на акустическую головку.

Преобразование диафрагмы в традиционную воронку «открытого типа»



Захватите обод диафрагмы с меньшей по размеру стороны; потяните и поднимите ее с акустической головки.



Закрепите обод посредством установки одной из его сторон с края и натягивания его на акустическую головку.




Для установки диафрагмы снимите обод, не вызывающий ощущения холода. Установите края диафрагмы в паз и наденьте обод вокруг акустической головки.

Очистка и дезинфекция

Очищайте стетоскоп после проведения исследования с помощью салфетки, пропитанной 70% изопропиловым спиртом, или одноразовой салфеткой и мыльной водой. Для санитарной обработки вашего стетоскопа можно использовать 2% раствор отбеливателя; однако, после применения отбеливателя бинауральная трубка может незначительно обесцвечиваться. Для более тщательной очистки настраиваемые диафрагмы, не вызывающий ощущения холода обод на воронке и ушные наконечники можно снять.

Для снятия ушных наконечников с ушных трубок, сильно потяните за них. Для установки ушных наконечников, сильно вдавите малую сторону ушного наконечника в ушную трубку до ее полной установки на место. Перед повторной сборкой убедитесь, что все части и поверхности высохли. Удостоверьтесь, что ушные наконечники плотно зафиксированы на ушных трубках до установки их в уши.



Условия хранения, транспортировки и эксплуатации:

Условия эксплуатации: от -30° до 40°C, 15-93% относительной влажности. Давление не регламентируется.
Условия хранения и транспортировки: от -40° до 55°C, 15-93% относительной влажности. Давление не регламентируется.

При транспортировке изделия могут испытывать кратковременное изменение температуры, влияющее на

безопасность и характеристики изделий.

Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта.

Технические характеристики:

Размеры с указанием допусков

Линейка стетоскопов 3М Littmann®	Внешний Диаметр бинауральной трубки (см)	Диаметр акустической головки (см)		Длина бинауральной трубки (см)	Общая масса (в граммах)
		Сторона для взрослых	Сторона для детей		
Cardiology IV™ (69 см)	1,2 ± 0,2	4,6 ± 0,2	3,6 ± 0,2	69,9 ± 2,0	177 ± 12
Cardiology IV™ (56 см)*	1,2 ± 0,2	4,6 ± 0,2	3,6 ± 0,2	57,2 ± 2,0	167 ± 12

* Сстетоскоп Littmann® Cardiology IV™ поставляется в двух вариантах исполнения.

Длина бинауральной трубки (см): 69,9 ± 2,0, 57,2 ± 2,0

Внешний диаметр бинауральной трубки (однопросветная часть трубки) (см): 1,2 ± 0,2

Внешний диаметр бинауральной трубки (двупросветная часть трубки) (см): 1 ± 0,2

Внешний диаметр бинауральной трубки (коннекторная часть) (см): 1 ± 0,2

Толщина стенки бинауральной трубки (все части трубки) минимум 1,7 мм

Длина ушных трубок (от бинауральной трубки до ушных наконечников) (см): 14 ± 1

Внешний диаметр ушных трубок (мм): 6 ± 0,5

Толщина стенки ушных трубок (мм): 1-2

Толщина акустической головки (см): 2,72 ± 10 %

Внешний диаметр ствола (см): 1 ± 10 %

Внутренний диаметр ствола (мм): 3-4

Длина ствола (от бинауральной трубки до акустической головки) (см): 1-1,8

Ушные наконечники, маленькие: диаметр (мм): 12,01 ± 5 %; длина (мм): 19,76 ± 5 %. Масса (грамм): 1,26 ± 5 %.

Ушные наконечники, большие: диаметр (мм): 12,99 ± 5 %; длина (мм): 19,87 ± 5 %. Масса (грамм): 1,32 ± 5 %.

Обод: наружный диаметр (мм) - 35,86 ± 5 %; внутренний диаметр (мм) - 29,24 ± 5 %; толщина (мм) - 3,75 ± 5 %, масса (грамм) - 0,94 ± 5 %.

Жесткость (натяжение) оголовья должна быть регулируема. Усилие необходимое для изменения натяжения оголовья ≤ 22 Н (5 lbf)

Прочность фиксации ушных наконечников (усилие отрыва): от 22 Н до 89 Н (5 до 20 lbf (фунт силы))

Усилие необходимое для фиксации ушных наконечников к ушным трубкам: минимум 53 Н (12 lbf)

Прочность фиксации ствола акустической головки к бинауральной трубке (усилие отрыва): от 89 Н до 177 Н (20 до 40 lbf (фунт силы))

Допустимый частотный диапазон 20-1000 Гц

Максимальный уровень звукового давления 129 дБ

Медицинское изделие не содержит лекарственных веществ.

Медицинское изделие не содержит производные крови человека.

Материалы животного происхождения преднамеренно в изделия не добавляются.

Техническое обслуживание и ремонт

Данное медицинское изделие подлежит техническому обслуживанию и ремонту (см. п. Гарантийное обслуживание).

Утилизация

Утилизация упаковки/содержимого должна осуществляться в соответствии с местными/региональными/национальными/международными требованиями.

Медицинские изделия должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями в

соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» класс отходов Б).

Описание символов



Изготовитель



Европейский знак соответствия



Представитель в ЕС



Номер партии



Обратитесь к инструкции по применению.



Изготовлено без использования натурального каучукового латекса.



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СИМВОЛ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ СПОНСИРУЕМЫХ
ОТРАСЛЮ СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ УПАКОВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА

Гарантийное обслуживание стетоскопа Littmann®

Гарантируется отсутствие в стетоскопе Littmann® Cardiology IV™ дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом, в течение семи (7) лет.

В течение гарантийного периода изделие будет безвозмездно отремонтировано при возврате стетоскопа компании «ЗМ», за исключением случаев очевидной неправильной эксплуатации или случайного повреждения изделия.

Для технического обслуживания и ремонта изделия в США, пожалуйста, посетите веб-сайт www.littmann.com/service или позвоните по телефону 1-800-292-6298. Если вы находитесь за пределами США, узнайте контактные данные местного представительства компании «ЗМ» на веб-сайте www.littmann.com (см. информацию ниже).



Производитель:

«ЗМ Компани, 3М Хелс Кеар»

3М Центр, 2510 Конвэй Авеню, стр. 275-5W-06, Сент-Пол, Миннесота, 55144, США

1 800 364-3577

www.3M.com

Место производства:

«ЗМ Компани»

5400 Пэрис Роуд, Колумбия, Миссури, 65202, США

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации:

АО «ЗМ Россия», Россия

108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, 6, стр. 1

+7 (495) 784 7474 / +7 (495) 784 7475 (факс)

Эл. почта: 3mra@mmm.com

Для получения дополнительной информации посетите www.littmann.com.

3M, Littmann, логотип Littmann, L и Cardiology IV являются торговыми марками компании «ЗМ».

На территории Канады используются по лицензии.

© «ЗМ». Все права защищены.

Дата выпуска: 07.2019 г.

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Алексеевым Алексеем Александровичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Тринадцатого августа две тысячи девятнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Алексеева Алексея Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2019- 65-5530

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Акимова Г.Б



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 15 лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Тринадцатого августа две тысячи девятнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2019- 65-3551

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 160 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 800 руб.



Г.Б. Акимов

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 15 лист(а) (ов)

Нотариус

Г.Б. Акимов