

[별지 제41호 서식]

공증인가 誠實
법무법인

대표전화 (02) 854-0088
공 증 실 (02) 857-7078

Registered No. 2020 - 3445

NOTARIAL CERTIFICATE


SEONG SIL LAW FIRM &
Notary Office
(Guro-dong, Gwangjin Bldg)
Suite 503, Gamasan-ro 250,
Guro-gu, Seoul, Korea



210mm × 297mm
(보존용지 (1종) 70g/m²)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проектор знаков EUCARIS (TSCP-800)



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Sciencetera Co., Ltd.

SCIENCETERA CO., LTD.

H. S. PARK / PRESIDENT

2020

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Назначение изделия и область применения.....	3
2. Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие.....	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	3
УСТАНОВКА.....	4
УПРАВЛЕНИЕ	5
Техническое обслуживание и текущий ремонт.....	9
Обслуживание.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	10
УХОД И ДИЗЕНФЕКЦИЯ	10
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	10
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	10
ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ.....	11
МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ	11
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	11
МАРКИРОВКА И УПАКОВКА	11
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЕКТОРА ЗНАКОВ	13
ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	13
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Наименование изделия: Проектор знаков EUCARIS (TSCP-800)

1. Назначение изделия и область применения

Проектор знаков EUCARIS (TSCP-800) предназначен для точного измерения остроты зрения, подбора очков, определение степени косоглазия и др.

Проектор знаков применяется в офтальмологических кабинетах медицинских учреждений.

2. Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие

К самостоятельной эксплуатации изделий медицинской техники допускается только специально обученный и аттестованный персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию квалификации к выполнению указанных работ.

Перед допуском к работе персонал должен пройти вводный и первичный инструктаж по технике безопасности с показом безопасных и рациональных приемов работы с регистрацией в журналах инструктажа.

В помещениях, где постоянно эксплуатируется медицинская техника, должны быть вывешены в доступном для персонала месте, с учетом норм производственной санитарии, инструкции по технике безопасности, в которых должны быть четко сформулированы действия персонала в случае возникновения аварий, пожаров, электротравм.

Модификация оборудования может быть выполнена только специалистами по обслуживанию компании-производителя или другими уполномоченными лицами.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проектор знаков EUCARIS (TSCP-800) состоит из основной части, пульта дистанционного управления и экрана.

1. Основная часть



2. Пульт дистанционного управления



3. Экран



Описание составных частей




УСТАНОВКА

Регулировка расстояния

1. Поместите проектор знаков на расстоянии 1,5 – 10м от экрана. (стандартное расстояние 5м)
2. Измерьте расстояние между пациентом и экраном.

Позиционирование проектора

Определите расстояние от пациента до экрана 1,5 - 10м и место проектора на таком же расстоянии от пациента к экрану.



Позиционирование экрана


Установите экран в пределах 1,5 - 10 м от проектора знаков для того, чтобы регулировать угол проецирования ярких изображений, удерживая зеркало на экране и наклон экрана, пока прогнозируемое пятно света направляется на пациента.

Экран изготовлен для яркого отражения.



Настройка фокуса

- 1) Установите проектор на режим 0.05 "Ш".
- 2) Отрегулируйте фокусировку, колесом настройки фокуса, пока режим 0,05 "Е" не станет четким в пределах соответствующего расстояния.



УПРАВЛЕНИЕ

Мощность проектора. В течение 3 секунд включена лампа проектора в режиме "Е (0,05)".

Отрегулируйте фокусировку.



Изменение режима. Нажмите кнопку желаемого режима на пульте дистанционного управления.



Выделение визуальных тестовых таблиц


1. Как использовать маску вертикальных линий

- 1) Включите режим маски вертикальных линий.
- 2) Настройте позицию кнопками влево или вправо, Настройте позицию кнопками вверх или вниз.





2. Как использовать маску горизонтальных линий

- 1) Включите режим маски горизонтальных линий.
- 2) Настройте позицию кнопками вверх или вниз.




3. Как использовать маску одной буквы

- 1) Включите режим маски одной буквы.
- 2) Настройте позицию кнопками влево или вправо.
- 3) Настройте позицию кнопками вверх или вниз.



Как использовать Красный/Зеленый фильтр

- 1) Включите режим Красного/Зеленого фильтра.



TDVAH	1.2
LONHT	1.5
KEZFR	2.0

TDVAH	1.2
LONHT	1.5
KEZFR	2.0

Как использовать программный режим 1

- 1) Нажмите кнопку LAMP, чтобы выключить лампу.
- 2) Зажмите на 6 секунд кнопку LEFT PROGRAM.
- 3) Нажмите кнопку желаемых тестовых таблиц, чтобы сохранить их в памяти.
- 4) Зажмите на 6 секунд кнопку LEFT PROGRAM чтобы реализовать этот режим. В этом режиме можно сохранить максимум 30 тестовых таблиц.





Как использовать программный режим 2

- 1) Зажмите на 6 секунд кнопку RIGHT PROGRAM.
- 2) Нажмите кнопку желаемых тестовых таблиц, чтобы сохранить их в памяти.
- 3) Зажмите на 6 секунд кнопку RIGHT PROGRAM чтобы реализовать этот режим. В этом режиме можно сохранить максимум 30 тестовых таблиц.



Запрограммированные действия

1. Включите лампу кнопкой LAMP.
2. Нажмите кнопку RESET для начала программного режима 1 с первой таблицы знаков. (Нажмите кнопку RESET еще раз и режим поменяется на программный режим 2)
3. Нажмите кнопку PROGRAM и тестовая таблица поменяется на следующую или предыдущую.



Как использовать Красный/Зеленый фильтр

- 1) Включите режим Красного/Зеленого фильтра.




TDVAH	1.2
LONHT	1.5
KEZFR	2.0

TDVAH	1.2
LONHT	1.5
KEZFR	2.0

Как использовать программный режим 1

- 1) Нажмите кнопку LAMP, чтобы выключить лампу.
- 2) Зажмите на 6 секунд кнопку LEFT PROGRAM.
- 3) Нажмите кнопку желаемых тестовых таблиц, чтобы сохранить их в памяти.
- 4) Зажмите на 6 секунд кнопку LEFT PROGRAM чтобы реализовать этот режим. В этом режиме можно сохранить максимум 30 тестовых таблиц.





Как использовать программный режим 2

- 1) Зажмите на 6 секунд кнопку RIGHT PROGRAM.
- 2) Нажмите кнопку желаемых тестовых таблиц, чтобы сохранить их в памяти.
- 3) Зажмите на 6 секунд кнопку RIGHT PROGRAM чтобы реализовать этот режим. В этом режиме можно сохранить максимум 30 тестовых таблиц.




Запрограммированные действия


1. Включите лампу кнопкой LAMP.
2. Нажмите кнопку RESET для начала программного режима 1 с первой таблицы знаков. (Нажмите кнопку RESET еще раз и режим поменяется на программный режим 2)
3. Нажмите кнопку PROGRAM и тестовая таблица поменяется на следующую или предыдущую.




Тип А




Тип В




Тип С



Тип D



Тип Е



Техническое обслуживание и текущий ремонт

ВНИМАНИЕ

Выключите питание и выдерните шнур питания.

< объектив >




Протрите объектив тканью для чистки.

< Корпус и экран >

Удалите пыль сухой мягкой тканью, если этого недостаточно, опустите мягкую ткань в моющее средство, хорошо отожмите и протрите части проектора.

Замена предохранителя

- 1) Открытый верхнюю крышку, отвинтив фиксирующие винты на верхней крышке.
- 2) Нажмите на держатель предохранителя и поверните против часовой стрелки.
- 3) Замените предохранитель и верните его в держатель.
- 4) Нажмите и поверните его по часовой стрелке.



ПРИМЕЧАНИЕ

Спецификация предохранителя:
250V, T 800mA

Обслуживание

- 1) Пожалуйста закрывайте прибор пыленепроницаемым чехлом когда не используется чтобы уменьшить влияние пыли.
- 2) Пожалуйста установите защиту экрана чтобы он мог автоматически отключаться при простое.

Внешняя чистка.

Вытрите поверхность мягкой и сухой тканью. Если есть жировые пятна, промойте нейтральной мылом и протрите тканью. Предупреждение: не используйте органические растворители или бензин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики	Значения
Время смены слайдов	0.25 с
Количество тестовых слайдов	32
Количество масок	30

Основные параметры и характеристики	Значения
Увеличение изображения	30х при 5-ти метрах
Проекционное расстояние	1.5 до 10 м
Лампа	Светодиодная 10Вт
Энергосбережение	2-5 минут (шаг 1 мин)
Источник питания	100-240 Вольт 50/60 Гц, 100 ВА
Длина кабеля питания	2060 мм
Габариты	170х310х220 мм
Масса	6 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Пульт дистанционного управления.
2. Кабель сетевой.
3. Чехол пылезащитный.
4. Экран (410х280мм для расстояния 5 м).
5. Лампа запасная.
6. Подставка для установки проектора на стол.
7. Батарейки для пульта управления.

УХОД И ДИЗЕНФЕКЦИЯ

Проектор знаков следует накрывать пыленепроницаемым чехлом после использования.

Поверхность проектора знаков нужно протирать мягкой и сухой тканью. Если есть жировые пятна, промойте мылом и протрите тканью.

Нельзя использовать органические растворители или бензин при очистке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следует избегать условия окружающей среды, указанные ниже при эксплуатации и хранении оборудования:

- Где оборудование подвергается воздействию водяного пара.
- Где оборудование подвергается воздействию солнечных лучей.
- При частых изменениях температуры (нормальная температура для эксплуатации оборудования в диапазоне 10°C ~ 40°C, а влажность воздуха в диапазоне 30%~75%).
- Где используются близко к оборудованию любые нагревательные приборы.
- При высокой влажности и где есть проблемы отвода тепла и / или вентиляции.
- Где оборудование подвергается чрезмерным встрякам и вибрациям.
- Где оборудование может подвергнуться воздействию химических или горючих веществ.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Следует избегать мест при транспортировании, где температура окружающей среды падает ниже -25°C или выше 40°C. Влажность должна поддерживаться в пределах между 30% и 75%. Следует избегать условий, в которых оборудование подвергается воздействию сильных ударов или вибраций.

Проектор знаков транспортируют крытым транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69.

Проекторы знаков должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 ГОСТ 15150-69.

Оптические компоненты прибора могут работать неправильно в связи с изменением температур. Требуется 5-10 часов для восстановления при оптимальных условиях.

ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация осуществляется в соответствии с действующим национальным законодательством и иными нормативными актами страны, на территории которой данное изделие эксплуатируется.

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Проектор знаков включает в себя: корпус, лампа освещения, источник питания, электронные модули и пульт дистанционного управления.

1. Корпус прибора состоит из ABS материала, а внутренние компоненты изготовлены из железа, алюминия и стекла.
2. Лампа освещения светодиодная 10Вт
3. Прибор питается от 100-240 В и преобразуется в 24 В через источник питания. Тип кабеля питания - ККР-4819D, вход устройства SS120, 250В ~, 10А.
4. Материалы, связанные с основной платой, состоят из SHE-M0, V-0, 105 градусов, а внутренние провода 18AWG, 300 В, 90 градусов.
5. Блок питания имеет параметры: 100-240В, 50/60 Гц, 100ВА
6. Пульт дистанционного управления состоит из ABS материала и резины.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Средний срок службы авторефкератометра - 10 лет

Гарантия не распространяется:

- На повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации
- На повреждения, вызванные использованием изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- На повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортировкой владельцем или торгующей организацией.
- На повреждения, вызванные неправильным уходом.
- На механические повреждения, причиненные потребителем.

МАРКИРОВКА И УПАКОВКА


Проектор знаков вложен в полиэтиленовый пакет, вложен в пенопластовую форму и упакован в картонную коробку для предотвращения повреждений при транспортировке.

Маркировка изделий соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 50444-92, а также требованиям ГОСТ 26828 и содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя, при необходимости;
- год изготовления изделия (или две последние цифры);
- знак Государственного реестра (для средств измерений, внесенных в Государственный реестр) - по ПР 50.2.009;

-обозначение стандартов или технических условий на изделие;
 другие данные в зависимости от требований к изделиям (класс точности для средств измерений, символы обслуживания, номинальное напряжение сети, потребляемая мощность при номинальном режиме работы, национальный знак соответствия по ГОСТ Р 50460 и т.д.).

Маркировка



Описание символов на маркировке

	Внимание, обратитесь к сопроводительным документам
	Рабочая часть класса В (для комплектации с фильтрами. Не применимо при основной комплектации)
	Дата производства
	Производитель
	Сертификация ЕС
	Представитель по ЕС
	Серийный номер
	Утилизация

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЕКТОРА ЗНАКОВ

1. Не ударяйте и не роняйте проектор. Сильный удар может вызвать серьезные повреждения и нарушить нормальную работу аппарата. Бережное обращение с любыми электронными приборами является отличительным качеством высококвалифицированных профессионалов.
2. На результаты офтальмологических измерений и тестов влияет уровень освещения в рабочем кабинете. Не допускайте попадания на проектор прямого солнечного света. Не работайте в кабинете со слишком ярким искусственным (электрическим) освещением.
3. Быстрый перенос аппарата из холодного помещения в теплый кабинет может привести к конденсации водяного пара на защитном стекле измерительного окна и на оптических деталях внутри прибора. В этом случае требуется подождать, пока конденсат испарится, и только после этого начинать измерения.
4. Всегда содержите в чистоте наружную поверхность проекционной линзы. Если оно загрязнилось от пыли или от отпечатков пальцев, то это может привести к ошибкам в работе прибора и снизить точность измерений.
5. При появлении дыма, запаха или шума во время работы проектора немедленно выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный отдел.
6. Для очистки поверхностей аппарата не применяйте органические растворители, такие как спирт, растворитель для лака, бензол и т. п., поскольку они могут повредить прибор.
7. При перемещении проектора знаков убедитесь в том, что его питание выключено, и только после этого поднимите прибор, удерживая его обеими руками за нижнюю часть.
8. Если проектор знаков не предполагается использовать в течение длительного времени, то отключите его питание и закройте корпус аппарата пылезащитным кожухом.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочные действия при квалифицированном соблюдении условий эксплуатации не выявлены.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае некорректной работы изделия, обратитесь в сервисный центр поставщика или дистрибьютора на территории той страны, где было приобретено изделие. Для корректной работы с наборами, обратитесь к пункту «ЭКСПЛУАТАЦИЯ».

Изготовитель: Sciencetera Co., Ltd. (Сайнстера Ко., Лтд.)

Адрес юридического лица: RM 1208-2 Daeryung Techno Town 8Cha, 96 Gamasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea 08501 (RM 1208-2 Дерюнг Текно Таун 8Ча, 96 Гамасан-ро, Кымчхонгу, Сеул, Корея 08501)

Место производства: RM 1208-2 Daeryung Techno Town 8Cha, 96 Gamasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea 08501 (RM 1208-2 Дерюнг Текно Таун 8Ча, 96 Гамасан-ро, Кымчхонгу, Сеул, Корея 08501)

Тел: +82-2-2163-0022, Факс: +82-2-2163-0020

Дистрибьютор: ООО «Алмас-Сервис»

Юридический адрес: 105275, г. Москва, ул. Гаражная, д.3А, кв. 11

Фактический адрес: 109147, г. Москва, ул. Абельмановская, д.6

тел. (495) 912-79-91, (495) 671-77-03

등부 2020 년 제 3445 호


Registered No. 2020 - 3445

인 증

Notarial Certificate

위 부품사용설명서 에 기재된
주식회사 사이언스테라 대표이사 박홍서
의 대리인 김다슬 은 본 공증인의 면전에서
위 본인이 서명날인 한 것임을 자인하였다.

DASEUL KIM
attorney-in-fact of
SCIENCETERA CO., LTD.
HONG SEO PARK / PRESIDENT
appeared before me and admitted said
principal's subscription to the attached
INSTRUCTION MANUAL



2020 년 10 월 14 일 이사무소에서 위 인증
한다.

This is hereby attested on this
14th day of Oct. 2020 at this office.

공증인가 誠實
법무법인

소속 서울남부지방검찰청

서울특별시 구로구 가마산로 250, 503호
(구로동,광진빌딩)

SEONG SIL LAW FIRM & Notary Office
Belong to
Seoul Southern District Prosecutors' Office
(Guro-dong,Gwangjin Bldg) Suite 503,
Gamasan-ro 250, Guro-gu, Seoul, Korea
Tel. (82-2)854-0088

공증담당변호사

김장곤



Kim Jang Gon

Kim Jang Gon

Notary Public : Lawyer Commissioned

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of Korea,
to act as Notary Public since Feb. 7, 2020.
under Law No. 94

210mm × 297mm
(보존용지 (1종) 70g/m²)

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea

This public document

2. has been signed by Kim Jang Gon

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal / stamp of SEONG SIL LAW FIRM AND NOTARY
OFFICE

Certified

5. at Seoul

6. 14/10/2020

7. by The Ministry of Justice

8. No. XXA2020L7Q91YX

9. Seal / stamp

10. Signature

Kim Jae-il

Kim Jae-il



/Гербовая печать: Адвокатско-нотариальная контора СОН СИЛ/

(02) 854-0088

[41]

(02) 857-7078

Регистрационный № 2020-3445

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Адвокатско-нотариальная
контора СОН СИЛ
(Куро-тон, здание Кванджин)
Офис 503, Камасан-но 250,
Курогу, Сеул, Корея

/Конгровка:
Министерство
юстиции *
Республика Корея/

210 мм x 297 мм
((1) 70 г/м²)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проектор знаков EUCARIS (TSCP-800)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Sciencetera Co., Ltd.

/Штамп: SCIENCETERA CO., LTD.

/Подпись/

Х.С. ПАК / ПРЕЗИДЕНТ/

/Подпись/

/Печать:

Сайнсетера Ко,
Лтд/

2020

Регистрационный № 2020-3445

Нотариальное свидетельство

Дасеул Ким

доверенное лицо компании

SCIENCETERA CO, LTD.

ХОНГ СЕО ПАК / ПРЕЗИДЕНТ

лично явился ко мне и подтвердил

подпись доверителя в прилагаемой

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

/Гербовая печать: неразборчиво/

/Штамп: Адвокатско-нотариальная контора СОН СИЛ /

Настоящий документ удостоверен
14 октября 2020 года в моем офисе.

Адвокатско-нотариальная контора СОН СИЛ

находится в юрисдикции

Прокуратуры Южного округа города Сеул

(Куро-тон, здание Кванджин), офис 503,

Камасан-но 250, Курогу, Сеул, Корея

Тел.: (82-2) 854-0088

/Подпись/

/Штамп: Адвокатско-нотариальная
контора СОН СИЛ /

/Подпись/

Ким Янг Гон

Нотариус, лицензированный

юридический консультант

Настоящая контора уполномочена

Министром юстиции Республики Корея

выступать в качестве нотариуса с

7 февраля 2020 года

в соответствии с Законом № 94

210 мм x 297 мм
((1) 70 г/м²)

APOSTILLE

АПОСТИЛЬ

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Республика Корея
Настоящий официальный документ
2. подписан **Ким Янг Гоном**
3. выступающим в качестве **нотариуса**
4. скреплен печатью/штампом **АДВОКАТСКО-НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ СОН СИЛ**

Удостоверено

- | | |
|--|---------------|
| 5. в городе Сеул | 6. 14/10/2020 |
| 7. Министерством юстиции | |
| 8. за № ХХА2020L7Q91YX | |
| 9. Печать/штамп | 10. Подпись |
| /Гербовая печать: Министерство юстиции | /Подпись/ |
| * Республика Корея/ | Ким Джэ-ил/ |

Перевод данного текста выполнен переводчиком Котляровым Антоном Игоревичем.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать девятого октября две тысячи двадцатого года

Я, Родина Ульяна Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Владимира Константиновича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Котлярова Антона Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2020- 38-260

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 11 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

Родина

У.А. Родина



Родина