



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Андросов В.В.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи автомобильная
«Дорожная Медицина ВИТАЛ»
по ТУ 9398-046-85535470-2017,
в вариантах исполнения:

- Тип 03;
- Тип 09;
- Тип 10/2;
- Тип 10/2 TL;
- Тип 12;
- Тип 14/2;
- Тип 20;
- Тип 02;
- Тип 38;
- Тип 38 TL

производства ЗАО «Виталфарм»

ВЛТС.939.500-и

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую доврачебную само и взаимопомощь при травмах, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия или иных чрезвычайных ситуациях.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):

Инструкция
по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

№ п/п	Наименования медицинского изделия	Использование
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2	Перчатки медицинские нестерильные	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4	Жгут кровоостанавливающий	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
8	Лейкопластырь рулонный	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди

Единая служба спасения 112			
Сотовый оператор	Пожарная охрана	Полиция	Скорая помощь
МТС	101	102	103
МЕГАФОН			
БИЛАЙН			
ТЕЛЕ 2			

ВЛТС.939.500-и

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Контрэтикетка	1 шт.
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их)	Согласно перечню вложений для Аптечки

Перечень вложений, входящих в изделие Аптечка первой помощи автомобильная «Дорожная Медицина ВИТАЛ»: - Тип 03, Тип 09, Тип 10/2, Тип 10/2 TL, Тип 12, Тип 14/2, Тип 20, Тип 02, Тип 38, Тип 38 TL:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Количество
1. Медицинские изделия			
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая		шт.	2
Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные или	ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908		
Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-2020 или	ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733		
Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 или	ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512		
Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012 или	ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158		
Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707		

ВЛТС.939.500-и

или Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010	ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436		
или Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов	Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740		
или Маска медицинская одноразовая "Виталфарм" по ТУ 32.99.11-061-85535470-2020	ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2020/10975		
или Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см x 14,0 см; 9,5 см x 14,5 см; 9,5 см x 17,5 см	ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118		
или Одежда медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе	ООО "Фарм-Глобал", Россия, РУ РЗН 2018/6739		
или Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020	ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944		
или Маски медицинские трехслойные нестерильные одноразовые по ТУ 32.50.50-002-22735274-2020	ООО "ИРИС ТЕКСТИЛЬ", Россия, РУ РЗН 2020/11242		
или Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017	ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773		
или Маска медицинская, одноразовая, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-34577351-2020	ООО "Типография ФС ПРИНТ", Россия, РУ РЗН 2020/10026		
или Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная по ТУ 32.50.50-001-25471752-2020	ООО "НЬЮ-БОРН", Россия, РУ РЗН 2020/10513		
или Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010	ООО "КИТ", Россия, РУ ФСР 2010/09673		
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М		пара	2
Перчатки диагностические	Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия,		

ВЛТС.939.500-и

<p>(смотровые) из натурального латекса, нестерильные</p> <p>или</p> <p>Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY»</p> <p>или</p> <p>Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые</p> <p>или</p> <p>Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные</p> <p>или</p> <p>Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe</p>	<p>РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009</p> <p>«ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия, РУ РЗН 2017/5747 от 22.05.2017</p> <p>Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД., Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932 от 11.01.2009</p> <p>Хелиомед Хандельсгез м.б.Х., Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144 от 11.06.2014</p> <p>ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102 от 17.02.2020</p>		
<p>1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»</p> <p>Набор экстренной помощи медицинский «Виталфарм» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот» <p>или</p> <p>Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012 в следующих исполнениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> воздуховоды полимерные №1, №2; воздуховоды полимерные №1, №4; воздуховоды полимерные №2, №3; воздуховоды полимерные №3, №4; воздуховоды полимерные стерильные №1, №2, №3, №4 <p>или</p> <p>Устройство для проведения</p>	<p>ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013</p> <p>ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ ФСР 2011/10719 от 15.08.2016</p> <p>ООО НПФ «МИРАЛ», Россия,</p>	шт.	1

искусственного дыхания – «рот-устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997-10 или Устройство для проведения искусственного дыхания – «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017	РУ ФСР 2010/07434 от 25.08.2016 ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705 от 17.04.2020		
1.4 Жгут кровоостанавливающий Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот» или Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный для само- и взаимопомощи по ТУ 9398-026-42965160-2004 или Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией или Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм» или Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007	ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/06312 от 14.12.2009 ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 от 19.02.2016 ОАО «Объединение Альфапластик», Россия, РУ ФСР 2007/00032 от 09.02.2016	шт.	1
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019	шт.	4

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м х 5 см, 5 м х 7 см, 5 м х 10 см, 7 м х 7 см, 7 м х 10 см, 7 м х 14 см, 10 м х 7 см, 10 м х 10 см, 10 м х 16 см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 5см; 5м х 7см; 5м х 10см; 7м х 7см; 7м х 14см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005- 10715071-2014 или	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 ООО «Научно- производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от 07.08.2013 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		
--	---	--	--

ВЛТС.939.500-и

Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004- 10715071-2014	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015		
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см		шт.	3
Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 ООО «Научно- производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014		

или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от 07.08.2013		
или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005- 10715071-2014	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004- 10715071-2014	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015		
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 см х 14 см №10		уп.	2
Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03225 от 15.09.2008		
или Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2553 от 10.04.2015		
или Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03789 от 18.11.2019		
или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93	ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01316 от 15.10.2014		
или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93	ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2011/11141 от 28.06.2011		
или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12069 от 26.05.2017		
или Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93	ООО «Научно- производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441 от 18.04.2013		
или Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649 от 09.09.2009		
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см х 500 см		шт.	1

ВЛТС.939.500-и

<p>Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM- Plaster, SFM-Strip</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь медицинский фиксирующий</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах</p> <p>или</p> <p>Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед»</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь медицинский фиксирующий</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь «УНИПЛАСТ® /UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017</p>	<p>«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442</p> <p>«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252</p> <p>ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017</p> <p>«ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959</p> <p>«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807</p> <p>АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363</p> <p>«Чанчжоу Хуалиань Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593</p> <p>АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212</p> <p>ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6112</p>		
2. Прочие средства			
2.1 Ножницы		шт.	1
<p>Ножницы тупоконечные 130</p> <p>или</p> <p>Ножницы бытовые 120</p> <p>или</p> <p>Ножницы тупоконечные 10 см</p>	<p>YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию «YIWU WENYA STATIONARY FACTORY», Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию YIWU PENGHAO</p>		

ВЛТС.939.500-и

жницы марки «Лейко»	STATIONERY CO., LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию ООО «Лейко», Россия Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях (автомобильной)		шт.	1
2.3 Футляр (Футляр полистирольный Тип 03) или (Футляр полипропиленовый Тип 09) или (Футляр полистирольный Тип 10/2) или (Футляр текстильный Тип 12) или (Футляр текстильный Тип 14/2) или (Футляр полипропиленовый Тип 20) или (Футляр полипропиленовый Тип 02) или (Футляр полипропиленовый Тип 38)	ВЛТС.939.500-03 ВЛТС.939.500-09 ВЛТС.939.500-10/2 ВЛТС.939.500-12 ВЛТС.939.500-14/2 ВЛТС.939.500-20 ВЛТС.939.500-02 ВЛТС.939.500-38	шт.	1

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Футляр полистирольный Тип 03

- Длина, мм - 275±28
- Ширина, мм - 190±19
- Высота, глубина, мм - 80±8

Футляр полипропиленовый Тип 09

- Длина, мм - 235±24
- Ширина, мм - 190±19
- Высота, глубина, мм - 75±8

Футляр полистирольный Тип 10/2

ВЛТС.939.500-и

- Длина, мм - 221 ± 22
- Ширина, мм - 221 ± 22
- Высота, глубина, мм - 68 ± 7

Футляр текстильный Тип 12

- Длина, мм - 210 ± 31
- Ширина, мм - 170 ± 26
- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Футляр текстильный Тип 14/2

- Длина, мм - 190 ± 27
- Ширина, мм - 125 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 11

Футляр полипропиленовый Тип 20

- Длина, мм - 240 ± 24
- Ширина, мм - 185 ± 19
- Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Футляр полипропиленовый Тип 02

- Длина, мм - 195 ± 20
- Ширина, мм - 160 ± 20
- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Футляр полипропиленовый Тип 38

- Длина, мм - 175 ± 20
- Ширина, мм - 150 ± 15
- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Тип 03 (260 ± 50)

Тип 09 (255 ± 50)

Тип 10/2 (170 ± 30).

Тип 12 (90 ± 15).

Тип 14/2 (60 ± 15).

Тип 20 (160 ± 30).

Тип 02 (160 ± 30).

Тип 38 (160 ± 30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

- Тип 12, Тип 14/2 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» K50, 25Н ГОСТ 30019.1.;

ВЛТС.939.500-и

или

– Тип 09, Тип 20, Тип 02, Тип 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

– Тип 03, Тип 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

– Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, П 1503/01-ПЭ, П2401/70-УП.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C.

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складировуют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
_____ листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.



20.11.20



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

**Аптечка первой помощи автомобильная
«Дорожная Медицина ВИТАЛ»
по ТУ 9398-046-85535470-2017,
в вариантах исполнения:**

- Тип 03;
- Тип 09;
- Тип 10/2;
- Тип 10/2 TL;
- Тип 12;
- Тип 14/2;
- Тип 20;
- Тип 02;
- Тип 38;
- Тип 38 TL

производства ЗАО «Виталфарм»

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую доврачебную само и взаимопомощь при травмах, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия или иных чрезвычайных ситуациях.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):

Инструкция

по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

№ п/п	Наименование медицинского изделия	Использование
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2	Перчатки медицинские нестерильные	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рес-Автомат-Рес"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4	Жгут кровоостанавливающий	Наспирывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны ленточными бинтами к ней, повернув один из концов подкладкой
5	Бинт эластичный медицинский размером не менее 5 м х 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации прооперированных конечностей
6	Бинт эластичный медицинский размером не менее 7 м х 14 см	
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Применяйте для закрытия ран и слизистых поверхностей
8	Вейсмастер® рулонный	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильными салфетками по ране, наложении впитывающей повязки при ранении груди

Единая служба спасения 112			
Способы связи	Адресная служба	Помощь	Служба спасения
МТС	101	102	103
МЕТЛОН			
БЕЛКАМ			
ТЕЛЕ 2			

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Контрэтикетка	1 шт.
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их)	Согласно перечню вложений для Аптечки

Перечень вложений, входящих в изделие Аптечка первой помощи автомобильная «Дорожная Медицина ВИТАЛ»: - Тип 03, Тип 09, Тип 10/2, Тип 10/2 TL, Тип 12, Тип 14/2, Тип 20, Тип 02, Тип 38, Тип 38 TL:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Количество
1. Медицинские изделия			
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая		шт.	2
Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные или	ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908		
Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-2020	ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733		
или			
Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010	ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512		
или			
Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012	ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158		
или			
Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707		

или Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010	ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436		
или Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов	Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740		
или Маска медицинская одноразовая "Виталфарм" по ТУ 32.99.11-061-85535470-2020	ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2020/10975		
или Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см x 14,0 см; 9,5 см x 14,5 см; 9,5 см x 17,5 см	ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118		
или Одежда медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе	ООО "Фарм-Глобал", Россия, РУ РЗН 2018/6739		
или Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020	ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944		
или Маски медицинские трехслойные нестерильные одноразовые по ТУ 32.50.50-002-22735274-2020	ООО "ИРИС ТЕКСТИЛЬ", Россия, РУ РЗН 2020/11242		
или Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017	ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773		
или Маска медицинская, одноразовая, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-34577351-2020	ООО "Типография ФС ПРИНТ", Россия, РУ РЗН 2020/10026		
или Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная по ТУ 32.50.50-001-25471752-2020	ООО "НЬЮ-БОРН", Россия, РУ РЗН 2020/10513		
или Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010	ООО "КИТ", Россия, РУ ФСР 2010/09673		
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М		пара	2
Перчатки диагностические	Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия,		

<p>(смотровые) из натурального латекса, нестерильные</p> <p>или</p> <p>Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY»</p> <p>или</p> <p>Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые</p> <p>или</p> <p>Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные</p> <p>или</p> <p>Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe</p>	<p>РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009</p> <p>«ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия, РУ РЗН 2017/5747 от 22.05.2017</p> <p>Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД., Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932 от 11.01.2009</p> <p>Хелиомед Хандельсгез м.б.Х., Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144 от 11.06.2014</p> <p>ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102 от 17.02.2020</p>		
<p>1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»</p> <p>Набор экстренной помощи медицинский «Виталфарм» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот» <p>или</p> <p>Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012 в следующих исполнениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> воздуховоды полимерные №1, №2; воздуховоды полимерные №1, №4; воздуховоды полимерные №2, №3; воздуховоды полимерные №3, №4; воздуховоды полимерные стерильные №1, №2, №3, №4 <p>или</p> <p>Устройство для проведения</p>	<p>ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013</p> <p>ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ ФСР 2011/10719 от 15.08.2016</p> <p>ООО НПФ «МИРАЛ», Россия,</p>	штг.	1

<p>искусственного дыхания – «рот-устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997-10</p> <p>или</p> <p>Устройство для проведения искусственного дыхания – «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017</p>	<p>РУ ФСР 2010/07434 от 25.08.2016</p> <p>ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705 от 17.04.2020</p>		
<p>1.4 Жгут кровоостанавливающий</p> <p>Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот» <p>или</p> <p>Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный для само- и взаимопомощи по ТУ 9398-026-42965160-2004</p> <p>или</p> <p>Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией</p> <p>или</p> <p>Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм»</p>	<p>ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 от 18.04.2013</p> <p>ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/06312 от 14.12.2009</p> <p>ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 от 25.08.2016</p> <p>ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 от 19.02.2016</p>	шт.	1
<p>1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7</p>	<p>ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019</p> <p>ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011</p>	шт.	4

см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005- 10715071-2014 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004- 10715071-2014	ООО «Научно- производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от 07.08.2013 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015		
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см		шт.	3

<p>Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские</p>	<p>ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019</p> <p>ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011</p> <p>ООО «Научно- производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010</p> <p>АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019</p> <p>ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008</p> <p>ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015</p> <p>ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010</p> <p>ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014</p> <p>ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от 07.08.2013</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия,</p>		
--	---	--	--

<p>нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014</p>	<p>РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015</p>		
<p>1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 см х 14 см №10</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93</p>	<p>ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03225 от 15.09.2008</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2553 от 10.04.2015</p> <p>ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03789 от 18.11.2019</p> <p>ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01316 от 15.10.2014</p> <p>ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2011/11141 от 28.06.2011</p> <p>ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12069 от 26.05.2017</p> <p>ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441 от 18.04.2013</p> <p>ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649 от 09.09.2009</p>	уп.	2
<p>1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см х 500 см</p> <p>Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь медицинский</p>	<p>«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442</p> <p>«СФМ Госпитал Продактс</p>	шт.	1

фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip	ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252		
или Лейкопластырь медицинский фиксирующий	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017		
или Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	«ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959		
или Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед»	«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807		
или Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009	АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363		
или Лейкопластырь медицинский фиксирующий	«Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593		
или Лейкопластырь «УНИПЛАСТ® /UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019	АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212		
или Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017	ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6112		

2. Прочие средства

2.1 Ножницы		шт.	1
Ножницы тупоконечные 130	YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
или Ножницы бытовые 120	«YIWU WENYA STATIONARY FACTORY», Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
или Ножницы тупоконечные 10 см	YIWU PENGHAO STATIONERY CO., LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
или Ножницы марки «Лейко»	ООО «Лейко», Россия		

	Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)		шт.	1
2.3 Футляр		шт.	1
(Футляр полистирольный Тип 03)	ВЛТС.939.500-03		
или			
(Футляр полипропиленовый Тип 09)	ВЛТС.939.500-09		
или			
(Футляр полистирольный Тип 10/2)	ВЛТС.939.500-10/2		
или			
(Футляр текстильный Тип 12)	ВЛТС.939.500-12		
или			
(Футляр текстильный Тип 14/2)	ВЛТС.939.500-14/2		
или			
(Футляр полипропиленовый Тип 20)	ВЛТС.939.500-20		
или			
(Футляр полипропиленовый Тип 02)	ВЛТС.939.500-02		
или			
(Футляр полипропиленовый Тип 38)	ВЛТС.939.500-38		

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Футляр полистирольный Тип 03

- Длина, мм - 275 ± 28
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 8

Футляр полипропиленовый Тип 09

- Длина, мм - 235 ± 24
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 75 ± 8

Футляр полистирольный Тип 10/2

- Длина, мм - 221 ± 22
- Ширина, мм - 221 ± 22
- Высота, глубина, мм - 68 ± 7

Футляр текстильный Тип 12

- Длина, мм - 210 ± 31

- Ширина, мм - 170 ± 26
- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Футляр текстильный Тип 14/2

- Длина, мм - 190 ± 27
- Ширина, мм - 125 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 11

Футляр полипропиленовый Тип 20

- Длина, мм - 240 ± 24
- Ширина, мм - 185 ± 19
- Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Футляр полипропиленовый Тип 02

- Длина, мм - 195 ± 20
- Ширина, мм - 160 ± 20
- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Футляр полипропиленовый Тип 38

- Длина, мм - 175 ± 20
- Ширина, мм - 150 ± 15
- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Тип 03 (260 ± 50)

Тип 09 (255 ± 50)

Тип 10/2 (170 ± 30).

Тип 12 (90 ± 15).

Тип 14/2 (60 ± 15).

Тип 20 (160 ± 30).

Тип 02 (160 ± 30).

Тип 38 (160 ± 30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

– Тип 12, Тип 14/2 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» К50, 25Н ГОСТ 30019.1.;

или

– Тип 09, Тип 20, Тип 02, Тип 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

– Тип 03, Тип 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

– Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, П 1503/01-ПЭ, П2401/70-УП.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C.

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складировуют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

13 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов



17.12.2020



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор



Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи автомобильная
«Дорожная Медицина ВИТАЛ»
по ТУ 9398-046-85535470-2017,
в вариантах исполнения:

- Тип 03;
- Тип 09;
- Тип 10/2;
- Тип 10/2 TL;
- Тип 12;
- Тип 14/2;
- Тип 20;
- Тип 02;
- Тип 38;
- Тип 38 TL

производства ЗАО «Виталфарм»

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую доврачебную само и взаимопомощь при травмах, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия или иных чрезвычайных ситуациях.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):

Инструкция
по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

№ п/п	Наименования медицинского изделия	Использование
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2	Перчатки медицинские нестерильные	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4	Жгут кровоостанавливающий	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
8	Лейкопластырь рулонный	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди

Единая служба спасения 112			
Сотовый оператор	Пожарная охрана	Полиция	Скорая помощь
МТС	101	102	103
МЕГАФОН			
БИЛАЙН			
ТЕЛЕ 2			

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Контрэтикетка	1 шт.
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их)	Согласно перечню вложений для Аптечки

Перечень вложений, входящих в изделие Аптечка первой помощи автомобильная «Дорожная Медицина ВИТАЛ»: - Тип 03, Тип 09, Тип 10/2, Тип 10/2 TL, Тип 12, Тип 14/2, Тип 20, Тип 02, Тип 38, Тип 38 TL:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Количество
1. Медицинские изделия			
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая		шт.	2
Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные или	ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908		
Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-2020 или	ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733		
Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 или	ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512		
Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012 или	ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158		

<p>Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010</p> <p>или</p> <p>Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010</p> <p>или</p> <p>Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов</p> <p>или</p> <p>Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см х 14,0 см; 9,5 см х 14,5 см; 9,5 см х 17,5 см</p> <p>или</p> <p>Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020</p> <p>или</p> <p>Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017</p> <p>или</p> <p>Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010</p>	<p>ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707</p> <p>ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436</p> <p>Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740</p> <p>ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118</p> <p>ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944</p> <p>ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773</p> <p>ООО "КИТ", Россия, РУ ФСР 2010/09673</p>		
<p>1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М</p> <p>Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные</p> <p>или</p> <p>Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY»</p> <p>или</p> <p>Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые</p>	<p>Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009</p> <p>«ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия, РУ РЗН 2017/5747 от 22.05.2017</p> <p>Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД., Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932 от 11.01.2009</p>	пара	2

или Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные или Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe	Хелиомед Хандельсгез м.б.Х., Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144 от 11.06.2014 ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102 от 17.02.2020		
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот- Устройство-Рот» Устройство для проведения искусственного дыхания – «рот- устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997-10 или Устройство для проведения искусственного дыхания – «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047- 85535470-2017	ООО НПФ «МИРАЛ», Россия, РУ ФСР 2010/07434 от 25.08.2016 ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705 от 17.04.2020	шт.	1
1.4 Жгут кровоостанавливающий Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный для само- и взаимопомощи по ТУ 9398-026- 42965160-2004 или Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный для одноразового использования «Виталфарм»	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/06312 от 14.12.2009 ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 от 19.02.2016	шт.	1
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792	шт.	4

ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93	от 18.11.2019 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 ООО «Научно- производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от		
---	--	--	--

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005- 10715071-2014	07.08.2013		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004- 10715071-2014	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015		
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м х 14 см Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м х 5 см, 5 м х 7 см, 5 м х 10 см, 7 м х 7 см, 7 м х 10 см, 7 м х 14 см, 10 м х 7 см, 10 м х 10 см, 10 м х 16 см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 5см; 5м х 7см; 5м х 10см; 7м х 7см; 7м х 14см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или	 ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 ООО «Научно- производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015	шт.	3

<p>Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014</p>	<p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015</p> <p>ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010</p> <p>ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014</p> <p>ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от 07.08.2013</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015</p>		
<p>1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 см x 14 см №10</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93</p>	<p>ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03225 от 15.09.2008</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2553 от 10.04.2015</p> <p>ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03789 от 18.11.2019</p> <p>ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01316 от 15.10.2014</p> <p>ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2011/11141 от 28.06.2011</p>	уп.	2

или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12069 от 26.05.2017		
или Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93	ООО «Научно- производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441 от 18.04.2013		
или Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649 от 09.09.2009		
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см		шт.	1
Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский	«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442		
или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip	«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252		
или Лейкопластырь медицинский фиксирующий	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017		
или Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	«ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959		
или Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед»	«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807		
или Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009	АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363		
или Лейкопластырь медицинский фиксирующий	«Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593		
или	АО «ВЕРОФАРМ», Россия,		

Лейкопластырь «УНИПЛАСТ® /UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019 или Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017	РУ ФСР 2008/03212 ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6112		
2. Прочие средства			
2.1 Ножницы Ножницы тупоконечные 130 или Ножницы бытовые 120 или Ножницы тупоконечные 10 см или Ножницы марки «Лейко»	YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию Производства «YIWU WENYA STATIONARY FACTORY», Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию Производства YIWU PENGHAO STATIONERY CO., LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию Производства ООО «Лейко», Россия Не подлежит обязательной сертификации и декларированию	шт.	1
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях (автомобильной)		шт.	1
2.3 Футляр (Футляр полистирольный Тип 03) или (Футляр полипропиленовый Тип 09) или (Футляр полистирольный Тип 10/2) или (Футляр текстильный Тип 12)	ВЛТС.939.500-03 ВЛТС.939.500-09 ВЛТС.939.500-10/2 ВЛТС.939.500-12	шт.	1

или (Футляр текстильный Тип 14/2)	ВЛТС.939.500-14/2		
или (Футляр полипропиленовый Тип 20)	ВЛТС.939.500-20		
или (Футляр полипропиленовый Тип 02)	ВЛТС.939.500-02		
или (Футляр полипропиленовый Тип 38)	ВЛТС.939.500-38		

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Футляр полистирольный Тип 03

- Длина, мм - 275 ± 28
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 8

Футляр полипропиленовый Тип 09

- Длина, мм - 235 ± 24
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 75 ± 8

Футляр полистирольный Тип 10/2

- Длина, мм - 221 ± 22
- Ширина, мм - 221 ± 22
- Высота, глубина, мм - 68 ± 7

Футляр текстильный Тип 12

- Длина, мм - 210 ± 31
- Ширина, мм - 170 ± 26
- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Футляр текстильный Тип 14/2

- Длина, мм - 190 ± 27
- Ширина, мм - 125 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 11

Футляр полипропиленовый Тип 20

- Длина, мм - 240 ± 24
- Ширина, мм - 185 ± 19

– Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Футляр полипропиленовый Тип 02

– Длина, мм - 195 ± 20

– Ширина, мм - 160 ± 20

– Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Футляр полипропиленовый Тип 38

– Длина, мм - 175 ± 20

– Ширина, мм - 150 ± 15

– Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Тип 03 (260 ± 50)

Тип 09 (255 ± 50)

Тип 10/2 (170 ± 30).

Тип 12 (90 ± 15).

Тип 14/2 (60 ± 15).

Тип 20 (160 ± 30).

Тип 02 (160 ± 30).

Тип 38 (160 ± 30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

– Тип 12, Тип 14/2 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» К50, 25Н ГОСТ 30019.1.;

или

– Тип 09, Тип 20, Тип 02, Тип 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

– Тип 03, Тип 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

– Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, П 1503/01-ПЭ, П2401/70-УП.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C.

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складировуют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

13
листа (ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.

