



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Андросов В.В.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи автомобильная

«Тандем ВИТАЛ»

по ТУ 9398-045-85535470-2017,

в вариантах исполнения:

- Тип 03;
- Тип 09;
- Тип 10/2;
- Тип 12;
- Тип 14/2;
- Тип 14/3;
- Тип 20;
- Тип 02;
- Тип 38.

производства ЗАО «Виталфарм»

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую доврачебную само и взаимопомощь при травмах, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия или иных чрезвычайных ситуациях.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):

Инструкция			
по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)			
№ п/п	Наименования медицинского изделия	Использование	
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем	
2	Перчатки медицинские нестерильные	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались	
3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации	
4	Жгут кровоостанавливающий	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки	
5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей	
6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см		
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей	
8	Лейкопластырь рулонный	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди	

Единая служба спасения 112			
Сотовый оператор	Пожарная охрана	Полиция	Скорая помощь
МТС 	101	102	103
МЕГАФОН 			
БИЛАЙН 			
ТЕЛЕ 2 			

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Контрэтикетка	1 шт.
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их)	Согласно перечню вложений для Аптечки

Перечень вложений, входящих в изделие Аптечка первой помощи автомобильная «Тандем ВИТАЛ»: - Тип 03, Тип 09, Тип 10/2, Тип 12, Тип 14/2, Тип 14/3, Тип 20, Тип 02, Тип 38:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Количество
1. Медицинские изделия			
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая		шт.	2
Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные или	ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908		
Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-2020 или	ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733		
Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 или	ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512		
Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012 или	ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158		
Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010 или	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707		
Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ТЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010 или	ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436		
Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов	Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ		

или Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781- 2015 следующих размеров: 8,0 см x 14,0 см; 9,5 см x 14,5 см; 9,5 см x 17,5 см или Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020 или Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50- 009-71847378-2017	2011/10740 ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118 ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944 ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773		
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные или Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» или Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые или Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные или Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe	Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009 «ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия, РУ РЗН 2017/5747 от 22.05.2017 Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД., Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932 от 11.01.2009 Хелиомед Хандельсгез м.б.Х., Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144 от 11.06.2014 ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102 от 17.02.2020	пара	2
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот- Устройство-Рот» Устройство для проведения искусственного дыхания – «рот- устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997 или Устройство для проведения искусственного дыхания – «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047- 85535470-2017	ООО НПФ «МИРАЛ», Россия, РУ ФСР 2010/07434 от 25.08.2016 ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705 от 17.04.2020	шт.	1
1.4 Жгут кровоостанавливающий Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный для само- и взаимопомощи по ТУ 9398-026- 42965160-2004 или Жгут кровоостанавливающий с	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/06312 от 14.12.2009 ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ	шт.	1

<p>дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10</p> <p>или</p> <p>Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм» по ТУ 9398-032-85535470-2015</p>	<p>ФСР 2010/07432 от 25.08.2016</p> <p>ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733 от 19.02.2016</p>		
<p>1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93</p>	<p>ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019</p> <p>ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011</p> <p>ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010</p> <p>АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019</p> <p>ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008</p> <p>ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015</p> <p>ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010</p> <p>ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014</p> <p>ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от 07.08.2013</p>	шт.	4

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015		
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см		шт.	3
Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см	ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019		
или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008		
или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93	ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014		
или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР		

1172-93 Или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071- 2014 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071- 2014	2009/05650 от 07.08.2013 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015		
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 см х 14 см №10 Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93	 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03225 от 15.09.2008 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2553 от 10.04.2015 ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03789 от 18.11.2019 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01316 от 15.10.2014 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2011/11141 от 28.06.2011 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12069 от 26.05.2017 ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441 от 18.04.2013 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649 от 09.09.2009	уп.	2
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см х 500 см Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM- Plaster, SFM-Strip или Лейкопластырь медицинский фиксирующий или Лейкопластырь медицинский	 «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442 «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017 «ФармЛайн Лимитед»,	шт.	1

фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах или Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед» или Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009 или Лейкопластырь медицинский фиксирующий или Лейкопластырь «УНИПЛАСТ® /UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019 или Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017	Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959 «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807 АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363 «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593 АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212 ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6112		
---	---	--	--

2. Прочие средства

2.1 Ножницы Ножницы тупоконечные 130 или Ножницы тупоконечные 10 см или Ножницы марки «Лейко» или Ножницы бытовые 120	YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию YIWU PENGHAO STATIONERY CO., LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию ООО «Лейко», Россия Не подлежит обязательной сертификации и декларированию «YIWU WENYA STATIONARY FACTORY», Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию	шт.	1
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)		шт.	1
2.3 Футляр (Футляр полистирольный для исполнения Тип 03) или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 09) или (Футляр полистирольный для исполнения Тип 10/2)	ВЛТС.939.450-03 ВЛТС.939.450-09 ВЛТС.939.450-10/2	шт.	1

или (Футляр текстильный для исполнения Тип 12)	ВЛТС.939.450-12		
или (Футляр текстильный для исполнения Тип 14/2)	ВЛТС.939.450-14/2		
или (Футляр текстильный для исполнения Тип 14/3)	ВЛТС.939.450-14/3		
или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 20)	ВЛТС.939.450-20		
или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 02)	ВЛТС.939.450-02		
или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 38)	ВЛТС.939.450-38		

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Для исполнения Тип 03 Футляр полистирольный

- Длина, мм - 275 ± 28
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 8

Для исполнения Тип 09 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 235 ± 24
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 75 ± 8

Для исполнения Тип 10/2 Футляр полистирольный

- Длина, мм - 221 ± 22
- Ширина, мм - 221 ± 22
- Высота, глубина, мм - 68 ± 7

Для исполнения Тип 12 Футляр текстильный

- Длина, мм - 210 ± 31
- Ширина, мм - 170 ± 26
- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Для исполнения Тип 14/2 Футляр текстильный

- Длина, мм - 190 ± 27
- Ширина, мм - 125 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 11

Для исполнения Тип 14/3 Футляр текстильный

- Длина, мм - 215 ± 33

- Ширина, мм - 180 ± 27

- Высота, глубина, мм - 80 ± 12

Для исполнения Тип 20 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 240 ± 24

- Ширина, мм - 185 ± 19

- Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Для исполнения Тип 02 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 195 ± 20

- Ширина, мм - 160 ± 20

- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Для исполнения Тип 38 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 175 ± 20

- Ширина, мм - 150 ± 15

- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Для исполнения Тип 03 (260 ± 50)

Для исполнения Тип 09 (255 ± 50)

Для исполнения Тип 10/2 (170 ± 30).

Для исполнения Тип 12 (90 ± 15).

Для исполнения Тип 14/2 (60 ± 15).

Для исполнения Тип 14/3 (80 ± 20).

Для исполнения Тип 20 (160 ± 30).

Для исполнения Тип 02 (160 ± 30).

Для исполнения Тип 38 (160 ± 30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

- Тип 12, Тип 14/2, Тип 14/3 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» K50, 25Н ГОСТ 30019.1.;

или

- Тип 09, Тип 20, Тип 02, Тип 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

- Тип 03, Тип 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

- Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, П 1503/01-ПЭ, П 2401/70-УП.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C.

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
11
листа (ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи автомобильная

«Тандем ВИТАЛ»

по ТУ 9398-045-85535470-2017,

в вариантах исполнения:

- Тип 03;
- Тип 09;
- Тип 10/2;
- Тип 12;
- Тип 14/2;
- Тип 14/3;
- Тип 20;
- Тип 02;
- Тип 38.

производства ЗАО «Виталфарм»

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую доврачебную само и взаимопомощь при травмах, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия или иных чрезвычайных ситуациях.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):

Инструкция

по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

№ п/п	Наименования медицинского изделия	Использование
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2	Перчатки медицинские нестерильные	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4	Жгут кровоостанавливающий	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
8	Лейкопластырь рулонный	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди

Единая служба спасения 112

Сотовый оператор	Пожарная охрана	Полиция	Скорая помощь
МТС	101	102	103
МЕГАФОН			
БИЛАЙН			

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Контрэтикетка	1 шт.
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их)	Согласно перечню вложений для Аптечки

Перечень вложений, входящих в изделие Аптечка первой помощи автомобильная «Тандем ВИТАЛ»: - Тип 03, Тип 09, Тип 10/2, Тип 12, Тип 14/2, Тип 14/3, Тип 20, Тип 02, Тип 38:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Количество
1. Медицинские изделия			
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая		шт.	2
Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные или	ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908		
Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-2020 или	ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733		
Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 или	ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512		
Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012 или	ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158		
Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010 или	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707		
Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010 или	ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436		
Одежда медицинская одноразовая из	Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ		

или Маска медицинская одноразовая "Виталфарм" по ТУ 32.99.11-061-85535470-2020 или Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см х 14,0 см; 9,5 см х 14,5 см; 9,5 см х 17,5 см или Одежда медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе или Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020 или Маски медицинские трехслойные нестерильные одноразовые по ТУ 32.50.50-002-22735274-2020 или Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017 или Маска медицинская, одноразовая, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-34577351-2020 или Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная по ТУ 32.50.50-001-25471752-2020	2011/10740 ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2020/10975 ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118 ООО "Фарм-Глобал", Россия, РУ РЗН 2018/6739 ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944 ООО "ИРИС ТЕКСТИЛЬ", Россия, РУ РЗН 2020/11242 ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773 ООО "Типография ФС ПРИНТ", Россия, РУ РЗН 2020/10026 ООО "НЬЮ-БОРН", Россия, РУ РЗН 2020/10513		
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные или Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» или Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые или Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные или Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe	Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009 «ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия, РУ РЗН 2017/5747 от 22.05.2017 Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД., Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932 от 11.01.2009 Хелиомед Хандельсгез м.б.Х., Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144 от 11.06.2014 ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102 от 17.02.2020	пара	2
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «ГОТ-001»		шт.	1

1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см		шт.	4
Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см	ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019		
или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008		
или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93	ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014		
или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от 07.08.2013		
или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015		

2014			
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см		шт.	3
Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см	ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019		
или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008		
или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93	ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014		
или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от 07.08.2013		
Или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		
или ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU бинты марлевые медицинские	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ		

стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014	РЗН 2015/2558 от 10.04.2015		
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 см x 14 см №10		уп.	2
Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 или Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03225 от 15.09.2008 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2553 от 10.04.2015		
или Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03789 от 18.11.2019		
или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93	ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01316 от 15.10.2014		
или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93	ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2011/11141 от 28.06.2011		
или Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12069 от 26.05.2017		
или Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93	ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441 от 18.04.2013		
или Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649 от 09.09.2009		
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см		шт.	1
Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip или Лейкопластырь медицинский фиксирующий или Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах или Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе	«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442 «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017 «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959 «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807		

или Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009	АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363		
или Лейкопластырь медицинский фиксирующий	«Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593		
или Лейкопластырь «УНИПЛАСТ® /UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019	АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212		
или Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017	ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6112		

2. Прочие средства

2.1 Ножницы		шт.	1
Ножницы тупоконечные 130	YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
или Ножницы тупоконечные 10 см	YIWU PENGHAO STATIONERY CO., LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
или Ножницы марки «Лейко»	ООО «Лейко», Россия Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
или Ножницы бытовые 120	«YIWU WENYA STATIONARY FACTORY», Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию		
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)		шт.	1
2.3 Футляр		шт.	1
(Футляр полистирольный для исполнения Тип 03)	ВЛТС.939.450-03		
или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 09)	ВЛТС.939.450-09		
или (Футляр полистирольный для исполнения Тип 10/2)	ВЛТС.939.450-10/2		
или (Футляр текстильный для исполнения Тип 12)	ВЛТС.939.450-12		
или (Футляр текстильный для исполнения Тип 14/2)	ВЛТС.939.450-14/2		

(Футляр текстильный для исполнения Тип 14/3) или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 20) или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 02) или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 38)	ВЛТС.939.450-14/3 ВЛТС.939.450-20 ВЛТС.939.450-02 ВЛТС.939.450-38		
--	--	--	--

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Для исполнения Тип 03 Футляр полистирольный

- Длина, мм - 275 ± 28
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 8

Для исполнения Тип 09 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 235 ± 24
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 75 ± 8
- Для исполнения Тип 10/2 Футляр полистирольный
- Длина, мм - 221 ± 22
- Ширина, мм - 221 ± 22
- Высота, глубина, мм - 68 ± 7

Для исполнения Тип 12 Футляр текстильный

- Длина, мм - 210 ± 31
- Ширина, мм - 170 ± 26
- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Для исполнения Тип 14/2 Футляр текстильный

- Длина, мм - 190 ± 27
- Ширина, мм - 125 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 11

Для исполнения Тип 14/3 Футляр текстильный

- Длина, мм - 215 ± 33
- Ширина, мм - 180 ± 27
- Высота, глубина, мм - 80 ± 12

Для исполнения Тип 20 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 240 ± 24

- Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Для исполнения Тип 02 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 195 ± 20

- Ширина, мм - 160 ± 20

- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Для исполнения Тип 38 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 175 ± 20

- Ширина, мм - 150 ± 15

- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Для исполнения Тип 03 (260 ± 50)

Для исполнения Тип 09 (255 ± 50)

Для исполнения Тип 10/2 (170 ± 30).

Для исполнения Тип 12 (90 ± 15).

Для исполнения Тип 14/2 (60 ± 15).

Для исполнения Тип 14/3 (80 ± 20).

Для исполнения Тип 20 (160 ± 30).

Для исполнения Тип 02 (160 ± 30).

Для исполнения Тип 38 (160 ± 30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

- Тип 12, Тип 14/2, Тип 14/3 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOU YWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» K50, 25Н ГОСТ 30019.1.;

или

- Тип 09, Тип 20, Тип 02, Тип 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

- Тип 03, Тип 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

- Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, П 1503/01-ПЭ, П 2401/70-УП.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 1.1 по ГОСТ

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C.

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

12 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов





www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор



Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

**Аптечка первой помощи автомобильная
«Тандем ВИТАЛЬ»**

по ТУ 9398-045-85535470-2017,

в вариантах исполнения:

- Тип 03;
- Тип 09;
- Тип 10/2;
- Тип 12;
- Тип 14/2;
- Тип 14/3;
- Тип 20;
- Тип 02;
- Тип 38.

производства ЗАО «Виталфарм»

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую доврачебную само и взаимопомощь при травмах, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия или иных чрезвычайных ситуациях.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)			
№ п/п	Наименования медицинского изделия	Использование	
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем	
2	Перчатки медицинские нестерильные	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались	
3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации	
4	Жгут кровоостанавливающий	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки	
5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей	
6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см		
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей	
8	Лейкопластырь рулонный	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди	

Единая служба спасения 112			
Сотовый оператор	Пожарная охрана	Полиция	Скорая помощь
МТС 	101	102	103
МЕГАФОН 			
БИЛАЙН 			
ТЕЛЕ 2 			

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Контрэтикетка	1 шт.
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их)	Согласно перечню вложений для Аптечки

Перечень вложений, входящих в изделие Аптечка первой помощи автомобильная «Тандем ВИТАЛ»: - Тип 03, Тип 09, Тип 10/2, Тип 12, Тип 14/2, Тип 14/3, Тип 20, Тип 02, Тип 38:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Количество
1. Медицинские изделия			
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая		шт.	2
Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные или	ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908		
Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-2020 или	ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733		
Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 или	ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512		
Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012 или	ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158		
Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010 или	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707		
Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ТЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010 или	ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436		
Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов	Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ		

или Маска медицинская одноразовая "Виталфарм" по ТУ 32.99.11-061- 85535470-2020	2011/10740 ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2020/10975		
или Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781- 2015 следующих размеров: 8,0 см x 14,0 см; 9,5 см x 14,5 см; 9,5 см x 17,5 см	ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118		
или Одежда медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 9398-007-70224340- 2017, в наборе	ООО "Фарм-Глобал", Россия, РУ РЗН 2018/6739		
или Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020	ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944		
или Маски медицинские трехслойные нестерильные одноразовые по ТУ 32.50.50-002-22735274-2020	ООО "ИРИС ТЕКСТИЛЬ", Россия, РУ РЗН 2020/11242		
или Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50- 009-71847378-2017	ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773		
или Маска медицинская, одноразовая, из нетканого материала по ТУ 32.50.50- 001-34577351-2020	ООО "Типография ФС ПРИНТ", Россия, РУ РЗН 2020/10026		
или Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная по ТУ 32.50.50-001-25471752-2020	ООО "НЬЮ-БОРН", Россия, РУ РЗН 2020/10513		
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М		пара	2
Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные	Топ Глав Сдн Бхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009		
или Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY»	«ТОП ГЛАВ СДН. БХД.», Малайзия, РУ РЗН 2017/5747 от 22.05.2017		
или Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые	Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД., Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932 от 11.01.2009		
или Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные	Хелиомед Хандельсгез м.б.Х., Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144 от 11.06.2014		
или Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe	ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102 от 17.02.2020		
1.3 Устройство для проведения		шт.	1

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007	ОАО «Объединение Альфапластик», Россия, РУ ФСР 2007/00032 от 09.02.2016		
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см		шт.	4
Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см; 5 м x 7 см; 5 м x 10 см; 7 м x 7 см; 7 м x 14 см	ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019		
или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008		
или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015		
или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93	ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010		
или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014		
или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от 07.08.2013		
или Бинты марлевые медицинские	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 от 10.04.2015		

2014 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071- 2014	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015		
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 5 см, 5 м x 7 см, 5 м x 10 см, 7 м x 7 см, 7 м x 10 см, 7 м x 14 см, 10 м x 7 см, 10 м x 10 см, 10 м x 16 см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 или Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93 Или Бинты марлевые медицинские	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 от 18.11.2019 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 от 23.07.2010 АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 от 26.06.2019 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 от 15.09.2008 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 от 15.09.2008 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 от 10.04.2015 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 от 10.04.2015 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 от 22.01.2010 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 от 15.10.2014 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 от 07.08.2013 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ	шт.	3

<p>нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014</p> <p>или</p> <p>Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014</p>	<p>РЗН 2015/2557 от 10.04.2015</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558 от 10.04.2015</p>		
<p>1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 см x 14 см №10</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93</p> <p>или</p> <p>Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93</p>	<p>ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03225 от 15.09.2008</p> <p>ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2553 от 10.04.2015</p> <p>ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03789 от 18.11.2019</p> <p>ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01316 от 15.10.2014</p> <p>ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2011/11141 от 28.06.2011</p> <p>ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12069 от 26.05.2017</p> <p>ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441 от 18.04.2013</p> <p>ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649 от 09.09.2009</p>	уп.	2
<p>1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см</p> <p>Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь медицинский фиксирующий</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах</p>	<p>«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442</p> <p>«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252</p> <p>ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017</p> <p>«ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959</p>	шт.	1

<p>Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед»</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь медицинский фиксирующий</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019</p> <p>или</p> <p>Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017</p>	<p>«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807</p> <p>АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363</p> <p>«Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593</p> <p>АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212</p> <p>ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6112</p>		
--	---	--	--

2. Прочие средства

<p>2.1 Ножницы</p> <p>Ножницы тупоконечные 130</p> <p>или</p> <p>Ножницы тупоконечные 10 см</p> <p>или</p> <p>Ножницы марки «Лейко»</p> <p>или</p> <p>Ножницы бытовые 120</p>	<p>YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию</p> <p>YIWU PENGHAO STATIONERY CO., LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию</p> <p>ООО «Лейко», Россия Не подлежит обязательной сертификации и декларированию</p> <p>«YIWY WENYA STATIONARY FACTORY», Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию</p>	шт.	1
<p>2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)</p>		шт.	1
<p>2.3 Футляр</p> <p>(Футляр полистирольный для исполнения Тип 03)</p> <p>или</p> <p>(Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 09)</p> <p>или</p> <p>(Футляр полистирольный для исполнения Тип 10/2)</p> <p>или</p> <p>(Футляр текстильный для исполнения Тип 12)</p>	<p>ВЛТС.939.450-03</p> <p>ВЛТС.939.450-09</p> <p>ВЛТС.939.450-10/2</p> <p>ВЛТС.939.450-12</p>	шт.	1

или (Футляр текстильный для исполнения Тип 14/2)	ВЛТС.939.450-14/2		
или (Футляр текстильный для исполнения Тип 14/3)	ВЛТС.939.450-14/3		
или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 20)	ВЛТС.939.450-20		
или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 02)	ВЛТС.939.450-02		
или (Футляр полипропиленовый для исполнения Тип 38)	ВЛТС.939.450-38		

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Для исполнения Тип 03 Футляр полистирольный

- Длина, мм - 275 ± 28
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 8

Для исполнения Тип 09 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 235 ± 24
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 75 ± 8
- Для исполнения Тип 10/2 Футляр полистирольный
- Длина, мм - 221 ± 22
- Ширина, мм - 221 ± 22
- Высота, глубина, мм - 68 ± 7

Для исполнения Тип 12 Футляр текстильный

- Длина, мм - 210 ± 31
- Ширина, мм - 170 ± 26
- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Для исполнения Тип 14/2 Футляр текстильный

- Длина, мм - 190 ± 27
- Ширина, мм - 125 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 11

Для исполнения Тип 14/3 Футляр текстильный

- Длина, мм - 215 ± 33
- Ширина, мм - 180 ± 27
- Высота, глубина, мм - 80 ± 12

Для исполнения Тип 20 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 240 ± 24
- Ширина, мм - 185 ± 19
- Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Для исполнения Тип 02 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 195 ± 20
- Ширина, мм - 160 ± 20
- Высота, глубина, мм - 90 ± 15

Для исполнения Тип 38 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 175 ± 20
- Ширина, мм - 150 ± 15
- Высота, глубина, мм - 75 ± 10

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

Для исполнения Тип 03 (260 ± 50)

Для исполнения Тип 09 (255 ± 50)

Для исполнения Тип 10/2 (170 ± 30).

Для исполнения Тип 12 (90 ± 15).

Для исполнения Тип 14/2 (60 ± 15).

Для исполнения Тип 14/3 (80 ± 20).

Для исполнения Тип 20 (160 ± 30).

Для исполнения Тип 02 (160 ± 30).

Для исполнения Тип 38 (160 ± 30).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

- Тип 12, Тип 14/2, Тип 14/3 – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOU YWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» К50, 25Н ГОСТ 30019.1.;

или

- Тип 09, Тип 20, Тип 02, Тип 38 – полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

- Тип 03, Тип 10/2 – полистирол ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86.

- Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, П 1503/01-ПЭ, П 2401/70-УП.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C.

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
12 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.И.

