



ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА»

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая
наркологическая больница»

Октябрь пр., д. 59, г. Ярославль, 150054
Телефон (4852) 73-61-11, факс 73-61-11
e-mail: yaoknb@yarooslavl.ru
ОКПО 21740528, ОГРН 1027600839408,
ИНН / КПП 7606003563 / 760601001



ТВЕРЖДАЮ
Главный врач

А.В. Волков

30 марта 2019.

ВЕРНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН»
ПРИШЛЯК Н.П.



Инструкции по применению стандартных образцов предприятия ООО «Фактор-Мед Продакшн»

Инструкция распространяется на стандартные образцы предприятия, под которыми подразумеваются образцы мочи, валидированные ГБУЗ ЯО «Ярославской областной клинической наркологической больницей».

Исследование образца мочи выполнялось на спектрометре 7890A/5975C, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/30277 в химико-токсикологической лаборатории, согласно методике, утвержденной ФБГУ ННЦ Наркологии

Аналитические характеристики

В паспорте на каждый стандартный образец указана концентрация наркотического вещества, обнаруженная в процессе валидации в образце мочи, с соответствующей погрешностью.

Условия хранения:

3 месяца (от даты проведения исследования) при температуре от 2 до 8°C;

1 год (от даты проведения исследования) при температуре от -24 до -16°C;

Допускается однократное размораживание образца.

Все образцы хранятся на территории ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница».

Подготовка реагентов для анализа

Перед проведением анализа стандартные образцы следует выдержать при комнатной температуре (+18-25 °C) не менее 30 мин.

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница»

Разбавление стандартного образца до нужной концентрации

Разбавление стандартного образца мочи с известной концентрацией наркотического вещества следует проводить со стандартным образцом мочи с нулевой концентрацией наркотического вещества.

1. Приготовить емкость для разбавления на 100 мл
2. Взять рассчитанный по формуле, указанной ниже, объем стандартного образца (x) мочи с известной концентрацией наркотического вещества
3. Развести до риски стандартным образцом мочи с нулевой концентрацией наркотического вещества

$$x = \frac{C_2 \times 100}{C_1}$$

где C_1 - известная концентрация наркотического вещества в стандартном образце

C_2 - концентрация наркотического вещества в стандартном образце, которую необходимо получить

Меры безопасности

1. Соблюдайте правила, изложенные в ГОСТ Р ИСО 15190-2007 «Лаборатории медицинские. Требования по безопасности»
2. Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы).
3. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение Инструкции по применению

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «Фактор Мед Продакшн»

На 2 листах (8 вух)

Генеральный директор



/Пришляк Н.П./