

ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
 142279 Обнинск, Московская обл., Серпуховский
 (487) тел. 36-05-20, факс 36-01-16, E-mail: info@vniivni.ru, www.vniivni.ru

Исбор рецептов для биотермохимических исследований

МЕТОДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ КОККОВЫХ ВОЗД.

ТУ 9398-131-78095326-2011

БОРТЕЛЕЛАРИ

СОСЛОВИИ И ПОДЗНАКИ

12,0
1,0
8,0
5,0
1,0
2,0
5,0
0,2-0,7
0,7
0,005
0,07
0,03
0,02
12,0-2,0

Дополнительная информация

Исходные данные
 Дата выдачи
 Номер

С 2
 Дата изготовления
 Т.о. до 10.2012
 Масса 290г

ФГБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
142279 Оболensk, Московская обл., Серпуховский р-н
(4967) тел. 36-00-20, факс 36-01-16, E-mail: info@obolensk.org, gpcn@obolensk.org

Набор реагентов для бактериологических исследований
СРЕДА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ КОКЛЮШИНЫ (КОКЛЮША)
(БОРДЕТЕ-ЛАГАР)

ТУ 9398-131-78095326-2011

Среды (г/л)	12,0
Среды (г/л)	1,0
Среды (г/л)	8,0
Среды (г/л)	5,0
Среды (г/л)	1,0
Среды (г/л)	2,0
Среды (г/л)	5,0
Среды (г/л)	0,5-0,7
Среды (г/л)	0,4
Среды (г/л)	0,005
Среды (г/л)	0,01
Среды (г/л)	0,03
Среды (г/л)	0,02
Среды (г/л)	12,0±2,0

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СРЕДЫ

48,0 г среды тщательно размешать в 1 л воды, кипятить 2 мин до полного растворения, разливать в автоклавы при температуре не выше 30 °С, охлаждать до температуры 25-30 °С, стерильные чашки Петри (100 мл) поставить для застывания при температуре 4-6 °С, застывшие чашки поставить в холодильник на хранение в течение 50-60 мин, обжаривать при температуре 180 °С в течение 10 мин.

Дополнительная информация к инструкции

Срок хранения: 12 месяцев
Хранить в сухом, темном месте
Температура от 2 до 30 °С

С 2
Дата изготовления 10.2010
Годен до 10.2012
Масса 250 г

