


Фотографические изображения

**Раствор промывочный кондиционирующий для анализаторов и
модулей биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c
(Activator cobas Integra / cobas c systems)**




Раствор промывочный кондиционирующий для анализаторов и модулей биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (Activator cobas Integra / cobas c systems)

Состав:

1. Раствор промывочный кондиционирующий для анализаторов и модулей биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (Activator cobas Integra / cobas c systems), флакон, 9 шт. в упаковке
2. Инструкция по применению.

Раствор промывочный кондиционирующий для анализаторов и модулей биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (Activator cobas Integra / cobas c systems)



Раствор промывочный кондиционирующий для анализаторов и модулей биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (Activator cobas Integra / cobas c systems)

Раствор промывочный кондиционирующий для анализаторов и модулей биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (Activator cobas Integra / cobas c systems)

Состав:

1. Раствор промывочный кондиционирующий для анализаторов и модулей биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (Activator cobas Integra / cobas c systems), флакон, объем 12 мл, 9 шт. в упаковке
2. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/0424 от 19.12.2019

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмБХ"), Sandhofer Strasse 116, D- 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2

Тел: +7 495 228-62-64, факс: +7 495 228-62-64.

E-mail: moscow.reception_dia@roche.com


Кат. номер 04863832190

Раствор промывочный кондиционирующий для анализаторов и модулей биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (Activator cobas Integra, cobas c systems)



Раствор промывочный кондиционирующий для анализаторов и модулей биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (Activator cobas Integra / cobas c systems)

Раствор промывочный кондиционирующий для анализаторов и модулей биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (Activator cobas Integra / cobas c systems), флакон



Инструкция по применению



Activator

Информация для заказа

REF

CONTENT

04863632 190

Activator (9 x 12 ml)

cobas®

Анализатор (анализаторы), с которыми можно использовать данный набор (наборы)

Системы COBAS INTEGRA
системы cobas c
система cobas c 111

Русский

Назначение

Activator - это вспомогательный реагент, рекомендуемый для выполнения ежедневной работы по кондиционированию ион-селективных электродов, трубок и пробозаборников. После помещения реагента Activator в систему, ок, при необходимости, автоматический пипетируется в процессе процедур обслуживания. Основная цель применения реагента Activator заключается в подготовке к работе ион-селективных электродов, нанесении покрытия на трубки и пробозаборники, что обеспечивает правильную работу и пипетирование материала образца после проведения ежедневных процедур очистки.

Теоретическое обоснование

Activator представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека.

Реагенты - рабочие растворы

Лиофилизированная человеческая сыворотка крови без химического добавок.

Меры предосторожности и предупреждения

Только для in vitro диагностики.

Соблюдайте обычные меры предосторожности, необходимые при работе со всеми лабораторными реагентами.

Утилизация всех отходов должна осуществляться в соответствии с местными правилами.

Паспорт безопасности предоставляется профессиональному пользователю по запросу.

Все материалы человеческого происхождения должны рассматриваться как потенциально инфицированные. Все материалы, полученные из крови человека, изготовлены исключительно из крови донора, тестированных в индивидуальном порядке, у которых не были обнаружены поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), антитела к вирусу гепатита С и ВИЧ. Методики проводимых исследований были одобрены Управлением США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA) или указаны в соответствии с Директивой ЕС 98/79/ЕС, Приложение II, Список А.

Однако, так как ни один метод тестирования не позволяет полностью исключить потенциальный риск инфицирования, с материалом следует обращаться так же осторожно, как и с взятым у пациента образцом. В случае контакта с источником возможного инфицирования необходимо следовать директивам ответственных органов здравоохранения.^{1,2}

Для США: Внимание: Федеральный закон ограничивает продажу данного устройства, только в том случае, если по его указанию.

Работа с реагентами

Аккуратно откройте один флакон, содержащий лиофилизированный Activator, избегайте потери лиофилизата и перевейте с помощью пипетки 12,0 мл дистиллированной/деионизованной воды. Аккуратно закройте флакон и дождитесь полного растворения компонента, аккуратно перемешивая их круговыми движениями в течение 30 минут. Избегайте образования пены. Окончательный объем растворенного материала должен составить 13 мл. Затем продолжайте действовать в соответствии с рекомендациями по ежедневному использованию.

Рекомендации по ежедневному использованию

Системы COBAS INTEGRA

1-й день:

Перелейте примерно 6,5 мл восстановленного материала в новую подходящую стеклянную или пластиковую пробирку с пробкой. Храните свеженалитую пробирку, плотно закрытую пробкой, при (-15)-(-25) °C для использования в течение второй недели.

4-й день:

Уплотните пробирку объемом 11 мл и оставьте ее содержимое

вне зависимости от объема оставшегося содержимого. Перелейте оставшийся восстановленный материал из первоначально использовавшегося флакона в новую пробирку объемом 11 мл и поместите ее в штатив для ион-селективных электродов в положении, предназначенное для реагента Activator.

Анализаторы Roche/Hitachi cobas c

1-я неделя:

Сначала поместите примерно 6,5 мл растворенного материала в новую подходящую стеклянную или пластиковую пробирку с пробкой. Храните свеженалитую пробирку, плотно закрытую пробкой, при (-15)-(-25) °C для использования в течение второй недели.

Храните оставшийся материал в предоставленном производителем стеклянном флаконе и деантигурируйте достаточное количество материала для ежедневного технического обслуживания (750 мкл Activator на одну пробирку для образцов Cobas). Следует использовать свежий материал каждый день, а остаток хранить при 2-8 °C.

2-я неделя:

Дайте замороженному материалу оттаять и осторожно перемешайте содержимое до полной гомогенизации и достижения комнатной температуры. Используйте этот материал для ежедневной работы (750 мкл Activator на одну пробирку для образцов Cobas). Следует использовать свежий материал каждый день, а остаток хранить при 2-8 °C.

Анализаторы Roche/Hitachi cobas c 111 (без блока ISE)

1-я неделя:

Вначале перелейте три аликвоты по 3 мл восстановленного материала в новые подходящие пластиковые или стеклянные пробирки с пробками. Храните эти пробирки плотно закрытыми при температуре (-15)-(-25) °C для их использования в течение второй, третьей и четвертой недели.

Остатки материала следует хранить в первоначальном стеклянном флаконе и использовать его в рамках ежедневных задач по обслуживанию. Неиспользованный материал следует хранить при температуре 2-8 °C.

2-я, 3-я и 4-я недели:

Дайте замороженному материалу оттаять и осторожно перемешайте содержимое до полной гомогенизации и достижения комнатной температуры. Используйте данный материал в рамках ежедневных задач по обслуживанию. Неиспользованный материал следует хранить при температуре 2-8 °C.

После использования в течение недели, уплотните оригинальный флакон, а также пробирки и остатки материалов в них вне зависимости от их остаточной наполненности.

Анализаторы Roche/Hitachi cobas c 111 (с блоком ISE)

1-я неделя:

Сначала поместите примерно 6,5 мл растворенного материала в новую подходящую стеклянную или пластиковую пробирку с пробкой. Храните свеженалитую пробирку, плотно закрытую пробкой, при (-15)-(-25) °C для использования в течение второй недели.

Остатки материала следует хранить в первоначальном стеклянном флаконе и использовать его в рамках ежедневных задач по обслуживанию. Неиспользованный материал следует хранить при температуре 2-8 °C.

2-я неделя:

Дайте замороженному материалу оттаять и осторожно перемешайте содержимое до полной гомогенизации и достижения комнатной температуры. Используйте данный материал в рамках ежедневных задач по обслуживанию. Неиспользованный материал следует хранить при температуре 2-8 °C.

После использования в течение недели, уплотните оригинальный флакон, а также пробирки и остатки материалов в них вне зависимости от их остаточной наполненности.



Всего пронумеровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
листа (ов)



по доверенности
от 04.02.2021