

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Набор реагентов для количественного определения C3 компонента системы
комплемента в сыворотке или плазме крови человека
иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity c
«C3 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity c (Complement C3)»**

Фотографическое изображение МИ ИВД С3 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity с (Complement C3), 2 картриджа по 150 тестов, упаковка, вид снаружи



Фотографическое изображение МИ ИВД С3 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity с (Complement C3), 2 картриджа по 150 тестов, упаковка, вид изнутри





Complement C3

FOR USE WITH
Alinity C

Created June 2020

Instructions must be carefully followed. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from these instructions.

For laboratory professional use only

NAME

Complement C3 (also referred to as C3)

INTENDED USE

The Complement C3 assay is used for the quantitation of C3 in human serum or plasma on the Alinity C system.

SUMMARY AND EXPLANATION OF THE TEST

All complement proteins are acute phase reactants and rise rapidly in concentrations during inflammatory episodes. Conversely, the complement protein catabolism may greatly increase in disease states.

Refer to the following table for a general guide to evaluation of C3 and C4 protein levels in the presence of decreased hemolysis.

Normal C4	
Normal C3	Alterations in vitro (e.g., improper specimen handling, coagulation-associated complement consumption, in vitro errors (false low C3 or C4))
Decreased C3	- Acute glomerulonephritis - Membranoproliferative glomerulonephritis - Immune complex diseases - Active SLE - Immune C3 deficiency
Decreased C4	- Immune complex diseases - Hyperimmunoglobulinemic states - Cryoglobulinemia - Hereditary angioedema - Immune C4 deficiency - Active SLE - Serum sickness - Autoimmune hemolytic anemia





Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения C3 компонента
системы комплемента в сыворотке или плазме крови человека
иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity c
«C3 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity c (Complement C3)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации,
вариант исполнения: 2 картриджа по 150 тестов**



09P5624



**Набор реагентов для количественного определения C3 компонента системы комплемента в
сыворотке или плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity c**

«C3 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity c (Complement C3)»

2 картриджа по 150 тестов, в составе: Реагент 1 (Alinity c Complement C3 R1) – 2 x 31,6 мл;
Реагент 2 (Alinity c Complement C3 R2) – 2 x 11,8 мл; Инструкция по применению / Производитель:
Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division,
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics
Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Япония /
РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке:
www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических
символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Маркировка медицинского изделия C3 компонент системы компонента Реагенты для Alinity c (Complement C3), 2 картриджа по 150 тестов

C3

Complement C3

C3

REF **09P5624**

LOT **Exp.**

2°C - 8°C

2 x 150

www.corelaboratory.abbott/IFU

Alinity c

R1 **2 x 31.6 mL**

R2 **2 x 11.8 mL**

2°C - 8°C

CONTAINS: AZIDE

! H14360R02

! H14360R02

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

MANUFACTURED FOR
Abbott Laboratories

IVD **CE** **0123**

PRODUCT OF JAPAN

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия C3 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity c (Complement C3), картридж на 150 тестов:



