

To the
Federal Service on
Surveillance in Healthcare
(Roszdravnadzor)


Place of issue: Melsungen

Date of issue: 25.11.2021

We, B. Braun Avitum AG, a company registered at: Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Germany, hereby certify authenticity of the attached document "INSTRUCTIONS FOR USE" for a medical device **OMNIBag 7000 ml effluent collection bag**

B. Braun Avitum AG

Markus Strotmann
Chairman Executive Board
B. Braun Avitum AG


Michael Becker
Member of the Management Board
B. Braun Avitum AG

Nr. 2210/2021 der Urkundenrolle

Die vorstehenden, dem Firmendruck „B. Braun Avitum AG“
beigefügten, vor mir vollzogenen Namensunterschriften

1. des Herrn Markus Strotmann,


2. des Herrn Michael Becker,

beide geschäftsansässig Schwarzenberger Weg 73-79,
D-34212 Melsungen

und mir von Person bekannt, beglaubige ich hiermit.

Der Notar fragte nach einer Vorbefassung im Sinne von
§ 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von den Erschienenen
verneint.

Melsungen, 02. Dezember 2021



[Handwritten Signature]
Notar

«Б. Браун Авитум АГ» / B. Braun Avitum AG
Шварценбергер Вег 73-79, 34212 Мельзунген, Германия /
Schwarzenberger Weg 73 – 79, 34212 Melsungen, Germany

Инструкция по применению
на медицинское изделие

Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл

1. Наименование медицинского изделия

Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл

Используемые сокращения:

Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл, далее по тексту – *мешок OMNIbag*

2. Производитель медицинского изделия

Производитель:

«Б. Браун Авитум АГ», Шварценбергер Вег 73-79, 34212 Мельзунген, Германия /

B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Germany

Тел.: + 49 (5661) 71 – 4735

Место производства:

«Б. Браун Авитум Итали С.п.А», Виа XXV Лужо, 11, 41037 Мирандола (МО), Италия /

B. Braun Avitum Italy S.p.A., Via XXV Luglio, 11, 41037 Mirandola (MO), Italy

Уполномоченная организация (импортер) в РФ:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд»

Сокращенное наименование: ООО «Б. Браун Авитум Руссланд»

Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, ул. 18-я линия В.О., д. 29, лит. 3, пом. 37-Н, ком. 9

Тел: +7 812 334-06-86

E-mail: officeavitum.ru@bbraun.com

3. Назначение медицинского изделия

Мешок OMNIbag предназначен для сбора отработанной жидкости в процессе лечения методом очистки крови. Это изделие для одноразового использования.

4. Классификация медицинского изделия

Россия:

1. Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 32.50.50.190.

2. Код вида медицинского изделия, в соответствии с Приложением 1 «Номенклатурная классификация МИ по видам» Приказа МЗ РФ от 06 июня 2012 г № 4н: 115670.

3. Класс потенциального риска применения МИ, в соответствии с Приложением 2 «Номенклатурная классификация МИ по классам в зависимости от потенциального риска их применения» Приказа МЗ РФ от 06 июня 2012 г № 4н: 1.

Европа: класс безопасности медицинского изделия I в соответствии с Приложением IX Директивы о медицинских изделиях 93/42/ЕЕС.

5. Данные для применения медицинского изделия

5.1. Показания

Мешок OMNIbag в комбинации с набором OMNIset® и с аппаратом OMNI® (система OMNI) предназначен для пациентов с острой почечной недостаточностью и/или

перегрузкой жидкости и/или интоксикацией, которые нуждаются в лечении методами заместительной почечной терапии и плазмафереза.

5.2. Противопоказания

Мешок OMNIbag является принадлежностью для сбора отработанной жидкости и поэтому никаких противопоказаний не имеет.

5.3. Потенциальные потребители

К эксплуатации мешка OMNIbag в комбинации с набором OMNIset® и аппаратом OMNI® (система OMNI) допускается только медицинский персонал с соответствующей подготовкой и квалификацией, прошедший надлежащее обучение и получивший необходимые инструкции.

5.4. Условия применения

Система OMNI используется в отделениях интенсивной терапии и реанимации, отделениях гравитационной хирургии крови или в отделениях для больных с заболеваниями почек в медицинских организациях.

5.5. Побочные эффекты

Не выявлены.

5.6. Предупреждения

- Перед использованием мешка OMNIbag внимательно прочтите инструкцию по применению.
- Мешок OMNIbag предназначен и совместим только с набором OMNIset® предназначенной для использования только в комбинации с аппаратом OMNI®.
- С целью обеспечения безопасности медицинского персонала при работе с мешком OMNIbag необходимо работать в перчатках.
- Тщательно следите, чтобы не допустить перегибов трубок, и проверяйте герметичность мест стыка и соединений, так как нарушение их герметичности может привести к вытеканию отработанной жидкости.
- Используйте только разъем Люера. Разъемы, несовместимые с разъемом Люера, могут стать причиной таких проблем, как утечка, трещины от напряжения, а также других проблем, которые потенциально могут быть связаны с тяжелыми травмами или смертью.
- Не затягивайте разъем Люера слишком сильно, и устанавливайте соединение Люер исключительно вручную; не используйте инструменты (например, плоскогубцы) для подсоединения или отсоединения изделия, так как избыточное усилие может стать причиной разрыва или образования трещин от напряжения в соединениях, что чревато увечьем или смертью, например, вследствие кровопотери или воздушной эмболии.
- Проверяйте параметры и состояние пациента до, во время, и после лечения.
- Регулярно и внимательно следите за следующими параметрами крови: pH, концентрация кальция, магния, калия и натрия.

- Использование совместимых дезинфицирующих средств важно для предотвращения таких повреждений изделия, как растрескивание под напряжением.
- В начале лечебной процедуры, при необходимости, затяните все соединения и регулярно проверяйте их на герметичность на протяжении всей лечебной процедуры. Не затягивайте соединения слишком сильно.

5.7. Основные функциональные и технические характеристики медицинского изделия

Внешний вид мешка OMNIbag представлен на Рисунке 1.




Рисунок 1

где:

1. Оболочка мешка
2. Кран
3. Обратный клапан
4. Колпачок
5. Приводящая трубка

6. Отводящая трубка

7. Ручка мешка

Функциональные характеристики компонентов мешка OMNIbag представлены в Таблице 1.

Таблица 1

№	Компонент	Функциональная характеристика
1	Оболочка мешка	Удержание собранной жидкости в замкнутом пространстве мешка
2	Кран	Запирание/выпуск собранной жидкости в/из мешка
3	Обратный клапан	Обеспечение однонаправленного тока жидкости в мешок, предотвращение контаминации магистрали фильтрата
4	Колпачок	Предотвращение непреднамеренного загрязнения приводящей трубки мешка
5	Приводящая трубка	Обеспечение заполнения мешка
6	Отводящая трубка	Обеспечение опустошения мешка
7	Ручка мешка	Обеспечение переноса мешка и подвешивания на весы аппарата

Основные технические характеристики мешка OMNIbag представлены в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Технические характеристики	Обозначение параметра
1	Объем заполнения мешка OMNIbag, (мл)	7000
2	Толщина оболочки мешка, (мм)	0,20±0,01
3	Ширина мешка OMNIbag, (мм)	304±2
4	Длина мешка OMNIbag (без крана и отводящей трубки), (мм)	496±2
5	Длина ручки мешка (см. поз. 7, Рисунок 1), (мм)	212,50±1,45
6	Ширина ручки мешка (см. поз. 7, Рисунок 1), (мм)	52,70±0,95
7	Диаметр круглых отверстий в ручке мешка (см. поз. 7, Рисунок 1), (мм)	24,30±0,65
8	Длина большого отверстия в ручке мешка (см. поз. 7, Рисунок 1), (мм)	105±1,10
9	Толщина ручки мешка (см. поз. 7, Рисунок 1), (мм)	2,5±0,30

Технические характеристики отдельных компонентов медицинского изделия «Мешок для сбора эфлюента OMNIbag 7000 мл» представлены в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Технические характеристики	Обозначение параметра
1	Длина крана (см. поз. 2, Рисунок 1), (мм)	85,00±0,34
2	Высота крана (см. поз. 2, Рисунок 1), (мм)	25,50
3	Внешний диаметр крана (см. поз. 2, Рисунок 1), (мм)	10,55±0,15
4	Внутренний диаметр крана (см. поз. 2, Рисунок 1), (мм)	8,40±0,14
5	Длина обратного клапана (см. поз. 3, Рисунок 1), (мм)	25,00
6	Ширина обратного клапана (см. поз. 3, Рисунок 1), (мм)	12,00
7	Внешний диаметр обратного клапана (верхняя часть) (см. поз. 3, Рисунок 1), (мм)	4,315+0,00/-0,045
8	Внутренний диаметр обратного клапана (нижняя часть) (см. поз. 3, Рисунок 1), (мм)	3,925+0,10/-0,00
9	Высота колпачка (см. поз. 4, Рисунок 1), (мм)	10,00±0,55
10	Ширина колпачка (см. поз. 4, Рисунок 1), (мм)	11,00±0,55
11	Внешний диаметр колпачка (см. поз. 4, Рисунок 1), (мм)	9,80±0,45
12	Внутренний диаметр колпачка (см. поз. 4, Рисунок 1), (мм)	4,00+0,10/-0,05
13	Длина приводящей трубки (см. поз. 5, Рисунок 1), (мм)	80±3
14	Внешний диаметр приводящей трубки (см. поз. 5, Рисунок 1), (мм)	6±0,10
15	Внутренний диаметр приводящей трубки (см. поз. 5, Рисунок 1), (мм)	4±0,10
16	Длина отводящей трубки (см. поз. 6, Рисунок 1), (мм)	45±3
17	Внешний диаметр отводящей трубки (см. поз. 6, Рисунок 1), (мм)	13,8±0,1
18	Внутренний диаметр отводящей трубки (см. поз. 6, Рисунок 1), (мм)	10,4±0,1

6. Принцип работы

Схематическое изображение принципа работы мешка OMNIbag в комбинации с набором OMNIset® и аппаратом OMNI® представлено на Рисунке 2.




Рисунок 2

где:

1. Пациент с сосудистым доступом
2. Насос крови
3. Шприцевой насос для антикоагуляции
4. Мешок с антикоагулянтным цитратным раствором
5. Плазмочувствительный/Гемочувствительный
6. Мешок OMNIbag
7. Мешок с замещающим раствором
8. Мешок с диализатом или замещающим раствором
9. Нагреватель магистрали для диализата или замещающего раствора
10. Насосы блока жидкости
11. Набор OMNIset® (одноразовый комплект)

Примечание

Перед использованием мешка OMNIbag в комбинации с набором OMNIset® внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации аппарата OMNI®.

Инструкция по применению мешка OMNIbag и набора OMNIset® предоставляется совместно с аппаратом OMNI®, поскольку набор OMNIset® и мешок OMNIbag, является расходным материалом к аппарату OMNI® одноразового использования.

Порядок установки мешка OMNIbag:

- Установить зажим на магистраль фильтра.
- Отсоединить мешок фильтра от магистрали фильтра.
- Снять полный мешок фильтра с центральных весов.
- Повесить один или два новых мешка фильтра на центральные весы.
- Снять крышку и подсоединить магистраль фильтра к мешку фильтра.
- Закрыть кран на сливном выпуске.
- Открыть зажим на магистрали фильтра.

7. Описание медицинского изделия

Мешок OMNIbag для сбора эффлюента с коннектором типа Луер Лок для подсоединения к линии эффлюента комплекта OMNIset имеет специальный большой поворотный клапан для опустошения мешка.

Также имеет обратный клапан для защиты от возвратного потока отработанной жидкости. Изделие вмещает объем излишней жидкости не более 7 литров.

Мешок OMNIbag изготовлен из бесцветной, прозрачной пленки ПВХ.

Материалы биологического, животного происхождения не используются.

Лекарственные средства не используются.

8. Биологическая безопасность

Материалы животного или человеческого происхождения в мешке OMNIbag отсутствуют. Лекарственные средства, фармацевтические субстанции в мешке OMNIbag отсутствуют.

9. Сведения по стерилизации

Мешок OMNIbag не подлежит стерилизации.

10. Техническое обслуживание и ремонт

Мешок OMNIbag является изделием одноразового применения и не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

11. Упаковка медицинского изделия

Мешок OMNIbag упаковывается в индивидуальную и далее в групповую (потребительскую) упаковку.

Индивидуальная упаковка:

Каждый мешок OMNIbag помещен в герметичный пакет, изготовленный из пленки и бумаги.

Групповая (потребительская) упаковка:

Групповая упаковка представляет собой складную коробку из гофрированного картона. В групповую упаковку вкладываются медицинские изделия (по 40 шт.), каждое в индивидуальной упаковке

Инструкция по применению на бумажном носителе (1 шт.) прикладывается на одну групповую упаковку.

12. Комплект поставки медицинского изделия

Комплектом поставки медицинского изделия «Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл» является групповая (транспортная) упаковка, которая содержит:

- Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл (по 40 штук в герметичных пакетах в складной картонной коробке);
- Инструкция по применению на бумажном носителе – 1 шт.

13. Маркировка медицинского изделия

Символы, используемые при маркировке представлены в Таблице 4.

Таблица 4

Символ	Расшифровка
	Использовать до
	Дата изготовления
	Код партии
	Артикулярный номер
	СЕ марка – знак соответствия требованиям Директивы 93/42/ЕЕС (Регламента (ЕС) 2017/745 о медицинских изделиях DoC в соответствии с MDR)
	Предел температуры
 Снятие	Запрет на повторное применение

	Не использовать при повреждении упаковки
	Нестерильно
	Изготовитель
	«Зелёная точка», упаковочный материал подлежит вторичной переработке
	Будьте осторожны при открывании ножом, так как это может повредить содержимое
	«Петля Мебиуса», знак вторичной переработки

13.1. Описание маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия

Индивидуальная упаковка должна содержать следующую информацию:

- логотип фирмы-производителя (на латинице);
- торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- символ «Использовать до»*;
- символ «Дата изготовления»*;
- символ «Код партии»*;
- символ «Артикулярный номер»*;
- двумерный матричный штрихкод;
- код GTIN (международный код маркировки товарной позиции);
- символ CE-марки*;
- символ «Предел температуры»*;
- символ «Запрет на повторное применение»*;
- символ «Не использовать при повреждении упаковки»*;
- символ «Нестерильно»*;
- иллюстрированные указания по опорожнению мешка OMNIbag;
- предупреждение о недопустимости использования медицинского изделия, если упаковка повреждена; предупреждение о том, что мешок OMNIbag относится к медицинским изделиям однократного применения (не более 96 часов); отсылка на иллюстрированные указания по опорожнению мешка OMNIbag;
- символ «Изготовитель»*;
- наименование и почтовый адрес производителя (B. Braun Avitum AG, 34209 Melsungen, Germany);
- наименование и адрес места производства (на латинице);
- надпись «Made in Italy» (перевод – «Сделано в Италии»);
- наименование медицинского изделия на русском языке;
- наименование и адрес производителя на русском языке;
- наименование и адрес места производства на русском языке;
- наименование и адрес уполномоченной организации (импортер) в РФ.

* обозначение символов см. в Таблице 4

13.2. Описание маркировки групповой (транспортной) упаковки медицинского изделия

Групповая (транспортная) упаковка должна содержать следующую информацию:

- торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- количество изделий в упаковке;
- символ «Использовать до»*;
- символ «Дата изготовления»*;
- символ «Код партии»*;
- символ «Артикулярный номер»*;
- символ CE-марки*;
- символ «Предел температуры»*;
- символ «Нестерильно»*;
- символ «Запрет на повторное применение»*;
- символ «Не использовать при повреждении упаковки»*;
- символ «Зелёная точка»*;
- двумерный матричный штрихкод;
- код GTIN (международный код маркировки товарной позиции);
- наименование и почтовый адрес производителя (B. Braun Avitum AG, 34209 Melsungen, Germany);
- наименование и адрес места производства (на латинице);
- надпись «Made in Italy» (перевод – «Сделано в Италии»);
- логотип фирмы-производителя (на латинице);
- символ «Будьте осторожны при открывании ножом, так как это может повредить содержимое»*;
- символ «Петля Мебиуса»*;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование медицинского изделия на русском языке;
- наименование и адрес производителя на русском языке;
- наименование и адрес места производства на русском языке;
- наименование и адрес уполномоченной организации (импортер) в РФ.

* обозначение символов см. в Таблице 4

14. Утилизация медицинского изделия

Утилизация использованного изделия должна производиться в соответствии с соответствующими правилами лечебных учреждений, с нормативными документами и требованиями для утилизации данного вида изделий, принятыми в стране распространения.

Упаковку изделия утилизируют в местах сбора бытового мусора.

Медицинское изделие «Мешок для сбора эфлюента OMNIbag 7000 мл» подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПин 2.1.3684-21 по классу Б и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Неиспользованное медицинское изделие «Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл» подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПин 2.1.3684-21 по классу А и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

15. Условия эксплуатации транспортировки и хранения

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения медицинского изделия «Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл» приведены в Таблице 5.

Таблица 5

	Значения
Эксплуатация	
Температура	от +13 до +30 °С Отклонение температуры окружающего воздуха во время текущей процедуры лечения: ± 3 °С
Относительная влажность	10 – 70 % без образования конденсата Отклонение влажности во время текущей процедуры лечения: ± 10 %
Атмосферное давление	70 – 106 кПа
Транспортировка и хранение	
Температура	от 0 °С до + 30 °С
Относительная влажность	10 – 98 %
Атмосферное давление	50 – 106 кПа

Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. При соблюдении условий хранения использовать до указанного на упаковке срока годности.

16. Срок годности

Мешок OMNIbag относится к медицинским изделиям однократного применения (не более 96 часов).

Срок годности медицинского изделия «Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл» составляет 3 года со дня изготовления.

17. Утилизация медицинского изделия

Утилизация использованного изделия должна производиться в соответствии с соответствующими правилами лечебных учреждений, с нормативными документами и требованиями для утилизации данного вида изделий, принятыми в стране распространения.

Упаковку изделия утилизируют в местах сбора бытового мусора.

Медицинское изделие «Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл» подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПин 2.1.3684-21 по классу Б и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Неиспользованное медицинское изделие «Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл» подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПин 2.1.3684-21 по классу А и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

18. Рекламации

По вопросам эксплуатации и претензий по качеству медицинского изделия «Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл» обращаться к официальному производителю медицинских изделий или к уполномоченному представителю производителя на территории РФ.

Производитель:

«Б. Браун Авитум АГ», Шварценбергер Вег 73-79, 34212 Мельзунген, Германия /
B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Germany
Тел.: + 49 (5661) 71 – 4735

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд»

Сокращенное наименование: ООО «Б. Браун Авитум Руссланд»

Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, ул. 18-я линия В.О., д. 29, лит. 3, пом. 37-Н, ком. 9

Тел: +7 812 334-06-86

E-mail: officeavitum.ru@bbbraun.com



Перевод с английского и немецкого языков

«Б. Браун Авитум АГ» (B. Braun Avitum AG)

Шварценбергс Вег 73-79

34212 Мельзунген

В Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения «Росздравнадзор»

Место выдачи документа: Мельзунген

Дата выдачи: 25.11.2021

Мы, компания «Б. Браун Авитум АГ» (B. Braun Avitum), зарегистрированная по адресу:
Шварценбергс Вег 73 - 79, 34212 Мельзунген, Германия, подтверждаем подлинность
прилагаемого документа: «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» на медицинское
изделие: Мешок для сбора эффлюента OMNIbag 7000 мл.

«Б. Браун Авитум АГ» (B. Braun Avitum AG)

/Подписано/

Маркус Штротманн
(Markus Strotmann)
Председатель Исполнительного
совета
«Б. Браун Авитум АГ»
(B. Braun Avitum AG)

/Подписано/

Майкл Бекер (Michael Becker)
Член правления
«Б. Браун Авитум АГ»
(B. Braun Avitum AG)

Председатель Наблюдательного
совета:
Анна Мария Браун (Anna Maria
Braun), Магистр права

Исполнительный совет:
Маркус Штротманн
(Markus Strotmann)
(Председатель)
Майкл Бекер (Michael
Becker)
Д-р. Хольгер Зиберг (Holger

Корпоративный офис: Мельзунген
Регистрационный суд: Окружной суд
г. Фришлар
HRB 11 263
Reg. № НДС DE210567578
Reg. номер согласно Директиве WEEE
DE 95624383

Адрес:
«Б. Браун Авитум АГ»
(B. Braun Avitum AG)
Шварценбергс Вег 73-79
34212 Мельзунген
Германия

№ 2210/2021 нотариального реестра

Настоящим подтверждаю подлинность известных мне подписей, совершенных в приводимом выше документе компании «Б. Браун Авитум АГ» (B. Braun Avitum AG),

1. г-на Маркуса Штротманна (Markus Strotmann),

2. г-на Майкла Бекера (Michael Becker),

оба имеют служебный адрес: Шварценбергер Вег 73-79, D-34212 Мельзунген

На вопрос нотариуса о наличии конфликта интересов, являющегося препятствием для совершения нотариального действия, предусмотренного п. 7 абз. 1 ст. 3 Закона ФРГ "О нотариальном удостоверении", лицо, обратившееся за совершением нотариальных действий, ответило отрицательно.

Мельзунген, 2 декабря 2021 г.

Сквозная печать-наклейка

*/Подписано/
Нотариус*

Страница 3-14

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
Мешок для сбора эфлюента OMNIBag 7000 мл

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Махмуровым Кириллом Рустамовичем.



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвертого декабря две тысячи двадцать первого года.

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Махмурова Кирилла Рустамовича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2021- *104-219*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 16 лист(а)(ов)

Нотариус



Г.Б. Акимов

